



Portée détaillée v.12 de l'attestation N° 1-0252

Detailed scope v.12 of the attestation N° 1-0252

Date de publication / Publish date: 24/06/2026

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

Nestlé Waters Management & Technology

Nestlé Waters Management & Technology - Laboratoire de chimie				
AGROALIMENTAIRE / MATERIAUX AU CONTACT DES ALIMENTS / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
SALY	Matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires	Al, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Eu, Fe, Gd, Ge, Hg, La, Li, Mn, Ni, Pb, Sb, Tb, Ti, V, Zn	Migration dans l'éthanol 10% et dosage par ICP-MS	Méthode interne MOp 1-7/C117
SALY	Matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires	Al, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Eu, Fe, Gd, Ge, Hg, La, Li, Mn, Ni, Pb, Sb, Tb, Ti, V, Zn	Migration dans l'éthanol 20% et dosage par ICP-MS	Méthode interne MOp 1-7/C117
SALY	Matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires	Al, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Eu, Fe, Gd, Ge, Hg, La, Li, Mn, Ni, Pb, Sb, Tb, Ti, V, Zn	Migration dans l'éthanol 50% et dosage par ICP-MS	Méthode interne MOp 1-7/C117
SALY	Matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires	Al, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Eu, Fe, Gd, Ge, Hg, La, Li, Mn, Ni, Pb, Sb, Tb, Ti, V, Zn	Migration dans l'éthanol 95% et dosage par ICP-MS	Méthode interne MOp 1-7/C117
SALY	Matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires	Al, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Eu, Fe, Gd, Ge, Hg, La, Li, Mn, Ni, Pb, Sb, Tb, Ti, V, Zn	Migration dans l'acide acétique 3% et dosage par ICP-MS	Méthode interne MOp 1-7/C117
SALY	Matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires	Ammonium	Migration dans l'éthanol 10% et dosage par Chromatographie ionique	Méthode interne MOp 1-7/C104
SALY	Matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires	Ammonium	Migration dans l'éthanol 20% et dosage par Chromatographie ionique	Méthode interne MOp 1-7/C104
SALY	Matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires	Ammonium	Migration dans l'éthanol 50% et dosage par Chromatographie ionique	Méthode interne MOp 1-7/C104

AGROALIMENTAIRE / MATERIAUX AU CONTACT DES ALIMENTS / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
SALY	Matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires	Ammonium	Migration dans l'éthanol 95% et dosage par Chromatographie ionique	Méthode interne MOp 1-7/C104
SALY	Matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires	Ammonium	Migration dans l'acide acétique 3% et dosage par Chromatographie ionique	Méthode interne MOp 1-7/C104
SALY	Matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires	Calcium, Magnésium, Potassium, Sodium	Migration dans l'éthanol 10% et dosage par Chromatographie ionique	Méthode interne MOp 1-7/C70
SALY	Matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires	Calcium, Magnésium, Potassium, Sodium	Migration dans l'éthanol 20% et dosage par Chromatographie ionique	Méthode interne MOp 1-7/C70
SALY	Matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires	Calcium, Magnésium, Potassium, Sodium	Migration dans l'éthanol 50% et dosage par Chromatographie ionique	Méthode interne MOp 1-7/C70
SALY	Matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires	Calcium, Magnésium, Potassium, Sodium	Migration dans l'éthanol 95% et dosage par Chromatographie ionique	Méthode interne MOp 1-7/C70
SALY	Matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires	Calcium, Magnésium, Potassium, Sodium	Migration dans l'acide acétique 3% et dosage par Chromatographie ionique	Méthode interne MOp 1-7/C70
SALY	Métaux et alliages en contact avec les denrées alimentaires	Al, Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Ni, Pb, Mo, Sb, Sn, Ti, Hg, Tl, V, Zn	Migration dans l'acide citrique 5g/L et dosage par ICP-MS	Méthode interne MOp 1-7/C117
SALY	Objets en céramique et objets en verre en contact avec les denrées alimentaires	Cd, Pb	Migration dans l'acide acétique 4% et dosage par ICP-MS	Méthode interne MOp 1-7/C117
SALY	Matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires	2-méthyl-1,3-dioxolane, Benzène, Toluène, Styrène, Furane, Limonène, Tetrahydrofurane	Broyage Espace de tête et dosage par GC-MS	Méthode interne MOp 1-7/C183
SALY	Matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires	Bisphénol A, Bisphénol F, TetraMéthyl-Bisphénol F	Broyage selon la configuration de l'emballage Extraction au solvant et dosage par LC-MS/MS	Méthode interne MOp 1-7/C180
SALY	Matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires	4-Hydroxyquinazoline, 2-méthyl-4(3H)-quinazolinone, Bis(2-hydroxyethyl)terephthalate, Ethylene terephthalate dimère cyclique	Mise en contact avec un simulant alimentaire Préconcentration en ligne et dosage par LC-HRMS	NF EN 13130-1 (Hors sachet) Méthode interne MOp 1-7/C181

AGROALIMENTAIRE / MATERIAUX AU CONTACT DES ALIMENTS / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
SALY	Matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires	2-methyl-1,3-dioxolane, Benzène, Toluène, Styrène, Furane, Tetrahydrofurane	Mise en contact avec un simulant alimentaire Espace de tête et dosage par GC-MS	NF EN 13130-1 (Hors sachet) Méthode interne MOp 1-7/C182
SB3K	Matières plastiques	Fluor Total (TF), Fluor Inorganique Total (TIF), Fluor Organique Total (TOF)	Préparation : Précombustion Analyse : Combustion - Chromatographie ionique	Méthode interne MOp 1-7/C201
SB3K	Papiers	Fluor Total (TF), Fluor Inorganique Total (TIF), Fluor Organique Total (TOF)	Préparation : Précombustion Analyse : Combustion - Chromatographie ionique	Méthode interne MOp 1-7/C201

Nestlé Waters Management & Technology - Laboratoire de chimie

AGROALIMENTAIRE / BOISSONS (HORS EAUX DE CONSOMMATION) ET PRODUITS SUCRES ET EDULCORES / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
RE49	Infusions Boissons non alcoolisées	Acide acétique, Acide butyrique, Acide citrique, Acide formique, Acide fumarique, Acide oxalique, Acide propionique, Acide quinique, Acide succinique	Préparation : Injection directe Analyse : CI-MS/MS	Méthode interne MOp 1-7/C145
SAIO	Infusions Boissons non alcoolisées	Acesulfame K, Aspartame, Benzoate, Caféine, Cyclamate, Saccharine, Sorbate	Préparation : Injection directe Analyse : LC-MS/MS	Méthode interne MOp 1-7/C150
SAIO	Infusions Boissons non alcoolisées	Acesulfame, Aspartame, Benzoate, Caféine, Cyclamate, Saccharine, Sorbate	Préparation : Injection directe Analyse : LC-CAD-DAD	Méthode interne MOp 1-7/C193

ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'EAU / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
SA8Y	Eaux douces	4:2 FTS (1H,1H,2H,2H-perfluorohexanesulphonic acid), 6:2 FTS (1H,1H,2H,2H-perfluorooctanesulphonic acid), 8:2 FTS (1H,1H,2H,2H-perfluorodecaneulphonic acid), ADONA (Dodecafluoro-3H-4,8-dioxananoic acid), FOSA (Perfluorooctanesulfonamide), FOSAA (Perfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acid), HFPO-DA (Hexafluoropropylene oxide dimer acid (GenX)), N-EtFOSA (N-Ethylperfluorooctanesulfonamide), PFBS (Perfluorobutane sulfonic acid), PFDA (Perfluorodecanoic acid), PFEESA (Perfluoro(2-ethoxyethane)sulfonic acid), PFHpA (Perfluoroheptanoic acid), PFHpS (Perfluorododecanoic acid), PFHxA (Perfluorohexanoic acid), PFHxS (Perfluorohexane sulfonic acid), PFMBa (Perfluoro-5-oxahexanoic acid), PFNA (Perfluorononanoic acid), PFNS (Perfluorononanesulfonic acid), PFOA (Perfluorooctanoic acid), PFOS (Perfluorooctane sulfonic acid), PFPS (Perfluoropentanesulfonic acid)	Pré-concentration en ligne et dosage par LC/MS/MS	Méthode Interne MOp 1-7/C158
SAEZ	Eaux minérales naturelles (1) Eaux carbo-gazeuses (1)	4:2 FTS (1H,1H,2H,2H-perfluorohexanesulphonic acid), 6:2 FTS (1H,1H,2H,2H-perfluorooctanesulphonic acid), 8:2 FTS (1H,1H,2H,2H-perfluorodecaneulphonic acid), ADONA (Dodecafluoro-3H-4,8-dioxananoic acid), FOSA (Perfluorooctanesulfonamide), FOSAA (Perfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acid), HFPO-DA (Hexafluoropropylene oxide dimer acid (GenX)), N-EtFOSA (N-Ethylperfluorooctanesulfonamide), PFBS (Perfluorobutane sulfonic acid), PFDA (Perfluorodecanoic acid), PFEESA (Perfluoro(2-ethoxyethane)sulfonic acid), PFHpA (Perfluoroheptanoic acid), PFHpS (Perfluorododecanoic acid), PFHxA (Perfluorohexanoic acid), PFHxS (Perfluorohexane sulfonic acid), PFMBa (Perfluoro-5-oxahexanoic acid), PFNA (Perfluorononanoic acid), PFNS (Perfluorononanesulfonic acid), PFOA (Perfluorooctanoic acid), PFOS (Perfluorooctane sulfonic acid), PFPS (Perfluoropentanesulfonic acid)	Pré-concentration en ligne et dosage par LC/MS/MS	Méthode Interne MOp 1-7/C158
SA8Y	Eaux douces	Trifluoroacetic acid (TFA)	Injection directe et dosage par CI-MS/MS	Méthode Interne MOp 1-7/C199

ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'EAU / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
SAEZ	Eaux minérales naturelles (1) Eaux carbo-gazeuses (1)	Trifluoroacetic acid (TFA)	Injection directe et dosage par CI-MS/MS	Méthode Interne MOp 1-7/C199
SA8Y	Eaux douces	N-nitrosodibutylamine (NDBA), N-nitrosodiethylamine (NDEA), N-nitrosodipropylamine (NDPA), N-nitrosomorpholine (NMOR), N-nitrosopiperidine (NPIP)	Pré-concentration en ligne et dosage par LC/HRMS	Méthode Interne MOp 1-7/C112
SAEZ	Eaux minérales naturelles (1) Eaux carbo-gazeuses (1)	N-nitrosodibutylamine (NDBA), N-nitrosodiethylamine (NDEA), N-nitrosodipropylamine (NDPA), N-nitrosomorpholine (NMOR), N-nitrosopiperidine (NPIP)	Pré-concentration en ligne et dosage par LC/HRMS	Méthode Interne MOp 1-7/C112
SA8Y	Eaux douces	1-(3-4-dichlorophenyl)-3-methylurea, 1-(3-4-dichlorophenyl)-urea, 2-6-dichlorobenzamide (BAM), 3-Hydroxycarbofuran, Ametryn, Amisulbrom, Atrazine, Atrazine-desethyl, Atrazine-desisopropyl, Azoxystrobin, Azoxystrobin-R234886, Benzoin, Carbofuran, Chloridazon, Chlortoluron, Chlotoluron-desmethyl, Desmethyl-norflurazon, Desphenyl-methyl-chloridazon, Dimethachlore, Dimethenamide, Diuron, Flufecanet, Flufecanet OA, Irgarol, Irgarol-M1 (Terbutryn-desethyl), Isochloridazon, Isoproturon, Isoproturon-M1, Metalaxyl, Metazachlor, Metolachlor, N,N-dimethyl-2-sulfamoylnicotinamide, Nicosulfuron, N-N-Dimethylsulfamide (DMS), Norflurazon, Oryzalin, Penoxsulam, Pethoxamid, Pethoxamid-ESA, Picosystrobin, Picosystrobin-M8, Prometon, Prometryn, Propachlor, Propazine, Propazine-2-hydroxy, Propiconazole, Simazine, Simetryn, Terbutylazine, Terbutylazine-2-hydroxy, Terbutylazine-desethyl, Terbutryn, Thiacloprid, Thiamethoxam-CGA353968	Pré-concentration en ligne et dosage par LC/MS/MS	Méthode Interne MOp 1-7/C155

ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'EAU / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
SAEZ	Eaux minérales naturelles (1) Eaux carbo-gazeuses (1)	1-(3-4-dichlorophenyl)-3-methylurea, 1-(3-4-dichlorophenyl)-urea, 2-6-dichlorobenzamide (BAM), 3-Hydroxycarbofuran, Ametryn, Amisulbrom, Atrazine, Atrazine-desethyl, Atrazine-desisopropyl, Azoxystrobin, Azoxystrobin-R234886, Benzoin, Carbofuran, Chloridazon, Chlortoluron, Chlortoluron-desmethyl, Desmethyl-norflurazon, Desphenyl-methyl-chloridazon, Dimethachlore, Dimethenamide, Diuron, Flufecanet, Flufecanet OA, Irgarol, Irgarol-M1 (Terbutryn-desethyl), Isochloridazon, Isoproturon, Isoproturon-M1, Metalaxyl, Metazachlor, Metolachlor, N,N-dimethyl-2-sulfamoylnicotinamide, Nicosulfuron, N-N-Dimethylsulfamide (DMS), Norflurazon, Oryzalin, Penoxsulam, Pethoxamid, Pethoxamid-ESA, Picosystrobin, Picoxystrobin-M8, Prometon, Prometryn, Propachlor, Propazine, Propazine-2-hydroxy, Propiconazole, Simazine, Simetryn, Terbutylazine, Terbutylazine-2-hydroxy, Terbutylazine-desethyl, Terbutryn, Thiocloprid, Thiamethoxam-CGA353968	Pré-concentration en ligne et dosage par LC/MS/MS	Méthode Interne MOp 1-7/C155
SA8Y	Eaux douces	Acetochlor-OA, Alachlor-OA, Amisulbrom-IT-4, Bentazon-8-hydroxy, Butachlor-ESA, Butachlor-OA, Dimetachlor-ESA (CGA 354742), Dimetachlor-OA (CGA 50266), Dimethachlor-CGA 373464, Dimethachlor-SYN 528702, Dimethenamid-ESA (M27), Dimethenamid-OXA (M23), Fludioxonil-CGA-192155, Metazachlor-BH479-9, Metazachlor-ESA (BH 479-8), Metazachlor-OA (BH 479-4), Metolachlor-CGA 357704, Metolachlor-CGA-368208, Metolachlor-CGA-37735, Metolachlor-CGA-50267, Metolachlor-ESA (CGA354743), Metolachlor-NOA-413173, Metolachlor-OA (CGA 51202), Picoxystrobin-M3, Pinoxaden-M2 (NOA-407854), Propachlor-ESA, Propachlor-OA, Propiconazole-NOA-436613, Quinmerac-BH518-5, Terbutylazin-CGA-324007, Tritosulfuron-BH635-3, Tritosulfuron-BH635-4	Pré-concentration en ligne et dosage par LC/MS/MS	Méthode Interne MOp 1-7/C157

ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'EAU / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
SAEZ	Eaux minérales naturelles (1) Eaux carbo-gazeuses (1)	Acetochlor-OA, Alachlor-OA, Amisulbrom-IT-4, Bentazon-8-hydroxy, Butachlor-ESA, Butachlor-OA, Dimetachlor-ESA (CGA 354742), Dimetachlor-OA (CGA 50266), Dimethachlor-CGA 373464, Dimethachlor-SYN 528702, Dimethenamid-ESA (M27), Dimethenamid-OXA (M23), Fludioxonil-CGA-192155, Metazachlor-BH479-9, Metazachlor-ESA (BH 479-8), Metazachlor-OA (BH 479-4), Metolachlor-CGA 357704, Metolachlor-CGA-368208, Metolachlor-CGA-37735, Metolachlor-CGA-50267, Metolachlor-ESA (CGA354743), Metolachlor-NOA-413173, Metolachlor-OA (CGA 51202), Picoxystrobin-M3, Pinoxaden-M2 (NOA-407854), Propachlor-ESA, Propachlor-OA, Propiconazole-NOA-436613, Quinmerac-BH518-5, Terbutylazin-CGA-324007, Tritosulfuron-BH635-3, Tritosulfuron-BH635-4	Pré-concentration en ligne et dosage par LC/MS/MS	Méthode Interne MOp 1-7/C157
SA8Y	Eaux douces	Résidus de médicaments : Acetaminophene, Androstendione, Atenolol, Bezafibrate, Carbamazépine, Cotinine, DEET, Fluoxetine, Iopromide, Ketoprofene, Levonogestrol, Medroxyprogesterone, Metoprolol, Metronidazole, Norethindrone, Primidone, Progesterone, Sotalol, Sulfamerazine, Sulfamethazine, Sulfamethizole, Sulfamethoxazole, Testostérone, Théophylline, Triméthoprim	Pré-concentration en ligne et dosage par LC/MS/MS	Méthode interne MOp 1-7/C79
SAEZ	Eaux minérales naturelles (1) Eaux carbo-gazeuses (1)	Résidus de médicaments : Acetaminophene, Androstendione, Atenolol, Bezafibrate, Carbamazépine, Cotinine, DEET, Fluoxetine, Iopromide, Ketoprofene, Levonogestrol, Medroxyprogesterone, Metoprolol, Metronidazole, Norethindrone, Primidone, Progesterone, Sotalol, Sulfamerazine, Sulfamethazine, Sulfamethizole, Sulfamethoxazole, Testostérone, Théophylline, Triméthoprim	Pré-concentration en ligne et dosage par LC/MS/MS	Méthode interne MOp 1-7/C79
SA8Y	Eaux douces	Ethyl paraben, Propyl paraben, Butyl paraben, Triclosan, Triclocarban	Pré-concentration en ligne et dosage par LC/MS/MS	Méthode interne MOp 1-7/C83
SAEZ	Eaux minérales naturelles (1) Eaux carbo-gazeuses (1)	Ethyl paraben, Propyl paraben, Butyl paraben, Triclosan, Triclocarban	Pré-concentration en ligne et dosage par LC/MS/MS	Méthode interne MOp 1-7/C83

ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'EAU / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
SA8Y	Eaux douces	Résidus de médicaments : Gemfibrozil, Naproxen, Acide clofibrique, clothianidine, furosemide	Pré-concentration en ligne et dosage par LC/MS/MS	Méthode interne MOp 1-7/C83
SAEZ	Eaux minérales naturelles (1) Eaux carbo-gazeuses (1)	Résidus de médicaments : Gemfibrozil, Naproxen, Acide clofibrique, clothianidine, furosemide	Pré-concentration en ligne et dosage par LC/MS/MS	Méthode interne MOp 1-7/C83
SA8Y	Eaux douces	Microcystines : Microcystine LR dissoute, Microcystine YR dissoute, Microcystine RR dissoute	Pré-concentration en ligne et dosage par LC/MS/MS	Méthode interne MOp 1-7/C135
SAEZ	Eaux minérales naturelles (1) Eaux carbo-gazeuses (1)	Microcystines : Microcystine LR dissoute, Microcystine YR dissoute, Microcystine RR dissoute	Pré-concentration en ligne et dosage par LC/MS/MS	Méthode interne MOp 1-7/C135
SA8Y	Eaux douces	Chlorure de benzyldiméthyldecylammonium (BAC 10), Chlorure de benzyldiméthylododecylammonium (BAC 12), Chlorure de didecyldimethylammonium (DDAC 10)	Pré-concentration en ligne et dosage par LC/MS/MS	Méthode interne MOp 1-7/C118
SAEZ	Eaux minérales naturelles (1) Eaux carbo-gazeuses (1)	Chlorure de benzyldiméthyldecylammonium (BAC 10), Chlorure de benzyldiméthylododecylammonium (BAC 12), Chlorure de didecyldimethylammonium (DDAC 10)	Pré-concentration en ligne et dosage par LC/MS/MS	Méthode interne MOp 1-7/C118

ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'EAU / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
SA8Y	Eaux douces	Ethoxylates : 4-tert-octylphenol-monoethoxylate, 4-tert-octylphenol-diethoxylate, 4-nonylphenol-monoethoxylate, 4-nonylphenol-diethoxylate	Pré-concentration en ligne et dosage par LC/MS/MS	Méthode interne MOp 1-7/C119
SAEZ	Eaux minérales naturelles (1) Eaux carbo-gazeuses (1)	Ethoxylates : 4-tert-octylphenol-monoethoxylate, 4-tert-octylphenol-diethoxylate, 4-nonylphenol-monoethoxylate, 4-nonylphenol-diethoxylate	Pré-concentration en ligne et dosage par LC/MS/MS	Méthode interne MOp 1-7/C119
SA8Y	Eaux douces	Alkylphénols : 4-nonylphenol, 4-tert-octylphenol, 4n-octylphenol, 4n-nonylphenol	Pré-concentration en ligne et dosage par LC/MS/MS	Méthode interne MOp 1-7/C120
SAEZ	Eaux minérales naturelles (1) Eaux carbo-gazeuses (1)	Alkylphénols : 4-nonylphenol, 4-tert-octylphenol, 4n-octylphenol, 4n-nonylphenol	Pré-concentration en ligne et dosage par LC/MS/MS	Méthode interne MOp 1-7/C120
SA8Y	Eaux douces	Acide dichloroacétique, Acide dibromoacétique	Injection directe et dosage par CI/MS/MS	Méthode interne MOp 1-7/C138
SAEZ	Eaux minérales naturelles (1) Eaux carbo-gazeuses (1)	Acide dichloroacétique, Acide dibromoacétique	Injection directe et dosage par CI/MS/MS	Méthode interne MOp 1-7/C138

ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'EAU / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
SA8Y	Eaux douces	Hydrocarbures Aromatiques polycycliques(HPA) : Acénaphthylène, acénaphène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, dibenzo(a,h)anthracène, benzo(g,h,i)pérylène, indéno(1,2,3-cd)pyrène, benzo (e) pyrène, dibenzo (a,c) anthracène, benzo(j) fluoranthène	Extraction Solide/liquide (SPE) et dosage par GC/MS/MS	Méthode interne MOp 1-7/C84
SAEZ	Eaux minérales naturelles (1) Eaux carbo-gazeuses (1)	Hydrocarbures Aromatiques polycycliques(HPA) : Acénaphthylène, acénaphène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, dibenzo(a,h)anthracène, benzo(g,h,i)pérylène, indéno(1,2,3-cd)pyrène, benzo (e) pyrène, dibenzo (a,c) anthracène, benzo(j) fluoranthène	Extraction Solide/liquide (SPE) et dosage par GC/MS/MS	Méthode interne MOp 1-7/C84

ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'EAU / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
SA8Y	Eaux douces	Phtalates : Dimethyl-phtalate, Diethyl-phtalate, Dipropyl-phtalate, Bis(2-methoxyethyl)-phtalate, Diallyl-phtalate, Dibutyl-phtalate, Diisobutyl-phtalate, Benzylbutyl-phtalate, Diisopentyl-phtalate, Dicyclohexyl-phtalate, Bis(2-ethylhexyl)-phtalate	Extraction liquide/liquide et dosage par GC/MS	Méthode interne MOp 1-7/C115
SAEZ	Eaux minérales naturelles (1) Eaux carbo-gazeuses (1)	Phtalates : Dimethyl-phtalate, Diethyl-phtalate, Dipropyl-phtalate, Bis(2-methoxyethyl)-phtalate, Diallyl-phtalate, Dibutyl-phtalate, Diisobutyl-phtalate, Benzylbutyl-phtalate, Diisopentyl-phtalate, Dicyclohexyl-phtalate, Bis(2-ethylhexyl)-phtalate	Extraction liquide/liquide et dosage par GC/MS	Méthode interne MOp 1-7/C115
SA8Y	Eaux douces	Acétaldéhyde, Formaldéhyde	Préparation : Dérivation Espace de tête Analyse : GC-MS	Méthode interne MOp 1-7/C194
SAEZ	Eaux minérales naturelles (1) Eaux carbo-gazeuses (1)	Acétaldéhyde, Formaldéhyde	Préparation : Dérivation Espace de tête Analyse : GC-MS	Méthode interne MOp 1-7/C194
SA8Y	Eaux douces	AMPA (Acide aminométhylphosphonique), Glufosinate	Injection directe et dosage par CI/MS/MS	Méthode interne MOp 1-7/C188

ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'EAU / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
SAEZ	Eaux minérales naturelles (1)	AMPA (Acide aminométhylphosphonique), Glufosinate	Injection directe et dosage par CI/MS/MS	Méthode interne
	Eaux carbo-gazeuses (1)			MOp 1-7/C188
SA8Y	Eaux douces	Chlormequat, Diquat, Mepiquat, Paraquat	Injection directe et dosage par CI/MS/MS	Méthode interne MOp 1-7/C186
SAEZ	Eaux minérales naturelles (1)	Chlormequat, Diquat, Mepiquat, Paraquat	Injection directe et dosage par CI/MS/MS	Méthode interne
	Eaux carbo-gazeuses (1)			MOp 1-7/C186