



Portée détaillée v.11 de l'attestation N° 1-0752

*Detailed scope v.11 of the attestation N° 1-0752**Date de publication / Publish date: 08/07/2026*

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

AQUALEHA

AQUALEHA site de Vitré - SERVICE CHIMIE				
AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques				
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Produits dérivés des céréales	Détermination de la teneur en : Aflatoxines (B1, B2, G1, G2) Fumonisines (B1, B2) Déoxynivalénol (DON ou Vomitoxine) Zéaralénone Ochratoxine A Toxines (T2, HT2)	Extraction : Par solvant Analyse : LC-MS/MS	Méthode interne MI0063

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Produits dérivés des céréales Alimentation infantile : purée de fruits ou légumes / desserts lactés / plats préparés...	Détermination de la teneur en : Aflatoxines (B1, B2, G1, G2)	Extraction : Par solvant Purification : Immunoaffinité Analyse : LC-MS/MS	Méthode interne MI0063
1	Alimentation infantile : purée de fruits ou légumes / desserts lactés / plats préparés ...	Détermination de la teneur en : Ochratoxine A Déoxynivalénol (DON ou vomitoxine) Fumonisinés (B1, B2) Zéaralénone Toxines T2,HT2	Extraction : Par solvant Analyse : LC- MS/MS	Méthode interne MI0063
1	Fruits séchés	Détermination de la teneur en : Aflatoxines (B1, B2, G1, G2) Ochratoxine A	Extraction : Par solvant Analyse : LC-MS/MS	Méthode interne MI0063
2	Produits pauvres en eau et en matières grasses : produits dérivés des céréales Produits riches en huile : produits dérivés des légumes et féculents Plantes aromatiques et médicinales : graines (café)	Détermination de la teneur en acrylamide	Extraction : Solide / liquide à froid Purification : SPE dispersive Analyse : LC-MS/MS	Méthode interne MI0060

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
2	Alimentation infantile : purée de fruits ou légumes / desserts lactés / plats préparés ...	Détermination de la teneur en acrylamide	Extraction : Solide / liquide à froid Purification : SPE dispersive Analyse : LC-MS/MS	Méthode interne MI0060
3	Produits de la pêche Alimentation infantile Fruits et légumes Produits sucrés et édulcorés Aliments composés Produits carnés Boissons non alcoolisées	Détermination de la teneur en Arsenic, Cadmium, Mercure, Plomb, Cuivre, Fer, Manganèse, Zinc, Cobalt, Sélénium, Nickel, Aluminium, Molybdène, Chrome, Étain	Préparation : Voie humide par micro-ondes sous pression Détection et quantification : Plasma à couplage inductif couplé à la spectrométrie de masse (ICP-MS)	Méthode interne MI0061
3	Produits céréaliers Aliments animaux de compagnie	Détermination de la teneur en Arsenic, Cadmium, Mercure, Plomb, Cuivre, Fer, Manganèse, Zinc, Cobalt, Sélénium, Nickel, Aluminium, Molybdène, Chrome	Préparation : Voie humide par micro-ondes sous pression Détection et quantification : Plasma à couplage inductif couplé à la spectrométrie de masse (ICP-MS)	Méthode interne MI0061
3	Alimentation infantile Aliments animaux de compagnie	Détermination de la teneur en Iode	Préparation : Extraction basique Détection et quantification : Plasma à couplage inductif couplé à la spectrométrie de masse (ICP-MS)	Méthode interne MI0062
4	Alimentation humaine : Fruits et légumes Condiments Aliments composés Produits laitiers Produits carnés Produits de la pêche Produits gras Boisson non alcoolisées Produits sucrés et édulcorés Produits céréaliers Alimentation animale : Aliments pour animaux de compagnie	Détermination de la teneur en matière grasse totale	Préparation / Analyse : Dessiccation RMN basse résolution	Méthode interne MI0066

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses physico-chimiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
5	Alimentation humaine : Fruits et légumes Condiments Aliments composés Produits laitiers Produits carnés Produits de la pêche Produits gras Boisson non alcoolisées Produits sucrés et édulcorés Produits céréaliers Alimentation animale : Aliments pour animaux de compagnie	Détermination de la teneur en minéraux (calcium, sodium, magnésium, potassium)	Préparation : minéralisation par voie sèche Analyse : MP/AES	Méthode interne MI0069