



Portée détaillée v.16 de l'attestation N° 1-2452

Detailed scope v.16 of the attestation N° 1-2452
Date de publication / Publish date: 02/06/2024

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

EUROFINS LABORATOIRE COEUR DE FRANCE

EUROFINS LABORATOIRE COEUR DE FRANCE - BIOLOGIE MOLECULAIRE				
PRODUITS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES, EQUIPEMENTS MEDICAUX / BIOLOGIE VETERINAIRE / Génétique moléculaire (labo)				
Référence portée générale Flexible scope reference	Objet Object	Caractéristiques mesurées ou recherchées Properties measured	Principe de la méthode Principle of the method	Référence de la méthode Reference of the method
10	Sang	Génome du virus de la Fièvre Catarrhale Ovine (groupe)	Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques Amplification par RT-PCR en temps réel (méthode qualitative)	Notice fournisseur : Kit d'extraction : ADIAMAG (Bio-X Diagnostic) Kit d'amplification : Adiavet BTV (Adiagene) Modes opératoires : R-EQ-WO12629 R-EQ-WO12622+ R-EQ-WO12624+R-EQ-WO12623
10	Sang	Génome du virus de la Fièvre Catarrhale Ovine (Sérotype 4)	Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques Amplification par RT-PCR en temps réel (méthode qualitative)	Notice fournisseur : Kit d'extraction : ADIAMAG Kit d'amplification : Adiavet BTV 4 (Adiagene) Modes opératoires : R-EQ-WO12629 R-EQ-WO12622
10	Sang	Génome du virus de la Fièvre Catarrhale Ovine (Sérotype 8)	Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques Amplification par RT-PCR en temps réel (méthode qualitative)	Notice fournisseur : Kit d'extraction : ADIAMAG (Bio-X Diagnostic) Kit d'amplification : Adiavet BTV 8 (Adiagene) Modes opératoires : R-EQ-WO12629 R-EQ-WO12622

PRODUITS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES, EQUIPEMENTS MEDICAUX / BIOLOGIE VETERINAIRE / Génétique moléculaire (labo)

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
10	Sérum	Génome du virus de la BVD	Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques Amplification par RT-PCR en temps réel (méthode qualitative)	Notice fournisseur : Kit d'extraction : ID Gene Mag Fast Extraction (ID.Vet Genetics) Kit d'amplification : ID Gene BVD/BD Triplex (ID.Vet Genetics) Modes opératoires : T-ELCDF-WO32868 R-EQ-WO12622
10	Sérum	Génome du virus Schmallenberg	Extraction manuelle par adsorption sur colonne de silice + Amplification par RT-PCR en temps réel (méthode qualitative)	Notice fournisseur : Kit extraction : RNA Virus Nucleospin MACHERY-NAGEL Kit amplification : Adiavet SCHMALLEMBERG REAL TIME (ADIAGENE) Modes opératoires T-ELCDF-WO12770 et R-EQ-WO12622
10	Sérum	Génome du virus Schmallenberg	Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques + Amplification par RT-PCR en temps réel (méthode qualitative)	Notice fournisseur : Kit extraction : ADIAMAG (Bio-X Diagnostic) Kit amplification : Adiavet SCHMALLEMBERG REAL TIME (ADIAGENE) Modes opératoires R-EQ-WO12629, et R-EQ-WO12622
11	Fèces	Génome de Mycobacterium paratuberculosis	Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques Amplification par RT-PCR en temps réel (méthode qualitative)	Notice fournisseur : Kit d'extraction : ID Gene Mag Fast Extraction (ID.Vet Genetics) Kit d'amplification : ID Gene Paratuberculosis Duplex (ID Vet Genetics) Modes opératoires : P-PR-WO12622 et T-ELCDF-FO71128 P-PR-WO12624+P-PR-WO12623
11	Ecouvillons	Génome de Taylorella equigenitalis	Extraction manuelle par adsorption sur colonne de silice Amplification par RT-PCR en temps réel (méthode qualitative)	Notice fournisseur : Kit d'extraction : Nucleo Spin Tissue (MACHERY NAGEL) Kit d'amplification : ADIAVET CEMO Taylorella Realtime (Bio-X Diagnostics) (ADIAGENE) Modes opératoires : P-PR-WO12622 et T-ELCDF-FO71122
11	Ecouvillons	Génome de Taylorella equigenitalis	Extraction manuelle par adsorption sur colonne de silice Amplification par RT-PCR en temps réel (méthode qualitative)	Notice fournisseur : Kit d'extraction : QIAMP DNA mini kit (QIAGEN) Kit d'amplification : ADIAVET CEMO Taylorella Realtime (Bio-X Diagnostics) (ADIAGENE) Modes opératoires : P-PR-WO12622 et T-ELCDF-FO71122

PRODUITS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES, EQUIPEMENTS MEDICAUX / BIOLOGIE VETERINAIRE / Génétique moléculaire (labo)

Référence portée générale Flexible scope reference	Objet Object	Caractéristiques mesurées ou recherchées Properties measured	Principe de la méthode Principle of the method	Référence de la méthode Reference of the method
10	Ecouvillons individuels mélange d'écouvillons Chiffonnettes d'environnement	Génome du virus Influenza aviaire de type A (gène M)	Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques Amplification par RT-PCR en temps réel (méthode qualitative)	Mode opératoire : P-PR-PR164715 Extraction: Kit ADIAMAG (BioX diagnostics) Amplification: ADIAVET AIV REAL TIME (BioX diagnostics)
10	Ecouvillons individuels mélange d'écouvillons Chiffonnettes d'environnement	Génome du virus de l'Influenza aviaire de type A (sous-type H5 et H7)	Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques Amplification par RT-PCR en temps réel (méthode qualitative)	Mode opératoire : P-PR-PR164715 Extraction: Kit ADIAMAG (BioX diagnostics) Amplification: ADIAVET AIV H5- H7 REAL TIME (BioX diagnostics)
10	Biopsie auriculaire Mélange biopsie auriculaire	Génome du virus de la Diarrhée Virale Bovine (BVD)	Extraction manuelle par lyse directe du prélèvement Amplification par RT-PCR en temps réel (méthode qualitative)	Mode opératoire : T-ELCDF-WO176791 Kit d'extraction : RealPCR Rapid Lysis Buffer (IDEXX) Kit d'amplification : Real PCR* BVDV RNA TEST (IDEXX)

EUROFINS LABORATOIRE COEUR DE FRANCE - MICROBIOLOGIE ALIMENTAIRE

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses microbiologiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Produits carnés crus, végétaux crus, lait cru et produits laitiers à base de lait cru et échantillons de l'environnement de production industrielle	Escherichia coli O157	Recherche par réaction immuno-enzymatique (ELFA) Système automatisé "VIDAS" UP E.coli O157 inculant H7 (VIDAS ECPT)	BIO 12/25-05/09
1	Produits d'alimentation humaine, animale et échantillons de l'environnement de production	Salmonella	Recherche par réaction immuno-enzymatique (ELFA) Système automatisé "VIDAS" ESAY Up Salmonella	BIO 12/32-10/11
4	Produits d'alimentation humaine et prélèvements d'environnement	Listeria monocytogenes et Listeria spp	Recherche par étalement à 37°C, sur milieu chromogénique Compass Listeria Agar	BKR 23/02 -11/02
5	Tous produits d'alimentation humaine	Listeria monocytogenes	Dénombrement à 37°C par milieu chromogénique Compass Listeria Agar	BKR 23/05 -12/07
4	Produits d'alimentation humaine et prélèvements d'environnement	Listeria monocytogenes et Listeria spp	Recherche par étalement à 37°C, sur milieu chromogénique "ALOA ONE DAY"	AES 10/30-09/00
5	Tous produits d'alimentation humaine	Listeria monocytogenes	Dénombrement à 37°C par milieu chromogénique "ALOA COUNT"	AES 10/05-09/06

EUROFINS LABORATOIRE COEUR DE FRANCE - SEROLOGIE

AGROALIMENTAIRE / SANTE ANIMALE / Immunoserologie

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
6	Sérum individuel Mélange de sérums	Anticorps dirigés contre le virus de la maladie d'Aujeszky (anticorps anti-gB)	ELISA	Notice fournisseur ID Vet (ID Screen Aujeszky gB Competition)
6	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre Brucella (abortus, suis, melitensis) (Brucellose)	ELISA	Notice fournisseur IDEXX (IDEXX Brucellosis Serum Ab)
6	Sérum individuel Mélange de sérums	Anticorps dirigés contre Hypoderma bovis et lineatum (varron)	ELISA	Notice fournisseur ID Vet (ID Screen Hyperdermosis Indirect)
6	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre le virus de la fièvre catarrhale ovine	ELISA	Notice fournisseur ID Vet (ID Screen Bluetongue Competition)
6	Sérum individuel Mélange de sérums	Anticorps dirigés contre le virus de la leucose bovine enzootique	ELISA	Notice fournisseur ID Vet (ID Screen BLV Competition)
6	Mélange de sérums	Anticorps dirigés contre le virus de la rhinotracheite infectieuse bovine (anticorps totaux)	ELISA	Notice fournisseur IDEXX (IDEXX IBR Pool Ab Test)
6	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre le virus de la rhinotracheite infectieuse bovine (anticorps totaux)	ELISA	Notice fournisseur IDEXX (IDEXX IBR Individual Ab Test)
6	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre le virus de la rhinotracheite infectieuse bovine (anticorps anti-gB)	ELISA	Notice fournisseur BIOSELLAL (BioLisa kit IBR gB Ab)
6	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre le virus de la rhinotracheite infectieuse bovine (anticorps anti-gE)	ELISA	Notice fournisseur IDEXX (IDEXX IBR gE-sérum individuel)
6	Sérum individuel Mélange de sérums	Anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine	ELISA	Notice fournisseur ID Vet (ID Screen BVDp80 Antibody Competition)
7	Sérum individuel Biopsies auriculaires individuel	Antigène du virus de la diarrhée virale bovine	ELISA	Notice fournisseur IDEXX (IDEXX BVDV Ag/Serum Plus)
8	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre Mycobacterium avium subsp paratuberculosis (Paratuberculose)	ELISA	Notice fournisseur IDEXX (IDEXX Paratuberculosis Screening) Ab Test
8	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre le virus de l'arthrite encéphalite caprine (CAEV)	ELISA	Notice fournisseur ID vet (ID Screen® MVV / CAEV Indirect)
9	Mélange de sérums	Anticorps dirigés contre le virus Visna-Maedi	ELISA	Notice fournisseur (Ruminant Maedi-Visna/Caev Serum)