



Portée détaillée v.17 de l'attestation N° 1-6952

Detailed scope v.17 of the attestation N° 1-6952

Date de publication / Publish date: 05/09/2026

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

Collectivité Européenne d'Alsace

L2A (Laboratoire Alsacien d'Analyses) - Site de Strasbourg - AGROALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT				
AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses microbiologiques				
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
7	Produits carnés et prélèvement de l'environnement	Campylobacter spp.	Recherche par réaction immuno-enzymatique (ELFA) Système automatisé VIDAS® CAM	BIO 12/29-05/10
7	Tous produits d'alimentation humaine et animale et prélèvements de l'environnement (hors environnement d'élevage)	Salmonella	Recherche par réaction immuno-enzymatique (ELFA) Système automatisé VIDAS EASY Salmonella	BIO 12/16-09/05
7	Produits d'alimentation humaine et prélèvements d'environnement	Listeria monocytogenes	Recherche par réaction immuno-enzymatique (ELFA) Etape d'enrichissement à 37°C Système automatisé VIDAS Listeria monocytogenes 2	BIO 12/11-03/04
8	Produits d'alimentation humaine et prélèvements d'environnement	Bacillus cereus présumptifs	Dénombrement à 30°C par technique NPP et lecture automatisée TEMPO®BC	2014 LR47 Méthode certifiée par Microval
8	Tous produits d'alimentation humaine et aliments pour animaux de compagnie	Staphylocoques à coagulase positive	Dénombrement à 37°C par technique NPP et lecture automatisée TEMPO® STA	BIO 12/28-04/10

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Analyses microbiologiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
8	Tous produits d'alimentation humaine et les produits d'alimentation pour animaux de compagnie	Escherichia coli	Dénombrement à 37°C par technique NPP et lecture automatisée TEMPO® EC	BIO 12/13-02/05

L2A (Laboratoire Alsacien d'Analyses) - Site de Strasbourg - AGROALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
10, 11, 12, 13, 14	Denrées alimentaires	Prélèvements en vue d'analyses chimiques, biologiques et physiques	Prélèvement instantané	Instruction technique DGAL/SDEIGIR/2025-744
10	Denrées alimentaires d'origine animale et végétale	Plan de contrôle de certains contaminants chimiques dans les denrées alimentaires d'origine animale et végétale	Prélèvement instantané	Instruction technique DGAL/SDEIGIR/2025-861
10	Denrées alimentaires	Plan de surveillance des améliorants alimentaires dans les denrées alimentaires	Prélèvement instantané	Instruction technique DGAL/SDEIGIR/2026-177
10	Denrées alimentaires	Prélèvement en vue du contrôle des denrées alimentaires (dont les compléments alimentaires) contenant des ingrédients soumis à des restrictions d'utilisation	Prélèvement instantané	Instruction technique DGAL/SDEIGIR/2026-10
11	Denrées alimentaires	Plans de surveillance et de contrôle des résidus de pesticides dans les denrées alimentaires d'origine végétale, le miel et l'alimentation infantile	Prélèvement instantané	Instruction technique DGAL/SDEIGIR/2025-781
12	Denrées alimentaires	Plan de surveillance de la contamination des denrées alimentaires d'origine animale et végétale par les radionucléides	Prélèvement instantané	Instruction technique DGAL/SDEIGIR/2025-844
12	Denrées alimentaires	Plan de contrôle des denrées alimentaires traitées ou susceptibles d'être traitées par ionisation	Prélèvement instantané	Instruction technique DGAL/SDEIGIR/2025-848
13	Mollusques bivalves	Plan de surveillance de la contamination des mollusques bivalves par les phycotoxines PSP et lipophiles à la distribution	Prélèvement instantané	Instruction technique DGAL/SDEIGIR/2025-791
13	Produits de la pêche (thon et hareng)	Plan de surveillance de la contamination des produits de la pêche (thon et hareng) par l'histamine et 5 amines biogènes au stade de la distribution	Prélèvement instantané	Instruction technique DGAL/SDEIGIR/2025-790
13	Produits à base de farine et farines	Prélèvement en vue de la surveillance de la contamination par Escherichia coli producteurs de Shiga toxines et Salmonella spp.	Prélèvement instantané	Instruction technique DGAL/SDEIGIR/2026-69
13	Produits de la pêche prêt à manger	Prélèvement en vue de la surveillance de la contamination par Listeria monocytogenes à la distribution	Prélèvement instantané	Instruction technique DGAL/SDEIGIR/2025-866

AGROALIMENTAIRE / DIVERS ALIMENTS / Echantillonnage - Prélèvement

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
13	Substituts végétaux de denrée alimentaire d'origine animale prêt à manger	Prélèvement en vue de la surveillance de la contamination par <i>Listeria monocytogenes</i> et <i>Salmonella</i> à la distribution	Prélèvement instantané	Instruction technique DGAL/SDEIGIR/2025-866
13	Produits végétaux prêt à manger	Prélèvement en vue de la surveillance de la contamination par <i>Listeria monocytogenes</i> et <i>Salmonella</i> à la distribution	Prélèvement instantané	Instruction technique DGAL/SDEIGIR/2025-866
13	Plats livrés aux personnes âgées	Prélèvement en vue de la surveillance de la contamination par <i>Listeria monocytogenes</i> et <i>Salmonella</i> à la distribution	Prélèvement instantané	Instruction technique DGAL/SDEIGIR/2025-866
13	Saucissons secs et autres pièces cuites, et des produits à cuire	Plan de surveillance de la contamination par <i>Listeria monocytogenes</i> et <i>Salmonella</i> spp. des saucissons secs et autres pièces cuites ainsi que de certains produits à cuire au stade de la distribution	Prélèvement instantané	Instruction technique DGAL/SDEIGIR/2025-836
13	Fruits rouges	Plans de surveillance et exploratoire de la contamination par certains virus (virus de l'hépatite A et Norovirus) des baies, drupes et petits fruits rouges, ainsi que des légumes feuilles au stade de la distribution	Prélèvement instantané	Instruction technique DGAL/SDEIGIR/2025-832
13	Viandes fraîches de poulet et de dinde	Plan de surveillance de la contamination des viandes fraîches de poulet de chair et de dinde par <i>Escherichia coli</i> productrices de β -lactamases à spectre étendu (BLSE), de β -lactamases AmpC (AmpC) ou de carbapénémases au stade de la distribution	Prélèvement instantané	Instruction technique DGAL/SDEIGIR/2025-746
14	Denrées alimentaires	Plan de contrôle des organismes génétiquement modifiés (OGM) non autorisés dans les denrées alimentaires d'origine végétale et les substances produites par fermentation (enzymes)	Prélèvement instantané	Instruction technique DGAL/SDEIGIR/2025-807
10	Denrées alimentaires	Prélèvement en vue du contrôle de certains additifs dans les denrées alimentaires au stade de la distribution	Prélèvement instantané	Instruction technique DGAL/SDEIGIR/2026-178_PC additif
13	Mollusques bi valves vivants fousseurs	Plan de surveillance de la contamination des coquillages par <i>Escherichia coli</i> au stade de la distribution	Prélèvement instantané	Instruction technique DGAL/SDEIGIR/2025-859

L2A (Laboratoire Alsacien d'Analyses) - Site de Strasbourg - SEROLOGIE - VIROLOGIE

AGROALIMENTAIRE / SANTE ANIMALE / Immunosérologie

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Sérum individuel Mélange de sérums	Anticorps dirigés contre le virus de la maladie d'Aujeszky (anticorps anti-gB)	ELISA	Notice fournisseur ID VET (ID Screen Aujeszky gB Competition)
1	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre Coxiella burnetii (fièvre Q)	ELISA	Notice fournisseur ID VET (ID Screen® Q Fever Indirect)
1	Sérum individuel Mélange de sérums	Anticorps dirigés contre Brucella (abortus) (Brucellose)	ELISA	Notice fournisseur ID VET (ID Screen Bovine Brucellosis Indirect)
1	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine	ELISA	Notice fournisseur BioX Diagnostics (Monoscreen AbELISA BVDV (E0) / blocage Competition)
1	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre le virus de la fièvre catarrhale ovine	ELISA	Notice fournisseur ID VET (ID Screen Bluetongue Competition)
1	Sérum individuel Mélange de sérums	Anticorps dirigés contre Hypoderma bovis et lineatum (varron)	ELISA	Notice fournisseur ID VET (ID Screen Hypodermosis indirect)
1	Sérum individuel Mélange de sérums	Anticorps dirigés contre le virus de la leucose bovine enzootique	ELISA	Notice fournisseur ID VET (ID Screen BLV Competition)
1	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre le virus de la peste porcine classique	ELISA	Notice fournisseur IDEXX (IDEXX CSFV Ab Test)
1	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre le virus de la rhinotracheite infectieuse bovine (anticorps anti-gB)	ELISA	Notice fournisseur IDEXX (IDEXX IBR gB Test Compétition)

AGROALIMENTAIRE / SANTE ANIMALE / Immunosérologie

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Sérum individuel Mélange de sérums	Anticorps dirigés contre le virus de la rhinotracheite infectieuse bovine (anticorps totaux)	ELISA	Notice fournisseur ID VET (ID Screen IBR mixte indirect serums individuels et mélanges)
1	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre le virus de la rhinotracheite infectieuse bovine (anticorps anti-gE)	ELISA	Notice fournisseur ID VET (ID Screen IBR gE Competition)
1	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre le virus de la peste porcine africaine	ELISA	Notice fournisseur ID VET (ID Screen African Swine Fever Competition)
2	Sérum individuel Biopsie auriculaire	Antigène du virus de la diarrhée virale bovine	ELISA	Notice fournisseur IDEXX (IDEXX BVDV Ag/Serum Plus)
3	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre Mycobacterium avium subsp paratuberculosis (Paratuberculose)	ELISA	Méthode interne PARATUB_MONO.doc (notice fournisseur IDEXX)

L2A (Laboratoire Alsacien d'Analyses) - Site de Strasbourg - SEROLOGIE - VIROLOGIE

PRODUITS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES, EQUIPEMENTS MEDICAUX / BIOLOGIE VETERINAIRE / Génétique moléculaire

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
4	Sérum	Génome du virus de la Diarrhée Virale Bovine (DVB)	Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques Amplification par RT-PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : Adiamag (Adiagene) Kit d'amplification : ADIAVET BVDV Real time (Bio-X Adiagene) Mode opératoire : BVD-PCR.doc
4	Ecouvillons	Génome du virus Influenza de type A (gène M) (espèces aviaires)	Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques Amplification par RT-PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : Adiamag (Adiagene) Kit d'amplification : Adiavet AIV realtime (Adiagene) Mode opératoire : PCR_Influenza_aviaire.doc
4	Ecouvillons	Génome du virus Influenza de type A (sous-types H5-H7) (espèces aviaires)	Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques Amplification par RT-PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : Adiamag (Adiagene) Kit d'amplification : Adiavet AIV H5-H7 realtime (Adiagene) Mode opératoire : PCR_Influenza_aviaire.doc

PRODUITS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES, EQUIPEMENTS MEDICAUX / BIOLOGIE VETERINAIRE / Génétique moléculaire

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
4	Ecouvillons	Génome du virus Influenza aviaire de sous type H5 hautement pathogène appartenant au clade 2.3.4.4b de la lignée A/goose/guangdong/1/1996 par RT-PCR en temps réel	Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques Amplification par RT-PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : Adiamag (Adiagene-Biox) Kit d'amplification : TaqMan Fast Virus 1 - Step Master Mix Méthode : ANSES/PPN/MA/6 Mode opératoire : PCR_Influenza_aviaire.doc.
4	Ecouvillons	Génome du virus Influenza de type A (espèces porcines)	Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques Amplification par RT-PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : Adiamag (Adiagene) Kit d'amplification : Adiavet SIV realtime (Adiagene) Mode opératoire : INFLU-PORC_PCR.doc
4	Organes	Génome du virus de la Peste Porcine Classique	Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques Amplification par RT-PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : Adiamag (Adiagene) Kit d'amplification : Adiavet CSFV Realtime (Adiagene) Mode opératoire : PPC_PCR.doc

PRODUITS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES, EQUIPEMENTS MEDICAUX / BIOLOGIE VETERINAIRE / Génétique moléculaire

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
4	Sang	Génome du virus de la fièvre Catarrhale Ovine (tout génotype)	Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques Amplification par RT-PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : ADIAMAG (Bio-X Diagnostics) Kit d'amplification : ADIAVET TM BTV Real Time (Bio-X Diagnostics) Mode opératoire : FCO_PCR.doc
4	Sang	Génome du virus de la fièvre Catarrhale Ovine (BTV8)	Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques Amplification par RT-PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : ADIAMAG (Bio-X Diagnostics) Kit d'amplification : ADIAVET TM BTV Type 8 Real Time (Bio-X Diagnostics) Mode opératoire : FCO_PCR.doc
4	Sang	Génome du virus de la fièvre Catarrhale Ovine (BTV4)	Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques Amplification par RT-PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : ADIAMAG (Bio-X Diagnostics) Kit d'amplification : ADIAVET TM BTV Type 4 Real Time (Bio-X Diagnostics) Mode opératoire : FCO_PCR.doc
4	Sang	Génome du virus de la fièvre Catarrhale Ovine (BTV3)	Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques Amplification par RT-PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : ADIAMAG (Bio-X Diagnostics) Kit d'amplification : ADIAVET TM BTV Type 3 Real Time (Bio-X Diagnostics) Mode opératoire : FCO_PCR.doc
4	Sang	Génome du virus de la maladie hémorragique épizootique (MHE)	Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques Amplification par RT-PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : ADIAMAG (Bio-X Diagnostics) Kit d'amplification : ADIAVET TM EHDV Real Time (Bio-X Diagnostics) Mode opératoire : MHE_PCR.doc

PRODUITS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES, EQUIPEMENTS MEDICAUX / BIOLOGIE VETERINAIRE / Génétique moléculaire

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
5	Fèces	Génome de Mycobacterium paratuberculosis (Paratuberculose)	Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : Adiamag (BIOX -Adiagene) Kit d'amplification : ADIALyo paratb (BIOX -Adiagene) Mode opératoire : Parat-PCR.doc
5	Organes	Génome de Mycobacterium tuberculosis (Tuberculose)	Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : ID GENE MagFast Extraction Kit (ID.Vet) Kit d'amplification : ID GENE Mycobacterium tuberculosis complex duplex (ID.Vet) Mode opératoire : TUB_PCR.doc
5	Ecouvillon	Génome de Taylorella equigenitalis	Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : ADIAMAG (Bio-X Diagnostics) Kit d'amplification : ADIAVET TM CEMO Taylorella Real Time (Bio-X Diagnostics) Mode opératoire : MCE_PCR.doc

PRODUITS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES, EQUIPEMENTS MEDICAUX / BIOLOGIE VETERINAIRE / Génétique moléculaire

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
6	Sang Organes	Génome du virus de la Peste Porcine Africaine (PPA)	Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : Adiamag (BioX- Adiagene) Kit d'amplification : ADIALYO ASFV Triplex (BioX- Adiagene) Mode opératoire : PPA_PCR.doc
6	Organes	Génome du virus Aujeszky	Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : Adiamag (Adiagene) Kit d'amplification : Adiavet PRVrealtime (Adiagene) Mode opératoire : AUJ_PCR.doc