

Portée détaillée v.2 de l'attestation N° 1-7404

Detailed scope v.2 of the attestation N° 1-7404

Date de publication / Publish date: 16/04/2025

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC PUBLIC LABOS

GIP PUBLICLABOS - GIP PUBLICLABOS - Site du Gers				
AGROALIMENTAIRE / SANTE ANIMALE / Immunosérologie				
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
6	Sérum individuel Mélange de sérums	Anticorps dirigés contre le virus de la leucose bovine enzootique	ELISA semi-quantitative en microplaque avec lecture au spectrophotomètre	Notice fournisseur ID Vet (ID Screen® BLV Competition)
6	Sérum individuel Mélange de sérums	Anticorps dirigés contre le virus de la maladie d'Aujeszky (anticorps anti-gB)	ELISA semi-quantitative en microplaque avec lecture au spectrophotomètre	Notice fournisseur ID.Vet (ID Screen® Aujeszky gB Competition)
6	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine (anticorps totaux)	ELISA semi-quantitative en microplaque avec lecture au spectrophotomètre	Notice fournisseur IDVET (ID Screen® IBR Mixte Indirect)
6	Mélange de sérums	Anticorps dirigés contre le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine (anticorps totaux)	ELISA semi-quantitative en microplaque avec lecture au spectrophotomètre	Notice fournisseur IDVET (ID Screen® IBR Mixte Indirect)

AGROALIMENTAIRE / SANTE ANIMALE / Immunosérologie

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
6	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine (anticorps anti-gB)	ELISA semi-quantitative en microplaque avec lecture au spectrophotomètre	Notice fournisseur IDVET (ID Screen® IBR gB Competition)
6	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine (anticorps anti-gE)	ELISA semi-quantitative en microplaque avec lecture au spectrophotomètre	Notice fournisseur ID Vet (ID Screen IBR gE competition)
6	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine	ELISA semi-quantitative en microplaque avec lecture au spectrophotomètre	Méthode interne MO.ANA.73 (Fournisseur ID Vet)
7	Biopsie auriculaire	Antigènes dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine	ELISA semi-quantitative en microplaque avec lecture au spectrophotomètre	Notice fournisseur IDEXX (BVD Antigen/Serum plus)

AGROALIMENTAIRE / SANTE ANIMALE / Immunosérologie

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Sérum individuel Mélange de sérums	Anticorps dirigés contre le virus de la leucose bovine enzootique	ELISA semi-quantitative en microplaque avec lecture au spectrophotomètre	Notice fournisseur IDEXX (IDEXX Leukosis Serum Screening Ab Test)
1	Sérum individuel Mélange de sérums	Anticorps dirigés contre le virus de la leucose bovine enzootique	ELISA semi-quantitative en microplaque avec lecture au spectrophotomètre	Notice fournisseur IDVET (ID VET ID Screen BLV Competition)
1	Sérum individuel Mélange de sérums	Anticorps dirigés contre Hypoderma bovis et lineatum (varron)	ELISA semi-quantitative en microplaque avec lecture au spectrophotomètre	Notice fournisseur IDVET (ID Screen Hypodermosis Indirect)
1	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine (anticorps totaux)	ELISA semi-quantitative en microplaque avec lecture au spectrophotomètre	Notice fournisseur IDEXX (IDEXX IBR Individual Ab Test)
1	Sérum individuel Mélange de sérums	Anticorps dirigés contre le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine (anticorps totaux)	ELISA semi-quantitative en microplaque avec lecture au spectrophotomètre	Notice fournisseur IDVET (ID VET IBR mixte indirect)
1	Mélange de sérums	Anticorps dirigés contre le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine (anticorps totaux)	ELISA semi-quantitative en microplaque avec lecture au spectrophotomètre	Notice fournisseur IDEXX (IDEXX IBR Pool Ab Test)
1	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine (anticorps anti-gB)	ELISA semi-quantitative en microplaque avec lecture au spectrophotomètre	Notice fournisseur IDEXX (IDEXX IBR gB X3 Ab Test)

AGROALIMENTAIRE / SANTE ANIMALE / Immunosérologie

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine	ELISA semi-quantitative en microplaque avec lecture au spectrophotomètre	Notice fournisseur IDVET (ID Screen p80 Antibody competition)
1	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine (anticorps anti-gB)	ELISA semi-quantitative en microplaque avec lecture au spectrophotomètre	Notice fournisseur IDVET (ID VET ID Screen IBR gB competition)
1	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre Mycobacterium bovis (Tuberculose des suidés)	ELISA semi-quantitative en microplaque avec lecture au spectrophotomètre	Notice fournisseur INGENASA (INGEZIM TB porcine)
2	Buvar individuel	Anticorps dirigés contre Mycobacterium bovis (Tuberculose des suidés)	ELISA semi-quantitative en microplaque avec lecture au spectrophotomètre	Notice fournisseur INGENASA (INGEZIM TB porcine)

PRODUITS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES, EQUIPEMENTS MEDICAUX / BIOLOGIE VETERINAIRE / Génétique moléculaire

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
3	Ecouvillons	Génome du virus Influenza aviaire de type A (gène M) (espèce aviaire)	Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques Amplification par RT-PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : ID GENE TM MagFast Extraction Kit (IDVet) Kit d'amplification : ID Gene TM Influenza A Triplex (ID Vet) Modes opératoires : MOS/06/22 et MOS/06/19
3	Ecouvillons	Génome du virus Influenza aviaire de type A (sous-type H5/H7) (espèce aviaire)	Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques Amplification par RT-PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : ID GENE TM MagFast Extraction Kit (IDVet) Kit d'amplification : ID Gene TM Influenza H5/H7 Triplex 2.0 (ID Vet) Modes opératoires : MOS/06/22 et MOS/06/20
3	Sérum individuel Mélange de sérums	Génome du virus de la Diarrhée Virale Bovine (BVD)	Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques Amplification par RT-PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : ID GENE TM MagFast Extraction Kit (IDVet) Kit d'amplification : ID Gene TM BVDV/BDV Triplex 2.0 (IDVet) Modes opératoires : MOS/06/22 et MOS/06/23

PRODUITS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES, EQUIPEMENTS MEDICAUX / BIOLOGIE VETERINAIRE / Génétique moléculaire

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
3	Biopsie auriculaire individuelle Mélange de biopsies auriculaires	Génome du virus de la Diarrhée Virale Bovine (BVD)	Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques Amplification par RT-PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : ID GENE TM MagFast Extraction Kit (IDVet) Kit d'amplification : ID Gene TM BVDV/BDV Triplex 2.0 (IDVet) Modes opératoires : MOS/06/22 et MOS/06/23

AGROALIMENTAIRE / SANTE ANIMALE / Immunosérologie

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
4	Sérum individuel Mélange de sérums	Anticorps dirigés contre le virus de la leucose bovine enzootique	ELISA semi-quantitative en microplaque avec lecture au spectrophotomètre	Notice fournisseur IDEXX (IDEXX Leukosis Serum Screening Ab Test)
4	Sérum individuel Mélange de sérums	Anticorps dirigés contre le virus de la leucose bovine enzootique	ELISA semi-quantitative en microplaque avec lecture au spectrophotomètre	Notice fournisseur IDVet (ID Screen BLV Competition)
4	Sérum individuel Mélange de sérums	Anticorps dirigés contre le virus de la maladie d'Aujeszky (anticorps anti-gB)	ELISA semi-quantitative en microplaque avec lecture au spectrophotomètre	Notice fournisseur IDVet (ID Screen® Aujeszky gB Competition)
4	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre le virus de la peste porcine classique	ELISA semi-quantitative en microplaque avec lecture au spectrophotomètre	Notice fournisseur IDEXX (IDEXX CSFV Ab Test)
4	Mélange de sérums	Anticorps dirigés contre le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine (anticorps totaux)	ELISA semi-quantitative en microplaque avec lecture au spectrophotomètre	Notice fournisseur IDEXX (IDEXX IBR Pool Ab Test)
4	Mélange de sérums	Anticorps dirigés contre le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine (anticorps totaux)	ELISA semi-quantitative en microplaque avec lecture au spectrophotomètre	Notice fournisseur IDVet (ID Screen IBR Mixte Indirect)
4	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine (anticorps totaux)	ELISA semi-quantitative en microplaque avec lecture au spectrophotomètre	Notice fournisseur IDVet (ID Screen IBR Mixte Indirect)

AGROALIMENTAIRE / SANTE ANIMALE / Immunosérologie

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
4	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine (anticorps totaux)	ELISA semi-quantitative en microplaque avec lecture au spectrophotomètre	Notice fournisseur IDEXX (IDEXX IBR Individual Ab Test)
4	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine (anticorps anti-gB)	ELISA semi-quantitative en microplaque avec lecture au spectrophotomètre	Notice fournisseur IDEXX (IDEXX IBR gB X3 Ab Test)
4	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine (anticorps anti-gB)	ELISA semi-quantitative en microplaque avec lecture au spectrophotomètre	Notice fournisseur IDVet (ID Screen IBR gB Competition)
4	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre le virus de la fièvre catarrhale ovine	ELISA	Notice fournisseur IDVet (ID Screen Bluetongue Competition)
4	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre les protéines 3 ABC du virus de la fièvre aphteuse	ELISA	Notice fournisseur Prionics AG (PrioCHECK FMDV NS)
4	Sérum individuel	Anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse type O	ELISA	Notice fournisseur Prionics AG (PrioCHECK FMDV Type O)

PRODUITS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES, EQUIPEMENTS MEDICAUX / BIOLOGIE VETERINAIRE / Génétique moléculaire

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
5	Biopsie auriculaire individuelle Mélange de biopsies auriculaires	Génome du virus de la Diarrhée Virale Bovine (BVD)	Extraction par lyse directe sans purification Amplification par RT-PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : ADIAPUR TLB (BIO-X) Kit d'amplification : ADIAVET BVD real time (BIO-X) Mode opératoire : PA-PCR-PCR-BVDA
5	Sang individuel	Génome du virus de la peste porcine (PPC)	Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques Amplification par RT-PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : ADIAMAG (ADIAVET) Kit d'amplification : Adiavet CSFV Real time Classical Swine fever virus (BIO-X) Mode opératoire : PA-PCR-PCR-PPPC
5	Ecouvillon individuel	Génome du virus influenza A porcin	Extraction manuelle par adsorption sur colonne Amplification par RT-PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : QIAamp RNeasy Minikit (QIAGEN) Kit d'amplification : ADIAVET SIV Real Time (BIO-X) Mode opératoire : PA-PCR-PCR-INFA
5	Sang individuel	Génome du virus de la Maladie Hémorragique Episotique	Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques Amplification par RT-PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : ID GeneTM Mag Fast Extraction kit (IDVet) Kit d'amplification : IG GeneTM BTv et EHDV ADVANTAGE TRIPLEX (IDVET) Mode opératoire : PA-PCR-PCR-EHDA

PRODUITS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES, EQUIPEMENTS MEDICAUX / BIOLOGIE VETERINAIRE / Génétique moléculaire

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
5	Sang individuel	Génome du virus de la Fièvre Catarrhale Ovine (FCO)	Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques Amplification par RT-PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : ID GeneTM Mag Fast Extraction kit (IDVet) Kit d'amplification : IG GeneTM BTv et EHDV ADVANTAGE TRIPLEX (IDVET) Mode opératoire : PA-PCR-PCR-FCOB
5	Sang individuel Mélange de sangs Sérum individuel Mélange de sérums	Génome du virus de la Diarrhée Virale Bovine (BVD)	Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques Amplification par RT-PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : ID Gene TM Mag Fast Extraction kit (IDVet) Kit d'amplification : IG Gene TM BVDV/BVD Triplex 2.0 (IDVet) Mode opératoire : PA-PCR-PCR-BVED
5	Ecouvillon trachéal, oropharyngé, cloacal individuel Mélange d'écouvillons trachéaux, oropharyngés, cloacaux	Génome du virus de l'influenza de type A (gène M) (espèces aviaires)	Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques Amplification par RT-PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : ID GeneTM Mag Fast Extraction kit (IDVet) : Kit d'amplification : ID GeneTM Influenza A Triplex (IDVet) Mode opératoire : PA-PCR-PCR-IAEB
5	Ecouvillon trachéal, oropharyngé, cloacal individuel Mélange d'écouvillons trachéaux, oropharyngés, cloacaux	Génome du virus de l'influenza de type A (gène sous type H5-H7) (espèces aviaires)	Extraction automatisée par adsorption sur billes magnétiques Amplification par RT-PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne Kit d'extraction : ID GeneTM Mag Fast Extraction kit (IDVet) Kit d'amplification : ID GeneTM Influenza H5/H7 Triplex 2.0 (IDVet) Mode opératoire : PA-PCR-PCR-IAEB