

Portée détaillée v.3 de l'attestation N° 1-7416

Detailed scope v.3 of the attestation N° 1-7416

Date de publication / Publish date: 02/10/2026

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

DGA MAITRISE NRBC

DGA MAITRISE NRBC - DIVISION BIOLOGIE				
INVESTIGATION CRIMINELLE ET MILITAIRE / ARMES CHIMIQUES / Analyses microbiologiques				
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Matrices liquides	Génome bactérien : Bacillus anthracis	Extraction/purification d'acides nucléiques et PCR multiplexe nichée avec analyse des courbes de fusion à haute résolution (automatisée) à l'aide du kit BioThreat Panel v2.5 sur les automates FilmArray TORCH.	DGA MNRBC MO 155 CAT - Mise en oeuvre du thermocycleur FilmArray TORCH DGA MNRBC MO 298 CAT - Mise en oeuvre du BioThreat Panel v2.5 sur l'automate FilmArray
1	Matrices liquides	Génome bactérien : Brucella melitensis	Extraction/purification d'acides nucléiques et PCR multiplexe nichée avec analyse des courbes de fusion à haute résolution (automatisée) à l'aide du kit BioThreat Panel v2.5 sur les automates FilmArray TORCH.	DGA MNRBC MO 155 CAT - Mise en oeuvre du thermocycleur FilmArray TORCH DGA MNRBC MO 298 CAT - Mise en oeuvre du BioThreat Panel v2.5 sur l'automate FilmArray

INVESTIGATION CRIMINELLE ET MILITAIRE / ARMES CHIMIQUES / Analyses microbiologiques

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Matrices liquides	Génome bactérien : Burkholderia mallei / pseudomallei	Extraction/purification d'acides nucléiques et PCR multiplexe nichée avec analyse des courbes de fusion à haute résolution (automatisée) à l'aide du kit BioThreat Panel v2.5 sur les automates FilmArray TORCH.	DGA MNRBC MO 155 CAT - Mise en oeuvre du thermocycleur FilmArray TORCH DGA MNRBC MO 298 CAT - Mise en oeuvre du BioThreat Panel v2.5 sur l'automate FilmArray
1	Matrices liquides	Génome bactérien : Francisella tularensis	Extraction/purification d'acides nucléiques et PCR multiplexe nichée avec analyse des courbes de fusion à haute résolution (automatisée) à l'aide du kit BioThreat Panel v2.5 sur les automates FilmArray TORCH.	DGA MNRBC MO 155 CAT - Mise en oeuvre du thermocycleur FilmArray TORCH DGA MNRBC MO 298 CAT - Mise en oeuvre du BioThreat Panel v2.5 sur l'automate FilmArray
1	Matrices liquides	Génome bactérien : Yersinia pestis	Extraction/purification d'acides nucléiques et PCR multiplexe nichée avec analyse des courbes de fusion à haute résolution (automatisée) à l'aide du kit BioThreat Panel v2.5 sur les automates FilmArray TORCH.	DGA MNRBC MO 155 CAT - Mise en oeuvre du thermocycleur FilmArray TORCH DGA MNRBC MO 298 CAT - Mise en oeuvre du BioThreat Panel v2.5 sur l'automate FilmArray
1	Matrices liquides	Génome viral : Orthopoxvirus	Extraction/purification d'acides nucléiques et PCR multiplexe nichée avec analyse des courbes de fusion à haute résolution (automatisée) à l'aide du kit BioThreat Panel v2.5 sur les automates FilmArray TORCH.	DGA MNRBC MO 155 CAT - Mise en oeuvre du thermocycleur FilmArray TORCH DGA MNRBC MO 298 CAT - Mise en oeuvre du BioThreat Panel v2.5 sur l'automate FilmArray