



## Portée détaillée v.5 de l'attestation N° 8-0945

*Detailed scope v.5 of the attestation N° 8-0945*

*Date de publication / Publish date: 28/05/2025*

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

**CERBA**

### BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                        | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | 1,25 DIHYDROXY-VITAMINE D -DHVD - - DOSAGE        | Sérum; Plasma                                                                                                                    | Chimiluminescence / XL4A N° serie : 2210001349 / N° CERBA : 009031<br>XL4B N° serie : 2210000972 / N° CERBA : 008806 / DIASORIN | MOS-AUT-647                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ACE - DOSAGE                                      | Sérum; Plasma                                                                                                                    | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE                                                                                    | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ACIDES BILIAIRES TOTAUX - DOSAGE                  | Sérum                                                                                                                            | Technique enzymatique / 1 COBAS PRO C503 + 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE                                                              | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ACIDES GRAS NON ESTERIFIES - DOSAGE               | Sérum                                                                                                                            | Technique enzymatique / 1 COBAS 8000 C3 / ROCHE                                                                                 | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ACIDE URIQUE - DOSAGE                             | Sérum; Plasma EDTA                                                                                                               | Colorimétrie enzymatique / 1 COBAS 8000 C3 / ROCHE                                                                              | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ACTH - DOSAGE                                     | Plasma EDTA-Aprotinine                                                                                                           | Chimiluminescence / 2 COBAS PRO E801 / ROCHE                                                                                    | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                       |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                 | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                        | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | ACTIVITE DE LA LACTATE DESHYDROGENASE - DOSAGE                    | Sérum                                                                                                                         | Colorimétrie / 1 COBAS 8000 C3 / ROCHE                                                                                          | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ACTIVITE FONCTIONNELLE DE L'INHIBITEUR DE LA C1 ESTERASE - DOSAGE | Plasma citraté                                                                                                                | Cinetique enzymatique / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO                                                                         | MOS-AUT-652                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ALANINE-AMINO-TRANSFERASE (ALT ou GPT) - DOSAGE                   | Sérum                                                                                                                         | Colorimétrie / 1 COBAS 8000 C2 / ROCHE                                                                                          | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ALBUMINE SERIQUE - DOSAGE                                         | Sérum                                                                                                                         | Immunoturbidimétrie / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE                                                                                  | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ALBUMINE URINAIRE - DOSAGE                                        | Urines                                                                                                                        | Turbidimétrie / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE                                                                                         | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ALDOLASE - DOSAGE                                                 | Sérum                                                                                                                         | Technique enzymatique / 1 COBAS 8000 C2 + 1 COBAS 8000 C3 / ROCHE                                                               | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ALDOSTERONE SANGUIN - DOSAGE                                      | Plasma EDTA                                                                                                                   | Chimiluminescence / XL2A N° serie : 2210100145 / N° CERBA : 011713<br>XL2B N° serie : 2210100101 / N° CERBA : 011712 / DIASORIN | MOS-AUT-647                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ALPHA 1 ANTITRYPSINE - DOSAGE                                     | Sérum                                                                                                                         | Immunoturbidimétrie / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE                                                                                  | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ALPHA 2 MACROGLOBULINE - DOSAGE                                   | Sérum                                                                                                                         | Immunoturbidimétrie / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE                                                                                  | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | AMMONIAC - DOSAGE                                                 | Plasma EDTA                                                                                                                   | Technique enzymatique / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE                                                                                | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | AMYLASE PANCREATIQUE - DOSAGE                                     | Sérum                                                                                                                         | Technique enzymatique / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE                                                                                 | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | AMYLASE TOTALE - DOSAGE                                           | Sérum; Plasma; Urines                                                                                                         | Technique enzymatique / 1 COBAS 8000 C3 / ROCHE                                                                                 | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                           | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | ANTIGENE SCC - DOSAGE                             | Sérum                                                                                                                            | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE                                                                                       | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | APOLIPOPROTEINE A1 - DOSAGE                       | Sérum                                                                                                                            | Immunoturbidimétrie / 1 COBAS 8000 C2 / ROCHE                                                                                      | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | APOLIPOPROTEINE A1 - DOSAGE                       | Sérum                                                                                                                            | Immunoturbidimétrie / 1 COBAS 8000 C2 / ROCHE                                                                                      | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | APOLIPOPROTEINE B - DOSAGE                        | Sérum                                                                                                                            | Immunoturbidimétrie / 1 COBAS 8000 C2 / ROCHE                                                                                      | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | ASPARTATE AMINO-TRANSFERASE (AST) - DOSAGE        | Sérum                                                                                                                            | Colorimétrie enzymatique / 1 COBAS 8000 C2 / ROCHE                                                                                 | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | BILIRUBINE TOTALE ET DIRECTE - DOSAGE             | Sérum                                                                                                                            | Colorimétrie / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE                                                                                            | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | CA 125 - DOSAGE                                   | Sérum; Plasma                                                                                                                    | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE                                                                                       | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | CA 153 - DOSAGE                                   | Sérum; Plasma                                                                                                                    | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE                                                                                       | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | CA 199 - DOSAGE                                   | Sérum; Plasma                                                                                                                    | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE                                                                                       | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | CALCITONINE - DOSAGE                              | Sérum                                                                                                                            | Chimiluminescence /<br>XL2A N° serie : 2210100145 / N° CERBA : 011713<br>XL2B N° serie : 2210100101 / N° CERBA : 011712 / DIASORIN | MOS-AUT-647                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | CALCIUM IONISE - DOSAGE                           | Sérum                                                                                                                            | Electrode spécifique / 1 ANALYSEUR CALCIUM IONISE / NOVA BIOMEDICAL                                                                | MOS-I2M-167                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | CALPROTECTINE SELLES - DOSAGE                     | Selles                                                                                                                           | Enzymoimmunoanalyse / 3 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC                                                                            | MOS-AUT-648                                               | Ajout d'un phadia 2500 en routine (AI3 avec les modules E5 et E6)                                                        |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | CERULEOPLASMINE - DOSAGE                          | Sérum                                                                                                                         | Immunoturbidimétrie / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE           | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | CHAINES LEGERES LIBRES KAPPA - DOSAGE             | Sérum; Urines                                                                                                                 | Turbidimétrie / 1 OPTILITE / BINDING SITE                | MOS-I2M-180                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | CHAINES LEGERES LIBRES LAMBDA - DOSAGE            | Sérum; Urines                                                                                                                 | Turbidimétrie / 1 OPTILITE / BINDING SITE                | MOS-I2M-180                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | CHAINES LEGERES LIBRES LAMBDA - DOSAGE            | Sérum; Urines                                                                                                                 | Turbidimétrie / 1 OPTILITE / BINDING SITE                | MOS-I2M-180                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | CHOLESTEROL - DOSAGE                              | Sérum                                                                                                                         | Colorimétrie enzymatique / 1 COBAS 8000 C2 / ROCHE       | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | CHOLESTEROL - DOSAGE                              | Sérum                                                                                                                         | Colorimétrie enzymatique / 1 COBAS 8000 C2 / ROCHE       | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | CHOLESTEROL HDL - DOSAGE                          | Sérum                                                                                                                         | Colorimétrie enzymatique / 1 COBAS 8000 C2 / ROCHE       | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | CHOLESTEROL LDL - DOSAGE                          | Sérum                                                                                                                         | Colorimétrie enzymatique / 1 COBAS 8000 C3 / ROCHE       | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | CHOLINESTERASE - DOSAGE                           | Sérum; Plasma                                                                                                                 | Colorimétrie enzymatique / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE       | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | CHROMOGRANINE A - DOSAGE                          | Sérum                                                                                                                         | Immunofluorescence / 1 KRYPTOR GOLD / BRAHMS             | MOS-SAU-273                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | COMPLEMENT C1 ESTERASE INHIBITEUR - DOSAGE        | Sérum                                                                                                                         | Néphélémétrie / 2 BN II / SIEMENS                        | MOS-AUT-651                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | COMPLEMENT C3 - DOSAGE                            | Sérum                                                                                                                         | Immunoturbidimétrie / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE           | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | COMPLEMENT C4 - DOSAGE                            | Sérum                                                                                                                         | Immunoturbidimétrie / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE           | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                            | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | COMPLEMENT HEMOLYTIQUE TOTAL CH50 - DOSAGE        | Sérum                                                                                                                         | Technique enzymatique / 1 COBAS 8000 C1 + 1 COBAS 8000 C2 + 1 COBAS 8000 C3 / ROCHE | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | CORTISOL sérique - DOSAGE                         | Sérum; Plasma                                                                                                                 | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE                                        | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | CREATINE KINASE - DOSAGE                          | Sérum; Plasma hépariné                                                                                                        | Technique enzymatique / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE                                     | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | CREATINE PHOSPHOKINASE MB - DOSAGE                | Sérum                                                                                                                         | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE                                        | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | CREATININE - DOSAGE                               | Sérum                                                                                                                         | Colorimétrie enzymatique / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE                                 | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | CREATININE - DOSAGE                               | Urines                                                                                                                        | Colorimétrie enzymatique / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE                                 | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | CROSSLAPS SANGUIN - DOSAGE                        | Sérum                                                                                                                         | Chimiluminescence / 2 COBAS PRO E801 / ROCHE                                        | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | CYFRA - DOSAGE                                    | Sérum; Plasma                                                                                                                 | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE                                        | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | CYSTATINE C - DOSAGE                              | Sérum                                                                                                                         | Immunoturbidimétrie / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE                                       | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | DEOXYPYRIDINOLINE LIBRE - DOSAGE                  | Urines                                                                                                                        | Enzymoimmunoanalyse / 2 lecteurs SUNRISE / TECAN                                    | MOS-SAU-021                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ENOLASE - DOSAGE                                  | Sérum                                                                                                                         | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE                                        | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ENZYME DE CONVERSION OU ANGIOCONVERTASE - DOSAGE  | Sérum                                                                                                                         | Colorimétrie enzymatique / 2 COBAS PRO C503 / ROCHE                                 | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>      | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                   | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | ESTRADIOL FEMME - DOSAGE                               | Sérum                                                                                                                         | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE                               | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | FER - DOSAGE                                           | Sérum                                                                                                                         | Colorimétrie / 1 COBAS 8000 C3 / ROCHE                                     | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | FERRITINE sérum - DOSAGE                               |                                                                                                                               | Chimiluminescence / 1 COBAS 8000 E / ROCHE                                 | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | FERRITINE sérum - DOSAGE                               | Sérum                                                                                                                         | Chimiluminescence / 1 COBAS 8000 E / ROCHE                                 | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | FOLATES PLASMATIQUES - DOSAGE                          | Sérum                                                                                                                         | Chimiluminescence / 1 COBAS 8000 E / ROCHE                                 | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | FRACTION LIBRE DU PSA - DOSAGE                         | Sérum; Plasma                                                                                                                 | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE                               | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | FRUCTOSAMINES - DOSAGE                                 | Plasma EDTA; Sérum                                                                                                            | Colorimétrie / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE                                    | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE - DOSAGE                    | Sérum                                                                                                                         | Colorimétrie enzymatique / 1 COBAS 8000 C2 / ROCHE                         | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | GLUCOSE-6-PHOSPHATE DESHYDROGENASE GLOBULAIRE - DOSAGE | Sang total EDTA                                                                                                               | Colorimétrie / 1 COBAS 8000 C1 + 1 COBAS 8000 C2 + 1 COBAS 8000 C3 / ROCHE | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | GLUCOSE - DOSAGE                                       | Sérum; Plasma EDTA; Plasma hépariné                                                                                           | Technique enzymatique / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE                           | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | GONADOTROPHINE CHORIONIQUE HUMAINE - DOSAGE            | Sérum                                                                                                                         | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE                               | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | HAPTOGLOBINE - DOSAGE                                  | Sérum                                                                                                                         | Immunoturbidimétrie / 1 COBAS 8000 C2 / ROCHE                              | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | HEMOGLOBINE - DOSAGE                                   | Sang total EDTA                                                                                                               | Colorimétrie / 1 COBAS 8000 C1 + 1 COBAS 8000 C2 + 1 COBAS 8000 C3 / ROCHE | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | HEMOGLOBINE GLYQUEE A1C - DOSAGE                       | Sang total EDTA                                                                                                               | HPLC / 2 VARIANT II / BIORAD                                               | MOS-I2M-136                                               |                                                                                                                       |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                    |               |                                                                                                                                 |             |  |
|-------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| LABORATOIRE CERBA | HGH - DOSAGE                                       | Sérum         | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE                                                                                    | MOS-AUT-650 |  |
| LABORATOIRE CERBA | HORMONE ANTI-MÜLLERIENNE - DOSAGE                  | Sérum         | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 + 1 COBAS 8000 E / ROCHE                                                                   | MOS-AUT-650 |  |
| LABORATOIRE CERBA | HORMONE FOLLICULOSTIMULANTE - DOSAGE               | Sérum         | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE                                                                                    | MOS-AUT-650 |  |
| LABORATOIRE CERBA | HORMONE LH - DOSAGE                                | Sérum; Plasma | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE                                                                                    | MOS-AUT-650 |  |
| LABORATOIRE CERBA | IgD - DOSAGE                                       | Sérum         | Turbidimétrie / 1 Optilite / BINDING SITE                                                                                       | MOS-I2M-029 |  |
| LABORATOIRE CERBA | IGF-1 - DOSAGE                                     | Sérum         | Chimiluminescence / XL3A N° serie : 2210001354 / N° CERBA : 009032<br>XL3B N° serie : 2210100286 / N° CERBA : 800075 / DIASORIN | MOS-AUT-647 |  |
| LABORATOIRE CERBA | IMMUNOGLOBULINES A<br>IMMUNOTURBIDIMETRIE - DOSAGE | Sérum         | Immunoturbidimétrie / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE                                                                                  | MOS-AUT-649 |  |
| LABORATOIRE CERBA | IMMUNOGLOBULINES G<br>IMMUNOTURBIDIMETRIE - DOSAGE | Sérum         | Immunoturbidimétrie / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE                                                                                  | MOS-AUT-649 |  |
| LABORATOIRE CERBA | IMMUNOGLOBULINES M<br>IMMUNOTURBIDIMETRIE - DOSAGE | Sérum         | Immunoturbidimétrie / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE                                                                                  | MOS-AUT-649 |  |
| LABORATOIRE CERBA | INHIBINE B - DOSAGE                                | Sérum         | Enzymoimmunoanalyse / 2 lecteurs<br>SUNRISE / TECAN                                                                             | MOS-SAU-023 |  |
| LABORATOIRE CERBA | INSULINE - DOSAGE                                  | Plasma EDTA   | Chimiluminescence / 2 COBAS PRO E801 / ROCHE                                                                                    | MOS-AUT-650 |  |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                 | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | INTERLEUKINE 6 - DOSAGE                                           | Sérum                                                                                                                         | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE             | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | LACTATE - DOSAGE                                                  | LCR. Plasma fluorure;<br>Plasma fluoro oxalaté;<br>Surnageant de défécation                                                   | Technique enzymatique / 1 COBAS 8000 C2 / ROCHE          | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | LIPASE - DOSAGE                                                   | Sérum                                                                                                                         | Colorimétrie enzymatique / 1 COBAS 8000 C3 / ROCHE       | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | LIPOPROTEINE (a) (Lpa) - DOSAGE                                   | Sérum                                                                                                                         | Immunoturbidimétrie / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE           | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | MARQUEUR CA 72-4 - DOSAGE                                         | Sérum                                                                                                                         | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE             | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | MARQUEURS SERIQUES DE LA TRISOMIE 21 (1ER TRIMESTRE) - DEPISTAGE  | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 AUTODELFIA / PERKIN ELMER        | MOS-SAU-219                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | MARQUEURS SERIQUES DE LA TRISOMIE 21 (2ème TRIMESTRE) - DEPISTAGE | Sérum                                                                                                                         | Immunofluorescence / 4 AUTODELFIA / PERKIN ELMER         | MOS-SAU-218                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | MARQUEURS SERIQUES DE LA TRISOMIE 21 (2ème TRIMESTRE) - DEPISTAGE | Sérum                                                                                                                         | Immunofluorescence / 4 AUTODELFIA / PERKIN ELMER         | MOS-SAU-218                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | MARQUEURS SERIQUES DE LA TRISOMIE 21 (2ème TRIMESTRE) - DEPISTAGE | Sérum                                                                                                                         | Immunofluorescence / 4 AUTODELFIA / PERKIN ELMER         | MOS-SAU-218                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | MARQUEUR TUMORAL ALPHA FOETOPROTEINE (AFP) - DOSAGE               | Liquide amniotique                                                                                                            | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE             | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | MARQUEUR TUMORAL ALPHA FOETOPROTEINE (AFP) - DOSAGE               | Sérum; LCR; Liquide divers; Liquide de kyste; Sang de cordon spermatique                                                      | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE             | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                       |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                        | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | MICROGLOBULINE bêta 2 - DOSAGE                    | Sérum; Urines                                                                                                                    | Immunoturbidimétrie / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE                                                                                  | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | MYOGLOBINE - DOSAGE                               | Sérum                                                                                                                            | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE                                                                                    | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | OROSOMUCOIDE - DOSAGE                             | Sérum                                                                                                                            | Immunoturbidimétrie / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE                                                                                   | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | OSMOLALITE - MESURE                               | Plasma hépariné; Urines                                                                                                          | Point de congélation / 1 MICRO OSMOMETRE / LOSER                                                                                | MOS-I2M-160                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | OSTEOCALCINE (PROTEINE) - DOSAGE                  | Sérum; Plasma hépariné                                                                                                           | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE                                                                                    | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | PEPTIDE AB1-42 - DOSAGE                           | LCR                                                                                                                              | Chimiluminescence / 1 LUMIPULSE G1200 / FUJIREBIO                                                                               | MOS-SAU-282                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | PEPTIDE C - DOSAGE                                | Sérum; Urines                                                                                                                    | Chimiluminescence / XL4A N° serie : 2210001349 / N° CERBA : 009031<br>XL4B N° serie : 2210000972 / N° CERBA : 008806 / DIASORIN | MOS-AUT-647                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | PEPTIDE NATRIURETIQUE DE TYPE B (BNP) - DOSAGE    | Plasma EDTA                                                                                                                      | Enzymoimmunoanalyse / 1 DXI / BECKMAN COULTER                                                                                   | MOS-SAU-286                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | PHOSPHATASE ALCALINE - DOSAGE                     | Sérum                                                                                                                            | Technique enzymatique / 1 COBAS 8000 C3 / ROCHE                                                                                 | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | PHOSPHATASES ACIDES TOTALES - DOSAGE              | Sérum                                                                                                                            | Colorimétrie / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE                                                                                          | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | PHOSPHATASES ALCALINES OSSEUSE - DOSAGE           | Sérum                                                                                                                            | Chimiluminescence / XL4A N° serie : 2210001349 / N° CERBA : 009031<br>XL4B N° serie : 2210000972 / N° CERBA : 008806 / DIASORIN | MOS-AUT-647                                               |                                                                                                                          |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                    | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | PHOSPHORE - DOSAGE                                                   | Sérum. Urines                                                                                                                    | Colorimétrie / 1 COBAS 8000 C3 / ROCHE                   | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | PHOSPHORE - DOSAGE                                                   | Urines                                                                                                                           | Colorimétrie / 1 COBAS 8000 C3 / ROCHE                   | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | PREALBUMINE - DOSAGE                                                 | Sérum                                                                                                                            | Immunoturbidimétrie / 1 COBAS 8000 C3 / ROCHE            | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | ProBNP - DOSAGE                                                      | Plasma                                                                                                                           | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE             | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | PROCALCITONINE - DOSAGE                                              | Sérum                                                                                                                            | Immunofluorescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE            | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | PROCOLLAGENE III - DOSAGE                                            | Sérum                                                                                                                            | Radioimmunoanalyse / 2 lecteurs SUNRISE / TECAN          | MOS-SAU-069                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | PROGESTERONE - DOSAGE                                                | Liquide de ponction;<br>Sérum; Plasma                                                                                            | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE             | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | PROPEPTIDE N TERMINAL DU<br>PROCOLLAGENE DE TYPE 1 TOTAL -<br>DOSAGE | Sérum; Plasma                                                                                                                    | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE             | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | PROTEINE - DOSAGE                                                    | LCR                                                                                                                              | Turbidimétrie / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE                 | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | PROTEINE - DOSAGE                                                    | Urines                                                                                                                           | Turbidimétrie / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE                 | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | PROTEINE - DOSAGE                                                    | Urines                                                                                                                           | Turbidimétrie / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE                 | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | PROTEINE C-REACTIVE - DOSAGE                                         | Sérum                                                                                                                            | Immunoturbidimétrie / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE            | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | PROTEINE C-REACTIVE - DOSAGE                                         | Sérum                                                                                                                            | Immunoturbidimétrie / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE            | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | PROTEINE P TAU - DOSAGE                                              | LCR                                                                                                                              | Chimiluminescence / 1 LUMIPULSE G1200 / FUJIREBIO        | MOS-SAU-281                                               |                                                                                                                          |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>            | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                        | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | PROTEINE S 100 - DOSAGE                                      | Sérum                                                                                                                         | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE                                                                                    | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | PROTEINES TOTALES - DOSAGE                                   | LCR; Urines                                                                                                                   | Turbidimétrie / 2 COBAS PRO C503 / ROCHE                                                                                        | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | PROTEINES TOTALES - DOSAGE                                   | Sérum                                                                                                                         | Colorimétrie / 2 COBAS PRO C503 / ROCHE                                                                                         | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | PROTIDES - DOSAGE                                            | Sérum                                                                                                                         | Colorimétrie / 2 COBAS PRO C503 / ROCHE                                                                                         | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | PSA TOTAL - DOSAGE                                           | Sérum                                                                                                                         | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE                                                                                    | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | PTH INTACTE - DOSAGE                                         | Sérum                                                                                                                         | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE                                                                                    | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | PYRUVATE - DOSAGE                                            | LCR; Surnageant de défécation                                                                                                 | Technique enzymatique / 1 COBAS 8000 C2 / ROCHE                                                                                 | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | RECEPTEUR DE L'INTERLEUKINE 2 - DOSAGE                       | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 2 lecteurs SUNRISE / TECAN                                                                                | MOS-SAU-293                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | RECEPTEUR SOLUBLE A LA TRANSFERRINE - DOSAGE                 | Sérum; Plasma hépariné                                                                                                        | Immunoturbidimétrie / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE                                                                                  | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | RENINE PONDERALE - DOSAGE                                    | Plasma EDTA                                                                                                                   | Chimiluminescence / XL2A N° serie : 2210100145 / N° CERBA : 011713<br>XL2B N° serie : 2210100101 / N° CERBA : 011712 / DIASORIN | MOS-AUT-647                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | SANG DANS LES SELLES - DOSAGE                                | Selles                                                                                                                        | Immunoturbidimétrie / 10 DIANA OC SENSOR / MAST                                                                                 | MOS-DCC-017                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | SANG DANS LES SELLES DEPISTAGE DU CANCER COLORECTAL - DOSAGE | Selles                                                                                                                        | Immunoturbidimétrie / 10 DIANA OC SENSOR / MAST                                                                                 | MOS-DCC-003                                               |                                                                                                                       |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                      | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | SBP - DOSAGE                                      | Sérum                                                                                                                            | Chimiluminescence / 1 COBAS 8000 cccE / ROCHE                                 | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | SULFATE DE DHEA - DOSAGE                          | Plasma; Sérum                                                                                                                    | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 + 1 COBAS 8000 E / ROCHE                 | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | SULFATE DE DHEA - DOSAGE                          | Sérum                                                                                                                            | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 + 1 COBAS 8000 E / ROCHE                 | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | T3L SANGUIN - DOSAGE                              | Sérum; Plasma                                                                                                                    | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE                                  | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | TESTOSTERONE CHEZ L'HOMME - DOSAGE                | Sérum                                                                                                                            | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 + 1 COBAS 8000 E / ROCHE                 | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | THYROGLOBULINE TG - DOSAGE                        | Liquide de ponction;<br>Sérum                                                                                                    | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE                                  | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | THYROXINE LIBRE (TL4) - DOSAGE                    | Sérum                                                                                                                            | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE                                  | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | THYROXINE TOTALE (T4) - DOSAGE                    | Sérum                                                                                                                            | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE                                  | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | TISSUE POLYPEPTIDE ANTIGEN (TPA) - DOSAGE         | Sérum                                                                                                                            | Chimiluminescence / XL3A N° serie : 2210001354 / N° CERBA : 009032 / DIASORIN | MOS-AUT-647                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | TOTAL TAU - DOSAGE                                | LCR                                                                                                                              | Chimiluminescence / 1 LUMIPULSE G1200 / FUJIREBIO                             | MOS-SAU-280                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | TRANSFERRINE - DOSAGE                             | Sérum                                                                                                                            | Immunoturbidimétrie / 1 COBAS 8000 C3 / ROCHE                                 | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | TRIGLYCERIDES - DOSAGE                            | Sérum                                                                                                                            | Colorimétrie enzymatique / 1 COBAS 8000 C2 / ROCHE                            | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                          |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | TRIIODOTHYRONINE TOTALE - DOSAGE                  | Sérum; Plasma                                                                                                                 | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE             | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | TROPONINE T - DOSAGE                              | Sérum                                                                                                                         | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE             | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | TSH (THYREOSTIMULINE) - DOSAGE                    | Sérum; Plasma                                                                                                                 | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE             | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | UREE - DOSAGE                                     | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 1 COBAS 8000 C2 / ROCHE            | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | VITAMINE B 12 - DOSAGE                            | Sérum                                                                                                                         | Chimiluminescence / 1 COBAS 8000 E / ROCHE               | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | VITAMINE D - DOSAGE                               | Sérum                                                                                                                         | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE             | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                       |

## BM BB02 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                             | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | 5-HYDROXY-INDOLEACETIQUE - DOSAGE                                             | Urines                                                                                                                        | LC-MS-MS / 2 API 5500 / ABSCIEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MOS-PHY-151                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ACIDE HOMOVANILIQUE - DOSAGE                                                  | Urines                                                                                                                        | LC-MS-MS / 2 API 5500 / ABSCIEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MOS-PHY-151                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ACIDE MEVALONIQUE - DOSAGE                                                    | Urines                                                                                                                        | CPG-SM / 1 GC-MS 7890 B & 5977B MSD / AGILENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MOS-PHY-270                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ACIDE VANILMANDELIQUE - DOSAGE                                                | Urines                                                                                                                        | LC-MS-MS / 2 API 5500 / ABSCIEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MOS-PHY-151                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | CARNITINE - DOSAGE                                                            | Sérum; Plasma                                                                                                                 | LC-MS-MS / 1 TRIPLE QUAD 6410 / AGILENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MOS-PHY-194                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | FRACTIONS DE L'HEMOGLOBINE -<br>RCHERCHE, IDENTIFICATION ET<br>QUANTIFICATION | Sang total EDTA                                                                                                               | HPLC / 3 VARIANT II / BIORAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MOS-I2M-137                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | HOMOCYSTEINE - DOSAGE                                                         | Sérum; Plasma                                                                                                                 | LC-MS-MS / 1 LCMSMS HP6460 et 1 LCMSMS HP6470 / AGILENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MOS-PHY-167                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | METANEPHRINES - DOSAGE                                                        | Plasma EDTA                                                                                                                   | LC-MS-MS / 2 CHAINES ACQUITY UPLC + 2<br>DETECTEURS MASSE XEVO µTQS / APPLIED<br>BIOSYSTEMS                                                                                                                                                                                                                                                                    | MOS-PHY-189                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | VITAMINE B 1 - DOSAGE                                                         | Sang total EDTA                                                                                                               | LC-MS-MS / 5 systèmes LCMSMS API4500 /<br>SCIEX avec détecteur Triple QUAD<br>API4500/SCIEX et leur chaîne associée (3<br>avec pompe + dégazeur + passeur<br>d'échantillons + four à colonne / AGILENT et<br>2 avec pompe + dégazeur + passeur<br>d'échantillons + four à colonne / SCIEX) + 2<br>préparateurs Biomek / Beckman / SCIEX /<br>AGILENT / Beckman | MOS-PHY-035                                               |                                                                                                                       |

## BM BB02 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | VITAMINE B 6 - DOSAGE                             | Sang total EDTA                                                                                                               | LC-MS-MS / 5 systèmes LCMSMS API4500 / SCIEX avec détecteur Triple QUAD API4500/SCIEX et leur chaîne associée (3 avec pompe + dégazeur + passeur d'échantillons + four à colonne / AGILENT et 2 avec pompe + dégazeur + passeur d'échantillons + four à colonne / SCIEX) + 2 préparateurs Biomek / Beckman / SCIEX / AGILENT / Beckman | MOS-PHY-035                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | VITAMINE C - DOSAGE                               | Plasma hépariné                                                                                                               | HPLC / 2 chaînes HPLC + 1 détecteur UV VWD + 1 détecteur UV MWD / AGILENT                                                                                                                                                                                                                                                              | MOS-PHY-042                                               |                                                                                                                       |

## BM BB03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                 | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | 17 HYDROXY PROGESTERONE - DOSAGE                  | Sérum; plasma (EPR)                                                                                                           | Radioimmunoanalyse / 1 COMPTEUR WIZARD 2<br>1 COMPTEUR CRYSTAL / PERKIN-ELMER BERTHOLD   | MOS-SAU-059                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANDROSTENEDIONE<br>RADIOIMMUNOANALYSE - DOSAGE    | Sérum; Plasma                                                                                                                 | Radioimmunoanalyse / 1 COMPTEUR WIZARD 2<br>1 COMPTEUR CRYSTAL / PERKIN ELMER BERTHOLD   | MOS-SAU-062                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | CA 50 - DOSAGE                                    | Sérum                                                                                                                         | Radioimmunoanalyse / 1 COMPTEUR WIZARD 2<br>1 COMPTEUR CRYSTAL / PERKIN ELMER / BERTHOLD | MOS-SAU-127                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ESTRADIOL CHEZ L'HOMME ET L'ENFANT - DOSAGE       | Sérum; plasma (EPR)                                                                                                           | Radioimmunoanalyse / 1 COMPTEUR WIZARD 2<br>1 COMPTEUR CRYSTAL / PERKIN ELMER BERTHOLD   | MOS-SAU-085                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | GASTRINE - DOSAGE                                 | Sérum                                                                                                                         | Radioimmunoanalyse / 1 COMPTEUR WIZARD 2<br>1 COMPTEUR CRYSTAL / PERKIN ELMER BERTHOLD   | MOS-SAU-298                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | GLUCAGON - DOSAGE                                 | Plasma EDTA-Aprotinine                                                                                                        | Radioimmunoanalyse / 1 COMPTEUR WIZARD 2<br>1 COMPTEUR CRYSTAL / PERKIN ELMER BERTHOLD   | MOS-SAU-076                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | HORMONE ANTI DIURETIQUE - DOSAGE                  | Plasma hépariné; Urines                                                                                                       | Radioimmunoanalyse / 1 COMPTEUR WIZARD 2<br>1 COMPTEUR CRYSTAL / PERKIN ELMER BERTHOLD   | MOS-SAU-088                                               |                                                                                                                       |

## BM BB03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                               | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | PROLACTINE - DOSAGE                               | Sérum; plasma (EPR)                                                                                                           | Radioimmunoanalyse / 1 COMPTEUR WIZARD 2<br>1 COMPTEUR CRYSTAL / PERKIN ELMER BERTHOLD | MOS-SAU-077                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | SOUS-UNITE alpha LIBRE - DOSAGE                   | Sérum; plasma (EPR)                                                                                                           | Radioimmunoanalyse / 1 COMPTEUR WIZARD<br>1 COMPTEUR CRYSTAL / PERKIN ELMER BERTHOLD   | MOS-SAU-082                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | SOUS UNITE B DE L'HCG - DOSAGE                    | Sérum                                                                                                                         | Radioimmunoanalyse / 1 COMPTEUR WIZARD 2<br>1 COMPTEUR CRYSTAL / PERKIN ELMER BERTHOLD | MOS-SAU-087                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | TESTOSTERONE CHEZ L'ENFANT - DOSAGE               | Sérum; Plasma                                                                                                                 | Radioimmunoanalyse / 1 COMPTEUR WIZARD<br>1 COMPTEUR CRYSTAL / PERKIN ELMER BERTHOLD   | MOS-SAU-061                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | TESTOSTERONE CHEZ LA FEMME - DOSAGE               | Sérum; Plasma                                                                                                                 | Radioimmunoanalyse / 1 COMPTEUR WIZARD<br>1 COMPTEUR CRYSTAL / PERKIN ELMER BERTHOLD   | MOS-SAU-061                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | TESTOSTERONE LIBRE - DOSAGE                       | Sérum                                                                                                                         | Radioimmunoanalyse / 1 COMPTEUR WIZARD 2<br>1 COMPTEUR CRYSTAL / PERKIN-ELMER BERTHOLD | MOS-SAU-063                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | TESTOSTERONE TRANSGENRE - DOSAGE                  | Sérum; Plasma                                                                                                                 | Radioimmunoanalyse / 1 COMPTEUR WIZARD<br>1 COMPTEUR CRYSTAL / PERKIN ELMER BERTHOLD   | MOS-SAU-061                                               |                                                                                                                       |

## BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                             | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                           | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | BENCES JONES - RECHERCHE ET IDENTIFICATION                                    | Urines                                                                                                                        | Immunofixation / 8 HYDRASIS 2 / SEBIA                                              | MOS-I2M-105                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | CRYOGLOBULINES - RECHERCHE                                                    | Sérum                                                                                                                         | Cryoprécipitation / 8 HYDRASIS / SEBIA                                             | MOS-I2M-107                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ELECTROPHORESE CAPILLAIRE DES PROTEINES SERIQUES - RECHERCHE ET DETERMINATION | Sérum                                                                                                                         | Electrophorèse / 2 CAPILLARYS 3 / SEBIA                                            | MOS-I2M-112                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ELECTROPHORESE DES CHOLINESTERASES - REALISATION                              | Liquide amniotique                                                                                                            | Electrophorèse par isofocalisation / 1 CUVE ELECTROPHORESE + GENERATEUR / AMERSHAM | MOS-I2M-009                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | HEMOGLOBINE - RECHERCHE, IDENTIFICATION ET QUANTIFICATION                     | Sang total EDTA                                                                                                               | Electrophorèse capillaire / 1 CAPILLARYS / SEBIA                                   | MOS-I2M-141                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | PROFIL OLIGOCLONAL DES IGG - RECHERCHE                                        | LCR; Sérum                                                                                                                    | Electrophorèse par isofocalisation / 5 HYDRASIS 2 / SEBIA                          | MOS-I2M-108                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | TRANSFERRINE CARBOXY DEFICIENTE - DOSAGE                                      | Sérum                                                                                                                         | Electrophorèse capillaire / 1 CAPILLARYS 3 / SEBIA                                 | MOS-I2M-047                                               |                                                                                                                       |

## BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | DENSITE URINAIRE - MESURE                         | Urines                                                                                                                           | Bandelette réactive / 1 URISYS 1100 / ROCHE              | MOS-I2M-159                                               |                                                                                                                          |

## BM BB07 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>              | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | LITHIASES - IDENTIFICATION                        | Calculs (précision de l'origine)                                                                                                 | Spectrométrie Infra-rouge / 5 Spectro IRTF<br>ALPHA T BRUKER / BRUKER | MOS-MIC-129                                               |                                                                                                                          |

## BM BB08 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                       | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | EXAMEN PHYSIQUE DES SELLES - EXAMEN               | Selles                                                                                                                           | Microscopie, Macroscopie, Spectrométrie Infra-rouge / 1 NIRS DS 2500 / METROHM | MOS-MIC-106                                               |                                                                                                                          |

## BM BB09 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | CUIVRE - DOSAGE                                   | Urines                                                                                                                        | ICP-MS / 1 ICP/MS 7800 / AGILENT                                                        | MOS-PHY-271                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | CUIVRE SERIQUE - DOSAGE                           | Sérum                                                                                                                         | ICP-MS / 1 ICP/MS 7800 / AGILENT                                                        | MOS-PHY-008                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IODE - DOSAGE                                     | Urines                                                                                                                        | ICP-MS / 1 ICPMS 7800 et 1 ICPMS 7900 / AGILENT                                         | MOS-PHY-184                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IODE - DOSAGE                                     | Sérum; Plasma                                                                                                                 | ICP-MS / 1 ICPMS 7800 et 1 ICPMS 7900 / AGILENT                                         | MOS-PHY-184                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | MAGNESIUM - DOSAGE                                | Sérum; Plasma non EDTA                                                                                                        | Spectro d'absorbtion atomique / 2 PinAAcle / PERKIN ELMER                               | MOS-PHY-005                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | MAGNESIUM - DOSAGE                                | Sérum; Plasma non EDTA                                                                                                        | Spectro d'absorbtion atomique / 2 PinAAcle / PERKIN ELMER                               | MOS-PHY-005                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | SELENIUM - DOSAGE                                 | Sérum; Plasma                                                                                                                 | ICP-MS / 1 ICPMS 7800 + 1 ICPMS 7900 avec passeur d'échantillons SPS4 / AGILENT         | MOS-PHY-072                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ZINC - DOSAGE                                     | Sérum; Plasma                                                                                                                 | Spectro d'absorbtion atomique / 1 SAA AA240 + 1 SAA PinAAcle 900F-2 / AGILENT / AGILENT | MOS-PHY-095                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ZINC - DOSAGE                                     | Sérum; Plasma                                                                                                                 | Spectro d'absorbtion atomique / 1 SAA AA240 + 1 SAA PinAAcle 900F-2 / AGILENT / AGILENT | MOS-PHY-095                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ZINC - DOSAGE                                     | Sérum; Plasma                                                                                                                 | Spectro d'absorbtion atomique / 1 SAA AA240 + 1 SAA PinAAcle 900F-2 / AGILENT / AGILENT | MOS-PHY-095                                               |                                                                                                                       |

## BM PT01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | ACIDE VALPROIQUE - DOSAGE                         | Sérum; Plasma EDTA; Plasma hépariné                                                                                           | Enzymoimmunoanalyse / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE            | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | AMIKACINE - DOSAGE                                | Sérum; Plasma EDTA; Plasma hépariné                                                                                           | Cinetique enzymatique / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE          | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | AMPHETAMINES ET LEURS DERIVES - RECHERCHE         | Urines                                                                                                                        | Cinetique enzymatique / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE         | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | AMPHETAMINES ET LEURS DERIVES - RECHERCHE         | Urines                                                                                                                        | Technique enzymatique / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE         | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | BARBITURIQUES - RECHERCHE                         | Urines                                                                                                                        | Cinetique enzymatique / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE         | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | BENZODIAZEPINES - DEPISTAGE                       | Urines                                                                                                                        | Cinetique enzymatique / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE         | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | CANNABINOIDES - RECHERCHE                         | Urines                                                                                                                        | Cinetique enzymatique / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE         | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | CARBAMAZEPINE - DOSAGE                            | Sérum; Plasma                                                                                                                 | Enzymoimmunoanalyse / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE            | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | DIGOXINE - DOSAGE                                 | Sérum                                                                                                                         | Cinetique enzymatique / 1 COBAS 8000 C2 / ROCHE          | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ETHOSUXIMIDE - DOSAGE                             | Sérum; Plasma                                                                                                                 | Enzymoimmunoanalyse / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE            | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | GENTAMICINE - DOSAGE                              | Sérum; Plasma EDTA; Plasma hépariné                                                                                           | Enzymoimmunoanalyse / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE            | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | METABOLITES DE LA COCAINE - RECHERCHE             | Urines                                                                                                                        | Cinetique enzymatique / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE         | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |

## BM PT01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | METHADONE - RECHERCHE                             | Urines                                                                                                                           | Cinetique enzymatique / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE         | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | METHOTREXATE - DOSAGE                             | Sérum; Plasma                                                                                                                    | Enzymoimmunoanalyse / 1 COBAS 8000 C2 / ROCHE            | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | OPIACES - RECHERCHE                               | Urines                                                                                                                           | Cinetique enzymatique / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE         | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | PARACETAMOL - DOSAGE                              | Sérum; Plasma EDTA; Plasma hépariné                                                                                              | Enzymoimmunoanalyse / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE            | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | PHENOBARBITAL - DOSAGE                            | Sérum; Plasma EDTA; Plasma hépariné                                                                                              | Cinetique enzymatique / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE          | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | PHENOBARBITAL - DOSAGE                            | Sérum; Plasma EDTA; Plasma hépariné                                                                                              | Cinetique enzymatique / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE          | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | PHENYTOINE - DOSAGE                               | Sérum; Plasma EDTA; Plasma hépariné                                                                                              | Cinetique enzymatique / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE          | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | SALICYLATE - DOSAGE                               | Sérum                                                                                                                            | Colorimétrie / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE                   | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | TEICOPLANINE - DOSAGE                             | Sérum; Plasma                                                                                                                    | Turbidimétrie / 1 COBAS 8000 C2 / ROCHE                  | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | THEOPHYLLINE - DOSAGE                             | Sérum; Plasma EDTA; Plasma hépariné                                                                                              | Cinetique enzymatique / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE          | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | TOBRAMYCINE - DOSAGE                              | Sérum; Plasma                                                                                                                    | Enzymoimmunoanalyse / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE            | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | VANCOMYCINE - DOSAGE                              | Sérum; Plasma                                                                                                                    | Enzymoimmunoanalyse / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE            | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                          |

## BM PT03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>          | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | 10-HYDROXYCARBAZEPINE - DOSAGE                    | Sérum                                                                                                                            | LC-MS-MS / 1 chaîne HPLC / 1 API5500 / SHIMADZU / SCIEX           | MOS-PHY-211                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | ACIDE DELTA AMINO-LEVULINIQUE - DOSAGE            | Urines                                                                                                                           | LC-MS / 1 chaîne UPLC Acquity + 1 détecteur de masse QDA / WATERS | MOS-PHY-168                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | ACIDE TRANS TRANS MUCONIQUE - DOSAGE              | Urines                                                                                                                           | HPLC / 1 DETECTEUR DAD LAMO-AEP / AGILENT                         | MOS-PHY-040                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | AMIODARONE - DOSAGE                               | Sérum; Plasma                                                                                                                    | UPLC-MS / 1 chaîne UPLC-MS avec détecteur QDa / WATERS            | MOS-PHY-056                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | AMISULPRIDE - DOSAGE                              | Sérum                                                                                                                            | UPLC-MS / 1 UPLC-MSMS / AGILENT                                   | MOS-PHY-225                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | ARIPRAZOLE - DOSAGE                               | Sérum                                                                                                                            | UPLC-MS / 1 UPLC-MSMS / AGILENT                                   | MOS-PHY-225                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | CICLOSPORINE - DOSAGE                             | Sang total EDTA                                                                                                                  | RFMSMS / 2 système RapidFire / MSMS / AGILENT                     | MOS-PHY-019                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | COTININE - DOSAGE                                 | Urines                                                                                                                           | LC-MS / 2 détecteurs de masse QDa + chaînes Acquity UPLC / WATERS | MOS-PHY-041                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | DEHYDRO-ARIPRAZOLE - DOSAGE                       | Sérum                                                                                                                            | UPLC-MS / 1 UPLC-MSMS / AGILENT                                   | MOS-PHY-225                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | EVEROLIMUS - DOSAGE                               | Sang total EDTA                                                                                                                  | RFMSMS / 2 système RapidFire / MSMS / AGILENT                     | MOS-PHY-019                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | GABAPENTINE - DOSAGE                              | Sérum                                                                                                                            | LC-MS-MS / 1 chaîne HPLC / 1 API5500 / SHIMADZU / SCIEX           | MOS-PHY-211                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | HALOPERIDOL - DOSAGE                              | Sérum                                                                                                                            | UPLC-MS / 1 UPLC-MSMS / AGILENT                                   | MOS-PHY-225                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IMATINIB - DOSAGE                                 | Plasma EDTA                                                                                                                      | LC-MS-MS / 1 système LCMSMS HP6470 / AGILENT                      | MOS-PHY-192                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | LAMOTRIGINE - DOSAGE                              | Sérum ; Plasma hépariné                                                                                                          | RFMSMS / 2 systèmes RapidFire / AGILENT                           | MOS-PHY-259                                               |                                                                                                                          |

## BM PT03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | OLANZAPINE - DOSAGE                               | Sérum                                                                                                                            | UPLC-MS / 1 UPLC-MSMS / AGILENT                          | MOS-PHY-225                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | PALIPERIDONE - DOSAGE                             | Sérum                                                                                                                            | UPLC-MS / 1 UPLC-MSMS / AGILENT                          | MOS-PHY-225                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | RISPERIDONE - DOSAGE                              | Sérum                                                                                                                            | UPLC-MS / 1 UPLC-MSMS / AGILENT                          | MOS-PHY-225                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | SIROLIMUS - DOSAGE                                | Sang total EDTA                                                                                                                  | RFMSMS / 2 système RapidFire / MSMS / AGILENT            | MOS-PHY-019                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | TACROLIMUS - DOSAGE                               | Sang total EDTA                                                                                                                  | RFMSMS / 2 système RapidFire / MSMS / AGILENT            | MOS-PHY-019                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | TOPIRAMATE - DOSAGE                               | Sérum                                                                                                                            | LC-MS-MS / 1 chaine HPLC / 1 API5500 / SHIMADZU / SCIEX  | MOS-PHY-211                                               |                                                                                                                          |

## BM PT04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | ACETONE - DOSAGE                                  | Sang total; Urines                                                                                                               | GC-FID / 1 HeadSpace sampler + 1 GC-FID 7890B / AGILENT  | MOS-PHY-142                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | ETHANOL - DOSAGE                                  | Sang total                                                                                                                       | GC-FID / 1 HeadSpace sampler + 1 GC-FID 7890B / AGILENT  | MOS-PHY-142                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | ISOPROPANOL - DOSAGE                              | Sang total EDTA                                                                                                                  | GC-FID / 1 HeadSpace sampler + 1 GC-FID 7890B / AGILENT  | MOS-PHY-142                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | METHANOL - DOSAGE                                 | Sang total; Urines                                                                                                               | GC-FID / 1 HeadSpace sampler + 1 GC-FID 7890B / AGILENT  | MOS-PHY-142                                               |                                                                                                                          |

## BM PT05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                                                | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | FLUORURE - DOSAGE                                 | Sérum; Plasma; Urines                                                                                                            | Electrode spécifique combinée de F-, mesure par différence de potentiel par rapport à une électrode de référence / 1 IONONMETRE MA 235 / METTLER TOLEDO | MOS-PHY-105                                               |                                                                                                                          |

## BM PT06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                 | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | LITHIUM - DOSAGE                                  | Sérum                                                                                                                            | Spectro d'absorbtion atomique / 2 spectromètres d'adsorption PinAAcle900F / PERKIN ELMER | MOS-PHY-073                                               |                                                                                                                          |

## BM PT07 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | ARSENIC URINAIRE - DOSAGE                         | Urines                                                                                                                        | ICP-MS / 1 ICP/MS 7700x / AGILENT                        | MOS-PHY-228                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | CADMIUM - DOSAGE                                  | Sang total EDTA; Urines                                                                                                       | ICP-MS / 1 ICPMS7800 et 1 ICPMS 7900 / AGILENT           | MOS-PHY-191                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | MERCURE - DOSAGE                                  | Sang total EDTA                                                                                                               | ICP-MS / 2 ICP-MS 7900 / AGILENT                         | MOS-PHY-064                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | MERCURE urinaire - DOSAGE                         | Urines                                                                                                                        | ICP-MS / 1 ICP-MS 7900 / AGILENT                         | MOS-PHY-065                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | PLOMB URINAIRE - DOSAGE                           | urines                                                                                                                        | ICP-MS / 1 ICPMS 7800 et 1 ICPMS 7900 / AGILENT          | MOS-PHY-206                                               |                                                                                                                       |

## BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | RETICULOCYTES - NUMERATION                        | Sang total EDTA                                                                                                                  | Cytométrie de flux / 1 XN 550 / SYSMEX                   | MOS-CMF-178                                               |                                                                                                                          |

## BM HB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | EXAMEN DU FROTTIS SANGUIN - COLORATION            | Frottis sanguin                                                                                                                  | Coloration Giemsa / 1 COLORATEUR / 4 MICROSCOPES/Lecture manuelle / SMART COLOR / LEICA | MOS-CMF-044                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | MYELOGRAMME - COLORATION                          | Frottis de ponction de moelle                                                                                                    | Coloration Giemsa / 1 COLORATEUR / 4 MICROSCOPES/Lecture manuelle / SMART COLOR / LEICA | MOS-CMF-044                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | MYELOPEROXYDASE - RECHERCHE                       | Lames                                                                                                                            | Coloration / 2 microscopes/lecture manuelle / -                                         | MOS-CMF-056                                               |                                                                                                                          |

## BM HB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                                                                                          | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                          | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IMMUNOPHENOTYPAGE DE LA POPULATION LYMPHOIDE : immunophénotypage de la population blastique - IMMUNOPHENOTYPAGE                            | Moelle EDTA; Sang total EDTA                                                                                                  | Cytométrie de flux / 4 FACS DUET + 4 FACS LYRIC + 6 Lyse Wash Assistant + 1 numérateur XN500/SYSMEX / BD / SYSMEX | MOS-CMF-029                                               | Panel Orientation changement /inversion de 2 fluorescences : CD10 et CD34                                             |
| LABORATOIRE CERBA | IMMUNOPHENOTYPAGE DE LA POPULATION LYMPHOIDE : immunophénotypage lymphocytaire superorientation - IMMUNOPHENOTYPAGE                        | Moelle EDTA; Sang total EDTA                                                                                                  | Cytométrie de flux / 4 FACS DUET + 4 FACS LYRIC + 6 Lyse Wash Assistant + 1 numérateur XN500/SYSMEX / BD / SYSMEX | MOS-CMF-029                                               | Panel Orientation changement /inversion de 2 fluorescences : CD10 et CD34                                             |
| LABORATOIRE CERBA | IMMUNOPHENOTYPAGE DE LA POPULATION LYMPHOIDE : marqueur B - IMMUNOPHENOTYPAGE                                                              | Moelle EDTA; Sang total EDTA                                                                                                  | Cytométrie de flux / 4 FACS DUET + 4 FACS LYRIC + 6 Lyse Wash Assistant + 1 numérateur XN500/SYSMEX / BD / SYSMEX | MOS-CMF-029                                               | Panel Orientation changement /inversion de 2 fluorescences : CD10 et CD34                                             |
| LABORATOIRE CERBA | IMMUNOPHENOTYPAGE DE LA POPULATION LYMPHOIDE : marqueurs T+NK - IMMUNOPHENOTYPAGE                                                          | Moelle EDTA; Sang total EDTA                                                                                                  | Cytométrie de flux / 4 FACS DUET + 4 FACS LYRIC + 6 Lyse Wash Assistant + 1 numérateur XN500/SYSMEX / BD / SYSMEX | MOS-CMF-029                                               | Panel Orientation changement /inversion de 2 fluorescences : CD10 et CD34                                             |
| LABORATOIRE CERBA | IMMUNOPHENOTYPAGE DE LA POPULATION LYMPHOIDE : recherche de cellules de sezary - IMMUNOPHENOTYPAGE                                         | Moelle EDTA; Sang total EDTA                                                                                                  | Cytométrie de flux / 4 FACS DUET + 4 FACS LYRIC + 6 Lyse Wash Assistant + 1 numérateur XN500/SYSMEX / BD / SYSMEX | MOS-CMF-029                                               | Panel Orientation changement /inversion de 2 fluorescences : CD10 et CD34                                             |
| LABORATOIRE CERBA | IMMUNOPHENOTYPAGE DE LA POPULATION LYMPHOIDE : recherche et quantification de cellules de sezary - IMMUNOPHENOTYPAGE                       | Moelle EDTA; Sang total EDTA                                                                                                  | Cytométrie de flux / 4 FACS DUET + 4 FACS LYRIC + 6 Lyse Wash Assistant + 1 numérateur XN500/SYSMEX / BD / SYSMEX | MOS-CMF-029                                               | Panel Orientation changement /inversion de 2 fluorescences : CD10 et CD34                                             |
| LABORATOIRE CERBA | MARQUEURS LYMPHOCYTAIRES T CD3+CD4+CD8+ (T CD3+, CD3+CD4+ et CD3+CD8+) - DETECTION ET QUANTIFICATION                                       | Sang total EDTA                                                                                                               | Cytométrie de flux / 2 cytomètres FACSLyric 2L6C + 2 cytomètres FACSLyric 3L12C + 2 préparateurs FACSDuet / BD    | MOS-CMF-035                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | POPULATION PLASMOCYTAIRE CD19, CD20, CD27, CD28, CD38, CD45, CD56, CD117, CD138, Kappa et Lambda en intracytoplasmique - IMMUNOPHENOTYPAGE | Moelle EDTA; Sang total EDTA                                                                                                  | Cytométrie de flux / 2 cytomètres FACSLYRIC / BD                                                                  | MOS-CMF-220                                               |                                                                                                                       |

## BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | ACTIVITE DE LA PROTEINE C - DETERMINATION         | Plasma citraté                                                                                                                | Colorimétrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO           | MOS-AUT-652                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTIGENE WILLEBRAND - DOSAGE                      | Plasma sur citrate trisodique                                                                                                 | Immunoturbidimétrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO    | MOS-AUT-652                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTITHROMBINE III - DOSAGE                        | Plasma citraté                                                                                                                | Immunoturbidimétrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO    | MOS-AUT-652                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTITHROMBINE III - DOSAGE                        | Plasma citraté                                                                                                                | Colorimétrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO           | MOS-AUT-652                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | D-DIMERES - DOSAGE                                | Plasma sur citrate trisodique                                                                                                 | Immunoturbidimétrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO    | MOS-AUT-652                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | FACTEUR II - DOSAGE                               | Plasma citraté                                                                                                                | Chronométrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO           | MOS-AUT-652                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | FACTEUR IX - DOSAGE                               | Plasma citraté                                                                                                                | Chronométrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO           | MOS-AUT-652                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | FACTEUR V - DOSAGE                                | Plasma citraté                                                                                                                | Chronométrie / 4 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO           | MOS-AUT-652                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | FACTEUR VII - DOSAGE                              | Plasma citraté                                                                                                                | Chronométrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO           | MOS-AUT-652                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | FACTEUR VIII - DOSAGE                             | Plasma citraté                                                                                                                | Chronométrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO           | MOS-AUT-652                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | FACTEUR X - DOSAGE                                | Plasma citraté                                                                                                                | Chronométrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO           | MOS-AUT-652                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | FACTEUR XI - DOSAGE                               | Plasma citraté                                                                                                                | Chronométrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO           | MOS-AUT-652                                               |                                                                                                                       |

## BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | FACTEUR XII - DOSAGE                              | Plasma citraté                                                                                                                | Chronométrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO           | MOS-AUT-652                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | FACTEUR XIII - DOSAGE                             | Plasma citraté                                                                                                                | Immunoturbidimétrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO    | MOS-AUT-652                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | FIBRINOGENE - DOSAGE                              | Plasma citraté                                                                                                                | Chronométrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO           | MOS-AUT-652                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | PROTEINE S - DETERMINATION                        | Plasma sur citrate de sodium                                                                                                  | Chronométrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO           | MOS-AUT-652                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | PROTEINE S LIBRE - DOSAGE                         | Plasma citraté                                                                                                                | Immunoturbidimétrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO    | MOS-AUT-652                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | RESISTANCE A LA PROTEINE C ACTIVEE - RECHERCHE    | Plasma sur citrate de sodium trisodique doublement centrifugé et congelé dans les 2 heures qui suivent le prélèvement         | Chronométrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO           | MOS-AUT-652                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | TAUX DE PROTHROMBINE - DOSAGE                     | Plasma citraté                                                                                                                | Chronométrie / 4 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO           | MOS-AUT-652                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | TEMPS DE CEPHALINE KAOLIN - DETERMINATION         | Plasma citraté                                                                                                                | Chronométrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO           | MOS-AUT-652                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | TEMPS DE THROMBINE - DETERMINATION                | Plasma citraté                                                                                                                | Chronométrie / 1 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO           | MOS-AUT-652                                               |                                                                                                                       |

## BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                                                          | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | ACTIVITE ANTI-XA DES HEPARINES DE BAS POIDS MOLECULAIRES ET DES HEPARINES NON FRACTIONNEES - DETERMINATION | Plasma citraté                                                                                                                   | Colorimétrie / 2 STA-R maX / DIAGNOSTICA STAGO           | MOS-AUT-652                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICOAGULANT CIRCULANT - RECHERCHE                                                                        | Plasma citraté                                                                                                                   | Chronométrie / 4 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO           | MOS-AUT-652                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICOAGULANTS CIRCULANT DE TYPE LUPIQUE PAR LE TEMPS DE VENIN DE VIPERE RUSSELL - RECHERCHE               | Plasma citraté                                                                                                                   | Chronométrie / 4 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO           | MOS-AUT-652                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | INHIBITEURS DU FACTEUR VIII - RECHERCHE ET TITRAGE                                                         | Plasma citraté                                                                                                                   | Chronométrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO           | MOS-AUT-652                                               |                                                                                                                       |

## BM CB05 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS IGG ANTI-HEPARINE FP4 - DOSAGE          | Plasma citraté                                                                                                                   | Enzymoimmunoanalyse / 2 lecteurs<br>SUNRISE / TECAN      | MOS-SAU-028                                               |                                                                                                                          |

## BM CB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                          | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | ACTIVITE COFACTEUR DE LA RISTOCETINE<br>DU FACTEUR VON WILLEBRAND - DOSAGE | Plasma sur citrate de sodium                                                                                                     | Turbidimétrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO          | MOS-AUT-652                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | ADAMTS 13 ACTIVITE - DETERMINATION                                         | Plasma citraté                                                                                                                   | Enzymoimmunoanalyse / 2 lecteurs<br>SUNRISE / TECAN      | MOS-SAU-201                                               |                                                                                                                          |

## BM CB07 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | ACTIVITE DU PLASMINOGENE - DOSAGE                 | Plasma sur citrate de sodium                                                                                                     | Colorimétrie / 1 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO           | MOS-AUT-652                                               |                                                                                                                          |

## BM IH03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>     | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | ANTI-RH1 - microtitrage                               | Sang total EDTA; Sérum                                                                                                           | Agglutination / technique manuelle / -                   | MOS-CMF-216                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI-ERYTHROCYTAIRE<br>IRREGULIER - TITRAGE | Sang total EDTA; Sérum                                                                                                           | Hémagglutination / technique manuelle / -                | MOS-CMF-050                                               |                                                                                                                          |

## BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                                              | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | ANTIGENE ERYTHROCYTAIRE CW (RH8) - DETERMINATION                                               | Sang total sur anticoagulant citraté;<br>Sang total sur anticoagulant EDTA                                                    | Hémagglutination / technique manuelle / -                | MOS-CMF-043                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTIGENE ERYTHROCYTAIRE LEWIS (a,b) (LE1, LE2) - DETERMINATION                                 | Sang total sur anticoagulant citraté;<br>Sang total sur anticoagulant EDTA                                                    | Hémagglutination / technique manuelle / -                | MOS-CMF-047                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTIGENE ERYTHROCYTAIRE MNS1 (M) et MNS2 ( N) - DETERMINATION                                  | Sang total sur anticoagulant citraté;<br>Sang total sur anticoagulant EDTA                                                    | Hémagglutination / technique manuelle / -                | MOS-CMF-045                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTIGENES ERYTHROCYTAIRES ABO ET RHESUS RH1(D), RH3(E), RH4(c), RH5(e) et KEL1 - DETERMINATION | Sang total citraté; Sang total EDTA                                                                                           | Hémagglutination / 2 IH1000 et 1 IH 500 / BIORAD         | MOS-CMF-052                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTIGENES ERYTHROCYTAIRES FY1 et FY2 - DETERMINATION                                           | Sang total sur anticoagulant citraté;<br>Sang total sur anticoagulant EDTA                                                    | Hémagglutination / technique manuelle / -                | MOS-CMF-049                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTIGENES ERYTHROCYTAIRES MNS3(S) et MNS4 (s) - DETERMINATION                                  | Sang total sur anticoagulant citraté;<br>Sang total sur anticoagulant EDTA                                                    | Hémagglutination / technique manuelle / -                | MOS-CMF-048                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTIGNE ERYTHROCYTAIRE SYSTÈME KID KIDD JK (1,2) - DETERMINATION                               | Sang total sur anticoagulant citraté;<br>Sang total sur anticoagulant EDTA                                                    | Hémagglutination / technique manuelle / -                | MOS-CMF-046                                               |                                                                                                                       |

## BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | ANTIGNE ERYTHROCYTAIRE SYSTÈME LUTHERAN LU (1,2) - DETERMINATION | Sang total sur anticoagulant citraté;<br>Sang total sur anticoagulant EDTA                                                       | hémagglutination / technique manuelle / -                | MOS-CMF-046                                               |                                                                                                                          |

## BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | AGGLUTININES IRREGULIERES - IDENTIFICATION        | Sang total EDTA; Sérum                                                                                                           | Héماغglutination / 2 IH1000 / BIORAD                     | MOS-CMF-059                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | AGGLUTININES IRREGULIERES - RECHERCHE             | Sang total EDTA; Sérum                                                                                                           | Agglutination / 2 IH1000 et 1 IH 500 / BIORAD            | MOS-CMF-058                                               |                                                                                                                          |

## BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>     | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | TEST DIRECT A L'ANTIGLOBULINE OU TEST DE COMBS - TEST | Sang total citraté; Sang total EDTA                                                                                              | Hémagglutination / 2 IH1000 + 1 IH500 / BIORAD           | MOS-CMF-053                                               |                                                                                                                          |

## BM IH05 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | RHESUS D FŒTAL - GENOTYPAGE                       | Sang total EDTA                                                                                                                  | PCR en temps réel / 1 LIGHT CYCLER 480 / ROCHE           | MOS-BMG-089                                               |                                                                                                                          |

## BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                  | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                    | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i>                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | AC ANTI-GP210 - RECHERCHE                                          | Sérum                                                                                                                            | Immunodot / 2 AUTOBLOTS / TECAN                                             | MOS-CMF-217                                               |                                                                                                                                         |
| LABORATOIRE CERBA | AC ANTI-KU - RECHERCHE                                             | Sérum                                                                                                                            | Immunodot / 3 AUTOBLOT / TECAN                                              | MOS-CMF-218                                               |                                                                                                                                         |
| LABORATOIRE CERBA | AC ANTI-MITOCHONDRIE DE TYPE M2 - RECHERCHE                        | Sérum                                                                                                                            | Immunodot / 2 AUTOBLOTS / TECAN                                             | MOS-CMF-217                                               |                                                                                                                                         |
| LABORATOIRE CERBA | AC ANTI-PMScl - RECHERCHE                                          | Sérum                                                                                                                            | Immunodot / 3 AUTOBLOT / TECAN                                              | MOS-CMF-218                                               |                                                                                                                                         |
| LABORATOIRE CERBA | AC ANTI-SLA - RECHERCHE                                            | Sérum                                                                                                                            | Immunodot / 2 AUTOBLOTS / TECAN                                             | MOS-CMF-217                                               |                                                                                                                                         |
| LABORATOIRE CERBA | AC ANTI-SP 100 - RECHERCHE                                         | Sérum                                                                                                                            | Immunodot / 2 AUTOBLOTS / TECAN                                             | MOS-CMF-217                                               |                                                                                                                                         |
| LABORATOIRE CERBA | AC ANTI-SYNTHETASE - RECHERCHE                                     | Sérum                                                                                                                            | Immunodot / 3 AUTOBLOT / TECAN                                              | MOS-CMF-218                                               |                                                                                                                                         |
| LABORATOIRE CERBA | AC ANTI AMPHIPHYSINE - RECHERCHE                                   | LCR; Sérum                                                                                                                       | Immunodot / 2 AUTOBLOTS / TECAN                                             | MOS-CMF-219                                               |                                                                                                                                         |
| LABORATOIRE CERBA | AC ANTI CV2 - RECHERCHE                                            | LCR; Sérum                                                                                                                       | Immunodot / 2 AUTOBLOTS / TECAN                                             | MOS-CMF-219                                               |                                                                                                                                         |
| LABORATOIRE CERBA | AC ANTI HU - RECHERCHE                                             | LCR; Sérum                                                                                                                       | Immunodot / 2 AUTOBLOTS / TECAN                                             | MOS-CMF-219                                               |                                                                                                                                         |
| LABORATOIRE CERBA | AC ANTI MA2 - RECHERCHE                                            | LCR; Sérum                                                                                                                       | Immunodot / 2 AUTOBLOTS / TECAN                                             | MOS-CMF-219                                               |                                                                                                                                         |
| LABORATOIRE CERBA | AC ANTI RI - RECHERCHE                                             | LCR; Sérum                                                                                                                       | Immunodot / 2 AUTOBLOTS / TECAN                                             | MOS-CMF-219                                               |                                                                                                                                         |
| LABORATOIRE CERBA | AC ANTI YO - RECHERCHE                                             | LCR; Sérum                                                                                                                       | Immunodot / 2 AUTOBLOTS / TECAN                                             | MOS-CMF-219                                               |                                                                                                                                         |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI-ANTIGENES NUCLEAIRES SOLUBLES (ENA-ECT) - DEPISTAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC                     | MOS-AUT-648                                               | Elimination de la restriction "hémolyse" sur les DFS70, Rnp et ECT et Ajout d'un phadia 2500 en routine (AI3 avec les modules E5 et E6) |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI-CENP centromère - DOSAGE                            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC                     | MOS-AUT-648                                               | Ajout d'un phadia 2500 en routine (AI3 avec les modules E5 et E6)                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI-CENTROMERE - DEPISTAGE ET TITRAGE                   | Sérum                                                                                                                            | Immunofluorescence / 3 EUROLAB WORKSTATION IFA<br>3 EUROPATTERN / EUROIMMUN | MOS-I2M-072                                               |                                                                                                                                         |

## BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                   | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                 | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i>                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI-ENDOMYSIUM IGA - RECHERCHE ET TITRAGE                | Sérum                                                                                                                         | Immunofluorescence / 3 MICROSCOPES / BIOADVANCE                          | MOS-I2M-067                                               |                                                                                                                                         |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPSANTI-ESTOMAC - RECHERCHE ET TITRAGE                        | Sérum                                                                                                                         | Immunofluorescence / 3 MICROSCOPES / BIOADVANCE                          | MOS-I2M-078                                               |                                                                                                                                         |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI-FACTEURS RHUMATOIDE IGM - DOSAGE                     | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC                  | MOS-AUT-648                                               | Ajout d'un phadia 2500 en routine (AI3 avec les modules E5 et E6)                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI-GLIADINE IGA - DOSAGE                                | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC                  | MOS-AUT-648                                               | Ajout d'un phadia 2500 en routine (AI3 avec les modules E5 et E6)                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI-GLIADINE IGG - DOSAGE                                | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC                  | MOS-AUT-648                                               | Ajout d'un phadia 2500 en routine (AI3 avec les modules E5 et E6)                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPSANTI- JO1 - DOSAGE                                         | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC                  | MOS-AUT-648                                               | Elimination de la restriction "hémolyse" sur les DFS70, Rnp et ECT et Ajout d'un phadia 2500 en routine (AI3 avec les modules E5 et E6) |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI-MEMBRANE GLOMERULAIRE - DOSAGE                       | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC                  | MOS-AUT-648                                               | Ajout d'un phadia 2500 en routine (AI3 avec les modules E5 et E6)                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI-MPO ET ANTI-PR3 - DOSAGE                             | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC                  | MOS-AUT-648                                               | Ajout d'un phadia 2500 en routine (AI3 avec les modules E5 et E6)                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPSANTI-MUSCLE LISSE - RECHERCHE ET TITRAGE                   | Sérum                                                                                                                         | Immunofluorescence / 3 MICROSCOPES / BIOADVANCE                          | MOS-I2M-078                                               |                                                                                                                                         |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI-PANCREAS (ILOT DE LANGERHANS) - RECHERCHE ET TITRAGE | Sérum                                                                                                                         | Immunofluorescence / 3 MICROSCOPES / BIOADVANCE                          | MOS-I2M-058                                               |                                                                                                                                         |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI-PEAU - RECHERCHE ET TITRAGE                          | Sérum                                                                                                                         | Immunofluorescence / 3 MICROSCOPES / EUROIMMUN                           | MOS-I2M-060                                               |                                                                                                                                         |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI-PHOSPHOLIPIDES IgG - DOSAGE                          | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III / 2 lecteurs SUNRISE / DIASORING / TECAN | MOS-SAU-156                                               |                                                                                                                                         |

## BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                                 | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i>                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI-RECEPTEURS DE LA PHOSPHALIPASE A2 (PLA2R) - RECHERCHE              | Sérum                                                                                                                         | Immunofluorescence / 3 MICROSCOPES / EUROIMMUN           | MOS-I2M-143                                               |                                                                                                                                         |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI-RECEPTEURS DE LA THYREOSTIMULINE (TSH) - DOSAGE                    | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               | Ajout d'un phadia 2500 en routine (AI3 avec les modules E5 et E6)                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI-SSA, Anti-SSB, Anti-Sm, Anti-Rnp, Anti-Scl 70, Anti JO1 ) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               | Elimination de la restriction "hémolyse" sur les DFS70, Rnp et ECT et Ajout d'un phadia 2500 en routine (AI3 avec les modules E5 et E6) |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI-SSA - DOSAGE                                                       | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               | Elimination de la restriction "hémolyse" sur les DFS70, Rnp et ECT et Ajout d'un phadia 2500 en routine (AI3 avec les modules E5 et E6) |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI-THYROGLOBULINE (ACTRG) - DOSAGE                                    | Sérum; Plasma                                                                                                                 | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE             | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                                         |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI-THYROPEROXYDASE - DOSAGE                                           | Sérum; Plasma                                                                                                                 | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE             | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                                         |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI ADN NATIF - DOSAGE                                                 | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               | Ajout d'un phadia 2500 en routine (AI3 avec les modules E5 et E6)                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI BETA 2 GLYCOPROTEINE 1 IGG - DOSAGE                                | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               | Ajout d'un phadia 2500 en routine (AI3 avec les modules E5 et E6)                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI BETA 2 GLYCOPROTEINE 1 IGM - DOSAGE                                | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               | Ajout d'un phadia 2500 en routine (AI3 avec les modules E5 et E6)                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI CARDIOLIPINES IGG - DOSAGE                                         | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               | Ajout d'un phadia 2500 en routine (AI3 avec les modules E5 et E6)                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI CARDIOLIPINES IGM - DOSAGE                                         | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               | Ajout d'un phadia 2500 en routine (AI3 avec les modules E5 et E6)                                                                       |

## BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>           | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                    | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI CCP - DOSAGE                                 | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC                     | MOS-AUT-648                                               | Ajout d'un phadia 2500 en routine (AI3 avec les modules E5 et E6)                                                     |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPSANTI CYTOSOL - RECHERCHE ET TITRAGE                | Sérum                                                                                                                         | Immunofluorescence / 3 MICROSCOPES / BIOADVANCE                             | MOS-I2M-078                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI ENDOMYSIUM IGG - DEPISTAGE ET TITRAGE        | Sérum                                                                                                                         | Immunofluorescence / 3 MICROSCOPES / EUROIMMUN                              | MOS-I2M-083                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI LKM - RECHERCHE ET TITRAGE                   | Sérum                                                                                                                         | Immunofluorescence / 3 MICROSCOPES / BIOADVANCE                             | MOS-I2M-078                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPSANTI MITOCHONDRIES - RECHERCHE ET TITRAGE          | Sérum                                                                                                                         | Immunofluorescence / 3 MICROSCOPES / BIOADVANCE                             | MOS-I2M-078                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPSANTI MITOCHONDRIES - RECHERCHE ET TITRAGE          | Sérum                                                                                                                         | Immunofluorescence / 3 MICROSCOPES / BIOADVANCE                             | MOS-I2M-078                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI NUCLEAIRES - DEPISTAGE ET TITRAGE            | Sérum                                                                                                                         | Immunofluorescence / 3 EUROLAB WORKSTATION IFA<br>3 EUROPATTERN / EUROIMMUN | MOS-I2M-072                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI NUCLEAIRES - DEPISTAGE ET TITRAGE            | Sérum                                                                                                                         | Immunofluorescence / 3 EUROLAB WORKSTATION IFA<br>3 EUROPATTERN / EUROIMMUN | MOS-I2M-072                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI RIBOSOMES - DOSAGE                           | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 1 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC                     | MOS-AUT-648                                               | Ajout d'un phadia 2500 en routine (AI3 avec les modules E5 et E6)                                                     |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE IGA ET IGG - DOSAGE | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC                     | MOS-AUT-648                                               | Ajout d'un phadia 2500 en routine (AI3 avec les modules E5 et E6)                                                     |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS IGA ANTI TRANSGLUTAMINASE - DOSAGE                | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC                     | MOS-AUT-648                                               | Ajout d'un phadia 2500 en routine (AI3 avec les modules E5 et E6)                                                     |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS IGG ANTI TRANSGLUTAMINASE - DOSAGE                | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC                     | MOS-AUT-648                                               | Ajout d'un phadia 2500 en routine (AI3 avec les modules E5 et E6)                                                     |

## BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                             | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                    | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | AUTO ANTICORPS ANTI-CYTOPLASME DE NEUTROPHILES HUMAINS - DEPISTAGE ET TITRAGE | Sérum                                                                                                                         | Immunofluorescence / 3 EUROLAB WORKSTATION IFA<br>3 EUROPATTERN / EUROIMMUN | MOS-I2M-080                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | AUTO ANTICORPS ANTI-FACTEUR INTRINSEQUE - DOSAGE                              | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC                     | MOS-AUT-648                                               | Ajout d'un phadia 2500 en routine (AI3 avec les modules E5 et E6)                                                     |
| LABORATOIRE CERBA | AUTO ANTICORPS ANTI ACIDE GLUTAMIQUE DECARBOXYLASE - DOSAGE                   | Sérum                                                                                                                         | Chimiluminescence / 2 MAGLUMI / SNIBE DIAGNOTIC                             | MOS-SAU-071                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | FACTEUR RHUMATOIDE - DOSAGE                                                   | Liquides divers. Sérum                                                                                                        | Immunoturbidimétrie / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE                              | MOS-AUT-649                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | TYPAGE ANTI-CYTOSOL (ANTI-LC1) - RECHERCHE                                    | Sérum                                                                                                                         | Immunodot / 2 AUTOBLOTS / TECAN                                             | MOS-CMF-217                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | TYPAGE ANTI-LKM1 - RECHERCHE                                                  | Sérum                                                                                                                         | Immunodot / 2 AUTOBLOTS / TECAN                                             | MOS-CMF-217                                               |                                                                                                                       |

## BM AI02 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>     | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                               | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI-RECEPTEURS DE L'ACETYLCHOLINE - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Radioimmunoanalyse / 1 COMPTEUR WIZARD 2<br>1 COMPTEUR CRYSTAL / PERKIN ELMER BERTHOLD | MOS-SAU-083                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                           | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES (DHS-CLA MIXTES) - RECHERCHE                                | Sérum                                                                                                                            | Immunoblot / 4 EUROBLLOT ONE / EUROIMMUN                 | MOS-CMF-235                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES (DHS-CLA PNEUMALLERGES) - RECHERCHE                         | Sérum                                                                                                                            | Immunodot / 4 EUROBLLOT ONE / EUROIMMUN                  | MOS-CMF-235                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES (DHS-CLA PNEUMALLERGES= - RECHERCHE                         | Sérum                                                                                                                            | Immunodot / 4 EUROBLLOT ONE / EUROIMMUN                  | MOS-CMF-235                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES (DHS-CLA TROPHOLLERGENES) - RECHERCHE                       | Sérum                                                                                                                            | Immunodot / 4 EUROBLLOT ONE / EUROIMMUN                  | MOS-CMF-235                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : A2 IGE Allergie venin abeille Apis Mellifera IGE - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : ABEILLE RECOMBINANT RAPI M2 - DOSAGE                      | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : ABEILLE RECOMBINANT RAPI M3 - DOSAGE                      | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : ABEILLE RECOMBINANT RAPI M5 - DOSAGE                      | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : ABEILLE RECOMBINANT RAPI M 10 IGE - DOSAGE                | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : Argas reflexus - DOSAGE                                   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : Artichaut - DOSAGE                                        | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : c1 Pénicilline G - DOSAGE                                 | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>               | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : c2 Pénicilline V - DOSAGE                     | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : c5 Ampicilline - DOSAGE                       | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : c6 Amoxicilline - DOSAGE                      | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : c7 Cefaclor - DOSAGE                          | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : c8 Chlorexidine - DOSAGE                      | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : c70 Insuline porcine - DOSAGE                 | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : c73 Insuline humaine - DOSAGE                 | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : c74 Gélatine bovine - DOSAGE                  | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : c202 Suxaméthonium (Succinylcholine) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : c260 Ammonium quaternaire - DOSAGE            | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : c261 Pholcodine - DOSAGE                      | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : Chenille processionnaire - DOSAGE             | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>           | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : d1 après dilution du prélèvement - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : d1 D. pteronyssinus - DOSAGE              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : D1,chat,chien,phléole,seigle - DOSAGE     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : d2 après dilution du prélèvement - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : d2 D. farinae - DOSAGE                    | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : d3 D. microceras - DOSAGE                 | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : d70 Acarus siro - DOSAGE                  | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : d71 Lepidoglyphus destructor - DOSAGE     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : d72 Tyrophagus putreus - DOSAGE           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : d73 Glycyphagus domesticus - DOSAGE       | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : d74 Euroglyphus maynei - DOSAGE           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : d201 Blomia tropicalis - DOSAGE           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                 | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : d202 nDer p 1 (D. pteronyssinus) - DOSAGE       | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : d203 rDer p 2 (D. pteronyssinus) - DOSAGE       | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : d205 rDer p 10 (Tropomyosine) - DOSAGE          | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : d209 D pteronyssinus dDer p 23 acarien - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e1 Chat, épithélium et squames - DOSAGE         | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e3 Cheval, poils et squames - DOSAGE            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e4 Vache, poils et squames - DOSAGE             | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e5 Chien, squames - DOSAGE                      | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e6 Cobaye, épithélium - DOSAGE                  | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e7 Pigeon, excréments - DOSAGE                  | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e70 Oie, plumes - DOSAGE                        | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e71 Souris, épithélium - DOSAGE                 | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>       | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e72 Souris, protéines urines - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e73 Rat, épithélium - DOSAGE          | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e74 Rat, protéines urines - DOSAGE    | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e75 Rat, protéines sérum - DOSAGE     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e76 Souris, protéines sérum - DOSAGE  | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e77 Perruche, excréments - DOSAGE     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e78 Perruche, plumes - DOSAGE         | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e80 Chèvre, épithélium - DOSAGE       | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e81 Mouton, épithélium - DOSAGE       | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e82 Lapin, épithélium - DOSAGE        | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e83 Porc, épithélium - DOSAGE         | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e84 Hamster, épithélium - DOSAGE      | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                      | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e85 Poule, plumes - DOSAGE                           | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e86 Canard, plumes - DOSAGE                          | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e87 Rat (épith. + prot. sér. + urin.) - DOSAGE       | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e88 Souris (épith, prot. sér. + urin.) - DOSAGE      | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e89 Dinde, plumes - DOSAGE                           | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e94 rFel d 1 (recombinant chat) - DOSAGE             | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e101 rCan f 1 (recombinant chien) - DOSAGE           | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e102 rCan f 2 (recombinant chien) - DOSAGE           | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e198 perruche callopsitte (prot. sér.) - DOSAGE      | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e200 Canari (déjections) - DOSAGE                    | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : E201 Canari plumes - DOSAGE                          | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e201B Canari plumes + commentaires Mandarin - DOSAGE | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                  | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e201V Mandarin plumes - DOSAGE                   | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e202 Renne, épithélium - DOSAGE                  | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e203 Vison, épithélium - DOSAGE                  | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e204 nBos d 6 ; Albumine sérique bovine - DOSAGE | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e205 Cheval, protéines sérum - DOSAGE            | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e206 Lapin (protéines sérum) - DOSAGE            | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e208 Chinchilla, épithélium - DOSAGE             | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e209 Gerbille, épithélium - DOSAGE               | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e210 Renard, épithélium - DOSAGE                 | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e211 Lapin (protéines urines) - DOSAGE           | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e213 Perroquet, plumes - DOSAGE                  | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e214 Pinson, plumes - DOSAGE                     | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                  | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e215 Pigeon, plumes - DOSAGE                     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e216 Cerf, épithélium - DOSAGE                   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e217 Furet, épithélium - DOSAGE                  | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e218 Poulet, fientes - DOSAGE                    | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e219 Poulet, protéines sérum - DOSAGE            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e220 nFel d 2, albumine sérique (chat) - DOSAGE  | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e221 rCan f 3, albumine sérique (chien) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e222 nSus s PSAS ; Albumine sériq. porc - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e226 rCan f 5 (recombinant chien) - DOSAGE       | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e227 rEqu c 1 (recombinant cheval) - DOSAGE      | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e228 rFel d 4 (recombinant chat) - DOSAGE        | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e229 recombinant rCan f4 - DOSAGE                | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                           | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e230 recombinant rCan f6 - DOSAGE                         | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : e231 recombinant rCan d7 - DOSAGE                         | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : Ecureuil (poils et squames) - DOSAGE                      | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : Etude APOLLO - DOSAGE                                     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : Etude correspondant 12262 - DOSAGE                        | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : ex1 Phanères (e1, e3, e4, e5) - DOSAGE                    | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : ex2 Phanères (e1, e5, e6, e87, e88) - DOSAGE              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : ex70 Phanères (e6, e82, e84, e87, e88) - DOSAGE           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : ex71 Plumes (e70, e85, e86, e89) - DOSAGE                 | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : ex72 Phanères (e78, e201, Parakeet, e213, Re214) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : ex73 Phanères (e70, e85, e86, e213) - DOSAGE              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f1 Oeuf (blanc) - DOSAGE                                  | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>            | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : F2 Lait de vache - DOSAGE                  | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : F2D après dilution du prélèvement - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f3 Poisson (morue) - DOSAGE                | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f3 Poisson (Morue, Cabillaud) - DOSAGE     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f4 Blé (céréale) - DOSAGE                  | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f5 Seigle (céréale) - DOSAGE               | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f6 Orge - DOSAGE                           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f7 Avoine - DOSAGE                         | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f8 Maïs (grains) - DOSAGE                  | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f9 Riz - DOSAGE                            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f10 Sésame (graines) - DOSAGE              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f11 Sarrasin - DOSAGE                      | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>            | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f12 Pois - DOSAGE                          | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f13 après dilution du prélèvement - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f13 Arachide - DOSAGE                      | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f14 Soja (graine) - DOSAGE                 | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f15 Haricot blanc - DOSAGE                 | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f17 Noisette recomb+ - DOSAGE              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f20 Amande - DOSAGE                        | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f23 Crabe - DOSAGE                         | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f24 Crevette - DOSAGE                      | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f25 Tomate - DOSAGE                        | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f26 Viande de porc - DOSAGE                | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f27 Viande de boeuf - DOSAGE               | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f31 Carotte - DOSAGE            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f35 Pomme de terre - DOSAGE     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f36 Noix de coco - DOSAGE       | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f37 Moule - DOSAGE              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f40 Thon - DOSAGE               | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f41 Saumon - DOSAGE             | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f42 Aiglefin - DOSAGE           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f44 Fraise - DOSAGE             | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f45 Levure de bière - DOSAGE    | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f47 Ail - DOSAGE                | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : F47P Ail biopredix - DOSAGE     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f48 Oignon - DOSAGE             | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>            | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f50 Maquereau du pacifique - DOSAGE        | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f51 Pousse de bambou - DOSAGE              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f54 Patate douce - DOSAGE                  | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f55 Millet commun - DOSAGE                 | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f56 Millet italien - DOSAGE                | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f57 Millet japonais - DOSAGE               | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f58 Calamar du pacifique - DOSAGE          | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f59 Poulpe - DOSAGE                        | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f60 Chinchard, Carangue - DOSAGE           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f61 Sardine (S. melanosticta) - DOSAGE     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f75 Oeuf (Jaune) - DOSAGE                  | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f76 après dilution du prélèvement - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>             | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f76 nBos d 4 ; Alpha-lactalbumine - DOSAGE  | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f77 après dilution du prélèvement - DOSAGE  | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f77 nBos d 5 ; Bêta-lactoglobuline - DOSAGE | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f78 après dilution du prélèvement - DOSAGE  | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f78 nBos d 8 ; Caséine - DOSAGE             | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f79 Gluten - DOSAGE                         | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f80 Homard - DOSAGE                         | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f81 Fromage (pâte cuite) - DOSAGE           | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f82 Fromage (fermenté) - DOSAGE             | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f83 Viande de poulet - DOSAGE               | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f84 Kiwi - DOSAGE                           | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f85 Céleri - DOSAGE                         | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f86 Persil - DOSAGE             | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f87 Melon - DOSAGE              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f88 Viande de mouton - DOSAGE   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f89 Moutarde (graine) - DOSAGE  | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f90 Malt - DOSAGE               | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f91 Mangue - DOSAGE             | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f92 Banane - DOSAGE             | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f94 Poire - DOSAGE              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f95 Pêche - DOSAGE              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : F95N Brugnion - DOSAGE          | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f96 Avocat - DOSAGE             | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f98 Gliadine (Blé) - DOSAGE     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>  | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f124 Epeautre - DOSAGE           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f147 Cardeau trois yeux - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f182 Haricot de Lima - DOSAGE    | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f201 Noix de Pécan - DOSAGE      | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f202 Noix de Cajou - DOSAGE      | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f203 Pistache - DOSAGE           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f204 Truite arc-en-ciel - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f205 Hareng - DOSAGE             | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f206 Maquereau - DOSAGE          | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f207 Palourde - DOSAGE           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : F207B Bulots - DOSAGE            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f208 Citron - DOSAGE             | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>      | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f209 Pamplemousse - DOSAGE           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f210 Ananas - DOSAGE                 | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f211 Mûre - DOSAGE                   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f212 Champignon - DOSAGE             | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f213 Viande de lapin - DOSAGE        | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f214 Epinard - DOSAGE                | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f215 Laitue - DOSAGE                 | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : F215V Endive - DOSAGE                | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f216 Chou - DOSAGE                   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : F216N Navet - DOSAGE                 | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f217 Chou de Bruxelles - DOSAGE      | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f218 Poivron doux (paprika) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>           | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f219 Graine de fenouil - DOSAGE           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f221 Café - DOSAGE                        | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f222 Thé - DOSAGE                         | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f224 Graine de pavot - DOSAGE             | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f225 Potiron, Citrouille - DOSAGE         | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : F225C Courgettes - DOSAGE                 | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f226 Graine de citrouille - DOSAGE        | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f227 Betterave sucrière - DOSAGE          | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f231 Lait de vache bouilli - DOSAGE       | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f232 nGal d 2 (Oeuf, Ovalbumine) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f233 nGal d 1 (Oeuf, Ovomucoïde) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f234 Vanille - DOSAGE                     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>    | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f235 Lentille - DOSAGE             | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : F235F Feve - DOSAGE                | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f236 Petit lait de vache - DOSAGE  | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f237 Abricot - DOSAGE              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f242 Cerise - DOSAGE               | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f244 Concombre - DOSAGE            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f245 Oeuf entier - DOSAGE          | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f246 Gomme de Guar (Agar) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f253 Pignon de pin - DOSAGE        | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f254 Carrelet - DOSAGE             | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f255 Prune - DOSAGE                | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f256 Noix - DOSAGE                 | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f258 Calamar - DOSAGE           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f259 Raisin - DOSAGE            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f260 Brocoli - DOSAGE           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f261 Asperge - DOSAGE           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f262 Aubergine - DOSAGE         | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f263 Poivre vert - DOSAGE       | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f265 Cumin - DOSAGE             | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f266 Mace (Muscade) - DOSAGE    | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f267 Cardamome - DOSAGE         | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f268 Clou de girofle - DOSAGE   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f269 Basilic - DOSAGE           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f270 Gingembre - DOSAGE         | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>  | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f271 Anis - DOSAGE               | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f272 Estragon - DOSAGE           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f273 Thym - DOSAGE               | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f274 Marjolaine - DOSAGE         | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f275 Livèche - DOSAGE            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f276 Fenouil - DOSAGE            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f277 Aneth - DOSAGE              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f278 Feuille de laurier - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f279 Piment - DOSAGE             | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f280 Poivre noir - DOSAGE        | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f283 Origan - DOSAGE             | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f284 Viande de dinde - DOSAGE    | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>   | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f285 Viande d'élan - DOSAGE       | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f286 Lait de jument - DOSAGE      | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f287 Haricot rouge - DOSAGE       | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f288 Myrtille - DOSAGE            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f289 Datte - DOSAGE               | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f290 Huître - DOSAGE              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f291 Chou-fleur - DOSAGE          | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f292 Goyave - DOSAGE              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f293 Papaye - DOSAGE              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f294 Fruit de la passion - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f295 Carambole - DOSAGE           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f296 Caroube - DOSAGE             | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>       | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f297 Gomme arabique - DOSAGE          | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f298 Gomme tragacanthé - DOSAGE       | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f299 Châtaigne - DOSAGE               | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f300 Lait de chèvre - DOSAGE          | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f301 Kaki - DOSAGE                    | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f302 Mandarine - DOSAGE               | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f303 Flétan - DOSAGE                  | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f304 Langouste - DOSAGE               | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f305 Fenugrec - DOSAGE                | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f306 Citron vert - DOSAGE             | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f307 Merlu, Colin - DOSAGE            | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f308 Sardine (S. pilchardus) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>    | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f309 Pois chiche - DOSAGE          | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f310 Vesce bleue - DOSAGE          | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f311 Limande - DOSAGE              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f312 Espadon - DOSAGE              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f313 Anchois - DOSAGE              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f314 Escargot - DOSAGE             | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f315 Haricot vert - DOSAGE         | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f316 Graine de colza - DOSAGE      | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f317 Coriandre - DOSAGE            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f318 Arbre à pain (fruit) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f319 Betterave - DOSAGE            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f320 Ecrevisse - DOSAGE            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>            | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f322 Groseille rouge - DOSAGE              | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f323 nGal d 3 (Oeuf, Conalbumine) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f324 Houblon - DOSAGE                      | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f325 Lait de brebis - DOSAGE               | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f326 Petit lait de brebis - DOSAGE         | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f328 Figue - DOSAGE                        | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f329 Pastèque - DOSAGE                     | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f330 Cinorrhodon - DOSAGE                  | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f332 Menthe - DOSAGE                       | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f333 Graine de lin (linette) - DOSAGE      | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f335 Lupin (graine) - DOSAGE               | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : F337 Sole - DOSAGE                         | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                 | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f338 Coquille Saint Jacques - DOSAGE            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f339 Poivre de Jamaïque - DOSAGE                | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f340 Rouge carmin (cochenille) - DOSAGE         | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f342 Olive - DOSAGE                             | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f343 Framboise - DOSAGE                         | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f345 Noix de macadamia - DOSAGE                 | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f346 Ormeau - DOSAGE                            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f347 Quinoa - DOSAGE                            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : F348 Litchi - DOSAGE                            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f351 rPen a 1 (crevette, tropomyosine) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f352 rAra h 8 (recomb. arachide, PR10) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f353 rGly m 4 (soja, PR10) - DOSAGE             | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f354 rBer e 1 (Noix du Brésil) - DOSAGE        | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f369 Poisson chat - DOSAGE                     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f381 Vivaneau campèche - DOSAGE                | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f384 Sténodé - DOSAGE                          | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f412 Empereur - DOSAGE                         | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f413 Lieu noir - DOSAGE                        | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f414 Tilapia - DOSAGE                          | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f415 Doré jaune - DOSAGE                       | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f416 rTri a 19 Omega-5 gliadine (Blé) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f417 rApi g 1.01 (recombinant céleri) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f419 rPru p 1 (pêche, PR10) - DOSAGE           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f420 rPru p 3 (pêche, LTP) - DOSAGE            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                 | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f421 rPru p 4 (pêche, profiline) - DOSAGE       | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f422 après dilution du prélèvement - DOSAGE     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f422 rAra h 1 (recombinant arachide) - DOSAGE   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f423 après dilution du prélèvement - DOSAGE     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f423 rAra h 2 (recombinant arachide) - DOSAGE   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f424 après dilution du prélèvement - DOSAGE     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f424 rAra h 3 (recombinant arachide) - DOSAGE   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f425 rCor a 8 (Noisette, LTP) - DOSAGE          | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f426 rGad c 1 (morue, parvalbumine) - DOSAGE    | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f427 rAra h 9 (recomb. arachide, LTP) - DOSAGE  | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f428 rCor a 1 (Noisette, PR10) - DOSAGE         | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f430 rAct d 8 (recombinant kiwi, PR10) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                          | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f431 nGly m 5 beta-conglycinine, soja - DOSAGE           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f432 nGly m 6 glycine, soja - DOSAGE                     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f433 rTri a 14 (Blé, LTP) - DOSAGE                       | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f434 rMal d 1 (recombinant pomme, PR10) - DOSAGE         | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f435 rMal d 3 (recombinant pomme, LTP) - DOSAGE          | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f439 rCor a 14 (Noisette, Albumine 2S) - DOSAGE          | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f440 nCor a 9 (Noisette, Globuline 11S) - DOSAGE         | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f441 rJug r 1 (Noix, Albumine 2S) - DOSAGE               | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f442 rJug r 3 (Noix, LTP) - DOSAGE                       | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : f443 rAna o 3 (Noix de Cajou, Alb. 2S) - DOSAGE          | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : fx1 Noix (f13, f17, f18, f20, f36) - DOSAGE              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : fx2 Produits de la mer (f3, f24, f37, f40, f41) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                  | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : fx3 Farines (f4, f7, f8, f10, f11) - DOSAGE      | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : fx5 Aliments (f1, f2, f3, f4, f13, f14) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : FX7 Légumes (f25, f45, f47, f48, f85) - DOSAGE   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : fx8 Fruits (f17, f18, f33, f49, f93) - DOSAGE    | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : fx10 Viandes (f26,f27,f75,f83,f284) - DOSAGE     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : fx11 Légumes (f8, f12, f15, f31, f260) - DOSAGE  | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : fx13 Légumes (f12, f15, f31, f35) - DOSAGE       | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : fx14 Légumes (f25, f214, f216, f218) - DOSAGE    | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : fx15 Fruits (f33, f49, f92, f95) - DOSAGE        | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : fx16 Fruits (f44, f94, f208, f210) - DOSAGE      | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : fx18 Huiles (f12, f13, f14) - DOSAGE             | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : fx20 Farines (f4, f5, f6, f9) - DOSAGE           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                               | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : fx22 Noix (f201, f202, f203, f256) - DOSAGE                   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : fx23 Viandes (f26, f27, f83, f284) - DOSAGE                   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : fx26 Aliments (f1, f2, f13, f89) - DOSAGE                     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : fx27 Aliments (f3, f17, f14, f4) - DOSAGE                     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : fx28 Aliments (f24, f84, f27, f10) - DOSAGE                   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : fx29 Mélange agrumes (f33, f208, f209, f302) - DOSAGE         | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : fx30 Fruits (f84, f91, f92, f96, f293) - DOSAGE               | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : fx31 Mélange de rosacées (f49, f94, f95, f242, f255) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : fx32 Mélange de légumineuses (f235, f12, f15, Rf296) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : fx70 Aromates (f272, f274, f273, f275) - DOSAGE               | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : fx71 Aromates (Rf265, Rf266, Rf267, Rf268) - DOSAGE           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : fx73 Viandes (f26, f27, f83) - DOSAGE                         | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : fx74 Poissons (f3, f205, Rf206, f254) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : g1 Flouve odorante - DOSAGE                    | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : g2 Chiendent digité - DOSAGE                   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : g3 Dactyle pelotonné - DOSAGE                  | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : g4 Fétuque des prés - DOSAGE                   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : g5 Ivraie vivace - DOSAGE                      | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : g6 Phléole des prés - DOSAGE                   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : g7 Roseau à balai - DOSAGE                     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : g8 Pâturin des prés - DOSAGE                   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : g9 Agrostide - DOSAGE                          | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : g10 Sorgho - DOSAGE                            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : g11 Brome - DOSAGE                             | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>    | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : g12 Seigle (pollen) - DOSAGE       | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : g13 Houlque laineuse - DOSAGE      | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : g14 Avoine - DOSAGE                | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : g15 Blé, froment (pollen) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : g16 Vulpin des prés - DOSAGE       | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : g17 Herbe de Bahia - DOSAGE        | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : g70 Ivraie sauvage - DOSAGE        | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : g71 Alpiste - DOSAGE               | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : g201 Orge - DOSAGE                 | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : g202 Maïs - DOSAGE                 | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : g203 Herbe des prés salés - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : g204 Fromental - DOSAGE            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                 | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : g205 rPhl p 1 (Phléole recombinant) - DOSAGE    | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : g206 rPhl p 2 (Phléole recombinant) - DOSAGE    | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : g208 nPhl p 4 (Phléole natif) - DOSAGE          | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : g209 rPhl p 6 (Phléole recombinant) - DOSAGE    | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : g210 rPhl p 7 (Phléole, polcalcine) - DOSAGE    | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : g211 rPhl p 11 (Phléole recombinant) - DOSAGE   | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : g212 rPhl p 12 (Phléole recombinant) - DOSAGE   | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : g213 rPhl p 1 + rPhl p 5b (Phléole) - DOSAGE    | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : g214 rPhl p 7 + rPhl p 12 (Phléole) - DOSAGE    | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : g215 rPhl p 5b (Phléole recombinant) - DOSAGE   | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : g216 nCyn d 1 (natif chiendent digité) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : GALACTOSE-A-1,3-GALACTOSE IGE - DOSAGE          | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                                | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : gx1 Pollens de graminées (g3,g4,g5,g6,g8) - DOSAGE             | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : gx2 Pollens de graminées (g2, g5, g6, g8, g10, g17) - DOSAGE   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : gx3 Pollens de graminées (g1, g5, g6, g12, g13) - DOSAGE       | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : gx4 Pollens de graminées (g1, g5, g7, g12, g13) - DOSAGE       | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : gx6 Pollens de graminées (g2, g5, g10, g11, g13, g17) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : h1 Poussières (Greer) - DOSAGE                                 | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : h2 Poussières Hollister-Stier - DOSAGE                         | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : hx2 Poussières de maison - DOSAGE                              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : i1 Venin d'abeille - DOSAGE                                    | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : i2 Venin de frelon blanc - DOSAGE                              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : i3 Venin de guêpe (vespula) - DOSAGE                           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                                                    | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : i3 Venin de guêpe (vespula) non enrichi en allergène recombinant rVes v 5 - DOSAGE | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : i4 Venin de guêpe (poliste) - DOSAGE                                               | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : i4 Venin de guêpe (poliste) non enrichi en allergène recombinant rPol d 5 - DOSAGE | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : i5 Venin de frelon jaune - DOSAGE                                                  | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : i6 Cafard, blatte germanique - DOSAGE                                              | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : i8 Ver à soie - DOSAGE                                                             | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : i70 Fourmi rouge - DOSAGE                                                          | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : i71 Moustique - DOSAGE                                                             | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : i73 Ver de vase (larve chironome) - DOSAGE                                         | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : i75 Venin de frelon européen - DOSAGE                                              | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : i76 Scarabée - DOSAGE                                                              | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : i77 Venin de guêpe (Poliste dominulus) - DOSAGE                                    | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : i202 Charançon du blé - DOSAGE                 | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : i203 Ephestia - DOSAGE                         | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : i204 Taon - DOSAGE                             | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : i205 Venin de bourdon - DOSAGE                 | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : i206 Blatte américaine - DOSAGE                | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : i208 rApi m 1 (recombinant abeille) - DOSAGE   | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : i209 rVes v 5 (recomb. guêpe vespula) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : i210 rPol d 5 (recomb. guêpe poliste) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : i211 rVes v 1 (recomb. guêpe vespula) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : IgE TOTALES : ImmunoCAP PHADIA - DOSAGE        | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : k72 Ispaghule - DOSAGE                         | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : k73 Déchets de soie - DOSAGE                   | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>      | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : k74 Soie - DOSAGE                    | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : k75 Isocyanate TDI - DOSAGE          | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : k76 Isocyanate MDI - DOSAGE          | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : k77 Isocyanate HDI - DOSAGE          | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : k78 Oxyde d'éthylène - DOSAGE        | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : k79 Anhydride phtalique - DOSAGE     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : k80 Formaldéhyde - DOSAGE            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : k81 Ficus - DOSAGE                   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : k82 Latex Recombi+ - DOSAGE          | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : k83 Graine de coton - DOSAGE         | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : k84 Graine de tournesol - DOSAGE     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : k86 Anhydride triméllitique - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                                     | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : k87 nAsp o 1 ; alpha-amylase - DOSAGE                               | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : k202 nAna c 2 ; Bromeline - DOSAGE                                  | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : k204 Maxatase - DOSAGE                                              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : k205 Alkalase - DOSAGE                                              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : k208 nGal d 4 (Oeuf, Lysozyme) - DOSAGE                             | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : k209 Anhydride Hexahydroptalique - DOSAGE                           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : k211 Anhydr. Méthyltétrahydroptalique - DOSAGE                      | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : k212 Poussière de bois d'Abachi (triplochiton scleroxylon) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : k213 nSus s Pepsine - DOSAGE                                        | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : k214 Bougainvillée - DOSAGE                                         | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : k215 rHev b 1 (Latex recomb.) - DOSAGE                              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : k217 rHev b 3 (Latex recomb.) - DOSAGE                              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>             | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : k218 rHev b 5 (Latex recomb.) - DOSAGE      | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : k219 rHev b 6.01 (Latex recomb.) - DOSAGE   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : k220 rHev b 6.02 (Latex recomb.) - DOSAGE   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : k221 rHev b 8 (Latex, profiline) - DOSAGE   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : k222 rHev b 9 (Latex recomb.) - DOSAGE      | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : k224 rHev b 11 (Latex recomb.) - DOSAGE     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m1 Penicillium notatum - DOSAGE             | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m2 Cladosporium herbarum - DOSAGE           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m3 Aspergillus fumigatus - DOSAGE           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m4 Mucor racemosus - DOSAGE                 | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m5 Candida albicans - DOSAGE                | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m6 Alternaria alternata, A. tenuis - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m7 Botrytis cinerea - DOSAGE                   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m8 S. rostrata (Helminthosp. halodes) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m9 Fusarium moniliforme - DOSAGE               | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m10 Stemphylium botryosum - DOSAGE             | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m11 Rhizopus nigricans - DOSAGE                | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m12 Aureobasidium pullulans - DOSAGE           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m13 Phoma betae - DOSAGE                       | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m14 Epicoccum purpurascens - DOSAGE            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m15 Trichoderma viride - DOSAGE                | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m16 Curvularia lunata - DOSAGE                 | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m36 Aspergillus terreus - DOSAGE               | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m80 Enterotoxine staphylococcique A - DOSAGE   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                  | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m81 Enterotoxine staphylococcique B - DOSAGE     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m201 Ustilago nuda / tritici - DOSAGE            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m202 Cephalosporium acremonium - DOSAGE          | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m204 Ulocladium chartarum - DOSAGE               | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m205 Trichophyton rubrum - DOSAGE                | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m207 Aspergillus niger - DOSAGE                  | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m208 Chaetomium globosum - DOSAGE                | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m209 Penicillium frequentans - DOSAGE            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m210 Trichophyton mentagroph. goetzii - DOSAGE   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m211 Trichophyton mentag. interdigitale - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m218 rAsp f 1 (Aspergillus recomb.) - DOSAGE     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m219 rAsp f 2 (Aspergillus recomb.) - DOSAGE     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                   | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m220 rAsp f 3 (Aspergillus recomb.) - DOSAGE      | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m221 rAsp f 4 (Aspergillus recomb.) - DOSAGE      | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m222 rAsp f 6 (Aspergillus recomb.) - DOSAGE      | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m223 Enterotoxine staphylococcique C - DOSAGE     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m226 Enterotoxine staphylococcique TSST - DOSAGE  | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m227 Malassezia spp - DOSAGE                      | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m228 Aspergillus flavus - DOSAGE                  | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : m229 rAlt a 1 (Alternaria recombinant) - DOSAGE   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : mx1 Moisissures (m1, m2, m3, m6) - DOSAGE         | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : mx1 Moisissures - DOSAGE                          | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : mx2 Moisissures (m1, m2, m3, m5, m6, m8) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : mx4 Moisissures (m3, m207, m36, m228) - DOSAGE    | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>   | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : NOVA1 Etude novartis - DOSAGE     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : NOVA2 Etude novartis - DOSAGE     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : NOVA3 Etude novartis - DOSAGE     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : o1 Coton (fibres brutes) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : o70 Liquide séminal - DOSAGE      | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : o201 Feuille de tabac - DOSAGE    | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : o202 Artémisia salina - DOSAGE    | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : o203 Tétramine - DOSAGE           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : o211 Ver de farine - DOSAGE       | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : Octodon, Dègue du Chili - DOSAGE  | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : p1 Ascaris - DOSAGE               | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : p4 Anisakis - DOSAGE              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                           | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : PAX1 Squames d'animaux,plumes (e3, e4, e70, e85) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : PAX2 Acariens, insectes (d70, d71, i201, Ri202) - DOSAGE  | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : PAX3 Pollens, moisissures (m3, m6, g12, g15) - DOSAGE     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : PAX4 Industrie alimentaire (f4, f14, k87, Ri202) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : PHADIATOP NOURRISSON - DOSAGE                             | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : Rc206 ACTH - DOSAGE                                       | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : Rc207 Protamine - DOSAGE                                  | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : Rc208 Anatoxine tétanique - DOSAGE                        | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : Re212 Porc, protéines urines - DOSAGE                     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : Rf220 Cannelle - DOSAGE                                   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : Rf228 Lait en poudre (Alfare, Nestlé) - DOSAGE            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : Rf282 Noix de muscade - DOSAGE                            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                                       | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : Rf341 Canneberge - DOSAGE                                             | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : Rf355 rCyp c 1 (Carpe, parvalbumine) - DOSAGE                         | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : RFX12 Légumes (f5, f9, f35, Rf212, f225) - DOSAGE                     | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : RFX17 Fruits (f49, f92, f94, f95) - DOSAGE                            | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : RFX21 Fruits exotiques (f84, f87, f92, f95, f210) - DOSAGE            | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : Rfx24 Aliments (f17, f24, f84, f92) - DOSAGE                          | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : RFX25 Aliments (f10, f45, f47, f85) - DOSAGE                          | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : Rg207 Phléole recombinant rPhl p5 - DOSAGE                            | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : Ro214 CCD MUXF3 (Cross Reactive Carbohydrate Determinants) - DOSAGE   | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : Ro214 CCD MUXF3 de la bromeline - DOSAGE                              | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : R PRU P7 IGE F454 - DOSAGE                                            | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : rrx3 Mélange graminées, herbacées (g2, g5, g17, w1, w9, w10) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                                                  | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : rrx4 Mélange graminées, herbacées (g2, g5, g11, w1, w6, w9) - DOSAGE             | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : Rt217 Poivrier - DOSAGE                                                          | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : Rw207 Lupin - DOSAGE                                                             | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : Rw209 Mélange d'ambrosies (w1, w2, w3) - DOSAGE                                  | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : rx1 Mélange graminées, Herbacées, Arbres (g6, w6, w9, t3) - DOSAGE               | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : rx2 Mélange acariens, animaux, moisissures (d2, e1, e3, e5, m6) - DOSAGE         | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : rx5 Mélange acarien, animal, moisissure, insecte (d1, e1, m3, i6) - DOSAGE       | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : rx6 Mélange arbre, graminée, herbacée, moisissures (t3, g6, w6, m2, m6) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : SESAME RSEISI - DOSAGE                                                           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t1 Erable - DOSAGE                                                               | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t2 Aulne - DOSAGE                                                                | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>               | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t3 Bouleau - DOSAGE                           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t4 Noisetier - DOSAGE                         | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t5 Hêtre - DOSAGE                             | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t6 Genévrier (Juniperus sabinoïdes) - DOSAGE  | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t7 Chêne - DOSAGE                             | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t8 Orme - DOSAGE                              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t9 Olivier - DOSAGE                           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t10 Noyer - DOSAGE                            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t11 Platane - DOSAGE                          | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t12 Saule - DOSAGE                            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t14 Peuplier - DOSAGE                         | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t15 Frêne blanc (Fraxinus americana) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>               | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t16 Pin (Pinus strobus) - DOSAGE              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t17 Cèdre du Japon - DOSAGE                   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t18 Eucalyptus - DOSAGE                       | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t19 Mimosa (Acacia longifolia) - DOSAGE       | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t20 Prosopis juliflora - DOSAGE               | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t21 Melaleuca - DOSAGE                        | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t22 Pacanier - DOSAGE                         | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t23 Cyprès (Cupressus sempervirens) - DOSAGE  | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t23 Cyprès - DOSAGE                           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t25 Frêne commun, Fraxinus excelsior - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t37 Cyprès chauve - DOSAGE                    | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t41 Noyer tomenteux - DOSAGE                  | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>      | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t44 Micocoulier de Virginie - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t45 Orme cèdre - DOSAGE              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t55 Genêt à balai - DOSAGE           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t57 Genévrier de Virginie - DOSAGE   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t70 Mûrier - DOSAGE                  | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t71 Mûrier rouge - DOSAGE            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t72 Palmier - DOSAGE                 | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t201 Epicéa - DOSAGE                 | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t203 Marronnier - DOSAGE             | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t205 Sureau - DOSAGE                 | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t206 Châtaignier - DOSAGE            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t207 Sapin de Douglas - DOSAGE       | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t208 Tilleul - DOSAGE                          | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t209 Charme - DOSAGE                           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t210 Troène - DOSAGE                           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t211 Liquidambar - DOSAGE                      | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t212 Cèdre - DOSAGE                            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t213 Pin de Monterey - DOSAGE                  | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t214 Dattier - DOSAGE                          | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t215 rBet v 1 (Bouleau recomb., PR10) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t216 rBet v 2 (Bouleau, profiline) - DOSAGE    | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t218 Chêne de Virginie - DOSAGE                | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t220 rBet v 4 (Bouleau, polcalcine) - DOSAGE   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t221 rBet v 2 + rBet v 4 (Bouleau) - DOSAGE    | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>               | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t222 Cyprès de l'Arizona - DOSAGE             | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t223 Palmier à huile - DOSAGE                 | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t224 rOle e 1 (Olivier, recombinant) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t225 rBet v 6 (Bouleau recomb.) - DOSAGE      | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t226 nCup a 1 (Cupressus arizonica) - DOSAGE  | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t227 nOle e 7 (Olivier, recombinant) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t240 rOle e 9 (Olivier) - DOSAGE              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : t241 rPla a 1 (Platane) - DOSAGE              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : tx1 Arbres (t1, t3, t7, t8, t10) - DOSAGE     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : tx2 Arbres (t1, t7, t8, t14, t22) - DOSAGE    | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : tx4 Arbres (t7, t8, t11, t12, t14) - DOSAGE   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : tx5 Arbres (t2, t4, t8, t12, t14) - DOSAGE    | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                   | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : tx6 Arbres (t1, t3, t5, t7, t10) - DOSAGE         | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : tx7 Arbres (t9, t12, t16, t18, t19, t21) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : tx8 Arbres (t1, t3, t4, t7, t11) - DOSAGE         | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : tx9 Arbres (t2, t3, t4, t7, t12) - DOSAGE         | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : tx10 Arbres (t2, t3, t4, t15) - DOSAGE            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : U901 Chanvre (Cannabis sativa) - DOSAGE           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : U1368 rCan s 3 Cannabis (nsLTP) - DOSAGE          | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : VENIN DE FRELON ASIATIQUE IGE - DOSAGE            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : w1 Ambrosie - DOSAGE                              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : w2 Ambrosie à épi grêle - DOSAGE                  | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : w3 Ambrosie trilobée - DOSAGE                     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : w4 Fausse ambrosie - DOSAGE                       | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : w5 Absinthe - DOSAGE            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : w6 Armoise commune - DOSAGE     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : w7 Grande marguerite - DOSAGE   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : w8 Pissenlit - DOSAGE           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : w9 Plantain lancéolé - DOSAGE   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : w10 Chénopode blanc - DOSAGE    | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : w11 Soude - DOSAGE              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : w12 Solidage - DOSAGE           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : w13 Lampourde - DOSAGE          | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : w14 Amaranthe - DOSAGE          | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : w15 Arroche - DOSAGE            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : w16 Iva ciliata - DOSAGE        | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>      | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : w17 Ansérine à balais - DOSAGE       | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : w18 Petite oseille - DOSAGE          | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : w19 Pariétaire officinale - DOSAGE   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : w20 Ortie - DOSAGE                   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : w21 Pariétaire - DOSAGE              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : w22 Houblon du Japon - DOSAGE        | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : w23 Rumex crépu - DOSAGE             | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : w45 Luzerne - DOSAGE                 | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : w82 Amaranthe de Palmer IgE - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : w203 Colza - DOSAGE                  | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : w204 Tournesol - DOSAGE              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : w206 Camomille - DOSAGE              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : w207 Lupin - DOSAGE                            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : w211 rPar j 2 (Pariétaire, LTP) - DOSAGE       | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : w230 nAmb a 1 (natif ambroisie) - DOSAGE       | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : w231 nArt v 1 (natif armoise) - DOSAGE         | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : w232 nSal k 1 (soude Salsola kali) - DOSAGE    | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : w233 nArt v 3 (natif armoise, LTP) - DOSAGE    | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : w234 rPla l 1 (Plantain lancéolé) - DOSAGE     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : wx1 Herbacées (w1, w6, w9, w10, w11) - DOSAGE  | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : wx2 Herbacées (w2, w6, w9, w10, w15) - DOSAGE  | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : wx3 Herbacées (w6, w9, w10, w12, w20) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : wx5 Herbacées (w1, w6, w7, w8, w12) - DOSAGE   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : wx6 Herbacées (w9, w10, w11, w18) - DOSAGE     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>               | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : wx7 Herbacées (w7, w8, w9, w10, w12) - DOSAGE | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGE SPECIFIQUES : XF2A Lait de vache - DOSAGE                   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | PHADIATOP - DOSAGE                                              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               | oubli intégration code à la mise en place flexi+                                                                      |

## BM AB03 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | PROTEINE EOSINOPHILE CATIONIQUE - DOSAGE          | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | TRYPTASE - DOSAGE                                 | Sérum; Plasma EDTA; Plasma hépariné                                                                                              | Enzymoimmunoanalyse / 1 PHADIA 1000 / THERMO SCIENTIFIC  | MOS-AUT-648                                               |                                                                                                                       |

## BM AB04 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                     | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | HISTAMINE - DOSAGE                                | Plasma EDTA                                                                                                                      | Radioimmunoanalyse / 1 COMPTEUR<br>WIZARD 2<br>1 COMPTEUR CRYSTAL / PERKIN ELMER<br>BERTHOLD | MOS-SAU-131                                               |                                                                                                                          |

## BM AB07 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>   | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | CEFAMANDOLE ALLERGENE - TEST D'ACTIVATION           | Sang total EDTA                                                                                                                  | Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD          | MOS-CMF-001                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | DAFALGAN ALLERGENE - TEST D'ACTIVATION              | Sang total EDTA                                                                                                                  | Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD          | MOS-CMF-001                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | DMG PEG-2000 ALLERGENE - TEST D'ACTIVATION          | Sang total EDTA                                                                                                                  | Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD          | MOS-CMF-001                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | GLUTAMATE ALLERGENE - TEST D'ACTIVATION             | Sang total EDTA                                                                                                                  | Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD          | MOS-CMF-001                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IgE SPECIFIQUES : amoxycilline - TEST D'ACTIVATION  | Sang total EDTA                                                                                                                  | Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD          | MOS-CMF-001                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IgE SPECIFIQUES : ASPIRINE - TEST D'ACTIVATION      | Sang total EDTA                                                                                                                  | Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD          | MOS-CMF-001                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IgE SPECIFIQUES : AUGMENTIN 500 - TEST D'ACTIVATION | Sang total EDTA                                                                                                                  | Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD          | MOS-CMF-001                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IgE SPECIFIQUES : BENZOATE - TEST D'ACTIVATION      | Sang total EDTA                                                                                                                  | Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD          | MOS-CMF-001                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IgE SPECIFIQUES : BLEU PATENTE - TEST D'ACTIVATION  | Sang total EDTA                                                                                                                  | Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD          | MOS-CMF-001                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IgE SPECIFIQUES : CEFTRIAXONE - TEST D'ACTIVATION   | Sang total EDTA                                                                                                                  | Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD          | MOS-CMF-001                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IgE SPECIFIQUES : CEFUROXIME - TEST D'ACTIVATION    | Sang total EDTA                                                                                                                  | Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD          | MOS-CMF-001                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IgE SPECIFIQUES : CELOCURINE - TEST D'ACTIVATION    | Sang total EDTA                                                                                                                  | Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD          | MOS-CMF-001                                               |                                                                                                                          |

## BM AB07 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>      | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IgE SPECIFIQUES : COLORANTS JAUNES - TEST D'ACTIVATION | Sang total EDTA                                                                                                               | Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD          | MOS-CMF-001                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IgE SPECIFIQUES : COLORANTS ROUGES - TEST D'ACTIVATION | Sang total EDTA                                                                                                               | Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD          | MOS-CMF-001                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IgE SPECIFIQUES : CURARES - TEST D'ACTIVATION          | Sang total EDTA                                                                                                               | Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD          | MOS-CMF-001                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IgE SPECIFIQUES : DIPRIVAN - TEST D'ACTIVATION         | Sang total EDTA                                                                                                               | Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD          | MOS-CMF-001                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IgE SPECIFIQUES : ERYTHROMYCINE - TEST D'ACTIVATION    | Sang total EDTA                                                                                                               | Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD          | MOS-CMF-001                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IgE SPECIFIQUES : ESMERON - TEST D'ACTIVATION          | Sang total EDTA                                                                                                               | Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD          | MOS-CMF-001                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IgE SPECIFIQUES : FRELON - TEST D'ACTIVATION           | Sang total EDTA                                                                                                               | Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD          | MOS-CMF-001                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IgE SPECIFIQUES : LIDOCAINE - TEST D'ACTIVATION        | Sang total EDTA                                                                                                               | Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD          | MOS-CMF-001                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IgE SPECIFIQUES : METABISULFITE - TEST D'ACTIVATION    | Sang total EDTA                                                                                                               | Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD          | MOS-CMF-001                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IgE SPECIFIQUES : MIVACRON - TEST D'ACTIVATION         | Sang total EDTA                                                                                                               | Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD          | MOS-CMF-001                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IgE SPECIFIQUES : NIMBEX - TEST D'ACTIVATION           | Sang total EDTA                                                                                                               | Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD          | MOS-CMF-001                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IgE SPECIFIQUES : NORCURON - TEST D'ACTIVATION         | Sang total EDTA                                                                                                               | Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD          | MOS-CMF-001                                               |                                                                                                                       |

## BM AB07 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>     | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IgE SPECIFIQUES : PAVULON - TEST D'ACTIVATION         | Sang total EDTA                                                                                                               | Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD          | MOS-CMF-001                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IgE SPECIFIQUES : PENICILLINE G - TEST D'ACTIVATION   | Sang total EDTA                                                                                                               | Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD          | MOS-CMF-001                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IgE SPECIFIQUES : PENICILLINE V - TEST D'ACTIVATION   | Sang total EDTA                                                                                                               | Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD          | MOS-CMF-001                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IgE SPECIFIQUES : POLISTE - TEST D'ACTIVATION         | Sang total EDTA                                                                                                               | Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD          | MOS-CMF-001                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IgE SPECIFIQUES : SULFAMETHOXAZOL - TEST D'ACTIVATION | Sang total EDTA                                                                                                               | Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD          | MOS-CMF-001                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IgE SPECIFIQUES : TRACRIUM - TEST D'ACTIVATION        | Sang total EDTA                                                                                                               | Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD          | MOS-CMF-001                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IgE SPECIFIQUES : venin d'abeille - TEST D'ACTIVATION | Sang total EDTA                                                                                                               | Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD          | MOS-CMF-001                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IgE SPECIFIQUES : VESPULA - TEST D'ACTIVATION         | Sang total EDTA                                                                                                               | Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD          | MOS-CMF-001                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IOMERON ALLERGENE - TEST D'ACTIVATION                 | Sang total EDTA                                                                                                               | Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD          | MOS-CMF-001                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | PENICILLINE G ALLERGENE - TEST D'ACTIVATION           | Sang total EDTA                                                                                                               | Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD          | MOS-CMF-001                                               |                                                                                                                       |

## BM IC01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / IMMUNOLOGIE CELLULAIRE SPÉCIALISÉE ET HISTOCOMPATIBILITÉ (GROUPE HLA)

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                        | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                             | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | MARQUEURS LYMPHOCYTAIRES<br>CD3+CD4+CD8 - DETECTION ET<br>QUANTIFICATION | Sang total EDTA                                                                                                                  | Cytométrie de flux / 2 cytomètres<br>FACSLytic 2L6C + 2 cytomètres FACSLytic<br>3L12C + 2 préparateurs FACSDuet / BD | MOS-CMF-035                                               |                                                                                                                          |

## BM IC03 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / IMMUNOLOGIE CELLULAIRE SPÉCIALISÉE ET HISTOCOMPATIBILITÉ (GROUPE HLA)

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                       | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | ANTIGENE HLA B27 - RECHERCHE                      | Sang total EDTA                                                                                                                  | Cytométrie de flux / 2 FACSLytic 2L6C + 2 FACSIYRIC 3L12C + 2 FACSDuet + 5 Lyse and WASH // BD | MOS-CMF-028                                               |                                                                                                                          |

## BM IC04 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / IMMUNOLOGIE CELLULAIRE SPÉCIALISÉE ET HISTOCOMPATIBILITÉ (GROUPE HLA)

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | GENOTYPAGE HLA CLASSE I LOCUS A - TYPAGE          | Sang total EDTA                                                                                                                  | Hybridation / 5 AUTOLIPA 48 / INNOGENETICS               | MOS-BMG-148                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | GENOTYPAGE HLA CLASSE I LOCUS B - TYPAGE          | Sang total EDTA                                                                                                                  | Hybridation / 5 AUTOLIPA 48 / INNOGENETICS               | MOS-BMG-148                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | HLA-B*27 - GENOTYPAGE                             | Sang total EDTA                                                                                                                  | PCR en temps réel / 3 LIGHT CYCLER 480 / ROCHE           | MOS-BMG-018                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | HLA B*57:01 - GENOTYPAGE                          | Sang total EDTA                                                                                                                  | PCR en temps réel / 3 LIGHT CYCLER 480 / ROCHE           | MOS-BMG-091                                               |                                                                                                                          |

## BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                            | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                      | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | AC ANTI ASPERGILLUS FUMIGATUS - RECHERCHE ET TITRAGE                         | Sérum                                                                                                                         | Agglutination / 1 TECAN EVO+ / TECAN                                          | MOS-I2M-121                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | AC IGG ANTI-SCHISTOSOMA - RECHERCHE ET QUANTIFICATION                        | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III / 2 LECTEURS SUNRISE / DIASORIN / TECAN       | MOS-SAU-178                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTI-BORRELIA IGG - ETUDE                                                    | Sérum                                                                                                                         | Immunoblot / 5 AUTOBLOTS / TECAN                                              | MOS-CMF-245                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTI-BORRELIA IGM - ETUDE                                                    | Sérum                                                                                                                         | Immunoblot / 5 AUTOBLOTS / TECAN                                              | MOS-CMF-245                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTI-VIRUS IGG CHIKUNGUNYA - RECHERCHE                                       | Sérum; Plasma                                                                                                                 | Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III/ 2 lecteurs SUNRISE / DIASORIN /TECAN         | MOS-SAU-056                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI-HBS - DOSAGE                                                  | Sérum ; Plasma                                                                                                                | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE                                  | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI-MYCOPLASMA HOMINIS - RECHERCHE ET TITRAGE                     | Sérum                                                                                                                         | Inhibition métabolique / technique manuelle / -                               | MOS-CMF-085                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI-UREAPLASMA UREALYTICUM - RECHERCHE ET TITRAGE                 | Sérum                                                                                                                         | Inhibition métabolique / technique manuelle / -                               | MOS-CMF-085                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI-VHC - RECHERCHE                                               | Sérum; Plasma                                                                                                                 | Chimiluminescence / XL4A N° serie : 2210001349 / N° CERBA : 009031 / DIASORIN | MOS-AUT-647                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI GLYCOPROTEINES DU VIRUS RABIQUE - RECHERCHE ET QUANTIFICATION | Sérum; Plasma                                                                                                                 | Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III / 2 lecteurs SUNRISE / DIASORIN / TECAN       | MOS-SAU-144                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI HANTAVIRUS IGG - RECHERCHE                                    | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III / 2 lecteurs SUNRISE / DIASORIN / TECAN       | MOS-SAU-173                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI HANTAVIRUS IGM - RECHERCHE                                    | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III / 2 lecteurs SUNRISE / DIASORIN / TECAN       | MOS-SAU-174                                               |                                                                                                                       |

## BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                                        | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI LEGIONELLA PNEUMOPHILA TYPE 1 A TYPE 6 - RECHERCHE                        | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 1 BEP III / 2 lecteurs SUNRISE / DIASORIN / TECAN | MOS-SAU-146                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI TETANIQUE - RECHERCHE ET QUANTIFICATION                                   | Sérum; Plasma                                                                                                                 | Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III / 2 lecteurs SUNRISE / DIASORIN / TECAN | MOS-SAU-168                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS ANTI VIH 1 ET 2 - CONFIRMATION                                                 | Sérum; Plasma                                                                                                                 | Immunoblot / 2 AUTOBLOTS / TECAN                                        | MOS-SAU-184                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS CONTRE LE VIRUS D'IMMUNO DEFICIENCE HUMAIN (HIV 1 et 2) - DOSAGE               | Sérum; Plasma                                                                                                                 | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE                            | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS DANS L'ECHINOCOCCOSE ALVEOLAIRE ET DE L'HYDATIDOSE - TEST DE CONFIRMATION      | Sérum                                                                                                                         | Immunoblot / technique manuelle / -                                     | MOS-CMF-192                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS DIRIGES CONTRE L'ANTIGENE CORE (Anti-HBc) DU VIRUS DE L'HEPATITE B - DOSAGE    | Sérum                                                                                                                         | Chimiluminescence / 1 DXI 800 / BECKMAN COULTER                         | MOS-SAU-288                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS DIRIGES CONTRE L'ANTIGENE CORE (Anti-HBc) DU VIRUS DE L'HEPATITE B - RECHERCHE | Sérum                                                                                                                         | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE                            | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS DIRIGES CONTRE LEGIONELLA PNEUMOPHILA type 1 - RECHERCHE ET TITRAGE            | Sérum                                                                                                                         | Immunofluorescence / 4 MICROSCOPE / BIOADVANCE                          | MOS-I2M-045                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS DIRIGES CONTRE LE VIRUS DE L'HEPATITE C - CONFIRMATION                         | Sérum; Plasma                                                                                                                 | Immunoblot / 2 AUTOBLOTS / TECAN                                        | MOS-SAU-189                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS DIRIGES CONTRE LE VIRUS DE L'HEPATITE C - RECHERCHE                            | Sérum                                                                                                                         | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE                            | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS DIRIGES CONTRE LE VIRUS DE L'HEPATITE C - RECHERCHE                            | Sérum                                                                                                                         | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE                            | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                       |

## BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                                  | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                        | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS DIRIGES CONTRE LE VIRUS DE TYPE HTLV 1 ET HTLV II - TEST DE CONFIRMATION | Sérum; Plasma                                                                                                                 | Enzymoimmunoanalyse / 2 AUTOBLOTS / TECAN                                                                                       | MOS-SAU-185                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS HBC IGM - DOSAGE                                                         | Sérum                                                                                                                         | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE                                                                                    | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS Hbe - DOSAGE                                                             | Sérum                                                                                                                         | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE                                                                                    | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS IGG ANTI CYTOMEGALOVIRUS - RECHERCHE ET QUANTIFICATION                   | Sérum                                                                                                                         | Chimiluminescence / XL4A N° serie : 2210001349 / N° CERBA : 009031<br>XL4B N° serie : 2210000972 / N° CERBA : 008806 / DIASORIN | MOS-AUT-647                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS IGG ANTI EBNA DU VIRUS D'EPSTEIN BARR - RECHERCHE                        | Sérum                                                                                                                         | Chimiluminescence / XL4A N° serie : 2210001349 / N° CERBA : 009031<br>XL4B N° serie : 2210000972 / N° CERBA : 008806 / DIASORIN | MOS-AUT-647                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS IGG ANTI HELICOBACTER PYLORI II - RECHERCHE ET QUANTIFICATION            | Sérum                                                                                                                         | Chimiluminescence / XL2A N° serie : 2210100145 / N° CERBA : 011713<br>XL2B N° serie : 2210100101 / N° CERBA : 011712 / DIASORIN | MOS-AUT-647                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS IGG ANTI SCHISTOSOMA (BILHARZIOSE) - CONFIRMATION                        | Sérum                                                                                                                         | Immuno empreinte / technique manuelle / -                                                                                       | MOS-CMF-189                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS IGG ANTI TOXOPLASMIQUES - RECHERCHE ET DETERMINATION                     | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 2 VIDAS 3 / BIOMERIEUX                                                                                    | MOS-CMF-202                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS IGG ANTI TOXOPLASMIQUES - RECHERCHE ET QUANTIFICATION                    | Sérum                                                                                                                         | Chimiluminescence / XL4A N° serie : 2210001349 / N° CERBA : 009031<br>XL4B N° serie : 2210000972 / N° CERBA : 008806 / DIASORIN | MOS-AUT-647                                               |                                                                                                                       |

## BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                                                           | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                          | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS IGG ANTI VCA AU VIRUS D'EPSTEIN BARR - RECHERCHE ET QUANTIFICATION                                | Sérum                                                                                                                            | Chimiluminescence / XL4A N° serie : 2210001349 / N° CERBA : 009031<br>XL4B N° serie : 2210000972 / N° CERBA : 008806 / DIASORIN   | MOS-AUT-647                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS IGG ANTI VIRUS DE LA RUBEOLE - RECHERCHE ET DETERMINATION                                         | Sérum                                                                                                                            | Chimiluminescence / XL3A N° serie : 2210001354 / N° CERBA : 009032<br>XL3B N° serie : 2210100286 / N° CERBA : 800075 / DIASORIN   | MOS-AUT-647                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS IGG ANTI VIRUS HERPES SIMPLEX 1 - RECHERCHE ET QUANTIFICATION                                     | Sérum                                                                                                                            | Chimiluminescence / XL1A N° serie : 2210100572 / N° CERBA : 011715<br>XL1B N° serie : 2210100556 / N° CERBA : 011714 / DIASORIN   | MOS-AUT-647                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS IGG ANTI VIRUS HERPES SIMPLEX 2 - RECHERCHE ET QUANTIFICATION                                     | Sérum                                                                                                                            | Chimiluminescence / XL1A N° serie : 2210100572 / N° CERBA : 011715<br>XL1B N° serie : 2210100556 / N° CERBA : 011714 / DIASORIN   | MOS-AUT-647                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS IGG ANTI VIRUS VARICELLE ZONA - RECHERCHE ET QUANTIFICATION                                       | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / XL1A N° serie : 2210100572 / N° CERBA : 011715<br>XL1B N° serie : 2210100556 / N° CERBA : 011714 / DIASORIN | MOS-AUT-647                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS IGG DIRIGES CONTRE LE VIRUS DE L'HEPATITE E (HEV) - RECHERCHE                                     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / XL3A N° serie : 2210001354 / N° CERBA : 009032<br>XL3B N° serie : 2210100286 / N° CERBA : 800075 / DIASORIN | MOS-AUT-647                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS IGG et IGM ANTI STRONGYLOIDES POUR SERODIAGNOSTIC DE L'ANGUILLULOSE - RECHERCHE ET QUANTIFICATION | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III / 2 LECTEURS SUNRISE / DIASORIN / TECAN                                                           | MOS-SAU-175                                               |                                                                                                                          |

## BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                    | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                        | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS IGG HUMAINS ANTI-VIRUS DE LA ROUGEOLE - DOSAGE             | Sérum                                                                                                                            | Chimiluminescence / XL3A N° serie : 2210001354 / N° CERBA : 009032<br>XL3B N° serie : 2210100286 / N° CERBA : 800075 / DIASORIN | MOS-AUT-647                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS IGG HUMAINS CONTRE LE VIRUS DE DENGUE - DOSAGE             | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III / 2 lecteurs SUNRISE / DADE BEHRING / DIASORIN / TECAN                                          | MOS-SAU-044                                               | Retrait du BEP III n°008150, retrait du code openlab DENBG utilisé pour étude , retrait des contrôles automatiques    |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS IGG PARVOVIRUS B19 - RECHERCHE                             | Sérum                                                                                                                            | Chimiluminescence / XL1A N° serie : 2210100572 / N° CERBA : 011715<br>XL1B N° serie : 2210100556 / N° CERBA : 011714 / DIASORIN | MOS-AUT-647                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS IGM ANTI TOXOPLASMIQUES - DOSAGE                           | Sérum                                                                                                                            | Chimiluminescence / XL4A N° serie : 2210001349 / N° CERBA : 009031<br>XL4B N° serie : 2210000972 / N° CERBA : 008806 / DIASORIN | MOS-AUT-647                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS IGM ANTI VCA DU VIRUS D'EPSTEIN BARR - RECHERCHE           | Sérum                                                                                                                            | Chimiluminescence / XL4A N° serie : 2210001349 / N° CERBA : 009031<br>XL4B N° serie : 2210000972 / N° CERBA : 008806 / DIASORIN | MOS-AUT-647                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS IGM ANTI VIRUS DE LA ROUGEOLE - RECHERCHE                  | Sérum                                                                                                                            | Chimiluminescence / XL3A N° serie : 2210001354 / N° CERBA : 009032<br>XL3B N° serie : 2210100286 / N° CERBA : 800075 / DIASORIN | MOS-AUT-647                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS IGM ANTI VIRUS DE LA RUBEOLE - RECHERCHE ET QUANTIFICATION | Sérum                                                                                                                            | Chimiluminescence / XL3A N° serie : 2210001354 / N° CERBA : 009032<br>XL3B N° serie : 2210100286 / N° CERBA : 800075 / DIASORIN | MOS-AUT-647                                               |                                                                                                                       |

## BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                                | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                                 | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS IGM ANTI VIRUS VARICELLE<br>ZONA - RECHERCHE                           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 3 BEP III /<br>2 lecteurs SUNRISE / DIASORIN / TECAN                                                               | MOS-SAU-153                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS IGM DIRIGES CONTRE LE VIRUS<br>DE L'HEPATITE E - RECHERCHE             | Sérum                                                                                                                            | Chimiluminescence / XL3A N° serie :<br>2210001354 / N° CERBA : 009032<br>XL3B N° serie : 2210100286 / N° CERBA :<br>800075<br>/ DIASORIN | MOS-AUT-647                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS IGM HUMAIN DIRIGES CONTRE<br>LE VIRUS HERPES SIMPLEX - RECHERCHE       | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III / 1<br>lecteur Sunrise / DIASORIN                                                                        | MOS-SAU-152                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS IGM HUMAINS ANTI-VIRUS DES<br>OREILLONS - RECHERCHE                    | Sérum; Plasma                                                                                                                    | Chimiluminescence / XL3A N° serie :<br>2210001354 / N° CERBA : 009032<br>XL3B N° serie : 2210100286 / N° CERBA :<br>800075<br>/ DIASORIN | MOS-AUT-647                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS IGM HUMAINS CONTRE LE<br>VIRUS DE LA DENGUE - RECHERCHE                | Sérum; Plasma                                                                                                                    | Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III / 2<br>lecteurs SUNRISE / DADE BEHRING /<br>DIASORIN / TECAN                                             | MOS-SAU-045                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS IGM PARVOVIRUS B19 -<br>RECHERCHE                                      | Sérum                                                                                                                            | Chimiluminescence / XL1A N° serie :<br>2210100572 / N° CERBA : 011715<br>XL1B N° serie : 2210100556 / N° CERBA :<br>011714 / DIASORIN    | MOS-AUT-647                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS TOTAUX DIRIGES CONTRE<br>L'ANTIGENE DE L'HEPATITE DELTA -<br>RECHERCHE | Sérum                                                                                                                            | Chimiluminescence /<br>XL5A N° serie : 2210004123 / N° CERBA :<br>500109<br>XL5B N° serie : 2210100285 / N° CERBA :<br>800074 / DIASORIN | MOS-AUT-647                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS TOTAUX DIRIGES CONTRE LE<br>TREPONEMA PALLIDUM SYPHILIS -<br>RECHERCHE | Sérum                                                                                                                            | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 /<br>ROCHE                                                                                          | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                          |

## BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                                                                                                                                            | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                        | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | ANTICORPS TREPONEMIQUES - RECHERCHE ET DETERMINATION                                                                                                                                         | LCR; Sérum; Plasma                                                                                                            | Hémagglutination indirecte / technique manuelle / -                                                                             | MOS-CMF-197                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTIGENE DE L'HEPATITE B - RECHERCHE ET CONFIRMATION                                                                                                                                         | Sérum                                                                                                                         | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE                                                                                    | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTIGENE DE SURFACE DU VIRUS DE L'HEPATITE B - RECHERCHE ET DETERMINATION                                                                                                                    | Sérum                                                                                                                         | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE                                                                                    | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTIGENE DU VIRUS DE L'HEPATITE B (AgHBe) - DOSAGE                                                                                                                                           | Sérum                                                                                                                         | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE                                                                                    | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTIGENE P24 DU VIRUS DE L'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE DE TYPE 1 ET AC SPECIFIQUES DIRIGES CONTRE LE VIRUS DE L'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE DE TYPE 1 ET/OU DE TYPE 3 - RECHERCHE ET DETERMINATION | Sérum; Plasma                                                                                                                 | Chimiluminescence / XL4A N° serie : 2210001349 / N° CERBA : 009031<br>XL4B N° serie : 2210000972 / N° CERBA : 008806 / DIASORIN | MOS-AUT-647                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTI STREPTOLYSINE O - DOSAGE                                                                                                                                                                | Sérum                                                                                                                         | Agglutination / 2 BN II / SIEMENS                                                                                               | MOS-AUT-651                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | AVIDITE DES IGG ANTI CMV - RECHERCHE                                                                                                                                                         | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 2 VIDAS 3 / BIOMERIEUX                                                                                    | MOS-CMF-214                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | AVIDITE DES IGG ANTI TOXOPLASMIQUES - RECHERCHE                                                                                                                                              | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 2 VIDAS 3 / BIOMERIEUX                                                                                    | MOS-CMF-204                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGA ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS - RECHERCHE ET DETERMINATION                                                                                                                                  | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III / 2 LECTEURS SUNRISE / DADE BEHRING / TECAN                                                     | MOS-SAU-161                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGG ANTI-HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B - RECHERCHE ET QUANTIFICATION                                                                                                                         | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 1 BEP III / 2 lecteurs SUNRISE / DADE BEHRING / TECAN                                                     | MOS-SAU-050                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGG ANTI ASPERGILLUS FUMIGATUS - RECHERCHE ET QUANTIFICATION                                                                                                                                 | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 1 BEP III + 2 lecteurs SUNRISE / DADE BEHRING / TECAN                                                     | MOS-SAU-035                                               |                                                                                                                       |

## BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                     | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                        | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGG ANTI BORDETELLA PERTUSSIS (COQUELUCHE) - RECHERCHE                | Sérum                                                                                                                            | Immuno empreinte / 3 AUTOBLOT / TECAN                                                                                           | MOS-CMF-055                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGG ANTI CHLAMYDIA PNEUMONIAE - RECHERCHE                             | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III / 2 LECTEURS SUNRISE / DADE BEHRING / TECAN                                                     | MOS-SAU-162                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGG ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS - RECHERCHE                            | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 3 BEP III / 2 LECTEURS SUNRISE / DADE BEHRING / TECAN                                                     | MOS-SAU-160                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGG ANTI COXIELLA BURNETTI PHASE I - RECHERCHE ET TITRAGE             | Sérum                                                                                                                            | Immunofluorescence / 4 MICROSCOPE / BIOADVANCE                                                                                  | MOS-I2M-051                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGG ANTI COXIELLA BURNETTI PHASE I ET PHASE II - RECHERCHE ET TITRAGE | Sérum                                                                                                                            | Immunofluorescence / 4 MICROSCOPE / BIOADVANCE                                                                                  | MOS-I2M-051                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGG ANTI ECHINOCOCCUS GRANULOSUS - RECHERCHE ET DETERMINATION         | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III / 1 lecteur SUNRISE / DIASORIN / TECAN                                                          | MOS-SAU-165                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGG ANTI ENTAMOEBA HISTOLYTICA - RECHERCHE ET DETERMINATION           | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III / 1 lecteur SUNRISE / DIASORIN / TECAN                                                          | MOS-SAU-166                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGG ANTI MYCOPLASMA PNEUMONIAE - RECHERCHE                            | Sérum                                                                                                                            | Chimiluminescence / XL2A N° serie : 2210100145 / N° CERBA : 011713<br>XL2B N° serie : 2210100101 / N° CERBA : 011712 / DIASORIN | MOS-AUT-647                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGG ANTI TOXINE DIPHTERIQUE - DOSAGE                                  | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III / 2 lecteurs SUNRISE / DIASORIN / TECAN                                                         | MOS-SAU-167                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGG ANTI TOXOPLASMA GONDII - TEST DE CONFIRMATION                     | Sérum                                                                                                                            | Immuno empreinte / 1 AUTOBLOT 48 / TECAN                                                                                        | MOS-CMF-252                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGG ANTI ZIKA - RECHERCHE                                             | Sérum; Plasma                                                                                                                    | Enzymoimmunoanalyse / 1 BEP III / 2 lecteurs SUNRISE / DADE BEHRING / TECAN                                                     | MOS-SAU-230                                               |                                                                                                                       |

## BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                                                                   | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                          | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGG ASCARIS LUMBRICOIDES - RECHERCHE                                                                                | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 4 BEP III I / 2 LECTEURS SUNRISE / DIASORIN / TECAN                                                         | MOS-SAU-215                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGG DIRIGES CONTRE LES 23 POLYSACCHARIDES CAPSULAIRES DE S. PNEUMONIAE (ANTI PCP IGG) - RECHERCHE ET QUANTIFICATION | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 1 BEP III / 2 lecteurs SUNRISE / DADE BEHRING / TECAN                                                       | MOS-SAU-051                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGM ANTI-CYTOMEGALOVIRUS - RECHERCHE ET QUANTIFICATION                                                              | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / XL4A N° serie : 2210001349 / N° CERBA : 009031<br>XL4B N° serie : 2210000972 / N° CERBA : 008806 / DIASORIN | MOS-AUT-647                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGM ANTI COXIELLA BURNETTI PHASE I - RECHERCHE ET TITRAGE                                                           | Sérum                                                                                                                            | Immunofluorescence / 4 MICROSCOPES / BIOADVANCE                                                                                   | MOS-I2M-052                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGM ANTI COXIELLA BURNETTI PHASE I et II - RECHERCHE ET TITRAGE                                                     | Sérum                                                                                                                            | Immunofluorescence / 4 MICROSCOPES / BIOADVANCE                                                                                   | MOS-I2M-052                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGM ANTI LEPTOSPIRA - RECHERCHE                                                                                     | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III / 2 LECTEURS SUNRISE / DADE BEHRING / TECAN                                                       | MOS-SAU-049                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGM ANTI MYCOPLASMA PNEUMONIAE - RECHERCHE                                                                          | Sérum                                                                                                                            | Chimiluminescence / XL2A N° serie : 2210100145 / N° CERBA : 011713<br>XL2B N° serie : 2210100101 / N° CERBA : 011712 / DIASORIN   | MOS-AUT-647                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGM ANTI TOXOPLASMIQUES - RECHERCHE ET QUANTIFICATION                                                               | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 2 VIDAS 3 / BIOMERIEUX                                                                                      | MOS-CMF-198                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGM ANTI VIRUS CHIKUNGUNYA - RECHERCHE                                                                              | Sérum; Plasma                                                                                                                    | Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III/ 2 lecteurs SUNRISE / DIASORIN /TECAN                                                             | MOS-SAU-055                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | IGM ANTI ZIKA - RECHERCHE                                                                                           | Sérum; Plasma                                                                                                                    | Enzymoimmunoanalyse / 1 BEP III / 2 lecteurs SUNRISE / DADE BEHRING / TECAN                                                       | MOS-SAU-231                                               |                                                                                                                          |

## BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                              | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                        | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | IGM HUMAINES SPECIFIQUES DE BORRELIA BURGDORFERI - RECHERCHE ET QUANTIFICATION | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III / 1 BEP III / 2 LECTEURS SUNRISE / DADE BERHING / DIASORIN / TECAN                              | MOS-SAU-140                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IGM SPECIFIQUES DE TREPONEMA PALLIDIUM - RECHERCHE                             | LCR; Sérum                                                                                                                    | Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III / 2 LECTEURS SUNRISE / DADE BEHRING / TECAN                                                     | MOS-SAU-054                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | IG TOTALES ANTI VIRUS DE L'HEPATITE A - RECHERCHE ET QUANTIFICATION            | Sérum                                                                                                                         | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE                                                                                    | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | MALADIE DE LYME IGG - RECHERCHE ET QUANTIFICATION                              | Sérum                                                                                                                         | Chimiluminescence / XL2A N° serie : 2210100145 / N° CERBA : 011713<br>XL2B N° serie : 2210100101 / N° CERBA : 011712 / DIASORIN | MOS-AUT-647                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | OREILLONS IGG - DOSAGE                                                         | Sérum                                                                                                                         | Chimiluminescence / XL3A N° serie : 2210001354 / N° CERBA : 009032<br>XL3B N° serie : 2210100286 / N° CERBA : 800075 / DIASORIN | MOS-AUT-647                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | SYPHILIS - RECHERCHE ET TITRAGE                                                | LCR; Sérum; Plasma                                                                                                            | RPR / technique manuelle / -                                                                                                    | MOS-CMF-200                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | VIRUS DE L'HEPATITE A (IGM) - DOSAGE                                           | Sérum                                                                                                                         | Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / DIASORIN                                                                                 | MOS-AUT-650                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | VIRUS LYMPHOTROPIQUE T HUMAIN DE TYPE I ET II - RECHERCHE                      | LCR; Sérum; Plasma                                                                                                            | Chimiluminescence / XL3A N° serie : 2210001354 / N° CERBA : 009032<br>XL3B N° serie : 2210100286 / N° CERBA : 800075 / DIASORIN | MOS-AUT-647                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | WEST NILE VIRUS IGG - RECHERCHE                                                | Sérum                                                                                                                         | Enzymoimmunoanalyse / 1 BEP III / 2 lecteurs SUNRISE / DIASORIN / TECAN                                                         | MOS-SAU-177                                               |                                                                                                                       |

## BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | WEST NILE VIRUS IGM - RECHERCHE                   | Sérum                                                                                                                            | Enzymoimmunoanalyse / 1 BEP III / 2 lecteurs SUNRISE / DIASORIN / TECAN | MOS-SAU-176                                               |                                                                                                                          |

## BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>          | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | ANTIGENE D'HELICOBACTER PYLORI - RECHERCHE                 | Selles                                                                                                                        | Immunochromatographie / technique manuelle / -           | MOS-MIC-021                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ANTIGENE DE CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS - RECHERCHE ET TITRAGE | LCR; Liquide broncho alvéolaire; Sérum; Urines                                                                                | Agglutination / technique manuelle / -                   | MOS-MIC-035                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | CRYPTOSPORIDIE - RECHERCHE                                 | Selles                                                                                                                        | Immunochromatographie / pas d'appareil / -               | MOS-MIC-122                                               |                                                                                                                       |

## BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | BILHARZIOSE - RECHERCHE                           | Urines                                                                                                                           | Concentration / technique manuelle / -                   | MOS-MIC-109                                               |                                                                                                                          |

## BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | MYCOBACTERIES CULTURE - RECHERCHE                 | Moelle héparinate lithium; Moelle EDTA; Sang total EDTA; Sang total hépariné                                                  | Culture / 2 BACTEC FX / BECTON DICKINSON                 | MOS-MIC-024                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | MYCOBACTERIES DIRECT - RECHERCHE                  | Aspiration bronchique; Biopsie; Expectoration; Liquide de ponction; Pus; Selles; Tubage gastrique; Urines                     | Examen direct+Culture / 10 BACTEC 960 / BECTON DICKINSON | MOS-MIC-003                                               |                                                                                                                       |

## BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>          | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                                                                                                                                    | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | CYTOTOXINE DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE - RECHERCHE ET TITRAGE | Biopsie;Selles                                                                                                                   | Culture Cellulaire manuelle, incubation, et lecture manuelle au microscope / 2 microscopes inversés / LEICA                                                                                                                                 | MOS-MIC-029                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | HELICOBACTER PYLORI (culture) - RECHERCHE                  | Biopsie                                                                                                                          | mise en culture manuelle, incubation manuelle, examen direct après coloration / technique manuelle<br>1 microscope / LEICA                                                                                                                  | MOS-MIC-043                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | HELICOBACTER PYLORI (culture) - RECHERCHE                  | Biopsie                                                                                                                          | mise en culture manuelle, incubation manuelle, examen direct après coloration / technique manuelle / -                                                                                                                                      | MOS-MIC-043                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | HELICOBACTER PYLORI (culture) - RECHERCHE                  | Biopsie                                                                                                                          | mise en culture manuelle, incubation manuelle, examen direct après coloration / technique manuelle<br>1 microscope / LEICA                                                                                                                  | MOS-MIC-043                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | LEGIONELLA PNEUMOPHILA DIRECT - RECHERCHE                  | Aspiration bronchique;<br>Aspiration trachéale;<br>Biopsie; Expectoration;<br>Liquide broncho alvéolaire; Liquide pleural        | mise en culture manuelle, incubation, lecture manuelle, examen morphologique en macro, caractérisation biochimique et immunofluorescence / technique manuelle<br>3 microscopes à fluorescence + 1 microscope / BIOADVANCE<br>LEICA<br>ZEISS | MOS-MIC-027                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | LEVURES - IDENTIFICATION                                   | Souche                                                                                                                           | Examen direct+ Culture et incubation manuelles + détermination phénotypique par caractérisation biochimique / technique manuelle / -                                                                                                        | MOS-MIC-063                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | LEVURES - RECHERCHE                                        | Biopsie; Expectoration;<br>Liquide de ponction;<br>Pus; Selles; Tissu(s);<br>Urines                                              | Examen direct+ Culture manuelle+ incubation+ lecture manuelle / technique manuelle / -                                                                                                                                                      | MOS-MIC-060                                               |                                                                                                                       |

## BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                                                        | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | LEVURES - RECHERCHE                               | Biopsie; Expectoration;<br>Liquide de ponction;<br>Pus; Selles; Tissu(s);<br>Urines                                           | Examen direct+ Culture manuelle+<br>incubation+ lecture manuelle / technique<br>manuelle / -                                                                    | MOS-MIC-060                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | MYCOBACTERIES DIRECT - RECHERCHE                  | Aspiration bronchique;<br>Biopsie; Expectoration;<br>Liquide de ponction;<br>Pus; Selles; Tubage<br>gastrique; Urines         | mise en culture manuelle, incubation et<br>lecture automatisée, examen<br>morphologique macro et micro avec<br>coloration / 10 BACTEC 960 / BECTON<br>DICKINSON | MOS-MIC-003                                               |                                                                                                                       |

## BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                                                              | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                     | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | HELICOBACTER PYLORI<br>antibiogramme - RECHERCHE                                                               | Biopsie                                                                                                                          | / technique manuelle / -                                                                                                     | MOS-MIC-043                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | HELICOBACTER PYLORI<br>antibiotique : AMOXICILLINE - RECHERCHE                                                 | Biopsie                                                                                                                          | Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé-antibiotiques / technique manuelle / -                    | MOS-MIC-043                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | HELICOBACTER PYLORI<br>antibiotique : CLARITHROMYCINE - RECHERCHE                                              | Biopsie                                                                                                                          | Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé-antibiotiques / technique manuelle / -                    | MOS-MIC-043                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | HELICOBACTER PYLORI<br>antibiotique : CMI CLARITHROMYCINE, LEVOFLOXINE, RIFAMPICINE, AMOXICILLINE, - RECHERCHE | Biopsie                                                                                                                          | Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé-antibiotiques / technique manuelle / -                    | MOS-MIC-043                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | HELICOBACTER PYLORI<br>antibiotique : LEVOFLOXACINE - RECHERCHE                                                | Biopsie                                                                                                                          | Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé-antibiotiques / technique manuelle / -                    | MOS-MIC-043                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | HELICOBACTER PYLORI<br>antibiotique : METRONIDAZOLE - RECHERCHE                                                | Biopsie                                                                                                                          | Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques, après incubation / technique manuelle / - | MOS-MIC-043                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | HELICOBACTER PYLORI<br>antibiotique : RIFAMPICINE - RECHERCHE                                                  | Biopsie                                                                                                                          | Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé-antibiotiques / technique manuelle / -                    | MOS-MIC-043                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | HELICOBACTER PYLORI<br>antibiotique : TETRACYCLINE - RECHERCHE                                                 | Biopsie                                                                                                                          | Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques, après incubation / technique manuelle / - | MOS-MIC-043                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | HELICOBACTER PYLORI<br>antibiotique : TMT-SMX - RECHERCHE                                                      | Biopsie                                                                                                                          | Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé-antibiotiques / technique manuelle / -                    | MOS-MIC-043                                               |                                                                                                                          |

## BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                        | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                                                                                               | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | LEGIONELLA PNEUMOPHILA DIRECT - CARACTERISATION                          | Aspiration bronchique;<br>Aspiration trachéale;<br>Biopsie; Expectoration;<br>Liquide broncho alvéolaire; Liquide pleural        | Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques, après incubation / technique manuelle<br>3 microscopes à fluorescence + 1 microscope / BIOADVANCE<br>LEICA<br>ZEISS | MOS-MIC-027                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | SENSIBILITE DES MYCOBACTERIES A L'ETHAMBUTOL 2,5µg/ml - CARACTERISATION  | Culture de mycobactéries                                                                                                         | Fluorimétrie / 7 BACTEC 960 / BECTON DICKINSON                                                                                                                                                         | MOS-MIC-067                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | SENSIBILITE DES MYCOBACTERIES A L'ISONIAZIDE 0,1µg/ml - CARACTERISATION  | Culture de mycobactéries                                                                                                         | Fluorimétrie / 10 BACTEC 960 / BECTON DICKINSON                                                                                                                                                        | MOS-MIC-067                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | SENSIBILITE DES MYCOBACTERIES A L'ISONIAZIDE 0,4µg/ml - CARACTERISATION  | Culture de mycobactéries                                                                                                         | Fluorimétrie / 7 BACTEC 960 / BECTON DICKINSON                                                                                                                                                         | MOS-MIC-067                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | SENSIBILITE DES MYCOBACTERIES A LA RIFAMPICINE - CARACTERISATION         | Culture de mycobactéries                                                                                                         | Fluorimétrie / 10 BACTEC 960 / BECTON DICKINSON                                                                                                                                                        | MOS-MIC-067                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | SENSIBILITE DES MYCOBACTERIES A LA SREPTOMYCINE 1µg/ml - CARACTERISATION | Culture de mycobactéries                                                                                                         | Fluorimétrie / 7 BACTEC 960 / BECTON DICKINSON                                                                                                                                                         | MOS-MIC-067                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | SENSIBILITE DES MYCOBACTERIES A LA SREPTOMYCINE 1µg/ml - CARACTERISATION | Culture de mycobactéries                                                                                                         | Fluorimétrie / 10 BACTEC 960 / BECTON DICKINSON                                                                                                                                                        | MOS-MIC-067                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | SENSIBILITE DES MYCOBACTERIES A LA SREPTOMYCINE 1µg/ml - CARACTERISATION | Culture de mycobactéries                                                                                                         | Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques, fluorimétrie / 10 BACTEC 960 / BECTON DICKINSON                                                   | MOS-MIC-067                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | SENSIBILITE DES MYCOBACTERIES A LA SREPTOMYCINE 4µg/ml - CARACTERISATION | Culture de mycobactéries                                                                                                         | Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques, fluorimétrie / 10 BACTEC 960 / BECTON DICKINSON                                                   | MOS-MIC-067                                               |                                                                                                                          |

## BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                                                                                                                                                                         | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                                                 | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | sensibilité des levures autre que Cryptococcus aux antifongiques : 5-fluorocytosine, Amphotéricine B, Anidulafungine, Caspofungine, Fluconazole, Itraconazole, Micafungine, Posaconazole, Voriconazole - CHARACTERISATION | Souche                                                                                                                        | Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antifongiques, colorimétrie / 1 lecteur Vizion / THERMO SCIENTIFIC | MOS-MIC-046                                               |                                                                                                                       |

## BM MG14 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                           | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | INTERFERON GAMMA - RECHERCHE ET QUANTIFICATION    | Plasma prélevé sur tubes QuantiFERON TB-Gold plus et héparinate de lithium ou héparinate de sodium sans gel                   | Chimiluminescence /<br>XL5A N° serie : 2210004123 / N° CERBA : 500109<br>XL5B N° serie : 2210100285 / N° CERBA : 800074 / DIASORIN | MOS-AUT-647                                               |                                                                                                                       |

## BM BA01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / BACTÉRIOLOGIE SPÉCIALISÉE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>              | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | 13 CO2 - MESURE                                                | Air expiré                                                                                                                       | Spectrométrie de masse / 4 ABCA / SERCON ELEMENTA        | MOS-PHY-200                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | ANTIGENE DE LEGIONELLA PNEUMOPHILA<br>SEROGROUPE 1 - RECHERCHE | Urines                                                                                                                           | Immunochromatographie / technique manuelle / -           | MOS-MIC-055                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | ANTIGENE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE -<br>RECHERCHE               | LCR; Liquide pleural;<br>Sérum; Urines                                                                                           | Immunochromatographie / technique manuelle / -           | MOS-MIC-115                                               |                                                                                                                          |

## BM BA02 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / BACTÉRIOLOGIE SPÉCIALISÉE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>                                                                                                                                                                        | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                      | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | ADN DE BORDETELLA PERTUSSIS - RECHERCHE           | Sécrétions nasopharyngées                                                                                                                                                                                                                                                                               | PCR en temps réel / 6 CFX96 / BIORAD                                                          | MOS-BMI-019                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | ADN DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS - RECHERCHE     | Prélèvement respiratoire; Crachats; Aspiration bronchique; Tubages; Expectoration; Liquide broncho alvéolaire; Sang total EDTA; Liquide de ponction; Liquide pleural; Liquide d'ascite; Liquide articulaire; Liquide péricardique; Humeur aqueuse; Liquide Céphalo Rachidien; Urines; Biopsies diverses | PCR en temps réel / 1 Chemagic 360+ 1 Janus 63 + 1 Light Cyclor 480 II / Roche / Perkin Elmer | MOS-BMI-044                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | ADN DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS - RECHERCHE     | Prélèvement respiratoire; Crachats; Aspiration bronchique; Tubages; Expectoration; Liquide broncho alvéolaire; Sang total EDTA; Liquide de ponction; Liquide pleural; Liquide d'ascite; Liquide articulaire; Liquide péricardique; Humeur aqueuse; Liquide Céphalo Rachidien; Urines; Biopsies diverses | PCR en temps réel / 1 Chemagic 360+ 1 Janus 63 + 1 Light Cyclor 480 II / Roche / Perkin Elmer | MOS-BMI-044                                               |                                                                                                                          |

## BM BA02 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / BACTÉRIOLOGIE SPÉCIALISÉE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                                                         | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>                         | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                                                 | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila - RECHERCHE                           | Aspiration nasale; écouvillon nasopharyngé, Prélèvement respiratoire                                                                                  | PCR en temps réel / 3 CFX 96 / 2 JANUS / 2 CHEMAGIC 360 / BIORAD / PERKIN ELMER                                                                          | MOS-BMI-086                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | Chlamydia pneumoniae - RECHERCHE                                                                          | Aspiration nasale; aspiration bronchique, écouvillon nasopharyngé, LBA, Prélèvement respiratoire, LCR                                                 | PCR en temps réel / 3 CFX 96 / 2 JANUS / 2 CHEMAGIC 360 / BIORAD / PERKIN ELMER                                                                          | MOS-BMI-086                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | CHLAMYDIA TRACHOMATIS - RECHERCHE                                                                         | Aspiration nasale; Biopsie; Ecouvillon nasopharyngé; Liquide de ponction; Prélèvement anal; Prélèvement génital; Prélèvement oculaire; Sperme; Urines | Amplification génomique TMA (Transcription mediated amplification) / PANTHER 1: 10182 / PANTHER 2: 10272 / PANTHER 3: 10273 / PANTHER 4: 03808 / HOLOGIC | MOS-BMI-124                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | Haemophilus influenzae, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae - RECHERCHE | Aspiration nasale; LBA                                                                                                                                | PCR en temps réel / 3 CFX 96 / 2 JANUS / 2 CHEMAGIC 360 / BIORAD / PERKIN ELMER                                                                          | MOS-BMI-086                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | HELICOBACTER PYLORI AUX FLUOROQUINOLONES ET A LA CLARITHROMYCINE - RECHERCHE                              | Biopsie; Souche                                                                                                                                       | PCR+Hybridation / 2 AUTOLIPA 48 / INNOGENETICS                                                                                                           | MOS-MIC-125                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | Legionella pneumophila - RECHERCHE                                                                        | Aspiration nasale; aspiration bronchique, écouvillon nasopharyngé, LBA, Prélèvement respiratoire, LCR                                                 | PCR en temps réel / 3 CFX 96 / 2 JANUS / 2 CHEMAGIC 360 / BIORAD / PERKIN ELMER                                                                          | MOS-BMI-086                                               |                                                                                                                       |

## BM BA02 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / BACTÉRIOLOGIE SPÉCIALISÉE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                                                    | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>      | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                                                 | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | MYCOBACTERIES NON TUBERCULEUSES - IDENTIFICATION                                                     | Culture de mycobactéries                                                                                                           | Hybridation / 4 thermocycleurs (1 ProFlex + 2 VERITI+1 VERITI Pro) / 2 Auto-Lipa 48 / APPLIED BIOSYSTEM / FUJIREBIO                                      | MOS-MIC-008                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | Mycoplasma pneumoniae, - RECHERCHE                                                                   | Aspiration nasale; aspiration bronchique, écouvillon nasopharyngé, LBA, Prélèvement respiratoire, LCR                              | PCR en temps réel / 3 CFX 96 / 2 JANUS / 2 CHEMAGIC 360 / BIORAD / PERKIN ELMER                                                                          | MOS-BMI-086                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | NEISSERIA GONORRHOEAE - RECHERCHE                                                                    | Biopsie; Ecouvillon nasopharyngé; Liquide de ponction; Prélèvement anal; Prélèvement génital; Prélèvement oculaire; Sperme, Urines | Amplification génomique TMA (Transcription mediated amplification) / PANTHER 1: 10182 / PANTHER 2: 10272 / PANTHER 3: 10273 / PANTHER 4: 03808 / HOLOGIC | MOS-BMI-124                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | RESISTANCE DES MYCOBACTERIES DU COMPLEXE TUBERCULOSIS A L'ISONIAZIDE ET A LA RIFAMPICINE - RECHERCHE | Souche                                                                                                                             | PCR+Hybridation / 2 AUTOLIPA 48 / INNOGENETICS                                                                                                           | MOS-MIC-116                                               |                                                                                                                       |

## BM PM01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE SPÉCIALISÉE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>         | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                               | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | CHAMPIGNONS FILAMENTEUX et DERMATOPHYTES - IDENTIFICATION | Souche                                                                                                                        | Examen direct+ Culture manuelle+ incubation+ lecture manuelle / technique manuelle / - | MOS-MIC-061                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | CHAMPIGNONS FILAMENTEUX et DERMATOPHYTES - RECHERCHE      | Biopsie; Expectoration; Liquide de ponction; Pus; Selles; Tissu(s); Urines                                                    | Examen direct+ Culture manuelle+ incubation+ lecture manuelle / technique manuelle / - | MOS-MIC-060                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | CHAMPIGNONS FILAMENTEUX et DERMATOPHYTES - RECHERCHE      | Biopsie; Expectoration; Liquide de ponction; Pus; Selles; Tissu(s); Urines                                                    | Examen direct+ Culture manuelle+ incubation+ lecture manuelle / technique manuelle / - | MOS-MIC-060                                               |                                                                                                                       |

## BM PM02 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE SPÉCIALISÉE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>   | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | PNEUMOCYSTIS JIROVECI - RECHERCHE ET QUANTIFICATION | Aspiration bronchique.<br>Expectoration; Liquide broncho alvéolaire                                                              | PCR en temps réel / 2 ELITECH INGENIUS / ELITechGroup    | MOS-BMI-091                                               |                                                                                                                          |

## BM PM04 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE SPÉCIALISÉE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | TOXOPLASMA GONDII - RECHERCHE                     | Biopsie; LCR; Liquide amniotique; Liquide broncho alvéolaire; Sang fœtal; Sang total EDTA                                        | PCR en temps réel / 1 CFX96 / BIORAD                     | MOS-BMI-016                                               |                                                                                                                          |

## BM PM07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE SPÉCIALISÉE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                             | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | Ac anti-Aspergillus fumigatus - RECHERCHE ET IDENTIFICATION                   | Sérum                                                                                                                         | Immunoélectrophorèse / 3 GENERATEURS / BECKMAN COULTER   | MOS-I2M-044                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | Ac anti-Candida albicans - RECHERCHE ET IDENTIFICATION                        | Sérum                                                                                                                         | Immunoélectrophorèse / 3 GENERATEURS / BECKMAN COULTER   | MOS-I2M-044                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | Ac anti-Saccharomonospora viridis - RECHERCHE ET IDENTIFICATION               | Sérum                                                                                                                         | Immunoélectrophorèse / 3 GENERATEURS / BECKMAN COULTER   | MOS-I2M-044                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | Ac anti-Saccharopolyspora rectivirgula - RECHERCHE ET IDENTIFICATION          | Sérum                                                                                                                         | Immunoélectrophorèse / 3 GENERATEURS / BECKMAN COULTER   | MOS-I2M-044                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | Ac anti-sérum de pigeon<br>Immunoélectrophorèse - RECHERCHE ET IDENTIFICATION | Sérum                                                                                                                         | Immunoélectrophorèse / 3 GENERATEURS / BECKMAN COULTER   | MOS-I2M-044                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | Ac anti-Thermoactinomyces vulgaris - RECHERCHE ET IDENTIFICATION              | Sérum                                                                                                                         | Immunoélectrophorèse / 3 GENERATEURS / BECKMAN COULTER   | MOS-I2M-044                                               |                                                                                                                       |

## BM VB01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / VIROLOGIE SPÉCIALISÉE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>     | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>                      | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                                                 | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | ADENOVIRUS ADN - RECHERCHE ET/OU QUANTIFICATION       | Biopsie; LCR; Moelle EDTA; Plasma EDTA; Prélèvement respiratoire; Urines; Prélèvement conjonctival: Humeur aqueuse; Sang total EDTA; Selles; Sérum | PCR en temps réel / 2 EliteInGenius + 1 EliteBeGenius / ELITechGroup                                                                                     | MOS-BMI-048                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ADN DES POLYOMAVIRUS JC - RECHERCHE OU QUANTIFICATION | LCR; Sérum; Plasma EDTA; Urines                                                                                                                    | PCR en temps réel / 3 ELITECH INGENIUS / ELITechGroup                                                                                                    | MOS-BMI-061                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ADN DU CYTOMEGALOVIRUS - RECHERCHE ET QUANTIFICATION  | Plasma EDTA                                                                                                                                        | PCR en temps réel / 1 COBAS 8800 / ROCHE                                                                                                                 | MOS-BMI-075                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ADN DU CYTOMEGALOVIRUS - RECHERCHE ET QUANTIFICATION  | Plasma EDTA; Sang total EDTA; Urines                                                                                                               | Amplification génomique TMA (Transcription mediated amplification) / PANTHER 1: 10182 / PANTHER 2: 10272 / PANTHER 3: 10273 / PANTHER 4: 03808 / HOLOGIC | MOS-BMI-124                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ADN DU CYTOMEGALOVIRUS - RECHERCHE ET QUANTIFICATION  | Biopsie; Liquide amniotique; Plasma EDTA; Prélèvement respiratoire; Salive; Sang fœtal; Sang total EDTA; Urines; Liquide de ponction               | Amplification génomique TMA (Transcription mediated amplification) / PANTHER 1: 10182 / PANTHER 2: 10272 / PANTHER 3: 10273 / PANTHER 4: 03808 / HOLOGIC | MOS-BMI-124                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ADN DU CYTOMEGALOVIRUS - RECHERCHE ET QUANTIFICATION  | LCR                                                                                                                                                | PCR en temps réel / 1 EliteInGenius + 1 EliteBeGenius / ELITechGroup / ELITechGroup                                                                      | MOS-BMI-126                                               |                                                                                                                       |

## BM VB01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / VIROLOGIE SPÉCIALISÉE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                                                    | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>            | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                                                 | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | ADN DU CYTOMEGALOVIRUS - RECHERCHE ET QUANTIFICATION                                                 | Salive; Urines                                                                                                                           | Amplification génomique TMA (Transcription mediated amplification) / PANTHER 1: 10182 / PANTHER 2: 10272 / PANTHER 3: 10273 / PANTHER 4: 03808 / HOLOGIC | MOS-BMI-124                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ADN DU POLYOMAVIRUS BK - RECHERCHE OU QUANTIFICATION                                                 | Biopsie; LCR; Sérum; Plasma EDTA; Urines                                                                                                 | PCR en temps réel / 3 ELITECH INGENIUS / ELITechGroup                                                                                                    | MOS-BMI-072                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ADN DU VIRUS D'EPSTEIN BARR - RECHERCHE ET QUANTIFICATION                                            | Biopsie; LCR; Moelle EDTA; Prélèvement respiratoire; Sang total EDTA                                                                     | PCR en temps réel / 4 EliteInGenius + 1 EliteBeGenius / ELITechGroup                                                                                     | MOS-BMI-053                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ADN DU VIRUS DE L'HEPATITE B - RECHERCHE ET QUANTIFICATION                                           | Plasma EDTA; Sérum                                                                                                                       | Amplification génomique TMA (Transcription mediated amplification) / PANTHER 1: 10182 / PANTHER 2: 10272 / PANTHER 3: 10273 / PANTHER 4: 03808 / HOLOGIC | MOS-BMI-124                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ADN DU VIRUS DE L'HEPATITE B - RECHERCHE ET QUANTIFICATION                                           | Plasma EDTA; Sérum                                                                                                                       | PCR en temps réel / 1 COBAS 8800 / ROCHE                                                                                                                 | MOS-BMI-062                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ARN DU SARS COV 2 des virus de la grippe A et B et du Virus Respiratoire Syncytial (VRS) - RECHERCHE | Aspiration nasopharyngée; Aspiration bronchique; Prélèvements respiratoires; Liquide broncho-alvéolaire; Ecouvillon nasopharyngé, Salive | PCR en temps réel / 3 CFX96 / BIORAD                                                                                                                     | MOS-BMI-118                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ARN DU VIRUS DE L'HEPATITE C - RECHERCHE OU QUANTIFICATION                                           | Plasma EDTA; Sérum                                                                                                                       | Amplification génomique TMA (Transcription mediated amplification) / PANTHER 1: 10182 / PANTHER 2: 10272 / PANTHER 3: 10273 / PANTHER 4: 03808 / HOLOGIC | MOS-BMI-124                                               |                                                                                                                       |

## BM VB01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / VIROLOGIE SPÉCIALISÉE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                                                                                                                                                    | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                                                 | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | ARN DU VIRUS DE L'HEPATITE C - RECHERCHE OU QUANTIFICATION                                                                                                                                           | Plasma EDTA; Sérum                                                                                                            | PCR en temps réel / 2 COBAS 8800 / ROCHE                                                                                                                 | MOS-BMI-009                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ARN DU VIRUS DE L'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE 1 (VIH-1) - RECHERCHE ET QUANTIFICATION                                                                                                                   | LCR. Plasma EDTA                                                                                                              | Amplification génomique TMA (Transcription mediated amplification) / PANTHER 1: 10182 / PANTHER 2: 10272 / PANTHER 3: 10273 / PANTHER 4: 03808 / HOLOGIC | MOS-BMI-124                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ARN DU VIRUS DE L'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE 1 (VIH-1) - RECHERCHE ET QUANTIFICATION                                                                                                                   | Plasma EDTA                                                                                                                   | PCR en temps réel / 1 COBAS 8800 / ROCHE                                                                                                                 | MOS-BMI-026                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ARN DU VIRUS DE WEST NILE - RECHERCHE                                                                                                                                                                | LCR; Sérum; Plasma EDTA; Urines                                                                                               | PCR en temps réel / 1 LIGHT CYCLER 480 II / ROCHE                                                                                                        | MOS-BMI-213                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | ARN DU VIRUS ZIKA - RECHERCHE                                                                                                                                                                        | Humeur acqueuse; LCR; Liquide amniotique; Sérum; Plasma EDTA; Sperme; Urines                                                  | PCR en temps réel / 4 CFX96 / BIORAD                                                                                                                     | MOS-BMI-081                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | HEPATITE C - GENOTYPAGE                                                                                                                                                                              | Plasma EDTA                                                                                                                   | PCR en temps réel / 1 COBAS X 4800 / ROCHE                                                                                                               | MOS-BMI-094                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | Métapneumovirus Parainfluenza 1, Parainfluenza 2, Parainfluenza 3, Parainfluenza 4, Adénovirus, Entérovirus, Rhinovirus, Coronavirus 229E, Coronavirus NL63, Coronavirus OC43, Bocavirus - RECHERCHE | Aspiration nasale; aspiration bronchique, écouvillon nasopharyngé, LBA, Prélèvement respiratoire                              | PCR en temps réel / 3 CFX 96 / 2 JANUS / 2 CHEMAGIC 360 / BIORAD / PERKIN ELMER                                                                          | MOS-BMI-086                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | PAPILLOMAVIRUS HUMAIN - RECHERCHE                                                                                                                                                                    | Prélèvement anal; Prélèvement endo cervical; Prélèvement vaginal                                                              | PCR en temps réel / 1 Alinity m + 1 Alinity mp / ABBOTT                                                                                                  | MOS-BMI-012                                               | Changement conservation des milieux Cyt-AII, ajout du code HPNEG                                                      |

## BM VB01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / VIROLOGIE SPÉCIALISÉE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>   | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | PAPILLOMAVIRUS HUMAIN - RECHERCHE                 | Prélèvement anal                                                                                                              | PCR en temps réel /<br>1 Alinity m + 1 Alinity mp / ABBOTT | MOS-BMI-012                                               | Changement conservation des milieux Cyt-All, ajout du code HPNEG                                                      |
| LABORATOIRE CERBA | PAPILLOMAVIRUS HUMAIN - RECHERCHE                 | Prélèvement endo cervical                                                                                                     | PCR en temps réel /<br>1 Alinity m + 1 Alinity mp / ABBOTT | MOS-BMI-012                                               | Changement conservation des milieux Cyt-All, ajout du code HPNEG                                                      |
| LABORATOIRE CERBA | PAPILLOMAVIRUS HUMAIN - RECHERCHE                 | Prélèvement vaginal                                                                                                           | PCR en temps réel /<br>1 Alinity m + 1 Alinity mp / ABBOTT | MOS-BMI-012                                               | Changement conservation des milieux Cyt-All, ajout du code HPNEG                                                      |

## BM VB03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / VIROLOGIE SPÉCIALISÉE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | ADENOVIRUS - RECHERCHE                            | Selles                                                                                                                           | Immunochromatographie / technique manuelle / -           | MOS-MIC-017                                               |                                                                                                                          |
| LABORATOIRE CERBA | ROTAVIRUS - RECHERCHE                             | Selles                                                                                                                           | Immunochromatographie / technique manuelle / -           | MOS-MIC-017                                               |                                                                                                                          |

## BM GC01 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>   | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                             | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | CARYOTYPE D'UN LIQUIDE AMNIOTIQUE - TECHNIQUE       | Liquide amniotique                                                                                                            | Mise en culture / 8 INCUBATEUR +LEICA + 4 GSL / VWR                                                  | MOS-GEN-030                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | CARYOTYPE SANGUIN - TECHNIQUE                       | Sang total hépariné                                                                                                           | Mise en culture / 8 INCUBATEURS LEICA + 4 GSL + 3 HANABI P2+ et 2 Hanabi PV / JOUAN/HERACELL/HERAEUS | MOS-GEN-052                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | CARYOTYPE SANGUIN - TECHNIQUE                       | Sang foetal                                                                                                                   | Mise en culture / 8 INCUBATEURS LEICA + 4 GSL + 3 HANABI P2+ et 2 Hanabi PV / JOUAN/HERACELL/HERAEUS | MOS-GEN-052                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | CARYOTYPE SANGUIN - TECHNIQUE                       | Sang total EDTA; Sang total hépariné                                                                                          | Mise en culture / 8 INCUBATEURS LEICA + 4 GSL + 3 HANABI P2+ et 2 Hanabi PV / JOUAN/HERACELL/HERAEUS | MOS-GEN-052                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | CARYOTYPE SANGUIN - TECHNIQUE                       | Sang total hépariné                                                                                                           | Mise en culture / 8 INCUBATEURS LEICA + 4 GSL + 3 HANABI P2+ et 2 Hanabi PV / JOUAN/HERACELL/HERAEUS | MOS-GEN-052                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | Caryotype sur Villosité chorale - TECHNIQUE         | Villosités chorales                                                                                                           | Mise en culture / 5 INCUBATEUR+ LEICA + 4 GSL / HERACELL/HERAEUS                                     | MOS-GEN-077                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | Caryotype sur Villosité chorale - TECHNIQUE DIRECTE | Villosités chorales                                                                                                           | Mise en culture / 5 INCUBATEUR+ LEICA + 4 GSL / HERACELL/HERAEUS                                     | MOS-GEN-077                                               |                                                                                                                       |

## BM GC02 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                      | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                    | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | FISH INTERPHASIQUE : Diagnostic rapide d'aneuploïdie - DIAGNOSTIC      | Liquide amniotique;<br>Sang total hépariné;<br>Sang fœtal hépariné;<br>Biopsie de trophoblaste                                | Hybridation moléculaire fluorescente in situ / 2 VIP 2000<br>2 ASI / ABBOTT | MOS-GEN-177                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | FISH INTERPHASIQUE : Diagnostic rapide d'aneuploïdie - DIAGNOSTIC      | Liquide amniotique                                                                                                            | Hybridation moléculaire fluorescente in situ / 2 VIP 2000<br>2 ASI / ABBOTT | MOS-GEN-177                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | FISH INTERPHASIQUE : Syndrome microdélétionnel sur noyaux - DIAGNOSTIC | Liquide amniotique;<br>Sang total hépariné;<br>Sang fœtal hépariné;<br>Biopsie de trophoblaste                                | Hybridation moléculaire fluorescente in situ / 2 VIP 2000<br>2 ASI / ABBOTT | MOS-GEN-177                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | FISH METAPHASIQUE : Syndrome microdélétionnel - DIAGNOSTIC             | Liquide amniotique;<br>Sang total hépariné;<br>Sang fœtal hépariné;<br>Biopsie de trophoblaste, placenta, culot cellulaire    | Hybridation moléculaire fluorescente in situ / 2 VIP 2000<br>2 ASI / ABBOTT | MOS-GEN-177                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | FISH METAPHASIQUE : Syndrome microdélétionnel - DIAGNOSTIC             | Liquide amniotique;<br>Sang total hépariné;<br>Sang fœtal hépariné;<br>Biopsie de trophoblaste, placenta, culot cellulaire    | Hybridation moléculaire fluorescente in situ / 2 VIP 2000<br>2 ASI / ABBOTT | MOS-GEN-177                                               |                                                                                                                       |

## BM GC03 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>    | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                              | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | EXONS 7 ET 8 DES GENES SMN1 ET SMN2 - QUANTIFICATION | Liquide amniotique;<br>Sang fœtal; Sang total<br>EDTA; Villosités<br>choriales                                                   | PCR digitale / 1 AUTO DG + 1 C1000 /<br>1 QX 200 Droplet Reader / TOUCH<br>THERMAL CYCLER /<br>BIORAD | MOS-BMG-213                                               |                                                                                                                          |

## BM GC04 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>             | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                  | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | ALPHA 1 ANTITRYPSINE - GENOTYPAGE                             |                                                                                                                               | Séquencage /<br>2 Séquenceur 3500xL DX / APPLIED BIOSYSTEMS               | MOS-BMG-014                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | APOLIPOPROTEINE E - GENOTYPAGE                                | Sang total EDTA                                                                                                               | Séquencage / 2 Séquenceur 3500xL DX / Applied Biosystems                  | MOS-BMG-017                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | DYSAUTOMIE FAMILIALE - RECHERCHE                              |                                                                                                                               | Séquencage /<br>2 Séquenceur 3500xl DX / APPLIED BIOSYSTEMS               | MOS-BMG-144                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | FIEVRE MEDITERRANEENNE FAMILIALE - Etude complète - RECHERCHE | Sang total EDTA                                                                                                               | Séquencage / 2 Séquenceur 3500xL DX / APPLIED BIOSYSTEMS                  | MOS-BMG-066                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | FIEVRE MEDITERRANEENNE FAMILIALE étude ciblée - RECHERCHE     | Sang total EDTA                                                                                                               | Séquencage / 2 Séquenceur 3500xL DX / APPLIED BIOSYSTEMS                  | MOS-BMG-066                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | INTOLERANCE PRIMAIRE AU LACTOSE - RECHERCHE                   | Sang total EDTA                                                                                                               | Séquencage / 2 Séquenceur 3500xl DX / Applied Biosystems                  | MOS-BMG-158                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | MALADIE DE CANAVAN - RECHERCHE                                |                                                                                                                               | Séquencage / 2 Séquenceurs 3500dx / APPLIED BIOSYSTEMS                    | MOS-BMG-142                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | MALADIE DE TAY SACHS - RECHERCHE                              |                                                                                                                               | Séquencage / 2 séquenceurs 3500 DX / APPLIED BIOSYSTEMS                   | MOS-BMG-143                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | MICRODELETION DU CHROMOSOME Y - RECHERCHE                     | Sang total EDTA                                                                                                               | PCR / 2 séquenceurs 3500xL Dx Genetic Analyseur / APPLIED BIOSYSTEMS      | MOS-BMG-059                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | MUTATION DU GENE CFTR - RECHERCHE                             | Liquide amniotique;<br>Sang fœtal; Sang total EDTA; Villosités choriales                                                      | Séquencage / 2 Séquenceur 3500xL Dx Genetic Analyser / Applied Biosystems | MOS-BMG-108                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | MUTATION DU GENE CFTR - RECHERCHE                             | Liquide amniotique;<br>Sang total EDTA; Villosités choriales                                                                  | Séquencage / 2 Séquenceur 3500xL Dx Genetic Analyser / Applied Biosystems | MOS-BMG-108                                               |                                                                                                                       |

## BM GC04 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                    | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                     | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | UGT1A1 - GENOTYPAGE                                                  | Sang total EDTA                                                                                                               | PCR Analyse de fragments / 2 séquenceurs<br>3500Dx XL Genetic Analyse / APPLIED BIOSYSTEMS   | MOS-BMG-120                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | UGT1A1 ET DIAGNOSTIC GENETIQUE DE LA MALADIE DE GILBERT - GENOTYPAGE | Sang total EDTA                                                                                                               | PCR Analyse de fragments / 2 séquenceurs<br>3500 Dx XL Genetic Analyser / APPLIED BIOSYSTEMS | MOS-BMG-141                                               |                                                                                                                       |

## BM GC05 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                 | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | SEXE FŒTAL - DETERMINATION                        | Sang total                                                                                                                    | PCR en temps réel / 1 LIGHT CYCLER 480 / ROCHE                                                                           | MOS-BMG-090                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | SYNDROMES D'ANGELMAN - RECHERCHE                  | Liquide amniotique;<br>Sang total EDTA                                                                                        | PCR en temps réel / 2 LightCycler 480 / 5 thermocycleurs ABI 9700 / 8 thermocycleurs Veriti / ROCHE / APPLIED BIOSYSTEMS | MOS-BMG-145                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | SYNDROMES DE PRADER WILLI - RECHERCHE             | Liquide amniotique.<br>Sang total EDTA                                                                                        | PCR en temps réel / 2 LIGHT CYCLER 480 / ROCHE                                                                           | MOS-BMG-038                                               |                                                                                                                       |

## BM GC07 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                                                                                                         | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | MUTATIONS DE LA MUCOVISCIDOSE - RECHERCHE         | Liquide amniotique;<br>Sang total EDTA;<br>Villosités choriales                                                               | Séquençage haut débit / 2 Séquenceur MiSeqDX<br>Bio informatique : ILLUMINA / APPLIED BIOSYSTEMS                                                                                                                 | MOS-BMG-204                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | TRISOMIE 13, 18, 21 - RECHERCHE                   | Sang total                                                                                                                    | Séquençage haut débit / 2 ML Star / HAMILTON, 1 SpectraMax gemini XSP /Molecular Devices , 6 séquenceurs NexSeq DX / ILLUMINA<br>Bio informatique : ILLUMINA / HAMILTON, 1 /MOLECULAR DEVICES Devices / ILLUMINA | MOS-BMG-170                                               |                                                                                                                       |

## BM GS01 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE SOMATIQUE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                           | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | CARYOTYPE ONCO HEMATOLOGIQUE - TECHNIQUE          | Moelle héparinate lithium; Sang total hépariné                                                                                | Mise en culture / 10 INCUBATEUR + 4 GSL + 2 HANABI / VWR<br>LEICA<br>TRANSGENOMICS | MOS-GEN-062                                               |                                                                                                                       |

## BM GS02 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE SOMATIQUE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>         | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                                   | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | FISH EN ONCO-HEMATOLOGIE - FISH                   | Ganglion; Moelle héparinate lithium; Sang total hépariné; Moelle EDTA; Frottis; Lame; Liquide d'ascite; Liquide pleural; Rate; tumeur | Hybridation moléculaire fluorescente in situ / 2 VIP 2000/ 2 ASI / 5 AUTOMACS / 2 CellWriter Biodot / ABBOTT /ADS BIOTECH /MILTENY /BIODOT | MOS-GEN-180                                               |                                                                                                                       |

## BM GS04 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE SOMATIQUE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>         | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                               | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | MUTATION DANS LE GENE CALR - RECHERCHE                    | Moelle EDTA; Sang total EDTA                                                                                                  | PCR Analyse de fragments / 2 séquenceurs 3500xL DX Genetic Analyser / APPLIED BIOSYSTEMS                                               | MOS-BMG-193                                               |                                                                                                                       |
| LABORATOIRE CERBA | MUTATION V617F DU GENE JAK2 - RECHERCHE ET QUANTIFICATION | Moelle EDTA. Sang total EDTA                                                                                                  | PCR digitale / 1 Auto DG+ 1 C1000 Touch Thermal Cycler+ 1 QX 200 Droplet Reader + 2 Chemagic 360 et 2 Janus G3 / BIORAD / PERKIN ELMER | MOS-BMG-149                                               |                                                                                                                       |

## LT PB03 - LIEUX DE TRAVAIL - BIOLOGIE MEDICALE / VALEURS LIMITES BIOLOGIQUES / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

| Site              | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE CERBA | PLOMB SANGUIN - DOSAGE                            | Sang total EDTA; Sang total hépariné                                                                                             | ICP-MS / 1 ICPMS 7700 et 1 ICPMS 7800 / AGILENT          | MOS-PHY-224                                               |                                                                                                                          |