



Portée détaillée v.31 de l'attestation N° 8-1034

Detailed scope v.31 of the attestation N° 8-1034

Date de publication / Publish date: 28/08/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

SYNLAB OXABIO

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	1-25 Dihydroxy-Vitamine D	Sang	Chimiluminescence Liaison XL 2 - DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_039 03-A-ANI-7I_019	
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	ACE (Ag Carcino-Embryonnaire)	Sang	Immunoenzymatique chimiluminescente DXI9000 1 et DXI9000 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_042 03-A-ANI-7I_017	Portée flexible (changement d'automate / même méthode que DXI800 - BECKMAN) Mise en routine le 5/11/2024
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Acide lactique	Sang	Colorimétrie enzymatique DxC 700 AU 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Acide urique	Sang	Uricase PAP DxC 700 AU 1 et 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Acide urique urinaire	Urines	Uricase PAP DxC 700 AU 1 et 2 – Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Acide Valproïque (Depakine)	Sang	Immunodosage enzymatique en phase homogène DxC 700 AU 1 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	ACTH (Cortocotrophine)	Sang	Immunoluminométrie Liaison XL 2 - DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_039 03-A-ANI-7I_019	
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	AFP (Alpha Foeto-Protéine)	Sang	Immunoenzymatique chimiluminescente DXI9000 1 et DXI9000 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_042 03-A-ANI-7I_017	Portée flexible (changement d'automate / même méthode que DXI800 - BECKMAN) Mise en routine le 5/11/2024
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Albumine	Sang	Vert de Bromocrésol DxC 700 AU 1 et 2- Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Albumine urinaire	Urines	Immunoturbidimétrie DxC 700 AU 1 et 2 – Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Aldostérone	Sang	Chimiluminescence Liaison XL 2 - DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_039 03-A-ANI-7I_019	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Alpha 1 antitrypsine	Sang	Test immuno-turbidimétrique DxC 700 AU 2 – Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Amphétamines urinaires	Urines	Colorimétrie : bêta galactosidase DxC 700 AU 1– Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Androstenedione Delta 4	Sang	Chimiluminescence Liaison XL 2 - DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_039 03-A-ANI-7I_019	Réécriture de cette ligne supprimée par erreur lors de la suppression de la gastrine Changement d'automate (passage sur Liaison XL 2) Mise en routine le 05/06/2023
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Antigène CA 15-3	Sang	Immunoenzymatique chimiluminescente DXI9000 1 et DXI9000 2- Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_042 03-A-ANI-7I_017	Portée flexible (changement d'automate / même méthode que DXI800 - BECKMAN) Mise en routine le 5/11/2024
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Antigène CA 19-9	Sang	Immunoenzymatique chimiluminescente DXI9000 1 et DXI9000 2- Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_042 03-A-ANI-7I_017	Portée flexible (changement d'automate / même méthode que DXI800 - BECKMAN) Mise en routine le 5/11/2024
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Antigène CA 125	Sang	Immunoenzymatique chimiluminescente DXI9000 1 et DXI9000 2- Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_042 03-A-ANI-7I_017	Portée flexible (changement d'automate / même méthode que DXI800 - BECKMAN) Mise en routine le 5/11/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Antistreptolysine 0 (ASLO)	Sang	Immuno-turbidimétrique DxC 700 AU 2 - BECKMAN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Apolipoprotéine A1	Sang	Immunoturbidimétrie DxC 700 AU 1 et 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Benzodiazepines urinaires	Urines	Dosage immunitaire enzymatique DxC 700 AU 1 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Beta-2 Microglobuline	Sang	Test immuno-turbidimétrique DxC 700 AU 2- Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Beta HCG	Sang	Immunoenzymatique chimiluminescente DXI9000 1 et DXI9000 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_078	Portée flexible (ajout automate / même méthode que DXI800 - BECKMAN) Mise en routine de l'analyse sur DXI9000 le 13/06/2024 Mise en routine sur DXI9000 2 le 26/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Bilirubine conjuguée (Directe)	Sang	DPD DxC 700 AU 1 et 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Bilirubine libre (Indirecte)	Sang	DPD DxC 700 AU 1 et 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	BNP (Peptide Natriurétique type B)	Sang	Immunoenzymatique DXI9000 1 et DXI9000 2- Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_042 03-A-ANI-7I_017	L'analyse anciennement réalisée sur DXI800 2 - BECKMAN a été basculée à partir du 21/04/2026 sur DXI 9000 1 (back up) DXI 9000 2 (routine) - BECKMAN selon la portée flexible
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Calcitonine	Sang	Chimiluminescence Liaison XL 2 - DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_039 03-A-ANI-7I_019	
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Calcium	Sang	Arsenazo III DxC 700 AU 1 et 2 – Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Calcium urinaire	Urines	Arsenazo III DxC 700 AU 1 et 2 – Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Calprotectine	Selles	dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL 2 - DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_039 03-A-ANI-7I_019	Ajout d'analyse sur l'automate Liaison XL 2 (DIASORIN) selon la portée flexible Mise en routine le 16/07/2024
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Cannabinoïdes (THC) urinaires	Urines	Colorimétrie : bêta galactosidase DxC 700 AU 1– Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Carbamazepine (Tegretol)	Sang	Immunodosage enzymatique en phase homogène DxC 700 AU 1 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Chlore	Sang	Potentiométrie indirecte DxC 700 AU 1 et 2 – Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Chlore urinaire	Urines	Potentiométrie indirecte DxC 700 AU 1 et 2– Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Cholesterol HDL	Sang	Immuno inhibition directe DxC 700 AU 1 et 2 – Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Cholesterol LDL	Sang	CHO - PAP DxC 700 AU 1 et 2 – Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Cholesterol total	Sang	CHO - PAP DxC 700 AU 1 et 2– Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Cocainique urinaires	Urines	Colorimétrie : béta galactosidase DxC 700 AU 1 – Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Cortisol	Sang	Immunoenzymatique chimioluminescente DXI9000 1 et DXI9000 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_078	Ajout d'analyse selon la portée flexible Mise en routine sur DXI9000 1 le 21/11/2023 Mise en routine sur DXI9000 2 le 26/09/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Creatine Phosphokinase (CPK)	Sang	(NAC) - IFCC DxC 700 AU 1 et 2- Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Créatinine	Sang	Enzymatique DxC 700 AU 1 et 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022 Le 19/6/2025 : changement de méthode pour ce paramètre. Ancienne méthode : Jaffé cinétique avec compensation- traçabilité IDMS Nouvelle méthode à partir du 19/6/2025 : méthode enzymatique
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Créatinine urinaire	Urines	Méthode Jaffé cinétique compensée traçabilité IDMS DxC 700 AU 1 et 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Digoxine	Sang	Immunoinhibition DxC 700 AU 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Arrêt du DXI800 1 le 01/07/2024 Passage de la digoxine sur DXC 700 AU 2 selon la portée flexible le 01/07/2024
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Fer	Sang	TPTZ DxC 700 AU 1 et 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Ferritine	Sang	Immunoturbidimétrie DxC 700 AU 1 et 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Folates sériques (Vitamine B9)	Sang	Immunoenzymatique chimioluminescente DXI9000 1 et DXI9000 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_078	Portée flexible (ajout automate / même méthode que DXI800 - BECKMAN) Mise en routine sur DXI9000 1 le 5/4/2024 Mise en routine de l'analyse sur DXI9000 2 le 14/10/2024
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	FSH (Folliculostimuline)	Sang	Immunoenzymatique chimiluminescente DXI9000 1 et DXI9000 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_078	Portée flexible (ajout automate / même méthode que DXI800 - BECKMAN) Mise en routine de l'analyse sur DXI9000 1 le 13/06/2024 Mise en routine de l'analyse sur DXI9000 2 le 14/10/2024
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Gamma-Gluyamyl Transferase (GGT)	Sang	IFCC DxC 700 AU 1 et 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Gaz du sang	Sang	Electrochimie EPOC	03-A-RTM-6I_013 / 10	
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Glucose urinaire	Urines	Technique enzymatique UV Hexokinase- G6PDH DxC 700 AU 1 et 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Glycémie	Sang	Hexokinase DxC 700 AU 1 et 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Haptoglobuline	Sang	Immuniturbidimétrie DxC 700 AU 1 et 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Hormone Anti-Mullerienne (AMH)	Sang	Immunoenzymatique chimiluminescente DXI9000 1 et DXI9000 2- Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_078	Portée flexible (ajout automate / même méthode que DXI800 - BECKMAN) Mise en routine de l'analyse sur DXI9000 1 le 13/06/2024 Mise en routine de l'analyse sur DXI9000 2 le 14/10/2024
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	IgA	Sang	Immunoturbidimétrie DxC 700 AU 2 – Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	IGF 1 (Somatomedine C)	Sang	Chimiluminescence Liaison XL 2 - DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_039 03-A-ANI-7I_019	
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	IgG	Sang	Immunoturbidimétrie DxC 700 AU 2 – Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	IgM	Sang	Immunoturbidimétrie DxC 700 AU 2 – Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Insuline	Sang	Chimiluminescence Liaison XL 2 - DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_039 03-A-ANI-7I_019	
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Lacto-Deshydrogenase (LDH)	Sang	IFCC DxC 700 AU 1 et 2 – Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	LH	Sang	Immunoenzymatique chimiluminescente DXI9000 1 et DXI9000 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_078	Portée flexible (ajout automate / même méthode que DXI800 - BECKMAN) Mise en routine de l'analyse sur DXI9000 1 le 13/06/2024 Mise en routine de l'analyse sur DXI9000 2 le 14/10/2024
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Lipase	Sang	Colorimétrie DxC 700 AU 1 et 2 – Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Magnésium	Sang	Coloration photométrique DxC 700 AU 1 et 2 – Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Ajout d'analyse selon la portée flexible Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Méthadone urinaire	Urines	Colorimétrie : bêta galactosidase DxC 700 AU 1 – Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Neuron Specific Enolase (NSE)	Sang	Chimiluminescence Liaison XL 2 - DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_039 03-A-ANI-7I_019	
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	NT PRO BNP	Sang	Immunoenzymatique chimiluminescente DXI9000 1 et DXI 9000 2 BECKMAN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_078	Ajout d'analyse selon la portée flexible Mise en routine sur DXI9000 1 le 21/11/2023 Mise en routine sur DXI9000 2 le 26/09/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Oestradiol	Sang	Immunoenzymatique chimiluminescente DXI9000 1 et DXI9000 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_078	Portée flexible (ajout automate / même méthode que DXI800 - BECKMAN) Mise en routine de l'analyse sur DXI9000 1 le 13/06/2024 Mise en routine de l'analyse sur DXI9000 2 le 14/10/2024
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Opiaces urinaires	Urines	Colorimétrie : bêta galactosidase DxC 700 AU 1 – Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Orosomucoïde	Sang	Immunoturbidimétrie DxC 700 AU 2– Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Parathormone 1-84 3ème génération	Sang	Chimiluminescence Liaison XL 2 - DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_039 03-A-ANI-7I_019	
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Peptide C	Sang	Chimiluminescence Liaison XL 2 - DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_039 03-A-ANI-7I_019	
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Phosphatases alcalines	Sang	IFCC DxC 700 AU 1 et 2– Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Phosphatases alcalines osseuses	Sang	Chimiluminescence Liaison XL 2 - DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_039 03-A-ANI-7I_019	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Phosphore	Sang	Molybdate, UV DxC 700 AU 1 et 2 – Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Phosphore urinaire	Urines	Molybdate, UV DxC 700 AU 1 et 2 – Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Potassium	Sang	Potentiométrie indirecte DxC 700 AU 1 et 2 – Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Potassium urinaire	Urines	Potentiométrie indirecte DxC 700 AU 1 et 2– Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Procalcitonine (PCT)	Sang	Immunoenzymatique chimiluminescente DXI9000 1 et DXI9000 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_078	Portée flexible (ajout automate / même méthode que DXI800 - BECKMAN) Mise en routine sur DXI9000 1 le 5/4/2024 Mise en routine de l'analyse sur DXI9000 2 le 14/10/2024
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Progestérone	Sang	Immunodosage chimioluminescent DXI9000 1 et DXI9000 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_078	Portée flexible (ajout automate / même méthode que DXI800 - BECKMAN) Mise en routine sur DXI9000 1 le 01/07/2024 Mise en routine de l'analyse sur DXI9000 2 le 14/10/2024
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Prolactine	Sang	Immunoenzymatique chimioluminescente DXI9000 1 et DXI9000 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_078	Portée flexible (ajout automate / même méthode que DXI800 - BECKMAN) Mise en routine sur DXI9000 1 le 01/07/2024 Mise en routine de l'analyse sur DXI9000 2 le 14/10/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Protides totaux	Sang	Biuret DxC 700 AU 1 et 2- Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Protéine C-Réactive (CRP)	Sang	Immunoturbidimétrie - Latex DxC 700 AU 1 et 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Protéine urinaire	Urines	Rouge de pyrogallol DxC 700 AU 1 et 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Préalbumine	Sang	Immunoturbidimétrie DxC 700 AU 1 et 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	PSA Libre	Sang	Immunoenzymatique chimiluminescente DXI9000 1 et DXI9000 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_078	Portée flexible (ajout automate / même méthode que DXI800 - BECKMAN) Mise en routine de l'analyse sur DXI9000 1 le 13/06/2024 Mise en routine sur DXI9000 2 le 26/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	PSA Total	Sang	Immunoenzymatique chimiluminescente DXI9000 1 et DXI9000 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_078	Portée flexible (ajout automate / même méthode que DXI800 - BECKMAN) Mise en routine de l'analyse sur DXI9000 1 le 13/06/2024 Mise en routine sur DXI9000 2 le 26/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Rénine	Sang	Immunoluminométrique Liaison XL 2 - DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_039 03-A-ANI-7I_019	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Réserve Alcaline	Sang	Enzymatique fixée (PEP carboxylase) DxC 700 AU 1 et 2- Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Sex Binding Protein (SBP, TEBG, SHBG)	Sang	Chimiluminescence Liaison XL2 DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-ANI-7I_019	Changement d'automate (passage sur Liaison XL2) Mise en routine le 10/08/2023
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Sodium	Sang	Potentiométrie indirecte DxC 700 AU 1 et 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Sodium urinaire	Urines	Potentiométrie indirecte DxC 700 AU 1 et 2- Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Sulfate de DHEA (S-DHEA)	Sang	Immunoenzymatique chimioluminescente DXI9000 1 et DXI9000 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_078	Portée flexible (ajout automate / même méthode que DXI800 - BECKMAN) Mise en routine sur DXI9000 1 le 5/4/2024 Mise en routine de l'analyse sur DXI9000 2 le 14/10/2024
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	T3L (triiodothyronine libre)	Sang	Immunoenzymatique chimioluminescente DXI9000 1 et DXI9000 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_078	Portée flexible (ajout automate / même méthode que DXI800 - BECKMAN) Mise en routine sur DXI9000 1 le 21/11/2023 Mise en routine sur DXI9000 2 le 26/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	T4L (thyroxine libre)	Sang	Immunoenzymatique chimioluminescente DXI9000 1 et DXI9000 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_078	Changement de référence réactif Mise en routine à partir du 6/3/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Testostérone totale	Sang	Immunoenzymatique chimiluminescente DXI9000 1 et DXI9000 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_078	Portée flexible (ajout automate / même méthode que DXI800 - BECKMAN) Mise en routine sur DXI9000 1 le 5/4/2024 Mise en routine de l'analyse sur DXI9000 2 le 14/10/2024
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Thyroglobuline	Sang	Immunoenzymatique chimiluminescente DXI9000 1 et DXI9000 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_078	Portée flexible (ajout automate / même méthode que DXI800 - BECKMAN) Mise en routine sur DXI9000 1 le 5/4/2024 Mise en routine de l'analyse sur DXI9000 2 le 14/10/2024
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Transaminase TGO (ASAT)	Sang	IFCC DxC 700 AU 1 et 2- Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Transaminase TGP (ALAT)	Sang	IFCC DxC 700 AU 1 et 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Transferrine	Sang	Immunoturbidimétrie DxC 700 AU 1 et 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Triglycérides	Sang	GPO-PAP DxC 700 AU 1 et 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Troponine I HS	Sang	Immunoenzymatique chimiluminescente DXI9000 1 et DXI9000 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_078	Portée flexible (ajout automate / même méthode que DXI800 - BECKMAN) Mise en routine de l'analyse sur DXI9000 1 le 13/06/2024 Mise en routine sur DXI9000 2 le 26/09/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	TSH (Thyréostimuline)	Sang	Immunoenzymatique chimioluminescente DXI9000 1 et DXI9000 2 - BECKMAN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_078	Portée flexible (ajout automate / même méthode que DXI800 - BECKMAN) Mise en routine sur DXI9000 1 le 21/11/2023 Mise en routine sur DXI9000 2 le 26/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Urée	Sang	Technique à l'uréase-GLDH DxC 700 AU 1 et 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Urée urinaire	Urines	Urease - GLDH DxC 700 AU 1 et 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Vitamine B12	Sang	Chimiluminescence DXI9000 1 et DXI9000 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_078	Portée flexible (ajout automate / même méthode que DXI800 - BECKMAN) Mise en routine sur DXI9000 1 le 5/4/2024 Mise en routine de l'analyse sur DXI9000 2 le 14/10/2024
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Vitamine D (25 OH totale D2+D3)	Sang	Immunoenzymatique chimiluminescente DXI9000 1 et DXI9000 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_078	Portée flexible (ajout automate / même méthode que DXI800 - BECKMAN) Mise en routine de l'analyse sur DXI9000 1 le 13/06/2024 Mise en routine de l'analyse sur DXI9000 2 le 14/10/2024

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Recherche : corps cétoniques (acétone)	Urines	Méthode manuelle Tests rapides sur supports solides (bandelettes)	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-ANB-71_002	Mise en routine d'une nouvelle référence à partir du 23/03/2026
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Recherche : densité	Urines	Méthode manuelle Tests rapides sur supports solides(bandelettes)	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-ANB-71_002	Mise en routine d'une nouvelle référence à partir du 23/03/2026
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Recherche : nitrites	Urines	Méthode manuelle Tests rapides sur supports solides (bandelettes)	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-ANB-71_002	Mise en routine d'une nouvelle référence à partir du 23/03/2026
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Recherche : pH	Urines	Méthode manuelle Tests rapides sur supports solides (bandelettes)	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-ANB-71_002	Mise en routine d'une nouvelle référence à partir du 23/03/2026

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Formule sanguine automatisée	Sang	Identification morphologique après coloration par microscopie automatisée CELLAVISION DM1200	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_069 03-A-ANH-7I_010	Ajout selon la portée flexible le 02/08/2021
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Formule sanguine automatisée	Sang	Impédancemétrie Cytométrie en flux Spectrophotométrie YUMIZEN H2500 1 et 2 - HORIBA	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_067	Ajout selon la portée flexible (renouvellement automate) : 22/06/2021
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Formule sanguine manuelle	Sang	Méthode manuelle Identification morphologique après coloration par microscopie	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-ANH-7I_010	
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Hémogramme	Sang	Photométrie, Impédance YUMIZEN H2500 1 et 2 - HORIBA	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_067	Ajout selon la portée flexible (renouvellement automate) : 22/06/2021
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Numération des plaquettes	Sang	Photométrie, Impédance YUMIZEN H2500 1 et 2 - HORIBA	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_067	Ajout selon la portée flexible (renouvellement automate) : 22/06/2021
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Recherche et quantification d'hématies fœtales (Test de Kleihauer)	Sang	Méthode manuelle Méthode cytochimique (Coloration RAL Kleihauer-Betke) Coloration de la lame Lecture de la lame sur microscope	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-ANH-7I_011	Changement de réactif Mise en routine le 25/02/2025
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Réticulocytes	Sang	Photométrie, Impédance YUMIZEN H2500 1 et 2 - HORIBA	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_067	Ajout selon la portée flexible (renouvellement automate) : 22/06/2021

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Vitesse de sédimentation	Sang	Photométrie Capillaire (ALIFAX)	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_005	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	D-dimères	Sang	Immunoturbidimétrie STA RMAX3 et STA COMPACTMAX3 - STAGO	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_065	Ajout selon la portée flexible (renouvellement automate) : 19/12/2020
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Fibrinogène	Sang	Chronométrie STA RMAX3 et STA COMPACTMAX3 - STAGO	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_065	Ajout selon la portée flexible (renouvellement automate) : 19/12/2020
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	TCA	Sang	Chronométrie STA RMAX3 et STA COMPACTMAX3 - STAGO	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_065	Changement de réactif : passage en routine du réactif CKprest le 19/12/2023
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	TP	Sang	Chronométrie STA RMAX3 et STA COMPACTMAX3 - STAGO	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_065	Ajout selon la portée flexible (renouvellement automate) : 19/12/2020

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Groupage sanguin ABO RH1 et RH KEL1	Sang	Méthode automatisée - Hémagglutination sur colonne de microbilles VISION SWIFT - ORTHO	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_080	Mise en route du nouvel automate VISION SWIFT du fournisseur ORTHO le 30/09/2024 (ancien automate = QWALYS EVO du fournisseur DIAGAST)

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Recherche d'Agglutinines Irrégulières Dépistage (RAID)	Sang	Méthode automatisée - Hémagglutination sur colonne de microbilles VISION SWIFT - ORTHO	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_080	Mise en route du nouvel automate VISION SWIFT du fournisseur ORTHO le 30/09/2024 (ancien automate = QWALYS EVO du fournisseur DIAGAST)

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Ac Anti- Thyroglobuline (TG)	Sang	Immunoenzymatiqu ec himioluminescente DXI9000 1 et DXI9000 2 BECKMAN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_078	Réécriture de cette ligne supprimée par erreur par Mme CONNAN du COFRAC Portée flexible (ajout automate / même méthode que DXI800 - BECKMAN) Mise en routine sur DXI9000 1 le 21/11/2023 Mise en routine de l'analyse sur DXI9000 2 le 14/10/2024
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Ac Anti- Thyroperoxyda se (TPO)	Sang	Immunoenzymatiqu ec himioluminescente DXI9000 1 et DXI9000 2 BECKMAN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_078	Réécriture de cette ligne supprimée par erreur par Mme CONNAN du COFRAC Portée flexible (ajout automate / même méthode que DXI800 - BECKMAN) Mise en routine sur DXI9000 1 le 21/11/2023 Mise en routine de l'analyse sur DXI9000 2 le 14/10/2024
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Ac Anti récepteur de la TSH	Sang	Immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL 2 - DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-ANI-7I_019	Ajout d'analyse selon la portée flexible Mise en routine à partir du 2/3/2026
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Facteur Rhumatoïde	Sang	Immunoturbidimétri e DXC700AU 2 BECKMAN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_073	Réécriture de cette ligne supprimée par erreur par Mme CONNAN du COFRAC Renouvellement d'automate (même fournisseur, même réactif) Mise en routine le 23/11/2022

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Détermination quantitative d'anticorps IgG spécifiques dirigés contre la protéine trimérique Spike du SARS-CoV-2	Sang	Chimiluminescence Liaison XL2 - DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_039 03-A-ANI-7I_019	Ajout d'analyse selon la portée flexible (08/06/2021)
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Serodiagnostic d'infection au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) : Antigène VIH-1 p24 (VIH-Ag) Anticorps anti-VIH-1/anti-VIH-2 (VIH-Ab)	Sang	Immunoenzymatique chimiluminescente DXI9000 1 et DXI9000 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_078 03-A-ANI-7I_017	Ajout de l'analyse HIV Ag/Ab sur DXI9000 selon la portée flexible Démarrage en routine le 25/11/2024
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Serodiagnostic d'infection à Cytomegalovirus (CMV) IgG anti CMV et IgM anti CMV	Sang	Immunoenzymatique chimiluminescente DXI 9000 1 DXI9000 2 – Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_078 03-A-ANI-7I_017	L'analyse anciennement réalisée sur DXI800 2 - BECKMAN a été basculée à partir du 21/04/2026 sur DXI 9000 1 (back up) DXI 9000 2 (routine) - BECKMAN selon la portée flexible
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Serodiagnostic d'infection à HTLV I et II Ac anti-HTLV I/II	Sang	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL 3 - DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_039 03-A-ANI-7I_019	Changement d'automate (renouvellement). Mise en routine à partir du 4/8/2026 sur Liaison XL3. Modèle automate (Liaison XL) et fournisseur (Diasorin) inchangés.
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Serodiagnostic de l'hépatite B Anticorps anti-HBs	Sang	Immunoenzymatique chimiluminescente DXI 9000 1 DXI9000 2 – Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_078 03-A-ANI-7I_017	L'analyse anciennement réalisée sur DXI800 2 - BECKMAN a été basculée à partir du 16/06/2026 sur DXI 9000 1 (back up) DXI 9000 2 (routine) - BECKMAN selon la portée flexible
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Serodiagnostic de l'hépatite B Anticorps anti HBc totaux	Sang	Immunoenzymatique chimiluminescente DXI 9000 1 DXI9000 2 – Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_078 03-A-ANI-7I_017	L'analyse anciennement réalisée sur DXI800 2 - BECKMAN a été basculée à partir du 21/04/2026 sur DXI 9000 1 (back up) DXI 9000 2 (routine) - BECKMAN selon la portée flexible

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Serodiagnostics de l'hépatite B Antigène HBs	Sang	Immunoenzymatique chimioluminescente DXI 9000 1 DXI9000 2 – Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_078 03-A-ANI-7I_017	L'analyse anciennement réalisée sur DXI800 2 - BECKMAN a été basculée à partir du 16/06/2026 sur DXI 9000 1 (back up) DXI 9000 2 (routine) - BECKMAN selon la portée flexible
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Serodiagnostics de la rubéole Titre des anticorps IgG	Sang	Immunoenzymatique chimioluminescente DXI 9000 1 DXI9000 2 – Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_078 03-A-ANI-7I_017	L'analyse anciennement réalisée sur DXI800 2 - BECKMAN a été basculée à partir du 21/04/2026 sur DXI 9000 1 (back up) DXI 9000 2 (routine) - BECKMAN selon la portée flexible
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Serodiagnostics de la syphilis Recherche Ac totaux anti-Treponema pallidum	Sang	Chimiluminescence Liaison XL 2 - DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_039 03-A-ANI-7I_019	
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Serodiagnostics de la toxoplasmose Taux des IgG , Index de IgM	Sang	Immunoenzymatique chimioluminescente DXI 9000 1 DXI9000 2 – Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_078 03-A-ANI-7I_017	L'analyse anciennement réalisée sur DXI800 2 - BECKMAN a été basculée à partir du 21/04/2026 sur DXI 9000 1 (back up) DXI 9000 2 (routine) - BECKMAN selon la portée flexible
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Serodiagnostics des borrelioses Confirmation IgM, IgG	Sang	Western blot Autoblot 3000	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-ANI-7I_021	
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Serologie Chlamydia Trachomatis IgG anti Chlamydia Trachomatis	Sang	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL 3 - DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_039 03-A-ANI-7I_019	Changement d'automate (renouvellement). Mise en routine à partir du 4/8/2026 sur Liaison XL3. Modèle automate (Liaison XL) et fournisseur (Diasorin) inchangés.

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Serologie d'Herpes Simplex Virus (HSV 1/2) IgG anti HSZV 1/2	Sang	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL 3 - DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_039 03-A-ANI-7I_019	Changement d'automate (renouvellement). Mise en routine à partir du 4/8/2026 sur Liaison XL3. Modèle automate (Liaison XL) et fournisseur (Diasorin) inchangés.
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Serologie d'Herpes Simplex Virus (HSV 1/2) IgM anti HSZV 1/2	Sang	Immunoluminométrie (CLIA) Liaison XL 3 - DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_039 03-A-ANI-7I_019	Changement d'automate (renouvellement). Mise en routine à partir du 4/8/2026 sur Liaison XL3. Modèle automate (Liaison XL) et fournisseur (Diasorin) inchangés.
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Sérodiagnostic de l'hépatite A (totaux) Anticorps anti-HAV (totaux)	Sang	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL 3 - DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_039 03-A-ANI-7I_019	Ajout d'analyse. Mise en routine à partir du 4/8/2026 sur Liaison XL3.
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Sérodiagnostic de l'hépatite C Anticorps anti-VHC (IgG)	Sang	Immunoenzymatique chimioluminescente DXI9000 1 et DXI9000 2 - Beckman	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_078 03-A-ANI-7I_017	Ajout de l'analyse Anticorps anti-VHC (IgG) sur DXI9000 selon la portée flexible Démarrage en routine sur DXI9000 1 le 7/5/2024 Mise en routine de l'analyse sur DXI9000 2 le 14/10/2024
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Sérologie des borrelioses (maladie de Lyme) IgG anti-B. burgdorferi s.l	Sang	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL 3 - DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_039 03-A-ANI-7I_019	Changement d'automate (renouvellement). Mise en routine à partir du 4/8/2026 sur Liaison XL3. Modèle automate (Liaison XL) et fournisseur (Diasorin) inchangés.

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Sérologie des borrelioses (maladie de Lyme) IgM anti-B. burgdorferi s.l	Sang	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL 3 - DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_039 03-A-ANI-7I_019	Changement d'automate (renouvellement). Mise en routine à partir du 4/8/2026 sur Liaison XL3. Modèle automate (Liaison XL) et fournisseur (Diasorin) inchangés.
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Sérologie Epstein Bars (EBV) IgG anti-EBNA	Sang	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL 3 - DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_039 03-A-ANI-7I_019	Changement d'automate (renouvellement). Mise en routine à partir du 4/8/2026 sur Liaison XL3. Modèle automate (Liaison XL) et fournisseur (Diasorin) inchangés.
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Sérologie Epstein Bars (EBV) IgG anti-VCA	Sang	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL 3 - DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_039 03-A-ANI-7I_019	Changement d'automate (renouvellement). Mise en routine à partir du 4/8/2026 sur Liaison XL3. Modèle automate (Liaison XL) et fournisseur (Diasorin) inchangés.
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Sérologie Epstein Bars (EBV) IgM anti-VCA	Sang	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL 3 - DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_039 03-A-ANI-7I_019	Changement d'automate (renouvellement). Mise en routine à partir du 4/8/2026 sur Liaison XL3. Modèle automate (Liaison XL) et fournisseur (Diasorin) inchangés.
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Sérologie Hélicobacter Pylori IgG anti-Hélicobacter pylori	Sang	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL 3 - DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_039 03-A-ANI-7I_019	Changement d'automate (renouvellement). Mise en routine à partir du 4/8/2026 sur Liaison XL3. Modèle automate (Liaison XL) et fournisseur (Diasorin) inchangés.

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Sérologie Hépatite A (IgM) IgM anti-HAV	Sang	Immunoluminométrique (CLIA) Liaison XL 3 - DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_039 03-A-ANI-7I_019	Changement d'automate (renouvellement). Mise en routine à partir du 4/8/2026 sur Liaison XL3. Modèle automate (Liaison XL) et fournisseur (Diasorin) inchangés.
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Sérologie Hépatite E (IgM) IgM anti-HEV	Sang	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL 3 - DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_039 03-A-ANI-7I_019	Changement d'automate (renouvellement). Mise en routine à partir du 4/8/2026 sur Liaison XL3. Modèle automate (Liaison XL) et fournisseur (Diasorin) inchangés.
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Sérologie mycoplasma pneumoniae IgG anti M. pneumoniae	Sang	Immunoluminométrique (CLIA) Liaison XL 3 - DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_039 03-A-ANI-7I_019	Changement d'automate (renouvellement). Mise en routine à partir du 4/8/2026 sur Liaison XL3. Modèle automate (Liaison XL) et fournisseur (Diasorin) inchangés.
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Sérologie mycoplasma pneumoniae IgM anti M. pneumoniae	Sang	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL 3 - DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_039 03-A-ANI-7I_019	Changement d'automate (renouvellement). Mise en routine à partir du 4/8/2026 sur Liaison XL3. Modèle automate (Liaison XL) et fournisseur (Diasorin) inchangés.
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Sérologie parvovirus B19 IgM anti parvovirus B19	Sang	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL 3 - DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_039 03-A-ANI-7I_019	Changement d'automate (renouvellement). Mise en routine à partir du 4/8/2026 sur Liaison XL3. Modèle automate (Liaison XL) et fournisseur (Diasorin) inchangés.

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Sérologie parvovirus B19 IgG anti parvovirus B19	Sang	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL 3 - DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_039 03-A-ANI-7I_019	Changement d'automate (renouvellement). Mise en routine à partir du 4/8/2026 sur Liaison XL3. Modèle automate (Liaison XL) et fournisseur (Diasorin) inchangés.
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Sérologie Varicelle-Zona (VZV) IgG anti VZV	Sang	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL 3 - DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_039 03-A-ANI-7I_019	Changement d'automate (renouvellement). Mise en routine à partir du 4/8/2026 sur Liaison XL3. Modèle automate (Liaison XL) et fournisseur (Diasorin) inchangés.
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Sérologie Varicelle-Zona (VZV) IgM anti VZV	Sang	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL 3 - DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_039 03-A-ANI-7I_019	Changement d'automate (renouvellement). Mise en routine à partir du 4/8/2026 sur Liaison XL3. Modèle automate (Liaison XL) et fournisseur (Diasorin) inchangés.
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Sérologie virus ourlien (oreillons) IgG anti virus ourlien	Sang	Immunoluminométrique (CLIA) Liaison XL 3 - DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_039 03-A-ANI-7I_019	Changement d'automate (renouvellement). Mise en routine à partir du 4/8/2026 sur Liaison XL3. Modèle automate (Liaison XL) et fournisseur (Diasorin) inchangés.
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Sérologie virus ourlien (oreillons) IgM anti virus ourlien	Sang	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) Liaison XL 3 - DIASORIN	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-RTM-6I_039 03-A-ANI-7I_019	Changement d'automate (renouvellement). Mise en routine à partir du 4/8/2026 sur Liaison XL3. Modèle automate (Liaison XL) et fournisseur (Diasorin) inchangés.

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Recherche et identification d'acides nucléiques d'agents infectieux (Grippe A / B)	Ecouvillonnage nasopharyngé ou de la région nasale antérieure	RT-PCR BD MAX - BD	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-ANM-7I_050	Changement de réactif le 7/8/2024 La référence du nouveau réactif mis en routine le 7/8/2024 est 445215
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Recherche et identification d'acides nucléiques d'agents infectieux (SARS COV 2)	Ecouvillonnage nasopharyngé ou de la région nasale antérieure	RT-PCR BD MAX - BD	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-ANM-7I_050	Changement de réactif le 7/8/2024 La référence du nouveau réactif mis en routine le 7/8/2024 est 445215
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Recherche et identification d'acides nucléiques d'agents infectieux (VRS)	Ecouvillonnage nasopharyngé ou de la région nasale antérieure	RT-PCR BD MAX - BD	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-ANM-7I_050	Changement de réactif le 7/8/2024 La référence du nouveau réactif mis en routine le 7/8/2024 est 445215

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification et numération)	Sang	Examen morphologique microscopique direct après fixation, coloration Frottis mince (Coloration de lame au MGG) -Détermination phénotypique : Immunochromatographie (Palutop)	Fiche technique Réactif, version en vigueur 03-A-ANA-71_008	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site BETHUNE	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (ILAB) Instruction 03-A-PRE-7I_006	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site BETHUNE	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Air expiré	Recueil de l'air expiré avant et après ingestion d'une solution spécifique	Manuel de prélèvement (ILAB) Instruction 03-A-PRE-7I_006	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site BETHUNE	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Sang	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement (ILAB) Instruction 03-A-PRE-7I_006	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site BETHUNE	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Urine	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site BETHUNE	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Peau et Phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site BETHUNE	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Oeil, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site BETHUNE	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Prélèvement gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site BRUAY LA BUISSIÈRE	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (ILAB) Instruction 03-A-PRE-7I_006	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site BRUAY LA BUISSIÈRE	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Air expiré	Recueil de l'air expiré avant et après ingestion d'une solution spécifique	Manuel de prélèvement (ILAB) Instruction 03-A-PRE-7I_006	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site BRUAY LA BUISSIÈRE	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Sang	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement (ILAB) Instruction 03-A-PRE-7I_006	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site BRUAY LA BUISSIÈRE	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Urine	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site BRUAY LA BUISSIÈRE	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Peau et Phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site BRUAY LA BUISSIÈRE	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, OEil, Anus	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site BRUAY LA BUISSIÈRE	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Prélèvement gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site CARNOT	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (ILAB) Instruction 03-A-PRE-7I_006	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site CARNOT	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Air expiré	Recueil de l'air expiré avant et après ingestion d'une solution spécifique	Manuel de prélèvement (ILAB) Instruction 03-A-PRE-7I_006	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site CARNOT	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Sang	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement (ILAB) Instruction 03-A-PRE-7I_006	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site CARNOT	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Urine	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site CARNOT	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Peau et Phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site CARNOT	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Oeil, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site CARNOT	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Prélèvement gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site CAUDRY	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (ILAB) Instruction 03-A-PRE-7I_006	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site CAUDRY	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Air expiré	Recueil de l'air expiré avant et après ingestion d'une solution spécifique	Manuel de prélèvement (ILAB) Instruction 03-A-PRE-7I_006	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site CAUDRY	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Sang	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement (ILAB) Instruction 03-A-PRE-7I_006	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site CAUDRY	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Urine	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site CAUDRY	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Peau et Phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site CAUDRY	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Oeil, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site CAUDRY	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Prélèvement gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site du CENTRE	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (ILAB) Instruction 03-A-PRE-7I_006	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site du CENTRE	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Air expiré	Recueil de l'air expiré avant et après ingestion d'une solution spécifique	Manuel de prélèvement (ILAB) Instruction 03-A-PRE-7I_006	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site du CENTRE	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Sang	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement (ILAB) Instruction 03-A-PRE-7I_006	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site du CENTRE	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Urine	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site du CENTRE	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Peau et Phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site du CENTRE	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Oeil Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site du CENTRE	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Prélèvement gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site HENIN BEAUMONT	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (ILAB) Instruction 03-A-PRE-7I_006	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site HENIN BEAUMONT	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Air expiré	Recueil de l'air expiré avant et après ingestion d'une solution spécifique	Manuel de prélèvement (ILAB) Instruction 03-A-PRE-7I_006	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site HENIN BEAUMONT	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Sang	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement (ILAB) Instruction 03-A-PRE-7I_006	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site HENIN BEAUMONT	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Urine	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site HENIN BEAUMONT	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Peau et Phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site HENIN BEAUMONT	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Oeil, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site HENIN BEAUMONT	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Prélèvement gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - site LEFOREST	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (ILAB) Instruction 03-A-PRE-7I_006	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - site LEFOREST	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Air expiré	Recueil de l'air expiré avant et après ingestion d'une solution spécifique	Manuel de prélèvement (ILAB) Instruction 03-A-PRE-7I_006	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - site LEFOREST	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Sang	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement (ILAB) Instruction 03-A-PRE-7I_006	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - site LEFOREST	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Urine	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - site LEFOREST	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Peau et Phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - site LEFOREST	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Oeil, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - site LEFOREST	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Prélèvement gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site MARTIN-MARTINE	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (ILAB) Instruction 03-A-PRE-7I_006	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site MARTIN-MARTINE	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Air expiré	Recueil de l'air expiré avant et après ingestion d'une solution spécifique	Manuel de prélèvement (ILAB) Instruction 03-A-PRE-7I_006	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site MARTIN-MARTINE	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Sang	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement (ILAB) Instruction 03-A-PRE-7I_006	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site MARTIN-MARTINE	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Urine	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site MARTIN-MARTINE	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Peau et Phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site MARTIN-MARTINE	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Oeil, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site MARTIN-MARTINE	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Prélèvement gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (ILAB) Instruction 03-A-PRE-7I_006	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Air expiré	Recueil de l'air expiré avant et après ingestion d'une solution spécifique	Manuel de prélèvement (ILAB) Instruction 03-A-PRE-7I_006	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Sang	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement (ILAB) Instruction 03-A-PRE-7I_006	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Urine	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Peau et Phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Oeil, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site PORTE NOTRE DAME	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Prélèvement gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site SOLESMES	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (ILAB) Instruction 03-A-PRE-7I_006	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site SOLESMES	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Air expiré	Recueil de l'air expiré avant et après ingestion d'une solution spécifique	Manuel de prélèvement (ILAB) Instruction 03-A-PRE-7I_006	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site SOLESMES	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Sang	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement (ILAB) Instruction 03-A-PRE-7I_006	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site SOLESMES	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Urine	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site SOLESMES	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Peau et Phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024
SYNLAB OXABIO - Site SOLESMES	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Oeil Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SYNLAB OXABIO - Site SOLESMES	Au sein du site / Au domicile des patients / Au sein du service de soin	Prélèvement gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement (ILAB)	Retranscription des lignes de portée suite à la demande d'extension faite le 30/09/2024