

Portée détaillée v.48 de l'attestation N° 8-1069

Detailed scope v.48 of the attestation N° 8-1069

Date de publication / Publish date: 14/10/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

LABORATOIRE MAYMAT

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MOULINS	ACE	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CEE (Immuno N°2 : (21)2577-04)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	ACE	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CE (Immuno N°1 : (21)25V4-06)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Acide urique	sang	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique (Uricase/POD-PAP) Cobas Pro CEE (Chimie : (21)2571-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Acide urique	sang	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique (Uricase/POD-PAP) Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Acide urique Urinaire	urines	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique (Uricase/POD-PAP) Cobas Pro CEE (Chimie : (21)2571-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Acide urique urinaire	urines	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique (Uricase/POD-PAP) Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MOULINS	AFP	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CEE (Immuno N°2 : (21)2577-04)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	AFP	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CE (Immuno n°1 : (21)25V4-06)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Albumine	sang	Spectrophotométrie d'absorption Vert de bromocrésol Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Albumine	sang	Spectrophotométrie d'absorption Vert de bromocrésol Cobas Pro CEE (Chimie : (21)2571-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Apolipoprotéine A	sang	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie Cobas Pro CEE (Chimie : (21)2571-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Apolipoprotéine A	sang	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Apolipoprotéine B	sang	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie Cobas Pro CEE (Chimie : (21)2571-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Apolipoprotéine B	sang	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	b2-microglobuline	sang	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	BHCG (femme)	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CEE (Immuno N°2 : (21)2577-04)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	BHCG (femme)	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CE (Immuno N°1 : (21)25V4-06)	CHIM-MOP009	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MOULINS	Bilirubine directe	sang	Spectrophotométrie d'absorption Méthode Diazo (3,5-DPD) Cobas Pro CEE (Chimie : (21)2571-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Bilirubine directe	sang	Spectrophotométrie d'absorption Méthode Diazo (3,5-DPD) Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Bilirubine totale	sang	Spectrophotométrie d'absorption Méthode Diazo (3,5-DPD) Cobas Pro CEE (Chimie : (21)2571-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Bilirubine totale	sang	Spectrophotométrie d'absorption Méthode Diazo (3,5-DPD) Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	CA15-3	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CEE (Immuno N°2 : (21)2577-04)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	CA15-3	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CE (Immuno N°1 : (21)25V4-06)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	CA19-9	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CE (Immuno N°1 : (21)25V4-06)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	CA19-9	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CEE (Immuno N°2 : (21)2577-04)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	CA125	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CEE (Immuno N°2 : (21)2577-04)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	CA125	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CE (Immuno N°1 : (21)25V4-06)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Calcium	sang	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrie (NM-BAPTA/EDTA) Cobas Pro CEE (Chimie : (21)2571-02)	CHIM-MOP009	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MOULINS	Calcium	sang	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrie (NM-BAPTA/EDTA) Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Calcium Urinaire	urines	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrie (NM-BAPTA/EDTA) Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Calcium Urinaire	urines	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrie (NM-BAPTA/EDTA) Cobas Pro CEE (Chimie : (21)2571-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Chlore	sang	Potentiométrie ISE indirect Cobas Pro CEE - ISE - KIT n°1 (ISE :(21)2578-04)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Chlore	sang	Potentiométrie ISE indirect Cobas Pro CE - ISE - KIT n°2 (ISE :(21)2576-10)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Chlore	sang	Potentiométrie ISE indirect Cobas Pro CE - ISE - KIT n°1 (ISE :(21)2576-10)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Chlore	sang	Potentiométrie ISE indirect Cobas Pro CEE - ISE - KIT n°2 (ISE :(21)2578-04)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Cholestérol HDL	sang	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique, colorimétrique (Polyanions- CHER/CHOD/POD-PAP) Cobas Pro CEE (Chimie : (21)2571-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Cholestérol HDL	sang	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique, colorimétrique (Polyanions- CHER/CHOD/POD-PAP) Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Cholestérol total	sang	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique (CE/CHOD/POD-PAP) Cobas Pro CEE (Chimie : (21)2571-02)	CHIM-MOP009	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MOULINS	Cholestérol total	sang	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique (CE/CHOD/POD-PAP) Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	CK	sang	Spectrophotométrie d'absorption Cinétique UV / NAC IFCC. Cobas Pro CEE (Chimie : (21)2571-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	CK	sang	Spectrophotométrie d'absorption Cinétique UV / NAC IFCC. Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Cortisol	sang	ECLIA ECL / compétition Cobas Pro CEE (Immuno N°2 : (21)2577-04)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Cortisol	sang	ECLIA ECL / compétition Cobas Pro CE (Immuno N°1 : (21)25V4-06)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Cortisol urinaire	urines	ECLIA ECL / compétition Cobas Pro CEE (Immuno N°2 : (21)2577-04)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Cortisol urinaire	urines	ECLIA ECL / compétition Cobas Pro CE (Immuno N°1 : (21)25V4-06)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Créatinine	sang	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique, colorimétrique (PAP) Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Créatinine	sang	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique, colorimétrique (PAP) Cobas Pro CEE (Chimie : (21)2571-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Créatinine urinaire	Urines	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique, colorimétrique (PAP) Cobas Pro CEE (Chimie : (21)2571-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Créatinine urinaire	Urines	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique, colorimétrique (PAP) Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MOULINS	Fer	sang	Spectrophotométrie d'absorption Ascorbate / FerroZine Cobas Pro CEE (Chimie : (21)2571-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Fer	sang	Spectrophotométrie d'absorption Ascorbate / FerroZine Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Ferritine	sang	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie / Latex Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Ferritine	sang	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie / Latex Cobas Pro CEE (Chimie : (21)2571-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	FSH	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CEE (Immuno N°2 : (21)2577-04)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	FSH	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CE (Immuno N°1 : (21)25V4-06)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Gamma GT	sang	Spectrophotométrie d'absorption Cinétique enzymatique/IFCC Cobas Pro CEE (Chimie : (21)2571-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Gamma GT	sang	Spectrophotométrie d'absorption Cinétique enzymatique/IFCC Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Glucose urinaire	urines	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique (HK/G6PDH) Cobas Pro CEE (Chimie : (21)2571-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Glucose urinaire	urines	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique (HK/G6PDH) Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Glycémie	sang	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique (HK/G6PDH) Cobas Pro CEE (Chimie : (21)2571-02)	CHIM-MOP009	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MOULINS	Glycémie	sang	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique (HK/G6PDH) Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Haptoglobine	sang	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	HBA1C	sang	HPLC G11 (11269702)	HEMA-MOP014	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Lactate déshydrogénase	sang	Spectrophotométrie d'absorption UV IFCC (Lactate vers pyruvate) Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Lactate déshydrogénase	sang	Spectrophotométrie d'absorption UV IFCC (Lactate vers pyruvate) Cobas Pro CEE (Chimie : (21)2571-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	LH	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CEE (Immuno N°2 : (21)2577-04)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	LH	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CE (Immuno N°1 : (21)25V4-06)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Lipase	sang	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrique Cobas Pro CEE (Chimie : (21)2571-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Lipase	sang	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrique Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Magnésium	sang	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrique (Bleu de Xylidyle) Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MOULINS	Microalbumine	urines	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie Cobas Pro CEE (Chimie : (21)2571-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Microalbumine	urines	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	NT ProBNP	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CEE (Immuno N°3 : (21)2577-03)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	NT ProBNP	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CE (Immuno N°1 : (21)25V4-06)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Oestradiol	sang	ECLIA ECL / compétition Cobas Pro CEE (Immuno N°2 : (21)2577-04)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Oestradiol	sang	ECLIA ECL / compétition Cobas Pro CE (Immuno N°1 : (21)25V4-06)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Orosomucoïde	sang	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Parathormone intacte	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CEE (Immuno N°2 : (21)2577-04)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Parathormone intacte	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CE (Immuno N°1 : (21)25V4-06)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	PCT	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CEE (Immuno N°3 : (21)2577-03)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	PCT	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CE (Immuno N°1 : (21)25V4-06)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Phosphatase alcaline	sang	Spectrophotométrie d'absorption Cinétique enzymatique / IFCC Cobas Pro CEE (Chimie : (21)2571-02)	CHIM-MOP009	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MOULINS	Phosphatase alcaline	sang	Spectrophotométrie d'absorption Cinétique enzymatique / IFCC Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Phosphore	sang	Spectrophotométrie d'absorption Phospho-molybdate / UV Cobas Pro CEE (Chimie : (21)2571-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Phosphore	sang	Spectrophotométrie d'absorption Phospho-molybdate / UV Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Phosphore Urinaire	urines	Spectrophotométrie d'absorption UV IFCC (Lactate vers pyruvate) Cobas Pro CEE (Chimie : (21)2571-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Phosphore Urinaire	urines	Spectrophotométrie d'absorption UV IFCC (Lactate vers pyruvate) Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Potassium	sang	Potentiométrie ISE indirect Cobas Pro CEE - ISE - KIT n°1 (ISE : (21)2578-04)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Potassium	sang	Potentiométrie ISE indirect Cobas Pro CE - ISE - KIT n°2 (ISE : (21)2576-10)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Potassium	sang	Potentiométrie ISE indirect Cobas Pro CE - ISE - KIT n°1 (ISE : (21)2576-10)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Potassium	sang	Potentiométrie ISE indirect Cobas Pro CEE - ISE - KIT n°2 (ISE : (21)2578-04)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Potassium Urinaire	urines	Potentiométrie ISE indirect Cobas Pro CE - ISE - KIT n°2 (ISE : (21)2576-10)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Potassium Urinaire	urines	Potentiométrie ISE indirect Cobas Pro CE - ISE - KIT n°1 (ISE : (21)2576-10)	CHIM-MOP009	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MOULINS	Potassium Urinaire	urines	Potentiométrie ISE indirect Cobas Pro CEE - ISE - KIT n°2 (ISE :(21)2578-04)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Potassium Urinaire	urines	Potentiométrie ISE indirect Cobas Pro CEE - ISE - KIT n°1 (ISE :(21)2578-04)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Progesterone	sang	ECLIA ECL / compétition Cobas Pro CE (Immuno N°1 : (21)25V4-06)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Progesterone	sang	ECLIA ECL / compétition Cobas Pro CEE (Immuno N°2 : (21)2577-04)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Prolactine	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CEE (Immuno N°2 : (21)2577-04)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Prolactine	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CE (Immuno N°1 : (21)25V4-06)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Protides totaux	sang	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrique / Biuret Cobas Pro CEE (Chimie : (21)2571-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Protides totaux	sang	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrique / Biuret Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Protéine C Réactive	sang	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie / Latex Cobas Pro CEE (Chimie : (21)2571-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Protéine C Réactive	sang	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie / Latex Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Protéines urinaires	urines	Spectrophotométrie d'absorption Turbidimétrie / Chlorure de Benzéthonium Cobas Pro CEE (Chimie : (21)2571-02)	CHIM-MOP009	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MOULINS	Protéines urinaires	urines	Spectrophotométrie d'absorption Turbidimétrique / Chlorure de Benzéthonium Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Préalbumine	sang	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie Cobas Pro CEE (Chimie : (21)2571-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Préalbumine	sang	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	PSA	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CEE (Immuno N°2 : (21)2577-04)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	PSA	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CE (Immuno N°1 : (21)25V4-06)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	PSAL	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CE (Immuno N°1 : (21)25V4-06)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	PSAL	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CEE (Immuno N°2 : (21)2577-04)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Réserve alcaline	sang	Spectrophotométrie d'absorption Cinétique enzymatique / IFCC Cobas Pro CEE (Chimie : (21)2571-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Réserve alcaline	sang	Spectrophotométrie d'absorption Cinétique enzymatique / IFCC Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Sodium	sang	Potentiométrie ISE indirect Cobas Pro CEE - ISE - KIT n°2 (ISE : (21)2578-04)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Sodium	sang	Potentiométrie ISE indirect Cobas Pro CEE - ISE - KIT n°1 (ISE : (21)2578-04)	CHIM-MOP009	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MOULINS	Sodium	sang	Potentiométrie ISE indirect Cobas Pro CE - ISE - KIT n°2 (ISE :(21)2576-10)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Sodium	sang	Potentiométrie ISE indirect Cobas Pro CE - ISE - KIT n°1 (ISE :(21)2576-10)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Sodium Urinaire	urines	Potentiométrie ISE indirect Cobas Pro CEE - ISE - KIT n°2 (ISE :(21)2578-04)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Sodium Urinaire	urines	Potentiométrie ISE indirect Cobas Pro CEE - ISE - KIT n°1 (ISE :(21)2578-04)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Sodium Urinaire	urines	Potentiométrie ISE indirect Cobas Pro CE - ISE - KIT n°2 (ISE :(21)2576-10)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Sodium Urinaire	urines	Potentiométrie ISE indirect Cobas Pro CE - ISE - KIT n°1 (ISE :(21)2576-10)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	T3L	sang	ECLIA ECL / compétition Cobas Pro CEE (Immuno N°2 : (21)2577-04)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	T3L	sang	ECLIA ECL / compétition Cobas Pro CE (Immuno N°1 : (21)25V4-06)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	T4L	sang	ECLIA ECL / compétition Cobas Pro CEE (Immuno N°2 : (21)2577-04)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	T4L	sang	ECLIA ECL / compétition Cobas Pro CE (Immuno N°1 : (21)25V4-06)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Testostérone	sang	ECLIA ECL / compétition Cobas Pro CEE (Immuno N°2 : (21)2577-04)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Testostérone	sang	ECLIA ECL / compétition Cobas Pro CE (Immuno N°1 : (21)25V4-06)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Transaminase GOT (AST)	sang	Spectrophotométrie d'absorption IFCC, avec phosphate de pyridoxal Cobas Pro CEE (Chimie : (21)2571-02)	CHIM-MOP009	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MOULINS	Transaminase GOT (AST)	sang	Spectrophotométrie d'absorption IFCC, avec phosphate de pyridoxal Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Transaminase GPT (ALT)	sang	Spectrophotométrie d'absorption IFCC, avec phosphate de pyridoxal Cobas Pro CEE (Chimie : (21)2571-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Transaminase GPT (ALT)	sang	Spectrophotométrie d'absorption IFCC, avec phosphate de pyridoxal Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Transferrine	sang	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie Cobas Pro CEE (Chimie : (21)2571-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Transferrine	sang	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Triglycérides	sang	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique, colorimétrique (LPL/GK/GPO/POD-PAP) Cobas Pro CEE (Chimie : (21)2571-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Triglycérides	sang	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique, colorimétrique (LPL/GK/GPO/POD-PAP) Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Troponine T hs	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CEE (Immuno N°2 : (21)2577-04)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Troponine T hs	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CE (Immuno N°1 : (21)25V4-06)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	TSH	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CE (Immuno N°1 : (21)25V4-06)	CHIM-MOP009	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MOULINS	TSH	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CEE (Immuno N°3 : (21)2577-03)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	TSH	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CEE (Immuno N°2 : (21)2577-04)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Urée	sang	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique (Urease/GLDH) Cobas Pro CEE (Chimie : (21)2571-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Urée	sang	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique (Urease/GLDH) Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Urée Urinaire	urines	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique (Urease/GLDH) Cobas Pro CEE (Chimie : (21)2571-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Urée Urinaire	urines	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique (Urease/GLDH) Cobas Pro CE (Chimie : (21)25A5-08)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Vitamine D totale	sang	ECLIA ECL / compétition Cobas Pro CE (Immuno N°1 : (21)25V4-06)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Vitamine D totale	sang	ECLIA ECL / compétition Cobas Pro CEE (Immuno N°3 : (21)2577-03)	CHIM-MOP009	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE NEVERS	1.25 VITD	sang	chimiluminescence ISYS n° série : B300B1364	IMMU-MOP004	/
LABORATOIRE NEVERS	17-OH Progestérone	sang	chimiluminescence ISYS n° série : B300B1364	IMMU-MOP004	/
LABORATOIRE NEVERS	Acide urique	sang	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique (Uricase/POD-PAP) Cobas Pro CE (Chimie : 26B3-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	ACTH	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CE (Immuno : 45X0-1)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Albumine	sang	Spectrophotométrie d'absorption Vert de bromocrésol Cobas Pro CE (Chimie : 26B3-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Albumine	sang	Spectrophotométrie d'absorption Vert de bromocrésol Cobas Pure C (Chimie : 25Z6-01)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Aldostérone	sang	chimiluminescence ISYS n° série : B300B1364	IMMU-MOP004	/
LABORATOIRE NEVERS	AMH	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CE (Immuno : 45X0-1)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Androsténone	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CE (Immuno : 45X0-1)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	BHCG (femme)	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CE (Immuno : 45X0-1)	CHIM-MOP002	/
LABORATOIRE NEVERS	Bilirubine directe	sang	Spectrophotométrie d'absorption Méthode Diaz (3,5-DPD) Cobas Pro CE (Chimie : 26B3- 02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Bilirubine directe	sang	Spectrophotométrie d'absorption Méthode Diaz (3,5-DPD) Cobas Pure C (Chimie : 25Z6- 01)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Bilirubine totale	sang	Spectrophotométrie d'absorption Méthode Diaz (3,5-DPD) Cobas Pro CE (Chimie : 26B3- 02)	CHIM-MOP009	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE NEVERS	Bilirubine totale	sang	Spectrophotométrie d'absorption Méthode Diazo (3,5-DPD) Cobas Pure C (Chimie : 25Z6- 01)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	CALCITONINE	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CE (Immuno : 45X0-1)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Calcium	sang	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrie (NM-BAPTA/EDTA) Cobas Pure C (Chimie : 25Z6-01)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Calcium	sang	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrie (NM-BAPTA/EDTA) Cobas Pro CE (Chimie : 26B3-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Chlore	sang	Potentiométrie ISE indirect Cobas Pro CE - ISE (ISE : 26D2-10)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Chlore	sang	Potentiométrie ISE indirect Cobas Pure C (Chimie : 25Z6-01)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Cholestérol HDL	sang	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique, colorimétrique (Polyanions- CHER/CHOD/POD-PAP) Cobas Pro CE (Chimie : 26B3-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Cholestérol total	sang	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique (CE/CHOD/POD-PAP) Cobas Pro CE (Chimie : 26B3-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	CK	sang	Spectrophotométrie d'absorption Cinétique UV / NAC IFCC. Cobas Pro CE (Chimie : 26B3- 02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Créatinine	sang	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique, colorimétrique (PAP) Cobas Pro CE (Chimie : 26B3-02)	CHIM-MOP009	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE NEVERS	Créatinine	sang	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique, colorimétrique (PAP) Cobas Pure C (Chimie : 25Z6-01)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Créatinine urinaire	Urines	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique, colorimétrique (PAP) Cobas Pure C (Chimie : 25Z6-01)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	CTX	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CE (Immuno : 45X0-1)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	ECA	sang	chimiluminescence ISYS n° série : B300B1364	IMMU-MOP004	/
LABORATOIRE NEVERS	Fer	sang	Spectrophotométrie d'absorption Ascorbate / FerroZine Cobas Pro CE (Chimie : 26B3-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Ferritine	sang	Spectrophotométrie d'absorption Ascorbate / FerroZine Cobas Pro CE (Chimie : 26B3-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Gamma GT	sang	Spectrophotométrie d'absorption Cinétique enzymatique/IFCC Cobas Pro CE (Chimie : 26B3-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Gamma GT	sang	Spectrophotométrie d'absorption Cinétique enzymatique/IFCC Cobas Pure C (Chimie : 25Z6-01)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Glucose urinaire	urines	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique (HK/G6PDH) Cobas Pure C (Chimie : 25Z6-01)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Glycémie	sang	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique (HK/G6PDH) Cobas Pro CE (Chimie : 26B3-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Glycémie	sang	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique (HK/G6PDH) Cobas Pure C (Chimie : 25Z6-01)	CHIM-MOP009	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE NEVERS	HBA1C	sang	HPLC G8 (14335605)	HEMA-MOP006	/
LABORATOIRE NEVERS	HGH	sang	chimiluminescence ISYS n° série : B300B1364	IMMU-MOP004	/
LABORATOIRE NEVERS	IGF1	sang	chimiluminescence ISYS n° série : B300B1364	IMMU-MOP004	/
LABORATOIRE NEVERS	Lactate déshydrogénase	sang	Spectrophotométrie d'absorption UV IFCC (Lactate vers pyruvate) Cobas Pure C (Chimie : 25Z6-01)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Lactate déshydrogénase	sang	Spectrophotométrie d'absorption UV IFCC (Lactate vers pyruvate) Cobas Pro CE (Chimie : 26B3-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	LH	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CE (Immuno : 45X0-1)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Lipase	sang	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrique Cobas Pro CE (Chimie : 26B3- 02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Magnésium	sang	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrique (Bleu de Xylidyle) Cobas Pro CE (Chimie : 26B3-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Microalbumine	urines	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie Cobas Pure C (Chimie : 25Z6-01)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	NT ProBNP	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CE (Immuno : 45X0-1)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Oestradiol	sang	ECLIA ECL / compétition Cobas Pro CE (Immuno : 45X0-1)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Parathormone intacte	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CE (Immuno : 45X0-1)	CHIM-MOP009	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE NEVERS	PCT	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CE (Immuno : 45X0-1)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Phosphatase alcaline	sang	Spectrophotométrie d'absorption Cinétique enzymatique / IFCC Cobas Pro CE (Chimie : 26B3-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Phosphatase alcaline	sang	Spectrophotométrie d'absorption Cinétique enzymatique / IFCC Cobas Pure C (Chimie : 25Z6-01)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Phosphore	sang	Spectrophotométrie d'absorption Phospho-molybdate / UV Cobas Pro CE (Chimie : 26B3-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Phosphore	sang	Spectrophotométrie d'absorption Phospho-molybdate / UV Cobas Pure C (Chimie : 25Z6-01)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Potassium	sang	Potentiométrie ISE indirect Cobas Pure C (Chimie : 25Z6-01)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Potassium	sang	Potentiométrie ISE indirect Cobas Pro CE - ISE (ISE : 26D2-10)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Progesterone	sang	ECLIA ECL / compétition Cobas Pro CE (Immuno N°1 : 45X0-1)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Protides totaux	sang	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrique / Biuret Cobas Pro CE (Chimie :26B3-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Protides totaux	sang	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrique / Biuret Cobas Pure C (Chimie : 25Z6-01)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Protéine C Réactive	sang	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie / Latex Cobas Pro CE (Chimie :26B3-02)	CHIM-MOP009	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE NEVERS	Protéine C Réactive	sang	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie / Latex Cobas Pure C (Chimie : 25Z6-01)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Protéines urinaires	urines	Spectrophotométrie d'absorption Turbidimétrique / Chlorure de Benzéthonium Cobas Pure C (Chimie : 25Z6-01)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Préalbumine	sang	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie Cobas Pro CE (Chimie : 26B3-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	PSA	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CE (Immuno : 45X0-1)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Rénine	sang	chimiluminescence ISYS n° série : B300B1364	IMMU-MOP004	/
LABORATOIRE NEVERS	Réserve alcaline	sang	Spectrophotométrie d'absorption Cinétique enzymatique / IFCC Cobas Pro CE (Chimie :26B3-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Réserve alcaline	sang	Spectrophotométrie d'absorption Cinétique enzymatique / IFCC Cobas Pure C (Chimie : 25Z6-01)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	SDHEA	sang	ECLIA ECL / compétition Cobas Pro CE (Immuno : 45X0-1)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Sodium	sang	Potentiométrie ISE indirect Cobas Pro CE - ISE (ISE : 26D2-10)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Sodium	sang	Potentiométrie ISE indirect Cobas Pure C (Chimie : 25Z6-01)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	T3L	sang	ECLIA ECL / compétition Cobas Pro CE (Immuno : 45X0-1)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	T4L	sang	ECLIA ECL / compétition Cobas Pro CE (Immuno : 45X0-1)	CHIM-MOP009	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE NEVERS	Transaminase GOT (AST)	sang	Spectrophotométrie d'absorption IFCC, avec phosphate de pyridoxal Cobas Pro CE (Chimie :26B3-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Transaminase GOT (AST)	sang	Spectrophotométrie d'absorption IFCC, avec phosphate de pyridoxal Cobas Pure C (Chimie : 25Z6-01)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Transaminase GPT (ALT)	sang	Spectrophotométrie d'absorption IFCC, avec phosphate de pyridoxal Cobas Pro CE (Chimie :26B3-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Transaminase GPT (ALT)	sang	Spectrophotométrie d'absorption IFCC, avec phosphate de pyridoxal Cobas Pure C (Chimie : 25Z6-01)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Transferrine	sang	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie Cobas Pro CE (Chimie :26B3-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Triglycérides	sang	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique, colorimétrique (LPL/GK/GPO/POD-PAP) Cobas Pro CE (Chimie :26B3-02)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Troponine T hs	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CE (Immuno : 45X0-1)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	TSH	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CE (Immuno : 45X0-1)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Urée	sang	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique (Urease/GLDH) Cobas Pure C (Chimie : 25Z6-01)	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE NEVERS	Urée	sang	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique (Urease/GLDH) Cobas Pro CE (Chimie :26B3-02)	CHIM-MOP009	/

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MOULINS	CDT : Transferrine Carbohydrate Déficiente	sang	Electrophorèse capillaire Capillarys 3 SEBIA (n° série 49)	CHIM-MOP008	/
LABORATOIRE DE MOULINS	CDT : Transferrine Carbohydrate Déficiente	sang	Electrophorèse capillaire Capillarys 3 SEBIA (n° série 2673)	CHIM-MOP008	ajout au 19.10.2026
LABORATOIRE DE MOULINS	EPT : Electrophorèse des protéines	sang	Electrophorèse capillaire Capillarys 3 SEBIA (n° série 49)	CHIM-MOP008	/
LABORATOIRE DE MOULINS	EPT : Electrophorèse des protéines	sang	Electrophorèse capillaire Capillarys 3 SEBIA (n° série 2673)	CHIM-MOP008	ajout au 13.10.2026
LABORATOIRE DE MOULINS	IFX : Immunotypage	sang	Electrophorèse capillaire Capillarys 3 SEBIA (n° série 49)	CHIM-MOP008	/
LABORATOIRE DE MOULINS	IFX : Immunotypage	sang	Electrophorèse capillaire Capillarys 3 SEBIA (n° série 2673)	CHIM-MOP008	ajout au 19.10.2026

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MOULINS	Recherche de sang dans les selles	Selles	Immuno-Chromatographie Hemotrust Biosynex	BAC-INS-024	/

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE NEVERS	COTININE	Urines	Test rapide sur support solide Cotinine Nal- Vonminder	CHIM-INS001	/

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CLERMONT BERTHELOT	Formule microscopique	sang	MGG microscopique manuelle	HEMA-MOP005	/
LABORATOIRE CLERMONT BERTHELOT	Numération globulaire - Formule	sang	Impédance/Photométrie XN L 550 SYSMEX (13143)	HEMA-MOP009	/
LABORATOIRE CLERMONT BERTHELOT	Plaquettes	sang	Impédance XN L 550 SYSMEX (13143)	HEMA-MOP009	/

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE BELLERIVE	Formule microscopique	sang	MGG microscopique automate / DC-1 SYSMEX (1101019) ou microscope	HEMA-MOP005	/
LABORATOIRE DE BELLERIVE	Numération globulaire - Formule	sang	Impédance/Photométrie/Optique XN 10 SYSMEX (49114)	HEMA-MOP007	/
LABORATOIRE DE BELLERIVE	Plaquettes	sang	Impédance/Optique XN 10 SYSMEX (49114)	HEMA-MOP011	/
LABORATOIRE DE BELLERIVE	Réticulocytes	sang	Méthode optique XN 10 SYSMEX (49114)	HEMA-MOP011	/

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MONTLUCON	Formule microscopique	sang	MGG microscopique manuelle	HEMA-MOP009	/
LABORATOIRE DE MONTLUCON	Numération globulaire - Formule	sang	Impédance/Photométrie XN L 550 SYSMEX (13143)	HEMA-MOP009	/
LABORATOIRE DE MONTLUCON	Plaquettes	sang	Impédance/Photométrie XN L 550 SYSMEX (13143)	HEMA-MOP009	/

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MOULINS	Formule microscopique	sang	MGG microscopique automate / DM SYSMEX (33145) ou microscope	HEMA-MOP-005 / HEMA-MOP-007	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Numération globulaire - Formule	sang	Impédance/Photométrie XN 10 SYSMEX n°1 (29988)	HEMA-MOP-007	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Numération globulaire - Formule	sang	Impédance/Photométrie/Optique XN 10 SYSMEX n°2 (29990)	HEMA-MOP-007	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Plaquettes	sang	Impédance XN 10 SYSMEX n°1 (29988)	HEMA-MOP-007	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Plaquettes	sang	Impédance/Optique XN 10 SYSMEX n°2 (29990)	HEMA-MOP-007	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Réticulocytes	sang	Méthode optique XN 10 SYSMEX n°2 (29990)	HEMA-MOP-007	/

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE NEVERS	Formule microscopique	sang	MGG microscopique automate / DM SYSMEX ou microscope	HEMA-MOP012 HEMA- MOP-005	/
LABORATOIRE NEVERS	Numération globulaire - Formule	sang	Impédance/Photométrie/Optique XN 10 SYSMEX « gauche » (16913)	HEMA-MOP012	/
LABORATOIRE NEVERS	Numération globulaire - Formule	sang	Impédance/Photométrie XN 10 SYSMEX « droit » (16912)	HEMA-MOP012	/
LABORATOIRE NEVERS	Plaquettes	sang	Impédance XN 10 SYSMEX « droit » (16912)	HEMA-MOP012	/
LABORATOIRE NEVERS	Plaquettes	sang	Impédance/Optique XN 10 SYSMEX « gauche » (16913)	HEMA-MOP012	/
LABORATOIRE NEVERS	Réticulocytes	sang	Méthode optique XN 10 SYSMEX « gauche » (16913)	HEMA-MOP012	/

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MOULINS	Vitesse de sédimentation	sang	Photométrie capillaire ALIFAX TEST 1H (T14324)	HEMA-MOP015	/

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE NEVERS	Vitesse de sédimentation	sang	Photométrie capillaire ALIFAX TEST 1H (T14701)	HEMA-MOP004	/

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MOULINS	D-Dimères	sang	Immuno-turbidimétrique STA R MAX (N° série 0000005248)	HEMO-MOP007	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Fibrinogène	sang	Chronométrique STA R MAX (N° série 0000005248)	HEMO-MOP007	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Taux Prothrombine	sang	Chronométrique STA R MAX (N° série 0000005248)	HEMO-MOP007	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Temps de Céphaline Activé (patient sous HNF)	sang	Chronométrique STA R MAX (N° série 0000005248)	HEMO-MOP007	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Temps de Céphaline Activé Kaolin	sang	Chronométrique STA R MAX (N° série 0000005248)	HEMO-MOP007	/

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE NEVERS	D-Dimères	sang	Immuno-turbidimétrique STA R MAX (N° série CJ07042067)	HEMO-MOP007	/
LABORATOIRE NEVERS	Fibrinogène	sang	Chronométrique STA R MAX (N° série CJ07042067)	HEMO-MOP007	/
LABORATOIRE NEVERS	Taux Prothrombine	sang	Chronométrique STA R MAX (N° série CJ07042067)	HEMO-MOP007	/
LABORATOIRE NEVERS	Temps de Céphaline Activé kaolin	sang	Chronométrique STA R MAX (N° série CJ07042067)	HEMO-MOP007	/

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MOULINS	Groupe sanguin	sang	Agglutination en gel (Erytra n° série 059- 0001892)	IH-MOP001	/

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE NEVERS	Groupe sanguin	sang	Agglutination en gel (Eflexis n° série 511-0000582)	IH-MOP001	/

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MOULINS	Agglutinines irrégulières	sang	Agglutination en gel (Erytra n° série 059- 0001892)	IH-MOP001	/

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE NEVERS	Agglutinines irrégulières	sang	Agglutination en gel (Eflexis n° série 511-0000582)	IH-MOP001	/

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE NEVERS	CLA DHS respiratoires, alimentaires et mixtes	sang	EuroBlot master N° de série : SN 0207-5814	IMMU-INS001	/

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MOULINS	Ag HBS confirmation	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CEE Immuno N°3 : (21)2577-03	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Cytomegalovirus : Ac anti-CMV IgG	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CEE Immuno N°3 : (21)2577-03	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Cytomegalovirus : Ac anti-CMV IgM	sang	ECLIA ECL / μ -Capture Cobas Pro CEE Immuno N°3 : (21)2577-03	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	EBV : Ac anti-EBV IgM	sang	ECLIA ECL / μ -Capture Cobas Pro CEE Immuno N°3 : (21)2577-03	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	EBV EBNA-1 : Ac anti-EBV EBNA IgG	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CEE Immuno N°3 : (21)2577-03	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	EBV VCA : IgG	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CEE Immuno N°3 : (21)2577-03	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	HEP A : Ac anti-HAV IgM	sang	ECLIA ECL / μ -Capture Cobas Pro CEE Immuno N°3 : (21)2577-03	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	HEP A : Ac anti-HAV totaux	sang	ECLIA ECL / compétition Cobas Pro CEE Immuno N°3 : (21)2577-03	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	HEP B : Ac anti-HBc	sang	ECLIA ECL / compétition Cobas Pro CEE Immuno N°1 : (21)25V4-06	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	HEP B : Ac anti-HBc	sang	ECLIA ECL / compétition Cobas Pro CEE Immuno N°3 : (21)2577-03	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	HEP B : Ac anti-HBs	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CEE Immuno N°1 : (21)25V4-06	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	HEP B : Ac anti-HBs	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CEE Immuno N°3 : (21)2577-03	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	HEP B : Antigène HBs	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CEE Immuno N°1 : (21)25V4-06	CHIM-MOP009	/

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MOULINS	HEP B : Antigène HBs	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CEE Immuno N°3 : (21)2577-03	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	HEP C : Ac anti-HCV	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CEE Immuno N°1 : (21)25V4-06	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	HEP C : Ac anti-HCV	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CEE Immuno N°3 : (21)2577-03	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	HIV : Antigène Anticorps VIH Duo	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CEE Immuno N°1 : (21)25V4-06	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	HIV : Antigène Anticorps VIH Duo	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CEE Immuno N°3 : (21)2577-03	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	HTLV : Ac anti-HTLV-I/II	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CEE Immuno N°3 : (21)2577-03	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Rubéole : Ac anti-Rubéole IgG	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CEE Immuno N°3 : (21)2577-03	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Rubéole : Ac anti-Rubéole IgG	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CEE Immuno N°1 : (21)25V4-06	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Syphilis : Ac anti-Syphilis	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CEE Immuno N°1 : (21)25V4-06	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Syphilis : Ac anti-Syphilis	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CEE Immuno N°3 : (21)2577-03	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Syphilis : Test non tréponémique / VDRL	sang	Agglutination : réactif RPR New Biorad	PR2-MOP007	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Toxoplasmose : Ac anti-Toxo IgG	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CEE Immuno N°1 : (21)25V4-06	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Toxoplasmose : Ac anti-Toxo IgG	sang	ECLIA ECL / sandwich Cobas Pro CEE Immuno N°3 : (21)2577-03	CHIM-MOP009	/

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MOULINS	Toxoplasmose : Ac anti-Toxo IgM	sang	ECLIA ECL / μ -Capture Cobas Pro CEE Immuno N°1 : (21)25V4-06	CHIM-MOP009	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Toxoplasmose : Ac anti-Toxo IgM	sang	ECLIA ECL / μ -Capture Cobas Pro CEE Immuno N°3 : (21)2577-03	CHIM-MOP009	/

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE NEVERS	Borreliose : contrôle IgG IgM	sang	Blot (Euro Blot Master Euroimmun)	IMMU-INS001	/
LABORATOIRE NEVERS	Borreliose : IgG IgM	sang	chimiluminescence ISYS n° série : B300B1364	IMMU-MOP004	/
LABORATOIRE NEVERS	Chlamydia pneumoniae IgG IgM	sang	I2P Euroimmun N° de série : SN 6238000779	IMMU-MOP001	/
LABORATOIRE NEVERS	Chlamydia Trachomatis IgG	sang	I2P Euroimmun N° de série : SN 6238000779	IMMU-MOP001	/
LABORATOIRE NEVERS	HSV-1 et 2 IgG	sang	chimiluminescence ISYS n° série : B300B1364	IMMU-MOP004	/
LABORATOIRE NEVERS	Mycoplasma pneumoniae IgG	sang	I2P Euroimmun N° de série : SN 6238000779	IMMU-MOP001	/
LABORATOIRE NEVERS	Mycoplasma pneumoniae IgM	sang	I2P Euroimmun N° de série : SN 6238000779	IMMU-MOP001	/
LABORATOIRE NEVERS	Parvo IgG et IgM	sang	chimiluminescence ISYS n° série : B300B1364	IMMU-MOP004	/
LABORATOIRE NEVERS	Tetanus IgG	sang	chimiluminescence ISYS n° série : B300B1364	IMMU-MOP004	/
LABORATOIRE NEVERS	VZV IgG	sang	chimiluminescence ISYS n° série : B300B1364	IMMU-MOP004	/

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MOULINS	Adénovirus	selles	Immuno-Chromatographie : COMBO ADENO / ROTA BioSynex	BAC-INS032	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Identification d'une toxine bactérienne par technique immunologique : Clostridium difficile	selles	Immuno-Chromatographie TOX A/B Quickcheck Sobioda	BAC-INS019	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Rotavirus	selles	Immuno-Chromatographie : COMBO ADENO / ROTA BioSynex	BAC-INS032	/

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MOULINS	Triplex Covid - Grippe - VRS	écouvillons nasopharyngés, salive	Méthode de type quantitatif Détection d'acides nucléiques avec amplification, après extraction et purification(hybridation, PCR...) Biologie moléculaire Détermination de la concentration (quantification) d'acide nucléique bactérien spécifique Starlet Eurobio n°série F434 / CFX 96 n°série 787BR13591 + BR205140	BAC-MOP016	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Triplex Covid - Grippe - VRS	écouvillons nasopharyngés	Méthode de type quantitatif Détection d'acides nucléiques avec amplification, après extraction et purification(hybridation, PCR...) Biologie moléculaire Détermination de la concentration (quantification) d'acide nucléique bactérien spécifique Biocensor M10 Eurobio '(N° ordi MC10B01AA1788 / module 1 MA10E55AAA0315 / module 2 MA10E55AAA0214)	BAC-MOP029	/

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MOULINS	Gram avant culture	Expectorations	Coloration de Gram Previcolor (N° série 414292212887) + Microscopie optique	BAC-MOP014	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Gram avant culture	Prélèvement urétral	Coloration de Gram Previcolor (N° série 414292212887) + Microscopie optique	BAC-MOP014	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Gram avant culture	Prélèvement vaginal	Coloration de Gram Previcolor (N° série 414292212887) + Microscopie optique	BAC-MOP014	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Gram avant culture	sperme	Coloration de Gram Previcolor (N° série 414292212887) + Microscopie optique	BAC-MOP014	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Gram avant culture	Ostéo-articulaire	Coloration de Gram Previcolor (N° série 414292212887) + Microscopie optique	BAC-MOP014	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Gram avant culture	PUS	Coloration de Gram Previcolor (N° série 414292212887) + Microscopie optique	BAC-MOP014	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Gram avant culture	ORL	Coloration de Gram Previcolor (N° série 414292212887) + Microscopie optique	BAC-MOP014	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Gram avant culture	OEIL	Coloration de Gram Previcolor (N° série 414292212887) + Microscopie optique	BAC-MOP014	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Gram avant culture	PEAU	Coloration de Gram Previcolor (N° série 414292212887) + Microscopie optique	BAC-MOP014	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Gram avant culture	Matériel Redon Stérilet	Coloration de Gram Previcolor (N° série 414292212887) + Microscopie optique	BAC-MOP014	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Gram avant culture	PUS PROFOND	Coloration de Gram Previcolor (N° série 414292212887) + Microscopie optique	BAC-MOP014	/

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MOULINS	Hémoculture	sang	Détection développement germes par colorimétrie (Bactec FX 200 n° série T20514)	BAC-MOP024	/

BM MG10 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE NEVERS	recherche de microorganismes	sperme - OST - EXPEC - MRS	ensemencement manuel	BAC-INS051	/

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MOULINS	Coproculture	Selles	Ensemencement manuel / automatisé Wasp (N° série 086-080-1023 + 086-40N-0213) et cultures sur milieux spécifiques et identification par spectro de masse BRUKER (SY003418) / Vitek 2 (n° série 25743)	BAC-MOP005 / BAC-MOP002 / BAC-MOP028 / BAC-MOP025	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Expectorations	Expectorations - Sécrétions broncho- pulmonnaires	Ensemencement manuel / automatisé Wasp (N° série 086-080-1023 + 086-40N-0213) et cultures sur milieux spécifiques et identification par spectro de masse BRUKER (SY003418) / Vitek 2 (n° série 25743)	BAC-MOP005 / BAC-MOP002 / BAC-MOP028 / BAC-MOP025	/
LABORATOIRE DE MOULINS	Hémoculture	Sang	Coloration de Gram Previcolor (N° série 414292212887) / Ensemencement manuel / automatisé Wasp (N° série 086-080-1023 + 086-40N-0213) et cultures sur milieux spécifiques et identification par spectro de masse BRUKER (SY003418) / Vitek 2 (n° série 25743)	BAC-MOP014 / BAC-MOP005 / BAC-MOP002 / BAC-MOP028/ BAC-MOP025	/
LABORATOIRE DE MOULINS	MRS	dispositif intra-vasculaire	Ensemencement manuel / automatisé Wasp (N° série 086-080-1023 + 086-40N-0213) et cultures sur milieux spécifiques et identification par spectro de masse BRUKER (SY003418) / Vitek 2 (n° série 25743)	BAC-MOP005 / BAC-MOP002 / BAC-MOP028/ BAC-MOP025	/
LABORATOIRE DE MOULINS	OEIL	Ecouvillonnage œil	Ensemencement manuel / automatisé Wasp (N° série 086-080-1023 + 086-40N-0213) et cultures sur milieux spécifiques et identification par spectro de masse BRUKER (SY003418) / Vitek 2 (n° série 25743)	BAC-MOP005 / BAC-MOP002 / BAC-MOP028/ BAC-MOP025	/
LABORATOIRE DE MOULINS	ORL	Ecouvillonnage gorge, nez, oreilles	Ensemencement manuel / automatisé Wasp (N° série 086-080-1023 + 086-40N-0213) et cultures sur milieux spécifiques et identification par spectro de masse BRUKER (SY003418) / Vitek 2 (n° série 25743)	BAC-MOP005 / BAC-MOP002 / BAC-MOP028/ BAC-MOP025	/

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MOULINS	OST	prélèvements ostéoarticulaires	Ensemencement manuel / automatisé Wasp (N° série 086-080-1023 + 086-40N-0213) et cultures sur milieux spécifiques et identification par spectro de masse BRUKER (SY003418) / Vitek 2 (n° série 25743)	BAC-MOP005 / BAC- MOP002 / BAC- MOP028/ BAC-MOP025	/
LABORATOIRE DE MOULINS	PEAU	écouvillonnage	Ensemencement manuel / automatisé Wasp (N° série 086-080-1023 + 086-40N-0213) et cultures sur milieux spécifiques et identification par spectro de masse BRUKER (SY003418) / Vitek 2 (n° série 25743)	BAC-MOP005 / BAC- MOP002 / BAC- MOP028/ BAC-MOP025	/
LABORATOIRE DE MOULINS	PU	Ecouvillonnage sécrétions urétrales	Ensemencement manuel / automatisé Wasp (N° série 086-080-1023 + 086-40N-0213) et cultures sur milieux spécifiques et identification par spectro de masse BRUKER (SY003418) / Vitek 2 (n° série 25743)	BAC-MOP005 / BAC- MOP002 / BAC- MOP028/ BAC-MOP025	/
LABORATOIRE DE MOULINS	PUS	écouvillonnage	Ensemencement manuel / automatisé Wasp (N° série 086-080-1023 + 086-40N-0213) et cultures sur milieux spécifiques et identification par spectro de masse BRUKER (SY003418) / Vitek 2 (n° série 25743)	BAC-MOP005 / BAC- MOP002 / BAC- MOP028/ BAC-MOP025	/
LABORATOIRE DE MOULINS	PUS PROFOND	prothèse, biopsie, pièce opératoire	Ensemencement manuel / automatisé Wasp (N° série 086-080-1023 + 086-40N-0213) et cultures sur milieux spécifiques et identification par spectro de masse BRUKER (SY003418) / Vitek 2 (n° série 25743)	BAC-MOP005 / BAC- MOP002 / BAC- MOP028/ BAC-MOP025	/
LABORATOIRE DE MOULINS	PV	Ecouvillonnage sécrétions vaginales	Ensemencement manuel / automatisé Wasp (N° série 086-080-1023 + 086-40N-0213) et cultures sur milieux spécifiques et identification par spectro de masse BRUKER (SY003418) / Vitek 2 (n° série 25743)	BAC-MOP005 / BAC- MOP002 / BAC- MOP028/ BAC-MOP025	/

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MOULINS	spermoculture	sperme	Ensemencement manuel / automatisé Wasp (N° série 086-080-1023 + 086-40N-0213) et cultures sur milieux spécifiques et identification par spectro de masse BRUKER (SY003418) / Vitek 2 (n° série 25743)	BAC-MOP005 / BAC- MOP002 / BAC- MOP028/ BAC-MOP025	/

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MOULINS	Etude qualitative et quantitative de la résistance aux antibiotiques	tout type de colonies	antibiogramme automatisé Vitek 2 n° série VTK25743	BAC-MOP028 BAC- PRO001	/

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CLERMONT BERTHELOT	Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification et numération)	sang	examen morphologique microscopique direct après coloration et détermination phénotypique : immunochromatographie Binax Now Malaria Abbott Diagnostics	PR2-MOP005	/

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MOULINS	Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification et numération)	sang	examen morphologique microscopique direct après coloration et détermination phénotypique : immunochromatographie Binax Now Malaria Abbott Diagnostics	PR2-MOP005	/

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE NEVERS	Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification et numération)	sang	examen morphologique microscopique direct après coloration et détermination phénotypique : immunochromatographie Binax Now Malaria Abbott Diagnostics	PR2-MOP005	/

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CLERMONT BERTHELOT	au sein du site / en centre de soins	sang	prélèvement sanguin par ponction	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE CLERMONT BERTHELOT	au sein du site	Prélèvements génitaux (PV, PU, anal)	prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE CLERMONT BERTHELOT	au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE CLERMONT BERTHELOT	au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmiques	prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE CLERMONT BERTHELOT	au sein du site	Prélèvements nasopharyngés	prélèvement pour recherche Coqueluche - Covid - Grippe	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE CLERMONT BERTHELOT	au sein du site	suppurations cutanées (PUS, PEAU)	prélèvement cutané pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE CLERMONT BERTHELOT	au sein du site	Peau, Phanères	prélèvement cutané pour examens mycologiques (levures - dermatophytes)	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE CLERMONT BERTHELOT	au sein du site	Cils	prélèvement pour recherche de Demodex	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE CLERMONT BERTHELOT	au sein du site	lésions cutanées - marge anale	prélèvement pour recherche de Malassezia / Oxyures par scotch test	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE CLERMONT BERTHELOT	au sein du site / en centre de soins	lésions cutanées	prélèvement par grattage pour recherche de Gale	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE CLERMONT BERTHELOT	au sein du site	air expiré	test Helikit	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE CLERMONT BERTHELOT	au sein du site	urines	prélèvement par sondage ou par pose poche pédiatrique	Manuel prélèvement PREA2-INS015	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CLERMONT SAINT JACQUES	au sein du site / en centre de soins	sang	prélèvement sanguin par ponction	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE CLERMONT SAINT JACQUES	au sein du site	Prélèvements génitaux (PV, PU, anal)	prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE CLERMONT SAINT JACQUES	au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE CLERMONT SAINT JACQUES	au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmiques	prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE CLERMONT SAINT JACQUES	au sein du site	Prélèvements nasopharyngés	prélèvement pour recherche Coqueluche - Covid - Grippe	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE CLERMONT SAINT JACQUES	au sein du site	suppurations cutanées (PUS, PEAU)	prélèvement cutané pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE CLERMONT SAINT JACQUES	au sein du site	Peau, Phanères	prélèvement cutané pour examens mycologiques (levures - dermatophytes)	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE CLERMONT SAINT JACQUES	au sein du site	Cils	prélèvement pour recherche de Demodex	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE CLERMONT SAINT JACQUES	au sein du site	lésions cutanées - marge anale	prélèvement pour recherche de Malassezia / Oxyures par scotch test	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE CLERMONT SAINT JACQUES	au sein du site / en centre de soins	lésions cutanées	prélèvement par grattage pour recherche de Gale	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE CLERMONT SAINT JACQUES	au sein du site	air expiré	test Helikit	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE CLERMONT SAINT JACQUES	au sein du site	urines	prélèvement par sondage ou par pose poche pédiatrique	Manuel prélèvement PREA2-INS015	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CLINIQUE ST ODILON	au sein du site / en centre de soins	sang	prélèvement sanguin par ponction	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE CLINIQUE ST ODILON	au sein du site / en centre de soins	sang	prélèvement capillaire	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE CLINIQUE ST ODILON	au sein du site	Prélèvements génitaux (PV, PU, anal)	prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE CLINIQUE ST ODILON	au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE CLINIQUE ST ODILON	au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmiques	prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE CLINIQUE ST ODILON	au sein du site	Prélèvements nasopharyngés	prélèvement pour recherche Coqueluche - Covid - Grippe	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE CLINIQUE ST ODILON	au sein du site	suppurations cutanées (PUS, PEAU)	prélèvement cutané pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE CLINIQUE ST ODILON	au sein du site	Peau, Phanères	prélèvement cutané pour examens mycologiques (levures - dermatophytes)	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE CLINIQUE ST ODILON	au sein du site	Cils	prélèvement pour recherche de Demodex	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE CLINIQUE ST ODILON	au sein du site	lésions cutanées - marge anale	prélèvement pour recherche de Malassezia / Oxyures par scotch test	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE CLINIQUE ST ODILON	au sein du site	lésions cutanées	prélèvement par grattage pour recherche de Gale	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE CLINIQUE ST ODILON	au sein du site	air expiré	test Helikit	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE CLINIQUE ST ODILON	au sein du site	urines	prélèvement par sondage ou par pose poche pédiatrique	Manuel prélèvement PREA2-INS015	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE BELLERIVE	au sein du site	sang	prélèvement sanguin par ponction	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE BELLERIVE	au sein du site	Prélèvements génitaux (PV, PU, anal)	prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE BELLERIVE	au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE BELLERIVE	au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmiques	prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE BELLERIVE	au sein du site	Prélèvements nasopharyngés	prélèvement pour recherche Coqueluche - Covid - Grippe	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE BELLERIVE	au sein du site	suppurations cutanées (PUS, PEAU)	prélèvement cutané pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE BELLERIVE	au sein du site	Peau, Phanères	prélèvement cutané pour examens mycologiques (levures - dermatophytes)	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE BELLERIVE	au sein du site	Cils	prélèvement pour recherche de Demodex	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE BELLERIVE	au sein du site	lésions cutanées - marge anale	prélèvement pour recherche de Malassezia / Oxyures par scotch test	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE BELLERIVE	au sein du site	lésions cutanées	prélèvement par grattage pour recherche de Gale	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE BELLERIVE	au sein du site	air expiré	test Helikit	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE BELLERIVE	au sein du site	urines	prélèvement par sondage ou par pose poche pédiatrique	Manuel prélèvement PREA2-INS015	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE BOURBON LANCY	au sein du site	sang	prélèvement sanguin par ponction	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE BOURBON LANCY	au sein du site	Prélèvements génitaux (PV, PU, anal)	prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE BOURBON LANCY	au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE BOURBON LANCY	au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmiques	prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE BOURBON LANCY	au sein du site	Prélèvements nasopharyngés	prélèvement pour recherche Coqueluche - Covid - Grippe	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE BOURBON LANCY	au sein du site	suppurations cutanées (PUS, PEAU)	prélèvement cutané pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE BOURBON LANCY	au sein du site	Peau, Phanères	prélèvement cutané pour examens mycologiques (levures - dermatophytes)	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE BOURBON LANCY	au sein du site	Cils	prélèvement pour recherche de Demodex	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE BOURBON LANCY	au sein du site	lésions cutanées - marge anale	prélèvement pour recherche de Malassezia / Oxyures par scotch test	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE BOURBON LANCY	au sein du site	lésions cutanées	prélèvement par grattage pour recherche de Gale	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE BOURBON LANCY	au sein du site	air expiré	test Helikit	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE BOURBON LANCY	au sein du site	urines	prélèvement par sondage ou par pose poche pédiatrique	Manuel prélèvement PREA2-INS015	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE LAPALISSE	au sein du site	sang	prélèvement sanguin par ponction	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE LAPALISSE	au sein du site	Prélèvements génitaux (PV, PU, anal)	prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE LAPALISSE	au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE LAPALISSE	au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmiques	prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE LAPALISSE	au sein du site	Prélèvements nasopharyngés	prélèvement pour recherche Coqueluche - Covid - Grippe	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE LAPALISSE	au sein du site	suppurations cutanées (PUS, PEAU)	prélèvement cutané pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE LAPALISSE	au sein du site	Peau, Phanères	prélèvement cutané pour examens mycologiques (levures - dermatophytes)	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE LAPALISSE	au sein du site	Cils	prélèvement pour recherche de Demodex	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE LAPALISSE	au sein du site	lésions cutanées - marge anale	prélèvement pour recherche de Malassezia / Oxyures par scotch test	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE LAPALISSE	au sein du site	lésions cutanées	prélèvement par grattage pour recherche de Gale	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE LAPALISSE	au sein du site	air expiré	test Helikit	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE LAPALISSE	au sein du site	urines	prélèvement par sondage ou par pose poche pédiatrique	Manuel prélèvement PREA2-INS015	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MONTLUCON	au sein du site / en centre de soins	sang	prélèvement sanguin par ponction	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE MONTLUCON	au sein du site	Prélèvements génitaux (PV, PU, anal)	prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE MONTLUCON	au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE MONTLUCON	au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmiques	prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE MONTLUCON	au sein du site	Prélèvements nasopharyngés	prélèvement pour recherche Coqueluche - Covid - Grippe	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE MONTLUCON	au sein du site	suppurations cutanées (PUS, PEAU)	prélèvement cutané pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE MONTLUCON	au sein du site	Peau, Phanères	prélèvement cutané pour examens mycologiques (levures - dermatophytes)	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE MONTLUCON	au sein du site	Cils	prélèvement pour recherche de Demodex	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE MONTLUCON	au sein du site	lésions cutanées - marge anale	prélèvement pour recherche de Malassezia / Oxyures par scotch test	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE MONTLUCON	au sein du site	lésions cutanées	prélèvement par grattage pour recherche de Gale	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE MONTLUCON	au sein du site	air expiré	test Helikit	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE MONTLUCON	au sein du site	urines	prélèvement par sondage ou par pose poche pédiatrique	Manuel prélèvement PREA2-INS015	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MOULINS	au sein du site / en centre de soins	sang	prélèvement sanguin par ponction	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE MOULINS	au sein du site	Prélèvements génitaux (PV, PU, anal)	prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE MOULINS	au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE MOULINS	au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmiques	prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE MOULINS	au sein du site	Prélèvements nasopharyngés	prélèvement pour recherche Coqueluche - Covid - Grippe	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE MOULINS	au sein du site	suppurations cutanées (PUS, PEAU)	prélèvement cutané pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE MOULINS	au sein du site	Peau, Phanères	prélèvement cutané pour examens mycologiques (levures - dermatophytes)	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE MOULINS	au sein du site	Cils	prélèvement pour recherche de Demodex	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE MOULINS	au sein du site	lésions cutanées - marge anale	prélèvement pour recherche de Malassezia / Oxyures par scotch test	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE MOULINS	au sein du site	lésions cutanées	prélèvement par grattage pour recherche de Gale	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE MOULINS	au sein du site	air expiré	test Helikit	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE MOULINS	au sein du site	urines	prélèvement par sondage ou par pose poche pédiatrique	Manuel prélèvement PREA2-INS015	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE SAINT POURCAIN	au sein du site	sang	prélèvement sanguin par ponction	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE SAINT POURCAIN	au sein du site	Prélèvements génitaux (PV, PU, anal)	prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE SAINT POURCAIN	au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE SAINT POURCAIN	au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmiques	prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE SAINT POURCAIN	au sein du site	Prélèvements nasopharyngés	prélèvement pour recherche Coqueluche - Covid - Grippe	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE SAINT POURCAIN	au sein du site	suppurations cutanées (PUS, PEAU)	prélèvement cutané pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE SAINT POURCAIN	au sein du site	Peau, Phanères	prélèvement cutané pour examens mycologiques (levures - dermatophytes)	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE SAINT POURCAIN	au sein du site	Cils	prélèvement pour recherche de Demodex	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE SAINT POURCAIN	au sein du site	lésions cutanées - marge anale	prélèvement pour recherche de Malassezia / Oxyures par scotch test	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE SAINT POURCAIN	au sein du site	lésions cutanées	prélèvement par grattage pour recherche de Gale	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE SAINT POURCAIN	au sein du site	air expiré	test Helikit	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE SAINT POURCAIN	au sein du site	urines	prélèvement par sondage ou par pose poche pédiatrique	Manuel prélèvement PREA2-INS015	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE VARENNES / ALLIER	au sein du site	sang	prélèvement sanguin par ponction	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE VARENNES / ALLIER	au sein du site	Prélèvements génitaux (PV, PU, anal)	prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE VARENNES / ALLIER	au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE VARENNES / ALLIER	au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmiques	prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE VARENNES / ALLIER	au sein du site	Prélèvements nasopharyngés	prélèvement pour recherche Coqueluche - Covid - Grippe	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE VARENNES / ALLIER	au sein du site	suppurations cutanées (PUS, PEAU)	prélèvement cutané pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE VARENNES / ALLIER	au sein du site	Peau, Phanères	prélèvement cutané pour examens mycologiques (levures - dermatophytes)	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE VARENNES / ALLIER	au sein du site	Cils	prélèvement pour recherche de Demodex	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE VARENNES / ALLIER	au sein du site	lésions cutanées - marge anale	prélèvement pour recherche de Malassezia / Oxyures par scotch test	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE VARENNES / ALLIER	au sein du site	lésions cutanées	prélèvement par grattage pour recherche de Gale	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE VARENNES / ALLIER	au sein du site	air expiré	test Helikit	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE VARENNES / ALLIER	au sein du site	urines	prélèvement par sondage ou par pose poche pédiatrique	Manuel prélèvement PREA2-INS015	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE VICHY	au sein du site	sang	prélèvement sanguin par ponction	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE VICHY	au sein du site	Prélèvements génitaux (PV, PU, anal)	prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE VICHY	au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE VICHY	au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmiques	prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE VICHY	au sein du site	Prélèvements nasopharyngés	prélèvement pour recherche Coqueluche - Covid - Grippe	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE VICHY	au sein du site	suppurations cutanées (PUS, PEAU)	prélèvement cutané pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE VICHY	au sein du site	Peau, Phanères	prélèvement cutané pour examens mycologiques (levures - dermatophytes)	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE VICHY	au sein du site	Cils	prélèvement pour recherche de Demodex	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE VICHY	au sein du site	lésions cutanées - marge anale	prélèvement pour recherche de Malassezia / Oxyures par scotch test	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE VICHY	au sein du site	lésions cutanées	prélèvement par grattage pour recherche de Gale	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE VICHY	au sein du site	air expiré	test Helikit	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE DE VICHY	au sein du site	urines	prélèvement par sondage ou par pose poche pédiatrique	Manuel prélèvement PREA2-INS015	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE LA CHARITE	au sein du site	sang	prélèvement sanguin par ponction	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE LA CHARITE	au sein du site	Prélèvements génitaux (PV, PU, anal)	prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE LA CHARITE	au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE LA CHARITE	au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmiques	prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE LA CHARITE	au sein du site	Prélèvements nasopharyngés	prélèvement pour recherche Coqueluche - Covid - Grippe	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE LA CHARITE	au sein du site	suppurations cutanées (PUS, PEAU)	prélèvement cutané pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE LA CHARITE	au sein du site	Peau, Phanères	prélèvement cutané pour examens mycologiques (levures - dermatophytes)	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE LA CHARITE	au sein du site	Cils	prélèvement pour recherche de Demodex	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE LA CHARITE	au sein du site	lésions cutanées - marge anale	prélèvement pour recherche de Malassezia / Oxyures par scotch test	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE LA CHARITE	au sein du site	lésions cutanées	prélèvement par grattage pour recherche de Gale	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE LA CHARITE	au sein du site	air expiré	test Helikit	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE LA CHARITE	au sein du site	urines	prélèvement par sondage ou par pose poche pédiatrique	Manuel prélèvement PREA2-INS015	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE NEVERS	au sein du site / en centre de soins	sang	prélèvement sanguin par ponction	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE NEVERS	au sein du site / en centre de soins	sang	prélèvement artériel	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE NEVERS	au sein du site	Prélèvements génitaux (PV, PU, anal)	prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE NEVERS	au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE NEVERS	au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmiques	prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE NEVERS	au sein du site	Prélèvements nasopharyngés	prélèvement pour recherche Coqueluche - Covid - Grippe	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE NEVERS	au sein du site	suppurations cutanées (PUS, PEAU)	prélèvement cutané pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE NEVERS	au sein du site	Peau, Phanères	prélèvement cutané pour examens mycologiques (levures - dermatophytes)	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE NEVERS	au sein du site	Cils	prélèvement pour recherche de Demodex	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE NEVERS	au sein du site	lésions cutanées - marge anale	prélèvement pour recherche de Malassezia / Oxyures par scotch test	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE NEVERS	au sein du site	lésions cutanées	prélèvement par grattage pour recherche de Gale	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE NEVERS	au sein du site	air expiré	test Helikit	Manuel prélèvement PREA2-INS015	
LABORATOIRE NEVERS	au sein du site	urines	prélèvement par sondage ou par pose poche pédiatrique	Manuel prélèvement PREA2-INS015	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE VAUZELLES	au sein du site	sang	prélèvement sanguin par ponction	Manuel prélèvement PREA2-INS015	/
LABORATOIRE VAUZELLES	au sein du site	Prélèvements génitaux (PV, PU, anal)	prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	/
LABORATOIRE VAUZELLES	au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	Manuel prélèvement PREA2-INS015	/
LABORATOIRE VAUZELLES	au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmiques	prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	/
LABORATOIRE VAUZELLES	au sein du site	Prélèvements nasopharyngés	prélèvement pour recherche Coqueluche - Covid - Grippe	Manuel prélèvement PREA2-INS015	/
LABORATOIRE VAUZELLES	au sein du site	suppurations cutanées (PUS, PEAU)	prélèvement cutané pour examens microbiologiques	Manuel prélèvement PREA2-INS015	/
LABORATOIRE VAUZELLES	au sein du site	Peau, Phanères	prélèvement cutané pour examens mycologiques (levures - dermatophytes)	Manuel prélèvement PREA2-INS015	/
LABORATOIRE VAUZELLES	au sein du site	Cils	prélèvement pour recherche de Demodex	Manuel prélèvement PREA2-INS015	/
LABORATOIRE VAUZELLES	au sein du site	lésions cutanées - marge anale	prélèvement pour recherche de Malassezia / Oxyures par scotch test	Manuel prélèvement PREA2-INS015	/
LABORATOIRE VAUZELLES	au sein du site	lésions cutanées	prélèvement par grattage pour recherche de Gale	Manuel prélèvement PREA2-INS015	/
LABORATOIRE VAUZELLES	au sein du site	air expiré	test Helikit	Manuel prélèvement PREA2-INS015	/
LABORATOIRE VAUZELLES	au sein du site	urines	prélèvement par sondage ou par pose poche pédiatrique	Manuel prélèvement PREA2-INS015	/