



Portée détaillée v.30 de l'attestation N° 8-1128

Detailed scope v.30 of the attestation N° 8-1128

Date de publication / Publish date: 24/01/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS

Site HOPITAL ANTOINE BECLERE :

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Acide urique	urine	dosage enzymatique/ spectrophotométrie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-47	
Acide urique	Plasma	dosage enzymatique/ spectrophotométrie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-22	
AFP	Sérum	Fluorescence Kryptor/ThermoFisher	VM-PSS-AQUANT-13-8	
ALAT	Plasma	dosage enzymatique/ spectrophotométrie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-12	
Albumine	Plasma	dosage par turbidimétrie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-32	
Albumine	Urines	ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2 Immuno-turbidimétrie	VM-PSS-AQUANT-25-22	
Alpha 2 macroglobuline	Sérum	Turbidimétrie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-35	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Ammoniémie	Plasma	dosage colorimétrique/ réflectométrie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-53	
ANTICORPS ANTI-THYROGLOBULINE (aTG)	Sérum	Chimiluminescence ATELLICA IM 1300/Siemens	VM-PSS-AQUANT-22-20	
ANTICORPS ANTI-THYROPÉROXYDASE (aTPO)	Sérum	Chimiluminescence ATELLICA IM 1300/Siemens	VM-PSS-AQUANT-22-21	
APO A1	Plasma	Turbidimétrie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-30	
APOB	Plasma	Turbidimétrie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-31	
ASAT	Plasma	dosage enzymatique/ spectrophotométrie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-13	
B12	Sérum	Chimiluminescence ATELLICA IM 1300/Siemens	VM-PSS-AQUANT-22-16 VM-PSS- AQUANT-22-33	
bhCG libre	Sérum	Fluorescence/Kryptor/ThermoFisher	PS-A-BIO-ANA-HORM-DE-010-02 Remplacé par VM-PSS-AQUANT-13- 9	
Bilirubines	Plasma	dosage colorimétrique/ spectrophotométrie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-17 VM-PSS-AQUANT-21-16	
BNP	Plasma	Chimiluminescence ATELLICA IM 1300/Siemens	VM-PSS-AQUANT-22-12 VM-PSS- AQUANT-22-29	
Calcium	Plasma	dosage Colorimétrique/ spectrophotométrie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-9	
Calcium	urine	dosage Colorimétrique/ spectrophotométrie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-43	
Chlore	Plasma	Electrochimie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-3	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Chlore	urine	Electrochimie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-39	
Cholestérol	Plasma	dosage enzymatique/ spectrophotométrie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-24	
CK	Plasma	dosage enzymatique/ spectrophotométrie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-18	
CO2	Plasma	dosage enzymatique/ spectrophotométrie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-4	
COEFFICIENT DE SATURATION DE LA TRANSFERRINE	Plasma	Turbidimétrie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-28	
Cortisol	Sérum	Chimiluminescence ATELLICA IM 1300/Siemens (DROIT : SP03880 ; GAUCHE : SP03879)	VM-PSS-AQUANT-22-10 VM-PSS- AQUANT-22-27	
CRP	Plasma	Turbidimétrie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-34	
CRP US	Plasma	ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2 Immuno-turbidimétrie	VM-PSS-AQUAL-25-2	
Créatinine	urine	dosage enzymatique ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-41	
Créatinine	Plasma	dosage enzymatique ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-7	
ESTRADIOL	Sérum	Chimiluminescence ATELLICA IM 1300/Siemens (DROIT : SP03880 ; GAUCHE : SP03879)	VM-PSS-AQUANT-22-4 VM-PSS- AQUANT-22-22	
FER	Plasma	dosage Colorimétrique/ spectrophotométrie/ ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-27	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
FERRITINE	Plasma	Chimiluminescence ATELLICA IM 1300/Siemens (DROIT : SP03880 ; GAUCHE : SP03879)	VM-PSS-AQUANT-22-11 VM-PSS- AQUANT-22-28	
Folate	Sérum	Chimiluminescence ATELLICA IM 1300/Siemens (DROIT : SP03880 ; GAUCHE : SP03879)	VM-PSS-AQUANT-22-15 VM-PSS- AQUANT-22-32	
FSH	Sérum	Chimiluminescence ATELLICA IM 1300/Siemens (DROIT : SP03880 ; GAUCHE : SP03879)	VM-PSS-AQUANT-22-16 VM-PSS- AQUANT-22-37	
GGT	Plasma	dosage enzymatique/ spectrophotométrie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-15	
Glucose	Plasma /LCR	dosage enzymatique/ spectrophotométrie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-8	
Glucose	urine	dosage enzymatique/ spectrophotométrie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-44	
Haptoglobine	Plasma	Turbidimétrie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-36	
hCG	Plasma	Chimiluminescence ATELLICA IM 1300/Siemens (DROIT : SP03880 ; GAUCHE : SP03879)	VM-PSS-AQUANT-22-9 VM-PSS- AQUANT-22-26	
HDL cholestérol	Plasma	dosage enzymatique/ spectrophotométrie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-25	
lactate	Plasma et LCR	dosage Colorimétrique/ réflectométrie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-20	
LDH	Plasma	dosage enzymatique/ spectrophotométrie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-19	
LDL cholestérol	Plasma	dosage enzymatique/ spectrophotométrie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-55	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LH	Sérum	Chimiluminescence ATELLICA IM 1300/Siemens (DROIT : SP03880 ; GAUCHE : SP03879)	VM-PSS-AQUANT-22-6 VM-PSS- AQUANT-22-24	
Lipase	Plasma	dosage enzymatique/ spectrophotométrie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-23	
Magnésium	Plasma	dosage Colorimétrique/ spectrophotométrie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-11	
Magnésium	urine	dosage Colorimétrique/ spectrophotométrie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-46	
PAPP-A	Sérum	Fluorescence/Kryptor/ThermoFisher	PS-A-BIO-ANA-HORM-DE-010-02 Remplacé par VM-PSS-AQUANT-13- 10	
pH, Gaz du sang, Electrolytes, Métabolites, Oxymétrie : pH, pO2, pCO2, tHb, COHb, MetHb, O2Hb, Glu, Lac, K+, Na+, Cl-, Ca2+, Bilirubine Totale	Sang total	Electrochimie 2 ABL 90 /Radiometer 092R0165N012 (n°1) 092R0176N065 (n°2)	VM-PSS-AQUANT-89-91-93-95-97- 99-101-103-105-107-109-111	
Phosphatase alcaline	Plasma	dosage enzymatique/ spectrophotométrie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-14	
Phosphore	urine	dosage Colorimétrique/ spectrophotométrie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-45	
Phosphore	Plasma	dosage Colorimétrique/ spectrophotométrie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-10	
PLGF	Sérum	Fluorescence/Kryptor/ThermoFisher	PS-A-BIO-ANA-HORM-MO-021	
Potassium	urine	Electrochimie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-38	
Potassium	Plasma	Electrochimie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-2	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Procalcitonine	Plasma	Chimiluminescence ATELLICA IM 1300/Siemens (DROIT : SP03880 ; GAUCHE : SP03879)	VM-PSS-AQUANT-22-14 VM-PSS- AQUANT-22-31	
PROGESTERONE	Sérum	Chimiluminescence ATELLICA IM 1300/Siemens (DROIT : SP03880 ; GAUCHE : SP03879)	VM-PSS-AQUANT-22-5 VM-PSS- AQUANT-22-23	
Prolactine	Sérum	Chimiluminescence ATELLICA IM 1300/Siemens (DROIT : SP03880 ; GAUCHE : SP03879)	VM-PSS-AQUANT-22-8 VM-PSS- AQUANT-22-25	
Protéines LCR	LCR	dosage Colorimétrique/ réflectométrie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-54	
Protéines totales	Plasma et ponctions	dosage Colorimétrique ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-5	
Protéines totales	urine et LCR	dosage Colorimétrique ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-42	
Préalbumine	Plasma	dosage par turbidimétrie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-33	
Sodium	Plasma	Electrochimie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-1	
Sodium	urine	Electrochimie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-37	
T3L	Sérum	Chimiluminescence ATELLICA IM 1300/Siemens (DROIT : SP03880 ; GAUCHE : SP03879)	VM-PSS-AQUANT-22-19 VM-PSS- AQUANT-22-36	
T4L	Sérum	Chimiluminescence ATELLICA IM 1300/Siemens (DROIT : SP03880 ; GAUCHE : SP03879)	VM-PSS-AQUANT-22-18 VM-PSS- AQUANT-22-35	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
TRANSFERRINE	Plasma	Electrochimie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-29	
Triglycérides	Plasma	dosage enzymatique/ spectrophotométrie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-26	
Troponine Ic Hautement sensible	Plasma	Chimiluminescence ATELLICA IM 1300/Siemens (DROIT : SP03880 ; GAUCHE : SP03879)	VM-PSS-AQUANT-22-13 VM-PSS- AQUANT-22-30	
TSH	Sérum	Chimiluminescence ATELLICA IM 1300/Siemens (DROIT : SP03880 ; GAUCHE : SP03879)	VM-PSS-AQUANT-22-17 VM-PSS- AQUANT-22-34	
Urée	urine	dosage enzymatique/ spectrophotométrie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-40	
Urée	Plasma	dosage enzymatique/ spectrophotométrie ALINITY C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-6	

Site HOPITAL ANTOINE BECLERE :

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Electrophorèse de l'hémoglobine	Sang total	Séparation électrophorétique capillaire, automatisée , quantitative, Capillarys 3 /Sébia	PS-A-HEM-ANA-HEMAT-MO-044	
Electrophorèse de l'hémoglobine	Sang total	Technique d'isoélectrofocalisation, en complément du Capillarys 3	PS-A-HEM-ANA-HEMAT-MO-040	
Electrophorèse des protéines	Sérum	séparation électrophorétique/ capillaire/Capillarys/ Sebia	VM-PSS-AQUANT-16-83 à 88	
Electrophorèse des protéines	urine	séparation électrophorétique/ capillaire/Capillarys/ Sebia	VM-PSS-AQUAL-16-1	
Hémoglobine Glyquée	sang total	CAPILLARYS (électrophorèse capillaire)	PS-A-BIO-ANA-BGEN-PG-001-01	

Site HOPITAL ANTOINE BECLERE :

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Recherche de drogues : amphétamine, benzodiazépines, cannabis, cocaïne, opiacés/morphine, méthadone	urine	Tests rapides sur supports solides	VM-PSS-AQUAL-16-2	

Site HOPITAL ANTOINE BECLERE :

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL ANTOINE BECLERE	ABC-DMU 2- Santé des femmes et des nouveau-nés - réanimation néonatale	CRP	Sang total	Immunochimie/Afinion/Abbott AF20009668	VM-PSS-AQUANT-18-2	
HOPITAL ANTOINE BECLERE	ABC-DMU 2- Santé des femmes et des nouveau-nés - réanimation néonatale	pH, Gaz du sang, Electrolytes, Métabolites, Oxymétrie : pH, pO2, pCO2, tHb, COHb, MetHb, O2Hb, Glu, Lac, K+, Na+, Cl-, Ca2+, Bilirubine Totale	Sang total	Electrochimie ABL 90 FLEX NEONATOLOGIE 393-092R0165N013	VM-PSS-AQUANT-19-30 à 42	
HOPITAL ANTOINE BECLERE	ABC - DMU 12 "Anesthésie, Réanimation, Douleur" - Réanimation médicale	pH, Gaz du sang, Electrolytes, Métabolites, Oxymétrie : pH, pO2, pCO2, tHb, COHb, MetHb, O2Hb, Glu, Lac, K+, Na+, Cl-, Ca2+, Bilirubine Totale	Sang total	Electrochimie / Spectrophotométrie 1 ABL 90 FLEX REANIMATION ADULTE _ 100923858	VM-PSS-AQUANT-25	

Site HOPITAL ANTOINE BECLERE :

BM PT01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Alcool	Plasma	dosage colorimétrique/ réflectométrie Alinity C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-52	
Amikacine	Plasma	dosage par turbidimétrie Alinity C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-50	
Gentamicine	Plasma	Chimiluminescence Alinity C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-49	
Paracétamol	Plasma	dosage colorimétrique/ réflectométrie Alinity C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-51	
VANCOMYCINE	Plasma	Chimiluminescence Alinity C (ABBOTT) C1 et C2	VM-PSS-AQUANT-21-48	

Site HOPITAL ANTOINE BECLERE :

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Formule Sanguine	Frottis Sanguin	Méthode manuelle de type qualitatif et quantitatif. Identification morphologique et numération en cellule sur frottis, après coloration, par microscopie optique	PS-A-HEM-ANA-HEMAT-MO-024	
HEMOGRAMME : NUMERATION, PLAQUETTES, RETICULOCYTES, FORMULE AUTOMATE	Sang total	Méthode automatisée, de type quantitatif,XN3000 /Sysmex:Impédance, optique, fluorescence	PS-A-GAR-MAT-HEMAT-MO-005 PS-A-HEM-ANA-HEMAT-MO-035	
PLAQUETTES SUR CITRATE	Sang total	Automatisée, quantitative, XN 3000, Sysmex	PS-A-GAR-MAT-HEMAT-MO-005 PS-A-HEM-ANA-HEMAT-MO-035	
Test de Kleihauer	Sang total	Méthode manuelle, qualitative, lecture microscopique après coloration en solution d'Hémalun	PS-A-HEM-ANA-HEMAT-MO-031	

Site HOPITAL ANTOINE BECLERE :

BM HB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Coloration de Perls	Moëlle osseuse	Manuelle. Recherche, identification et/ou numération de cellules (Coloration de Perls, corps de Heinz, ...)	PS-A-HEM-ANA-HEMAT-MO-029-04	
Comptage des plaquettes en cellule de Malassez	Sang total sur EDTA	Méthode manuelle, quantitative, numération des plaquettes en cellule de Malassez	PS-A-HEM-ANA-HEMAT-MO-023	
Microhématocrite	Sang total sur EDTA, microcentrifugé	Méthode manuelle, quantitative, après microcentrifugation	PS-A-HEM-ANA--HEMAT-MO-025-04	
Myélogramme	Moëlle osseuse, liquide de ponction ganglionnaire...	Manuelle. Identification morphologique après coloration et/ou numération en cellule, par microscopie optique	PS-A-HEM-ANA-HEMAT-DE-013-01	
Réticulocytes au bleu de Crésyl	Sang total sur EDTA	Méthode manuelle, quantitative, numération des réticulocytes au microscope après coloration au bleu de Crésyl	PS-A-HEM-ANA-HEMAT-MO-033	

Site HOPITAL ANTOINE BECLERE :

BM HB05 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Test de falciformation(Emmel)	Sang total	Méthode adaptée ou développée Identification par microscope après traitement	PS-A-HEM-THEM-HEMAT-MO-004	

Site HOPITAL ANTOINE BECLERE :

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Activité Willebrand INNOVANCE VWF Ac (GPIBM)	Plasma citraté	Méthode automatisée de type quantitatif - Agglutination STAGO : STARMAX 457 et STAR 4751	Méthode adaptée/ développée PS-A-HEM-ANA-HEMOS-MO-047	
Antigène Willebrand	Plasma citraté	Méthode automatisée de type quantitatif - Immunoturbidimétrie STAGO : STHEMO 241 - 242	Méthode adaptée / développée PS-A-HEM-ANA-HEMOS-MO-028	
Antithrombine	Plasma citraté	activité chromogénique STAR Evolution 4751 STAR Max 457	PS-A-HEM-ANA-HEMOS-MO-025	
Ddimères	Plasma citraté	Méthode automatisée de type quantitatif - Immunoturbidimétrie STAGO : STHEMO 241 - 242	PS-A-HEM-ANA-PLUS-MO-009	
Facteur II	Plasma citraté	Méthode automatisée de type quantitatif - Chronométrie STAGO : STHEMO 241 - 242	Méthode adaptée / développée PS-A-HEM-ANA-HEMOS-MO-005	
Facteur IX	Plasma citraté	Méthode automatisée de type quantitatif - Chronométrie STAGO : STHEMO 241 - 242	Méthode adaptée / développée PS-A-HEM-ANA-HEMOS-MO-008	
Facteur V	Plasma citraté	Méthode automatisée de type quantitatif - Chronométrie STAGO : STHEMO 241 - 242	Méthode adaptée / développée PS-A-HEM-ANA-HEMOS-MO-005	
Facteur VII	Plasma citraté	Méthode automatisée de type quantitatif Chronométrie - STAGO : STHEMO 241 - 242 Thromboplastine animale	Méthode adaptée / développée PS-A-HEM-ANA-PLUS-MO-001	
Facteur VII	Plasma citraté	Méthode automatisée de type quantitatif Chronométrie - STAGO : STHEMO 241 - 242 Thromboplastine humaine	Méthode adaptée / développée PS-A-HEM-ANA-PLUS-MO-001	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Facteur VIII	Plasma citraté	Méthode automatisée de type quantitatif - Chronométrie STAGO : STHMO 241 - 242	Méthode adaptée / développée PS-A-HEM-ANA-HEMOS-MO-008	
Facteur X	Plasma citraté	Méthode automatisée de type quantitatif - Chronométrie - STAGO : STHMO 241 - 242	Méthode adaptée / développée PS-A-HEM-ANA-PLUS-MO-001	
Facteur XI	Plasma citraté	Méthode automatisée de type quantitatif - Chronométrie STAGO : STHMO 241 - 242	Méthode adaptée / développée PS-A-HEM-ANA-HEMOS-MO-008	
Facteur XII	Plasma citraté	Méthode automatisée de type quantitatif - Chronométrie STAGO : STHMO 241 - 242	Méthode adaptée / développée PS-A-HEM-ANA-HEMOS-MO-008	
Fibrinogène	Plasma citraté	Méthode automatisée de type quantitatif - Chronométrie STAGO : STHMO 241 - 242	Méthode adaptée / développée PS-A-HEM-ANA-HEMOS-MO-004	
Protéine C	Plasma citraté	activité chronométrique STAR Evolution 4751 STAR Max 457	Méthode adaptée / développée PS-A-HEM-ANA-HEMOS-MO-025	
Protéine S	Plasma citraté	activité chronométrique STAR Evolution 4751 STAR Max 457	PS-A-HEM-ANA-HEMOS-MO-025	
TCA	Plasma citraté	Méthode automatisée de type quantitatif - Chronométrie STAGO : STHMO 241 - 242	Méthode adaptée / développée PS-A-HEM-ANA-HEMOS-MO-002	
TCK	Plasma citraté	Méthode automatisée de type quantitatif - Chronométrie STAGO : STHMO 241 - 242	Méthode adaptée / développée PS-A-HEM-ANA-HEMOS-MO-006	
Temps de Thrombine	Plasma citraté	Méthode automatisée de type quantitatif - Chronométrie STAGO : STHMO 241 - 242	PS-A-HEM-ANA-HEMOS-MO-003	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
TP-INR	Plasma citraté	Méthode automatisée de type quantitatif - Chronométrie STAGO : STHMO 241 - 242	Méthode adaptée / développée PS-A-HEM-ANA-HEMOS-MO-024	

Site HOPITAL ANTOINE BECLERE :

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ACC en TCA (M+T)	Plasma citraté	Méthode automatisée de type qualitatif - Chronométrie STAGO : STAGO : STHMO 241 - 242	PS-A-HEM-ANA-PLUS-MO-002	
Activité anti-Xa Apixaban	Plasma citraté	Méthode automatisée de type quantitatif - Chromogénie STAGO :STAGO : STHMO 241 - 242	PS-A-HEM-ANA-HEMOS-MO-043	
Activité anti-Xa Arixtra	Plasma citraté	Méthode automatisée de type quantitatif - Chromogénie STAGO : STAGO : STHMO 241 - 242	PS-A-HEM-ANA-HEMOS-MO-043	
Activité anti-Xa HBPM	Plasma citraté	Méthode automatisée de type quantitatif - Chromogénie STAGO : STHMO 241 - 242	PS-A-HEM-ANA-HEMOS-MO-043	
Activité anti-Xa HNF	Plasma citraté	Méthode automatisée de type quantitatif - Chromogénie STAGO : STHMO 241 - 242	PS-A-HEM-ANA-HEMOS-MO-043	
Activité anti-Xa Orgaran	Plasma citraté	Méthode automatisée de type quantitatif - Chromogénie STAGO : STHMO 241 - 242	PS-A-HEM-ANA-HEMOS-MO-043	
Activité anti-Xa Rivaroxaban	Plasma citraté	Méthode automatisée de type quantitatif - Chromogénie STAGO : STHMO 241 - 242	PS-A-HEM-ANA-HEMOS-MO-043	
Anti-IIa Argatroban	Plasma citraté	Méthode automatisée de type qualitatif - Chronométrie STAGO : STHMO 241 - 242	PS-A-HEM-ANA-PLUS-MO-002	
Anti-IIa Dabigatran	Plasma citraté	Méthode automatisée de type qualitatif - Chronométrie STAGO : STHMO 241 - 242	PS-A-HEM-ANA-PLUS-MO-002	

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Anticoagulant de type lupique dRVVT	Plasma citraté	Méthode adaptée ou développée Méthode automatisée de type qualitatif - Chronométrie STAGO : STARMAX 457 et STAR 4751	PS-A-HEM-ANA-HEMOS-MO-011	
Recherche et titrage d'anticorps anti-facteurs de coagulation	Plasma citraté	Méthode automatisée de type quantitatif - Chronométrie STAGO : STHEMO 241 - 242	PS-A-HEM-ANA-HEMOS-MO-029	

Site HOPITAL ANTOINE BECLERE :

BM CB05 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Recherche d'anticorps anti-complexes PF4/Héparine ou recherche de TIH de type II	Plasma citraté	Méthode manuelle, qualitative, ELISA, spectrophotométrie	PS-A-HEM-ANA-HEMOS-MO-031	

Site HOPITAL ANTOINE BECLERE :

BM CB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Fonctions plaquettaires (agrégométrie optique)	Plasma riche en plaquettes	Méthode développée ou adaptée Méthode manuelle, qualitative, Agrégomètre optique Chrono-log Modèle 490 4+4 8 canaux	PS-A-HEM-ANA-HEMOS-MO-046	
Temps d'occlusion du PFA ®	Sang total	Temps d'occlusion sur automate PFA (Platelets Function Analyser) : PFA 100_158 et PFA 200_157	PS-A-HEM-MAT-HEMOS-MO-002 PS-A-HEM-MAT-HEMOS-MO-003 PS-A-HEM-MAT-HEMOS-MO-005	

Site HOPITAL ANTOINE BECLERE :

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
PCR syndromique des IST : C. trachomatis, N.gonorrhoeae, M. genitalium et T. vaginalis	Anus, gorge, urétral, vaginal, urines et endocervical	Méthode qualitative automatisée sur 2 automates Ingenius (Elitech) Approche syndromique	PS-A-BAC-PRE-PLUS-MO-005 PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-094 PS-A-BAC-MAT-BACT-MO-032 PS-A-BAC-MAT-BACT-DE-023	
PCR syndromique GI	Selles	Méthode qualitative automatisée sur automate Torch FilmArray (Biomérieux) Approche syndromique	VM-PSN-AQUAL-VM-23-1	
PCR syndromique Méningite Encéphalite	LCR	Méthode qualitative automatisée sur automate Torch FilmArray (Biomérieux) Approche syndromique	PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-099 PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-112	
PCR syndromique Pneumonie	Prélevements pulmonaires	Méthode qualitative automatisée sur automate Torch FilmArray (Biomérieux) Approche syndromique	PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-100 PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-112	
PCR syndromique SEPSIS	Hémocultures	Méthode qualitative automatisée sur automate Torch FilmArray (Biomérieux) Approche syndromique	VM-PSN-AQUAL-23-2	

Site HOPITAL ANTOINE BECLERE :

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Examen cytologique des Urines	Urines	Méthode qualitative automatisée UF 4000 SYSMEX	PS-A-BAC-MAT-BACT-MO-045 PS-A-BAC-PER-PLUS-DE-002	Ajout le 21/01/2026
Examen microbiologique	Urine, Vaginal, broncho- pulmonaires, pus - liquide - Biopsie -hémocultures	Méthode morphologique direct macro et microscopique avec ou sans coloration Colorateur de Gram Elitech	PS-A-BAC-ANA-BACT-PG-003 PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-024 PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-048 PS-A-BAC-ANA-BACT-PG-002 PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-015 VM-PSN-AQUAL-21-2	
Mycobactéries	Secrétions trachéobronchiques, liquide de ponction, biopsie, pus profond	Méthode qualitative manuelle Microscopie 2 colorateurs à l'auramine Ral	PS-A-BAC-PRE-BACT-MO-010 PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-064	
Recherche et identification de bactéries	Pus - Liquide - Biopsie- prélèvements pulmonaires, prélèvement vaginal, hémocultures positives, urine	Méthode qualitative manuelle (en quadrants, par strie initiale suivie de stries serrées), incubation, lecture	VM-PSN-AQUAL-21-3 VM-PSN-AQUAL-24-5 VM-PSN-AQUAL-24-6 PS-A-BAC-ANA-PLUS-MO-008 PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-082 PS-A-BAC-POS-POST-MO-008 VM-PSN-AQUAL-21-3 PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-024 PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-050 PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-067	

Site HOPITAL ANTOINE BECLERE :

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Hémoculture Recherche de Bactéries sur flacons de culture Aérobiose/Anaérobiose	Sang total, liquide de ponction	Méthode qualitative automatisée Culture Virtuo plus	PS-A-BAC-MAT-BACT-MO-031 (VM-PSN-AQUAL-19-4)	
Hémoculture Recherche mycobactéries	Sang total	Méthode qualitative automatisée Culture (2 automates Fx40)	VM-PSN-AQUAL-18-2 VM-PSN- AQUAL-18-3	
Mycobactéries	Secrétions trachéobronchiques	Méthode qualitative automatisée Culture en milieu liquide MGIT 960 et 320	VM-PSN-AQUAL-19-1 VM-PSN-AQUAL-19-2	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Dépistage anténatal de Streptocoque du groupe B par culture	Vaginal	Méthode qualitative manuelle Culture	PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-030 PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-085	
Dépistage anténatal de Streptocoque du groupe B par culture	Culture Bactérienne	Méthode qualitative automatisée Identification bactérienne par spectrométrie de masse (One Sirius Bruker)	PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-030 PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-085	Changement Automate 05/2025
Dépistage de S. aureus résistant à la pénicilline par culture	Culture Bactérienne	Méthode qualitative automatisée Identification bactérienne par spectrométrie de masse (One Sirius Bruker)	PS-A-BAC-ANA-PLUS-MO-008 PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-082 PS-A-BAC-POS-POST-MO-008	Changement Automate 05/2025
Dépistage de S. aureus résistant à la pénicilline par culture	Nasal	Méthode qualitative manuelle Culture	PS-A-BAC-ANA-PLUS-MO-008 PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-082 PS-A-BAC-POS-POST-MO-008	
Identification bactérienne	Culture Bactérienne	Méthode qualitative automatisée Identification bactérienne par spectrométrie de masse (One Sirius Bruker)	PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-054 PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-019 VM-PSN-AQUAL-24-5 VM-PSN-AQUAL-24-6	Changement Automate 05/2025
Recherche de bacilles à Gram négatif multi-résistants par culture	Selles	Méthode qualitative manuelle Culture	PS-A-BAC-ANA-PLUS-MO-008 PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-082 PS-A-BAC-POS-POST-MO-008	
Recherche de bacilles à Gram négatif multi-résistants par culture	Selles	Méthode qualitative automatisée Identification bactérienne par spectrométrie de masse (One Sirius Bruker)	PS-A-BAC-ANA-PLUS-MO-008 PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-082 PS-A-BAC-POS-POST-MO-008	Changement Automate 05/2025
Recherche de Mycobactéries	Secrétions trachéobronchiques, liquide de ponction, biopsie, pus profond	Méthode qualitative manuelle Culture en milieu solide	VM-PSN-AQUAL-19-3	
Recherche de Mycobactéries et Mycobactéries atypiques	Culture Bactérienne	Méthode qualitative automatisée Identification bactérienne par spectrométrie de masse (One Sirius Bruker)	PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-019	Changement Automate 05/2025

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Recherche d'entérocoques résistants à la vancomycine par culture	Selles	Méthode qualitative manuelle Culture	PS-A-BAC-ANA-PLUS-MO-008 PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-082 PS-A-BAC-POS-POST-MO-008	
Recherche d'entérocoques résistants à la vancomycine par culture	Selles	Méthode qualitative automatisée Identification bactérienne par spectrométrie de masse (One Sirius Bruker)	PS-A-BAC-ANA-PLUS-MO-008 PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-082 PS-A-BAC-POS-POST-MO-008	Changement Automate 05/2025
Recherche et identification de bactéries	Prélèvements broncho- pulmonaires, urines, hémocultures positives, Pus - Liquide - Biopsie, sécrétions vaginales, prélèvements urétraux, liquide amniotique, périphériques de bébé, placenta, stérilet, prélèvements de bloc opératoire, ORL/ophtalmo	Méthode qualitative manuelle Mise en culture manuelle (en quadrants, par strie initiale suivie de stries serrées) , incubation, lecture	VM-PSN-AQUAL-21-3 PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-024 PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-050 PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-067 PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-065 PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-050 VM-PSN-AQUAL-24-5 VM-PSN-AQUAL-24-6	

Site HOPITAL ANTOINE BECLERE :

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Antibiogramme	Urine, hémocultures, culture bactérienne	Méthode qualitative automatisée Antibiogramme par diffusion en milieu gélosé (SIRScan)	PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-044 VM-PSN-AQUAL-24-5 VM-PSN-AQUAL-24-6 VM-PSN-AQUAL-21-3	Passage CASFM 2025 03/12/2025
Antibiogramme "Dépistage de S. aureus résistant à la méticilline"	Culture Bactérienne	Méthode qualitative automatisée Antibiogramme par diffusion en milieu gélosé (SIRScan)	PS-A-BAC-ANA-PLUS-MO-008 PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-082 PS-A-BAC-POS-POST-MO-008	Passage CASFM 2025 03/12/2025
Antibiogramme "Recherche de bacilles à Gram négatif multi-résistants"	Culture Bactérienne	Méthode qualitative automatisée Antibiogramme par diffusion en milieu gélosé (SIRScan)	PS-A-BAC-ANA-PLUS-MO-008 PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-082 PS-A-BAC-POS-POST-MO-008	Passage CASFM 2025 03/12/2025
Antibiogramme "Recherche d'entérocoques résistants à la vancomycine"	Culture Bactérienne	Méthode qualitative automatisée Antibiogramme par diffusion en milieu gélosé (SIRScan)	PS-A-BAC-ANA-PLUS-MO-008 PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-082 PS-A-BAC-POS-POST-MO-008	Passage CASFM 2025 03/12/2025
Antibiogramme Mycobactéries	Culture Bactérienne	Méthode qualitative automatisée Antibiogramme en milieu liquide MGIT 320 et 960	VM-PSN-AQUAL-22-7 VM-PSN-AQUAL-22-8	
Antibiogramme "Dépistage anténatal de Streptocoque du groupe B"	Culture Bactérienne	Méthode qualitative automatisée Antibiogramme par diffusion en milieu gélosé (SIRScan)	PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-030 PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-085	Passage CASFM 2025 03/12/2025
Concentrations minimales inhibitrice des antibiotiques vis-à-vis des espèces bactériennes étudiées	Souches bactériennes	CMI en milieu liquide par la méthode System Sensititre Vizion	VM-PSN-AQUAL-25-1	

Site HOPITAL ANTOINE BECLERE :

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Paludisme : recherche d'antigènes solubles	SANG (sang total)	Manuel, qualitatif. Détermination immunophénotypique par immunochromatographie	PS-A-HEM-ANA-HEMAT-MO-026-11 PS-A-HEM-ANA-HEMAT-MO-021-05	
Paludisme : recherche sur frottis et identification	SANG (sang total)	Manuelle. Qualitative et/ou quantitative Examen morphologique microscopique après coloration MGG	PS-A-HEM-ANA-HEMAT-MO-046 PS-A-HEM-ANA-HEMAT-MO-026	
Recherche paludisme (PCR)	SANG (sang total)	Méthode génotypique : Extraction, Détection d'acides nucléiques après amplification (PCR, LAMP, hybridation, ...) ILLUMINOPRO10TM	PS-A-HEM-ANA-HEMAT-MO-045-02 PS-A-HEM-ANA-HEMAT-MO-026-11	

BM BA02 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / BACTÉRIOLOGIE SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Chlamydiae trachomatis	Vaginal, Urine, Endocervical, Urétral	Méthode qualitative automatisée Biologie moléculaire (Cepheid)	PORTEE A_PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-007 PORTEE A_PS-A-BAC-MAT-BACT-MO-027	
Chlamydiae trachomatis	Anus, Gorge, Urétral, Vaginal, Urines, Endocervical	Méthode qualitative automatisée Biologie moléculaire ELITE InGenius (Elitech) : 2 automates Approche syndromique des IST	PS-A-BAC-PRE-PLUS-MO-005 PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-094 PS-A-BAC-MAT-BACT-MO-032 PS-A-BAC-MAT-BACT-DE-023	
Détection d'ADN de S. aureus et recherche de résistance à la méticilline Test Xpert MRSA/SA Blood	Sang	Méthode qualitative automatisée Biologie moléculaire (Cepheid)	PS-A-BAC-THEM-BACT-MO-010	
Détection d'ADN de S. aureus et recherche de résistance à la méticilline Test Xpert MRSA/SA SSTI	Pus ou Biopsie	Méthode qualitative automatisée Biologie moléculaire (Cepheid)	PS-A-BAC-THEM-BACT-MO-009	
M. genitalium	Anus, Gorge, Urétral, Vaginal, Urines, Endocervical	Méthode qualitative automatisée Biologie moléculaire ELITE InGenius (Elitech) : 2 automates Approche syndromique des IST	PS-A-BAC-PRE-PLUS-MO-005 PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-094 PS-A-BAC-MAT-BACT-MO-032 PS-A-BAC-MAT-BACT-DE-023	
M. genitalium Recherche de la résistance aux macrolides	Anus, Gorge, Urétral, Vaginal, Urines, Endocervical	Méthode qualitative automatisée Biologie moléculaire ELITE InGenius (Elitech) : 2 automates Détection gène de résistance	PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-055	
Mycobactéries Mycobactéries atypiques	Secrétions trachéobronchiques	Méthode qualitative automatisée Identification bactérienne par spectrométrie de masse	PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-019	
Mycobactéries Test Xpert MTB/RIF Ultra Test Xpert MTB/XDR	Prélèvement pulmonaire, liquide de ponction, biopsie, pus profond	Méthode automatisée - Extraction et détection d'acides nucléiques par PCR en temps réel sur 2 automates Infinity et Dx System (Cepheid)	VM-PSN-AQUAL-22-9	

BM BA02 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / BACTÉRIOLOGIE SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
N.gonorroheae	Vaginal, Urine, Endocervical, Urétral	Méthode qualitative automatisée Biologie moléculaire (Cepheid)	PORTEE A_PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-007 PORTEE A_PS-A-BAC-MAT-BACT-MO-027	
N.gonorroheae	Anus, Gorge, Urétral, Vaginal, Urines, Endocervical	Méthode qualitative automatisée Biologie moléculaire ELITE InGenius (Elitech) : 2 automates Approche syndromique des IST	PS-A-BAC-PRE-PLUS-MO-005 PS-A-BAC-ANA-BACT-MO-094 PS-A-BAC-MAT-BACT-MO-032 PS-A-BAC-MAT-BACT-DE-023	

Site HOPITAL ANTOINE BECLERE :

BM GC01 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Caryotype – Etude numérique et morphologique de chromosomes	Sang Villosités choriales/Liquide Amniotique cultivé	Méthode de type qualitatif (manuelle) Culture, colorimétrie et microscopie optique	Méthode adaptée/développée VM-PSV-BQUAL-14-10 VM-PSV-BQUAL-21-1	

Site HOPITAL ANTOINE BECLERE :

BM GC02 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
FISH interphasique mono ou multi sondes	Échantillons biologiques d'origine humaine (sang, tissus), préparations nucléaires	Méthode adaptée / développée Méthode de type qualitatif (manuelle) Hybridation in situ	VM-PSV-BQUAL-14-8	
FISH métaphasique mono ou multi sondes	Échantillons biologiques d'origine humaine (sang, tissus), préparations métaphasiques	Méthode adaptée / développée Méthode de type qualitatif (manuelle) Hybridation in situ	VM-PSV-BQUAL-14-9	

BM AP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Recherche et Identification des spermatozoïdes, mobilité, concentration	Spermatozoïdes	Méthode manuelle Examen microscopique, avec ou sans traitement (centrifugation, gradient..) sur échantillon frais ou après décongélation	PORTEE A_PS-A-AMP-PRE-PRE-MO-001 PORTEE A_PS-A-AMP-ANA-AMP-MO-001 PORTEE A_PS-A-AMP-ANA-AMP-MO-012 PORTEE A_PS-A-AMP-ANA-AMP-MO-013 PORTEE A_PS-A-AMP-ANA-AMP-MO-017	

BM AP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Examen cytologique : - Identification de l'ovocyte, du zygote et du stade embryonnaire - Identification et/ou description des structures cellulaires spécifiques : pronuclei, globules polaires, blastomères et fragments anucléés (nombre, localisation, ...)	Ovocyte, zygote, embryon	Méthode manuelle de type qualitatif et quantitatif Principe général des techniques : Identification morphologique et numération par microscopie optique sur échantillon frais ou après décongélation	PS-A-AMP-ANA-AMP-MO-002-01 PS-A-AMP-ANA-AMP-MO-003-02 PS-A-AMP-ANA-AMP-MO-004-02 PS-A-AMP-ANA-AMP-MO-005-02 PS-A-AMP-ANA-AMP-MO-006-02 PS-A-AMP-ANA-AMP-MO-007-01 PS-A-AMP-ANA-AMP-MO-008-02 PS-A-AMP-ANA-AMP-MO-021-02 PS-A-AMP-ANA-AMP-MO-022-02 PS-A-AMP-ANA-AMP-MO-023-02	

Site HOPITAL BICETRE :

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
1 25 (OH)2Vit D	Sérum	Immunodosage par compétition utilisant une technologie chimiluminescente directe LIAISON XL	PS-B-GM-ANA-HORM-MO-008-01	
3Hydroxybutyrate	Sang	Enzymatique automatisée type quantitatif Cobas 8000-2 (Roche)	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-MHM-MO-046-03	
25(OH) vitamine D	Sérum	Immunodosage par compétition utilisant une technologie chimiluminescente directe LIAISON XL	PS-B-GM-ANA-HORM-MO-008-01	
Acide deltaaminolevulinique	Urine	Colonne échangeuse ion et mesure photométrique	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-MHM-MO-013	
Acides biliaires	Bile	Enzymatique automatisée type quantitatif Cobas 8000-2 (Roche)	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-MHM-MO-060-03	
Acides biliaires	Sérum	Enzymatique automatisée type quantitatif Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-173-04	
Acide urique	Sérum	Enzymatique automatisée type quantitatif Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-028	
Acide urique	Urine	Enzymatique automatisée type quantitatif Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-029-05	
Activité enzymatiques des complexes de la chaîne respiratoire	Sang	Enzymatique quantitative manuelle avec lecture spectrophotométrique	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-MHM-MO-028-01	
Activité thymidine phosphorylase	Sang total	Enzymatique quantitative manuelle avec lecture spectrophotométrique	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-MHM-MO-026-01	
ALAT	Sérum	Cinétique enzymatique avec phosphate de pyridoxal automatisée type quantitatif Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-030	
Albumine	Urine	Immunoturbidimétrique automatisée type quantitatif Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-183-03	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Albumine	LCR	Immunoturbidimétrie Cobas c502	PS-B-BIO-ANA-BGEN-MO-007	
Albumine	Sérum	Immunoturbidimétrie Cobas c502	PS-B-BIO-ANA-BURG-MO-043	
Alpha 1 antitrypsine	Sérum	Immunoturbidimétrie automatisée type quantitatif Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-170-01	
Ammonium	Plasma	Enzymatique automatisée type quantitatif Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-186-02	
ASAT	Sérum	Cinétique enzymatique avec phosphate de pyridoxal automatisée type quantitatif Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-014	
BHCG Libre	Serum	B·R·A·H·M·S KRYPTOR GOLD Technique automatique par immunofluorescence	PS-B-GM-ANA-HORM-MO-021	
Chlore	Urine	Potentiométrique indirecte automatisée type quantitatif Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-036-05	
Chlore	Sérum	Potentiométrique indirecte automatisée type quantitatif Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-035	
Cholestérol	Bile	Enzymatique automatisée type quantitatif Cobas 8000-2 (Roche)	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-PLUS-DE-037-04	
Cholestérol	Sérum	Enzymatique automatisée type quantitatif Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-037	
CK	Sérum	Cinétique enzymatique automatisée Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-038	
CO2	Sérum	Enzymatique automatisée type quantitatif Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-039	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Consommation d'oxygène par la chaîne respiratoire	Sang total	Manuelle polarographique	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-MHM-MO-028-01	
Corps cétoniques	Sang	Enzymatique automatisée type quantitatif Cobas 8000-2 (Roche)	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-MHM-MO-046-03	
CORTISOL	Sérum	Fluorecence :Immunofluorecence et Chimiluminescence Automate IMMULITE 2000 Xpi	PS-B-GM-ANA-HORM-MO-004-01	
CORTISOL	Urines	Electrochimiluminescence Cobas e801, ROCHE	PS-B-GM-REA-HORM-DX-026-01	
CRP	Sérum	Immunoturbidimétrique automatisée type quantitatif Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-171-03	
Créatinine	Urine	Enzymatique automatisée type quantitatif Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-041-05	
Créatinine	Sérum	Enzymatique automatisée type quantitatif Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-040	
Cystatine	Sang	Immunoturbidimétrique automatisée type quantitatif Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-177-03	
Cystatine C	Urine	Immunoturbidimétrique automatisée type quantitatif Cobas 8000-2 (Roche)	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-178-03	
Delta-4-Androstènedione	Sérum	Immunodosage par compétition utilisant une technologie chimiluminescente directe LIAISON XL DIASORIN	PS-B-GM-ANA-HORM-MO-008-01	
Dosage de Galactose-1-phosphate	Sang	Enzymatique quantitative manuelle avec lecture spectrophotométrique	PS-B-BIO-ANA-MHM-MO-042	
Dosage de l'activité F1.6DPase	Sang Total	Enzymatique quantitative manuelle avec lecture spectrophotométrique	PS-B-BIO-ANA-MHM-MO-040	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Dosage de l'activité Phosphorylase	Sang	Enzymatique quantitative manuelle avec lecture spectrophotométrique	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-MHM-MO-009-01	
Dosage de l'activité Phosphorylase kinase	Sang	Enzymatique quantitative manuelle avec lecture spectrophotométrique	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-MHM-MO-009	
Dosage de l'enzyme branchante	Sang	Enzymatique quantitative manuelle avec lecture spectrophotométrique	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-MHM-MO-005-01	
Dosage de l'enzyme débranchante	Sang	Enzymatique quantitative manuelle avec lecture spectrophotométrique et fluorométrie	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-MHM-MO-006-01	
Dosage du galactose urinaire	Urine	Enzymatique quantitative manuelle avec lecture spectrophotométrique	PS-B-BIO-ANA-MHM-MO-084	
Ferritine	Sérum	Immunoturbidimétrie automatisée type quantitatif Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-043-04	
Folates	Sérum	Electrochimiluminescence Cobas e801, ROCHE	PS-B-GM-ANA-HORM-DE-072	
Folates Globulaires	Sang Total	Immunoanalyse Compétition DXI 9000 BECKMAN COULTER	PS-B-GM-REA-HORM-DX-04	
FSH	Sérum	Electrochimiluminescence Cobas e801, ROCHE		
GGT	Sérum	Cinétique enzymatique automatisée Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-044	
Glucose	LCR	Enzymatique automatisée Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-047-05	
Glucose	Urine	Enzymatique automatisée Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-046-05	
Glucose	Sérum	Enzymatique automatisée Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-045	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Haptoglobine	Sérum	Immunoturbidimétrique automatisée type quantitatif Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-172-03	
HCG total	Serum	B·R·A·H·M·S KRYPTOR GOLD Technique automatique par immunofluorescence	PS-B-GM-ANA-HORM-MO-021	
HDL Cholestérol	Sérum	Enzymatique automatisée type quantitatif Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-048	
HGH	Sérum	CHIMILUMINESCENCE IMMUNOMETRIE ISYS IDS	PS-B-GM-REA-HORM-DX-044	
Homocystéine	Plasma	Enzymatique automatisée type quantitatif Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-182-02	
Hormone Anti-Müllérienne	Serum	Immunoenzymatique chimioluminescente BECKMAN COULTER DXI 9000	PS-B-GM-ANA-HORM-MO-020	
IGF-1	Sérum	CHIMILUMINESCENCE IMMUNOMETRIE ISYS IDS	PS-B-GM-REA-HORM-DX-045	
IgG	Sérum	immunoturbidimétrie Cobas c502	PS-B-BIO-ANA-BURG-MO-043	
IgG	LCR	Immunoturbidimétrie Cobas c502	PS-B-BIO-ANA-BGEN-MO-007	
Inhibine A	Sérum	Immunoenzymatique chimioluminescente BECKMAN COULTER DXI 9000	PS-B-GM-ANA-HORM-MO-020	
Insuline	Sérum	Immunodosage par compétition utilisant une technologie chimiluminescente directe LIAISON XL	PS-B-GM-ANA-HORM-MO-008-01	
Lactate	LCR	Colorimétrique automatisée type quantitatif Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-185-02	
Lactate	Urine	Colorimétrique automatisée type quantitatif Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-191-02	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Lactates	Sang	Electrochimique automatisée type quantitatif ABL 800-1 ABL800-2 (Radiometer)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-195	
LDH	Sérum	Cinétique enzymatique automatisée Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-049	
LH	Sérum	Electrochimiluminescence Cobas e801, ROCHE		
Lipase	Sérum	Cinétique enzymatique automatisée Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-050	
Ostéocalcine	Sérum	Immunodosage LIAISON XL DIASORIN	PS-B-GM-ANA-HORM-MO-021-02	
PAL	Sérum	Cinétique enzymatique automatisée Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-055	
Peptide C	Plasma	Immunodosage par compétition utilisant une technologie chimiluminescente directe LIAISON XL	PS-B-GM-ANA-HORM-MO-008	
pH, pO ₂ , pCO ₂ , Ca ²⁺ , COHb, MetHb, K ⁺ , Lactates	Sang total	Electrochimique automatisée type quantitatif ABL 800-1 ABL800-2 (Radiometer)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-124, 125, 126, 127, 128, 194, 195	
Phospholipides	Bile	Enzymatique automatisée type quantitatif Cobas 8000-2 (Roche)	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-MHM-MO-061-03	
Points redox (3 hydroxybutyrates sang, corps cétoniques sang , acides gras libres sang, pyruvate sang-LCR, lactate LCR-Urine)	Sang, LCR, Urine		Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-MHM-DE-090 à 095	
Potassium	Sérum	Potentiométrique indirecte automatisée type quantitatif Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-059	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Potassium	Urine	Potentiométrique indirecte automatisée type quantitatif Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-059	
Procalcitonine	Sérum	Electrochimiluminescence automatisée type quantitatif Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-167-05	
Progestérone	Sérum	immunoenzymatique chimiluminescente BECKMAN COULTER DXI 9000	PS-B-GM-ANA-HORM-MO-020	
Prolactine	Serum	B·R·A·H·M·S KRYPTOR GOLD Technique automatique par immunofluorescence	PS-B-GM-ANA-HORM-MO-021	
Protéines	LCR	Turbidimétrique automatisée type quantitatif Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-181-02	
Protéines	Urines	Turbidimétrique automatisée type quantitatif Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-180-01	
Protéines	Sérum	Colorimétrique automatisée type quantitatif Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-179	
Préalbumine	Sérum	Immunoturbidimétrique automatisée type quantitatif Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-169-03	
PTH	Sérum	Immunoanalyse Compétition DXI 9000 BECKMAN COULTER	PS-B-GM-ANA-HORM-MO-020	
Pyruvate	LCR	Enzymatique automatisée type quantitatif Cobas 8000-2 (Roche)	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-MHM-MO-045-04	
Pyruvate	Sang	Enzymatique automatisée type quantitatif Cobas 8000-2 (Roche)	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-MHM-MO-045-04	
Renine	Plasma	Immunodosage par compétition utilisant une technologie chimiluminescente directe LIAISON XL	PS-B-GM-ANA-HORM-MO-008	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Récepteur soluble de la transferrine	Sérum	Immunoturbidimétrique automatisée type quantitatif Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-174-02	
SBP/SHBG/TEBG	Sérum	Fluorescence :Immunofluorescence et Chimiluminescence Automate IMMULITE 2000 Xpi	PS-B-GM-ANA-HORM-MO-004-01	
SDHEA	Plasma	Fluorescence :Immunofluorescence et Chimiluminescence Automate IMMULITE 2000 Xpi	PS-B-GM-ANA-HORM-MO-004	
Sodium	Urine	Potentiométrique indirecte automatisée type quantitatif Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-009-06	
Sodium	Sang, Liq. De Dialyse, Liq. De redon	Potentiométrique indirecte automatisée type quantitatif Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-001	
Spot test	Sang	Activité de la galactose-1-phosphate uridylyltransferase dans les globules rouges Fluorescence Méthode manuelle	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-MHM-MO-043	
T3 libre	Sérum	Electrochimiluminescence Cobas e801, ROCHE	PS-B-GM-ANA-HORM-DE-077-01	
T4 libre	Sérum	Electrochimiluminescence Cobas e801, ROCHE	PS-B-GM-ANA-HORM-DE-075-01	
Testostérone totale	Sérum	Immunoanalyse Compétition DXI 9000 BECKMAN COULTER	PS-B-GM-REA-HORM-DX-04	
Thyrocalcitonine (Calcitonine)	Serum	LIAISON XL Technique immunologique directe par chimiluminescence (CLIA)	PS-B-GM-ANA-HORM-MO-008-01	
Thyroglobuline sensible	Serum	B·R·A·H·M·S KRYPTOR GOLD Technique automatique par immunofluorescence	PS-B-GM-ANA-HORM-MO-021-01	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Transferrine	Sérum	Immunoturbidimétrique automatisée type quantitatif Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-60-02	
Transferrine	Sérum	Immunoturbidimétrique automatisée type quantitatif Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-060	
Triglycérides	Sérum	Enzymatique automatisée Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-061	
Troponine T hs	Sérum	Electrochimiluminescence automatisée type quantitatif Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-159-05	
TSH	Sérum	Electrochimiluminescence Cobas e801, ROCHE	PS-B-GM-ANA-HORM-DE-074-01	
Urée	Urine	Enzymatique automatisée type quantitatif Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-013-06	
Urée	Sérum	Enzymatique automatisée type quantitatif Cobas 8000-1 Cobas 8000-2 (Roche)	PS-B-BIO-ANA-BURG-DE-012	
Vitamine B12	Sérum	Electrochimiluminescence Cobas e801, ROCHE	PS-B-GM-ANA-HORM-DE-073-01	

Site HOPITAL BICETRE :

BM BB02 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
17OHP	Serum	Chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse GC-MS/MS Triple quadripôle GCMS-TQ8040 Shimadzu	Méthode adaptée / développée PS-B-GM-ANA-HORM-MO-043	Détail de la méthode
Carnitine	Sang	Séparation chromatographique couplée à une détection par spectrométrie de masse en tandem (LCMSMS) TQD UPLC-MSMS et logiciel Masslynx® (Waters)	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-MHM-MO-041-01	Détail de la méthode
D4ANDROSTENEDIONE	Serum	Chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse GC-MS/MS Triple quadripôle GCMS-TQ8040 Shimadzu	Méthode adaptée / développée PS-B-GM-ANA-HORM-MO-043	Détail de la méthode
Dosage de l'activité CPT2	Sang total	Détermination de l'activité enzymatique après : - Dosage des protéines par technique colorimétrique de Bradford et lecture d'absorbance par spectrophotométrie (spectrophotomètre CARY) - Dosage de la carnitine libre par LC-MSMS (Séparation chromatographique couplée à une détection par spectrométrie de masse en tandem (UPLC-MSMS TQD Waters (logiciel de pilotage MassLynx®))	PS-B-BIO-ANA-MHM-MO-049	Détail de la méthode
Etude de l'Hémoglobine	Sang total EDTA	Séparation et quantification des fractions de l'Hémoglobine par HPLC échange de cation et détection spectrophotométrique sur Bio-rad Variant II (Dual beta thal program, logiciel CDM 5.4) HPLC 1856	PS-B-HEM-ANA-HEMAT-DE-004	Détail de la méthode
NTBC	sang	Séparation chromatographique couplée à une détection par spectrométrie de masse en tandem (LCMSMS) - UPLC-MSMS TQD Waters (logiciel de pilotage MassLynx®)	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-MHM-MO-010-02	Détail de la méthode

BM BB02 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Succinylacétone	Urine	Séparation chromatographique couplée à une détection par spectrométrie de masse en tandem (LCMSMS) - UPLC-MSMS TQD Waters (logiciel de pilotage MassLynx®)	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-MHM-MO-012-02	Détail de la méthode
Vitamine A	Sang	Chromatographie liquide haute performance automatisée type quantitatif HPLC/UV Shimadzu piloté par Chroméléon 7.2	PS-B-BIO-ANA-BGEN-MO-006	
Vitamine E	Sang	Chromatographie liquide haute performance automatisée type quantitatif HPLC/UV Shimadzu piloté par Chroméléon 7.2	PS-B-BIO-ANA-BGEN-MO-006 PS-B-BIO-ANA-BGEN-DE-014-02	

Site HOPITAL BICETRE :

BM BB03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Sous-unité alpha des hormones glycoprotéiques	sérum	Manuelle : Radio-immunoanalyse (RIA)	PS-B-GM-ANA-HORM-MO-014-02	
Œstradiol (Femmes/Hommes/Enfants)	sérum	Manuelle : Radio-immunoanalyse (RIA)	PS-B-GM-ANA-HORM-MO-010-01	

Site HOPITAL BICETRE :

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BN PAGE	Fibroblastes	Méthode adaptée/développée Electrophorèse puis immunodétection	PS-B-BIO-ANA-MHM-MO-027-01	
Electrophorèse des protéines	Sérum	Méthode électrophorétique capillaire automatisée Capillarys 3 (Sebia)	PS-B-BIO-ANA-BGEN-DE-006 à 011	
Etude membranes globules rouges	Sang total	Méthode adaptée/développée Electrophorèse des protéines en présence de sodium dodécylsulfate (SDS) sur gel de polyacrylamide. Méthode manuelle Hyrys 2, Sebia	PS-B-BIO-ANA-BSPE-MO-001 à 6	

Site HOPITAL BICETRE :

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Recherches de drogues urinaires : THC, cocaïne, opiacés, amphétamines, métamphétamines	urine	Tests rapides sur supports solides	PS-B-TOX-ANA-PLUS-MO-003	

Site HOPITAL BICETRE :

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL BICETRE	BCT-DMU 3 « Maladie de l'enfant »-Réanimation NéoNatale	pH, Gaz du sang, Electrolytes, Métabolites, Oxymétrie pH, pO2, pCO2, tHb, sO2, COHb, MetHb, O2Hb, Glu, Lac, K+, Na+, Cl-,Ca2+, Bilirubine	Sang total	Electrochimie Spectrophotométrie ABL90 Flex Plus /Radiometer REAPED R0160N0015	PS-B-BIO-ANA-EBMD-DE-006 à 017, 019 à 022	

BM PT01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Amikacine (Amiklin)	Serum	Méthode immunoturbidimétrique KIMS Automates Cobas 8000-1, Cobas 8000-2	PS-B-TOX-ANA-TOXIC-DE-022-V01	
Benzodiazepines	Plasma et urines	Méthode Immunoturbidimétrique KIMS Automates Cobas 8000-1, Cobas 8000-2	PS-B-TOX-ANA-TOXIC-DE-022-V01	
Carbamazepine (Tegretol)	Plasma	Méthode Immunoturbidimétrique KIMS Automate Cobas 8000-1	PS-B-TOX-ANA-TOXIC-DE-023-V01	
CICLOSPORINE	Plasma	Méthode immuno enzymatique CEDIA en phase homogène Automates Cobas 8000-1, Cobas 8000-2	PS-B-TOX-ANA-TOXIC-MO-031 -V02 PS-B-TOX-ANA-TOXIC-DE-027-V01	
Digoxine (Hémigoxine)	Plasma	Méthode électrochimiluminescence (ECLIA) Cobas e801 ligne 1	PS-B-TOX-ANA-TOXIC-MO-056	
Dosage de l'adalimumabémie par ELISA	sérum	Automatisée chimiluminescence iTRACK 10	PORTEE A_PS-B-IMM-ANA-BIOTH- MO-004	
Dosage de l'infliximabémie par ELISA	sérum	Automatisée chimiluminescence iTRACK 10	PORTEE A_PS-B-IMM-ANA-BIOTH- MO-003	
Ethanol	Plasma	Méthode enzymatique Automates Cobas 8000-1, Cobas 8000-2	PS-B-TOX-ANA-TOXIC-DE-021-V01	
Gentamicine (Gentalline)	Serum	Méthode immuno enzymatique CEDIA par compétition en phase homogène Automates Cobas 8000-1, Cobas 8000-2	PS-B-TOX-ANA-TOXIC-DE-019-V01	
Paracetamol (dosage)	Plasma	Méthode immuno enzymatique par compétition en phase homogène Automates Cobas 8000-1, Cobas 8000-2	PS-B-TOX-ANA-TOXIC-DE-020-V01	
Phenobarbital (Gardéнал)	Plasma	Méthode immunoturbidimétrique KIMS Automates Cobas 8000-1, Cobas 8000-2	PS-B-TOX-ANA-TOXIC-DE-017-V01	
Phénytoïne (Dihydran-Dilantin)	Plasma	Méthode immunoturbidimétrique KIMS Automate Cobas 8000-1	PS-B-TOX-ANA-TOXIC-DE-024-V01	

BM PT01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Salicylés (dosage)	Plasma	Méthode enzymatique Automate Cobas 8000-1	PS-B-TOX-ANA-TOXIC-DE-025-V01	
Tacrolimus	Plasma	Methode immunologique par Electrochimiluminescence ECLIA Automates Cobas 8000-1, Cobas 8000-2	PS-B-TOX-ANA-TOXIC-MO-003-V02 PS-B-TOX-ANA-TOXIC-DE-026-V01	
Valproate de sodium (Dépakine, Dépamide, Depakote)	Plasma	Méthode immuno enzymatique par compétition en phase homogène Automates Cobas 8000-1, Cobas 8000-2	PS-B-TOX-ANA-TOXIC-DE-018-V01	
Vancomycine	Serum	Méthode Immunoturbidimétrique KIMS Automates Cobas 8000-1, Cobas 8000-2	PS-B-TOX-ANA-TOXIC-DE-003	

Site HOPITAL BICETRE :

BM PT03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
4 Immunosuppresseurs : everolimus, sirolimus, tacrolimus, CICLOSPORINE	Sang total	Séparation chromatographique couplée à une détection par spectrométrie de masse en tandem (LCMSMS) - UPLC-MSMS Waters (logiciel de pilotage MassLynx®) - UPLC-TSQ-ALTIS de Thermofisher (logiciel de pilotage Tracefinder) - UPLC-MSMS Shimadzu (logiciel de pilotage LabSolutions)	Méthode adaptée / développée PS-B-TOX-ANA-TOXIC-MO-034-V07	
Acide Mycophenolique (MPA)	Plasma	CLHP DETECTION UV AVEC PRETRAITEMENT (SHIMATZU) + VANQUISH en back up	Méthode adaptée / développée PS-B-TOX-ANA-TOXIC-MO-029 PS-B-TOX-ANA-TOXIC-DE-012	
Antifongiques azolés : Itraconazole- hydroxy-itraconazole - voriconazole - fluconazole - isavuconazole - posaconazole	plasma	Séparation chromatographique couplée à une détection par spectrométrie de masse en tandem (LCMSMS) - UPLC-MSMS Shimadzu (logiciel de pilotage LabSolutions)	Méthode adaptée / développée PS-B-TOX-ANA-TOXIC-MO-042-01	
Carbapenemes Imipeneme, Meropeneme, Ertapeneme	plasma	Séparation chromatographique sur CLHP avec détection UV sur Thermofisher Vanquish et Backup sur CLHP Shimadzu	Méthode adaptée / développée PS-B-TOX-ANA-TOXIC-MO-0040	
β-lactamines : Amoxicilline - céfépime - piperacilline - ceftazidime - cloxacilline - céfotaxime - cefazoline- ceftriaxone	plasma	Séparation chromatographique couplée à une détection par spectrométrie de masse en tandem (LCMSMS) - UPLC-MSMS (Shimadzu)	Méthode adaptée / développée PS-B-TOX-ANA-TOXIC-MO-007	

Site HOPITAL BICETRE :

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Formule Sanguine	Frottis Sanguin	Méthode manuelle de type qualitatif et quantitatif. Identification morphologique et numération en cellule sur frottis, après coloration, par microscopie optique	PS-B-HEM-ANA-HEMAT-MO-005	
HEMOGRAMME : NUMERATION, PLAQUETTES, RETICULOCYTES, FORMULE AUTOMATE	Sang total	XN 3000 SYSMEX ET ADVIA 2120 SIEMENS	PS-B-HEM-ANA-HEMAT-MO-009 PS-B-HEM-MAT-PLUS-MO-011	
PLAQUETTES SUR CITRATE	Sang total	XN 3000 SYSMEX ET ADVIA 2120 SIEMENS	PS-B-HEM-ANA-HEMAT-MO-009 PS-B-HEM-MAT-PLUS-MO-011	

Site HOPITAL BICETRE :

BM HB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
myélogramme, BOM,...	moelle, ganglion...	microscopes	PS-B-HEM-ANA-HEMAT-DE-006-01	

Site HOPITAL BICETRE :

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
VS	Sang	Automatisé Inversa 24M Horiba méthode Westergren BANG 312565	PS-B-HEM-ANA-HEMAT-DE-005-01	

Site HOPITAL BICETRE :

BM HB05 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Ektacytométrie	Sang total	Méthode adaptée ou développée Méthode qualitative automatisée Mesure de la déformabilité et de la résistance osmotique des hématies par mesure optique en gradient d'osmolarité Ektacytometre LORRCA RR MECHATRONICS	PS-B-HEM-ANA-HEMAT-MO-019	

Site HOPITAL BICETRE :

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Ddimères	SANG	Immunoturbidimétrie - Automate STAR MAX 425, 427, 429	PS-B-HEM-ANA-HEMOS-MO-009	
Fibrinogène	SANG	Chronométrie - Automate STAR MAX 425, 427, 429	Méthode adaptée / développée PS-B-HEM-ANA-HEMOS-MO-006-02	
FII	SANG	Chronométrie - Automate STAR MAX 425, 427, 429	PS-B-HEM-ANA-PLUS-MO-001	
FIX	SANG	Chronométrie - Automate STAR MAX 425, 427, 429	Méthode adaptée / développée PS-B-HEM-ANA-HEMOS-MO-022-01	
FV	SANG	Chronométrie - Automate STAR MAX 425, 427, 429	PS-B-HEM-ANA-PLUS-MO-001	
FVII+X	SANG	Chronométrie - Automate STAR MAX 425, 427, 429	Méthode adaptée / développée PS-B-HEM-ANA-PLUS-MO-001-04	
FVIII	SANG	Chronométrie - Automate STAR MAX 425, 427, 429	Méthode adaptée / développée PS-B-HEM-ANA-HEMOS-MO-019-01	
FVIII Chromogénique	SANG	Chromogénie - Automate STAR MAX 425, 429	Méthode adaptée / développée PS-B-HEM-ANA-HEMOS-MO-045-01	
FVII Innovin	SANG	Chronométrie - Automate STAR MAX 425, 427, 429	Méthode adaptée / développée PS-B-HEM-ANA-PLUS-MO-001-05	
FVII Néoplastine	SANG	Chronométrie - Automate STAR MAX 425, 427, 429	Méthode adaptée / développée PS-B-HEM-ANA-PLUS-MO-001-06	
FX	SANG	Chronométrie - Automate STAR MAX 425, 429	Méthode adaptée / développée PS-B-HEM-ANA-PLUS-MO-001-07	
FXI	SANG	Turbidimétrie - Automate STAR MAX 425, 427, 429	Méthode adaptée / développée PS-B-HEM-ANA-HEMOS-PG-003-02	
FXII	SANG	Turbidimétrie - Automate STAR MAX 425, 429	Méthode adaptée / développée PS-B-HEM-ANA-HEMOS-MO-039-01	
Protéine S libre antigène	Plasma Citraté	Automate CS 5100	Méthode adaptée / développée	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
TCA	SANG	Chronométrie - Automate STAR MAX 425, 427, 429	Méthode adaptée / développée PS-B-HEM-ANA-HEMOS-MO-002-02	
TQ	SANG	Chronométrie - Automate STAR MAX 425, 427, 429	Méthode adaptée / développée PS-B-HEM-ANA-PLUS-MO-001-02	
VWF Ag	SANG	Turbidimétrie - Automate STAR MAX 425, 429	Méthode adaptée / développée PS-B-HEM-ANA-HEMOS-MO-020-01	
VWF Rco	SANG	Turbidimétrie - Automate CS 5100	Méthode adaptée / développée PS-B-HEM-ANA-HEMOS-MO-021-01	

Site HOPITAL BICETRE :

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Anti Ila Arganova	SANG	Chronométrie - Automate STAR MAX 425, 427, 429	PS-B-HEM-ANA-HEMOS-MO-023-02	
Anti Ila Pradaxa	SANG	Chronométrie - Automate STAR MAX 425, 427, 429	PS-B-HEM-ANA-HEMOS-MO-023-02	
Antithrombine (activité) (MTE)	Plasma citraté	Chromogénie - Automate STAR MAX 425, 427, 429	PS-B-HEM-ANA-HEMOS-MO-068	
Anti Xa Arixtra	SANG	Chromogénie - Automate STAR MAX 425, 427, 429	PS-B-HEM-ANA-HEMOS-MO-004-03	
Anti Xa Eliquis	SANG	Chromogénie - Automate STAR MAX 425, 427, 429	PS-B-HEM-ANA-HEMOS-MO-004-	
Anti Xa HNF et HBPM	SANG	Chromogénie - Automate STAR MAX 425, 427, 429	PS-B-HEM-ANA-HEMOS-MO-004-02	
Anti Xa Orgaran	SANG	Chromogénie - Automate STAR MAX 425, 427, 429	PS-B-HEM-ANA-HEMOS-MO-004-04	
Anti Xa Xarelto	SANG	Chromogénie - Automate STAR MAX 425, 427, 429	PS-B-HEM-ANA-HEMOS-MO-004	
Titration d'Anticorps Anti facteur de la Coagulation	SANG	Turbidimétrie - Automate STAR MAX 425, 427, 429	PS-B-HEM-ANA-HEMOS-MO-034-01	

Site HOPITAL BICETRE :

BM CB05 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Ac anti complexes PF4-Héparine ou Recherche de thrombopénie à l'héparine ou TIH de type II	Plasma citraté	Méthode qualitative manuelle ELISA		

Site HOPITAL BICETRE :

BM CB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Fonctions plaquettaires (agrégométrie optique)	Plasma riche en plaquettes	Méthode adaptée / développée Agrégométrie, manuelle Chronolog Model 700 n°2140309	PS-B-HEM-ANA-HEMOS-MO-041	
Temps d'occlusion du PFA ®	Sang total	Platelet function Analyzer Siemens PFA100 n°03449 et n°03670	PS-B-HEM-ANA-HEMOS-MO-047	

Site HOPITAL BICETRE :

BM CB07 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Antiplasmine activité	Plasma citraté	Méthode quantitative Automatisée Chromogénie		

Site HOPITAL BICETRE :

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Anticorps anti-ADN double brin	Sérum	Automatisé - Bioplex Bio-Rad Fluorimétrie en flux	PORTEE A_PS-B-IMM-ANA-AUTO- MO-004	
Anticorps anti-b2 GPI IgG et IgM	Sérum	Automatisé - Bioplex Bio-Rad Fluorimétrie en flux	PORTEE A_PS-B-IMM-ANA-AUTO- MO-001	
Anticorps anti-cardiolipines IgG et IgM	Sérum	Automatisé - Bioplex Bio-Rad Fluorimétrie en flux	PORTEE A_PS-B-IMM-ANA-AUTO-- MO-001	
Anticorps anti-DPG IgG et IgA	Sérum	Automatisé - Bioplex Bio-Rad Fluorimétrie en flux	PORTEE A_PS-B-IMM-ANA-AUTO- MO-005	
Anticorps anti-ENA/ECT (SSA,SSB,Sm,RNP,ScI70, Jo1, centomère B, Ribosome P, Chromatine, Trim21)	Sérum	Automatisé - Bioplex Bio-Rad Fluorimétrie en flux	PORTEE A_PS-B-IMM-ANA-AUTO- MO-002	
Anticorps anti-MPO/PR3+MB6	Sérum	Automatisé - Bioplex Bio-Rad Fluorimétrie en flux	PORTEE A_PS-B-IMM-ANA-AUTO- MO-003	
Anticorps anti-TG (transglutaminase tissulaire IgG et IgA)	Sérum	Automatisé - Bioplex Bio-Rad Fluorimétrie en flux	PORTEE A_PS-B-IMM-ANA-AUTO- MO-005	
Anticorps anti-thyroglobuline (aTPO)	Sérum	B·R·A·H·M·S KRYPTOR GOLD Technique automatique par immunofluorescence	PS-B-GM-ANA-HORM-MO-021	
Anticorps anti-thyropéroxydase	Sérum	B·R·A·H·M·S KRYPTOR GOLD Technique automatique par immunofluorescence	PS-B-GM-ANA-HORM-MO-021	
Dosage des Ac anti-adalimumab par ELISA	sérum	Automatisée chimiluminescence iTRACK 10	PORTEE A_PS-B-IMM-ANA-BIOTH- MO-004	
Dosage des Ac anti-infliximab par ELISA	sérum	Automatisée chimiluminescence iTRACK 10	PORTEE A_PS-B-IMM-ANA-BIOTH- MO-003	
recherche des Ac anti-MOG par immunofluorescence indirecte	Sérum	manuelle par immunofluorescence indirecte (Préparation lame SPRINTER IF)	PORTEE A_PS-B-IMM-ANA-AUTO- MO-009	

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
recherche des Ac onconeuronaux par immunodot	Sérum ou LCR	Immunodot Euroblot 1 et Bluediver 2	PS-B-IMM-MAT-AUTO-PG-003	
recherche des Ac onconeuronaux par immunofluorescence indirecte	Sérum ou LCR	manuelle par immunofluorescence indirecte	PORTEE A_PS-B-IMM-ANA-AUTO-MO-007	
Recherche et titrage des Ac anti-nucléaires totaux	sérum	Immunofluorescence indirecte sur étalement de cellules Hep2 (Préparation lames Quantalyser 3000)	PS-B-IMM-ANA-AUTO-PG-001	Changement Automate Préparation des lames 15/12/2025
TRAK Humain (anti-récepteur de la TSH)	sérum	B·R·A·H·M·S KRYPTOR GOLD Technique automatique par immunofluorescence	PS-B-GM-ANA-HORM-MO-040	

Site HOPITAL BICETRE :

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
IgE spécifiques	Sérum	Automatisé - Phadia 250 20916 Thermofisher Immunoenzymatique avec lecture en fluorescence	PS-B-IMM-ANA-ALLER-MO-001	
IgE totales	Sérum	Automatisé - Phadia 250 20916 Thermofisher Immunoenzymatique avec lecture en fluorescence	PORTEE A_PS-B-IMM-ANA-ALLER- MO-001	

Site HOPITAL BICETRE :

BM IC01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / IMMUNOLOGIE CELLULAIRE SPÉCIALISÉE ET HISTOCOMPATIBILITÉ (GROUPE HLA)

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Phénotypages lymphocytaire T (CD3, CD4, CD8), B et NK en pourcentage et en valeur absolue	Sang total	Cytométrie en flux en pourcentage et valeur absolue AQUIOS-Beckman Coulter	PORTEE A_PS-B-IMM-ANA-IMC-MO- 001	

Site HOPITAL BICETRE :

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Syphilis (Anticorps anti-cardiolipides)	Sérum	Manuel - Méthode de type qualitatif Agglutination	PORTEE A_PS-B-BAC-ANA-SERO-MO- 002-01	
Syphilis (Anticorps anti-tréponémiques)	Sérum	Automatisé - Méthode de type qualitatif Electrochimiluminescence sur Cobas®e801 ROCHE DIAGNOSTICS®	PORTE A_PS-B-BAC-ANA-SERO-PG- 001-01	

Site HOPITAL BICETRE :

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Antigénurie Legionelle	Urine	Méthode de type qualitatif Immunochromatographie Kit BinaxNOW ® Legionella Antigen Card commercialisé par Alere™	PS-B-BAC-ANA-PLUS-MO-001-01	
Antigénurie Pneumocoque	Urine	Méthode de type qualitatif Immunochromatographie Kit BinaxNOW ® Streptococcus pneumoniae Antigen Card commercialisé par Alere™	PS-B-BAC-ANA-PLUS-MO-002-01	
Clostridium Difficile: recherche de la GDH et des toxines A et B	Selles	Méthode de type qualitatif manuelle Immuno- enzymatique	PS-B-BAC-ANA-BACT-PG-003-02	
Recherche d'antigènes pneumococciques dans le LCR	LCR	Méthode de type qualitatif Immunochromatographie Kit BinaxNOW ® Streptococcus pneumoniae Antigen Card commercialisé par Alere™	PS-B-BAC-ANA-PLUS-MO-002-01	

Site HOPITAL BICETRE :

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Examen cytologique des Urines	Urines	Méthode qualitative automatisée UF 4000 SYSMEX	PS-B-BAC-ANA-BACT-MO-067	
Examen cytologique des Urines	Urines	Méthode qualitative manuelle Numération en cellule (Kova)	PS-B-BAC-ANA-BACT-MO-008	
Examen Direct (avant et après coloration, sauf numération)	Urine, hémoculture positive, coproculture, prélèvements pulmonaires, sécrétions vaginales, endocol, prélèvements urétraux, liquides amniotiques, périphériques de bébé, placenta, stérilet, pus, liquides de ponction, prélèvements de bloc opératoire, biopsie, bile, ORL/ophtalmo	Méthode qualitative manuelle Microscopie Etat frais, coloration de Gram Aerospray	PS-B-BAC-ANA-BACT-PG-004 PS-B-BAC-MAT-BACT-PG-001	

Site HOPITAL BICETRE :

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Hémoculture Recherche de Bactéries sur flacons de culture Aérobiose/Anaérobiose	Sang total	Méthode qualitative automatisée Culture (Bact Alert VIRTUO)	PS-B-BAC-ANA-BACT-MO-072-01	

Site HOPITAL BICETRE :

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Identification bactérienne	Culture bactérienne	Méthode qualitative automatisée Identification bactérienne par spectrométrie de masse Sirius One Brucker 189021241976	PS-B-BAC-ANA-PLUS-MO-005	Ajout Automate 05/2025
Recherche et identification de bactéries	Urine, hémoculture positive, coproculture, sécrétions vaginales, prélèvements urétraux, liquide amniotique, périphériques de bébé, placenta, stérilet, pus, liquides de ponction, prélèvements de bloc opératoire, biopsie, bile, ORL/ophtalmo, liquide de redon, souche bactérienne	Méthode qualitative manuelle Mise en culture manuelle (en quadrants, par strie initiale suivie de stries serrées) , incubation, lecture	PS-B-BAC-ANA-BACT-MO-008-01 PS-B-BAC-ANA-BACT-PG-002-02	

Site HOPITAL BICETRE :

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Antibiogramme	Culture Bactérienne	Méthode qualitative automatisée Antibiogramme en milieu liquide VITEK 2 60 : VTK25881 Cartes VITEK : • Vitek 2 AST P667 : antibiogrammes des Streptocoques (réf. BIOMERIEUX 424183) • Vitek 2 AST P668 : antibiogrammes des staphylocoques (réf. BIOMERIEUX 424184) • Vitek 2 AST- N436 : antibiogrammes lors des infections urinaires à bacilles à Gram négatif (réf. BIOMERIEUX 424440)	PS-B-BAC-ANA-BACT-MO-005	Vitek 2 : changement Automate : 07/01/2024 Retrait du Vitek 1 : 01/12/2025
Antibiogramme	Culture Bactérienne	Méthode quantitative automatisée Antibiogramme par diffusion en milieu gélosé SIRScan n°1 et 2	PS-B-BAC-ANA-BACT-PG-001 PS-B-BAC-MAT-BACT-MO-004	
Recherche de la résistance aux C3G par test rapide chez les entérobactéries	Culture Bactérienne	Méthode qualitative manuelle (agglutination)	PS-B-BAC-ANA-BACT-MO-048	

Site HOPITAL BICETRE :

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Paludisme : recherche d'antigènes solubles	SANG (sang total)	Manuel, qualitatif. Détermination immunophénotypique par immunochromatographie	PORTEE A_PS-B-PAR-ANA-PARA-DX- 001-01	
Paludisme : recherche sur frottis	SANG (sang total)	Manuelle. Qualitative et/ou quantitative Examen morphologique microscopique après coloration MGG	Méthode adaptée / développée PORTEE B_PS-B-PAR-ANA-PARA-MO- 002-03	Hématozoaires : seule le paludisme/plasmodium est recherché Pas de goutte épaisse Méthode précisée

Site HOPITAL BICETRE :

BM BA02 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / BACTÉRIOLOGIE SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Chlamydiae trachomatis	secrétions vaginales , Urine, Prélèvement uretral, Prélèvement endocervical,	Automatisé - Extraction et détection d'acides nucléiques par PCR en temps réel Nimbus et CFX 96	PS-B-BAC-ANA-BM-MO-023	
Mycoplasma genitalium	secrétions vaginales, Urine, Prélèvement uretral, Prélèvement endocervical	Automatisé - Extraction et détection d'acides nucléiques par PCR en temps réel Nimbus et CFX 96	PS-B-BAC-ANA-BM-MO-023	
Neisseria gonorrhoeae	secrétions vaginales, Urine, Prélèvement uretral, Prélèvement endocervical	Automatisé - Extraction et détection d'acides nucléiques par PCR en temps réel Nimbus et CFX 96	PS-B-BAC-ANA-BM-MO-023	
Recherche des toxines de Clostridium difficile	Selles	Automatisé - Extraction et détection d'acides nucléiques par PCR en temps réel sur GeneXpert - Cepheid	PORTEE A_PS-B-BAC-ANA-BM-MO-004-01	

Site HOPITAL BICETRE :

BM GC03 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Duplication 17p12 (PMP22)	Sang	Méthode adaptée / développée Recherche d'anomalies du nombre de copies (CNV) par MLPA (MRC-Holland P405-A1) - Analyse de fragments sur Séquenceur capillaire ABI3130xl - Analyse de données avec Coffalyser v.140721.1958	PS-B-GM-ANA-BM-MO-016	
Recherche de délétion / insertion par QPCR	sang	Méthode adaptée / développée PCR quantitative	PS-B-BIO-ANA-MHM-MO-081	
Recherche de délétion de l'ADN mitochondrial	Sang,muscle, foie, fibroblastes	Méthode adaptée / développée Long range PCR et électrophorèse	PS-B-BIO-ANA-MHM-MO-018	
Recherche de déplétion de l'ADN mitochondrial (PCR quantitative)	Muscle/foie	Méthode adaptée / développée PCR quantitative	PS-B-BIO-ANA-MHM-MO-083	

BM GC04 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CFC1	Sang	Séquençage Sanger sur séquenceur capillaire ABI3130XL/3730S	Méthode adaptée/ développée PS-B-BIO-ANA-MHM-MO-080	
DLD	Sang-Fibroblastes	Séquençage Sanger sur séquenceur capillaire ABI3130XL/3730S	Méthode adaptée/ développée PS-B-BIO-ANA-MHM-DE-120	
Déficit alpha 1 anti trypsine SERPINA1	sang	Séquençage Sanger sur séquenceur capillaire ABI3130XL/3730S	Méthode adaptée/ développée PS-B-BIO-ANA-MHM-DE-121	
G6PC1 glycogénose de type Ia	Échantillons biologiques d'origine humaine (sang, tissus)	Séquençage Sanger sur séquenceur capillaire ABI3130XL/3730S	Méthode adaptée/ développée	
Génotypage CYP3A5	Sang ou ADN extrait	Discrimination allélique sur Taqman ABI7900 HT	Méthode adaptée / développée VM-PSJ-BQUAL-13-5	
Génotypage TPMT	Sang ou ADN extrait	Discrimination allélique sur Taqman ABI7900 HT	Méthode adaptée / développée VM-PSJ-BQUAL-13-6	
Recherche de contamination maternelle des prélèvements fœtaux	Échantillons biologiques d'origine humaine (sang, tissus)	Méthode de type qualitatif (manuelle) PCR avec amorce spécifique et analyse de taille de fragments	Méthode adaptée / développée PS-B-GM-ANA-BM-MO-036-01	
Recherche mutation G20210 sur le gène du facteur II	SANG	Discrimination allélique - Taqman 7900	Méthode adaptée / développée PS-B-HEM-ANA-BMHM-MO-001	
Recherche mutation Q506 sur le gène du facteur V	SANG	Discrimination allélique - Taqman 7900	Méthode adaptée / développée PS-B-HEM-ANA-BMHM-MO-001	
SLC5A1	Sang	Séquençage Sanger sur séquenceur capillaire ABI3130XL/3730S	Méthode adaptée/ développée PS-B-BIO-ANA-MHM-DE-121	
SLC37A4 glycogénose de type Ib	Échantillons biologiques d'origine humaine (sang, tissus)	Séquençage Sanger sur séquenceur capillaire ABI3130XL/3730S	Méthode adaptée/ développée	
Séquençage Sanger ACADVL	Sang	Séquençage Sanger sur séquenceur capillaire ABI3130XL/3730S	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-MHM-DE-036-01	

BM GC04 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Séquençage Sanger AIP	Sang ou ADN extrait	Séquençage Sanger sur séquenceur capillaire ABI3130XL/3730S	Méthode adaptée / développée VM-PSJ-BQUAL-13-1	
Séquençage Sanger AKR1D1	Sang	Séquençage Sanger sur séquenceur capillaire ABI3130XL/3730S	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-MHM-MO-067-01	
Séquençage Sanger ALDOB	Sang	Séquençage Sanger sur séquenceur capillaire ABI3130XL/3730S	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-MHM-MO-064-01	
Séquençage Sanger ATP7B	Sang ou ADN extrait	Séquençage Sanger sur séquenceur capillaire ABI3130XL/3730S	Méthode adaptée / développée VM-PSJ-BQUAL-13-3	
Séquençage Sanger CPT1A	Sang	Séquençage Sanger sur séquenceur capillaire ABI3130XL/3730S	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-MHM-DE-036-01	
Séquençage Sanger CPT2	Sang	Séquençage Sanger sur séquenceur capillaire ABI3130XL/3730S	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-MHM-DE-036-01	
Séquençage Sanger FAH	Sang	Séquençage Sanger sur séquenceur capillaire ABI3130XL/3730S	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-MHM-MO-063-01	
Séquençage Sanger FBP1	Sang	Séquençage Sanger sur séquenceur capillaire ABI3130XL/3730S	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-MHM-DE-036-01	
Séquençage Sanger FH	Sang	Séquençage Sanger sur séquenceur capillaire ABI3130XL/3730S	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-MHM-DE-036-01	
Séquençage Sanger GALK	Sang	Séquençage Sanger sur séquenceur capillaire ABI3130XL/3730S	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-MHM-DE-036-01	
Séquençage Sanger GALT	Sang	Séquençage Sanger sur séquenceur capillaire ABI3130XL/3730S	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-MHM-DE-036-01	
Séquençage Sanger HADHA	Sang	Séquençage Sanger sur séquenceur capillaire ABI3130XL/3730S	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-MHM-DE-036-01	
Séquençage Sanger HADHB	Sang	Séquençage Sanger sur séquenceur capillaire ABI3130XL/3730S	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-MHM-DE-036-01	

BM GC04 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Séquençage Sanger PC	Sang	Séquençage Sanger sur séquenceur capillaire ABI3130XL/3730S	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-MHM-DE-036-01	
Séquençage Sanger PDHA1	Sang	Séquençage Sanger sur séquenceur capillaire ABI3130XL/3730S	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-MHM-DE-036-01	
Séquençage Sanger SLC22A5	Sang	Séquençage Sanger sur séquenceur capillaire ABI3130XL/3730S	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-MHM-DE-036-01	
Séquençage Sanger SLC25A20	Sang	Séquençage Sanger sur séquenceur capillaire ABI3130XL/3730S	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-MHM-DE-036-01	
Séquençage Sanger TTR	Sang ou ADN extrait	Séquençage Sanger sur séquenceur capillaire ABI3130XL/3730S	Méthode adaptée / développée VM-PSJ-BQUAL-13-2	
Séquençage Sanger TYMP	Sang	Séquençage Sanger sur séquenceur capillaire ABI3130XL/3730S	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-MHM-DE-036-01	
Séquençage Sanger ^HSD3B7	Sang	Séquençage Sanger sur séquenceur capillaire ABI3130XL/3730S	Méthode adaptée / développée PS-B-BIO-ANA-MHM-MO-066-01	

Site HOPITAL BICETRE :

BM GC05 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
GNAS	ADN et Autres	Analyses MS-MLPA Recherche d'anomalies du nombre de copies (CNV) et analyse de la méthylation par MS-MLPA (MRC-Holland) - Analyse de fragments sur Séquenceur capillaire ABI3130XL/3730S Analyse de données avec Coffalyser (MRC Holland)	GNAS	

Site HOPITAL BICETRE :

BM GC06 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Etude de l'épissage (cDNA)	Fibroblastes, sang	Extraction ARN (manuelle) ; RT-PCR ; Séquencage sanger sur séquenceur capillaire ABI3130XL/3730S	PS-B-BIO-ANA-MHM-MO-029 PS-B-BIO-ANA-MHM-DE-117	

BM GC07 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Panel Gonades	Sang	ADN Extraction des acides nucléiques (Qiasymphony), SEQUENÇAGE haut débit ILLUMINA ® (NGS, NextSeq550), traitement bio-informatique interne (MOABI APHP)	Méthode adaptée / développée PS-B-GM-ANA-BM-MO-014 PS-B-GM-ANA-BM-MO-018	
panel Hepato	Sang	ADN Extraction des acides nucléiques (Qiasymphony), SEQUENÇAGE haut débit ILLUMINA ® (NGS, NextSeq550), traitement bio-informatique interne (MOABI APHP)	Méthode adaptée / développée PS-B-GM-ANA-BM-MO-014 PS-B-GM-ANA-BM-MO-018	
Panel Hypogonadismes Hypogonadotropes	Sang	ADN Extraction des acides nucléiques (Qiasymphony), SEQUENÇAGE haut débit ILLUMINA ® (NGS, NextSeq550), traitement bio-informatique interne (MOABI APHP)	Méthode adaptée / développée PS-B-GM-ANA-BM-MO-014 PS-B-GM-ANA-BM-MO-018	
Panel Neuropathies Périphériques	Sang	ADN Extraction des acides nucléiques (Qiasymphony), SEQUENÇAGE haut débit ILLUMINA ® (NGS, NextSeq550), traitement bio-informatique interne (MOABI APHP)	Méthode adaptée / développée PS-B-GM-ANA-BM-MO-014 PS-B-GM-ANA-BM-MO-018	
Panel OSCAR	Sang	ADN Extraction des acides nucléiques (Qiasymphony), SEQUENÇAGE haut débit ILLUMINA ® (NGS, NextSeq550), traitement bio-informatique interne (MOABI APHP)	Méthode adaptée / développée PS-B-GM-ANA-BM-MO-014 PS-B-GM-ANA-BM-MO-018	
panel « MitoKb »	Sang, fibroblastes	ADN Extraction des acides nucléiques (Qiasymphony), SEQUENÇAGE haut débit ILLUMINA ® (NGS, NextSeq550), traitement bio-informatique interne (MOABI APHP)	Méthode adaptée / développée PS-B-GM-ANA-BM-MO-025-01	
Séquençage de l'ADN mitochondrial	Sang,muscle, foie, fibroblastes	ADN Extraction des acides nucléiques (Qiasymphony / manuelle), SEQUENÇAGE ILLUMINA ® (NGS, MiSeq), traitement bio-informatique Galaxy BWA-MEM 0.7.10 ; Picard tools 1.136 ; GPILEup 1.1.2 ; VarScan 0.1 ; Mitomaster API Web	Méthode adaptée / développée PS-B-GM-ANA-BM-MO-025-01	

Site HOPITAL PAUL BROUSSE :

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ACE	Sérum	type quantitatif, chimiluminescence, Alinity i, AI03746, Abbott	PS-P-BIO-ANA-BSPE-MO-023	
Acide Urique	Plasma	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
Acide Urique	Urine	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
AFP	Sérum	type quantitatif, chimiluminescence, Alinity i, AI03746, Abbott	PS-P-BIO-ANA-BSPE-MO-023-01	
ALAT	Plasma	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052-01	
Albumine	Plasma	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
Alpha1Antitrypsine	Sérum	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
Alpha2macroglobuline	Sérum	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Ammonium	Plasma	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052-01	
Amylase	Plasma	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
Amylase	Urine	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
ApoA1	Sérum	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
ASAT	Plasma	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
B2microglobuline	Sérum	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
B12	Sérum	type quantitatif, chimiluminescence, Alinity i, AI03746, Abbott	PS-P-BIO-ANA-BSPE-MO-023	
benzodiazépines	Urines	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
benzoylecgonine (métabolite de la cocaïne)	Urines	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
BHCG	Sérum	type quantitatif, chimiluminescence, Alinity i, AI03746, Abbott	PS-P-BIO-ANA-BSPE-MO-023	
Bilirubine conjuguée	Plasma	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
Bilirubine totale	Plasma	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
BNP	Plasma	type quantitatif, chimiluminescence, Alinity i, AI03746, Abbott	PS-P-BIO-ANA-BSPE-MO-023	
CA 15-3	Sérum	type quantitatif, chimiluminescence, Alinity i, AI03746, Abbott	PS-P-BIO-ANA-BSPE-MO-023	
CA19-9	Sérum	type quantitatif, chimiluminescence, Alinity i, AI03746, Abbott	PS-P-BIO-ANA-BSPE-MO-023	
CA 125	Sérum	type quantitatif, chimiluminescence, Alinity i, AI03746, Abbott	PS-P-BIO-ANA-BSPE-MO-023-01	
Calcium	Plasma	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
Calcium	Urine	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
cannabinoïdes	Urines	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
Chlore	Plasma	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
Chlore	Urine	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
Cholestérol	Plasma	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
CK	Plasma	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
CO2	Plasma	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
CRP	Plasma	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
Créatinine	Plasma	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Créatinine	Urine	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
Céruléoplasmine	Sérum	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
Ethanol	Plasma	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
Fer	Sérum	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
Ferritine	Sérum	type quantitatif, chimiluminescence, Alinity i, AI03746, Abbott	PS-P-BIO-ANA-BSPE-MO-023-01	
Folates	Sérum	type quantitatif, chimiluminescence, Alinity i, AI03746, Abbott	PS-P-BIO-ANA-BSPE-MO-023	
GGT	Plasma	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
Glucose	Plasma	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Glucose	Urine	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
Haptoglobine	Sérum	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
HbA1c	Sang total	CLHP D10M_DM21H06028 Biorad	PS-P-BIO-ANA-BSPE-MO-017	
HDL Cholestérol	Plasma	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052-01	
Ig A	Sérum	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
Ig G	Sérum	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
Ig M	Sérum	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
Lactate	Plasma	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LDH	Plasma	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
Lipase	Plasma	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
Magnésium	Plasma	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
Micro Albumine	Urine	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
opiacés	Urines	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
PAL	Plasma	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
pH, pO ₂ , pCO ₂ , tHb, sO ₂ , Ca ²⁺	Sang total	Electrochimie, ABL90Flex_092R0158N0001 Radiometer	PS-P-BIO-ANA-EBMD-DX-002	
Phosphore	Plasma	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Phosphore	Urine	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
Potassium	Plasma	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
potassium	Urine	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
Protéine	Plasma	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
Protéine	Urine	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
Préalbumine	Sérum	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
PSA L	Sérum	type quantitatif, chimiluminescence, Alinity i, AI03746, Abbott	PS-P-BIO-ANA-BSPE-MO-023	
PSA T	Sérum	type quantitatif, chimiluminescence, Alinity i, AI03746, Abbott	PS-P-BIO-ANA-BSPE-MO-023-01	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Sodium	Plasma	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
Sodium	Urine	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
Transferrine	Sérum	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
Triglycérides	Plasma	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
TROPONINE	Plasma	type quantitatif, chimiluminescence, Alinity i, AI03746, Abbott	PS-P-BIO-ANA-BSPE-MO-023	
Urée	Plasma	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	
Urée	Urine	type quantitatif spectrophotométrie Alinity C AC 02999_03875	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-052	

Site HOPITAL PAUL BROUSSE :

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HOPITAL PAUL BROUSSE	PBR-DMU6 (Maladies et oncologie digestives - Nutrition - Transplantations)- Bloc Opératoire	pH, pO ₂ , pCO ₂ , tHb, sO ₂ , COHb, MetHb, O ₂ Hb, Glu, Lac, K ⁺ , Na ⁺ , Ca ²⁺	Sang total	Electrochimie / Spectrophotométrie 1 ABL 90 /Radiometer BLOC 1 092R0158N0004	PS-P-BIO-ANA-EBMD-DX-003-01	

Site HOPITAL PAUL BROUSSE :

BM PT01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ciclosporine	Plasma	type quantitatif, chimiluminescence, Alinity i, AI03746, I1000 SR_50221_02963 ; Abbott	PS-P-BIO-ANA-PHAR-MO-008	
Tacrolimus	Plasma	type quantitatif, chimiluminescence, Alinity i, AI03746, I1000 SR_50221_02963 ; Abbott	PS-P-BIO-ANA-PHAR-MO-001	

Site HOPITAL PAUL BROUSSE :

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Formule Sanguine	Frottis sanguin	Méthode manuelle de type qualitatif et quantitatif. Identification morphologique et numération en cellule sur frottis, après coloration, par microscopie optique	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-016	
HEMOGRAMME : NUMERATION, PLAQUETTES, RETICULOCYTES, FORMULE AUTOMATE	Sang total	Méthode automatisée quantitatif impédance_cytométrie_ spectrophotométrie XN1000_38612 Sysmex Advia 2120_1120 Siemens	PS-P-BIO-MAT-BGEN-DE-026	
PLAQUETTES SUR CITRATE	Sang total	Méthode automatisée de type quantitatif - Automate Advia 2120_1120 Siemens	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-017	

Site HOPITAL PAUL BROUSSE :

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
D-Dimères	Plasma citraté	Méthode automatisée de type quantitatif turbidimétrie - STAR_3689 et STAR_0458	Dosage des D-Dimères PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-042	
Facteur II activité	Plasma citraté	Méthode automatisée de type quantitatif Chronométrie - STAR_3689 et STAR_0458	Dosage des cofacteurs : facteur V, facteur II (PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-027-01)	
Facteur V activité	Plasma citraté	Méthode automatisée de type quantitatif Chronométrie - STAR_3689 et STAR_0458	Dosage des cofacteurs : facteur V, facteur II (PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-027-01)	
Facteur VII activité - Thromboplastine animale	Plasma citraté	Méthode automatisée de type quantitatif Chronométrie - STAR_3689 et STAR_0458	Dosage des cofacteurs : facteur VII, facteur X isolés (PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-029-01)	
Facteur X activité	Plasma citraté	Méthode automatisée de type quantitatif Chronométrie - STAR_3689 et STAR_0458	Dosage des cofacteurs : facteur VII, facteur X isolés (PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-029-01)	
Fibrinogène	Plasma citraté	Méthode automatisée de type quantitatif Chronométrie - STAR_3689 et STAR_0458	Dosage du Fibrinogène (PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-026-01)	
Temps de Céphaline Activé	Plasma citraté	Méthode automatisée de type quantitatif Chronométrie - STAR_3689 et STAR_0458	Temps de céphaline activé (PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-024-01) Allongement du TCA-CKP (Temps de Céphaline Kaolin)/ M+T (Malade + Témoin) (PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-030-01)	
TP/INR	Plasma citraté	Méthode automatisée de type quantitatif Chronométrie - STAR_3689 et STAR_0458	Dosage du taux de prothrombine TP (PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-023-01)	

Site HOPITAL PAUL BROUSSE :

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Détermination de la concentration d'anticoagulants (HNF, HBPM,)	Plasma citraté	Méthode automatisée de type quantitatif Chromogénique - STAR_3689 et STAR_0458	PS-P-BIO-ANA-BGEN-MO-031	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Immuno-Blot anti-VIH1 et anti-VIH2	Sérum	méthode immunologique de type qualitatif Auto-LIA 48 (Innogenetics)	PS-P-VIR-ANA-SERO-PG-014 PS-P-VIR-ANA-SERO-PG-012 PS-P-VIR-ANA-SERO-PG-013 (VM-PSY-AQUANT-18-1)	
Sérologie Avidité CMV	Sérum	méthode immunologique de type quantitatif, Vidas 3	PS-P-VIR-ANA-PLUS-MO-009-	
Sérologie CMV : avidité des IgG	Sérum	méthode immunologique de type quantitatif, CLIA automate LIAISON XL (DiaSorin) 2210000353	PS-P-VIR-ANA-SERO-PG-001	
Sérologie CMV : IgG	Sérum	méthode immunologique de type quantitatif, CLIA automate LIAISON XL (DiaSorin) 2210000353	PS-P-VIR-ANA-SERO-PG-001	
Sérologie CMV : IgG	Sérum	méthode immunologique de type quantitatif, Vidas 3 VN04956	PS-P-VIR-ANA-PLUS-MO-009	
Sérologie CMV : IgM	Sérum	méthode immunologique de type quantitatif, CLIA automate LIAISON XL (DiaSorin) 2210000353	PS-P-VIR-ANA-SERO-PG-001	
Sérologie EBV : IgG EBNA	Sérum	méthode immunologique de type quantitatif, CLIA automate LIAISON XL (DiaSorin) 2210000353	PS-P-VIR-ANA-SERO-PG-001	
Sérologie EBV : IgG VCA	Sérum	méthode immunologique de type quantitatif, CLIA automate LIAISON XL (DiaSorin) 2210000353	PS-P-VIR-ANA-SERO-PG-001	
Sérologie EBV : IgM VCA	Sérum	méthode immunologique de type quantitatif, CLIA automate LIAISON XL (DiaSorin) 2210000353	PS-P-VIR-ANA-SERO-PG-001	
Sérologie HSV-1/2 IgG LXL	Sérum	méthode immunologique de type quantitatif, CLIA automate LIAISON XL (DiaSorin) 2210000353	PS-P-VIR-ANA-SERO-PG-001-05	
Sérologie HTLV	Sérum	méthode immunologique de type quantitatif COBAS 6000 E601	PS-P-VIR-ANA-SERO-PG-006-	
Sérologie Hépatite B : IgM HBc	Sérum	méthode immunologique de type quantitatif, Vidas 3 VN04555	PS-P-VIR-ANA-PLUS-MO-009	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
sérologie IgM VHE	Sérum	Méthode immunologique de type quantitatif, CLIA automate LIAISON XL (DiaSorin)	PS-P-VIR-ANA-SERO-PG-001-	
Sérologie Oreillons : IgG	Sérum	méthode immunologique de type quantitatif, CLIA automate LIAISON XL (DiaSorin) 2210000353	PS-P-VIR-ANA-SERO-PG-001	
Sérologie parvovirus B19 IgG	Sérum	méthode immunologique de type quantitatif, CLIA automate LIAISON XL (DiaSorin) 2210000353	PS-P-VIR-ANA-SERO-PG-001	
Sérologie parvovirus B19 IgM	Sérum	méthode immunologique de type quantitatif, CLIA automate LIAISON XL (DiaSorin) 2210000353	PS-P-VIR-ANA-SERO-PG-001	
Sérologie Rougeole : IgG	Sérum	méthode immunologique de type quantitatif, CLIA automate LIAISON XL (DiaSorin) 2210000353	PS-P-VIR-ANA-SERO-PG-001	
Sérologie rubéole : IgM	Sérum	méthode immunologique de type quantitatif, Vidas 3 VN04956	PS-P-VIR-ANA-PLUS-MO-009	
Sérologie Rubéole IgG	Sérum	méthode immunologique de type quantitatif, CLIA automate LIAISON XL (DiaSorin) 2210000353	PS-P-VIR-ANA-SERO-PG-001	
Sérologie Toxoplasmose : IgG	Sérum	méthode immunologique de type quantitatif, CLIA automate LIAISON XL (DiaSorin) 2210000353	PS-P-VIR-ANA-SERO-PG-001	
Sérologie Toxoplasmose : IgM	Sérum	méthode immunologique de type quantitatif, CLIA automate LIAISON XL (DiaSorin) 2210000353	PS-P-VIR-ANA-SERO-PG-001	
Sérologie VHA : IgM	Sérum	méthode immunologique de type quantitatif, Vidas 3 VN04555	PS-P-VIR-ANA-PLUS-MO-009	
Sérologie VHA Anticorps totaux COBAS	Sérum	méthode immunologique de type quantitatif, CLIA automate COBAS 6000 (Roche)	PS-P-VIR-ANA-SERO-PG-006-	
Sérologie VHB : anti-HBc	Sérum	méthode immunologique de type quantitatif, CLIA automate COBAS 6000 (Roche)	PS-P-VIR-ANA-SERO-PG-006-	
Sérologie VHB : anti-Hbe	Sérum	méthode immunologique de type quantitatif, CLIA automate COBAS 6000 (Roche)	PS-P-VIR-ANA-SERO-PG-006-	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Sérologie VHB : anticorps totaux anti-HBs	Sérum	méthode immunologique de type quantitatif, CLIA automate COBAS 6000 (Roche)	PS-P-VIR-ANA-SERO-PG-006-	
Sérologie VHB : Antigène HBe	Sérum	méthode immunologique de type quantitatif, CLIA automate COBAS 6000 (Roche)	PS-P-VIR-ANA-SERO-PG-006-	
Sérologie VHB : Antigène HBs	Sérum	méthode immunologique de type quantitatif, Vidas 3 VN04956	PS-P-VIR-ANA-PLUS-MO-009	
Sérologie VHB : Antigène HBs	Sérum	méthode immunologique de type quantitatif, CLIA automate COBAS 6000 (Roche)	PS-P-VIR-ANA-SERO-PG-006-	
Sérologie VHC	Sérum	méthode immunologique de type quantitatif, CLIA automate COBAS 6000 (Roche)	PS-P-VIR-ANA-SERO-PG-006-	
Sérologie VHD LXL	Sérum	méthode immunologique de type quantitatif, CLIA automate LIAISON XL (DiaSorin)	PS-P-VIR-ANA-SERO-PG-001-	
Sérologie VHE : IgG	Sérum	méthode immunologique de type quantitatif, CLIA automate LIAISON XL (DiaSorin) 2210000353	PS-P-VIR-ANA-SERO-PG-001	
Sérologie VIH	Sérum	méthode immunologique de type quantitatif, ECLIA automate COBAS 6000 (Roche)	PS-P-VIR-ANA-SERO-PG-006-	
Sérologie VIH (antigène p24 du VIH1 et anticorps totaux anti-VIH1 et anti-VIH2)	Sérum	méthode immunologique de type quantitatif, Vidas 3 VN04956	PS-P-VIR-ANA-PLUS-MO-008	
Sérologie VZV : IgG	Sérum	méthode immunologique de type quantitatif, CLIA automate LIAISON XL (DiaSorin) 2210000353	PS-P-VIR-ANA-SERO-PG-001	
Sérologie VZV : IgG	Sérum	méthode immunologique de type quantitatif, Vidas 3 VN04555	PS-P-VIR-ANA-PLUS-MO-009	

Site HOPITAL PAUL BROUSSE :

BM VB01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / VIROLOGIE SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Charge virale CMV (quantification)	Sang et dérivés	PCR quantitative en temps réel, automate Qiasymphony-RGQ (Qiagen) SP n°1 37329 et AS n°1 9209 SP n°2 37342 et AS n°2 9208 SP n°3 35493 et AS n°3 8993 R013356 Q2 -R0122133 Q3 -R0122202 Q4- R0918163	PS-P-VIR-ANA-BM-MO-013 (VM-PSY-AQUANT-15-9)	
Charge virale EBV (quantification)	Sang et dérivés	PCR quantitative en temps réel, automate Qiasymphony-RGQ (Qiagen) SP n°1 37329 et AS n°1 9209 SP n°2 37342 et AS n°2 9208 SP n°3 35493 et AS n°3 8993 R013356 Q2 -R0122133 Q3 -R0122202 Q4- R0918163	PS-P-VIR-ANA-BM-MO-013 (VM-PSY-AQUANT-15-8)	
Charge Virale HIV	Sang et dérivés	PCR Temps Réel Alinity m System (ABBOTT)	PS-P-VIR-ANA-BM-PG-019-02	
Charge Virale VHB	Sang et dérivés	PCR Temps Réel Alinity m System (ABBOTT)	PS-P-VIR-ANA-BM-PG-019-02	
Charge Virale VHC	Sang et dérivés	PCR Temps Réel Alinity m System (ABBOTT)	PS-P-VIR-ANA-BM-PG-019-02	
Charge virale VHD (quantification)	Sang et dérivés	PCR quantitative en temps réel, QuantStudio	PS-P-VIR-ANA-BM-DE-029 (VM-PSY-AQUANT-17-6)1	
Charge virale VHE (détection-quantification)	Sang et dérivés	PCR quantitative en temps réel, automate Qiasymphony-RGQ (Qiagen) SP n°1 37329 et AS n°1 9209 SP n°2 37342 et AS n°2 9208 SP n°3 35493 et AS n°3 8993 R013356 Q2 -R0122133 Q3 -R0122202 Q4- R0918163	PPS-P-VIR-ANA-BM-MO-015 (VM-PSY-AQUANT-16-4)	
HR-HPV	prélèvement cervico- utérin (cytologie liquide)	PCR Temps Réel Alinity m System (ABBOTT)	PS-P-VIR-ANA-BM-PG-019-02	

Site HOPITAL PAUL BROUSSE :

BM VB04 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / VIROLOGIE SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Test de résistance VIH1	Sang et dérivés	VELA DIAGNOSTICS NGS - Sentosa®SQ HIV-1 Genotyping Assay Analyse bio-informatique : qualité du run avec le logiciel SQ Reporter de VELA DIAGNOSTICS Interprétation biologique des mutations détectées SmartGene selon la dernière version des recommandations de l'algorithme de l'ANRS	VM-PSY-AQUAL-16-1	

Site HOPITAL PAUL BROUSSE :

BM GS01 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE SOMATIQUE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Caryotype à partir de cellules cultivées en suspension	Moelle osseuse, ganglions,sang et dérivés	Méthode manuelle de type qualitatif Culture, colorimétrie, microscopie optique	Méthode adaptée / développée VM-PSZ-BQUAL-17-2	

Site HOPITAL PAUL BROUSSE :

BM GS02 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE SOMATIQUE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
FISH - Centromérique - Double fusion	Sang, Moelle	Fluorescent In Situ Hybridization Chromosome	Méthode adaptée/développée PS-P-HEM-ANA-CYTOG-MO-020-01	Notification 06/2023

Site HOPITAL PAUL BROUSSE :

BM GS03 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE SOMATIQUE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
co-deletion 1P-19q	Coupe de paraffine (blocs de tissus et lames), ADN extrait	PCR/Massarray	Méthode adaptée / développée PS-P-BIO-ANA-BMBIO-MO-006-04	

BM GS04 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE SOMATIQUE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BRAF	Coupe de paraffine (blocs de tissus et lames), ADN extrait	Semi-automatisé qualitative, digestion/extraction, PCR spécifique d'allèle + spectrométrie de masse	Méthode adaptée / développée VM-PSAA-BQUAL-24-6 VM-PSAA-BQUANT-24-1 PS-P-BIO-ANA-BMBIO-MO-006-08 PS-P-BIO-ANA-BMBIO-MO-025-08	
BRAF	Plasma	Semi-automatisé qualitative, digestion/extraction, PCR spécifique d'allèle + spectrométrie de masse	Méthode adaptée / développée VM-PSAA-BQUANT-24-2 VM-PSAA-BQUAL-24-7 PS-P-BIO-ANA-BMBIO-MO-029-06 PS-P-BIO-ANA-BMBIO-MO-025-07	
EGFR	Coupe de paraffine (blocs de tissus et lames), ADN extrait	Semi-automatisé qualitative, digestion/extraction, PCR spécifique d'allèle + spectrométrie de masse	Méthode adaptée / développée VM-PSAA-BQUAL-24-6 VM-PSAA-BQUANT-24-1 PS-P-BIO-ANA-BMBIO-MO-006-08 PS-P-BIO-ANA-BMBIO-MO-025-07	
EGFR	Plasma	Semi-automatisé qualitative, digestion/extraction, PCR spécifique d'allèle + spectrométrie de masse	Méthode adaptée / développée VM-PSAA-BQUANT-24-2 VM-PSAA-BQUAL-24-7 PS-P-BIO-ANA-BMBIO-MO-029-06 PS-P-BIO-ANA-BMBIO-MO-025-07	
HER2	Coupe de paraffine (blocs de tissus et lames), ADN extrait	Semi-automatisé qualitative, digestion/extraction, PCR spécifique d'allèle + spectrométrie de masse	Méthode adaptée / développée VM-PSAA-BQUAL-24-6 VM-PSAA-BQUANT-24-1 PS-P-BIO-ANA-BMBIO-MO-006-08 PS-P-BIO-ANA-BMBIO-MO-025-07	
KRAS	Coupe de paraffine (blocs de tissus et lames), ADN extrait	Semi-automatisé qualitative, digestion/extraction, PCR spécifique d'allèle + spectrométrie de masse	Méthode adaptée / développée VM-PSAA-BQUAL-24-6 VM-PSAA-BQUANT-24-1 PS-P-BIO-ANA-BMBIO-MO-006-08 PS-P-BIO-ANA-BMBIO-MO-025-07	

BM GS04 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE SOMATIQUE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
KRAS	Plasma	Semi-automatisé qualitative, digestion/extraction, PCR spécifique d'allèle + spectrométrie de masse	Méthode adaptée / développée VM-PSAA-BQUAL-24-6 VM-PSAA-BQUANT-24-1 PS-P-BIO-ANA-BMBIO-MO-006-08 PS-P-BIO-ANA-BMBIO-MO-025-07	
NRAS	Coupe de paraffine (blocs de tissus et lames), ADN extrait	Semi-automatisé qualitative, digestion/extraction, PCR spécifique d'allèle + spectrométrie de masse	Méthode adaptée / développée VM-PSAA-BQUAL-24-6 VM-PSAA-BQUANT-24-1 PS-P-BIO-ANA-BMBIO-MO-006-08 PS-P-BIO-ANA-BMBIO-MO-025-07	
NRAS	Plasma	Semi-automatisé qualitative, digestion/extraction, PCR spécifique d'allèle + spectrométrie de masse	Méthode adaptée / développée VM-PSAA-BQUANT-24-2 VM-PSAA-BQUAL-24-7 PS-P-BIO-ANA-BMBIO-MO-029-06 PS-P-BIO-ANA-BMBIO-MO-025-07	
Recherche des transcrits BCR-ABL e13a2, e14a2 et e1a2	Sang, moelle osseuse et dérivés	Méthode manuelle de type qualitative PCR multiplex + gel d'agarose	Méthode adaptée / développée PS-P-HEM-ANA-BIOMOL-DE-003-01	

Site HOPITAL PAUL BROUSSE :

BM GS05 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE SOMATIQUE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
methylation du gène hMLH1	Coupe de paraffine (blocs de tissus et lames), ADN extrait	PCR/Massarray	Méthode adaptée / développée PS-P-BIO-ANA-BMBIO-MO-036-01	
methylation du gène MGMT	Coupe de paraffine (blocs de tissus et lames), ADN extrait	PCR/Massarray	Méthode adaptée / développée PS-P-BIO-ANA-BMBIO-MO-036-01	

Site HOPITAL PAUL BROUSSE :

BM GS07 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE SOMATIQUE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Panel tumeur solide	Coupe de paraffine (blocs de tissus et lames), ADN extrait, plasma	Préparation des librairies selon le protocole SureSelect XTHS2 sur automate Magnis, Agilent, ajout de cibles gènes de la réparation homologue (HR) - Nextseq 1000 Pipeline MOABI	Méthode adaptée / développée VM-PSAA-BQUANT-24-1 VM-PSAA-BQUANT-24-2 VM-PSAA-BQUAL-24-2 PS-P-BIO-INF-BMBIO-PG-001-01	