



Portée détaillée v.11 de l'attestation N° 8-1625

Detailed scope v.11 of the attestation N° 8-1625

Date de publication / Publish date: 01/09/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

INOVIE SynAIRBIO

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	A-TG	Sérum	Electrochimiluminescence ECLIA, méthode compétition COBAS PRO Module e801 (41H0- 08)	Elecsys Anti-TG ref 09005021190	Changement module 19/02/26
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	A-TPO	Sérum	Electrochimiluminescence ECLIA, méthode compétition COBAS PRO Module e801 (41H0- 08)	Elecsys Anti-TPO ref 08584621910	Changement réactif et module 19/02/26
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	ACE	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (41H0-08)	CEA Réf 07027079190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Acide Urique	Urine	Colorimétrie COBAS PRO Module c503 (22E09- 09)	UA2 Réf : 08058750190	Changement module 19/02/26
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Acide Urique	Sérum	Colorimétrie COBAS PRO Module c503 (22D8- 02 et 22E09-08 et 22E09-09)	UA2 Réf : 08058750190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	AFP	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (41H0-08)	AFP Réf 09015124190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Alanine-aminotransférase (ALAT) (TGP)	Sérum	Colorimétrie COBAS PRO Module c503 (22D8- 02 et 22E09-08 et 22E09-09)	ALTP Réf : 08056757190	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Albumine	Sérum	Colorimétrie COBAS PRO Module c503 (22D8-02 et 22E09-08 et 22E09-09)	ALB2 Réf :08056692190	Ajout 13/03/2025
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Ammoniémie	Sérum	Enzymatique COBAS PRO Module c503 (22E9-09)	NH3 ammoniémie Ref 08058024190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	APO A	Sérum	Immunoturbidimétrie COBAS PRO Module c503 (22E09-08)	APOAT Réf 08105448190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	APO B	Sérum	Immunoturbidimétrie COBAS PRO Module c503 (22E09-08)	APOBT Réf 08105464190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Aspartate-aminotransférase (ASAT) (TGO)	Sérum	Colorimétrie COBAS PRO Module c503 (22D8-02 et 22E09-08 et 22E09-09)	ASTLP Réf : 08104719190	changement de référence 14/05/2024
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	B2-Microglobuline	Sérum	Immunoturbidimétrie COBAS PRO Module c503 (22D8-02)	B2MG Réf : 08105529190	Changement de module le 07/04/2025
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Bicarbonates (Réserve alcaline)	Sérum	Enzymatique COBAS PRO Module c503 (22D8-02 et 22E09-08 et 22E09-09)	CO2-L Réf 08057494190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Bilirubine Directe	Sérum	Colorimétrie (Méthode Diazo) COBAS PRO Module c503 (22D8-02 et 22E09-08 et 22E09-09)	BILD2 Réf:08056951190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Bilirubine Totale	Sérum	Colorimétrie (Méthode Diazo) COBAS PRO Module c503 (22D8-02 et 22E09-08 et 22E09-09)	BILT3 Réf : 10421436190	Changement de référence le 13/08/2025
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	CA 125	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (41H0-08)	CA 125 II Réf 07026986190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	CA 153	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (41H0-08)	CA 15-3 II Réf 07027001190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	CA 199	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (41H0-08)	CA 19-9 Réf 07027028190	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Calcium	Sérum	Colorimétrie COBAS PRO Module c503 (22D8-02 et 22E09-08 et 22E09-09)	CA2 Réf : 08057425190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Calcium	Urine	Colorimétrie COBAS PRO Module c503 (22E09-09)	CA2 Réf : 08057425190	Changement de module 19/02/26
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Calcium ionisé	Sang Total sur seringue héparinée	Electrochimie ABL90 FLEX PLUS n°092R0357N007	Solution Pack SP90 XL ref 944-457 Cassette ref 946-010 Solution pour calibration ctHb ref 944-021	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Carbonate d'hydrogène (HCO ₃ ⁻)	Sang Total sur seringue héparinée	Electrochimie ABL90 FLEX PLUS n°092R0357N007	Solution Pack SP90 XL ref 944-457 Cassette ref 946-010 Solution pour calibration ctHb ref 944-021	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Carboxyhémoglobine	Sang Total sur seringue héparinée	Photométrie ABL90 FLEX PLUS n°092R0357N007	Solution Pack SP90 XL ref 944-457 Cassette ref 946-010 Solution pour calibration ctHb ref 944-021	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Chlore	Sérum	ISE INDIRECT COBAS PRO Modules ISE (22F01-01, 22F01-02 et 22D06-03)	Electrode Roche	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Chlore	Urine	ISE INDIRECT COBAS PRO Module ISE (22F01-02)	Electrode Roche	Changement de module 19/02/26
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Cholesterol Total	Sérum	Colorimétrie Enzymatique COBAS PRO Module c503 (22D8-02 et 22E09-08 et 22E09-09)	CHOL2 Réf : 08057443190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	CO ₂ Total	Sang Total sur seringue héparinée	Paramètre calculé ABL90 FLEX PLUS n°092R0357N007	Solution Pack SP90 XL ref 944-457 Cassette ref 946-010 Solution pour calibration ctHb ref 944-021	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	CORTISOL	Sérum	Compétition (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (41H0-08)	CORTISOL II Réf : 07027150190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Créatine-kinase (CPK)	Sérum	Cinétique UV COBAS PRO Module c503 (22D8- 02 et 22E09-08)	CK Réf :08057460190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Créatinine	Urine	Méthode enzymatique COBAS PRO Module c503 (22E09-09)	CREP2 réf : 08057524190	Changement de module 19/02/26
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Créatinine	Sérum/Plasma (hépariné/EDTA)	Méthode enzymatique COBAS PRO Module c503 (22D8-02 et 22E09-08 et 22E09-09)	CREP2 réf : 08057524190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Estradiol	Sérum	Compétition (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (41H0-08)	ESTRADIOL III Réf : 07027249190	Changement de module 01/07/26
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Ethanol	Sérum/Plasma (hépariné/fluoré/EDTA)	Enzymatique à l'ADH COBAS PRO Module c503 (22E09-08)	Ethanol Réf : 08445672190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Excès de base	Sang Total sur seringue héparinée	Paramètre calculé ABL90 FLEX PLUS n°092R0357N007	Solution Pack SP90 XL ref 944-457 Cassette ref 946-010 Solution pour calibration ctHb ref 944-021	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Facteur rhumatoïde	Sérum	Immunoturbidimétrie COBAS PRO Module c503 (22D8-02)	RF II Ref08058628190	Changement module le 07/04/2025
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Fer	Sérum	Colorimétrie COBAS PRO Module c503 (22E09- 08 et 22E09-09)	IRON2 Réf : 08057931190	Ajout d'un module le 19/02/26
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Ferritine	Sérum	Immunoturbidimétrie COBAS PRO Module c503 (22D8-02 et 22E09-08 et 22E09-09)	FERR4 Réf 08057648190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Folate	Sérum	Compétition (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (41H0-08)	FOLATE III Réf : 07027290190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	FSH	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (41H0-08)	FSH Réf : 08932387190	Changement de module 01/07/26

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	g-glutamyl-transférase (GGT)	Sérum	Colorimétrie Enzymatique COBAS PRO Module c503 (22D8-02 et 22E09-08 et 22E09-09)	GGT-2 Réf :08057796190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Glucose	Sérum/Plasma (hépariné/fluoré/EDTA)	Colorimétrie COBAS PRO Module c503 (22D8- 02 et 22E09-08 et 22E09-09)	GLUC3 Réf : 08057800190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Glucose	Urine LCR	Colorimétrie COBAS PRO Module c503 (22E09- 09)	GLUC3 Réf : 08057800190	Changement de module 19/02/26
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Haptoglobine	Sérum	Immunoturbidimétrie COBAS PRO Module c503 (22E09-08)	HAPT2 Ref : 08106045190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	HCG+Béta	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (41H0-08 et 42Y01-01)	HCG+B Réf 07251025190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	HDL CHOLESTEROL	Sérum	Colorimétrie enzymatique COBAS PRO Module c503 (22D8-02 et 22E09-08 et 22E09-09)	HDL C Gen.4 ref 08057877190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Hémoglobine HGB	Sang Total sur seringue héparinée	Spectrophotométrie ABL90 FLEX PLUS n°092R0357N007	Solution Pack SP90 XL ref 944-457 Cassette ref 946-010 Solution pour calibration ctHb ref 944-021	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Immunoglobuline A (IgA)	Sérum	Immunoturbidimétrie COBAS PRO Module c503 (22E09-08)	IgA-2 Réf : 08057885190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Immunoglobuline G (IgG)	Sérum	Immunoturbidimétrie COBAS PRO Module c503 (22E09-08)	IgG-2 Réf : 08057915190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Immunoglobuline M (IgM)	Sérum	Immunoturbidimétrie COBAS PRO Module c503 (22E09-08)	IgM-2 Réf : 08057923190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Lactate Deshydrogénase (LDH)	Sérum	Cinétique UV COBAS PRO Module c503 (22D8- 02 et 22E09-08)	LDHI2 Réf : 08057958190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Lactates	Plasma Fluoré	Colorimétrie enzymatique COBAS PRO Module c503 (22D8-02 et 22E09-08)	LACT2 Réf 08057940190	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Lactates	Sang Total sur seringue héparinée	Spectrophotométrie ABL90 FLEX PLUS n°092R0357N007	Solution Pack SP90 XL ref 944-457 Cassette ref 946-010 Solution pour calibration ctHb ref 944-021	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	LH	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (41H0-08)	LH Réf 07027575190	Changement de module 01/07/26
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Lipase	Sérum	Colorimétrie COBAS PRO Module c503 (22D8- 02 et 22E09-08 et 22E09-09)	LIPC Réf : 08057982190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Lithium	Sérum	Colorimétrie COBAS PRO Module c503 (22E09- 08)	LI Réf :08057975190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Magnésium	Sérum	Colorimétrie COBAS PRO Module c503 (22E09- 08 et 22E09-09)	MG2 Réf : 08058016190	Ajout de module 19/02/26
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Magnésium	Urine	Colorimétrie COBAS PRO Module c503 (22E09- 09)	MG2 Réf : 08058016190	Changement de module 19/02/26
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Microalbuminurie	Urine	Immunoturbidimétrie COBAS PRO Module c503 (22E09-09)	ALB2 Réf : 08056722190	Changement de module 19/02/26
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Myoglobine	Plasma hépariné/Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y01-01)	Myoglobine Réf : 07027583190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Méthémoglobine	Sang Total sur seringue héparinée	Photométrie ABL90 FLEX PLUS n°092R0357N007	Solution Pack SP90 XL ref 944-457 Cassette ref 946-010 Solution pour calibration ctHb ref 944-021	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	NT-PROBNP	Plasma hépariné/Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (41H0-08 et 42Y01-01)	proBNP II Réf 09315284190	Changement d'application en 18 minutes le 20/08/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	pCO2	Sang Total sur seringue héparinée	ElectrochimieABL90 FLEX PLUS n°092R0357N007	Solution Pack SP90 XL ref 944-457 Cassette ref 946-010 Solution pour calibration ctHb ref 944-021	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Peptide C	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (41H0-08)	C-Peptide Réf :07027168190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	pH	Sang Total sur seringue héparinée	Electrochimie (ampérométrie) ABL90 FLEX PLUS n°092R0357N007	Solution Pack SP90 XL ref 944-457 Cassette ref 946-010 Solution pour calibration ctHb ref 944-021	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Phosphatase Alcaline	Sérum	Colorimétrie COBAS PRO Module c503 (22D8- 02 et 22E09-08 et 22E09-09)	ALP Réf : 08056757190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Phosphore	Sérum	Cinétique COBAS PRO Module c503 (22D8-02 et 22E09-08 et 22E09-09)	PHOS2 Réf : 08058610190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Phosphore	Urine	Cinétique COBAS PRO Module c503 (22E09-09)	PHOS2 Réf : 08058610190	Changement de module 19/02/26
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	pO2	Sang Total sur seringue héparinée	Electrochimie ABL90 FLEX PLUS n°092R0357N007	Solution Pack SP90 XL ref 944-457 Cassette ref 946-010 Solution pour calibration ctHb ref 944-021	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Potassium	Sérum	ISE INDIRECT COBAS PRO Modules ISE (22F01- 01, 22F01-02 et 22D06-0)	Electrode Roche	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Potassium	Urine	ISE INDIRECT COBAS PRO Modules ISE (22F01- 02)	Electrode Roche	Changement de module 19/02/26

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Potassium	Sang Total sur seringue héparinée	Photométrie ABL90 FLEX PLUS n°092R0357N007	Solution Pack SP90 XL ref 944-457 Cassette ref 946-010 Solution pour calibration ctHb ref 944-021	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Procalcitonine	Sérum	Electrochimiluminescence ECLIA, méthode sandwich COBAS PRO Module e801 (42Y01-01)	PCT Réf 09318747190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Progestérone	Sérum	Compétition (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (41H0-08)	Progesterone III Réf : 07027699190	Changement de module 01/07/26
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Prolactine	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (41H0-08)	Prolactin II Réf 07027737190	Changement de module 01/07/26
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Protides	Sérum	Colorimétrie COBAS PRO Module c503 (22D8- 02 et 22E09-08 et 22E09-09)	TP2 Réf : 08058652190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Protides	Urine	Turbidimétrie COBAS PRO Module c503 (22E09-09)	TPUC3 Réf : 08058679190	Changement de module 19/02/26
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Protides	LCR	Turbidimétrie COBAS PRO Module c503 (22E09-09)	TPUC3 Réf : 08058679190	Changement de module 19/02/26
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Protéine C-réactive	Sérum/Plasma (hépariné/EDTA)	Immunoturbidimétrie-Latex COBAS PRO Module c503 (22D8-02 et 22E09-08 et 22E09- 09)	CRP4 ref : 08057591190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Pré-albumine	Sérum	Immunoturbidimétrie COBAS PRO Module c503 (22E09-08)	PREA Réf 08252645190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	PSA LIBRE	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (41H0-08)	Free PSA Réf 08828610190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	PSA TOTAL	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (41H0-08)	Total PSA Réf 08791732190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	PTH	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (41H0-08)	PTH 08928428190	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	S-DHEA	Sérum	Compétition (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (41H0-08)	DHEA-S Réf 07027192190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Saturation en O2	Sang Total sur seringue héparinée	Spectrophotométrie ABL90 FLEX PLUS n°092R0357N007	Solution Pack SP90 XL ref 944-457 Cassette ref 946-010 Solution pour calibration cthb ref 944-021	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Sodium	Sérum	ISE INDIRECT COBAS PRO Modules ISE (22F01- 01, 22F01-02 et 22D06-03)	Electrode Roche	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Sodium	Urine	ISE INDIRECT COBAS PRO Module ISE (22F01- 02)	Electrode Roche	Changement de module 19/02/26
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	T3 Libre	Sérum	Compétition (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (41H0-08)	FT3III Réf 09005811190	Changement de module 19/02/26
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	T4 Libre	Sérum	Compétition (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (41H0-08)	FT4III Réf 09043284190	Changement de module 19/02/26
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Tacrolimus	Sang Total EDTA	Compétition (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (41H0-08)	Tacrolimus Ref 07251254190	Passage en routine le 21/07/2025
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Testosterone	Sérum	Compétition (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (41H0-08)	TESTII Réf 08946370190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Transferrine	Sérum	Immunoturbidimétrie COBAS PRO Modules C502 (22E09-08 et 22E09-09)	TRSF2 Ref 08058733190	Ajout de module 19/02/26
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Triglycérides	Sérum	Colorimétrie COBAS PRO Module c503 (22D8- 02 et 22E09-08 et 22E09-09)	TRIGL Réf : 08058687190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Troponine T hs	Plasma hépariné/Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (41H0-08 et 42Y01-01)	TROPONINE T HS Réf 09315357190	Changement d'application en 18 minutes le 20/08/2025
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	TSH	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (41H0-08 et 42Y01- 01)	TSH Réf 08443432190	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Urée	Sérum	Cinétique COBAS PRO Module c503 (22D8-02 et 22E09-08 et 22E09-09)	UREAL Réf : 08058806190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Urée	Urine	Cinétique COBAS PRO Module c503 (22E09-09)	UREAL Réf : 08058806190	Changement de module 19/02/26
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Vitamine B12	Sérum	Compétition (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (41H0-08)	Vitamin B12 Réf 07028121190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Vitamine D	Sérum	Compétition (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (41H0-08)	Vitamin D Total III Réf 09038086190	Changement de module 19/02/26

Prolactine, oestradiol, LH, FSH, progesterone : 1er juillet 2026, changement de module (basculer sur PRO1)

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Acide Urique	Sérum	Colorimétrie COBAS PRO Module c503 (22F6-02 et 22F4-03)	UA2 Réf : 08058750190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Acide Urique	Urine	Colorimétrie COBAS PRO Module c503 (22F4-03)	UA2 Réf : 08058750190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Alanine-aminotransférase (ALAT) (TGP)	Sérum	Colorimétrie COBAS PRO Module c503 (22F6-02 et 22F4-03)	ALTP Réf : 08056757190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Albumine	Sérum	Colorimétrie COBAS PRO Module c503 (22F6-02 et 22F4-03)"	ALB2 Réf :08056692190	Ajout le 13/03/2025
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Amikacine	Sérum	Cinétique COBAS PRO Module c503 (22F4-03)	AMIK2 Réf. 08105383190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	APO A	Sérum	Immunoturbidimétrie COBAS PRO Module c503 (22F6-02)	APOAT Réf 08105448190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	APO B	Sérum	Immunoturbidimétrie COBAS PRO Module c503 (22F6-02)	APOBT Réf 08105464190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Aspartate-aminotransférase (ASAT) (TGO)	Sérum	Colorimétrie COBAS PRO Module c503 (22F6-02 et 22F4-09)	ASTLP2 Réf : 08104719190	Changement de référence le 14/05/2024
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Bicarbonates (Réserve alcaline)	Sérum	Enzymatique COBAS PRO Module c503 (22F6-02 et 22F4-03)	CO2-L Réf 08057494190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Bilirubine Directe	Sérum	Colorimétrie (Méthode Diazo) COBAS PRO Module c503 (22F6-02 et 22F4-03)	BILD2 Réf:08056951190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Bilirubine Totale	Sérum	Colorimétrie (Méthode Diazo) COBAS PRO Module c503 (22F6-02 et 22F4-03)	BILT3 Réf : 10421436190	Changement de référence au 13/08/2025
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Calcium	Sérum	Colorimétrie COBAS PRO Module c503 (22F6-02 et 22F4-03)	CA2 Réf : 08057425190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Calcium	Urine	Colorimétrie COBAS PRO Module c503 (22E09-08)	CA2 Réf : 08057425190	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Chlore	Sérum	ISE INDIRECT COBAS PRO Modules ISE (22F6-02 et 22F6-01)	Electrode Roche	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Chlore	Urine	ISE INDIRECT COBAS PRO Module ISE (22F01-01)	Electrode Roche	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Cholesterol Total	Sérum	Colorimétrie Enzymatique COBAS PRO Module c503 (22F6-02 et 22F4-03)	CHOL2 Réf : 08057443190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Creatine Kinase-MB (CPK-MB)	Sérum	Cinétique UV COBAS PRO Module c503 (22F6-02 et 22F4-03)	CKMB Réf :08057486190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Créatine-kinase (CPK)	Sérum	Cinétique UV COBAS PRO Module c503 (22F6-02 et 22F4-03)	CK Réf :08057460190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Créatinine	Sérum/Plasma (hépariné/EDTA)	Méthode enzymatique COBAS PRO Module c503 (22D8-02 et 22E09- 08 et 22E09-09)	CREP2 réf : 08057524190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Créatinine	Urine	Méthode enzymatique COBAS PRO Module c503 (22E09-08)	CREP2 réf : 08057524190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Digoxine	Sérum	Cinétique COBAS PRO Module c503 (22F4-03)	DIG Réf : 08057613190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Dépakine/acide valproïque	Sérum	Enzymatique COBAS PRO Module c503 (22F4-03)	VALP2 Réf 08445575190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Estradiol	Sérum	Compétition (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y5-03)	ESTRADIOL III Réf : 07027249190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Ethanol	Sérum/Plasma (hépariné/fluoré/EDTA)	Enzymatique à l'ADH COBAS PRO Module c503 (22F4-03)	Ethanol Réf : 08445672190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Fer	Sérum	Colorimétrie COBAS PRO Module c503 (22F4-03)	IRON2 Réf : 08057931190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Ferritine	Sérum	Immunoturbidimétrie COBAS PRO Module c503 (22F6-02 et 22F4-03)	FERR4 Réf 08057648190	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Folates	Sérum	Compétition (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y5-03)	FOLATE III Réf : 07027290190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	FSH	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y5-03)	FSH Réf : 08932387190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	g-glutamyl-transférase (GGT)	Sérum	Colorimétrie Enzymatique COBAS PRO Module c503 (22F6-02 et 22F4-03)	GGT-2 Réf :08057796190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Gentamicine	Sérum	Compétition (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module COBAS PRO Module c503 (22F4-03)	GENT Gen.2 Réf : 08057770190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Glucose	Sérum/Plasma (hépariné/fluoré/EDTA)	Colorimétrie COBAS PRO Module c503 (22F6-02 et 22F4-03)	GLUC3 Réf : 08057800190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Glucose	Urine	Colorimétrie COBAS PRO Module c503 (22F4-03)	GLUC3 Réf : 08057800190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Haptoglobine	Sérum	Immunoturbidimétrie COBAS PRO Module c503 (22F6-02)	HAPT2 Ref : 08106045190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	HCG+Béta	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y5-03 et 42Y5-09)	HCG+B Réf 07251025190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	HDL CHOLESTEROL	Sérum	Colorimétrie enzymatique COBAS PRO Module c503 (22F6-02 et 22F4-03)	HDL C Gen.4 ref 08057877190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Lactate Deshydrogénase (LDH)	Sérum	Cinétique UV COBAS PRO Module c503 (22F6-02 et 22F4-03)	LDHI2 Réf : 08057958190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Lactates	Plasma Fluoré	Colorimétrie enzymatique COBAS PRO Module c503 (22F4-03)	LACT2 Réf 08057940190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	LH	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y5-03)	LH Réf 07027575190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Lipase	Sérum	Colorimétrie COBAS PRO Module c503 (22F6-02 et 22F4-03)	LIPC Réf : 08057982190	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Lithium	Sérum	Colorimétrie COBAS PRO Module c503 (22F4-03)	LI Réf :08057975190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Magnésium	Sérum	Colorimétrie COBAS PRO Module c503 (22F4-03)	MG2 Réf : 08058016190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Microalbuminurie	Urine	Immunoturbidimétrie COBAS PRO Module c503 (22F4-03)	ALB2 Réf : 08056722190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Myoglobine	Plasma hépariné/Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y5-09)	Myoglobine Réf : 07027583190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	NT-PROBNP	Plasma hépariné/Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y5-03 et 42Y5-09)	proBNP II Réf 09315284190	Changement d'application en 18 minutes le 20/08/2025
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Phosphatase Alcaline	Sérum	Colorimétrie COBAS PRO Module c503 (22F6-02 et 22F4-03)	ALP Réf : 08056757190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Phosphore	Sérum	Cinétique COBAS PRO Module c503 (22F6-02 et 22F4-03)	PHOS2 Réf : 08058610190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Phosphore	Urine	Cinétique COBAS PRO Module c503 (22F4-03)	PHOS2 Réf : 08058610190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Potassium	Sérum	ISE INDIRECT COBAS PRO Modules ISE (22F6-02 et 22F6-01)	Electrode Roche	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Potassium	Urine	ISE INDIRECT COBAS PRO Module ISE (22F06-01)	Electrode Roche	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Procalcitonine	Sérum	Electrochimiluminescence ECLIA, méthode sandwich COBAS PRO Module e801 (45Y09)	PCT Réf 09318747190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Progestérone	Sérum	Compétition (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y5-03)	Progesterone III Réf : 07027699190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Protides	Urine	Turbidimétrie COBAS PRO Module c503 (22F4-03)	TPUC3 Réf : 08058679190	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Protides	Sérum	Colorimetrie COBAS PRO Module c503 (22F6-02 et 22F4-03)	TP2 Réf : 08058652190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Protéine C-réactive	Sérum/Plasma (hépariné/EDTA)	Immunoturbidimétrie-Latex COBAS PRO Module c503 (22F6-02 et 22F4-03)	CRP4 ref : 08057591190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Pré-albumine	Sérum	Immunoturbidimétrie COBAS PRO Module c503 (22F6-023)	PREA Réf 08252645190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	PSA LIBRE	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y5-03)	Free PSA Réf 08828610190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	PSA TOTAL	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y5-03)	Total PSA Réf 08791732190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Sodium	Sérum	ISE INDIRECT COBAS PRO Modules ISE (22F6-02 et 22F6-01)	Electrode Roche	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Sodium	Urine	ISE INDIRECT COBAS PRO Module ISE (22F01-01)	Electrode Roche	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	T3 Libre	Sérum	Compétition (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y5-09)	FT3III Réf 09005811190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	T4 Libre	Sérum	Compétition (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y5-09)	FT4III Réf 09043284190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Transferrine	Sérum	Immunoturbidimétrie COBAS PRO Module c503 (22F4-03)	TRSF2 Ref 08058733190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Triglycérides	Sérum	Colorimétrie COBAS PRO Module c503 (22F6-02 et 22F4-03)	TRIGL Réf : 08058687190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Troponine T hs	Plasma hépariné/Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y5-03 et 42Y5-09)	TROPONINE T HS Réf 09315357190	Changement d'application en 18 minutes le 20/08/2025
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	TSH	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y5-03 et 42Y5-09)	TSH Réf 08443432190	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Urée	Sérum	Cinétique COBAS PRO Module c503 (22F6-02 et 22F4-03)	UREAL Réf : 08058806190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Urée	Urine	Cinétique COBAS PRO Module c503 (22F4-03)	UREAL Réf : 08058806190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Vancomycine	Sérum	Cinétique COBAS PRO Module c503 (22F4-03)	Vancomycin Réf 08445605190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Vitamine B12	Sérum	Compétition (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y5-03)	Vitamin B12 Réf 07028121190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Vitamine D	Sérum	Compétition (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y5-03)	Vitamin D Total II Réf 09038086190	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Acide urique	Sérum	Colorimétrie COBAS PURE Module c303 (22M9-03 et 22M9-04)	UA2 Réf : 08058750190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Alanine-aminotransférase (ALAT) (TGP)	Sérum	Colorimétrie COBAS PURE Module c303 (22M9-03 et 22M9-04)	ALTP Réf : 08056757190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Albumine	Sérum	Immunoturbidimétrie COBAS PURE Module c303 (22M9-03)	ALB2 Réf :08056692190	Ajout le 13/03/2025
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Ammoniémie	Plasma EDTA	Enzymatique COBAS PURE Module c303 (22M9-03)	NH3 ammoniémie Ref 08058024190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Apolipoprotéine A	Sérum	Immunoturbidimétrie COBAS PURE Module c303 (22M9-04)	APOAT Réf 08105448190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Apolipoprotéine B	Sérum	Immunoturbidimétrie COBAS PURE Module c303 (22M9-04)	APOBT Réf 08105464190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Aspartate-aminotransférase (ASAT) (TGO)	Sérum	Colorimétrie COBAS PURE Module c303 (22M9-03 et 22M9- 04)	ASTLP Réf : 08056838190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	B2 microglobuline	Sérum	Immunoturbidimétrie COBAS PURE Module c303 (22M9-04)	B2MG Réf : 08105529190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Bicarbonates (Réserve alcaline)	Sérum	Enzymatique COBAS PURE Module c303 (22M9-03 et 22M9- 04)	CO2-L Réf 08057494190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Bilirubine Directe	Sérum	Colorimétrie (Méthode Diazo) COBAS PURE Module c303 (22M9-03)	BILD2 Réf:08056951190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Bilirubine Totale	Sérum	Colorimétrie (Méthode Diazo)COBAS PURE Module c303 (22M9-03 et 22M9-04)	BILT3 Réf : 10421436190	Changement de référence au 13/08/2025
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Calcium	Sérum	Colorimétrie COBAS PURE Module c303 (22M9-03 et 22M9- 04)	CA2 Réf : 08057425190	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Chlore	Sérum	ISE INDIRECT COBAS PURE Module c303 (22M9-03 et 22M9-04)	Electrode Roche	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Cholestérol HDL	Sérum	Colorimétrie enzymatique COBAS PURE Module c303 (22M9-04)	HDL C Gen.4 ref 08057877190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Cholestérol Total	Sérum	Colorimétrie Enzymatique COBAS PURE Module c303 (22M9-04)	CHOL2 Réf : 08057443190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	CORTISOL	Sérum	Compétition (Electrochimiluminescence) COBAS PURE e402 (22P2-01)	CORTISOL II Réf : 07027150190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Créatine-kinase (CPK)	Sérum	Cinétique UV COBAS PURE Module c303 (22M9-03 et 22M9-04)	CK Réf :08057460190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Créatinine enzymatique	Sérum/Plasma (hépariné/EDTA)	Méthode enzymatique COBAS PURE Module c303 (22M9-03 et 22M9-04)	CREP2 réf : 08057524190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Créatinine enzymatique	Urine	Méthode enzymatique COBAS PURE Module c303 (22M9-03)	CREP2 réf : 08057524190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Digoxine	Sérum	Cinétique COBAS PURE Module c303 (22M9-03)	DIG Réf : 08057613190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Dépakine/acide valproïque	Sérum	Enzymatique COBAS PURE Module c303 (22M9-03)	VALP2 Réf 08445575190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Estradiol	Sérum	Compétition (Electrochimiluminescence) COBAS PURE e402 (22P2-01)	ESTRADIOL III Réf : 07027249190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Ethanol	Sérum/Plasma (hépariné/fluoré/EDTA)	Enzymatique à l'ADH COBAS PURE Module c303 (22M9-03)	Ethanol Réf : 08445672190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Fer	Sérum	Colorimétrie COBAS PURE Module c303 (22M9-04)	IRON2 Réf : 08057931190	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Ferritine	Sérum	Immunoturbidimétrie COBAS PURE Module c303 (22M9-04)	FERR4 Réf 08057648190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Folates	Sérum	Compétition (Electrochimiluminescence) COBAS PURE e402 (22P2-01)	FOLATE III Réf : 07027290190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	FSH	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PURE e402 (22P2-01)	FSH Réf : 08932387190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	g-glutamyl-transférase (GGT)	Sérum	Colorimétrie Enzymatique COBAS PURE Module c303 (22D8-02 et 22M9- 03 et 22M9-04)	GGT-2 Réf :08057796190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Gentamicine	Sérum	Compétition (Electrochimiluminescence) COBAS PURE Module c303 (22M9-03)	GENT Gen.2 Réf : 08057770190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Glucose	Sérum/Plasma (hépariné/fluoré/EDTA)	Colorimétrie COBAS PURE Module c303 (22M9- 03 et 22M9-04)	GLUC3 Réf : 08057800190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Glucose	Urine	Colorimétrie COBAS PURE Module c303 (22M9-03)	GLUC3 Réf : 08057800190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Haptoglobine	Sérum	Immunoturbidimétrie COBAS PURE Module c303 (22M9-03)	HAPT2 Ref : 08106045190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	HCG+Béta	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PURE e402 (22P1-10 et 22P2-01)	HCG+B Réf 07251025190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Lactate Deshydrogénase (LDH)	Sérum	Cinétique UV COBAS PURE Module c303 (22M9-03 et 22M9- 04)	LDHI2 Réf : 08057958190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Lactates	Plasma fluoré	Colorimétrie enzymatique COBAS PURE Module c303 (22M9-03)	LACT2 Réf 08057940190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	LH	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PURE e402 (22P2-01)	LH Réf 07027575190	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Lipase	Sérum	Colorimétrie COBAS PURE Module c303 (22M9-03 et 22M9-04)	LIPC Réf : 08057982190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Magnésium	Sérum	Colorimétrie COBAS PURE Module c303 (22M9-04)	MG2 Réf : 08058016190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Microalbuminurie	Urine	Immunoturbidimétrie COBAS PURE Module c303 (22M9-03)	ALB2 Réf : 08056722190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Myoglobine	Plasma hépariné/Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PURE e402 (22P1-10)	Myoglobine Réf : 07027583190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	NT-PROBNP	Plasma hépariné/Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PURE e402 (22P1-10 et 22P2-01)	proBNP II Réf 09315284190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Phosphatases alcalines	Sérum	Colorimétrie COBAS PURE Module c303 (22M9-03 et 22M9-04)	ALP Réf : 08056757190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Phosphore	Sérum	Cinétique COBAS PURE Module c303 (22M9-04)	PHOS2 Réf : 08058610190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Potassium	Sérum	ISE INDIRECT COBAS PURE Module c303 (22M9-03 et 22M9-04)	Electrode Roche	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Procalcitonine	Plasma héparine lithium , EDTA ou sérum	Automate BECKMAN COULTER ACCESS dosage immuno enzymatique sandwich	Access® PCT ref : C22593 version en vigueur	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Progestérone	Sérum	Compétition (Electrochimiluminescence) COBAS PURE e402 (22P2-01)	Progesterone III Réf : 07027699190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Prolactine	Sérum	Compétition (Electrochimiluminescence) COBAS PURE e402 (22P2-01)	Prolactin II Réf 07027737190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Protides	Urine	Turbidimétrie COBAS PURE Module c303 (22M9-03)	TPUC3 Réf : 08058679190	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Protides	Sérum	Colorimetrie COBAS PURE Module c303 (22M9-03 et 22M9-04)	TP2 Réf : 08058652190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Protéine C-réactive	Sérum/Plasma (hépariné/EDTA)	Immunoturbidimétrie-Latex COBAS PURE Module c303 (22M9-03 et 22M9-04)	CRP4 ref : 08057591190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Pré-albumine	Sérum	Immunoturbidimétrie COBAS PURE Module c303 (22M9-04)	PREA Réf 08252645190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	PSA LIBRE	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PURE e402 (22P1-10)	Free PSA Réf 08828610190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	PSA TOTAL	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PURE e402 (22P1-10)	Total PSA Réf 08791732190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	PTH	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PURE e402 (22P2-01)	PTH 08928428190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Sodium	Sérum	ISE INDIRECT COBAS PURE Module c303 (22D8-02 et 22M9-03 et 22M9-04)	Electrode Roche	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	T3 Libre	Sérum	Compétition (Electrochimiluminescence) COBAS PURE e402 (22P1-10)	FT3III Réf 09005811190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	T4 Libre	Sérum	Compétition (Electrochimiluminescence) COBAS PURE e402 (22P1-10)	FT4III Réf 09043284190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Transferrine	Sérum	Immunoturbidimétrie COBAS PURE Module c303 (22M9-04)	TRSF2 Ref 08058733190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Triglycérides	Sérum	Colorimétrie COBAS PURE Module c303 (22M9-04)	TRIGL Réf : 08058687190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Troponine T hs	Plasma hépariné/Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PURE e402 (22P1-10 et 22P2-01)	TROPONINE T HS Réf 09315357190	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	TSH us	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PURE e402 (22P1-10 et 22P2-01)	TSH Réf 08443432190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Urée	Sérum	Cinétique COBAS PURE Module c303 (22M9-03 et 22M9-04)	UREAL Réf : 08058806190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Vancomycine	Sérum	Cinétique COBAS PURE Module c303 (22M9-03)	Vancomycin Réf 08445605190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Vitamine B12	Sérum	Compétition (Electrochimiluminescence) COBAS PURE e402 (22P2-01)	Vitamin B12 Réf 07028121190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Vitamine D totale	Sérum	Compétition (Electrochimiluminescence) COBAS PURE e402 (22P2-01)	Vitamin D Total II Réf 09038086190	

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Hémoglobine glyquée A1C	Sang total EDTA	Méthode de type quantitatif Electrophorèse capillaire Automate SEBIA Capillarys 3 TERA (1390) Capillarys 3 Octa (1241)	Capi 3 HbA1c Réf:2515	Ajout 20/06/2024

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Amphétamine	urine	Tests rapide de détection qualitative et simultanée de toxiques par immunochromatographie Test rapide	Reference Surestep REF 4560519002	Changement de référence le 15/01/2026
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Barbituriques	urine	Tests rapide de détection qualitative et simultanée de toxiques par immunochromatographie Test rapide	Reference Surestep REF 4560519002	Changement de référence le 15/01/2026
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Benzodiazépines	urine	Tests rapide de détection qualitative et simultanée de toxiques par immunochromatographie Test rapide	Reference Surestep REF 4560519002	Changement de référence le 15/01/2026
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Buprénorphine	urine	Tests rapide de détection qualitative et simultanée de toxiques par immunochromatographie Test rapide	Reference Surestep REF 4560519002	Arrêt le 15/01/26
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Cannabis	urine	Tests rapide de détection qualitative et simultanée de toxiques par immunochromatographie Test rapide	Reference Surestep REF 4560519002	Changement de référence le 15/01/2026
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Cocaïne	urine	Tests rapide de détection qualitative et simultanée de toxiques par immunochromatographie Test rapide	Reference Surestep REF 4560519002	Changement de référence le 15/01/2026
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Corps cétoniques	Urine	Bandelette à zone réactive Méthode manuelle	MEDITEST 0197	Changement de référence le 03/02/2025
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Morphine	urine	Tests rapide de détection qualitative et simultanée de toxiques par immunochromatographie Test rapide	Reference Surestep REF 4560519002	Changement de référence le 15/01/2026
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Méthadone	urine	Tests rapide de détection qualitative et simultanée de toxiques par immunochromatographie Test rapide	Reference Surestep REF 4560519002	Changement de référence le 15/01/2026
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Méthamphétamine	urine	Tests rapide de détection qualitative et simultanée de toxiques par immunochromatographie Test rapide	Reference Surestep REF 4560519002	Changement de référence le 15/01/2026

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Méthylènedioxyméthamphétamine	urine	Tests rapide de détection qualitative et simultanée de toxiques par immunochromatographie Test rapide	Reference Surestep REF 4560519002	Changement de référence le 15/01/2026
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Nitrite	Urine	Bandelette à zone réactive Méthode manuelle	MEDITEST 0197	Changement de référence le 03/02/2025
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	pH	Urine	Bandelette à zone réactive Méthode manuelle	MEDITEST 0197	Changement de référence le 03/02/2025
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Recherche de sang dans les selles	Selles	"Méthode manuelle de type qualitatif : immunofluorescence (test unitaire simple à lecture automatisée sur F200 SD BIOSENSOR (n°FA20EAITG0821 et FA20FBITG1323))"	STANDARD™ F iFOB FIA Ref F-FOB-01	Ajout du FA20FBITG1323 le 04/03/26
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	sang	Urine	Bandelette à zone réactive Méthode manuelle	MEDITEST 0197	Changement de référence le 03/02/2025
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Tricyclic antidépresseurs	urine	Tests rapide de détection qualitative et simultanée de toxiques par immunochromatographie Test rapide	Reference Surestep REF 4560519002	Changement de référence le 15/01/2026

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Amphétamine	urine	Tests rapide de détection qualitative et simultanée de toxiques par immunochromatographie Test rapide	Reference Surestep REF 4560519002	Changement de référence le 15/01/2026
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Barbituriques	urine	Tests rapide de détection qualitative et simultanée de toxiques par immunochromatographie Test rapide	Reference Surestep REF 4560519002	Changement de référence le 15/01/2026
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Benzodiazépines	urine	Tests rapide de détection qualitative et simultanée de toxiques par immunochromatographie Test rapide	Reference Surestep REF 4560519002	Changement de référence le 15/01/2026
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Buprénorphine	urine	Tests rapide de détection qualitative et simultanée de toxiques par immunochromatographie Test rapide	Drugcheck+ 11 ref 1140016 SW	Arrêt le 15/01/26
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Cannabis	urine	Tests rapide de détection qualitative et simultanée de toxiques par immunochromatographie Test rapide	Reference Surestep REF 4560519002	Changement de référence le 15/01/2026
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Cocaïne	urine	Tests rapide de détection qualitative et simultanée de toxiques par immunochromatographie Test rapide	Reference Surestep REF 4560519002	Changement de référence le 15/01/2026
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Morphine	urine	Tests rapide de détection qualitative et simultanée de toxiques par immunochromatographie Test rapide	Reference Surestep REF 4560519002	Changement de référence le 15/01/2026
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Méthadone	urine	Tests rapide de détection qualitative et simultanée de toxiques par immunochromatographie Test rapide	Reference Surestep REF 4560519002	Changement de référence le 15/01/2026
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Méthamphétamine	urine	Tests rapide de détection qualitative et simultanée de toxiques par immunochromatographie Test rapide	Reference Surestep REF 4560519002	Changement de référence le 15/01/2026
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Méthylènedioxyméthamphétamine	urine	Tests rapide de détection qualitative et simultanée de toxiques par immunochromatographie Test rapide	Reference Surestep REF 4560519002	Changement de référence le 15/01/2026

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Recherche de sang dans les selles	selles	Méthode manuelle de type qualitatif : immunofluorescence (test unitaire simple à lecture automatisée sur F200 SD BIOSENSOR (F-LGN01G))	STANDARD™ F iFOB FIA Ref F-FOB-01	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Tricyclic antidépresseurs	urine	Tests rapide de détection qualitative et simultanée de toxiques par immunochromatographie Test rapide	Reference Surestep REF 4560519002	Changement de référence le 15/01/2026

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	EBMD : Service de réanimation de la Clinique des Cèdres - Pôle médicotechnique	Calcium ionisé	Sang Total sur seringue héparinée	Electrochimie ABL90 FLEX PLUS n°092R0357N006	Solution Pack SP90 XL ref 944-457 Cassette ref 946-010 Solution pour calibration ctHb ref 944-021	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	EBMD : Service de réanimation de la Clinique des Cèdres - Pôle médicotechnique	Carbonate d'hydrogène (HCO3-)	Sang Total sur seringue héparinée	Electrochimie ABL90 FLEX PLUS n°092R0357N006	Solution Pack SP90 XL ref 944-457 Cassette ref 946-010 Solution pour calibration ctHb ref 944-021	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	EBMD : Service de réanimation de la Clinique des Cèdres - Pôle médicotechnique	CO2 Total	Sang Total sur seringue héparinée	Paramètre calculé ABL90 FLEX PLUS n°092R0357N006	Solution Pack SP90 XL ref 944-457 Cassette ref 946-010 Solution pour calibration ctHb ref 944-021	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	EBMD : Service de réanimation de la Clinique des Cèdres - Pôle médicotechnique	Excès de base	Sang Total sur seringue héparinée	Paramètre calculé ABL90 FLEX PLUS n°092R0357N006	Solution Pack SP90 XL ref 944-457 Cassette ref 946-010 Solution pour calibration ctHb ref 944-021	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	EBMD : Service de réanimation de la Clinique des Cèdres - Pôle médicotechnique	Hémoglobine HGB	Sang Total sur seringue héparinée	Spectrophotométrie ABL90 FLEX PLUS n°092R0357N006	Solution Pack SP90 XL ref 944-457 Cassette ref 946-010 Solution pour calibration ctHb ref 944-021	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	EBMD : Service de réanimation de la Clinique des Cèdres - Pôle médicoteknique	Lactates	Sang Total sur seringue héparinée	Spectrophotométrie ABL90 FLEX PLUS n°092R0357N006	Solution Pack SP90 XL ref 944-457 Cassette ref 946-010 Solution pour calibration ctHb ref 944-021	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	EBMD : Service de réanimation de la Clinique des Cèdres - Pôle médicoteknique	pCO2	Sang Total sur seringue héparinée	Electrochimie ABL90 FLEX PLUS n°092R0357N006	Solution Pack SP90 XL ref 944-457 Cassette ref 946-010 Solution pour calibration ctHb ref 944-021	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	EBMD : Service de réanimation de la Clinique des Cèdres - Pôle médicoteknique	pH	Sang Total sur seringue héparinée	Electrochimie (ampérométrie) ABL90 FLEX PLUS n°092R0357N006	Solution Pack SP90 XL ref 944-457 Cassette ref 946-010 Solution pour calibration ctHb ref 944-021	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	EBMD : Service de réanimation de la Clinique des Cèdres - Pôle médicoteknique	pO2	Sang Total sur seringue héparinée	Electrochimie ABL90 FLEX PLUS n°092R0357N006	Solution Pack SP90 XL ref 944-457 Cassette ref 946-010 Solution pour calibration ctHb ref 944-021	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	EBMD : Service de réanimation de la Clinique des Cèdres - Pôle médicoteknique	Potassium	Sang Total sur seringue héparinée	Photométrie ABL90 FLEX PLUS n°092R0357N006	Solution Pack SP90 XL ref 944-457 Cassette ref 946-010 Solution pour calibration ctHb ref 944-021	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	EBMD : Service de réanimation de la Clinique des Cèdres - Pôle médicotechnique	Saturation en O2	Sang Total sur seringue héparinée	Spectrophotométrie ABL90 FLEX PLUS n°092R0357N006	Solution Pack SP90 XL ref 944-457 Cassette ref 946-010 Solution pour calibration ctHb ref 944-021	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO-SITE DELMAS	INOVIE SynAIRBIO-SITE DELMAS	"INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS EBMD Clinique Esquirol Saint- Hilaire Service des urgences Service SI cardio	Calcium ionisé	Sang Total sur seringue héparinée	"automate Werfen GEM 5000 Urgences(20126573) et Soins intensifs(201265571) Electrochimie"	Solution Pack SP90 XL ref 944-457 Cassette ref 946-010 Solution pour calibration ctHb ref 944-021	
INOVIE SynAIRBIO-SITE DELMAS	INOVIE SynAIRBIO-SITE DELMAS	"INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS EBMD Clinique Esquirol Saint- Hilaire Service des urgences Service SI cardio "	Carbonate d'hydrogène (HCO3-)	Sang Total sur seringue héparinée	"automate Werfen GEM 5000 Urgences(20126573) et Soins intensifs(201265571) Electrochimie"	Solution Pack SP90 XL ref 944-457 Cassette ref 946-010 Solution pour calibration ctHb ref 944-021	
INOVIE SynAIRBIO-SITE DELMAS	INOVIE SynAIRBIO-SITE DELMAS	EBMD Clinique Esquirol Saint- Hilaire Service des urgences Service SI cardio	CO2 Total	Sang Total sur seringue héparinée	automate Werfen GEM 5000 Urgences(20126573) et Soins intensifs(201265571) Electrochimie	Solution Pack SP90 XL ref 944-457 Cassette ref 946-010 Solution pour calibration ctHb ref 944-021	
INOVIE SynAIRBIO-SITE DELMAS	INOVIE SynAIRBIO-SITE DELMAS	"INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS EBMD Clinique Esquirol Saint- Hilaire Service des urgences Service SI cardio "	Excès de base	Sang Total sur seringue héparinée	"automate Werfen GEM 5000 Urgences(20126573) et Soins intensifs(201265571) Electrochimie"	Solution Pack SP90 XL ref 944-457 Cassette ref 946-010 Solution pour calibration ctHb ref 944-021	
INOVIE SynAIRBIO-SITE DELMAS	INOVIE SynAIRBIO-SITE DELMAS	"INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS EBMD Clinique Esquirol Saint- Hilaire Service des urgences Service SI cardio	Hémoglobine HGB	Sang Total sur seringue héparinée	"automate Werfen GEM 5000 Urgences(20126573) et Soins intensifs(201265571) Electrochimie"	Solution Pack SP90 XL ref 944-457 Cassette ref 946-010 Solution pour calibration ctHb ref 944-021	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO-SITE DELMAS	INOVIE SynAIRBIO-SITE DELMAS	"INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS EBMD Clinique Esquirol Saint- Hilaire Service des urgences Service SI cardio "	Lactates	Sang Total sur seringue héparinée	"automate Werfen GEM 5000 Urgences(20126573) et Soins intensifs(201265571) Electrochimie"	Solution Pack SP90 XL ref 944-457 Cassette ref 946-010 Solution pour calibration ctHb ref 944-021	
INOVIE SynAIRBIO-SITE DELMAS	INOVIE SynAIRBIO-SITE DELMAS	"INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS EBMD Clinique Esquirol Saint- Hilaire Service des urgences Service SI cardio "	pCO2	Sang Total sur seringue héparinée	"automate Werfen GEM 5000 Urgences(20126573) et Soins intensifs(201265571) Electrochimie"	Solution Pack SP90 XL ref 944-457 Cassette ref 946-010 Solution pour calibration ctHb ref 944-021	
INOVIE SynAIRBIO-SITE DELMAS	INOVIE SynAIRBIO-SITE DELMAS	EBMD Clinique Esquirol Saint- Hilaire Service des urgences Service SI cardio	pH	Sang Total sur seringue héparinée	automate Werfen GEM 5000 Urgences(20126573) et Soins intensifs(201265571) Electrochimie	Solution Pack SP90 XL ref 944-457 Cassette ref 946-010 Solution pour calibration ctHb ref 944-021	
INOVIE SynAIRBIO-SITE DELMAS	INOVIE SynAIRBIO-SITE DELMAS	EBMD Clinique Esquirol Saint- Hilaire Service des urgences Service SI cardio	pO2	Sang Total sur seringue héparinée	automate Werfen GEM 5000 Urgences(20126573) et Soins intensifs(201265571) Electrochimie	Solution Pack SP90 XL ref 944-457 Cassette ref 946-010 Solution pour calibration ctHb ref 944-021	
INOVIE SynAIRBIO-SITE DELMAS	INOVIE SynAIRBIO-SITE DELMAS	EBMD Clinique Esquirol Saint- Hilaire Service des urgences Service SI cardio	Potassium	Sang Total sur seringue héparinée	automate Werfen GEM 5000 Urgences(20126573) et Soins intensifs(201265571) Electrochimie	Solution Pack SP90 XL ref 944-457 Cassette ref 946-010 Solution pour calibration ctHb ref 944-021	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO-SITE DELMAS	INOVIE SynAIRBIO-SITE DELMAS	"INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS EBMD Clinique Esquirol Saint- Hilaire Service des urgences Service SI cardio "	Saturation en O2	Sang Total sur seringue héparinée	"automate Werfen GEM 5000 Urgences(20126573) et Soins intensifs(201265571) Electrochimie"	"automate Werfen GEM 5000 Urgences(20126573) et Soins intensifs(201265571) Electrochimie"	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Concentration corpusculaire Moyenne en hémoglobine	Sang total EDTA	Calcul à partir des résultats obtenus par impédancemétrie sur l'hématocrite et l'hémoglobine (paramètres sous accréditation) DxH 900 (BF46569 et BF48570)	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 COULTER® DxH Cell Lyse Ref. 628019	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Formule leucocytaire	Sang total EDTA	Coloration May Grünwald Giemsa Colorateur SMS (BF46119) / Microscope Axiostar plus	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 /Colorants May Grünwalds Giemsa	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Formule leucocytaire	Sang total EDTA	Coloration May Grünwald Giemsa DM1200 (34302)	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 /Colorants May Grünwalds Giemsa	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Globules Blancs G.B	Sang total EDTA	Impédancemétrie DxH 900 (BF46569 et BF48570 et BJ06072)	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 COULTER® DxH Cell Lyse Ref. 628019	Ajout d'un module DXH900 le 03/04/25
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Globules Rouges G.R	Sang total EDTA	Impédancemétrie DxH 900 (BF46569 et BF48570 et BJ06072)	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 COULTER® DxH Cell Lyse Ref. 628019	Ajout d'un module DXH900 le 03/04/25
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Hématocrite HCT	Sang total EDTA	Calcul à partir du résultat de globules rouge et volume globulaire moyen obtenus par impédancemétrie DxH 900 (BF46569 et BF48570 et BJ06072)	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 COULTER® DxH Cell Lyse Ref. 628019	Ajout d'un module DXH900 le 03/04/25
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Hémoglobine HGB	Sang total EDTA	Colorimétrie DxH 900 (BF46569 et BF48570 et BJ06072)	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 COULTER® DxH Cell Lyse Ref. 628019	Ajout d'un module DXH900 le 03/04/25

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Indice de distribution des globules rouges	Sang total EDTA	Impédancemétrie DxH 900 (BF46569 et BF48570)	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 COULTER® DxH Cell Lyse Ref. 628019	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Plaquettes PLQ	Sang total EDTA	Impédancemétrie DxH 900 (BF46569 et BF48570 et BJ06072)	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 COULTER® DxH Cell Lyse Ref. 628019	Ajout d'un module DXH900 le 03/04/25
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Réticulocytes	Sang total EDTA	Cytométrie en flux DxH 900 (BF48570)	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 COULTER® DxH Cell Lyse Ref. 628019	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Teneur corpusculaire Moyenne en hémoglobine	Sang total EDTA	Calcul à partir des résultats obtenus par impédancemétrie sur les globules rouges et l'hémoglobine (Paramètres sous accréditation) DxH 900 (BF46569 et BF48570 et BJ06072)	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 COULTER® DxH Cell Lyse Ref. 628019	Ajout d'un module DXH900 le 03/04/25
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Volume glob moy VGM	Sang total EDTA	Impédancemétrie DxH 900 (BF46569 et BF48570 et BJ06072)	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 COULTER® DxH Cell Lyse Ref. 628019	Ajout d'un module DXH900 le 03/04/25
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Volume plaquettaire moyen	Sang total EDTA	Impédancemétrie DxH 900 (BF46569 et BF48570)	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 COULTER® DxH Cell Lyse Ref. 628019	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Concentration corpusculaire Moyenne en hémoglobine	Sang total EDTA	Calcul à partir des résultats obtenus par impédancemétrie sur l'hématocrite et l'hémoglobine (paramètres sous accréditation) DxH 900 (BF32352 et BF32353)	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 COULTER® DxH Cell Lyse Ref. 628019	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Formule leucocytaire	Sang total EDTA	Coloration May Grünwald Giemsa Colorateur SMS (BF31079)/ Microscope	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 /Colorants May Grünwald Giemsa	Passage au DXH le 06/12/2022
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Formule leucocytaire	Sang total EDTA	Coloration May Grünwald Giemsa DM1200 (33465)	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 /Colorants May Grünwald Giemsa	Passage au DXH le 06/12/2022
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Globules Blancs G.B	Sang total EDTA	Impédancemétrie DxH 900 (BF32352 et BF32353)	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 COULTER® DxH Cell Lyse Ref. 628019	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Globules Rouges G.R	Sang total EDTA	Impédancemétrie DxH 900(BF32352 et BF32353)	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 COULTER® DxH Cell Lyse Ref. 628019	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Hématocrite HCT	Sang total EDTA	Calcul à partir du résultat de globules rouge et volume globulaire moyen obtenus par impédancemétrie DxH 900 (BF32352 et BF32353)	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 COULTER® DxH Cell Lyse Ref. 628019	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Hémoglobine HGB	Sang total EDTA	Colorimétrie DxH 900 (BF32352 et BF32353)	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 COULTER® DxH Cell Lyse Ref. 628019	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Indice de distribution des globules rouges	Sang total EDTA	Impédancemétrie DxH 900 (BF32352 et BF32353)	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 COULTER® DxH Cell Lyse Ref. 628019	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Plaquettes PLQ	Sang total EDTA	Impédancemétrie DxH 900 (BF32352 et BF32353)	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 COULTER® DxH Cell Lyse Ref. 628019	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Réticulocytes	Sang total EDTA	Cytométrie en flux DxH 900 (BF32353)	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 COULTER® DxH Cell Lyse Ref. 628019	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Teneur corpusculaire Moyenne en hémoglobine	Sang total EDTA	Calcul à partir des résultats obtenus par impédancemétrie sur les globules rouges et l'hémoglobine (Paramètres sous accréditation) DxH 900 (BF32352 et BF32353)	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 COULTER® DxH Cell Lyse Ref. 628019	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Volume glob moy VGM	Sang total EDTA	Impédancemétrie DxH 900 (BF32352 et BF32353)	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 COULTER® DxH Cell Lyse Ref. 628019	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Volume plaquettaire moyen	Sang total EDTA	Impédancemétrie DxH 900 (BF32352 et BF32353)	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 COULTER® DxH Cell Lyse Ref. 628019	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Concentration corpusculaire Moyenne en hémoglobine	Sang total EDTA	Calcul à partir des résultats obtenus par impédancemétrie sur l'hématocrite et l'hémoglobine (paramètres sous accréditation) DxH 900 (BG49682) et DxH 690 (BDU4873)	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 COULTER® DxH Cell Lyse Ref. 628019	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Formule leucocytaire	Sang total EDTA	Coloration May Grünwald Giemsa Colorateur / Microscope	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 /Colorants May Grünwald Giemsa	Passage au DXH le 14/05/2024
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Formule leucocytaire	Sang total EDTA	Coloration May Grünwald Giemsa DM1200 (34272)	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 /Colorants May Grünwald Giemsa	Passage au DXH le 14/05/2024
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Globules Blancs G.B	Sang total EDTA	Impédancemétrie DxH 900 (BG49682) et DxH 690 (BDU4873)	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 COULTER® DxH Cell Lyse Ref. 628019	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Globules Rouges G.R	Sang total EDTA	Impédancemétrie DxH 900 (BG49682) et DxH 690 (BDU4873)	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 COULTER® DxH Cell Lyse Ref. 628019	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Hématocrite HCT	Sang total EDTA	Calcul à partir du résultat de globules rouge et volume globulaire moyen obtenus par impédancemétrie DxH 900 (BG49682) et DxH 690 (BDU4873)	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 COULTER® DxH Cell Lyse Ref. 628019	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Hémoglobine HGB	Sang total EDTA	Colorimétrie DxH 900 (BG49682) et DxH 690 (BDU4873)	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 COULTER® DxH Cell Lyse Ref. 628019	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Indice de distribution des globules rouges	Sang total EDTA	Impédancemétrie DxH 900 (BG49682) et DxH 690 (BDU4873)	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 COULTER® DxH Cell Lyse Ref. 628019	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Plaquettes PLQ	Sang total EDTA	Impédancemétrie DxH 900 (BG49682) et DxH 690 (BDU4873)	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 COULTER® DxH Cell Lyse Ref. 628019	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Réticulocytes	Sang total EDTA	Cytométrie en flux DxH 900 (BG49682)	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 COULTER® DxH Cell Lyse Ref. 628019	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Teneur corpusculaire Moyenne en hémoglobine	Sang total EDTA	Calcul à partir des résultats obtenus par impédancemétrie sur les globules rouges et l'hémoglobine (Paramètres sous accréditation) DxH 900 (BG49682) et DxH 690 (BDU4873)	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 COULTER® DxH Cell Lyse Ref. 628019	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Volume glob moy VGM	Sang total EDTA	Impédancemétrie DxH 900 (BG49682) et DxH 690 (BDU4873)	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 COULTER® DxH Cell Lyse Ref. 628019	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Volume plaquettaire moyen	Sang total EDTA	Impédancemétrie DxH 900 (BG49682) et DxH 690 (BDU4873)	COULTER® DxH Diff pack Ref. 628020 COULTER® DxH Cell Lyse Ref. 628019	

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Vitesse de sédimentation	Sang total EDTA	Mesure de la sédimentation en tube ALIFAX TEST 1H(T17078)	Mode opératoire Réalisation des VS	

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Vitesse de sédimentation	Sang total EDTA	Mesure de la sédimentation en tube ALIFAX TEST 1H(T16497)	Mode opératoire Réalisation des VS	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	D-Dimères	Plasma citraté	Immunoturbidimétrie STA-R (3403) / COMPACT (7859)	LIATEST D DI + Ref 00662	Ajout COMPACT le 25/05/2025
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Dosage de fibrinogène	Plasma citraté	Chronométrie STA-R (3403) / COMPACT (7859)	Liquid FIB Ref : 00673	Ajout COMPACT le 25/05/2025
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Facteur V	Plasma citraté	Chronométrie STA-R (3403)	DEFICIENT V ref 00744	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Taux de Prothombine TP Temps de Quick INR	Plasma citraté	Chronométrie STA-R (3403) / COMPACT (7859)	Néoplastine PTIMAL Ref : 01164 Tampon Owren-Koller Ref: 00360	Ajout COMPACT le 25/05/2025
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Temps de céphaline plus activateur (TCA)	Plasma citraté	Chronométrie STA-R (3403) / COMPACT (7859)	PTT A 5 Ref : 00595 CaCl2 0.025M Ref: 00367	Ajout COMPACT le 25/05/2025

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	D-Dimères	Plasma citraté	Immunoturbidimétrie STA-R (5114 et 5115)	LIATEST D DI + Ref 00662	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Dosage de fibrinogène	Plasma citraté	Chronométrie STA-R (5114 et 5115)	Liquid FIB Ref : 00673	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Facteur V	Plasma citraté	Chronométrie STA-R (5114 et 5115)	DEFICIENT V ref 00744	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Taux de Prothombine TP Temps de Quick INR	Plasma citraté	Chronométrie STA-R (5114 et 5115)	Néoplastine PTIMAL Ref : 01164 Tampon Owren-Koller Ref: 00360	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Temps de céphaline plus activateur (TCA)	Plasma citraté	Chronométrie STA-R (5114 et 5115)	PTT A 5 Ref : 00595 CaCl2 0.025M Ref: 00367	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	D-Dimères	Plasma citraté	Automate STAGO STA-R Routine CJ08032598 et Back-up CJ08042629 Mesure turbidimétrique	Fiche technique Stago LIATEST D-DI PLUS 25232 Version en vigueur	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Facteur V	Plasma citraté	Automate STAGO STA-R Routine CJ08032598 et Back-up CJ08042629 Mesure chronométrique	Fiche technique Stago DEFICIENT V 32730 Version en vigueur	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Fibrinogène	Plasma citraté	Automate STAGO STA-R Routine CJ08032598 et Back-up CJ08042629 Mesure chronométrique	Fiche technique Stago STA LIQUID FIB 25800 Version en vigueur	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	TCA/TCK	Plasma citraté	Automate STAGO STA-R Routine CJ08032598 et Back-up CJ08042629 Mesure chronométrique	Fiches techniques Stago STA PTTA 25334 13 STA CK PREST (5) référence 00597 Versions en vigueur	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	TP, INR	Plasma citraté	Automate STAGO STA-R Routine CJ08032598 et Back-up CJ08042629 Mesure chronométrique	Fiche technique Stago STA NeoPTimal 32352 Version en vigueur	

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	HBPM	Plasma citraté	Méthode amidolytique dans un système de compétition Colorimétrie STA-R (3403)	Liquide anti-Xa Ref : 00311	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Héparine non fractionnée (HNF)	Plasma citraté	Méthode amidolytique dans un système de compétition Colorimétrie STA-R (3403) / COMPACT (7859)	Liquide anti-Xa Ref : 00311	Ajout COMPACT le 25/05/2025

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	HBPM	Plasma citraté	Méthode amidolytique dans un système de compétition Colorimétrie STA-R (5114 et 5115)	Liquide anti-Xa Ref : 00311	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Héparine non fractionnée (HNF)	Plasma citraté	Méthode amidolytique dans un système de compétition Colorimétrie STA-R (5114 et 5115)	Liquide anti-Xa Ref : 00311	

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	HBPM	Plasma citraté	Méthode amidolytique dans un système de compétition Colorimétrie STA-R Routine CJ08032598 et Back-up CJ08042629	Liquide anti-Xa Ref : 00311	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Héparine non fractionnée (HNF)	Plasma citraté	Méthode amidolytique dans un système de compétition Colorimétrie STA-R Routine CJ08032598 et Back-up CJ08042629	Liquide anti-Xa Ref : 00311	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Groupe ABO	Sang Total EDTA centrifugé	EM Technology Qwalys Evo Diagast (2301015062)	HEMALYS 1 A1, B ref 59659	Changement d'automate le 13/02/2025
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Phénotype Rh-Kell	Sang Total EDTA centrifugé	EM Technology Qwalys Evo Diagast (2301015062)	HEMALYS 1 A1, B ref 59659	Changement d'automate le 13/02/2025

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Groupe ABO	Sang Total EDTA centrifugé	Agglutination sur gel filtration ORTHOVISION (J60002110)	BIOVUE GROUPE 400 CASSETTES ref 707190	Reprise de la production 31/07/25
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Groupe ABO	Sang Total EDTA centrifugé	EM Technology Qwalys Evo Diagast (1811006369)	HEMALYS 1 A1, B ref 59659	Changement d'automate le 17/02/2025
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Phénotype Rh-Kell	Sang Total EDTA centrifugé	Agglutination sur gel filtration ORTHOVISION (J60002110)	BIOVUE PHENOTYPAGE 400 CASS. Ref 707280	Reprise de la production 31/07/25
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Phénotype Rh-Kell	Sang Total EDTA centrifugé	EM Technology Qwalys Evo Diagast (1811006369)	HEMALYS 1 A1, B ref 59659	Changement d'automate le 17/02/2025

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Groupe ABO	Sang Total EDTA centrifugé	"Agglutination sur gel filtration ORTHOVISION (J60002635)"	BIOVUE GROUPE 400 CASSETTES ref 707190	Changement d'automate le 06/03/2025
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Phénotype Rh-Kell	Sang Total EDTA centrifugé	"Agglutination sur gel filtration ORTHOVISION (J60002635)"	BIOVUE GROUPE 400 CASSETTES ref 707190	Changement d'automate le 06/03/2025

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	RAI (dépistage)	Sang Total EDTA centrifugé	Agglutination en milieu liquide QUALYS EVO (2301015062)	I-Mag Screen Ref 59857	Changement d'automate le 13/02/2025

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	RAI (dépistage)	Sang Total EDTA centrifugé	Agglutination en milieu liquide QUALYS EVO (1811006369)	I-Mag Screen Ref 59857	Changement d'automate le 17/02/2025
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	RAI (dépistage)	Sang Total EDTA centrifugé	"Agglutination sur gel filtration ORTHOVISION (J60002110)"	BIOVUE RAI COOMBS POLYV. 400 CASS. Ref 707300	Changement d'automate le 31/07/2025

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	RAI (dépistage)	Sang Total EDTA centrifugé	Agglutination sur gel filtration ORTHOVISION (J60002635)	BIOVUE RAI COOMBS POLYV. 400 CASS. Ref 707300	Changement d'automate le 06/03/2025

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	COOMBS DIRECT	Sang Total EDTA centrifugé	Microfiltration Ortho Vision (J60002635)	BIOVUE ANTIGLOBULINE ANTI C3d - ANTI IgG	Changement d'automate le 01/04/2026

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	CMV (IGG)	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y01-01)	CMV IgG Réf 09118551190	Changement de module le 19/02/26
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	CMV (IGM)	Sérum	Microcapture (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y01-01)	CMV IgM Réf 07027133190	Changement de module le 19/02/26
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	EBV (EBNA IGG)	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y01-01)	EBV IGG Réf 08355380190	Ajout 25/08/2026
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	EBV (IGM)	Sérum	Microcapture (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y01-01)	EBV IGG Réf 08355274190	Ajout 25/08/2026
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	EBV (VCA IGG)	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y01-01)	EBV IGG Réf 08355355190	Ajout 25/08/2026
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	HEPATITE A (anticorps totaux)	Sérum	Compétition (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y01-01)	Anti-HAV Réf 08086664190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	HEPATITE A (IGM)	Sérum	Microcapture (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y01-01)	Anti-HAV IgM Réf 07026773190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	HEPATITE B (Ac anti-Hbc)	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y01-01)	Anti-HBc II Réf 09014926190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	HEPATITE B (Ac anti-Hbs)	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y01-01)	Anti-HBs II Réf 08498610190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	HEPATITE B (Ag Hbs)	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y01-01)	HBsAg II Réf 08814848190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	HEPATITE C	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y01-01)	AntiHCV Réf 08837058190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	HIV (Combi Ac +Ag 4ème génération)	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y01-01)	HIV DUO Réf 08836973190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	RUBEOLE (IGG)	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (41H0-08)	Rubella IgG Réf 07027770190	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Syphilis	Serum	Sandwich (electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y01-01)	Syphilis ROCHE réf 09015051190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	TOXOPLASMOSE (IGG)	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (41H0-08)	Toxo IgG Réf 07028008190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	TOXOPLASMOSE (IGM)	Sérum	Microcapture (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (41H0-08)	Toxo IgM Réf 07028024190	

Ajout EBV : Site Clinique des Cèdes (25/08)

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	CMV (IGG)	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y5-03)	CMV IgG Réf 09118551190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	CMV (IGM)	Sérum	Microcapture (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y5-03)	CMV IgM Réf 07027133190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	HEPATITE A (IGM)	Sérum	Microcapture (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y5-09)	Anti-HAV IgM Réf 07026773190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	HEPATITE B (Ac anti-Hbc)	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y5-09)	Anti-HBc II Réf 09014926190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	HEPATITE B (Ac anti-Hbs)	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y5-09)	Anti-HBs II Réf 08498610190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	HEPATITE B (Ag Hbs)	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y5-09)	HBsAg II Réf 08814848190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	HEPATITE C	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y5-09)	AntiHCV Réf 08837058190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	HIV (Combi Ac +Ag 4ème génération)	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y5-09)	HIV DUO Réf 08836973190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	RUBEOLE (IGG)	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y5-03)	Rubella IgG Réf 07027770190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	RUBEOLE (IGM)	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y01-01)	Rubella IgG Réf 07027796190	Changement de module le 19/02/26
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Syphilis	Serum	Sandwich (electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y5-09)	Syphilis ROCHE réf 09015051190	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	TOXOPLASMOSE (IGG)	Sérum	Microcapture (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y01-01)	Toxo IgG Réf 07028008190	Changement de module le 19/02/26
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	TOXOPLASMOSE (IGM)	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PRO Module e801 (42Y01-01)	Toxo IgM Réf 07028024190	Changement de module le 19/02/26

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	HEPATITE B (Ac anti-Hbc)	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PURE e402 (22P1-10)	Anti-HBc II Réf 09014926190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	HEPATITE B (Ac anti-Hbs)	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PURE e402 (22P1-10)	Anti-HBs II Réf 08498610190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	HEPATITE B (Ag Hbs)	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PURE e402 (22P1-10)	HBsAg II Réf 08814848190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	HEPATITE C	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PURE e402 (22P1-10)	AntiHCV Réf 08837058190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	HIV (Combi Ac +Ag 4ème génération)	Sérum	Sandwich (Electrochimiluminescence) COBAS PURE e402 (22P1-10)	HIV DUO Réf 08836973190	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Syphilis	Serum	Sandwich (electrochimiluminescence) COBAS PURE e402 (22P1-10)	Syphilis ROCHE réf 09015051190	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Recherche d'antigènes de Légionella pneumophila de séro groupe 1	Urine	"Méthode manuelle de type qualitatif :Test unitaire Immunofluorescence à lecture automatisée sur F200 SD BIOSENSOR (FA20EAITG0821 et FA20FBITG1323)"	Standard F - Legionella Ag FIA	Ajout du FA20FBITG1323 le 04/03/26
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Recherche d'antigènes de Streptococcus pneumoniae	Urine	"Méthode manuelle de type qualitatif :Test unitaire Immunofluorescence à lecture automatisée sur F200 SD BIOSENSOR (FA20EAITG0821 et FA20FBITG1323)"	Standard F - S.pneumoniae Ag FIA	Ajout du FA20FBITG1323 le 04/03/26
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Recherche d'antigènes du clostridium difficile (GHD)	selles	"Méthode manuelle de type qualitatif :Test unitaire Immunofluorescence à lecture automatisée sur F200 SD BIOSENSOR (FA20EAITG0821 et FA20FBITG1323)"	Standard F - C.difficile GDH FIA	Ajout du FA20FBITG1323 le 04/03/26

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Recherche d'antigènes de Légionella pneumophila de séro groupe 1	Urine	Méthode manuelle de type qualitatif :Test unitaire Immunofluorescence à lecture automatisée sur F200 SD BIOSENSOR (FA20-FAI-TG2451	Standard F - Legionella Ag FIA	changement d'automate de lecture 29/11/2024
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Recherche d'antigènes de Streptococcus pneumoniae	Urine	Méthode manuelle de type qualitatif :Test unitaire Immunofluorescence à lecture automatisée sur F200 SD BIOSENSOR (FA20-FAI-TG2451	Standard F - S.pneumoniae Ag FIA	changement d'automate de lecture 29/11/2024
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Recherche d'antigènes du clostridium difficile (GHD)	selles	Méthode manuelle de type qualitatif :Test unitaire Immunofluorescence à lecture automatisée sur F200 SD BIOSENSOR (FA20-FAI-TG2451)	Standard F - C.difficile GDH FIA	changement d'automate de lecture 29/11/2024

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Recherche d'antigènes de Légionella pneumophila de sérogroupe 1	Urine	Méthode manuelle de type qualitatif : Test unitaire Immunofluorescence à lecture automatisée sur F200 SD BIOSENSOR (F-CDFG-01)	Standard F - Legionella Ag FIA	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Recherche d'antigènes du clostridium difficile (GHD)	selles	Méthode manuelle de type qualitatif : Test unitaire Immunofluorescence à lecture automatisée sur F200 SD BIOSENSOR (F-CDFG-01)	Standard F - C.difficile GDH FIA	

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Strepto B	Prélèvement vaginal	Méthode d'amplification isotherme de l'ADN Biosynex-Plus Life Minidock-SGB (2452010284)	Pluslife GBS Nucléic Acid Test Card	Mise en production le 25/07/2025

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Recherche de Plasmodium (Antigène)	Sang total	Test rapide de détection par immunochromatographique de 3 espèces de Plasmodium Test rapide	Palutop + 4 optima Ref 5499	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Recherche des agents pathogènes du paludisme Frottis sanguin	Sang total (EDTA)	Microscopie après coloration MGG Microscope ECO-MIC-0001 ZEISS Axiostar Plus	Coloration MGG par Aeroprax	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Recherche de Plasmodium (Antigène)	Sang total	Test rapide de détection par immunochromatographique de 3 espèces de Plasmodium Test rapide	Palutop + 4 optima Ref 5499	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Recherche des agents pathogènes du paludisme Frottis sanguin	Sang total (EDTA)	Microscopie après coloration MGG Microscope FP12-MIC-0003	KIT 555 POUR MICROBIO HEMATO HISTO RAL 3615500000	Changement coloration le 27/04/2026

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Recherche de Plasmodium (Antigène)	Sang total	Test rapide de détection par immunochromatographique d'espèces de Plasmodium Test rapide	Palutop + 4 optima Ref 5499	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Recherche des agents pathogènes du paludisme Frottis sanguin	Sang total (EDTA)	Microscopie après coloration MGG Microscope: EE12-MIC-0001	Coloration par Aerospray	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - HOPITAL JOSEPH DUCUING	au sein du Site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	MU-PREL-FT-004 Recommandation pour les prélèvements sanguins externes et à la clinique	
INOVIE SynAIRBIO - HOPITAL JOSEPH DUCUING	au sein du Site	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiqu	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - HOPITAL JOSEPH DUCUING	au sein du Site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - HOPITAL JOSEPH DUCUING	au sein du Site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - HOPITAL JOSEPH DUCUING	Au sein de clinique	Moelle osseuse	Ponction sternale ou iliaque	EC-HEMA-MO-005 MYELOGRAMME	
INOVIE SynAIRBIO - HOPITAL JOSEPH DUCUING	au sein du Site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	EC-BIOC-PT-003 Protocole Helicobacter Pylori	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO- SITE AGEN	au sein du Site/EHPAD	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO- SITE AGEN	au sein du Site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	EC-BIOC-PT-003 Protocole Helicobacter Pylori	
INOVIE SynAIRBIO- SITE AGEN	au sein du Site/EHPAD	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO- SITE AGEN	au sein du Site/EHPAD	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO- SITE AGEN	au sein du Site/EHPAD	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	MU-PREL-FT-004 Recommandation pour les prélèvements sanguins externes et à la clinique	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO- SITE ANCELY	au sein du Site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	MU-PREL-FT-004 Recommandation pour les prélèvements sanguins externes et à la clinique	
INOVIE SynAIRBIO- SITE ANCELY	au sein du Site	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO- SITE ANCELY	au sein du Site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO- SITE ANCELY	au sein du Site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO- SITE ANCELY	au sein du Site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	EC-BIOC-PT-003 Protocole Helicobacter Pylori	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE AVENUE DE GRANDE BRETAGNE	au sein du Site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	MU-PREL-FT-004 Recommandation pour les prélèvements sanguins externes et à la clinique	
INOVIE SynAIRBIO - SITE AVENUE DE GRANDE BRETAGNE	au sein du Site	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE AVENUE DE GRANDE BRETAGNE	au sein du Site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE AVENUE DE GRANDE BRETAGNE	au sein du Site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE AVENUE DE GRANDE BRETAGNE	au sein du Site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	EC-BIOC-PT-003 +A2:E5Protocole Helicobacter Pylori	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO- SITE BEAUZELLE	au sein du Site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	MU-PREL-FT-004 Recommandation pour les prélèvements sanguins externes et à la clinique	
INOVIE SynAIRBIO- SITE BEAUZELLE	au sein du Site	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO- SITE BEAUZELLE	au sein du Site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO- SITE BEAUZELLE	au sein du Site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO- SITE BEAUZELLE	au sein du Site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	EC-BIOC-PT-003 Protocole Helicobacter Pylori	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO- SITE BLAGNAC	au sein du Site/EHPAD	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	MU-PREL-FT-004 Recommandation pour les prélèvements sanguins externes et à la clinique	
INOVIE SynAIRBIO- SITE BLAGNAC	au sein du Site	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO- SITE BLAGNAC	au sein du Site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO- SITE BLAGNAC	au sein du Site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO- SITE BLAGNAC	au sein du Site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	EC-BIOC-PT-003 Protocole Helicobacter Pylori	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE BORDEROUGE	au sein du Site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	MU-PREL-FT-004 Recommandation pour les prélèvements sanguins externes et à la clinique	
INOVIE SynAIRBIO - SITE BORDEROUGE	au sein du Site	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE BORDEROUGE	au sein du Site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE BORDEROUGE	au sein du Site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE BORDEROUGE	au sein du Site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	EC-BIOC-PT-003 Protocole Helicobacter Pylori	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE CARNOT	au sein du Site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	MU-PREL-FT-004 Recommandation pour les prélèvements sanguins externes et à la clinique	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CARNOT	au sein du Site	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CARNOT	au sein du Site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CARNOT	au sein du Site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CARNOT	au sein du Site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	EC-BIOC-PT-003 Protocole Helicobacter Pylori	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO- SITE CHAT D'OC	au sein du Site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	MU-PREL-FT-004 Recommandation pour les prélèvements sanguins externes et à la clinique	
INOVIE SynAIRBIO- SITE CHAT D'OC	au sein du Site	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO- SITE CHAT D'OC	au sein du Site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO- SITE CHAT D'OC	au sein du Site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO- SITE CHAT D'OC	au sein du Site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	EC-BIOC-PT-003 Protocole Helicobacter Pylori	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	au sein du Site/clinique/EHPAD	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	MU-PREL-FT-004 Recommandation pour les prélèvements sanguins externes et à la clinique	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	au sein du Site/clinique	Sang	Ponction artérielle percutanée	MU-PREL-FT-004 Recommandation pour les prélèvements sanguins externes et à la clinique	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	au sein du Site/clinique/EHPAD	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	au sein du Site/clinique/EHPAD	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	au sein du Site/clinique/EHPAD	Urine	Prélèvement par sondage ou Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	Au sein de clinique	Moelle osseuse	Ponction sternale ou iliaque	EC-HEMA-MO-005 MYELOGRAMME	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CLINIQUE DES CEDRES	au sein du Site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	EC-BIOC-PT-003 Protocole Helicobacter Pylori	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE COLOMIERS	au sein du Site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	MU-PREL-FT-004 Recommandation pour les prélèvements sanguins externes et à la clinique	
INOVIE SynAIRBIO - SITE COLOMIERS	au sein du Site	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE COLOMIERS	au sein du Site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE COLOMIERS	au sein du Site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE COLOMIERS	au sein du Site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	EC-BIOC-PT-003 Protocole Helicobacter Pylori	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE CORNEBARRIEU VILLAGE	au sein du Site, EHPAD	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	MU-PREL-FT-004 Recommandation pour les prélèvements sanguins externes et à la clinique	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CORNEBARRIEU VILLAGE	au sein du Site	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CORNEBARRIEU VILLAGE	au sein du Site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CORNEBARRIEU VILLAGE	au sein du Site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE CORNEBARRIEU VILLAGE	au sein du Site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	EC-BIOC-PT-003 Protocole Helicobacter Pylori	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO- SITE CROIX DAURADE	au sein du Site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	MU-PREL-FT-004 Recommandation pour les prélèvements sanguins externes et à la clinique	
INOVIE SynAIRBIO- SITE CROIX DAURADE	au sein du Site	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO- SITE CROIX DAURADE	au sein du Site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO- SITE CROIX DAURADE	au sein du Site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO- SITE CROIX DAURADE	au sein du Site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	EC-BIOC-PT-003 Protocole Helicobacter Pylori	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE D'AMBROISE PARE	au sein du Site/clinique	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	MU-PREL-FT-004 Recommandation pour les prélèvements sanguins externes et à la clinique	
INOVIE SynAIRBIO - SITE D'AMBROISE PARE	au sein du Site/clinique	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE D'AMBROISE PARE	au sein du Site/clinique	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE D'AMBROISE PARE	au sein du Site/clinique	Urine	Prélèvement par sondage ou Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE D'AMBROISE PARE	Au sein de clinique	Moelle osseuse	Ponction sternale ou iliaque	EC-HEMA-MO-005 MYELOGRAMME	
INOVIE SynAIRBIO - SITE D'AMBROISE PARE	au sein du Site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	EC-BIOC-PT-003 Protocole Helicobacter Pylori	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	au sein du Site/clinique/EHPAD	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	MU-PREL-FT-004 Recommandation pour les prélèvements sanguins externes et à la clinique	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	au sein du Site/clinique/EHPAD	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	au sein du Site/clinique/EHPAD	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	au sein du Site/clinique/EHPAD	Urine	Prélèvement par sondage ou Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	Au sein de clinique	Moelle osseuse	Ponction sternale ou iliaque	EC-HEMA-MO-005 MYELOGRAMME	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA CLINIQUE PASTEUR	au sein du Site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	EC-BIOC-PT-003 Protocole Helicobacter Pylori	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA HALLE	au sein du Site/EDS	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	MU-PREL-FT-004 Recommandation pour les prélèvements sanguins externes et à la clinique	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA HALLE	au sein du Site	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA HALLE	au sein du Site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA HALLE	au sein du Site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DE LA HALLE	au sein du Site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	EC-BIOC-PT-003 Protocole Helicobacter Pylori	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE DESBALS	au sein du Site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	EC-BIOC-PT-003 Protocole Helicobacter Pylori	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DESBALS	au sein du Site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	MU-PREL-FT-004 Recommandation pour les prélèvements sanguins externes et à la clinique	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DESBALS	au sein du Site	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DESBALS	au sein du Site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DESBALS	au sein du Site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE DES MINIMES	au sein du Site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	MU-PREL-FT-004 Recommandation pour les prélèvements sanguins externes et à la clinique	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DES MINIMES	au sein du Site	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DES MINIMES	au sein du Site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DES MINIMES	au sein du Site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE DES MINIMES	au sein du Site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	EC-BIOC-PT-003 Protocole Helicobacter Pylori	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE ESQUIROL	au sein du Site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	EC-BIOC-PT-003 Protocole Helicobacter Pylori	
INOVIE SynAIRBIO - SITE ESQUIROL	au sein du Site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE ESQUIROL	au sein du Site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE ESQUIROL	au sein du Site	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE ESQUIROL	au sein du Site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	MU-PREL-FT-004 Recommandation pour les prélèvements sanguins externes et à la clinique	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE FAUBOURG BONNEFOY	au sein du Site	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE FAUBOURG BONNEFOY	au sein du Site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	EC-BIOC-PT-003 Protocole Helicobacter Pylori	
INOVIE SynAIRBIO - SITE FAUBOURG BONNEFOY	au sein du Site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE FAUBOURG BONNEFOY	au sein du Site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	MU-PREL-FT-004 Recommandation pour les prélèvements sanguins externes et à la clinique	
INOVIE SynAIRBIO - SITE FAUBOURG BONNEFOY	au sein du Site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO- SITE FLEURANCE	au sein du Site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	MU-PREL-FT-004 Recommandation pour les prélèvements sanguins externes et à la clinique	
INOVIE SynAIRBIO- SITE FLEURANCE	au sein du Site	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO- SITE FLEURANCE	au sein du Site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO- SITE FLEURANCE	au sein du Site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO- SITE FLEURANCE	au sein du Site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	EC-BIOC-PT-003 Protocole Helicobacter Pylori	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE JEANNE D'ARC	au sein du Site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE JEANNE D'ARC	au sein du Site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	MU-PREL-FT-004 Recommandation pour les prélèvements sanguins externes et à la clinique	
INOVIE SynAIRBIO - SITE JEANNE D'ARC	au sein du Site	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE JEANNE D'ARC	au sein du Site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE JEANNE D'ARC	au sein du Site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	EC-BIOC-PT-003 Protocole Helicobacter Pylori	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO- SITE LA TERRASSE	au sein du Site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	MU-PREL-FT-004 Recommandation pour les prélèvements sanguins externes et à la clinique	
INOVIE SynAIRBIO- SITE LA TERRASSE	au sein du Site	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO- SITE LA TERRASSE	au sein du Site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO- SITE LA TERRASSE	au sein du Site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO- SITE LA TERRASSE	au sein du Site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	EC-BIOC-PT-003 Protocole Helicobacter Pylori	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE MAUVEZIN	au sein du Site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	MU-PREL-FT-004 Recommandation pour les prélèvements sanguins externes et à la clinique	
INOVIE SynAIRBIO - SITE MAUVEZIN	au sein du Site	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE MAUVEZIN	au sein du Site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE MAUVEZIN	au sein du Site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE MAUVEZIN	au sein du Site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	EC-BIOC-PT-003 Protocole Helicobacter Pylori	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE MEDIPOLE	Au sein de clinique	Moelle osseuse	Ponction sternale ou iliaque	EC-HEMA-MO-005 MYELOGRAMME	
INOVIE SynAIRBIO - SITE MEDIPOLE	au sein du Site/clinique	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	MU-PREL-FT-004 Recommandation pour les prélèvements sanguins externes et à la clinique	
INOVIE SynAIRBIO - SITE MEDIPOLE	au sein du Site	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE MEDIPOLE	au sein du Site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE MEDIPOLE	au sein du Site/clinique	Urine	Prélèvement par sondage ou Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE MEDIPOLE	au sein du Site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	EC-BIOC-PT-003 Protocole Helicobacter Pylori	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE MINIMES	au sein du Site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE MINIMES	au sein du Site	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE MINIMES	au sein du Site/OFII	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	MU-PREL-FT-004 Recommandation pour les prélèvements sanguins externes et à la clinique	
INOVIE SynAIRBIO - SITE MINIMES	au sein du Site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	EC-BIOC-PT-003 Protocole Helicobacter Pylori	
INOVIE SynAIRBIO - SITE MINIMES	au sein du Site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO- SITE PLEIN CENTRE	au sein du Site/EHPAD	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	MU-PREL-FT-004 Recommandation pour les prélèvements sanguins externes et à la clinique	
INOVIE SynAIRBIO- SITE PLEIN CENTRE	au sein du Site	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO- SITE PLEIN CENTRE	au sein du Site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO- SITE PLEIN CENTRE	au sein du Site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO- SITE PLEIN CENTRE	au sein du Site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	EC-BIOC-PT-003 Protocole Helicobacter Pylori	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO- SITE VAL D'ARAN	au sein du Site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	MU-PREL-FT-004 Recommandation pour les prélèvements sanguins externes et à la clinique	
INOVIE SynAIRBIO- SITE VAL D'ARAN	au sein du Site	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO- SITE VAL D'ARAN	au sein du Site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO- SITE VAL D'ARAN	au sein du Site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO- SITE VAL D'ARAN	au sein du Site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	EC-BIOC-PT-003 Protocole Helicobacter Pylori	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	au sein du Site	Urine	Prélèvement par sondage ou Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	au sein du Site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	au sein du Site/clinique	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	MU-PREL-FT-004 Recommandation pour les prélèvements sanguins externes et à la clinique	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	au sein du Site/clinique	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	Au sein de clinique	Moelle osseuse	Ponction sternale ou iliaque	EC-HEMA-MO-005 MYELOGRAMME	
INOVIE SynAIRBIO- SITE DELMAS	au sein du Site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	EC-BIOC-PT-003 Protocole Helicobacter Pylori	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
INOVIE SynAIRBIO - SITE BON ENCONTRE	au sein du Site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	MU-PREL-FT-004 Recommandation pour les prélèvements sanguins externes et à la clinique	
INOVIE SynAIRBIO - SITE BON ENCONTRE	au sein du Site	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE BON ENCONTRE	au sein du Site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE BON ENCONTRE	au sein du Site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	MU-PREL-FT-006 Recommandation pour les prélèvements bactériologiques	
INOVIE SynAIRBIO - SITE BON ENCONTRE	au sein du Site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	EC-BIOC-PT-003 Protocole Helicobacter Pylori	