



Portée détaillée v.9 de l'attestation N° 8-2102

Detailed scope v.9 of the attestation N° 8-2102

Date de publication / Publish date: 14/07/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

BIO+

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE GARIBALDI	Acide urique	Sang et dérivés	Colorimétrie Enzymatique Automate ROCHE : Cobas 6000-c501 L1 ns : 0824-09 L2 ns : 0819-16	PT-MU-ANA-014-61	/
LABORATOIRE GARIBALDI	Albumine	Sang et dérivés	ImmunoTurbidimétrie Automate ROCHE : Cobas 6000-c501 L1 ns : 0824-09 L2 ns : 0819-16	PT-MU-ANA-014-61	/
LABORATOIRE GARIBALDI	ApoA	Sang et dérivés	ImmunoTurbidimétrie Automate ROCHE : Cobas 6000-c501 L1 ns : 0824-09 L2 ns : 0819-16	PT-MU-ANA-014-61	/
LABORATOIRE GARIBALDI	Bilirubine directe	Sang et dérivés	Colorimétrie Diazo Automate ROCHE : Cobas 6000-c501 L1 ns : 0824-09 L2 ns : 0819-16	PT-MU-ANA-014-61	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE GARIBALDI	Bilirubine Totale	Sang et dérivés	Colorimétrie Diazo Automate ROCHE : Cobas 6000-c501 L1 ns : 0824-09 L2 ns : 0819-16	PT-MU-ANA-014-61	/
LABORATOIRE GARIBALDI	Calcium	Sang et dérivés	Colorimétrie NM-BAPTA Automate ROCHE : Cobas 6000-c501 L1 ns : 0824-09 L2 ns : 0819-16	PT-MU-ANA-014-61	/
LABORATOIRE GARIBALDI	Chlore	Sang et dérivés	Potentiométrie Indirecte Automate ROCHE : Cobas 6000-c501 L1 ns : 0824-09 L2 ns : 0819-16	PT-MU-ANA-014-61	/
LABORATOIRE GARIBALDI	Cholestérol	Sang et dérivés	Colorimétrie Enzymatique Automate ROCHE : Cobas 6000-c501 L1 ns : 0824-09 L2 ns : 0819-16	PT-MU-ANA-014-61	/
LABORATOIRE GARIBALDI	Cholestérol LDL	Sang et dérivés	Colorimétrie Enzymatique Automate ROCHE : Cobas 6000-c501 L1 ns : 0824-09 L2 ns : 0819-16	PT-MU-ANA-014-61	/
LABORATOIRE GARIBALDI	CK	Sang et dérivés	UV Automate ROCHE : Cobas 6000-c501 L1 ns : 0824-09 L2 ns : 0819-16	PT-MU-ANA-014-61	/
LABORATOIRE GARIBALDI	Co2 (Bicarbonate)	Sang et dérivés	Enzymatique PEPC Automate ROCHE : Cobas 6000-c501 L1 ns : 0824-09 L2 ns : 0819-16	PT-MU-ANA-014-61	/
LABORATOIRE GARIBALDI	Créatinine	Sang et dérivés	Enzymatique Automate ROCHE : Cobas 6000-c501 L1 ns : 0824-09 L2 ns : 0819-16	PT-MU-ANA-014-61	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE GARIBALDI	Estradiol	Sang et dérivés	ECLIA Automate ROCHE : Cobas 6000-e601 L1 ns : 2080-15 L2 ns : 2067-40	PT-MU-ANA-014-61	/
LABORATOIRE GARIBALDI	Fer	Sang et dérivés	Colorimétrie Automate ROCHE : Cobas 6000-c501 L1 ns : 0824-09 L2 ns : 0819-16	PT-MU-ANA-014-61	/
LABORATOIRE GARIBALDI	FSH	Sang et dérivés	ECLIA Automate ROCHE : Cobas 6000-e601 L1 ns : 2080-15 L2 ns : 2067-40	PT-MU-ANA-014-61	Changement de réactif le 21/10/2021
LABORATOIRE GARIBALDI	GGT	Sang et dérivés	Colorimétrie Enzymatique Automate ROCHE : Cobas 6000-c501 L1 ns : 0824-09 L2 ns : 0819-16	PT-MU-ANA-014-61	/
LABORATOIRE GARIBALDI	Glucose	Sang et dérivés	UV - HK Automate ROCHE : Cobas 6000-c501 L1 ns : 0824-09 L2 ns : 0819-16	PT-MU-ANA-014-61	/
LABORATOIRE GARIBALDI	HCG (BHCG)	Sang et dérivés	ECLIA Automate ROCHE : Cobas 6000-e601 L1 ns : 2080-15 L2 ns : 2067-40	PT-MU-ANA-014-61	/
LABORATOIRE GARIBALDI	HDL Cholestérol	Sang et dérivés	Colorimétrie Enzymatique Automate ROCHE : Cobas 6000-c501 L1 ns : 0824-09 L2 ns : 0819-16	PT-MU-ANA-014-61	/
LABORATOIRE GARIBALDI	LDH	Sang et dérivés	UV - IFCC Automate ROCHE : Cobas 6000-c501 L1 ns : 0824-09 L2 ns : 0819-16	PT-MU-ANA-014-61	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE GARIBALDI	LH	Sang et dérivés	ECLIA Automate ROCHE : Cobas 6000-e601 L1 ns : 2080-15 L2 ns : 2067-40	PT-MU-ANA-014-61	/
LABORATOIRE GARIBALDI	Lipase	Sang et dérivés	Colorimétrie Enzymatique Automate ROCHE : Cobas 6000-c501 L1 ns : 0824-09 L2 ns : 0819-16	PT-MU-ANA-014-61	/
LABORATOIRE GARIBALDI	OT (ASAT)	Sang et dérivés	IFCC Automate ROCHE : Cobas 6000-c501 L1 ns : 0824-09 L2 ns : 0819-16	PT-MU-ANA-014-61	/
LABORATOIRE GARIBALDI	PAL	Sang et dérivés	Colorimétrie Automate ROCHE : Cobas 6000-c501 L1 ns : 0824-09 L2 ns : 0819-16	PT-MU-ANA-014-61	/
LABORATOIRE GARIBALDI	PCR	Sang et dérivés	ImmunoTurbidimétrie latex Automate ROCHE : Cobas 6000-c501 L1 ns : 0824-09 L2 ns : 0819-16	PT-MU-ANA-014-61	Changement de réactif le 16/11/2020
LABORATOIRE GARIBALDI	Phosphore	Sang et dérivés	Molybdate UV Automate ROCHE : Cobas 6000-c501 L1 ns : 0824-09 L2 ns : 0819-16	PT-MU-ANA-014-61	/
LABORATOIRE GARIBALDI	Potassium	Sang et dérivés	Potentiométrie Indirecte Automate ROCHE : Cobas 6000-c501 L1 ns : 0824-09 L2 ns : 0819-16	PT-MU-ANA-014-61	/
LABORATOIRE GARIBALDI	ProBNP	Sang et dérivés	ECLIA Automate ROCHE : Cobas 6000-e601 L1 ns : 2080-15 L2 ns : 2067-40	PT-MU-ANA-014-61	Changement de réactif le 29/01/2020

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE GARIBALDI	Procalcitonine	Sang et dérivés	ECLIA Automate ROCHE : Cobas 6000-e601 L1 ns : 2080-15 L2 ns : 2067-40	PT-MU-ANA-014-61	Changement de réactif le 29/01/2020
LABORATOIRE GARIBALDI	Progestérone	Sang et dérivés	ECLIA Automate ROCHE : Cobas 6000-e601 L1 ns : 2080-15 L2 ns : 2067-40	PT-MU-ANA-014-61	/
LABORATOIRE GARIBALDI	Protéines totales	Sang et dérivés	Colorimétrie Automate ROCHE : Cobas 6000-c501 L1 ns : 0824-09 L2 ns : 0819-16	PT-MU-ANA-014-61	/
LABORATOIRE GARIBALDI	PT (ALAT)	Sang et dérivés	IFCC Automate ROCHE : Cobas 6000-c501 L1 ns : 0824-09 L2 ns : 0819-16	PT-MU-ANA-014-61	/
LABORATOIRE GARIBALDI	Sodium	Sang et dérivés	Potentiométrie Indirecte Automate ROCHE : Cobas 6000-c501 L1 ns : 0824-09 L2 ns : 0819-16	PT-MU-ANA-014-61	/
LABORATOIRE GARIBALDI	Transferrine	Sang et dérivés	ImmunoTurbidimétrie Automate ROCHE : Cobas 6000-c501 L1 ns : 0824-09 L2 ns : 0819-16	PT-MU-ANA-014-61	/
LABORATOIRE GARIBALDI	Triglycérides	Sang et dérivés	Colorimétrie Enzymatique Automate ROCHE : Cobas 6000-c501 L1 ns : 0824-09 L2 ns : 0819-16	PT-MU-ANA-014-61	/
LABORATOIRE GARIBALDI	Troponine HS	Sang et dérivés	ECLIA Automate ROCHE : Cobas 6000-e601 L1 ns : 2080-15 L2 ns : 2067-40	PT-MU-ANA-014-61	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE GARIBALDI	Urée	Sang et dérivés	UV Cinétique Automate ROCHE : Cobas 6000-c501 L1 ns : 0824-09 L2 ns : 0819-16	PT-MU-ANA-014-61	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	Acide Urique	Sang et dérivés	Colorimétrie Enzymatique Automate ROCHE : Cobas Pro c-703 L1 ns : 26C1-10 Cobas Pro c-703 L2 ns : 26B1-04	DX-MU-MAT-064 Méthode reconnue (Portée A)	Remplacement Cobas 6000 L1 par Cobas Pro L2 le 14/04/2026 Remplacement du Cobas 6000 L2 par Cobas Pro L1 le 09/06/2026
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	Cholestérol	Sang et dérivés	Colorimétrie Enzymatique Automate ROCHE : Cobas Pro c-703 L1 ns : 26C1-10 Cobas Pro c-703 L2 ns : 26B1-04	DX-MU-MAT-064 Méthode reconnue (Portée A)	Remplacement Cobas 6000 L1 par Cobas Pro L2 le 14/04/2026 Remplacement du Cobas 6000 L2 par Cobas Pro L1 le 09/06/2026
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	Créatinine	Sang et dérivés	Enzymatique Automate ROCHE : Cobas Pro c-703 L1 ns : 26C1-10 Cobas Pro c-703 L2 ns 26B1-04	DX-MU-MAT-064 Méthode reconnue (Portée A)	Remplacement Cobas 6000 L1 par Cobas Pro L2 le 14/04/2026 Remplacement du Cobas 6000 L2 par Cobas Pro L1 le 09/06/2026
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	Estradiol	Sang et dérivés	ECLIA Automate ROCHE : Cobas Pro e801 L1 ns : 45V9-07 Cobas Pro e801 L2 ns : 45K1-04	DX-MU-MAT-064 Méthode reconnue (Portée A)	Remplacement Cobas 6000 L1 par Cobas Pro L2 le 14/04/2026 Remplacement du Cobas 6000 L2 par Cobas Pro L1 le 09/06/2026
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	FSH	Sang et dérivés	ECLIA Automate ROCHE : Cobas Pro e801 L1 ns : 45V9-07 Cobas Pro e801 L2 ns : 45K1-04	DX-MU-MAT-064 Méthode reconnue DX-MU-MAT-064 (Portée A)	Remplacement Cobas 6000 L1 par Cobas Pro L2 le 14/04/2026 Remplacement du Cobas 6000 L2 par Cobas Pro L1 le 09/06/2026
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	GGT	Sang et dérivés	Colorimétrie Enzymatique Automate ROCHE : Cobas Pro c-703 L1 ns : 26C1-10 Cobas Pro c-703 L2 ns 26B1-04	DX-MU-MAT-064 Méthode reconnue (Portée A)	Remplacement Cobas 6000 L1 par Cobas Pro L2 le 14/04/2026 Remplacement du Cobas 6000 L2 par Cobas Pro L1 le 09/06/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	Glucose	Sang et dérivés	UV - HK Automate ROCHE : Cobas Pro c-703 L1 ns : 26C1-10 Cobas Pro c-703 L2 ns 26B1-04	DX-MU-MAT-064 Méthode reconnue (Portée A)	Remplacement Cobas 6000 L1 par Cobas Pro L2 le 14/04/2026 Remplacement du Cobas 6000 L2 par Cobas Pro L1 le 09/06/2026
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	HDL Cholestérol	Sang et dérivés	Colorimétrie Enzymatique Automate ROCHE : Cobas Pro c-703 L1 ns : 26C1-10 Cobas Pro c-703 L2 ns 26B1-04	DX-MU-MAT-064 Méthode reconnue (Portée A)	Remplacement Cobas 6000 L1 par Cobas Pro L2 le 14/04/2026 Remplacement du Cobas 6000 L2 par Cobas Pro L1 le 09/06/2026
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	LH	Sang et dérivés	ECLIA Automate ROCHE : Cobas Pro e801 L1 ns : 45V9-07 Cobas Pro e801 L2 ns : 45K1-04	DX-MU-MAT-064 Méthode reconnue (Portée A)	Remplacement Cobas 6000 L1 par Cobas Pro L2 le 14/04/2026 Remplacement du Cobas 6000 L2 par Cobas Pro L1 le 09/06/2026
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	OT (ASAT)	Sang et dérivés	IFCC avec PYP Automate ROCHE : Cobas Pro c-703 L1 ns : 26C1-10 Cobas Pro c-703 L2 ns 26B1-04	DX-MU-MAT-064 Méthode reconnue (Portée A)	Remplacement Cobas 6000 L1 par Cobas pro L2 le 14/04/2026 + changement de technique Remplacement du Cobas 6000 L2 par Cobas pro L1 le 09/06/2026
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	PAL	Sang et dérivés	Colorimétrie Automate ROCHE : Cobas Pro c-703 L1 ns : 26C1-10 Cobas Pro c-703 L2 ns 26B1-04	DX-MU-MAT-064 Méthode reconnue (Portée A)	Remplacement Cobas 6000 L1 par Cobas Pro L2 le 14/04/2026 Remplacement du Cobas 6000 L2 par Cobas Pro L1 le 09/06/2026
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	PCR	Sang et dérivés	ImmunoTurbidimétrie latex Automate ROCHE : Cobas Pro c-703 L1 ns : 26C1-10 Cobas Pro c-703 L2 ns 26B1-04	DX-MU-MAT-064 Méthode reconnue (Portée A)	Remplacement Cobas 6000 L1 par Cobas Pro L2 le 14/04/2026 Remplacement du Cobas 6000 L2 par Cobas Pro L1 le 09/06/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	Potassium	Sang et dérivés	Potentiométrie Indirecte Automate ROCHE : Cobas Pro ISE NEO L1 ns : 2584-03 Cobas Pro ISE NEO L2 ns 2572-10	DX-MU-MAT-064 Méthode reconnue (Portée A)	Remplacement Cobas 6000 L1 par Cobas Pro L2 le 14/04/2026 Remplacement du Cobas 6000 L2 par Cobas Pro L1 le 09/06/2026
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	PT (ALAT)	Sang et dérivés	IFCC avec PYP Automate ROCHE : Cobas Pro c-703 L1 ns : 26C1-10 Cobas Pro c-703 L2 ns 26B1-04	DX-MU-MAT-064 Méthode reconnue (Portée A)	Remplacement Cobas 6000 L1 par Cobas pro L2 le 14/04/2026 + changement de technique Remplacement du Cobas 6000 L2 par Cobas pro L1 le 09/06/2026
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	Sodium	Sang et dérivés	Potentiométrie Indirecte Automate ROCHE : Cobas Pro ISE NEO L1 ns : 2584-03 Cobas Pro ISE NEO L2 ns 2572-10	DX-MU-MAT-064 Méthode reconnue (Portée A)	Remplacement Cobas 6000 L1 par Cobas Pro L2 le 14/04/2026 Remplacement du Cobas 6000 L2 par Cobas Pro L1 le 09/06/2026
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	Triglycérides	Sang et dérivés	Colorimétrie Enzymatique Automate ROCHE : Cobas Pro c-703 L1 ns : 26C1-10 Cobas Pro c-703 L2 ns 26B1-04	DX-MU-MAT-064 Méthode reconnue (Portée A)	Remplacement Cobas 6000 L1 par Cobas Pro L2 le 14/04/2026 Remplacement du Cobas 6000 L2 par Cobas Pro L1 le 09/06/2026
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	Urée	Sang et dérivés	UV Cinétique Automate ROCHE : Cobas Pro c-703 L1 ns : 26C1-10 Cobas Pro c-703 L2 ns 26B1-04	DX-MU-MAT-064 Méthode reconnue (Portée A)	Remplacement Cobas 6000 L1 par Cobas Pro L2 le 14/04/2026 Remplacement du Cobas 6000 L2 par Cobas Pro L1 le 09/06/2026

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	Sang	Selles	Immunochromatographie-Technique manuelle HEMOTEST	IT-MU-PREA-001-06	Extension d'accréditation prononcée à compter du 16/12/2020

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE THENARD	Sang	Selles	Immunochromatographie-Technique manuelle HEMOTEST	IT-MU-PREA-001-06	Extension d'accréditation prononcée à compter du 16/12/2020

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE GARIBALDI	Formule	Sang et dérivés	Identification morphologique et numération par microscopie optique après coloration - Frottis	PT-MU-ANA-012-02	/
LABORATOIRE GARIBALDI	NFS	Sang et dérivés	Impédancemétrie - Cytométrie en flux Automates SYSMEX XN 1000 N° série 36447	PT-MU-ANA-012-02	/
LABORATOIRE GARIBALDI	Plaquettes	Sang et dérivés	Impédancemétrie - Cytométrie en flux Automates SYSMEX XN 1000 N° série 36447	PT-MU-ANA-012-02	/
LABORATOIRE GARIBALDI	Réticulocytes	Sang et dérivés	Impédancemétrie - Cytométrie en flux Automates SYSMEX XN 1000 N° série 36447	PT-MU-ANA-012-02	/

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	Formule	Sang et dérivés	Identification morphologique et numération par microscopie optique après coloration - Frottis	PT-MU-ANA-023-03	/
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	NFS	Sang et dérivés	Impédancemétrie - Cytométrie en flux Automates SYSMEX XN 9100 N° série XN-10 n°1 - 33175 N° série XN-10 n°2 - 25436 N° série XN-10 n°3 - 37987	PT-MU-ANA-023	Ajout d'un automate en miroir SYSMEX XN-10 le 29/05/2026
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	Plaquettes	Sang et dérivés	Impédancemétrie - Cytométrie en flux Automates SYSMEX XN 9100 N° série XN-10 n°1 - 33175 N° série XN-10 n°2 - 25436 N° série XN-10 n°3 - 37987	PT-MU-ANA-023	Ajout d'un automate en miroir SYSMEX XN-10 le 29/05/2026
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	Réticulocytes	Sang et dérivés	Impédancemétrie - Cytométrie en flux Automates SYSMEX XN 9100 N° série XN-10 n°2 - 25436 N° série XN-10 n°3 - 37987	PT-MU-ANA-023	Ajout d'un automate en miroir SYSMEX XN-10 le 29/05/2026

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	Vitesse de Sédimentation	Sang et dérivés	Mesure de la cinétique de la sédimentation par photométrie capillaire . Automate ALIFAX TEST 1 Beckman Coulter N° série T14572	PT-MU-ANA-004-07	Extension d'accréditation prononcée à compter du 16/12/2020

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE GARIBALDI	D-Dimères	Sang et dérivés	Immunoturbidimétrie Automate STAGO STAR Max N° série CJ06020446	PT-MU-ANA-009-12	/
LABORATOIRE GARIBALDI	Fibrinogène	Sang et dérivés	Chronométrie Automate STAGO STAR Max N° série CJ06020446	PT-MU-ANA-009-12	/
LABORATOIRE GARIBALDI	TCA	Sang et dérivés	Chronométrie Automate STAGO STAR Max N° série CJ06020446	PT-MU-ANA-009-12	/
LABORATOIRE GARIBALDI	TP	Sang et dérivés	Chronométrie Automate STAGO STAR Max N° série CJ06020446	PT-MU-ANA-009-12	/

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	D-Dimères	Sang et dérivés	Immunoturbidimétrie Automate STAGO STAR Max N° série CJ07122369 / STAGO STAR Max 3 N° série 5515	PT-MU-ANA-010-04	Changement d'automate le 30/10/2023.
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	TP	Sang et dérivés	Chronométrie Automate STAGO STAR Max N° série CJ07122369 / STAGO STAR Max 3 N° série 5515	PT-MU-ANA-010-04	Changement d'automate le 30/10/2023.

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE GARIBALDI	ABO, RH, KELL	Sang et dérivés	Héماغglutination sur gel Automate BIORAD SWING-SAXO N° série Swing 2056 N° série Saxo SA2D1606002	PT-MU-ANA-001-10	Demande de suspension provisoire le 15/02/2022 Levée de suspension le 31/01/2023

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	ABO, RH, KELL	Sang et dérivés	Hémagglutination sur gel Automate BIORAD IH-500 N° série IH 500 n°1 : 2600027 N° série IH 500 n°2 : 0500986	PT-MU-MAT-001	Ajout automate en miroir : IH 500 BIORAD le 06/07/2026

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE GARIBALDI	RAI	Sang et dérivés	Héماغglutination sur gel Automate BIORAD SWING-SAXO N° série Swing 2056 N° série Saxo SA2D1606002	PT-MU-ANA-001-10	Demande de suspension provisoire le 15/02/2022 Levée de suspension le 31/01/2023

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	RAI	Sang et dérivés	Héماغglutination sur gel Automate BIORAD IH-500 N° série IH 500 n°1 : 2600027 N° série IH 500 n°2 : 0500986	PT-MU-MAT-001	Ajout automate en miroir : IH 500 BIORAD le 06/07/2026

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE GARIBALDI	Cytologie	Urines	Technique manuelle : microscopie optique	IT-MU-ANA-038	Extension accordée le 06/11/2024

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	Cytologie	Urines	Technique manuelle : microscopie optique	IT-MU-ANA-038	Extension accordée le 06/11/2024

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE GARIBALDI	Plasmodium	Sang et dérivés	Qualitative (manuelle) Test rapide sur support solide (immuno chromatographique par compétition) Examen morphologique direct microscopique après coloration	IT-MU-ANA-010-04	/

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	Plasmodium	Sang et dérivés	Qualitative (manuelle) Test rapide sur support solide (immuno chromatographique par compétition) Examen morphologique direct microscopique après coloration	IT-MU-ANA-010-04	Extension d'accréditation prononcée à compter du 16/12/2020

BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	Spermogramme Recherche et identification des spermatozoïdes, volume, pH, viscosité, agglutination, mobilité et concentration, cellules rondes Vitalité spermatique	Sperme frais	Méthode manuelle	IT-MU-ANA-003-05	Extension d'accréditation prononcée à compter du 25/09/2023

BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE THENARD	Spermogramme Recherche et identification des spermatozoïdes, volume, pH, viscosité, agglutination, mobilité et concentration, cellules rondes Vitalité spermatique	Sperme frais	Méthode manuelle	IT-MU-ANA-003-05	Extension d'accréditation prononcée à compter du 25/09/2023

BM SP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	Spermogramme Recherche et identification des spermatozoïdes, volume, pH, viscosité, agglutination, mobilité et concentration, cellules rondes Vitalité spermatique	Sperme frais	Méthode manuelle	IT-MU-ANA-003-05	Extension d'accréditation prononcée à compter du 25/09/2023

BM SP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE THENARD	Spermogramme Recherche et identification des spermatozoïdes, volume, pH, viscosité, agglutination, mobilité et concentration, cellules rondes Vitalité spermatique	Sperme frais	Méthode manuelle	IT-MU-ANA-003-05	Extension d'accréditation prononcée à compter du 25/09/2023

BM SP07 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	Recherche immunologique anti- spermatozoïdes Homme	Sperme frais	Méthode manuelle de type qualitatif par évaluation de la proportion de spermatozoïdes mobiles fixant des billes de latex	IT-MU-ANA-003-06	Extension d'accréditation prononcée à compter du 16/12/2020

BM SP07 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE THENARD	Recherche immunologique anti- spermatozoïdes Homme	Sperme frais	Méthode manuelle de type qualitatif par évaluation de la proportion de spermatozoïdes mobiles fixant des billes de latex	IT-MU-ANA-003-06	Extension d'accréditation prononcée à compter du 16/12/2020

BM AP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	Préparation des spermatozoïdes en vue d'une insémination artificielle intra- utérine (III) : Mobilité spermatique, Concentration des spermatozoïdes	Sperme frais	Méthode manuelle	IT-MU-ANA-004-04	Extension d'accréditation prononcée à compter du 16/12/2020

BM AP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE THENARD	Préparation des spermatozoïdes en vue d'une insémination artificielle intra- utérine (III) : Mobilité spermatique, Concentration des spermatozoïdes	Sperme frais	Méthode manuelle	IT-MU-ANA-004-04	Extension d'accréditation prononcée à compter du 16/12/2020

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE AUXERRE JEAN JAURES	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE AUXERRE JEAN JAURES	Au sein du site	Urines	Pose poche urinaire	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE AUXERRE JEAN JAURES	Au sein du site	Peau, Phanères, Tissus cellulaires sous-cutanés	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE AUXERRE JEAN JAURES	Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus, oeil	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, mycologique, virologique ou parasitologique	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE AUXERRE JEAN JAURES	Au sein du site	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE AUXERRE JEAN JAURES	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE AVALLON	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE AVALLON	Au sein du site	Urines	Pose poche urinaire	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE AVALLON	Au sein du site	Peau, Phanères, Tissus cellulaires sous-cutanés	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE AVALLON	Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus, oeil	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, mycologique, virologique ou parasitologique	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE AVALLON	Au sein du site	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE AVALLON	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CLAMECY	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE CLAMECY	Au sein du site	Urines	Pose poche urinaire	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE CLAMECY	Au sein du site	Peau, Phanères, Tissus cellulaires sous-cutanés	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE CLAMECY	Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus, oeil	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, mycologique, virologique ou parasitologique	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE CLAMECY	Au sein du site	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE CLAMECY	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CORBIGNY	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE CORBIGNY	Au sein du site	Urines	Pose poche urinaire	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE CORBIGNY	Au sein du site	Peau, Phanères, Tissus cellulaires sous-cutanés	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE CORBIGNY	Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus, oeil	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, mycologique, virologique ou parasitologique	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE CORBIGNY	Au sein du site	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE CORBIGNY	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE GARIBALDI	Au sein du site / Au sein du service de soins	Peau, Phanères, Tissus cellulaires sous-cutanés	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE GARIBALDI	Au sein du site	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE GARIBALDI	Au sein du site / Au sein du service de soins	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus, oeil	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, mycologique, virologique ou parasitologique	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE GARIBALDI	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE GARIBALDI	Au sein du site / Au sein du service de soins	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE GARIBALDI	Au sein du site	Urines	Pose poche urinaire	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HOTEL DE VILLE	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE HOTEL DE VILLE	Au sein du site	Urines	Pose poche urinaire	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE HOTEL DE VILLE	Au sein du site	Peau, Phanères, Tissus cellulaires sous-cutanés	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE HOTEL DE VILLE	Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus, oeil	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, mycologique, virologique ou parasitologique	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE HOTEL DE VILLE	Au sein du site	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE HOTEL DE VILLE	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE JOIGNY	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE JOIGNY	Au sein du site	Urines	Pose poche urinaire	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE JOIGNY	Au sein du site	Peau, Phanères, Tissus cellulaires sous-cutanés	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE JOIGNY	Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus, oeil	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, mycologique, virologique ou parasitologique	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE JOIGNY	Au sein du site	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE JOIGNY	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	Au sein du site / Au sein du service de soins	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	Au sein du site	Urines	Pose poche urinaire	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	Au sein du site / Au sein du service de soins	Peau, Phanères, Tissus cellulaires sous-cutanés	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	Au sein du site / Au sein du service de soins	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus, oeil	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, mycologique, virologique ou parasitologique	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	Au sein du site	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE LES CLAIRIONS	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE THENARD	Au sein du site	Sang	Prélèvement artériel percutané	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE THENARD	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE THENARD	Au sein du site	Urines	Pose poche urinaire	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE THENARD	Au sein du site	Peau, Phanères, Tissus cellulaires sous-cutanés	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE THENARD	Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus, oeil	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, mycologique, virologique ou parasitologique	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE THENARD	Au sein du site	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
LABORATOIRE THENARD	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01