



Portée détaillée v.12 de l'attestation N° 8-2506

Detailed scope v.12 of the attestation N° 8-2506

Date de publication / Publish date: 10/04/2025

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

SYNLAB VALLEE DU RHONE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE D'AUBENAS	Troponine I HS	Sang et dérivés	Automatisée - Vidas (BIOMERIEUX) - ELFIA	MT-D4-003	02'10'2023 : MàJ Nom de l'exmen, Nature de l'échantillon et Principe de méthode

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MONTELMAR	ACE	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM1 + IM3 (SIEMENS) - chimiluminescence	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode 14'06'2024 : activation de la portée, motif : ajout d'un nouveau module IM3 à l'automate ATELLICA
LABORATOIRE DE MONTELMAR	Acide urique	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH1 + CH2 (SIEMENS) - enzymatique	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELMAR	Acide valproïque	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH1 (SIEMENS) - turbidimétrie	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELMAR	AFP	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM1 + IM3 (SIEMENS) - chimiluminescence	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode 14'06'2024 : activation de la portée, motif : ajout d'un nouveau module IM3 à l'automate ATELLICA
LABORATOIRE DE MONTELMAR	ALAT (SGPT)	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH1 + CH2 (SIEMENS) - colorimétrie	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELMAR	Albumine	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH1 + CH2 (SIEMENS) - colorimétrie	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELMAR	ASAT (SGOT)	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH1 + CH2 (SIEMENS)- colorimétrie	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELMAR	Beta 2 microglobuline	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH1 (SIEMENS) - turbidimétrie	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELMAR	Bicarbonates	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH1 + CH2 (SIEMENS) - enzymatique UV	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELMAR	Bilirubine directe	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH1 + CH2 (SIEMENS) - colorimétrie	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MONTELMAR	Bilirubine totale	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH1 + CH2 (SIEMENS) - colorimétrie	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELMAR	CA 15-3	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM1 + IM3 (SIEMENS) - chimiluminescence	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode 14'06'2024 : activation de la portée, motif : ajout d'un nouveau module IM3 à l'automate ATELLICA
LABORATOIRE DE MONTELMAR	CA 19-9	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM1 + IM3 (SIEMENS) - chimiluminescence	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode 14'06'2024 : activation de la portée, motif : ajout d'un nouveau module IM3 à l'automate ATELLICA
LABORATOIRE DE MONTELMAR	CA 125II	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM1 + IM3 (SIEMENS) - chimiluminescence	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode 14'06'2024 : activation de la portée, motif : ajout d'un nouveau module IM3 à l'automate ATELLICA
LABORATOIRE DE MONTELMAR	Calcium	Urines	Automatisée - Atellica CH2 (SIEMENS) - colorimétrie	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELMAR	Calcium	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH1 + 2 (SIEMENS) - colorimétrie	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELMAR	Chlore	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH1 + 2 (SIEMENS) - potentiométrie	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELMAR	Chlore	Urines	Automatisée - Atellica CH1 + 2 (SIEMENS) - potentiométrie	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode 04'07'2024 : activation portée, motif : ajout examen sur CH1
LABORATOIRE DE MONTELMAR	Cholestérol HDL	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH1 + 2 (SIEMENS) - enzymatique	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Cholestérol LDL	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH1 (SIEMENS) - enzymatique	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Cholestérol total	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH1 + 2 (SIEMENS) - enzymatique	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Cortisol	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM1 (SIEMENS) - chimiluminescence	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	CPK	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH1 + CH2 (SIEMENS) - enzymatique	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	CRP	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH1 + CH2 (SIEMENS) - Turbidimétrie	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode 15'11'2024 : activation portée, motif : changement de réactif
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Créatinine	Urines	Automatisée - Atellica CH1 + 2 (SIEMENS) - enzymatique	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Créatinine	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH1 + 2 (SIEMENS) - enzymatique	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Digoxine	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH1 (SIEMENS) - immunoturbidimétrie	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Fer	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH1 (SIEMENS) - colorimétrie	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Ferritine	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM1 + 2 + IM3 (SIEMENS) - chimiluminescence	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode 14'06'2024 : activation de la portée, motif : ajout d'un nouveau module IM3 à l'automate ATELLICA

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MONTELMAR	Folate	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM1 + 2 + IM3 (SIEMENS) - chimiluminescence	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode 14'06'2024 : activation de la portée, motif : ajout d'un nouveau module IM3 à l'automate ATELLICA
LABORATOIRE DE MONTELMAR	FSH	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM2 (SIEMENS) - chimiluminescence	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELMAR	GGT	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH1 + CH2 (SIEMENS) - enzymatique	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode 11'02'2025 : activation portée, motif : changement de réactif
LABORATOIRE DE MONTELMAR	Glucose	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH1 + 2 (SIEMENS) - enzymatique	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELMAR	Glucose	Urines	Automatisée - Atellica CH1 + 2 (SIEMENS) - enzymatique	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode 04'07'2024 : activation portée, motif : ajout examen sur CH1
LABORATOIRE DE MONTELMAR	HCG totale	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM1 + 2 (SIEMENS) - chimiluminescence	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELMAR	IgA	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH1 (SIEMENS) - turbidimétrie	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELMAR	IgG	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH1 (SIEMENS) - turbidimétrie	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELMAR	IgM	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH1 (SIEMENS) - turbidimétrie	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELMAR	LDH	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH1 + CH2 (SIEMENS) - enzymatique	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	LH	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica Atellica IM1 + 2 (SIEMENS) - chimiluminescence	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Lipase	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH1 + CH2 (SIEMENS) - enzymatique	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Magnésium	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH1 (SIEMENS) - colorimétrie	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Microalbumine	Urines	Automatisée - Atellica CH1 + 2 (SIEMENS) - immo-turbidimétrique	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	NTproBNP	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM1 + 2 (SIEMENS) - chimiluminescence	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Oestradiol	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM1 + 2 (SIEMENS) - chimiluminescence	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode 20'12'2023: activation de la portée, motif : ajout d'examen sur automate Atellica IM1
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	PAL	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH1 + CH2 (SIEMENS) - enzymatique	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Phosphates	Urines	Automatisée - Atellica CH2 (SIEMENS) - colorimétrie	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Phosphates	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH1 + 2 (SIEMENS) - colorimétrie	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Potassium	Urines	Automatisée - Atellica CH1 + 2 (SIEMENS) - potentiométrique	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode 04'07'2024 : activation portée, motif : ajout examen sur CH1
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Potassium	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH1 + 2 (SIEMENS) - potentiométrique	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Procalcitonine	Sang et dérivés	Automatisée - Vidas (BIOMERIEUX) - ELFIA	MT-B4-002	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Progestérone	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM1 + 2 (SIEMENS) - chimiluminescence	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode 20'12'2023: activation de la portée, motif : ajout d'examen sur automate Atellica IM1
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Prolactine	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM2 (SIEMENS) - chimiluminescence	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Proteines Totales	LCR	Automatisée - Atellica CH1 + 2 (SIEMENS) - colorimétrie	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Protéines	Urines	Automatisée - Atellica CH1 + 2 (SIEMENS) - colorimétrie	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Protéines	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH1 + CH2 (SIEMENS) - colorimétrie	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Préalbumine	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH1 (SIEMENS) - turbidimétrie	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	PSA	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM1 + 2 + 3 (SIEMENS) - chimiluminescence	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode 14'06'2024 : activation de la portée, motif : ajout d'un nouveau module IM3 à l'automate ATELLICA
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	PSA libre	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM1 + 2 + IM3 (SIEMENS) - chimiluminescence	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode 14'06'2024 : activation de la portée, motif : ajout d'un nouveau module IM3 à l'automate ATELLICA

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	PTH	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM1 + 2 (SIEMENS) - chimiluminescence	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Sodium	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH1 + 2 (SIEMENS) - potentiométrie	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Sodium	Urines	Automatisée - Atellica CH1 + 2 (SIEMENS) - potentiométrie	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode 04'07'2024 : activation portée, motif : ajout examen sur CH1
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	T3 libre	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM1 + 2 + IM3 (SIEMENS) - chimiluminescence	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode 14'06'2024 : activation de la portée, motif : ajout d'un nouveau module IM3 à l'automate ATELLICA
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	T4 libre	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM1 + 2 + IM3 (SIEMENS) - chimiluminescence	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode 14'06'2024 : activation de la portée, motif : ajout d'un nouveau module IM3 à l'automate ATELLICA
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Testostérone	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM2 (SIEMENS) - chimiluminescence	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Transferrine	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH1 (SIEMENS) - turbidimétrie	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Triglycérides	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH1 + 2 (SIEMENS) - enzymatique	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Troponine I HS	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM1 + 2 (SIEMENS) - chimiluminescence	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nom de l'examen, Nature de l'échantillon et Principe de méthode

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	TSH	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM1 + 2 + IM3 (SIEMENS) - chimiluminescence	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode 14'06'2024 : activation de la portée, motif : ajout d'un nouveau module IM3 à l'automate ATELLICA
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Urée	Urines	Automatisée - Atellica CH2 (SIEMENS) - enzymatique	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Urée	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH1 + 2 (SIEMENS) - enzymatique	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	VITAMINE B12	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM1 + 2 + IM3 (SIEMENS) - chimiluminescence	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode 14'06'2024 : activation de la portée, motif : ajout d'un nouveau module IM3 à l'automate ATELLICA
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	VITAMINE D	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM1 + 2 + IM3 (SIEMENS) - chimiluminescence	MT-B0-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode 14'06'2024 : activation de la portée, motif : ajout d'un nouveau module IM3 à l'automate ATELLICA

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Acide urique	Urines	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS) - potentiométrie	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Acide urique	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS) - potentiométrie	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	ALAT (SGPT)	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS) - colorimétrie	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Albumine	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS) - colorimétrie	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	ASAT (SGOT)	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS) - colorimétrie	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Bicarbonates	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS) - enzymatique UV	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Bilirubine directe	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS) - colorimétrie	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Bilirubine totale	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS) - colorimétrie	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Calcium	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS) - colorimétrie	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Calcium	Urines	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS) - colorimétrie	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Chlores	Urines	Automatisée - Atellica CH (BIOMERIEUX) - potentiométrie	MT-MU0-004	02'10'2023 : ajout de l'examen suite à oubli lors de la mise à jour version 05 (07'2023)
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Chlores	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH (BIOMERIEUX) - potentiométrie	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Nom de l'examen (chlorures -> chlores), nature de l'échantillon et Principe de méthode

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Cholestérol HDL	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS) - enzymatique	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Cholestérol total	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS) - enzymatique	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	CPK	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS) - enzymatique	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	CRP	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS) - Turbidimétrie	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Créatinine	Urines	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS) - enzymatique	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Créatinine	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS) - enzymatique	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Fer	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS) - colorimétrie	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	GGT	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS) - enzymatique	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Glucose	Urines	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS) - enzymatique	MT-MU0-004	
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Glucose	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS) - enzymatique	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	HbA1c	Sang total	Automatisée - D100 (BIORAD) - HPLC	MT-A15-012	02/10/2023 : MàJ Nature de l'échantillon et principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	HCG totale	Sang et dérivés	Automatisée - VIDAS (BIOMERIEUX)-Immuno-enzymatique et fluorescence	IT-A13-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	LDH	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS) - enzymatique	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Lipase	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS) - enzymatique	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Magnésium	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS) - colorimétrie	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Microalbumine	Urines	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS) - Immuno-turbidimétrie	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	NTproBNP	Sang et dérivés	Automatisée - Vidas (BIOMERIEUX) - ELFIA	IT-A13-001	
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	PAL	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS) - enzymatique	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Phosphates	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS) - colorimétrie	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Phosphates	Urines	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS) - colorimétrie	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Potassium	Urines	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS) - potentiométrie	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Potassium	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS) - potentiométrie	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Procalcitonine	Sang et dérivés	Automatisée - Vidas (BIOMERIEUX) - ELFIA	IT-A13-001	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Protéines	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS)-colorimétrie	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Protéines	Urines	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS) - Turbidimétrie	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Préalbumine	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS) - Turbidimétrie	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Sodium	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS) - potentiométrie	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Sodium	Urines	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS) - potentiométrie	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Transferrine	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS) - Turbidimétrie	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Triglycérides	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS) - enzymatique	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Troponine I HS	Sang et dérivés	Automatisée - Vidas (BIOMERIEUX) - ELFIA	IT-A13-001	02'10'2023 : MàJ Nom de l'exmen, Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Urée	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS) - enzymatique	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon et Principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Urée	Urines	Automatisée - Atellica CH (SIEMENS) - enzymatique	MT-MU0-004	02'10'2023 : MàJ Principe de méthode

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE D'AUBENAS	Hémogramme (Numération-formule, plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés)	Sang total EDTA	Automatisée - YUMIZEN H550 (HORIBA) - Impédancemétrie - Spectrométrie - Cytométrie en flux Identification morphologique après coloration - méthode manuelle, par microscopie: - Méthode manuelle	MT-MU7-004 MT-MU7-002	02'10'2023 : MàJ nom de l'examen, nature de l'échantillon, principe de la méthode) 02'01'2024 : activation de la portée, motif : changement d'automate

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Hémogramme (Numération-formule, plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés)	Sang total EDTA	Automatisée - 2 Yumizen 1500 et 1 Yumizen 2500 (HORIBA) - Impédancemétrie - Spectrométrie - Cytométrie en flux Identification morphologique après coloration - méthode automatisée, par microscopie: - Colorateur SPS (HORIBA) - Automates Cellavision DM1200 - Méthode manuelle	MT-B10-003 MT-MU7-003 MT-MU7-002	02'10'2023 : MàJ nom de l'examen, nature de l'échantillon, principe de la méthode) 19'04'2024, activation portée, motif : ajout d'un second automate Cellavision DM1200
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Réticulocytes	Sang total EDTA	Automatisée - Yumizen 2500 (HORIBA) - Fluorocytométrie en flux	MT-B10-003	02'10'2023 : MàJ nature de l'échantillon, principe de la méthode)

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Hémogramme (Numération-formule, plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés)	Sang total EDTA	Automatisée - YUMIZEN H550 (HORIBA) - Impédancemétrie - Spectrométrie - Cytométrie en flux Identification morphologique après coloration - méthode semi-automatisée, par microscopie: - Colorateur RAL STAINBOX (HORIBA) - Méthode manuelle	MT-MU7-004 MT-MU7-002	02'10'2023 : MàJ nom de l'examen, nature de l'échantillon, principe de la méthode) 22'11'2023 : activation de la portée, motif : changement d'automate

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Vitesse de sédimentation	Sang total EDTA	Automatisée - VES MATIC 5 (MENARINI) - Photométrie cinétique	MT-B7-005	02'10'2023 : MàJ nature de l'échantillon, principe de la méthode 13'11'2023: activation de la portée, motif : changement d'automate

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE D'AUBENAS	D dimères	Sg	Automatisée - STA Compact MAX 3 - chronométrie	MT-D8-001	
LABORATOIRE D'AUBENAS	Fibrinogène	Sg	Automatisée - STA Compact MAX 3 - chronométrie	MT-D8-001	
LABORATOIRE D'AUBENAS	INR	Sg	Automatisée - STA Compact MAX 3 - chronométrie	MT-D8-001	
LABORATOIRE D'AUBENAS	Taux de Prothrombine	Sg	Automatisée - STA Compact MAX 3 - chronométrie	MT-D8-001	
LABORATOIRE D'AUBENAS	Temps de céphaline activé	Sg	Automatisée - STA Compact MAX 3 - chronométrie	MT-D8-001	
LABORATOIRE D'AUBENAS	Temps de Quick	Sg	Automatisée - STA Compact MAX 3 - chronométrie	MT-D8-001	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	D dimères	Sg	Automatisée - STA Compact MAX 3 - chronométrie	MT-B8-001	
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Fibrinogène	Sg	Automatisée - STA Compact MAX 3 - chronométrie	MT-B8-001	
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	INR	Sg	Automatisée - STA Compact MAX 3 - chronométrie	MT-B8-001	
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Taux de Prothrombine	Sg	Automatisée - STA Compact MAX 3 - chronométrie	MT-B8-001	
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Temps de céphaline activé	Sg	Automatisée - STA Compact MAX 3 - chronométrie	MT-B8-001	
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Temps de Quick	Sg	Automatisée - STA Compact MAX 3 - chronométrie	MT-B8-001	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	D dimères	Sg	Automatisée - STA R MAX - chronométrie	MT-A8-002	
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Fibrinogène	Sg	Automatisée - STA R MAX - chronométrie	MT-A8-002	
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	INR	Sg	Automatisée - STA R MAX - chronométrie	MT-A8-002	
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Taux de Prothrombine	Sg	Automatisée - STA R MAX - chronométrie	MT-A8-002	
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Temps de céphaline activé	Sg	Automatisée - STA R MAX - chronométrie	MT-A8-002	
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Temps de Quick	Sg	Automatisée - STA R MAX - chronométrie	MT-A8-002	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Groupage sanguin	Sang total EDTA	Automatisée - IH 500 (BIORAD) (filtration sur gel)	MT-MU10-001	02'10'2023 : MàJ nature de l'échantillon et principe de méthode
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Phénotype	Sang total EDTA	Automatisée - IH 500 (BIORAD) (filtration sur gel)	MT-MU10-001	02'10'2023 : MàJ nature de l'échantillon et principe de méthode

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Groupage sanguin	Sang total EDTA	Automatisée - IH 500 (BIORAD) (filtration sur gel)	MT-MU10-001	02'10'2023 : MàJ nature de l'échantillon et principe de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Phénotype	Sang total EDTA	Automatisée - IH 500 (BIORAD) (filtration sur gel)	MT-MU10-001	02'10'2023 : MàJ nature de l'échantillon et principe de méthode

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	RAI	Sang total EDTA	Automatisée - IH 500 (BIORAD) - filtration sur gel	MT-MU10-001	02'10'2023 : MàJ nature de l'échantillon et principe de méthode

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	RAI	Sang total EDTA	Automatisée - IH 500 (BIORAD) - filtration sur gel	MT-MU10-001	02'10'2023 : MàJ nature de l'échantillon et principe de méthode

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Anti-TG	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM 1 + IM3 (SIEMENS)- Immunochimiluminescence	MT-B0-001	Portée flexible activée le 14'06'2024, motif : ajout d'un nouveau module IM3 à l'automate ATELLICA
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Anti-TPO	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM 1 + IM3 (SIEMENS) - Immunochimiluminescence	MT-B0-001	Portée flexible activée le 14'06'2024, motif : ajout d'un nouveau module IM3 à l'automate ATELLICA

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Anticorps anti-CMV (IgG)	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM1 - chimiluminescence	MT-B0-001	Demandée en extension le 11/06/2024 Extension accordée en 10'2024 - ATTESTATION ACCREDITATION REV.21
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Anticorps anti-CMV (IgM)	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM1 - chimiluminescence	MT-B0-001	Demandée en extension le 11/06/2024 Extension accordée en 10'2024 - ATTESTATION ACCREDITATION REV.21
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Anticorps anti HBC	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM1 + 2 - chimiluminescence	MT-B0-001	Demandée en extension le 11/06/2024 Extension accordée en 10'2024 - ATTESTATION ACCREDITATION REV.21
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Antigène HBS	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM1 + 2 - chimiluminescence	MT-B0-001	Demandée en extension le 11/06/2024 Extension accordée en 10'2024 - ATTESTATION ACCREDITATION REV.21
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Anti HBS	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM1 + 2 - chimiluminescence	MT-B0-001	Demandée en extension le 11/06/2024 Extension accordée en 10'2024 - ATTESTATION ACCREDITATION REV.21
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	HIV	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM1 + 2 - chimiluminescence	MT-B0-001	Demandée en extension le 11/06/2024 Extension accordée en 10'2024 - ATTESTATION ACCREDITATION REV.21
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Hépatite A virus IgM	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM2 - chimiluminescence	MT-B0-001	Demandée en extension le 11/06/2024 Extension accordée en 10'2024 - ATTESTATION ACCREDITATION REV.21
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Rubéole IgG	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM1 + 2 - chimiluminescence	MT-B0-001	Demandée en extension le 11/06/2024 Extension accordée en 10'2024 - ATTESTATION ACCREDITATION REV.21
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Sérologie Hépatite A (totaux)	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM2 - chimiluminescence	MT-B0-001	Demandée en extension le 11/06/2024 Extension accordée en 10'2024 - ATTESTATION ACCREDITATION REV.21

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Sérologie Hépatite C (anticorps)	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM1 + 2 - chimiluminescence	MT-B0-001	Demandée en extension le 11/06/2024 Extension accordée en 10'2024 - ATTESTATION ACCREDITATION REV.21
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Sérologie Toxoplasmose (IgG)	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM1 + 2 + 3 - chimiluminescence	MT-B0-001	Demandée en extension le 11/06/2024 Extension accordée en 10'2024 - ATTESTATION ACCREDITATION REV.21
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Sérologie Toxoplasmose (IgM)	Sang et dérivés	Automatisée - Atellica IM1 + 2 + 3 - chimiluminescence	MT-B0-001	Demandée en extension le 11/06/2024 Extension accordée en 10'2024 - ATTESTATION ACCREDITATION REV.21

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Sérologie EBV (IgG EBNA)	Sg	Automatisée - Vidas - ELFIA	IT-A13-001	
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Sérologie EBV (IgG VCA)	Sg	Automatisée - Vidas - ELFIA	IT-A13-001	
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Sérologie EBV (IgM VCA)	Sg	Automatisée - Vidas - ELFIA	IT-A13-001	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Recherche Adénovirus, Rotavirus, Norovirus	Selles	Méthode manuelle - IMMUNOQUICK NoRotAdeno (BIOSYNEX) - Test immunochromatographique sur support solide	MT-MU3-061	02'10'2023 : MàJ Nom de l'examen, Principe et référence de la méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Recherche de l'antigène GDH et des toxines de Clostridium difficile	Selles	Méthode manuelle - C DIFF QUICK CHEK COMPLETE (SOBODA) - Test immunochromatographique sur support solide	DX-A3-061	02'10'2023 : MàJ Nom de l'examen, Principe et référence de la méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Recherche d'Ag urinaire legionelle	Urines	Méthode manuelle - Binax Now Legionella (ABBOTT) - Test immunochromatographique sur support solide	DX-A3-005	02'10'2023 : MàJ Principe et référence de la méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Recherche d'Ag urinaire Pneumocoque	Urines	Méthode manuelle - Binax Now Pneumo (ABBOTT) - Test immunochromatographique sur support solide	DX-A3-060	02'10'2023 : MàJ Principe et référence de la méthode

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, de bactéries et/ou de champignons, et/ou de levures, et/ou de parasites et d'autres éléments	Dispositifs intra-vasculaires Echantillons cutanés et/ou muqueuses, phanères Echantillons ORL Echantillons oculaires Génital (vaginal, sperme, col, urètre) LCR Liquide de ponction (acite, pleurale) Os Pus Sang Selles Sphères broncho-pulmonaires Tissus, biopsies, pièces opératoires	Examen morphologique direct macro- et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration...) Méthodes manuelles : - Examen direct entre lame et lamelle - Kovaslide - Coloration MYCETCOLOR	MT-MU3-062 MT-MU3-067 MT-MU3-066 MT-MU3-065 MT-MU3-064 MT-MU3-059 MT-MU3-063 MT-MU3-057 MT-MU3-034 MT-MU3-030 MT-MU3-018 MT-MU3-017	02'10'2023 : MàJ Nom de l'examen, Nature de l'échantillon, Principe et référence de méthode

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, de bactéries et/ou de champignons, et/ou de levures, et/ou de parasites et d'autres éléments	Urine	Examen morphologique direct macro- et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration...) Automates : AEROSPRAY (ELITECH) coloration de Gram - Analyse d'image automates : IQ 200 ELITE et DxU 850M IRIS (BECKMAN COULTER) - Lecture optique Cellule KOVASLIDE	MT-MU3-055 PT-A3-002 IT-A3-002 MT-A3-053 MT-MU3-053 MT-MU3-070	02'10'2023 : MàJ Nom de l'examen, Principe et référence de méthode
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, de bactéries et/ou de champignons, et/ou de levures, et/ou de parasites et d'autres éléments	Dispositifs intra-vasculaires Echantillons cutanés et/ou muqueuses, phanères Echantillons ORL Echantillons oculaires Génital (vaginal, sperme, col, urètre) LCR Liquide de ponction (acite, pleurale) Os Pus Sang Selles Sphères broncho-pulmonaires Tissus, biopsies, pièces opératoires	Examen morphologique direct macro- et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration...) Automates : AEROSPRAY (ELITECH) coloration de Gram SPS (HORIBA) coloration MGG Méthodes manuelles : - Examen direct entre lame et lamelle - Kovaslide - Coloration MYCETCOLOR	MT-A3-055 MT-MU3-062 MT-MU3-067 MT-MU3-066 MT-MU3-065 MT-MU3-064 MT-MU3-059 MT-MU3-063 MT-MU3-057 MT-MU3-034 MT-MU3-030 MT-MU3-018 MT-MU3-017 IT-A3-002	02'10'2023 : MàJ Nom de l'examen, Nature de l'échantillon, Principe et référence de méthode

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Recherche de bactéries et/ou de levures et/ou de champignons filamenteux	Sang Liquide de ponction Pus profond	Méthode automatisée - Bact Alert 3D 60 (BIOMERIEUX) - Mise en évidence d'une croissance bactérienne en bouillon par détection colorimétrique de production de CO2	MT-B3-001	Hémoculture Seuls les résultats négatifs sont rendus (positifs transférés sur le site ROUSSILLON) 02'10'2023 : MàJ nom de l'examen, nature de l'échantillon, Principe de méthode

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Recherche de bactéries et/ou de levures et/ou de champignons filamenteux	Sang Liquide de ponction Pus profond	Méthode automatisée - Bact Alert 3D 120 (BIOMERIEUX) - Mise en évidence d'une croissance bactérienne en bouillon par détection colorimétrique de production de CO ₂	MT-A3-020	Hémoculture 02'10'2023 : MàJ nom de l'examen, nature de l'échantillon, Principe de méthode

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Recherche, identification et dénombrement de dermatophytes et de champignons filamenteux	Dispositifs intra-vasculaires Echantillons cutanés et/ou muqueuses, phanères Echantillons ORL Echantillons oculaires Génital (vaginal, sperme, col, urètre) LCR Liquide de ponction (acite, pleurale) Os Pus Sang Selles Sphères broncho-pulmonaires Tissus, biopsies, pièces opératoires	Examen morphologique direct macro- et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Mise en culture manuelle, incubation, lecture Méthode manuelle lame/lamelle en bleu de lactophénol	MT-MU3-071	02'10'2023 : MàJ Nature de l'échantillon, Principe de méthode

BM MG10 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MONTELMAR	Préparation en vue de recherche et identification de de bactéries et/ou de champignons, et/ou de levures, et/ou de parasites	Dispositifs intra-vasculaires Echantillons cutanés et/ou muqueuses, phanères Echantillons ORL Echantillon oculaires Génital (vaginal, sperme, col, urètre) LCR Liquide de ponction (acite, pleurale) Os Pus Sang Selles Sphères broncho-pulmonaires Tissus, biopsies, pièces opératoires	Méthode manuelle - Mise en culture (ensemencement)	MT-MU3-021 DE-MU3-036	02'10'2023 : MàJ nature de l'échantillon et référence de la méthode

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Recherche, identification de bactéries et/ou de levures et/ou de parasites	Dispositifs intra-vasculaires Echantillons cutanés et/ou muqueuses, phanères Echantillons ORL Echantillons oculaires Génital (vaginal, sperme, col, urètre) LCR Liquide de ponction (acite, pleurale) Os Pus Sang Selles Sphères broncho-pulmonaires Tissus, biopsies, pièces opératoires	Mise en culture manuelle ou automatisée : automate COPAN WASP (BIOMERIEUX) Examen morphologique direct macro- et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) automate AEROSPRAY (ELITECH) coloration de GRAM Détermination phénotypique par : - Caractérisation biochimique automate VITEK 2 XL (BIOMERIEUX) - Spectrométrie de masse : VITEK MS PRIME (BIOMERIEUX)	MT-A3-072 MT-MU3-062 MT-MU3-067 MT-MU3-066 MT-MU3-065 MT-MU3-064 MT-MU3-059 MT-MU3-063 MT-MU3-057 MT-MU3-034 MT-MU3-030 MT-MU3-018 MT-MU3-017 PT-A3-003 MT-A3-071	02'10'2023 : Màj Nom de l'examen, nature de l'échantillon, principe et référence de méthode

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques/antifongiques Dosage microbiologique d'antibiotiques/antifongiques Détection des mécanismes de résistance	Dispositifs intra-vasculaires Echantillons cutanés et/ou muqueuses, phanères Echantillons ORL Echantillons oculaires Génital (vaginal, sperme, col, urètre) LCR Liquide de ponction (acide, pleurale) Os Pus Sang Selles Sphères broncho-pulmonaires Tissus, biopsies, pièces opératoires	Méthode automatisée : Antibiogramme réalisé par inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques - lecture spectrophotométrique - VITEK 2XL (BIOMERIEUX)	PT-A3-003	02'10'2023 : MàJ Nom de l'examen, nature de l'échantillon, principe et référence de la méthode

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Diagnostic biologique du paludisme (recherche, identification et numération)	Sang	Examen morphologique microscopique direct d'un frottis sanguin après coloration kit RAL 555 Méthode Manuelle - PALUTOP® +4 OPTIMA (BIOSYNEX) - Test Immunochromatographie sur support solide	MT-MU3-072	02'10'2023 : MàJ nom de l'examen, principe de méthode

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Diagnostic biologique du paludisme (recherche, identification et numération)	Sang	Examen morphologique microscopique direct d'un frottis sanguin après coloration kit RAL 555 Méthode Manuelle - PALUTOP® +4 OPTIMA (BIOSYNEX) - Test Immunochromatographie sur support solide	MT-MU3-072	02'10'2023 : MàJ nom de l'examen, principe de méthode

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE D'ANNEYRON	Au sein du site	Peau Phanères Tissus cellulaires sous-cutanés	- Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)
LABORATOIRE D'ANNEYRON	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	PG-MU5-019 BONNES PRATIQUES DE PRELEVEMENT Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)
LABORATOIRE D'ANNEYRON	Au sein du site	Urine	Prélèvements par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE D'ANNEYRON	Au sein du site	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)
LABORATOIRE D'ANNEYRON	Au sein du site	prélèvements ORL et ophtalmique : nasopharyngés oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE D'ANNONAY	Au sein du site	Peau Phanères Tissus cellulaires sous-cutanés	- Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)
LABORATOIRE D'ANNONAY	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	PG-MU5-019 BONNES PRATIQUES DE PRELEVEMENT Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)
LABORATOIRE D'ANNONAY	Au sein du site	Urine	Prélèvements par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE D'ANNONAY	Au sein du site	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)
LABORATOIRE D'ANNONAY	Au sein du site	prélèvements ORL et ophtalmique : nasopharyngés oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE D'AUBENAS	Au sein du site	Peau Phanères Tissus cellulaires sous-cutanés	- Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)
LABORATOIRE D'AUBENAS	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	PG-MU5-019 BONNES PRATIQUES DE PRELEVEMENT Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)
LABORATOIRE D'AUBENAS	Au sein du site	Urine	Prélèvements par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE D'AUBENAS	Au sein du site	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)
LABORATOIRE D'AUBENAS	Au sein du site	prélèvements ORL et ophtalmique : nasopharyngés oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE DONZERE	Au sein du site	Peau Phanères Tissus cellulaires sous-cutanés	- Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)
LABORATOIRE DE DONZERE	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	PG-MU5-019 BONNES PRATIQUES DE PRELEVEMENT Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)
LABORATOIRE DE DONZERE	Au sein du site	Urine	Prélèvements par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE DONZERE	Au sein du site	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)
LABORATOIRE DE DONZERE	Au sein du site	prélèvements ORL et ophtalmique : nasopharyngés oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE JOYEUSE	Au sein du site	Peau Phanères Tissus cellulaires sous-cutanés	- Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)
LABORATOIRE DE JOYEUSE	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	PG-MU5-019 BONNES PRATIQUES DE PRELEVEMENT Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)
LABORATOIRE DE JOYEUSE	Au sein du site	Urine	Prélèvements par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE JOYEUSE	Au sein du site	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)
LABORATOIRE DE JOYEUSE	Au sein du site	prélèvements ORL et ophtalmique : nasopharyngés oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Au sein du site Au sein de la clinique Kennedy Au sein d'EHPAD, Maison de retraite	Peau Phanères Tissus cellulaires sous-cutanés	- Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Au sein du site Au sein de la clinique Kennedy Au sein d'EHPAD, Maison de retraite	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	PG-MU5-019 BONNES PRATIQUES DE PRELEVEMENT Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Au sein du site	Urine	Prélèvements par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Au sein du site	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)
LABORATOIRE DE MONTELIMAR	Au sein du site Au sein de la clinique Kennedy Au sein d'EHPAD, Maison de retraite	prélèvements ORL et ophtalmique : nasopharyngés oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Au sein du site Au sein du centre hospitalier CONDRIEU Au sein d'EHPAD, Maison de retraite Au sein de centres médicaux	Peau Phanères Tissus cellulaires sous-cutanés	- Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Au sein du site Au sein du centre hospitalier CONDRIEU Au sein d'EHPAD, Maison de retraite Au sein de centres médicaux	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	PG-MU5-019 BONNES PRATIQUES DE PRELEVEMENT Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Au sein du site	Urine	Prélèvements par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Au sein du site	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)
LABORATOIRE DE ROUSSILLON	Au sein du site Au sein du centre hospitalier CONDRIEU Au sein d'EHPAD, Maison de retraite Au sein de centres médicaux	prélèvements ORL et ophtalmique : nasopharyngés oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE VALS LES BAINS	Au sein du site	Peau Phanères Tissus cellulaires sous-cutanés	- Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)
LABORATOIRE DE VALS LES BAINS	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	PG-MU5-019 BONNES PRATIQUES DE PRELEVEMENT Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)
LABORATOIRE DE VALS LES BAINS	Au sein du site	Urine	Prélèvements par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE VALS LES BAINS	Au sein du site	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)
LABORATOIRE DE VALS LES BAINS	Au sein du site	prélèvements ORL et ophtalmique : nasopharyngés oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE VILLENEUVE DE BERG	Au sein du site	Peau Phanères Tissus cellulaires sous-cutanés	- Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)
LABORATOIRE DE VILLENEUVE DE BERG	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	PG-MU5-019 BONNES PRATIQUES DE PRELEVEMENT Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)
LABORATOIRE DE VILLENEUVE DE BERG	Au sein du site	Urine	Prélèvements par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE VILLENEUVE DE BERG	Au sein du site	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)
LABORATOIRE DE VILLENEUVE DE BERG	Au sein du site	prélèvements ORL et ophtalmique : nasopharyngés oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VANS	Au sein du site	Peau Phanères Tissus cellulaires sous-cutanés	- Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)
LABORATOIRE DES VANS	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	PG-MU5-019 BONNES PRATIQUES DE PRELEVEMENT Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)
LABORATOIRE DES VANS	Au sein du site	Urine	Prélèvements par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VANS	Au sein du site	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)
LABORATOIRE DES VANS	Au sein du site	prélèvements ORL et ophtalmique : nasopharyngés oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DU TEIL	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	PG-MU5-019 BONNES PRATIQUES DE PRELEVEMENT Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)
LABORATOIRE DU TEIL	Au sein du site	Urine	Prélèvements par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)
LABORATOIRE DU TEIL	Au sein du site	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DU TEIL	Au sein du site	prélèvements ORL et ophtalmique : nasopharyngés oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	DE-MU12-011 FORMATION AUX PRELEVEMENTS NON SANGUINS Manuel de prélèvement Ilab	Demande déposée le 18'10'24 : MàJ LP BM PP01 Ligne BM PP01 intégrée dans ANNEXE TECHNIQUE ATTESTATION ACCREDITATION - REV.21 (23'10'24)