



Portée détaillée v.20 de l'attestation N° 8-2516

Detailed scope v.20 of the attestation N° 8-2516

Date de publication / Publish date: 29/09/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

BIOLOR

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE LORIENT SCORFF	AFP	Sérum	Roche Cobas e801 (N°2).. ECLIA. Trisomie 21 calcul du risque par logiciel SSD6	MO-A0/025 MO-A11/005	Changement automate Prenatal le 09/01/2025
SITE DE LORIENT SCORFF	Cholestérol	Sang	Roche Cobas c702 (N°1 et 2). Spectrophotométrie. Enzymatique	MO-A0/025	Changement automate le 13/12/2022
SITE DE LORIENT SCORFF	Créatinine	Sang	Roche Cobas c702 (N°1 et 2).. Spectrophotométrie.Enzymatique	MO-A0/025	Changement automate le 13/12/2022
SITE DE LORIENT SCORFF	Free HCG	Sérum	Roche Cobas e801 (N°2).. ECLIA. Trisomie 21 calcul du risque par logiciel SSD6	MO-A0/025 MO-A11/005	Changement automate Prenatal le 09/01/2025
SITE DE LORIENT SCORFF	HCG	Sérum	Roche Cobas e801 (N°1 et N°2).. ECLIA. Trisomie 21 calcul du risque par logiciel SSD6	MO-A0/025 MO-A11/005	Changement automate Prenatal le 09/01/2025
SITE DE LORIENT SCORFF	PAPP-A	Sérum	Roche Cobas e801 (N°2).. ECLIA. Trisomie 21 calcul du risque par logiciel SSD6	MO-A0/025 MO-A11/005	Changement automate Prenatal le 09/01/2025
SITE DE LORIENT SCORFF	Potassium	Sang	Roche cobas c702 (N°1 et 2).. Potentiométrie indirecte ISE	MO-A0/025	Changement automate le 13/12/2022
SITE DE LORIENT SCORFF	Troponine Hautement Sensible	Sang	Roche Cobas e801 (N°1 et 2).. ECLIA.	MO-A0/025	Changement automate le 13/12/2022

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PLERIN (MCP)	Acide Urique	Sang	Colorimétrie enzymatique Roche cobas pro c 703 n° série 26B2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26
SITE DE PLERIN (MCP)	AFP	sang	Electro chimiluminescence Roche cobas pure e 801 E801 45K2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26, ajout.
SITE DE PLERIN (MCP)	Alanine-amino-transférase	Sang	IFCC avec Pyridoxal phosphate Roche cobas pro c 703 n° série 26B2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26
SITE DE PLERIN (MCP)	Albumine	Sang	Immunoturbidimétrie Roche cobas pro c 703 n° série 26B2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26
SITE DE PLERIN (MCP)	Albumine	sang	Colorimétrie enzymatique Roche cobas pro c 703 n° série 26B2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26, ajout
SITE DE PLERIN (MCP)	Albumine	Urine	Immunoturbidimétrie Roche cobas pro c 703 n° série 26B2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26, ajout
SITE DE PLERIN (MCP)	Aspartate-amino-transférase	Sang	IFCC avec Pyridoxal phosphate Roche cobas pro c 703 n° série 26B2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26
SITE DE PLERIN (MCP)	Bilirubine directe	Sang	Colorimétrie Diazo Roche cobas pro c 703 n° série 26B2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26
SITE DE PLERIN (MCP)	Bilirubine totale	Sang	Colorimétrie Diazo Roche cobas pro c 703 n° série 26B2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26
SITE DE PLERIN (MCP)	Béta HCG	Sang	Electro chimiluminescence ROCHE Cobas pure e 402 N° série 2298-09	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26
SITE DE PLERIN (MCP)	CA125	sang	Electro chimiluminescence Roche cobas pure e 801 E801 45K2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26, ajout

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PLERIN (MCP)	CA153	sang	Electro chimiluminescence Roche cobas pure e 801 E801 45K2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26, ajout
SITE DE PLERIN (MCP)	CA199	sang	Electro chimiluminescence Roche cobas pure e 801 E801 45K2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26, ajout
SITE DE PLERIN (MCP)	Calcium	Sang	Colorimétrie Roche cobas pro c 703 n° série 26B2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26
SITE DE PLERIN (MCP)	CEA	Sang	Electro chimiluminescence Roche cobas pure e 801 E801 45K2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26, ajout
SITE DE PLERIN (MCP)	Chlore	Sang	Electrodes sélectives aux ions (méthode indirecte). Automate ROCHE COBAS ISE neo 25B7-02	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26
SITE DE PLERIN (MCP)	Chlore	Urine	Electrodes sélectives aux ions (méthode indirecte). Automate ROCHE COBAS ISE neo 25B7-02	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26
SITE DE PLERIN (MCP)	Cholesterol	sang	Colorimétrie enzymatique Roche cobas pro c 703 n° série 26B2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26, ajout
SITE DE PLERIN (MCP)	CRP	Sang	Immunoturbidimétrie Roche cobas pro c 703 n° série 26B2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26
SITE DE PLERIN (MCP)	Créatine Phosphokinase	Sang	Méthode UV Roche cobas pro c 703 n° série 26B2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26
SITE DE PLERIN (MCP)	Créatinine	Urine	Méthode Enzymatique Roche cobas pro c 703 n° série 26B2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PLERIN (MCP)	Créatinine	Sang	Méthode Enzymatique Roche cobas pro c 703 n° série 26B2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26
SITE DE PLERIN (MCP)	ferritine	sang	Electro chimiluminescence Roche cobas pure e 801 E801 45K2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26, ajout
SITE DE PLERIN (MCP)	Folates	sang	Electro chimiluminescence Roche cobas pure e 801 E801 45K2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26, ajout
SITE DE PLERIN (MCP)	FSH	sang	Electro chimiluminescence Roche cobas pure e 801 E801 45K2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26, ajout
SITE DE PLERIN (MCP)	FT4	Sang	Electro chimiluminescence Roche cobas pure e 801 E801 45K2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26, ajout
SITE DE PLERIN (MCP)	Gamma- glutamyl-transférase	Sang	Colorimétrie enzymatique Roche cobas pro c 703 n° série 26B2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26
SITE DE PLERIN (MCP)	Glucose	Sang	Enzymatique à l'hexokinase Roche cobas pro c 703 n° série 26B2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26
SITE DE PLERIN (MCP)	Glucose urinaire	Urine	Enzymatique à l'hexokinase Roche cobas pro c 703 n° série 26B2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26
SITE DE PLERIN (MCP)	HDL	sang	Colorimétrie enzymatique Roche cobas pro c 703 n° série 26B2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26, ajout
SITE DE PLERIN (MCP)	LDH	Sang	IFCC Roche cobas pro c 703 n° série 26B2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26
SITE DE PLERIN (MCP)	LH	Sang	Electro chimiluminescence Roche cobas pure e 801 E801 45K2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26
SITE DE PLERIN (MCP)	Lipase	Sang	Colorimétrie enzymatique Roche cobas pro c 703 n° série 26B2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PLERIN (MCP)	Magnésium	Sang	Colorimétrie Roche cobas pro c 703 n° série 26B2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26
SITE DE PLERIN (MCP)	NT-proBNP	Sang	Electro chimiluminescence Roche cobas pure e 801 E801 45K2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26
SITE DE PLERIN (MCP)	Oestradiol	Sang	Electro chimiluminescence Roche cobas pure e 801 E801 45K2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26
SITE DE PLERIN (MCP)	PCT	Sérum et/ou plasma	Méthode ELFA Automate BIOMERIEUX VIDAS	R3DT-036-01	Mise en route du vidas 21/04/26, changement de méthode
SITE DE PLERIN (MCP)	Phosphatase alcaline	Sang	Colorimétrie Roche cobas pro c 703 n° série 26B2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26
SITE DE PLERIN (MCP)	Phosphore	Sang	Phosphomolybdate Roche cobas pro c 703 n° série 26B2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26
SITE DE PLERIN (MCP)	Potassium	Sang	Electrodes sélectives aux ions (méthode indirecte). Automate ROCHE COBAS ISE neo 25B7-02	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26
SITE DE PLERIN (MCP)	Potassium	Urine	Electrodes sélectives aux ions (méthode indirecte). Automate ROCHE COBAS ISE neo 25B7-02	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26
SITE DE PLERIN (MCP)	Progestérone	Sang	Electro chimiluminescence Roche cobas pure e 801 E801 45K2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26
SITE DE PLERIN (MCP)	Protides	Urine	Turbidimétrie Roche cobas pro c 703 n° série 26B2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26
SITE DE PLERIN (MCP)	Protides sériques	Sang	Méthode de Biuret Roche cobas pro c 703 n° série 26B2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26
SITE DE PLERIN (MCP)	préalbumine	sang	Colorimétrie enzymatique Roche cobas pro c 703 n° série 26B2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PLERIN (MCP)	PSA libre	Sang	Electro chimiluminescence Roche cobas pure e 801 E801 45K2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26
SITE DE PLERIN (MCP)	PSA total	Sang	Electro chimiluminescence Roche cobas pure e 801 E801 45K2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26
SITE DE PLERIN (MCP)	Réserve Alcaline	Sang	Enzymatique phosphoénolpyruvate carboxylase Roche cobas pro c 703 n° série 26B2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26
SITE DE PLERIN (MCP)	Sodium	Sang	Electrodes sélectives aux ions (méthode indirecte). Automate ROCHE COBAS ISE neo 25B7-02	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26
SITE DE PLERIN (MCP)	Sodium	Urine	Electrodes sélectives aux ions (méthode indirecte). Automate ROCHE COBAS ISE neo 25B7-02	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26
SITE DE PLERIN (MCP)	Transferrine	sang	Colorimétrie enzymatique Roche cobas pro c 703 n° série 26B2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26, ajout
SITE DE PLERIN (MCP)	Triglycérides	sang	Colorimétrie enzymatique Roche cobas pro c 703 n° série 26B2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26, ajout
SITE DE PLERIN (MCP)	Troponine T Ultra sensible	Sang	Electro chimiluminescence Roche cobas pure e 801 E801 45K2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26
SITE DE PLERIN (MCP)	TSH	Sang	Electro chimiluminescence Roche cobas pure e 801 E801 45K2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26, ajout
SITE DE PLERIN (MCP)	Urée	Sang	Uréase Roche cobas pro c 703 n° série 26B2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26
SITE DE PLERIN (MCP)	Urée	Urine	Uréase Roche cobas pro c 703 n° série 26B2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PLERIN (MCP)	vitamine B12	Sang	Electro chimiluminescence Roche cobas pure e 801 E801 45K2-03	R3DT-037-01	Mise en route du cobas pro 21/04/26

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PONTIVY	ACE	Sérum et/ou Plasma	Electrochimiluminescence ECLIA Automate ROCHE COBAS e801	DE-A-BIOC-093	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Acide urique	Urine	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique (Uricase/PODPAP) Automate ROCHE COBAS c703	DE-A-BIOC-126	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Acide urique	Sérum et/ou Plasma	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique (Uricase/PODPAP) Automate ROCHE COBAS c703	DE-A-BIOC-089	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	AFP	Sérum et/ou Plasma	Electrochimiluminescence ECLIA Automate ROCHE COBAS e801	DE-A-BIOC-132	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	ALAT/GPT	Sérum et/ou Plasma	Spectrophotométrie d'absorption IFCC, avec phosphate de pyridoxal Automate ROCHE COBAS c703	DE-A-BIOC-075	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Albumine	Sérum et/ou Plasma	Spectrophotométrie d'absorption Vert de bromocrésol Automate ROCHE COBAS c703	DE-A-BIOC-064	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Albumine	Urine	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie Automate ROCHE COBAS c703	DE-A-BIOC-070	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Amylase	Sérum et/ou Plasma	Test colorimétrique enzymatique Automate ROCHE COBAS c502	DE-A-BIOC-127	Retrait de l'examen depuis le 01.02.2025 (sous-traitance systématique)
SITE DE PONTIVY	Amylase	Urine	Test colorimétrique enzymatique Automate ROCHE COBAS c502	DE-A-BIOC-128	Retrait de l'examen depuis le 01.02.2025 (sous-traitance systématique)
SITE DE PONTIVY	Apolipoprotéine A1	Sérum et/ou Plasma	Test immunoturbidimétrique Automate ROCHE COBAS c703	DE-A-BIOC-084	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Apolipoprotéine B	Sérum et/ou Plasma	Test immunoturbidimétrique Automate ROCHE COBAS c703	DE-A-BIOC-085	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PONTIVY	ASAT/GOT	Sérum et/ou Plasma	Spectrophotométrie d'absorption IFCC, avec phosphate de pyridoxal Automate ROCHE COBAS c703	DE-A-BIOC-076	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Bilirubine directe	Sérum et/ou Plasma	Méthode diazo Automate ROCHE COBAS c703	DE-A-BIOC-078	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Bilirubine totale	Sérum et/ou Plasma	Test colorimétrique, méthode diazo Automate ROCHE COBAS c703	DE-A-BIOC-077	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	BNP (NT-pro)	Sérum et/ou Plasma	Electrochimiluminescence ECLIA Automate ROCHE COBAS e801	DE-A-BIOC-101	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	CA 15-3	Sérum et/ou Plasma	Electrochimiluminescence ECLIA Automate ROCHE COBAS e801	DE-A-BIOC-096	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	CA 19-9	Sérum et/ou Plasma	Electrochimiluminescence ECLIA Automate ROCHE COBAS e801	DE-A-BIOC-095	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	CA 125	Sérum et/ou Plasma	Electrochimiluminescence ECLIA Automate ROCHE COBAS e801	DE-A-BIOC-094	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Calcium	Sérum et/ou Plasma	Test colorimétrique. Automate ROCHE COBAS c703	DE-A-BIOC-088	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Calcium	Urine	Test colorimétrique. Automate ROCHE COBAS c703	DE-A-BIOC-148	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Chlore	Sérum et/ou Plasma	Electrodes sélectives aux ions (méthode indirecte). Automate ROCHE COBAS ISE neo	DE-A-BIOC-063	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Chlore	Urine	Electrodes sélectives aux ions (méthode indirecte). Automate ROCHE COBAS ISE neo	DE-A-BIOC-143	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Cholestérol	Sérum et/ou Plasma	Test colorimétrique enzymatique Automate ROCHE COBAS c703	DE-A-BIOC-082	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PONTIVY	CK	Sérum et/ou Plasma	Test UV Automate ROCHE COBAS c703	DE-A-BIOC-073	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	CO2 (bicarbonates)	Sérum et/ou Plasma	Colorimétrie enzymatique au PEP Automate ROCHE COBAS c703	DE-A-BIOC-131	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Cortisol	Sérum et/ou Plasma	Electrochimiluminescence ECLIA Automate ROCHE COBAS e801	DE-A-BIOC-116	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	CRP	Sérum et/ou Plasma	Test immunoturbidimétrique sur particules de latex. Automate ROCHE COBAS c703	DE-A-BIOC-068	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Créatinine	Sérum et/ou Plasma	Méthode enzymatique Automate ROCHE COBAS c703	DE-A-BIOC-065	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Créatinine	Urine	Méthode enzymatique Automate ROCHE COBAS c703	DE-A-BIOC-144	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Densité urinaire	Urine	Réfractométrie	MT-A-BACT-061	
SITE DE PONTIVY	Digoxine	Sérum et/ou Plasma	Electrochimiluminescence ECLIA Automate ROCHE COBAS e801	DE-A-BIOC-134	Retrait de l'examen le 31.08.2024 (sous- traitance systématique)
SITE DE PONTIVY	Fer	Sérum et/ou Plasma	Test colorimétrique Automate ROCHE COBAS c703	DE-A-BIOC-087	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Ferritine	Sérum et/ou Plasma	Electrochimiluminescence ECLIA Automate ROCHE COBAS e801	DE-A-BIOC-097	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Folates	Sérum et/ou Plasma	Electrochimiluminescence ECLIA Automate ROCHE COBAS e801	DE-A-BIOC-115	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	FSH	Sérum et/ou Plasma	Electrochimiluminescence ECLIA Automate ROCHE COBAS e801	DE-A-BIOC-110	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	GGT	Sérum et/ou Plasma	Test colorimétrique enzymatique Automate ROCHE COBAS c703	DE-A-BIOC-069	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PONTIVY	Glucose	Sérum et/ou Plasma	Méthode de référence enzymatique à l'hexokinase Automate ROCHE COBAS c703	DE-A-BIOC-080	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Glucose	Urine	Méthode de référence enzymatique à l'hexokinase Automate ROCHE COBAS c703	DE-A-BIOC-147	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	HbA1c	Sang total EDTA	HPLC Automate GR01 TOSOH	MT-A-TOUS-020 à 024	Mise en routine du GR01 (Tosoh) le 30.06.2025
SITE DE PONTIVY	HCG	Sérum et/ou Plasma	Electrochimiluminescence ECLIA Automate ROCHE COBAS e801	DE-A-BIOC-105	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	HDL	Sérum et/ou Plasma	Test colorimétrique enzymatique en phase homogène. Automate ROCHE COBAS c703	DE-A-BIOC-072	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	LDH	Sérum et/ou Plasma	Test UV Automate ROCHE COBAS c703	DE-A-BIOC-083	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	LH	Sérum et/ou Plasma	Electrochimiluminescence ECLIA Automate ROCHE COBAS e801	DE-A-BIOC-123	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Lipase	Sérum et/ou Plasma	Test colorimétrique enzymatique Automate ROCHE COBAS c703	DE-A-BIOC-092	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Magnésium	Sérum et/ou Plasma	Test colorimétrique. Méthode en point final. Automate ROCHE COBAS c703	DE-A-BIOC-090	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Magnésium	Urine	Test colorimétrique. Méthode en point final. Automate ROCHE COBAS c703	DE-A-BIOC-149	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Oestradiol	Sérum et/ou Plasma	Electrochimiluminescence ECLIA Automate ROCHE COBAS e801	DE-A-BIOC-133	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	PCT	Sérum et/ou Plasma	Méthode ELFA Automate BIOMERIEUX VIDAS	MT-MU-TOUS-017	Mise en routine du Vidas Kube le 13.03.2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PONTIVY	Phosphatases alcalines	Sérum et/ou Plasma	Test colorimétrique selon une méthode standardisée. Automate ROCHE COBAS c703	DE-A-BIOC-074	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Phosphore	Sérum et/ou Plasma	Molybdate UV. Automate ROCHE COBAS c703	DE-A-BIOC-079	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Phosphore	Urine	Molybdate UV. Automate ROCHE COBAS c703	DE-A-BIOC-146	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Potassium	Sérum et/ou Plasma	Electrodes sélectives aux ions (méthode indirecte). Automate ROCHE COBAS ISE neo	DE-A-BIOC-061	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Potassium	Urine	Electrodes sélectives aux ions (méthode indirecte). Automate ROCHE COBAS ISE neo	DE-A-BIOC-141	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Progestérone	Sérum et/ou Plasma	Electrochimiluminescence ECLIA Automate ROCHE COBAS e801	DE-A-BIOC-117	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Prolactine	Sérum et/ou Plasma	Electrochimiluminescence ECLIA Automate ROCHE COBAS e801	DE-A-BIOC-109	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Protéines totales	Sérum et/ou Plasma	Test colorimétrique Automate ROCHE COBAS c703	DE-A-BIOC-091	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Protéines totales	Urine	Méthode turbidimétrique. Automate ROCHE COBAS c703	DE-A-BIOC-150	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	PSA libre	Sérum et/ou Plasma	Electrochimiluminescence ECLIA Automate ROCHE COBAS e801	DE-A-BIOC-100	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	PSA total	Sérum et/ou Plasma	Electrochimiluminescence ECLIA Automate ROCHE COBAS e801	DE-A-BIOC-099	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	PTH	Sérum et/ou Plasma	Electrochimiluminescence ECLIA Automate ROCHE COBAS e801	DE-A-BIOC-104	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PONTIVY	Sodium	Sérum et/ou Plasma	Electrodes sélectives aux ions (méthode indirecte). Automate ROCHE COBAS ISE neo	DE-A-BIOC-062	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Sodium	Urine	Electrodes sélectives aux ions (méthode indirecte). Automate ROCHE COBAS ISE neo	DE-A-BIOC-142	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	T3 libre	Sérum et/ou Plasma	Electrochimiluminescence ECLIA Automate ROCHE COBAS e801	DE-A-BIOC-106	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	T4 libre	Sérum et/ou Plasma	Electrochimiluminescence ECLIA Automate ROCHE COBAS e801	DE-A-BIOC-107	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Transferrine	Sérum et/ou Plasma	Test immunoturbidimétrique. Automate ROCHE COBAS c703	DE-A-BIOC-067	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Triglycérides	Sérum et/ou Plasma	Test colorimétrique enzymatique. Automate ROCHE COBAS c703	DE-A-BIOC-129	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Troponine T hs	Sérum et/ou Plasma	Electrochimiluminescence ECLIA Automate ROCHE COBAS e801	DE-A-BIOC-120	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	TSH	Sérum et/ou Plasma	Electrochimiluminescence ECLIA Automate ROCHE COBAS e801	DE-A-BIOC-114	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Urée	Sérum et/ou Plasma	Test cinétique Automate ROCHE COBAS c703	DE-A-BIOC-071	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Urée	Urine	Test cinétique Automate ROCHE COBAS c703	DE-A-BIOC-145	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Vitamine B12	Sérum et/ou Plasma	Electrochimiluminescence ECLIA Automate ROCHE COBAS e801	DE-A-BIOC-108	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Vitamine D	Sérum et/ou Plasma	Electrochimiluminescence ECLIA Automate ROCHE COBAS e801	DE-A-BIOC-135	Retrait de l'examen le 14.05.2024 (sous-traitance systématique)

BM BB02 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE LORIENT SCORFF	Vitamine A	Plasma hépariné	HPLC détection par spectrométrie Chromsystems / Waters		Extension 2025
SITE DE LORIENT SCORFF	Vitamine B6	Plasma EDTA	HPLC détection par spectrométrie Chromsystems / Waters		Extension 2025

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PLERIN (MCP)	Recherche : Nitrites, pH, corps cétoniques, leucocytes, sang	Urine	Méthode manuelle: test unitaire simple. URISCAN (YD DIAGNOSTICS)	R3INS-071-06	Ajout
SITE DE PLERIN (MCP)	Recherche de sang	Selles	Test unitaire simple Servibio	R3J0DX-MCP-021	

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PONTIVY	Recherche : Nitrites, pH, corps cétoniques, leucocytes, sang	Urine	Méthode manuelle Bandelettes (Combur Test Roche)	IT-MU-BACT-057	
SITE DE PONTIVY	Recherche de sang	Selles	Test immunochromatographique Méthode manuelle (Kit Hemotrust-Biosynex)	MT-MU-BACT-053	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE LORIENT SCORFF	Clinique mutualiste	Clinique mutualiste de la porte de L'orient Service : Anesthésie/Réanimation	EBMD (gazométrie, électrolytes, substrats) Ph, CO2, O2, Bicarbonates, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorures, Glucose, Lactates, urée, créatinine)	Sang	Potentiométrie / Ampérométrie EPOC Siemens	MO-A31/010	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PLERIN (MCP)	Hôpital privé des Côtes d'Armor – 10 rue François Jacob – 22190 PLERIN	délocalisé service pôle mère-enfants HPCA Plérin	Ca++	Sang	Ampérométrie, potentiométrie et conductivité - Automate GEM5000 N° série 20034084	R3BMDDT-MCP-001	
SITE DE PLERIN (MCP)	Hôpital privé des Côtes d'Armor – 10 rue François Jacob – 22190 PLERIN	délocalisé service pôle mère-enfants HPCA Plérin	Cl+	Sang	Ampérométrie, potentiométrie et conductivité - Automate GEM5000 N° série 20034084	R3BMDDT-MCP-001	
SITE DE PLERIN (MCP)	Hôpital privé des Côtes d'Armor – 10 rue François Jacob – 22190 PLERIN	délocalisé service pôle mère-enfants HPCA Plérin	COHb	Sang	Ampérométrie, potentiométrie et conductivité - Automate GEM5000 N° série 20034084	R3BMDDT-MCP-001	
SITE DE PLERIN (MCP)	Hôpital privé des Côtes d'Armor – 10 rue François Jacob – 22190 PLERIN	délocalisé service pôle mère-enfants HPCA Plérin	Glu	Sang	Ampérométrie, potentiométrie et conductivité - Automate GEM5000 N° série 20034084	R3BMDDT-MCP-001	
SITE DE PLERIN (MCP)	Hôpital privé des Côtes d'Armor – 10 rue François Jacob – 22190 PLERIN	délocalisé service pôle mère-enfants HPCA Plérin	Hct	Sang	Ampérométrie, potentiométrie et conductivité - Automate GEM5000 N° série 20034084	R3BMDDT-MCP-001	
SITE DE PLERIN (MCP)	Hôpital privé des Côtes d'Armor – 10 rue François Jacob – 22190 PLERIN	délocalisé service pôle mère-enfants HPCA Plérin	HHb	Sang	Ampérométrie, potentiométrie et conductivité - Automate GEM5000 N° série 20034084	R3BMDDT-MCP-001	
SITE DE PLERIN (MCP)	Hôpital privé des Côtes d'Armor – 10 rue François Jacob – 22190 PLERIN	délocalisé service pôle mère-enfants HPCA Plérin	K+	Sang	Ampérométrie, potentiométrie et conductivité - Automate GEM5000 N° série 20034084	R3BMDDT-MCP-001	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PLERIN (MCP)	Hôpital privé des Côtes d'Armor – 10 rue François Jacob – 22190 PLERIN	délocalisé service pôle mère-enfants HPCA Plérin	Lac	Sang	AAmpérométrie, potentiométrie et conductivité - Automate GEM5000 N° série 20034084	R3BMDDT-MCP-001	
SITE DE PLERIN (MCP)	Hôpital privé des Côtes d'Armor – 10 rue François Jacob – 22190 PLERIN	délocalisé service pôle mère-enfants HPCA Plérin	MetHb	Sang	Ampérométrie, potentiométrie et conductivité - Automate GEM5000 N° série 20034084	R3BMDDT-MCP-001	
SITE DE PLERIN (MCP)	Hôpital privé des Côtes d'Armor – 10 rue François Jacob – 22190 PLERIN	délocalisé service pôle mère-enfants HPCA Plérin	Na+	Sang	Ampérométrie, potentiométrie et conductivité - Automate GEM5000 N° série 20034084	R3BMDDT-MCP-001	
SITE DE PLERIN (MCP)	Hôpital privé des Côtes d'Armor – 10 rue François Jacob – 22190 PLERIN	délocalisé service pôle mère-enfants HPCA Plérin	O2Hb	Sang	Ampérométrie, potentiométrie et conductivité - Automate GEM5000 N° série 20034084	R3BMDDT-MCP-001	
SITE DE PLERIN (MCP)	Hôpital privé des Côtes d'Armor – 10 rue François Jacob – 22190 PLERIN	délocalisé service pôle mère-enfants HPCA Plérin	pCO2	Sang	Ampérométrie, potentiométrie et conductivité - Automate GEM5000 N° série 20034084	R3BMDDT-MCP-001	
SITE DE PLERIN (MCP)	Hôpital privé des Côtes d'Armor – 10 rue François Jacob – 22190 PLERIN	délocalisé service pôle mère-enfants HPCA Plérin	pH	Sang	Ampérométrie, potentiométrie et conductivité - Automate GEM5000 N° série 20034084	R3BMDDT-MCP-001	
SITE DE PLERIN (MCP)	Hôpital privé des Côtes d'Armor – 10 rue François Jacob – 22190 PLERIN	délocalisé service pôle mère-enfants HPCA Plérin Plérindélocalisé service pôle mère-enfants HPCA Plérin	pO2	Sang	Ampérométrie, potentiométrie et conductivité - Automate GEM5000 N° série 20034084	R3BMDDT-MCP-001	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PLERIN (MCP)	Hôpital privé des Côtes d'Armor – 10 rue François Jacob – 22190 PLERIN	délocalisé service pôle mère-enfants HPCA Plérin	sO2	Sang	Ampérométrie, potentiométrie et conductivité - Automate GEM5000 N° série 20034084	R3BMDDT-MCP-001	
SITE DE PLERIN (MCP)	Hôpital privé des Côtes d'Armor – 10 rue François Jacob – 22190 PLERIN	délocalisé service pôle mère-enfants HPCA Plérin	tHb	Sang	Ampérométrie, potentiométrie et conductivité - Automate GEM5000 N° série 20034084	R3BMDDT-MCP-001	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE LORIENT SCORFF	Hémogramme (Numération Formule Plaquette): automatisé	Sang	XN 9100 SYSMEX	MO-A21/002	Changement automate le 12/06/2023
SITE DE LORIENT SCORFF	Hémogramme (Numération Formule Plaquette) : lecture automatisée	Sang	DI 60	MO-A21/002	Changement automate le 12/06/2023
SITE DE LORIENT SCORFF	Hémogramme (Numération Formule Plaquette) : lecture manuelle	Sang	Lecture manuelle	MO-A21/002	
SITE DE LORIENT SCORFF	Réticulocytes	Sang	XN 9100 SYSMEX	2MO-A21/002	Changement automate le 12/06/2023

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PLERIN (MCP)	Hémogramme - NFP (Numération-formule-plaquettes, avec paramètres associés), avec recherche de cellules anormales	Sang	Microscopie optique - Coloration frottis sanguin - Identification morphologique et numération DI60, SP10, Microscope optique	R3DT-033-07	
SITE DE PLERIN (MCP)	Hémogramme/ Numération des éléments figurés du sang/ Dosage hémoglobine, hématocrite, VGM, paramètres érythrocytaires, VPM/ Formule leucocytaire	Sang	Impédancémétrie, spectrophotométrie, fluorescence SYSMEX XN10 Right N° série 28585	R3DT-033-07	
SITE DE PLERIN (MCP)	Hémogramme/ Numération des éléments figurés du sang/ Dosage hémoglobine, hématocrite, VGM, paramètres érythrocytaires, VPM/ Formule leucocytaire	Sang	Impédancémétrie, spectrophotométrie, fluorescence SYSMEX XN10 Left N° série 28461	R3DT-033-07	
SITE DE PLERIN (MCP)	Réticulocytes	Sang	Impédancémétrie, spectrophotométrie, fluorescence SYSMEX XN10 Left N° série 28461	R3DT-033	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PONTIVY	Formule sanguine	Sang total	Méthode automatique : Système numérique de morphologie cellulaire CellaVision DM1200	XT-A-HEMA-065 XT-A-HEMA-062	
SITE DE PONTIVY	Formule sanguine	Sang total	Méthode manuelle (lecture microscopique): coloration au May-Grunwald Giemsa	IT-MU-HEMA-001	
SITE DE PONTIVY	Numération formule sanguine automatisée	Sang total	Spectrophotométrie/Impédancemétrie/Fluoro cytométrie/Calcul Chaîne XN-3000 (Sysmex) : 2 modules XN10	XT-A-HEMA-056 XT-A-HEMA-060	
SITE DE PONTIVY	Réticulocytes	Sang total	Fluorescence. Chaîne XN-3000 (Sysmex) : 1 module XN10	XT-A-HEMA-056 XT-A-HEMA-060	
SITE DE PONTIVY	Réticulocytes	Sang total	Méthode manuelle (lecture microscopique): coloration au bleu de crésyl	MT-A-HEMA-019	

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE LORIENT SCORFF	Vitesse Sédimentation	Sang	PHOTOMETRIE CAPILLAIRE TEST1 BCL et XDL	MO-A21/004	

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PONTIVY	Vitesse de sédimentation	Sang total	Lecture optique. Automate VES MATIC CUBE 200	PT-A-HEMA-003	
SITE DE PONTIVY	Vitesse de sédimentation	Sang total	Méthode manuelle: méthode de Westergreen	MT-A-HEMA-020	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE LORIENT SCORFF	D Dimères	Sang	IMMUNOTURBIDIMETRIE STAR Max	MO-A20/003	Arrêt automate Star Evolution juillet 2023
SITE DE LORIENT SCORFF	Fibrinogène	Sang	IMMUNOTURBIDIMETRIE STAR Max	MO-A20/003	Arrêt automate Star Evolution juillet 2023
SITE DE LORIENT SCORFF	INR / Taux de Prothrombine	Sang	IMMUNOTURBIDIMETRIE STAR Max	MO-A20/003	Arrêt automate Star Evolution juillet 2023
SITE DE LORIENT SCORFF	TCA	Sang	IMMUNOTURBIDIMETRIE STAR Max	MO-A20/003	Arrêt automate Star Evolution juillet 2023
SITE DE LORIENT SCORFF	TCK	Sang	IMMUNOTURBIDIMETRIE STAR Max	MO-A20/003	Arrêt automate Star Evolution juillet 2023

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PLERIN (MCP)	D-Dimères	Sang	""ImmunoTurbidimétrie - Automates: STA-R Max N° de série 000004508"	R3DT-004	
SITE DE PLERIN (MCP)	Fibrinogène	Sang	""chronométrie-méthode de Clauss- Automate: STA-R Max N° de série 000004508"	R3DT-004	
SITE DE PLERIN (MCP)	Taux de prothrombine/ INR	Sang	""Chronométrie - Automates : STA-R Max N° de série 000004508"	R3DT-004	
SITE DE PLERIN (MCP)	TCA silice	Sang	""Chronométrie - Automates : STA-R Max N° de série 000004508""	R3DT-004	
SITE DE PLERIN (MCP)	TCK CK Prest	Sang	""Chronométrie - Automates : STA-R Max N° de série 000004508"	R3DT-004	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PONTIVY	D-Dimère	Plasma	Immunoturbidimétrie. Automate STA COMPACT MAX3 (Stago)	PT-A-HEMO-003	
SITE DE PONTIVY	Fibrinogène	Plasma	Méthode de Clauss. Automate STA COMPACT MAX3 (Stago)	PT-A-HEMO-003	
SITE DE PONTIVY	TCA	Plasma	Test chronométrique. Automate STA COMPACT MAX3 (Stago)	PT-A-HEMO-003	
SITE DE PONTIVY	TP	Plasma	Test chronométrique. Automate STA COMPACT MAX3 (Stago)	PT-A-HEMO-003	

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE LORIENT SCORFF	Héparine HBPM	Sang	COLORIMETRIE STAR Max	MO-A20/003	Arrêt automate Star Evolution juillet 2023
SITE DE LORIENT SCORFF	Héparine par mesure Activité Anti Xa	Sang	COLORIMETRIE STAR Max	MO-A20/003	Arrêt automate Star Evolution juillet 2023

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PLERIN (MCP)	Anti XA	Sang	Test Chromogénique STAR Max Stago N°série 0000004508	R3DT 004	

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PONTIVY	Héparinémie Anti-Xa	Plasma	Dosage colorimétrique. Automate STA COMPACT MAX3 (Stago)	PT-A-HEMO-003	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE LORIENT SCORFF	Groupe Sanguin [2 déterminations]	Sang	Hémagglutination avec diffusion par centrifugation sur colonnes de billes de verre - Ortho Vision Swift	MO-A22/007	Changement d'automate le 04/09/2024

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PLERIN (MCP)	Recherche et détermination d'antigènes érythrocytaires (pour ABO, anticorps) Détermination de groupes sanguins Systèmes de groupes : ABO, RH, KELL, autres systèmes/collections/séries	Sang	Méthode automatisée de type qualitatif - Automate VISION Ortho Swift N° série 60006581	R3DT-012 R3DX-035 R3DX-012	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PONTIVY	Groupe sanguin	Plasma et sang total	Hémagglutination Automate ORTHO VISION	PT-A-IMMU-003	
SITE DE PONTIVY	Groupe sanguin	Plasma et sang total	Hémagglutination Méthode manuelle (cartes ORTHO BioVue)	IT-MU-IMMU-007	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE LORIENT SCORFF	Agglutinines Irrégulières dépistage (RAI)	Sang	Hémagglutination avec diffusion par centrifugation sur colonnes de billes de verre - Ortho Vision Swift	MO-A22/007	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PLERIN (MCP)	Dépistage d'anticorps anti-érythrocytaire	Sang	Méthode automatisée de type qualitatif Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée VISION ORTHO Swift N) série 60006581	R3DT-012	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PONTIVY	RAI	Sérum et Plasma	Hémagglutination Automate ORTHO VISION	PT-A-IMMU-003	Recherche uniquement, pas d'identification
SITE DE PONTIVY	RAI	Sérum et Plasma	Hémagglutination Méthode manuelle (cartes ORTHO BioVue)	IT-MU-IMMU-008	Recherche uniquement, pas d'identification

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PLERIN (MCP)	Examen direct à l'antiglobuline	Sang	gel filtration - Automate Ortho Vision Swift N° Série 60006581	R3DT-012	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PONTIVY	Anticorps anti-HBC	Sérum et/ou plasma	Electrochimiluminescence ECLIA Automate ROCHE COBAS e801	DE-A-BIOC-125	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Anticorps anti-HBS	Sérum et/ou plasma	Electrochimiluminescence ECLIA Automate ROCHE COBAS e801	DE-A-BIOC-111	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Anticorps anti-HCV	Sérum et/ou plasma	Electrochimiluminescence ECLIA Automate ROCHE COBAS e801	DE-A-BIOC-122	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Antigène HBS	Sérum et/ou plasma	Electrochimiluminescence ECLIA Automate ROCHE COBAS e801	DE-A-BIOC-118	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	EBV	Sérum	Méthode ELFA Automate BIOMERIEUX VIDAS	MT-MU-TOUS-020	Retrait de l'examen le 06.02.2026
SITE DE PONTIVY	HIV	Sérum et/ou plasma	Electrochimiluminescence ECLIA Automate ROCHE COBAS e801	DE-A-BIOC-113	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Rubéole IGG	Sérum et/ou plasma	Electrochimiluminescence ECLIA Automate ROCHE COBAS e801	DE-A-BIOC-098	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Toxoplasmose IGG	Sérum et/ou plasma	Electrochimiluminescence ECLIA Automate ROCHE COBAS e801	DE-A-BIOC-102	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026
SITE DE PONTIVY	Toxoplasmose IGM	Sérum et/ou plasma	Electrochimiluminescence ECLIA Automate ROCHE COBAS e801	DE-A-BIOC-103	Mise en routine du Cobas Pro le 20.01.2026

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE LORIENT SCORFF	Clostridium Difficile Toxine A et B	Selles	IMMUNOCHROMATOGRAPHIE TEST RAPIDE METHODE MANUELLE Clostridium difficile Toxine A +B et Ag GDH (SOBODIA)	MO-A23/010	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PLERIN (MCP)	TOXINES CLOSTRIDIUM DIFFICILE	Selles	Tests unitaires simples Technique manuelle	R3J0DX-MCP-007 R3J0DX-MCP-009	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PONTIVY	MNI	Sérum ou plasma	Dosage immunologique chromatographique Méthode manuelle (Clearview IM II - ABBOTT)	IT-MU-BIOC-005	
SITE DE PONTIVY	Recherche de la GDH et des toxines A et B de Clostridium difficile	Selles	Test immunochromatographique Méthode manuelle (Kit Techlab C.DIFF. QUIK CHEK COMPLETE - Alere)	MT-A-BACT-062	
SITE DE PONTIVY	Rotavirus - Adénovirus	Selles	Test immunochromatographique Méthode manuelle (Kit Immunoquick Norotadeno - Biosynex)	MT-A-BACT-063	Ajout (date d'ajout : 21.10.2022) Norovirus : ajout le 28.10.2022, retrait le 12.09.2023

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE LORIENT SCORFF	Chlamydia Trachomatis	Urine Prélèvements gynécologiques (hommes et femmes)	Amplification génique PANTHER HOLOGIC TOMCAT	MO-A12/018 MO-A12/019	Changement automate le 07/07/2023
SITE DE LORIENT SCORFF	Génotypage HPV	Frottis endocol, écouvillonnage Anal, écouvillonnage Pharynx	TMA Amplification génique PANTHER HOLOGIC	MO-A12/018	Ajout
SITE DE LORIENT SCORFF	HPV (Papillomavirus)	Frottis endocol, écouvillonnage Anal, écouvillonnage Pharynx	Amplification génique PANTHER HOLOGIC	MO-A12/018	Changement automate le 02/08/2023
SITE DE LORIENT SCORFF	Neisseria Gonorrhoeae	Urine Prélèvements gynécologiques (hommes et femmes)	Amplification génique PANTHER HOLOGIC TOMCAT	MO-A12/018 MO-A12/019	Changement automate le 07/07/2023

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PLERIN (MCP)	recherche, identification et numération d'éléments	Urine	Gram- Technique manuelle	R3CBUINS-MCP-001 R3JOINS-MCP-006	
SITE DE PLERIN (MCP)	recherche, identification et numération d'éléments	urine	examen microscopique automate IQ select N° série 6821	R3CBUDX-MCP-001	Arrêt le 31/12/2023
SITE DE PLERIN (MCP)	recherche, identification et numération d'éléments. Copro	selles	Gram-Technique manuelle	R3JOINS-MCP-009	Arrêt 26/09/2022
SITE DE PLERIN (MCP)	recherche, identification et numération d'éléments PV/PU	PV/PU	Gram- Technique manuelle	R3JOINS-MCP-020	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PONTIVY	Aspiration bronchique (examen direct)	Sécrétions bronchiques	Méthode manuelle Examen morphologique direct macro/microscopique à l'état frais avant culture, avec ou sans préparation, avec coloration Gram ELITECH Aerospray.	IT-A-BACT-056	
SITE DE PONTIVY	Biopsie colique (examen direct)	Pièce opératoire	Méthode manuelle Examen morphologique direct macro/microscopique à l'état frais avant culture, avec ou sans préparation, avec coloration Gram ELITECH Aerospray.	IT-MU-BACT-032	
SITE DE PONTIVY	Compte d'Addis (HLM)	Urine	Cytologie en flux, capture d'images numériques et identification par un logiciel. Automate IQ200 ELITE	MT-MU-TOUS-005	
SITE DE PONTIVY	Coproculture (examen direct)	Selles	Méthode manuelle Examen morphologique direct macro/microscopique à l'état frais avant culture, avec ou sans préparation, avec coloration Gram ELITECH Aerospray.	IT-MU-BACT-032	
SITE DE PONTIVY	Cytologie	Urine Liquide de ponction	Méthode manuelle Comptage sur cellule à usage unique	MT-MU-TOUS-005	
SITE DE PONTIVY	Cytologie urinaire	Urine	Cytologie en flux, capture d'images numériques et identification par un logiciel. Automate IQ200 ELITE	PT-A-BACT-003	
SITE DE PONTIVY	Demodex - Recherche	Cils	Examen microscopique	MT-A-BACT-058	
SITE DE PONTIVY	ECBU (examen direct)	Urine	Méthode manuelle Examen morphologique direct macro/microscopique à l'état frais avant culture, avec ou sans préparation, avec coloration Gram ELITECH Aerospray.	MT-MU-BACT-031	
SITE DE PONTIVY	Expectoration (examen direct)	Expectorations bronchiques	Méthode manuelle Examen morphologique direct macro/microscopique à l'état frais avant culture, avec ou sans préparation, avec coloration Gram ELITECH Aerospray.	IT-A-BACT-056	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PONTIVY	Gorge (examen direct)	Pus	Méthode manuelle Examen morphologique direct macro/microscopique à l'état frais avant culture, avec ou sans préparation, avec coloration Gram ELITECH Aerospray.	IT-MU-BACT-036	
SITE DE PONTIVY	Kyste (examen direct)	Liquide post-opératoire	Méthode manuelle Examen morphologique direct macro/microscopique à l'état frais avant culture, avec ou sans préparation, avec coloration Gram ELITECH Aerospray.	IT-MU-BACT-040	
SITE DE PONTIVY	LBA (examen direct)	Liquide bronchique	Méthode manuelle Examen morphologique direct macro/microscopique à l'état frais avant culture, avec ou sans préparation, avec coloration Gram ELITECH Aerospray.	IT-A-BACT-056	
SITE DE PONTIVY	Liquide de ponction (examen direct)	Liquides de ponction divers	Méthode manuelle Examen morphologique direct macro/microscopique à l'état frais avant culture, avec ou sans préparation, avec coloration Gram ELITECH Aerospray.	IT-MU-BACT-039	
SITE DE PONTIVY	Nez (examen direct)	Pus	Méthode manuelle Examen morphologique direct macro/microscopique à l'état frais avant culture, avec ou sans préparation, avec coloration Gram ELITECH Aerospray.	IT-MU-BACT-036	
SITE DE PONTIVY	Oeil (examen direct)	Sécrétions oculaires	Méthode manuelle Examen morphologique direct macro/microscopique à l'état frais avant culture, avec ou sans préparation, avec coloration Gram ELITECH Aerospray.	IT-MU-BACT-037	
SITE DE PONTIVY	Oreille (examen direct)	Pus	Méthode manuelle Examen morphologique direct macro/microscopique à l'état frais avant culture, avec ou sans préparation, avec coloration Gram ELITECH Aerospray.	IT-MU-BACT-036	
SITE DE PONTIVY	Plaie (examen direct)	Prélèvements cutanés, escarres, ulcère	Méthode manuelle Examen morphologique direct macro/microscopique à l'état frais avant culture, avec ou sans préparation, avec coloration Gram ELITECH Aerospray.	IT-MU-BACT-035	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PONTIVY	Prélèvement osseux (examen direct)	Pièce opératoire, liquide de prothèse	Méthode manuelle Examen morphologique direct macro/microscopique à l'état frais avant culture, avec ou sans préparation, avec coloration Gram ELITECH Aerospray.	IT-MU-BACT-035	
SITE DE PONTIVY	PU (examen direct)	Sécrétions urétrales	Méthode manuelle Examen morphologique direct macro/microscopique à l'état frais avant culture, avec ou sans préparation, avec coloration Gram ELITECH Aerospray.	IT-MU-BACT-033	
SITE DE PONTIVY	Pus (examen direct)	Bile, ganglion, hématome, abcès	Méthode manuelle Examen morphologique direct macro/microscopique à l'état frais avant culture, avec ou sans préparation, avec coloration Gram ELITECH Aerospray.	IT-MU-BACT-035	
SITE DE PONTIVY	PV (examen direct)	Sécrétions vaginales	Méthode manuelle Examen morphologique direct macro/microscopique à l'état frais avant culture, avec ou sans préparation, avec coloration Gram ELITECH Aerospray.	IT-MU-BACT-033	
SITE DE PONTIVY	Recherche, identification et dénombrement de dermatophytes et de champignons filamenteux	Peau et phanères	Examen direct (Coloration avec Biosynex MYCETCOLOR)	IT-A-BACT-054	
SITE DE PONTIVY	Recherche d'oxyure	Selles Scotch-test	Examen microscopique	MT-A-BACT-058	
SITE DE PONTIVY	Recherche de la pityriasis versicolor	Peau Scotch-test cutané	Examen microscopique	MT-A-BACT-058	
SITE DE PONTIVY	Recherche de levures	Peau et phanères, prélèvements génitaux, urines.	Examen direct	IT-A-BACT-054	
SITE DE PONTIVY	Recherche de parasites	Selles	Examen direct avec et sans coloration (méthodes manuelles)	MT-A-BACT-056	
SITE DE PONTIVY	Recherche du sarcopte de la gale	Peau et phanères	Examen microscopique	MT-A-BACT-058	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PONTIVY	Spermoculture	Sperme	Méthode manuelle Examen morphologique direct macro/microscopique à l'état frais avant culture, avec ou sans préparation, avec coloration Gram ELITECH Aerospray.	IT-MU-BACT-052	

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PLERIN (MCP)	Hémoculture	Sang	technique de fluorescence. Bactec 9240 N° série DB4263	R3hemDT-MCP-003	

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE LORIENT SCORFF	Recherche, identification et dénombrement de dermatophytes et de champignons filamenteux	Phanères / peau	TECHNIQUE MANUELLE/ EXAMEN MORPHOLOGIQUE DIRECT(MACRO ET MICROSCOPIQUE) ET MISE EN CULTURE MANUELLE- INCUBATION LECTURE ET IDENTIFICATION	MO-A27/002	Mycoses exotiques exclues

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PLERIN (MCP)	Dermatophytes	Echantillons biologiques d'origine humaine	Examen morphologique direct marco- microscopique après culture avec ou sans coloration Technique manuelle	R3MPINS-MCP-001	

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PONTIVY	Recherche, identification et dénombrement de dermatophytes et de champignons filamenteux	Peau et phanères	Culture + identification Méthodes manuelles	IT-A-BACT-054	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PLERIN (MCP)	recherche, identification et numération d'éléments. ECBU	urine	mise en culture- Technique manuelle	R3CBUINS-MCP-001	
SITE DE PLERIN (MCP)	recherche, identification et numération d'éléments. PV/PU	PV/PU	mise en culture- Technique manuelle	R3JOINS-MCP-020	
SITE DE PLERIN (MCP)	Recherche et Identification des bactéries et/ou levures. Hémoculture	Sang	Méthode manuelle, examen morphologique direct macro et microscopique après culture, avec coloration de gram	R3HEMDT-MCP-003	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE LORIENT SCORFF	Recherche, orientation ou identification et dénombrement/estimation de bactéries et/ou levures et/ou parasites et autres éléments :	Tous dispositifs implantables, matériel, stérilet.. Biopsie, OS Sperme Urines	MISE EN CULTURE : METHODE MANUELLE LECTURE DES GELOSES IDENTIFICATION DES GERMES SUR VITEK 2 : 2 automates (Tests biochimiques d'identification par colorimétrie) COLORATION DE GRAM APRES CULTURE (Manuel et aérospray) EXAMENS COMPLEMENTAIRES	IT-A23/001 MO-A25/003 MO-A0/010 MO-A23/034	Changement cartes vitek (P668 et P667 et XN 12/XN05 Arrêt copro (mise en SST le 30/11/2022) Arrêt Previisola le 19/01/2024 Arrêt PV aun01/04/2025 Arrêt de la ligne le 01/12/2025

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PONTIVY	Aspiration bronchique	Sécrétions bronchiques	Mise en culture manuelle, incubation et examen morphologique direct macro et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Identification sur Automate Biomérieux VITEK2 et/ou méthodes manuelles	IT-A-BACT-056	
SITE DE PONTIVY	Biopsie Colique	Pièce opératoire	Mise en culture manuelle, incubation et examen morphologique direct macro et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Identification sur Automate Biomérieux VITEK2 et/ou méthodes manuelles	IT-MU-BACT-032	
SITE DE PONTIVY	Coproculture	Selles	Mise en culture manuelle, incubation et examen morphologique direct macro et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Identification sur Automate Biomérieux VITEK2 et/ou méthodes manuelles	IT-MU-BACT-032	
SITE DE PONTIVY	ECBU	Urine	Mise en culture manuelle, incubation et examen morphologique direct macro et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Identification sur Automate Biomérieux VITEK2 et/ou méthodes manuelles (E. Coli sur gélose chromogène)	MT-MU-BACT-031	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PONTIVY	Expectoration	Expectorations bronchiques	Mise en culture manuelle, incubation et examen morphologique direct macro et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Identification sur Automate Biomérieux VITEK2 et/ou méthodes manuelles	IT-A-BACT-056	
SITE DE PONTIVY	Gorge	Pus	Mise en culture manuelle, incubation et examen morphologique direct macro et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Identification sur Automate Biomérieux VITEK2 et/ou méthodes manuelles	IT-MU-BACT-036	
SITE DE PONTIVY	Kyste	Liquide post-opératoire	Mise en culture manuelle, incubation et examen morphologique direct macro et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Identification sur Automate Biomérieux VITEK2 et/ou méthodes manuelles	IT-MU-BACT-040	
SITE DE PONTIVY	LBA	Liquide bronchique	Mise en culture manuelle, incubation et examen morphologique direct macro et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Identification sur Automate Biomérieux VITEK2 et/ou méthodes manuelles	IT-A-BACT-056	
SITE DE PONTIVY	Liquide de ponction	Liquides de ponction divers	Mise en culture manuelle, incubation et examen morphologique direct macro et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Identification sur Automate Biomérieux VITEK2 et/ou méthodes manuelles	IT-MU-BACT-039	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PONTIVY	Mycoplasmes	Urine Sperme	Mise en culture manuelle, incubation et examen morphologique direct macro et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Identification sur Automate Biomérieux VITEK2 et/ou méthodes manuelles	IT-MU-BACT-043	Retrait de l'examen depuis le 31 mars 2025
SITE DE PONTIVY	Nez	Pus	Mise en culture manuelle, incubation et examen morphologique direct macro et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Identification sur Automate Biomérieux VITEK2 et/ou méthodes manuelles	IT-MU-BACT-036	
SITE DE PONTIVY	Oeil	Sécrétions oculaires	Mise en culture manuelle, incubation et examen morphologique direct macro et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Identification sur Automate Biomérieux VITEK2 et/ou méthodes manuelles	IT-MU-BACT-037	
SITE DE PONTIVY	Oreille	Pus	Mise en culture manuelle, incubation et examen morphologique direct macro et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Identification sur Automate Biomérieux VITEK2 et/ou méthodes manuelles	IT-MU-BACT-036	
SITE DE PONTIVY	Plaie	Prélèvements cutanés, escarres, ulcère	Mise en culture manuelle, incubation et examen morphologique direct macro et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Identification sur Automate Biomérieux VITEK2 et/ou méthodes manuelles	IT-MU-BACT-035	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PONTIVY	Prélèvement osseux	Pièce opératoire, liquide de prothèse	Mise en culture manuelle, incubation et examen morphologique direct macro et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Identification sur Automate Biomérieux VITEK2 et/ou méthodes manuelles	IT-MU-BACT-035	
SITE DE PONTIVY	PU	Sécrétions urétrales	Mise en culture manuelle, incubation et examen morphologique direct macro et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Identification sur Automate Biomérieux VITEK2 et/ou méthodes manuelles	IT-MU-BACT-033	
SITE DE PONTIVY	Pus	Bile, ganglion, hématome, abcès	Mise en culture manuelle, incubation et examen morphologique direct macro et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Identification sur Automate Biomérieux VITEK2 et/ou méthodes manuelles	IT-MU-BACT-035	
SITE DE PONTIVY	PV	Sécrétions vaginales	Mise en culture manuelle, incubation et examen morphologique direct macro et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Identification sur Automate Biomérieux VITEK2 et/ou méthodes manuelles	IT-MU-BACT-033	
SITE DE PONTIVY	Recherche de levures	Peau et phanères, prélèvements génitaux, urines	Mise en culture manuelle, incubation et examen morphologique direct macro et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Identification sur Automate Biomérieux VITEK2 et/ou méthodes manuelles	IT-A-BACT-054	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PONTIVY	Spermoculture	Sperme	Mise en culture manuelle, incubation et examen morphologique direct macro et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Identification sur Automate Biomérieux VITEK2 et/ou méthodes manuelles	IT-MU-BACT-052	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE LORIENT SCORFF	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques/antifongiques Détection des mécanismes de résistance	Tous dispositifs implantables, matériel, stérilet.. Biopsie, OS, Sperme Urines	ANTIBIOGRAMME AUTOMATISE SUR VITEK : 2 automates (Mesure de la croissance bactérienne en présence d'un antibiotique à différentes concentrations) Inhibition de croissance en milieu liquide ANTIBIOGRAMME SUR MILIEUX GELOSES (Méthode de diffusion en milieu gélosé) EXAMENS COMPLEMENTAIRES (BLSE, Carbapenemase...)	MO-A0/007	Changement disques ATB Arrêt copro (mise en SST le 30/11/2022) Arrêt PV au 01/04/2025 Arrêt de la ligne le 01/12/2025

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PONTIVY	Aspirations bronchique	Sécrétions bronchiques	BIOMERIEUX VITEK 2 Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques. Méthode manuelle Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques après incubation	PT-A-BACT-001 MT-MU-BACT-014	
SITE DE PONTIVY	Biopsie colique	Pièce opératoire	BIOMERIEUX VITEK 2 Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques. Méthode manuelle Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques après incubation	PT-A-BACT-001 MT-MU-BACT-014	
SITE DE PONTIVY	Coproculture	Selles	BIOMERIEUX VITEK 2 Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques. Méthode manuelle Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques après incubation	PT-A-BACT-001 MT-MU-BACT-014	
SITE DE PONTIVY	ECBU	Urine	BIOMERIEUX VITEK 2 Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques. Méthode manuelle Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques après incubation	PT-A-BACT-001 MT-MU-BACT-014	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PONTIVY	Expectoration	Expectorations bronchiques	BIOMERIEUX VITEK 2 Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques. Méthode manuelle Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques après incubation	PT-A-BACT-001 MT-MU-BACT-014	
SITE DE PONTIVY	Gorge	Pus	BIOMERIEUX VITEK 2 Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques. Méthode manuelle Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques après incubation	PT-A-BACT-001 MT-MU-BACT-014	
SITE DE PONTIVY	Kyste	Liquide post-opératoire	BIOMERIEUX VITEK 2 Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques. Méthode manuelle Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques après incubation	PT-A-BACT-001 MT-MU-BACT-014	
SITE DE PONTIVY	LBA	Liquide bronchique	BIOMERIEUX VITEK 2 Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques. Méthode manuelle Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques après incubation	PT-A-BACT-001 MT-MU-BACT-014	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PONTIVY	Liquide de ponction	Liquides de ponction divers	BIOMERIEUX VITEK 2 Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques. Méthode manuelle Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques après incubation	PT-A-BACT-001 MT-MU-BACT-014	
SITE DE PONTIVY	Mycoplasmes	Urine Sperme	BIOMERIEUX VITEK 2 Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques. Méthode manuelle Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques après incubation	PT-A-BACT-001 MT-MU-BACT-014	Retrait de l'examen depuis le 31 mars 2025
SITE DE PONTIVY	Nez	Pus	BIOMERIEUX VITEK 2 Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques. Méthode manuelle Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques après incubation	PT-A-BACT-001 MT-MU-BACT-014	
SITE DE PONTIVY	Oeil	Sécrétions oculaires	BIOMERIEUX VITEK 2 Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques. Méthode manuelle Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques après incubation	PT-A-BACT-001 MT-MU-BACT-014	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PONTIVY	Oreille	Pus	BIOMERIEUX VITEK 2 Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques. Méthode manuelle Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques après incubation	PT-A-BACT-001 MT-MU-BACT-014	
SITE DE PONTIVY	Plaie	Prélèvements cutanés, escarres, ulcère	BIOMERIEUX VITEK 2 Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques. Méthode manuelle Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques après incubation	PT-A-BACT-001 MT-MU-BACT-014	
SITE DE PONTIVY	Prélèvement osseux	Pièce opératoire, liquide de prothèse	BIOMERIEUX VITEK 2 Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques. Méthode manuelle Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques après incubation	PT-A-BACT-001 MT-MU-BACT-014	
SITE DE PONTIVY	PU	Sécrétions urétrales	BIOMERIEUX VITEK 2 Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques. Méthode manuelle Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques après incubation	PT-A-BACT-001 MT-MU-BACT-014	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PONTIVY	Pus	Bile, ganglion, hématome, abcès	BIOMERIEUX VITEK 2 Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques. Méthode manuelle Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques après incubation	PT-A-BACT-001 MT-MU-BACT-014	
SITE DE PONTIVY	PV	Sécrétions vaginales	BIOMERIEUX VITEK 2 Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques. Méthode manuelle Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques après incubation	PT-A-BACT-001 MT-MU-BACT-014	
SITE DE PONTIVY	Spermoculture	Sperme	BIOMERIEUX VITEK 2 Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques. Méthode manuelle Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques après incubation	PT-A-BACT-001 MT-MU-BACT-014	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE LORIENT SCORFF	Recherche de paludisme	Sang	TECHNIQUE MANUELLE : COLORATION MGG IMMUNOCHROMATOGRAPHIE (ABBOTT) GOUTTE EPAISSE	MO-A21/005	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PLERIN (MCP)	Diagnostic biologique du paludisme (recherche identification et numération)	SANG	Frottis couche mince. Coloration MGG. Microscope optique	R3INS-058	
SITE DE PLERIN (MCP)	Recherche des antigènes solubles du plasmodium	sang	Technique immunologique sur support solide: Recherche HRP II et pLDH - LD. PALUTOP+4 OPTIMA	R3MPDX-002	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PONTIVY	Diagnostic biologique du paludisme	Sang total	Examen morphologique microscopique direct après coloration (frottis) Détermination phénotypique : Immunochromatographie: Biosynex PALUTOP	IT-MU-HEMA-005	

BM VB01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / VIROLOGIE SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE LORIENT SCORFF	Hépatite B (charge virale)	Sang	Amplification génique PANTHER HOLOGIC	MO-A12/017	Changement automate le 04/09/2023
SITE DE LORIENT SCORFF	VIH 1 (charge virale)	Sang	Amplification génique PANTHER HOLOGIC	MO-A12/017	Changement technique le 02/08/2023

BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE LORIENT SCORFF	Spermogramme: volume, pH, viscosité, agglutination, concentration de spermatozoïdes, concentration des cellules rondes, mobilité	Sperme frais et congelé, urine	TECHNIQUE MANUELLE : EXAMEN DIRECT MACRO ET MICROSCOPIQUE AVEC OU SANS TRAITEMENT SUR ECHNATILLONFRAIS OU APRES DECONGELATION	MO-A29/001	
SITE DE LORIENT SCORFF	Test migration survie / volume, concentration des spermatozoïdes, mobilité	Sperme	TECHNIQUE MANUELLE : EXAMEN DIRECT MACRO ET MICROSCOPIQUE AVEC OU SANS TRAITEMENT SUR ECHANTILLON FRAIS OU APRES DECONGELATION	MO-A29/001	Changement de réactif suite rupture d'approvisionnement (début le 02/11/2021)

BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PLERIN (MCP)	Concentration des spermatozoïdes	Sperme	""Méthode manuelle Examen direct macro- et microscopique, avec ou sans traitement (centrifugation, gradient,...) sur échantillon frais ou après décongélation"	R3INS-020	Arrêt
SITE DE PLERIN (MCP)	Mobilité	Sperme	""Méthode manuelle Examen direct macro- et microscopique, avec ou sans traitement (centrifugation, gradient,...) sur échantillon frais ou après décongélation"	R3INS-020	
SITE DE PLERIN (MCP)	pH	Sperme	Méthode manuelle avec papier pH	R3INS-020	
SITE DE PLERIN (MCP)	Viscosité	Sperme	""Méthode manuelle Examen direct macroscopique, avec ou sans traitement (centrifugation, gradient,...) sur échantillon frais ou après décongélation"	R3INS-020	
SITE DE PLERIN (MCP)	Volume	Sperme	Méthode Gravimétrique	R3INS-020	

BM SP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE LORIENT SCORFF	Spermocytogramme	Sperme	TECHNIQUE MANUELLE : COLORATION ET EXAMEN MICROSCOPIQUE	MO-A29/001	
SITE DE LORIENT SCORFF	Spermogramme: Recherche de leucocytes	Sperme	TECHNIQUE MANUELLE : COLORATION ET EXAMEN MICROSCOPIQUE (coloration à la peroxydase)	MO-A29/001	
SITE DE LORIENT SCORFF	Spermogramme: VITALITE	Sperme	TECHNIQUE MANUELLE : COLORATION ET EXAMEN MICROSCOPIQUE	MO-A29/001	Dédoublment des lignes pour plus de précision

BM SP07 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE LORIENT SCORFF	AC Anti Spermatozoides (MAR test)	Sperme	AGGLUTINATION DIRECTE LATEX	MO-A29/001	Ajour Iga

BM AP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE LORIENT SCORFF	Préparation du sperme en vue d'AMP	Sperme	METHODE MANUELLE : EXAMEN DIRECT MACRO ET MICROSCOPIQUE, AVEC OU SANS TRAITEMENT (CENTRIFUGATION, GRADIENT, ...) SUR ECHANTILLON FRAIS OU APRES DECONGELATION	MO-A30/004	Changement de réactif suite rupture d'approvisionnement (début le 02/11/2021)
SITE DE LORIENT SCORFF	Préservation des spermatozoïdes	Sperme	METHODE MANUELLE : EXAMEN DIRECT MACRO ET MICROSCOPIQUE, AVEC OU SANS TRAITEMENT (CENTRIFUGATION, GRADIENT, ...) SUR ECHANTILLON FRAIS OU APRES DECONGELATION	MO-A0/029	

BM AP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE LORIENT SCORFF	Identification des ovocytes: évaluation de la qualité des ovocytes, zygotes et embryons	Liquide folliculaire, ovocyte, zygote, embryon	TECHNIQUE MANUELLE : IDENTIFICATION MORPHOLOGIQUE ET NUMERATION PAR MICROSCOPIE OPTIQUE SUR ECHANTILLON FRAIS OU APRES DECONGELATION ET CLASSIFICATION PAR MICROSCOPIE OPTIQUE SUR ECHANTILLON FRAIS	MO-A30/003 MO-A30/011 MO-A30/013 MO-A30/014 MO-A30/017 MO-A30/018	Mise en place embryoscope, mise en place préservation ovocytaire, changement de kit de vitrification

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE BAUD	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	MO-MU-A0/014 MO-MU-A3/012	
SITE DE BAUD	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	IT-MU-A0/077	
SITE DE BAUD	Au sein du site	Suppurations	Ponction par écoulement	MO-MU-A3/019	
SITE DE BAUD	Au sein du site	Peau, Phanères, tissus cellulaires sous-cutanés	Prélèvements cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/010 MO-MU-A3/011	
SITE DE BAUD	Au sein du site	Prélèvements genitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/023	
SITE DE BAUD	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	MO-MU-A3/023 MO-MU-A3/028	
SITE DE BAUD	Au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmique : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/005 MO-MU-A3/006 MO-MU-A3/027	
SITE DE BAUD	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbiqueben présence d'urée marquée au 13C	Manuel prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE GUIDEL	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	MO-MU-A0/014 MO-MU-A3/012	
SITE DE GUIDEL	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	IT-MU-A0/077	
SITE DE GUIDEL	Au sein du site	Suppurations	Ponction par écoulement	MO-MU-A3/019	
SITE DE GUIDEL	Au sein du site	Peau, Phanères, tissus cellulaires sous-cutanés	Prélèvements cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/010 MO-MU-A3/011	
SITE DE GUIDEL	Au sein du site	Prélèvements genitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/023	
SITE DE GUIDEL	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	MO-MU-A3/023 MO-MU-A3/028	
SITE DE GUIDEL	Au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmique : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/005 MO-MU-A3/006 MO-MU-A3/027	
SITE DE GUIDEL	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbiqueben présence d'urée marquée au 13C	MO-MU-A3/029	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE HENNEBONT	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	MO-MU-A0/014 MO-MU-A3/012	
SITE DE HENNEBONT	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	IT-MU-A0/077	
SITE DE HENNEBONT	Au sein du site	Suppurations	Ponction par écoulement	MO-MU-A3/019	
SITE DE HENNEBONT	Au sein du site	Peau, Phanères, tissus cellulaires sous-cutanés	Prélèvements cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/010 MO-MU-A3/011	
SITE DE HENNEBONT	Au sein du site	Prélèvements genitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/023	
SITE DE HENNEBONT	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	MO-MU-A3/023 MO-MU-A3/028	
SITE DE HENNEBONT	Au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmique : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/005 MO-MU-A3/006 MO-MU-A3/027	
SITE DE HENNEBONT	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbiqueben présence d'urée marquée au 13C	MO-MU-A3/029	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE LAMBALLE-ARMOR	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
SITE DE LAMBALLE-ARMOR	Au sein du site	Peau, Phanères, tissus cellulaires sous-cutanés	Prélèvements cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
SITE DE LAMBALLE-ARMOR	Au sein du site	Prélèvements genitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
SITE DE LAMBALLE-ARMOR	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
SITE DE LAMBALLE-ARMOR	Au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmique : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
SITE DE LAMBALLE-ARMOR	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	
SITE DE LAMBALLE-ARMOR	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
SITE DE LAMBALLE-ARMOR	Au sein du site	Suppurations	Prélèvement d'un écoulement purulent.	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE LANESTER	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	MO-MU-A0/014 MO-MU-A3/012	
SITE DE LANESTER	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	IT-MU-A0/077	
SITE DE LANESTER	Au sein du site	Suppurations	Ponction par écoulement	MO-MU-A3/019	
SITE DE LANESTER	Au sein du site	Peau, Phanères, tissus cellulaires sous-cutanés	Prélèvements cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/010 MO-MU-A3/011	
SITE DE LANESTER	Au sein du site	Prélèvements genitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/023	
SITE DE LANESTER	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	MO-MU-A3/023 MO-MU-A3/028	
SITE DE LANESTER	Au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmique : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/005 MO-MU-A3/006 MO-MU-A3/027	
SITE DE LANESTER	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbiqueben présence d'urée marquée au 13C	MO-MU-A3/029	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE LORIENT FRANCHET	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	MO-MU-A0/014 MO-MU-A3/004 MO-MU-A3/012	
SITE DE LORIENT FRANCHET	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	IT-MU-A0/077	
SITE DE LORIENT FRANCHET	Au sein du site	Suppuration	Ponction par écoulement	MO-MU-A3/019	
SITE DE LORIENT FRANCHET	Au sein du site	Peau, Phanères, tissus cellulaires sous-cutanés	Prélèvements cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/010 MO-MU-A3/011	
SITE DE LORIENT FRANCHET	Au sein du site	Prélèvements genitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/023	
SITE DE LORIENT FRANCHET	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	MO-MU-A3/023 MO-MU-A3/028	
SITE DE LORIENT FRANCHET	Au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmique : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/005 MO-MU-A3/006 MO-MU-A3/027	
SITE DE LORIENT FRANCHET	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbiqueben présence d'urée marquée au 13C	MO-MU-A3/029	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE LORIENT SCORFF	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	MO-MU-A0/014 MO-MU-A3/004 MO-MU-A3/012	
SITE DE LORIENT SCORFF	Au sein du site	Sang	Ponction artérielle percutanée	MO-MU-A3/003	
SITE DE LORIENT SCORFF	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	IT-MU-A0/077	
SITE DE LORIENT SCORFF	Au sein du site	Suppuration	Ponction par écoulement	MO-MU-A3/019	
SITE DE LORIENT SCORFF	Au sein du site	Peau, Phanères, tissus cellulaires sous-cutanés	Prélèvements cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/010 MO-MU-A3/011	
SITE DE LORIENT SCORFF	Au sein du site	Prélèvements genitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/023	
SITE DE LORIENT SCORFF	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	MO-MU-A3/023 MO-MU-A3/028	
SITE DE LORIENT SCORFF	Au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmique : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/005 MO-MU-A3/006 MO-MU-A3/027	
SITE DE LORIENT SCORFF	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	MO-MU-A3/029	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE LORIENT-MONISTROL	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	MO-MU-A0/014 MO-MU-A3/012	
SITE DE LORIENT-MONISTROL	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	IT-MU-A0/077	
SITE DE LORIENT-MONISTROL	Au sein du site	Suppurations	Ponction par écoulement	MO-MU-A3/019	
SITE DE LORIENT-MONISTROL	Au sein du site	Peau, Phanères, tissus cellulaires sous-cutanés	Prélèvements cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/010 MO-MU-A3/011	
SITE DE LORIENT-MONISTROL	Au sein du site	Prélèvements genitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/023	
SITE DE LORIENT-MONISTROL	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	MO-MU-A3/023 MO-MU-A3/028	
SITE DE LORIENT-MONISTROL	Au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmique : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/005 MO-MU-A3/006 MO-MU-A3/027	
SITE DE LORIENT-MONISTROL	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbiqueben présence d'urée marquée au 13C	MO-MU-A3/029	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE LOUDEAC	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	IT-MU-PRE-001	
SITE DE LOUDEAC	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	MT-MU-TOUS-006	
SITE DE LOUDEAC	Au sein du site	Suppurations	Prélèvement d'un écoulement purulent.	MT-MU-TOUS-006	
SITE DE LOUDEAC	Au sein du site	Peau, Phanères, tissus cellulaires sous-cutanés	Prélèvements cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	MT-MU-TOUS-006	
SITE DE LOUDEAC	Au sein du site	Prélèvements genitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	MT-MU-TOUS-006	
SITE DE LOUDEAC	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	MT-MU-TOUS-006	
SITE DE LOUDEAC	Au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmique : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	MT-MU-PRE-005	
SITE DE LOUDEAC	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbiqueben présence d'urée marquée au 13C	Ubilab (manuel de prélèvement)	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE MICHELET - SAINT-BRIEUC	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
SITE DE MICHELET - SAINT-BRIEUC	Au sein du site	Peau, Phanères, tissus cellulaires sous-cutanés	Prélèvements cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
SITE DE MICHELET - SAINT-BRIEUC	Au sein du site	Prélèvements genitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
SITE DE MICHELET - SAINT-BRIEUC	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
SITE DE MICHELET - SAINT-BRIEUC	Au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmique : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
SITE DE MICHELET - SAINT-BRIEUC	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	
SITE DE MICHELET - SAINT-BRIEUC	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
SITE DE MICHELET - SAINT-BRIEUC	Au sein du site	Suppurations	Prélèvement d'un écoulement purulent.	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE MOREAC	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	IT-MU-PRE-001	
SITE DE MOREAC	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	MT-MU-TOUS-006	
SITE DE MOREAC	Au sein du site	Suppurations	Prélèvement d'un écoulement purulent	MT-MU-TOUS-006	
SITE DE MOREAC	Au sein du site	Peau, Phanères, tissus cellulaires sous-cutanés	Prélèvements cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	MT-MU-TOUS-006	
SITE DE MOREAC	Au sein du site	Prélèvements genitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	MT-MU-TOUS-006	
SITE DE MOREAC	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	MT-MU-TOUS-006	
SITE DE MOREAC	Au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmique : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	MT-MU-PRE-005	
SITE DE MOREAC	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbiqueben présence d'urée marquée au 13C	Ubilab (manuel de prélèvement)	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PLERIN (MCP)	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
SITE DE PLERIN (MCP)	Au sein du service de soins	Sang	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement	
SITE DE PLERIN (MCP)	Au sein du site	Sang	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement	
SITE DE PLERIN (MCP)	Au sein du site	Peau, Phanères, tissus cellulaires sous-cutanés	Prélèvements cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
SITE DE PLERIN (MCP)	Au sein du site	Prélèvements genitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
SITE DE PLERIN (MCP)	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
SITE DE PLERIN (MCP)	Au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmique : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
SITE DE PLERIN (MCP)	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbiqueben présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	
SITE DE PLERIN (MCP)	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
SITE DE PLERIN (MCP)	Au sein du site	Suppurations	Prélèvement d'un écoulement purulent.	Manuel de prélèvement	
SITE DE PLERIN (MCP)	Au sein du service de soins	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PLOEMEUR	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	MO-MU-A0/014 MO-MU-A3/012	
SITE DE PLOEMEUR	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	IT-MU-A0/077	
SITE DE PLOEMEUR	Au sein du site	Suppurations	Ponction par écoulement	MO-MU-A3/019	
SITE DE PLOEMEUR	Au sein du site	Peau, Phanères, tissus cellulaires sous-cutanés	Prélèvements cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/010 MO-MU-A3/011	
SITE DE PLOEMEUR	Au sein du site	Prélèvements genitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/023	
SITE DE PLOEMEUR	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	MO-MU-A3/023 MO-MU-A3/028	
SITE DE PLOEMEUR	Au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmique : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/005 MO-MU-A3/006 MO-MU-A3/027	
SITE DE PLOEMEUR	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbiqueben présence d'urée marquée au 13C	MO-MU-A3/029	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PLOUAY	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	MO-MU-A0/014 MO-MU-A3/012	
SITE DE PLOUAY	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	IT-MU-A0/077	
SITE DE PLOUAY	Au sein du site	Suppurations	Ponction par écoulement	MO-MU-A3/019	
SITE DE PLOUAY	Au sein du site	Peau, Phanères, tissus cellulaires sous-cutanés	Prélèvements cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/010 MO-MU-A3/011	
SITE DE PLOUAY	Au sein du site	Prélèvements genitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/023	
SITE DE PLOUAY	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	MO-MU-A3/023 MO-MU-A3/028	
SITE DE PLOUAY	Au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmique : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/005 MO-MU-A3/006 MO-MU-A3/027	
SITE DE PLOUAY	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbiqueben présence d'urée marquée au 13C	MO-MU-A3/029	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PONTIVY	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	IT-MU-PRE-001 IT-MU-TOUS-001	
SITE DE PONTIVY	Polyclinique Kério	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	IT-MU-PRE-001 IT-MU-TOUS-001	
SITE DE PONTIVY	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	MT-MU-TOUS-006	
SITE DE PONTIVY	Au sein du site	Suppurations	Prélèvement d'un écoulement purulent.	MT-MU-TOUS-006	
SITE DE PONTIVY	Au sein du site	Peau, Phanères, tissus cellulaires sous-cutanés	Prélèvements cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	MT-MU-TOUS-006	
SITE DE PONTIVY	Au sein du site	Prélèvements genitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	MT-MU-TOUS-006	
SITE DE PONTIVY	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	MT-MU-TOUS-006	
SITE DE PONTIVY	Au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmique : nasopharyngès, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	MT-MU-PRE-005	
SITE DE PONTIVY	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO ₂ expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Ubilab (manuel de prélèvement)	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE PRADAL - SAINT-BRIEUC	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
SITE DE PRADAL - SAINT-BRIEUC	Au sein du site	Peau, Phanères, tissus cellulaires sous-cutanés	Prélèvements cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
SITE DE PRADAL - SAINT-BRIEUC	Au sein du site	Prélèvements genitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
SITE DE PRADAL - SAINT-BRIEUC	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
SITE DE PRADAL - SAINT-BRIEUC	Au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmique : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
SITE DE PRADAL - SAINT-BRIEUC	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	
SITE DE PRADAL - SAINT-BRIEUC	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
SITE DE PRADAL - SAINT-BRIEUC	Au sein du site	Suppurations	Prélèvement d'un écoulement purulent.	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE QUEVEN	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	MO-MU-A0/014 MO-MU-A3/012	sang, hemoc
SITE DE QUEVEN	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	IT-MU-A0/077	
SITE DE QUEVEN	Au sein du site	Suppurations	Ponction par écoulement	MO-MU-A3/019	
SITE DE QUEVEN	Au sein du site	Peau, Phanères, tissus cellulaires sous-cutanés	Prélèvements cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/010 MO-MU-A3/011	
SITE DE QUEVEN	Au sein du site	Prélèvements genitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/023	
SITE DE QUEVEN	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	MO-MU-A3/023 MO-MU-A3/028	
SITE DE QUEVEN	Au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmique : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/005 MO-MU-A3/006 MO-MU-A3/027	
SITE DE QUEVEN	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbiqueben présence d'urée marquée au 13C	MO-MU-A3/029	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE QUIMPER	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	MO-MU-A0/014 MO-MU-A3/012	
SITE DE QUIMPER	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	IT-MU-A0/077	
SITE DE QUIMPER	Au sein du site	Suppurations	Ponction par écoulement	MO-MU-A3/019	
SITE DE QUIMPER	Au sein du site	Peau, Phanères, tissus cellulaires sous-cutanés	Prélèvements cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/010 MO-MU-A3/011	
SITE DE QUIMPER	Au sein du site	Prélèvements genitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/023	
SITE DE QUIMPER	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	MO-MU-A3/023 MO-MU-A3/028	
SITE DE QUIMPER	Au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmique : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/005 MO-MU-A3/006 MO-MU-A3/027	
SITE DE QUIMPER	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbiqueben présence d'urée marquée au 13C	MO-MU-A3/029	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE QUIMPERLE	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	MO-MU-A0/014 MO-MU-A3/012	
SITE DE QUIMPERLE	Au sein du site	Sang	Ponction artérielle percutanée	MO-MU-A3/003	
SITE DE QUIMPERLE	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	IT-MU-A0/077	
SITE DE QUIMPERLE	Au sein du site	Suppurations	Ponction par écoulement	MO-MU-A3/019	
SITE DE QUIMPERLE	Au sein du site	Peau, Phanères, tissus cellulaires sous-cutanés	Prélèvements cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/010 MO-MU-A3/011	
SITE DE QUIMPERLE	Au sein du site	Prélèvements genitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/023	
SITE DE QUIMPERLE	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	MO-MU-A3/023 MO-MU-A3/028	
SITE DE QUIMPERLE	Au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmique : nasopharyngès, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/005 MO-MU-A3/006 MO-MU-A3/027	
SITE DE QUIMPERLE	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbiqueben présence d'urée marquée au 13C	MO-MU-A3/029	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE QUINTIN	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
SITE DE QUINTIN	Au sein du site	Peau, Phanères, tissus cellulaires sous-cutanés	Prélèvements cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
SITE DE QUINTIN	Au sein du site	Prélèvements genitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
SITE DE QUINTIN	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
SITE DE QUINTIN	Au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmique : nasopharyngès, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
SITE DE QUINTIN	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbiqueben présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	
SITE DE QUINTIN	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
SITE DE QUINTIN	Au sein du site	Suppurations	Prélèvement d'un écoulement purulent.	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
SITE DE RIANTEC	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	MO-MU-A0/014 MO-MU-A3/012	
SITE DE RIANTEC	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	IT-MU-A0/077	
SITE DE RIANTEC	Au sein du site	Suppurations	Ponction par écoulement	MO-MU-A3/019	
SITE DE RIANTEC	Au sein du site	Peau, Phanères, tissus cellulaires sous-cutanés	Prélèvements cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/010 MO-MU-A3/011	
SITE DE RIANTEC	Au sein du site	Prélèvements genitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/023	
SITE DE RIANTEC	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	MO-MU-A3/023 MO-MU-A3/028	
SITE DE RIANTEC	Au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmique : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	MO-MU-A3/005 MO-MU-A3/006 MO-MU-A3/027	
SITE DE RIANTEC	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbiqueben présence d'urée marquée au 13C	MO-MU-A3/029	