



Portée détaillée v.32 de l'attestation N° 8-2531

Detailed scope v.32 of the attestation N° 8-2531

Date de publication / Publish date: 18/04/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

BIOLAM 59

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOLAM 59 - Site de THIANT	ACE	sérum	ATELLICA IMM1 SIEMENS Immunodosage type sandwich	10995312_FR Rev. 04, 2020-05	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Acide urique	plasma sérum	ATELLICA CH1 ET CH2 SIEMENS Uricase	11110171_FR Rev. 03, 2019-05	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Acide urique (uricurie)	Urines	ATELLICA CH1 SIEMENS Uricase	11110171_FR Rev. 03, 2019-05	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	AFP	Sérum	ATELLICA IMM1 SIEMENS Immunodosage type sandwich	10995270_FR Rev. 03, 2020-06	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	ALAT SGPT	plasma sérum	ATELLICA CH1 ET CH2 SIEMENS enzymatique PSP_L IFCC	11111573_FR Rev. 02, 2019-11	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Albumine	plasma sérum	ATELLICA CH1 ET CH2 SIEMENS BCP	11110148_FR Rev. 02, 2019-11	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	AMH	sérum	ATELLICA IMM	10998441_FR Rev. 01, 2022-04	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Anticorps anti-Thyroglobuline (anti-Tg)	plasma sérum	ATELLICA IMM1 SIEMENS Immunodosage par compétition chimiluminescence	11204720_FR Rev. 01, 2020-02	accrédité portée A

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Anticorps anti-thyroPeroxidase (anti-TPO)	plasma sérum	ATELLICA IMM1 SIEMENS Immunodosage par compétition chimiluminescence		accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	ApoA1	plasma sérum	Atellica CH1 ET CH2 SIEMENS immunoturbidimétrie PEG	11110188_FR Rev. 02, 2019-06	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	ApoB	plasma sérum	Atellica CH1 ET CH2 SIEMENS immunoturbidimétrie PEG	11110189_FR Rev. 02, 2019-05	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	ASAT SGOT	plasma sérum	ATELLICA CH1 ET CH2 SIEMENS enzymatique NADH IFCC	11111574_FR Rev. 02, 2019-05	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	beta2Microglobuline	plasma sérum	ATELLICA CH1 SIEMENS turbidimétrie	11110198_FR Rev.03, 2019-11	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Bilirubine conjuguée	plasma sérum	ATELLICA CH1 ET CH2 SIEMENS colorimétrie Vanadate	11110150_FR Rev. 03, 2020-08	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Bilirubine totale	plasma sérum	ATELLICA CH1 ET CH2 SIEMENS colorimétrie Vanadate	11110149_FR Rev. 04, 2020-08	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	BNP	plasma EDTA	ATELLICA IMM1 ET IMM2 SIEMENS Immunodosage type sandwich immunoluminescence directe	10995281_FR Rev. 05, 2020-11	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	CA 15-3 Antigène	plasma sérum	ATELLICA IMM1 SIEMENS Immunodosage type sandwich	10995284_FR Rev. 04, 2020-03	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	CA 19-9 Antigène	sérum	ATELLICA IMM1 SIEMENS Immunodosage chimiluminescent	10995285_FR Rev. 03, 2019-07	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	CA 125 Antigène	plasma sérum	ATELLICA IMM1 SIEMENS Immunodosage chimiluminescent	10995283_FR Rev. 04, 2020-05	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Calcium	plasma sérum	ATELLICA CH1 ET CH2 SIEMENS colorimétrie Arsenazo III	11111651_FR Rev. 03, 2019-03	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Calcium (calciurie)	Urines	ATELLICA CH1 SIEMENS colorimétrie Arsenazo III	11111651_FR Rev. 03, 2019-03	accrédité portée A

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Chlore	plasma sérum	ATELLICA CH1 ET CH2 SIEMENS Potentiométrie indirecte	10995416_FR Rev. 04, 2021-05	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Chlore urinaire	Urines	ATELLICA CH1 SIEMENS Potentiométrie indirecte	10995416_FR Rev. 04, 2021-05	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Cholestérol HDL Direct	plasma sérum	ATELLICA CH1 ET CH2 SIEMENS enzymatique esterase/oxydase colorimétrie	11537267_FR Rev. 04, 2022-03	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Cholestérol LDL	plasma sérum	ATELLICA CH1 ET CH2 SIEMENS enzymatique	11110195_FR Rev. 03, 2019-11	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Cholestérol total	plasma sérum	ATELLICA CH1 ET CH2 SIEMENS enzymatique peroxydase colorimétrie	11110172_FR Rev. 04, 2020-11	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Coefficient de saturation de la sidérophiline (CSS)	plasma sérum	ATELLICA CH1 ET CH2 SIEMENS Rapport calculé	Cf transferrine	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Cortisol	plasma sérum	ATELLICA IMM1 SIEMENS Immunodosage par compétition chimiluminescence	10995336_FR Rev. 03, 2020-03	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	CPK Créatinine Phosphokinase	plasma sérum	ATELLICA CH1 SIEMENS colorimétrique ADP	11110165_FR Rev. 03, 2019-09	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	CRP Protéine C-réactive	plasma sérum	ATELLICA CH1 ET CH2 SIEMENS Immunoturbidimétrie	11110194_FR Rev. 02, 2019-10	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Créatinine	plasma sérum	ATELLICA CH1 ET CH2 SIEMENS enzymatique	11110151_FR Rev. 06, 2021-02	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Créatinine (créatininurie)	Urines	ATELLICA CH1 ET CH2 SIEMENS enzymatique	11110151_FR Rev. 06, 2021-02	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Fer (Sidérémie)	plasma sérum	ATELLICA CH1 ET CH2 SIEMENS colorimétrique Ferrozine	11110164_FR Rev. 02, 2019-07	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Ferritine	plasma sérum	ATELLICA IMM1 ET IMM2 SIEMENS Immunodosage type sandwich chimiluminométrie directe	10995343_FR Rev. 03, 2019-07	accrédité portée A

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Folates sériques	Sérum	ATELLICA IMM1 SIEMENS Immunodosage par compétition chimiluminescence	10995344_FR Rev. 04, 2020-11	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	FSH	plasma sérum	ATELLICA IMM1 SIEMENS Immunodosage type sandwich	10995346_FR Rev. 06, 2020-09	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	GGT Gamma-Glutamyltransférase	plasma sérum	ATELLICA CH1 ET CH2 SIEMENS photométrie	11110160_FR Rev. 03, 2022-12	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Glucose	plasma sérum	ATELLICA CH1 ET CH2 SIEMENS hexokinase	11110155_FR Rev. 04, 2020-08	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Glucose (glycosurie)	Urines	ATELLICA CH1 ET CH2 SIEMENS hexokinase	11110155_FR Rev. 04, 2020-08	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	hCG totale (Gonadotrophine Chorionique Humaine))	plasma sérum	ATELLICA IMM1 ET IMM2 SIEMENS Immunodosage type sandwich	10995426_FR Rev. 03, 2020-02	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Hémoglobine Glycosylée (Glyquée, HbA1C)	sang total	HPLC G8 Tosoh	B59-M-D3-MO-003-01	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	IgE	plasma sérum	ATELLICA IMM1 SIEMENS Immunodosage tupe sandwich	10995366_FR REV03 2020-03	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	LDH	plasma sérum	ATELLICA CH1 CH2	110157_FR REV04, 2019-11	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	LH	plasma sérum	ATELLICA IMM1 SIEMENS Immunodosage type sandwich	10995369_FR Rev. 04, 2020-06	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Lipase	plasma sérum	ATELLICA CH1 ET CH2 Colorimétrie	11110169_FR Rev. 03, 2019-06	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Magnésium	plasma sérum	ATELLICA CH1 SIEMENS Colorimétrie bleu de xylidil	11110175_FR Rev. 02, 2019-06	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Magnésium	Urines	ATELLICA CH1 SIEMENS Colorimétrie bleu de xylidil	11110175_FR Rev. 02, 2019-06	accrédité portée A

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Microalbuminurie	Urines	ATELLICA CH 1 ET CH2 Immunoturbidimétrie	MATUR Atellica IFU FR v01 22/07/19	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Nt-PROBNP	plasma sérum	ATELLICA IMM1 SIEMENS chimiluminescence directe sandwich	10995281_FR Rev. 07, 2024-11	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Oestradiol (E2)	plasma sérum	ATELLICA IMM1 ET IMM2 SIEMENS Immunocapture par compétition (Oestradiol renforcé)	10995342_FR Rev. 05, 2020-11	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	PAL Phosphatase alcaline	plasma sérum	ATELLICA CH1 ET CH2 SIEMENS mesure du p- NP IFCC 37°C	11110163_FR Rev. 03, 2019-07	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	PCT (Procalcitonine)	sérum	Chimiluminescence Siemens Atellica IM1 PCT BRAHMS	11202687_FR Rev. 03, 2019-07	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Phosphore	plasma sérum	ATELLICA CH1 ET CH2 SIEMENS Phosphomolybdate/UV	11110174_FR Rev. 04, 2020-07	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Phosphore minéral (phosphaturie)	Urines	ATELLICA CH1 SIEMENS Phosphomolybdate/UV	11110174_FR Rev. 04, 2020-07	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Potassium	plasma sérum	ATELLICA CH1 ET CH2 SIEMENS Potentiométrie indirecte	10995416_FR Rev. 04, 2021-05	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Potassium urinaire	Urines	ATELLICA CH1 SIEMENS Potentiométrie indirecte	10995416_FR Rev. 04, 2021-05	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Progestérone	Sérum	ATELLICA IMM1 SIEMENS Immunodosage par compétition chimiluminescence	10995415_FR Rev. 04, 2020-06	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Prolactine	plasma sérum	ATELLICA IMM1 SIEMENS Immunodosage type sandwich chimiluminescence	10995414_FR Rev. 04, 2020-06	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Protéines totales	plasma sérum	ATELLICA CH1 ET CH2 SIEMENS Colorimétrie Biuret	Réf FT 11537322_FR Rev.03, 2023-08	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Protéines totales (protéinurie)	Urines	ATELLICA CH1 et CH2 SIEMENS Rouge de pyrogallol colorimétrie	11111705_FR Rev. 02, 2020-12	accrédité portée A

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Préalbumine	Sérum	ATELLICA CH1 ET CH2 SIEMENS Immunoturbidimétrie	11537283_FR Rev. 02, 2023-08	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	PSA	Sérum	ATELLICA IMM1 ET IMM2 SIEMENS Immunodosage type sandwich chimiluminescence	10995416_FR Rev. 04, 2021-05	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	PSAL	Sérum	ATELLICA IMM1 SIEMENS Immunodosage type sandwich chimiluminescence	10995345_FR Rev. 03, 2019-10	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	PTH intacte	plasma EDTA	ATELLICA IMM1 SIEMENS Immunodosage sandwich chimiluminescence directe	10995367_FR Rev. 05, 2021-03	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Réserve alcaline (RA, Bicarbonates CO2)	plasma sérum	ATELLICA CH1 SIEMENS Principe enzymatique PEPC	11110139_FR Rev. 02, 2019-04	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Sodium	plasma sérum	ATELLICA CH1 ET CH2 SIEMENS Potentiométrie indirecte	10995416_FR Rev. 04, 2021-05	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Sodium urinaire	Urines	ATELLICA CH1 SIEMENS Potentiométrie indirecte	10995416_FR Rev. 04, 2021-05	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	T3L (FT3)	plasma sérum	ATELLICA IMM1 SIEMENS Immunodosage par compétition chimiluminescence directe	10995347_FR Rev. 03, 2020-06	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	T4L Thyroxine libre (FT4)	plasma sérum	ATELLICA IMM1 ET IMM2 SIEMENS Immunodosage par compétition chimiluminescence	10995348_FR Rev. 06, 2020-11	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Testostérone	plasma sérum	ATELLICA IMM1 SIEMENS Immunodosage par compétition chimiluminescence	10995435_FR Rev. 06, 2021-05	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Transferrine	plasma sérum	ATELLICA CH1 ET CH2 SIEMENS Immunoturbidimétrie PEG	Diagam TFTUR Atellica IFU V02 23/06/25	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Triglycérides	plasma sérum	ATELLICA CH1 ET CH2 SIEMENS Enzymatique Fossati Trinder	11537302_FR Rev. 04, 2022-03	accrédité portée A

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Troponine I HS	plasma sérum	ATELLICA IMM1 ET IMM2 SIEMENS Immunodosage type sandwich chimiluminescence	11200497_FR Rev. 06, 2019-08	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	TSH Ultra-sensible (Hormone Stimulante Thyroïde)	plasma sérum	ATELLICA IMM1 ET IMM2 SIEMENS Immunocapture	11208609_FR Rev. 01, 2023-12	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Urée (Azote)	plasma sérum	ATELLICA CH1 ET CH2 SIEMENS Principe enzymatique à l'uréase	11110156_FR Rev. 03, 2020-08	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Vitamine B12	plasma sérum	ATELLICA IMM1 SIEMENS Immunodosage par compétition chimiluminescence	10995437_FR Rev. 02, 2019-08	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Vitamine D totale (D2 + D3)	plasma sérum	ATELLICA IMM1 SIEMENS Immunodosage par compétition	10995438_FR Rev. 03, 2020-09	accrédité portée A

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Drogues urinaires	Urines	Chromatographie Drugcheck 10 et THC de Biosynex Amphétamine, Barbiturique, Benzodiazépine, Cocaine, Ecstasy, Méthamphétamine, Morphine, Méthadone, et THC	B59-M-D-MO-002 : Drogues et Toxiques urinaires	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Recherche et/ou évaluation de la concentration d'analytes de Biochimie	Urines	Tests unitaires simples par bandelette à neuf zones réactives pour la détermination semi- quantitative des leucocytes, des nitrites, du pH, des protéines, du glucose, des corps cétoniques, de l'urobilinogène, de la bilirubine et du sang dans les urines	B59-M-D-MO-002 Bandelette urinaire	Accrédité portée A

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Formule sanguine	sang total EDTA	Formule manuelle microscope optique	MU-D2-MO001-V02	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Formule sanguine	sang total EDTA	Formule manuelle microscope numérique SCOPIO	MU-D4-MO019-V01	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Numération Formule	sang total EDTA	Cytométrie Advia 2120 1 et 2 Siemens	MU-D3-MO013-V02	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Plaquettes (Thrombocytes)	sang total EDTA	Cytométrie Advia 2120 1 et 2 Siemens	MU-D3-MO013-V02	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Réticulocytes	sang total EDTA	Cytométrie Advia 2120 1 et 2 Siemens	MU-D3-MO013-V02	accrédité portée A

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOLAM 59 - Site de THIANT	VS (Vitesse de sédimentation)	sang total EDTA	Analyse photométrique en flux capillaire. Test 1 SDL Alifax	MU-D1-ENR018-V01	accrédité portée A

BM HB08 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Recherche de sang dans les selles	SELLES	Tests unitaires simples par immunochromatographie HEMOTRUST 50 BIOSYNEX	MU-C2-EXT024-V01	accrédité portée A

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOLAM 59 - Site de THIANT	AT3	plasma Citrate	Mesure de l'action antithrombotique du plasma sur la thrombine par dosage de la thrombine résiduelle Stago STAR MAX3	B59-M-D3-MO-001	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	D-Dimères	plasma Citrate	Turbidimétrie Stago STARMAX3 et STA COMPACT	B59-M-D3-MO-001	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Fibrinogène	plasma Citrate	Mesure du temps de coagulation d'un plasma en présence d'un excès de thrombine Stago STARMAX3 et STA COMPACT	B59-M-D3-MO-001	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Taux de Prothrombine (TP)	plasma Citrate	Chronométrie Stago 2 automates STAR MAX3 et STA COMPACT	B59-M-D3-MO-001	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Temps de Céphaline Activée (TCA, TCK)	plasma Citrate	Chronométrie Stago 2 automates STAR MAX3 et STA COMPACT PTT	23858 10 08/2017	accrédité portée A

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Groupes sanguins Phénotypes	sang EDTA	Gel filtration Biorad IH 500	MU-D-EXT077-V01	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Groupes sanguins Phénotypes	sang EDTA	Gel filtration Biorad lecture manuelle	MU-D-EXT-126-V1	accrédité portée A ajout le 10/6/24

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOLAM 59 - Site de THIANT	RAI (Agglutinines Irrégulières)	sérum plasma	Gel filtration Biorad IH 500	MU-D-EXT077-V01	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	RAI (Agglutinines Irrégulières)	sérum plasma	Gel filtration Biorad lecture manuelle	MU-D-EXT-126-V1	accrédité portée A ajout le 10/6/2024

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOLAM 59 - Site de THIANT	sérologie CMV IgG	Sérum	ATELLICA IMM2 SIEMENS Immunodosage type sandwich chimiluminométrie directe	11200619_FR Rev. 03, 2019-08	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	sérologie CMV IgM	Sérum	ATELLICA IMM2 SIEMENS Immunodosage type sandwich chimiluminométrie directe	11200619_FR Rev. 03, 2019-08	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	sérologie HCV Anticorps anti-HVC (Hépatite C)	Plasma Sérum	ATELLICA IMM2 SIEMENS chimiluminescence directe	10995360_FR Rev. 04, 2021-06	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	sérologie HIV 1 et 2 et antigène p24	Plasma Sérum	ATELLICA IMM2 SIEMENS immunodosage sandwich chimiluminescence	10995315_FR Rev. 05, 2020-11	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	sérologie Hépatite A IgM	Plasma Sérum	ATELLICA IMM2 SIEMENS Immunocapture	10995271_FR Rev. 03, 2019-07	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	sérologie Hépatite B AchBc	Plasma Sérum	ATELLICA IMM2 SIEMENS Immunodosage type sandwich	10995353_FR Rev 05, 2021-07	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	sérologie Hépatite B AchBs-2	Plasma Sérum	ATELLICA IMM2 SIEMENS Immunodosage type sandwich	10995277_FR Rev. 05, 2021-05	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	sérologie Hépatite B AgHBS II	Plasma Sérum	ATELLICA IMM2 SIEMENS Immunodosage type sandwich chimiluminométrie directe	10995358_FR Rev. 04, 2021-06	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	sérologie Rubéole IgG	sang	ATELLICA IMM2 SIEMENS Immunodosage type sandwich chimiluminescence directe	11203565_FR Rev. 02, 2020-11	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	Sérologie Syphilis- TPHA	sang	ATELLICA IMM2 SIEMENS Immunodosage type sandwich chimiluminescence directe	10995422_FR Rev. 05, 2020-08	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	sérologie Toxoplasmose G	Plasma Sérum	ATELLICA IMM1 ET IMM2 SIEMENS immunocapture chimiluminescence directe	10995430_FR Rev. 02, 2019-08	accrédité portée A
BIOLAM 59 - Site de THIANT	sérologie Toxoplasmose M	Plasma Sérum	ATELLICA IMM1 ET IMM2 SIEMENS immunocapture chimiluminescence directe	10995432_FR Rev. 02, 2019-08	accrédité portée A

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOLAM 59 - Site de DOUAI	Hémoculture	sang total sur milieu spécifique	Incubation Bactalert Biomérieux et rendu des résultats négatifs	E-D3-INS001-V01	hémocultures positives sous traitées sytématiquement LBM ANA-L

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOLAM 59 - Site de CAMBRAI	Sur site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de CAMBRAI	Sur site	Urine	Pose de poches pédiatriques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de CAMBRAI	Sur site	Suppurations	Ponction à l'aiguille ou au trocart, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de CAMBRAI	Sur site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de CAMBRAI	Sur site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de CAMBRAI	Sur site	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervicovaginal	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de CAMBRAI	Sur site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de CAMBRAI	Sur site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOLAM 59 - Site de CAMBRAI MEDIPOLE	Sur site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de CAMBRAI MEDIPOLE	Sur site	Urine	Pose de poches pédiatriques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de CAMBRAI MEDIPOLE	Sur site	Suppurations	Ponction à l'aiguille ou au trocart, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de CAMBRAI MEDIPOLE	Sur site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de CAMBRAI MEDIPOLE	Sur site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de CAMBRAI MEDIPOLE	Sur site	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervicovaginal	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de CAMBRAI MEDIPOLE	Sur site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de CAMBRAI MEDIPOLE	Sur site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOLAM 59 - Site de DOUAI	Sur site ou à domicile	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de DOUAI	Sur site	Urine	Pose de poches pédiatriques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de DOUAI	Sur site	Suppurations	Ponction à l'aiguille ou au trocart, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de DOUAI	Sur site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de DOUAI	Sur site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de DOUAI	Sur site	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervicovaginal	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de DOUAI	Sur site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de DOUAI	Sur site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOLAM 59 - Site de LILLE INKERMANN	Sur site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de LILLE INKERMANN	Sur site	Urine	Pose de poches pédiatriques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de LILLE INKERMANN	Sur site	Suppurations	Ponction à l'aiguille ou au trocart, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de LILLE INKERMANN	Sur site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de LILLE INKERMANN	Sur site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de LILLE INKERMANN	Sur site	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervicovaginal	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de LILLE INKERMANN	Sur site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de LILLE INKERMANN	Sur site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOLAM 59 - Site de MARLY	Sur site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de MARLY	Sur site	Urine	Pose de poches pédiatriques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de MARLY	Sur site	Suppurations	Ponction à l'aiguille ou au trocart, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de MARLY	Sur site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de MARLY	Sur site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de MARLY	Sur site	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervicovaginal	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de MARLY	Sur site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de MARLY	Sur site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOLAM 59 - Site de RAISMES	Sur site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de RAISMES	Sur site	Urine	Pose de poches pédiatriques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de RAISMES	Sur site	Suppurations	Ponction à l'aiguille ou au trocart, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de RAISMES	Sur site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de RAISMES	Sur site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de RAISMES	Sur site	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervicovaginal	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de RAISMES	Sur site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de RAISMES	Sur site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOLAM 59 - Site de ROUBAIX	Sur site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de ROUBAIX	Sur site	Urine	Pose de poches pédiatriques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de ROUBAIX	Sur site	Suppurations	Ponction à l'aiguille ou au trocart, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de ROUBAIX	Sur site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de ROUBAIX	Sur site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de ROUBAIX	Sur site	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervicovaginal	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de ROUBAIX	Sur site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de ROUBAIX	Sur site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOLAM 59 - Site de THiant	Sur site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de THiant	Sur site	Urine	Pose de poches pédiatriques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de THiant	Sur site	Suppurations	Ponction à l'aiguille ou au trocart, par écoulement ou par aspiration	NA	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de THiant	Sur site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de THiant	Sur site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de THiant	Sur site	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervicovaginal	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de THiant	Sur site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de THiant	Sur site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOLAM 59 - Site de VALENCIENNES	Sur site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de VALENCIENNES	Sur site	Urine	Pose de poches pédiatriques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de VALENCIENNES	Sur site	Suppurations	Ponction à l'aiguille ou au trocart, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de VALENCIENNES	Sur site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de VALENCIENNES	Sur site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de VALENCIENNES	Sur site	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervicovaginal	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de VALENCIENNES	Sur site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site de VALENCIENNES	Sur site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOLAM 59 - Site LILLE ERQUINGHEM-LYS	Sur site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site LILLE ERQUINGHEM-LYS	Sur site	Urine	Pose de poches pédiatriques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site LILLE ERQUINGHEM-LYS	Sur site	Suppurations	Ponction à l'aiguille ou au trocart, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site LILLE ERQUINGHEM-LYS	Sur site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site LILLE ERQUINGHEM-LYS	Sur site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site LILLE ERQUINGHEM-LYS	Sur site	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervicovaginal	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site LILLE ERQUINGHEM-LYS	Sur site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site LILLE ERQUINGHEM-LYS	Sur site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOLAM 59 - Site TABARDEL-VIART	Sur site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site TABARDEL-VIART	Sur site	Urine	Pose de poches pédiatriques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site TABARDEL-VIART	Sur site	Suppurations	Ponction à l'aiguille ou au trocart, par écoulement ou par aspiration	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site TABARDEL-VIART	Sur site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site TABARDEL-VIART	Sur site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site TABARDEL-VIART	Sur site	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervicovaginal	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site TABARDEL-VIART	Sur site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
BIOLAM 59 - Site TABARDEL-VIART	Sur site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01