



Portée détaillée v.14 de l'attestation N° 8-2532

Detailed scope v.14 of the attestation N° 8-2532

Date de publication / Publish date: 05/08/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

BIOEXCEL

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE BOURGES HALLE	Gazométrie artérielle: pH pO2 pCO2 CO2t HCO3- SATO2 BE	SANG	Potentiométrie ampérométrie iSTAT ABBOTT	D3-MO-053	Ajout des paramètres calculés SATO2 et BE 11/03/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VERDINS	ACE	SANG	ECLIA COBAS PRO1 e1	D3-MO-051 07027079	
LABORATOIRE DES VERDINS	ACIDE URIQUE	SANG	Uricase Cobas PRO c1	D3-MO-051 08058750	
LABORATOIRE DES VERDINS	ACIDE URIQUE	SANG	Uricase Cobas PRO c2	D3-MO-051 08058750	
LABORATOIRE DES VERDINS	ACIDE URIQUE	URINES	Uricase Cobas PRO c2	D3-MO-051 08058750	
LABORATOIRE DES VERDINS	Acide valproïque voir dépakine	SANG	immuno- enzymatique Cobas Pro2 c	D3-MO-051 08445575	
LABORATOIRE DES VERDINS	AFP	SANG	ECLIA Cobas PRO1 e2	D3-MO-051 09015124	
LABORATOIRE DES VERDINS	ALBUMINE	SANG	Immunoturbidimétrie Cobas PRO1 C	D3-MO-051 08056722	
LABORATOIRE DES VERDINS	ALCOOL	SANG	Enzymatique Cobas PRO c2	D3-MO-051 08445672	
LABORATOIRE DES VERDINS	APOA	SANG	immunoturbidimétrie Cobas PRO1 c	D3-MO-051 08105448	
LABORATOIRE DES VERDINS	APOB	SANG	immunoturbidimétrie Cobas PRO1 c	D3-MO-051 08105464	
LABORATOIRE DES VERDINS	Bicarbonates Réserve Alcaline	SANG	Enzymatique PEPC Cobas Pro c2	D3-MO-051 08057494	
LABORATOIRE DES VERDINS	Bicarbonates Réserve Alcaline	SANG	Enzymatique PEPC Cobas Pro c1	D3-MO-051 08057494	
LABORATOIRE DES VERDINS	Bilirubine directe	SANG	Diazo réaction Cobas PRO2 c	D3-MO-051 08056951	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VERDINS	Bilirubine directe	SANG	Diazo réaction Cobas PRO1 c	D3-MO-051 08056951	
LABORATOIRE DES VERDINS	Bilirubine totale	SANG	Diazo réaction Cobas PRO2 c	D3-MO-051 10421436	Changement réactif avec référence compatible REACH 08.12.25
LABORATOIRE DES VERDINS	Bilirubine totale	SANG	Diazo réaction Cobas PRO1 c	D3-MO-051 10421436	Changement réactif avec référence compatible REACH 08.12.25
LABORATOIRE DES VERDINS	BNP NT pro	SANG	ECLIA Cobas PRO2 e2	D3-MO-051 09315284	
LABORATOIRE DES VERDINS	BNP NT pro	SANG	ECLIA Cobas PRO1 e2	D3-MO-051 09315284	
LABORATOIRE DES VERDINS	Béta2 microglobuline	SANG	Immunoturbidimétrie Cobas PRO1 c	D3-MO-051 08105529	
LABORATOIRE DES VERDINS	C3	SANG	Immunoturbidimétrie Cobas PRO1 c	D3-MO-051 08105537	
LABORATOIRE DES VERDINS	C4	SANG	Immunoturbidimétrie Cobas PRO1 c	D3-MO-051 08105545	
LABORATOIRE DES VERDINS	CA125	SANG	ECLIA Cobas PRO1 e2	D3-MO-051 07026986	
LABORATOIRE DES VERDINS	CA153	SANG	ECLIA Cobas PRO1 e1	D3-MO-051 07027001	
LABORATOIRE DES VERDINS	CA199	SANG	ECLIA Cobas PRO1 e1	D3-MO-051 07027028	
LABORATOIRE DES VERDINS	Calcium	SANG	Colorimetrie (NMBAPTA) Cobas PRO2 c	D3-MO-051 08057427	
LABORATOIRE DES VERDINS	Calcium	SANG	Colorimétrie (NMBAPTA) Cobas PRO1 c	D3-MO-051 08057427	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VERDINS	Calcium urinaire	URINES	Colorimétrie (NMBAPTA) Cobas PRO2 c	D3-MO-051 08057427	
LABORATOIRE DES VERDINS	Carbamazépine Tégrétol	SANG	ONLINE TDM Cobas PRO2 c	D3-MO-051 08057435	
LABORATOIRE DES VERDINS	Chlore urinaire	URINES	Potentiométrie indirecte Cobas PRO2 c	D3-MO-051 032446353	
LABORATOIRE DES VERDINS	Chlorures	SANG LCR	Potentiométrie indirecte Cobas PRO2 c	D3-MO-051 032446353	
LABORATOIRE DES VERDINS	Chlorures	SANG	Potentiométrie indirecte Cobas PRO1 c	D3-MO-051 032446353	
LABORATOIRE DES VERDINS	Cholestérol	SANG	Colorimétrie Cobas PRO2 c	D3-MO-051 08057443	
LABORATOIRE DES VERDINS	Cholestérol	SANG	Colorimétrie Cobas PRO1 c	D3-MO-051 08057443	
LABORATOIRE DES VERDINS	Cholestérol HDL	SANG	Colorimétrie Cobas PRO2 c	D3-MO-051 080557877	
LABORATOIRE DES VERDINS	Cholestérol HDL	SANG	Colorimétrie Cobas PRO2 c	D3-MO-051 080557877	
LABORATOIRE DES VERDINS	Cholestérol HDL	SANG	Colorimétrie Cobas PRO1 c	D3-MO-051 080557877	
LABORATOIRE DES VERDINS	Cholestérol LDL	SANG	Calcul	D3-MO-051	
LABORATOIRE DES VERDINS	Cortisol urinaire	URINES	ECLIA Cobas PRO2 e2	D3-MO-051 07682808	
LABORATOIRE DES VERDINS	CPK	SANG	Photométrie NAC (IFCC) Cobas PRO1 c	D3-MO-051 08057460	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VERDINS	CPK	SANG	Photométrie NAC (IFCC) Cobas PRO2 c	D3-MO-051 08057460	
LABORATOIRE DES VERDINS	CRP	SANG	Immunoturbidimétrie, Cobas Pro1 c	D3-MO-051 08057591	
LABORATOIRE DES VERDINS	CRP	SANG	Immunoturbidimétrie Cobas Pro2 c	D3-MO-051 08057591	
LABORATOIRE DES VERDINS	Créatininurie	URINES	enzymatique Cobas PRO2 c	D3-MO-051 08057524	
LABORATOIRE DES VERDINS	Créatininémie	SANG	enzymatique Cobas PRO2 c	D3-MO-051 08057524	
LABORATOIRE DES VERDINS	Créatininémie	SANG	enzymatique Cobas PRO1 c	D3-MO-051 08057524	
LABORATOIRE DES VERDINS	Digoxine	SANG	Immuno (KIMS) Cobas PRO2 c	D3-MO-051 08057613	
LABORATOIRE DES VERDINS	FER	SANG	Colorimétrie (ferrozine) Cobas PRO1 c	D3-MO-051 08057931	
LABORATOIRE DES VERDINS	Ferritine	SANG	immunoturbidimétrie Cobas PRO2 c	D3-MO-051 08057648	
LABORATOIRE DES VERDINS	Ferritine	SANG	immunoturbidimétrie Cobas PRO1 c	D3-MO-051 08057648	
LABORATOIRE DES VERDINS	FOLATES	SANG	ECLIA Cobas PRO2 e1	D3-MO-051 08324174190	Réactif avec seuil de tolérance à la biotine augmenté. Démarrage le 28/10/24
LABORATOIRE DES VERDINS	FSH	SANG	ECLIA Cobas PRO2 e2	D3-MO-051 08932387	
LABORATOIRE DES VERDINS	FT3	SANG	ECLIA Cobas PRO2 e2	D3-MO-051 09005811	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VERDINS	FT4	SANG	ECLIA Cobas PRO2 e1	D3-MO-051 09043284	
LABORATOIRE DES VERDINS	gamma GT	SANG	colorimétrie enzymatique IFCC Cobas Pro2 c	D3-MO-051 08057796	
LABORATOIRE DES VERDINS	gamma GT	SANG	colorimétrie enzymatique IFCC Cobas PRO1 c	D3-MO-051 08057796	
LABORATOIRE DES VERDINS	Gazométrie : pH pO2 pCO2 CO2t HCO3- SATO2 BE lactates	SANG	Potentiométrie ampérométrie iSTAT ABBOTT	D3-MO-053	Ajout des paramètres calculés CO2t HCO3- SATO2 et BE 11/03/2026
LABORATOIRE DES VERDINS	Glycosurie	URINES	hexokinase Cobas PRO2 c	D3-MO-051 08057800	
LABORATOIRE DES VERDINS	Glycémies	SANG	hexokinase Cobas PRO1 c	D3-MO-051 08057800	
LABORATOIRE DES VERDINS	Glycémies	SANG LCR	hexokinase Cobas PRO2 c	D3-MO-051 08057800	
LABORATOIRE DES VERDINS	Haptoglobine	SANG	immunoturbidimétrie Cobas PRO1 c	D3-MO-051 08106045	
LABORATOIRE DES VERDINS	HCGB quantitatif	SANG	ECLIA Cobas PRO1 e2	D3-MO-051 07251025	
LABORATOIRE DES VERDINS	HCGB quantitatif	SANG	ECLIA Cobas PRO2 e1	D3-MO-051 07251025	
LABORATOIRE DES VERDINS	Hémoglobine glycosylée A1c	SANG	HPLC G11 TOSOH	D3-MO-058	
LABORATOIRE DES VERDINS	IgA	SANG	immunoturbidimétrie Cobas Pro1 c	D3-MO-051 08057885	
LABORATOIRE DES VERDINS	IgE	SANG	ECLIA Cobas PRO2 e1	D3-MO-051 07027516	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VERDINS	IgG	SANG	immunoturbidimétrie Cobas Pro1 c	D3-MO-051 08057915	
LABORATOIRE DES VERDINS	IgM	SANG	immunoturbidimétrie Cobas Pro1 c	D3-MO-051 08057923	
LABORATOIRE DES VERDINS	Indice HIL	SANG	Absorbance Cobas PRO1 c	D3-MO-051 08063516	
LABORATOIRE DES VERDINS	Indice HIL	SANG URINES LCR	Absorbance Cobas PRO2 c	D3-MO-051 08063516	
LABORATOIRE DES VERDINS	Lactate déshydrogénase LDH	SANG	Test UV (NAD) Cobas PRO1 c	D3-MO-051 08057958	
LABORATOIRE DES VERDINS	Lactate déshydrogénase LDH	SANG	Test UV (NAD) Cobas PRO2 c	D3-MO-051 08057958	
LABORATOIRE DES VERDINS	LH	SANG	ECLIA Cobas PRO2 e2	D3-MO-051 07027575	
LABORATOIRE DES VERDINS	Lipase sérique	SANG	colorimétrique Cobas Pro1 c	D3-MO-051 08057982	
LABORATOIRE DES VERDINS	Lipase sérique	SANG	colorimétrique Cobas Pro2 c	D3-MO-051 08057982	
LABORATOIRE DES VERDINS	Lithium	SANG	Colorimétrie Cobas PRO2 c	D3-MO-051 08057974	
LABORATOIRE DES VERDINS	Magnésium sérique	SANG	bleu de xylidyle Cobas PRO2 c	D3-MO-051 08058016	
LABORATOIRE DES VERDINS	Microalbuminurie /des 24h	URINES	immunoturbidimétrie Cobas PRO2 c	D3-MO-051 08056722	
LABORATOIRE DES VERDINS	Oestradiol sérique femme	SANG	ECLIA Cobas PRO2 e2	D3-MO-051 07027249	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VERDINS	Orosomucoide (AAGP2)	SANG	immunoturbidimétrie Cobas PRO1 c	D3-MO-051 08100276	
LABORATOIRE DES VERDINS	Phosphatases alcalines	SANG	IFCC Cobas PRO1 c	D3-MO-051 08056757	
LABORATOIRE DES VERDINS	Phosphatases alcalines	SANG	IFCC Cobas PRO2 c	D3-MO-051 08056757	
LABORATOIRE DES VERDINS	Phosphore sérique	SANG	molybdate UV Cobas PRO2 c	D3-MO-051 08058610	
LABORATOIRE DES VERDINS	Phosphore urinaire	URINES	molybdate UV Cobas PRO2 c	D3-MO-051 08058610	
LABORATOIRE DES VERDINS	Potassium sérique	SANG	Potentiométrie indirecte Cobas PRO1 c	D3-MO-051 10825441	
LABORATOIRE DES VERDINS	Potassium sérique	SANG	Potentiométrie indirecte Cobas PRO2 c	D3-MO-051 10825441	
LABORATOIRE DES VERDINS	Potassium urinaire	URINES	Potentiométrie indirecte Cobas PRO2 c	D3-MO-051 10825441	
LABORATOIRE DES VERDINS	Procalcitonine	SANG	ECLIA Cobas PRO2 e1	D3-MO-051 09318747190	
LABORATOIRE DES VERDINS	Progestérone	SANG	ECLIA Cobas PRO2 e2	D3-MO-051 07027699	
LABORATOIRE DES VERDINS	Prolactine	SANG	ECLIA Cobas PRO2 e1	D3-MO-051 07027737	
LABORATOIRE DES VERDINS	Protides totaux	SANG	Biuret Cobas PRO1 c	D3-MO-051 08058679	
LABORATOIRE DES VERDINS	Protides totaux	SANG	Biuret Cobas PRO2 c	D3-MO-051 08058679	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VERDINS	Protides urine et LCR	URINES LCR	turbidimétrie PRO2 c	D3-MO-051 08058679	
LABORATOIRE DES VERDINS	Préalbumine	SANG	Immunoturbidimétrie Cobas PRO1 c	D3-MO-051 08252645	
LABORATOIRE DES VERDINS	PSA	SANG	ECLIA Cobas PRO1 e2	D3-MO-051 08791732	
LABORATOIRE DES VERDINS	PSA LIBRE	SANG	ECLIA Cobas PRO1 e2	D3-MO-051 08828610	
LABORATOIRE DES VERDINS	PTH bio-intacte 1-84	SANG	ECLIA Cobas PRO2 e1	D3-MO-051 09005765	
LABORATOIRE DES VERDINS	Sodium sanguin	SANG	Potentiométrie indirecte Cobas PRO1 c	D3-MO-051 10825441	
LABORATOIRE DES VERDINS	Sodium sanguin	SANG	Potentiométrie indirecte Cobas PRO2 c	D3-MO-051 10825441	
LABORATOIRE DES VERDINS	Sodium urinaire	URINES	Potentiométrie indirecte Cobas PRO2 c	D3-MO-051 10825441	
LABORATOIRE DES VERDINS	Testostérone	SANG	ECLIA Cobas PRO2 e1	D3-MO-051 08946370	
LABORATOIRE DES VERDINS	Transaminase GOT ASAT	SANG	IFCC avec PDP Cobas PRO2 c	D3-MO-051 08104719190	Démarrage le 15.02.2025
LABORATOIRE DES VERDINS	Transaminase GOT ASAT	SANG	IFCC avec PDP Cobas PRO1 c	D3-MO-051 08104719190	Démarrage le 15.02.2025
LABORATOIRE DES VERDINS	Transaminase GPT ALAT	SANG	IFCC avec PDP Cobas PRO2 c	D3-MO-051 08104697190	Démarrage le 15.02.2025
LABORATOIRE DES VERDINS	Transaminase GPT ALAT	SANG	IFCC avec PDP Cobas PRO1 c	D3-MO-051 08104697190	Démarrage le 15.02.2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VERDINS	Transferrine	SANG	Immunoturbidimétrie Cobas PRO1 c	D3-MO-051 08058733	
LABORATOIRE DES VERDINS	Triglycérides	SANG	colorimétrique enzymatique Cobas PRO1 c	D3-MO-051 08058687	
LABORATOIRE DES VERDINS	Triglycérides	SANG	colorimétrique enzymatique Cobas PRO2 c	D3-MO-051 08058687	
LABORATOIRE DES VERDINS	Troponine T	SANG	ECLIA Cobas PRO2 e2	D3-MO-051 09315357	
LABORATOIRE DES VERDINS	TSH	SANG	ECLIA Cobas PRO1 e1	D3-MO-051 08443432	
LABORATOIRE DES VERDINS	TSH	SANG	ECLIA Cobas PRO2 e1 et e2	D3-MO-051 08443432	
LABORATOIRE DES VERDINS	Urée sanguine	SANG	uréase Cobas pro1 C	D3-MO-051 08058806	
LABORATOIRE DES VERDINS	Urée sanguine	SANG	uréase Cobas pro2 C	D3-MO-051 08058806	
LABORATOIRE DES VERDINS	Urée urinaire	URINES	uréase Cobas pro2 C	D3-MO-051 08058806	
LABORATOIRE DES VERDINS	Vitamine B12	SANG	ECLIA Cobas pro2 e2	D3-MO-051 07028121	

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VERDINS	Electrophorèse des protides	SANG	électrophorèse capillaire Capillarys	D3-MO-050	
LABORATOIRE DES VERDINS	Immunoélectrophorèse des Protides	SANG	immun soustraction Capillarys ou immunofixation Hydrasys	D3-MO-050 D3-MO-059	

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VERDINS	Sang dans les selles	SELLES	immunochromatographie	HEMSIGN CHECK SERVIBIO	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VERDINS	HOPITAL PRIVE GUILLAUME DE VARYE	SALLE DE NAISSANCE MATERNITE	Gazométrie : pH pO2 pCO2 CO2t HCO3- SATO2 BE lactates	sang de cordon sang artériel	Potentiométrie ampérométrie ISTAT ABBOTT	D3-MO-053	Ajout des paramètres calculés le 11/03/2026 sang artériel et le 25/03/2026 sang de cordon

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VERDINS	Formule sanguine en manuelle	SANG	Etaleur colorateur de lames SMS Identification morphologique et numération par microscope automatisé DM1200	D3-MO-055	
LABORATOIRE DES VERDINS	Formule sanguine en manuelle	SANG	Etaleur colorateur de lames SMS Identification morphologique et numération par microscopie optique	D4-INS-002	
LABORATOIRE DES VERDINS	Hémogramme NFS	SANG	impédancemétrie optique cytométrie DXH900 N°1	D3-MO-055	
LABORATOIRE DES VERDINS	Hémogramme NFS	SANG	impédancemétrie optique cytométrie DXH900 N°2	D3-MO-055	
LABORATOIRE DES VERDINS	Plaquettes	SANG	impédancemétrie DXH900 N°1	D3-MO-055	
LABORATOIRE DES VERDINS	Plaquettes	SANG	impédancemétrie DXH900 N°2	D3-MO-055	
LABORATOIRE DES VERDINS	Réticulocytes	SANG	Impédancemétrie coloration DXH900 N°1	D3-MO-055	
LABORATOIRE DES VERDINS	Réticulocytes	SANG	Impédancemétrie coloration DXH900 N°2	D3-MO-055	

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VERDINS	Vitesse de sédimentation	SANG	sédimentation photométrie capillaire TEST1	D3-MO-054	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VERDINS	D Dimères	SANG	Immunoturbidimétrie. STARMAX 1	D3-MO-017 STA liatest	
LABORATOIRE DES VERDINS	D Dimères	SANG	Immunoturbidimétrie. STARMAX 2	D3-MO-017 STA liatest	
LABORATOIRE DES VERDINS	Fibrinogène	SANG	Chronométrie STARMAX 1	D3-MO-017 STA Fibrinogen	
LABORATOIRE DES VERDINS	Fibrinogène	SANG	Chronométrie STARMAX 2	D3-MO-017 STA Fibrinogen	
LABORATOIRE DES VERDINS	Taux de Prothrombine	SANG	Chronométrie STARMAX 1	D3-MO-017 STA NéoPtimal	
LABORATOIRE DES VERDINS	Taux de Prothrombine	SANG	Chronométrie STARMAX 2	D3-MO-017 STA NéoPtimal	
LABORATOIRE DES VERDINS	Temps de céphaline avec Activateur	SANG	Chronométrie STARMAX 1	D3-MO-017 STA PTT STAGO	Démarrage 30/05/2023 Accrédité le 28/07/2023
LABORATOIRE DES VERDINS	Temps de céphaline avec Activateur	SANG	Chronométrie STARMAX 2	D3-MO-017 STA PTT STAGO	Démarrage 30/05/2023 Accrédité le 28/07/2023
LABORATOIRE DES VERDINS	Temps de céphaline KAOLIN	SANG	Chronométrie STARMAX 1	D3-MO-017 CK Prest STAGO	Démarrage 30/05/2023 Accrédité le 28/07/2023
LABORATOIRE DES VERDINS	Temps de céphaline KAOLIN	SANG	Chronométrie STARMAX 2	D3-MO-017 CK Prest STAGO	Démarrage 30/05/2023 Accrédité le 28/07/2023

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VERDINS	Groupes sanguins	SANG	Méthode immunologique d'hémagglutination sur support gel filtration Griffols Eflexis 1	D3-MO-056	
LABORATOIRE DES VERDINS	Groupes sanguins	SANG	Méthode immunologique d'hémagglutination sur support gel filtration Griffols Eflexis 2	D3-MO-056	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VERDINS	Agglutinines irrégulières DEPISTAGE	SANG	Méthode immunologique d'hémagglutination sur support gel filtration Griffols Eflexis 1	D3-MO-056	
LABORATOIRE DES VERDINS	Agglutinines irrégulières DEPISTAGE	SANG	Méthode immunologique d'hémagglutination sur support gel filtration Griffols Eflexis 2	D3-MO-056	

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VERDINS	Coombs Direct	SANG	Méthode immunologique d'hémagglutination sur support gel filtration Griffols Eflexis 1	D3-MO-056	
LABORATOIRE DES VERDINS	Coombs Direct	SANG	Méthode immunologique d'hémagglutination sur support gel filtration Griffols Eflexis 2	D3-MO-056	

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VERDINS	ANCA dépistage	SANG	IF Werfen	D3-MO-039 NOVA Lite ANCA (Ethanol) Kit with DAPI	
LABORATOIRE DES VERDINS	Anti-CCP	SANG	ECLIA ROCHE	D3-MO-051	Démarrage le 28/04/2026 pour la SCM TRANSBIOLAB : Laboratoires MAYMAT et EVORIAL.
LABORATOIRE DES VERDINS	anti-DNA	SANG	ELIA IGG PHADIA250	D3-MO-037	
LABORATOIRE DES VERDINS	anti-ECT ou ENA ou anti-antigènes nucléaires solubles	SANG	ELIA IGG Phadia250	D3-MO-037	Démarrage 12.02.2024 pour le nouveau SmDP-S
LABORATOIRE DES VERDINS	anti-ECT ou ENA ou anti-antigènes nucléaires solubles anti DFS70 test de confirmation	SANG	Dot Blot ANA profil3 plus DFS70 Euroimmun Bioadvance	D4-INS-030	
LABORATOIRE DES VERDINS	anti-nucléaires	SANG	IF Werfen	D3-MO-039 NOVA lite DAPI ANA kit	
LABORATOIRE DES VERDINS	anti-RNA pol III	SANG	ELIA IGG Phadia 250	D3-MO-037	Démarrage le 14.03.2025
LABORATOIRE DES VERDINS	anti-Thyroglobuline	SANG	ECLIA Cobas PRO2 e1	D3-MO-051 09005021	
LABORATOIRE DES VERDINS	anti-Thyroperoxydase	SANG	ECLIA Cobas PRO2 e2	D3-MO-051 08858462	
LABORATOIRE DES VERDINS	anti bêta2 GPI IgG	SANG	ELIA IGG PHADIA250	D3-MO-037	
LABORATOIRE DES VERDINS	anti bêta2 GPI IgM	SANG	ELIA IGM Phadia250	D3-MO-037	
LABORATOIRE DES VERDINS	anti cardiolipine IgG	SANG	ELIA IGG PHADIA250	D3-MO-037	

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VERDINS	anti cardiolipine IgM	SANG	ELIA IGM Phadia250	D3-MO-037	
LABORATOIRE DES VERDINS	anti CCP	SANG	ELIA IGG PHADIA250	D3-MO-037	
LABORATOIRE DES VERDINS	anti DFS70	SANG	ELIA IGG Phadia250	D3-MO-037	
LABORATOIRE DES VERDINS	anti Facteur Intrinsèque	DANG	ELIA IGG PHADIA250	D3-MO-037	Démarrage le 14.03.2025
LABORATOIRE DES VERDINS	anti MPO	SANG	ELIA IGG PHADIA250	D3-MO-037	
LABORATOIRE DES VERDINS	anti PR3	SANG	ELIA IGG PHADIA250	D3-MO-037	
LABORATOIRE DES VERDINS	anti récepteur de la TSH	SANG	ECLIA Cobas PR02 e2	D3-MO-051 08496633	
LABORATOIRE DES VERDINS	Anti synthétases: Ac anti mi-2 Ku PMScl Jo-1 SRP PL-7 PL-12 EJ OJ Ro-52	SANG	dot blot euroimmun Euroline Myosite Profil 3	D4-INS-030	
LABORATOIRE DES VERDINS	anti tissus (AMA-M2,M2-E3, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Actine-F et Ro-52) Test de confirmation	SANG	dot blot Euro immun Euro line profil maladies hépatiques	D4-INS-030 DL1300- 1601-9G	Démarrage le 09/11/23 Accrédité le 09/11/2023
LABORATOIRE DES VERDINS	anti tissus (mitochondrie muscle lisse LKM LC et cellules pariétales) test de dépistage	SANG	IF Werfen	D3-MO-039 triple substrat Innova	
LABORATOIRE DES VERDINS	anti transglutaminase IgA	SANG	ELIA IGA Phadia250	D3-MO-037	
LABORATOIRE DES VERDINS	anti transglutaminase IgG	SANG	ELIA IGG PHADIA250	D3-MO-037 D4-INS-030	
LABORATOIRE DES VERDINS	Facteur Rhumatoïde	SANG	ELIA IGM Phadia250	D3-MO-037 250-5600- 01	

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VERDINS	Facteur Rhumatoïde	SANG	Immunoturbidimétrie Cobas PRO1 c	D3-MO-051 08058628	
LABORATOIRE DES VERDINS	Sléodermie systémique: Ac anti Scl70 CENP-A CENP-B RP11 RP155 Fibrillarine NOR90 Th/To PM-Scl100 PM-Scl75 Ku PDGFR et Ro52	SANG	dot blot euroimmun Euroline Profil sclérose systémique	D4-INS-030	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VERDINS	Anticorps anti-HBs	SANG	ECLIA CobasPRO1 e1	D3-MO-051 08498610	
LABORATOIRE DES VERDINS	anticorps anti HBc	SANG	ECLIA Cobas PRO1 e2	D3-MO-051 09014926	
LABORATOIRE DES VERDINS	antigène HBs	SANG	ECLIA Cobas PRO1 e1	D3-MO-051 08814848	
LABORATOIRE DES VERDINS	CMV sérologie IgG	SANG	ECLIA Cobas PRO1 e1	D3-MO-051 09118551	
LABORATOIRE DES VERDINS	CMV sérologie IgM	SANG	ECLIA Cobas PRO1 e2	D3-MO-051 07027133	
LABORATOIRE DES VERDINS	EBV IgG anti EBNA	SANG	ECLIA Cobas PRO1 e1	D3-MO-051 08355380	
LABORATOIRE DES VERDINS	EBV IgG anti VCA	SANG	ECLIA Cobas PRO1 e2	D3-MO-051 08355355	
LABORATOIRE DES VERDINS	EBV IgM anti EBV	SANG	ECLIA Cobas PRO1 e2	D3-MO-051 I 08355274	
LABORATOIRE DES VERDINS	HIV sérologie	SANG	ECLIA Cobas PRO1 e1 et 2	D3-MO-051 08836973	
LABORATOIRE DES VERDINS	Hépatite A IgM	SANG	ECLIA Cobas PRO1 e1	D3-MO-051 07026773	
LABORATOIRE DES VERDINS	Hépatite A Ig totaux	SANG	ECLIA Cobas PRO1 e2	D3-MO-051 08086664	
LABORATOIRE DES VERDINS	Hépatite C sérologie	SANG	ECLIA Cobas PRO1 e2	D3-MO-051 08837058	
LABORATOIRE DES VERDINS	Rubéole IgG sérologie	SANG	ECLIA Cobas PRO1 e1	D3-MO-051 07027770	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VERDINS	Syphilis anticorps totaux	SANG	ECLIA Cobas PRO1 e2	D3-MO-051 09015051	
LABORATOIRE DES VERDINS	Toxoplasmose sérologie IgG	SANG	ECLIA Cobas PRO1 e2	D3-MO-051 07028008	
LABORATOIRE DES VERDINS	Toxoplasmose sérologie IgM	SANG	ECLIA Cobas PRO1 e1	D3-MO-051 07028024	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VERDINS	Adénovirus Rotavirus Norovirus recherche	SELLES	immunochromatographie	D4-INS-013 D4-INS-044 RIDA QUICK r- Biopharm	
LABORATOIRE DES VERDINS	Clostridium difficile toxine	SELLES	immunochromatographie	D4-INS-013 TOXA/B QUIK CHEK	

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VERDINS	Chlamydia Gonocoque Trichomonas et Mycoplasma genitalium recherche directe	Endocol Vagin Urines Anus Gorge	PCR temps réel Starlet+CFX96	D3-MO-060 STI 4 CT/NG/MG/TV Assay ALLPLEX	Démarrage le 14/02/24
LABORATOIRE DES VERDINS	Chlamydia Gonocoque Trichomonas et Mycoplasma genitalium recherche directe	Endocol Vagin Urines Anus Gorge	PCR temps réel Starlet 2 CFX96 2	D3-MO-060 STI 4 CT/NG/MG/TV Assay ALLPLEX	Démarrage nouvelle machine de Backup le 08/10/24

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VERDINS	Aérobie (recherche d'une bactérie...)	sécrétions surtout vaginales	Examen morphologique direct macro- et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration...)	D4-INS-010 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Culot urinaire HLM	URINES	Examen morphologique direct macro- et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration...)	D4-INS-001	
LABORATOIRE DES VERDINS	Expectoration rech. Bactério.	Crachats	Examen morphologique direct macro- et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration...)	D4-INS-016 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Gorge prélt bactério.	Ecouvillon oro, rhino ou pharyngé	Examen morphologique direct macro- et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration...)	D4-INS-014 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	KT prélèvement bactériologique	Cathéter	Examen morphologique direct macro- et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration...)	D4-INS-034 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	LCR étude avec bactériologie	LCR	Examen morphologique direct macro- et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration...)	D4-INS-048 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Liquide articulaire rech. Bactério.	Echantillon de liquide articulaire	Examen morphologique direct macro- et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration...)	D4-INS-049 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Liquide de Redon, Mèches	Echantillon	Examen morphologique direct macro- et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration...)	D4-INS-009 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Lochies Placenta	Echantillon placenta	Examen morphologique direct macro- et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration...)	D4-INS-010 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Mycologique prélt	écouvillonnage ou squames	Examen morphologique direct macro- et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration...)	D4-INS-008	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VERDINS	Oreille examen bactério.	écouvillon ou aspir.	Examen morphologique direct macro- et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration...)	D4-INS-015 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Peau et phanères prélt bactério.	écouvillonnage ou squames	Examen morphologique direct macro- et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration...)	D4-INS-009 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Ponction (liquide de.)	Liquide	Examen morphologique direct macro- et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration...)	D4-INS-009 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Poumon. Prélèvement dans la sphère pulmonaire (aspiration bronchique)	Liquide d'aspiration	Examen morphologique direct macro- et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration...)	D4-INS-016 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Prélèvement génital chez la femme	Col et vagin	Examen morphologique direct macro- et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration...)	D4-INS-010 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Prélèvement génital chez l'homme	Urètre et 1er jet d'urines	Examen morphologique direct macro- et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration...)	D4-INS-011 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Prélèvement profond.	pus, biopsies	Examen morphologique direct macro- et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration...)	D4-INS-009 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Pus prélt bactério.	écouvillonnage	Examen morphologique direct macro- et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration...)	D4-INS-009 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Spermoculture	sperme	Examen morphologique direct macro- et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration...)	D4-INS-012 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Stérilet rech. Bactério.	stérilet	Examen morphologique direct macro- et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration...)	D4-INS-010 D3-MO-019	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VERDINS	Œil prélèvement oculaire de conjonctivite	prélèvement conjonctival	Examen morphologique direct macro- et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration...)	D4-INS-007 D3-MO-019	

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VERDINS	Hémoculture	sang liquides de ponction	Détection développement germes par colorimétrie	D3-MO-045	

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VERDINS	Mycologique prélt	écouvillonnage ou squames	Examen morphologique direct macro- et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...)	D4-INS-008	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VERDINS	Aérobie (recherche d'une bactérie...)	sécrétions surtout vaginales	Cultures sur milieux spécifiques et identification par Vitek	D4-INS-010 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Expectoration rech. Bactério.	Crachats	Cultures sur milieux spécifiques et identification par Vitek	D4-INS-016 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Gorge prélt bactério.	Ecouvillon oro, rhino ou pharyngé	Cultures sur milieux spécifiques et identification par Vitek	D4-INS-014 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Hémoculture	sang liquides de ponction	Cultures sur milieux spécifiques et identification par Vitek	D3-MO-045	
LABORATOIRE DES VERDINS	KT prélèvement bactériologique	Cathéter	Cultures sur milieux spécifiques et identification par Vitek	D4-INS-034 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	LCR étude avec bactériologie	LCR	Cultures sur milieux spécifiques et identification par Vitek	D4-INS-048 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Liquide articulaire rech. Bactério.	Echantillon de liquide articulaire	Cultures sur milieux spécifiques et identification par Vitek	D4-INS-049 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Liquide de Redon, Mèches	Echantillon	Cultures sur milieux spécifiques et identification par Vitek	D4-INS-009 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Lochies Placenta	Echantillon placenta	Cultures sur milieux spécifiques et identification par Vitek	D4-INS-010 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Mycologique prélt	écouvillonnage ou squames	Cultures sur milieux spécifiques et identification par Vitek	D4-INS-008	
LABORATOIRE DES VERDINS	Mycoplasme rech. Directe	écouvillon endocol, urètre ou urines 1er jet ou sperme	galeries spécifiques	Mycofast Révolution ELITech	
LABORATOIRE DES VERDINS	Oeil prélèvement oculaire de conjonctivite	prélèvement conjonctival	Cultures sur milieux spécifiques et identification par Vitek	D4-INS-007 D3-MO-019	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VERDINS	Oreille examen bactério.	écouvillon ou aspir.	Cultures sur milieux spécifiques et identification par Vitek	D4-INS-015 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Peau et phanères prélt bactério.	écouvillonnage ou squames	Cultures sur milieux spécifiques et identification par Vitek	D4-INS-009 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Ponction (liquide de.)	Liquide	Cultures sur milieux spécifiques et identification par Vitek	D4-INS-009 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Poumon. Prélèvement dans la sphère pulmonaire (aspiration bronchique)	Liquide d'aspiration	Cultures sur milieux spécifiques et identification par Vitek	D4-INS-016 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Prélèvement génital chez l'homme	Urètre et 1er jet d'urines	Cultures sur milieux spécifiques et identification par Vitek	D4-INS-011 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Prélèvement génital chez la femme	Col et vagin	Cultures sur milieux spécifiques et identification par Vitek	D4-INS-010 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Prélèvement profond.	pus, biopsies	Cultures sur milieux spécifiques et identification par Vitek	D4-INS-009 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Pus prélt bactério.	écouvillonnage	Cultures sur milieux spécifiques et identification par Vitek	D4-INS-009 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Spermoculture	sperme	Cultures sur milieux spécifiques et identification par Vitek	D4-INS-012 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Stérilet rech. Bactério.	stérilet	Cultures sur milieux spécifiques et identification par Vitek	D4-INS-010 D3-MO-019	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VERDINS	Aérobie (recherche d'une bactérie...)	sécrétions surtout vaginales	Antibiogramme automatisé Vitek ou en milieu gélosé et détection des mécanismes de résistance	D4-INS-010 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Expectoration rech. Bactério.	Crachats	Antibiogramme automatisé Vitek ou en milieu gélosé et détection des mécanismes de résistance	D4-INS-016 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Gorge prélt bactério.	Ecouvillon oro, rhino ou pharyngé	Antibiogramme automatisé Vitek ou en milieu gélosé et détection des mécanismes de résistance	D4-INS-014 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Hémoculture	sang liquides de ponction	Antibiogramme automatisé Vitek ou en milieu gélosé et détection des mécanismes de résistance	D3-MO-045	
LABORATOIRE DES VERDINS	KT prélèvement bactériologique	Cathéter	Antibiogramme automatisé Vitek ou en milieu gélosé et détection des mécanismes de résistance	D4-INS-034 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	LCR étude avec bactériologie	LCR	Antibiogramme automatisé Vitek ou en milieu gélosé et détection des mécanismes de résistance	D4-INS-048 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Liquide articulaire rech. Bactério.	Echantillon de liquide articulaire	Antibiogramme automatisé Vitek ou en milieu gélosé et détection des mécanismes de résistance	D4-INS-049 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Liquide de Redon, Mèches	Echantillon	Antibiogramme automatisé Vitek ou en milieu gélosé et détection des mécanismes de résistance	D4-INS-009 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Lochies Placenta	Echantillon placenta	Antibiogramme automatisé Vitek ou en milieu gélosé et détection des mécanismes de résistance	D4-INS-010 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Mycologique prélt	écouvillonnage ou squames	Antibiogramme automatisé Vitek ou en milieu gélosé et détection des mécanismes de résistance	D4-INS-008	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VERDINS	Mycoplasme rech. Directe	écouvillon endocol, urètre ou urines 1er jet ou sperme	galeries spécifiques	Mycofast Révolution ELITech	
LABORATOIRE DES VERDINS	OEil prélèvement oculaire de conjonctivite	prélèvement conjonctival	Antibiogramme automatisé Vitek ou en milieu gélifié et détection des mécanismes de résistance	D4-INS-007 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Oreille examen bactério.	écouvillon ou aspir.	Antibiogramme automatisé Vitek ou en milieu gélifié et détection des mécanismes de résistance	D4-INS-015 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Peau et phanères prélt bactério.	écouvillonnage ou squames	Antibiogramme automatisé Vitek ou en milieu gélifié et détection des mécanismes de résistance	D4-INS-009 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Ponction (liquide de.)	Liquide	Antibiogramme automatisé Vitek ou en milieu gélifié et détection des mécanismes de résistance	D4-INS-009 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Poumon. Prélèvement dans la sphère pulmonaire (aspiration bronchique)	Liquide d'aspiration	Antibiogramme automatisé Vitek ou en milieu gélifié et détection des mécanismes de résistance	D4-INS-016 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Prélèvement génital chez l'homme	Urètre et 1er jet d'urines	Antibiogramme automatisé Vitek ou en milieu gélifié et détection des mécanismes de résistance	D4-INS-011 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Prélèvement génital chez la femme	Col et vagin	Antibiogramme automatisé Vitek ou en milieu gélifié et détection des mécanismes de résistance	D4-INS-010 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Prélèvement profond.	pus, biopsies	Antibiogramme automatisé Vitek ou en milieu gélifié et détection des mécanismes de résistance	D4-INS-009 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Pus prélt bactério.	écouvillonnage	Antibiogramme automatisé Vitek ou en milieu gélifié et détection des mécanismes de résistance	D4-INS-009 D3-MO-019	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VERDINS	Spermoculture	sperme	Antibiogramme automatisé Vitek ou en milieu gélosé et détection des mécanismes de résistance	D4-INS-012 D3-MO-019	
LABORATOIRE DES VERDINS	Stérilet rech. Bactério.	stérilet	Antibiogramme automatisé Vitek ou en milieu gélosé et détection des mécanismes de résistance	D4-INS-010 D3-MO-019	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VERDINS	Paludisme antigène	SANG	immunochromatographie	Binax NOW Malaria	
LABORATOIRE DES VERDINS	Paludisme Rech. Hématozoaires	SANG	coloration spécifique	D4-INS-002	

BM VB01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / VIROLOGIE SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES VERDINS	charge virale HIV	SANG	TMA temps réel PANTHER 2	D3-MO-049 PRD-03000	
LABORATOIRE DES VERDINS	charge virale VHB	SANG	TMA temps réel PANTHER 2	D3-MO-049 PRD-03424	
LABORATOIRE DES VERDINS	charge virale VHC	SANG	TMA temps réel PANTHER 2	D3-MO-049 PRD-03506	
LABORATOIRE DES VERDINS	HPV dépistage (13 génotypes) et génotypage 16 et 18/45	sécrétions jonction exo endocol	TMA PANTHER 1	D3-MO-049	
LABORATOIRE DES VERDINS	HPV dépistage (13 génotypes) et génotypage 16 et 18/45	sécrétions jonction exo endocol	TMA PANTHER 2	D3-MO-049	