



Portée détaillée v.16 de l'attestation N° 8-2590

Detailed scope v.16 of the attestation N° 8-2590

Date de publication / Publish date: 18/06/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

LABORATOIRE BIO MEDI QUAL CENTRE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de VIERZON	ACE	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02565 Abbott Alinity i 02366 Abbott Alinity i 02476 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	ACIDE URIQUE	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01880 Abbott Alinity AC 01881 Abbott Alinity AC 01884 Dosage colorimétrique à 604 nm Uricase	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	AFP	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02565 Abbott Alinity i 02366 Abbott Alinity i 02476 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de VIERZON	ALAT	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01880 Abbott Alinity AC 01881 Abbott Alinity AC 01884 Dosage enzymatique à 340 nm IFCC	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	Albumine	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01880 Abbott Alinity AC 01881 Abbott Alinity AC 01884 Dosage colorimétrique à 604 nm Pourpre de bromocrésol	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	ANTICORPS ANTI-THYROGLOBULINE	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02565 Abbott Alinity i 02366 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	ANTICORPS ANTI-THYROPEROXYDASE	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02565 Abbott Alinity i 02366 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	ASAT	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01880 Abbott Alinity AC 01881 Abbott Alinity AC 01884 Dosage enzymatique à 340 nm IFCC	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	BICARBONATES	Plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01880 Abbott Alinity AC 01881 Abbott Alinity AC 01884 Dosage enzymatique à 404 nm PEP Carboxylase	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de VIERZON	BILIRUBINE DIRECTE	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01880 Abbott Alinity AC 01881 Abbott Alinity AC 01884 Dosage colorimétrique à 548 nm Diazoréaction	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	BILIRUBINE TOTALE	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01880 Abbott Alinity AC 01881 Abbott Alinity AC 01884 Dosage colorimétrique à 548 nm Sel de diazonium	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	Béta 2 MICROGLOBULINE	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01884 Turbidimétrie/Immunoturbidimétrie	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	Ca 15.3	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02366 Abbott Alinity i 02476 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	Ca 19.9	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02366 Abbott Alinity i 02476 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	Ca 125	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02366 Abbott Alinity i 02476 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de VIERZON	CALCIUM	Serum ou plasma Urines	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01880 (S) Abbott Alinity AC 01881 (S + U) Abbott Alinity AC 01884 (S + U) Dosage colorimétrique à 660 nm Arsenazo III	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	CHLORE	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01880 Abbott Alinity AC 01881 Abbott Alinity AC 01884 Electrode sélective	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	CHOLESTEROL HDL	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01880 Abbott Alinity AC 01881 Abbott Alinity AC 01884 Dosage enzymatique colorimétrique Détergent sélectif et accélérateur	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	CHOLESTEROL TOTAL	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01880 Abbott Alinity AC 01881 Abbott Alinity AC 01884 Dosage enzymatique à 500 nm	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	CORTISOL	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02366 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	CPK	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01880 Abbott Alinity AC 01881 Abbott Alinity AC 01884 Dosage enzymatique à 340 nm IFCC	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de VIERZON	CREATININE	Serum ou plasma Urines	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01880 (S) Abbott Alinity AC 01881 (S + U) Abbott Alinity AC 01884 (S + U) Dosage enzymatique	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	ESTRADIOL	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02565 Abbott Alinity i 02366 Abbott Alinity i 02476 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	FER	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01880 Abbott Alinity AC 01881 Abbott Alinity AC 01884 Dosage colorimétrique Ferene	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	Ferritine	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02565 Abbott Alinity i 02366 Abbott Alinity i 02476 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	FSH	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02366 Abbott Alinity i 02476 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	GGT	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01880 Abbott Alinity AC 01881 Abbott Alinity AC 01884 Dosage enzymatique à 410 nm IFCC	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de VIERZON	GLYCEMIE	Serum ou plasma Urines	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01880 (S) Abbott Alinity AC 01881 (S + U) Abbott Alinity AC 01884 (S + U) Dosage enzymatique Hexokinase	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-007	/
Site de VIERZON	HAPTOGLOBINE	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01880 Abbott Alinity AC 01881 Dosage immunoturbidimétrique	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-007	/
Site de VIERZON	Hb A1C	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée TOSOH G11 N°129800 Dosage HPLC	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-HEMAT-015	/
Site de VIERZON	HCG Beta	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02565 Abbott Alinity i 02366 Abbott Alinity i 02476 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-007	/
Site de VIERZON	IgA	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01881 Abbott Alinity AC 01884 Dosage immunoturbidimétrique	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-007	/
Site de VIERZON	IgG	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01881 Abbott Alinity AC 01884 Dosage immunoturbidimétrique	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-007	/
Site de VIERZON	IgM	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01881 Abbott Alinity AC 01884 Dosage immunoturbidimétrique	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-007	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de VIERZON	LDH	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01880 Abbott Alinity AC 01881 Abbott Alinity AC 01884 Dosage enzymatique IFCC	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	LH	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02366 Abbott Alinity i 02476 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	LIPASE	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01880 Abbott Alinity AC 01881 Abbott Alinity AC 01884 Dosage colorimétrique	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	MAGNESIUM	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01880 Abbott Alinity AC 01881 Abbott Alinity AC 01884 Dosage enzymatique à 340 nm	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	Microalbumine	Urines	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01881 Abbott Alinity AC 01884 Turbidimétrie/Immunoturbidimétrie	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	NT Pro BNP	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02565 Abbott Alinity i 02366 Abbott Alinity i 02476 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de VIERZON	Phosphatases alcalines (PAL)	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01880 Abbott Alinity AC 01881 Abbott Alinity AC 01884 Dosage enzymatique à 404 nm IFCC	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	PHOSPHORE	Serum ou plasma Urines	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01880 (S) Abbott Alinity AC 01881 (S + U) Abbott Alinity AC 01884 (S + U) Dosage colorimétrique à 340 nm Molybdate	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	POTASSIUM	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01880 Abbott Alinity AC 01881 Abbott Alinity AC 01884 Electrode sélective d'ions dilués (indirecte)	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	PREALBUMINE	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01881 Abbott Alinity AC 01884 Dosage immunoturbidimétrique	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	Procalcitonine	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02565 Abbott Alinity i 02366 Abbott Alinity i 02476 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	PROGESTERONE	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02366 Abbott Alinity i 02476 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de VIERZON	PROLACTINE	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02366 Abbott Alinity i 02476 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	PROTEINE C REACTIVE	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01880 Abbott Alinity AC 01881 Abbott Alinity AC 01884 Dosage Immuno-turbidimétrique	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	PROTEINES	Urines	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01881 Abbott Alinity AC 01884 Turbidimétrie	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	PROTEINES	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01880 Abbott Alinity AC 01881 Abbott Alinity AC 01884 Dosage colorimétrique à 540/660 nm Biuret	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	PSA Libre	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02565 Abbott Alinity i 02366 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	PSA Total	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02565 Abbott Alinity i 02366 Abbott Alinity i 02476 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	PTH	Plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02565 Abbott Alinity i 02366 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de VIERZON	SODIUM	Plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01880 Abbott Alinity AC 01881 Abbott Alinity AC 01884 Electrode sélective d'ions dilués (indirecte)	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	T3 LIBRE	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02565 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	T4 LIBRE	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02565 Abbott Alinity i 02366 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	TRANSFERRINE	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01880 Abbott Alinity AC 01881 Abbott Alinity AC 01884 Dosage immunoturbidimétrique	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	TRIGLYCERIDES	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01880 Abbott Alinity AC 01881 Abbott Alinity AC 01884 Dosage colorimétrique à 660/800 nm GPO	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	Troponine I HS	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02565 Abbott Alinity i 02366 Abbott Alinity i 02476 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de VIERZON	TSH	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02565 Abbott Alinity i 02366 Abbott Alinity i 02476 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	UREE	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01880 Abbott Alinity AC 01881 Abbott Alinity AC 01884 Dosage colorimétrique à 340 nm Uréase	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	VITAMINE B9 sérique (Folates)	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02366 Abbott Alinity i 02476 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	Vitamine B 12	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02366 Abbott Alinity i 02476 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	VITAMINE D 25	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02565 Abbott Alinity i 02366 Abbott Alinity i 02476 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ORLEANS MARTROI	ACE	Serum	Méthode quantitative automatisée CMIA Alinity I2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-- 007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Acide urique (uricémie)	Serum ou plasma	Uricase point final ? ALINITY C1 et C2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	AFP	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée CMIA Alinity I2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-- 007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	ALAT (SGPT)	Serum ou plasma	NADH avec P-5'-P (IFCC) cinétique ? ALINITY C1 et C2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Albumine (Albuminémie)	Serum	Vert de Bromocrésol point final ? ALINITY C1 et C2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	ANTICORPS ANTI-THYROGLOBULINE ATG	Serum	Méthode quantitative automatisée CMIA Alinity I2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-- 007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	ANTICORPS ANTI-THYPEROXYDASE ATPO	Serum	Méthode quantitative automatisée CMIA Alinity I2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-- 007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Apolipoprotéine A (ApoA)	Serum	Immuno turbidimétrie ALINITY C1 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ORLEANS MARTROI	Apolipoprotéine B (ApoB)	Serum	Immuno turbidimétrie ALINITY C1 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	ASAT (SGOT)	Serum	NADH avec P-5'-P (IFCC) cinétique ? ALINITY C1 et C2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	BICARBONATES	Serum ou plasma	Enzymatique PEP Carboxylase point final ? ALINITY C1 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Bilan lipidique (C+T+HDL+LDL)	Serum ou plasma	Coloration enzymatique + calcul pour LDL ALINITY C1 et C2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Bilirubine directe	Serum ou plasma	Diazo point final ? ALINITY C2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Bilirubine totale	Serum ou plasma	Diazo point final ? ALINITY C1 et C2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	BNP	Plasma	Méthode quantitative automatisée CMIA Alinity I1 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-- 007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Béta 2 MICROGLOBULINE	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Turbidimétrie/Immunoturbidimétrie Alinity C1 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-- 007	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ORLEANS MARTROI	CA 15.3	Serum	Méthode quantitative automatisée CMIA Alinity I2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-- 007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	CA 19.9	Serum	Méthode quantitative automatisée CMIA Alinity I2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-- 007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	CA 125	Serum	Méthode quantitative automatisée CMIA Alinity I2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-- 007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Calcium	Urine	Potentiométrie indirecte ALINITY C2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-- 007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Calcium (=Ca=Calcémie)	Serum ou plasma	Arzenazo III point final ? ALINITY C1 et C2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Chlore (chlorémie)	Serum ou plasma	Potentiométrie indirecte ALINITY C1 et C2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Cholestérol HDL	Serum ou plasma	Détergent sélectif point final ? ALINITY C1 et C2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Cholestérol total	Serum ou plasma	Enzymatique CHOD-PAP point final ? ALINITY C1 et C2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ORLEANS MARTROI	Clairance de la créatinine selon cockroft	Serum ou plasma	Coloration enzymatique point final ? ALINITY C1 et C2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Clairance de la créatinine selon MDRD	Serum ou plasma	Coloration enzymatique point final ? ALINITY C1 et C2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	COEFFICIENT DE SATURATION DE LA TRANSFERRINE	Serum	Immuno turbidimétrie pour la TRF Férène point final ? pour le Fer ALINITY C1 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	CORTISOL	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée CMIA Alinity I1 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	CPK (créatine phospho-kinase)	Serum ou plasma	NAC Héxokinase/G6PD NADP cinétique ? ALINITY C1 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	CRP (C-réactive protéine)	Serum ou plasma	Immuno turbidimétrie ALINITY C1 et C2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Créatinine	Serum ou plasma Urine	Coloration enzymatique point final ? ALINITY C1 et C2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Electrophorèse de l'hémoglobine	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée TOSOH G11 N°12542104 Dosage HPLC	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-HEMAT-015	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ORLEANS MARTROI	Electrophorèse de l'hémoglobine	Serum ou plasma	Méthode qualitative manuelle Lecture visuelle (ITANO)	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-IT- BIOCH-031	/
Site d'ORLEANS MARTROI	ESTRADIOL	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée CMIA Alinity I1 et I2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-- 007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Fer (sidérémie)	Serum ou plasma	Férène ALINITY C1 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	FERRITINE	Serum	Méthode quantitative automatisée CMIA Alinity I1 et I2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-- 007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	FSH	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée CMIA Alinity I2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-- 007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	GGT	Serum ou plasma	L-Gamma-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide Substrate cinétique ? ALINITY C1 et C2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	GLYCEMIE	Serum ou plasma Urine	Hexokinase G6PDH point final ? ALINITY C1 et C2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Haptoglobine	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Turbidimétrie/Immunoturbidimétrie Alinity C2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-- 007	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ORLEANS MARTROI	Hb A1C	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée TOSOH G11 N°12542104 Dosage HPLC	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-HEMAT-015	/
Site d'ORLEANS MARTROI	HCG Beta	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée CMIA Alinity I1 et I2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-- 007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Hyperglycémie provoquée par voie orale	Serum ou plasma	Hexokinase G6PDH point final ? ALINITY C1 et C2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Immunoglobuline A	Serum ou plasma	Immuno turbidimétrie ALINITY C1 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Immunoglobuline G	Serum ou plasma	Immuno turbidimétrie ALINITY C1 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Immunoglobuline M	Serum ou plasma	Immuno turbidimétrie ALINITY C1 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Ionogramme	Serum ou plasma	Potentiométrie indirecte ALINITY C1 et C2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	LDH	Serum ou plasma	Lactate->Pyruvate (IFCC) cinétique ? ALINITY C1 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ORLEANS MARTROI	LH	Serum	Méthode quantitative automatisée CMIA Alinity I1 et I2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-- 007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Lipase	Serum ou plasma	Colorimétrie par photométrie ALINITY C2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Magnésium	Serum ou plasma	Coloration enzymatique cinétique ? ALINITY C1 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Microalbumine	Urine	Méthode quantitative automatisée Turbidimétrie Alinity C2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-- 007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	NT-PRO-BNP	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée CMIA Alinity I1 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-- 007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Phosphatases alcalines (PAL)	Serum ou plasma	PNP(paranitrophényl phosphate) cinétique ? ALINITY C1 et C2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Phosphore	Serum ou plasma	Phosphomolybdate point final ? ALINITY C1 et C2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Phosphore	Urine	Phosphomolybdate point final ? ALINITY C2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-- 007	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ORLEANS MARTROI	Potassium	Serum ou plasma	Potentiométrie indirecte ALINITY C1 et C2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Potassium	Urine	Potentiométrie indirecte ALINITY C2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	PREALBUMINE	Serum	Méthode quantitative automatisée Turbidimétrie/Immunoturbidimétrie Alinity C1 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Procalcitonine	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée CMIA Alinity I1 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Progestérone	Serum	Méthode quantitative automatisée CMIA Alinity I1 et I2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	PROLACTINE	Serum	Méthode quantitative automatisée CMIA Alinity I2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	PROTEINES	Serum	Biuret point final ? ALINITY C1 et C2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Proteines urinaires	Urine	Méthode quantitative automatisée Turbidimétrie Alinity C1 et C2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ORLEANS MARTROI	PSA LIBRE	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée CMIA Alinity I2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-- 007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	PSA TOTAL	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée CMIA Alinity I1 et I2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-- 007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	PTH	Plasma	Méthode quantitative automatisée CMIA Alinity I1 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-- 007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Sodium	Urine	Potentiométrie indirecte ALINITY C2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-- 007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Sodium (Na+ = Natrémie)	Plasma	Potentiométrie indirecte ALINITY C1 et C2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	T3 LIBRE	Serum	Méthode quantitative automatisée CMIA Alinity I2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-- 007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	T4 LIBRE	Serum	Méthode quantitative automatisée CMIA Alinity I1 et I2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-- 007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Test d'O'Sullivan	Serum ou plasma	Hexokinase G6PDH point final ? ALINITY C1 et C2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ORLEANS MARTROI	TESTOSTERONE	Serum	Méthode quantitative automatisée CMIA Alinity I2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-- 007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	TRAK (anti récepteur de la TSH)	Serum	Méthode quantitative automatisée CMIA Alinity I2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-- 007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Transferrine	Serum ou plasma	Immuno turbidimétrie ALINITY C1 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Triglycérides	Serum ou plasma	GPO-PAP point final ? ALINITY C1 et C2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	TROPONINE I HS	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée CMIA Alinity I1 et I2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-- 007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	TSH	Serum	Méthode quantitative automatisée CMIA Alinity I1 et I2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-- 007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Urée	Serum ou plasma Urine	Uréase cinétique ? ALINITY C1 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	VITAMINE B9 sérique (Folates)	Serum	Méthode quantitative automatisée CMIA Alinity I1 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-- 007	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ORLEANS MARTROI	VITAMINE B12	Serum	Méthode quantitative automatisée CMIA Alinity I1 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-- 007	/
Site d'ORLEANS MARTROI	VITAMINE D 25	Serum	Méthode quantitative automatisée CMIA Alinity I1 et I2 ABBOTT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-- 007	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de CHATEAUROUX	ACIDE LACTIQUE	Plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Spectrophotométrie	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	ACIDE LACTIQUE	LCR	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Spectrophotométrie	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	ACIDE URIQUE	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Dosage colorimétrique à 604 nm Uricase	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	ACIDE VALPROIQUE	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 immunoturbidimétrie d'inhibition	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	ALAT	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Dosage enzymatique à 340 nm IFCC	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	ALBUMINE	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Dosage colorimétrique à 604 nm pourpre de bromocrésol	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	ALCOOLEMIE	Plasma (ou serum pour hôpital)	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Dosage enzymatique (Alcool deshydrogénase)	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de CHATEAUROUX	AMIKACINE	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 immunoturbidimétrie d'inhibition	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	AMMONIEMIE	Plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Glutamate deshydrogénase	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	ANTIDEPRESSEUR TRICYCLIQUE	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Dosage immunoenzymatique	Méthode reconnue en portée flexible standard B ANA-PT--007	réactif fournisseur marqué CE non validé pour cet automate
Site de CHATEAUROUX	ASAT	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Dosage enzymatique à 340 nm IFCC	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	BENZODIAZEPINES	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Dosage immunoenzymatique	Méthode reconnue en portée flexible standard B ANA-PT--007	réactif fournisseur marqué CE non validé pour cet automate
Site de CHATEAUROUX	BICARBONATES	Plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Dosage enzymatique à 404 nm PEP Carboxylase	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	BILIRUBINE DIRECTE	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Dosage colorimétrique à 548 nm Diazoréaction	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de CHATEAUROUX	BILIRUBINE TOTALE	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Dosage colorimétrique à 548 nm Sels de diazonium	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	CALCIUM	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Dosage colorimétrique à 660 nm Arsenazo III	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	CARBAMAZEPINE	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 immunoturbidimétrie d'inhibition	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	CHLORE	LCR	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Electrode sélective d'ions dilués (indirecte)	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	CHLORE	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Electrode sélective d'ions dilués (indirecte)	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	CHOLESTEROL HDL	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Dosage enzymatique colorimétrique Détergent sélectif et accélérateur	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	CHOLESTEROL TOTAL	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Dosage enzymatique à 500 nm	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de CHATEAUROUX	CPK	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Dosage enzymatique NAC à 340 nm IFCC	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	CREATININE	Serum Urines	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Dosage enzymatique	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	CRP (PROTEINE C REACTIVE)	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Dosage Immuno-turbidimétrique	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	Digoxine	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 immunoturbidimétrie d'inhibition	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	FER	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Dosage colorimétrique Ferene	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	FERRITINE	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity I 02602 Abbott Alinity I 02609 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	Gaz du sang : pH, pO2 et pCO2 - Electrolytes : Na, K, Cl et Calcium ionisé - Métabolites : Glucose et Lactates - Co-Oxymétrie : Hémoglobine totale et ses fractions (HHb, HbO2, HbCO, Méthémoglobine)	Sang artériel	Méthode quantitative automatisée RP 500 n°37715 Electrochimie Méthode potentiométrique modifiée reposant sur les principes de l'électrode de Severinghaus	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--004	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de CHATEAUROUX	GGT	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Dosage enzymatique à 410 nm IFCC	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	GLYCEMIE	Plasma Urines	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Dosage enzymatique Hexokinase	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	GLYCEMIE	LCR	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Dosage enzymatique Hexokinase	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	HAPTOGLOBINE	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Dosage immunoturbidimétrique	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	HCG Beta	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity I 02602 Abbott Alinity I 02609 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	LDH	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Dosage enzymatique IFCC	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	LH	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity I 02602 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de CHATEAUROUX	LIPASE	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Dosage colorimétrique	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	LITHIUM	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Dosage colorimétrique	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	MAGNESIUM	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Dosage enzymatique à 340 nm	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	MYOGLOBINE	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Turbidimétrie/Immunoturbidimétrie	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	NT Pro BNP	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity I 02602 Abbott Alinity I 02609 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	OESTRADIOL	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity I 02602 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	PARACETAMOL	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Spectrophotométrie	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	PHENOBARBITAL	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 immunoturbidimétrie d'inhibition	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de CHATEAUROUX	Phosphatases alcalines (PAL)	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Dosage enzymatique à 404 nm IFCC	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	PHOSPHORE	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Dosage colorimétrique à 340 nm Molybdate	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	POTASSIUM	Plasma Urines	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Electrode sélective d'ions dilués (indirecte)	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	Procalcitonine	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity I 02602 Abbott Alinity I 02609 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	PROGESTERONE	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity I 02602 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	PROTEINES	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Dosage colorimétrique à 540/660 nm Biuret	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	PROTEINES	LCR	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Turbidimétrie	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de CHATEAUROUX	PROTEINES	Urines	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Turbidimétrie	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	SODIUM	Plasma Urines	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Electrode sélective d'ions dilués (indirecte)	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	Toxiques urinaires Amphétamines, Méthamphétamines, Barbituriques, Cannabis, Cocaïne, Ecstasy, Méthadone, Opiacés	Urines	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01797 Dosage immunoenzymatique	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	TRIGLYCERIDES	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Dosage colorimétrique à 660/800 nm GPO	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	Troponine I HS	Serum ou plasma	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity I 02602 Abbott Alinity I 02609 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	TSH	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity I 02602 Abbott Alinity I 02609 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	UREE	Serum ou plasma Urines	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 Dosage colorimétrique à 340 nm Uréase	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de CHATEAUROUX	VANCOMYCINE	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity AC 01796 Abbott Alinity AC 01797 immunoturbidimétrie d'inhibition	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	VITAMINE B9 sérique (Folates)	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity I 02609 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de CHATEAUROUX	VITAMINE B 12	Serum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity I 02609 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ORLEANS MARTROI	Electrophorèse de l'hémoglobine	Sang total	Electrophorèse capillaire CAPILLARYS 3 SEBIA	ANA-PT-BIOCH-011	Ajout 09/09/24
Site d'ORLEANS MARTROI	Electrophorèse des protéines	Sérum	Electrophorèse capillaire CAPILLARYS 3 SEBIA	ANA-PT-BIOCH-011	Ajout 09/01/2024
Site d'ORLEANS MARTROI	Immunotypage	Sérum	Electrophorèse capillaire CAPILLARYS 3 SEBIA	ANA-PT-BIOCH-011	Ajout 09/01/2024

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de CHATEAUROUX	Acétone	Urines	Bandelettes urinaires (TUS)	Méthode reconnue en portée flexible standard A Siemens multistix 8 01- 2018	/
Site de CHATEAUROUX	Densité	Urines	Bandelettes urinaires (TUS)	Méthode reconnue en portée flexible standard A Siemens multistix 8 01- 2018	/
Site de CHATEAUROUX	Nitrite	Urines	Bandelettes urinaires (TUS)	Méthode reconnue en portée flexible standard A Siemens multistix 8 01- 2018	/
Site de CHATEAUROUX	pH	Urines	Bandelettes urinaires (TUS)	Méthode reconnue en portée flexible standard A Siemens multistix 8 01- 2018	/
Site de CHATEAUROUX	Sang	Urines	Bandelettes urinaires (TUS)	Méthode reconnue en portée flexible standard A Siemens multistix 8 01- 2018	/

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de VIERZON	Acétone	Urines	Bandelettes urinaires (TUS)	Méthode reconnue en portée flexible standard A Siemens multistix 8 01-2018	/
Site de VIERZON	Densité	Urines	Bandelettes urinaires (TUS)	Méthode reconnue en portée flexible standard A Siemens multistix 8 01-2018	/
Site de VIERZON	Nitrite	Urines	Bandelettes urinaires (TUS)	Méthode reconnue en portée flexible standard A Siemens multistix 8 01-2018	/
Site de VIERZON	pH	Urines	Bandelettes urinaires (TUS)	Méthode reconnue en portée flexible standard A Siemens multistix 8 01-2018	/
Site de VIERZON	Sang	Urines	Bandelettes urinaires (TUS)	Méthode reconnue en portée flexible standard A Siemens multistix 8 01-2018	/
Site de VIERZON	Sang dans les selles	Selles	Test rapide sur support solide Test TFO-602-60	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-IT-MICRO-008	/

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ISSOUDUN	CH Issoudun	Pôle médical Service des Urgences	Gaz du sang : - Co-Oxymétrie - Electrolytes : Na, K, Cl , Calcium, creat, bili totale, urée - Métabolites : Glucose et Lactates	Sang	Méthode quantitative automatisée ABL90flex+ Optique, ampérométrie, potentiométrie, spectrophotométrie	"Méthode reconnue en portée flexible standard A" ANA-PT--004	Remplacement RP 500 n°38382 par ABL90flex+ juillet 2025

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de CHATEAUROUX	Formule sanguine manuelle	Sang total	Méthode quantitative manuelle Identification morphologique et numération par microscopie optique après coloration des frottis	Méthode reconnue en portée flexible standard A	/
Site de CHATEAUROUX	NFS	Sang total	Méthode quantitative automatisée SYSMEX XN-L 550 SYSMEX XN 1000pure N°16914 - GR, Plaq, Ht : Cytométrie, Impédance Volume fixe calibré - Hb : Photométrie - GB, Formule : Cytométrie, Diffraction, Cytolyse Fluorescence	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-HEMAT-003 ANA-PT-HEMAT-005	/
Site de CHATEAUROUX	Réticulocytes	Sang total	Méthode quantitative automatisée SYSMEX XN1000pure N°16914 Cytométrie de flux	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-HEMAT-005	/

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de VIERZON	Formule sanguine manuelle	Sang total	Méthode quantitative manuelle Identification morphologique et numération par microscopie après coloration des frottis	Méthode reconnue en portée flexible standard A	/
Site de VIERZON	NFS	Sang total	Méthode quantitative automatisée XN1 9100 N°44065 XN2 9100 N°44305 XN3 9100 N°44306 - GR : Impédance en cytométrie avec focalisation hydrodynamique - Ht : Impédance - Hb : Photométrie - Plaquettes : Impédance en cytométrie avec focalisation hydrodynamique - GB : Diffraction en cytométrie de flux Formule : Diffraction en cytométrie de flux et fluorescence	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-HEMAT-007	/
Site de VIERZON	Plaquettes	Sang total	Méthode quantitative automatisée XN3 9100 N°44306 Cytométrie de flux	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-HEMAT-007	/
Site de VIERZON	Réticulocytes	Sang	Méthode quantitative automatisée XN3 9100 N°44306 Cytométrie de flux	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-HEMAT-007	/

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ORLEANS MARTROI	Formule Sanguine (avec recherche de cellules anormales)	Sang total	Identification morphologique après coloration, par microscopie optique Methode manuelle	Méthode reconnue en portée flexible standard A	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Numération Formule Sanguine	Sang total	Impédancemetrie, Cytométrie en flux, Calcul, Photométrie SYSMEX XN3000	ANA-PT-HEMAT-011	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Plaquettes	Sang total	Impédancemetrie, Cytométrie en flux SYSMEX XN3000	ANA-DE-DIR-081	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Réticulocytes	Sang total	Cytométrie en flux SYSMEX XN3000	ANA-PT-HEMAT-011	/

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de CHATEAUROUX	Vitesse de sédimentation (VS)	Sang total	Méthode quantitative automatisée Alifax TEST1 T16406 Photométrie capillaire	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-HEMAT-013	remplacement VT72 par Alifax TEST1 T16406 07/03/2022

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de VIERZON	Vitesse de sédimentation (VS)	Sang total	Méthode quantitative automatisée Alifax TEST1 SDL N°T16410 Photométrie capillaire	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-HEMAT-013	remplacement VES MATIC CUBE par Alifax TEST1 SDL N°T16410 28/02/2022

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de CHATEAUROUX	ANTITHROMBINE 3	Plasma	Méthode quantitative automatisée STA Compact Max 8377 et 8384 Test chromogénie	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-HEMOS-001	/
Site de CHATEAUROUX	D-DIMERES	Plasma	Méthode quantitative automatisée STA Compact Max 8377 et 8384 Immunoturbidimétrie	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-HEMOS-001	/
Site de CHATEAUROUX	FACTEUR 2	Plasma	Méthode quantitative automatisée STA Compact Max 8377 et 8384 Test chronométrie	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-HEMOS-001	/
Site de CHATEAUROUX	FACTEUR 5	Plasma	Méthode quantitative automatisée STA Compact Max 8377 et 8384 Test chronométrie	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-HEMOS-001	/
Site de CHATEAUROUX	FACTEUR 8	Plasma	Méthode quantitative automatisée STA Compact Max 8377 et 8384 Test chronométrie	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-HEMOS-001	/
Site de CHATEAUROUX	FACTEUR 9	Plasma	Méthode quantitative automatisée STA Compact Max 8377 et 8384 Test chronométrie	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-HEMOS-001	/
Site de CHATEAUROUX	FACTEUR 11	Plasma	Méthode quantitative automatisée STA Compact Max 8377 et 8384 Test chronométrie	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-HEMOS-001	/
Site de CHATEAUROUX	FIBRINOGENE	Plasma	Méthode quantitative automatisée STA Compact Max 8377 et 8384 Test chronométrie	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-HEMOS-001	/

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de CHATEAUROUX	INR	Plasma	Méthode quantitative automatisée STA Compact Max 8377 et 8384 Test chronométrie	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-HEMOS-001	/
Site de CHATEAUROUX	TCA	Plasma	Méthode quantitative automatisée STA Compact Max 8377 et 8384 Test chronométrie	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-HEMOS-001	/
Site de CHATEAUROUX	TP	Plasma	Méthode quantitative automatisée STA Compact Max 8377 et 8384 Test chronométrie	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-HEMOS-001	/

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de VIERZON	D-DIMERES	Plasma	Méthode quantitative automatisée STA Compact Max 5235 et 5236 Immunoturbidimétrie	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-HEMOS-001 ANA-PT-HEMOS-005	/
Site de VIERZON	FIBRINOGENE	Plasma	Méthode quantitative automatisée STA Compact Max 5235 et 5236 Test chronométrie	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-HEMOS-001 ANA-PT-HEMOS-005	/
Site de VIERZON	INR	Plasma	Méthode quantitative automatisée STA Compact Max 5235 et 5236 Test chronométrie	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-HEMOS-001 ANA-PT-HEMOS-005	/
Site de VIERZON	TCA	Plasma	Méthode quantitative automatisée STA Compact Max 5235 et 5236 Test chronométrie	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-HEMOS-001 ANA-PT-HEMOS-005	/
Site de VIERZON	TP	Plasma	Méthode quantitative automatisée STA Compact Max 5235 et 5236 Test chronométrie	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-HEMOS-001 ANA-PT-HEMOS-005	/

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ORLEANS MARTROI	D-Dimères (DDIM)	Plasma	Immuno-turdimétrie STAGO STA Compact Max 3	ANA-PT-HEMOS-003	Changement automate 07/04/2026
Site d'ORLEANS MARTROI	Fibrinogène	Plasma	Chronométrie STAGO - STA Compâct Max 3	ANA-PT-HEMOS-003	Changement automate 07/04/2026
Site d'ORLEANS MARTROI	INR	Plasma	Chronométrie STAGO - STA Compact Max 3	ANA-PT-HEMOS-003	Changement automate 07/04/2026
Site d'ORLEANS MARTROI	Temps de céphaline + activateur (TCA)	Plasma	Chronométrie STAGO - STA Compact Max 3	ANA-PT-HEMOS-003	Changement automate 07/04/2026
Site d'ORLEANS MARTROI	Temps de prothrombine (TP)	Plasma	Chronométrie STAGO - STA Compact Max 3	ANA-PT-HEMOS-003	Changement automate 07/04/2026

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de CHATEAUROUX	HEPARINEMIE (HBPM)	Plasma	Méthode quantitative automatisée STA Compact Max 8377 et 8384 Test chromogénie	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-HEMOS-001	/
Site de CHATEAUROUX	HNF	Plasma	Méthode quantitative automatisée STA Compact Max 8377 et 8384 Test chromogénie	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-HEMOS-001	/

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de VIERZON	Groupage ABO	Sang total	Méthode qualitative automatisée ERYTRA GRIFOLS Méthode de Simonin (Agglutination des anticorps présents dans le sérum ou le plasma en présence d'hématies possédant les antigènes correspondants)	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-IMMUH-002	Nouvel Erythra n°059-0001907 le 14/01/2025 en remplacement de l'ancien
Site de VIERZON	Groupage ABO/D	Sang total	Méthode qualitative automatisée ERYTRA GRIFOLS Méthode de Beth Vincent (Agglutination des hématies humaines possédant les antigènes en présence de l'anticorps dirigé contre l'antigène)	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-IMMUH-002	Nouvel Erythra n°059-0001907 le 14/01/2025 en remplacement de l'ancien
Site de VIERZON	Phénotypes Rh Kell	Sang total	Méthode qualitative automatisée ERYTRA GRIFOLS Méthode d'agglutination sur support gel filtration (Agglutination des hématies humaines possédant les antigènes en présence de l'anticorps dirigé contre l'antigène)	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-IMMUH-002	Nouvel Erythra n°059-0001907 le 14/01/2025 en remplacement de l'ancien

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ORLEANS MARTROI	Groupage sanguin / ABO, RH, KELL	Sang total	Héماغglutination EFLEXIS GRIFOLS	ANA-PT-IMMUH-003	Remplacement du Wadiana par un Eflexis le 14/01/2025

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de VIERZON	Dépistage d'anticorps anti-érythrocytaire Agglutinines irrégulières	Sang total	Méthode qualitative automatisée ERYTRA GRIFOLS Méthode d'agglutination sur support gel filtration (Agglutination d'hématies non traitées par enzyme indiquant la présence d'anticorps dans le sérum)	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-IMMUH-002	Nouvel Erythra n°059-0001907 le 14/01/2025 en remplacement de l'ancien

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ORLEANS MARTROI	Dépistage d'anticorps anti-érythrocytaire Agglutinines irrégulières	Sang total	Héماغglutination EFLEXIS GRIFOLS	ANA-PT-IMMUH-003	Remplacement du Wadiana par un Eflexis le 14/01/2025

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de VIERZON	COOMBS ERYTHROCYTAIRE DIRECT	Sang total	Méthode qualitative automatisée ERYTRA GRIFOLS Méthode d'agglutination sur support gel filtration (Agglutination des hématies humaines en présence d'antiglobuline)	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-IMMUH-002	Nouvel Erythra n°059-0001907 le 14/01/2025 en remplacement de l'ancien

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de VIERZON	IgE Spécifiques (suite) o f427 o f428 o f433 o f434 o f435 o f439 o f440 o f447 o fx5 o fx24 o fx25 o fx26 o fx27 o fx28 o g3 o g6 o g212 o g213 o g214 o i1 o i3 o i75 o i208 o i209 o i211 o k82 o m3 o m6 o m229	Sérum	Méthode quantitative automatisée PHADIA 250 N10653 Dosage immunoenzymatique type sandwich par fluorescence	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-ALLRG-001	/

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de VIERZON	IgE Spécifiques (suite et fin) o trophatop adulte o trophatop enfant o phadiatop o t3 o t7 o t15 o t25 o t221 o w1 o w6 o w9 o w230 o w231 o w233	Sérum	Méthode quantitative automatisée PHADIA 250 N10653 Dosage immunoenzymatique type sandwich par fluorescence	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-ALLRG-001	/

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de VIERZON	IgE Spécifiques: o d1 o d2 o d202 o d203 o d205 o e1 o e3 o e5 o e94 o e101 o e220 o e228 o f1 o f2 o f4 o f13 o f17 o f24 o f75 o f76 o f77 o f78 o f79 o f84 o f98 o f202 o f203 o f232 o f233 o f351 o f352 o f416 o f419 o f420 o f421 o f422 o f423 o f424	Sérum	Méthode quantitative automatisée PHADIA 250 N10653 Dosage immunoenzymatique type sandwich par fluorescence	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-ALLRG-001	/

	o f425				
Site de VIERZON	IgE Totales	BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE	Méthode reconnue en	/	
		Serum	Méthode quantitative automatisée		
			PHADIA 250 N10653	portée flexible	
		Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique	Dosage immunoenzymatique type sandwich par fluorescence	standard A	
	Examen / analyse		Principe de la méthode	Référence de la méthode	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque
Site	Examination / analysis	Nature of the biological sample/of the anatomical region	Principle of the method	Reference of the method	Remarks

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de VIERZON	ANTICORPS ANTI-HIV	Sérum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02565 Abbott Alinity i 02366 Abbott Alinity i 02476 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	CMV IgG	Sérum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02565 Abbott Alinity i 02476 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	CMV IgM	Sérum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02565 Abbott Alinity i 02476 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	EBV EBNA IgG	Sérum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02565 Abbott Alinity i 02476 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	EBV VCA IgG	Sérum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02565 Abbott Alinity i 02476 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	EBV VCA IgM	Sérum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02565 Abbott Alinity i 02476 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	Hépatite A-IgG	Sérum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02565 Abbott Alinity i 02476 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de VIERZON	Hépatite A-IgM	Sérum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02565 Abbott Alinity i 02476 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	Hépatite B ANTI-HBc	Sérum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02565 Abbott Alinity i 02366 Abbott Alinity i 02476 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	Hépatite B ANTI-HBs	Sérum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02565 Abbott Alinity i 02366 Abbott Alinity i 02476 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	Hépatite B ANTIGENE HBs	Sérum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02565 Abbott Alinity i 02366 Abbott Alinity i 02476 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	Hépatite C	Sérum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02565 Abbott Alinity i 02366 Abbott Alinity i 02476 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	Rubéole IgG	Sérum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02565 Abbott Alinity i 02476 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	Syphilis	Sérum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02565 Abbott Alinity i 02366 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de VIERZON	TOXOPLASMOSE IgG	Sérum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02565 Abbott Alinity i 02366 Abbott Alinity i 02476 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/
Site de VIERZON	TOXOPLASMOSE IgM	Sérum	Méthode quantitative automatisée Abbott Alinity i 02565 Abbott Alinity i 02366 Abbott Alinity i 02476 CMIA	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--007	/

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de CHATEAUROUX	Recherche et identification d'anticorps et/ou d'antigènes spécifiques et/ou d'agents infectieux (Clostridium)	Selles	TECHLAB C.DIFF CHEK COMPLETE ALERE - Réf : T30525CFR Méthode de type qualitative immuno-enzymatique	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-IT-MICRO-064	/
Site de CHATEAUROUX	Recherche et identification d'anticorps et/ou d'antigènes spécifiques et/ou d'agents infectieux (Légionelle)	Urines	Binax NOW® Legionella Urinary Antigen Card ALERE Référence : 852-012 Test immunochromatographique (ICT)	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-IT-MICRO-068	/
Site de CHATEAUROUX	Recherche et identification d'anticorps et/ou d'antigènes spécifiques et/ou d'agents infectieux (streptocoque)	Urines- LCR	Binax NOW® Streptococcus pneumoniae Antigen Card ALERE Référence : 710-012 Test immunochromatographique (ICT)	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-IT-MICRO-069	/
Site de CHATEAUROUX	Recherche et identification d'anticorps et/ou d'antigènes spécifiques et/ou de toxines et/ou d'enzymes et/ou d'agents infectieux détection anticorps anti-VIH-1 et anti-VIH-3	Sérum	DETERMINE HIV-1/2 EARLY DETECT	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-IT-SERO-001	/

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de VIERZON	Adénovirus Rotavirus	Selles	Méthode qualitative manuelle Méthode Immuno-chromatographique rapide Test unitaire RIDA® QUICK Rota-Adeno Réf.N1003	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-IT-MICRO-076	/
Site de VIERZON	Recherche et identification d'anticorps et/ou d'antigènes spécifiques et/ou d'agents infectieux (Clostridium)	Selles	TECHLAB C.DIFF CHEK COMPLETE ALERE - Réf : T30525CFR Méthode de type qualitative immuno- enzymatique	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-IT-MICRO-064	/

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de CHATEAUROUX	Recherche, identification et/ou quantification d'acides nucléiques viraux de la grippe.	Sécrétions nasales ou rhinopharyngiennes	Méthode qualitative et différentielle automatisée ID Now Abbott	C695D91C ID Now Abbott 4DD3C81E Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--005	/
Site de CHATEAUROUX	Recherche, identification et/ou quantification d'acides nucléiques viraux du Sars-Cov2	Sécrétions nasales ou rhinopharyngiennes	Méthode qualitative et différentielle automatisée ID Now Abbott	C695D91C ID Now Abbott 4DD3C81E Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--005	/
Site de CHATEAUROUX	Recherche, identification et/ou quantification d'acides nucléiques viraux Infections respiratoires des voies hautes et Méningite	Sécrétions nasales ou rhinopharyngiennes, LCR	Méthode qualitative et différentielle automatisée FilmArray TM 24306	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--006	/
Site de CHATEAUROUX	Recherche, identification et/ou quantification d'acides nucléiques viraux selon un panel d'agents infectieux	Sécrétions nasales ou rhinopharyngiennes, LCR	Méthode qualitative et différentielle automatisée FilmArray Torch TM 13160	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--006	/

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de VIERZON	Recherche, identification et/ou quantification d'acides nucléiques viraux grippe RSV	Sécrétions nasales, rhinopharyngiennes, salivaires	Méthode qualitative et différentielle automatisée Eurobio Starlet F431 et F877	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-BIOMO-001	/
Site de VIERZON	Recherche, identification et/ou quantification d'acides nucléiques viraux parasitologie	selles	Méthode qualitative et différentielle automatisée Eurobio Starlet F431 et F877	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-BIOMO-001	/
Site de VIERZON	Recherche, identification et/ou quantification d'acides nucléiques viraux SARS-COV-2	Sécrétions nasales, rhinopharyngiennes, salivaires	Méthode qualitative et différentielle automatisée Eurobio Starlet F431 et F877	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-BIOMO-001	/
Site de VIERZON	Recherche et identification et/ou quantification d'acides nucléiques de bactéries (copros)	Selles	Méthode qualitative et différentielle automatisée Eurobio Starlet F431 et F877	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-BIOMO-001	/

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de CHATEAUROUX	Comptage des leucocytes et des hématies	Liquides pleuraux et ascites	Méthode Automatisée XN 1000 Bodyfluid	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-HEMAT-005	uniquement pour hôpital Châteauroux (avril 2025)
Site de CHATEAUROUX	Identification et appréciation quantitative des leucocytes et des hématies. Recherche cristaux, cellules épithéliales et cylindres à l'état frais	urine, LCR	Méthode manuelle Microscopie optique	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-IT-MICRO-072 ANA-IT-MICRO-040 ANA-IT-MICRO-006	/
Site de CHATEAUROUX	Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, de bactéries et/ou de champignons, et/ou de levures, et/ou de parasites et d'autres éléments	LCR	Méthode manuelle Kit COLOR GRAM 2 Réf : 55542	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-IT-MICRO-007	/

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de VIERZON	Cytologie Compte d'Addis	Urine	Méthode automatisée (UF4000 n° 12152 et n°12160) : Fluoro cytométrie en flux et analyse d'images. Quantification des leucocytes et hématies. Recherche de cellules épithéliales, cylindres et cristaux.	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-MICRO-009	/
Site de VIERZON	Identification et appréciation quantitative des leucocytes et des hématies. Recherche cristaux, cellules épithéliales et cylindres à l'état frais	urine, liquides	Méthode manuelle Microscopie optique	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-IT-MICRO-072 ANA-IT-MICRO-070 ANA-IT-MICRO-071 ANA-IT-MICRO-006	/
Site de VIERZON	Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, de bactéries et/ou de champignons, et/ou de levures, et/ou de parasites et d'autres éléments	Échantillons biologiques d'origine humaine	Méthode manuelle Kit COLOR GRAM 2 Réf : 55542	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-IT-MICRO-007	/
Site de VIERZON	Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, de bactéries et/ou de champignons, et/ou de levures, et/ou de parasites et d'autres éléments	Échantillons biologiques d'origine humaine	Méthode Automatisée Previ Color N° de série : 414292202376 Previ Color 2 414292223151	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-IT-MICRO-038	/

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de CHATEAUROUX	Hémocultures bactériennes et fongiques	Sang total	Méthode automatisée BD Bactex FX N° 49090 Bactec FX 2 n°203112	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-IT-MICRO-011	/

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de VIERZON	Recherche , identification et dénombrement de dermatophytes et champignons filamenteux	Peau, phanères muqueuses liquides	Méthode de type qualitatif et/ou quantitatif Examen morphologique direct microscopique avec ou sans traitement après culture	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-IT-MICRO-041	/
Site de VIERZON	Recherche , identification et dénombrement de dermatophytes et champignons filamenteux	Peau, phanères muqueuses liquides	Méthode de type qualitatif et/ou quantitatif Détermination phénotypique par : - Spectrométrie de masse VITEK MS MOULD REF 415680	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-MICRO-005	mis en service le 12/05/2025

BM MG10 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de CHATEAUROUX	Préparation en vue de recherche et identification de de bactéries et/ou champignons, et/ou de levures, et/ou parasites	Selles, urines, E-swab, Liquides de ponction, Matériel, Prélèvements d'origine respiratoire	Ensemencement Manuel	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-IT-MICRO-033	/

BM MG10 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ISSOUDUN	Préparation en vue de recherche et identification de de bactéries et/ou champignons, et/ou de levures, et/ou parasites	Urines	Ensemencement Manuel	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-IT-MICRO-033	/

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de VIERZON	Identification salmonelle SPP	Micro-organismes isolés sur milieu(x) de culture adapté(s)	Méthode de type qualitatif et/ou quantitatif Détermination phénotypique par : - Caractérisation biochimique (spectrophotométrie, colorimétrie, ...), - Séro-agglutination	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-IT-MICRO-037	/
Site de VIERZON	Recherche de Malassezia furfur par examen direct	Raclages cutanés ou squames	Méthode de type qualitatif et/ou quantitatif Examen morphologique direct microscopique avec ou sans traitement	Méthode reconnue en portée flexible standard A PREAN-IT-MICRO-018	/
Site de VIERZON	Recherche et identification de bactéries et/ou Levures et/ou Parasites	Échantillons biologiques d'origine humaine	Ensemencement Manuel	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-IT-MICRO-033	/
Site de VIERZON	Recherche et identification de bactéries et/ou Levures et/ou Parasites	Échantillons biologiques d'origine humaine	Ensemencement Automatisé WASP Biomérieux n° : 086-080-0776 WASP2 086-080-1017	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-MICRO-010	/
Site de VIERZON	Recherche et identification de bactéries et/ou Levures et/ou Parasites	Micro-organismes isolés sur milieu(x) de culture adapté(s)	Méthode Automatisée VITEK MS Prime N° de série : ES00775 Spectrométrie de masse	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-MICRO-005	/
Site de VIERZON	Recherche et identification de bactéries et/ou Levures et/ou Parasites	Micro-organismes isolés sur milieu(x) de culture adapté(s)	Méthode Automatisée VITEK 2XL N° de série : 5038 VITEK 2XL N° de série : 6037 Caractérisation biochimique (colorimétrie)	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-MICRO-004	/
Site de VIERZON	Recherche et identification de bactéries et/ou Levures et/ou Parasites	scotch test	Méthode de type qualitatif et/ou quantitatif scotch test Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais et/ou après culture, avec ou sans préparation (coloration...)	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-IT-MICRO-029	/

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de VIERZON	Recherche et identification de bactéries et/ou Levures et/ou Parasites PARA-SELLES – IODESINE/BAILINGER FUMOUE® COLORATION ET CONCENTRATION DES ÉLÉMENTS PARASITAIRES DANS LES SELLES	Selles	Méthode de type qualitatif et/ou quantitatif Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais et/ou après culture, avec ou sans préparation (coloration...)	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-IT-MICRO-029	/
Site de VIERZON	Recherche et identification de bactéries et/ou Levures et/ou Parasites Recherche de larves d'anguillules	Selles	Méthode de type qualitatif et/ou quantitatif technique de Baermann Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais et/ou après culture, avec ou sans préparation (coloration...)	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-IT-MICRO-029	/
Site de VIERZON	Recherche et identification de bactéries et/ou Levures et/ou Parasites Recherche d'oeufs de Schistosoma haematobium après concentration	Urines	Méthode de type qualitatif et/ou quantitatif Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais et/ou après culture, avec ou sans préparation (coloration...)	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-IT-MICRO-029	/
Site de VIERZON	Recherche et identification de bactéries et/ou Levures et/ou Parasites Recherche et/ou identification éventuelle d'un parasite par examen macroscopique et/ou microscopique	divers	Méthode de type qualitatif et/ou quantitatif Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais et/ou après culture, avec ou sans préparation (coloration...)	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-IT-MICRO-029	/

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de VIERZON	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques/antifongiques Dosage microbiologique d'antibiotiques/antifongiques Détection des mécanismes de résistance	Suspension bactérienne obtenue à partir d'une ou plusieurs colonies bactériennes isolées sur milieu de culture	Méthode Automatisée VITEK 2XL N° de série : 6037 VITEK 2XL N° de série : 5038 Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotique(s) après incubation	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-MICRO-004	/
Site de VIERZON	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques/antifongiques Dosage microbiologique d'antibiotiques/antifongiques Détection des mécanismes de résistance	Suspension fongique obtenue à partir d'une ou plusieurs colonies fongiques isolées sur milieu de culture	Méthode manuelle par diffusion etest	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-IT-MICRO-019	/
Site de VIERZON	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques/antifongiques Dosage microbiologique d'antibiotiques/antifongiques Détection des mécanismes de résistance	Suspension bactérienne obtenue à partir d'une ou plusieurs colonies bactériennes isolées sur milieu de culture	Méthode manuelle par diffusion etest	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-IT-MICRO-019	/
Site de VIERZON	Détection de carbapénémase sur cultures bactériennes	Suspension bactérienne obtenue à partir d'une ou plusieurs colonies bactériennes isolées sur milieu de culture	Test CORIS: O.K.N.V.I. RESIST-5	Méthode reconnue en portée flexible standard A PREAN-IT-MICRO-020	/
Site de VIERZON	Détection rapide de la protéine 2a de liaison à la pénicilline	Suspension bactérienne obtenue à partir d'une ou plusieurs colonies bactériennes isolées sur milieu de culture	PBP2a Culture Colony Test	Méthode reconnue en portée flexible standard A PREAN-IT-MICRO-020	/
Site de VIERZON	sensibilité aux antibiotiques (CMI en milieu liquide) Vancomycine / Teicoplanine / Colistine	Suspension bactérienne obtenue à partir d'une ou plusieurs colonies bactériennes isolées sur milieu de culture	Test UMIC (Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques)	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-IT-MICRO-039	/

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de VIERZON	sensibilité aux antibiotiques par diffusion en milieu gélosé	Suspension obtenue à partir d'une ou plusieurs colonies bactériennes isolées sur milieu de culture ou d'une culture rapide en nappe (protocole rapide hémoculture)	Méthode Automatisée ADAGIO1 N°170AD0486	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT-MICRO-007	/

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de CHATEAUROUX	Paludisme	Sang total	Méthode : Recherche de Plasmodium sur frottis sanguin après coloration Principe : Lecture en microscopie optique	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-IT-MICRO-080	/
Site de CHATEAUROUX	Paludisme	Sang total	Méthode : Recherche de Plasmodium par immunochromatographie (TDR) Palutop 4+	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-IT-MICRO-080	/
Site de CHATEAUROUX	Paludisme	Sang total	Méthode automatisée Recherche, identification et/ou quantification d'acides nucléiques plasmodiales Méridian Alethia n° IP2586	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--009	Nouvel Alethia (remplacement) IP2586 le 09/03/2026

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de VIERZON	Paludisme	Sang total	Méthode : Recherche de Plasmodium sur frottis sanguin après coloration Principe : Lecture en microscopie optique	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-IT-MICRO-080	/
Site de VIERZON	Paludisme	Sang total	Méthode : Recherche de Plasmodium par immunochromatographie (TDR) Palutop 4+	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-IT-MICRO-080	/

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ORLEANS MARTROI	Paludisme	Sang total	Méthode : Recherche de Plasmodium sur frottis sanguin après coloration Principe : Lecture en microscopie optique Kit RAL	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-IT-MICRO-080	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Paludisme	Sang total	Méthode : Recherche de Plasmodium par immunochromatographie (TDR) Palutop 4+	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-IT-MICRO-080	/
Site d'ORLEANS MARTROI	Paludisme	Sang total	Méthode automatisée Recherche, identification et/ou quantification d'acides nucléiques plasmodiales Méridian Alethia	Méthode reconnue en portée flexible standard A ANA-PT--009	/

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de BOURGES	Au sein du site et hors site	SANG	Ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Site de BOURGES	Au sein du site	URINE	Pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site de BOURGES	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	
Site de BOURGES	Au sein du site et hors site	PEAU et PHANERES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement	
Site de BOURGES	Au sein du site et hors site	Muqueuses (Nez, bouche, langue, oreille, gorge, oeil autoprélèvements)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site de BOURGES	Au sein du site et hors site	Muqueuses (vagin, urètre, anus)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site de BOURGES	Au sein du site et hors site	Pharynx (COVID, coqueluche, grippe)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site de BOURGES	Au sein du site	Tests injectés (synacthène)	Exploration de la corticosurrénale par stimulation par ACTH de synthèse	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de BUZANCAIS	Au sein du site	SANG	Ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Site de BUZANCAIS	Au sein du site	URINE	Pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site de BUZANCAIS	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	
Site de BUZANCAIS	Au sein du site	PEAU et PHANERES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement	
Site de BUZANCAIS	Au sein du site	Muqueuses (Nez, bouche, langue, oreille, gorge, oeil autoprélèvements)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site de BUZANCAIS	Au sein du site	Muqueuses (vagin, urètre, anus)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site de BUZANCAIS	Au sein du site	Pharynx (COVID, coqueluche, grippe)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site de BUZANCAIS	Au sein du site	Tests injectés (synacthène)	Exploration de la corticosurrénale par stimulation par ACTH de synthèse	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de CHATEAUROUX	Au sein du site et hors site	SANG	Ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Site de CHATEAUROUX	Au sein du site	URINE	Pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site de CHATEAUROUX	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	
Site de CHATEAUROUX	Au sein du site et hors site	PEAU et PHANERES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement	
Site de CHATEAUROUX	Au sein du site et hors site	Muqueuses (Nez, bouche, langue, oreille, gorge, oeil autoprélèvements)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site de CHATEAUROUX	Au sein du site et hors site	Muqueuses (vagin, urètre, anus)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site de CHATEAUROUX	Au sein du site et hors site	Pharynx (COVID, coqueluche, grippe)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site de CHATEAUROUX	Au sein du site	Tests injectés (synacthène)	Exploration de la corticosurrénale par stimulation par ACTH de synthèse	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de DEOLS	Au sein du site	SANG	Ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Site de DEOLS	Au sein du site	URINE	Pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site de DEOLS	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	
Site de DEOLS	Au sein du site	PEAU et PHANERES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement	
Site de DEOLS	Au sein du site	Muqueuses (Nez, bouche, langue, oreille, gorge, oeil autoprélèvements)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site de DEOLS	Au sein du site	Muqueuses (vagin, urètre, anus)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site de DEOLS	Au sein du site	Pharynx (COVID, coqueluche, grippe)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de LA CHATRE	Au sein du site et hors site	SANG	Ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Site de LA CHATRE	Au sein du site	URINE	Pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site de LA CHATRE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	
Site de LA CHATRE	Au sein du site et hors site	PEAU et PHANERES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement	
Site de LA CHATRE	Au sein du site et hors site	Muqueuses (Nez, bouche, langue, oreille, gorge, oeil autoprélèvements)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site de LA CHATRE	Au sein du site et hors site	Muqueuses (vagin, urètre, anus)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site de LA CHATRE	Au sein du site et hors site	Pharynx (COVID, coqueluche, grippe)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site de LA CHATRE	Au sein du site	Tests injectés (synacthène)	Exploration de la corticosurrénale par stimulation par ACTH de synthèse	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ROMORANTIN	Au sein du site	SANG	Ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Site de ROMORANTIN	Au sein du site	URINE	Pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site de ROMORANTIN	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	
Site de ROMORANTIN	Au sein du site	PEAU et PHANERES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement	
Site de ROMORANTIN	Au sein du site	Muqueuses (Nez, bouche, langue, oreille, gorge, oeil autoprélèvements)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site de ROMORANTIN	Au sein du site	Muqueuses (vagin, urètre, anus)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site de ROMORANTIN	Au sein du site	Pharynx (COVID, coqueluche, grippe)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site de ROMORANTIN	Au sein du site	Tests injectés (synacthène)	Exploration de la corticosurrénale par stimulation par ACTH de synthèse	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de SAINT AIGNAN	Au sein du site et hors du site	SANG	Ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Site de SAINT AIGNAN	Au sein du site	URINE	Pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site de SAINT AIGNAN	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	
Site de SAINT AIGNAN	Au sein du site et hors du site	PEAU et PHANERES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement	
Site de SAINT AIGNAN	Au sein du site et hors du site	Muqueuses (Nez, bouche, langue, oreille, gorge, oeil autoprélèvements)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site de SAINT AIGNAN	Au sein du site et hors du site	Muqueuses (vagin, urètre, anus)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site de SAINT AIGNAN	Au sein du site et hors du site	Pharynx (COVID, coqueluche, grippe)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site de SAINT AIGNAN	Au sein du site	Tests injectés (synacthène)	Exploration de la corticosurrénale par stimulation par ACTH de synthèse	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de SAINT GERVAIS	Au sein du site et hors du site	SANG	Ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Site de SAINT GERVAIS	Au sein du site	URINE	Pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site de SAINT GERVAIS	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	
Site de SAINT GERVAIS	Au sein du site et hors du site	PEAU et PHANERES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement	
Site de SAINT GERVAIS	Au sein du site et hors du site	Muqueuses (Nez, bouche, langue, oreille, gorge, oeil autoprélèvements)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site de SAINT GERVAIS	Au sein du site et hors du site	Muqueuses (vagin, urètre, anus)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site de SAINT GERVAIS	Au sein du site et hors du site	Pharynx (COVID, coqueluche, grippe)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site de SAINT GERVAIS	Au sein du site	Tests injectés (synacthène)	Exploration de la corticosurrénale par stimulation par ACTH de synthèse	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de SALBRIS	Au sein du site	SANG	Ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Site de SALBRIS	Au sein du site	URINE	Pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site de SALBRIS	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	
Site de SALBRIS	Au sein du site	PEAU et PHANERES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement	
Site de SALBRIS	Au sein du site	Muqueuses (Nez, bouche, langue, oreille, gorge, oeil autoprélèvements)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site de SALBRIS	Au sein du site	Muqueuses (vagin, urètre, anus)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site de SALBRIS	Au sein du site	Pharynx (COVID, coqueluche, grippe)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site de SALBRIS	Au sein du site	Tests injectés (synacthène)	Exploration de la corticosurrénale par stimulation par ACTH de synthèse	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de SANDILLON	Au sein du site	SANG	Ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Site de SANDILLON	Au sein du site	URINE	Pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site de SANDILLON	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	
Site de SANDILLON	Au sein du site	PEAU et PHANERES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement	
Site de SANDILLON	Au sein du site	Muqueuses (Nez, bouche, langue, oreille, gorge, oeil autoprélèvements)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site de SANDILLON	Au sein du site	Muqueuses (vagin, urètre, anus)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site de SANDILLON	Au sein du site	Pharynx (COVID, coqueluche, grippe)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site de SANDILLON	Au sein du site	Tests injectés (synacthène)	Exploration de la corticosurrénale par stimulation par ACTH de synthèse	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de SARAN	Au sein du site	SANG	Ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Site de SARAN	Au sein du site	URINE	Pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site de SARAN	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	
Site de SARAN	Au sein du site	PEAU et PHANERES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement	
Site de SARAN	Au sein du site	Muqueuses (Nez, bouche, langue, oreille, gorge, oeil autoprélèvements)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site de SARAN	Au sein du site	Muqueuses (vagin, urètre, anus)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site de SARAN	Au sein du site	Pharynx (COVID, coqueluche, grippe)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site de SARAN	Au sein du site	Tests injectés (synacthène)	Exploration de la corticosurrénale par stimulation par ACTH de synthèse	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de VIERZON	Au sein du site et hors du site	SANG	Ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Site de VIERZON	Au sein du site	URINE	Pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site de VIERZON	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	
Site de VIERZON	Au sein du site et hors du site	PEAU et PHANERES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement	
Site de VIERZON	Au sein du site et hors du site	Muqueuses (Nez, bouche, langue, oreille, gorge, oeil autoprélèvements)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site de VIERZON	Au sein du site et hors du site	Muqueuses (vagin, urètre, anus)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site de VIERZON	Au sein du site et hors du site	Pharynx (COVID, coqueluche, grippe)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site de VIERZON	Au sein du site	Tests injectés (synacthène)	Exploration de la corticosurrénale par stimulation par ACTH de synthèse	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ISSOUDUN	Au sein du site	SANG	Ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Site d'ISSOUDUN	Au sein du site	SANG	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement	
Site d'ISSOUDUN	Au sein du site	URINE	Pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site d'ISSOUDUN	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	
Site d'ISSOUDUN	Au sein du site	PEAU et PHANERES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement	
Site d'ISSOUDUN	Au sein du site	Muqueuses (Nez, bouche, langue, oreille, gorge, oeil autoprélèvements)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site d'ISSOUDUN	Au sein du site	Muqueuses (vagin, urètre, anus)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site d'ISSOUDUN	Au sein du site	Pharynx (COVID, coqueluche, grippe)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site d'ISSOUDUN	Au sein du site	Tests injectés (synacthène)	Exploration de la corticosurrénale par stimulation par ACTH de synthèse	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ORLEANS MARTROI	Au sein du site et hors site	SANG	Ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Site d'ORLEANS MARTROI	Au sein du site	URINE	Pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site d'ORLEANS MARTROI	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	
Site d'ORLEANS MARTROI	Au sein du site	PEAU et PHANERES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement	
Site d'ORLEANS MARTROI	Au sein du site et hors site	Muqueuses (Nez, bouche, langue, oreille, gorge, oeil autoprélèvements)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site d'ORLEANS MARTROI	Au sein du site	Muqueuses (vagin, urètre, anus)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site d'ORLEANS MARTROI	Au sein du site et hors site	Pharynx (COVID, coqueluche, grippe)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site d'ORLEANS MARTROI	Au sein du site	Tests injectés (synacthène)	Exploration de la corticosurrénale par stimulation par ACTH de synthèse	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ORMES	Au sein du site	SANG	Ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
Site d'ORMES	Au sein du site	URINE	Pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site d'ORMES	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	
Site d'ORMES	Au sein du site	PEAU et PHANERES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement	
Site d'ORMES	Au sein du site	Muqueuses (Nez, bouche, langue, oreille, gorge, oeil autoprélèvements)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site d'ORMES	Au sein du site	Muqueuses (vagin, urètre, anus)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site d'ORMES	Au sein du site	Pharynx (COVID, coqueluche, grippe)	Prélèvement aseptique a? différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
Site d'ORMES	Au sein du site	Tests injectés (synacthène)	Exploration de la corticosurrénale par stimulation par ACTH de synthèse	Manuel de prélèvement	