



Portée détaillée v.60 de l'attestation N° 8-2602

Detailed scope v.60 of the attestation N° 8-2602

Date de publication / Publish date: 23/09/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

INOVIE BIOFUTUR

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	25OH VITAMINE D (D2+D3)	Sérum/Plasma	Electrochimiluminescence / Compétition 2 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	ACIDE LACTIQUE	Sang total hépariné	Ampérométrie, IL/WERFEN GEM 5000	IDF-ANA3-PT-022	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	ACIDE LACTIQUE	Plasma fluoré	Enzymatique, colorimétrique (LOD/PAP) 2 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	ACIDE URIQUE	Sérum/Plasma	Uricase PAP 4 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	ACIDE URIQUE URINAIRE	Urines	Uricase PAP 2 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	ALBUMINE SERIQUE	Sérum/Plasma	Vert de Bromocresol 4 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	ALPHA FOETO-PROTEINE	Sérum/Plasma	Electrochimiluminescence / Sandwich 2 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	AMYLASE	Sérum/Plasma	IFCC Ethylidene-G7-PNP 2 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	ANTICORPS ANTI THYROGLOBULINE	Sérum	Electrochimiluminescence / Compétition 2 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	ANTICORPS ANTI PEROXYDASE	Sérum/Plasma	Electrochimiluminescence / Compétition 2 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	Changement de réactif le 02/07/2026
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	ANTIGENE CA 15-3	Sérum/Plasma	Electrochimiluminescence / Sandwich 2 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	ANTIGENE CA 19-9	Sérum/Plasma	Electrochimiluminescence / Sandwich 2 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	ANTIGENE CA 125	Sérum/Plasma	Electrochimiluminescence / Sandwich 2 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	Ajout de l'examen le 23/07/2026
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	ANTIGENE CARCINO EMBRYONNAIRE (A.C.E)	Sérum/Plasma	Electrochimiluminescence / Sandwich 2 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	APOLIPOPROTEINE A1	Sérum/Plasma	Immunoturbidimétrie 1 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	ASAT	Sérum/Plasma	IFCC, avec phosphate de pyridoxal 4 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	BICARBONATES (HCO ₃ ⁻)	Sérum/Plasma	Enzymatique 4 Cobas pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	BILIRUBINE CONJUGUEE (directe)	Sérum/Plasma	Méthode Diazo (3,5-DPD) 4 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	BILIRUBINE TOTALE	Sérum/Plasma	Méthode Diazo (3,5-DPD) 4 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	CALCIUM	Sérum/Plasma	NM-BAPTA 4 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	CALCIURIE	Urines	NM-BAPTA 2 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	CHLORE	Sérum/Plasma	Potentiométrie Indirecte 2 ISE Cobas Pro	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	CHLORE URINAIRE	Urines	Potentiométrie Indirecte 2 ISE Cobas Pro	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	CHOLESTEROL HDL	Sérum/Plasma	Enzymatique, colorimétrique (Polyanions-CHER/CHOD/POD-PAP) 4 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	CHOLESTEROL LDL	Sérum/Plasma	Enzymatique, colorimétrique (CHOD/PAP) 2 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	CHOLESTEROL TOTAL	Sérum/Plasma	Enzymatique, colorimétrique (CHOD/PAP) 4 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	CORTISOL	Sérum/Plasma	Electrochimoluminescence / Compétition 2 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	CREATININEMIE	Sérum/Plasma	Enzymatique, colorimetrique (PAP) 4 Cobas pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	CREATININE PHOSPHOKINASE (CPK)	Sérum/Plasma	CK NAK IFCC, DGKC, SCE, SFBC 4 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	CREATININURIE	Urines	Enzymatique, colorimetrique (PAP) 2 Cobas pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	DIGOXINE	Sérum/Plasma	Spectrophotométrie d'absorption 1 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	ESTRADIOL	Sérum/Plasma	Electrochimoluminescence / Compétition 2 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	F.S.H.(Hormone Folliculo Stimulante)	Sérum/Plasma	Electrochimoluminescence / Sandwich 2 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	FER	Sérum/Plasma	Ascorbate / FerroZine 4 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	FERRITINE	Sérum/Plasma	Electrochimiluminescence / Sandwich 2 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	FERRITINE	Sérum/Plasma	Immunoturbidimétrie Latex 4 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	FOLATES SERIQUES	Sérum/Plasma	Electrochimiluminescence / Compétition 4 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	GAMMA-GT	Sérum/Plasma	Carboxy-GLUPA/Szasz-Persijn/Tris 4 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	GAZOMETRIE	Sang total hépariné	Potentiométrie, ampérométrie, IL/WERFEN GEM 5000	IDF-ANA3-PT-022	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	GLYCEMIE	Sérum/Plasma	HK/G6PDH 4 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	GLYCOSURIE	Urines	HK/G6PDH 2 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	HAPTOGLOBINE	Sérum/Plasma	Immunoturbidimétrie 2 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	HCG PLASMATIQUE	Sérum/Plasma	Electrochimiluminescence / Sandwich 4 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	IMMUNOGLOBULINE A	Sérum/Plasma	Immunoturbidimétrie 2 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	IMMUNOGLOBULINE G	Sérum/Plasma	Immunoturbidimétrie 2 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	IMMUNOGLOBULINE M	Sérum/Plasma	Immunoturbidimétrie 2 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	L.H. (Hormone Lutéinisante)	Sérum/Plasma	Electrochimiluminescence / Sandwich 2 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	LACTATE DESHYDROGENASE	Sérum/Plasma	UV IFCC (lactate vers pyruvate) 4 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	LIPASE	Sérum/Plasma	Colorimétrie 4 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	MAGNESIUM	Sérum/Plasma	Bleu de Xylidyle 4 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	MICROALBUMINURIE	Urines	Immunoturbidimétrie 2 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	MONOXYDE DE CARBONE (HbCO) - CARBOXYHEMOGLOBINE	Sang total hépariné	Spectrophotométrie IL/WERFEN GEM 5000	IDF-ANA3-PT-022	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	NT-pro BNP (Brain Natriurétic Peptide)	Sérum/Plasma	Electrochimiluminescence / Sandwich 2 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	PARATHORMONE (PTH 1-84 Bio-Intacte)	Sérum/Plasma	Electrochimiluminescence / Sandwich 2 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	PHOSPHATASES ALCALINES	Sérum/Plasma	IFCC 4 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	PHOSPHATURIE	Urines	Phospho-molybdate/UV 2 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	PHOSPHORE	Sérum/Plasma	Phospho-molybdate/UV 4 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	POTASSIUM	Sérum/Plasma	Potentiométrie Indirecte 2 ISE Cobas Pro	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	POTASSIUM URINAIRE	Urines	Potentiométrie Indirecte 2 ISE Cobas Pro	IDF-ANA-PT-001	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	PREALBUMINE	Sérum/Plasma	Immunoturbidimétrie 2 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	PROCALCITONINE	Sérum/Plasma	Electrochimoluminescence / Sandwich 2 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	PROGESTERONE	Sérum/Plasma	Electrochimoluminescence / Compétition 2 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	PROLACTINE	Sérum/Plasma	Electrochimoluminescence / Sandwich 2 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	PROTEINE C-REACTIVE	Sérum/Plasma	Immunoturbidimétrie Latex 4 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	PROTEINURIE	Urines	Turbidimétrique Chlorure de Benzéthonium 2 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	PROTIDES TOTAUX	Sérum/Plasma	Biuret 4 Cobas pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	PSA LIBRE	Sérum/Plasma	Electrochimoluminescence / Sandwich 2 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	PSA TOTALE	Sérum/Plasma	Electrochimoluminescence / Sandwich 4 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	SODIUM	Sérum/Plasma	Potentiométrie Indirecte 2 ISE Cobas Pro	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	SODIUM URINAIRE	Urines	Potentiométrie Indirecte 2 ISE Cobas Pro	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	T3L (Triiodothyronine)	Sérum/Plasma	Electrochimoluminescence / Compétition 4 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	T4L (Thyroxine libre)	Sérum/Plasma	Electrochimoluminescence / Compétition 4 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	TESTOSTERONE	Sérum/Plasma	Electrochimiluminescence / Compétition 2 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	TRANSAMINASES (SGPT-ALAT)	Sérum/Plasma	IFCC, avec phosphate de pyridoxal 4 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	TRANSFERRINE	Sérum/Plasma	Immunoturbidimétrie Latex 4 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	TRIGLYCERIDES	Sérum/Plasma	Colorimétrie Enzymatique GPO/PAP 4 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	Troponine T hs	Sérum/plasma	Electrochimiluminescence / Sandwich 2 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	TSH u.s (Thyréostimuline)	Sérum/Plasma	Electrochimiluminescence / Sandwich 4 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	UREE	Sérum/Plasma	Enzymatique (Urease/GLDH) 4 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	UREE URINAIRE	Urines	Enzymatique (Urease/GLDH) 2 Cobas Pro c703	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	VITAMINE B12 SERIQUE	Sérum/Plasma	Electrochimiluminescence / Compétition 4 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	ACIDE LACTIQUE	Sang total hépariné	Ampérométrie, IL/WERFEN GEM 5000	IDF-ANA3-PT-022	
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	ACIDE URIQUE	Sérum/Plasma	Uricase PAP Cobas Pure c303	IDF-ANA-PT-002	
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	ALBUMINE SERIQUE	Serum / Plasma	Vert de Bromocresol Cobas Pure c303	IDF-ANA-PT-002	
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	ASAT	Serum / Plasma	IFCC, avec phosphate de pyridoxal Cobas Pure c303	IDF-ANA-PT-002	
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	BICARBONATES (HCO ₃ ⁻)	Serum / Plasma	Enzymatique Cobas Pure c303	IDF-ANA-PT-002	
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	BILIRUBINE CONJUGUEE (directe)	Serum / Plasma	Méthode Diazo (3,5-DPD) Cobas Pure c303	IDF-ANA-PT-002	
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	BILIRUBINE TOTALE	Serum / Plasma	Méthode Diazo (3,5-DPD) Cobas Pure c303	IDF-ANA-PT-002	
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	CALCIUM	Serum / Plasma	NM-BAPTA Cobas Pure c303	IDF-ANA-PT-002	
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	CHLORE	Serum / Plasma	Potentiométrie Indirecte ISE Cobas Pure	IDF-ANA-PT-002	
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	CPK TOTALES	Serum / Plasma	CK NAK IFCC, DGKC, SCE, SFBC Cobas Pure c303	IDF-ANA-PT-002	
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	CREATININEMIE	Serum / Plasma	Enzymatique, colorimetrique (PAP) Cobas Pure c303	IDF-ANA-PT-002	
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	GAMMA-GT	Serum / Plasma	Carboxy-GLUPA/Szasz-Persijn/Tris Cobas Pure c303	IDF-ANA-PT-002	
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	GAZOMETRIE	Sang total hépariné	Potentiométrie. ampérométrie - IL/WERFEN - GEM 5000	IDF-ANA3-PT-022	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	GLYCEMIE	Serum / Plasma	HK/G6PDH Cobas Pure c303	IDF-ANA-PT-002	
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	HCG PLASMATIQUE	Serum / Plasma	Electrochimiluminescence / Sandwich Cobas Pure e402	IDF-ANA-PT-002	
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	LACTATE DESHYDROGENASE	Serum / Plasma	UV IFCC (lactate vers pyruvate) Cobas Pure c303	IDF-ANA-PT-002	
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	LIPASE	Serum / Plasma	Colorimétrie Cobas Pure c303	IDF-ANA-PT-002	
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	NT-pro BNP (Brain Natriurétique Peptide)	Serum / Plasma	Electrochimiluminescence / Sandwich Cobas Pure e402	IDF-ANA-PT-002	
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	PHOSPHATASES ALCALINES	Serum / Plasma	IFCC Cobas Pure c303	IDF-ANA-PT-002	
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	PHOSPHORE	Serum / Plasma	Phospho-molybdate/UV Cobas Pure c303	IDF-ANA-PT-002	
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	POTASSIUM	Serum / Plasma	Potentiométrie Indirecte Cobas Pure c303	IDF-ANA-PT-002	
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	PROCALCITONINE	Serum / Plasma	Electrochimiluminescence / Sandwich Cobas Pure e402	IDF-ANA-PT-002	
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	PROTEINE C-REACTIVE	Serum / Plasma	Immunoturbidimétrie Latex Cobas Pure c303	IDF-ANA-PT-002	
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	PROTIDES TOTAUX	Serum / Plasma	Biuret Cobas Pure c303	IDF-ANA-PT-002	
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	SODIUM	Serum / Plasma	Potentiométrie Indirecte Cobas Pure c303	IDF-ANA-PT-002	
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	TRANSAMINASES (SGOT-ASAT)	Sérum/Plasma	IFCC, avec phosphate de pyridoxal Cobas Pure C303	IDF-ANA-PT-002	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	Troponine T hs	Serum / Plasma	Electrochimiluminescence / Sandwich Cobas Pure e402	IDF-ANA-PT-002	
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	UREE	Serum / Plasma	Enzymatique (Urease/GLDH) Cobas Pure c303	IDF-ANA-PT-002	

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	Electrophorèse capillaire des protéines sériques	Sérum	Electrophorèse - 3 automates CAPILLARYS 3 TERRA SEBIA	3S-ANA3-PT-015	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	Electrophorèse des protéines urinaires	Urines	Immuno-fixation - 3 automates SEBIA - Hydrasys 2 scan 1 SEBIA Assist : 608	3S-ANA3-PT-016	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	Hémoglobine Glyquée (HbA1C)	Sang total	Electrophorèse capillaire - 7 automates CAPILLARYS 3 TERA2 SEBIA	3S-ANA3-PT-021	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	Recherche d'une dysglobulinémie	Sérum	Immunotypage 2 automates SEBIA CAPILLARYS 3 TERRA	3S-ANA3-PT-015	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	Recherche d'une dysglobulinémie	Sérum	Immuno-fixation 3 automates SEBIA - Hydrasys 2 scan 1 SEBIA Assist	3S-ANA3-PT-016	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	Recherche de Cryoglobuline	Sérum	Méthode manuelle - Cryoprécipitation à 4°C	3S-ANA3-PT-016	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	RECHERCHE DE PROTEINE DE BENICE JONES	Urines	Immuno-fixation - 3 automates SEBIA - Hydrasys 2 scan et 1 Assist SEBIA	3S-ANA3-PT-016	

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	Acétonurie	Urines	Méthode manuelle – Bandelettes chimie sèche (Réaction de Legal)	IDF-ANA4-INS-004	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	Densité urinaire	Urines	Méthode manuelle – Bandelettes chimie sèche (Bleu de Bromothymol)	IDF-ANA4-INS-004	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	Nitrites urinaires	Urines	Méthode manuelle – Bandelettes chimie sèche Réaction de Griess)	IDF-ANA4-INS-004	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	pH urinaire	Urines	Méthode manuelle – Bandelettes chimie sèche (indicateurs colorés)	IDF-ANA4-INS-004	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	Recherches de sels et pigments biliaires	Urines	Méthode manuelle – Bandelettes chimie sèche (Réaction au sel de diazonium)	IDF-ANA4-INS-004	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	HEMOGRAMME	Sang total	Impédancemétrie - Spectrophotométrie - Calcul - 9 automates DXH 800 Beckman Coulter Méthode manuelle (microscopie) Localisation cellulaire automatisée : 2 DM 9600	3S-ANA3-PT-009 3S-ANA3-MO-003 3S-ANA3-MO-004 3S-ANA4-INS-001 3S-ANA4-MO-006	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	RETICULOCYTES	Sang total	Cytométrie de flux -3 automates DXH 800 Beckman Coulter	3S-ANA3-PT-009	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	TEST de KLEIHAUER	Sang total	Méthode manuelle (microscopie + coloration à l'Erythrosine B)	3S-ANA4-MO-010	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	HEMOGRAMME	Sang total	Impédancemétrie - Spectrophotométrie - Calcul - 1 automate DXH 600 Beckman Coulter Méthode manuelle (microscopie)	SM-ANA3-PT-002 SM-ANA4-MO-001	

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	VITESSE DE SEDIMENTATION	Sang total	Photométrie capillaire - 4 ALIFAX Test 1 - Beckman Coulter	3S-ANA3-PT-002	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	ANTITHROMBINE	Plasma citraté	Dosage chromogénique - 1 ACL Top 750 WERFEN	IDF-ANA-PT-025	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	D-DIMERES	Plasma citraté	Immunoturbidimétrie - 2 ACL Top 750 WERFEN	IDF-ANA-PT-025	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	FACTEUR II	Plasma citraté	Chronométrie - 1 ACL Top 750 WERFEN	IDF-ANA-PT-025	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	FACTEUR IX	Plasma citraté	Chronométrie - 1 ACL Top 750 WERFEN	IDF-ANA-PT-025	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	FACTEUR V	Plasma citraté	Chronométrie - 2 ACL Top 750 WERFEN	IDF-ANA-PT-025	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	FACTEUR VII	Plasma citraté	Chronométrie - 1 ACL Top 750 WERFEN	IDF-ANA-PT-025	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	FACTEUR VIII	Plasma citraté	Chronométrie - 1 ACL Top 750 WERFEN	IDF-ANA-PT-025	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	FACTEUR X	Plasma citraté	Chronométrie - 1 ACL Top 750 WERFEN	IDF-ANA-PT-025	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	FACTEUR XI	Plasma citraté	Chronométrie- 1 ACL Top 750 WERFEN	IDF-ANA-PT-025	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	FACTEUR XII	Plasma citraté	Chronométrie - 1 ACL Top 750 WERFEN	IDF-ANA-PT-025	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	FIBRINOGENE	Plasma citraté	Chronométrie - 2 ACL Top 750 WERFEN	IDF-ANA-PT-025	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	INR	Plasma citraté	Chronométrie - 2 ACL Top 750 WERFEN	IDF-ANA-PT-025	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	TAUX DE PROTHROMBINE	Plasma citraté	Chronométrie - 2 ACL Top 750 WERFEN	IDF-ANA-PT-025	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	TEMPS DE CEPHALINE ACTIVEE (SP)	Plasma citraté	Chronométrie - 2 ACL Top 750 WERFEN	IDF-ANA-PT-025	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	TEMPS DE CEPHALINE ACTIVEE (Synthasil®)	Plasma citraté	Chronométrie - 2 ACL Top 750 WERFEN	IDF-ANA-PT-025	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	D-DIMERES	Plasma citraté	Immunoturbidimétrie - 1 ACL TOP 350 CTS WERFEN	IDF-ANA-PT-025	
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	INR	Plasma citraté	Chronométrie - 1 ACL TOP 350 CTS WERFEN	IDF-ANA-PT-025	
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	TAUX DE PROTHROMBINE	Plasma citraté	Chronométrie - 1 ACL TOP 350 CTS WERFEN	IDF-ANA-PT-025	Changement de réactif effectué le 01/02/2025 et pas le 31/01/2025
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	TEMPS DE CEPHALINE ACTIVEE (Synthasil®)	Plasma citraté	Chronométrie - 1 ACL TOP 350 CTS WERFEN	IDF-ANA-PT-025	

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	ACTIVITE ANTI XA	Plasma citraté	Dosage chromogénique - 1 automate ACL Top 750 WERFEN	IDF-ANA-PT-025	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	HEPARINEMIE	Plasma citraté	Dosage chromogénique - 1 automate ACL Top 750 WERFEN	IDF-ANA-PT-025	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	RECHERCHE D'UN ANTICOAGULANT DE TYPE LUIPIQUE	Plasma citraté	Chronométrie - 1 automate ACL Top 750 WERFEN	IDF-ANA-PT-025	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	PHENOTYPAGE ERYTHROCYTAIRE ABO RH KELL	Sang total	Agglutination d'hématies magnétisées -2 automates DIAGAST QWALYS 1	IDF-ANA3-PT-024	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	PHENOTYPAGE ERYTHROCYTAIRE ABO RH KELL	Sang total	Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée - 1 automate Ortho Vision (OrthoClinical Diagnostics)	IDF-ANA3-PT-023	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	RECHERCHE AC-ANTI ERYTHROCYTAIRES	Sang total	Agglutination d'hématies magnétisées - 2 automates DIAGAST QWALYS	IDF-ANA3-PT-024	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	RECHERCHE AC-ANTI ERYTHROCYTAIRES	Sang total	Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée - 1 automates Ortho Vision (OrthoClinical Diagnostics)	IDF-ANA3-PT-023	

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	TEST DIRECT A L'ANTIGLOBULINE (COOMBS DIRECT)	Sang total	Agglutination d'hématies magnétisées -2 automates DIAGAST QWALYS	IDF-ANA3-PT-024	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	Ac anti-Syphilis	Sérum	Electrochimiluminescence / Sandwich 4 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	Ajout le 01/04/2026
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	SEROLOGIE DE DEPISTAGE DES HIV1 ET 2	Sérum	Electrochimiluminescence / Sandwich 4 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	SEROLOGIE DE L'HEPATITE VIRALE A : Anticorps anti-HAV IgM	Sérum	Electrochimiluminescence / microcapture 2 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	SEROLOGIE DE L'HEPATITE VIRALE A : Anticorps anti-HAV totaux	Sérum	Electrochimiluminescence / Compétition 4 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	SEROLOGIE DE L'HEPATITE VIRALE B : Anticorps anti-HBc	Sérum	Electrochimiluminescence / Compétition 4 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	SEROLOGIE DE L'HEPATITE VIRALE B : Anticorps anti-HBs	Sérum	Electrochimiluminescence / Sandwich 4 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	SEROLOGIE DE L'HEPATITE VIRALE B : Antigène HBs	Sérum	Electrochimiluminescence / Sandwich 4 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	SEROLOGIE DE L'HEPATITE VIRALE C : Anticorps anti-HCV	Sérum	Electrochimiluminescence / Sandwich 4 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	SEROLOGIE DE LA RUBEOLE : Anticorps RUBEOLE IgG (Taux)	Sérum	Electrochimiluminescence / Sandwich 2 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	SEROLOGIE DE LA TOXOPLASMOSE : Anticorps TOXO IgG (Taux)	Sérum	Electrochimiluminescence / Sandwich 4 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	SEROLOGIE DE LA TOXOPLASMOSE : Anticorps TOXO IgM	Sérum	Electrochimiluminescence / microcapture 4 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	SEROLOGIE DU CYTOMEGALOVIRUS (CMV) : Anticorps CMV IgG	Sérum	Electrochimiluminescence / Sandwich 2 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	SEROLOGIE DU CYTOMEGALOVIRUS (CMV) : Anticorps CMV IgM	Sérum	Electrochimiluminescence / microcapture 2 Cobas Pro e801	IDF-ANA-PT-001	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	DÉTECTION DE L'ANTIGÈNE DU VIRUS SARS- COV-2	Prélèvement naso- pharyngé	Méthode manuelle - Technique immunochromatographique	BF-ANA4-MO-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	RECHERCHE DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE DANS LES SELLES Détection antigène GDH C.difficile Détection antigénique des toxines A et B	Selles	Méthode manuelle - Technique immunologique	3S-ANA4-MO-005	

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	Recherche de HPV par PCR	Frottis cervico-utérin	Extraction des acides nucléique. PCR avec sondes et amorces spécifiques 2 ABBOTT ALINITY	3S-ANA3-PT-007	Ajout le 13/05/2026 Ajout d'un automate le 22/09/2026
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	Recherche de parasites par PCR	Selles	Extraction des acides nucléique. PCR avec sondes et amorces spécifiques 2 automates EUROBIO STARLET 4 THERMALCYCLER	3S-ANA3-PT-006	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	Recherche des mutations responsables des résistances aux macrolides chez Mycoplasma genitalium par hybridation moléculaire avec amplification	Prélèvement vaginal Prélèvement urethral sperme Urine Pharynx Anus	Extraction des acides nucléique. PCR avec sondes et amorces spécifiques 2 automates EUROBIO STARLET 4 THERMALCYCLER	3S-ANA3-PT-006	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	Recherche génome Adenovirus, Astrovirus, Norovirus, Rotavirus, Sapovirus par hybridation moléculaire avec amplification	Selles	Extraction des acides nucléique. PCR avec sondes et amorces spécifiques 2 automates EUROBIO STARLET 4 THERMALCYCLER	3S-ANA3-PT-006	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	Recherche génome Chlamydiae trachomatis - Mycoplasmes - Trichomonas vaginalis - Neisseria gonorrhoeae par hybridation moléculaire avec amplification	Prélèvement vaginal Prélèvement urethral sperme Urine Pharynx Anus	Extraction des acides nucléique. PCR avec sondes et amorces spécifiques 2 automates EUROBIO STARLET 4 THERMALCYCLER 2 ABBOTT ALINITY	3S-ANA3-PT-006 3S-ANA3-PT-007	Ajout d'un automate ABBOTT ALINITY le 08/09/2026
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	Recherche génome de Sars-CoV-2 / GRIPPE / VRS	Prélèvement naso-pharyngé Prélèvement salivaire	Extraction des acides nucléique. PCR avec sondes et amorces spécifiques 2 ABBOTT ALINITY	3S-ANA3-PT-007	Changement automate le 01/09/2026 avec retrait de JANUS et CHEMAGIC PERKIN ELMER remplacé par ABBOTT ALINITY Ajout d'un automate ABBOTT ALINITY le 14/09/2026

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	Recherche génome Salmonella, Shigella, ECEH, Campylobacter, Y.enterocolitica, Aeromonas sp,Vibrio spp, Clostridium difficile par hybridation moléculaire avec amplification	Selles	Extraction des acides nucléique. PCR avec sondes et amorces spécifiques 2 automates EUROBIO STARLET 4 THERMALCYCLER	3S-ANA3-PT-006	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	Recherche PCR multiplex encéphalite	LCR	BIOMERIEUX FILMARRAY TB07338	3S-ANA3-PT-025	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	Recherche PCR multiplex Respiratoire haut	Prélèvement naso- pharyngé	BIOMERIEUX FILMARRAY TB07338	3S-ANA3-PT-025	Ajout type de prélèvement naso-pharyngé le 04/08/2026
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	Recherche PCR multiplex Respiratoire profond	LBA, Expectoration	BIOMERIEUX FILMARRAY TB07338	3S-ANA3-PT-025	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	CYTOLOGIE URINAIRE	Urines	Cytologie par microscopie optique 2 Automates IRIS IQ 200 SPRINT Beckman Coulter	BF-ANA4-MO-002	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	Examen microbiologique	Biopsies / Culture bactérienne / Culture fongique / Expectoration / Hémoculture / LCR / Liquide de ponction / Liquide d'épanchement / Liquide gastrique / Lait maternel / Matériel / Phanère / Pièces opératoires / Prélèvement cutané / Prélèvement de mucus / Prélèvement de plaie / Prélèvement de pus / Prélèvement respiratoire / Prélèvement oculaire / Prélèvement ORL / Prélèvement dentaire / Selles / Sécrétions / Sperme Tissus / Urine	Recherche, identification et numération de germes bactériens après coloration AEROSPRAY ELITECH Analyse d'image (MS2100)	3S-ANA4-MO-002 3S-ANA4-PT-001 BF-ANA3-PT-001	Ajout de l'automate REETOO MS2100 le 07/07/2026

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	Examen microbiologique/ macroscopique	Biopsies / Culture bactérienne / Culture fongique / Expectorations / Hémoculture / LCR / Liquide de ponction / Liquide d'épanchement / Liquide gastrique / Lait maternel / Matériel / Phanère / Pièces opératoires / Prélèvement cutané / Prélèvement de mucus / Prélèvement de plaie / Prélèvement de pus / Prélèvement respiratoire / Prélèvement oculaire / Prélèvement ORL / Prélèvement dentaire / Selles / Sécrétions / Sperme Tissus / Urine	Recherche et identification de parasites	3S-ANA4-INS-005	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	Examen direct	Urines LCR / LP / prélèvement extemporané	Cytologie urinaire par méthode microscopique Recherche, identification et numération de germes bactériens après coloration	SM-RH1-ENR-001 BF-ANA4-MO-002	

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	HEMOCULTURE	sang total	détecteur colorimétrique 2 BACT-ALERT BIOMERIEUX 1 BACTEC BECTON DOCKINSON	3S-ANA3-PT-003	Ajout d'un automate BACTEC le 22/09/2026

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	Recherche et identification de champignons	Biopsies / Culture bactérienne / Culture fongique / Expectorations / Hémoculture / LCR / Liquide de ponction / Liquide d'épanchement / Liquide gastrique / Lait maternel / Matériel / Phanère / Pièces opératoires / Prélèvement cutané / Prélèvement de mucus / Prélèvement de plaie / Prélèvement de pus / Prélèvement respiratoire / Prélèvement oculaire / Prélèvement ORL / Prélèvement dentaire / Selles / Sécrétions / Sperme Tissus / Urine	Mise en culture manuelle et incubation Identification après coloration	3S-ANA4-PT-001	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	Identification Microorganisme par détermination phénotypique	Cultures microbiologiques	IDENTIFICATION 1 MALDITOF Bruker Méthodes manuelles	3S-ANA4-PT-004 3S-ANA3-PT-001	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	Recherche et identification de micro- organismes par examen morphologique direct	Biopsies / Culture bactérienne / Culture fongique / Expectoration / Hémoculture / LCR / Liquide de ponction / Liquide d'épanchement / Liquide gastrique / Lait maternel / Matériel / Phanère / Pièces opératoires / Prélèvement cutané / Prélèvement de mucus / Prélèvement de plaie / Prélèvement de pus / Prélèvement respiratoire / Prélèvement oculaire / Prélèvement ORL / Prélèvement dentaire / Selles / Sécrétions / Sperme Tissus / Urine	ENSEMENCEMENT 2 WASP BIOMERIEUX Méthodes manuelles	3S-ANA4-PT-001	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	ANTIBIOGRAMME SUR MILIEU LIQUIDE	Cultures microbiologiques	AUTOMATES ANTIBIOGRAMMES 2 WALK AWAY Beckman Coulter	3S-ANA3-PT-005	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	ANTIBIOGRAMME SUR MILIEU SOLIDE	Cultures microbiologiques	AUTOMATES ANTIBIOGRAMMES 1 SIRSCAN ORION I2A Méthodes manuelles : test à la cefinase OKNVI RESIST-5	3S-ANA3-PT-004	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	CONCENTRATION MINIMALE INHIBITRICE (CMI) BACTERIES	Cultures microbiologiques	Diffusion en milieu gélosé ou liquide (bandelette CMI)	3S-ANA4-MO-003	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	CONCENTRATION MINIMALE INHIBITRICE (CMI) LEVURES	Cultures microbiologiques	Microdilution	3S-ANA4-MO-003	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	Recherche de paludisme	Sang total EDTA	Méthodes manuelles frottis en couche mince Test antigénique Méthode de biologie moléculaire	IDF-ANA4-PT-001	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	Recherche de paludisme	Sang total EDTA	Méthodes manuelles frottis en couche mince Test antigénique	IDF-ANA4-PT-001	

BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site de Pontoise	Spermogramme	Sperme	Méthode manuelle - Examen microscopique après traitement (centrifugation, gradient,.....)	PO-ANA4-PT-001	
BIOFUTUR - Site de Pontoise	TMS	Sperme	Méthode manuelle: gradient+coloration	PO-ANA4-PT-001	

BM SP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site de Pontoise	Spermocytogramme	Sperme	Méthode manuelle : examen microscopique après coloration	PO-ANA4-PT-001	
BIOFUTUR - Site de Pontoise	Spermogramme: Vitalité et identification des cellules rondes	Sperme	Méthode manuelle : examen microscopique après coloration	PO-ANA4-PT-001	

BM SP07 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site de Pontoise	MART TEST	Sperme	Méthode manuelle-Agglutination Latex	POA-ANA4-PT-001	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site d'Arnouville	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site d'Arnouville	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site d'Arnouville	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement aseptique cutané ou des phanères pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par grattage ou écouvillonnage ou ponction	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site d'Arnouville	Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Col, Vulve, Vagin, Urètre, Anus, Yeux	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par écouvillonnage Avec spéculum dans le cas des prélèvements cervico-vaginaux.	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site d'Arnouville	Au sein du site	Muqueuse : Col utérin	Prélèvement cervico-vaginal avec spéculum pour recherche HPV par grattage à l'aide d' une brosse	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site d'Arnouville	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site de Chanteloup les Vignes	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Chanteloup les Vignes	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Chanteloup les Vignes	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement aseptique cutané ou des phanères pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par grattage ou écouvillonnage ou ponction	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Chanteloup les Vignes	Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Col, Vulve, Vagin, Urètre, Anus, Yeux	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par écouvillonnage Avec spéculum dans le cas des prélèvements cervico-vaginaux.	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Chanteloup les Vignes	Au sein du site	Muqueuse : Col utérin	Prélèvement cervico-vaginal avec spéculum pour recherche HPV par grattage à l'aide d' une brosse	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Chanteloup les Vignes	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site de Conflans Chennevières	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Conflans Chennevières	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Conflans Chennevières	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement aseptique cutané ou des phanères pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par grattage ou écouvillonnage ou ponction	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Conflans Chennevières	Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Col, Vulve, Vagin, Urètre, Anus, Yeux	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par écouvillonnage Avec spéculum dans le cas des prélèvements cervico-vaginaux.	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Conflans Chennevières	Au sein du site	Muqueuse : Col utérin	Prélèvement cervico-vaginal avec spéculum pour recherche HPV par grattage à l'aide d' une brosse	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Conflans Chennevières	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site de Conflans Gare	Au sein du site / Centre de prélèvement / Au sein du service de soins / Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Conflans Gare	Au sein du site / Centre de prélèvement / Au sein du service de soins / Au domicile des patients	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Conflans Gare	Au sein du site / Centre de prélèvement / Au sein du service de soins / Au domicile des patients	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement aseptique cutané ou des phanères pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par grattage ou écouvillonnage ou ponction	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Conflans Gare	Au sein du site / Centre de prélèvement / Au sein du service de soins / Au domicile des patients	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Col, Vulve, Vagin, Urètre, Anus, Yeux	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par écouvillonnage Avec spéculum dans le cas des prélèvements cervico-vaginaux.	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Conflans Gare	Au sein du site / Centre de prélèvement / Au sein du service de soins / Au domicile des patients	Muqueuse : Col utérin	Prélèvement cervico-vaginal avec spéculum pour recherche HPV par grattage à l'aide d' une brosse	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Conflans Gare	Au sein du site / Centre de prélèvement / Au sein du service de soins /	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site de Domont	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Domont	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Domont	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement aseptique cutané ou des phanères pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par grattage ou écouvillonnage ou ponction	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Domont	Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Col, Vulve, Vagin, Urètre, Anus, Yeux	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par écouvillonnage Avec spéculum dans le cas des prélèvements cervico-vaginaux.	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Domont	Au sein du site	Muqueuse : Col utérin	Prélèvement cervico-vaginal avec spéculum pour recherche HPV par grattage à l'aide d' une brosse	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Domont	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site de Franconville	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	Le 25/03/2026 : extension suite évaluation 377CD3
BIOFUTUR - Site de Franconville	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	Le 25/03/2026 : extension suite évaluation 377CD3
BIOFUTUR - Site de Franconville	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement aseptique cutané ou des phanères pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par grattage ou écouvillonnage ou ponction	Manuel de prélèvement	Le 25/03/2026 : extension suite évaluation 377CD3
BIOFUTUR - Site de Franconville	Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Col, Vulve, Vagin, Urètre, Anus, Yeux	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par écouvillonnage Avec spéculum dans le cas des prélèvements cervico-vaginaux.	Manuel de prélèvement	Le 25/03/2026 : extension suite évaluation 377CD3
BIOFUTUR - Site de Franconville	Au sein du site	Muqueuse : Col utérin	Prélèvement cervico-vaginal avec spéculum pour recherche HPV par grattage à l'aide d' une brosse	Manuel de prélèvement	Le 25/03/2026 : extension suite évaluation 377CD3
BIOFUTUR - Site de Franconville	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement	Le 25/03/2026 : extension suite évaluation 377CD3

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site de Gargenville	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Gargenville	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Gargenville	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement aseptique cutané ou des phanères pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par grattage ou écouvillonnage ou ponction	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Gargenville	Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Col, Vulve, Vagin, Urètre, Anus, Yeux	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par écouvillonnage Avec spéculum dans le cas des prélèvements cervico-vaginaux.	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Gargenville	Au sein du site	Muqueuse : Col utérin	Prélèvement cervico-vaginal avec spéculum pour recherche HPV par grattage à l'aide d' une brosse	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Gargenville	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site de Garges les Goneses	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Garges les Goneses	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Garges les Goneses	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement aseptique cutané ou des phanères pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par grattage ou écouvillonnage ou ponction	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Garges les Goneses	Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Col, Vulve, Vagin, Urètre, Anus, Yeux	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par écouvillonnage Avec spéculum dans le cas des prélèvements cervico-vaginaux.	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Garges les Goneses	Au sein du site	Muqueuse : Col utérin	Prélèvement cervico-vaginal avec spéculum pour recherche HPV par grattage à l'aide d' une brosse	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Garges les Goneses	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site de Goussainville	Au sein du site / Centre de santé	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Goussainville	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Goussainville	Au sein du site / Centre de santé	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement aseptique cutané ou des phanères pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par grattage ou écouvillonnage ou ponction	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Goussainville	Au sein du site / Centre de santé	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Col, Vulve, Vagin, Urètre, Anus, Yeux	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par écouvillonnage Avec spéculum dans le cas des prélèvements cervico-vaginaux.	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Goussainville	Au sein du site	Muqueuse : Col utérin	Prélèvement cervico-vaginal avec spéculum pour recherche HPV par grattage à l'aide d' une brosse	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Goussainville	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site de Houilles	Au sein du site / Au sein du service de soins / Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Houilles	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Houilles	Au sein du site // Au sein du service de soins / Au domicile des patients	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement aseptique cutané ou des phanères pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par grattage ou écouvillonnage ou ponction	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Houilles	Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Col, Vulve, Vagin, Urètre, Anus, Yeux	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par écouvillonnage Avec spéculum dans le cas des prélèvements cervico-vaginaux.	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Houilles	Au sein du site / Au domicile des patients	Muqueuse : Col utérin	Prélèvement cervico-vaginal avec spéculum pour recherche HPV par grattage à l'aide d' une brosse	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Houilles	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site de l'Isle Adam Centre	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de l'Isle Adam Centre	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de l'Isle Adam Centre	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement aseptique cutané ou des phanères pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par grattage ou écouvillonnage ou ponction	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de l'Isle Adam Centre	Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Col, Vulve, Vagin, Urètre, Anus, Yeux	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par écouvillonnage Avec spéculum dans le cas des prélèvements cervico-vaginaux.	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de l'Isle Adam Centre	Au sein du site	Muqueuse : Col utérin	Prélèvement cervico-vaginal avec spéculum pour recherche HPV par grattage à l'aide d' une brosse	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de l'Isle Adam Centre	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site de Maisons-Laffitte	Au sein du site / Centre de prélèvement	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Maisons-Laffitte	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Maisons-Laffitte	Au sein du site / Centre de prélèvement	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement aseptique cutané ou des phanères pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par grattage ou écouvillonnage ou ponction	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Maisons-Laffitte	Au sein du site / Centre de prélèvement	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Col, Vulve, Vagin, Urètre, Anus, Yeux	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par écouvillonnage Avec spéculum dans le cas des prélèvements cervico-vaginaux.	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Maisons-Laffitte	Au sein du site	Muqueuse : Col utérin	Prélèvement cervico-vaginal avec spéculum pour recherche HPV par grattage à l'aide d' une brosse	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Maisons-Laffitte	Au sein du site / Centre de prélèvement	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site de Marly la Ville	Au sein du site / Centre de santé / Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Marly la Ville	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Marly la Ville	Au sein du site / Centre de santé / Au domicile des patients	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement aseptique cutané ou des phanères pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par grattage ou écouvillonnage ou ponction	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Marly la Ville	Au sein du site / Centre de santé / Au domicile des patients	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Col, Vulve, Vagin, Urètre, Anus, Yeux	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par écouvillonnage Avec spéculum dans le cas des prélèvements cervico-vaginaux.	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Marly la Ville	Au sein du site / Au domicile des patients	Muqueuse : Col utérin	Prélèvement cervico-vaginal avec spéculum pour recherche HPV par grattage à l'aide d' une brosse	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Marly la Ville	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site de Meulan	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Meulan	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Meulan	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement aseptique cutané ou des phanères pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par grattage ou écouvillonnage ou ponction	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Meulan	Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Col, Vulve, Vagin, Urètre, Anus, Yeux	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par écouvillonnage Avec spéculum dans le cas des prélèvements cervico-vaginaux.	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Meulan	Au sein du site	Muqueuse : Col utérin	Prélèvement cervico-vaginal avec spéculum pour recherche HPV par grattage à l'aide d' une brosse	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Meulan	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site de Plaisir	Au sein du site / Au sein du service de soins	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Plaisir	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Plaisir	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement aseptique cutané ou des phanères pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par grattage ou écouvillonnage ou ponction	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Plaisir	Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Col, Vulve, Vagin, Urètre, Anus, Yeux	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par écouvillonnage Avec spéculum dans le cas des prélèvements cervico-vaginaux.	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Plaisir	Au sein du site	Muqueuse : Col utérin	Prélèvement cervico-vaginal avec spéculum pour recherche HPV par grattage à l'aide d' une brosse	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Plaisir	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site de Pontoise	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Pontoise	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Pontoise	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement aseptique cutané ou des phanères pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par grattage ou écouvillonnage ou ponction	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Pontoise	Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Col, Vulve, Vagin, Urètre, Anus, Yeux	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par écouvillonnage Avec spéculum dans le cas des prélèvements cervico-vaginaux.	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Pontoise	Au sein du site	Muqueuse : Col utérin	Prélèvement cervico-vaginal avec spéculum pour recherche HPV par grattage à l'aide d' une brosse	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Pontoise	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site de Saint Germain en Laye	Au sein du site / Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Saint Germain en Laye	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Saint Germain en Laye	Au sein du site / Au domicile des patients	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement aseptique cutané ou des phanères pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par grattage ou écouvillonnage ou ponction	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Saint Germain en Laye	Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Col, Vulve, Vagin, Urètre, Anus, Yeux	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par écouvillonnage Avec spéculum dans le cas des prélèvements cervico-vaginaux.	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Saint Germain en Laye	Au sein du site	Muqueuse : Col utérin	Prélèvement cervico-vaginal avec spéculum pour recherche HPV par grattage à l'aide d' une brosse	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Saint Germain en Laye	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site de Saint Gratien	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Saint Gratien	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Saint Gratien	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement aseptique cutané ou des phanères pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par grattage ou écouvillonnage ou ponction	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Saint Gratien	Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Col, Vulve, Vagin, Urètre, Anus, Yeux	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par écouvillonnage Avec spéculum dans le cas des prélèvements cervico-vaginaux.	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Saint Gratien	Au sein du site	Muqueuse : Col utérin	Prélèvement cervico-vaginal avec spéculum pour recherche HPV par grattage à l'aide d' une brosse	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Saint Gratien	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site de Saint Ouen l'Aumone	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Saint Ouen l'Aumone	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Saint Ouen l'Aumone	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement aseptique cutané ou des phanères pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par grattage ou écouvillonnage ou ponction	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Saint Ouen l'Aumone	Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Col, Vulve, Vagin, Urètre, Anus, Yeux	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par écouvillonnage Avec spéculum dans le cas des prélèvements cervico-vaginaux.	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Saint Ouen l'Aumone	Au sein du site	Muqueuse : Col utérin	Prélèvement cervico-vaginal avec spéculum pour recherche HPV par grattage à l'aide d' une brosse	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Saint Ouen l'Aumone	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site de Sarcelles	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Sarcelles	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Sarcelles	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement aseptique cutané ou des phanères pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par grattage ou écouvillonnage ou ponction	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Sarcelles	Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Col, Vulve, Vagin, Urètre, Anus, Yeux	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par écouvillonnage Avec spéculum dans le cas des prélèvements cervico-vaginaux.	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Sarcelles	Au sein du site	Muqueuse : Col utérin	Prélèvement cervico-vaginal avec spéculum pour recherche HPV par grattage à l'aide d' une brosse	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Sarcelles	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site de Soisy-sous-Montmorency	Au sein du site /Au sein du service de soins /	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Soisy-sous-Montmorency	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Soisy-sous-Montmorency	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement aseptique cutané ou des phanères pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par grattage ou écouvillonnage ou ponction	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Soisy-sous-Montmorency	Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Col, Vulve, Vagin, Urètre, Anus, Yeux	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par écouvillonnage Avec spéculum dans le cas des prélèvements cervico-vaginaux.	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Soisy-sous-Montmorency	Au sein du site	Muqueuse : Col utérin	Prélèvement cervico-vaginal avec spéculum pour recherche HPV par grattage à l'aide d' une brosse	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Soisy-sous-Montmorency	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site de Taverny	Au sein du site / Au sein du service de soins	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Taverny	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Taverny	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement aseptique cutané ou des phanères pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par grattage ou écouvillonnage ou ponction	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Taverny	Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Col, Vulve, Vagin, Urètre, Anus, Yeux	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par écouvillonnage Avec spéculum dans le cas des prélèvements cervico-vaginaux.	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Taverny	Au sein du site	Muqueuse : Col utérin	Prélèvement cervico-vaginal avec spéculum pour recherche HPV par grattage à l'aide d' une brosse	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Taverny	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site de Triel sur Seine	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Triel sur Seine	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Triel sur Seine	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement aseptique cutané ou des phanères pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par grattage ou écouvillonnage ou ponction	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Triel sur Seine	Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Col, Vulve, Vagin, Urètre, Anus, Yeux	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par écouvillonnage Avec spéculum dans le cas des prélèvements cervico-vaginaux.	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Triel sur Seine	Au sein du site	Muqueuse : Col utérin	Prélèvement cervico-vaginal avec spéculum pour recherche HPV par grattage à l'aide d' une brosse	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Triel sur Seine	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site de Vernouillet	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Vernouillet	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Vernouillet	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement aseptique cutané ou des phanères pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par grattage ou écouvillonnage ou ponction	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Vernouillet	Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Col, Vulve, Vagin, Urètre, Anus, Yeux	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par écouvillonnage Avec spéculum dans le cas des prélèvements cervico-vaginaux.	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Vernouillet	Au sein du site	Muqueuse : Col utérin	Prélèvement cervico-vaginal avec spéculum pour recherche HPV par grattage à l'aide d' une brosse	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Vernouillet	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site de Villiers le Bel	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Villiers le Bel	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Villiers le Bel	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement aseptique cutané ou des phanères pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par grattage ou écouvillonnage ou ponction	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Villiers le Bel	Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Col, Vulve, Vagin, Urètre, Anus, Yeux	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par écouvillonnage Avec spéculum dans le cas des prélèvements cervico-vaginaux.	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Villiers le Bel	Au sein du site	Muqueuse : Col utérin	Prélèvement cervico-vaginal avec spéculum pour recherche HPV par grattage à l'aide d' une brosse	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site de Villiers le Bel	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site d'Elancourt	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site d'Elancourt	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site d'Elancourt	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement aseptique cutané ou des phanères pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par grattage ou écouvillonnage ou ponction	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site d'Elancourt	Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Col, Vulve, Vagin, Urètre, Anus, Yeux	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par écouvillonnage Avec spéculum dans le cas des prélèvements cervico-vaginaux.	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site d'Elancourt	Au sein du site	Muqueuse : Col utérin	Prélèvement cervico-vaginal avec spéculum pour recherche HPV par grattage à l'aide d' une brosse	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site d'Elancourt	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site d'Epone	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site d'Epone	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site d'Epone	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement aseptique cutané ou des phanères pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par grattage ou écouvillonnage ou ponction	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site d'Epone	Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Col, Vulve, Vagin, Urètre, Anus, Yeux	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par écouvillonnage Avec spéculum dans le cas des prélèvements cervico-vaginaux.	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site d'Epone	Au sein du site	Muqueuse : Col utérin	Prélèvement cervico-vaginal avec spéculum pour recherche HPV par grattage à l'aide d' une brosse	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site d'Epone	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site des Clayes sous Bois	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site des Clayes sous Bois	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site des Clayes sous Bois	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement aseptique cutané ou des phanères pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par grattage ou écouvillonnage ou ponction	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site des Clayes sous Bois	Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Col, Vulve, Vagin, Urètre, Anus, Yeux	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par écouvillonnage Avec spéculum dans le cas des prélèvements cervico-vaginaux.	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site des Clayes sous Bois	Au sein du site	Muqueuse : Col utérin	Prélèvement cervico-vaginal avec spéculum pour recherche HPV par grattage à l'aide d' une bros	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site des Clayes sous Bois	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site des Mureaux	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site des Mureaux	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site des Mureaux	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement aseptique cutané ou des phanères pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par grattage ou écouvillonnage ou ponction	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site des Mureaux	Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Col, Vulve, Vagin, Urètre, Anus, Yeux	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par écouvillonnage Avec spéculum dans le cas des prélèvements cervico-vaginaux.	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site des Mureaux	Au sein du site	Muqueuse : Col utérin	Prélèvement cervico-vaginal avec spéculum pour recherche HPV par grattage à l'aide d' une brosse	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site des Mureaux	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	Au sein du site / Au sein du service de soins	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	Au sein du service de soins	Sang	Prélèvement capillaire	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement aseptique cutané ou des phanères pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par grattage ou écouvillonnage ou ponction	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Col, Vulve, Vagin, Urètre, Anus, Yeux	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par écouvillonnage Avec spéculum dans le cas des prélèvements cervico-vaginaux.	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	Au sein du site	Muqueuse : Col utérin	Prélèvement cervico-vaginal avec spéculum pour recherche HPV par grattage à l'aide d' une brosse	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site des 3 Sources	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site d'Osny	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site d'Osny	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site d'Osny	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement aseptique cutané ou des phanères pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par grattage ou écouvillonnage ou ponction	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site d'Osny	Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Col, Vulve, Vagin, Urètre, Anus, Yeux	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par écouvillonnage Avec spéculum dans le cas des prélèvements cervico-vaginaux.	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site d'Osny	Au sein du site	Muqueuse : Col utérin	Prélèvement cervico-vaginal avec spéculum pour recherche HPV par grattage à l'aide d' une brosse	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site d'Osny	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	Au sein du site / Au sein du service de soins	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	Au sein du service de soins	Sang	Prélèvement capillaire	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement aseptique cutané ou des phanères pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par grattage ou écouvillonnage ou ponction	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	Au sein du site	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Col, Vulve, Vagin, Urètre, Anus, Yeux	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen(s) cytologique(s), bactériologique(s), parasitologique(s), mycologique(s) ou virologique(s) par écouvillonnage Avec spéculum dans le cas des prélèvements cervico-vaginaux.	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	Au sein du site	Muqueuse : Col utérin	Prélèvement cervico-vaginal avec spéculum pour recherche HPV par grattage à l'aide d' une brosse	Manuel de prélèvement	
BIOFUTUR - Site d'Osny Sainte Marie	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement	