



Portée détaillée v.12 de l'attestation N° 8-3069

Detailed scope v.12 of the attestation N° 8-3069

Date de publication / Publish date: 25/08/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

SYNLAB PARIS

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Notre Dame des Champs	Acide urique	Serum	Uricase / Péroxydase Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n° CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Acide urique urinaire	Urine	Uricase / Péroxydase Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n° CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Albumine	Serum	Colorimétrie BCP Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n° CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Albumine urinaire	Urine	Colorimétrie BCP Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n° CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Alfa-foetoprotéine (AFP)	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n°IRH23222201	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Amylase	Serum	Ethylène G7-PNP Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n° CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Anticorps anti-thyroglobuline	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n°IRH23222201	35-GT-BIOCH-002	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Notre Dame des Champs	Anticorps anti-thyropéroxydase	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n°IRH23222201	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Antigène carcino-embryonnaire (ACE)	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n°IRH23222201	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Apolipoprotéines A1	Serum	Immunoturbidimétrie Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n° CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Apolipoprotéines B	Serum	Immunoturbidimétrie Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n° CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Bilirubine conjuguée	Serum	Oxydation par le vanadate Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n° CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Bilirubine totale	Serum	Oxydation par le vanadate Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n° CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	CA 15.3	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n°IRH23222201	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	CA19.9	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n°IRH23222201	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	CA 125	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n°IRH23222201	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Chlore	Plasma	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n° CM03359	35-GT-BIOCH-002	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Notre Dame des Champs	Chlore	Plasma	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée SIEMENS Atellica CI n° IRC013982507	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Chlore urinaire	Urine	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n° CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Cholestérol HDL	Serum	Colorimétrie enzymatique Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n° CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Cholestérol LDL	Serum	Colorimétrie enzymatique Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n° CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Cholestérol total	Serum	Colorimétrie enzymatique Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n° CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Complément C3	Serum	Immunoturbidimétrie Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n° CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Complément C4	Serum	Immunoturbidimétrie Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n° CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Cortisol	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n°IRH23222201	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Créatinine	Serum	Enzymatique Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n° CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Créatinine phosphokinase (CPK)	Serum	Enzymatique Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n° CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Créatinine urinaire	Urine	Enzymatique Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n° CM03359	35-GT-BIOCH-002	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Notre Dame des Champs	Delta 4 Androstènedione	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica CI n° IRC013982507	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Estradiol	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n°IRH23222201	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Estradiol	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica CI n° IRC013982507	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Fer	Serum	Enzymatique Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n° CM03359 (technique ferrozine)	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Ferritine	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n° IRH023222201	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Folates sériques	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n° IRH023222201	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	FSH	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n° IRH023222201	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	FSH	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica CI n° IRC013982507	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Gamma glutamyl transférase (GGT)	Serum	Enzymatique Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n° CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Glucose	Serum	Hexokinase Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n° CM03359	35-GT-BIOCH-002	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Notre Dame des Champs	Glucose	Serum	Hexokinase Méthode automatisée SIEMENS Atellica CI n° IRC013982507	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Glucose urinaire	Urine	Hexokinase Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n° CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Haptoglobine	Serum	Immunoturbidimétrie Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n° CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	hCG	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n° IRH023222201	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	hCG	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica CI n° IRC013982507	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Homocystéine	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica CI n° IRC013982507	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Hémoglobine glyquée (HbA1c)	Sang total EDTA	HPLC Méthode automatisée BIORAD Variant II turbo	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	IgA	Serum	Immunoturbidimétrie Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n° CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	IgG	Serum	Immunoturbidimétrie Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n° CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	IgM	Serum	Immunoturbidimétrie Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n° CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Insuline	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica CI n° IRC013982507	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Lactate déshydrogénase (LDH)	Plasma	Enzymatique Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n° CM03359	35-GT-BIOCH-002	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Notre Dame des Champs	LH	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n° IRH023222201	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	LH	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica CI n° IRC013982507	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Lipase	Serum	Enzymatique Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n° CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Magnésium	Serum	Colorimétrie au bleu de xylidil Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n° CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Parathormone (1-84)	Plasma	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica CI n° IRC013982507	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Peptide natriurétique (BNP)	Plasma	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica CI n° IRC013982507	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Peptide natriurétique (BNP)	Plasma	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n° IRH023222201	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Peptide natriurétique (NT-proBNP)	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n° IRH023222201	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Phosphatase alcaline (PAL)	Serum	Enzymatique Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n°CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Phosphore	Plasma	Phosphomolybdate Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n°CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Phosphore urinaire	Urine	Phosphomolybdate Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n°CM03359	35-GT-BIOCH-002	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Notre Dame des Champs	Potassium	Plasma	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n°CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Potassium	Plasma	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée SIEMENS Atellica CI n° IRC013982507	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Potassium urinaire	Urine	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n°CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Progestérone	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica CI n° IRC013982507	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Progestérone	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n° IRH023222201	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Prolactine	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n° IRH023222201	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Protéine C Réactive (CRP)	Serum	Immunoturbidimétrie Méthode automatisée SIEMENS Atellica CI n° IRC013982507	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Protéine C Réactive (CRP)	Serum	Immunoturbidimétrie Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n°CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Protéines totales	Serum	Colorimétrie au rouge de pyrogallol Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n°CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Protéines urinaires	Urine	Colorimétrie au rouge de pyrogallol Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n°CM03359	35-GT-BIOCH-002	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Notre Dame des Champs	Préalbumine	Serum	Immunoturbidimétrie Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n°CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	PSA (Antigène spécifique de la prostate)	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica CI n° IRC013982507	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	PSA (Antigène spécifique de la prostate)	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n° IRH023222201	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	PSA libre	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica CI n° IRC013982507	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	PSA libre	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n° IRH023222201	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Réserve alcaline (bicarbonate ou CO2 total)	Plasma	Enzymatique Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n°CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Sodium	Plasma	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée SIEMENS Atellica CI n° IRC013982507	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Sodium	Plasma	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n°CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Sodium urinaire	Urine	Potentiométrie indirecte Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n°CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Sulfate de DHEA	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica CI n° IRC013982507	35-GT-BIOCH-002	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Notre Dame des Champs	Testostérone	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n° IRH023222201	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Thyroxine libre (T4 libre)	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n° IRH023222201	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Transaminase ALAT (SGPT)	Serum	Enzymatique P5P-IFCC Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n°CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Transaminase ASAT (SGOT)	Serum	Enzymatique P5P-IFCC Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n°CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Transferrine	Serum	Immunoturbidimétrie Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n°CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Triglycérides	Serum	Glycérol phosphate oxydase Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n°CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Triiodothyronine libre (T3 libre)	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n° IRH023222201	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Troponine	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n° IRH023222201	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Troponine	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica CI n° IRC013982507	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	TSH	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n° IRH023222201	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Urée	Serum	Uréase GLDH Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n°CM03359	35-GT-BIOCH-002	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Notre Dame des Champs	Urée urinaire	urines	Uréase GLDH Méthode automatisée SIEMENS Atellica CH n°CM03359	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Vitamine B12	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n° IRH023222201	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Vitamine D	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica CI n° IRC013982507	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Vitamine D	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n° IRH023222201	35-GT-BIOCH-002	
Site Notre Dame des Champs	Zinc	Serum	Colorimétrie Méthode automatisée SIEMENS Atellica CI n° IRC013982507	35-GT-BIOCH-002	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Notre Dame des Champs	Examen cytologique du sang (Hémogramme) NFP	Sang total EDTA	Impédance Spectrophotométrie Fluoro- cytométrie en flux Méthode automatisée SYSMEX XN 1000 Formule manuelle SYSMEX XP 500 + microscopie optique	35-LNDC-HEMIT-001	
Site Notre Dame des Champs	Plaquettes (thrombocytes)	Sang total	Impédance Focalisation hydrodynamique Méthode automatisée SYSMEX XN 1000	35-LNDC-HEMIT-001	
Site Notre Dame des Champs	Réticulocytes	Sang total EDTA	Impédance Spectrophotométrie Fluoro- cytométrie en flux Méthode automatisée SYSMEX XN 1000	35-LNDC-HEMIT-001	

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Notre Dame des Champs	Vitesse de sédimentation	Sang total	Lecture optique Méthode automatisée MENARINI VS Matic Cube 200	35-LNDC-HEMI-016	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Notre Dame des Champs	DDimères	Plasma	Turbidimétrie Méthode automatisée STAGO STA Compact Max 3	35-LNDC-HMOIT-001	
Site Notre Dame des Champs	Fibrinogène	Plasma	Chronométrie Méthode automatisée STAGO STA Compact Max 3	35-LNDC-HMOIT-001	
Site Notre Dame des Champs	Temps de céphaline + activateur (TCA)	Plasma	Chronométrie Méthode automatisée STAGO STA Compact Max 3	35-LNDC-HMOIT-001	
Site Notre Dame des Champs	Temps de prothrombine TP (absence de traitement AVK et avec traitement AVK)	Plasma	Chronométrie Méthode automatisée STAGO STA Compact Max 3	35-LNDC-HMOIT-001	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Notre Dame des Champs	Recherche et détermination d'antigènes érythrocytaires pour ABO, RH, KELL	Sang total EDTA	Hémagglutination Méthode automatisée BIORAD IH500	35-LNDC-IMGIT-015	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Notre Dame des Champs	Recherche d'anticorps anti-érythrocytaires	Sang total EDTA	Hémagglutination Méthode automatisée BIORAD IH500	35-LNDC-IMGIT-015	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Notre Dame des Champs	Sérologie Cytomégalo virus IgG	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n°IRH23222201		Ajout
Site Notre Dame des Champs	Sérologie Cytomégalo virus IgM	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n°IRH23222201		Ajout
Site Notre Dame des Champs	Sérologie de dépistage VIH 1 et 2	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n°IRH23222201	35-LNDC-BIOIT-002	
Site Notre Dame des Champs	Sérologie Hépatite A Ac totaux	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n°IRH23222201	35-LNDC-BIOIT-002	
Site Notre Dame des Champs	Sérologie Hépatite B: anticorps anti-Hbc	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n°IRH23222201	35-LNDC-BIOIT-002	
Site Notre Dame des Champs	Sérologie Hépatite B: anticorps anti-Hbs	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n°IRH23222201	35-LNDC-BIOIT-002	
Site Notre Dame des Champs	Sérologie Hépatite B: antigène Hbs	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n°IRH23222201	35-LNDC-BIOIT-002	
Site Notre Dame des Champs	Sérologie Hépatite C	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n°IRH23222201	35-LNDC-BIOIT-002	
Site Notre Dame des Champs	Sérologie Rubéole IgG	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n°IRH23222201	35-LNDC-BIOIT-002	
Site Notre Dame des Champs	Sérologie Syphilis Test tréponémique	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n°IRH23222201	35-LNDC-BIOIT-002	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Notre Dame des Champs	Sérologie Syphilis VDRL charbon	Serum	Agglutination Méthode manuelle Biorad	35-LNDC-BIOIT-018	Ajout
Site Notre Dame des Champs	Sérologie Toxoplasmose IgG	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n°IRH23222201	35-LNDC-BIOIT-002	
Site Notre Dame des Champs	Sérologie Toxoplasmose IgM	Serum	Chimiluminescence directe Méthode automatisée SIEMENS Atellica IM n°IRH23222201	35-LNDC-BIOIT-002	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Claude Bernard	Recherche des toxine A et B et de la glutamate deshydrogénase (GDH) de Clostridium difficile	Selles	Immunochromatographie qualitative Méthode manuelle	35-LNDC-BACIT-044	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Claude Bernard	Compte d'Addis (Hématies Leucocytes / mn)	Urines	Cytologie automatisée BECKMANN Iris IQ200 Méthode manuelle	35-SEL-PRE-7IT-038 35-LNDC-BACDX-003	
Site Claude Bernard	Coproculture	Selles	Examen microscopique après coloration de Gram Méthode automatisée BIOMERIEUX PreviColor ou Manuelle	35-LNDC-BACIT-039 35-LNDC-BACIT-022 35-LNDC-BACIT-079	
Site Claude Bernard	Cytologie urinaire	Urines	Cytologie automatisée BECKMANN Iris IQ200 Méthode manuelle	35-LNDC-BACIT-012 35-LNDC-BACDX-003	
Site Claude Bernard	Examen bactériologique d'une plaie, écoulement purulent, tissus	Prélèvement peau- phanères, plaies, écoulement purulents, tissus, pus (collection fermée), prélèvements	Examen microscopique après coloration de Gram Méthode automatisée BIOMERIEUX PreviColor ou Manuelle	35-LNDC-BACIT-010 35-LNDC-BACIT-022 35-LNDC-BACIT-079	
Site Claude Bernard	Examen bactériologique d'un matériel	Divers (stérilet, ...)	Examen microscopique après coloration de Gram Méthode automatisée BIOMERIEUX PreviColor ou Manuelle	35-LNDC-BACIT-037 35-LNDC-BACIT-022 35-LNDC-BACIT-079	
Site Claude Bernard	Examen bactériologique d'un prélèvement ORL ou oculaire	Prélèvement ORL Prélèvement oculaire	Examen microscopique après coloration de Gram Méthode automatisée BIOMERIEUX PreviColor ou Manuelle	35-LNDC-BACIT-011 35-LNDC-BACIT-016 35-LNDC-BACIT-076 35-LNDC-BACIT-077 35-LNDC-BACIT-022 35-LNDC-BACIT-079	
Site Claude Bernard	Examen bactériologique d'un prélèvement respiratoire (expectoration, LBA, ...)	Prélèvement respiratoire (expectoration, LBA...)	Examen microscopique après coloration de Gram Méthode automatisée BIOMERIEUX PreviColor ou Manuelle	35-LNDC-BACIT-046 35-LNDC-BACIT-050 35-LNDC-BACIT-022 35-LNDC-BACIT-079	
Site Claude Bernard	Examen bactériologique de sperme	Sperme	Examen microscopique après coloration de Gram Méthode automatisée BIOMERIEUX PreviColor ou Manuelle	35-LNDC-BACIT-053 35-LNDC-BACIT-022 35-LNDC-BACIT-079	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Claude Bernard	Examen cytot bactériologique d'un liquide articulaire, liquide de ponction	Liquides de ponction Liquides articulaires	Examen microscopique après coloration de Gram Méthode automatisée BIOMERIEUX PreviColor ou Manuelle	35-LNDC-BACIT-065 35-LNDC-BACIT-022 35-LNDC-BACIT-079	
Site Claude Bernard	Examen cytot bactériologique des Urines (ECBU)	Urines	Cytologie automatisée BECKMANN Iris IQ200 Méthodes manuelles	35-LNDC-BACIT-012 35-LNDC-BACDX-003	
Site Claude Bernard	Prélèvements génitaux homme et femme	Prélèvements génitaux homme et femme	Examen microscopique après coloration de Gram Méthode automatisée BIOMERIEUX PreviColor ou Manuelle	35-LNDC-BACIT-009 35-LNDC-BACIT-013 35-LNDC-BACIT-022 35-LNDC-BACIT-079	
Site Claude Bernard	Recherche d'une bactérie nommément désignée (Streptocoque B,...)	Tous prélèvements	Examen microscopique après coloration de Gram Méthode automatisée BIOMERIEUX PreviColor ou Manuelle	35-LNDC-BACIT-022 35-LNDC-BACIT-079	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Claude Bernard	Identification Microorganisme	Cultures microbiologiques	Identification Méthode automatisée BIOMERIEUX VITEK II	35-LNDC-BACIT-019	
Site Claude Bernard	Mycoplasmes urogénitaux: recherches sur milieux spéciaux	Urines Prélèvements génitaux homme et femme Sperme	Mycoplasmes urogénitaux: recherche, identification Méthode manuelle	35-LNDC-BACIT-006	
Site Claude Bernard	Recherche et identification de micro- organismes par examen morphologique direct	Urines Prélèvements génitaux homme et femme Selles Liquides de ponction Liquides articulaires Sperme Pus profond Prélèvement ORL Prélèvement oculaire Prélèvement respiratoire (expectoration, LBA...) Prélèvement peau- phanères, plaies, écoulement purulents, tissus, pus (collection fermée), prélèvements divers.	Mise en culture Méthode manuelle Incubation Examen microscopique après coloration de Gram BIOMERIEUX PreviColor ou Manuelle	35-LNDC-BACIT-009 35-LNDC-BACIT-010 35-LNDC-BACIT-011 35-LNDC-BACIT-012 35-LNDC-BACIT-013 35-LNDC-BACIT-015 35-LNDC-BACIT-016 35-LNDC-BACIT-020 35-LNDC-BACIT-039 35-LNDC-BACIT-053 35-LNDC-BACIT-065 35-LNDC-BACIT-077 35-LNDC-BACIT-022 35-LNDC-BACIT-079	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Claude Bernard	Antibiogramme Bactérie aérobie	Cultures microbiologiques	Antibiogramme en milieu liquide Méthode automatisée BIOMERIEUX VITEK II	35-LNDC-BACIT-019	
Site Claude Bernard	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques	Cultures microbiologiques	Méthode manuelle Antibiogramme en diffusion	35-LNDC-BACIT-017	
Site Claude Bernard	Concentration Minimale Inhibitrice (CMI) Bactérie aérobie	Cultures microbiologiques	Méthode manuelle Diffusion en milieu gélosé (bandelette CMI)	35-LNDC-BACIT-017	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Notre Dame des Champs	Recherche du paludisme	Sang total EDTA	Recherche, identification et numération de parasites Méthode manuelle de type qualitatif et quantitatif en microscopie optique Frottis MGG et goutte épaisse	35-LNDC-HEMIT-008	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Claude Bernard	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Claude Bernard	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Claude Bernard	Au sein du site	Peau et phanères	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques Ectoparasites	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Claude Bernard	Au sein du site	Prélèvements génitaux: vaginal, endocervical, urétral, anal, lésion externe	Prélèvements pour examens microbiologiques	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Claude Bernard	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Claude Bernard	Au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmiques: nasopharyngé, oropharyngé, nasal, buccal, oreille externe, conjonctive	Prélèvement pour examens microbiologiques	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Claude Bernard	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe dans le cadre d'un test dynamique avec ingestion ou injection	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Claude Bernard	Au sein du site	Suppurations	Prélèvement par écouvillonnage	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Claude Bernard	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose de poche pédiatrique	35-SEL-PRE-7IT-026	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Laborde	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Laborde	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe dans le cadre d'un test dynamique avec ingestion ou injection	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Laborde	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose de poche pédiatrique	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Laborde	Au sein du site	Suppurations	Prélèvement par écouvillonnage	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Laborde	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Laborde	Au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmiques: nasopharyngé, oropharyngé, nasal, buccal, oreille externe, conjonctive	Prélèvement pour examens microbiologiques	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Laborde	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Laborde	Au sein du site	Prélèvements génitaux: vaginal, endocervical, urétral, anal, lésion externe	Prélèvements pour examens microbiologiques	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Laborde	Au sein du site	Peau et phanères	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques Ectoparasites	35-SEL-PRE-7IT-026	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Monge	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Monge	Au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmiques: nasopharyngé, oropharyngé, nasal, buccal, oreille externe, conjonctive	Prélèvement pour examens microbiologiques	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Monge	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Monge	Au sein du site	Prélèvements génitaux: vaginal, endocervical, urétral, anal, lésion externe	Prélèvements pour examens microbiologiques	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Monge	Au sein du site	Peau et phanères	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques Ectoparasites	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Monge	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Monge	Au sein du site	Suppurations	Prélèvement par écouvillonnage	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Monge	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose de poche pédiatrique	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Monge	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe dans le cadre d'un test dynamique avec ingestion ou injection	35-SEL-PRE-7IT-026	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Notre Dame des Champs	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Notre Dame des Champs	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe dans le cadre d'un test dynamique avec ingestion ou injection	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Notre Dame des Champs	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose de poche pédiatrique	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Notre Dame des Champs	Au sein du site	Suppurations	Prélèvement par écouvillonnage	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Notre Dame des Champs	Au sein du site / Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Notre Dame des Champs	Au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmiques: nasopharyngé, oropharyngé, nasal, buccal, oreille externe, conjonctive	Prélèvement pour examens microbiologiques	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Notre Dame des Champs	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Notre Dame des Champs	Au sein du site	Prélèvements génitaux: vaginal, endocervical, urétral, anal, lésion externe	Prélèvements pour examens microbiologiques	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Notre Dame des Champs	Au sein du site	Peau et phanères	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques Ectoparasites	35-SEL-PRE-7IT-026	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Port Royal	Au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmiques: nasopharyngé, oropharyngé, nasal, buccal, oreille externe, conjonctive	Prélèvement pour examens microbiologiques	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Port Royal	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe dans le cadre d'un test dynamique avec ingestion ou injection	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Port Royal	Au sein du site	Peau et phanères	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques Ectoparasites	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Port Royal	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Port Royal	Au sein du site	Prélèvements génitaux: vaginal, endocervical, urétral, anal, lésion externe	Prélèvements pour examens microbiologiques	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Port Royal	Au sein du site	Suppurations	Prélèvement par écouvillonnage	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Port Royal	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Port Royal	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Port Royal	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose de poche pédiatrique	35-SEL-PRE-7IT-026	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site République	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site République	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe dans le cadre d'un test dynamique avec ingestion ou injection	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site République	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose de poche pédiatrique	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site République	Au sein du site	Suppurations	Prélèvement par écouvillonnage	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site République	Au sein du site / Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site République	Au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmiques: nasopharyngé, oropharyngé, nasal, buccal, oreille externe, conjonctive	Prélèvement pour examens microbiologiques	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site République	Au sein du site	Prélèvements génitaux: vaginal, endocervical, urétral, anal, lésion externe	Prélèvements pour examens microbiologiques	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site République	Au sein du site	Peau et phanères	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques Ectoparasites	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site République	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	35-SEL-PRE-7IT-026	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Saint-Sulpice	Au sein du site	Suppurations	Prélèvement par écouvillonnage	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Saint-Sulpice	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose de poche pédiatrique	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Saint-Sulpice	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe dans le cadre d'un test dynamique avec ingestion ou injection	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Saint-Sulpice	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Saint-Sulpice	Au sein du site	Peau et phanères	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques Ectoparasites	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Saint-Sulpice	Au sein du site	Prélèvements génitaux: vaginal, endocervical, urétral, anal, lésion externe	Prélèvements pour examens microbiologiques	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Saint-Sulpice	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Saint-Sulpice	Au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmiques: nasopharyngé, oropharyngé, nasal, buccal, oreille externe, conjonctive	Prélèvement pour examens microbiologiques	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Saint-Sulpice	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	35-SEL-PRE-7IT-026	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Vavin	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe dans le cadre d'un test dynamique avec ingestion ou injection	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Vavin	Au sein du site	Peau et phanères	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques Ectoparasites	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Vavin	Au sein du site	Prélèvements génitaux: vaginal, endocervical, urétral, anal, lésion externe	Prélèvements pour examens microbiologiques	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Vavin	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Frottis cervico-vaginal	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Vavin	Au sein du site	Prélèvements ORL et ophtalmiques: nasopharyngé, oropharyngé, nasal, buccal, oreille externe, conjonctive	Prélèvement pour examens microbiologiques	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Vavin	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Vavin	Au sein du site	Suppurations	Prélèvement par écouvillonnage	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Vavin	Au sein du site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	35-SEL-PRE-7IT-026	
Site Vavin	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose de poche pédiatrique	35-SEL-PRE-7IT-026	