



Portée détaillée v.31 de l'attestation N° 8-3114

Detailed scope v.31 of the attestation N° 8-3114

Date de publication / Publish date: 02/09/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

ANABIOQUAL

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ANABIO-BERGSON	Acide urique	Sérum, Plasma	Méthode automatisée de type quantitatif Enzymatique et Immuno-enzymatique ALINITY 2 et 3 / ABBOTT	PR2-MO-AB-38 « Mode opérateur Alinity »	
ANABIO-BERGSON	Albumine	Sérum, Plasma	Méthode automatisée de type quantitatif Spéctrophotométrie, Néphélémétrie et Turbidimétrie ALINITY 2 et 3 / ABBOTT	PR2-MO-AB-38 « Mode opérateur Alinity »	
ANABIO-BERGSON	BHCG	Sérum, Plasma	Méthode automatisée de type quantitatif Fluorescence, Immunofluorescence et Chimiluminescence ALINITY 2 et 3 / ABBOTT	PR2-MO-AB-38 « Mode opérateur Alinity »	
ANABIO-BERGSON	Bilirubine Directe	Sérum, Plasma	Méthode automatisée de type quantitatif Enzymatique et Immuno-enzymatique ALINITY 2 et 3 / ABBOTT	PR2-MO-AB-38 « Mode opérateur Alinity »	
ANABIO-BERGSON	Bilirubine Totale	Sérum, Plasma	Méthode automatisée de type quantitatif Enzymatique et Immuno-enzymatique ALINITY 2 et 3 / ABBOTT	PR2-MO-AB-38 « Mode opérateur Alinity »	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ANABIO-BERGSON	Calcium	Sérum, Plasma	Méthode automatisée de type quantitatif Spéctrophotométrie, Néphélémétrie et Turbidimétrie ALINITY 2 et 3 / ABBOTT	PR2-MO-AB-38 « Mode opérateur Alinity »	Changement de réactif Calcium le 09/10/25
ANABIO-BERGSON	Chlore	Plasma	Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimie ALINITY 2 et 3 / ABBOTT	PR2-MO-AB-38 « Mode opérateur Alinity »	
ANABIO-BERGSON	Cholestérol total	Sérum, Plasma	Méthode automatisée de type quantitatif Enzymatique et Immuno-enzymatique ALINITY 2 et 3 / ABBOTT	PR2-MO-AB-38 « Mode opérateur Alinity »	
ANABIO-BERGSON	CPK	Sérum, Plasma	Méthode automatisée de type quantitatif Enzymatique et Immuno-enzymatique ALINITY 2 et 3 / ABBOTT	PR2-MO-AB-38 « Mode opérateur Alinity »	
ANABIO-BERGSON	Créatinine	Sérum, Plasma	Méthode automatisée de type quantitatif Enzymatique et Immuno-enzymatique ALINITY 2 et 3 / ABBOTT	PR2-MO-AB-38 « Mode opérateur Alinity »	
ANABIO-BERGSON	Ferritine	Sérum, Plasma	Méthode automatisée de type quantitatif Fluorescence, Immunofluorescence et Chimiluminescence ALINITY 2 et 3 / ABBOTT	PR2-MO-AB-38 « Mode opérateur Alinity »	
ANABIO-BERGSON	Gamma GT	Sérum, Plasma	Méthode automatisée de type quantitatif Enzymatique et Immuno-enzymatique ALINITY 2 et 3 / ABBOTT	PR2-MO-AB-38 « Mode opérateur Alinity »	
ANABIO-BERGSON	Glucose	Sérum, Plasma	Méthode automatisée de type quantitatif Enzymatique et Immuno-enzymatique ALINITY 2 et 3 / ABBOTT	PR2-MO-AB-38 « Mode opérateur Alinity »	
ANABIO-BERGSON	Glucose	Urine	Méthode automatisée de type quantitatif Enzymatique et Immuno-enzymatique ALINITY 2 et 3 / ABBOTT	PR2-MO-AB-38 « Mode opérateur Alinity »	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ANABIO-BERGSON	HDL	Sérum, Plasma	Méthode automatisée de type quantitatif Enzymatique et Immuno-enzymatique ALINITY 2 et 3 / ABBOTT	PR2-MO-AB-38 « Mode opérateur Alinity »	
ANABIO-BERGSON	LDH	Sérum, Plasma	Méthode automatisée de type quantitatif Enzymatique et Immuno-enzymatique ALINITY 2 et 3 / ABBOTT	PR2-MO-AB-38 « Mode opérateur Alinity »	
ANABIO-BERGSON	LDL	Sérum, Plasma	Méthode automatisée de type quantitatif Spéctrophotométrie, Néphélométrie et Turbidimétrie ALINITY 2 et 3 / ABBOTT	PR2-MO-AB-38 « Mode opérateur Alinity »	
ANABIO-BERGSON	Magnésium	Sérum, Plasma	Méthode automatisée de type quantitatif Spéctrophotométrie, Néphélométrie et Turbidimétrie ALINITY 2 et 3 / ABBOTT	PR2-MO-AB-38 « Mode opérateur Alinity »	
ANABIO-BERGSON	Microalbumine	Urine	Méthode automatisée de type quantitatif Spéctrophotométrie, Néphélométrie et Turbidimétrie ALINITY 2 et 3 / ABBOTT	PR2-MO-AB-38 « Mode opérateur Alinity »	
ANABIO-BERGSON	Phosphatase alcaline	Sérum, Plasma	Méthode automatisée de type quantitatif Enzymatique et Immuno-enzymatique ALINITY 2 et 3 / ABBOTT	PR2-MO-AB-38 « Mode opérateur Alinity »	
ANABIO-BERGSON	Potassium	Plasma	Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimie ALINITY 2 et 3 / ABBOTT	PR2-MO-AB-38 « Mode opérateur Alinity »	
ANABIO-BERGSON	Protéine C réactive	Sérum, Plasma	Méthode automatisée de type quantitatif Spéctrophotométrie, Néphélométrie et Turbidimétrie ALINITY 2 et 3 / ABBOTT	PR2-MO-AB-38 « Mode opérateur Alinity »	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ANABIO-BERGSON	Protéines Totales	Sérum, Plasma	Méthode automatisée de type quantitatif Spéctrophotométrie, Néphélémétrie et Turbidimétrie ALINITY 2 et 3 / ABBOTT	PR2-MO-AB-38 « Mode opérateur Alinity »	
ANABIO-BERGSON	Protéines urinaires	Urine	Méthode automatisée de type quantitatif Spéctrophotométrie, Néphélémétrie et Turbidimétrie ALINITY 2 et 3 / ABBOTT	PR2-MO-AB-38 « Mode opérateur Alinity »	
ANABIO-BERGSON	PSA Totales	Sérum, Plasma	Méthode automatisée de type quantitatif Fluorescence, Immunofluorescence et Chimiluminescence ALINITY 2 et 3 / ABBOTT	PR2-MO-AB-38 « Mode opérateur Alinity »	
ANABIO-BERGSON	Sodium	Plasma	Méthode automatisée de type quantitatif Electrochimie ALINITY 2 et 3 / ABBOTT	PR2-MO-AB-38 « Mode opérateur Alinity »	
ANABIO-BERGSON	Testostérone sauf Testostérone enfant (< 18 ans)	Sérum, Plasma	Méthode automatisée de type quantitatif Fluorescence, Immunofluorescence et Chimiluminescence ALINITY 3 / ABBOTT	PR2-MO-AB-38 « Mode opérateur Alinity »	
ANABIO-BERGSON	Transaminases ALAT TGP	Sérum, Plasma	Méthode automatisée de type quantitatif Enzymatique et Immuno-enzymatique ALINITY 2 et 3 / ABBOTT	PR2-MO-AB-38 « Mode opérateur Alinity »	
ANABIO-BERGSON	Transaminases ASAT TGO	Sérum, Plasma	Méthode automatisée de type quantitatif Enzymatique et Immuno-enzymatique ALINITY 2 et 3 / ABBOTT	PR2-MO-AB-38 « Mode opérateur Alinity »	
ANABIO-BERGSON	Triglycérides	Sérum, Plasma	Méthode automatisée de type quantitatif Enzymatique et Immuno-enzymatique ALINITY 2 et 3 / ABBOTT	PR2-MO-AB-38 « Mode opérateur Alinity »	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ANABIO-BERGSON	TSH	Sérum, Plasma	Méthode automatisée de type quantitatif Fluorescence, Immunofluorescence et Chimiluminescence ALINITY 2 et 3 / ABBOTT	PR2-MO-AB-38 « Mode opérateur Alinity »	
ANABIO-BERGSON	Urée	Sérum, Plasma	Méthode automatisée de type quantitatif Enzymatique et Immuno-enzymatique ALINITY 2 et 3 / ABBOTT	PR2-MO-AB-38 « Mode opérateur Alinity »	
ANABIO-BERGSON	Vitamine D	Sérum, Plasma	Méthode automatisée de type quantitatif Fluorescence, Immunofluorescence et Chimiluminescence ALINITY 2 / ABBOTT	PR2-MO-AB-38 « Mode opérateur Alinity »	

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ANABIO-BERGSON	Electrophorèse des protéines sériques	Sérum	Méthode automatisée de type semi-quantitatif Electrophorèse, Immunofixation – Immuno-électrophorèse, Immunofixation – Electrophorèse capillaire Capillarys 3 TERA / SEBIA	PR2-MO-AB-73 « Mode opératoire CAPILLARYS 3 TERA »	
ANABIO-BERGSON	HbA1C	Sang total	Méthode automatisée de type semi-quantitatif Electrophorèse, Immunofixation – Immuno-électrophorèse, Immunofixation – Electrophorèse capillaire Capillarys 3 TERA / SEBIA	PR2-MO-AB-73 « Mode opératoire CAPILLARYS 3 TERA »	
ANABIO-BERGSON	Immunofixation = recherche et typage d'une dysglobulinémie dans le sérum (IMS)	Sérum	Méthode automatisée de type qualitatif Electrophorèse, Immunofixation – Immuno-électrophorèse, Immunofixation – Electrophorèse capillaire Hydrasys 2 scan / SEBIA	PR2-MO-AB-53 « Mode opératoire Hydrasys Assist »	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ANABIO-BERGSON	Formule sanguine	Sang total	Méthode manuelle Identification morphologique après coloration par microscopie Colorateur RAL STAINER	PR2-MO-AB-23 « Mode opérateur Sysmex XN2000 »	
ANABIO-BERGSON	NFP	Sang total	Méthode automatisée de type quantitatif Cytométrie en flux XN 2000 / SYSMEX	PR2-MO-AB-23 « Mode opérateur Sysmex XN2000 »	
ANABIO-BERGSON	Plaquettes	Sang total	Méthode automatisée de type quantitatif Cytométrie en flux XN 2000 / SYSMEX	PR2-MO-AB-23 « Mode opérateur Sysmex XN2000 »	
ANABIO-BERGSON	Réticulocytes	Sang total	Méthode automatisée de type quantitatif Cytométrie en flux XN 2000 / SYSMEX	PR2-MO-AB-23 « Mode opérateur Sysmex XN2000 »	

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ANABIO-BERGSON	Vitesse de sédimentation	Sang total	Méthode automatisée de type quantitatif Sédimentation TEST1 SDL / BECKMAN	PR2-MO-AB-21 « Mode opérateur TEST1 SDL »	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ANABIO-BERGSON	DDimères	Plasma	Méthode automatisée de type quantitatif Turbidimétrie, Néphélémétrie, Immunoturbidimétrie CN3000 / SYSMEX	PR2-MO-AB-71 « Mode opérateur CN3000 »	
ANABIO-BERGSON	Fibrinogène	Plasma	Méthode automatisée de type quantitatif Chronométrie CN3000 / SYSMEX	PR2-MO-AB-71 « Mode opérateur CN3000 »	
ANABIO-BERGSON	TCA	Plasma	Méthode automatisée de type quantitatif Chronométrie CN3000 / SYSMEX	PR2-MO-AB-71 « Mode opérateur CN3000 »	
ANABIO-BERGSON	TP INR	Plasma	Méthode automatisée de type quantitatif Chronométrie CN3000 / SYSMEX	PR2-MO-AB-71 « Mode opérateur CN3000 »	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ANABIO-BERGSON	Détermination de groupe sanguin	Sang total	Méthode automatisée de type qualitatif Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée IH-500 / BIORAD	PR2-MO-AB-66 « Mode opérateur IH-500 »	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ANABIO-BERGSON	Recherche d'anticorps anti-érythrocytaires	Sang total	Méthode automatisée de type qualitatif Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée IH-500 / BIORAD	PR2-MO-AB-66 « Mode opérateur IH-500 »	

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ANABIO-BERGSON	ACAN	Sérum, Plasma	Méthode automatisée de type qualitatif et quantitatif Immunofluorescence QUANTA LYSER 2 / WERFEN	PR2-MO-AB-64 « Mode opérateur Quanta Lyser 2 »	
ANABIO-BERGSON	Anticorps anti-peroxydase (ACTG)	Sérum, Plasma	Méthode automatisée de type quantitatif Immunochimiluminescence ALINITY 2 / ABBOTT	PR2-MO-AB-38 « Mode opérateur Alinity »	
ANABIO-BERGSON	Anticorps anti-thyroglobuline (TPO)	Sérum, Plasma	Méthode automatisée de type quantitatif Immunochimiluminescence ALINITY 2 / ABBOTT	PR2-MO-AB-38 « Mode opérateur Alinity »	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ANABIO-BERGSON	HIV	Sérum, Plasma	Méthode immunologique automatisée de type quantitatif Immuno-enzymatique (ELISA et dérivées) ALINITY 2 / ABBOTT	PR2-MO-AB-38 « Mode opérateur Alinity »	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ANABIO-BERGSON	Recherche de l'antigène et des toxines de Clostridium difficile	Selles	Méthode manuelle de type qualitatif Immunochromatographie Tests unitaires simples	PR2-INS-AB-35 « Recherche de l'antigène et des toxines de Clostridium difficile »	

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ANABIO-CHARCOT	SARS COV-2 par RT PCR	Prélèvement naso-pharyngé	Méthode automatisée de type qualitatif Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR, ...) Kit BD Respiratory Viral Panel BD MAX / Becton Dickinson	PR2-MO-CH-01 « Mode opératoire BD MAX »	
ANABIO-CHARCOT	SARS COV-2 par RT PCR	Prélèvement naso-pharyngé	Méthode automatisée de type qualitatif Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR, ...) Kit BD SARS-CoV-2 (N1+N2) BD MAX / Becton Dickinson	PR2-MO-CH-01 « Mode opératoire BD MAX »	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ANABIO-BERGSON	Cytologie urinaire	Urines	Méthode automatisée de type quantitatif et qualitatif Analyse d'image, Cytométrie en flux, Lecture optique UF4000 / SYSMEX	PR2-MO-AB-39 « Mode opératoire UF4000 – UD10 »	Arrêt de l'UD10 le 01.02.26
ANABIO-BERGSON	Cytologie urinaire	Urines	Méthode manuelle Examen morphologique direct macro- et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration...)	PR2-MO-AB-62 « Mode opératoire ECBU »	
ANABIO-BERGSON	Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, de bactéries et/ou champignons, et/ou de levures, et/ou parasites et autres éléments	Prélèvement de Gorge	Méthode manuelle Examen morphologique direct macro- et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration...) Coloration de Gram PREVICOLOR GRAM v2 / BIOMERIEUX	PR2-MO-AB-54 « Mode opératoire prélèvement de Gorge »	Changement de colorateur le 29/09/25
ANABIO-BERGSON	Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, de bactéries et/ou champignons, et/ou de levures, et/ou parasites et autres éléments	Prélèvement nasal	Méthode manuelle Examen morphologique direct macro- et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration...) Coloration de Gram PREVICOLOR GRAM v2 / BIOMERIEUX	PR2-MO-AB-58 « Mode opératoire prélèvement nasal »	Changement de colorateur le 29/09/25

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ANABIO-BERGSON	Hémocultures	Sang total	Méthode automatisée de type qualitatif Détection visuelle de croissance BACT'ALERT 3D 60 / BIOMERIEUX	PR2-MO-AB-35 « Mode opérateur Hémoculture »	

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ANABIO-BERGSON	Recherche, identification et dénombrement de dermatophytes et de champignons filamenteux	Echantillons biologiques d'origine humaine	Méthode manuelle Examen morphologique direct macro- et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...)	PR2-MO-AB-55 « Mode opératoire Recherche de Mycoses »	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ANABIO-BERGSON	Hémocultures	Sang total	Méthode manuelle Mise en culture manuelle, incubation, lecture Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais et/ou après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Coloration de Gram PREVICOLOR GRAM v2 / BIOMERIEUX Détermination phénotypique : Caractérisation biochimique (spectrophotométrie) VITEK2 / BIOMERIEUX	PR2-MO-AB-35 « Mode opératoire Hémoculture »	Changement de colorateur le 29/09/25
ANABIO-BERGSON	Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, de bactéries et/ou champignons, et/ou de levures, et/ou parasites et autres éléments	Prélèvement de Gorge	Méthode manuelle Mise en culture manuelle, incubation, lecture Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais et/ou après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Détermination phénotypique : Caractérisation biochimique (spectrophotométrie) VITEK2 / BIOMERIEUX	PR2-MO-AB-54 « Mode opératoire prélèvement de Gorge »	
ANABIO-BERGSON	Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, de bactéries et/ou champignons, et/ou de levures, et/ou parasites et autres éléments	Prélèvement nasal	Méthode manuelle Mise en culture manuelle, incubation, lecture Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais et/ou après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Détermination phénotypique : Caractérisation biochimique (spectrophotométrie) VITEK2 / BIOMERIEUX	PR2-MO-AB-58 « Mode opératoire prélèvement nasal »	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ANABIO-BERGSON	Hémocultures	Sang total	Méthode automatisé de type qualitatif Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotique(s), après incubation VITEK2 / BIOMERIEUX	PR2-MO-AB-35 « Mode opératoire Hémoculture »	Remplacement des cartes N436 par N497 le 04.08.26
ANABIO-BERGSON	Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, de bactéries et/ou champignons, et/ou de levures, et/ou parasites et autres éléments	Prélèvement de gorge	Méthode automatisé de type qualitatif Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotique(s), après incubation VITEK2 / BIOMERIEUX	PR2-MO-AB-54 « Mode opératoire prélèvement de Gorge »	Remplacement des cartes N436 par N497 le 04.08.26
ANABIO-BERGSON	Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, de bactéries et/ou champignons, et/ou de levures, et/ou parasites et autres éléments	Prélèvement nasal	Méthode automatisé de type qualitatif Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotique(s), après incubation VITEK2 / BIOMERIEUX	PR2-MO-AB-58 « Mode opératoire prélèvement nasal »	Remplacement des cartes N436 par N497 le 04.08.26

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ANABIO-BERGSON	Diagnostic biologique du paludisme	Sang total	Méthode manuelle Examen morphologique microscopique après coloration Colorateur RAL STAINER	PR2-MO-AB-56 « Mode opératoire Diagnostic biologique du paludisme »	
ANABIO-BERGSON	Diagnostic biologique du paludisme	Sang total	Méthode manuelle Détermination phénotypique : immunochromatographie	PR2-MO-AB-56 « Mode opératoire Diagnostic biologique du paludisme »	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ANABIO-BERGSON	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	PR1-PRO-TOUS-02 « Prélèvements au laboratoire et hors laboratoire »	
ANABIO-BERGSON	Au sein du site	Urines	Prélèvement par sondage ou pose d'une poche pédiatrique	PRELMAN	
ANABIO-BERGSON	Au sein du site	Peau, phanères	Prélèvement cutané pour examens mycologiques et microbiologiques	PRELMAN	
ANABIO-BERGSON	Au sein du site	Prélèvements génitaux Vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examen microbiologiques	PRELMAN	
ANABIO-BERGSON	Au sein du site	Prélèvement ORL et ophtalmique Nasopharyngés Oropharyngés	Prélèvement pour examen microbiologiques	PRELMAN	
ANABIO-BERGSON	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	PRELMAN	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ANABIO-CHAMBON	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	PR1-PRO-TOUS-02 « Prélèvements au laboratoire et hors laboratoire »	
ANABIO-CHAMBON	Au sein du site	Urines	Prélèvement par sondage ou pose d'une poche pédiatrique	PRELMAN	
ANABIO-CHAMBON	Au sein du site	Peau, phanères	Prélèvement cutané pour examens mycologiques et microbiologiques	PRELMAN	
ANABIO-CHAMBON	Au sein du site	Prélèvements génitaux Vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examen microbiologiques	PRELMAN	
ANABIO-CHAMBON	Au sein du site	Prélèvement ORL et ophtalmique Nasopharyngés Oropharyngés	Prélèvement pour examen microbiologiques	PRELMAN	
ANABIO-CHAMBON	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	PRELMAN	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ANABIO-CHARCOT	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	PR1-PRO-TOUS-02 « Prélèvements au laboratoire et hors laboratoire »	
ANABIO-CHARCOT	Au sein du site	Urines	Prélèvement par sondage ou pose d'une poche pédiatrique	PRELMAN	
ANABIO-CHARCOT	Au sein du site	Peau, phanères	Prélèvement cutané pour examens mycologiques et microbiologiques	PRELMAN	
ANABIO-CHARCOT	Au sein du site	Prélèvements génitaux Vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examen microbiologiques	PRELMAN	
ANABIO-CHARCOT	Au sein du site	Prélèvement ORL et ophtalmique Nasopharyngés Oropharyngés	Prélèvement pour examen microbiologiques	PRELMAN	
ANABIO-CHARCOT	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	PRELMAN	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ANABIO-CHATEAUCREUX	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	PR1-PRO-TOUS-02 « Prélèvements au laboratoire et hors laboratoire »	Accréditation du site au 07/01/26
ANABIO-CHATEAUCREUX	Au sein du site	Urines	Prélèvement par sondage ou pose d'une poche pédiatrique	PRELMAN	Accréditation du site au 07/01/26
ANABIO-CHATEAUCREUX	Au sein du site	Peau, phanères	Prélèvement cutané pour examens mycologiques et microbiologiques	PRELMAN	Accréditation du site au 07/01/26
ANABIO-CHATEAUCREUX	Au sein du site	Prélèvements génitaux Vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examen microbiologiques	PRELMAN	Accréditation du site au 07/01/26
ANABIO-CHATEAUCREUX	Au sein du site	Prélèvement ORL et ophtalmique Nasopharyngés Oropharyngés	Prélèvement pour examen microbiologiques	PRELMAN	Accréditation du site au 07/01/26
ANABIO-CHATEAUCREUX	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	PRELMAN	Accréditation du site au 07/01/26

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ANABIO-LA PAIX	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	PR1-PRO-TOUS-02 « Prélèvements au laboratoire et hors laboratoire »	
ANABIO-LA PAIX	Au sein du site	Urines	Prélèvement par sondage ou pose d'une poche pédiatrique	PRELMAN	
ANABIO-LA PAIX	Au sein du site	Peau, phanères	Prélèvement cutané pour examens mycologiques et microbiologiques	PRELMAN	
ANABIO-LA PAIX	Au sein du site	Prélèvements génitaux Vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examen microbiologiques	PRELMAN	
ANABIO-LA PAIX	Au sein du site	Prélèvement ORL et ophtalmique Nasopharyngés Oropharyngés	Prélèvement pour examen microbiologiques	PRELMAN	
ANABIO-LA PAIX	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	PRELMAN	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ANABIO-LIBERATION	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	PR1-PRO-TOUS-02 « Prélèvements au laboratoire et hors laboratoire »	
ANABIO-LIBERATION	Au sein du site	Urines	Prélèvement par sondage ou pose d'une poche pédiatrique	PRELMAN	
ANABIO-LIBERATION	Au sein du site	Peau, phanères	Prélèvement cutané pour examens mycologiques et microbiologiques	PRELMAN	
ANABIO-LIBERATION	Au sein du site	Prélèvements génitaux Vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examen microbiologiques	PRELMAN	
ANABIO-LIBERATION	Au sein du site	Prélèvement ORL et ophtalmique Nasopharyngés Oropharyngés	Prélèvement pour examen microbiologiques	PRELMAN	
ANABIO-LIBERATION	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	PRELMAN	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ANABIO-ROCHE	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	PR1-PRO-TOUS-02 « Prélèvements au laboratoire et hors laboratoire »	
ANABIO-ROCHE	Au sein du site	Urines	Prélèvement par sondage ou pose d'une poche pédiatrique	PRELMAN	
ANABIO-ROCHE	Au sein du site	Peau, phanères	Prélèvement cutané pour examens mycologiques et microbiologiques	PRELMAN	
ANABIO-ROCHE	Au sein du site	Prélèvements génitaux Vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examen microbiologiques	PRELMAN	
ANABIO-ROCHE	Au sein du site	Prélèvement ORL et ophtalmique Nasopharyngés Oropharyngés	Prélèvement pour examen microbiologiques	PRELMAN	
ANABIO-ROCHE	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	PRELMAN	