



Portée détaillée v.19 de l'attestation N° 8-3115

Detailed scope v.19 of the attestation N° 8-3115

Date de publication / Publish date: 28/04/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

CAB

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE BOLLWERK	Acide urique	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE ENZYMATIQUE IFCC URICASE Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	ALAT	Plasma héparine, sérum	IFCC AVEC PHOSPHATE DE PYRIDOXAL Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	Albumine	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE - Vert de Bromocrésol Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	Albumine	Urine	IMMUNOTURBIDIMETRIE Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	ASAT	Plasma héparine, sérum	IFCC AVEC PHOSPHATE DE PYRIDOXAL Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	Bilirubine directe	Plasma héparine, sérum	Méthode colorimétrique - DIAZO Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	Bilirubine totale	Plasma héparine, sérum	Méthode colorimétrique - DIAZO Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	BNP	Plasma EDTA	CHIMILUMINESCENCE Automate ABBOTT ARCHITECT	F-BIOCH-M012	Ajout au 19/07/2023

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE BOLLWERK	Calcium	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE NM-BAPTA Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	Chlore	Urine	ISE INDIRECT Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	Chlore	Plasma héparine, sérum	ISE INDIRECT Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	Cholestérol total	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE ENZYMATIQUE Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	CK	Plasma héparine, sérum	TEST UV SELON IFCC ENZYMATIQUE Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	CO2	Plasma héparine, sérum	ENZYMATIQUE PEP (phosphoénolpyruvate) Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	CRP	Plasma héparine, sérum	IMMUNOTURBIDIMETRIE LATEX Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	Créatinine	Urine	ENZYMATIQUE Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	Créatinine	Plasma héparine, sérum	ENZYMATIQUE Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	Fer	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE AVEC FERROZINE Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	Ferritine	Plasma héparine, sérum	IMMUNOTURBIDIMETRIE LATEX Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	FT4	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate ROCHE COBAS C6000	F-BIOCH-M006	Rajout au 04/04/2024
LBM CAB - SITE BOLLWERK	GGT	Plasma héparine, sérum	IFCC Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE BOLLWERK	Glucose	Plasma héparine, sérum, Plasma fluoré	ENZYMATIQUE HEXOKINASE Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	Glucose	Urine	ENZYMATIQUE HEXOKINASE Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	HCG+ B	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate ROCHE COBAS C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	HDL-Cholestérol	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE ENZYMATIQUE Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	K (potassium)	Urine	ISE INDIRECT Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006 F-ANA-M057	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	K (potassium)	Plasma héparine, sérum	ISE INDIRECT Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006 F-ANA-M057	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	LDH	Plasma héparine, sérum	CINETIQUE IFCC Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	LH	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate ROCHE COBAS C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	Lipase	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE ENZYMATIQUE Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006-03	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	NT pro BNP	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate ROCHE COBAS C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	Oestradiol	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate ROCHE COBAS C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	PAL	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE CINETIQUE IFCC Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	Phosphore	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE BOLLWERK	Progestérone	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate ROCHE COBAS C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	Protéines Totales	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE BIURET Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	Protéines Totales	Urine	IMMUNOTURBIDIMETRIE Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	PSA libre	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate ROCHE COBAS C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	PSA total	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate ROCHE COBAS C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	Sodium	Urine	ISE INDIRECT Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	Sodium	Plasma héparine, sérum	ISE INDIRECT Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006-03	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	Transferrine	Plasma héparine, sérum	IMMUNOTURBIDIMETRIE Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	Triglycérides	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE ENZYMATIQUE GPO/PAP Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	Troponine I	Plasma héparine, sérum	Immunologique par sandwich Automate Abbott ARCHITECT	F-BIOCH-M012	Changement de technique au 19/07/2023
LBM CAB - SITE BOLLWERK	TSH	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate ROCHE COBAS C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	Urée	Plasma héparine, sérum	CINETIQUE UREASE Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	Urée	Urine	CINETIQUE UREASE Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE BOLLWERK	Vitamine D	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate ROCHE COBAS C6000	F-BIOCH-M006	Changement technique 04/12/21

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Acide urique	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE ENZYMATIQUE IFCC URICASE Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	ALAT	Plasma héparine, sérum	IFCC AVEC PHOSPHATE DE PYRIDOXAL Automate COBAS ROCHE C6000 Automate ROCHE C111	F-BIOCH-M006 F-ANA-M057	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Albumine	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE - Vert de Bromocrésol Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Albumine	Urine	IMMUNOTURBIDIMETRIE Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	ASAT	Plasma héparine, sérum	IFCC AVEC PHOSPHATE DE PYRIDOXAL Automate COBAS ROCHE C6000 Automate ROCHE C111	F-BIOCH-M006 F-ANA-M057	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Bilirubine directe	Plasma héparine, sérum	Méthode colorimétrique - DIAZO Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Bilirubine totale	Plasma héparine, sérum	Méthode colorimétrique - DIAZO Automate COBAS ROCHE C6000 Automate ROCHE C111	F-BIOCH-M006 F-ANA-M057	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	BNP	Plasma EDTA	CHIMILUMINESCENCE Automate ABBOTT ARCHITECT	F-BIOCH-M012	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Calcium	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE NM-BAPTA Automate COBAS ROCHE C6000 Automate ROCHE C111	F-BIOCH-M006 F-ANA-M057	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Chlore	Plasma héparine, sérum	ISE INDIRECT Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Chlore	Urine	ISE INDIRECT Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Cholestérol total	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE ENZYMATIQUE Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	CK	Plasma héparine, sérum	TEST UV SELON IFCC ENZYMATIQUE Automate COBAS ROCHE C6000 Automate ROCHE C111	F-BIOCH-M006 F-ANA-M057	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	CO2	Plasma héparine, sérum	ENZYMATIQUE PEP (phosphoénolpyruvate) Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	CRP	Plasma héparine, sérum	IMMUNOTURBIDIMETRIE LATEX Automate COBAS ROCHE C6000 Automate ROCHE C111	F-BIOCH-M006 F-ANA-M057	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Créatinine	Urine	ENZYMATIQUE Automate COBAS ROCHE C6000 Automate ROCHE C111	F-BIOCH-M006 F-ANA-M057	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Créatinine	Plasma héparine, sérum	ENZYMATIQUE Automate COBAS ROCHE C6000 Automate ROCHE C111	F-BIOCH-M006 F-ANA-M057	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Digoxine	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate ROCHE COBAS C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Ethanol	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE ENZYMATIQUE Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Fer	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE AVEC FERROZINE Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Ferritine	Plasma héparine, sérum	IMMUNOTURBIDIMETRIE LATEX Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	FT4	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate ROCHE COBAS C6000	F-BIOCH-M006	Changement réactif 07/12/22
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Gaz du sang	Sang	Electrochimie, spectrométrie GEM 4000 - WERFEN	F-BIOCH-M018	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Gentamycine	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate ROCHE COBAS C6000	F-BIOCH-M006	Démarrage au 21/11/2022
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	GGT	Plasma héparine, sérum	IFCC Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Glucose	Plasma héparine, sérum, Plasma fluoré	ENZYMATIQUE HEXOKINASE Automate COBAS ROCHE C6000 Automate ROCHE C111	F-BIOCH-M006 F-ANA-M057	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Glucose	Urine	ENZYMATIQUE HEXOKINASE Automate COBAS ROCHE C6000 Automate ROCHE C111	F-BIOCH-M006 F-ANA-M057	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Glucose	LCR	ENZYMATIQUE HEXOKINASE Automate COBAS ROCHE C6000 Automate ROCHE C111	F-BIOCH-M006 F-ANA-M057	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Glucose	Liquide de ponctions	ENZYMATIQUE HEXOKINASE Automate COBAS ROCHE C6000 Automate ROCHE C111	F-BIOCH-M006 F-ANA-M057	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	HCG+ B	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate ROCHE COBAS C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	HDL-Cholestérol	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE ENZYMATIQUE Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	K (potassium)	Urine	ISE INDIRECT Automate COBAS ROCHE C6000 Automate ROCHE C111	F-BIOCH-M006 F-ANA-M057	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	K (potassium)	Plasma héparine, sérum	ISE INDIRECT Automate COBAS ROCHE C6000 Automate ROCHE C111	F-BIOCH-M006 F-ANA-M057	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	LDH	Plasma héparine, sérum	CINETIQUE IFCC Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	LH	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate ROCHE COBAS C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Lipase	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE ENZYMATIQUE Automate COBAS ROCHE C6000 Automate ROCHE C111	F-BIOCH-M006 F-ANA-M057	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	NT proBNP	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate ROCHE COBAS C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Oestradiol	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate ROCHE COBAS C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	PAL	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE CINETIQUE IFCC Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Phosphore	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Procalcitonine	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate ROCHE COBAS C6000	F-BIOCH-M006-03	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Progestérone	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate ROCHE COBAS C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Protéines Totales	Liquides de ponction	IMMUNOTURBIDIMETRIE Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Protéines Totales	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE BIURET Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Protéines Totales	LCR	IMMUNOTURBIDIMETRIE Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Protéines Totales	Urine	IMMUNOTURBIDIMETRIE Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Sodium	Urine	ISE INDIRECT Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006 F-ANA-M057	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Sodium	Plasma héparine, sérum	ISE INDIRECT Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006 F-ANA-M057	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Transferrine	Plasma héparine, sérum	IMMUNOTURBIDIMETRIE Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Triglycérides	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE ENZYMATIQUE GPO/PAP Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Troponine I	Plasma EDTA	Immunofluorescence Automate TRIAGE ABBOTT	F-ANA-M054	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Troponine I	Plasma héparine	CHIMILUMINESCENCE Automate ABBOTT ARCHITECT	F-BIOCH-M012	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	TSH	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate ROCHE COBAS C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Urée	Urine	CINETIQUE UREASE Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Urée	Plasma héparine, sérum	CINETIQUE UREASE Automate COBAS ROCHE C6000	F-BIOCH-M006	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Vancomycine	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate ROCHE COBAS C6000	F-BIOCH-M006	Démarrage au 21/11/2022

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE LENYS	ACE	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Acide Urique	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE ENZYMATIQUE IFCC URICASE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Acide Urique	Urine	COLORIMETRIE ENZYMATIQUE IFCC URICASE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	AFP	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	ALAT	Plasma héparine, sérum	IFCC AVEC PHOSPHATE DE PYRIDOXAL Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Albumine	Urine	IMMUNOTURBIDIMETRIE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Albumine	Plasma héparine, sérum	IMMUNOTURBIDIMETRIE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Albumine	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE - Vert de Bromocrésol Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Anti TG	Sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Anti TPO	Sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Apo A1	Plasma héparine, sérum	IMMUNOTURBIDIMETRIE Automate COBAS ROCHE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE LENYS	ASAT	Plasma héparine, sérum	IFCC AVEC PHOSPHATE DE PYRIDOXAL Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Beta 2 microglobuline	Plasma héparine, sérum	IMMUNOTURBIDIMETRIE Automate COBAS ROCHE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Bilirubine directe	Plasma héparine, sérum	Méthode colorimétrique - DIAZO Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Bilirubine Totale	Plasma héparine, sérum	Méthode colorimétrique - DIAZO Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	BNP	Plasma EDTA	CHIMILUMINESCENCE Automate ABBOTT ARCHITECT	F-BIOCH-M012	
LBM CAB - SITE LENYS	CA 15-3	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	CA 19.9	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	CA 125	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Calcium	Urine	COLORIMETRIE NM-BAPTA Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Calcium	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE NM-BAPTA Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Chlore	Urine	ISE INDIRECT Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE LENYS	Chlore	Plasma héparine, sérum	ISE INDIRECT Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Cholestérol total	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE ENZYMATIQUE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	CK	Plasma héparine, sérum	TEST UV SELON IFCC ENZYMATIQUE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	CO2	Plasma héparine, sérum	ENZYMATIQUE PEP (phosphoénolpyruvate) Automate ROCHE COBAS Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Cortisol	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	CRP	Plasma héparine, sérum	IMMUNOTURBIDIMETRIE LATEX Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Créatinine	Plasma héparine, sérum	ENZYMATIQUE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Créatinine	Urine	ENZYMATIQUE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Facteur rhumatoïde	Plasma héparine, sérum	IMMUNOTURBIDIMETRIE Automate COBAS ROCHE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Fer	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE AVEC FERROZINE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE LENYS	Ferritine	Plasma héparine, sérum	IMMUNOTURBIDIMETRIE LATEX Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Folates	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	FSH	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	FT3	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	FT4	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	Changement réactif 07/12/22
LBM CAB - SITE LENYS	GGT	Plasma héparine, sérum	IFCC Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Glucose	Plasma héparine, sérum, Plasma fluoré	ENZYMATIQUE HEXOKINASE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Glucose	Plasma héparine, sérum, Plasma fluoré, urine	ENZYMATIQUE HEXOKINASE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Haptoglobine	Plasma héparine, sérum	IMMUNOTURBIDIMETRIE Automate COBAS ROCHE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	HCG+ B	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE LENYS	HDL-Cholestérol	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE ENZYMATIQUE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Hémoglobine A1c	Sang total EDTA	HPLC Automates TOSOH G11	F-HEMA-M012	
LBM CAB - SITE LENYS	K (potassium)	Plasma héparine, sérum	ISE INDIRECT Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	K (potassium)	Urine	ISE INDIRECT Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	LDH	Plasma héparine, sérum	CINETIQUE IFCC Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	LDL	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE ENZYMATIQUE Automate COBAS ROCHE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	LH	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Lipase	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE ENZYMATIQUE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Lithium	Sérum	COLORIMETRIE Automate COBAS ROCHE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Magnésium	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE Automate COBAS ROCHE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	NT-Pro BNP	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE LENYS	Oestradiol	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	PAL	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE CINETIQUE IFCC Automate COBAS ROCHE Chaîne CcE et CEE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Phosphore	Urine	COLORIMETRIE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Phosphore	Plasma héparine, sérum Urine	COLORIMETRIE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Procalcitonine	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Progestérone	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Prolactine	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Protéines Totales	Urine	IMMUNOTURBIDIMETRIE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Protéines Totales	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE BIURET Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Préalbumine	Plasma héparine, sérum	IMMUNOTURBIDIMETRIE Automate COBAS ROCHE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	PSA libre	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE LENYS	PSA total	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	PTH	Plasma EDTA	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Sodium	Plasma héparine, sérum	ISE INDIRECT Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Sodium	Urine	ISE INDIRECT Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Testostérone	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Transferrine	Plasma héparine, sérum	IMMUNOTURBIDIMETRIE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Triglycérides	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE ENZYMATIQUE GPO/PAP Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Troponine I	Plasma héparine	CHIMILUMINESCENCE Automate ABBOTT ARCHITECT	F-BIOCH-M012	
LBM CAB - SITE LENYS	TSH	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Urée	Plasma héparine, sérum	CINETIQUE UREASE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE LENYS	Urée	Urine	CINETIQUE UREASE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Vitamine B12	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Vitamine D	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	Changement technique 03/12/21

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	ACE	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Acide Urique	Plasma héparine, sérum	Enzymatique colorimétrique Automate ROCHE COBAS Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Acide Urique	Urine	Enzymatique colorimétrique Automate ROCHE COBAS Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	ACTH	Plasma EDTA	Immunologique par sandwich Automate ROCHE COBAS Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	AFP	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	ALAT	Plasma héparine, sérum	IFCC AVEC PHOSPHATE DE PYRIDOXAL Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Albumine	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE - Vert de Bromocrésol Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Albumine	Urine	IMMUNOTURBIDIMETRIE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Anti TG	Sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Anti TPO	Sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Apo A1	Plasma héparine, sérum	IMMUNOTURBIDIMETRIE Automate COBAS ROCHE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	ASAT	Plasma héparine, sérum	IFCC AVEC PHOSPHATE DE PYRIDOXAL Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Bilirubine directe	Plasma héparine, sérum	Méthode colorimétrique - DIAZO Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Bilirubine totale	Plasma héparine, sérum	Méthode colorimétrique - DIAZO Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	BNP	Plasma EDTA	CHIMILUMINESCENCE Automate ABBOTT ARCHITECT	F-BIOCH-M012	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	CA 15.3	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	CA 19.9	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	CA 125	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Calcium	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE NM-BAPTA Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Calcium	Urine	COLORIMETRIE NM-BAPTA Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Chlore	Urine	ISE INDIRECT Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Chlore	Plasma héparine, sérum	ISE INDIRECT Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Cholestérol total	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE ENZYMATIQUE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	CK	Plasma héparine, sérum	TEST UV SELON IFCC ENZYMATIQUE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	CO2	Plasma héparine, sérum	ENZYMATIQUE PEP (phosphoénolpyruvate) Automate ROCHE COBAS Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Cortisol	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	CRP	Plasma héparine, sérum	IMMUNOTURBIDIMETRIE LATEX Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Créatinine	Urine	ENZYMATIQUE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Créatinine	Plasma héparine, sérum	ENZYMATIQUE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Facteur rhumatoïde	Plasma héparine, sérum	IMMUNOTURBIDIMETRIE Automate COBAS ROCHE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Fer	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE AVEC FERROZINE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Ferritine	Plasma héparine, sérum	IMMUNOTURBIDIMETRIE LATEX Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Folates	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	FSH	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	FT3	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	FT4	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	Changement réactif 07/12/22
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	GGT	Plasma héparine, sérum	IFCC Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Glucose	Plasma héparine, sérum, Plasma fluoré, urine	ENZYMATIQUE HEXOKINASE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Glucose	Urine	ENZYMATIQUE HEXOKINASE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	HCG+ B	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	HDL-Cholestérol	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE ENZYMATIQUE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Hémoglobine A1c	Sang total EDTA	HPLC Automates TOSOH G11	F-HEMA-M012	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	IgE totales	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE	F-BIOCH-M002	Changement de ligne de portée ALLERGBM --> BMBB01 au 25/01/23
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	IgM	Sérum	IMMUNOTURBIDIMETRIE Automate COBAS ROCHE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	K (potassium)	Plasma héparine, sérum	ISE INDIRECT Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	K (potassium)	Urine	ISE INDIRECT Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	LDH	Plasma héparine, sérum	CINETIQUE IFCC Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	LDL	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE ENZYMATIQUE Automate COBAS ROCHE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	LH	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Lipase	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE ENZYMATIQUE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Magnésium	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE Automate COBAS ROCHE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	NT pro BNP	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Oestradiol	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	PAL	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE CINETIQUE IFCC Automate COBAS ROCHE Chaîne CcE et CEE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Phosphore	Urine	COLORIMETRIE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Phosphore	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Procalcitonine	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Progestérone	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Prolactine	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Protéines Totales	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Protéines totales	Urine	IMMUNOTURBIDIMETRIE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Préalbumine	Plasma héparine, sérum	IMMUNOTURBIDIMETRIE Automate COBAS ROCHE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	PSA libre	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	PSA total	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	PTH	Plasma EDTA	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Sodium	Plasma héparine, sérum	ISE INDIRECT Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Sodium	Urine	ISE INDIRECT Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Testostérone	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Transferrine	Plasma héparine, sérum	IMMUNOTURBIDIMETRIE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Triglycérides	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE ENZYMATIQUE GPO/PAP Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Troponine I	Plasma héparine, sérum	Immunologique par sandwich Automate Abbott ARCHITECT	F-BIOCH-M012	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	TSH	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Urée	Plasma héparine, sérum	CINETIQUE UREASE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Urée	Urine	CINETIQUE UREASE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Vitamine B12	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Vitamine D	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	Changement technique 03/12/21

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE SAINT-MORAND	ALAT	Plasma héparine, sérum	Spectrophotométrie d'absorption. IFCC AVEC PHOSPHATE DE PYRIDOXAL Automate ROCHE C111	F-ANA-M057	
LBM CAB - SITE SAINT-MORAND	ASAT	Plasma héparine, sérum	Spectrophotométrie d'absorption. IFCC AVEC PHOSPHATE DE PYRIDOXAL Automate ROCHE C111	F-ANA-M057	
LBM CAB - SITE SAINT-MORAND	Bilirubine totale	Plasma héparine, sérum	Méthode colorimétrique - DIAZO Automate ROCHE C111	F-ANA-M057	
LBM CAB - SITE SAINT-MORAND	BNP	Plasma EDTA	CHIMILUMINESCENCE Automate ABBOTT ARCHITECT	F-BIOCH-M012	Ajout au 05/07/2023
LBM CAB - SITE SAINT-MORAND	Calcium	Plasma héparine, sérum	COLORIMETRIE NM-BAPTA Automate ROCHE C111	F-ANA-M057	
LBM CAB - SITE SAINT-MORAND	CRP	Plasma héparine, sérum	IMMUNOTURBIDIMETRIE LATEX Automate ROCHE C111	F-ANA-M057	
LBM CAB - SITE SAINT-MORAND	Créatinine	Plasma héparine, sérum	ENZYMATIQUE Automate ROCHE C111	F-ANA-M057	
LBM CAB - SITE SAINT-MORAND	Glucose	Urine	ENZYMATIQUE HEXOKINASE Automate ROCHE C111	F-ANA-M057	
LBM CAB - SITE SAINT-MORAND	Glucose	Plasma héparine, sérum, Plasma fluoré	ENZYMATIQUE HEXOKINASE Automate ROCHE C111	F-ANA-M057	
LBM CAB - SITE SAINT-MORAND	HCG+ B	Plasma héparine, sérum	Immunologique par sandwich Automate Abbott ARCHITECT	F-BIOCH-M012	Changement de technique au 05/07/2023
LBM CAB - SITE SAINT-MORAND	K (potassium)	Plasma héparine, sérum	ISE INDIRECT Automate ROCHE C111	F-ANA-M057	
LBM CAB - SITE SAINT-MORAND	Lipase	Plasma héparine, sérum	Spectrophotométrie d'absorption – Colorimétrie enzymatique Automate ROCHE C111	F-ANA-M057	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE SAINT-MORAND	Sodium	Plasma héparine, sérum	ISE INDIRECT Automate ROCHE C111	F-ANA-M057	
LBM CAB - SITE SAINT-MORAND	Troponine I	Plasma héparine, sérum	Immunologique par sandwich Automate Abbott ARCHITECT	F-BIOCH-M012	Changement de technique au 05/07/2023

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Recherche de médicaments et toxiques urinaires : Métamphétamines Cocaine Cannabis Benzodiazépines Antidépresseurs tricycliques Barbituriques Amphétamines Opiacés Ecstasy Méthadone Buprénorphine	Urine	Test immuno-chromatographique Test unitaire ALERE SureStep MultiDrug	F-BIOCH-M010	

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE LENYS	Multiparamètre urinaire : sang, densité, pH, nitrites, acétone, pigments biliaires, bilirubine	Urine	Tests rapides sur supports solides URISYS Réactif ROCHE Combur10 Test UX Méthode manuelle	F-ANA-M052	

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Multiparamètre urinaire : sang, densité, pH, nitrites, acétone, pigments biliaires, bilirubine	Urine	Tests rapides sur supports solides URISYS Réactif ROCHE Combur10 Test UX Méthode manuelle	F-ANA-M052	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Hémogramme (Formule, cellules anormales)	Sang total	Formule manuelle Méthode manuelle - coloration RAL automatisée - microscope	F-HEMA-X005	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Hémogramme (Numération-formule, plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés)	Sang total	Impédancemétrie, Cytométrie en flux, Spectrophotométrie Fluorescence Automate Sysmex XN-1000	F-HEMA-M014	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Réticulocytes	Sang total	Impédancemétrie, Cytométrie en flux, Spectrophotométrie Fluorescence Automate Sysmex XN-1000	F-HEMA-M014	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE LENYS	Hémogramme (Formule, cellules anormales)	Sang total	Formule manuelle Méthode manuelle, étaleur colorateur SP10, microscope DI60	F-HEMA-M015	
LBM CAB - SITE LENYS	Hémogramme (Numération-formule, plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés)	Sang total	Impédancemétrie, Cytométrie en flux, Spectrophotométrie Fluorescence Automates Sysmex XN9000 XN0 - XN 1 - XN 2 - XN 3	F-HEMA-M013	Démarrage XN0 au 04/12/2021
LBM CAB - SITE LENYS	Réticulocytes	Sang total	Impédancemétrie, Cytométrie en flux, Spectrophotométrie Fluorescence Automates Sysmex XN9000 XN 2 - XN 3	F-HEMA-M013	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Hémogramme (Formule, cellules anormales)	Sang total	Formule manuelle Méthode manuelle, étaleur colorateur SP10, microscope DI60	F-HEMA-M015	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Hémogramme (Numération-formule, plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés)	Sang total	Impédancemétrie, Cytométrie en flux, Spectrophotométrie Fluorescence Automates Sysmex XN9000 XN 1 - XN 2 - XN 3 - XN 4	F-HEMA-M013	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Réticulocytes	Sang total	Impédancemétrie, Cytométrie en flux, Spectrophotométrie Fluorescence Automates Sysmex XN9000 XN 2 - XN 3 - XN 4	F-HEMA-M013	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE SAINT-MORAND	Hémogramme (Formule, cellules anormales)	Sang total	Formule manuelle Méthode manuelle - coloration RAL automatisée - microscope	F-HEMA-X005	
LBM CAB - SITE SAINT-MORAND	Hémogramme (NF, plaquettes, cellules anormales, paramètres associés)	Sang total	Impédancemétrie, Cytométrie en flux, Spectrophotométrie et Méthode manuelle Automates Sysmex POCH 100i	F-HEMA-M001	

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Vitesse de sédimentation	Sang EDTA	Automates ALIFAX Mesure cinétique de la sédimentation	F-ANA-M002	

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE LENYS	Vitesse de sédimentation	Sang EDTA	Automates ALIFAX (1 et 2) Mesure cinétique de la sédimentation	F-ANA-M002	

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Vitesse de sédimentation	Sang EDTA	Automates ALIFAX 1 et 2 Mesure cinétique de la sédimentation	F-ANA-M002	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE BOLLWERK	D-Dimères	Plasma citraté	IMMUNOTURBIDIMETRIE Automate STAGO STA-COMPACT Max	F-COAG-M002	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	Fibrinogène	Plasma citraté	CHRONOMETRIE Automate STAGO STA-COMPACT Max	F-COAG-M002	
LBM CAB - SITE BOLLWERK	TCK	Plasma citraté	CHRONOMETRIE Réactif CK Prest Automate STAGO STA-COMPACT Max	F-COAG-M002	Changement de réactif au 24/07/2023
LBM CAB - SITE BOLLWERK	TP / INR / TEMPS DE QUICK	Plasma citraté	CHRONOMETRIE Automate STAGO STA-COMPACT Max	F-COAG-M002	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	D-Dimères	Plasma citraté	IMMUNOTURBIDIMETRIE Automate STAGO STA-COMPACT Max	F-COAG-M002	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Fibrinogène	Plasma citraté	CHRONOMETRIE Automate STAGO STA-COMPACT Max	F-COAG-M002	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	TCK	Plasma citraté	CHRONOMETRIE Réactif CK Prest Automate STAGO STA-COMPACT Max	F-COAG-M002	Changement de réactif au 24/07/2023
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	TP / INR / TEMPS DE QUICK	Plasma citraté	CHRONOMETRIE Automate STAGO STA-COMPACT Max	F-COAG-M002	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE LENYS	Antithrombine	Plasma citraté	CHROMOGENIQUE Automate STAGO STAR MAX	F-COAG-M005	
LBM CAB - SITE LENYS	D-Dimères	Plasma citraté	IMMUNOTURBIDIMETRIE Automate STAGO STAR MAX	F-COAG-M005	
LBM CAB - SITE LENYS	Fibrinogène	Plasma citraté	CHRONOMETRIE Automate STAGO STAR MAX	F-COAG-M005	
LBM CAB - SITE LENYS	TCK	Plasma citraté	CHRONOMETRIE Réactif CK Prest Automate STAGO STAR MAX	F-COAG-M005	Changement de réactif au 24/07/2023
LBM CAB - SITE LENYS	TP / INR / TEMPS DE QUICK	Plasma citraté	CHRONOMETRIE Automate STAGO STAR MAX	F-COAG-M005	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Antithrombine	Plasma citraté	CHROMOGENIQUE Automate STAGO STAR MAX	F-COAG-M005	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	D-Dimères	Plasma citraté	IMMUNOTURBIDIMETRIE Automate STAGO STAR MAX	F-COAG-M005	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Fibrinogène	Plasma citraté	CHRONOMETRIE Automate STAGO STAR MAX	F-COAG-M005	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	TCK	Plasma citraté	CHRONOMETRIE Réactif CK Prest Automate STAGO STAR MAX	F-COAG-M005	Changement de réactif au 24/07/2023
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	TP / INR / TEMPS DE QUICK	Plasma citraté	CHRONOMETRIE Automate STAGO STAR MAX	F-COAG-M005	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE SAINT-MORAND	D-Dimères	Plasma citraté	IMMUNOTURBIDIMETRIE Automate STAGO STA-COMPACT Max	F-COAG-M002	
LBM CAB - SITE SAINT-MORAND	Fibrinogène	Plasma citraté	CHRONOMETRIE Automate STAGO STA-COMPACT Max	F-COAG-M002	
LBM CAB - SITE SAINT-MORAND	TCK	Plasma citraté	CHRONOMETRIE Réactif CK Prest Automate STAGO STA-COMPACT Max	F-COAG-M002	Changement de réactif au 24/07/2023
LBM CAB - SITE SAINT-MORAND	TP / INR / TEMPS DE QUICK	Plasma citraté	CHRONOMETRIE Automate STAGO STA-COMPACT Max	F-COAG-M002	

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE LENYS	Activité anti-Xa HBPM	Plasma citraté	Automate et réactif STAGO STAR MAX CHROMOGENIQUE	F-COAG-M005	
LBM CAB - SITE LENYS	Activité anti-Xa HNF	Plasma citraté	Automate et réactif STAGO STAR MAX CHROMOGENIQUE	F-COAG-M005	

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Activité anti-Xa HBPM	Plasma citraté	Automate et réactif STAGO STAR MAX CHROMOGENIQUE	F-COAG-M005	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Activité anti-Xa HNF	Plasma citraté	Automate et réactif STAGO STAR MAX CHROMOGENIQUE	F-COAG-M005	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Groupe ABO, RH, Phénotypage érythrocytaire, KELL	Sang total	MAGNETISATION DES HEMATIES Automate DIAGAST QWALYS	G-IHEM-M005	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Groupe ABO : Simonin	Sang total	Agglutination Méthode manuelle - réactifs ORTHO	G-IHEM-M004	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE LENYS	Groupe ABO, RH, Phénotypage érythrocytaire, KELL	Sang total	MAGNETISATION DES HEMATIES Automate DIAGAST QWALYS	G-IHEM-M005	
LBM CAB - SITE LENYS	Groupe ABO : Simonin	Sang total	Agglutination Méthode manuelle - réactifs ORTHO	G-IHEM-M004	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Groupe ABO, RH, Phénotypage érythrocytaire, KELL	Sang total	MAGNETISATION DES HEMATIES Automate DIAGAST QWALYS	G-IHEM-M005	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Groupe ABO : Simonin	Sang total	Agglutination Méthode manuelle - réactifs ORTHO	G-IHEM-M004	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	RAI	Plasma, serum	MAGNETISATION DES HEMATIES Automate DIAGAST QWALYS	G-IHEM-M005	Changement de réactif Hemoscreen --> Imagscreen 10/03/2021

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE LENYS	RAI	Plasma, serum	MAGNETISATION DES HEMATIES Automate DIAGAST QWALYS	G-IHEM-M005	Changement de réactif Hemoscreen --> Imagscreen 02/03/2021
LBM CAB - SITE LENYS	RAI	Plasma, serum	Méthode gel filtration Méthode manuelle - réactifs ORTHO	G-IHEM-M004	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	RAI	Plasma, serum	MAGNETISATION DES HEMATIES Automate DIAGAST QWALYS	G-IHEM-M005	Changement de réactif Hemoscreen --> Imagscreen 08/10/20
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	RAI	Plasma, serum	Méthode gel filtration Méthode manuelle - réactifs ORTHO	G-IHEM-M004	

BM IH03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	micro titrage anti D	Sang et dérivés	Méthode gel filtration Méthode manuelle	G-IHEM-M004	

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Test de Coombs direct	Sang et dérivés	Agglutination Méthode manuelle - réactifs ORTHO	G-IHEM-M004	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE LENYS	Ac Anti-HBc totaux	serum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Ac Anti-HBs	serum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Ac anti-Toxoplasmose IgG	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Ac anti-Toxoplasmose IgM	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Ac anti EBNA	Sang et dérivés	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Ac anti Rubéole IgG	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Ac anti VCA IgG	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Ac anti VCA IgM	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Ac totaux : Syphilis, test Treponemique	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Ag HBs	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Anti-HCV	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE	F-BIOCH-M002	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE LENYS	CMV Sérologie IgG	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	CMV Sérologie IgM	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	HIV DUO	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Lyme Sérologie IgG	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate DIASORIN LIAISON XL	F-ANA-M049	
LBM CAB - SITE LENYS	Lyme Sérologie IgM	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate DIASORIN LIAISON XL	F-ANA-M049	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Ac Anti-HBc totaux	Sérum	Immunologique par microcapture Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Ac Anti-HBc totaux	Sérum	Immuno enzymatique Biomerieux VIDAS 3	F-ANA-M173	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Ac Anti-HBs	Sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Ac anti-Toxoplasmose IgG	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Ac anti-Toxoplasmose IgG - test de confirmation	Plasma héparine, sérum	Immuno enzymatique Biomerieux VIDAS 3	F-ANA-M173	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Ac anti-Toxoplasmose IgM	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Ac anti-Toxoplasmose IgM - test de confirmation	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate ABBOTT ARCHITECT	F-BIOCH-M012	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Ac anti EBNA	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Ac anti Rubéole IgG	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Ac anti Rubéole IgG - confirmation	Plasma héparine, sérum	Immuno enzymatique Biomerieux VIDAS 3	F-ANA-M173	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Ac anti VCA IgG	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE	F-BIOCH-M002	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Ac anti VCA IgM	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Ac totaux : Syphilis, test Treponemique	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Ac totaux anti Syphilis, test Treponemique	Plasma héparine, sérum	Bio Rad TPHA Méthode manuelle	F-ANA-M137	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Ac totaux Syphilis, test non Treponemique	Plasma héparine, sérum	Biosynex VDRL Méthode manuelle	F-ANA-M138	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Ac totaux Syphilis, test non Treponemique Test RPR2	Plasma héparine, sérum	Immunoturbidimétrie Automate COBAS ROCHE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Ag HBs	Sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Ag HBs - test de confirmation/neutralisation	Sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate ABBOTT ARCHITECT	F-BIOCH-M012	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Anti-HAV IgM	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Anti-HAV Totaux	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Anti-HCV	Plasma héparine, sérum	Immunologique par sandwich Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Anti-HCV - test de confirmation	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate ABBOTT ARCHITECT	F-BIOCH-M012	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Avidité IgG toxoplasmose	Plasma héparine, sérum	Immuno enzymatique Biomerieux VIDAS 3	F-ANA-M173	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	CMV Sérologie IgG	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	CMV Sérologie IgG	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate DIASORIN LIAISON XL	F-ANA-M049	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	CMV Sérologie IgM	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Confirmation HIV : test immuno chromatographique	Plasma héparine, sérum	Western-Blot GEENIUS Bio Rad	F-ANA-2M086	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	HIV DUO	Plasma héparine, sérum	CHIMILUMINESCENCE Automate COBAS ROCHE Chaîne CEE Chaîne CcE	F-BIOCH-M002	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Immuno Blot Borelia burgdorferi IgG	Plasma héparine, sérum	Western-Blot Méthode automatisée réactif Euroimmun EuroBlot One	F-ANA-M085	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Immuno Blot Borelia burgdorferi IgM	Plasma héparine, sérum	Western-Blot Méthode automatisée réactif Euroimmun EuroBlot One	F-ANA-M085	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Immuno Blot Toxoplasmosé IgG	Plasma héparine, sérum	Western-Blot Méthode manuelle	F-ANA-M162	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Legionnelle	Urine	Recherche et identification d'antigènes spécifiques et/ou d'agents infectieux Tests unitaires simples ALERE Binax NOW Legionella Urinary Antigen Card Méthode manuelle	F-ANA-2X016	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Pneumocoque	Échantillons biologiques d'origine humaine Culture bactérienne	Recherche et identification de toxines, d'antigènes bactériens ou d'enzymes spécifiques Méthode de type qualitatif - Immunochromatographie, ALERE Binax NOW Streptococcus pneumoniae Antigen Card Méthode manuelle	F-ANA-2X017	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE LENYS	Clostridium	Selles	Recherche et identification d'antigènes spécifiques et/ou d'agents infectieux Tests unitaires simples TECHLAB® C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE® Méthode manuelle	F-ANA-M068	
LBM CAB - SITE LENYS	Legionnelle	Urine	Recherche et identification d'antigènes spécifiques et/ou d'agents infectieux Tests unitaires simples ALERE Binax NOW Legionella Urinary Antigen Card Méthode manuelle	F-ANA-2X016	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Adénovirus	Selles	Recherche et identification d'antigènes spécifiques et/ou d'agents infectieux R- BIOPHARM RIDAQUICK Tests unitaires simples Méthode manuelle	F-ANA-M103	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Clostridium	Selles	Recherche et identification d'antigènes spécifiques et/ou d'agents infectieux Tests unitaires simples TECHLAB® C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE® Méthode manuelle	F-ANA-M068	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Legionnelle	Urine	Recherche et identification d'antigènes spécifiques et/ou d'agents infectieux Tests unitaires simples ALERE Binax NOW Legionella Urinary Antigen Card Méthode manuelle	F-ANA-2X016	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Norovirus	Selles	Recherche et identification d'antigènes spécifiques et/ou d'agents infectieux Tests unitaires simples RIDA QUICK-Combiné, R BIOPHARM Méthode manuelle	F-ANA-M103	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Pneumocoque	Échantillons biologiques d'origine humaine Culture bactérienne	Recherche et identification de toxines, d'antigènes bactériens ou d'enzymes spécifiques Méthode de type qualitatif - Immunochromatographie, ALERE Binax NOW Streptococcus pneumoniae Antigen Card Méthode manuelle	F-ANA-2X017	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Rotavirus	Selles	Recherche et identification d'antigènes spécifiques et/ou d'agents infectieux R- BIOPHARM RIDAQUICK Tests unitaires simples Méthode manuelle	F-ANA-M103	

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Clostridium	Selles	Recherche et identification d'antigènes spécifiques et/ou d'agents infectieux Tests unitaires simples TECHLAB® C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE® Automate EUROBIO SCIENTIFIC Starlet et CFX96	F-BACT-M006	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	PU	sécrétions, ulcérations, exsudats ano génitaux (M)	Recherche et identification de bactéries et/ou Levures et/ou Parasites Test qualitatif en PCR temps réel après étape d'extraction Automate EUROBIO SCIENTIFIC Starlet et CFX96	F-BACT-M006	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	PV	sécrétions, ulcérations, exsudats ano génitaux (F)	Recherche et identification de bactéries et/ou Levures et/ou Parasites Test qualitatif en PCR temps réel après étape d'extraction Automate EUROBIO SCIENTIFIC Starlet et CFX96	F-BACT-M006	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Selles : Recherche de parasites (sont exclues les anguillules)	Selles	Test qualitatif en PCR temps réel après étape d'extraction Automate EUROBIO SCIENTIFIC Starlet et CFX96	F-BACT-M006	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Selles : Recherche et identification de germes bactériens et/ou de bactéries spécifiques	Selles	Test qualitatif en PCR temps réel après étape d'extraction Automate EUROBIO SCIENTIFIC Starlet et CFX96	F-BACT-M006	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Selles : Recherche et identification de virus	Selles	Test qualitatif en PCR temps réel après étape d'extraction Automate EUROBIO SCIENTIFIC Starlet et CFX96	F-BACT-M006	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	ECBU	Urine	Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais, avec ou sans préparation (coloration...) Méthode manuelle	F-BACT-M012	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Expectorations	Sécrétions, exsudats	Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais, avec ou sans préparation (coloration...) Méthode manuelle	F-ANA-M131	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Liquide de ponction	Liquide de ponction	Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais, avec ou sans préparation (coloration...) Méthode manuelle	F-BACT-M021	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Liquides de ponction	Exsudat	Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais, avec ou sans préparation (coloration...) Méthode manuelle	F-BACT-M021	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE LENYS	ECBU	Urine	Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais, avec ou sans préparation (coloration...) BECKMANN COULTER IQ 200 Méthode manuelle	F-ANA-M136 F-BACT-M012	
LBM CAB - SITE LENYS	Expectorations	Sécrétions, exsudats	Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais, avec ou sans préparation (coloration...) Méthode manuelle	F-ANA-M131	
LBM CAB - SITE LENYS	Liquides de ponction	Exsudat	Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais, avec ou sans préparation (coloration...) Méthode manuelle	F-BACT-M021	
LBM CAB - SITE LENYS	Sécrétions trachéo-bronchiques	Expectoration, Aspiration, LBA	Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais, avec ou sans préparation (coloration...) Méthode manuelle	F-BACT-M016	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	ECBU	Urine	Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais, avec ou sans préparation (coloration...) BECKMANN COULTER IQ 200 Méthode manuelle	F-ANA-M136 F-BACT-M012	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Expectorations	Sécrétions, exsudats	Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais, avec ou sans préparation (coloration...) Méthode manuelle	F-ANA-M131	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Liquides de ponction	Exsudat	Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais, avec ou sans préparation (coloration...) Méthode manuelle	F-BACT-M021	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Peau, phanères	Sécrétions, exsudats	Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais, avec ou sans préparation (coloration...) Méthode manuelle	F-ANA-M131	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Plaies	Plaies, Pus, collections fermées	Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais, avec ou sans préparation (coloration...) Méthode manuelle	F-ANA-M131	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	PU	Sécrétions, exsudats	Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais, avec ou sans préparation (coloration...) Méthode manuelle	F-BACT-M014	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	PV	Sécrétions, exsudats	Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais, avec ou sans préparation (coloration...) Méthode manuelle	F-BACT-M014	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Recherche d'une bactérie nommément désignée	Bactérie	Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais, avec ou sans préparation (coloration...) Méthode manuelle	F-ANA-M131	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Recherche d'œufs d'helminthes	Scotch test	Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais, avec ou sans préparation (coloration...) Méthode manuelle	F-PARA-M004	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Recherche de parasites (sont exclues les anguillules et les cryptosporidies)	Selles	Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais, avec ou sans préparation (coloration...) Méthode manuelle	F-PARA-M004	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Selles	Sécrétions, exsudats	Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais, avec ou sans préparation (coloration...) Méthode manuelle	F-ANA-M131	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Spermoculture	Sperme	Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais, avec ou sans préparation (coloration...) Méthode manuelle	F-ANA-M131	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Sphère Oro-Rhino-Pharyngé	Sécrétions, exsudats	Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais, avec ou sans préparation (coloration...) Méthode manuelle	F-ANA-M131	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Sécrétions oculaires	Sécrétions, exsudats	Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais, avec ou sans préparation (coloration...) Méthode manuelle	F-BACT-M015	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PEGON	Spermoculture	Sperme	Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais, avec ou sans préparation (coloration...) Méthode manuelle	F-ANA-M131	

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Hémoculture	Hémocultures	Recherche de Bactéries et/ou levures et/ou champignons filamenteux Analyse chimique après culture Détection d'un différentiel de pression Automate Biomérieux BACTALERT Détection visuelle de croissance	F-BACT-M020	

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Hémoculture	Hémocultures	Recherche de Bactéries et/ou levures et/ou champignons filamenteux Analyse chimique après culture Détection d'un différentiel de pression Automate Biomérieux BACTALERT Détection visuelle de croissance	F-BACT-M020	

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Examen mycologique (NABM : 0253)	Peau, phanère, sécrétions, exsudat	Examen direct, ensemencement, identification , antifongigramme microscopie, MALDI Brücker, sur VITEK	F-PARA-M001	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Identification mycologique	Peau, phanère, sécrétions, exsudat	Microscopie Technique manuelle	F-PARA-M001	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Recherche et identification de levure ou champignon filamenteux (NABM : 0252)	Sécrétion ou exsudat	Examen direct, ensemencement, identification (MALDI Brücker, géloses chromogènes, VITEK), antifongigramme (VITEK)	F-BACT-M011	

BM MG10 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE LENYS	Cathéter Redon Sonde	Cathéter Redon Sonde	Recherche et identification de germes bactériens et/ou de bactéries spécifiques Mise en culture manuelle, incubation Méthode manuelle	F-BACT-M016	
LBM CAB - SITE LENYS	ECBU	urine / cultures bactériennes	Préparation en vue de recherche et identification de de bactéries et/ou champignons, et/ou de levures, et/ou parasites Mise en culture manuelle, incubation Méthode manuelle	F-BACT-M012	
LBM CAB - SITE LENYS	LCR	LCR	Recherche et identification de germes bactériens et/ou de bactéries spécifiques Mise en culture manuelle, incubation Méthode manuelle	F-BACT-M002	
LBM CAB - SITE LENYS	Liquide de ponction	Liquide de ponction	Recherche et identification de germes bactériens et/ou de bactéries spécifiques Mise en culture manuelle, incubation Méthode manuelle	F-BACT-M021	
LBM CAB - SITE LENYS	Selles	Selles	Recherche et identification de germes bactériens et/ou de bactéries spécifiques Mise en culture manuelle, incubation Méthode manuelle	F-BACT-M016	Ajout à partir du 16/12/25
LBM CAB - SITE LENYS	Spermoculture	Sperme	Mise en culture manuelle, incubation Méthode manuelle	F-BACT-M017	
LBM CAB - SITE LENYS	Sécrétions trachéo-bronchiques	Expectoration, Aspiration, LBA	Recherche et identification de germes bactériens et/ou de bactéries spécifiques Mise en culture manuelle, incubation Méthode manuelle	F-BACT-M016	

BM MG10 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PEGON	Spermoculture	Sperme	Mise en culture manuelle, incubation Méthode manuelle	F-BACT-M017	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	ECBU	urine / cultures bactériennes	Préparation en vue de recherche et identification de de bactéries et/ou champignons, et/ou de levures, et/ou parasites Mise en culture manuelle, incubation Méthode manuelle	F-BACT-M012	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Hémoculture	Hémocultures	Recherche, orientation ou identification et dénombrement/estimation de bactéries et/ou champignons et/ou de levures et/ou de parasites et autres éléments Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais, avec ou sans préparation (coloration...) Méthode manuelle	F-BACT-M020	
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Liquide de ponction, LCR	Liquide de ponction, LCR	Recherche et identification de germes bactériens et/ou de bactéries spécifiques Mise en culture manuelle, incubation Méthode manuelle	F-BACT-M021	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	ECBU	urine / cultures bactériennes	Recherche et identification de germes bactériens et/ou de bactéries spécifiques Mise en culture manuelle ou automatisée, incubation, lecture Examen morphologique direct macro- et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Détermination phénotypique par : - Caractérisation biochimique (spectrophotométrie, colorimétrie, ...), - Spectrométrie de masse Biomérieux WASPLAB Identification Brucker MALDI -Biomérieux VITEK	F-BACT-M015 F-BACT-M016 F-BACT-M011 F-ANA-M117	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Expectorations	Sécrétions, exsudats	Mise en culture manuelle ou automatisée, incubation, lecture Examen morphologique direct macro- et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Détermination phénotypique par : - Caractérisation biochimique (spectrophotométrie, colorimétrie, ...), - Spectrométrie de masse Biomérieux WASPLAB Identification Brucker MALDI -Biomérieux VITEK	F-BACT-M015 F-BACT-M016 F-BACT-M011 F-ANA-M117	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Hémoculture	Hémocultures	Recherche, orientation ou identification et dénombrement/estimation de bactéries et/ou champignons et/ou de levures et/ou de parasites et autres éléments Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais, avec ou sans préparation (coloration...) Méthode manuelle	F-BACT-M020	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Liquides de ponction	Exsudat	Mise en culture manuelle ou automatisée, incubation, lecture Examen morphologique direct macro- et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Détermination phénotypique par : - Caractérisation biochimique (spectrophotométrie, colorimétrie, ...), - Spectrométrie de masse Biomérieux WASPLAB Identification Brucker MALDI -Biomérieux VITEK	F-BACT-M015 F-BACT-M016 F-BACT-M011 F-ANA-M117	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Peau, phanères	Sécrétions, exsudats	Mise en culture manuelle ou automatisée, incubation, lecture Examen morphologique direct macro- et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Détermination phénotypique par : - Caractérisation biochimique (spectrophotométrie, colorimétrie, ...), - Spectrométrie de masse Biomérieux WASPLAB Identification Brucker MALDI -Biomérieux VITEK	F-BACT-M015 F-BACT-M016 F-BACT-M011 F-ANA-M117	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Plaies	Plaies, Pus, collections fermées	Recherche et identification de germes bactériens et/ou de bactéries spécifiques Mise en culture manuelle ou automatisée, incubation, lecture Examen morphologique direct macro- et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Détermination phénotypique par : - Caractérisation biochimique (spectrophotométrie, colorimétrie, ...), - Spectrométrie de masse Biomérieux WASPLAB Identification Brucker MALDI -Biomérieux VITEK	F-BACT-M015 F-BACT-M016 F-BACT-M011 F-ANA-M117	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	PU	Sécrétions, exsudats	Recherche et identification de germes bactériens et/ou de bactéries spécifiques Mise en culture manuelle ou automatisée, incubation, lecture Examen morphologique direct macro- et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Détermination phénotypique par : - Caractérisation biochimique (spectrophotométrie, colorimétrie, ...), - Spectrométrie de masse Biomérieux WASPLAB Identification Brucker MALDI -Biomérieux VITEK	F-BACT-M015 F-BACT-M016 F-BACT-M011 F-ANA-M117	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	PV	Sécrétions, exsudats	Recherche et identification de germes bactériens et/ou de bactéries spécifiques Mise en culture manuelle ou automatisée, incubation, lecture Examen morphologique direct macro- et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Détermination phénotypique par : - Caractérisation biochimique (spectrophotométrie, colorimétrie, ...), - Spectrométrie de masse Biomérieux WASPLAB Identification Brucker MALDI -Biomérieux VITEK	F-BACT-M015 F-BACT-M016 F-BACT-M011 F-ANA-M117	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Recherche d'une bactérie nommément désignée	Bactérie	Mise en culture manuelle ou automatisée, incubation, lecture Examen morphologique direct macro- et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Détermination phénotypique par : - Caractérisation biochimique (spectrophotométrie, colorimétrie, ...), - Spectrométrie de masse Biomérieux WASPLAB Identification Brucker MALDI -Biomérieux VITEK	F-BACT-M015 F-BACT-M016 F-BACT-M011 F-ANA-M117	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Selles	Sécrétions, exsudats	Recherche et identification de germes bactériens et/ou de bactéries spécifiques Mise en culture manuelle ou automatisée, incubation, lecture Examen morphologique direct macro- et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Détermination phénotypique par : - Caractérisation biochimique (spectrophotométrie, colorimétrie, ...), - Spectrométrie de masse Biomérieux WASPLAB Identification Brucker MALDI -Biomérieux VITEK	F-BACT-M015 F-BACT-M016 F-BACT-M011 F-ANA-M117	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Spermoculture	Sperme	Mise en culture manuelle ou automatisée, incubation, lecture Examen morphologique direct macro- et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Détermination phénotypique par : - Caractérisation biochimique (spectrophotométrie, colorimétrie, ...), - Spectrométrie de masse Biomérieux WASPLAB Identification Brucker MALDI -Biomérieux VITEK	F-BACT-M015 F-BACT-M016 F-BACT-M011 F-ANA-M117	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Sphère Oro-Rhino-Pharyngé	Sécrétions, exsudats	Recherche et identification de germes bactériens et/ou de bactéries spécifiques Mise en culture manuelle ou automatisée, incubation, lecture Examen morphologique direct macro- et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Détermination phénotypique par : - Caractérisation biochimique (spectrophotométrie, colorimétrie, ...), - Spectrométrie de masse Biomérieux WASPLAB Identification Brucker MALDI -Biomérieux VITEK	F-BACT-M015 F-BACT-M016 F-BACT-M011 F-ANA-M117	
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Sécrétions oculaires	Sécrétions, exsudats	Recherche et identification de germes bactériens et/ou de bactéries spécifiques Mise en culture manuelle ou automatisée, incubation, lecture Examen morphologique direct macro- et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Détermination phénotypique par : - Caractérisation biochimique (spectrophotométrie, colorimétrie, ...), - Spectrométrie de masse Biomérieux WASPLAB Identification Brucker MALDI -Biomérieux VITEK	F-BACT-M015 F-BACT-M016 F-BACT-M011 F-ANA-M117	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques/antifongiques Détection des mécanismes de résistance	Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, ...) Culture bactérienne/fongique	Détermination phénotypique : Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques, après incubation Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques Détection des mécanismes de résistance (agglutination, colorimétrie, immunochromatographie Antibiogramme Vitek, Milieux gélosés, Adagio, CMI Automate Biomérieux VITEK Automate BIORAD ADAGIO Méthode manuelle	F-BACT-M011 F-ANA-M117 F-ANA-M119	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE BOLLWERK	Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification et numération)	Sang total	Recherche sur goutte épaisse, frottis sanguin après coloration et recherche d'antigène, Méthode génotypique : Extraction, Détection d'acides nucléiques après amplification (PCR, LAMP, hybridation, ...) Technique manuelle PALUTOP, Alethia	F-ANA-M004 F-PARA-M002	Démarrage LAMP au 07/02/2022

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification et numération)	Sang total	Recherche sur goutte épaisse, frottis sanguin après coloration et recherche d'antigène, Méthode génotypique : Extraction, Détection d'acides nucléiques après amplification (PCR, LAMP, hybridation, ...) Méthode manuelle PALUTOP, Alethia	F-ANA-M004 F-PARA-M002	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE LENYS	Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification et numération)	Sang total	Recherche sur goutte épaisse, frottis sanguin après coloration et recherche d'antigène, Méthode génotypique : Extraction, Détection d'acides nucléiques après amplification (PCR, LAMP, hybridation, ...) Technique manuelle PALUTOP, Alethia	F-ANA-M004 F-PARA-M002	Démarrage LAMP au 07/02/2022

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification et numération)	Sang total	Recherche sur goutte épaisse, frottis sanguin après coloration et recherche d'antigène, Méthode génotypique : Extraction, Détection d'acides nucléiques après amplification (PCR, LAMP, hybridation, ...) Technique manuelle PALUTOP, Alethia	F-ANA-M004 F-PARA-M002	Démarrage LAMP au 07/06/2022

BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE KLUMPP	Spermogramme /Huhner/ TMS /Recherche d'une éjaculation rétrograde	Sperme, Mucus cervical, Urine	Techniques manuelles diverses, Microscopie, cellule de Malassez Technique manuelle	F-BDR-M005	

BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE LENYS	Spermogramme /Huhner/ TMS /Recherche d'une éjaculation rétrograde /	Sperme, Mucus cervical, Urine	Techniques manuelles diverses, Microscopie, cellule de Malassez	F-BDR-M005	

BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PEGON	Spermogramme /Huhner/ TMS /Recherche d'une éjaculation rétrograde	Sperme, Mucus cervical, Urine	Techniques manuelles diverses, Microscopie, cellule de Malassez Technique manuelle	F-BDR-M005	

BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE SAINTE ANNE	Spermogramme /Huhner/ TMS /Recherche d'une éjaculation rétrograde	Sperme, Mucus cervical, Urine	Microscopie Méthode manuelle	F-BDR-M005	Demande d'extension Flexi+ le 07/01/2025 Extension accordée le 22/12/25

BM SP02 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE LENYS	Spermogramme / TMS / Recherche d'une éjaculation rétrograde	Sperme, Mucus cervical, Urine	Concentration et mobilité sur CASA HAMILTON	F-BDR-M005	

BM SP02 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PEGON	Spermogramme / TMS / Recherche d'une éjaculation rétrograde	Sperme, Mucus cervical, Urine	Concentration et mobilité sur CASA HAMILTON	F-BDR-M005	

BM SP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE KLUMPP	Spermogramme / spermocytogramme / Recherche d'une éjaculation rétrograde	Sperme, Mucus cervical, Urine	Microscopie après coloration - de Shorr - Leucoscreen plus - Vita-éosine Technique manuelle	F-BDR-M005	

BM SP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE LENYS	Spermogramme / spermocytogramme / Recherche d'une éjaculation rétrograde	Sperme, Mucus cervical, Urine	Microscopie après coloration - de Shorr - Leucoscreen plus - Vita-éosine Technique manuelle	F-BDR-M005	

BM SP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PEGON	Spermogramme / spermocytogramme / Recherche d'une éjaculation rétrograde	Sperme, Mucus cervical, Urine	Microscopie après coloration - de Shorr - Leucoscreen plus - Vita-éosine Technique manuelle	F-BDR-M005	

BM SP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE SAINTE ANNE	Spermogramme / spermocytogramme	Sperme	Microscopie après coloration - de Harris-Shorr - Leucoscreen plus - Vita-éosine Méthode manuelle	F-BDR-M005	Demande d'extension Flexi+ le 07/01/2025 Extension accordée le 22/12/25

BM SP07 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE KLUMPP	MAR TEST	Sperme, Urine	Agglutination directe en microscopie Méthode manuelle	F-BDR-M005	

BM SP07 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE LENYS	MAR TEST	Sperme, Urine	Agglutination directe en microscopie Méthode manuelle	F-BDR-M005	

BM SP07 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PEGON	MAR TEST	Sperme, Urine	Agglutination directe en microscopie Méthode manuelle	F-BDR-M005	

BM AP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE KLUMPP	Préparation de sperme en vue d'AMP	Sperme	Séparation par gradient de densité, microscopie Technique manuelle	F-BDR-M005	

BM AP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE SAINTE ANNE	Préparation de sperme en vue d'AMP	Sperme	Séparation par gradient de densité, microscopie Méthode manuelle	F-BDR-M005	

BM AP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE LENYS	Préparation de sperme en vue d'AMP	Sperme	Séparation par gradient de densité, microscopie Technique manuelle	F-BDR-M005	

BM AP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PEGON	Préparation de sperme en vue d'AMP	Sperme	Séparation par gradient de densité, microscopie Technique manuelle	F-BDR-M005	

BM AP02 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE LENYS	Préparation de sperme en vue d'AMP	Sperme	Concentration et mobilité CASA HAMILTON	F-BDR-M005 F-BDR-M025	

BM AP02 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PEGON	Préparation de sperme en vue d'AMP	Sperme	Concentration et mobilité CASA HAMILTON	F-BDR-M005 F-BDR-M025	

BM AP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE SAINTE ANNE	Etude morphologique des embryons	Ovocyte, embryon	Identification et caractérisation morphologique par microscopie sur échantillon frais ou après décongélation Méthode manuelle	F-BDR-M033	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE ANCIENNE DOUANE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ANCIENNE DOUANE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ANCIENNE DOUANE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ANCIENNE DOUANE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ANCIENNE DOUANE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ANCIENNE DOUANE	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE BARR	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE BARR	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE BARR	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE BARR	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE BARR	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE BARR	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE BEL AIR	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE BEL AIR	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE BEL AIR	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE BEL AIR	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE BEL AIR	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE BEL AIR	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE BLOTZHEIM	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE BLOTZHEIM	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE BLOTZHEIM	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE BLOTZHEIM	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE BLOTZHEIM	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE BLOTZHEIM	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE BOLLWERK	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE BOLLWERK	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE BOLLWERK	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE BOLLWERK	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE BOLLWERK	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE BOLLWERK	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE BOURTZWILLER	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE BOURTZWILLER	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE BOURTZWILLER	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE BOURTZWILLER	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE BOURTZWILLER	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE BOURTZWILLER	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE BRUNSTATT	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE BRUNSTATT	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE BRUNSTATT	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE BRUNSTATT	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE BRUNSTATT	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE BRUNSTATT	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE CERNAY	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE CERNAY	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE CERNAY	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE CERNAY	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE CERNAY	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE CERNAY	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE CLINIQUE DES TROIS FRONTIERES	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE CONSEIL DES QUINZE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Arrêt au 04/03/25 Suspension actée le 18/6/25 Suspension levée le 22/12/25
LBM CAB - SITE CONSEIL DES QUINZE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Arrêt au 04/03/25 Suspension actée le 18/6/25 Suspension levée le 22/12/25
LBM CAB - SITE CONSEIL DES QUINZE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Arrêt au 04/03/25 Suspension actée le 18/6/25 Suspension levée le 22/12/25
LBM CAB - SITE CONSEIL DES QUINZE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Arrêt au 04/03/25 Suspension actée le 18/6/25 Suspension levée le 22/12/25
LBM CAB - SITE CONSEIL DES QUINZE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Arrêt au 04/03/25 Suspension actée le 18/6/25 Suspension levée le 22/12/25
LBM CAB - SITE CONSEIL DES QUINZE	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Arrêt au 04/03/25 Suspension actée le 18/6/25 Suspension levée le 22/12/25

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE DARBOIS	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE DARBOIS	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE DARBOIS	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE DARBOIS	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE DARBOIS	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE DARBOIS	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE DE LA MOSSIG	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE DE LA MOSSIG	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE DE LA MOSSIG	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE DE LA MOSSIG	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE DE LA MOSSIG	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE DE LA MOSSIG	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE DOLLER	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE DOLLER	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE DOLLER	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE DOLLER	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE DOLLER	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE DOLLER	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE DU CENTRE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE DU CENTRE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE DU CENTRE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE DU CENTRE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE DU CENTRE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE DU CENTRE	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE EBERLE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE EBERLE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE EBERLE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE EBERLE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE EBERLE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE EBERLE	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE EDIGHOFFEN	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE EDIGHOFFEN	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE EDIGHOFFEN	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE EDIGHOFFEN	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE EDIGHOFFEN	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE EDIGHOFFEN	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE EIMER-MOLSHEIM	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE EIMER-MOLSHEIM	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE EIMER-MOLSHEIM	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE EIMER-MOLSHEIM	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE EIMER-MOLSHEIM	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE EIMER-MOLSHEIM	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE ENSISHEIM	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ENSISHEIM	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ENSISHEIM	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ENSISHEIM	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ENSISHEIM	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ENSISHEIM	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE ESPLANADE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ESPLANADE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ESPLANADE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ESPLANADE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ESPLANADE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ESPLANADE	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE GOESTER	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE GOESTER	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE GOESTER	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE GOESTER	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE GOESTER	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE GOESTER	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE GUTH	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE GUTH	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE GUTH	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE GUTH	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE GUTH	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE GUTH	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE HAUTEPIERRE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE HAUTEPIERRE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE HAUTEPIERRE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE HAUTEPIERRE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE HAUTEPIERRE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE HAUTEPIERRE	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE HIRSINGUE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE HIRSINGUE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE HIRSINGUE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE HIRSINGUE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE HIRSINGUE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE HIRSINGUE	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE ILL	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ILL	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ILL	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ILL	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ILL	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ILL	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE ISAAC DALON	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ISAAC DALON	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ISAAC DALON	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ISAAC DALON	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ISAAC DALON	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ISAAC DALON	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE KAYSERSBERG (du Vignoble)	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE KAYSERSBERG (du Vignoble)	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE KAYSERSBERG (du Vignoble)	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE KAYSERSBERG (du Vignoble)	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE KAYSERSBERG (du Vignoble)	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE KAYSERSBERG (du Vignoble)	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE KLUMPP	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE KLUMPP	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE KLUMPP	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE KLUMPP	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE KLUMPP	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE KLUMPP	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE LA LARGUE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE LA LARGUE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE LA LARGUE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE LA LARGUE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE LA LARGUE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE LA LARGUE	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE LENYS	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE LENYS	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE LENYS	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE LENYS	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE LENYS	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE LENYS	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE LES ERLN	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE LES ERLN	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE LES ERLN	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE LES ERLN	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE LES ERLN	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE LES ERLN	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE LOUP	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE LOUP	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE LOUP	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE LOUP	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE LOUP	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE LOUP	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE MANGIN	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE MANGIN	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE MANGIN	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE MANGIN	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE MANGIN	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE MANGIN	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE MARAIS	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE MARAIS	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE MARAIS	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE MARAIS	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE MARAIS	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE MARAIS	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE MARMOUTIER	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE MARMOUTIER	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE MARMOUTIER	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE MARMOUTIER	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE MARMOUTIER	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE MARMOUTIER	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE MUNSTER	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE MUNSTER	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE MUNSTER	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE MUNSTER	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE MUNSTER	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE MUNSTER	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE MUTZIG	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE MUTZIG	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE MUTZIG	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE MUTZIG	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE MUTZIG	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE MUTZIG	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE NEUF-BRISACH (CITADELLE)	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE NEUF-BRISACH (CITADELLE)	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE NEUF-BRISACH (CITADELLE)	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE NEUF-BRISACH (CITADELLE)	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE NEUF-BRISACH (CITADELLE)	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE NEUF-BRISACH (CITADELLE)	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE OBERNAI	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE OBERNAI	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE OBERNAI	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE OBERNAI	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE OBERNAI	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE OBERNAI	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE ORANGERIE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ORANGERIE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ORANGERIE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ORANGERIE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ORANGERIE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ORANGERIE	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE PARC DES POTERIES	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PASTEUR ZUP	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE PASTEUR ZUP	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE PASTEUR ZUP	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE PASTEUR ZUP	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE PASTEUR ZUP	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE PASTEUR ZUP	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE PEGON	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE PEGON	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE PEGON	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE PEGON	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE PEGON	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE PEGON	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE REMPARTS	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE REMPARTS	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE REMPARTS	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE REMPARTS	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE REMPARTS	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE REMPARTS	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE REUSS	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE REUSS	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE REUSS	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE REUSS	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE REUSS	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE REUSS	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE RIBEAUVILLE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE RIBEAUVILLE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE RIBEAUVILLE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE RIBEAUVILLE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE RIBEAUVILLE	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE RIBEAUVILLE	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE RIEDISHEIM	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE RIEDISHEIM	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE RIEDISHEIM	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE RIEDISHEIM	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE RIEDISHEIM	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE RIEDISHEIM	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE ROETHIG	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ROETHIG	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ROETHIG	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ROETHIG	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ROETHIG	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ROETHIG	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE ROUFFACH	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ROUFFACH	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ROUFFACH	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ROUFFACH	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ROUFFACH	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE ROUFFACH	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE SAINTE ANNE	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Maj LP BM PP01 Extension accordée le 22/12/25
LBM CAB - SITE SAINTE ANNE	Au sein du site	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Maj LP BM PP01 Extension accordée le 22/12/25
LBM CAB - SITE SAINTE ANNE	Au sein du site	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Maj LP BM PP01 Extension accordée le 22/12/25

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE SAINT-MORAND	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE SAINT-MORAND	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE SAINT-MORAND	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE SAINT-MORAND	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE SAINT-MORAND	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE SAINT-MORAND	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE SAINT-THIEBAUT	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE SAINT-THIEBAUT	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE SAINT-THIEBAUT	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE SAINT-THIEBAUT	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE SAINT-THIEBAUT	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE SAINT-THIEBAUT	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE SELESTAT (SAINTE BARBE)	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE SELESTAT (SAINTE BARBE)	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE SELESTAT (SAINTE BARBE)	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE SELESTAT (SAINTE BARBE)	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE SELESTAT (SAINTE BARBE)	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE SELESTAT (SAINTE BARBE)	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE STRICH	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Arrêt au 22/04/25 Suspension actée le 18/6/25 Suspension levée le 22/12/25
LBM CAB - SITE STRICH	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Arrêt au 22/04/25 Suspension actée le 18/6/25 Suspension levée le 22/12/25
LBM CAB - SITE STRICH	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Arrêt au 22/04/25 Suspension actée le 18/6/25 Suspension levée le 22/12/25
LBM CAB - SITE STRICH	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Arrêt au 22/04/25 Suspension actée le 18/6/25 Suspension levée le 22/12/25
LBM CAB - SITE STRICH	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Arrêt au 22/04/25 Suspension actée le 18/6/25 Suspension levée le 22/12/25
LBM CAB - SITE STRICH	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Arrêt au 22/04/25 Suspension actée le 18/6/25 Suspension levée le 22/12/25

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE UNTERLINDEN	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE UNTERLINDEN	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE UNTERLINDEN	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE UNTERLINDEN	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE UNTERLINDEN	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE UNTERLINDEN	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE VAL D'ARGENT	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE VAL D'ARGENT	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE VAL D'ARGENT	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE VAL D'ARGENT	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE VAL D'ARGENT	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE VAL D'ARGENT	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE VENDOME	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE VENDOME	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE VENDOME	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE VENDOME	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE VENDOME	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE VENDOME	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE VIGNES	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE VIGNES	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE VIGNES	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE VIGNES	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE VIGNES	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE VIGNES	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE VOSGES	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE VOSGES	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE VOSGES	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE VOSGES	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE VOSGES	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE VOSGES	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE WITTELSHEIM (EIMER)	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE WITTELSHEIM (EIMER)	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE WITTELSHEIM (EIMER)	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE WITTELSHEIM (EIMER)	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE WITTELSHEIM (EIMER)	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE WITTELSHEIM (EIMER)	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE WITTERSHEIM	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE WITTERSHEIM	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE WITTERSHEIM	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE WITTERSHEIM	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE WITTERSHEIM	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE WITTERSHEIM	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM CAB - SITE WOLFISHEIM	Au sein du site/ Au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe, ponction artérielle	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE WOLFISHEIM	Au sein du site/ Au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE WOLFISHEIM	Au sein du site/ Au domicile des patients	Muqueuses : nez, nasopharynx, gorge, oreille, oeil, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE WOLFISHEIM	Au sein du site/ Au domicile des patients	Liquides et produits biologiques	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE WOLFISHEIM	Au sein du site/ Au domicile des patients	Matériel	Prélèvement aseptique pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01
LBM CAB - SITE WOLFISHEIM	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré pour dosage de CO2 marqué	F-PRA-M036	Mal LP BM PP01