



Portée détaillée v.19 de l'attestation N° 8-3117

Detailed scope v.19 of the attestation N° 8-3117

Date de publication / Publish date: 11/09/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

LABORATOIRE EIMER

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	ACE	Sang	ECLIA sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	ACE	Sang	ECLIA sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Acide urique	Sang	Test Colorim. Enzymatique/ COBAS PRO 503 ROCHE- Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Acide urique	Sang	Test Colorim. Enzymatique/ COBAS PRO 503 ROCHE- Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Acide urique	Urine	Test Colorim. Enzymatique / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Acide urique	Urine	Test Colorim. Enzymatique / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	AFP	Sang	ECLIA sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	AFP	Sang	ECLIA sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Alanine-amino-transférase ALTL	Sang	D. cinétique UV IFCC + phosphate de pyridoxal / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Alanine-amino-transférase ALTL	Sang	D. cinétique UV IFCC + phosphate de pyridoxal / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Albumine sérique (chimie)	Sang	D.colorim. Vert de bromocrésol / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Albumine sérique (chimie)	Sang	D.colorim. Vert de bromocrésol / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Apo lipoprotéines A 1	Sang	D. immunoturbidimétrique / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Apo lipoprotéines A 1	Sang	D. immunoturbidimétrique / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Asparate-amino-transférase ASTL	Sang	D. Cinétique UV IFCC + phosphate de pyridoxal / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Asparate-amino-transférase ASTL	Sang	D. Cinétique UV IFCC + phosphate de pyridoxal / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Bicarbonates	Sang	Dosage enzymatique UV / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Bicarbonates	Sang	Dosage enzymatique UV / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Bilirubine directe	Sang	Méthode Diazo / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Bilirubine directe	Sang	Méthode Diazo / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Bilirubine totale	Sang	Méthode Diazo / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	Changement de génération de réactifs au 17/10/2025
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Bilirubine totale	Sang	Méthode Diazo / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	Changement de génération de réactifs au 17/10/2025
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	CA 125	Sang	ECLIA sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	CA 125	Sang	ECLIA sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	CA 153	Sang	ECLIA sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	CA 153	Sang	ECLIA sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	CA 199	Sang	ECLIA sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	CA 199	Sang	ECLIA sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Calcium	Sang	Dosage colorimétrique au NM-BAPTA/ COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Calcium	Sang	Dosage colorimétrique au NM-BAPTA/ COBAS PRO 503 ROCHE -Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Calcium	Urine	Dosage colorimétrique au NM-BAPTA/ COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Calcium	Urine	Dosage colorimétrique au NM-BAPTA/ COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Calcium ionisé	Sang	Potentiométrie GEM 5000	E-ANA-1014	À compter du 28/09/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Chlore	Urine	Electrode spécifique potentiométrie indirecte / COBAS PRO ISE ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Chlore	Urine	Electrode spécifique potentiométrie indirecte / COBAS PRO ISE ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Chlore	Sang	Electrode spécifique potentiométrie indirecte / COBAS PRO ISE ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Chlore	Sang	Electrode spécifique potentiométrie indirecte / COBAS PRO ISE ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Chlore	LCR	Electrode spécifique potentiométrie indirecte / COBAS PRO ISE ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Chlore	LCR	Electrode spécifique potentiométrie indirecte / COBAS PRO ISE ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Cholestérol	Sang	Dosage colorimétrique enzymatique COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Cholestérol	Sang	Dosage colorimétrique enzymatique COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Cholestérol HDL	Sang	D.colorim.enzym.en phase homogène/ COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Cholestérol HDL	Sang	D.colorim.enzym.en phase homogène/ COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Cholestérol LDL direct	Sang	T.colorim.enzym.en phase homogène / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Cholestérol LDL direct	Sang	T.colorim.enzym.en phase homogène / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Cortisol	Sang	ECLIA competition / COBAS PRO 801 ROCHE Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Cortisol	Sang	ECLIA competition / COBAS PRO 801 ROCHE Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Créatine-phosphokinase	Sang	D.cin. Enz. UV / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Créatine-phosphokinase	Sang	D.cin. Enz. UV / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Créatinine	Sang	Méthode enzymatique / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Créatinine	Sang	Méthode enzymatique / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Créatinine	Urine	Méthode enzymatique / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Créatinine	Urine	Méthode enzymatique / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Digoxine	Sang	ECLIA Compétition COBAS PRO 801 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Digoxine	Sang	ECLIA Compétition COBAS PRO 801 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Ferritine	Sang	T.immunoturbidi métrique sur particules de latex / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Ferritine	Sang	T.immunoturbidi métrique sur particules de latex / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Fer sérique	Sang	D. Color. À la Ferrozine / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Fer sérique	Sang	D. Color. À la Ferrozine / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Folate	Sang	ECLIA par compét. / COBAS PRO 801 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Folate	Sang	ECLIA par compét. / COBAS PRO 801 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	FSH	Sang	ECLIA En sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	FSH	Sang	ECLIA En sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	FT3	Sang	ECLIA par compét. / COBAS PRO 801 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	FT3	Sang	ECLIA par compét. / COBAS PRO 801 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	FT4	Sang	ECLIA par compét. / COBAS PRO 801 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	FT4	Sang	ECLIA par compét. / COBAS PRO 801 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Gamma-glutamyl-transférase	Sang	D. colorim. Enzymatique / standardisation IFCC COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Gamma-glutamyl-transférase	Sang	D. colorim. Enzymatique / standardisation IFCC COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Glucose	LCR	D.enzymatique cinétique UV / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Glucose	LCR	D.enzymatique cinétique UV / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Glucose	Sang	D.enzymatique cinétique UV / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Glucose	Sang	D.enzymatique cinétique UV / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Glucose	Urine	7D.enzymatique cinétique UV / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Glucose	Urine	7D.enzymatique cinétique UV / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Haptoglobine	Sang	Dosage. Immunoturbidimétrique / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Haptoglobine	Sang	Dosage. Immunoturbidimétrique / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Hémoglobine A1c	Sang	TOSOH G8 - HPLC	E-MAT-M013	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Lactate	Sang	D.cinét. UV / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Lactate	Sang	D.cinét. UV / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Lactate	Sang	Ampérométrie GEM 5000	E-MAT-M130	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Lactate déshydrogénase	Sang	D.cinét. UV / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Lactate déshydrogénase	Sang	D.cinét. UV / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	LH	Sang	ECLIA En sandwich COBAS PRO 801 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	LH	Sang	ECLIA En sandwich COBAS PRO 801 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Lipase	Sang	D. colorim. Enzym. / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Lipase	Sang	D. colorim. Enzym. / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Magnésium	Sang	D. colorimétrique Bleu de xylidyle / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Magnésium	Sang	D. colorimétrique Bleu de xylidyle / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Magnésium	Urine	D. colorimétrique Bleu de xylidyle / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Magnésium	Urine	D. colorimétrique Bleu de xylidyle / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Micro albumine	Urine	T.immuno turbidimétrique / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Micro albumine	Urine	T.immuno turbidimétrique / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	OESTRADIOL (femme)	Sang	ECLIA par compét. / COBAS PRO 801 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	OESTRADIOL (femme)	Sang	ECLIA par compét. / COBAS PRO 801 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	OESTRADIOL (homme)	Sang	ECLIA par compét. / COBAS PRO 801 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	OESTRADIOL (homme)	Sang	ECLIA par compét. / COBAS PRO 801 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Orosomucoïde (A1GP)	Sang	Dosage. Immunoturbidimétrique / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Orosomucoïde (A1GP)	Sang	Dosage. Immunoturbidimétrique / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	pCO ₂	Sang	Potentiométrie GEM 5000	E-MAT-M130	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	pH	Sang	Potentiométrie GEM 5000	E-MAT-M130	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Phosphatase alcaline	Sang	D. Colorimétrique / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Phosphatase alcaline	Sang	D. Colorimétrique / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Phosphore	Sang	D. Color. Au molybdate d'ammonium / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Phosphore	Sang	D. Color. Au molybdate d'ammonium / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Phosphore	Urine	D. Color. Au molybdate d'ammonium / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Phosphore	Urine	D. Color. Au molybdate d'ammonium / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	pO2	Sang	Ampérométrie GEM 5000	E-MAT-M130	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Potassium	Sang	Electrode spécifique potentiométrie indirecte / COBAS PRO ISE ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Potassium	Sang	Electrode spécifique potentiométrie indirecte / COBAS PRO ISE ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Potassium	Urine	Electrode spécifique potentiométrie indirecte / COBAS PRO ISE ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Potassium	Urine	Electrode spécifique potentiométrie indirecte / COBAS PRO ISE ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Pro BNP	Sang	ECLIA sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Pro BNP	Sang	ECLIA sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Procalcitonine	Sang	ECLIA Brahms / COBAS PRO 801 ROCHE Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Procalcitonine	Sang	ECLIA Brahms / COBAS PRO 801 ROCHE Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	PROGESTERONE	Sang	ECLIA par compét. / COBAS PRO 801 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	PROGESTERONE	Sang	ECLIA par compét. / COBAS PRO 801 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Protéines C Réactive	Sang	T.immunoturbidi métrique sur particules de latex / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Protéines C Réactive	Sang	T.immunoturbidi métrique sur particules de latex / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Protéines totales	LCR	D.turbidimétrique chlorure de Benzéthonium / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Protéines totales	LCR	D.turbidimétrique chlorure de Benzéthonium / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Protéines totales sériques	Sang	D.colorimétriques / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Protéines totales sériques	Sang	D.colorimétriques / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Protéines urinaires	Urine	D.turbidimétrique chlorure de Benzéthonium / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Protéines urinaires	Urine	D.turbidimétrique chlorure de Benzéthonium / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	PSA	Sang	ECLIA sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	PSA	Sang	ECLIA sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	PSA LIBRE	Sang	ECLIA sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE Ligne 1	E-ANA-M079	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	PSA LIBRE	Sang	ECLIA sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Recherche de dosage de l'HCG	Sang	ECLIA En sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Recherche de dosage de l'HCG	Sang	ECLIA En sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Sodium	Sang	Elec.spécifiq.potentiométrie ind./ COBAS PRO ISE ROCHE Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Sodium	Sang	Elec.spécifiq.potentiométrie ind./ COBAS PRO ISE ROCHE Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Sodium	Urine	Elec.spécifiq.potentiométrie ind./ COBAS PRO ISE ROCHE Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Sodium	Urine	Elec.spécifiq.potentiométrie ind./ COBAS PRO ISE ROCHE Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Transferrine	Sang	T.Immuno turbidimétrique / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Transferrine	Sang	T.Immuno turbidimétrique / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Triglycérides	Sang	D.Colorim.enzym. / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Triglycérides	Sang	D.Colorim.enzym. / COBAS PRO 503 ROCHE - Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Troponine I	Sang	ECLIA sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Troponine I	Sang	ECLIA sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE Ligne 2	E-ANA-M079	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Troponine T (HS)	Sang	ECLIA sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Troponine T (HS)	Sang	ECLIA sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	TSH	Sang	ECLIA En sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	TSH	Sang	ECLIA En sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Urée	Sang	D.enzym Cinétique UV (uréase/Gldh)/ COBAS PRO 503 ROCHE Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Urée	Sang	D.enzym Cinétique UV (uréase/Gldh)/ COBAS PRO 503 ROCHE Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Urée	Urine	D.enzym Cinétique UV (uréase/Gldh) / COBAS PRO 503 ROCHE Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Urée	Urine	D.enzym Cinétique UV (uréase/Gldh) / COBAS PRO 503 ROCHE Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Vitamine B12	Sang	ECLIA sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Vitamine B12	Sang	ECLIA sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Vitamine D	Sang	ECLIA competition / COBAS PRO 801 ROCHE Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Vitamine D	Sang	ECLIA competition / COBAS PRO 801 ROCHE Ligne 2	E-ANA-M079	

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Bandelettes urinaires : pH, corps cétoniques, sang, bilirubine, densité, nitrite, urobilinogène	Urine	Réflexométrie Urisys - Roche	E-BACT-M014	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Contrôle d'un frottis sanguin	Sang	Examen microscopique après coloration / microscope / DM 1200	E-ANA-M030 E-HEMA-M031	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Contrôle d'un frottis sanguin avec recherche de cellules pathologiques	Sang	Examen microscopique après coloration / microscope / DM 1200	E-ANA-M030 E-HEMA-M031	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Examen cytologique du sang : Hémogramme	Sang	Globules rouges par mesure par variation d'impédance et Globules blancs par fluoro- cytométrie à diffraction optique/ Automate XN 3000 (XN1000 n°1 et XN 1000 n°2 de SYSMEX)	E-MAT-M011	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Numération des Plaquettes	Sang	Mesure par variation d'impédance / Automate XN 3000 (XN 1000 n°1 et XN 1000 n°2 de SYSMEX) et fluoro-cytométrie à diffraction optique /Automate XN 300 (XN 1000 N°2)	E-MAT-M011	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Numération des Réticulocytes	Sang	Cytométrie en flux multidimensionnelle / Automate XN 3000 (XN 1000n°2) de SYSMEX	E-MAT-M011	

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Mesure de la vitesse de Sédimentation	Sang	Photométrie capillaire / Automate TEST 1 - ALIFAX	E-MAT-M012	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	D Dimères Dosage	Sang	Agglutination de particules de latex sensibilisées / Automate STA-R MAX de Stago	E-MAT-M041	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Dosage du Fibrinogène	Sang	Détection photo optique (Chronométrie) / Automate STA-R MAX de STAGO	E-MAT-M041	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Taux de prothrombine	Sang	Détection photo optique (Chronométrie) / Automate STA-R MAX de STAGO	E-MAT-M041	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Temps de Céphaline + activateur	Sang	Détection photo optique (Chronométrie) / Automate STA-R MAX de STAGO	E-MAT-M041	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Groupe sanguin	Sang	Méthode automatisée QWALYS 3 evo Technique d'hémagglutination avec champ magnétique	E-MAT-M010	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Groupe sanguin	Sang	Méthode manuelle : groupe en gel -ORTHO Simonin en tube	E-IHEM-M048	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	RAI	Sang	Méthode automatisée QWALYS 3 evo Technique d'héماغglutination avec champ magnétique	E-MAT-M010	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	RAI	Sang	Méthode Manuelle: RAI Technique par filtration en gel (Ortho)	E-ANA-M048	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Anticorps anti HBc	Sang	ECLIA par microcapture / COBAS PRO 801 ROCHE Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Anticorps anti HBc	Sang	ECLIA par microcapture / COBAS PRO 801 ROCHE Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Anticorps HBS	Sang	ECLIA sandwich/ COBAS PRO 801 ROCHE Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Anticorps HBS	Sang	ECLIA sandwich/ COBAS PRO 801 ROCHE Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Antigène HBS	Sang	ECLIA sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Antigène HBS	Sang	ECLIA sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Dépistage de l'infection à VHC	Sang	ECLIA sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Dépistage de l'infection à VHC	Sang	ECLIA sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Dépistage de l'infection à VIH	Sang	ECLIA sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Dépistage de l'infection à VIH	Sang	ECLIA sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Dépistage et suivi de la Rubéole	Sang	ECLIA sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE Ligne 1	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Dépistage et suivi de la Rubéole	Sang	ECLIA sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE Ligne 2	E-ANA-M079	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Dépistage et suivi de la Toxoplasmose	Sang	ECLIA par microcapture et sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE Ligne 1	E-ANA-M079	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Dépistage et suivi de la Toxoplasmose	Sang	ECLIA par microcapture et sandwich / COBAS PRO 801 ROCHE Ligne 2	E-ANA-M079	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Recherche d'Ag bactériens (NABM : 5235): Légionelle urinaire	Urine	Méthode manuelle Technique immunochromatographique sur membrane (Binax Now Légionelle réf.852000 Alère)	E-ANA-M040	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Diagnostic biologique du paludisme (recherche, identification et numération)	sang et dérivés	Test immunochromatographique (manuel:Palutop +4 optima réf 5499 / Biosynex) Examen morphologique - Frottis : MGG (technique automatisée: Sysmex et manuelle) et goutte épaisse GIEMSA - Microscopie	E-ANA-M051	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Diagnostic biologique du paludisme (recherche, identification et numération)	sang et dérivés	Amplification isothermique à médiation par boucle - LAMP	E-PARA-M001	

BM BA01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / BACTÉRIOLOGIE SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE DU SCHLOESSEL	Test respiratoire au méthane expiré	Air Expiré	Chromatographie en phase gazeuse / Quintron breath tracker - BIOTECH	E-ANA-M402	
LBM EIMER - SITE DU SCHLOESSEL	Test respiratoire à l'hydrogène expiré	Air Expiré	Chromatographie en phase gazeuse / Quintron breath tracker - BIOTECH	E-ANA-M402	

BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE CENTRAL	Spermogramme	Sperme, Mucus cervical	Recherche et identification des spermatozoïdes, volume, pH, viscosité, agglutination, mobilité, concentration, cellules rondes	E-BDR-M015	

BM SP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE CENTRAL	Etude morphologique (spermocytogramme), vitalité, leucocytes	Sperme	Méthode manuelle, coloration	E-BDR-M015	Lecture en mode OMS.

BM AP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE CENTRAL	Préparation des spermatozoides en vue de IIU	Sperme	Méthode manuelle : numération et mobilité des spermatozoïdes après dépôt d'une goutte de sperme , frais ou capacité, entre lame et lamelle	E-BDR-M015	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE CENTRAL	Au sein du site	Sang et dérivés	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE CENTRAL	Au sein du site	Muqueuses (Nez, gorge, oreille, langue, bouche, œil, vagin, urètre, anus)	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE CENTRAL	Au sein du site	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE CENTRAL	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré	E-PRA-003	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE DE BRUMATH	Au sein du site et au domicile des patients	Muqueuses (Nez, gorge, oreille, langue, bouche, œil, vagin, urètre, anus)	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE DE BRUMATH	Au sein du site et au domicile des patients	Sang et dérivés	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE DE BRUMATH	Au sein du site	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE DE BRUMATH	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré	E-PRA-003	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE DE HERRLISHEIM	Au sein du site	Muqueuses (Nez, gorge, oreille, langue, bouche, œil, vagin, urètre, anus)	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE DE HERRLISHEIM	Au sein du site	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE DE HERRLISHEIM	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE DE HERRLISHEIM	Au sein du site	Sang et dérivés	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	E-PRA-003	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE DE HOERDT	Au sein du site	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE DE HOERDT	Au sein du site et au domicile des patients	Muqueuses (Nez, gorge, oreille, langue, bouche, œil, vagin, urètre, anus)	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE DE HOERDT	Au sein du site et au domicile des patients	Sang et dérivés	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE DE HOERDT	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré	E-PRA-003	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE DE LA GARE	Au sein du site	Sang et dérivés	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE DE LA GARE	Au sein du site	Muqueuses (Nez, gorge, oreille, langue, bouche, œil, vagin, urètre, anus)	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE DE LA GARE	Au sein du site	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE DE LA GARE	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré	E-PRA-003	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Au sein du site et au domicile des patients, dans un service de soins	Sang et dérivés	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Au sein du site et au domicile des patients	Muqueuses (Nez, gorge, oreille, langue, bouche, œil, vagin, urètre, anus)	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Dans un service de soins	Ponctions	Prélèvement de liquides et produits biologiques	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Au sein du site	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Au sein du site	Sang et dérivés	Prélèvement artériel	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE DE LA REDOUTE	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré	E-PRA-003	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE DE MERTZWILLER	Au sein du site	Sang et dérivés	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE DE MERTZWILLER	Au sein du site	Muqueuses (Nez, gorge, oreille, langue, bouche, œil, vagin, urètre, anus)	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE DE MERTZWILLER	Au sein du site	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE DE MERTZWILLER	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré	E-PRA-003	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE DE SELTZ	Au sein du site	Sang et dérivés	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE DE SELTZ	Au sein du site	Muqueuses (Nez, gorge, oreille, langue, bouche, œil, vagin, urètre, anus)	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE DE SELTZ	Au sein du site	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE DE SELTZ	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré	E-PRA-003	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE DE WISSEMBOURG	Au sein du site et au domicile des patients	Sang et dérivés	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE DE WISSEMBOURG	Au sein du site et au domicile des patients	Muqueuses (Nez, gorge, oreille, langue, bouche, œil, vagin, urètre, anus)	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE DE WISSEMBOURG	Au sein du site	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE DE WISSEMBOURG	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré	E-PRA-003	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE DE WOERTH	Au sein du site	Sang et dérivés	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE DE WOERTH	Au sein du site	Muqueuses (Nez, gorge, oreille, langue, bouche, œil, vagin, urètre, anus)	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE DE WOERTH	Au sein du site	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE DE WOERTH	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré	E-PRA-003	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE DU SCHLOESSEL	Au sein du site	Sang et dérivés	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE DU SCHLOESSEL	Au sein du site	Muqueuses (Nez, gorge, oreille, langue, bouche, œil, vagin, urètre, anus)	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE DU SCHLOESSEL	Au sein du site	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE DU SCHLOESSEL	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré	E-PRA-003 E-ANA-M402	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LBM EIMER - SITE SOULTZ SOUS FORETS	Au sein du site	Sang et dérivés	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE SOULTZ SOUS FORETS	Au sein du site	Muqueuses (Nez, gorge, oreille, langue, bouche, œil, vagin, urètre, anus)	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE SOULTZ SOUS FORETS	Au sein du site	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	E-PRA-003	
LBM EIMER - SITE SOULTZ SOUS FORETS	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré	E-PRA-003	