



Portée détaillée v.14 de l'attestation N° 8-3152

Detailed scope v.14 of the attestation N° 8-3152

Date de publication / Publish date: 21/07/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

CEDIBIO-UNILABS

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Acide urique	Sérum	Spectrophotométrie Uricase-PAP - Automates Beckman AU 680/ AU 480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Acide urique	Urines	Spectrophotométrie Uricase-PAP - Automates Beckman AU 480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	Ajout de l'analyse le 30/01/2026
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Albumine	Sérum	Colorimétrie - Automate Beckman AU 680	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Amylase	Sérum	Spectrophotométrie Méthode cinétique enzymatique colorimétrique IFCC - Automate Beckman AU 680	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Bilirubine directe + indirecte	Sérum	Spectrophotométrie Méthode DPD - Automates Beckman AU 680/ AU 480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Bilirubine totale	Sérum	Spectrophotométrie Méthode DPD - Automates Beckman AU 680/ AU 480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	BNP	Plasma	Chimiluminescence - Automates Beckman DxI 600/ DxI 800	MT-A8-017 Beckman Coulter: DxI 600 / DxI 800	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Bêta HCG	Sérum	Chimiluminescence - Automates Beckman DxI 600/ DxI 800	MT-A8-017 Beckman Coulter: DxI 600 / DxI 800	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Calcium	Sérum	Spectrophotométrie Méthode Arsenazo III - Automates Beckman AU 680/ AU 480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Calcium	Urines	Spectrophotométrie Méthode Arsenazo III - Automates Beckman AU 480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	Ajout de l'analyse le 30/01/2026
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Chlore	Sérum	Potentiométrie indirecte - Automates Beckman AU 680/ AU 480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Chlore	Urines	Potentiométrie indirecte - Automates Beckman AU 480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	Ajout de l'analyse le 30/01/2026
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Cholestérol Total	Sérum	Colorimétrie - Automates Beckman AU 680/ AU 480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	CRP	Sérum	Spectrophotométrie Immuno-turbidimétrie - Automates Beckman AU 680/ AU 480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Créatine kinase	Sérum	Spectrophotométrie Méthode cinétique enzymatique colorimétrique IFCC - Automates Beckman AU 680/AU 480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Créatinine	Sérum	Spectrophotométrie Méthode enzymatique - Automates Beckman AU 680/ AU 480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Créatinine	Urines	Spectrophotométrie Méthode enzymatique - Automates Beckman AU 680/ AU 480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	Ajout de l'analyse le 30/01/2026
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Fer	Sérum	Colorimétrie - Automates Beckman AU 680/AU 480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Gamma-glutamyl transférase (GGT)	Sérum	Spectrophotométrie Méthode cinétique enzymatique colorimétrique IFCC - Automates Beckman AU 680/AU 480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Glucose	Sérum	Spectrophotométrie Méthode Hexokinase - Automates Beckman AU 680/ AU 480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Glucose	Urines	Spectrophotométrie Méthode Hexokinase - Automates Beckman AU 680/ AU 480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	Ajout de l'analyse le 30/01/2026
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Haptoglobine	Sérum	Spectrophotométrie Immuno-turbidimétrie - Automates Beckman AU 680/ AU 480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Hba1c	Sang total	Chromatographie Liquide Haute Performance (CLHP) - Automate G8 Tosoh	ANA-MO-003 Tosoh : utilisation et maintenance	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	IgA	Sérum	Immuno-turbidimétrie - Automates Beckman AU480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	Ajout de l'analyse le 30/01/2026
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	IgG	Sérum	Immuno-turbidimétrie - Automates Beckman AU480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	Ajout de l'analyse le 30/01/2026
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	IgM	Sérum	Immuno-turbidimétrie - Automates Beckman AU480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	Ajout de l'analyse le 30/01/2026
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	LDH	Sérum	Spectrophotométrie Méthode cinétique enzymatique colorimétrique IFCC - Automates Beckman AU 680/ AU 480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	LDL	Sérum	Méthode enzymatique homogène directe - Automates Beckman AU680	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	Ajout de l'analyse le 30/01/2026
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Lipase	Sérum	Spectrophotométrie Méthode cinétique enzymatique colorimétrique Imamura - Automates Beckman AU 680/ AU 480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Lithium	Sérum	Colorimétrie - Automate Beckman AU 680	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Magnésium	Sérum	Colorimétrie - Automate Beckman AU 680	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Magnésium	Urines	Colorimétrie - Automate Beckman AU 480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	Transfert analytique de l'AU680 vers l'AU480

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Microalbumine urinaire	Urines	Automate Beckman AU 480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	Ajout de l'analyse le 30/01/2026
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Phosphatases alcalines (PAL)	Sérum	Spectrophotométrie Méthode cinétique enzymatique colorimétrique IFCC - Automates Beckman AU 680/AU 480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Phosphore	Sérum	Colorimétrie - Automates Beckman AU 680/ AU 480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Phosphore	Urines	Colorimétrie - Automates Beckman AU 480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Potassium	Sérum	Potentiométrie indirecte - Automates Beckman AU 680/ AU 480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	Transfert analytique de l'AU680 vers l'AU480
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Potassium	Urines	Potentiométrie indirecte - Automates Beckman AU 480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	Ajout de l'analyse le 30/01/2026
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Procalcitonine	Sérum	Chimiluminescence - Automate Beckman DxI 600	MT-A8-017 Beckman Coulter: DxI 600 / DxI 800	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Protides	Sérum	Spectrophotométrie Méthode : Biuret - Automates Beckman AU 680/ AU 480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Protéines	Urines	Spectrophotométrie Méthode : Biuret - Automates Beckman AU 680/ AU 480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	Ajout de l'analyse le 30/01/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Préalbumine	Sérum	Spectrophotométrie Immuno-turbidimétrie - Automate Beckman AU 480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Réserve Alcaline	Sérum	PEP Carboxylase - Automates Beckman AU 680/ AU 480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Sodium	Sérum	Potentiométrie indirecte - Automates Beckman AU 680/ AU 480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Sodium	Urines	Potentiométrie indirecte - Automates Beckman AU 480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	Ajout de l'analyse le 30/01/2026
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Transaminases ALAT - ASAT	Sérum	Spectrophotométrie Méthode cinétique enzymatique colorimétrique IFCC - Automates Beckman AU 680/ AU 480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Triglycérides	Sérum	Colorimétrie - Automates Beckman AU 680/AU 480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Troponine I Hs	Sérum	Immunoenzymatique de type Sandwich séquentielle en 2 étapes - Automates Beckman DxI 600/ DxI 800	MT-A8-017 Beckman Coulter: DxI 600 / DxI 800	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Urée	Sérum	Spectrophotométrie Méthode : Uréase - Automates Beckman AU 680/ AU 480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Urée	Urines	Spectrophotométrie Méthode : Uréase - Automates Beckman AU 480	MT-A8-016 Beckman Coulter: AU 680 / AU 480	

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Sang dans les selles	Selles	Immunochromatographie - test qualitatif Servibio	DX-A16-035	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	CLINIQUE RIVE GAUCHE	CLINIQUE RIVE GAUCHE / BLOC MATERNITE	Gaz du sang, Lactate	Sang de cordon	Electrochimie - 2 Automates IL Werfen Gem 4000 RG BM et RG BM2	ANA-IT-002	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Formule sanguine manuelle	Sang total	Identification et quantification par lecture microscopique après coloration	MT-A10-021 BECKMAN DxH 600, DxH 900 et DxH SMS / MT-A10-016 Réalisation, coloration et lecture d'un frottis sanguin	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Numération des GR,GB, PLAQ , Réticulocytes+ Formule leucocytaire sanguine automatisée	Sang total	cytométrie-impédance- microcinétique- spectrophotométrie - Automates Beckman DxH 900 -1 et DxH 900 -2	MT-A10-021 BECKMAN DxH 600, DxH 900 et DxH SMS	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Plaquettes (numération)	Sang total	cytométrie-impédance - Automates Beckman DxH 900 -1 et DxH 900 -2	MT-A10-021 BECKMAN DxH 600, DxH 900 et DxH SMS	

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Vitesse de sédimentation	Sang total	Photométrie Capillaire - automate TEST1 XDL - ALIFAX	ANA-MO-015 "TEST1 XDL - ALIFAX - VS"	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	D-Dimères	Plasma	Immuno-turbidimétrie HemosIL DDi HS500 - automates Werfen ACLTOP 550 CTS / ACLTOP 350 CTS	MT-A9-002 ACL TOP 550 CTS / 350 CTS	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Fibrinogène	Plasma	chronométrie - automates Werfen ACLTOP 550 CTS / ACLTOP 350 CTS	MT-A9-002 ACL TOP 550 CTS / 350 CTS	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Temps de Céphaline Activée	Plasma	chronométrie - automates Werfen ACLTOP 550 CTS / ACLTOP 350 CTS	MT-A9-002 ACL TOP 550 CTS / 350 CTS	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	TP = Taux Prothrombine I.N.R.	Plasma	chronométrie - automates Werfen ACLTOP 550 CTS / ACLTOP 350 CTS	MT-A9-002 ACL TOP 550 CTS / 350 CTS	

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Anti Xa	Plasma	chromogénie - automates ACLTOP 550 CTS / ACLTOP 350 CTS	MT-A9-002 ACL TOP 550 CTS / 350 CTS	(ER1)

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Groupe Sanguin	Sang total	Hémagglutination avec diffusion par centrifugation sur colonne de billes de verre (technologie Ortho Biovue) - automate Ortho Clinical Diagnostic ORTHO VISION	ANA-IT-009	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Phénotype RHK	Sang total	Hémagglutination avec diffusion par centrifugation sur colonne de billes de verre (technologie Ortho Biovue) - automate Ortho Clinical Diagnostic ORTHO VISION	ANA-IT-009	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Recherche d'Anticorps Irréguliers = RAI	Sang total	Hémagglutination avec diffusion par centrifugation sur colonne de billes de verre (technologie Ortho Biovue) - automate Ortho Clinical Diagnostic ORTHO VISION	ANA-IT-009	

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Test direct à l'antiglobuline (Coombs direct)	Sang de cordon	Hémagglutination avec diffusion par centrifugation sur colonne de billes de verre (technologie Ortho Biovue) - automate Ortho Clinical Diagnostic ORTHO VISION	ANA-IT-009	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Sérologie HIV	Sérum	Chimiluminescence - Automate Beckman DxI 800	MT-A8-017 Beckman Coulter: DxI 600 / DxI 800	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Sérologie Hépatite A	Sérum	Chimiluminescence - Automate Beckman DxI 800	MT-A8-017 Beckman Coulter: DxI 600 / DxI 800	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Sérologie Toxoplasmose	Sérum	Chimiluminescence - Automate Beckman DxI 800	MT-A8-017 Beckman Coulter: DxI 600 / DxI 800	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Adenovirus	selles	Immunochromatographie - test qualitatif Servibio	DX-A16-034	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Détection Antigène glutamate deshydrogénase du Clostridium difficile et toxines A et B	selles	Test immunoenzymatique rapide sur membrane	ANA-DX-053	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Détection Antigène soluble urinaire de Legionella pneumophila	urines	Test immunoenzymatique rapide sur membrane	ANA-MO-102	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Rotavirus	selles	Immunochromatographie - test qualitatif Servibio	DX-A16-034	

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Détection de génome bactérien de Mycoplasma genitalium	urines, prélèvements génitaux homme et femme, prélèvement de gorge	Méthode de type qualitatif Capture de cible, amplification médiée par la transcription (TMA) et détection des produits d'amplification par sondes fluorescentes Biologie moléculaire Cible : région spécifique de la petite sous- unité ribosomique 16S - Automate Panther Hologic	ANA-MO-117	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Recherche de génome bactérien de Chlamydiae trachomatis et Neisseria gonorrhoeae	urines, prélèvements génitaux homme et femme, sperme, prélèvement de gorge	Méthode de type qualitatif Capture de cible, amplification médiée par la transcription (TMA) et détection des produits d'amplification par sondes fluorescentes Biologie moléculaire Région spécifique du rRNA 23S de CT Région spécifique du rRNA 16S de NG - Automate Panther Hologic	ANA-MO-117	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Recherche de la Grippe A et B par PCR	Prélèvement naso- pharyngé	Détection gène de la protéine matricielle M1 pour la grippe A, gène HA et les régions conservées du gène M1 de la protéine matricielle pour la grippe -Automate BD MAX Becton Dickinson	ANA-MO-111	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Recherche de SARS-Cov-2 par RT-PCR	Prélèvement naso- pharyngé	Détection gène de la phosphoprotéine nucléocapside (N1 et N2) du SARS-COV2 - Automate BD MAX Becton Dickinson	ANA-MO-111	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Recherche de Virus Respiratoire Syncytial par PCR	Prélèvement naso- pharyngé	Détection des gènes N et M pour le VRS - Automate BD MAX Becton Dickinson	ANA-MO-111	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	ECBU	urines	Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, de bactéries et/ou de levures et d'autres éléments - Cytologie urinaire automatisée : IQ 200 (enregistrement et traitement d'images par microscopie) - Cytologie manuelle	ANA-MO-112 ANA-MO-089	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	HLM Cytologie urinaire	urines	- Cytologie urinaire automatisée : IQ 200 (enregistrement et traitement par microscopie) - Cytologie manuelle	ANA-MO-112 ANA-MO-089	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Liquide de ponction	Liquide de ponction	Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, de bactéries et/ou de levures et d'autres éléments - Cytologie manuelle	ANA-MO-089 ANA-IT-003 ANA-DE-008	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Prélèvements de Nouveaux Nés	Prélèvements de Nouveaux Nés	Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, de bactéries et/ou de levures et d'autres éléments - Examen direct par coloration de GRAM : AEROSPRAY ou méthode de coloration manuelle	ANA-MO-076	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Prélèvements ostéoarticulaires	Prélèvements ostéoarticulaires	Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, de bactéries et/ou de levures et d'autres éléments - Examen direct par coloration de GRAM : AEROSPRAY ou méthode de coloration manuelle	ANA-MO-076	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Sperme	Sperme	Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, de bactéries et/ou de levures et d'autres éléments - Examen direct par coloration de GRAM : AEROSPRAY ou méthode de coloration manuelle	ANA-MO-076	

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Hémocultures	sang total	Analyse chimique après culture Détection d'un différentiel de pression Détection visuelle de croissance - Examen direct par coloration de GRAM : AEROSPRAY et coloration manuelle	ANA-MO-037 ANA-MO-076	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification et numération)	Sang total	Examen morphologique microscopique direct (Frottis) Détermination phénotypique : Immunochromatographie	ANA-MO-006 Réalisation, coloration et lecture d'un frottis sanguin IT-A10-002 Support de formation: Paludisme ANA-DX-009 Recherche paludisme: test rapide	(ER)

BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CEDIBIO-UNILABS SITE CLINIQUE RIVE GAUCHE	Spermogramme	Sperme	Méthode manuelle Examen direct macro- et microscopique, avec ou sans traitement (centrifugation, gradient, ...) sur échantillon frais	ANA-MO-005 Spermogramme	(ER)
CEDIBIO-UNILABS SITE CLINIQUE RIVE GAUCHE	Test de migration survie	Sperme	Méthode manuelle Examen direct macro- et microscopique, avec ou sans traitement (centrifugation, gradient, ...) sur échantillon frais	ANA-MO-001 Préparation de sperme : IAC et test de survie	(ER)

BM SP02 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CEDIBIO-UNILABS SITE CLINIQUE RIVE GAUCHE	Spermogramme	Sperme	Méthode automatisée SCA Microptic, examen microscopique, avec ou sans traitement (centrifugation, gradient, ...)	ANA-MO-002 SCA Microptic	(ER)
CEDIBIO-UNILABS SITE CLINIQUE RIVE GAUCHE	Test de migration survie	Sperme	Méthode automatisée SCA Microptic, examen microscopique, avec ou sans traitement (centrifugation, gradient, ...)	ANA-MO-001 Préparation de sperme : IAC et Test de survie ANA-MO-002 SCA Microptic	

BM SP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CEDIBIO-UNILABS SITE CLINIQUE RIVE GAUCHE	Spermocytogramme	Sperme	Méthode manuelle	ANA-MO-002 : SCA Microptic	(ER)
CEDIBIO-UNILABS SITE CLINIQUE RIVE GAUCHE	Test de migration survie	Sperme	Méthode manuelle	ANA-MO-001 : Préparation de sperme : IAC et test de survie	(ER)

BM SP04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CEDIBIO-UNILABS SITE CLINIQUE RIVE GAUCHE	Test de migration survie	Sperme	Méthode automatisée SCA Microptic Examen microscopique	ANA-MO-001 :Préparation de sperme: IAC et Test de Survie ANA-MO-002 SCA Microptic	(ER)

BM SP07 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CEDIBIO-UNILABS SITE CLINIQUE RIVE GAUCHE	Recherche, identification et détermination de la concentration d'anticorps anti- spermatozoïdes	Sperme	Agglutination latex	MT-A18-009 Dépistage des anticorps anti spermatozoïdes dans le sperme	MAR-Test

BM AP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CEDIBIO-UNILABS SITE CLINIQUE RIVE GAUCHE	Préparation de sperme en vue d'AMP	Sperme	Méthode manuelle Examen direct macro- et microscopique, avec ou sans traitement (centrifugation, gradient, ...) sur échantillon frais	ANA-MO-001 Préparation de sperme: IAC et Test de Survie	Préparation de sperme en vue d'AMP (incluant la conservation de gamètes) (ER)

BM AP02 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CEDIBIO-UNILABS SITE CLINIQUE RIVE GAUCHE	Préparation de sperme en vue d'AMP (incluant la conservation de gamètes) (ER)	Sperme	Méthode automatisée SCA Microptic, examen microscopique avec ou sans traitement (centrifugation, gradient,...)	ANA-MO-002 SCA Microptic / ANA-MO- 001 Préparation de sperme: IAC et Test de Survie	Préparation de sperme en vue d'AMP (incluant la conservation de gamètes) (ER)

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BALMA	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	MT-A5-002 : Prélèvement sanguin veineux MT-A5-007 : Prélèvement sanguin veineux en vue d'hémoculture MT-A5-016 : TESTS DYNAMIQUES: Prélèvement sanguin veineux	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BALMA	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS- CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	MT-A5-025 : Prélèvements cutanés (Peau et phanères) et superficiels (Plaies) MT-A5-019 : Prélèvement profond, pièce opératoire, matériel en vue d'un examen microbiologique	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BALMA	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	ANA-IT-001 : Pré-analytique microbiologie	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BALMA	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	MT-A5-011 : Prélèvement ORL en vue d'un examen microbiologique MT-A5-036 : Prélèvement Nasopharyngé PCR Covid 19, Grippe, VRS et Coqueluche ANA-IT-001 : Pré-analytique microbiologie	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BALMA	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	MT-A5-001 : Dépistage d' <i>Helicobacter Pylori</i> dans l'air expiré	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS- CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	MT-A5-025 : Prélèvements cutanés (Peau et phanères) et superficiels (Plaies) MT-A5-019 : Prélèvement profond, pièce opératoire, matériel en vue d'un examen microbiologique	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	ANA-IT-001 : Pré-analytique microbiologie	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	MT-A5-001 : Dépistage d' <i>Helicobacter Pylori</i> dans l'air expir	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	MT-A5-002 : Prélèvement sanguin veineux MT-A5-007 : Prélèvement sanguin veineux en vue d'hémoculture MT-A5-016 : TESTS DYNAMIQUES: Prélèvement sanguin veineux	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE BILLIERES	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	MT-A5-011 : Prélèvement ORL en vue d'un examen microbiologique MT-A5-036 : Prélèvement Nasopharyngé PCR Covid 19, Grippe, VRS et Coqueluche ANA-IT-001 : Pré-analytique microbiologie	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CEDIBIO-UNILABS SITE DE CASTANET	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	MT-A5-002 : Prélèvement sanguin veineux MT-A5-007 : Prélèvement sanguin veineux en vue d'hémoculture MT-A5-016 : TESTS DYNAMIQUES: Prélèvement sanguin veineux	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE CASTANET	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS- CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	MT-A5-025 : Prélèvements cutanés (Peau et phanères) et superficiels (Plaies) MT-A5-019 : Prélèvement profond, pièce opératoire, matériel en vue d'un examen microbiologique	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE CASTANET	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	ANA-IT-001 : Pré-analytique microbiologie	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE CASTANET	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	MT-A5-011 : Prélèvement ORL en vue d'un examen microbiologique MT-A5-036 : Prélèvement Nasopharyngé PCR Covid 19, Grippe, VRS et Coqueluche ANA-IT-001 : Pré-analytique microbiologie	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE CASTANET	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	MT-A5-001 : Dépistage d' <i>Helicobacter Pylori</i> dans l'air expiré	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CEDIBIO-UNILABS SITE DE FEUGA	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	MT-A5-002 : Prélèvement sanguin veineux MT-A5-007 : Prélèvement sanguin veineux en vue d'hémoculture MT-A5-016 : TESTS DYNAMIQUES: Prélèvement sanguin veineux	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE FEUGA	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS- CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	MT-A5-025 : Prélèvements cutanés (Peau et phanères) et superficiels (Plaies) MT-A5-019 : Prélèvement profond, pièce opératoire, matériel en vue d'un examen microbiologique	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE FEUGA	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	ANA-IT-001 : Pré-analytique microbiologie	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE FEUGA	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	MT-A5-011 : Prélèvement ORL en vue d'un examen microbiologique MT-A5-036 : Prélèvement Nasopharyngé PCR Covid 19, Grippe, VRS et Coqueluche ANA-IT-001 : Pré-analytique microbiologie	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE FEUGA	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	MT-A5-001 : Dépistage d' <i>Helicobacter Pylori</i> dans l'air expiré	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CEDIBIO-UNILABS SITE DE OUSTALOUS	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	MT-A5-002 : Prélèvement sanguin veineux MT-A5-007 : Prélèvement sanguin veineux en vue d'hémoculture MT-A5-016 : TESTS DYNAMIQUES: Prélèvement sanguin veineux	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE OUSTALOUS	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS- CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	MT-A5-025 : Prélèvements cutanés (Peau et phanères) et superficiels (Plaies) MT-A5-019 : Prélèvement profond, pièce opératoire, matériel en vue d'un examen microbiologique	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE OUSTALOUS	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	ANA-IT-001 : Pré-analytique microbiologie	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE OUSTALOUS	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	MT-A5-011 : Prélèvement ORL en vue d'un examen microbiologique MT-A5-036 : Prélèvement Nasopharyngé PCR Covid 19, Grippe, VRS et Coqueluche ANA-IT-001 : Pré-analytique microbiologie	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE OUSTALOUS	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	MT-A5-001 : Dépistage d' <i>Helicobacter Pylori</i> dans l'air expiré	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CEDIBIO-UNILABS SITE DE QUINT FONSEGRIVES	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	MT-A5-002 : Prélèvement sanguin veineux MT-A5-007 : Prélèvement sanguin veineux en vue d'hémoculture MT-A5-016 : TESTS DYNAMIQUES: Prélèvement sanguin veineux	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE QUINT FONSEGRIVES	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS- CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	MT-A5-025 : Prélèvements cutanés (Peau et phanères) et superficiels (Plaies) MT-A5-019 : Prélèvement profond, pièce opératoire, matériel en vue d'un examen microbiologique	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE QUINT FONSEGRIVES	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	ANA-IT-001 : Pré-analytique microbiologie	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE QUINT FONSEGRIVES	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	MT-A5-011 : Prélèvement ORL en vue d'un examen microbiologique MT-A5-036 : Prélèvement Nasopharyngé PCR Covid 19, Grippe, VRS et Coqueluche ANA-IT-001 : Pré-analytique microbiologie	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE QUINT FONSEGRIVES	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	MT-A5-001 : Dépistage d' <i>Helicobacter Pylori</i> dans l'air expiré	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CEDIBIO-UNILABS SITE DE SAINT ORENS LES ARCADES	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	MT-A5-002 : Prélèvement sanguin veineux MT-A5-007 : Prélèvement sanguin veineux en vue d'hémoculture MT-A5-016 : TESTS DYNAMIQUES: Prélèvement sanguin veineux	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE SAINT ORENS LES ARCADES	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS- CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	MT-A5-025 : Prélèvements cutanés (Peau et phanères) et superficiels (Plaies) MT-A5-019 : Prélèvement profond, pièce opératoire, matériel en vue d'un examen microbiologique	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE SAINT ORENS LES ARCADES	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	ANA-IT-001 : Pré-analytique microbiologie	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE SAINT ORENS LES ARCADES	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	MT-A5-011 : Prélèvement ORL en vue d'un examen microbiologique MT-A5-036 : Prélèvement Nasopharyngé PCR Covid 19, Grippe, VRS et Coqueluche ANA-IT-001 : Pré-analytique microbiologie	
CEDIBIO-UNILABS SITE DE SAINT ORENS LES ARCADES	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	MT-A5-001 : Dépistage d' <i>Helicobacter Pylori</i> dans l'air expiré	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CEDIBIO-UNILABS SITE CLINIQUE RIVE GAUCHE	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	MT-A5-002 : Prélèvement sanguin veineux MT-A5-007 : Prélèvement sanguin veineux en vue d'hémoculture MT-A5-016 : TESTS DYNAMIQUES: Prélèvement sanguin veineux	
CEDIBIO-UNILABS SITE CLINIQUE RIVE GAUCHE	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS- CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	MT-A5-025 : Prélèvements cutanés (Peau et phanères) et superficiels (Plaies) MT-A5-019 : Prélèvement profond, pièce opératoire, matériel en vue d'un examen microbiologique	
CEDIBIO-UNILABS SITE CLINIQUE RIVE GAUCHE	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	ANA-IT-001 : Pré-analytique microbiologie	
CEDIBIO-UNILABS SITE CLINIQUE RIVE GAUCHE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	MT-A5-001 : Dépistage d' <i>Helicobacter Pylori</i> dans l'air expiré	
CEDIBIO-UNILABS SITE CLINIQUE RIVE GAUCHE	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	MT-A5-011 : Prélèvement ORL en vue d'un examen microbiologique MT-A5-036 : Prélèvement Nasopharyngé PCR Covid 19, Grippe, VRS et Coqueluche ANA-IT-001 : Pré-analytique microbiologie	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CEDIBIO-UNILABS SITE DE LESPINET	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	MT-A5-002 : Prélèvement sanguin veineux MT-A5-007 : Prélèvement sanguin veineux en vue d'hémoculture MT-A5-016 : TESTS DYNAMIQUES: Prélèvement sanguin veineux	Levée de suspension d'accréditation accordée par le COFRAC le 01/04/2026.
CEDIBIO-UNILABS SITE DE LESPINET	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS- CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	MT-A5-025 : Prélèvements cutanés (Peau et phanères) et superficiels (Plaies) MT-A5-019 : Prélèvement profond, pièce opératoire, matériel en vue d'un examen microbiologique	Levée de suspension d'accréditation accordée par le COFRAC le 01/04/2026.
CEDIBIO-UNILABS SITE DE LESPINET	Au sein du site	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	ANA-IT-001 : Pré-analytique microbiologie	Levée de suspension d'accréditation accordée par le COFRAC le 01/04/2026.
CEDIBIO-UNILABS SITE DE LESPINET	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	MT-A5-011 : Prélèvement ORL en vue d'un examen microbiologique MT-A5-036 : Prélèvement Nasopharyngé PCR Covid 19, Grippe, VRS et Coqueluche ANA-IT-001 : Pré-analytique microbiologie	Levée de suspension d'accréditation accordée par le COFRAC le 01/04/2026.
CEDIBIO-UNILABS SITE DE LESPINET	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	MT-A5-001 : Dépistage d' <i>Helicobacter Pylori</i> dans l'air expir	Levée de suspension d'accréditation accordée par le COFRAC le 01/04/2026.

Ajout 5 lignes pour le site CEDIBIO-UNILABS SITE DE LESPINET suite à levée de suspension d'accréditation accordée par le COFRAC le 01/04/2026.