



Portée détaillée v.6 de l'attestation N° 8-3228

Detailed scope v.6 of the attestation N° 8-3228

Date de publication / Publish date: 11/03/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

SELARL BIO EURE SEINE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	ACE	Sang	Technique immunoenzymatique chimiluminescente à particules magnétiques UniCel DxI 800	Portée A : D4-INS129 Analytes Immunologie v17.0	
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	Acide folique	Sang	Technique immunoenzymatique chimiluminescente à particules magnétiques UniCel DxI 800	Portée A : D4-INS129 Analytes Immunologie v17.0	
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	Acide urique	Sang, urine	Dosage enzymatique automate AU680	Portée A : D4-INS124 Analytes de biochimie v15.0	22/02/24 changement CIQ Biorad pour sérum 24/02/25 Changement de contrôle interne Biorad Arrêt du IntelIQ Assayed Control et commencement du Liquid Assayed Multiquant Control
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	AFP	Sang	Technique immunoenzymatique chimiluminescente à particules magnétiques UniCel DxI 800	Portée A : D4-INS129 Analytes Immunologie v17.0	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	Albumine	Sang	Colorimétrie automate AU680	Portée A : D4-INS124 Analytes de biochimie v15.0	22/02/24 changement CIQ Biorad pour sérum 24/02/25 Changement de contrôle interne Biorad Arrêt du IntelIQ Assayed Control et commencement du Liquid Assayed Multiquel Control
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	Amylase	Sang	Colorimétrie automate AU680	Portée A : D4-INS124 Analytes de biochimie v15.0	22/02/24 changement CIQ Biorad pour sérum 24/02/25 Changement de contrôle interne Biorad Arrêt du IntelIQ Assayed Control et commencement du Liquid Assayed Multiquel Control
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	AntiTg Ac	Sang	Technique immunoenzymatique chimiluminescente à particules magnétiques UniCel DxI 800	Portée A : D4-INS129 Analytes Immunologie v17.0	
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	AntiTPO Ac	Sang	Technique immunoenzymatique chimiluminescente à particules magnétiques UniCel DxI 800	Portée A : D4-INS129 Analytes Immunologie v17.0	
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	Apo A	Sang	Immunoturbidimétrique automate AU680	Portée A : D4-INS124 Analytes de biochimie v15.0	22/02/24 changement CIQ Biorad pour sérum
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	Apo B	Sang	Immunoturbidimétrique automate AU680	Portée A : D4-INS124 Analytes de biochimie v15.0	22/02/24 changement CIQ Biorad pour sérum
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	Bicarbonates	Sang	Enzymatique automate AU680	Portée A : D4-INS124 Analytes de biochimie v15.0	22/02/24 changement CIQ Biorad pour sérum

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	Bilirubine directe	Sang	Colorimétrie automate AU680	Portée A : D4-INS124 Analytes de biochimie v15.0	22/02/24 changement CIQ Biorad pour sérum 24/02/25 Changement de contrôle interne Biorad Arrêt du IntelIQ Assayed Control et commencement du Liquid Assayed Multiqual Control
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	Bilirubine totale	Sang	Colorimétrie automate AU680	Portée A : D4-INS124 Analytes de biochimie v15.0	22/02/24 changement CIQ Biorad pour sérum 24/02/25 Changement de contrôle interne Biorad Arrêt du IntelIQ Assayed Control et commencement du Liquid Assayed Multiqual Control
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	BNP	Sang	Technique immunoenzymatique chimioluminescente à particules magnétiques UniCel DxI 800	Portée A : D4-INS129 Analytes Immunologie v17.0	
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	Béta HCG	Sang	Technique immunoenzymatique chimioluminescente à particules magnétiques UniCel DxI 800	Portée A : D4-INS129 Analytes Immunologie v17.0	
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	CA 15-3	Sang	Technique immunoenzymatique chimioluminescente à particules magnétiques UniCel DxI 800	Portée A : D4-INS129 Analytes Immunologie v17.0	
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	CA 19-9	Sang	Technique immunoenzymatique chimioluminescente à particules magnétiques UniCel DxI 800	Portée A : D4-INS129 Analytes Immunologie v17.0	
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	CA 125	Sang	Technique immunoenzymatique chimioluminescente à particules magnétiques UniCel DxI 800	Portée A : D4-INS129 Analytes Immunologie v17.0	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	Calcium	Sang, urine	Colorimétrie automate AU680	Portée A : D4-INS124 Analytes de biochimie v15.0	22/02/24 changement CIQ Biorad pour sérum 24/02/25 Changement de contrôle interne Biorad Arrêt du IntelIQ Assayed Control et commencement du Liquid Assayed Multiquel Control
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	Chlore	Sang, urine	Electrochimique automate AU680	Portée A : D4-INS124 Analytes de biochimie v15.0	22/02/24 changement CIQ Biorad pour sérum 24/02/25 Changement de contrôle interne Biorad Arrêt du IntelIQ Assayed Control et commencement du Liquid Assayed Multiquel Control
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	Cholestérol	Sang	Enzymatique automate AU680	Portée A : D4-INS124 Analytes de biochimie v15.0	22/02/24 changement CIQ Biorad pour sérum 24/02/25 Changement de contrôle interne Biorad Arrêt du IntelIQ Assayed Control et commencement du Liquid Assayed Multiquel Control
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	CPK	Sang	Absorbance U.V. automate AU680	Portée A : D4-INS124 Analytes de biochimie v15.0	22/02/24 changement CIQ Biorad pour sérum 24/02/25 Changement de contrôle interne Biorad Arrêt du IntelIQ Assayed Control et commencement du Liquid Assayed Multiquel Control
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	CRP	Sang	Immunoturbidimétrique automate AU680	Portée A : D4-INS124 Analytes de biochimie v15.0	22/02/24 changement CIQ Biorad pour sérum
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	Créatinine	Sang, urine	Enzymatique automate AU680	Portée A : D4-INS124 Analytes de biochimie v15.0	22/02/24 changement CIQ Biorad pour sérum 24/02/25 Changement de contrôle interne Biorad Arrêt du IntelIQ Assayed Control et commencement du Liquid Assayed Multiquel Control

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	Facteur Rhumatoïde	Sang	Immunoturbidimétrie automate AU680	Portée A : D4-INS124 Analytes de biochimie v15.0	22/02/24 changement CIQ Biorad pour sérum
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	Fer	Sang	Colorimétrie automate AU680	Portée A : D4-INS124 Analytes de biochimie v15.0	22/02/24 changement CIQ Biorad pour sérum 24/02/25 Changement de contrôle interne Biorad Arrêt du IntelIQ Assayed Control et commencement du Liquid Assayed Multiqua Control
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	Ferritine	Sang	Technique immunoenzymatique chimiluminescente à particules magnétiques UniCel DxI 800	Portée A : D4-INS129 Analytes Immunologie v17.0	
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	FSH	Sang	Technique immunoenzymatique chimiluminescente à particules magnétiques UniCel DxI 800	Portée A : D4-INS129 Analytes Immunologie v17.0	
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	GammaGT	Sang	Colorimétrie automate AU680	Portée A : D4-INS124 Analytes de biochimie v15.0	22/02/24 changement CIQ Biorad pour sérum 24/02/25 Changement de contrôle interne Biorad Arrêt du IntelIQ Assayed Control et commencement du Liquid Assayed Multiqua Control
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	Glucose	Sang, urine	Enzymatique automate AU680	Portée A : D4-INS124 Analytes de biochimie v15.0	22/02/24 changement CIQ Biorad pour sérum 24/02/25 Changement de contrôle interne Biorad Arrêt du IntelIQ Assayed Control et commencement du Liquid Assayed Multiqua Control
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	HDL Cholestérol	Sang	Colorimétrie automate AU680	Portée A : D4-INS124 Analytes de biochimie v15.0	22/02/24 changement CIQ Biorad pour sérum 24/02/25 Changement de contrôle interne Biorad Arrêt du IntelIQ Assayed Control et commencement du Liquid Assayed Multiqua Control

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	Hémoglobine Glyquée	Sang	HPLC Variant II Turbo BIORAD	Portée A : D4-INS88 Hémoglobine glyquée A1c v9.1	
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	LDH	Sang	Colorimétrie automate AU680	Portée A : D4-INS124 Analytes de biochimie v15.0	22/02/24 changement CIQ Biorad pour sérum 24/02/25 Changement de contrôle interne Biorad Arrêt du IntelIQ Assayed Control et commencement du Liquid Assayed Multiqual Control
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	LH	Sang	Technique immunoenzymatique chimiluminescente à particules magnétiques UniCel DxI 800	Portée A : D4-INS129 Analytes Immunologie v17.0	
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	Lipase	Sang	Colorimétrie automate AU680	Portée A : D4-INS124 Analytes de biochimie v15.0	22/02/24 changement CIQ Biorad pour sérum 24/02/25 Changement de contrôle interne Biorad Arrêt du IntelIQ Assayed Control et commencement du Liquid Assayed Multiqual Control
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	Magnésium	Sang	Test de coloration photométrique automate AU680	Portée A : D4-INS124 Analytes de biochimie v15.0	22/02/24 changement CIQ Biorad pour sérum 24/02/25 Changement de contrôle interne Biorad Arrêt du IntelIQ Assayed Control et commencement du Liquid Assayed Multiqual Control
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	Microalbumine	Urine	Immunoturbidimétrie automate AU680	Portée A : D4-INS124 Analytes de biochimie v15.0	
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	Oestradiol Ultrasensible	Sang	Technique immunoenzymatique chimiluminescente à particules magnétiques UniCel DxI 800	Portée A : D4-INS129 Analytes Immunologie v17.0	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	Parathormone (PTH)	Sang	Technique immunoenzymatique chimiluminescente à particules magnétiques UniCel DxI 800	Portée A : D4-INS129 Analytes Immunologie v17.0	
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	Phosphatase alcaline	Sang	Colorimétrie automate AU680	Portée A : D4-INS124 Analytes de biochimie v15.0	22/02/24 changement CIQ Biorad pour sérum 24/02/25 Changement de contrôle interne Biorad Arrêt du IntelIQ Assayed Control et commencement du Liquid Assayed Multiquel Control
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	Phosphore	Sang, urine	Colorimétrie automate AU680	Portée A : D4-INS124 Analytes de biochimie v15.0	22/02/24 changement CIQ Biorad pour sérum 24/02/25 Changement de contrôle interne Biorad Arrêt du IntelIQ Assayed Control et commencement du Liquid Assayed Multiquel Control
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	Potassium	Sang, urine	Electrochimie automate AU680	Portée A : D4-INS124 Analytes de biochimie v15.0	22/02/24 changement CIQ Biorad pour sérum 24/02/25 Changement de contrôle interne Biorad Arrêt du IntelIQ Assayed Control et commencement du Liquid Assayed Multiquel Control
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	Progestérone	Sang	Technique immunoenzymatique chimiluminescente à particules magnétiques UniCel DxI 800	Portée A : D4-INS129 Analytes Immunologie v17.0	
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	Prolactine	Sang	Technique immunoenzymatique chimiluminescente à particules magnétiques UniCel DxI 800	Portée A : D4-INS129 Analytes Immunologie v17.0	
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	Protéine	Sang, urine	Colorimétrie automate AU680	Portée A : D4-INS124 Analytes de biochimie v15.0	22/02/24 changement CIQ Biorad pour sérum 24/02/25 Changement de contrôle interne Biorad Arrêt du IntelIQ Assayed Control et commencement du Liquid Assayed Multiquel Control

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	PSA Libre	Sang	Technique immunoenzymatique chimioluminescente à particules magnétiques UniCel DxI 800	Portée A : D4-INS129 Analytes Immunologie v17.0	
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	PSA Totale	Sang	Technique immunoenzymatique chimioluminescente à particules magnétiques UniCel DxI 800	Portée A : D4-INS129 Analytes Immunologie v17.0	
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	Sodium	Sang, urine	Electrochimique automate AU680	Portée A : D4-INS124 Analytes de biochimie v15.0	22/02/24 changement CIQ Biorad pour sérum 24/02/25 Changement de contrôle interne Biorad Arrêt du IntelIQ Assayed Control et commencement du Liquid Assayed Multiquel Control
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	T3 Libre	Sang	Technique immunoenzymatique chimioluminescente à particules magnétiques UniCel DxI 800	Portée A : D4-INS129 Analytes Immunologie v17.0	
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	T4 Libre	Sang	Technique immunoenzymatique chimioluminescente à particules magnétiques UniCel DxI 800	Portée A : D4-INS129 Analytes Immunologie v17.0	Changement de référence réactif au 26/02/2026.
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	Transaminase TGO	Sang	Absorbance U.V. automate AU680	Portée A : D4-INS124 Analytes de biochimie v15.0	22/02/24 changement CIQ Biorad pour sérum 24/02/25 Changement de contrôle interne Biorad Arrêt du IntelIQ Assayed Control et commencement du Liquid Assayed Multiquel Control
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	Transaminase TGP	Sang	Absorbance U.V. automate AU680	Portée A : D4-INS124 Analytes de biochimie v15.0	22/02/24 changement CIQ Biorad pour sérum 24/02/25 Changement de contrôle interne Biorad Arrêt du IntelIQ Assayed Control et commencement du Liquid Assayed Multiquel Control

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	Transferrine	Sang	Immunoturbidimétrique automate AU680	Portée A : D4-INS124 Analytes de biochimie v15.0	22/02/24 changement CIQ Biorad pour sérum
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	Triglycérides	Sang	Enzymatique automate AU680	Portée A : D4-INS124 Analytes de biochimie v15.0	22/02/24 changement CIQ Biorad pour sérum 24/02/25 Changement de contrôle interne Biorad Arrêt du IntelIQ Assayed Control et commencement du Liquid Assayed Multiqual Control
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	Troponine I.US	Sang	Technique immunoenzymatique chimioluminescente à particules magnétiques UniCel DxI 800	Portée A : D4-INS129 Analytes Immunologie v17.0	
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	TSH	Sang	Technique immunoenzymatique chimioluminescente à particules magnétiques UniCel DxI 800	Portée A : D4-INS129 Analytes Immunologie v17.0	
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	Urée	Sang, urine	Absorbance U.V. Enzymatique automate AU680	Portée A : D4-INS124 Analytes de biochimie v15.0	22/02/24 changement CIQ Biorad pour sérum 24/02/25 Changement de contrôle interne Biorad Arrêt du IntelIQ Assayed Control et commencement du Liquid Assayed Multiqual Control
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	Vitamine B12	Sang	Technique immunoenzymatique chimioluminescente à particules magnétiques UniCel DxI 800	Portée A : D4-INS129 Analytes Immunologie v17.0	
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	Vitamine D	Sang	Technique immunoenzymatique chimioluminescente à particules magnétiques UniCel DxI 800	Portée A : D4-INS129 Analytes Immunologie v17.0	

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	CDT	Sang	Electrophorèse capillaire Capillarys SEBIA	Portée A : D3-MO41 Utilisation du SEBIA Capillarys 3 Octa v2.1	
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	Electrophorèse des protéines	Sang	Electrophorèse capillaire Capillarys SEBIA	Portée A : D3-MO41 Utilisation du SEBIA Capillarys 3 Octa v2.1	
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	Immunotypage par électrophorèse	Sang	Electrophorèse capillaire Capillarys SEBIA	Portée A : D3-MO41 Utilisation du SEBIA Capillarys 3 Octa v2.1	

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	Recherche d' amphétamines, métamphétamines, Ecstasy, cocaïne, opiacés et cannabis	Urine	Méthode manuelle Test rapide combiné par immunochromatographie sur support solide	Portée A : Drug control Ultimed products	Demande d'extension
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	Recherche de cannabis	Urine	Méthode manuelle Test rapide par immunochromatographie sur support solide	Portée A : Drug control Marijuana (THC)	Demande d'extension

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	Hémogramme – NFP (Numération-formule- plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés, ...)	Sang total EDTA	Impédance avec focalisation hydrodynamique photométrie par méthode SLS Cytométrie de flux sur XN-2000 Sysmex et Microscopie pour la technique manuelle	Portée A : Technique automatisée D3-MO42 Utilisation du XN-2000 v1.2 D3-MO43 Utilisation du DM1200 Cellavision v1.1 D3-MO44 Utilisation du colorateur RAL Technique manuelle v1.0 D4-INS03 Stratégie de lames v11.0	
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	Réticulocytes	Sang total EDTA	Cytométrie de flux sur XN-2000 Sysmex	Portée A : Technique automatisée D3-MO42 Utilisation du XN-2000 v1.2	

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	Vitesse de sédimentation	Sang total citaté	Sédimentation sur SRS 100 II	Portée A : D3-MO18 Utilisation du SRS 100/II v5.2	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	D-Dimères	Sang	Immunoturbidimétrie ACL TOP 350 WERFEN	Portée A : D4-INS135 Analytes d'hémostase v6.0	
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	Fibrinogène	Sang	Turbidimétrie sur ACL TOP 350 WERFEN	Portée A : D4-INS135 Analytes d'hémostase v6.0	
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	TCA	Sang	Turbidimétrie sur ACL TOP 350 WERFEN	Portée A : D4-INS135 Analytes d'hémostase v6.0	
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	TP, TQ, INR	Sang	Turbidimétrie sur ACL TOP 350 WERFEN	Portée A : D4-INS135 Analytes d'hémostase v6.0	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	Groupes sanguins (Recherche et détermination d'antigènes érythrocytaires (pour ABO, anticorps) Détermination de groupes sanguins Systèmes de groupes : ABO, RH, KELL, autres) systèmes/collections/ séries	Sang total EDTA, citrate	Méthode automatisée de type qualitatif Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée sur Swing Saxo BIORAD	Portée A : D4-INS73 Groupage sanguin et phénotypage RH-KEL 1 v10.1	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	Recherche et/ou identification d'anticorps anti-érythrocytaires Type de test : RAI, élution, adsorptions, recherche d'anticorps immuns	Sang, plasma EDTA	Méthode automatisée de type qualitatif Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée sur Swing Saxo BIORAD	Portée A : D4-INS75 Recherche d'agglutinines irrégulières RAI v9.0	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	HAV Ac totaux	Sang	Technique immunoenzymatique chimiluminescente à particules magnétiques UniCel DxI 800	Portée A : D4-INS129 Analytes Immunologie v17.0	
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	HBc Ac totaux	Sang	Technique immunoenzymatique chimiluminescente à particules magnétiques UniCel DxI 800	Portée A : D4-INS129 Analytes Immunologie v17.0	
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	HBs Ac	Sang	Technique immunoenzymatique chimiluminescente à particules magnétiques UniCel DxI 800	Portée A : D4-INS129 Analytes Immunologie v17.0	
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	HBs Ag	Sang	Technique immunoenzymatique chimiluminescente à particules magnétiques UniCel DxI 800	Portée A : D4-INS129 Analytes Immunologie v17.0	
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	HCV	Sang	Technique immunoenzymatique chimiluminescente à particules magnétiques UniCel DxI 800	Portée A : D4-INS129 Analytes Immunologie v17.0	
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	HIV	Sang	Technique immunoenzymatique chimiluminescente à particules magnétiques UniCel DxI 800	Portée A : D4-INS129 Analytes Immunologie v17.0	
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	Rubéole IgG	Sang	Technique immunoenzymatique chimiluminescente à particules magnétiques UniCel DxI 800	Portée A : D4-INS129 Analytes Immunologie v17.0	
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	Toxo IgG	Sang	Technique immunoenzymatique chimiluminescente à particules magnétiques UniCel DxI 800	Portée A : D4-INS129 Analytes Immunologie v17.0	
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	Toxo IgM	Sang	Technique immunoenzymatique chimiluminescente à particules magnétiques UniCel DxI 800	Portée A : D4-INS129 Analytes Immunologie v17.0	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	Adenovirus	Selles	Tests unitaires simples / Test immunochromatographique	D4-ENR510 Simple Rota-Adeno	Ajout au 12/12/2025
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	Clostridium difficile	Selles	Tests unitaires simples Test immunologique GDH / Test immunochromatographique (toxine A ou B)	Portée A : Simple GDH OPERON / Simple 2A- Bdiff OPERON	Demande d'extension
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	Rotavirus	Selles	Tests unitaires simples / Test immunochromatographique	D4-ENR510 Simple Rota-Adeno	Ajout au 12/12/2025

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	Examen cytotobactériologique Identification et numération d'éléments cellulaires et d'autres éléments Recherche de bactéries	Echantillon(s) biologique(s) d'origine humaine : urine et liquide de ponction	Méthode automatisée de cytologie de type Quantitatif Comptage sur IQ200 Beckman Coulter Méthode manuelle de cytologie de type quantitatif	Portée A : D4-ENR345 Manuel d'utilisation IQ 200 v6.0 D4-ENR471 Cellules de Comptage Cyturine Fast Read v2.0	
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	Examen cytotobactériologique Identification et numération d'éléments cellulaires et d'autres éléments Recherche de bactéries	Echantillon(s) biologique(s) d'origine humaine : selles, expectorations, prélèvements génitaux, prélèvements ORL, suppurations, spermocultures, liquides de ponction	Méthode manuelle : Etat frais et examen direct après colorations	Portée A : D4-INS06 Traitement des prélèvements bactériologiques v17.0	
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	Recherche d'oeufs d'oxyures sur la marge de l'anus	Échantillon parasitaire Echantillon biologique d'origine humaine: cellophane adhésive	Méthode manuelle de type qualitatif: Examen morphologique direct macro- et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration...) - Analyse d'image - Lecture optique	Portée A : D4-INS07 Examen parasitologique v12.3	
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	Tests tels que la parasitologie des selles	Échantillon parasitaire Echantillon biologique d'origine humaine: selles	Méthode manuelle de type qualitatif: Examen morphologique direct macro- et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration...) - Analyse d'image - Lecture optique (Examen direct après concentration et/ou coloration)	Portée A : D4-INS07 Examen parasitologique v12.3	

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	Examen mycologique d'un produit pathologique (champignons filamenteux et Dermatophytes)	Échantillon fongique Echantillon biologique d'origine humaine: Expectorations, selles, échantillons cutanés, muqueux, phanères ou cheveux	Méthode manuelle de type qualitatif Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais et/ou après préparation (concentration (centrifugation), fixation, coloration, culture, marquage, ...)	Portée A : D4-INS32 Traitement des prélèvements mycologiques sur phanères, peau, cheveux v9.0 D4-INS06 Traitement des prélèvements bactériologiques v17.0	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	Recherche et identification de bactéries et/ou levures	Echantillon(s) biologique(s) d'origine humaine : Urines, selles, expectorations, prélèvements génitaux, prélèvements ORL, suppurations, spermocultures, liquides de ponction, peau, phanères et cheveux	Mise en culture manuelle, incubation	Portée A : D4-ENR67 Mycoplasma IST 3 v7.0 FT Mycoplasme urinaire D4-ENR478 Mycofast revolution v4.0 D4-INS06 Traitement des prélèvements bactériologiques v17.0	
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	Recherche et identification de bactéries et/ou levures	Culture bactérienne ou fongique	Méthode manuelle Examen morphologique direct macro et microscopique après culture, avec ou sans préparation, avec Coloration Gram	Portée A : D4-INS06 Traitement des prélèvements bactériologiques v17.0 D4-INS32 Traitement des prélèvements mycologiques sur phanères, peau, cheveux v9.0	
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	Recherche et identification de bactéries et/ou levures	Culture bactérienne et fongique	Identification avec le Vitek 2 Compact et/ou gélose chromogène	Portée A : D4-INS06 Traitement des prélèvements bactériologiques v17.0 D3-MO31 Utilisation du Vitek2 v14.0 D4-INS32 Traitement des prélèvements mycologiques sur phanères, peau, cheveux v9.0	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques	Culture bactérienne	Méthode automatisée : BIOMERIEUX VITEK 2 Compact Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques	Portée A : D4-ENR67 Mycoplasma IST 3 v7.0 FT Mycoplasme urinaire D4-ENR478 Mycofast revolution 2 v4.0 D3-MO31 Utilisation du Vitek2 v14.0	
LABORATOIRE DE PACY- SUR-EURE	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques	Culture bactérienne	Méthode manuelle Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques après incubation	Portée A : D4-INS139 Antibiogramme par méthode de diffusion v9.0	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE EZY-SUR-EURE	au sein du Site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Guide de prélèvement C2-PR01 Prélèvements C3-PR01 Gestion des échantillons	Mise à jour LP PP01
LABORATOIRE DE EZY-SUR-EURE	au sein du Site	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Guide de prélèvement C2-PR01 Prélèvements C3-PR01 Gestion des échantillons	Mise à jour LP PP01
LABORATOIRE DE EZY-SUR-EURE	au sein du Site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Guide de prélèvement C2-PR01 Prélèvements C3-PR01 Gestion des échantillons	Mise à jour LP PP01
LABORATOIRE DE EZY-SUR-EURE	au sein du Site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	C2-PR01 Prélèvements	Mise à jour LP PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de GUICHAINVILLE	au sein du Site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Guide de prélèvement C2-PR01 Prélèvements C3-PR01 Gestion des échantillons	Mise à jour LP PP01
Laboratoire de GUICHAINVILLE	au sein du Site	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Guide de prélèvement C2-PR01 Prélèvements C3-PR01 Gestion des échantillons	Mise à jour LP PP01
Laboratoire de GUICHAINVILLE	au sein du Site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Guide de prélèvement C2-PR01 Prélèvements C3-PR01 Gestion des échantillons	Mise à jour LP PP01
Laboratoire de GUICHAINVILLE	au sein du Site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	C2-PR01 Prélèvements	Mise à jour LP PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	au sein du Site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Guide de prélèvement C2-PR01 Prélèvements C3-PR01 Gestion des échantillons	Mise à jour LP PP01
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	au sein du Site	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Guide de prélèvement C2-PR01 Prélèvements C3-PR01 Gestion des échantillons	Mise à jour LP PP01
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	au sein du Site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Guide de prélèvement C2-PR01 Prélèvements C3-PR01 Gestion des échantillons	Mise à jour LP PP01
LABORATOIRE DE PACY-SUR-EURE	au sein du Site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	C2-PR01 Prélèvements	Mise à jour LP PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE SAINT ANDRE DE L'EURE	au sein du Site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Guide de prélèvement C2-PR01 Prélèvements C3-PR01 Gestion des échantillons	Mise à jour LP PP01
LABORATOIRE DE SAINT ANDRE DE L'EURE	au sein du Site	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Guide de prélèvement C2-PR01 Prélèvements C3-PR01 Gestion des échantillons	Mise à jour LP PP01
LABORATOIRE DE SAINT ANDRE DE L'EURE	au sein du Site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Guide de prélèvement C2-PR01 Prélèvements C3-PR01 Gestion des échantillons	Mise à jour LP PP01
LABORATOIRE DE SAINT ANDRE DE L'EURE	au sein du Site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	C2-PR01 Prélèvements	Mise à jour LP PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE SAINT MARCEL	au sein du Site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Guide de prélèvement C2-PR01 Prélèvements C3-PR01 Gestion des échantillons	Mise à jour LP PP01
LABORATOIRE DE SAINT MARCEL	au sein du Site	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Guide de prélèvement C2-PR01 Prélèvements C3-PR01 Gestion des échantillons	Mise à jour LP PP01
LABORATOIRE DE SAINT MARCEL	au sein du Site	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Guide de prélèvement C2-PR01 Prélèvements C3-PR01 Gestion des échantillons	Mise à jour LP PP01
LABORATOIRE DE SAINT MARCEL	au sein du Site	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	C2-PR01 Prélèvements	Mise à jour LP PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE VERNON	Au sein du Site et au domicile des Patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Guide de prélèvement C2-PR01 Prélèvements C3-PR01 Gestion des échantillons	Mise à jour LP PP01
LABORATOIRE DE VERNON	Au sein du Site et au domicile des Patients	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Guide de prélèvement C2-PR01 Prélèvements C3-PR01 Gestion des échantillons	Mise à jour LP PP01
LABORATOIRE DE VERNON	Au sein du Site et au domicile des Patients	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Guide de prélèvement C2-PR01 Prélèvements C3-PR01 Gestion des échantillons	Mise à jour LP PP01
LABORATOIRE DE VERNON	Au sein du Site et au domicile des Patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	C2-PR01 Prélèvements	Mise à jour LP PP01