



Portée détaillée v.7 de l'attestation N° 8-3287

Detailed scope v.7 of the attestation N° 8-3287

Date de publication / Publish date: 23/05/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS

| BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE |                                                   |                                                                     |                                                   |                                                                                                                               |                                                          |                                                           |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Site                                                                        | Site EBMD                                         | Lieu de réalisation des opérations<br><i>Location of operations</i> | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
| LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE DU CH DE BEZIERS                           | LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE DU CH DE BEZIERS | Pôle Femme-Mère-Enfant<br>Service Urgences pédiatriques             | CRP Pédiatrique                                   | Sang capillaire                                                                                                               | COBAS B 101 (Roche)<br>Immunoturbidimétrie               | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BDEL-DX-019                  | Changement d'automate                                                                                                 |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site                                                    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                                                  | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                 | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'activité<br>enzymatique : Enzyme Alanine<br>Aminotransférase   | Plasma                                                                                                                                      | Spectrophotométrie d'absorption IFCC avec<br>phosphate de pyridoxal; mesure à 37°C<br>COBAS C503 (Roche) n°série 21A0-06 | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-539                          |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'activité<br>enzymatique : Enzyme Alanine<br>Aminotransférase   | Plasma                                                                                                                                      | Spectrophotométrie d'absorption IFCC avec<br>phosphate de pyridoxal; mesure à 37°C<br>COBAS C503 (Roche) n°série 21B3-02 | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-539                          |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'activité<br>enzymatique : Enzyme Aspartate<br>aminotransférase | Plasma                                                                                                                                      | Spectrophotométrie d'absorption IFCC avec<br>phosphate de pyridoxal; mesure à 37°C<br>COBAS C503 (Roche) n°série 21A0-06 | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-538                          |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'activité<br>enzymatique : Enzyme Aspartate<br>aminotransférase | Plasma                                                                                                                                      | Spectrophotométrie d'absorption IFCC avec<br>phosphate de pyridoxal; mesure à 37°C<br>COBAS C503 (Roche) n°série 21B3-02 | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-538                          |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'activité<br>enzymatique : Enzyme Créatine kinase               | Plasma                                                                                                                                      | Spectrophotométrie d'absorption cinétique<br>UV IFCC)<br>COBAS C503 (Roche) n°série 21A0-06                              | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-235                          |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'activité<br>enzymatique : Enzyme Créatine kinase               | Plasma                                                                                                                                      | Spectrophotométrie d'absorption cinétique<br>UV IFCC)<br>COBAS C503 (Roche) n°série 21B3-02                              | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-235                          |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'activité<br>enzymatique : Enzyme Gamma-<br>glutamyltransférase | Plasma                                                                                                                                      | Spectrophotométrie d'absorption cinétique<br>enzymatique IFCC<br>COBAS C503 (Roche) n°série 21A0-06                      | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-238                          |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'activité<br>enzymatique : Enzyme Gamma-<br>glutamyltransférase | Plasma                                                                                                                                      | Spectrophotométrie d'absorption cinétique<br>enzymatique IFCC<br>COBAS C503 (Roche) n°série 21B3-02                      | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-238                          |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'activité<br>enzymatique : Enzyme lactate<br>déshydrogénase     | Plasma                                                                                                                                      | Spectrophotométrie d'absorption UV IFCC)<br>Méthode de mesure à 37°C COBAS C503<br>(Roche) n°série 21A0-06               | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-239                          |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'activité<br>enzymatique : Enzyme lactate<br>déshydrogénase     | Plasma                                                                                                                                      | Spectrophotométrie d'absorption UV IFCC)<br>Méthode de mesure à 37°C COBAS C503<br>(Roche) n°série 21B3-02               | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-239                          |                                                                                                                             |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site                                                    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                                         | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                        | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'activité<br>enzymatique : Enzyme Phosphatase alcaline | Plasma                                                                                                                                      | Spectrophotométrie d'absorption cinétique<br>enzymatique IFCC<br>COBAS C503 (Roche) n°série 21A0-06                             | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-234                          |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'activité<br>enzymatique : Enzyme Phosphatase alcaline | Plasma                                                                                                                                      | Spectrophotométrie d'absorption cinétique<br>enzymatique IFCC<br>Méthode de mesure à 37°C<br>COBAS C503 (Roche) n°série 21B3-02 | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-234                          |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'analytes<br>de biochimie : Albumine                   | Plasma                                                                                                                                      | Spectrophotométrie d'absorption Vert de<br>bromocrésol<br>COBAS C503 (Roche) n°série 21A0-06                                    | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-196                          |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'analytes<br>de biochimie : Albumine                   | Plasma                                                                                                                                      | Spectrophotométrie d'absorption Vert de<br>bromocrésol<br>COBAS C503 (Roche) n°série 21B3-02                                    | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-196                          |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'analytes<br>de biochimie : Bilirubine totale          | Plasma                                                                                                                                      | Spectrophotométrie d'absorption Méthode<br>Díazo (3,5-DPD)<br>COBAS C503 (Roche) n°série 21A0-06                                | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-233                          |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'analytes<br>de biochimie : Bilirubine totale          | Plasma                                                                                                                                      | Spectrophotométrie d'absorption Méthode<br>Díazo (3,5-DPD)<br>COBAS C503 (Roche) n°série 21B3-02                                | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-233                          |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'analytes<br>de biochimie :<br>Chlorure                | Plasma                                                                                                                                      | Potentiométrie ISE indirect<br>COBAS ISE (Roche) n°série 21A5-08                                                                | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-255                          |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'analytes<br>de biochimie :<br>Chlorure                | Plasma                                                                                                                                      | Potentiométrie ISE indirect<br>COBAS ISE (Roche) n°série 21A5-06                                                                | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-255                          |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'analytes<br>de biochimie :<br>Creatinine enzymatique  | Plasma                                                                                                                                      | Spectrophotométrie d'absorption<br>Enzymatique, colorimétrique (PAP)<br>COBAS C503 (Roche) n°série 21A0-06                      | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-281                          |                                                                                                                             |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site                                                    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                                        | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                   | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'analytes<br>de biochimie :<br>Creatinine enzymatique | Plasma                                                                                                                                      | Spectrophotométrie d'absorption<br>Enzymatique, colorimétrique (PAP)<br>COBAS C503 (Roche) n°série 21B3-02 | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-281                          |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'analytes<br>de biochimie : CRP                       | Plasma                                                                                                                                      | Immunoturbidimétrie / Latex<br>COBAS C503 (Roche) n°série 21A0-06                                          | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-206                          |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'analytes<br>de biochimie : CRP                       | Plasma                                                                                                                                      | Immunoturbidimétrie / Latex<br>COBAS C503 (Roche) n°série 21B3-02                                          | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-206                          |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'analytes<br>de biochimie : Osmolalité                | Plasma                                                                                                                                      | Osmolalité mesurée - Abaissement<br>cryoscopique<br>Osmomètre (ADVANCED INSTRUMENTS)                       | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-293                          |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'analytes<br>de biochimie :<br>Potassium              | Plasma                                                                                                                                      | Potentiométrie ISE indirect<br>COBAS ISE (Roche) n°série 21A5-08                                           | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-255                          |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'analytes<br>de biochimie :<br>Potassium              | Plasma                                                                                                                                      | Potentiométrie ISE indirect<br>COBAS ISE (Roche) n°série 21A5-06                                           | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-255                          |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'analytes<br>de biochimie : Protides totaux           | Plasma- sérum                                                                                                                               | Spectrophotométrie d'absorption<br>Colorimétrique / Biuret<br>COBAS C503 (Roche) n°série 21A0-06           | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-230                          |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'analytes<br>de biochimie : Protides totaux           | Plasma- sérum                                                                                                                               | Spectrophotométrie d'absorption<br>Colorimétrique / Biuret<br>COBAS C503 (Roche) n°série 21B3-02           | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-230                          |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'analytes<br>de biochimie :<br>Sodium                 | Plasma                                                                                                                                      | Potentiométrie ISE indirect<br>COBAS ISE (Roche) n°série 21A5-08                                           | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-255                          |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'analytes<br>de biochimie :<br>Sodium                 | Plasma                                                                                                                                      | Potentiométrie ISE indirect<br>COBAS ISE (Roche) n°série 21A5-06                                           | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-255                          |                                                                                                                             |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site                                                    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                      | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                           | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'analytes<br>de biochimie : TSH     | Sérum                                                                                                                                       | ECLIA ECL / sandwich<br>COBAS E801 (Roche) n°série 41L3-08                                         | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-470                          |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'analytes<br>de biochimie : TSH     | Sérum                                                                                                                                       | ECLIA ECL / sandwich<br>COBAS E801 (Roche) n°série 41L6-05                                         | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-470                          |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'analytes<br>de biochimie :<br>Urée | Plasma                                                                                                                                      | Spectrophotométrie d'absorption<br>Enzymatique (Urease/GLDH)<br>COBAS C503 (Roche) n°série 21A0-06 | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-197                          |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'analytes<br>de biochimie :<br>Urée | Plasma                                                                                                                                      | Spectrophotométrie d'absorption<br>Enzymatique (Urease/GLDH)<br>COBAS C503 (Roche) n°série 21B3-02 | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-197                          |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration de<br>médicaments :<br>Lithium       | Sérum                                                                                                                                       | Spectrophotométrie d'absorption<br>Colorimétrique<br>COBAS C503 (Roche) n°série 21A0-06            | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-170                          |                                                                                                                             |

## BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site                                                    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>         | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                              | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration de<br>protéines : HbA1c | Sang total                                                                                                                                  | Electrophorèse capillaire<br>Capillarys 3 octa (Sebia)                                | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-381                          |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Typage d'une immunoglobuline anormale                     | Sérum                                                                                                                                       | Electrophorèse capillaire<br>Immunotyping (soustraction)<br>Capillarys 3 octa (Sebia) | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-415                          |                                                                                                                             |

## BM HB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

| Site                                                    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                       | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                       | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Recherche, identification et/ou numération de<br>cellules : Myélogramme | Échantillons biologiques<br>d'origine humaine<br>(Moelle osseuse)                                                                           | Technique manuelle<br>Identification morphologique après coloration<br>par microscopie optique | Méthode reconnue (A)<br>LABO-HEMA-IT-040                         |                                                                                                                             |

## BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

| Site                                                    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                           | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Formule sanguine manuelle                         | Liquides biologiques<br>d'origine humaine (Sang)                                                                                            | Identification morphologique après coloration<br>et numération par microscopie                                                     | Méthode reconnue (A)<br>LABO-HEMA-PT-001                         |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Hémogramme                                        | Liquides biologiques<br>d'origine humaine (Sang)                                                                                            | cytométrie de flux, Impédance,<br>Spectrophotométrie, Calcul, Diffraction<br>optique - Fluorescence<br>XN (Sysmex) - n°série 22474 | Méthode reconnue (A)<br>LABO-HEMA-DX-025                         |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Hémogramme                                        | Liquides biologiques<br>d'origine humaine (Sang)                                                                                            | cytométrie de flux, Impédance,<br>Spectrophotométrie, Calcul, Diffraction<br>optique - Fluorescence<br>XN (Sysmex) - n°série 22475 | Méthode reconnue (A)<br>LABO-HEMA-DX-025                         |                                                                                                                             |

## BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

| Site                                                    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>               | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                  | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination des paramètres d'Hémostase :<br>Antithrombine III | Plasma                                                                                                                                      | Chromogénie<br>ACL TOP (Werfen) - n°série 24120055                        | Méthode reconnue (A)<br>LABO-HEMO-DX-079                         | Changement d'automate : remplacement<br>des STAR-Max (Stago) par ACL TOP<br>(Werfen)                                        |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination des paramètres d'Hémostase :<br>Antithrombine III | Plasma                                                                                                                                      | Chromogénie<br>ACL TOP (Werfen) - n°série 24060021                        | Méthode reconnue (A)<br>LABO-HEMO-DX-079                         | Changement d'automate : remplacement<br>des STAR-Max (Stago) par ACL TOP<br>(Werfen)                                        |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination des paramètres d'Hémostase :<br>D-Dimères         | Plasma                                                                                                                                      | Immunoturbidimétrie<br>ACL TOP (Werfen) - n°série 24120055                | Méthode reconnue (A)<br>LABO-HEMO-DX-091                         | Changement d'automate : remplacement<br>des STAR-Max (Stago) par ACL TOP<br>(Werfen)                                        |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination des paramètres d'Hémostase :<br>D-Dimères         | Plasma                                                                                                                                      | Immunoturbidimétrie<br>ACL TOP (Werfen) - n°série 24060021                | Méthode reconnue (A)<br>LABO-HEMO-DX-091                         | Changement d'automate : remplacement<br>des STAR-Max (Stago) par ACL TOP<br>(Werfen)                                        |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination des paramètres d'Hémostase :<br>Facteur II        | Plasma                                                                                                                                      | Chronométrie par détection optique<br>ACL TOP (Werfen) - n°série 24120055 | Méthode reconnue (A)<br>LABO-HEMO-DX-086                         | Changement d'automate : remplacement<br>des STAR-Max (Stago) par ACL TOP<br>(Werfen)                                        |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination des paramètres d'Hémostase :<br>Facteur II        | Plasma                                                                                                                                      | Chronométrie par détection optique<br>ACL TOP (Werfen) - n°série 24060021 | Méthode reconnue (A)<br>LABO-HEMO-DX-086                         | Changement d'automate : remplacement<br>des STAR-Max (Stago) par ACL TOP<br>(Werfen)                                        |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination des paramètres d'Hémostase :<br>Facteur V         | Plasma                                                                                                                                      | Chronométrie par détection optique<br>ACL TOP (Werfen) - n°série 24120055 | Méthode reconnue (A)<br>LABO-HEMO-DX-083                         | Changement d'automate : remplacement<br>des STAR-Max (Stago) par ACL TOP<br>(Werfen)                                        |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination des paramètres d'Hémostase :<br>Facteur V         | Plasma                                                                                                                                      | Chronométrie par détection optique<br>ACL TOP (Werfen) - n°série 24060021 | Méthode reconnue (A)<br>LABO-HEMO-DX-083                         | Changement d'automate : remplacement<br>des STAR-Max (Stago) par ACL TOP<br>(Werfen)                                        |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination des paramètres d'Hémostase :<br>Facteur VII       | Plasma                                                                                                                                      | Chronométrie par détection optique<br>ACL TOP (Werfen) - n°série 24120055 | Méthode reconnue (A)<br>LABO-HEMO-DX-084                         | Changement d'automate : remplacement<br>des STAR-Max (Stago) par ACL TOP<br>(Werfen)                                        |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination des paramètres d'Hémostase :<br>Facteur VII       | Plasma                                                                                                                                      | Chronométrie par détection optique<br>ACL TOP (Werfen) - n°série 24060021 | Méthode reconnue (A)<br>LABO-HEMO-DX-084                         | Changement d'automate : remplacement<br>des STAR-Max (Stago) par ACL TOP<br>(Werfen)                                        |

## BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

| Site                                                    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>          | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                  | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination des paramètres d'Hémostase :<br>Facteur VIII | Plasma                                                                                                                                      | Chronométrie par détection optique<br>ACL TOP (Werfen) - n°série 24120055 | Méthode reconnue (A)<br>LABO-HEMO-DX-085                         | Changement d'automate : remplacement<br>des STAR-Max (Stago) par ACL TOP<br>(Werfen)                                        |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination des paramètres d'Hémostase :<br>Facteur VIII | Plasma                                                                                                                                      | Chronométrie par détection optique<br>ACL TOP (Werfen) - n°série 24060021 | Méthode reconnue (A)<br>LABO-HEMO-DX-085                         | Changement d'automate : remplacement<br>des STAR-Max (Stago) par ACL TOP<br>(Werfen)                                        |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination des paramètres d'Hémostase :<br>Facteur X    | Plasma                                                                                                                                      | Chronométrie par détection optique<br>ACL TOP (Werfen) - n°série 24120055 | Méthode reconnue (A)<br>LABO-HEMO-DX-071                         | Changement d'automate : remplacement<br>des STAR-Max (Stago) par ACL TOP<br>(Werfen)                                        |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination des paramètres d'Hémostase :<br>Facteur X    | Plasma                                                                                                                                      | Chronométrie par détection optique<br>ACL TOP (Werfen) - n°série 24060021 | Méthode reconnue (A)<br>LABO-HEMO-DX-071                         | Changement d'automate : remplacement<br>des STAR-Max (Stago) par ACL TOP<br>(Werfen)                                        |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination des paramètres d'Hémostase :<br>Fibrinogène  | Plasma                                                                                                                                      | Chronométrie par détection optique<br>ACL TOP (Werfen) - n°série 24120055 | Méthode reconnue (A)<br>LABO-LABO-HEMO-DX-<br>080                | Changement d'automate : remplacement<br>des STAR-Max (Stago) par ACL TOP<br>(Werfen)                                        |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination des paramètres d'Hémostase :<br>Fibrinogène  | Plasma                                                                                                                                      | Chronométrie par détection optique<br>ACL TOP (Werfen) - n°série 24060021 | Méthode reconnue (A)<br>LABO-HEMO-DX-080                         | Changement d'automate : remplacement<br>des STAR-Max (Stago) par ACL TOP<br>(Werfen)                                        |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination des paramètres d'Hémostase :<br>TCA          | Plasma                                                                                                                                      | Chronométrie par détection optique<br>ACL TOP (Werfen) - n°série 24120055 | Méthode reconnue (A)<br>LABO-HEMO-DX-069                         | Changement d'automate : remplacement<br>des STAR-Max (Stago) par ACL TOP<br>(Werfen)                                        |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination des paramètres d'Hémostase :<br>TCA          | Plasma                                                                                                                                      | Chronométrie par détection optique<br>ACL TOP (Werfen) - n°série 24060021 | Méthode reconnue (A)<br>LABO-HEMO-DX-069                         | Changement d'automate : remplacement<br>des STAR-Max (Stago) par ACL TOP<br>(Werfen)                                        |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination des paramètres d'Hémostase :<br>TP / INR     | Plasma                                                                                                                                      | Chronométrie par détection optique<br>ACL TOP (Werfen) - n°série 24120055 | Méthode reconnue (A)<br>LABO-HEMO-DX-089                         | Changement d'automate : remplacement<br>des STAR-Max (Stago) par ACL TOP<br>(Werfen)                                        |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination des paramètres d'Hémostase :<br>TP / INR     | Plasma                                                                                                                                      | Chronométrie par détection optique<br>ACL TOP (Werfen) - n°série 24060021 | Méthode reconnue (A)<br>LABO-HEMO-DX-089                         | Changement d'automate : remplacement<br>des STAR-Max (Stago) par ACL TOP<br>(Werfen)                                        |

## BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

| Site                                                    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | HBPM                                              | Plasma                                                                                                                                      | Chromogénie<br>ACL TOP (Werfen) - n°série 24120055       | Méthode reconnue (A)<br>LABO-HEMO-DX-090                         | Changement d'automate : remplacement<br>des STAR-Max (Stago) par ACL TOP<br>(Werfen)                                        |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | HBPM                                              | Plasma                                                                                                                                      | Chromogénie<br>ACL TOP (Werfen) - n°série 24060021       | Méthode reconnue (A)<br>LABO-HEMO-DX-090                         | Changement d'automate : remplacement<br>des STAR-Max (Stago) par ACL TOP<br>(Werfen)                                        |

## BM CB05 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

| Site                                                    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                                         | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                  | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Diagnostic biologique d'une thrombopénie<br>induite par l'héparine (TIH) :<br>Ac Anti PF4 | Sang                                                                                                                                        | Technique manuelle<br>Immunochromatographie - STic EXPERT® HIT<br>(Stago) | Méthode reconnue (A)<br>LABO-HEMO-DX-027                         |                                                                                                                             |

## BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Site                                                    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | HPV                                               | Prélèvement génital                                                                                                                         | Extraction, détection d'acide nucléique (RT-PCR)<br>GeneXpert (CEPHEID) | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BMOL-DX-017                         |                                                                                                                             |

## BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Site                                                    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                                                                             | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>     | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'anticorps<br>et/ou d'antigènes spécifiques contre des virus<br>: Anticorps anti HBc total | Echantillon biologique<br>d'origine humaine (sang)                                                                                          | ECLIA ECL / compétition COBAS e801(Roche)<br>n°série 41L3-08 | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-330                          |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'anticorps<br>et/ou d'antigènes spécifiques contre des virus<br>: Anticorps Anti HBs       | Echantillon biologique<br>d'origine humaine (sang)                                                                                          | ECLIA ECL / sandwich COBAS e801 (Roche)<br>n°série 41L3-08   | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-320                          |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'anticorps<br>et/ou d'antigènes spécifiques contre des virus<br>: Anticorps anti HCV       | Echantillon biologique<br>d'origine humaine (sang)                                                                                          | ECLIA ECL / sandwich COBAS e801 (Roche)<br>n°série 41L3-08   | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-314                          |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'anticorps<br>et/ou d'antigènes spécifiques contre des virus<br>: Antigène HBs             | Echantillon biologique<br>d'origine humaine (sang)                                                                                          | ECLIA ECL / sandwich COBAS e801 (Roche)<br>n°série 41L3-08   | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-335                          |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration d'anticorps<br>et/ou d'antigènes spécifiques contre des virus<br>: VIH                      | Echantillon biologique<br>d'origine humaine (sang)                                                                                          | ECLIA / Sandwich COBAS e801 (Roche) n°série<br>41L3-08       | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-328                          |                                                                                                                             |

## BM MG14 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Site                                                    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                                                                                                                                                    | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Détermination de la concentration de<br>cytokines :<br>Détection de la production d'interféron<br>gamma dans le cadre du dépistage de<br>l'infection tuberculeuse latente (test IGRA<br>Quantiféron) | Echantillon biologique<br>d'origine humaine (sang)                                                                                          | Appareil Quantiféron (Biotek) Méthode de<br>type Elisa   | Méthode reconnue (A)<br>LABO-BIO-DX-367                          |                                                                                                                             |

## BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Site                                                    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                                 | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Sensibilité aux antibiotiques                     | culture bactérienne                                                                                                                         | Inhibition de croissance en présence d'une<br>certaine concentration d'antibiotique(s), après<br>incubation (automate Vitek2 Biomérieux) | Méthode reconnue (A)<br>LABO-MIC-DX-095                          |                                                                                                                             |

## BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Site                                                    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                                                     | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>       | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Hémocultures en aérobose et en anaérobiose<br>:Recherche et identification de<br>Bactéries ou levures | Échantillons biologiques<br>d'origine humaine                                                                                               | Analyse chimique après culture (automate<br>Virtuo Biomérieux) | Méthode reconnue (A)<br>LABO-MIC-PT-007                          |                                                                                                                             |

## BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Site                                                    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                                                       | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                         | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Hémocultures en aérobiose et en anaérobiose<br>: Recherche et identification de<br>Bactéries ou levures | Échantillons biologiques<br>d'origine humaine                                                                                               | Identification de germes bactériens ou<br>fongiques : Caractérisation biochimique par<br>spectrophotométrie (MALDI-TOF - Bruker) | Méthode reconnue (A)<br>LABO-MIC-PT-007                          |                                                                                                                             |

## BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Site                                                    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                                                     | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Hémocultures en aérobose et en anaérobiose<br>:Recherche et identification de<br>Bactéries ou levures | Échantillons biologiques<br>d'origine humaine                                                                                               | Examen morphologique direct microscopique<br>(GRAM)      | Méthode reconnue (A)<br>LABO-MIC-PT-007                          |                                                                                                                             |

## BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Site                                                    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                    | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Recherche d'adénovirus                            | Selles                                                                                                                                      | Technique manuelle - Test unitaire simple<br>immunochromatique (R-Biopharm) | Méthode reconnue (A)<br>LABO-MIC-DX-269                          |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Recherche de norovirus                            | Selles                                                                                                                                      | Technique manuelle - Test unitaire simple<br>immunochromatique (R-Biopharm) | Méthode reconnue (A)<br>LABO-MIC-DX-269                          |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Recherche de rotavirus                            | Selles                                                                                                                                      | Technique manuelle - Test unitaire simple<br>immunochromatique (R-Biopharm) | Méthode reconnue (A)<br>LABO-MIC-DX-269                          |                                                                                                                             |

## BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Site                                                    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                     | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Paludisme : frottis sanguin                       | Sang                                                                                                                                        | Technique manuelle<br>Examen morphologique microscopique direct<br>après coloration                          | Méthode reconnue (A)<br>LABO-HEMA-IT-028                         |                                                                                                                             |
| LABORATOIRE DE<br>BIOLOGIE MEDICALE DU<br>CH DE BEZIERS | Paludisme : recherche d'antigène soluble          | Sang                                                                                                                                        | Technique manuelle<br>Détermination phénotypique :<br>immunochromatographie - PALUTOP+4<br>optima (Biosynex) | Méthode reconnue (A)<br>LABO-HEMA-DX-005                         |                                                                                                                             |