



Portée détaillée v.7 de l'attestation N° 8-3287

Detailed scope v.7 of the attestation N° 8-3287

Date de publication / Publish date: 23/05/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS

Site LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE DU CH DE BEZIERS :

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE DU CH DE BEZIERS	Pôle Femme-Mère-Enfant Service Urgences pédiatriques	CRP Pédiatrique	Sang capillaire	COBAS B 101 (Roche) Immunoturbidimétrie	Méthode reconnue (A) LABO-BDEL-DX-019	Changement d'automate

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Détermination de la concentration d'activité enzymatique : Enzyme Alanine Aminotransférase	Plasma	Spectrophotométrie d'absorption IFCC avec phosphate de pyridoxal; mesure à 37°C COBAS C503 (Roche) n°série 21A0-06	Méthode reconnue (A) LABO-BIO-DX-539	
Détermination de la concentration d'activité enzymatique : Enzyme Alanine Aminotransférase	Plasma	Spectrophotométrie d'absorption IFCC avec phosphate de pyridoxal; mesure à 37°C COBAS C503 (Roche) n°série 21B3-02	Méthode reconnue (A) LABO-BIO-DX-539	
Détermination de la concentration d'activité enzymatique : Enzyme Aspartate aminotransférase	Plasma	Spectrophotométrie d'absorption IFCC avec phosphate de pyridoxal; mesure à 37°C COBAS C503 (Roche) n°série 21A0-06	Méthode reconnue (A) LABO-BIO- DX-538	
Détermination de la concentration d'activité enzymatique : Enzyme Aspartate aminotransférase	Plasma	Spectrophotométrie d'absorption IFCC avec phosphate de pyridoxal; mesure à 37°C COBAS C503 (Roche) n°série 21B3-02	Méthode reconnue (A) LABO-BIO- DX-538	
Détermination de la concentration d'activité enzymatique : Enzyme Créatine kinase	Plasma	Spectrophotométrie d'absorption cinétique UV IFCC) COBAS C503 (Roche) n°série 21A0-06	Méthode reconnue (A) LABO-BIO-DX-235	
Détermination de la concentration d'activité enzymatique : Enzyme Créatine kinase	Plasma	Spectrophotométrie d'absorption cinétique UV IFCC) COBAS C503 (Roche) n°série 21B3-02	Méthode reconnue (A) LABO-BIO-DX-235	
Détermination de la concentration d'activité enzymatique : Enzyme Gamma-glutamyltransférase	Plasma	Spectrophotométrie d'absorption cinétique enzymatique IFCC COBAS C503 (Roche) n°série 21A0-06	Méthode reconnue (A) LABO-BIO- DX-238	
Détermination de la concentration d'activité enzymatique : Enzyme Gamma-glutamyltransférase	Plasma	Spectrophotométrie d'absorption cinétique enzymatique IFCC COBAS C503 (Roche) n°série 21B3-02	Méthode reconnue (A) LABO-BIO- DX-238	
Détermination de la concentration d'activité enzymatique : Enzyme lactate déshydrogénase	Plasma	Spectrophotométrie d'absorption UV IFCC) Méthode de mesure à 37°C COBAS C503 (Roche) n°série 21A0-06	Méthode reconnue (A) LABO-BIO-DX-239	
Détermination de la concentration d'activité enzymatique : Enzyme lactate déshydrogénase	Plasma	Spectrophotométrie d'absorption UV IFCC) Méthode de mesure à 37°C COBAS C503 (Roche) n°série 21B3-02	Méthode reconnue (A) LABO-BIO-DX-239	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Détermination de la concentration d'activité enzymatique : Enzyme Phosphatase alcaline	Plasma	Spectrophotométrie d'absorption cinétique enzymatique IFCC COBAS C503 (Roche) n°série 21A0-06	Méthode reconnue (A) LABO-BIO-DX-234	
Détermination de la concentration d'activité enzymatique : Enzyme Phosphatase alcaline	Plasma	Spectrophotométrie d'absorption cinétique enzymatique IFCC Méthode de mesure à 37°C COBAS C503 (Roche) n°série 21B3-02	Méthode reconnue (A) LABO-BIO-DX-234	
Détermination de la concentration d'analytes de biochimie : Albumine	Plasma	Spectrophotométrie d'absorption Vert de bromocrésol COBAS C503 (Roche) n°série 21A0-06	Méthode reconnue (A) LABO-BIO-DX-196	
Détermination de la concentration d'analytes de biochimie : Albumine	Plasma	Spectrophotométrie d'absorption Vert de bromocrésol COBAS C503 (Roche) n°série 21B3-02	Méthode reconnue (A) LABO-BIO-DX-196	
Détermination de la concentration d'analytes de biochimie : Bilirubine totale	Plasma	Spectrophotométrie d'absorption Méthode Diazo (3,5- DPD) COBAS C503 (Roche) n°série 21A0-06	Méthode reconnue (A) LABO-BIO-DX-233	
Détermination de la concentration d'analytes de biochimie : Bilirubine totale	Plasma	Spectrophotométrie d'absorption Méthode Diazo (3,5- DPD) COBAS C503 (Roche) n°série 21B3-02	Méthode reconnue (A) LABO-BIO-DX-233	
Détermination de la concentration d'analytes de biochimie : Chlorure	Plasma	Potentiométrie ISE indirect COBAS ISE (Roche) n°série 21A5-08	Méthode reconnue (A) LABO-BIO-DX-255	
Détermination de la concentration d'analytes de biochimie : Chlorure	Plasma	Potentiométrie ISE indirect COBAS ISE (Roche) n°série 21A5-06	Méthode reconnue (A) LABO-BIO-DX-255	
Détermination de la concentration d'analytes de biochimie : Creatinine enzymatique	Plasma	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique, colorimétrique (PAP) COBAS C503 (Roche) n°série 21A0-06	Méthode reconnue (A) LABO-BIO-DX-281	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Détermination de la concentration d'analytes de biochimie : Creatinine enzymatique	Plasma	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique, colorimétrique (PAP) COBAS C503 (Roche) n°série 21B3-02	Méthode reconnue (A) LABO-BIO- DX-281	
Détermination de la concentration d'analytes de biochimie : CRP	Plasma	Immunoturbidimétrie / Latex COBAS C503 (Roche) n°série 21A0-06	Méthode reconnue (A) LABO-BIO-DX-206	
Détermination de la concentration d'analytes de biochimie : CRP	Plasma	Immunoturbidimétrie / Latex COBAS C503 (Roche) n°série 21B3-02	Méthode reconnue (A) LABO-BIO-DX-206	
Détermination de la concentration d'analytes de biochimie : Osmolalité	Plasma	Osmolalité mesurée - Abaissement cryoscopique Osmomètre (ADVANCED INSTRUMENTS)	Méthode reconnue (A) LABO-BIO- DX-293	
Détermination de la concentration d'analytes de biochimie : Potassium	Plasma	Potentiométrie ISE indirect COBAS ISE (Roche) n°série 21A5-08	Méthode reconnue (A) LABO-BIO-DX-255	
Détermination de la concentration d'analytes de biochimie : Potassium	Plasma	Potentiométrie ISE indirect COBAS ISE (Roche) n°série 21A5-06	Méthode reconnue (A) LABO-BIO-DX-255	
Détermination de la concentration d'analytes de biochimie : Protides totaux	Plasma- sérum	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrique / Biuret COBAS C503 (Roche) n°série 21A0-06	Méthode reconnue (A) LABO-BIO-DX-230	
Détermination de la concentration d'analytes de biochimie : Protides totaux	Plasma- sérum	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrique / Biuret COBAS C503 (Roche) n°série 21B3-02	Méthode reconnue (A) LABO-BIO-DX-230	
Détermination de la concentration d'analytes de biochimie : Sodium	Plasma	Potentiométrie ISE indirect COBAS ISE (Roche) n°série 21A5-08	Méthode reconnue (A) LABO-BIO-DX-255	
Détermination de la concentration d'analytes de biochimie : Sodium	Plasma	Potentiométrie ISE indirect COBAS ISE (Roche) n°série 21A5-06	Méthode reconnue (A) LABO-BIO-DX-255	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Détermination de la concentration d'analytes de biochimie : TSH	Sérum	ECLIA ECL / sandwich COBAS E801 (Roche) n°série 41L3-08	Méthode reconnue (A) LABO-BIO-DX-470	
Détermination de la concentration d'analytes de biochimie : TSH	Sérum	ECLIA ECL / sandwich COBAS E801 (Roche) n°série 41L6-05	Méthode reconnue (A) LABO-BIO-DX-470	
Détermination de la concentration d'analytes de biochimie : Urée	Plasma	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique (Urease/GLDH) COBAS C503 (Roche) n°série 21A0-06	Méthode reconnue (A) LABO-BIO- DX-197	
Détermination de la concentration d'analytes de biochimie : Urée	Plasma	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique (Urease/GLDH) COBAS C503 (Roche) n°série 21B3-02	Méthode reconnue (A) LABO-BIO-DX-197	
Détermination de la concentration de médicaments : Lithium	Sérum	Spectrophotométrie d'absorption Colorimétrique COBAS C503 (Roche) n°série 21A0-06	Méthode reconnue (A) LABO-BIO-DX-170	

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Détermination de la concentration de protéines : HbA1c	Sang total	Electrophorèse capillaire Capillarys 3 octa (Sebia)	Méthode reconnue (A) LABO-BIO-DX-381	
Typage d'une immunoglobuline anormale	Sérum	Electrophorèse capillaire Immunotyping (soustraction) Capillarys 3 octa (Sebia)	Méthode reconnue (A) LABO-BIO-DX-415	

BM HB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Recherche, identification et/ou numération de cellules : Myélogramme	Échantillons biologiques d'origine humaine (Moelle osseuse)	Technique manuelle Identification morphologique après coloration par microscopie optique	Méthode reconnue (A) LABO-HEMA-IT-040	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Formule sanguine manuelle	Liquides biologiques d'origine humaine (Sang)	Identification morphologique après coloration et numération par microscopie	Méthode reconnue (A) LABO-HEMA-PT-001	
Hémogramme	Liquides biologiques d'origine humaine (Sang)	cytométrie de flux, Impédance, Spectrophotométrie, Calcul, Diffraction optique - Fluorescence XN (Sysmex) - n°série 22474	Méthode reconnue (A) LABO-HEMA-DX-025	
Hémogramme	Liquides biologiques d'origine humaine (Sang)	cytométrie de flux, Impédance, Spectrophotométrie, Calcul, Diffraction optique - Fluorescence XN (Sysmex) - n°série 22475	Méthode reconnue (A) LABO-HEMA-DX-025	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Détermination des paramètres d'Hémostase : Antithrombine III	Plasma	Chromogénie ACL TOP (Werfen) - n°série 24120055	Méthode reconnue (A) LABO-HEMO-DX-079	Changement d'automate : remplacement des STAR-Max (Stago) par ACL TOP (Werfen)
Détermination des paramètres d'Hémostase : Antithrombine III	Plasma	Chromogénie ACL TOP (Werfen) - n°série 24060021	Méthode reconnue (A) LABO-HEMO-DX-079	Changement d'automate : remplacement des STAR-Max (Stago) par ACL TOP (Werfen)
Détermination des paramètres d'Hémostase : D-Dimères	Plasma	Immunoturbidimétrie ACL TOP (Werfen) - n°série 24120055	Méthode reconnue (A) LABO-HEMO-DX-091	Changement d'automate : remplacement des STAR-Max (Stago) par ACL TOP (Werfen)
Détermination des paramètres d'Hémostase : D-Dimères	Plasma	Immunoturbidimétrie ACL TOP (Werfen) - n°série 24060021	Méthode reconnue (A) LABO-HEMO-DX-091	Changement d'automate : remplacement des STAR-Max (Stago) par ACL TOP (Werfen)
Détermination des paramètres d'Hémostase : Facteur II	Plasma	Chronométrie par détection optique ACL TOP (Werfen) - n°série 24120055	Méthode reconnue (A) LABO-HEMO-DX-086	Changement d'automate : remplacement des STAR-Max (Stago) par ACL TOP (Werfen)
Détermination des paramètres d'Hémostase : Facteur II	Plasma	Chronométrie par détection optique ACL TOP (Werfen) - n°série 24060021	Méthode reconnue (A) LABO-HEMO-DX-086	Changement d'automate : remplacement des STAR-Max (Stago) par ACL TOP (Werfen)
Détermination des paramètres d'Hémostase : Facteur V	Plasma	Chronométrie par détection optique ACL TOP (Werfen) - n°série 24120055	Méthode reconnue (A) LABO-HEMO-DX-083	Changement d'automate : remplacement des STAR-Max (Stago) par ACL TOP (Werfen)
Détermination des paramètres d'Hémostase : Facteur V	Plasma	Chronométrie par détection optique ACL TOP (Werfen) - n°série 24060021	Méthode reconnue (A) LABO-HEMO-DX-083	Changement d'automate : remplacement des STAR-Max (Stago) par ACL TOP (Werfen)
Détermination des paramètres d'Hémostase : Facteur VII	Plasma	Chronométrie par détection optique ACL TOP (Werfen) - n°série 24120055	Méthode reconnue (A) LABO-HEMO-DX-084	Changement d'automate : remplacement des STAR-Max (Stago) par ACL TOP (Werfen)

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Détermination des paramètres d'Hémostase : Facteur VII	Plasma	Chronométrie par détection optique ACL TOP (Werfen) - n°série 24060021	Méthode reconnue (A) LABO-HEMO-DX-084	Changement d'automate : remplacement des STAR-Max (Stago) par ACL TOP (Werfen)
Détermination des paramètres d'Hémostase : Facteur VIII	Plasma	Chronométrie par détection optique ACL TOP (Werfen) - n°série 24120055	Méthode reconnue (A) LABO-HEMO-DX-085	Changement d'automate : remplacement des STAR-Max (Stago) par ACL TOP (Werfen)
Détermination des paramètres d'Hémostase : Facteur VIII	Plasma	Chronométrie par détection optique ACL TOP (Werfen) - n°série 24060021	Méthode reconnue (A) LABO-HEMO-DX-085	Changement d'automate : remplacement des STAR-Max (Stago) par ACL TOP (Werfen)
Détermination des paramètres d'Hémostase : Facteur X	Plasma	Chronométrie par détection optique ACL TOP (Werfen) - n°série 24120055	Méthode reconnue (A) LABO-HEMO-DX-071	Changement d'automate : remplacement des STAR-Max (Stago) par ACL TOP (Werfen)
Détermination des paramètres d'Hémostase : Facteur X	Plasma	Chronométrie par détection optique ACL TOP (Werfen) - n°série 24060021	Méthode reconnue (A) LABO-HEMO-DX-071	Changement d'automate : remplacement des STAR-Max (Stago) par ACL TOP (Werfen)
Détermination des paramètres d'Hémostase : Fibrinogène	Plasma	Chronométrie par détection optique ACL TOP (Werfen) - n°série 24120055	Méthode reconnue (A) LABO-LABO- HEMO-DX-080	Changement d'automate : remplacement des STAR-Max (Stago) par ACL TOP (Werfen)
Détermination des paramètres d'Hémostase : Fibrinogène	Plasma	Chronométrie par détection optique ACL TOP (Werfen) - n°série 24060021	Méthode reconnue (A) LABO-HEMO-DX-080	Changement d'automate : remplacement des STAR-Max (Stago) par ACL TOP (Werfen)
Détermination des paramètres d'Hémostase : TCA	Plasma	Chronométrie par détection optique ACL TOP (Werfen) - n°série 24120055	Méthode reconnue (A) LABO-HEMO-DX-069	Changement d'automate : remplacement des STAR-Max (Stago) par ACL TOP (Werfen)
Détermination des paramètres d'Hémostase : TCA	Plasma	Chronométrie par détection optique ACL TOP (Werfen) - n°série 24060021	Méthode reconnue (A) LABO-HEMO-DX-069	Changement d'automate : remplacement des STAR-Max (Stago) par ACL TOP (Werfen)
Détermination des paramètres d'Hémostase : TP / INR	Plasma	Chronométrie par détection optique ACL TOP (Werfen) - n°série 24120055	Méthode reconnue (A) LABO-HEMO-DX-089	Changement d'automate : remplacement des STAR-Max (Stago) par ACL TOP (Werfen)

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Détermination des paramètres d'Hémostase : TP / INR	Plasma	Chronométrie par détection optique ACL TOP (Werfen) - n°série 24060021	Méthode reconnue (A) LABO-HEMO-DX-089	Changement d'automate : remplacement des STAR-Max (Stago) par ACL TOP (Werfen)

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HBPM	Plasma	Chromogénie ACL TOP (Werfen) - n°série 24120055	Méthode reconnue (A) LABO-HEMO-DX-090	Changement d'automate : remplacement des STAR-Max (Stago) par ACL TOP (Werfen)
HBPM	Plasma	Chromogénie ACL TOP (Werfen) - n°série 24060021	Méthode reconnue (A) LABO-HEMO-DX-090	Changement d'automate : remplacement des STAR-Max (Stago) par ACL TOP (Werfen)

BM CB05 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Diagnostic biologique d'une thrombopénie induite par l'héparine (TIH) : Ac Anti PF4	Sang	Technique manuelle Immunochromatographie - STic EXPERT® HIT (Stago)	Méthode reconnue (A) LABO-HEMO-DX-027	

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HPV	Prélèvement génital	Extraction, détection d'acide nucléique (RT-PCR) GeneXpert (CEPHEID)	Méthode reconnue (A) LABO-BMOL-DX-017	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Détermination de la concentration d'anticorps et/ou d'antigènes spécifiques contre des virus : Anticorps anti HBc total	Echantillon biologique d'origine humaine (sang)	ECLIA ECL / compétition COBAS e801(Roche) n°série 41L3-08	Méthode reconnue (A) LABO-BIO-DX-330	
Détermination de la concentration d'anticorps et/ou d'antigènes spécifiques contre des virus : Anticorps Anti HBs	Echantillon biologique d'origine humaine (sang)	ECLIA ECL / sandwich COBAS e801 (Roche) n°série 41L3-08	Méthode reconnue (A) LABO-BIO-DX-320	
Détermination de la concentration d'anticorps et/ou d'antigènes spécifiques contre des virus : Anticorps anti HCV	Echantillon biologique d'origine humaine (sang)	ECLIA ECL / sandwich COBAS e801 (Roche) n°série 41L3-08	Méthode reconnue (A) LABO-BIO-DX-314	
Détermination de la concentration d'anticorps et/ou d'antigènes spécifiques contre des virus : Antigène HBs	Echantillon biologique d'origine humaine (sang)	ECLIA ECL / sandwich COBAS e801 (Roche) n°série 41L3-08	Méthode reconnue (A) LABO-BIO-DX-335	
Détermination de la concentration d'anticorps et/ou d'antigènes spécifiques contre des virus : VIH	Echantillon biologique d'origine humaine (sang)	ECLIA / Sandwich COBAS e801 (Roche) n°série 41L3-08	Méthode reconnue (A) LABO-BIO-DX-328	

BM MG14 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Détermination de la concentration de cytokines : Détection de la production d'interféron gamma dans le cadre du dépistage de l'infection tuberculeuse latente (test IGRA Quantiféron)	Echantillon biologique d'origine humaine (sang)	Appareil Quantiféron (Biotek) Méthode de type Elisa	Méthode reconnue (A) LABO-BIO-DX-367	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Sensibilité aux antibiotiques	culture bactérienne	Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotique(s), après incubation (automate Vitek2 Biomérieux)	Méthode reconnue (A) LABO-MIC- DX-095	

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Hémocultures en aérobiose et en anaérobiose :Recherche et identification de Bactéries ou levures	Échantillons biologiques d'origine humaine	Analyse chimique après culture (automate Virtuo Biomérieux)	Méthode reconnue (A) LABO-MIC- PT-007	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Hémocultures en aérobiose et en anaérobiose : Recherche et identification de Bactéries ou levures	Échantillons biologiques d'origine humaine	Identification de germes bactériens ou fongiques : Caractérisation biochimique par spectrophotométrie (MALDI-TOF - Bruker)	Méthode reconnue (A) LABO-MIC- PT-007	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Hémocultures en aérobiose et en anaérobiose :Recherche et identification de Bactéries ou levures	Échantillons biologiques d'origine humaine	Examen morphologique direct microscopique (GRAM)	Méthode reconnue (A) LABO-MIC- PT-007	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Recherche d'adénovirus	Selles	Technique manuelle - Test unitaire simple immunochromatique (R-Biopharm)	Méthode reconnue (A) LABO-MIC-DX-269	
Recherche de norovirus	Selles	Technique manuelle - Test unitaire simple immunochromatique (R-Biopharm)	Méthode reconnue (A) LABO-MIC-DX-269	
Recherche de rotavirus	Selles	Technique manuelle - Test unitaire simple immunochromatique (R-Biopharm)	Méthode reconnue (A) LABO-MIC-DX-269	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Paludisme : frottis sanguin	Sang	Technique manuelle Examen morphologique microscopique direct après coloration	Méthode reconnue (A) LABO-HEMA- IT-028	
Paludisme : recherche d'antigène soluble	Sang	Technique manuelle Détermination phénotypique : immunochromatographie - PALUTOP+4 optima (Biosynex)	Méthode reconnue (A) LABO-HEMA- DX-005	