



## Portée détaillée v.23 de l'attestation N° 8-3309

Detailed scope v.23 of the attestation N° 8-3309

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

BIOALLIANCE

Site LABORATOIRE D'AMILLY :

PÉRIMÉE

## BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

| Code    | Lieu de réalisation des opérations<br><i>Location of operations</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                         | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SANG                                                                                                                                    | Prélèvement par ponction veineuse directe                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | URINE                                                                                                                                   | Prélèvement par sondage ou par pose d'une<br>poche pédiatrique                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SUPPURATIONS                                                                                                                            | Par écoulement                                                                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PEAU, PHANERES, TISSUS<br>CELLULAIRES SOUS-CUTANES                                                                                      | Prélèvement cutané pour examens<br>microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens<br>microbiologiques | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS GENITAUX :<br>vaginal, urétral, anal                                                                                       | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS ORL ET<br>OPHTALMIQUE : nasopharyngés,<br>oropharyngé                                                                      | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |

## BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

| Code    | Lieu de réalisation des opérations<br><i>Location of operations</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                              | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | AIR EXPIRE                                                                                                                              | Recueil du $^{13}\text{CO}_2$ expiré, avant et après<br>ingestion d'acide ascorbique en présence<br>d'urée marquée au $^{13}\text{C}$ | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE                                                                                                               | Frottis cervico-vaginal                                                                                                               | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |

Site LABORATOIRE D'AUBIGNY SUR NERE :

| BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                                                         | Lieu de réalisation des opérations<br><i>Location of operations</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                         | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SANG                                                                                                                                    | Prélèvement par ponction veineuse directe                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | URINE                                                                                                                                   | Prélèvement par sondage ou par pose d'une<br>poche pédiatrique                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SUPPURATIONS                                                                                                                            | Par écoulement                                                                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PEAU, PHANERES, TISSUS<br>CELLULAIRES SOUS-CUTANES                                                                                      | Prélèvement cutané pour examens<br>microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens<br>microbiologiques | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS GENITAUX :<br>vaginal, urétral, anal                                                                                       | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS ORL ET<br>OPHTALMIQUE : nasopharyngés,<br>oropharyngé                                                                      | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | AIR EXPIRE                                                                                                                              | Recueil du 13CO2 expiré, avant et après<br>ingestion d'acide ascorbique en présence<br>d'urée marquée au 13C     | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |

Site LABORATOIRE DE BELLEGARDE :

## BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

| Code    | Lieu de réalisation des opérations<br><i>Location of operations</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                         | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SANG                                                                                                                                    | Prélèvement par ponction veineuse directe                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | URINE                                                                                                                                   | Prélèvement par sondage ou par pose d'une<br>poche pédiatrique                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SUPPURATIONS                                                                                                                            | Par écoulement                                                                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PEAU, PHANERES, TISSUS<br>CELLULAIRES SOUS-CUTANES                                                                                      | Prélèvement cutané pour examens<br>microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens<br>microbiologiques | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS GENITAUX :<br>vaginal, urétral, anal                                                                                       | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS ORL ET<br>OPHTALMIQUE : nasopharyngés,<br>oropharyngé                                                                      | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | AIR EXPIRE                                                                                                                              | Recueil du 13CO2 expiré, avant et après<br>ingestion d'acide ascorbique en présence<br>d'urée marquée au 13C     | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE                                                                                                               | Frottis cervico-vaginal                                                                                          | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |

Site LABORATOIRE DE CHALETTE SUR LOING :

## BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

| Code    | Lieu de réalisation des opérations<br><i>Location of operations</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                         | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SANG                                                                                                                                    | Prélèvement par ponction veineuse directe                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | URINE                                                                                                                                   | Prélèvement par sondage ou par pose d'une<br>poche pédiatrique                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SUPPURATIONS                                                                                                                            | Par écoulement                                                                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PEAU, PHANERES, TISSUS<br>CELLULAIRES SOUS-CUTANES                                                                                      | Prélèvement cutané pour examens<br>microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens<br>microbiologiques | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS GENITAUX :<br>vaginal, urétral, anal                                                                                       | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS ORL ET<br>OPHTALMIQUE : nasopharyngés,<br>oropharyngé                                                                      | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | AIR EXPIRE                                                                                                                              | Recueil du 13CO2 expiré, avant et après<br>ingestion d'acide ascorbique en présence<br>d'urée marquée au 13C     | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE                                                                                                               | Frottis cervico-vaginal                                                                                          | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |

Site LABORATOIRE DE CHARTRES :

## BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

| Code    | Lieu de réalisation des opérations<br><i>Location of operations</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                         | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SANG                                                                                                                                    | Prélèvement par ponction veineuse directe                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | URINE                                                                                                                                   | Prélèvement par sondage ou par pose d'une<br>poche pédiatrique                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SUPPURATIONS                                                                                                                            | Par écoulement                                                                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PEAU, PHANERES, TISSUS<br>CELLULAIRES SOUS-CUTANES                                                                                      | Prélèvement cutané pour examens<br>microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens<br>microbiologiques | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS GENITAUX :<br>vaginal, urétral, anal                                                                                       | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS ORL ET<br>OPHTALMIQUE : nasopharyngés,<br>oropharyngé                                                                      | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | AIR EXPIRE                                                                                                                              | Recueil du 13CO2 expiré, avant et après<br>ingestion d'acide ascorbique en présence<br>d'urée marquée au 13C     | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE                                                                                                               | Frottis cervico-vaginal                                                                                          | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |

Site LABORATOIRE DE CHARTRES-FAUBOURG LA GRAPPE :

## BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

| Code    | Lieu de réalisation des opérations<br><i>Location of operations</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                         | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SANG                                                                                                                                    | Prélèvement par ponction veineuse directe                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | URINE                                                                                                                                   | Prélèvement par sondage ou par pose d'une<br>poche pédiatrique                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SUPPURATIONS                                                                                                                            | Par écoulement                                                                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PEAU, PHANERES, TISSUS<br>CELLULAIRES SOUS-CUTANES                                                                                      | Prélèvement cutané pour examens<br>microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens<br>microbiologiques | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS GENITAUX :<br>vaginal, urétral, anal                                                                                       | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS ORL ET<br>OPHTALMIQUE : nasopharyngés,<br>oropharyngé                                                                      | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | AIR EXPIRE                                                                                                                              | Recueil du 13CO2 expiré, avant et après<br>ingestion d'acide ascorbique en présence<br>d'urée marquée au 13C     | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE                                                                                                               | Frottis cervico-vaginal                                                                                          | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |

Site LABORATOIRE DE DOUCHY :

## BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

| Code    | Lieu de réalisation des opérations<br><i>Location of operations</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                         | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SANG                                                                                                                                    | Prélèvement par ponction veineuse directe                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | URINE                                                                                                                                   | Prélèvement par sondage ou par pose d'une<br>poche pédiatrique                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SUPPURATIONS                                                                                                                            | Par écoulement                                                                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PEAU, PHANERES, TISSUS<br>CELLULAIRES SOUS-CUTANES                                                                                      | Prélèvement cutané pour examens<br>microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens<br>microbiologiques | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS GENITAUX :<br>vaginal, urétral, anal                                                                                       | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS ORL ET<br>OPHTALMIQUE : nasopharyngés,<br>oropharyngé                                                                      | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | AIR EXPIRE                                                                                                                              | Recueil du 13CO2 expiré, avant et après<br>ingestion d'acide ascorbique en présence<br>d'urée marquée au 13C     | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |

Site LABORATOIRE DE DREUX :

| BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                                                         | Lieu de réalisation des opérations<br><i>Location of operations</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                         | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SANG                                                                                                                                    | Prélèvement par ponction veineuse directe                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | URINE                                                                                                                                   | Prélèvement par sondage ou par pose d'une<br>poche pédiatrique                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SUPPURATIONS                                                                                                                            | Par écoulement                                                                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PEAU, PHANERES, TISSUS<br>CELLULAIRES SOUS-CUTANES                                                                                      | Prélèvement cutané pour examens<br>microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens<br>microbiologiques | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS GENITAUX :<br>vaginal, urétral, anal                                                                                       | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS ORL ET<br>OPHTALMIQUE : nasopharyngés,<br>oropharyngés                                                                     | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | AIR EXPIRE                                                                                                                              | Recueil du 13CO2 expiré, avant et après<br>ingestion d'acide ascorbique en présence<br>d'urée marquée au 13C     | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE                                                                                                               | Frottis cervico-vaginal                                                                                          | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SANG                                                                                                                                    | Ponction artérielle percutanée ( Gaz du Sang)                                                                    | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |

Site LABORATOIRE DE DREUX - VIEUX PRE :

| BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                                                         | Lieu de réalisation des opérations<br><i>Location of operations</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                         | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SANG                                                                                                                                    | Prélèvement par ponction veineuse directe                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | URINE                                                                                                                                   | Prélèvement par sondage ou par pose d'une<br>poche pédiatrique                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SUPPURATIONS                                                                                                                            | Par écoulement                                                                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PEAU, PHANERES, TISSUS<br>CELLULAIRES SOUS-CUTANES                                                                                      | Prélèvement cutané pour examens<br>microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens<br>microbiologiques | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS GENITAUX :<br>vaginal, urétral, anal                                                                                       | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS ORL ET<br>OPHTALMIQUE : nasopharyngés,<br>oropharyngé                                                                      | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | AIR EXPIRE                                                                                                                              | Recueil du 13CO2 expiré, avant et après<br>ingestion d'acide ascorbique en présence<br>d'urée marquée au 13C     | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE                                                                                                               | Frottis cervico-vaginal                                                                                          | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |

Site LABORATOIRE DE FLEURY LES AUBRAIS :

## BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

| Code    | Lieu de réalisation des opérations<br><i>Location of operations</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                         | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SANG                                                                                                                                    | Prélèvement par ponction veineuse directe                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | URINE                                                                                                                                   | Prélèvement par sondage ou par pose d'une<br>poche pédiatrique                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SUPPURATIONS                                                                                                                            | Par écoulement                                                                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PEAU, PHANERES, TISSUS<br>CELLULAIRES SOUS-CUTANES                                                                                      | Prélèvement cutané pour examens<br>microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens<br>microbiologiques | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS GENITAUX :<br>vaginal, urétral, anal                                                                                       | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS ORL ET<br>OPHTALMIQUE : nasopharyngés,<br>oropharyngé                                                                      | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | AIR EXPIRE                                                                                                                              | Recueil du 13CO2 expiré, avant et après<br>ingestion d'acide ascorbique en présence<br>d'urée marquée au 13C     | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Code    | Examen /<br>analyse<br><i>Examination /<br/>analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                         | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                                                          | Nature de l'évolution (ajout, changement<br>affectant les performances de la méthode, ...)<br>et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM BB01 | ACIDE<br>URIQUE                                          | Sérum / plasma                                                                                                                              | Uricase PAP_AU 680/AU480 Beckman COULTER (2<br>automates)                                                        | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | ACIDE<br>URIQUE                                          | Urine                                                                                                                                       | Uricase PAP_AU 680/AU480 Beckman COULTER (2<br>automates)                                                        | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | ALBUMINE                                                 | Sérum / plasma                                                                                                                              | Vert de bromocrésol_AU 680/AU480 Beckman<br>COULTER (2 automates)                                                | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | AMYLASE                                                  | Sérum / plasma                                                                                                                              | IFCC_AU 680/AU480 Beckman COULTER (2<br>automates)                                                               | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Apo A1                                                   | Sérum / plasma                                                                                                                              | Immuno-turbidimétrie_AU 680/AU480 Beckman<br>COULTER (2 automates)                                               | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | BHCG                                                     | Sérum / plasma                                                                                                                              | Sandwich 2 étapes_ACCESS/BECKMAN ( 1 automate )                                                                  | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | BHCG                                                     | Sérum / plasma                                                                                                                              | immunoenzymatique sandwich à une détection finale<br>en fluorescence (ELFA)_VIDAS 3/BIOMERIEUX ( 1<br>automate ) | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Bicarbonates                                             | Sérum / plasma                                                                                                                              | PEP carboxylase_AU 680/AU480 Beckman COULTER (2<br>automates)                                                    | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Bilirubine<br>conjuguée                                  | Sérum / plasma                                                                                                                              | DPD_AU 680/AU480 Beckman COULTER (2 automates)                                                                   | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Code    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                    | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                                                    | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM BB01 | BILIRUBINE TOTALE                                 | Sérum / plasma                                                                                                                | DPD_AU 680/AU480 Beckman COULTER (2 automates)                              | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et alertes |                                                                                                                       |
| BM BB01 | BNP                                               | Sérum / plasma                                                                                                                | Immunoenzymatique à deux sites (« sandwich »)_ACCESS/BECKMAN ( 1 automate ) | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et alertes |                                                                                                                       |
| BM BB01 | CALCIUM                                           | Sérum / plasma                                                                                                                | Arsenazo III_AU 680/AU480 Beckman COULTER (2 automates))                    | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et alertes |                                                                                                                       |
| BM BB01 | CALCIUM                                           | Urine                                                                                                                         | Arsenazo III_AU 680/AU480 Beckman COULTER (2 automates)                     | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et alertes |                                                                                                                       |
| BM BB01 | CHLORE                                            | Sérum / plasma                                                                                                                | Potentiométrie indirecte_AU 680/AU480 Beckman COULTER (2 automates)         | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et alertes |                                                                                                                       |
| BM BB01 | CHLORE                                            | Urine                                                                                                                         | Potentiométrie indirecte_AU 680/AU480 Beckman COULTER (2 automates)         | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et alertes |                                                                                                                       |
| BM BB01 | Cholestérol                                       | Sérum / plasma                                                                                                                | CHO-PAP_AU 680/AU480 Beckman COULTER (2 automates)                          | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et alertes |                                                                                                                       |
| BM BB01 | CPK totales                                       | Sérum / plasma                                                                                                                | IFCC_AU 680/AU480 Beckman COULTER (2 automates)                             | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et alertes |                                                                                                                       |
| BM BB01 | C Réactive Protéine                               | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-turbidimétrie_AU 680/AU480 Beckman COULTER (2 automates)             | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et alertes |                                                                                                                       |
| BM BB01 | Créatinine                                        | Sérum / plasma                                                                                                                | Enzymatique_AU 680/AU480 Beckman COULTER (2 automates)                      | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et alertes |                                                                                                                       |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Code    | Examen /<br>analyse<br><i>Examination /<br/>analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                 | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                                                          | Nature de l'évolution (ajout, changement<br>affectant les performances de la méthode, ...)<br>et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM BB01 | Créatinine                                               | Urine                                                                                                                                       | Enzymatique_AU 680/AU480 Beckman COULTER (2<br>automates)                | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | DIGOXINE                                                 | Sérum / plasma                                                                                                                              | Compétition 1 étape_ACCESS/BECKMAN ( 1 automate<br>)                     | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | ESTRADIOL                                                | Sérum / plasma                                                                                                                              | Estradiol sensible Compétition 2<br>étapes_ACCESS/BECKMAN ( 1 automate ) | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | FER                                                      | Sérum / plasma                                                                                                                              | TPTZ_AU 680/AU480 Beckman COULTER (2<br>automates)                       | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Gamma GT                                                 | Sérum / plasma                                                                                                                              | IFCC_AAU 680/AU480 Beckman COULTER (2<br>automates)                      | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | GAZ DU<br>SANG: pH,<br>pO2, pCO2                         | Sang total hépariné                                                                                                                         | Electrochimie - RP500e Siemens (1 automate)                              | LBM-ABI-7-R-056- Version en vigueur Guide de<br>l'opérateur RP500e                                                 | Ajout le 14/10/2024 mais l'automate RP500e a été<br>mis en production le 14/02/2025                                         |
| BM BB01 | Glucose                                                  | Urine                                                                                                                                       | Hexokinase_AU 680/AU480 Beckman COULTER (2<br>automates)                 | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Glucose                                                  | Sérum/Plasma                                                                                                                                | Hexokinase_AU 680/AU480 Beckman COULTER (2<br>automates)                 | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | HDL<br>Cholestérol                                       | Sérum / plasma                                                                                                                              | Immuno-Inhibition_AU 680/AU480 Beckman<br>COULTER (2 automates)          | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | LDH                                                      | Sérum / plasma                                                                                                                              | IFCC_AU 680/AU480 Beckman COULTER (2<br>automates)                       | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Code    | Examen /<br>analyse<br><i>Examination /<br/>analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                         | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                                                          | Nature de l'évolution (ajout, changement<br>affectant les performances de la méthode, ...)<br>et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM BB01 | LDL<br>Cholestérol<br>mesuré                             | Sérum / plasma                                                                                                                              | CHO-PAP_AU 680/AU480 Beckman COULTER (2<br>automates)                                                            | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | LH                                                       | Sérum / plasma                                                                                                                              | Sandwich 2 étapes_ACCESS/BECKMAN ( 1 automate )                                                                  | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | LIPASE                                                   | Sérum / plasma                                                                                                                              | Immamura_AU 680/AU480 Beckman COULTER (2<br>automates)                                                           | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Magnésium                                                | Urine                                                                                                                                       | Bleu de xylidyle_AU 680/AU480 Beckman COULTER (2<br>automates)                                                   | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Magnésium                                                | Sérum / plasma                                                                                                                              | Bleu de xylidyle_AAU 680/AU480 Beckman COULTER<br>(2 automates)                                                  | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | MYOGLOBINE                                               | Sérum / plasma                                                                                                                              | Sandwich 1 étape_ACCESS/BECKMAN ( 1 automate )                                                                   | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | MYOGLOBINE                                               | Sérum / plasma                                                                                                                              | immunoenzymatique sandwich à une détection finale<br>en fluorescence (ELFA)_VIDAS 3/BIOMERIEUX ( 1<br>automate ) | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | NT-PRO-BNP2                                              | Sérum / plasma                                                                                                                              | Sandwich 1 étape VIDAS 3/BIOMERIEUX ( 1 automate<br>)                                                            | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | PCT                                                      | Sérum / plasma                                                                                                                              | Immunoenzymatique<br>chimiluminescente_ACCESS/BECKMAN ( 1 automate )                                             | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | PCT                                                      | Sérum / plasma                                                                                                                              | VIDAS® B-R-A-H-M-S PCT™ (PCT) Sandwich 1<br>étape VIDAS 3/BIOMERIEUX ( 1 automate )                              | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Code    | Examen /<br>analyse<br><i>Examination /<br/>analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>               | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                                                          | Nature de l'évolution (ajout, changement<br>affectant les performances de la méthode, ...)<br>et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM BB01 | Phosphatase<br>s alcalines                               | Sérum / plasma                                                                                                                              | IFCC_AU 680/AU480 Beckman COULTER (2<br>automates)                     | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Phosphore                                                | Sérum / plasma                                                                                                                              | Molybdate_AU 680/AU480 Beckman COULTER (2<br>automates)                | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Phosphore                                                | Urine                                                                                                                                       | Molybdate_AU 680/AU480 Beckman COULTER (2<br>automates)                | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Potassium                                                | Sérum / plasma                                                                                                                              | Potentiométrie indirecte_AU 680/AU480 Beckman<br>COULTER (2 automates) | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Potassium                                                | Urine                                                                                                                                       | Potentiométrie indirecte_AU 680/AU480 Beckman<br>COULTER (2 automates) | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | PROGESTERO<br>NE                                         | Sérum / plasma                                                                                                                              | Compétition 1 étape_ACCESS/BECKMAN ( 1 automate<br>)                   | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Protéines                                                | Urine                                                                                                                                       | Rouge de Pyrogallol_AU 680/AU480 Beckman<br>COULTER (2 automates)      | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Protéines                                                | Sérum / plasma                                                                                                                              | Biuret_AU 680/AU480 Beckman COULTER (2<br>automates)                   | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Sodium                                                   | Sérum / plasma                                                                                                                              | Potentiométrie indirecte_AU 680/AU480 Beckman<br>COULTER (2 automates) | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Sodium                                                   | Urine                                                                                                                                       | Potentiométrie indirecte_AU 680/AU480 Beckman<br>COULTER (2 automates) | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Code    | Examen /<br>analyse<br><i>Examination /<br/>analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                                                    | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                                                          | Nature de l'évolution (ajout, changement<br>affectant les performances de la méthode, ...)<br>et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM BB01 | Transaminas<br>es OT/ASAT                                | Sérum / plasma                                                                                                                              | IFCC + PLP_AU 680/AU480 Beckman COULTER (2<br>automates)                                                                                                    | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Transaminas<br>es PT/ ALAT                               | Sérum / plasma                                                                                                                              | IFCC + PLP_AU 680/AU480 Beckman COULTER (2<br>automates)                                                                                                    | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Transferrine                                             | Sérum/ plasma                                                                                                                               | immuno-turbidimétrie_AU 680/AU480 Beckman<br>COULTER (2 automates)                                                                                          | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes | Ajout 18/12/2023                                                                                                            |
| BM BB01 | Triglycérides                                            | Sérum / plasma                                                                                                                              | GPO-PAP_AU 680/AU480 Beckman COULTER (2<br>automates)                                                                                                       | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | TROPONINE<br>HS                                          | Sérum / plasma                                                                                                                              | Sandwich 2 étapes_ACCESS/BECKMAN ( 1 automate )                                                                                                             | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | TROPONINE<br>HS                                          | Sérum / plasma                                                                                                                              | VIDAS® High sensitive Troponin I (TNHS)<br>immunoenzymatique sandwich à une détection finale<br>en fluorescence (ELFA)_VIDAS 3/BIOMERIEUX ( 1<br>automate ) | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | TSH                                                      | Sérum / plasma                                                                                                                              | immunoenzymatique sandwich à une détection finale<br>en fluorescence (ELFA)_VIDAS 3/BIOMERIEUX ( 1<br>automate )                                            | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Urée                                                     | Sérum / plasma                                                                                                                              | Uréease GLDH_AU 680/AU480 Beckman COULTER (2<br>automates)                                                                                                  | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Urée                                                     | Urine                                                                                                                                       | Uréease GLDH_AU 680/AU480 Beckman COULTER (2<br>automates)                                                                                                  | LBM-ABI-7-I-013- Version en vigueur - Conduite à<br>tenir en Biochimie : valeurs normales, repasses, et<br>alertes | Ajout le 18/12/2023                                                                                                         |

## BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

| Code    | Examen /<br>analyse<br><i>Examination /<br/>analysis</i> | Nature de<br>l'échantillon<br>biologique/de la<br>région anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the<br/>anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                                                    | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                                                                        | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM HB01 | Formule                                                  | Sang total EDTA                                                                                                                                | Méthode manuelle : Identification morphologique après coloration par microscopie optique_Méthode manuelle                                                   | LBM-AHE-7-I-007-Version en vigueur _Conduite à tenir en hématologie : valeurs de référence, repasses, étalement lames et alertes |                                                                                                                                |
| BM HB01 | Numération<br>Formule<br>Plaquettes                      | Sang total EDTA                                                                                                                                | Méthode automatisée de type quantitatif: méthode selon paramètre : spectrophotométrie,calcul, impédancimétrie, fluorescence_DXH 600 (BECKMAN)( 2 automates) | LBM-AHE-7-I-007-Version en vigueur _Conduite à tenir en hématologie : valeurs de référence, repasses, étalement lames et alertes |                                                                                                                                |
| BM HB01 | Réticulocytes                                            | Sang total EDTA                                                                                                                                | Méthode automatisée de type quantitatif par fluorescence _DXH 600 (BECKMAN)( 2 automates)                                                                   | LBM-AHE-7-I-007-Version en vigueur _Conduite à tenir en hématologie : valeurs de référence, repasses, étalement lames et alertes |                                                                                                                                |

## BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

| Code    | Examen /<br>analyse<br><i>Examination /<br/>analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                        | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                                                                              | Nature de l'évolution (ajout, changement<br>affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM HB03 | Vitesse de<br>sédimentatio<br>n                          | Sang total EDTA                                                                                                                             | Méthode automatisée: photométrie<br>capillaire_ALIFAX BECKMAN ( 1<br>automate ) | LBM-AHE-7-I-007-Version en vigueur _Conduite à tenir en<br>hématologie : valeurs de référence, repasses, étalement lames<br>et alertes |                                                                                                                             |

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

## BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

| Code    | Examen /<br>analyse<br><i>Examination /<br/>analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                     | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                            | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant<br>les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM CB02 | D Dimères                                                | plasma citraté                                                                                                                          | Immuno-Turbidimétrie_STA.R MAX ( 1 automate )<br>STA COMPACT MAX ( 1 automate) STAGO         | LBM-ACO-7-I-014-Version en Vigueur<br>_Bornes de contrôle et d'alerte -<br>hémostase | Changement d'automate : STA COMPACT MAX 3 le<br>14/04/2023                                                               |
| BM CB02 | FIBRINOGEN<br>E                                          | plasma citraté                                                                                                                          | Chronométrie/Colorimétrie_STA.R MAX ( 1<br>automate ) STA COMPACT MAX ( 1 automate)<br>STAGO | LBM-ACO-7-I-014-Version en Vigueur<br>_Bornes de contrôle et d'alerte -<br>hémostase | Changement d'automate : STA COMPACT MAX 3 le<br>14/04/2023                                                               |
| BM CB02 | TCA                                                      | plasma citraté                                                                                                                          | Chronométrie/Colorimétrie_STA.R MAX ( 1<br>automate ) STA COMPACT MAX ( 1 automate)<br>STAGO | LBM-ACO-7-I-014-Version en Vigueur<br>_Bornes de contrôle et d'alerte -<br>hémostase | Changement d'automate : STA COMPACT MAX 3 le<br>14/04/2023                                                               |
| BM CB02 | TCK                                                      | plasma citraté                                                                                                                          | Chronométrie/Colorimétrie_STA.R MAX ( 1<br>automate ) STA COMPACT MAX ( 1 automate)<br>STAGO | LBM-ACO-7-I-014-Version en Vigueur<br>_Bornes de contrôle et d'alerte -<br>hémostase | Changement d'automate : STA COMPACT MAX 3 le<br>14/04/2023<br>Changement de réactif le 14/04/2023                        |
| BM CB02 | TP INR                                                   | plasma citraté                                                                                                                          | Chronométrie/Colorimétrie_STA.R MAX ( 1<br>automate ) STA COMPACT MAX ( 1 automate)<br>STAGO | LBM-ACO-7-I-014-Version en Vigueur<br>_Bornes de contrôle et d'alerte -<br>hémostase | Changement d'automate : STA COMPACT MAX 3 le<br>14/04/2023                                                               |

PÉRIMÉE

## BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

| Code    | Examen /<br>analyse<br><i>Examination /<br/>analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                        | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                         | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM CB03 | AXA                                                      | plasma citraté/CTAD                                                                                                                     | Chronométrie/Colorimétrie_STAR MAX ( 1<br>automate ) STAC MAX ( automate) STAGO | LBM-ACO-7-I-014-Version en Vigueur<br>_Bornes de contrôle et d'alerte - hémostase | Extension à partir du 31/10/21                                                                                           |

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

## BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

| Code    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of<br/>the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                 | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM IH01 | Groupe sanguin et<br>phénotype Rhésus -Kell       | Sang total EDTA K2/K3                                                                                                                   | Microfiltration en gel_IH500<br>Biorad_ (1 automate)     | LBM-AGR-7-I-026-Version en vigueur :<br>Valider les résultats sur l'IHCOM | Changement d'automate le 24/07/2023                                                                                      |

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

## BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

| Code    | Examen /<br>analyse<br><i>Examination /<br/>analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the<br/>anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                 | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM IH02 | Agglutinines<br>Irrégulières<br>( Dépistage)             | Sang total EDTA K2/K3 Sérum                                                                                                          | Microfiltration en Gel - IH500<br>Biorad_(1 automate)    | LBM-AGR-7-I-026-Version en vigueur :<br>Valider les résultats sur l'IHCOM | Changement d'automate le 24/07/2023                                                                                      |

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

## BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Code    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                                     | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the<br/>anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                                  | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                                | Nature de l'évolution (ajout, changement<br>affectant les performances de la méthode,<br>...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM MG07 | Recherche, identification et<br>numération de germes<br>bactériens et autres éléments | Urines                                                                                                                                      | Examen morphologique direct macro- et microscopique à<br>l'état frais et/ou après préparation (coloration (GRAM,<br>MGG)_Méthode manuelle | LBM-PRE-7-I-180-Version en<br>vigueur_ Préparer l'échantillon<br>pour la coloration GRAM |                                                                                                                             |

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

| BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE |                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                                                                 | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                                      | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                               | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                             | Nature de l'évolution (ajout, changement<br>affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
| BM MG11                                                              | Recherche et identification de germes<br>bactériens et/ou de bactéries spécifiques     | Urines                                                                                                                                      | Caractérisation biochimique<br>/ milieu chromogène                                                     | LBM-ABA-5-I-079-Version en vigueur _Lire et<br>interpréter la culture sur gélose CPSE | Le 15/11/2022<br>avec enlèvement du VITEK2                                                                                  |
| BM MG11                                                              | Recherche et identification de micro-<br>organismes par examen morphologique<br>direct | Urines                                                                                                                                      | Mise en culture manuelle<br>Incubation<br>Examen microscopique<br>après coloration de Gram<br>manuelle | LBM-ABA-5-I-019 Version en vigueur<br>TABLEAU DE SYNTHÈSE DES MILIEUX A<br>ENSEMENCER |                                                                                                                             |

Site LABORATOIRE DE GIEN :

| BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                                                         | Lieu de réalisation des opérations<br><i>Location of operations</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                     | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE                                                                                                               | Frottis cervico-vaginal                                                                                      | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | AIR EXPIRE                                                                                                                              | Recueil du 13CO2 expiré, avant et après<br>ingestion d'acide ascorbique en présence<br>d'urée marquée au 13C | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS ORL ET<br>OPHTALMIQUE : nasopharyngés,<br>oropharyngés                                                                     | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                    | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS GENITAUX :<br>vaginal, urétral, anal                                                                                       | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                    | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SANG                                                                                                                                    | Ponction artérielle percutanée ( Gaz du Sang)                                                                | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SUEUR                                                                                                                                   | Prélèvement sur papier absorbant, après<br>stimulation                                                       | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | MOELLE OSSEUSE                                                                                                                          | Ponction sternale ou iliaque                                                                                 | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SUPPURATIONS                                                                                                                            | Par écoulement                                                                                               | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | URINE                                                                                                                                   | Prélèvement par sondage ou par pose d'une<br>poche pédiatrique                                               | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SANG                                                                                                                                    | Prélèvement par ponction veineuse directe                                                                    | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |

## BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

| Code    | Lieu de réalisation des opérations<br><i>Location of operations</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                         | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PEAU, PHANERES, TISSUS<br>CELLULAIRES SOUS-CUTANES                                                                                      | Prélèvement cutané pour examens<br>microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens<br>microbiologiques | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |

Site LABORATOIRE DE JEANNE D'ARC :

## BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

| Code    | Lieu de réalisation des opérations<br><i>Location of operations</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                         | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SANG                                                                                                                                    | Prélèvement par ponction veineuse directe                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | URINE                                                                                                                                   | Prélèvement par sondage ou par pose d'une<br>poche pédiatrique                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SUPPURATIONS                                                                                                                            | Par écoulement                                                                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PEAU, PHANERES, TISSUS<br>CELLULAIRES SOUS-CUTANES                                                                                      | Prélèvement cutané pour examens<br>microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens<br>microbiologiques | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS GENITAUX :<br>vaginal, urétral, anal                                                                                       | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS ORL ET<br>OPHTALMIQUE : nasopharyngés,<br>oropharyngé                                                                      | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | AIR EXPIRE                                                                                                                              | Recueil du 13CO2 expiré, avant et après<br>ingestion d'acide ascorbique en présence<br>d'urée marquée au 13C     | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |

Site LABORATOIRE DE LA BOLIERE :

| BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                                                         | Lieu de réalisation des opérations<br><i>Location of operations</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                         | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SANG                                                                                                                                    | Prélèvement par ponction veineuse directe                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | URINE                                                                                                                                   | Prélèvement par sondage ou par pose d'une<br>poche pédiatrique                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SUPPURATIONS                                                                                                                            | Par écoulement                                                                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PEAU, PHANERES, TISSUS<br>CELLULAIRES SOUS-CUTANES                                                                                      | Prélèvement cutané pour examens<br>microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens<br>microbiologiques | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS GENITAUX :<br>vaginal, urétral, anal                                                                                       | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS ORL ET<br>OPHTALMIQUE : nasopharyngés,<br>oropharyngé                                                                      | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | AIR EXPIRE                                                                                                                              | Recueil du 13CO2 expiré, avant et après<br>ingestion d'acide ascorbique en présence<br>d'urée marquée au 13C     | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |

## BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

| Code    | Lieu de réalisation des opérations<br><i>Location of operations</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                         | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SANG                                                                                                                                    | Prélèvement par ponction veineuse directe                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | URINE                                                                                                                                   | Prélèvement par sondage ou par pose d'une<br>poche pédiatrique                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SUPPURATIONS                                                                                                                            | Par écoulement                                                                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PEAU, PHANERES, TISSUS<br>CELLULAIRES SOUS-CUTANES                                                                                      | Prélèvement cutané pour examens<br>microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens<br>microbiologiques | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS GENITAUX :<br>vaginal, urétral, anal                                                                                       | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS ORL ET<br>OPHTALMIQUE : nasopharyngés,<br>oropharyngé                                                                      | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | AIR EXPIRE                                                                                                                              | Recueil du 13CO2 expiré, avant et après<br>ingestion d'acide ascorbique en présence<br>d'urée marquée au 13C     | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |

Site LABORATOIRE DE LA FERTE SAINT AUBIN :

## BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

| Code    | Lieu de réalisation des opérations<br><i>Location of operations</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                         | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SANG                                                                                                                                    | Prélèvement par ponction veineuse directe                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | URINE                                                                                                                                   | Prélèvement par sondage ou par pose d'une<br>poche pédiatrique                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SUPPURATIONS                                                                                                                            | Par écoulement                                                                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PEAU, PHANERES, TISSUS<br>CELLULAIRES SOUS-CUTANES                                                                                      | Prélèvement cutané pour examens<br>microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens<br>microbiologiques | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS GENITAUX :<br>vaginal, urétral, anal                                                                                       | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS ORL ET<br>OPHTALMIQUE : nasopharyngés,<br>oropharyngé                                                                      | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | AIR EXPIRE                                                                                                                              | Recueil du 13CO2 expiré, avant et après<br>ingestion d'acide ascorbique en présence<br>d'urée marquée au 13C     | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |

Site LABORATOIRE DE LA GUIGNARDIERE :

## BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

| Code    | Lieu de réalisation des opérations<br><i>Location of operations</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                         | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SANG                                                                                                                                    | Prélèvement par ponction veineuse directe                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | URINE                                                                                                                                   | Prélèvement par sondage ou par pose d'une<br>poche pédiatrique                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SUPPURATIONS                                                                                                                            | Par écoulement                                                                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PEAU, PHANERES, TISSUS<br>CELLULAIRES SOUS-CUTANES                                                                                      | Prélèvement cutané pour examens<br>microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens<br>microbiologiques | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS GENITAUX :<br>vaginal, urétral, anal                                                                                       | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS ORL ET<br>OPHTALMIQUE : nasopharyngés,<br>oropharyngé                                                                      | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | AIR EXPIRE                                                                                                                              | Recueil du 13CO2 expiré, avant et après<br>ingestion d'acide ascorbique en présence<br>d'urée marquée au 13C     | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |

Site LABORATOIRE DE LAMOTTE BEUVRON :

| BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE |                                                                     |         |                                                   |                                                                                                                               |                                                          |                                                                |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Site EBMD                                                                   | Lieu de réalisation des opérations<br><i>Location of operations</i> | Code    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>      | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
| Institut médical de Sologne                                                 | Service pneumologie                                                 | BM BB06 | GAZ DU SANG (pH, pO2, pCO2)                       | Sang total hépariné                                                                                                           | Electrochimie RP500e Siemens (1 automate)                | LBM-ABI-7-R-056 Version en vigueur Guide de l'opérateur RP500e | Extension accordée Décembre 2024                                                                                      |

## BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

| Code    | Lieu de réalisation des opérations<br><i>Location of operations</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                         | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SANG                                                                                                                                    | Prélèvement par ponction veineuse directe                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | URINE                                                                                                                                   | Prélèvement par sondage ou par pose d'une<br>poche pédiatrique                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SUPPURATIONS                                                                                                                            | Par écoulement                                                                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PEAU, PHANERES, TISSUS<br>CELLULAIRES SOUS-CUTANES                                                                                      | Prélèvement cutané pour examens<br>microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens<br>microbiologiques | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS GENITAUX :<br>vaginal, urétral, anal                                                                                       | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS ORL ET<br>OPHTALMIQUE : nasopharyngés,<br>oropharyngé                                                                      | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | AIR EXPIRE                                                                                                                              | Recueil du 13CO2 expiré, avant et après<br>ingestion d'acide ascorbique en présence<br>d'urée marquée au 13C     | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |

Site LABORATOIRE DE L'ARCHETTE :

## BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

| Code    | Lieu de réalisation des opérations<br><i>Location of operations</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                         | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SANG                                                                                                                                    | Prélèvement par ponction veineuse directe                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | URINE                                                                                                                                   | Prélèvement par sondage ou par pose d'une<br>poche pédiatrique                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SUPPURATIONS                                                                                                                            | Par écoulement                                                                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PEAU, PHANERES, TISSUS<br>CELLULAIRES SOUS-CUTANES                                                                                      | Prélèvement cutané pour examens<br>microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens<br>microbiologiques | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS GENITAUX :<br>vaginal, urétral, anal                                                                                       | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS ORL ET<br>OPHTALMIQUE : nasopharyngés,<br>oropharyngé                                                                      | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | AIR EXPIRE                                                                                                                              | Recueil du 13CO2 expiré, avant et après<br>ingestion d'acide ascorbique en présence<br>d'urée marquée au 13C     | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |

Site LABORATOIRE DE LUISANT :

| BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                                                         | Lieu de réalisation des opérations<br><i>Location of operations</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                         | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SANG                                                                                                                                    | Prélèvement par ponction veineuse directe                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | URINE                                                                                                                                   | Prélèvement par sondage ou par pose d'une<br>poche pédiatrique                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SUPPURATIONS                                                                                                                            | Par écoulement                                                                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PEAU, PHANERES, TISSUS<br>CELLULAIRES SOUS-CUTANES                                                                                      | Prélèvement cutané pour examens<br>microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens<br>microbiologiques | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS GENITAUX :<br>vaginal, urétral, anal                                                                                       | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS ORL ET<br>OPHTALMIQUE : nasopharyngés,<br>oropharyngé                                                                      | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | AIR EXPIRE                                                                                                                              | Recueil du 13CO2 expiré, avant et après<br>ingestion d'acide ascorbique en présence<br>d'urée marquée au 13C     | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE                                                                                                               | Frottis cervico-vaginal                                                                                          | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Code    | Examen /<br>analyse<br><i>Examination /<br/>analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                      | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                            | Nature de l'évolution (ajout, changement<br>affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM BB01 | Acide urique                                             | Urine                                                                                                                                       | Uricase PAP_AU 680 Beckman COULTER ( 1 automate)                              | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Acide urique                                             | Sérum / plasma                                                                                                                              | Uricase PAP_AU 680 Beckman COULTER ( 1 automate)                              | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Albumine                                                 | Sérum / plasma                                                                                                                              | Colorimétrie_ Vert de bromocrésol_AU 680 Beckman<br>COULTER ( 1 automate)     | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |
| BM BB01 | BHCG                                                     | Sérum / plasma                                                                                                                              | Sandwich 2 étapes_ACCESS/BECKMAN (1 automate)                                 | LBM-AIM-7-I-014 Version en vigueur<br>Bornes de contrôle et d'alerte - ACCESS<br>PTU |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Bicarbonates                                             | Sérum / plasma                                                                                                                              | PEP carboxylase_AU 680 Beckman COULTER ( 1<br>automate)                       | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Bilirubine<br>conjuguée                                  | Sérum / plasma                                                                                                                              | DPD_AU 680 Beckman COULTER ( 1 automate)                                      | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Bilirubine<br>totale                                     | Sérum / plasma                                                                                                                              | DPD_AU 680 Beckman COULTER ( 1 automate)                                      | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |
| BM BB01 | BNP                                                      | Sérum / plasma                                                                                                                              | Immunoenzymatique à deux sites (« sandwich<br>») _ACCESS/BECKMAN (1 automate) | LBM-AIM-7-I-014 Version en vigueur<br>Bornes de contrôle et d'alerte - ACCESS<br>PTU |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Calcium                                                  | Sérum / plasma                                                                                                                              | Arsenazo III_AU 680 Beckman COULTER ( 1 automate)                             | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Code    | Examen /<br>analyse<br><i>Examination /<br/>analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>               | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                            | Nature de l'évolution (ajout, changement<br>affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM BB01 | Calcium                                                  | Urine                                                                                                                                       | Arsenazo III_AU 680 Beckman COULTER ( 1 automate)                      | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Chlore                                                   | Sérum / plasma                                                                                                                              | Potentiométrie indirecte_AU 680 Beckman COULTER ( 1<br>automate)       | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Chlore                                                   | Urine                                                                                                                                       | Potentiométrie indirecte_AU 680 Beckman COULTER ( 1<br>automate)       | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Cholestérol                                              | Sérum / plasma                                                                                                                              | CHO-PAP_AU 680 Beckman COULTER ( 1 automate)                           | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |
| BM BB01 | CPK totales                                              | Sérum / plasma                                                                                                                              | IFCC_AU 680 Beckman COULTER ( 1 automate)                              | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |
| BM BB01 | C Réactive<br>Protéine                                   | Sérum / plasma                                                                                                                              | Immuno-turbidimétrie_AU 680 Beckman COULTER ( 1<br>automate)           | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Créatinine                                               | Sérum / plasma                                                                                                                              | Enzymatique_AU 680 Beckman COULTER ( 1 automate)                       | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Créatinine                                               | Urine                                                                                                                                       | Enzymatique_AU 680 Beckman COULTER ( 1 automate)                       | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |
| BM BB01 | ESTRADIOL                                                | Sérum / plasma                                                                                                                              | Estradiol sensible Compétition 2<br>étapes_ACCESS/BECKMAN (1 automate) | LBM-AIM-7-I-014 Version en vigueur<br>Bornes de contrôle et d'alerte - ACCESS<br>PTU |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Fer                                                      | Sérum / plasma                                                                                                                              | TPTZ_AU 680 Beckman COULTER ( 1 automate)                              | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Code    | Examen /<br>analyse<br><i>Examination /<br/>analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                       | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                            | Nature de l'évolution (ajout, changement<br>affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM BB01 | Gamma GT                                                 | Sérum / plasma                                                                                                                              | IFCC_AU 680 Beckman COULTER ( 1 automate)                                                                      | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Glucose                                                  | Sérum / plasma                                                                                                                              | Hexokinase_AU 680 Beckman COULTER ( 1 automate)                                                                | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Glucose                                                  | Urine                                                                                                                                       | Hexokinase_AU 680 Beckman COULTER ( 1 automate)                                                                | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |
| BM BB01 | HDL<br>Cholestérol                                       | Sérum / plasma                                                                                                                              | Immuno-Inhibition_AU 680 Beckman COULTER ( 1<br>automate)                                                      | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |
| BM BB01 | LDH                                                      | Sérum / plasma                                                                                                                              | IFCC_AU 680 Beckman COULTER ( 1 automate)                                                                      | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |
| BM BB01 | LH                                                       | Sérum / plasma                                                                                                                              | Sandwich 2 étapes_ACCESS/BECKMAN (1 automate)                                                                  | LBM-AIM-7-I-014 Version en vigueur<br>Bornes de contrôle et d'alerte - ACCESS<br>PTU |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Lipase                                                   | Sérum / plasma                                                                                                                              | Immamura_AU 680 Beckman COULTER ( 1 automate)                                                                  | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Magnésium                                                | Sérum / plasma                                                                                                                              | Bleu de xylidyle_AU 680 Beckman COULTER ( 1<br>automate)                                                       | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |
| BM BB01 | NT-PRO-BNP2                                              | Sérum / plasma                                                                                                                              | immunoenzymatique sandwich à une détection finale<br>en fluorescence (ELFA).VIDAS 3/BIOMERIEUX( 1<br>automate) | LBM-AIM-7-I-045 Version en<br>vigueur_Bornes de contrôle et d'alerte -<br>VIDAS      |                                                                                                                             |
| BM BB01 | PCT                                                      | Sérum / plasma                                                                                                                              | VIDAS® B-R-A-H-M-S PCT™ (PCT)_VIDAS 3/BIOMERIEUX ( 1<br>automate)<br>Sandwich 1 étape                          | LBM-AIM-7-I-045 Version en<br>vigueur_Bornes de contrôle et d'alerte -<br>VIDAS      |                                                                                                                             |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Code    | Examen /<br>analyse<br><i>Examination /<br/>analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>           | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                            | Nature de l'évolution (ajout, changement<br>affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM BB01 | PCT                                                      | Sérum / plasma                                                                                                                              | Immunoenzymatique<br>chimiluminescente_ACCESS/BECKMAN (1 automate) | LBM-AIM-7-I-014 Version en vigueur<br>Bornes de contrôle et d'alerte - ACCESS<br>PTU |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Phosphatase<br>s alcalines                               | Sérum / plasma                                                                                                                              | IFCC_AU 680 Beckman COULTER ( 1 automate)                          | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Phosphore                                                | Sérum / plasma                                                                                                                              | Molybdate_AU 680 Beckman COULTER ( 1 automate)                     | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Phosphore                                                | Urine                                                                                                                                       | Molybdate_AU 680 Beckman COULTER ( 1 automate)                     | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Potassium                                                | Sérum / plasma                                                                                                                              | Potentiométrie indirecte_AU 680 Beckman COULTER ( 1<br>automate)   | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Potassium                                                | Urine                                                                                                                                       | Potentiométrie indirecte_AU 680 Beckman COULTER ( 1<br>automate)   | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |
| BM BB01 | PROGESTERO<br>NE                                         | Sérum / plasma                                                                                                                              | Compétition 1 étape_ACCESS/BECKMAN (1 automate)                    | LBM-AIM-7-I-014 Version en vigueur<br>Bornes de contrôle et d'alerte - ACCESS<br>PTU |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Protéines                                                | Sérum / plasma                                                                                                                              | Biuret_AU 680 Beckman COULTER ( 1 automate)                        | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Protéines                                                | Urine                                                                                                                                       | Rouge de Pyrogallol_AU 680 Beckman COULTER ( 1<br>automate)        | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Sodium                                                   | Sérum / plasma                                                                                                                              | Potentiométrie indirecte_AU 680 Beckman COULTER ( 1<br>automate)   | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Code    | Examen /<br>analyse<br><i>Examination /<br/>analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>      | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                            | Nature de l'évolution (ajout, changement<br>affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM BB01 | Sodium                                                   | Urine                                                                                                                                       | Potentiométrie indirecte_AU 680 Beckman COULTER ( 1 automate) | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Transaminas<br>es OT/ASAT                                | Sérum / plasma                                                                                                                              | IFCC + PLP_AU 680 Beckman COULTER ( 1 automate)               | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Transaminas<br>es PT/ ALAT                               | Sérum / plasma                                                                                                                              | IFCC + PLP_AU 680 Beckman COULTER ( 1 automate)               | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Transferrine                                             | Sérum / plasma                                                                                                                              | Immuno-turbidimétrie_AU 680 Beckman COULTER ( 1 automate)     | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Triglycérides                                            | Sérum / plasma                                                                                                                              | GPO-PAP_AU 680 Beckman COULTER ( 1 automate)                  | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |
| BM BB01 | TROPONINE<br>HS                                          | Sérum / plasma                                                                                                                              | Sandwich 2 étapes_ACCESS/BECKMAN (1 automate)                 | LBM-AIM-7-I-014 Version en vigueur<br>Bornes de contrôle et d'alerte - ACCESS<br>PTU |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Urée                                                     | Sérum / plasma                                                                                                                              | Uréease GLDH_AU 680 Beckman COULTER ( 1 automate)             | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |
| BM BB01 | Urée                                                     | Urine                                                                                                                                       | Uréease GLDH_AU 680 Beckman COULTER ( 1 automate)             | LBM-ABI-7-I-002 Version en Vigueur<br>BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE -<br>BIOCHIMIE  |                                                                                                                             |

## BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Code    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>      | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                             | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM BB05 | Amphétamine                                       | Urine                                                                                                                         | Tests unitaires simples Méthode manuelle DRUGCHECK / BIOSYNEX | LBM-ABI-7-R-046-Version en vigueur_Fiche technique: Drogues urinaires Gamme DRUGCHECK | Extension à partir du 31/10/21                                                                                        |
| BM BB05 | Anti-Dépresseurs tricycliques                     | Urine                                                                                                                         | Tests unitaires simples Méthode manuelle DRUGCHECK / BIOSYNEX | LBM-ABI-7-R-046-Version en vigueur_Fiche technique: Drogues urinaires Gamme DRUGCHECK | Extension à partir du 31/10/21                                                                                        |
| BM BB05 | Barbituriques                                     | Urine                                                                                                                         | Tests unitaires simples Méthode manuelle DRUGCHECK / BIOSYNEX | LBM-ABI-7-R-046-Version en vigueur_Fiche technique: Drogues urinaires Gamme DRUGCHECK | Extension à partir du 31/10/21                                                                                        |
| BM BB05 | Benzodiazépines                                   | Urine                                                                                                                         | Tests unitaires simples Méthode manuelle DRUGCHECK / BIOSYNEX | LBM-ABI-7-R-046-Version en vigueur_Fiche technique: Drogues urinaires Gamme DRUGCHECK | Extension à partir du 31/10/21                                                                                        |
| BM BB05 | Cannabis                                          | Urine                                                                                                                         | Tests unitaires simples Méthode manuelle DRUGCHECK / BIOSYNEX | LBM-ABI-7-R-046-Version en vigueur_Fiche technique: Drogues urinaires Gamme DRUGCHECK | Extension à partir du 31/10/21                                                                                        |
| BM BB05 | Cocaïne                                           | Urine                                                                                                                         | Tests unitaires simples Méthode manuelle DRUGCHECK / BIOSYNEX | LBM-ABI-7-R-046-Version en vigueur_Fiche technique: Drogues urinaires Gamme DRUGCHECK | Extension à partir du 31/10/21                                                                                        |
| BM BB05 | Ecstasy                                           | Urine                                                                                                                         | Tests unitaires simples Méthode manuelle DRUGCHECK / BIOSYNEX | LBM-ABI-7-R-046-Version en vigueur_Fiche technique: Drogues urinaires Gamme DRUGCHECK | Extension à partir du 31/10/21                                                                                        |
| BM BB05 | Morphine                                          | Urine                                                                                                                         | Tests unitaires simples Méthode manuelle DRUGCHECK / BIOSYNEX | LBM-ABI-7-R-046-Version en vigueur_Fiche technique: Drogues urinaires Gamme DRUGCHECK | Extension à partir du 31/10/21                                                                                        |
| BM BB05 | Méthadone                                         | Urine                                                                                                                         | Tests unitaires simples Méthode manuelle DRUGCHECK / BIOSYNEX | LBM-ABI-7-R-046-Version en vigueur_Fiche technique: Drogues urinaires Gamme DRUGCHECK | Extension à partir du 31/10/21                                                                                        |
| BM BB05 | Méthamphétamine                                   | Urine                                                                                                                         | Tests unitaires simples Méthode manuelle DRUGCHECK / BIOSYNEX | LBM-ABI-7-R-046-Version en vigueur_Fiche technique: Drogues urinaires Gamme DRUGCHECK | Extension à partir du 31/10/21                                                                                        |

## BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

| Code    | Examen /<br>analyse<br><i>Examination /<br/>analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of<br/>the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>   | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                         | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM CB02 | D Dimères                                                | plasma citraté                                                                                                                          | Immuno-Turbidimétrie_STA.R MAX<br>STAGO ( 1 automate)      | LBM-ACO-7-I-014-Version en Vigueur _Bornes<br>de contrôle et d'alerte - hémostase |                                                                                                                          |
| BM CB02 | FIBRINOGEN<br>E                                          | plasma citraté                                                                                                                          | Chronométrie/Colorimétrie_STA.R<br>MAX STAGO ( 1 automate) | LBM-ACO-7-I-014-Version en Vigueur _Bornes<br>de contrôle et d'alerte - hémostase |                                                                                                                          |
| BM CB02 | TCA                                                      | plasma citraté                                                                                                                          | Chronométrie/Colorimétrie_STA.R<br>MAX STAGO ( 1 automate) | LBM-ACO-7-I-014-Version en Vigueur _Bornes<br>de contrôle et d'alerte - hémostase |                                                                                                                          |
| BM CB02 | TCK                                                      | plasma citraté                                                                                                                          | Chronométrie/Colorimétrie_STA.R<br>MAX STAGO ( 1 automate) | LBM-ACO-7-I-014-Version en Vigueur _Bornes<br>de contrôle et d'alerte - hémostase | Changement de réactif le 14/04/2023                                                                                      |
| BM CB02 | TP INR                                                   | plasma citraté                                                                                                                          | Chronométrie/Colorimétrie_STA.R<br>MAX STAGO ( 1 automate) | LBM-ACO-7-I-014-Version en Vigueur _Bornes<br>de contrôle et d'alerte - hémostase |                                                                                                                          |

| BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE |                                                   |                                                                                                                                         |                                                          |                                                                           |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                                                           | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of<br/>the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                 | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
| BM IH01                                                        | Groupe sanguin et<br>phénotype Rhésus -Kell       | Sang total EDTA K2/K3                                                                                                                   | Microfiltration en gel_IH1000<br>Biorad_ (1 automate)    | LBM-AGR-7-I-026-Version en vigueur :<br>Valider les résultats sur l'IHCOM | Changement d'automate le 26/06/2024                                                                                      |

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

| BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE |                                                   |                                                                                                                               |                                                          |                                                                        |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                                                           | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>              | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
| BM IH02                                                        | Agglutinines Irrégulières ( Dépistage)            | Sang total EDTA K2/K3 Sérum                                                                                                   | Microfiltration en Gel - IH1000 Biorad_(1 automate)      | LBM-AGR-7-I-026-Version en vigueur : Valider les résultats sur l'IHCOM | Changement d'automate le 26/06/2024                                                                                   |

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

## BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Code    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of<br/>the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>           | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>  | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM MG03 | Recherche d'anticorps<br>hétérophiles de la MNI   | sérum                                                                                                                                   | Tests unitaires simples_Méthode<br>manuelle Clearview IM II/ ALERE | LBM-ABI-7-R-047-Version en<br>vigueur _FICHE TECHNIQUE MNI | Extension à partir du 31/10/21                                                                                           |

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

## BM MG10 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Code    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                                                                                     | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la<br>méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                              | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i>                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM MG10 | Préparation en vue de recherche et<br>identification de de bactéries et/ou de<br>champignons, et/ou de levures,<br>et/ou de parasites | URINES / LCR                                                                                                                                | Mise en culture<br>(ensemencement)_Met<br>hode manuelle     | LBM-ABA-5-I-019-Version en vigueur<br>_TABLEAU DE SYNTHESE DES MILIEUX A<br>ENSEMENCER | Extension à partir du 31/10/21<br>La préparation est transférée à un autre site analytique<br>du laboratoire, pour la poursuite de l'analyse (pas de<br>résultat à ce stade) |

Détail pour la colonne Nature de l'échnatillon/dela région anatomique

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

| BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                                                         | Lieu de réalisation des opérations<br><i>Location of operations</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                         | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SUPPURATIONS                                                                                                                            | Par écoulement                                                                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | URINE                                                                                                                                   | Prélèvement par sondage ou par pose d'une<br>poche pédiatrique                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS GENITAUX :<br>vaginal, urétral, anal                                                                                       | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SANG                                                                                                                                    | Ponction artérielle percutanée ( Gaz du Sang)                                                                    | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | MOELLE OSSEUSE                                                                                                                          | Ponction sternale ou iliaque                                                                                     | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE                                                                                                               | Frottis cervico-vaginal                                                                                          | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | AIR EXPIRE                                                                                                                              | Recueil du 13CO2 expiré, avant et après<br>ingestion d'acide ascorbique en présence<br>d'urée marquée au 13C     | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS ORL ET<br>OPHTALMIQUE : nasopharyngés,<br>oropharyngés                                                                     | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PEAU, PHANERES, TISSUS<br>CELLULAIRES SOUS-CUTANES                                                                                      | Prélèvement cutané pour examens<br>microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens<br>microbiologiques | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |

## BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

| Code    | Lieu de réalisation des opérations<br><i>Location of operations</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SANG                                                                                                                                    | Prélèvement par ponction veineuse directe                | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

## BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

| Code    | Lieu de réalisation des opérations<br><i>Location of operations</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                         | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SANG                                                                                                                                    | Prélèvement par ponction veineuse directe                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | URINE                                                                                                                                   | Prélèvement par sondage ou par pose d'une<br>poche pédiatrique                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SUPPURATIONS                                                                                                                            | Par écoulement                                                                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PEAU, PHANERES, TISSUS<br>CELLULAIRES SOUS-CUTANES                                                                                      | Prélèvement cutané pour examens<br>microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens<br>microbiologiques | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS GENITAUX :<br>vaginal, urétral, anal                                                                                       | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS ORL ET<br>OPHTALMIQUE : nasopharyngés,<br>oropharyngé                                                                      | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | AIR EXPIRE                                                                                                                              | Recueil du 13CO2 expiré, avant et après<br>ingestion d'acide ascorbique en présence<br>d'urée marquée au 13C     | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |

Site LABORATOIRE DE PITHIVIERS :

## BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

| Code    | Lieu de réalisation des opérations<br><i>Location of operations</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                         | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SANG                                                                                                                                    | Prélèvement par ponction veineuse directe                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | URINE                                                                                                                                   | Prélèvement par sondage ou par pose d'une<br>poche pédiatrique                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SUPPURATIONS                                                                                                                            | Par écoulement                                                                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PEAU, PHANERES, TISSUS<br>CELLULAIRES SOUS-CUTANES                                                                                      | Prélèvement cutané pour examens<br>microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens<br>microbiologiques | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS GENITAUX :<br>vaginal, urétral, anal                                                                                       | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS ORL ET<br>OPHTALMIQUE : nasopharyngés,<br>oropharyngé                                                                      | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | AIR EXPIRE                                                                                                                              | Recueil du 13CO2 expiré, avant et après<br>ingestion d'acide ascorbique en présence<br>d'urée marquée au 13C     | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |

Site LABORATOIRE DE SAINT JEAN DE BRAYE :

| BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                                                         | Lieu de réalisation des opérations<br><i>Location of operations</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                         | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SANG                                                                                                                                    | Prélèvement par ponction veineuse directe                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | URINE                                                                                                                                   | Prélèvement par sondage ou par pose d'une<br>poche pédiatrique                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SUPPURATIONS                                                                                                                            | Par écoulement                                                                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PEAU, PHANERES, TISSUS<br>CELLULAIRES SOUS-CUTANES                                                                                      | Prélèvement cutané pour examens<br>microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens<br>microbiologiques | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS GENITAUX :<br>vaginal, urétral, anal                                                                                       | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS ORL ET<br>OPHTALMIQUE : nasopharyngés,<br>oropharyngé                                                                      | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | AIR EXPIRE                                                                                                                              | Recueil du 13CO2 expiré, avant et après<br>ingestion d'acide ascorbique en présence<br>d'urée marquée au 13C     | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE                                                                                                               | Frottis cervico-vaginal                                                                                          | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |

Site LABORATOIRE DE SAINT JEAN DE LA RUELLE :

| BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                                                         | Lieu de réalisation des opérations<br><i>Location of operations</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                         | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SANG                                                                                                                                    | Prélèvement par ponction veineuse directe                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | URINE                                                                                                                                   | Prélèvement par sondage ou par pose d'une<br>poche pédiatrique                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SUPPURATIONS                                                                                                                            | Par écoulement                                                                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PEAU, PHANERES, TISSUS<br>CELLULAIRES SOUS-CUTANES                                                                                      | Prélèvement cutané pour examens<br>microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens<br>microbiologiques | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS GENITAUX :<br>vaginal, urétral, anal                                                                                       | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS ORL ET<br>OPHTALMIQUE : nasopharyngés,<br>oropharyngé                                                                      | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | AIR EXPIRE                                                                                                                              | Recueil du 13CO2 expiré, avant et après<br>ingestion d'acide ascorbique en présence<br>d'urée marquée au 13C     | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |

## BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

| Code    | Lieu de réalisation des opérations<br><i>Location of operations</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                         | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SANG                                                                                                                                    | Prélèvement par ponction veineuse directe                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | URINE                                                                                                                                   | Prélèvement par sondage ou par pose d'une<br>poche pédiatrique                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SUPPURATIONS                                                                                                                            | Par écoulement                                                                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PEAU, PHANERES, TISSUS<br>CELLULAIRES SOUS-CUTANES                                                                                      | Prélèvement cutané pour examens<br>microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens<br>microbiologiques | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS GENITAUX :<br>vaginal, urétral, anal                                                                                       | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS ORL ET<br>OPHTALMIQUE : nasopharyngés,<br>oropharyngé                                                                      | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | AIR EXPIRE                                                                                                                              | Recueil du 13CO2 expiré, avant et après<br>ingestion d'acide ascorbique en présence<br>d'urée marquée au 13C     | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Code    | Examen /<br>analyse<br><i>Examination /<br/>analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                      | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                                | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant<br>les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM BB01 | 25 OH<br>VITAMINE D                                      | Sérum / plasma                                                                                                                              | Compétition_Dxi 800/Beckman C. (2<br>automates)                               | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur - Bornes de<br>contrôle et d'alerte - DXI             |                                                                                                                          |
| BM BB01 | ACE                                                      | Sérum                                                                                                                                       | Sandwich 2 étapes_Dxi 800/Beckman C. (2<br>automates)                         | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur - Bornes de<br>contrôle et d'alerte - DXI             |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Acide urique                                             | Sérum / plasma                                                                                                                              | Uricase PAP_AU 5822 Beckman COULTER (2<br>automates)                          | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Acide urique                                             | Urine                                                                                                                                       | Uricase PAP_AU 5822 Beckman COULTER (2<br>automates)                          | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Acide<br>valproïque                                      | Sérum / plasma                                                                                                                              | EMIT_AU 5822 Beckman COULTER (1<br>automate)                                  | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS |                                                                                                                          |
| BM BB01 | AFP                                                      | Sérum                                                                                                                                       | Sandwich 1 étape_Dxi 800/Beckman C. (2<br>automates)                          | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur - Bornes de<br>contrôle et d'alerte - DXI             |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Albumine                                                 | Sérum / plasma                                                                                                                              | Colorimétrie_ vert de Bromocrésol_AU 5822<br>Beckman COULTER (2 automates)    | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS |                                                                                                                          |
| BM BB01 | AMH                                                      | Sérum / plasma                                                                                                                              | Sandwich 1 étape_Dxi 800/Beckman C. (2<br>automates)                          | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur - Bornes de<br>contrôle et d'alerte - DXI             |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Apo A1                                                   | Sérum / plasma                                                                                                                              | Immuno-turbidimétrie_AU 5822 Beckman<br>COULTER (2 automates)                 | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Beta 2<br>Microglobulin<br>e                             | Sérum / plasma                                                                                                                              | Immuno-turbidimétrie_AU 5822 Beckman<br>COULTER (2 automates)                 | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS |                                                                                                                          |
| BM BB01 | BHCG                                                     | Sérum / plasma                                                                                                                              | Sandwich 2 étapes_Dxi 800/Beckman C. (2<br>automates)<br>Total BHCG (5 th IS) | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur - Bornes de<br>contrôle et d'alerte - DXI             |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Bicarbonates                                             | Sérum / plasma                                                                                                                              | PEP carboxylase_AU 5822 Beckman COULTER<br>(2 automates)                      | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS |                                                                                                                          |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Code    | Examen /<br>analyse<br><i>Examination /<br/>analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>          | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                                | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant<br>les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM BB01 | Bilirubine<br>conjuguée                                  | Sérum / plasma                                                                                                                              | DPD_AU 5822 Beckman COULTER (2<br>automates)                      | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Bilirubine<br>totale                                     | Sérum / plasma                                                                                                                              | DPD_AU 5822 Beckman COULTER (2<br>automates)                      | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS |                                                                                                                          |
| BM BB01 | BNP                                                      | Sérum / plasma                                                                                                                              | Sandwich 1 étape_Dxi 800/Beckman C. (2<br>automates)              | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur - Bornes de<br>contrôle et d'alerte - DXI             |                                                                                                                          |
| BM BB01 | CA 15-3                                                  | Sérum / plasma                                                                                                                              | Sandwich 2 étapes_Dxi 800/Beckman C. (2<br>automates)             | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur - Bornes de<br>contrôle et d'alerte - DXI             |                                                                                                                          |
| BM BB01 | CA 19-9                                                  | Sérum / plasma                                                                                                                              | Sandwich 2 étapes_Dxi 800/Beckman C. (2<br>automates)             | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur - Bornes de<br>contrôle et d'alerte - DXI             |                                                                                                                          |
| BM BB01 | CA 125                                                   | Sérum / plasma                                                                                                                              | Sandwich 1 étape_Dxi 800/Beckman C. (2<br>automates)              | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur - Bornes de<br>contrôle et d'alerte - DXI             |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Calcium                                                  | Sérum / plasma                                                                                                                              | Arsenazo III_AU 5822 Beckman COULTER (2<br>automates)             | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Calcium                                                  | Urine                                                                                                                                       | Arsenazo III_AU 5822 Beckman COULTER (2<br>automates)             | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Chlore                                                   | Sérum / plasma                                                                                                                              | Potentiométrie indirecte_AU 5822 Beckman<br>COULTER (4 automates) | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Chlore                                                   | Urine                                                                                                                                       | Potentiométrie indirecte_AU 5822 Beckman<br>COULTER (4 automates) | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Cholestérol                                              | Sérum / plasma                                                                                                                              | CHO-PAP_AU 5822 Beckman COULTER (2<br>automates)                  | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Complément<br>C3                                         | Sérum / plasma                                                                                                                              | Immuno-turbidimétrie_AU 5822 Beckman<br>COULTER (1 automate)      | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Complément<br>C4                                         | Sérum / plasma                                                                                                                              | Immuno-turbidimétrie_AU 5822 Beckman<br>COULTER (1 automate)      | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS |                                                                                                                          |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Code    | Examen /<br>analyse<br><i>Examination /<br/>analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                       | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                                | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant<br>les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM BB01 | CORTISOL                                                 | Sérum / plasma                                                                                                                              | Compétition 1 étape_Dxi 800/Beckman C. (2<br>automates)                        | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur - Bornes de<br>contrôle et d'alerte - DXI             |                                                                                                                          |
| BM BB01 | CPK totales                                              | Sérum / plasma                                                                                                                              | IFCC_AU 5822 Beckman COULTER (2<br>automates)                                  | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS |                                                                                                                          |
| BM BB01 | C Réactive<br>Protéine                                   | Sérum / plasma                                                                                                                              | Immuno-turbidimétrie_AU 5822 Beckman<br>COULTER (2 automates)                  | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Créatinine                                               | Sérum / plasma                                                                                                                              | Enzymatique_AU 5822 Beckman COULTER (2<br>automates)                           | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Créatinine                                               | Urine                                                                                                                                       | Enzymatique_AU 5822 Beckman COULTER (2<br>automates)                           | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS |                                                                                                                          |
| BM BB01 | ESTRADIOL                                                | Sérum / plasma                                                                                                                              | Estradiol sensible_Dxi 800/Beckman C. (2<br>automates)<br>Compétition 2 étapes | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur - Bornes de<br>contrôle et d'alerte - DXI             |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Fer                                                      | Sérum / plasma                                                                                                                              | TPTZ_AU 5822 Beckman COULTER (2<br>automates)                                  | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS |                                                                                                                          |
| BM BB01 | FERRITINE                                                | Sérum / plasma                                                                                                                              | Test Immuno-turbidimétrique_AU 5822<br>Beckman COULTER (2 automates)           | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS |                                                                                                                          |
| BM BB01 | FOLATES                                                  | Sérum / plasma                                                                                                                              | Compétition 2 étapes_Dxi 800/Beckman C. (2<br>automates)                       | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur - Bornes de<br>contrôle et d'alerte - DXI             |                                                                                                                          |
| BM BB01 | FSH                                                      | Sérum / plasma                                                                                                                              | Sandwich 2 étapes_Dxi 800/Beckman C. (2<br>automates)                          | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur - Bornes de<br>contrôle et d'alerte - DXI             |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Gamma GT                                                 | Sérum / plasma                                                                                                                              | IFCC_AU 5822 Beckman COULTER (2<br>automates)                                  | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Glucose                                                  | Sérum / plasma                                                                                                                              | Hexokinase_AU 5822 Beckman COULTER (2<br>automates)                            | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Glucose                                                  | Urine                                                                                                                                       | Hexokinase_AU 5822 Beckman COULTER (2<br>automates)                            | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS |                                                                                                                          |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Code    | Examen /<br>analyse<br><i>Examination /<br/>analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                          | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                                         | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant<br>les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM BB01 | Haptoglobine                                             | Sérum / plasma                                                                                                                              | Immuno-turbidimétrie_AU 5822 Beckman<br>COULTER (1 automate)                      | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS          |                                                                                                                          |
| BM BB01 | HDL<br>Cholestérol                                       | Sérum / plasma                                                                                                                              | Immuno-Inhibition_AU 5822 Beckman<br>COULTER (2 automates)                        | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS          |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Hémoglobine<br>A1c                                       | Sang total                                                                                                                                  | HPLC_D-100 BIORAD ( 4 automates)                                                  | LBM-ABI-7-I-014 Version en vigueur _Critères de<br>validation d'un résultat d'HbA1c sur les D-100 |                                                                                                                          |
| BM BB01 | IgA                                                      | Sérum / plasma                                                                                                                              | Immuno-turbidimétrie_AU 5822 Beckman<br>COULTER (2 automates)                     | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS          |                                                                                                                          |
| BM BB01 | IgG                                                      | Sérum / plasma                                                                                                                              | Immuno-turbidimétrie_AU 5822 Beckman<br>COULTER (2 automates)                     | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS          |                                                                                                                          |
| BM BB01 | IgM                                                      | Sérum / plasma                                                                                                                              | Immuno-turbidimétrie_AU 5822 Beckman<br>COULTER (2 automates)                     | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS          |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Insuline                                                 | Sérum                                                                                                                                       | Immunoenzymatique-chimie<br>luminescence_DXI 800 Beckman COULTER (2<br>automates) | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur - Bornes de<br>contrôle et d'alerte - DXI                      | Ajout mise en production le 09/05/2023                                                                                   |
| BM BB01 | LDH                                                      | Sérum / plasma                                                                                                                              | IFCC_AU 5822 Beckman COULTER (2<br>automates)                                     | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS          |                                                                                                                          |
| BM BB01 | LDL<br>Cholestérol<br>mesuré                             | Sérum / plasma                                                                                                                              | CHO-PAP_AU 5822 Beckman COULTER (2<br>automates)                                  | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS          |                                                                                                                          |
| BM BB01 | LH                                                       | Sérum / plasma                                                                                                                              | Sandwich 2 étapes_Dxi 800/Beckman C. (2<br>automates)                             | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur - Bornes de<br>contrôle et d'alerte - DXII                     |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Lipase                                                   | Sérum / plasma                                                                                                                              | Immamura_AU 5822 Beckman COULTER (2<br>automates)                                 | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS          |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Magnésium                                                | Sérum / plasma                                                                                                                              | Bleu de xylidyle_AU 5822 Beckman COULTER<br>(2 automates)                         | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS          |                                                                                                                          |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Code    | Examen /<br>analyse<br><i>Examination /<br/>analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>       | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                              | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant<br>les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM BB01 | Magnésium                                                | Urine                                                                                                                                       | Bleu de xylidyle_AU 5822 Beckman COULTER (2 automa             | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS  | Ajout au 11/12/2023                                                                                                      |
| BM BB01 | Microalbumin<br>e                                        | Urine                                                                                                                                       | Immuno-turbidimétrie_AU 5822 Beckman COULTER (2 automates)     | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS  |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Orosomucoid<br>e                                         | Sérum / plasma                                                                                                                              | Immuno-turbidimétrie_AU 5822 Beckman COULTER (1 automate)      | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS  |                                                                                                                          |
| BM BB01 | PCT                                                      | Sérum / plasma                                                                                                                              | Sandwich 2 étapes_Dxi 800/Beckman C. (2 automates)             | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur - Bornes de contrôle et d'alerte - DXI              |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Phosphatase<br>s alcalines                               | Sérum / plasma                                                                                                                              | IFCC_AU 5822 Beckman COULTER (2 automates)                     | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS  |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Phosphore                                                | Sérum / plasma                                                                                                                              | Molybdate_AU 5822 Beckman COULTER (2 automates)                | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS  |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Phosphore                                                | Urine                                                                                                                                       | Molybdate_AU 5822 Beckman COULTER (2 automates)                | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS  |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Potassium                                                | Sérum / plasma                                                                                                                              | Potentiométrie indirecte_AU 5822 Beckman COULTER (4 automates) | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS  |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Potassium                                                | Urine                                                                                                                                       | Potentiométrie indirecte_AU 5822 Beckman COULTER (4 automates) | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS  |                                                                                                                          |
| BM BB01 | PROGESTERONE                                             | Sérum                                                                                                                                       | Compétition 1 étape_Dxi 800/Beckman C. (2 automates)           | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur - Bornes de contrôle et d'alerte - DXI              |                                                                                                                          |
| BM BB01 | PROLACTINE                                               | Sérum / plasma                                                                                                                              | Sandwich 1 étape_Dxi 800/Beckman C. (2 automates)              | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur - Bornes de contrôle et d'alerte - DXI              |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Protéines                                                | Sérum / plasma                                                                                                                              | Biuret_AU 5822 Beckman COULTER (2 automates)                   | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS  |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Protéines                                                | Urine                                                                                                                                       | Rouge de Pyrogallol_AU 5822 Beckman COULTER (2 automates)      | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANSE |                                                                                                                          |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Code    | Examen /<br>analyse<br><i>Examination /<br/>analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>          | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                                | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant<br>les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM BB01 | Préalbumine                                              | Sérum / plasma                                                                                                                              | Immuno-turbidimétrie_AU 5822 Beckman<br>COULTER (2 automates)     | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS |                                                                                                                          |
| BM BB01 | PSA LIBRE                                                | Sérum                                                                                                                                       | Sandwich 1 étape_Dxi 800/Beckman C. (2<br>automates)              | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur - Bornes de<br>contrôle et d'alerte - DXI             |                                                                                                                          |
| BM BB01 | PSA Total                                                | Sérum                                                                                                                                       | Sandwich 1 étape_Dxi 800/Beckman C. (4<br>automates)              | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur - Bornes de<br>contrôle et d'alerte - DXI             |                                                                                                                          |
| BM BB01 | PTH standard                                             | Sérum / plasma                                                                                                                              | Sandwich 1 étape_Dxi 800/Beckman C. (2<br>automates)              | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur - Bornes de<br>contrôle et d'alerte - DXI             |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Sodium                                                   | Sérum / plasma                                                                                                                              | Potentiométrie indirecte_AU 5822 Beckman<br>COULTER (4 automates) | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Sodium                                                   | Urine                                                                                                                                       | Potentiométrie indirecte_AU 5822 Beckman<br>COULTER (4 automates) | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS |                                                                                                                          |
| BM BB01 | T3L                                                      | Sérum / plasma                                                                                                                              | Compétition 2 étapes_Dxi 800/Beckman C. (2<br>automates)          | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur - Bornes de<br>contrôle et d'alerte - DXI             |                                                                                                                          |
| BM BB01 | T4L                                                      | Sérum / plasma                                                                                                                              | Compétition 2 étapes_Dxi 800/Beckman C. (3<br>automates)          | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur - Bornes de<br>contrôle et d'alerte - DXI             | Changement de réactif le 16/03/2025                                                                                      |
| BM BB01 | TESTOSTERO<br>NE                                         | Sérum / plasma                                                                                                                              | Compétition 1 étape_Dxi 800/Beckman C. (2<br>automates)           | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur - Bornes de<br>contrôle et d'alerte - DXI             |                                                                                                                          |
| BM BB01 | THRYOGLOB<br>ULINE                                       | Sérum / plasma                                                                                                                              | Sandwich 1 étape_Dxi 800/Beckman C. (2<br>automates)              | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur - Bornes de<br>contrôle et d'alerte - DXI             | Ajout au 20/01/2025                                                                                                      |
| BM BB01 | Transaminas<br>es OT/ASAT                                | Sérum / plasma                                                                                                                              | IFCC + PLP_AU 5822 Beckman COULTER (2<br>automates)               | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Transaminas<br>es PT/ ALAT                               | Sérum / plasma                                                                                                                              | IFCC + PLP_AU 5822 Beckman COULTER (2<br>automates)               | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Transferrine                                             | Sérum / plasma                                                                                                                              | Immuno-turbidimétrie_AU 5822 Beckman<br>COULTER (2 automates)     | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS |                                                                                                                          |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Code    | Examen /<br>analyse<br><i>Examination /<br/>analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>     | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                                | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant<br>les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM BB01 | Triglycérides                                            | Sérum / plasma                                                                                                                              | GPO-PAP_AU 5822 Beckman COULTER (2<br>automates)             | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS |                                                                                                                          |
| BM BB01 | TROPONINE<br>hs                                          | Sérum / plasma                                                                                                                              | hs Tnl_Dxi 800/Beckman C. (2 automates)<br>Sandwich 2 étapes | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur - Bornes de<br>contrôle et d'alerte - DXI             |                                                                                                                          |
| BM BB01 | TSH                                                      | Sérum / plasma                                                                                                                              | Sandwich 1 étape_Dxi 800/Beckman C. (4<br>automates)<br>Htsh | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur - Bornes de<br>contrôle et d'alerte - DXI             |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Urée                                                     | Sérum / plasma                                                                                                                              | Uréease GLDH_AU 5822 Beckman COULTER (2<br>automates)        | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS |                                                                                                                          |
| BM BB01 | Urée                                                     | Urine                                                                                                                                       | Uréease GLDH_AU 5822 Beckman COULTER (2<br>automates)        | LBM-ABI-7-I-037 Version en vigueur BORNES DE<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE ORLEANS |                                                                                                                          |
| BM BB01 | VITAMINE<br>B12                                          | Sérum / plasma                                                                                                                              | Compétition 2 étapes_Dxi 800/Beckman C. (2<br>automates)     | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur - Bornes de<br>contrôle et d'alerte - DXI             |                                                                                                                          |

PÉRIMÉE

## BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Code    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>    | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                                                                                 | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                                           | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM BB04 | Albumine, alpha 1, alpha 2, bêta et gamma globulines | sérum                                                                                                                         | Electrophorèse capillaire automatisée_Capillarys 3 SEBIA ( 2 automates)                                                                                                                  | LBM-ABI-7-S-007- Version en vigueur<br>Organisation de routine: paillasse CAPILLARYS                | Remplacement de l'automate Capillarys 3 SN516 par l'automate Capillarys 3 SN1756<br>Arrêt du Capillarys 3 SN516 le 25/01/2023<br>Mise en production di Capillarys 3 SN1756 le 26/01/2023<br>Pas de changement de méthode.<br>Mise en production d'un nouveau Capillarys 24090 le 20 juillet 2026 et arrêt du Capillarys 1003 en septembre 2026.<br>Pas de changement de méthode. |
| BM BB04 | CDT IFCC                                             | Sérum                                                                                                                         | Electrophorèse capillaire automatisée_Capillarys 3 SEBIA ( 2 automates )                                                                                                                 | LBM-ABI-7-S-007- Version en vigueur<br>Organisation de routine: paillasse CAPILLARYS                | Remplacement de l'automate Capillarys 3 SN516 par l'automate Capillarys 3 SN1756<br>Arrêt du Capillarys 3 SN516 le 25/01/2023<br>Mise en production di Capillarys 3 SN1756 le 26/01/2023<br>Pas de changement de méthode<br>Mise en production d'un nouveau Capillarys 24090 le 20 juillet 2026 et arrêt du Capillarys 1003 en septembre 2026.<br>Pas de changement de méthode.  |
| BM BB04 | Immunotypage des protéines sériques                  | sérum                                                                                                                         | Electrophorèse capillaire automatisée en présence d'anti-sérum anti chaines lourdes G, A, et M et ani chaines légères libres et liées Kappa et Lambda _Capillarys 3 SEBIA ( 2 automates) | LBM-AIM-7-I-049-Version en vigueur_<br>Lecture et interprétation des immuno-transferts : capillarys | Ajout au 01/02/2024<br>Mise en production d'un nouveau Capillarys 24090 le 8 juillet 2026 et arrêt du Capillarys 1003 en septembre 2026.<br>Pas de changement de méthode.                                                                                                                                                                                                        |

## BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

| Code    | Examen /<br>analyse<br><i>Examination /<br/>analysis</i> | Nature de<br>l'échantillon<br>biologique/de la<br>région anatomique<br><i>Nature of the<br/>biological sample/of<br/>the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                                                                     | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                                                                        | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM HB01 | Formule                                                  | Sang total EDTA                                                                                                                                | Méthode manuelle : Identification morphologique après coloration par microscopie optique                                                                                     | LBM-AHE-7-I-007-Version en vigueur _Conduite à tenir en hématologie : valeurs de référence, repasses, étalement lames et alertes |                                                                                                                                |
| BM HB01 | Numération<br>Formule<br>Plaquettes                      | Sang total EDTA                                                                                                                                | Méthode automatisée de type quantitatif: méthode selon paramètre : spectrophotométrie,calcul, impédancimétrie, fluorescence_DXH 900-2S + module SMS (BECKMAN) ( 6 automates) | LBM-AHE-7-I-007-Version en vigueur _Conduite à tenir en hématologie : valeurs de référence, repasses, étalement lames et alertes | ajout de 2 automates DXH 900 au 31/05/2022                                                                                     |
| BM HB01 | Réticulocytes                                            | Sang total EDTA                                                                                                                                | Méthode automatisée de type quantitatif par fluorescence_DXH 900-2S + module SMS (BECKMAN) ( 4 automates)                                                                    | LBM-AHE-7-I-007-Version en vigueur _Conduite à tenir en hématologie : valeurs de référence, repasses, étalement lames et alertes |                                                                                                                                |

PÉRIMÉE

## BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

| Code    | Examen /<br>analyse<br><i>Examination /<br/>analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                       | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                                                                              | Nature de l'évolution (ajout, changement<br>affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM HB03 | Vitesse de<br>sédimentatio<br>n                          | Sang total EDTA                                                                                                                             | Méthode automatisée: photométrie<br>capillaire_ALIFAX BECKMAN (2<br>automates) | LBM-AHE-7-I-007-Version en vigueur _Conduite à tenir en<br>hématologie : valeurs de référence, repasses, étalement lames<br>et alertes |                                                                                                                             |

PÉRIMÉE

## BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

| Code    | Examen /<br>analyse<br><i>Examination /<br/>analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of<br/>the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>  | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                         | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM CB02 | D Dimères                                                | plasma citraté                                                                                                                          | Immuno-Turbidimétrie_STAR MAX<br>STAGO (2 automates)      | LBM-ACO-7-I-014-Version en Vigueur _Bornes<br>de contrôle et d'alerte - hémostase |                                                                                                                          |
| BM CB02 | FIBRINOGEN<br>E                                          | plasma citraté                                                                                                                          | Chronométrie/Colorimétrie_STAR<br>MAX STAGO (2 automates) | LBM-ACO-7-I-014-Version en Vigueur _Bornes<br>de contrôle et d'alerte - hémostase |                                                                                                                          |
| BM CB02 | TCK                                                      | plasma citraté                                                                                                                          | Chronométrie/Colorimétrie_STAR<br>MAX STAGO (2 automates) | LBM-ACO-7-I-014-Version en Vigueur _Bornes<br>de contrôle et d'alerte - hémostase | Changement de réactif le 14/04/2023                                                                                      |
| BM CB02 | TP INR                                                   | plasma citraté                                                                                                                          | Chronométrie/Colorimétrie_STAR<br>MAX STAGO (2 automates) | LBM-ACO-7-I-014-Version en Vigueur _Bornes<br>de contrôle et d'alerte - hémostase |                                                                                                                          |

| BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE |                                                   |                                                                                                                                         |                                                          |                                                                           |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                                                           | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of<br/>the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                 | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
| BM IH01                                                        | Groupe sanguin et<br>phénotype Rhésus -Kell       | Sang total EDTA K2/K3                                                                                                                   | Microfiltration en gel_IH1000<br>Biorad_ (2 automates)   | LBM-AGR-7-I-026-Version en vigueur :<br>Valider les résultats sur l'IHCOM | Changement d'automate le 26/06/2024                                                                                      |

| BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE |                                                   |                                                                                                                               |                                                          |                                                                        |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                                                           | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>              | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
| BM IH02                                                        | Agglutinines Irrégulières ( Dépistage)            | Sang total EDTA K2/K3 Sérum                                                                                                   | Microfiltration en Gel - IH1000 Biorad _(2 automates)    | LBM-AGR-7-I-026-Version en vigueur : Valider les résultats sur l'IHCOM | Changement d'automae le 26/06/2024                                                                                    |

## BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

| Code    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>   | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                           | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                                    | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant<br>les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM AI01 | Ac anti CCP (peptides<br>citrullinés)               | Plasma-Sérum                                                                                                                                | Technique immuno-fluorométrique<br>multiplex_BIOPLEX 2200- BIORAD ( 1<br>automate) | LBM-AIM-7-R-004-Version en vigueur Manuel<br>d'utilisation - Système Bioplex 2200 (logiciel) |                                                                                                                          |
| BM AI01 | Ac anti cytoplasmes<br>des polynucléaires<br>(ANCA) | Plasma-Sérum                                                                                                                                | Immuno-fluorescence indirecte_PhD-Lx -<br>BIORAD ( 1 automate)                     | LBM-AIN-7-I-128 Version en Vigueur<br>Validation et interprétation en auto-<br>immunité      |                                                                                                                          |
| BM AI01 | Ac anti Phospholipides<br>IgG                       | Plasma-Sérum                                                                                                                                | Technique immuno-fluorométrique<br>multiplex_BIOPLEX 2200- BIORAD ( 1<br>automate) | LBM-AIM-7-R-004-Version en vigueur Manuel<br>d'utilisation - Système Bioplex 2200 (logiciel) |                                                                                                                          |
| BM AI01 | Ac anti Phospholipides<br>IgM                       | Plasma-Sérum                                                                                                                                | Technique immuno-fluorométrique<br>multiplex_BIOPLEX 2200- BIORAD ( 1<br>automate) | LBM-AIM-7-R-004-Version en vigueur Manuel<br>d'utilisation - Système Bioplex 2200 (logiciel) |                                                                                                                          |
| BM AI01 | AC Anti Thyroglobuline                              | Sérum / plasma                                                                                                                              | Sandwich 2 étapes_Dxi 800/BECKMAN ( 2<br>automates)                                | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur _Bornes<br>de contrôle et d'alerte - DXI                  | Changement de réactif 02/12/2024                                                                                         |
| BM AI01 | Ac Anti<br>Thyroperoxydase                          | Sérum / plasma                                                                                                                              | Sandwich 2 étapes_Dxi 800/BECKMAN ( 2<br>automates)                                | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur _Bornes<br>de contrôle et d'alerte - DXI                  |                                                                                                                          |
| BM AI01 | Ac anti<br>Transglutaminase IgA                     | Plasma-Sérum                                                                                                                                | Technique immuno-fluorométrique<br>multiplex_BIOPLEX 2200- BIORAD ( 1<br>automate) | LBM-AIM-7-R-004-Version en vigueur Manuel<br>d'utilisation - Système Bioplex 2200 (logiciel) |                                                                                                                          |
| BM AI01 | Ac anti<br>Transglutaminase IgG                     | Plasma-Sérum                                                                                                                                | Technique immuno-fluorométrique<br>multiplex_BIOPLEX 2200- BIORAD ( 1<br>automate) | LBM-AIM-7-R-004-Version en vigueur Manuel<br>d'utilisation - Système Bioplex 2200 (logiciel) |                                                                                                                          |
| BM AI01 | Facteur Rhumatoïde                                  | Sérum / plasma                                                                                                                              | Immuno-turbidimétrie_AU 5822 Beckman<br>COULTER (1 automate)                       | LBM-ABI-7-I-037 Version en Vigueur<br>CONTROLE ET D'ALERTE - BIOCHIMIE<br>ORLEANS            |                                                                                                                          |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Code    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon biologique/de la<br>région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the<br/>anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM AB01 | D2                                                | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | D70                                               | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | D71                                               | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | D201                                              | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | D202                                              | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | D203                                              | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | D205                                              | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | D209                                              | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | E1                                                | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | E3                                                | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | E5                                                | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | E6                                                | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | E82                                               | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Code    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM AB01 | E94                                               | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | E101                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | E102                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | E204                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | E220                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | E226                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | E228                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | E231                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F1                                                | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F2                                                | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F3                                                | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F4                                                | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F5                                                | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F10                                               | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Code    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon biologique/de la<br>région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the<br/>anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM AB01 | F11                                               | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | F12                                               | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | F13                                               | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | F14                                               | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | F17                                               | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | F18                                               | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | F20                                               | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | F23                                               | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | F24                                               | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | F25                                               | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | F27                                               | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | F36                                               | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | F37                                               | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | F41                                               | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Code    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM AB01 | F44                                               | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F45                                               | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F47                                               | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F49                                               | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F75                                               | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F76                                               | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F77                                               | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F78                                               | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F79                                               | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F80                                               | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F84                                               | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F85                                               | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F87                                               | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F89                                               | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Code    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM AB01 | F92                                               | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F96                                               | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F98                                               | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F201                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F202                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F203                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F210                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F232                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F233                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F235                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F253                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F256                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F258                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F290                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Code    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM AB01 | F300                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F320                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F325                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F343                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F345                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F351                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F352                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F416                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F420                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F421                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F422                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F423                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F424                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | F425                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Code    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon biologique/de la<br>région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the<br/>anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM AB01 | F426                                              | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | F427                                              | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | F428                                              | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | F430                                              | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | F433                                              | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | F434                                              | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | F435                                              | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | F439                                              | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | F440                                              | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | F441                                              | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | F442                                              | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | F443                                              | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | F447                                              | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | G2                                                | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Code    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon biologique/de la<br>région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the<br/>anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM AB01 | G3                                                | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | G6                                                | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | G8                                                | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | G15                                               | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | G205                                              | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | G213                                              | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | G214                                              | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | G215                                              | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | G216                                              | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | GX1                                               | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | I1                                                | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | I3                                                | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | I4                                                | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | I6                                                | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Code    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM AB01 | I75                                               | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | I208                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | I209                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | I210                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | I211                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | I217                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | IGE totales                                       | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               |                                                                                                                       |
| BM AB01 | K82                                               | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | K220                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | M1                                                | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | M2                                                | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | M3                                                | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | M6                                                | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | M229                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Code    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM AB01 | MX 4                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | PHADIATOP                                         | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | T2                                                | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | T3                                                | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | T4                                                | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | T7                                                | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | T9                                                | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | T11                                               | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | T15                                               | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | T23                                               | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | T25                                               | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | T208                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | T215                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |
| BM AB01 | T216                                              | Sérum / plasma                                                                                                                | Immuno-enzymatique, et Immunofluorescence                | Fiche technique fournisseur                               | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                             |

## BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

| Code    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon biologique/de la<br>région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the<br/>anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM AB01 | T224                                              | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | T225                                              | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | T226                                              | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | TROPHATOP ADULTE (FX5,<br>FX24, FX25)             | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | TROPHATOP ENFANT<br>(FW26, FX27, FX28)            | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | TX8                                               | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | W1                                                | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | W6                                                | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | W9                                                | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | W203                                              | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |
| BM AB01 | W231                                              | Sérum / plasma                                                                                                                       | Immuno-enzymatique, et<br>Immunofluorescence             | Fiche technique<br>fournisseur                                   | Mise à jour en mentionnant le détail des IgE spécifiques et des mélanges.                                                |

## BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Code    | Examen /<br>analyse<br><i>Examination /<br/>analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of<br/>the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                      | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                   | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM MG01 | AC Anti Hbc                                              | Sérum / plasma                                                                                                                          | Qualitative Immuno-capture Sandwich 1<br>étape_Dxi 800/BECKMAN ( 2 automates) | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur<br>_Bornes de contrôle et d'alerte - DXI |                                                                                                                          |
| BM MG01 | AC Anti Hbs                                              | Sérum / plasma                                                                                                                          | Semi-Quantitative Sandwich 1 étape_Dxi<br>800/BECKMAN ( 2 automates)          | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur<br>_Bornes de contrôle et d'alerte - DXI |                                                                                                                          |
| BM MG01 | Ag Hbs                                                   | Sérum / plasma                                                                                                                          | Qualitative Sandwich 1 étape_Dxi<br>800/BECKMAN ( 2 automates)                | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur<br>_Bornes de contrôle et d'alerte - DXI |                                                                                                                          |
| BM MG01 | HAV IgM                                                  | Sérum / plasma                                                                                                                          | Qualitative Immuno-capture 2 étapes_Dxi<br>800/BECKMAN ( 2 automates)         | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur<br>_Bornes de contrôle et d'alerte - DXI |                                                                                                                          |
| BM MG01 | HAV Totaux                                               | Sérum / plasma                                                                                                                          | Semi-Quantitative Compétition 2 étapes_Dxi<br>800/BECKMAN ( 2 automates)      | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur<br>_Bornes de contrôle et d'alerte - DXI |                                                                                                                          |
| BM MG01 | Rubéole IgG                                              | Sérum / plasma                                                                                                                          | Semi-Quantitative Indirect 2 étapes_Dxi<br>800/BECKMAN ( 2 automates)         | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur<br>_Bornes de contrôle et d'alerte - DXI |                                                                                                                          |
| BM MG01 | Sérologie<br>HCV                                         | Sérum / plasma                                                                                                                          | Qualitative Indirect 2 étapes_Dxi<br>800/BECKMAN ( 2 automates)               | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur<br>_Bornes de contrôle et d'alerte - DXI |                                                                                                                          |
| BM MG01 | Sérologie HIV                                            | Sérum / plasma                                                                                                                          | Qualitative Sandwich 2 étapes_Dxi<br>800/BECKMAN ( 2 automates)               | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur<br>_Bornes de contrôle et d'alerte - DXI | Changement de réactif au 30/09/2022                                                                                      |
| BM MG01 | Toxoplasmos<br>e IgG                                     | Sérum / plasma                                                                                                                          | Semi-Quantitative Sandwich 2 étapes_Dxi<br>800/BECKMAN ( 3 automates)         | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur<br>_Bornes de contrôle et d'alerte - DXI |                                                                                                                          |
| BM MG01 | Toxoplasmos<br>e IgM                                     | Sérum / plasma                                                                                                                          | Semi-quantitative Immuno-capture 2<br>étapes_Dxi 800/BECKMAN ( 3 automates)   | LBM-AIM-7-I-052 Version en vigueur<br>_Bornes de contrôle et d'alerte - DXI |                                                                                                                          |

## BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Code    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>       | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                                                                         | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                                 | Nature de l'évolution (ajout, changement<br>affectant les performances de la méthode, ...)<br>et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM MG05 | Bordetella<br>pertussis;<br>Bordetella<br>parapertussis | Secrétions et cellules naso-<br>pharyngées                                                                                                  | Détection d'acides nucléiques, méthode Multiplex en temps<br>réel – Biologie moléculaire - Panther Fusion ( 1 automate)                                                          | LBM-ANA-7-I-118 Version en Vigueur<br>Panther - Validation technique                      | Ajout à partir du 17/01/25                                                                                                  |
| BM MG05 | HIV Charge Virale<br>(ARN)                              | Plasma EDTA                                                                                                                                 | Extraction, Détection d'acides nucléiques (PCR,...) - Panther ( 2 automates)                                                                                                     | LBM-ANA-7-I-118 Version en Vigueur<br>Panther - Validation technique                      | Ajout à partir du 17/01/25                                                                                                  |
| BM MG05 | HPV                                                     | Sécrétions et cellules<br>cervicales                                                                                                        | Détection d'acides nucléiques, après extraction et<br>purification (PCR, hybridation, ...) – Biologie moléculaire -<br>Panther ( 2 automates)                                    | LBM-ANA-7-I-118 Version en Vigueur<br>Panther - Validation technique                      | Ajout à partir du 17/01/25                                                                                                  |
| BM MG05 | SARSCOV2                                                | Secrétions et cellules naso-<br>pharyngées                                                                                                  | Détection d'acides nucléiques, après extraction et<br>purification (PCR, hybridation, ...) – Biologie moléculaire_<br>- 1 Extracteur<br>- 3 Thermocycleurs (4 BIOER + 1 GENTIER) | LBM-AIM-7-I-040 Version en vigueur<br>_Validation technique des résultats<br>SARSCOV2 PCR | Extension à partir du 31/10/21                                                                                              |
| BM MG05 | VHB Charge Virale<br>(ADN)                              | Plasma EDTA                                                                                                                                 | Extraction, Détection d'acides nucléiques (PCR,...)- Panther ( 2 automates)                                                                                                      | LBM-ANA-7-I-118 Version en Vigueur<br>Panther - Validation technique                      | Ajout à partir du 17/01/25                                                                                                  |

| BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE |                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                                                                 | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                                  | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                           | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                                   | Nature de l'évolution (ajout, changement<br>affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
| BM MG13                                                              | Diagnostic biologique du paludisme<br>(recherche, identification et<br>numération) | plasma EDTA/sang total                                                                                                                      | Examen morphologique direct après<br>coloration_Methode manuelle<br>Coloration MGG | LBM-APA-7-I-007-Version en vigueur<br>_Conduite à tenir en cas de recherche de<br>paludisme | Extension à partir du 31/10/21                                                                                              |
| BM MG13                                                              | Diagnostic biologique du paludisme<br>(recherche, identification et<br>numération) | plasma EDTA/sang total                                                                                                                      | TDR/BIOSYNEX<br>Détermination phénotypique par<br>Immunochromatographie            | LBM-APA-7-I-007-Version en vigueur<br>_Conduite à tenir en cas de recherche de<br>paludisme | Extension à partir du 31/10/21                                                                                              |

## BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

| Code    | Lieu de réalisation des opérations<br><i>Location of operations</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                         | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SANG                                                                                                                                    | Prélèvement par ponction veineuse directe                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | URINE                                                                                                                                   | Prélèvement par sondage ou par pose d'une<br>poche pédiatrique                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SUPPURATIONS                                                                                                                            | Par écoulement                                                                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PEAU, PHANERES, TISSUS<br>CELLULAIRES SOUS-CUTANES                                                                                      | Prélèvement cutané pour examens<br>microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens<br>microbiologiques | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS GENITAUX :<br>vaginal, urétral, anal                                                                                       | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS ORL ET<br>OPHTALMIQUE : nasopharyngés,<br>oropharyngé                                                                      | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | AIR EXPIRE                                                                                                                              | Recueil du 13CO2 expiré, avant et après<br>ingestion d'acide ascorbique en présence<br>d'urée marquée au 13C     | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |

Site LABORATOIRE DES LONGUES ALLEES :

## BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

| Code    | Lieu de réalisation des opérations<br><i>Location of operations</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                         | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SANG                                                                                                                                    | Prélèvement par ponction veineuse directe                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | URINE                                                                                                                                   | Prélèvement par sondage ou par pose d'une<br>poche pédiatrique                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SUPPURATIONS                                                                                                                            | Par écoulement                                                                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PEAU, PHANERES, TISSUS<br>CELLULAIRES SOUS-CUTANES                                                                                      | Prélèvement cutané pour examens<br>microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens<br>microbiologiques | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS GENITAUX :<br>vaginal, urétral, anal                                                                                       | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS ORL ET<br>OPHTALMIQUE : nasopharyngés,<br>oropharyngé                                                                      | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01 | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | AIR EXPIRE                                                                                                                              | Recueil du 13CO2 expiré, avant et après<br>ingestion d'acide ascorbique en présence<br>d'urée marquée au 13C     | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |

Site LABORATOIRE DE TAVERS :

| BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                                                         | Lieu de réalisation des opérations<br><i>Location of operations</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                         | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SANG                                                                                                                                    | Prélèvement par ponction veineuse directe                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | URINE                                                                                                                                   | Prélèvement par sondage ou par pose d'une<br>poche pédiatrique                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | SUPPURATIONS                                                                                                                            | Par écoulement                                                                                                   | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PEAU, PHANERES, TISSUS<br>CELLULAIRES SOUS-CUTANES                                                                                      | Prélèvement cutané pour examens<br>microbiologiques<br>Prélèvement des phanères pour examens<br>microbiologiques | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS GENITAUX :<br>vaginal, urétral, anal                                                                                       | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | PRELEVEMENTS ORL ET<br>OPHTALMIQUE : nasopharyngés,<br>oropharyngé                                                                      | Prélèvement pour examens microbiologiques                                                                        | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |
| BM PP01                                                      | Au sein du site<br>Au domicile des patients<br>Service de soins     | AIR EXPIRE                                                                                                                              | Recueil du 13CO2 expiré, avant et après<br>ingestion d'acide ascorbique en présence<br>d'urée marquée au 13C     | Catalogue d'examens Guide du<br>préleveur                 |                                                                                                                                |

Site PLATEAU TECHNIQUE DU COUDRAY :

## BM HB08 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

| Code    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                    | Nature de l'échantillon biologique/de la<br>région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the<br/>anatomical region</i> | Principe de la<br>méthode<br><i>Principle of the<br/>method</i> | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de<br>la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM HB08 | Détermination de paramètres<br>d'Hématocytologie<br>Sang - recherche | Selles                                                                                                                               | Immuno-<br>chromatographie -<br>TUS                             | Fiche technique<br>fournisseur                                   |                                                                                                                          |

PÉRIMÉE

## BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Code    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                                                                                                                           | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                                             | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                                       | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM MG05 | Recherche et identification et/ou détermination de la concentration d'acides nucléiques d'agents infectieux (bactéries, virus, parasites, champignons filamenteux, levures, | Selles                                                                                                                        | Détection d'acides nucléiques, après extraction et purification (PCR, hybridation, ...) – Biologie moléculaire_BD MAX- BECTON DICKINSON( 1 automate) | LBM-ABA-5-I-140-Version en vigueur _Interprétations PCR BDMax et cultures des germes entériques |                                                                                                                       |

Site PLATEAU TECHNIQUE DU COUDRAY :

## BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Code    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                                       | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                                                   | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                          | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM MG07 | Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires : leucocytes et hématies | Urines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cytométrie en flux et capture d'images Identification et numération par logiciel_UF SYSMEX ( 2 automates )                                                 | LBM-ABA-5-I-058-Version en vigueur_ECBU - Interprétations                          |                                                                                                                          |
| BM MG07 | Recherche et identification de bactéries et/ou de levures et/ou de parasites            | Brosse bronchique ou PDP<br>URINES<br>Expectoration<br>Hémoculture<br>LCR<br>Liquide de ponction<br>Œil<br>Gorge, nez, pharynx<br>Sphère oro-pharyngée<br>oreille<br>Sinus<br>Langue<br>Plaies superficielles, lésions, suppurations (erysipèle, folliculites, morsures...)<br>Prélèvements ostéo-articulaires (os, tendons, cartilages...)<br>PUS (bile, liquide vésiculaire, douglas, colon, appendice, utérus, trompes, ovaires, liquide de redon, mèches, drains, lame)<br>Sperme<br>Stérilet<br>Urètre | Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais et/ou après préparation (coloration (GRAM, MGG)_Méthode manuelle/ Prévicol( 1 automate) | LBM-PRE-7-I-180-Version en vigueur_ Préparer l'échantillon pour la coloration GRAM |                                                                                                                          |

Détails pour la colonne "Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique

Site PLATEAU TECHNIQUE DU COUDRAY :

## BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Code    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                        | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of<br/>the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>              | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                                   | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les<br>performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM MG08 | HEMOCULTURE<br>Recherche et identification de<br>bactéries et/ou levures | Sang total                                                                                                                              | Analyse chimique après<br>culture_BIOMERIEUX VIRTUO ( 1<br>automate ) | LBM-ABA-5-R-131-Version<br>en vigueur<br>Guide d'utilisation Simplifié<br>BACT/ALERT VIRTUO | Extension à partir du 31/10/21                                                                                           |

PÉRIMÉE

Site PLATEAU TECHNIQUE DU COUDRAY :

## BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Code    | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                                               | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                                                                  | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                                              | Nature de l'évolution (ajout, changement<br>affectant les performances de la méthode,<br>...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM MG09 | Recherche , identification et<br>dénombrement de dermatophytes et de<br>champignons filamenteux | Peau /Phanères                                                                                                                              | Examen morphologique direct macro et<br>microscopique après culture avec ou<br>sans préparation;<br>Mise en culture manuelle, incubation et<br>lecture _ Methode manuelle | LBM-AMY-7-I-065-Version en vigueur<br>_Prélèvement mycologique: du<br>prélèvement au rendu de résultat | Extension à partir du 31/10/21                                                                                              |

Détails pour la colonne Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique

PÉRIMÉE

Site PLATEAU TECHNIQUE DU COUDRAY :

| BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                                                                 | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                               | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                                                                               | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                                                                         | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et<br>Remarque<br><i>Remarks</i>                                                                                                                                                               |
| BM MG11                                                              | Recherche et identification de bactéries et/ou de levures et/ou de parasites    | Cultures microbiologiques d'origine humaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Caractérisation biochimique Colorimétrie / Transmittance<br>Spectrométrie de masse _VITEK 2 ( 2 automates ) / VITEK MS ( 1 automate )/BIOMERIEUX / milieu sélectif / milieu chromogène | LBM-ABA-5-I-112-Version en vigueur _Valider l'identification des souches sur VITEK 2 et VITEK MS et les antibiogrammes sur VITEK2 | o Arrêt VITEK 2 XL Numéro de série 3950 le 14.07.26<br>o Arrêt VITEK 2 Numéro de série VTK2XL3951le 14.07.26<br>o Arrêt VITEK60 Numéro de série VTK22925 le 14.07.26<br>o Nouveau VITEK 2 XL Numéro de série 6731 le 15.07.26<br>o Nouveau VITEK 2 XL Numéro de série 6734 le 15.07.26 |
| BM MG11                                                              | Recherche et identification de micro-organismes par examen morphologique direct | Brosse bronchique ou PDP<br>Cathéter central +, chambre implantable<br>URINES<br>Expectoration<br>Hémoculture<br>LCR<br>Liquide de ponction<br>Œil<br>Gorge, nez, pharynx<br>Sphère oro-pharyngée<br>oreille<br>Sinus<br>Langue<br>Plaies superficielles, lésions, suppurations (erysipèle, folliculites, morsures...)<br>Prélèvements ostéo-articulaires (os, tendons, cartilages...)<br>PUS (bile, liquide vésiculaire, douglas, colon, appendice, utérus, trompes, ovaires, liquide de redon, mèches, drains, lame)<br>Sperme<br>Stérilet<br>Urètre<br>Selles | Mise en culture automatisée_WASP ( 2 automates)<br>Incubation<br>Examen microscopique après coloration de Gram automatisée_PREVICOLOR ( 1 automate)                                    | LBM-ABA-5-E-053 Version en vigueur Tableau de configuration des protocoles WASP                                                   | o Arrêt WASP 1 Numéro de série S/N 086-080-0518 le 14.07.26<br>o Nouveau WASP 3 Numéro de série 086-092-1493 le 15.07.26                                                                                                                                                               |

Détails pour la colonne nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique pour recherche et identification de microorganismes par examen morphologique direct

Pour la colonne Nature de l'échantillon biologique/dela région anatomique : remplacement de Echantillons biologiques d'origine humaine par culture biologique d'origine humaine.

Site PLATEAU TECHNIQUE DU COUDRAY :

| BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE |                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                                                                 | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i>                     | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique<br><i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                                                                                                                                 | Référence de la méthode<br><i>Reference of the method</i>                                                                         | Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| BM MG12                                                              | Etude qualitative et quantitative de la sensibilité aux antibiotiques | Cultures microbiologiques d'origine humaine                                                                                   | Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotique(s), après incubation<br>Colorimétrie / Transmittance_VITEK2 ( 2 automates ) /BIOMERIEUX                                               | LBM-ABA-5-I-112-Version en vigueur _Valider l'identification des souches sur VITEK 2 et VITEK MS et les antibiogrammes sur VITEK2 | o Arrêt VITEK 2 XL Numéro de série 3950 le 14.07.26<br>o Arrêt VITEK 2 Numéro de série VTK2XL3951le 14.07.26<br>o Arrêt VITEK60 Numéro de série VTK22925 le 14.07.26<br>o Arrêt WASP 1 Numéro de série S/N 086-080-0518 le 14.07.26<br>o Nouveau VITEK 2 XL Numéro de série 6731 le 15.07.26<br>o Nouveau VITEK 2 XL Numéro de série 6734 le 15.07.26<br>o Nouveau WASP 3 Numéro de série 086-092-1493 le 15.07.26 |
| BM MG12                                                              | Etude qualitative et quantitative de la sensibilité aux antibiotiques | Cultures microbiologiques d'origine humaine                                                                                   | Détermination phénotypique :<br>Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé<br>Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotique(s)/antifongiques, après incubation_Disques/E-test | LBM-ABA-5-I-149-Version en vigueur _Antibiogrammes en milieu gélosé                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Pour la colonne Nature de l'échantillon biologique/dela région anatomique : remplacement de Echantillons biologiques d'origine humaine par culture biologique d'origine humaine.