



Portée détaillée v.9 de l'attestation N° 8-3329

Detailed scope v.9 of the attestation N° 8-3329

Date de publication / Publish date: 24/09/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

CENTRE HOSPITALIER VERDUN SAINT MIHIEL

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	25-(OH)-VITAMINE D (D2+D3)	Sérum Plasma hépariné	ECLIA	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	ACIDE LACTIQUE (LACTATES)	Plasma EDTA/fluo.	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	ACIDE LACTIQUE (LACTATES)	Plasma EDTA/fluo.	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	ACIDE URIQUE (URICEMIE)	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	ACIDE URIQUE (URICEMIE)	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	ACIDE VALPROIQUE (DEPAKINE)	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALAT,TGP)	Sérum Plasma hépariné	Enzymatique	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALAT,TGP)	Sérum Plasma hépariné	Enzymatique	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	ALBUMINE (DOSAGE)	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	ALBUMINE (DOSAGE)	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	ALCOOL (ETHYLIQUE)	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	ALCOOL (ETHYLIQUE)	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	ALPHA-FOETOPROTEINE (AFP) (DOSAGE)	Sérum Plasma hépariné	ECLIA	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	AMMONIAQUE	Plasma EDTA	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	AMMONIAQUE	Plasma EDTA	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	ANTIBIOTIQUE(AMINOSIDES,VANCOMYCINE,...) : UN DOSAGE	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	ANTIBIOTIQUE(AMINOSIDES,VANCOMYCINE,...) : UN DOSAGE	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	ANTICORPS ANTI-THYROGLOBULINE	Sérum Plasma hépariné	Immuno-enzymologique	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	ANTICORPS ANTI-TPO	Sérum Plasma hépariné	Immuno-enzymologique	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	ANTIGENE CA 15-3 (DOSAGE)	Sérum Plasma hépariné	ECLIA	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	ANTIGENE CA 19-9 (DOSAGE)	Sérum Plasma hépariné	ECLIA	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	ANTIGENE CA 125 (DOSAGE)	Sérum Plasma hépariné	ECLIA	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	ANTIGENE CARCINO-EMBRYONNAIRE (ACE) (DOSAGE)	Sérum Plasma hépariné	ECLIA	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	ANTIGENE PROSTATIQUE SPECIFIQUE (PSA) (DOSAGE)	Sérum Plasma hépariné	ECLIA	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	APOLIPOPROTEINE A1	Sérum Plasma hépariné	Immuno-turbidimétrie	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	APOLIPOPROTEINE B	Sérum Plasma hépariné	Immuno-turbidimétrie	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (ASAT,TGO)	Sérum Plasma hépariné	Enzymatique	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (ASAT,TGO)	Sérum Plasma hépariné	Enzymatique	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	BICARBONATES OU CO2 TOTAL (RESERVE ALCALINE, RA)	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	BICARBONATES OU CO2 TOTAL (RESERVE ALCALINE, RA)	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	BILIRUBINE (BIL) CONJUGUEE	Sérum Plasma hépariné	Colorimétrie	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	BILIRUBINE (BIL) CONJUGUEE	Sérum Plasma hépariné	Colorimétrie	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	BILIRUBINE (BIL) TOTALE	Sérum Plasma hépariné	Colorimétrie	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	BILIRUBINE (BIL) TOTALE	Sérum Plasma hépariné	Colorimétrie	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	C3 (DOSAGE)	Sérum Plasma hépariné	Immuno-turbidimétrie	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	C4 (DOSAGE)	Sérum Plasma hépariné	Immuno-turbidimétrie	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	CALCIUM (CALCEMIE, CA)	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	CALCIUM (CALCEMIE, CA)	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	CHAINES LEGERES LIBRES KAPPA	Sérum	Immuno-turbidimétrie	LAB-PL-14215 Automate Optilite	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	CHAINES LEGERES LIBRES LAMBDA	Sérum	Immuno-turbidimétrie	LAB-PL-14215 Automate Optilite	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	CHOLESTEROL HDL	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	CHOLESTEROL HDL	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	CHOLESTEROL TOTAL (CHOL)	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	CHOLESTEROL TOTAL (CHOL)	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	CORTISOL	Sérum Plasma hépariné	ECLIA	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	CREATINE PHOSPHOKINASE (CPK)	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	CREATINE PHOSPHOKINASE (CPK)	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	CREATININE	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	CREATININE	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	CRP (PROTEINE C REACTIVE) (DOSAGE)	Sérum Plasma hépariné	Immuno turbidimétrie	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	CRP (PROTEINE C REACTIVE) (DOSAGE)	Sérum Plasma hépariné	Immuno turbidimétrie	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	DIGOXINE OU DIGITOXINE (DIGITALINE)	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	DIGOXINE OU DIGITOXINE (DIGITALINE)	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	ESTRADIOL (FEMME, HOMME ET ENFANT) (E2)	Sérum Plasma hépariné	ECLIA	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	FER (DOSAGE)	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	FER (DOSAGE)	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	FERRITINE (DOSAGE)	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE (GAMMAT GT , GGT)	Sérum Plasma hépariné	Colorimétrie- enzymologie	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE (GAMMAT GT , GGT)	Sérum Plasma hépariné	Colorimétrie- enzymologie	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	GAZ DU SANG , ELECTROLYTES (K, NA), SUBSTRATS METABOLITES (LACTATES)	Sang total	Electrochimie	LAB-PL-2717 Automate série ABL800	Accrédité

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	GAZ DU SANG , ELECTROLYTES (K, NA), SUBSTRATS METABOLITES (LACTATES)	Sang total	Electrochimie	LAB-PL-3072 Automate ABL90	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	GLUCOSE (GLYCEMIE)	Sérum Plasma EDTA/fluo. Plasma hépariné	Spectrophotométrie	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	GLUCOSE (GLYCEMIE)	Sérum Plasma EDTA/fluo. Plasma hépariné	Spectrophotométrie	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	HAPTOGLOBINE (DOSAGE)	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	HORMONE FOLLICULO STIMULANTE (FSH)	Sérum Plasma hépariné	ECLIA	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	HORMONE LUTEOSTIMULANTE (LH)	Sérum Plasma hépariné	ECLIA	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	IGA (DOSAGE)	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	IGG (DOSAGE)	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	IGM (DOSAGE)	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	LACTATE DESHYDROGENASE (LDH)	Sérum Plasma hépariné	Enzymatique	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	LACTATE DESHYDROGENASE (LDH)	Sérum Plasma hépariné	Enzymatique	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	LIPASEMIE	Sérum Plasma hépariné	Immuno-enzymologique	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	LIPASEMIE	Sérum Plasma hépariné	Immuno-enzymologique	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	LITHIUM (LI , LITHIEMIE , LI SERIQUE)	Sérum Plasma hépariné	Immuno-turbidimétrie	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	MAGNESIUM PLASMATIQUE (MAGNESEMIE , MG)	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	MYOGLOBINE (DOSAGE)	Sérum Plasma hépariné	ECLIA	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	MYOGLOBINE (DOSAGE)	Sérum Plasma hépariné	ECLIA	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	NT-PROBNP (DOSAGE)	Sérum Plasma hépariné	ECLIA	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	NT-PROBNP (DOSAGE)	Sérum Plasma hépariné	ECLIA	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	OROSOMUCOIDE (ALPHA 1 GLYCOPROTEINE ACIDE) (DOSAGE)	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	OSMOLARITE	Sérum	Point de congélation	LAB-PL-3070 Automate osmomètre	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	OSMOLARITE	Urine	Point de congélation	LAB-PL-3070 Automate osmom?tre	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	PARACETAMOL : DOSAGE	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	PARACETAMOL : DOSAGE	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	PARATHORMONE (1-84 OU BIOACTIVE)	Sérum Plasma hépariné	ECLIA	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro	Accrédité

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	PHENOBARBITAL (GARDENAL, ...)	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	PHOSPHATASES ALCALINES (PH. ALC.)	Sérum Plasma hépariné	Colorimétrie	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	PHOSPHATASES ALCALINES (PH. ALC.)	Sérum Plasma hépariné	Colorimétrie	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	PHOSPHORE MINERAL (PHOSPHOREMIE , P)	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	PHOSPHORE MINERAL (PHOSPHOREMIE , P)	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	PREALBUMINE (DOSAGE)	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	PREALBUMINE (DOSAGE)	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	PROLACTINE	Sérum Plasma hépariné	ECLIA	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	PROTEINES GLYQUEES (FRUCTOSAMINES)	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	PROTEINES SERIQUES OU PLASMATIQUES TOTALES (PROTIDES)	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	PROTEINES SERIQUES OU PLASMATIQUES TOTALES (PROTIDES)	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	SANG : IONOGRAMME (CL)	Sérum Plasma hépariné	Potentiom,étrie	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	SANG : IONOGRAMME (CL)	Sérum Plasma hépariné	Potentiom,étrie	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	SANG : IONOGRAMME (K)	Sérum Plasma hépariné	Potentiom,étrie	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	SANG : IONOGRAMME (K)	Sérum Plasma hépariné	Potentiom,étrie	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	SANG : IONOGRAMME (NA)	Sérum Plasma hépariné	Potentiom,étrie	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	SANG : IONOGRAMME (NA)	Sérum Plasma hépariné	Potentiom,étrie	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	SOUS UNITE BETA HCG LIBRE (DOSAGE)	Sérum Plasma hépariné	ECLIA	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	SOUS UNITE BETA HCG LIBRE (DOSAGE)	Sérum Plasma hépariné	ECLIA	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	T.S.H.	Sérum Plasma hépariné	ECLIA	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	T.S.H.	Sérum Plasma hépariné	ECLIA	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	THYROXINE LIBRE (T4 L OU FT4)	Sérum Plasma hépariné	ECLIA	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	TRANSFERRINE ET COEFFICIENT DE SATURATION (CS-TF)	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	TRIGLYCERIDES (TG)	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	TRIGLYCERIDES (TG)	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	TRIIODOTHYRONINE LIBRE (T3 L OU FT3)	Sérum Plasma hépariné	ECLIA	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	TROPONINE T (DOSAGE)	Sérum Plasma hépariné	ECLIA	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	TROPONINE T (DOSAGE)	Sérum Plasma hépariné	ECLIA	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	UREE	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	UREE	Sérum Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	ELECTROPHORESE DES PROTEINES SERIQUES (PROTEINOGRAMME)	Sérum	Electrophorèse	LAB-PL-3069 Automate CAPILLARYS	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	HBA1C (DOSAGE)	Sang total	Electrophorèse	LAB-PL-4829 Automate CAPILLARYS	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	IMMUNO-FIXATION DES PROTEINES SERIQUES	Sérum	Isoélectrofocalisation	LAB-PL-3038 Automate HYDRASYS	Ajout

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	AMPHETAMINES STUPEFIANTS NON NOMMEMENT INSCRITS A LA NABM	Urine	Tests unitaires simples	Notice fournisseur Technique manuelle	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	BARBITURIQUES STUPEFIANTS NON NOMMEMENT INSCRITS A LA NABM	Urine	Tests unitaires simples	Notice fournisseur Technique manuelle	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	BENZODIAZEPINES STUPEFIANTS NON NOMMEMENT INSCRITS A LA NABM	Urine	Tests unitaires simples	Notice fournisseur Technique manuelle	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	BUPRENORPHINE STUPEFIANTS NON NOMMEMENT INSCRITS A LA NABM	Urine	Tests unitaires simples	Notice fournisseur Technique manuelle	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	CANNABIS STUPEFIANTS NON NOMMEMENT INSCRITS A LA NABM	Urine	Tests unitaires simples	Notice fournisseur Technique manuelle	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	COCAINE STUPEFIANTS NON NOMMEMENT INSCRITS A LA NABM	Urine	Tests unitaires simples	Notice fournisseur Technique manuelle	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	ECSTASY STUPEFIANTS NON NOMMEMENT INSCRITS A LA NABM	Urine	Tests unitaires simples	Notice fournisseur Technique manuelle	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	METABOLITES METHADONE STUPEFIANTS NON NOMMEMENT INSCRITS A LA NABM	Urine	Tests unitaires simples	Notice fournisseur Technique manuelle	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	METAMPHATAMINES STUPEFIANTS NON NOMMEMENT INSCRITS A LA NABM	Urine	Tests unitaires simples	Notice fournisseur Technique manuelle	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	METHADONE STUPEFIANTS NON NOMMEMENT INSCRITS A LA NABM	Urine	Tests unitaires simples	Notice fournisseur Technique manuelle	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	OPIACES STUPEFIANTS NON NOMMEMENT INSCRITS A LA NABM	Urine	Tests unitaires simples	Notice fournisseur Technique manuelle	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	TRICYCLIQUES STUPEFIANTS NON NOMMEMENT INSCRITS A LA NABM	Urine	Tests unitaires simples	Notice fournisseur Technique manuelle	Accrédité

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	CHVSM	Service des urgences (salle du TRI)	EXAMEN CYTOLOGIQUE DU SANG (DOSAGE DE L'HEMOGLOBINE TOTALE)	Sang total	Spectrophotométrie	HEMOCUE Hb 201 DM Analyser (nø2328622003) LAB-PR-2047	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	CHVSM	Service pneumologie	GAZ DU SANG , ELECTROLYTES (K, NA), SUBSTRATS METABOLITES (LACTATES)	Sang total	Electrochimie	LAB-DT-14381 Automate ABL90	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	CHVSM	Service maternité	GAZ DU SANG , ELECTROLYTES (K, NA), SUBSTRATS METABOLITES (LACTATES)	Sang total	Electrochimie	LAB-DT-14381 Automate ABL90	Accrédité

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	FORMULE LEUCOCYTAIRE	Sang total	Microscopie optique après coloration de May- Grünwald-Giemsa	LAB-PL-2720 Colorateur AEROSPRAY	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	FORMULE LEUCOCYTAIRE	Sang total	Cytométrie en flux	LAB-PL-3110 Automate XN-L 550	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	FORMULE LEUCOCYTAIRE	Sang total	Cytométrie en flux	LAB-PL-3109 Automate XN1000	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	HEMOGRAMME Y COMPRIS PLAQUETTES (NFS , NFP)	Sang total	Cytométrie en flux	LAB-PL-3110 Automate XN-L 550	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	HEMOGRAMME Y COMPRIS PLAQUETTES (NFS , NFP)	Sang total	Cytométrie en flux	LAB-PL-3109 Automate XN1000	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	RECHERCHE ET QUANTIFICATION D'HEMATIES FOETALES	Sang total	Identification après coloration et numération par microscopie optique	LAB-PL-2758 Protocole kleihauer	Accrédité Changement de réactifs LABO-MODERNE (2 réactifs) => LABO-MODERNE (4 réactifs) le 02/04/25"

BM HB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	MYELOGRAMME(MEDULLOGR) ADENOGRAMME OU SPLENOGRAMME	Moëlle	Identification après coloration May-Grünwald- Giemsa et numération par microscopie optique	LAB-PL-3671 Protocole myélogramme	Accrédité

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	ANTITHROMBINE (DOSAGE FONCTIONNEL)	Plasma citraté	Chronométrie	LAB-PL-3880 Automate STA-R Max 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	D DIMERES (DOSAGE)	Plasma citraté	Immuno turbidimétrie	LAB-PL-3880 Automate STA-R Max 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	D DIMERES (DOSAGE)	Plasma citraté	Immuno turbidimétrie	LAB-PL-3880 Automate STA-R Max 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	FACTEUR II (PROTHROMBINE)- DOSAGE ACTIVITE COAGULANTE	Plasma citraté	Chronométrie	LAB-PL-3880 Automate STA-R Max 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	FACTEUR II (PROTHROMBINE)- DOSAGE ACTIVITE COAGULANTE	Plasma citraté	Chronométrie	LAB-PL-3880 Automate STA-R Max 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	FACTEUR IX (ANTIHEMOPHILIQUE B) : DOSAGE ACTIVITE COAGULANTE	Plasma citraté	Chronométrie	LAB-PL-3880 Automate STA-R Max 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	FACTEUR IX (ANTIHEMOPHILIQUE B) : DOSAGE ACTIVITE COAGULANTE	Plasma citraté	Chronométrie	LAB-PL-3880 Automate STA-R Max 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	FACTEUR V (PROACCELERINE)- DOSAGE ACTIVITE COAGULANTE	Plasma citraté	Chronométrie	LAB-PL-3880 Automate STA-R Max 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	FACTEUR V (PROACCELERINE)- DOSAGE ACTIVITE COAGULANTE	Plasma citraté	Chronométrie	LAB-PL-3880 Automate STA-R Max 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	FACTEUR VII (PROCONVERTINE) - DOSAGE ACTIVITE COAGULANTE	Plasma citraté	Chronométrie	LAB-PL-3880 Automate STA-R Max 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	FACTEUR VII (PROCONVERTINE) - DOSAGE ACTIVITE COAGULANTE	Plasma citraté	Chronométrie	LAB-PL-3880 Automate STA-R Max 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	FACTEUR VIII (ANTIHEMOPHILIQUE A): DOSAGE ACTIVITE COAGULANTE	Plasma citraté	Chronométrie	LAB-PL-3880 Automate STA-R Max 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	FACTEUR VIII (ANTIHEMOPHILIQUE A): DOSAGE ACTIVITE COAGULANTE	Plasma citraté	Chronométrie	LAB-PL-3880 Automate STA-R Max 2	Accrédité

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	FACTEUR X (FACTEUR STUART) - DOSAGE ACTIVITE COAGULANTE	Plasma citraté	Chronométrie	LAB-PL-3880 Automate STA-R Max 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	FACTEUR X (FACTEUR STUART) - DOSAGE ACTIVITE COAGULANTE	Plasma citraté	Chronométrie	LAB-PL-3880 Automate STA-R Max 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	FACTEUR XI : DOSAGE ACTIVITE COAGULANTE	Plasma citraté	Chronométrie	LAB-PL-3880 Automate STA-R Max 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	FACTEUR XI : DOSAGE ACTIVITE COAGULANTE	Plasma citraté	Chronométrie	LAB-PL-3880 Automate STA-R Max 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	FIBRINOGENE (FACTEUR I) : DOSAGE FONCTIONNEL	Plasma citraté	Chronométrie	LAB-PL-3880 Automate STA-R Max 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	FIBRINOGENE (FACTEUR I) : DOSAGE FONCTIONNEL	Plasma citraté	Chronométrie	LAB-PL-3880 Automate STA-R Max 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	PROTEINE C (DOSAGE FONCTIONNEL)	Plasma citraté	Chronométrie	LAB-PL-3880 Automate STA-R Max	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	PROTEINE S (DOSAGE FONCTIONNEL)	Plasma citraté	Chronométrie	LAB-PL-3880 Automate STA-R Max	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	TEMPS DE CEPHALINE + ACTIVATEUR (CK PREST)	Plasma citraté	Chronométrie	LAB-PL-3880 Automate STA-R Max 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	TEMPS DE CEPHALINE + ACTIVATEUR (CK PREST)	Plasma citraté	Chronométrie	LAB-PL-3880 Automate STA-R Max 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	TEMPS DE CEPHALINE + ACTIVATEUR (PTT)	Plasma citraté	Chronométrie	LAB-PL-3880 Automate STA-R Max 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	TEMPS DE CEPHALINE + ACTIVATEUR (PTT)	Plasma citraté	Chronométrie	LAB-PL-3880 Automate STA-R Max 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	TEMPS DE QUICK (TQ,TP)	Plasma citraté	Chronométrie	LAB-PL-3880 Automate STA-R Max 1	Accrédité

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	TEMPS DE QUICK (TQ,TP)	Plasma citraté	Chronométrie	LAB-PL-3880 Automate STA-R Max 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	TEMPS DE THROMBINE	Plasma citraté	Chronométrie	LAB-PL-3880 Automate STA-R Max 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	TEMPS DE THROMBINE	Plasma citraté	Chronométrie	LAB-PL-3880 Automate STA-R Max 2	Accrédité

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	ACTIVITE ANTI-XA (HBPM)	Plasma citraté	Colorimétrie	LAB-PL-3880 Automate STA-R Max 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	ACTIVITE ANTI-XA (HBPM)	Plasma citraté	Colorimétrie	LAB-PL-3880 Automate STA-R Max 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	ACTIVITE ANTI-XA (HNF)	Plasma citraté	Colorimétrie	LAB-PL-3880 Automate STA-R Max 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	ACTIVITE ANTI-XA (HNF)	Plasma citraté	Colorimétrie	LAB-PL-3880 Automate STA-R Max 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	ANTICOAGULANTS DE TYPE LUPIQUE (RECHERCHE)	Plasma citraté	Chronométrie	LAB-PL-20971 Automate STA-R Max 1	Accrédité

BM CB05 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	ANTICORPS ANTI-FACTEUR 4	Sérum	Immuno chromatographie	LAB-PL-3274 Méthode manuelle	Accrédité

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	GROUPAGE SANGUIN ABO-RH (D) (GS) PHENOTYPES RH (C, C, E, E) ET KELL (K)	Sang total	Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée	LAB-PL-3515 Automate IH-1000	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	GROUPAGE SANGUIN ABO-RH (D) (GS) PHENOTYPES RH (C, C, E, E) ET KELL (K)	Sang total	Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée	LAB-PL-2724 Technique manuelle	Accrédité

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	EPREUVE DIRECTE COMPATIBILITE POUR CHAQUE UNITE SANG	Sang total	Méthode immunologique d'héماغglutination et dérivée	LAB-PL-2680 Technique manuelle	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	RAI : DEPISTAGE	Plasma	Méthode immunologique d'héماغglutination et dérivée	LAB-PL-2679 Technique manuelle	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	RAI : DEPISTAGE	Plasma	Méthode immunologique d'héماغglutination et dérivée	LAB-PL-3515 Automate IH-1000	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	RAI : IDENTIFICATION	Plasma	Méthode immunologique d'héماغglutination et dérivée	LAB-PL-2679 Technique manuelle	Accrédité

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	TEST DIRECT DE COOMBS (ANTIGLOBULINE POLYVALENTE)	Sang total	Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée	LAB-PL-2725 Technique manuelle	Accrédité

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	ANTICORPS ANTI-NUCLEAIRES	Sang	IMMUNOFLUORESCENCE	LAB-DT-23916 Automate HELIOS	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	ANTICORPS ANTIGENE NUCLEAIRES SOLUBLES : DEPISTAGE	Sang	IMMUNOFLUORESCENCE	LAB-DT-23922 Automate BLUEDIVER	Accrédité

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	BORRELIOSE (LYME) : SD DE CONFIRMATION WESTERN BLOT IgM	Sérum	Scanner EUROBIO VIROTECH	LAB-PL-3658 Technique manuelle	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	BORRELIOSE (LYME) : SD DE DEPISTAGE IgG	Sérum	Immuno-enzymologique	LAB-PL-3559 Automate VIDAS 3	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	BORRELIOSE (LYME) : SD DE DEPISTAGE IgM	Sérum	Immuno-enzymologique	LAB-PL-3559 Automate VIDAS 3	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	HEPATITE A (VHA): SD :IGG OU IG TOTALES(INFECTION ANCIENNE)	Sérum	Immuno-enzymologique	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	HEPATITE B (VHB): DEPISTAGE ET/OU DIAGNOSTIC (Ac anti-Hbs)	Sérum	Immuno-enzymologique	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	HEPATITE B (VHB): DEPISTAGE ET/OU DIAGNOSTIC (Ag Hbs)	Sérum	Immuno-enzymologique	LAB-PL-2939 Automate COBAS Pro 2	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	VIRUS RESPIRATOIRE SYNCYTIAL (VRS) : RECHERCHE DIRECTE PAR EIA	Prélèvement nasal Liquide de lavage	Immunofluorescence	LAB-PL-2549 Automate SOFIA 1	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	VIRUS RESPIRATOIRE SYNCYTIAL (VRS) : RECHERCHE DIRECTE PAR EIA	Prélèvement nasal Liquide de lavage	Immunofluorescence	LAB-PL-2549 Automate SOFIA 2	Accrédité

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	RECHERCHE DU COVID-19	Ecouvillon nasopharyngée	Extraction Détection d'acides Nucléiques (PCR)	LAB-PL-10751	Accrédité SAVANNA 1 => SAVANNA 5 le 15/09/25
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	RECHERCHE DU COVID-19	Ecouvillon nasopharyngée	Extraction Détection d'acides Nucléiques (PCR)	LAB-PL-10751	Accrédité SAVANNA 2 => SAVANNA 6 le 15/04/25"

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	RECHERCHE, IDENTIFICATION ET NUMERATION D'ELEMENTS CELLULAIRES, DE BACTERIES ET/OU DE CHAMPIGNONS, ET/OU DE LEVURES, ET/OU DE PARASITES ET D'AUTRES ELEMENTS	URINE	Microscopie	LAB-PL-3043	Accrédité

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	Recherche de germes bactériens	Sang total Liquide de DPCA	Analyse chimique après culture	LAB-PL-5009 Automate VIRTUO	Accrédité VIRTUO => new VIRTUO le 28/02/25"

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	RECHERCHE DE BACTERIES ET/OU DE LEVURES ET/OU DE CHAMPIGNONS FILAMENTEUX	Liquides biologiques d'origine humaine	Examen morphologique direct macro- et microscopique après culture avec ou sans coloration	LAB-PL-23421	Accrédité

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE BACTERIES ET/OU DE LEVURES ET/OU DE PARASITES	Urine	Mise en culture manuelle ou automatisée incubation lecture Examen morphologique direct macro- et microscopique après culture avec ou sans préparation (coloration) Détermination phénotypique par : - Caractérisation biochimique (Spectrophotométrie Colorimétrie) - Séro- agglutination - Immuno-enzymatique - Immunofluorescence - Immunochromatographie - Spectrométrie de masse	LAB-PL-23332 Automate VITEK MS	Accrédité
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE BACTERIES ET/OU DE LEVURES ET/OU DE PARASITES	Urine	Mise en culture manuelle ou automatisée incubation lecture Examen morphologique direct macro- et microscopique après culture avec ou sans préparation (coloration) Détermination phénotypique par : - Caractérisation biochimique (Spectrophotométrie Colorimétrie) - Séro- agglutination - Immuno-enzymatique - Immunofluorescence - Immunochromatographie - Spectrométrie de masse	LAB-PL-5216 Automate VITEK 2	Accrédité

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	CARACTERISATION DE LA SENSIBILITE AUX ANTIBIOTIQUES/ANTIFONGIQUES DOSAGE MICROBIOLOGIQUE D'ANTIBIOTIQUES/ANTIFONGIQUES DETECTION DES MECANISMES DE RESISTANCE	Urine	Détermination phénotypique : Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé, Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques après incubation -Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques -Détection des mécanismes de résistance (agglutinations Colorimétrie immunochromatographie spectrométrie de masse)	LAB-PL-5216 (VITEK 2)	Accrédité

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	RECHERCHE DU PALUSDIME	Sang total	Immuno-chromatographie Microscopie PCR	LAB-PL-2896 LAB-PL-5237	Accrédité

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	Centre de prélèvements du laboratoire	Sang	Prélèvements par ponction veineuse directe (phlébotomie)	Manuel de prélèvements LAB-PR-2047 Réalisation d'un prélèvement au pli du coude ou sur la main au laboratoire LAB-PL-3088	Extension
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	Centre de prélèvements du laboratoire	Urine	Auto-prélèvements	Manuel de prélèvements LAB-PR-2047	Extension
LABORATOIRE DU CH DE VERDUN	Centre de prélèvements du laboratoire	Peau, phanères	- Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Prélèvements au Laboratoire pour analyses mycologiques LAB-PL-4033	Extension