



Portée détaillée v.23 de l'attestation N° 8-3342

Detailed scope v.23 of the attestation N° 8-3342

Date de publication / Publish date: 10/10/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

SELAS BIOSYNERGIE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique Claude Bernard Ermont	Acide urique	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption - Test colorimétrique enzymatique (uricase) sur Alinity module c AX0-AUT-0006 (N° série Ac01848)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique Claude Bernard Ermont	ALAT / SGPT	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption. Méthode enzymatique IFCC avec phosphate de pyridoxal sur Alinity module c AX0-AUT-0006 (N° série Ac01848)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique Claude Bernard Ermont	Albumine	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption. Méthode Colorimétrique (pourpre de bromocrésol) sur Alinity module c AX0-AUT-0006 (N° série Ac01848)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique Claude Bernard Ermont	Alcool éthylique	Plasma hépariné, Sérum	Spectrophotométrie d'absorption. Test enzymatique colorimétrique sur Alinity module c AX0-AUT-0006 (N° série Ac01848)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique Claude Bernard Ermont	ASAT / SGOT	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption. Méthode enzymatique IFCC avec phosphate de pyridoxal sur Alinity module c AX0-AUT-0006 (N° série Ac01848)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique Claude Bernard Ermont	BHCG	Plasma hépariné, sérum	Chimiluminescence sur Alinity module i AX0-AUT-0007 (N° série Ai02833)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique Claude Bernard Ermont	Bicarbonates	sang	Calcul AX0-AUT-0002 AX0-AUT-0005	Y-BIOCH-M086 Utilisation GEM 5000	31/12/2024 - Ajout 2eme automate AX0- AUT-0005
Clinique Claude Bernard Ermont	Bicarbonates (réserve alcaline, CO2)	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption Méthode enzymatique à la PEP carboxylase sur Alinity module c AX0-AUT-0006 (N° série Ac01848)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique Claude Bernard Ermont	Bilirubine directe	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption Méthode colorimétrique (diaz) sur Alinity module c AX0-AUT-0006 (N° série Ac01848)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique Claude Bernard Ermont	Bilirubine totale	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption Méthode colorimétrique (diaz) sur Alinity module c AX0-AUT-0006 (N° série Ac01848)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique Claude Bernard Ermont	BNP	Plasma EDTA	Chimiluminescence sur Alinity module i AX0-AUT-0007 (N° série Ai02833)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique Claude Bernard Ermont	Calcium	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption Méthode colorimétrique (Arsenazo III) sur Alinity module c AX0-AUT-0006 (N° série Ac01848)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique Claude Bernard Ermont	Chlore	Plasma hépariné, sérum Urines	Potentiométrie indirecte sur Alinity module c AX0-AUT-0006 (N° série Ac01848)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique Claude Bernard Ermont	Cholesterol - HDL	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption Méthode enzymatique colorimétrique sur Alinity module c AX0-AUT-0006 (N° série Ac01848)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique Claude Bernard Ermont	Cholestérol Total	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption Méthode enzymatique colorimétrique sur Alinity module c AX0-AUT-0006 (N° série Ac01848)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique Claude Bernard Ermont	CRP	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption. Méthode immunoturbidimétrique sur Alinity module c AX0-AUT-0006 (N° série Ac01848)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique Claude Bernard Ermont	Créatinine	Plasma hépariné, sérum Urines	Spectrophotométrie d'absorption Méthode enzymatique colorimétrique sur Alinity module c AX0-AUT-0006 (N° série Ac01848)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique Claude Bernard Ermont	Créatinine Phosphokinase (CPK)	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption Méthode enzymatique IFCC sur Alinity module c AX0-AUT-0006 (N° série Ac01848)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique Claude Bernard Ermont	Fer	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption. Test colorimétrique ferène sur Alinity module c AX0-AUT-0006 (N° série Ac01848)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique Claude Bernard Ermont	Ferritine	Plasma hépariné, sérum	Chimiluminescence sur Alinity module i AX0-AUT-0007 (N° série Ai02833)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique Claude Bernard Ermont	Gaz du sang (pH, pO2, pCO2)	sang	pO2 : Ampérométrie pH et pCO2 : Potentiométrie sur Werfen GEM5000 AX0-AUT-0002 AX0-AUT-0005	Y-BIOCH-M086 Utilisation GEM 5000	31/12/2024 - Ajout 2eme automate AX0- AUT-0005
Clinique Claude Bernard Ermont	GGT	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption Methode enzymatique IFCC sur Alinity module c AX0-AUT-0006 (N° série Ac01848)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique Claude Bernard Ermont	Glucose	Plasma, sérum Urines	Spectrophotométrie d'absorption Méthode colorimétrique enzymatique (Hexokinase) sur Alinity module c AX0-AUT-0006 (N° série Ac01848)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique Claude Bernard Ermont	Hémoglobine totale	Sang	Absorbance optique sur Werfen GEM5000 AX0-AUT-0002 AX0-AUT-0005	Y-BIOCH-M086 Utilisation GEM 5000	31/12/2024 - Ajout 2eme automate AX0- AUT-0005
Clinique Claude Bernard Ermont	Lactates	sang	Ampérométrie sur Werfen GEM5000 AX0-AUT-0002 AX0-AUT-0005	Y-BIOCH-M086 Utilisation GEM 5000	31/12/2024 - Ajout 2eme automate AX0- AUT-0005
Clinique Claude Bernard Ermont	LDH	Sérum	Spectrophotométrie d'absorption Méthode enzymatique UV IFCC sur Alinity module c AX0-AUT-0006 (N° série Ac01848)	LDH2 : kit réactif commercialisé par ABBOTT (méthode reconnue)	Changement d'automate le 24/06/2025 Suppression de la nature plasma le 02/04/2026
Clinique Claude Bernard Ermont	LH	Plasma hépariné, sérum	Chimiluminescence sur Alinity module i AX0-AUT-0007 (N° série Ai02833)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique Claude Bernard Ermont	Lipase	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption Méthode enzymatique IFCC sur Alinity module c AX0-AUT-0006 (N° série Ac01848)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique Claude Bernard Ermont	Micro-Albumine	Urines	Spectrophotométrie d'absorption. Méthode immunoturbidimétrique sur Alinity module c AX0-AUT-0006 (N° série Ac01848)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique Claude Bernard Ermont	Oestradiol	Plasma hépariné, sérum	Chimiluminescence sur Alinity module i AX0-AUT-0007 (N° série Ai02833)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique Claude Bernard Ermont	Phosphatase alcaline	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption Méthode enzymatique IFCC sur Alinity module c AX0-AUT-0006 (N° série Ac01848)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique Claude Bernard Ermont	Phosphore	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption (molybdate) sur Alinity module c AX0-AUT-0006 (N° série Ac01848)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique Claude Bernard Ermont	Potassium	Plasma hépariné Urines	Potentiométrie indirecte sur Alinity module c AX0-AUT-0006 (N° série Ac01848)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique Claude Bernard Ermont	Procalcitonine (PCT)	Plasma hépariné, sérum	Chimiluminescence sur Alinity module i AX0-AUT-0007 (N° série Ai02833)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique Claude Bernard Ermont	Progestérone	Plasma hépariné, sérum	Chimiluminescence sur Alinity module i AX0-AUT-0007 (N° série Ai02833)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique Claude Bernard Ermont	Protides totaux	Urines, LCR	Spectrophotométrie d'absorption. Méthode immunoturbidimétrique sur Alinity module c AX0-AUT-0006 (N° série Ac01848)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate et ajout de la nature LCR le 24/06/2025
Clinique Claude Bernard Ermont	Protides totaux	Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption. Test colorimétrique (Biuret) sur Alinity module c AX0-AUT-0006 (N° série Ac01848)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique Claude Bernard Ermont	Protides totaux	LCR	Spectrophotométrie d'absorption. Méthode immunoturbidimétrique sur Cobas c501 AX2-AUT-0003	Y-ANA-P033 Biochimie Générale - Cobas 6000 et C3 - Procédure générale - ERMONT	Arrêt de la technique le 23/06/25
Clinique Claude Bernard Ermont	Préalbumine	Sérum	Spectrophotométrie d'absorption. Méthode immunoturbidimétrique sur Alinity module c : AX0-AUT-0006 (N° série Ac01848)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique Claude Bernard Ermont	Saturation en oxygène	sang	Spectrophotométrie sur Werfen GEM5000 AX0-AUT-0002 AX0-AUT-0005	Y-BIOCH-M086 Utilisation GEM 5000	31/12/2024 - Ajout 2eme automate AX0- AUT-0005
Clinique Claude Bernard Ermont	Sodium	Plasma hépariné, sérum Urine	Potentiométrie indirecte sur Alinity module c AX0-AUT-0006 (N° série Ac01848)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique Claude Bernard Ermont	Transferrine	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption. Méthode immunoturbidimétrique sur Alinity module c AX0-AUT-0006 (N° série Ac01848)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique Claude Bernard Ermont	Triglycérides	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption. Test colorimétrique enzymatique sur Alinity module c AX0-AUT-0006 (N° série Ac01848)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique Claude Bernard Ermont	Troponine I	Sang total	Immunodosage et fluorimétrie retardée sur AQT AX2-AUT-0024	Y-ANA-P023 Biochimie - AQT90 - Procédure générale	
Clinique Claude Bernard Ermont	Troponine I HS	Plasma hépariné, sérum	Chimiluminescence sur Alinity module i AX0-AUT-0007 (N° série Ai02833)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique Claude Bernard Ermont	Urée	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption. Test enzymatique (uréase) sur Alinity module c AX0-AUT-0006 (N° série Ac01848)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique de l'Europe Port Marly	Acide urique	Plasma Hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption - Test colorimétrique enzymatique (uricase) sur Alinity module c L1 – C1 : ZI1-AUT-0018 (N° série Ac01847) L2 – C1 : ZI1-AUT-0017 (N° série Ac01846)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique de l'Europe Port Marly	ALAT / SGPT	Plasma Hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption. Méthode enzymatique IFCC avec phosphate de pyridoxal sur Alinity module c L1 – C1 : ZI1-AUT-0018 (N° série Ac01847) L2 – C1 : ZI1-AUT-0017 (N° série Ac01846)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique de l'Europe Port Marly	Albumine	Plasma Hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption. Méthode Colorimétrique (pourpre de bromocrésol) sur Alinity module c L1 – C1 : ZI1-AUT-0018 (N° série Ac01847) L2 – C1 : ZI1-AUT-0017 (N° série Ac01846)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique de l'Europe Port Marly	Amikacine	Plasma Hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption. Méthode immunoturbidimétrique sur Alinity module c L1 – C1 : ZI1-AUT-0018 (N° série Ac01847)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique de l'Europe Port Marly	ASAT / SGOT	Plasma Hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption. Méthode enzymatique IFCC avec phosphate de pyridoxal sur Alinity module c L1 – C1 : ZI1-AUT-0018 (N° série Ac01847) L2 – C1 : ZI1-AUT-0017 (N° série Ac01846)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique de l'Europe Port Marly	BHCG	Plasma Hépariné, sérum	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 - I1 : ZI1-AUT-0020 (N° série Ai02831) L2 - I1 : ZI1-AUT-0019 (N° série Ai02829)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique de l'Europe Port Marly	Bicarbonates (Réserve alcaline / CO2)	Plasma Hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption Méthode enzymatique à la PEP carboxylase sur Alinity module c L1 – C1 : ZI1-AUT-0018 (N° série Ac01847) L2 – C1 : ZI1-AUT-0017 (N° série Ac01846)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique de l'Europe Port Marly	Bilirubine directe	Plasma Hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption Méthode colorimétrique (diazot) sur Alinity module c L1 – C1 : ZI1-AUT-0018 (N° série Ac01847) L2 – C1 : ZI1-AUT-0017 (N° série Ac01846)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique de l'Europe Port Marly	Bilirubine totale	Plasma Hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption Méthode colorimétrique (diazot) sur Alinity module c L1 – C1 : ZI1-AUT-0018 (N° série Ac01847) L2 – C1 : ZI1-AUT-0017 (N° série Ac01846)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique de l'Europe Port Marly	Calcium	Plasma Hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption Méthode colorimétrique (Arsenazo III) sur Alinity module c L1 – C1 : ZI1-AUT-0018 (N° série Ac01847) L2 – C1 : ZI1-AUT-0017 (N° série Ac01846)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique de l'Europe Port Marly	Chlore	Plasma Hépariné, sérum, urine	Potentiométrie indirecte sur Alinity module c L1 – C1 : ZI1-AUT-0018 (N° série Ac01847) L2 – C1 : ZI1-AUT-0017 (N° série Ac01846)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate avec ajout du dosage urinaire le 24/06/2025
Clinique de l'Europe Port Marly	Cholestérol - HDL	Plasma Hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption Méthode enzymatique colorimétrique sur Alinity module c L1 – C1 : ZI1-AUT-0018 (N° série Ac01847) L2 – C1 : ZI1-AUT-0017 (N° série Ac01846)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique de l'Europe Port Marly	Cholestérol Total	Plasma Hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption Méthode enzymatique colorimétrique sur Alinity module c L1 – C1 : ZI1-AUT-0018 (N° série Ac01847) L2 – C1 : ZI1-AUT-0017 (N° série Ac01846)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique de l'Europe Port Marly	Cortisol	Plasma Hépariné	ECLIA ECL / compétition Cobas Pro (Roche) e801 ZI1-AUT-0009 ZI1-AUT-0010	Y-BIOCH-M081 Biochimie - Roche - Utilisation COBAS PRO	Arrêt de la technique le 23/06/25

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique de l'Europe Port Marly	CRP	Plasma Hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption. Méthode immunoturbidimétrique sur Alinity module c L1 – C1 : ZI1-AUT-0018 (N° série Ac01847) L2 – C1 : ZI1-AUT-0017 (N° série Ac01846)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique de l'Europe Port Marly	Créatinine	Plasma Hépariné, sérum, urine	Spectrophotométrie d'absorption Méthode enzymatique colorimétrique sur Alinity module c L1 – C1 : ZI1-AUT-0018 (N° série Ac01847) L2 – C1 : ZI1-AUT-0017 (N° série Ac01846)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate avec ajout du dosage urinaire le 24/06/2025
Clinique de l'Europe Port Marly	Créatinine Phosphokinase (CPK)	Plasma Hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption Méthode enzymatique IFCC sur Alinity module c L1 – C1 : ZI1-AUT-0018 (N° série Ac01847) L2 – C1 : ZI1-AUT-0017 (N° série Ac01846)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique de l'Europe Port Marly	Ethanol	Plasma Hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption. Méthode colorimétrique enzymatique sur Alinity module c L1 – C1 : ZI1-AUT-0018 (N° série Ac01847)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Ajout de la technique le 24/06/25
Clinique de l'Europe Port Marly	Fer	Plasma Hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption. Test colorimétrique ferène sur Alinity module c L1 – C1 : ZI1-AUT-0018 (N° série Ac01847) L2 – C1 : ZI1-AUT-0017 (N° série Ac01846)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique de l'Europe Port Marly	Ferritine	Plasma Hépariné	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 - I1 : ZI1-AUT-0020 (N° série Ai02831) L2 - I1 : ZI1-AUT-0019 (N° série Ai02829)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique de l'Europe Port Marly	Folates	Plasma Hépariné, sérum	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 - I1 : ZI1-AUT-0020 (N° série Ai02831)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique de l'Europe Port Marly	Gentamicine	Plasma Hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption. Méthode immunoturbidimétrique sur Alinity module c L1 – C1 : ZI1-AUT-0018 (N° série Ac01847)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique de l'Europe Port Marly	GGT	Plasma Hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption Méthode enzymatique IFCC sur Alinity module c L1 – C1 : ZI1-AUT-0018 (N° série Ac01847) L2 – C1 : ZI1-AUT-0017 (N° série Ac01846)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique de l'Europe Port Marly	Glucose	Plasma, sérum, urine	Spectrophotométrie d'absorption Méthode colorimétrique enzymatique (Hexokinase) sur Alinity module c L1 – C1 : ZI1-AUT-0018 (N° série Ac01847) L2 – C1 : ZI1-AUT-0017 (N° série Ac01846)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate avec ajout du dosage urinaire le 24/06/2025
Clinique de l'Europe Port Marly	Lactates	Plasma fluoré	Spectrophotométrie d'absorption. Méthode colorimétrique enzymatique sur Alinity module c L1 – C1 : ZI1-AUT-0018 (N° série Ac01847) L2 – C1 : ZI1-AUT-0017 (N° série Ac01846)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique de l'Europe Port Marly	LDH	Sérum	Spectrophotométrie d'absorption Méthode enzymatique IFCC sur Alinity module c L1 – C1 : ZI1-AUT-0018 (N° série Ac01847) L2 – C1 : ZI1-AUT-0017 (N° série Ac01846)	LDH2 : kit réactif commercialisé par ABBOTT (méthode reconnue)	Changement d'automate le 24/06/2025 Suppression de la nature plasma le 02/04/2026
Clinique de l'Europe Port Marly	Lipase	Plasma Hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption Méthode enzymatique IFCC sur Alinity module c L1 – C1 : ZI1-AUT-0018 (N° série Ac01847) L2 – C1 : ZI1-AUT-0017 (N° série Ac01846)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique de l'Europe Port Marly	Magnésium	Plasma Hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption Méthode enzymatique sur Alinity module c L1 – C1 : ZI1-AUT-0018 (N° série Ac01847) L2 – C1 : ZI1-AUT-0017 (N° série Ac01846)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique de l'Europe Port Marly	MicroAlbumine	Urine	Spectrophotométrie d'absorption. Méthode immunoturbidimétrique sur Alinity module c L1 – C1 : ZI1-AUT-0018 (N° série Ac01847)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Ajout de la technique le 24/06/25
Clinique de l'Europe Port Marly	Myoglobine	Plasma Hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption. Méthode immunoturbidimétrique sur Alinity module c L1 – C1 : ZI1-AUT-0018 (N° série Ac01847)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique de l'Europe Port Marly	NT-Pro BNP	Plasma hépariné, sérum	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 - I1 : ZI1-AUT-0020 (N° série Ai02831) L2 - I1 : ZI1-AUT-0019 (N° série Ai02829)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique de l'Europe Port Marly	Phosphatase alcaline	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption Méthode enzymatique IFCC sur Alinity module c L1 – C1 : ZI1-AUT-0018 (N° série Ac01847) L2 – C1 : ZI1-AUT-0017 (N° série Ac01846)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique de l'Europe Port Marly	Phosphore	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption (molybdate) sur Alinity module c L1 – C1 : ZI1-AUT-0018 (N° série Ac01847) L2 – C1 : ZI1-AUT-0017 (N° série Ac01846)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique de l'Europe Port Marly	Potassium	Plasma hépariné, urine	Potentiométrie indirecte sur Alinity module c L1 – C1 : ZI1-AUT-0018 (N° série Ac01847) L2 – C1 : ZI1-AUT-0017 (N° série Ac01846)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate avec ajout du dosage urinaire le 24/06/2025
Clinique de l'Europe Port Marly	Procalcitonine (PCT)	Plasma hépariné, sérum	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 - I1 : ZI1-AUT-0020 (N° série Ai02831) L2 - I1 : ZI1-AUT-0019 (N° série Ai02829)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique de l'Europe Port Marly	Protides totaux	Plasma Hépariné	Spectrophotométrie d'absorption. Test colorimétrique (Biuret) sur Alinity module c L1 – C1 : ZI1-AUT-0018 (N° série Ac01847) L2 – C1 : ZI1-AUT-0017 (N° série Ac01846)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique de l'Europe Port Marly	Protides totaux	Urines, LCR	Spectrophotométrie d'absorption. Méthode immunoturbidimétrique sur Alinity module c L1 – C1 : ZI1-AUT-0018 (N° série Ac01847)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Ajout de la technique le 24/06/25
Clinique de l'Europe Port Marly	Préalbumine	sérum	Spectrophotométrie d'absorption. Méthode immunoturbidimétrique sur Alinity module c L1 – C1 : ZI1-AUT-0018 (N° série Ac01847)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique de l'Europe Port Marly	PSA libre	Plasma hépariné	ECLIA ECL / sandwich sur Cobas e801 ZI1-AUT-0009 x	Y-BIOCH-M081 Biochimie - Roche - Utilisation COBAS PRO	Arrêt de la technique le 23/06/25
Clinique de l'Europe Port Marly	PSA total	Plasma hépariné	ECLIA ECL / sandwich sur Cobas e801 ZI1-AUT-0009	Y-BIOCH-M081 Biochimie - Roche - Utilisation COBAS PRO	Arrêt de la technique le 23/06/25
Clinique de l'Europe Port Marly	PTH intacte	Plasma hépariné	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 - I1 : ZI1-AUT-0020 (N° série Ai02831)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique de l'Europe Port Marly	Sodium	Plasma hépariné, sérum, urine	Potentiométrie indirecte sur Alinity module c L1 – C1 : ZI1-AUT-0018 (N° série Ac01847) L2 – C1 : ZI1-AUT-0017 (N° série Ac01846)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate avec ajout du dosage urinaire le 24/06/2025
Clinique de l'Europe Port Marly	T3 libre	Plasma Hépariné	Electrochimiluminescence Dosage par Compétition sur Cobas e801 ZI1-AUT-0009	Y-BIOCH-M081 Biochimie - Roche - Utilisation COBAS PRO	Arrêt de la technique le 23/06/25
Clinique de l'Europe Port Marly	T4 libre	Plasma Hépariné	Electrochimiluminescence Dosage par Compétition sur Cobas e801 ZI1-AUT-0009	Y-BIOCH-M081 Biochimie - Roche - Utilisation COBAS PRO	Arrêt de la technique le 23/06/25
Clinique de l'Europe Port Marly	Transferrine	Plasma Hépariné	Spectrophotométrie d'absorption. Méthode immunoturbidimétrique sur Alinity module c L1 – C1 : ZI1-AUT-0018 (N° série Ac01847) L2 – C1 : ZI1-AUT-0017 (N° série Ac01846)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique de l'Europe Port Marly	Triglycérides	Plasma Hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption. Test colorimétrique enzymatique sur Alinity module c L1 – C1 : ZI1-AUT-0018 (N° série Ac01847) L2 – C1 : ZI1-AUT-0017 (N° série Ac01846)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique de l'Europe Port Marly	Troponine I	Plasma Hépariné, sérum	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 - I1 : ZI1-AUT-0020 (N° série Ai02831) L2 - I1 : ZI1-AUT-0019 (N° série Ai02829)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique de l'Europe Port Marly	Troponine T	Plasma Hépariné	Electrochimiluminescence Méthode sandwich sur Cobas e801 ZI1-AUT-0009 ZI1-AUT-0010	Y-BIOCH-M081 Biochimie - Roche - Utilisation COBAS PRO	Arrêt de la technique le 23/06/25
Clinique de l'Europe Port Marly	TSH	Plasma Hépariné	Electrochimiluminescence Méthode sandwich sur Cobas e801 ZI1-AUT-0009	Y-BIOCH-M081 Biochimie - Roche - Utilisation COBAS PRO	Arrêt de la technique le 23/06/25
Clinique de l'Europe Port Marly	Urée	Plasma Hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption. Test enzymatique (uréase) sur Alinity module c L1 – C1 : ZI1-AUT-0018 (N° série Ac01847) L2 – C1 : ZI1-AUT-0017 (N° série Ac01846)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique de l'Europe Port Marly	Vancomycine	Plasma Hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption. Méthode immunoturbidimétrique sur Alinity module c L1 – C1 : ZI1-AUT-0018 (N° série Ac01847)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique de l'Europe Port Marly	Vitamine B12	Plasma Hépariné, sérum	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 - I1 : ZI1-AUT-0020 (N° série Ai02831)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Clinique de l'Europe Port Marly	Vitamine D	Plasma Hépariné	ECLIA ECL / compétition sur Cobas e801 ZI1-AUT-0009	Y-BIOCH-M081 Biochimie - Roche - Utilisation COBAS PRO	Arrêt de la technique le 23/06/25

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Les Saules	ACE	Plasma hépariné, sérum	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I2 : YJ2-AUT-0066 (N° série Ai31612) L2 – I1 : YJ2-AUT-0062 (N° série Ai31609)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Les Saules	Acide urique	Plasma hépariné, sérum Urines	Spectrophotométrie d'absorption - Test colorimétrique enzymatique (uricase) sur Alinity module c L1 – C1 : YJ2-AUT-0058 (N° série Ac07913) L1 – C2 : YJ2-AUT-0059 (N° série Ac07912) L2 – C1 : YJ2-AUT-0060 (N° série Ac07914) L2 – C2 : YJ2-AUT-0061 (N° série Ac07915) L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025 Ajout L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697) le 05/01/2026
Les Saules	AFP	Plasma hépariné, sérum	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I2 : YJ2-AUT-0066 (N° série Ai31612) L1 – I3 : YJ2-AUT-0067 (N° série Ai31613) L2 – I1 : YJ2-AUT-0062 (N° série Ai31609)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Les Saules	ALAT / SGPT	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption. Méthode enzymatique IFCC avec phosphate de pyridoxal sur Alinity module c L1 – C1 : YJ2-AUT-0058 (N° série Ac07913) L1 – C2 : YJ2-AUT-0059 (N° série Ac07912) L2 – C1 : YJ2-AUT-0060 (N° série Ac07914) L2 – C2 : YJ2-AUT-0061 (N° série Ac07915) L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025 Ajout L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697) le 05/01/2026
Les Saules	Albumine	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption. Méthode Colorimétrique (pourpre de bromocrésol) sur Alinity module c L1 – C1 : YJ2-AUT-0058 (N° série Ac07913) L1 – C2 : YJ2-AUT-0059 (N° série Ac07912) L2 – C1 : YJ2-AUT-0060 (N° série Ac07914) L2 – C2 : YJ2-AUT-0061 (N° série Ac07915) L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025 Ajout L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697) le 05/01/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Les Saules	Apolipoprotéine A	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption. Méthode enzymatique IFCC avec phosphate de pyridoxal sur Alinity module c L1 – C1 : YJ2-AUT-0058 (N° série Ac07913) L2 – C1 : YJ2-AUT-0060 (N° série Ac07914)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Les Saules	ASAT / SGOT	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption. Méthode enzymatique IFCC avec phosphate de pyridoxal sur Alinity module c L1 – C1 : YJ2-AUT-0058 (N° série Ac07913) L1 – C2 : YJ2-AUT-0059 (N° série Ac07912) L2 – C1 : YJ2-AUT-0060 (N° série Ac07914) L2 – C2 : YJ2-AUT-0061 (N° série Ac07915) L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025 Ajout L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697) le 05/01/2026
Les Saules	BHCG	Plasma hépariné, sérum	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I2 : YJ2-AUT-0066 (N° série Ai31612) L1 – I3 : YJ2-AUT-0067 (N° série Ai31613) L2 – I1 : YJ2-AUT-0062 (N° série Ai31609) L2 – I2 : YJ2-AUT-0063 (N° série Ai31610)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Les Saules	Bicarbonates (Réserve alcaline / CO2)	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption Méthode enzymatique à la PEP carboxylase sur Alinity module c L1 – C1 : YJ2-AUT-0058 (N° série Ac07913) L1 – C2 : YJ2-AUT-0059 (N° série Ac07912) L2 – C1 : YJ2-AUT-0060 (N° série Ac07914) L2 – C2 : YJ2-AUT-0061 (N° série Ac07915)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Les Saules	Bilirubine directe	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption Méthode colorimétrique (diazot) sur Alinity module c L1 – C1 : YJ2-AUT-0058 (N° série Ac07913) L1 – C2 : YJ2-AUT-0059 (N° série Ac07912) L2 – C1 : YJ2-AUT-0060 (N° série Ac07914) L2 – C2 : YJ2-AUT-0061 (N° série Ac07915) L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025 Ajout L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697) le 05/01/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Les Saules	Bilirubine totale	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption Méthode colorimétrique (diaz) sur Alinity module c L1 – C1 : YJ2-AUT-0058 (N° série Ac07913) L1 – C2 : YJ2-AUT-0059 (N° série Ac07912) L2 – C1 : YJ2-AUT-0060 (N° série Ac07914) L2 – C2 : YJ2-AUT-0061 (N° série Ac07915) L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025 Ajout L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697) le 05/01/2026
Les Saules	BNP	Plasma EDTA	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I3 : YJ2-AUT-0067 (N° série Ai31613) L2 – I1 : YJ2-AUT-0062 (N° série Ai31609)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Les Saules	CA 15-3	Plasma hépariné, sérum	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I3 : YJ2-AUT-0067 (N° série Ai31613) L2 – I3 : YJ2-AUT-0064 (N° série Ai31843)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Les Saules	CA 19-9	Plasma hépariné, sérum	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I3 : YJ2-AUT-0067 (N° série Ai31613) L2 – I3 : YJ2-AUT-0064 (N° série Ai31843)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Les Saules	CA 125	Plasma hépariné, sérum	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I3 : YJ2-AUT-0067 (N° série Ai31613) L2 – I3 : YJ2-AUT-0064 (N° série Ai31843)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Les Saules	Calcium	Plasma hépariné, sérum Urines	Spectrophotométrie d'absorption Méthode colorimétrique (Arsenazo III) sur Alinity module c L1 – C1 : YJ2-AUT-0058 (N° série Ac07913) L1 – C2 : YJ2-AUT-0059 (N° série Ac07912) L2 – C1 : YJ2-AUT-0060 (N° série Ac07914) L2 – C2 : YJ2-AUT-0061 (N° série Ac07915) L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025 Ajout L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697) le 05/01/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Les Saules	Chlore	Plasma hépariné, sérum Urines	Potentiométrie indirecte sur Alinity module c L1 – C1 : YJ2-AUT-0058 (N° série Ac07913) L1 – C2 : YJ2-AUT-0059 (N° série Ac07912) L2 – C1 : YJ2-AUT-0060 (N° série Ac07914) L2 – C2 : YJ2-AUT-0061 (N° série Ac07915) L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025 Ajout L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697) le 05/01/2026
Les Saules	Cholesterol - HDL	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption Méthode enzymatique colorimétrique sur Alinity module c L1 – C1 : YJ2-AUT-0058 (N° série Ac07913) L1 – C2 : YJ2-AUT-0059 (N° série Ac07912) L2 – C1 : YJ2-AUT-0060 (N° série Ac07914) L2 – C2 : YJ2-AUT-0061 (N° série Ac07915) L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025 Ajout L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697) le 05/01/2026
Les Saules	Cholestérol - LDL	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption Méthode colorimétrique sur Alinity module c L1 – C1 : YJ2-AUT-0058 (N° série Ac07913) L2 – C1 : YJ2-AUT-0060 (N° série Ac07914)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Les Saules	Cholestérol Total	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption Méthode enzymatique colorimétrique sur Alinity module c L1 – C1 : YJ2-AUT-0058 (N° série Ac07913) L1 – C2 : YJ2-AUT-0059 (N° série Ac07912) L2 – C1 : YJ2-AUT-0060 (N° série Ac07914) L2 – C2 : YJ2-AUT-0061 (N° série Ac07915) L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025 Ajout L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697) le 05/01/2026
Les Saules	Cortisol	Plasma hépariné, sérum	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I3 : YJ2-AUT-0067 (N° série Ai31613) L2 – I3 : YJ2-AUT-0064 (N° série Ai31843)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Les Saules	CRP	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption. Méthode immunoturbidimétrique sur Alinity module c L1 – C1 : YJ2-AUT-0058 (N° série Ac07913) L1 – C2 : YJ2-AUT-0059 (N° série Ac07912) L2 – C1 : YJ2-AUT-0060 (N° série Ac07914) L2 – C2 : YJ2-AUT-0061 (N° série Ac07915) L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025 Ajout L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697) le 05/01/2026
Les Saules	Créatinine	Plasma hépariné, sérum Urines	Spectrophotométrie d'absorption Méthode enzymatique colorimétrique sur Alinity module c L1 – C1 : YJ2-AUT-0058 (N° série Ac07913) L1 – C2 : YJ2-AUT-0059 (N° série Ac07912) L2 – C1 : YJ2-AUT-0060 (N° série Ac07914) L2 – C2 : YJ2-AUT-0061 (N° série Ac07915) L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025 Ajout L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697) le 05/01/2026
Les Saules	Créatinine Phosphokinase (CPK)	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption Méthode enzymatique IFCC sur Alinity module c L1 – C1 : YJ2-AUT-0058 (N° série Ac07913) L1 – C2 : YJ2-AUT-0059 (N° série Ac07912) L2 – C1 : YJ2-AUT-0060 (N° série Ac07914) L2 – C2 : YJ2-AUT-0061 (N° série Ac07915) L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025 Ajout L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697) le 05/01/2026
Les Saules	Fer	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption. Test colorimétrique ferène sur Alinity module c L1 – C1 : YJ2-AUT-0058 (N° série Ac07913) L1 – C2 : YJ2-AUT-0059 (N° série Ac07912) L2 – C1 : YJ2-AUT-0060 (N° série Ac07914) L2 – C2 : YJ2-AUT-0061 (N° série Ac07915)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Les Saules	Ferritine	Plasma hépariné, sérum	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I1 : YJ2-AUT-0065 (N° série Ai31611) L1 – I2 : YJ2-AUT-0066 (N° série Ai31612) L2 – I1 : YJ2-AUT-0062 (N° série Ai31609) L2 – I2 : YJ2-AUT-0063 (N° série Ai31610) L2 – I3 : YJ2-AUT-0064 (N° série Ai31843)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025 Ajout L2 – I3 : YJ2-AUT-0064 (N° série Ai31843) le 28/01/2025
Les Saules	Folates	Plasma hépariné, sérum	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I2 : YJ2-AUT-0066 (N° série Ai31612) L1 – I3 : YJ2-AUT-0067 (N° série Ai31613) L2 – I2 : YJ2-AUT-0063 (N° série Ai31610) L2 – I3 : YJ2-AUT-0064 (N° série Ai31843)	Alinity i Folate Reagent Kit : kit réactif commercialisé par ABBOTT (méthode reconnue)	Changement d'automate le 24/06/2025 Ajout L1 – I3 : YJ2-AUT-0067 (N° série Ai31613) le 01/09/2026
Les Saules	FSH	Plasma hépariné, sérum	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I3 : YJ2-AUT-0067 (N° série Ai31613) L2 – I3 : YJ2-AUT-0064 (N° série Ai31843)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Les Saules	GGT	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption Méthode enzymatique IFCC sur Alinity module c L1 – C1 : YJ2-AUT-0058 (N° série Ac07913) L1 – C2 : YJ2-AUT-0059 (N° série Ac07912) L2 – C1 : YJ2-AUT-0060 (N° série Ac07914) L2 – C2 : YJ2-AUT-0061 (N° série Ac07915) L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025 Ajout L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697) le 05/01/2026
Les Saules	Glucose	Plasma, sérum Urines	Spectrophotométrie d'absorption Méthode colorimétrique enzymatique (Hexokinase) sur Alinity module c L1 – C1 : YJ2-AUT-0058 (N° série Ac07913) L1 – C2 : YJ2-AUT-0059 (N° série Ac07912) L2 – C1 : YJ2-AUT-0060 (N° série Ac07914) L2 – C2 : YJ2-AUT-0061 (N° série Ac07915) L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025 Ajout L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697) le 05/01/2026
Les Saules	Hémoglobine glyquée (HbA1c)	sang	HPLC Tosoh GR01-1: YJ2-AUT-0072 Tosoh GR01-2: YJ2-AUT-0075	I-HEMA-M001 Hématologie Tosoh - Utilisation du GR01	Ajout le 29/09/25 sur GR01-1: YJ2-AUT-0072 Ajout le 15/10/25 sur GR01-1: YJ2-AUT-0075

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Les Saules	LDH	Sérum	Spectrophotométrie d'absorption Méthode enzymatique IFCC sur Alinity module c L1 – C1 : YJ2-AUT-0058 (N° série Ac07913) L1 – C2 : YJ2-AUT-0059 (N° série Ac07912) L2 – C1 : YJ2-AUT-0060 (N° série Ac07914) L2 – C2 : YJ2-AUT-0061 (N° série Ac07915)	LDH 2 : kit réactif commercialisé par ABBOTT (méthode reconnue)	Changement d'automate le 24/06/2025 Suppression de la nature plasma le 02/04/2026
Les Saules	LH	Plasma hépariné, sérum	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I3 : YJ2-AUT-0067 (N° série Ai31613) L2 – I3 : YJ2-AUT-0064 (N° série Ai31843)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Les Saules	Lipase	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption Méthode enzymatique IFCC sur Alinity module c L1 – C1 : YJ2-AUT-0058 (N° série Ac07913) L1 – C2 : YJ2-AUT-0059 (N° série Ac07912) L2 – C1 : YJ2-AUT-0060 (N° série Ac07914)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Les Saules	Magnésium	Plasma hépariné, sérum Urines	Spectrophotométrie d'absorption Méthode enzymatique sur Alinity module c L1 – C1 : YJ2-AUT-0058 (N° série Ac07913) L1 – C2 : YJ2-AUT-0059 (N° série Ac07912) L2 – C1 : YJ2-AUT-0060 (N° série Ac07914)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Les Saules	MicroAlbumine	Urines	Spectrophotométrie d'absorption. Méthode immunoturbidimétrique sur Alinity module c L1 – C1 : YJ2-AUT-0058 (N° série Ac07913) L1 – C2 : YJ2-AUT-0059 (N° série Ac07912) L2 – C1 : YJ2-AUT-0060 (N° série Ac07914) L2 – C2 : YJ2-AUT-0061 (N° série Ac07915) L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025 Ajout L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697) le 05/01/2026
Les Saules	NT-Pro BNP	Plasma hépariné, sérum	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I2 : YJ2-AUT-0066 (N° série Ai31612) L1 – I3 : YJ2-AUT-0067 (N° série Ai31613) L2 – I1 : YJ2-AUT-0062 (N° série Ai31609)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Les Saules	Oestradiol	Plasma hépariné, sérum	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I3 : YJ2-AUT-0067 (N° série Ai31613) L2 – I3 : YJ2-AUT-0064 (N° série Ai31843)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Les Saules	Phosphatase alcaline	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption Méthode enzymatique IFCC sur Alinity module c L1 – C1 : YJ2-AUT-0058 (N° série Ac07913) L1 – C2 : YJ2-AUT-0059 (N° série Ac07912) L2 – C1 : YJ2-AUT-0060 (N° série Ac07914) L2 – C2 : YJ2-AUT-0061 (N° série Ac07915) L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025 Ajout L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697) le 05/01/2026
Les Saules	Phosphore	Plasma hépariné, sérum Urines	Spectrophotométrie d'absorption (molybdate) sur Alinity module c L1 – C1 : YJ2-AUT-0058 (N° série Ac07913) L1 – C2 : YJ2-AUT-0059 (N° série Ac07912) L2 – C1 : YJ2-AUT-0060 (N° série Ac07914) L2 – C2 : YJ2-AUT-0061 (N° série Ac07915)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Les Saules	Potassium	Plasma hépariné Urines	Potentiométrie indirecte sur Alinity module c L1 – C1 : YJ2-AUT-0058 (N° série Ac07913) L1 – C2 : YJ2-AUT-0059 (N° série Ac07912) L2 – C1 : YJ2-AUT-0060 (N° série Ac07914) L2 – C2 : YJ2-AUT-0061 (N° série Ac07915) L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025 Ajout L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697) le 05/01/2026
Les Saules	Procalcitonine (PCT)	Plasma hépariné, sérum	Chimiluminescence sur Alinity module i L2 – I3 : YJ2-AUT-0064 (N° série Ai31843)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025 Arrêt du dosage sur le module L1 – I3 : YJ2-AUT-0067 (N° série Ai31613) le 13/11/2025
Les Saules	Progestérone	Plasma hépariné, sérum	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I3 : YJ2-AUT-0067 (N° série Ai31613) L2 – I3 : YJ2-AUT-0064 (N° série Ai31843)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Les Saules	Prolactine	Plasma hépariné, sérum	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I3 : YJ2-AUT-0067 (N° série Ai31613) L2 – I3 : YJ2-AUT-0064 (N° série Ai31843)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Les Saules	Protides totaux	Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption. Test colorimétrique (Biuret) sur Alinity module c L1 – C1 : YJ2-AUT-0058 (N° série Ac07913) L1 – C2 : YJ2-AUT-0059 (N° série Ac07912) L2 – C1 : YJ2-AUT-0060 (N° série Ac07914) L2 – C2 : YJ2-AUT-0061 (N° série Ac07915) L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025 Ajout L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697) le 05/01/2026
Les Saules	Protides totaux	Urines	Spectrophotométrie d'absorption. Méthode immunoturbidimétrique sur Alinity module c L1 – C1 : YJ2-AUT-0058 (N° série Ac07913) L1 – C2 : YJ2-AUT-0059 (N° série Ac07912) L2 – C1 : YJ2-AUT-0060 (N° série Ac07914) L2 – C2 : YJ2-AUT-0061 (N° série Ac07915) L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025 Ajout L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697) le 05/01/2026
Les Saules	Préalbumine	Sérum	Spectrophotométrie d'absorption. Méthode immunoturbidimétrique sur Alinity module c L1 – C1 : YJ2-AUT-0058 (N° série Ac07913) L2 – C1 : YJ2-AUT-0060 (N° série Ac07914)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Les Saules	PSA libre	Sérum	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I3 : YJ2-AUT-0067 (N° série Ai31613) L2 – I3 : YJ2-AUT-0064 (N° série Ai31843)	Alinity i Free PSA Reagent Kit : kit réactif commercialisé par ABBOTT (méthode reconnue)	Changement d'automate le 24/06/2025 Suppression de la nature plasma le 02/04/2026
Les Saules	PSA total	Sérum	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I2 : YJ2-AUT-0066 (N° série Ai31612) L1 – I3 : YJ2-AUT-0067 (N° série Ai31613) L2 – I1 : YJ2-AUT-0062 (N° série Ai31609) L2 – I2 : YJ2-AUT-0063 (N° série Ai31610)	Alinity i Total PSA Reagent Kit : kit réactif commercialisé par ABBOTT (méthode reconnue)	Changement d'automate le 24/06/2025 Suppression de la nature plasma le 02/04/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Les Saules	PTH intacte	Plasma hépariné	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I1 : YJ2-AUT-0065 (N° série Ai31611) L1 – I2 : YJ2-AUT-0066 (N° série Ai31612) L2 – I1 : YJ2-AUT-0062 (N° série Ai31609) L2 – I2 : YJ2-AUT-0063 (N° série Ai31610)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Les Saules	Recherche de sang dans les selles	Selles	Test Immunochimique sur Alinity module c L2 – C1 : YJ2-AUT-0060 (N° série Ac07914)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Les Saules	Sodium	Plasma hépariné, sérum Urines	Potentiométrie indirecte sur Alinity module c L1 – C1 : YJ2-AUT-0058 (N° série Ac07913) L1 – C2 : YJ2-AUT-0059 (N° série Ac07912) L2 – C1 : YJ2-AUT-0060 (N° série Ac07914) L2 – C2 : YJ2-AUT-0061 (N° série Ac07915) L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025 Ajout L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697) le 05/01/2026
Les Saules	T3 libre	Plasma hépariné, sérum	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I2 : YJ2-AUT-0066 (N° série Ai31612) L2 – I1 : YJ2-AUT-0062 (N° série Ai31609)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025 Arrêt du dosage sur le module L1 – I1 : YJ2-AUT-0065 (N° série Ai31611) le 29/01/2026
Les Saules	T4 libre	Plasma hépariné, sérum	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I2 : YJ2-AUT-0066 (N° série Ai31612) L2 – I1 : YJ2-AUT-0062 (N° série Ai31609) L2 – I2 : YJ2-AUT-0063 (N° série Ai31610)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025 Arrêt du dosage sur le module L1 – I1 : YJ2-AUT-0065 (N° série Ai31611) le 29/01/2026
Les Saules	Transferrine	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption. Méthode immunoturbidimétrique sur Alinity module c L1 – C1 : YJ2-AUT-0058 (N° série Ac07913) L1 – C2 : YJ2-AUT-0059 (N° série Ac07912) L2 – C1 : YJ2-AUT-0060 (N° série Ac07914) L2 – C2 : YJ2-AUT-0061 (N° série Ac07915)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Les Saules	Triglycérides	Plasma hépariné, sérum	Spectrophotométrie d'absorption. Test colorimétrique enzymatique sur Alinity module c L1 – C1 : YJ2-AUT-0058 (N° série Ac07913) L1 – C2 : YJ2-AUT-0059 (N° série Ac07912) L2 – C1 : YJ2-AUT-0060 (N° série Ac07914) L2 – C2 : YJ2-AUT-0061 (N° série Ac07915) L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025 Ajout L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697) le 05/01/2026
Les Saules	Troponine I HS	Plasma hépariné, sérum	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I2 : YJ2-AUT-0066 (N° série Ai31612) L1 – I3 : YJ2-AUT-0067 (N° série Ai31613) L2 – I2 : YJ2-AUT-0063 (N° série Ai31610)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025. Arrêt le 31/12/2025 sur L2 – I1 : YJ2-AUT- 0062 (N° série Ai31609)
Les Saules	TSH-B	Plasma hépariné, sérum	Chimiluminescence sur Alinity module iYJ2- AUT-0001 L1 – I1 : YJ2-AUT-0065 (N° série Ai31611) L1 – I2 : YJ2-AUT-0066 (N° série Ai31612) L1 – I3 : YJ2-AUT-0067 (N° série Ai31613) L2 – I1 : YJ2-AUT-0062 (N° série Ai31609) L2 – I2 : YJ2-AUT-0063 (N° série Ai31610) L2 – I3 : YJ2-AUT-0064 (N° série Ai31843)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025 Ajout du module L2 – I3 : YJ2-AUT-0064 (N° série Ai31843) le 26/08/2025
Les Saules	Urée	Plasma hépariné, Sérum Urines	Spectrophotométrie d'absorption. Test enzymatique (uréase) sur Alinity module c L1 – C1 : YJ2-AUT-0058 (N° série Ac07913) L1 – C2 : YJ2-AUT-0059 (N° série Ac07912) L2 – C1 : YJ2-AUT-0060 (N° série Ac07914) L2 – C2 : YJ2-AUT-0061 (N° série Ac07915) L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025 Ajout L2 – C3: YJ2-AUT-0078 (N° série Ac03697) le 05/01/2026, pour l'urée sanguine uniquement
Les Saules	Vitamine B12	Plasma hépariné, Sérum	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I2 : YJ2-AUT-0066 (N° série Ai31612) L1 – I3 : YJ2-AUT-0067 (N° série Ai31613) L2 – I2 : YJ2-AUT-0063 (N° série Ai31610) L2 – I3 : YJ2-AUT-0064 (N° série Ai31843)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025 Ajout L1 – I3 : YJ2-AUT-0067 (N° série Ai31613) le 01/09/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Les Saules	Vitamine D	Plasma hépariné, Sérum	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I1 : YJ2-AUT-0065 (N° série Ai31611) L1 – I2 : YJ2-AUT-0066 (N° série Ai31612) L2 – I1 : YJ2-AUT-0062 (N° série Ai31609) L2 – I2 : YJ2-AUT-0063 (N° série Ai31610)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique de l'Europe Port Marly	Clinique de l'Europe Port Marly	Service Urgences	Bicarbonates	sang total hépariné	Calcul ZI0-AUT-0022	Y-BIOCH-M086 Utilisation GEM 5000	Ajout du Lieu de réalisation des opérations "Service Urgences" le 28/08/2024 suite à la publication de l'attestation d'accréditation rév 18
Clinique de l'Europe Port Marly	Clinique de l'Europe Port Marly	Service Réanimation	Bicarbonates	sang total hépariné	Calcul ZI1-AUT-0015	Y-BIOCH-M086 Utilisation GEM 5000	
Clinique de l'Europe Port Marly	Clinique de l'Europe Port Marly	Service Urgences	Calcium ionisé	sang total hépariné	calcium ionisé : Potentiométrie ZI0-AUT-0022	Y-BIOCH-M086 Utilisation GEM 5000	Ajout du Lieu de réalisation des opérations "Service Urgences" le 28/08/2024 suite à la publication de l'attestation d'accréditation rév 18
Clinique de l'Europe Port Marly	Clinique de l'Europe Port Marly	Service Réanimation	Calcium ionisé	sang total hépariné	calcium ionisé : Potentiométrie ZI1-AUT-0015	Y-BIOCH-M086 Utilisation GEM 5000	
Clinique de l'Europe Port Marly	Clinique de l'Europe Port Marly	Service Urgences	Carboxyhémoglobine	sang total hépariné	Absorbance optique ZI0-AUT-0022	Y-BIOCH-M086 Utilisation GEM 5000	Ajout du Lieu de réalisation des opérations "Service Urgences" le 28/08/2024 suite à la publication de l'attestation d'accréditation rév 18
Clinique de l'Europe Port Marly	Clinique de l'Europe Port Marly	Service Réanimation	Carboxyhémoglobine	sang total hépariné	Absorbance optique ZI1-AUT-0015	Y-BIOCH-M086 Utilisation GEM 5000	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique de l'Europe Port Marly	Clinique de l'Europe Port Marly	Service Urgences	Chlore	sang total hépariné	Potentiométrie ZI0-AUT-0022	Y-BIOCH-M086 Utilisation GEM 5000	Ajout du Lieu de réalisation des opérations "Service Urgences" le 28/08/2024 suite à la publication de l'attestation d'accréditation rév 18
Clinique de l'Europe Port Marly	Clinique de l'Europe Port Marly	Service Réanimation	Chlore	sang total hépariné	Potentiométrie ZI1-AUT-0015	Y-BIOCH-M086 Utilisation GEM 5000	
Clinique de l'Europe Port Marly	Clinique de l'Europe Port Marly	Service Urgences	Gaz du sang (pH, pO2, pCO2,)	sang total hépariné	pO2 : Ampérométrie pH et pCO2 : Potentiométrie ZI0-AUT-0022	Y-BIOCH-M086 Utilisation GEM 5000	Ajout du Lieu de réalisation des opérations "Service Urgences" le 28/08/2024 suite à la publication de l'attestation d'accréditation rév 18
Clinique de l'Europe Port Marly	Clinique de l'Europe Port Marly	Service Réanimation	Gaz du sang (pH, pO2, pCO2,)	sang total hépariné	pO2 : Ampérométrie pH et pCO2 : Potentiométrie ZI1-AUT-0015	Y-BIOCH-M086 Utilisation GEM 5000	
Clinique de l'Europe Port Marly	Clinique de l'Europe Port Marly	Service Urgences	Glucose	sang total hépariné	Ampérométrie ZI0-AUT-0022	Y-BIOCH-M086 Utilisation GEM 5000	Ajout du Lieu de réalisation des opérations "Service Urgences" le 28/08/2024 suite à la publication de l'attestation d'accréditation rév 18

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique de l'Europe Port Marly	Clinique de l'Europe Port Marly	Service Réanimation	Glucose	sang total hépariné	Ampérométrie ZI1-AUT-0015	Y-BIOCH-M086 Utilisation GEM 5000	
Clinique de l'Europe Port Marly	Clinique de l'Europe Port Marly	Service Urgences	Hémoglobine	sang total hépariné	Absorbance optique ZI0-AUT-0022	Y-BIOCH-M086 Utilisation GEM 5000	Ajout du Lieu de réalisation des opérations "Service Urgences" le 28/08/2024 suite à la publication de l'attestation d'accréditation rév 18
Clinique de l'Europe Port Marly	Clinique de l'Europe Port Marly	Service Réanimation	Hémoglobine	sang total hépariné	Absorbance optique ZI1-AUT-0015	Y-BIOCH-M086 Utilisation GEM 5000	
Clinique de l'Europe Port Marly	Clinique de l'Europe Port Marly	Service Urgences	Lactates	sang total hépariné	Ampérométrie ZI0-AUT-0022	Y-BIOCH-M086 Utilisation GEM 5000	Ajout du Lieu de réalisation des opérations "Service Urgences" le 28/08/2024 suite à la publication de l'attestation d'accréditation rév 18
Clinique de l'Europe Port Marly	Clinique de l'Europe Port Marly	Service Réanimation	Lactates	sang total hépariné	Ampérométrie ZI1-AUT-0015	Y-BIOCH-M086 Utilisation GEM 5000	
Clinique de l'Europe Port Marly	Clinique de l'Europe Port Marly	Service Urgences	Méthémoglobine	sang total hépariné	Absorbance optique ZI0-AUT-0022	Y-BIOCH-M086 Utilisation GEM 5000	Ajout du Lieu de réalisation des opérations "Service Urgences" le 28/08/2024 suite à la publication de l'attestation d'accréditation rév 18

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique de l'Europe Port Marly	Clinique de l'Europe Port Marly	Service Réanimation	Méthémoglobine	sang total hépariné	Absorbance optique ZI1-AUT-0015	Y-BIOCH-M086 Utilisation GEM 5000	
Clinique de l'Europe Port Marly	Clinique de l'Europe Port Marly	Service Urgences	Potassium	sang total hépariné	Potentiométrie ZI0-AUT-0022	Y-BIOCH-M086 Utilisation GEM 5000	Ajout du Lieu de réalisation des opérations "Service Urgences" le 28/08/2024 suite à la publication de l'attestation d'accréditation rév 18
Clinique de l'Europe Port Marly	Clinique de l'Europe Port Marly	Service Réanimation	Potassium	sang total hépariné	Potentiométrie ZI1-AUT-0015	Y-BIOCH-M086 Utilisation GEM 5000	
Clinique de l'Europe Port Marly	Clinique de l'Europe Port Marly	Service Urgences	Saturation en oxygène	sang total hépariné	Absorbance optique ZI0-AUT-0022	Y-BIOCH-M086 Utilisation GEM 5000	Ajout du Lieu de réalisation des opérations "Service Urgences" le 28/08/2024 suite à la publication de l'attestation d'accréditation rév 18
Clinique de l'Europe Port Marly	Clinique de l'Europe Port Marly	Service Réanimation	Saturation en oxygène	sang total hépariné	Absorbance optique ZI1-AUT-0015	Y-BIOCH-M086 Utilisation GEM 5000	
Clinique de l'Europe Port Marly	Clinique de l'Europe Port Marly	Service Urgences	Sodium	sang total hépariné	Potentiométrie ZI0-AUT-0022	Y-BIOCH-M086 Utilisation GEM 5000	Ajout du Lieu de réalisation des opérations "Service Urgences" le 28/08/2024 suite à la publication de l'attestation d'accréditation rév 18

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique de l'Europe Port Marly	Clinique de l'Europe Port Marly	Service Réanimation	Sodium	sang total hépariné	Potentiométrie ZI1-AUT-0015	Y-BIOCH-M086 Utilisation GEM 5000	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique Claude Bernard Ermont	Hémogramme (Numération-formule, plaquettes, + cellules anormales et paramètres associés)	Sang total sur EDTA	Méthode de type qualitatif et quantitatif - Impédancemétrie, - Fluorocytométrie en flux, - Spectrophotométrie, - Calcul sur Sysmex XN-10: AX2-AUT-0021 -Identification morphologique par microscopie optique après coloration MGG AX0-AUT-0004 Aérospray AX0-AUT-0011 Hémaprep AX0-AUT-0010 DC-1 Cellavision	Catalogue des examens https://examens.biogroup.fr/780020855/catalogue/view	07/11/2025: Ajout de l'Hémaprep AX0-AUT-0011 (réalisation des frottis sanguin) et du DC-1 AX0-AUT-0010 (lecture de frottis numérisé) 22/09/2026: ajout du tube ThromboExact, utilisé depuis le 24.09.2024 pour la numération plaquettaire
Clinique Claude Bernard Ermont	Recherche et quantification d'hématies foetales (Test de Kleihauer)	Frottis sanguin	Technique manuelle - kit RAL Kleihauer - BETKE STAINING	Y-HEMA-M218- Hématologie - Technique manuelle - Test de Kleihauer (Ermont)	01/04/2025 : modification du réactif
Clinique Claude Bernard Ermont	Réticulocytes	Sang total sur EDTA	Fluorocytométrie AX2-AUT-0021	Sysmex XN Y-HEMA-M004 Hématologie SYSMEX - Utilisation XN, DI / DM et SP	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique de l'Europe Port Marly	Hémogramme (Numération-formule, plaquettes, + cellules anormales et paramètres associés)	Sang total sur EDTA Sang total sulfate de Mg (tube Thromboexact)	Méthode de type qualitatif et quantitatif - Impédancemétrie, - Fluorocytométrie en flux, - Spectrophotométrie, - Calcul sur Sysmex XN-10 ZI1-AUT-0003 ZI0-AUT-0012 -Identification morphologique par microscopie optique après coloration MGG ZI0-AUT-0024 Aérospray ZI1-AUT-0023 Hémaprep ZI1-AUT-0024 DM-1200 Cellavision	Catalogue des examens https://examens.biogroup.fr/780020855/catalogue/view	09/12/2025: Ajout de l'Hémaprep ZI1-AUT-0023 (réalisation des frottis sanguin) et du DM1200 ZI1-AUT-0024 (lecture de frottis numérisé) 22/09/2026: ajout du tube ThromboExact, utilisé depuis le 24.09.2024 pour la numération plaquettaire
Clinique de l'Europe Port Marly	Réticulocytes	Sang total sur EDTA	Fluorocytométrie sur Sysmex XN-10 ZI1-AUT-0003 ZI0-AUT-0012	Y-HEMA-M004 Hématologie SYSMEX - Utilisation XN, DI / DM et SP	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Les Saules	Hémogramme (Numération-formule, plaquettes, + cellules anormales et paramètres associés)	Sang total sur EDTA Sang total sulfate de Mg (tube Thromboexact)	Méthode de type qualitatif et quantitatif Sysmex XN-10 - Impédancemétrie, - Fluorocytométrie en flux, - Spectrophotométrie, - Calcul YJ2-AUT-0015 YJ2-AUT-0016 YJ2-AUT-0022 YJ2-AUT-0041 YJ2-AUT-0042 YJ2-AUT-0077 - Identification morphologique (DI-60, DM- 1200, Microscope optique) après coloration par Sysmex SP-50 YJ0-AUT-0008 SP-50 YJ0-AUT-0009 SP-50 YJ2-AUT-0040 DI-60 Cellavision YJ2-AUT-0076 DI-60 Cellavision	Catalogue des examens https://examens.biogroup.fr/780020855/catalogue/view	17/10/2025: remplacement du DM1200 par le DI-60 référencé YJ2-AUT-0076 08/01/2026: ajout du XN6 référencé YJ2- AUT-0077 22/09/2026: ajout du tube ThromboExact, utilisé depuis le 24.09.2024 pour la numération plaquettaire
Les Saules	Réticulocytes	Sang total sur EDTA	Fluorocytométrie sur Sysmex XN-10 YJ2-AUT-0015 YJ2-AUT-0016 YJ2-AUT-0077	Y-HEMA-M004 Hématologie SYSMEX - Utilisation XN, DI / DM et SP	08/01/2026: ajout du XN6 référencé YJ2- AUT-0077

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Les Saules	Vitesse de sédimentation	Sang total sur EDTA	Méthode de type quantitatif Photométrie capillaire sur Test-1 Alifax YJ2-AUT-0018 YJ2-AUT-0039	I-HEMA-M004 Vitesse de sédimentation - ALIFAX VS	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique Claude Bernard Ermont	D-Dimères	Plasma citraté	Méthode Immuno-turbidimétrique sur STAR Max Stago AX2-AUT-0026	Y-COAG-M030 Hémostase - STAR - Utilisation de l'automate	
Clinique Claude Bernard Ermont	Fibrinogène	Plasma citraté	Méthode chronométrique sur STAR Max Stago AX2-AUT-0026	Y-COAG-M030 Hémostase - STAR - Utilisation de l'automate	
Clinique Claude Bernard Ermont	Taux de prothrombine / INR	Plasma citraté	Méthode chronométrique sur STAR Max Stago AX2-AUT-0026	Y-COAG-M030 Hémostase - STAR - Utilisation de l'automate	
Clinique Claude Bernard Ermont	TCK (Temps de Céphaline Kaolin)	Plasma citraté	Méthode chronométrique sur STAR Max Stago AX2-AUT-0026	Y-COAG-M030 Hémostase - STAR - Utilisation de l'automate	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique de l'Europe Port Marly	D-Dimères	Plasma citraté	Méthode Immuno-turbidimétrique sur STAR Max Stago ZI1-AUT-0002 ZIO-AUT-0009	Y-COAG-M030 Hémostase - STAR Max - Utilisation de l'automate	
Clinique de l'Europe Port Marly	Dosage du facteur IX	Plasma citraté	Méthode chromométrique sur STAR Max Stago ZI1-AUT-0002 ZIO-AUT-0009	Y-COAG-M030 Hémostase - STAR Max - Utilisation de l'automate	
Clinique de l'Europe Port Marly	Dosage du facteur V	Plasma citraté	Méthode chromométrique sur STAR Max Stago ZI1-AUT-0002 ZIO-AUT-0009	Y-COAG-M030 Hémostase - STAR Max - Utilisation de l'automate	
Clinique de l'Europe Port Marly	Dosage du facteur VII	Plasma citraté	Méthode chromométrique sur STAR Max Stago ZI1-AUT-0002 ZIO-AUT-0009	Y-COAG-M030 Hémostase - STAR Max - Utilisation de l'automate	
Clinique de l'Europe Port Marly	Dosage du facteur VIII	Plasma citraté	Méthode chromométrique sur STAR Max Stago ZI1-AUT-0002 ZIO-AUT-0009	Y-COAG-M030 Hémostase - STAR Max - Utilisation de l'automate	
Clinique de l'Europe Port Marly	Dosage du facteur X	Plasma citraté	Méthode chromométrique sur STAR Max Stago ZI1-AUT-0002 ZIO-AUT-0009	Y-COAG-M030 Hémostase - STAR Max - Utilisation de l'automate	
Clinique de l'Europe Port Marly	Dosage du facteur XI	Plasma citraté	Méthode chromométrique sur STAR Max Stago ZI1-AUT-0002 ZIO-AUT-0009	Y-COAG-M030 Hémostase - STAR Max - Utilisation de l'automate	
Clinique de l'Europe Port Marly	Fibrinogène	Plasma citraté	Méthode chromométrique sur STAR Max Stago ZI1-AUT-0002 ZIO-AUT-0009	Y-COAG-M030 Hémostase - STAR Max - Utilisation de l'automate	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique de l'Europe Port Marly	Taux de prothrombine / INR	Plasma citraté	Méthode chronométrique sur STAR Max Stago ZI1-AUT-0002 ZI0-AUT-0009	Y-COAG-M030 Hémostase - STAR Max - Utilisation de l'automate	
Clinique de l'Europe Port Marly	TCA APTT (Temps de Céphaline Activée)	Plasma citraté	Méthode chronométrique sur STAR Max Stago ZI1-AUT-0002 ZI0-AUT-0009	Y-COAG-M030 Hémostase - STAR Max - Utilisation de l'automate	
Clinique de l'Europe Port Marly	TCK (Temps de Céphaline Kaolin)	Plasma citraté	Méthode chronométrique sur STAR Max Stago ZI1-AUT-0002 ZI0-AUT-0009	Y-COAG-M030 Hémostase - STAR Max - Utilisation de l'automate	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Les Saules	D-Dimères	Plasma citraté	Méthode Immuno-turbidimétrique sur STAR Max Stago YJ2-AUT-0009 YJ2-AUT-0025	Y-COAG-M030 Hémostase - STAR Max - Utilisation de l'automate	
Les Saules	Fibrinogène	Plasma citraté	Méthode chronométrique sur STAR Max Stago YJ2-AUT-0009 YJ2-AUT-0025	Y-COAG-M030 Hémostase - STAR Max - Utilisation de l'automate	
Les Saules	Taux de prothrombine / INR	Plasma citraté	Méthode chronométrique sur STAR Max Stago YJ2-AUT-0009 YJ2-AUT-0025	Y-COAG-M030 Hémostase - STAR Max - Utilisation de l'automate	
Les Saules	TCK (Temps de Céphaline Kaolin)	Plasma citraté	Méthode chronométrique sur STAR Max Stago YJ2-AUT-0009 YJ2-AUT-0025	Y-COAG-M030 Hémostase - STAR Max - Utilisation de l'automate	

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique de l'Europe Port Marly	Activité anti-Xa Héparinémie de bas poids moléculaire	Plasma citraté	Méthode Immuno-turbidimétrique sur STAR Max Stago ZI1-AUT-0002 ZI0-AUT-0009	Y-COAG-M030 Hémostase - STAR Max - Utilisation de l'automate	
Clinique de l'Europe Port Marly	Activité anti-Xa Héparinémie non fractionnée	Plasma citraté	Méthode Immuno-turbidimétrique sur STAR Max Stago ZI1-AUT-0002 ZI0-AUT-0009	Y-COAG-M030 Hémostase - STAR Max - Utilisation de l'automate	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique Claude Bernard Ermont	Groupe sanguin Phénotype Rhésus - Kell	Sang total sur EDTA	Hémagglutination sur Qwalys Evo (Diagast) AX0-AUT-0001	Y-IHEM-M031 Utilisation du QWALYS	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique de l'Europe Port Marly	Groupe sanguin Phénotype Rhésus - Kell	Sang total sur EDTA	Hémagglutination sur Qwalys Evo (Diagast) ZI1-AUT-0001 ZI0-AUT-0008	Y-IHEM-M031 Utilisation du QWALYS	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Les Saules	Groupe sanguin Phénotype Rhésus - Kell	Sang total sur EDTA	Hémagglutination sur Qwalys Evo (Diagast) YJ2-AUT-0012 YJ2-AUT-0051	Y-IHEM-M031 Utilisation du QWALYS	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique Claude Bernard Ermont	Recherche d'Agglutinines Irrégulières (RAI))	Sang total sur EDTA	Hémagglutination sur Qwalys Evo (Diagast) AX0-AUT-0001	Y-IHEM-M031 - Utilisation du QWALYS	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique de l'Europe Port Marly	Recherche d'Agglutinines Irrégulières (RAI)	Sang total sur EDTA	Hémagglutination sur Qwalys Evo (Diagast) ZI1-AUT-0001 ZI0-AUT-0008	Y-IHEM-M031 - Utilisation du QWALYS	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Les Saules	Recherche d'Agglutinines Irrégulières (RAI)	Sang total sur EDTA	Hémagglutination sur Qwalys Evo (Diagast) YJ2-AUT-0012 YJ2-AUT-0051	Y-IHEM-M031 - Utilisation du QWALYS	

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique Claude Bernard Ermont	Test de Coombs direct	Sang total sur EDTA	Hémagglutination sur Qwalys Evo (Diagast) AX0-AUT-0001	Y-IHEM-M031 - Utilisation du QWALYS	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Les Saules	CMV IgG	Sérum (Plasma)	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I3 : YJ2-AUT-0067 (N° série Ai31613) L2 – I3 : YJ2-AUT-0064 (N° série Ai31843)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Les Saules	CMV IgM	Sérum (Plasma)	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I3 : YJ2-AUT-0067 (N° série Ai31613) L2 – I3 : YJ2-AUT-0064 (N° série Ai31843)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Les Saules	EBV: IgG anti EBNA	Sérum (Plasma)	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I3 : YJ2-AUT-0067 (N° série Ai31613) L2 – I3 : YJ2-AUT-0064 (N° série Ai31843)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Les Saules	EBV: IgG anti VCA	Sérum (Plasma)	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I3 : YJ2-AUT-0067 (N° série Ai31613) L2 – I3 : YJ2-AUT-0064 (N° série Ai31843)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Les Saules	EBV: IgM anti VCA	Sérum (Plasma)	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I3 : YJ2-AUT-0067 (N° série Ai31613) L2 – I3 : YJ2-AUT-0064 (N° série Ai31843)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Les Saules	HIV	Sérum (Plasma)	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I1 : YJ2-AUT-0065 (N° série Ai31611) L1 – I2 : YJ2-AUT-0066 (N° série Ai31612) L2 – I1 : YJ2-AUT-0062 (N° série Ai31609) L2 – I2 : YJ2-AUT-0063 (N° série Ai31610)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Les Saules	Hépatite A: Anticorps totaux	Sérum	Electrochimiluminescence Méthode par compétition sur Cobas E801 YJ2-AUT-0027 YJ2-AUT-0047	Y-ANA-P05 Procédure générale Cobas 8000	Arrêt de l'analyse le 24/06/2025
Les Saules	Hépatite A: IgG	Sérum (Plasma)	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I1 : YJ2-AUT-0065 (N° série Ai31611) L2 – I1 : YJ2-AUT-0062 (N° série Ai31609)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Les Saules	Hépatite B: Ac anti HBc totaux	Sérum (Plasma)	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I1 : YJ2-AUT-0065 (N° série Ai31611) L1 – I2 : YJ2-AUT-0066 (N° série Ai31612) L2 – I1 : YJ2-AUT-0062 (N° série Ai31609) L2 – I2 : YJ2-AUT-0063 (N° série Ai31610)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Les Saules	Hépatite B: Ac anti HBs	Sérum (Plasma)	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I1 : YJ2-AUT-0065 (N° série Ai31611) L1 – I2 : YJ2-AUT-0066 (N° série Ai31612) L2 – I1 : YJ2-AUT-0062 (N° série Ai31609) L2 – I2 : YJ2-AUT-0063 (N° série Ai31610)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Les Saules	Hépatite B: Antigène HBs	Sérum (Plasma)	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I1 : YJ2-AUT-0065 (N° série Ai31611) L1 – I2 : YJ2-AUT-0066 (N° série Ai31612) L2 – I1 : YJ2-AUT-0062 (N° série Ai31609) L2 – I2 : YJ2-AUT-0063 (N° série Ai31610)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Les Saules	Hépatite C Ac anti-HCV	Sérum (Plasma)	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I1 : YJ2-AUT-0065 (N° série Ai31611) L1 – I2 : YJ2-AUT-0066 (N° série Ai31612) L2 – I1 : YJ2-AUT-0062 (N° série Ai31609) L2 – I2 : YJ2-AUT-0063 (N° série Ai31610)	Catalogue des examens https://examens.biogroup.fr/780020855/catalogue/view	Changement d'automate le 24/06/2025 Changement de réactif le 13/03/2026
Les Saules	Rubéole IgG	Sérum (Plasma)	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I3 : YJ2-AUT-0067 (N° série Ai31613) L2 – I1 : YJ2-AUT-0062 (N° série Ai31609)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Les Saules	Syphilis	Sérum (Plasma)	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I1 : YJ2-AUT-0065 (N° série Ai31611) L1 – I2 : YJ2-AUT-0066 (N° série Ai31612) L2 – I1 : YJ2-AUT-0062 (N° série Ai31609) L2 – I2 : YJ2-AUT-0063 (N° série Ai31610)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025
Les Saules	Toxoplasmose IgG	Sérum (Plasma)	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I2 : YJ2-AUT-0066 (N° série Ai31612) L1 – I3 : YJ2-AUT-0067 (N° série Ai31613) L2 – I2 : YJ2-AUT-0063 (N° série Ai31610) L2 – I3 : YJ2-AUT-0064 (N° série Ai31843)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025 Transfert de l'analyse de l'automate L2 – I1 : YJ2-AUT-0062 (N° série Ai31609) vers l'automate L2 – I3 : YJ2-AUT-0064 (N° série Ai31843) le 29/01/2026

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Les Saules	Toxoplasmose IgM	Sérum (Plasma)	Chimiluminescence sur Alinity module i L1 – I2 : YJ2-AUT-0066 (N° série Ai31612) L1 – I3 : YJ2-AUT-0067 (N° série Ai31613) L2 – I2 : YJ2-AUT-0063 (N° série Ai31610) L2 – I3 : YJ2-AUT-0064 (N° série Ai31843)	Y-BIOCH-M430 Immunochimie Abbott - Utilisation des Alinity	Changement d'automate le 24/06/2025 Transfert de l'analyse de l'automate L2 – I1 : YJ2-AUT-0062 (N° série Ai31609) vers l'automate L2 – I3 : YJ2-AUT-0064 (N° série Ai31843) le 29/01/2026

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique Claude Bernard Ermont	Recherche de toxine de Clostridium difficile	Selles	Méthode immunoenzymatique membranaire rapide pour la détection simultanée de l'Ag glutamate déshydrogénase de Clostridium difficile et des toxines A et B Technique manuelle	Technique manuelle C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE Y-BACT-M081 Microbiologie - Technique manuelle TECHLAB Clostridium difficile	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique de l'Europe Port Marly	Recherche Ag urinaire Legionelles	Urine	Test immunochromatographique Technique manuelle	Y-ANA-M315 Microbiologie - Technique manuelle ABBOTT Antigène Legionnelle urinaire BinaxNOW	
Clinique de l'Europe Port Marly	Recherche Ag urinaire S. Pneumoniae	Urine	Test immunochromatographique Technique manuelle	Y-ANA-2M232 Microbiologie - Technique manuelle ABBOTT Antigène Streptococcus urinaire BinaxNOW	
Clinique de l'Europe Port Marly	Recherche de toxine de Clostridium difficile	Selles	Méthode immunoenzymatique membranaire rapide pour la détection simultanée de l'Ag glutamate déshydrogénase de Clostridium difficile et des toxines A et B Technique manuelle C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE	Y-BACT-M081 Microbiologie - Technique manuelle - Clostridium difficile difficile	
Clinique de l'Europe Port Marly	Recherche rapide de GRIPPE	Ecouvillon nasal	Test immunochromatographique Technique manuelle	Technique manuelle Y-ANA-2M097 Microbiologie - Technique manuelle - BD Veritor System - Grippe SD Influenza Antigen	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique Claude Bernard Ermont	Cytologie manuelle	Urine / LCR	Méthode manuelle cellule de comptage KOVA	I-ANA-M001-01 Microbiologie - Cytologie sur cellule de comptage KOVA Y-ANA-2M319 Microbiologie - Technique manuelle - Analyse des LCR	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique de l'Europe Port Marly	Cytologie urinaire	Urine	Cellule de Kova technique manuelle	I-ANA-M001- Microbiologie - Cytologie sur cellule de comptage KOVA	
Clinique de l'Europe Port Marly	Examen direct de bactériologie	Liquide gastrique, prélèvement vaginal, LCR	Examen direct microscopique Technique manuelle ZI0-AUT-0025 coloration manuelle différentielle basée sur la structure de la paroi bactérienne	Y-BACT-M428- coloration manuelle kit GRAM-Nicolle	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique Claude Bernard Ermont	Recherche de paludisme	Sang total sur EDTA	- Test immunochromatographique (Palutop) - Examen morphologique microscopique direct (May Grunwald pour frottis RAL coloration des éléments cellulaires) Colorateur Aérospray AX0-AUT-0004	Y-ANA-M397 Mode opérateur de la réalisation du TDR Paludisme Y-ANA-2M321 Microbiologie - Technique manuelle - Diagnostic du paludisme Frottis Aérospray coloration MGG Y-HEMA-M014 Hématologie Aérospray Pro Series 2 Coloration MGG -Mode opérateur Coloration manuelle MGG Y-ANA-M073-04 Hématologie SYSMEX - Réalisation et coloration frottis sanguin	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique de l'Europe Port Marly	Paludisme	Sang total sur EDTA	Test immunochromatographique (Palutop) - Examen morphologique microscopique direct ZI0-AUT-0024 Colorateur Aerospray May Grunwald pour frottis RAL coloration orthochromatique et métachromatique des éléments cellulaires	Y-ANA-M397 - Mode opérateur de la réalisation du TDR Paludisme Y-ANA-2M321 Microbiologie - Technique manuelle - Diagnostic du paludisme Frottis Y-HEMA-M015-01 Réalisation et coloration de frottis sanguin à l'aide du kit RAL 555	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Les Saules	Recherche de paludisme	Sang total sur EDTA	- Test immunochromatographique (Palutop) - Amplification LAMP Meridian Alethia (YJ-AUT-0057) - Examen morphologique microscopique direct (May Grunwald pour frottis RAL coloration des éléments cellulaires) - Colorateurs SP50: YJ2-AUT0008 et YJ2-AUT-0009	Y-ANA-M397 Mode opératoire de la réalisation du TDR Paludisme Y-ANA-P030 PCR paludisme - Meridian - ALETHIA Palu (PT Saules). Procédure générale. Y-ANA-2M321 Microbiologie - Technique manuelle - Diagnostic du paludisme Frottis. Y-HEMA-M004-01 Hématologie SYSMEX - Utilisation XN, DI / DM et SP)	

BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique Claude Bernard Ermont	Identification des cellules rondes	sperme	Identification morphologique et comptage manuel par microscopie optique sur frottis, après coloration (sur Kit RAL 555). Méthode manuelle quantitative (comptage sur 100 cellules rondes).	Méthode reconnue Centre AMP Ermont - Techniques en spermiologie diagnostique	Changement de méthode de coloration au 17/04/2026
Clinique Claude Bernard Ermont	Recherche et identification des spermatozoïdes, volume, pH, viscosité, agglutination, mobilité, concentration, cellules rondes	sperme, urine	Méthode manuelle, cellules de Malassez, papier pH, estimation visuelle	Méthode reconnue Centre AMP Ermont - Techniques en spermiologie diagnostique	

BM SP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique Claude Bernard Ermont	Spermocytogramme	sperme, urine	Identification morphologique (classification OMS) et comptage manuel par microscopie optique sur frottis, après coloration (sur kit RAL 555). Méthode manuelle quantitative (comptage sur 200 Spz)	Méthode reconnue Centre AMP Ermont - Techniques en spermiologie diagnostique	Changement de méthode de coloration au 17/04/2026
Clinique Claude Bernard Ermont	Vitalité	sperme, urine	Méthode manuelle, coloration éosine nigrosine	Méthode reconnue Centre AMP Ermont - Techniques en spermiologie diagnostique	

BM SP07 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique Claude Bernard Ermont	Recherche, identification et détermination de la concentration d'anticorps antispermatozoïdes: MAR Test	Échantillons biologiques d'origine humaine	Technique manuelle Mar test IgA et IgG Agglutination latex	Méthode reconnue Centre AMP Ermont - Techniques en spermologie diagnostique	

BM AP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique Claude Bernard Ermont	Recherche et identification des spermatozoïdes, volume, mobilité, concentration	Échantillons biologiques d'origine humaine	Méthode manuelle cellule de Malassez	Méthode reconnue Centre AMP Ermont - Techniques en spermiologie diagnostique Centre AMP Ermont - Techniques en AMP	

BM AP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique Claude Bernard Ermont	Identification de l'ovocyte, du zygote et de l'embryon	Échantillons biologiques d'origine humaine	Méthode manuelle Microscope Leica Loupe Olympus / Leica	Méthode reconnue Centre AMP Ermont - Techniques en AMP	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Argenteuil Basilique	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse	Manuel de prélèvement	
Argenteuil Basilique	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Urine	Sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Argenteuil Basilique	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (génital, ORL, œil, ...)	Ecouvillonnage	Manuel de prélèvement	
Argenteuil Basilique	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse, marge anale	Grattage Scotch	Manuel de prélèvement	
Argenteuil Basilique	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	Manuel de prélèvement	
Argenteuil Basilique	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Col utérin	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
Argenteuil Basilique	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Argenteuil Gare	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse	Manuel de prélèvement	
Argenteuil Gare	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Urine	Sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Argenteuil Gare	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (génital, ORL, œil, ...)	Ecouvillonnage	Manuel de prélèvement	
Argenteuil Gare	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse, marge anale	Grattage Scotch	Manuel de prélèvement	
Argenteuil Gare	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	Manuel de prélèvement	
Argenteuil Gare	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Col utérin	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
Argenteuil Gare	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Argenteuil Mairie	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse	Manuel de prélèvement	
Argenteuil Mairie	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Urine	Sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Argenteuil Mairie	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (génital, ORL, œil, ...)	Ecouvillonnage	Manuel de prélèvement	
Argenteuil Mairie	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse, marge anale	Grattage Scotch	Manuel de prélèvement	
Argenteuil Mairie	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	Manuel de prélèvement	
Argenteuil Mairie	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Col utérin	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
Argenteuil Mairie	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Arpajon	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse	Manuel de prélèvement	
Arpajon	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Urine	Sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Arpajon	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (génital, ORL, œil, ...)	Ecouvillonnage	Manuel de prélèvement	
Arpajon	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse, marge anale	Grattage Scotch	Manuel de prélèvement	
Arpajon	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	Manuel de prélèvement	
Arpajon	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Col utérin	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
Arpajon	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Blériot	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse	Manuel de prélèvement	
Blériot	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Urine	Sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Blériot	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (génital, ORL, œil, ...)	Ecouvillonnage	Manuel de prélèvement	
Blériot	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse, marge anale	Grattage Scotch	Manuel de prélèvement	
Blériot	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	Manuel de prélèvement	
Blériot	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Col utérin	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
Blériot	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Bois d'Arcy	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse	Manuel de prélèvement	
Bois d'Arcy	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Urine	Sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Bois d'Arcy	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (génital, ORL, œil, ...)	Ecouvillonnage	Manuel de prélèvement	
Bois d'Arcy	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse, marge anale	Grattage Scotch	Manuel de prélèvement	
Bois d'Arcy	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	Manuel de prélèvement	
Bois d'Arcy	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Col utérin	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
Bois d'Arcy	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Carrières sur Seine	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse	Manuel de prélèvement	
Carrières sur Seine	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Urine	Sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Carrières sur Seine	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (génital, ORL, œil, ...)	Ecouvillonnage	Manuel de prélèvement	
Carrières sur Seine	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse, marge anale	Grattage Scotch	Manuel de prélèvement	
Carrières sur Seine	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	Manuel de prélèvement	
Carrières sur Seine	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Col utérin	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
Carrières sur Seine	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Cergy Saint Christophe	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse	Manuel de prélèvement	
Cergy Saint Christophe	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Urine	Sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Cergy Saint Christophe	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (génital, ORL, œil, ...)	Ecouvillonnage	Manuel de prélèvement	
Cergy Saint Christophe	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse, marge anale	Grattage Scotch	Manuel de prélèvement	
Cergy Saint Christophe	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	Manuel de prélèvement	
Cergy Saint Christophe	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Col utérin	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
Cergy Saint Christophe	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique Claude Bernard Ermont	Au sein du site, dans un service de soins, au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse, Ponction sur matériel, Ponction artérielle, Prélèvement capillaire	Manuel de prélèvement	
Clinique Claude Bernard Ermont	Au sein du site, dans un service de soins, au domicile des patients	Urine	Sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Clinique Claude Bernard Ermont	Au sein du site, dans un service de soins, au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (génital, ORL, œil, ...)	Ecouvillonnage	Manuel de prélèvement	
Clinique Claude Bernard Ermont	Au sein du site, dans un service de soins, au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse, marge anale	Grattage Scotch	Manuel de prélèvement	
Clinique Claude Bernard Ermont	Au sein du site, dans un service de soins, au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	Manuel de prélèvement	
Clinique Claude Bernard Ermont	Au sein du site, dans un service de soins, au domicile des patients	Col utérin	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
Clinique Claude Bernard Ermont	Au sein du site, dans un service de soins, au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO ₂ expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique de l'Europe Port Marly	Au sein du site, dans un service de soins, au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse, Ponction sur matériel, Ponction artérielle, Prélèvement capillaire	Manuel de prélèvement	
Clinique de l'Europe Port Marly	Au sein du site, dans un service de soins, au domicile des patients	Urine	Sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Clinique de l'Europe Port Marly	Au sein du site, dans un service de soins, au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (génital, ORL, œil, ...)	Ecouvillonnage	Manuel de prélèvement	
Clinique de l'Europe Port Marly	Au sein du site, dans un service de soins, au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse, marge anale	Grattage Scotch	Manuel de prélèvement	
Clinique de l'Europe Port Marly	Au sein du site, dans un service de soins, au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	Manuel de prélèvement	
Clinique de l'Europe Port Marly	Au sein du site, dans un service de soins, au domicile des patients	Col utérin	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
Clinique de l'Europe Port Marly	Au sein du site, dans un service de soins, au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO ₂ expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Clinique de l'Hopital Privé de Versailles	Au sein du site, dans un service de soins, au domicile des patients	Sang	Ponction veineuse, Ponction sur matériel, Ponction artérielle, Prélèvement capillaire	Manuel de prélèvement	Site fermé depuis le 10/11/2025
Clinique de l'Hopital Privé de Versailles	Au sein du site, dans un service de soins, au domicile des patients	Urine	Sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	Site fermé depuis le 10/11/2025
Clinique de l'Hopital Privé de Versailles	Au sein du site, dans un service de soins, au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (génital, ORL, œil, ...)	Ecouvillonnage	Manuel de prélèvement	Site fermé depuis le 10/11/2025
Clinique de l'Hopital Privé de Versailles	Au sein du site, dans un service de soins, au domicile des patients	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse, marge anale	Grattage Scotch	Manuel de prélèvement	Site fermé depuis le 10/11/2025
Clinique de l'Hopital Privé de Versailles	Au sein du site, dans un service de soins, au domicile des patients	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	Manuel de prélèvement	Site fermé depuis le 10/11/2025
Clinique de l'Hopital Privé de Versailles	Au sein du site, dans un service de soins, au domicile des patients	Col utérin	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	Site fermé depuis le 10/11/2025
Clinique de l'Hopital Privé de Versailles	Au sein du site, dans un service de soins, au domicile des patients	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	Site fermé depuis le 10/11/2025

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Cormeilles	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse	Manuel de prélèvement	
Cormeilles	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Urine	Sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Cormeilles	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (génital, ORL, œil, ...)	Ecouvillonnage	Manuel de prélèvement	
Cormeilles	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse, marge anale	Grattage Scotch	Manuel de prélèvement	
Cormeilles	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	Manuel de prélèvement	
Cormeilles	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Col utérin	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
Cormeilles	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Domont	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse	Manuel de prélèvement	
Domont	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Urine	Sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Domont	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (génital, ORL, œil, ...)	Ecouvillonnage	Manuel de prélèvement	
Domont	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse, marge anale	Grattage Scotch	Manuel de prélèvement	
Domont	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	Manuel de prélèvement	
Domont	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Col utérin	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
Domont	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Draveil	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse	Manuel de prélèvement	
Draveil	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Urine	Sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Draveil	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (génital, ORL, œil, ...)	Ecouvillonnage	Manuel de prélèvement	
Draveil	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse, marge anale	Grattage Scotch	Manuel de prélèvement	
Draveil	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	Manuel de prélèvement	
Draveil	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Col utérin	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
Draveil	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Eaubonne	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse	Manuel de prélèvement	
Eaubonne	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Urine	Sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Eaubonne	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (génital, ORL, œil, ...)	Ecouvillonnage	Manuel de prélèvement	
Eaubonne	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse, marge anale	Grattage Scotch	Manuel de prélèvement	
Eaubonne	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	Manuel de prélèvement	
Eaubonne	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Col utérin	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
Eaubonne	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Enghien les Bains	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse	Manuel de prélèvement	
Enghien les Bains	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Urine	Sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Enghien les Bains	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (génital, ORL, œil, ...)	Ecouvillonnage	Manuel de prélèvement	
Enghien les Bains	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse, marge anale	Grattage Scotch	Manuel de prélèvement	
Enghien les Bains	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	Manuel de prélèvement	
Enghien les Bains	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Col utérin	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
Enghien les Bains	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Epinay sous Senart	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse	Manuel de prélèvement	
Epinay sous Senart	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Urine	Sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Epinay sous Senart	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (génital, ORL, œil, ...)	Ecouvillonnage	Manuel de prélèvement	
Epinay sous Senart	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse, marge anale	Grattage Scotch	Manuel de prélèvement	
Epinay sous Senart	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	Manuel de prélèvement	
Epinay sous Senart	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Col utérin	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
Epinay sous Senart	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Ermont Centre	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse	Manuel de prélèvement	
Ermont Centre	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Urine	Sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Ermont Centre	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (génital, ORL, œil, ...)	Ecouvillonnage	Manuel de prélèvement	
Ermont Centre	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse, marge anale	Grattage Scotch	Manuel de prélèvement	
Ermont Centre	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	Manuel de prélèvement	
Ermont Centre	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Col utérin	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
Ermont Centre	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Herblay	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse	Manuel de prélèvement	
Herblay	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Urine	Sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Herblay	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (génital, ORL, œil, ...)	Ecouvillonnage	Manuel de prélèvement	
Herblay	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse, marge anale	Grattage Scotch	Manuel de prélèvement	
Herblay	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	Manuel de prélèvement	
Herblay	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Col utérin	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
Herblay	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Hoche	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse	Manuel de prélèvement	
Hoche	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Urine	Sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Hoche	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (génital, ORL, œil, ...)	Ecouvillonnage	Manuel de prélèvement	
Hoche	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse, marge anale	Grattage Scotch	Manuel de prélèvement	
Hoche	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	Manuel de prélèvement	
Hoche	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Col utérin	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
Hoche	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Houilles	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse	Manuel de prélèvement	
Houilles	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Urine	Sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Houilles	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (génital, ORL, œil, ...)	Ecouvillonnage	Manuel de prélèvement	
Houilles	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse, marge anale	Grattage Scotch	Manuel de prélèvement	
Houilles	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	Manuel de prélèvement	
Houilles	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Col utérin	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
Houilles	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
La Celle Saint Cloud	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse	Manuel de prélèvement	
La Celle Saint Cloud	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Urine	Sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
La Celle Saint Cloud	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (génital, ORL, œil, ...)	Ecouvillonnage	Manuel de prélèvement	
La Celle Saint Cloud	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse, marge anale	Grattage Scotch	Manuel de prélèvement	
La Celle Saint Cloud	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	Manuel de prélèvement	
La Celle Saint Cloud	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Col utérin	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
La Celle Saint Cloud	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Les Saules	Au domicile des patients, dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse	Manuel de prélèvement	
Les Saules	Au domicile des patients ou dans un service de soins	Urine	Sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Les Saules	Au domicile des patients ou dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (génital, ORL, œil, ...)	Ecouvillonnage	Manuel de prélèvement	
Les Saules	Au domicile des patients ou dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse, marge anale	Grattage Scotch	Manuel de prélèvement	
Les Saules	Au domicile des patients ou dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	Manuel de prélèvement	
Les Saules	Au domicile des patients ou dans un service de soins	Col utérin	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
Les Saules	Au domicile des patients ou dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Massy 3 gares	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Urine	Sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Massy 3 gares	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse	Manuel de prélèvement	
Massy 3 gares	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (génital, ORL, œil, ...)	Ecouvillonnage	Manuel de prélèvement	
Massy 3 gares	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse, marge anale	Grattage Scotch	Manuel de prélèvement	
Massy 3 gares	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	Manuel de prélèvement	
Massy 3 gares	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Col utérin	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
Massy 3 gares	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Mennecy	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse	Manuel de prélèvement	
Mennecy	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Urine	Sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Mennecy	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (génital, ORL, œil, ...)	Ecouvillonnage	Manuel de prélèvement	
Mennecy	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse, marge anale	Grattage Scotch	Manuel de prélèvement	
Mennecy	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	Manuel de prélèvement	
Mennecy	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Col utérin	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
Mennecy	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Mery	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse	Manuel de prélèvement	
Mery	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Urine	Sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Mery	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (génital, ORL, œil, ...)	Ecouvillonnage	Manuel de prélèvement	
Mery	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse, marge anale	Grattage Scotch	Manuel de prélèvement	
Mery	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	Manuel de prélèvement	
Mery	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Col utérin	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
Mery	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Montigny	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse	Manuel de prélèvement	
Montigny	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Urine	Sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Montigny	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (génital, ORL, œil, ...)	Ecouvillonnage	Manuel de prélèvement	
Montigny	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse, marge anale	Grattage Scotch	Manuel de prélèvement	
Montigny	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	Manuel de prélèvement	
Montigny	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Col utérin	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
Montigny	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Montmorency	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse	Manuel de prélèvement	
Montmorency	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Urine	Sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Montmorency	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (génital, ORL, œil, ...)	Ecouvillonnage	Manuel de prélèvement	
Montmorency	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse, marge anale	Grattage Scotch	Manuel de prélèvement	
Montmorency	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	Manuel de prélèvement	
Montmorency	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Col utérin	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
Montmorency	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Saint Brice sous Forêt	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse	Manuel de prélèvement	
Saint Brice sous Forêt	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Urine	Sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Saint Brice sous Forêt	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (génital, ORL, œil, ...)	Ecouvillonnage	Manuel de prélèvement	
Saint Brice sous Forêt	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse, marge anale	Grattage Scotch	Manuel de prélèvement	
Saint Brice sous Forêt	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	Manuel de prélèvement	
Saint Brice sous Forêt	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Col utérin	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
Saint Brice sous Forêt	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Saint Leu La Forêt	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse	Manuel de prélèvement	
Saint Leu La Forêt	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Urine	Sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Saint Leu La Forêt	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (génital, ORL, œil, ...)	Ecouvillonnage	Manuel de prélèvement	
Saint Leu La Forêt	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse, marge anale	Grattage Scotch	Manuel de prélèvement	
Saint Leu La Forêt	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	Manuel de prélèvement	
Saint Leu La Forêt	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Col utérin	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
Saint Leu La Forêt	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Saint Michel sur Orge	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse	Manuel de prélèvement	
Saint Michel sur Orge	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Urine	Sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Saint Michel sur Orge	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (génital, ORL, œil, ...)	Ecouvillonnage	Manuel de prélèvement	
Saint Michel sur Orge	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse, marge anale	Grattage Scotch	Manuel de prélèvement	
Saint Michel sur Orge	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	Manuel de prélèvement	
Saint Michel sur Orge	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Col utérin	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
Saint Michel sur Orge	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Saint-Cyr	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse	Manuel de prélèvement	
Saint-Cyr	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Urine	Sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Saint-Cyr	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (génital, ORL, œil, ...)	Ecouvillonnage	Manuel de prélèvement	
Saint-Cyr	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse, marge anale	Grattage Scotch	Manuel de prélèvement	
Saint-Cyr	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	Manuel de prélèvement	
Saint-Cyr	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Col utérin	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
Saint-Cyr	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Sannois	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse	Manuel de prélèvement	
Sannois	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Urine	Sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Sannois	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (génital, ORL, œil, ...)	Ecouvillonnage	Manuel de prélèvement	
Sannois	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse, marge anale	Grattage Scotch	Manuel de prélèvement	
Sannois	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	Manuel de prélèvement	
Sannois	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Col utérin	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
Sannois	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Savigny sur Orge	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse	Manuel de prélèvement	
Savigny sur Orge	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Urine	Sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Savigny sur Orge	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (génital, ORL, œil, ...)	Ecouvillonnage	Manuel de prélèvement	
Savigny sur Orge	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse, marge anale	Grattage Scotch	Manuel de prélèvement	
Savigny sur Orge	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	Manuel de prélèvement	
Savigny sur Orge	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Col utérin	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
Savigny sur Orge	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Taverny	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse	Manuel de prélèvement	
Taverny	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Urine	Sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Taverny	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (génital, ORL, œil, ...)	Ecouvillonnage	Manuel de prélèvement	
Taverny	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse, marge anale	Grattage Scotch	Manuel de prélèvement	
Taverny	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	Manuel de prélèvement	
Taverny	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Col utérin	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
Taverny	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Viroflay	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Sang	Ponction veineuse	Manuel de prélèvement	
Viroflay	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Urine	Sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Viroflay	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse (génital, ORL, œil, ...)	Ecouvillonnage	Manuel de prélèvement	
Viroflay	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Peau, phanères, ongles, tissus, muqueuse, marge anale	Grattage Scotch	Manuel de prélèvement	
Viroflay	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Cheveux, poils	Arrachement, cisaillement	Manuel de prélèvement	
Viroflay	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Col utérin	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	
Viroflay	Au sein du site, au domicile des patients, dans un service de soins	Air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide citrique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	