



Portée détaillée v.10 de l'attestation N° 8-3441

Detailed scope v.10 of the attestation N° 8-3441

Date de publication / Publish date: 07/05/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

SELARL BIOPTEAM

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de VONNAS	HEMOGLOBINE GLYCOSYLEE HBA1c	Sang total EDTA	Variant 2 turbo / HPLC	TECHN-EN-003	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire LALANDE	ACIDE URIQUE	Plasma	2 DXC700AU / Uricase PAP	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	ALBUMINE SERIQUE	Plasma	2 DXC700AU / vert de bromocresol	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	BETA 2 MICROGLOBULINE	Sérum	2 DXC700AU / immuno-turbidimetrie	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	BILIRUBINE direct	Plasma	2 DXC700AU / DPD	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	BILIRUBINE total	Plasma	2 DXC700AU / DPD Caféine	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	CALCIUM	Plasma/Urine	2 DXC700AU / Arsenazo III	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	CHLORE	Plasma/Urine	2 DXC700AU / potentiomètre indirecte	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	CHOLESTEROL HDL	Plasma	2 DXC700AU / immuno-inhibition	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	CHOLESTEROL TOTAL	Plasma	2 DXC700AU / CHOD-PAP	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	CREATINE PHOSPHOKINASE	Plasma	2 DXC700AU / IFCC	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	CREATININE	Plasma/Urine	2 DXC700AU / Enzymatique	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	C R P	Plasma	2 DXC700AU / immuno-turbidimetrie	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	FERRITINE	Plasma	2 DXI 800 / Chimiluminescence	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	FER SÉRIQUE	Plasma	2 DXC700AU / TPTZ	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	FSH	Sérum	2 DXI 800 / Chimiluminescence	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	G.O.T. (ASAT)	Plasma	2 DXC700AU / IFCC	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	G.P.T. (ALAT)	Plasma	2 DXC700AU / IFCC	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	GGT	Plasma	2 DXC700AU / IFCC	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	GLUCOSE	Plasma	2 DXC700AU / Hexokinase	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	HAPTOGLOBINE	Plasma	2 DXC700AU / immuno-turbidimetrie	BIOCH-EN-001	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire LALANDE	HCG	Plasma	2 DXI 800 / Chimiluminescence	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	IMMUNOGLOBULINES A	Plasma	2 DXC700AU / immuno-turbidimetrie	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	IMMUNOGLOBULINES G	Plasma	2 DXC700AU / immuno-turbidimetrie	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	IMMUNOGLOBULINES M	Plasma	2 DXC700AU / immuno-turbidimetrie	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	LACTO-DESHYDROGENASE	Plasma	2 DXC700AU / IFCC	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	LH	Sérum	2 DXI 800 / Chimiluminescence	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	LIPASE	Plasma	2 DXC700AU / Imamura	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	MAGNESIUM	Plasma	2 DXC700AU / bleu de xylidyle	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	OESTRADIOL	Sérum	2 DXI 800 / Chimiluminescence	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	PHOSPHATASES ALCALINES	Plasma	2 DXC700AU / IFCC	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	PHOSPHORE	Plasma/Urine	2 DXC700AU / Molybdate	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	POTASSIUM	Plasma/Urine	2 DXC700AU / potentiomètre indirecte	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	PREALBUMINE	Sérum	2 DXC700AU / immuno-turbidimetrie	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	PROTEINE	Plasma/Sérum	2 DXC700AU / Biuret	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	PSA LIBRE	Sérum	2 DXI 800 / Chimiluminescence	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	PSA TOTAL	Sérum	2 DXI 800 / Chimiluminescence	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	RESERVE ALCALINE	Plasma	2 DXC700AU / PEP Carboxylase	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	SODIUM	Plasma/Urine	2 DXC700AU / potentiomètre indirecte	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	THYROXINE libre (T4L)	Plasma	2 DXI 800 / Chimiluminescence	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	TRANSFERRINE	Plasma	2 DXC700AU / immuno-turbidimetrie	BIOCH-EN-001	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire LALANDE	TRIGLYCERIDES	Plasma	2 DXC700AU / GPO-PAP	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	TRIODOXYRONINE libre (T3L)	Plasma	2 DXI 800 / Chimiluminescence	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	TSH	Plasma	2 DXI 800 / Chimiluminescence	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	UREE	Plasma/Urine	2 DXC700AU / Uréase GLDH	BIOCH-EN-001	
Laboratoire LALANDE	VITAMINE 25 OH D (D2+D3)	Plasma	2 DXI 800 / Chimiluminescence	BIOCH-EN-001	

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire BRETIN	ELECTROPHORESE DES PROTIDES	Sérum	Electrophorèse capillaire Capillarys	TECHN-EN-004	
Laboratoire BRETIN	IMMUNO ELECTROPHORESE DES PROTEINES SERIQUES	Sérum	Immunotypage / Electrophorèse capillaire Capillarys	TECHN-EN-004	

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire BRETIN	CANNABINOIDES	Urine	Immunochromatographique	TECHN-EN-004	

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire LALANDE	Clinique Convert	Clinique Convert	GAZ DU SANG (PH PO2 PCO2 SaO2 et Hb)	Sang total hépariné	2 Gem 5000 / Ampérométrie et Potentiométrie	GAZ-EN-006	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire LALANDE	HEMOGRAMME	Sang total EDTA	Yumizen 1500 2.0 + Yumizen 2500 2.0 SPS Formule en lecture manuelle	HEMA-EN-002	

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire LALANDE	VITESSE DE SEDIMENTATION	Sang total EDTA	VESMATIC cube 200 / Lecture de sédimentation automatisée	HEMA-EN-008	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire LALANDE	DOSAGE D DIMERES	Plasma	2 STA Compact / Immunoturbidimétrie	COAG-EN-003	
Laboratoire LALANDE	TAUX DE PROTHROMBINE	Plasma	2 STA Compact / Chronométrie	COAG-EN-003	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire LALANDE	DETERMINATION DU GROUPE SANGUIN	Plasma et culot globulaire	IH 1000 / Globulaire et sérique automatisée	IH-EN-002	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire LALANDE	RECHERCHE D'AGGLUTININES IRREGULIERES	Plasma	IH 1000 / Cooms indirect automatisée	IH-EN-002	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire LALANDE	SEROLOGIE DE L'HEPATITE C	Sérum	2 DXI 800 / Chimiluminescence	BIOCH-EN-001	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire LALANDE	RECHERCHE DES VIRUS GRIPPAUX	Ecouvillon nasopharyngé	Immunochromatographique	TECHN-EN-005	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire LALANDE	EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DES URINES	Urine	Cytologie : comptage en cellule	BAC-EN-005	

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire LALANDE	HEMOCULTURES	Sang total	2 Bact Alert / incubation et lecture de pousse automatisée	BAC-EN-005	

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire LALANDE	RECHERCHE DE DERMATOPHYTES ET MOISSISSURES D'INTERET MEDICAL	Peau et phanères	Méthodes manuelles	BAC-EN-005	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire LALANDE	EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DES URINES	Urine	Ensemencement : manuel Identification : Chomogenique et Vitek II	BAC-EN-005	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire LALANDE	EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DES URINES	Urine	Vitek II	BAC-EN-005	Carte ATB N436 remplacée par N497 en 4/2026

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire LALANDE	RECHERCHE D'HEMATOZOAIRES (PALUDISME)	Sang total	Lecture manuelle / coloration MGG automatisée SPS + TDR Immunochromatographique	TECHN-EN-005	

BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire BRETIN	SPERMOGRAMME / SPERMOCYTOGRAMME	Sperme Urine	Méthodes manuelles	TECHN-EN-004	
Laboratoire BRETIN	TEST DE SURVIE	Sperme Urine	Méthodes manuelles	TECHN-EN-004	

BM SP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire BRETIN	SPERMOGRAMME / SPERMOCYTOGRAMME	Sperme Urine	Méthodes manuelles	TECHN-EN-004	
Laboratoire BRETIN	TEST DE SURVIE	Sperme Urine	Méthodes manuelles	TECHN-EN-004	

BM SP07 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire BRETIN	RECHERCHE D'ANTICORPS FIXES SUR LES SPERMATOZOIDES	Sperme	Méthode manuelle	TECHN-EN-004	

BM AP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire BRETIN	ISOLEMENT DES SPERMATOZOIDES EN VUE D'UNE I.A.C.	Sperme	Méthodes manuelles	TECHN-EN-004	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire BRETIN	Au sein du site, aux domiciles des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	PREA-EN-024 PREA-EN-023	
Laboratoire BRETIN	Au sein du site, aux domiciles des patients	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	PREA-EN-023	
Laboratoire BRETIN	Au sein du site, aux domiciles des patients	MUQUEUSES : sphère ORL, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	PREA-EN-023	
Laboratoire BRETIN	Au sein du site, aux domiciles des patients	Plaies, pus, écoulements spontanés, urines	Prélèvement de liquides et produits biologiques	PREA-EN-023	
Laboratoire BRETIN	Au sein du site, aux domiciles des patients	Air expiré	Prélèvement d'air expiré	PREA-EN-021	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de VONNAS	Au sein du site, aux domiciles des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	PREA-EN-024 PREA-EN-023	
Laboratoire de VONNAS	Au sein du site, aux domiciles des patients	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	PREA-EN-023	
Laboratoire de VONNAS	Au sein du site, aux domiciles des patients	MUQUEUSES : sphère ORL, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	PREA-EN-023	
Laboratoire de VONNAS	Au sein du site, aux domiciles des patients	Plaies, pus, écoulements spontanés, urines	Prélèvement de liquides et produits biologiques	PREA-EN-023	
Laboratoire de VONNAS	Au sein du site, aux domiciles des patients	Air expiré	Prélèvement d'air expiré	PREA-EN-021	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire LALANDE	Au sein du site, aux domiciles des patients, au sein de services de soins.	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	PREA-EN-024 PREA-EN-023	
Laboratoire LALANDE	Au sein du site, aux domiciles des patients, au sein de services de soins.	Sang	Prélèvement par ponction artérielle directe	PREA-EN-024	
Laboratoire LALANDE	Au sein du site, aux domiciles des patients, au sein de services de soins.	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	PREA-EN-023	
Laboratoire LALANDE	Au sein du site, aux domiciles des patients, au sein de services de soins.	MUQUEUSES : sphère ORL, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	PREA-EN-023	
Laboratoire LALANDE	Au sein du site, aux domiciles des patients, au sein de services de soins.	Plaies, pus, écoulements spontanés, urines	Prélèvement de liquides et produits biologiques	PREA-EN-023	
Laboratoire LALANDE	Au sein du site, aux domiciles des patients, au sein de services de soins.	Air expiré	Prélèvement d'air expiré	PREA-EN-021	