



Portée détaillée v.17 de l'attestation N° 8-3447

Detailed scope v.17 of the attestation N° 8-3447

Date de publication / Publish date: 03/10/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

LABOUEST

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE ANCENIS	ALAT-GPT	Sang et dérivés	Spectrophotométrie d'absorption IFCC, avec phosphate de pyridoxal - Automate Roche Cobas c503 PRO 1 routine et PRO 2 urgence	R2C-ANC-PT-017-02	
LABORATOIRE ANCENIS	Potassium	Sang et dérivés	Potentiométrie ISE indirect - Automate Roche Cobas ISE PRO 1-1 et ISE PRO 1-2 routine et PRO 2 urgence	R2C-ANC-PT-017-02	
LABORATOIRE ANCENIS	Triglycérides	Sang et dérivés	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique, colorimétrique (LPL/GK/GPO/POD-PAP) - Automate Roche Cobas c503 PRO 1 routine et PRO 2 urgence	R2C-ANC-PT-017-02	
LABORATOIRE ANCENIS	Troponine T hs	Sang et dérivés	ECLIA ECL / sandwich - Automate Roche Cobas e801 PRO 1 routine et PRO 2 urgence	R2C-ANC-PT-017-02	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE TASSIGNY	ALAT-GPT	Sang et dérivés	Spectrophotométrie d'absorption IFCC, avec phosphate de pyridoxal - Automate Roche Cobas c503 PRO 1, PRO 2 et PRO 3	R2C-24-MO-006-16	Ajout PRO 03 le 09-09-2026
LABORATOIRE DE TASSIGNY	Lactates	Sang et dérivés	Ampérométrie - Automate Siemens RP500 1 et 2	R2C-AND-MO-006-05	
LABORATOIRE DE TASSIGNY	Potassium	Sang et dérivés	Potentiométrie ISE indirect - Automate Roche Cobas c503 PRO 1, PRO 2 et PRO	R2C-24-MO-006-16	Ajout PRO 03 le 09-09-2026
LABORATOIRE DE TASSIGNY	Triglycérides	Sang et dérivés	Spectrophotométrie d'absorption Enzymatique, colorimétrique (LPL/GK/GPO/POD-PAP) - Automate Roche Cobas c503 PRO 1, PRO 2 et PRO	R2C-24-MO-006-16	Ajout PRO 03 le 09-09-2026
LABORATOIRE DE TASSIGNY	Troponine T hs	Sang et dérivés	ECLIA ECL / sandwich - Automate Roche Cobas c503 PRO 1, PRO 2 et PRO	R2C-24-MO-006-15	Ajout PRO 03 le 09-09-2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE TRELAZE	Lactates	Sang et dérivés	Ampérométrie - Automate Siemens RP500	R2C-AND-MO-006-05	

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE ANCENIS	Electrophorèse des protéines sériques	Sang et dérivés	Electrophorèse capillaire sur CAPILLARYS 3 SEBIA	R2C-ANC-PT-006-04	
LABORATOIRE ANCENIS	ImmunoElectrophorèse des protéines sériques	Sang et dérivés	ImmunoElectrophorèse - Automate CAPILLARYS 3 SEBIA 2070	R2C-ANC-PT-006-04	Précision du numéro de série de l'automate
LABORATOIRE ANCENIS	ImmunoElectrophorèse des protéines sériques	Sang et dérivés	ImmunoElectrophorèse - Automate CAPILLARYS 3 SEBIA 443	R2C-ANC-PT-006-04	Ajout le 12-12-2025

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE ANCENIS	Cannabis (THC) urinaire	urines	Technique manuelle Test immunologique basé sur une méthode de compétition (TUS)	R2C-ANC-MO-016-05	

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE TASSIGNY	Cotinites urinaires	urines	Tests unitaires simples - DRUGCHECK COT	R2C-TAS-MO-017-10	

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE TRELAZE	Sang dans les selles	Selles	Test unitaire	R2C-MULTI-MO-014-05	Changement de test unitaire : HEM SIGN remplacé par HEMOTRUSTest le 08-11- 2024

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE ANCENIS	CH ERDRE ET LOIRE	Pôle Urgences - Maternité - Pneumologie	Lactates	sang et dérivés	Technique ampérométrique - Automate Siemens RP500 Maternité	R2C-ANC-PT-005-06	Mise à jour du nom du lieu de réalisation
LABORATOIRE ANCENIS	CH ERDRE ET LOIRE	Pôle Urgences - Maternité - Pneumologie	Lactates	sang et dérivés	Technique ampérométrique - Automate Siemens RP500 Urgences	R2C-ANC-PT-005-06	Mise à jour du nom du lieu de réalisation
LABORATOIRE ANCENIS	CH ERDRE ET LOIRE	Pôle Urgences - Maternité - Pneumologie	Lactates	sang et dérivés	Technique ampérométrique - Automate Siemens EPOC NXS	R2C-ANC-PT-019-04	Ajout le 18-11-2025

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE ANCENIS	Formule leucocytaire	Sang et dérivés	Méthode manuelle de type qualitatif et quantitatif Identification morphologique et numération en cellule sur frottis, après coloration, par microscopie optique / DM	R2C-ANC-PT-003-11	Arrêt le 26-01-2026 (changement DM par DI)
LABORATOIRE ANCENIS	Formule leucocytaire	Sang et dérivés	Fluorocytométrie de flux - Automate Sysmex XN 1 - XN2	R2C-ANC-PT-003-11	Arrêt le 26-01-2026 (changement XN par XR9000)
LABORATOIRE ANCENIS	Formule leucocytaire	Sang et dérivés	Identification morphologique et numération en cellule sur frottis, après coloration, par microscopie optique / DI	R2C-ANC-PT-003-11	Nouvel automate le 26-01-2026
LABORATOIRE ANCENIS	Hémogramme (Numération formule, plaquettes)	Sang et dérivés	Mesure de l'impédance Focalisation hydrodynamique - Photométrie- Diffraction en cytométrie de flux - Calcul Automate - Automate Sysmex XR 1 - XR 2 - XR-3	R2C-ANC-PT-003-11	Nouvel automate le 26-01-2026 + Analyses regroupées (Numération globulaire et constantes érythrocytaires + Formule leucocytaire + Numération plaquettaire)
LABORATOIRE ANCENIS	Numération globulaire et constantes érythrocytaires	Sang et dérivés	Mesure de l'impédance Focalisation hydrodynamique - Photométrie- Diffraction en cytométrie de flux - Calcul Automate - Automate Sysmex XN 1 - XN 2	R2C-ANC-PT-003-11	Arrêt le 26-01-2026 (changement XN par XR9000)
LABORATOIRE ANCENIS	Numération plaquettaire	Sang et dérivés	Mesure de l'impédance Focalisation hydrodynamique - Automate Sysmex XN 1 - XN 2	R2C-ANC-PT-003-11	Arrêt le 26-01-2026 (changement XN par XR9000)
LABORATOIRE ANCENIS	Numération plaquettaire	Sang et dérivés	Fluorocytométrie de flux - Automate Sysmex XN 2	R2C-ANC-PT-003-11	Arrêt le 26-01-2026 (changement XN par XR9000)

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE TASSIGNY	Formule leucocytaire	Sang et dérivés	Méthode manuelle de type qualitatif et quantitatif Identification morphologique et numération en cellule sur frottis, après coloration, par microscopie optique / DM	R2C-24-MO-023-04	Arrêt le 27-11-2025 (changement DM par DI)
LABORATOIRE DE TASSIGNY	Formule leucocytaire	Sang et dérivés	Fluorocytométrie de flux - Automate Sysmex XN 1 - XN2	R2C-24-MO-023-04	Arrêt le 27-11-2025 (changement XN par XR9000)
LABORATOIRE DE TASSIGNY	Formule leucocytaire	Sang et dérivés	Identification morphologique et numération en cellule sur frottis, après coloration, par microscopie optique / DI	R2C-24-MO-023-04	Nouvel automate le 27-11-2025
LABORATOIRE DE TASSIGNY	Hémogramme (Numération formule, plaquettes)	Sang et dérivés	Mesure de l'impédance Focalisation hydrodynamique - Photométrie- Diffraction en cytométrie de flux - Calcul Automate - Automate Sysmex XR 1 - XR 2 - XR 3	R2C-24-MO-023-04	Nouvel automate le 27-11-2025 + Analyses regroupées (Numération globulaire et constantes érythrocytaires + Formule leucocytaire + Numération plaquettaire) Ajout XR 3 le 23-07-2026
LABORATOIRE DE TASSIGNY	Numération globulaire et constantes érythrocytaires	Sang et dérivés	Mesure de l'impédance Focalisation hydrodynamique - Photométrie- Diffraction en cytométrie de flux - Calcul Automate - Automate Sysmex XN 1 - XN 2	R2C-24-MO-023-04	Arrêt le 27-11-2025 (changement XN par XR9000)
LABORATOIRE DE TASSIGNY	Numération plaquettaire	Sang et dérivés	Mesure de l'impédance Focalisation hydrodynamique - Automate Sysmex XN 1 - XN 2	R2C-24-MO-023-04	Arrêt le 27-11-2025 (changement XN par XR9000)
LABORATOIRE DE TASSIGNY	Numération plaquettaire	Sang et dérivés	Fluorocytométrie de flux - Automate Sysmex XN 2	R2C-24-MO-023-04	Arrêt le 27-11-2025 (changement XN par XR9000)

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE ANCENIS	Vitesse de sédimentation	sang et dérivés	Technique automatisée : photométrie capillaire sur ALIFAX	R2C-ANC-PT-012-09	

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE TASSIGNY	Vitesse de sédimentation	sang et dérivés	Méthode de mesure automatisée de la cinétique de sédimentation - ALIFAX TEST1	R2C-24-MO-012-04	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE ANCENIS	D Dimères	Sang et dérivés	Dosage quantitatif du D-Dimères plasmatique par méthode immuno-turbidimétrique - Automate STA R Max STAGO module 1 et module 2	R2C-ANC-PT-009-14	
LABORATOIRE ANCENIS	Facteur V	Sang et dérivés	Mesure chronométrique d'un temps de coagulation d'un plasma patient en présence d'un plasma témoin déplété en facteur V - Automate STAR Max STAGO module 1 et module 2	R2C-ANC-PT-009-14	
LABORATOIRE ANCENIS	TP	Sang et dérivés	Méthode de détection chronométrique/ STAR MAX module 1 et module 2	R2C-ANC-PT-009-14	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE TASSIGNY	D Dimères	Sang et dérivés	Dosage quantitatif du D-Dimères plasmatique par méthode immuno-turbidimétrique - Automate STA R MAX 2 module 1 et module 2	R2C-24-MO-009-09	
LABORATOIRE DE TASSIGNY	Facteur V	Sang et dérivés	Mesure chronométrique d'un temps de coagulation d'un plasma patient en présence d'un plasma témoin déplété en facteur V - Automate STA R MAX 2 module 1 et module 2	R2C-R2C-24-MO-009- 09-MO-009-09	
LABORATOIRE DE TASSIGNY	TP	Sang et dérivés	Détection par viscosimétrie Chronométrie - Automate STAR Max 2 module 1 et module 2	R2C-TAS-R2C-24-MO- 009-09-009-09	

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE ANCENIS	Ac anti-B2Gp1 IgG	sang et dérivés	Chimiluminescence - Automate ISYS IDS	R2C-ANC-PT-016-06	

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE TASSIGNY	Antithrombine	Sang et dérivés	Immunoturbidimétrie - Automate STA R MAX 2 module1	R2C-24-MO-009-09	
LABORATOIRE DE TASSIGNY	Anti XA	Sang et dérivés	Photométrie Méthode de colo-cinétique (DO/min) 405 nm (colorimétrie) - Automate STA R MAX 2 module 1 et module 2	R2C-24-MO-009-09	
LABORATOIRE DE TASSIGNY	Recherche Anticoagulants circulants	Sang et dérivés	Méthode Chronométrie - Automate STAR Max 2 module 1	R2C-24-MO-009-09	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE ANCENIS	Rhésus	sang et dérivés	Méthode immunologique d'hémagglutination sur support gel filtration - Automate Grifols Wadiana	R2C-50-PT-015-11	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE TASSIGNY	GROUPE ABO RH KEL	Sang et dérivés	Méthode immunologique d'hémagglutination sur support gel filtration - Automate Grifols ERYTRA 1 et ERYTRA 2	R2C-24-MO-010-04	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE ANCENIS	Recherche d'agglutinines irrégulières	sang et dérivés	Méthode immunologique d'hémagglutination sur support gel filtration - Automate Grifols Wadiana	R2C-50-PT-015-11	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE TASSIGNY	Recherche d'agglutinines irrégulières	Sang et dérivés	Méthode immunologique d'hémagglutination sur support gel filtration - Automate Grifols ERYTRA 1 et ERYTRA 2	R2C-24-MO-010-04	

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE ANCENIS	Coombs direct	sang et dérivés	Méthode immunologique d'hémagglutination sur support gel filtration - Automate Grifols Wadiana	R2C-50-PT-015-11	

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE TASSIGNY	Coombs direct	sang et dérivés	Méthode immunologique d'hémagglutination sur support gel filtration - Automate Grifols ERYTRA 1 et ERYTRA 2	R2C-24-MO-010-04	

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE ANCENIS	AAN	Sang et dérivés	Immunofluorescence indirecte, IF Sprinter Euroimmun	R2C-ANC-PT-014-05	
LABORATOIRE ANCENIS	Ac Anti-CCP	Sang et dérivés	Immuno Analyse Chimiluminescence Automate Roche Cobas e801 PRO 1 routine	R2C-ANC-PT-017-02	
LABORATOIRE ANCENIS	ENA	Sang et dérivés	Immunoblot, Euroblotone	R2C-ANC-PT-010-03	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE TASSIGNY	IgE Totales	Sang et dérivés	Immunofluorescence - Automate Thermo Scientific Phadia 250	R2C-24-MO-015-08	

BM AB03 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE TASSIGNY	Tryptase	Sang et dérivés	Immunofluorescence - Automate Thermo Scientific Phadia 250	R2C-TAS-MO-015-07	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE ANCENIS	Ac anti-Toxoplasmose IgG	Sang et dérivés	ECLIA ECL / sandwich - Automate Roche Cobas e801 PRO 2 Urgence	R2C-ANC-PT-017-02	
LABORATOIRE ANCENIS	Ac anti-Toxoplasmose IgM	Sang et dérivés	ECLIA ECL / sandwich - Automate Roche Cobas e801 PRO 2 Urgence	R2C-ANC-PT-017-02	Ajout
LABORATOIRE ANCENIS	Sérologie Lyme IgG	Sang et dérivés	CLIA- Automate Liaison XL	R2C-50-PT-011-09	Ajout
LABORATOIRE ANCENIS	Western-blot Lyme IgG	Sang et dérivés	Typage des anticorps par immunoblotting – Automate Euroblotone-Euroimmun	R2C-ANC-PT-010-03	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE TASSIGNY	Ac anti-Toxoplasmose IgG	Sang et dérivés	ECLIA ECL / sandwich - Automate Roche Cobas e801 PRO 1 routine et PRO 2 Urgence	R2C-24-MO-006-15	
LABORATOIRE DE TASSIGNY	Ac anti-Toxoplasmose IgM	Sang et dérivés	ECLIA ECL / sandwich - Automate Roche Cobas e801 PRO 1 routine et PRO 2 Urgence	R2C-24-MO-006-15	Ajout

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE ANCENIS	Recherche de Legionella dans les urines	urines	Immunochromatographie sur membrane ABBOTT BinaxNOW Legionella Urinary Antigen Card	R2C-ANC-PT-007-07	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE TRELAZE	Clostridium Difficile	Selles	Immunochromatographie sur bandelette - Savyon® Diagnostics -CoproStrip™ C. difficile GDH + Toxine A + Toxine B	R2C-MBL-MO-029-08	Changement de réactif le 02-10-2025

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE TRELAZE	Chlamydiae/Gonocoque/Trichomonas	Urines, prélèvement vaginal	Détection d'acides nucléiques (PCR) - Automates BD Cor, BD Max A, BD Max B et BD Max C	R2C-19-MO-069-09	Ajout du BD Cor le 16-07-2026

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE ANCENIS	ECBU	urines	Methode manuelle : Numération sur cellules de Kova	R2C-MULTI-MO-008-03	
LABORATOIRE ANCENIS	ECBU	urines	Coloration manuelle et Aerospray - Automate Aerospray Gram	R2C-MULTI-MO-016-10	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE TASSIGNY	ECBU	urines	Coloration manuelle et Aerospray - Automate Aerospray Gram	R2C-MULTI-MO-016-10	
LABORATOIRE DE TASSIGNY	ECBU	urines	Methode manuelle : Numération sur cellules de Kova	R2C-MULTI-MO-008-03	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE TRELAZE	ECBU	urines	Technique microscopique manuelle avec ou sans coloration	R2C-MULTI-MO-007-05	
LABORATOIRE DE TRELAZE	ECBU	urines	Analyse numérique des particules urinaires méthode par balayage - Sysmex UD 10	R2C-19-MO-028-05	
LABORATOIRE DE TRELAZE	ECBU (cytologie urinaire)	urines	Fluorocytométrie en flux - Sysmex UF 4000 1 et Sysmex UF 4000 2	R2C-19-MO-028-05	

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE ANCENIS	Hémoculture	sang et dérivés	Analyse chimique après incubation en flacon (mesure de CO2 par fluorescence) - BD Bactec FX	R2C-ANC-PT-002-14	

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE TASSIGNY	Hémocultures	Sang et dérivés	Analyse chimique après incubation en flacon (mesure de CO2 par fluorescence) - BD Bactec FX	R2C-24-MO-011-07	

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE TRELAZE	Recherche de mycobactéries	Echantillons respiratoires : expectoration, aspiration bronchique, LBA, tubage gastrique, liquide pleural ...	Mise en culture manuelle, incubation, lecture automatisée (O2 par fluorescence)	R2C-19-MO-058-03	Correction nature de l'échantillon

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE TRELAZE	Identification de dermatophytes et de champignons filamenteux	Colonies	Examen morphologique macro- et microscopique après coloration	R2C-MULTI-MO-042-05	
LABORATOIRE DE TRELAZE	Identification de dermatophytes et de champignons filamenteux	Colonies	Spectrométrie de masse Bruker Base MSI2	R2C-19-MO-047-09	Remplacement du Maldi Biotyper microflex par Maldi Biotyper Sirius One le 07-03-2025
LABORATOIRE DE TRELAZE	Recherche de dermatophytes et de champignons filamenteux	Peau et phanères	Examen morphologique direct microscopique avec ou sans préparation (coloration rouge congo)	R2C-MULTI-MO-042-05	
LABORATOIRE DE TRELAZE	Recherche de dermatophytes et de champignons filamenteux	Peau et phanères	Mise en culture manuelle, incubation, lecture	R2C-MULTI-MO-042-05	

BM MG10 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE ANCENIS	Ensemencement pour transfert vers site analytique	urines	Ensemencement sur gélose	R2C-MULTI-MO-004-08	

BM MG10 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE TASSIGNY	Ensemencement pour transfert vers site analytique	urines	Ensemencement sur gélose	R2C-MULTI-MO-004-08	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE ANCENIS	Hémoculture	sang et dérivés	Examen morphologique direct microscopique avec coloration de Gram	R2C-MULTI-MO-022-10	
LABORATOIRE ANCENIS	Hémoculture	sang et dérivés	Mise en culture manuelle, incubation	R2C-MULTI-MO-022-10	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE TASSIGNY	Hémoculture	sang et dérivés	Examen morphologique direct microscopique avec coloration de Gram	R2C-24-MO-011-07	
LABORATOIRE DE TASSIGNY	Hémoculture	sang et dérivés	Mise en culture manuelle, incubation, lecture	R2C-MULTI-MO-022-10	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE TRELAZE	Identification de bactéries	Colonies	Méthode automatisée de type qualitatif : Tests biochimiques conventionnels, chromogènes et fluorogènes - BD PHOENIX M50 (PF1465) / BD PHOENIX AP	R2C-MULTI-MO-007-05	Correction nom de l'examen et nature de l'échantillon biologique
LABORATOIRE DE TRELAZE	Identification de bactéries	Colonies	Spectrométrie de masse - Automate Maldi Biotyper	R2C-19-MO-047-09	Remplacement du Maldi Biotyper microflex par Maldi Biotyper Sirius One le 07-03-2025 Correction nature de l'échantillon biologique
LABORATOIRE DE TRELAZE	Recherche de bactéries	Sang et dérivés, urines , selles	Mise en culture manuelle ou automatisée, incubation, lecture	R2C-MULTI-MO-004-08	Correction nom de l'examen et nature de l'échantillon biologique / Ajout de la nature selles
LABORATOIRE DE TRELAZE	Recherche de bactéries	Colonies	Examen morphologique direct macro- microscopique avec coloration de Gram	R2C-MULTI-MO-007-05	Correction nom de l'examen et nature de l'échantillon biologique

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE TRELAZE	Antibiogramme	Colonies	Méthode automatisée de type qualitatif - Inhibition de la croissance bactérienne en présence d'antibiotique en milieu liquide - BD PHOENIX M50 (PF1465) / BD PHOENIX AP	R2C-19-MO-004-07 R2C-19-MO-008-05	Correction de nom de l'examen et nature de l'échantillon biologique
LABORATOIRE DE TRELAZE	Antibiogramme	Colonies	Méthode automatisée de type qualitatif - Inhibition de la croissance bactérienne en présence d'antibiotique en milieu liquide - BD PHOENIX M50 (PF1466) / BD PHOENIX AP	R2C-19-MO-004-07 R2C-19-MO-008-05	Correction de nom de l'examen et nature de l'échantillon biologique
LABORATOIRE DE TRELAZE	Antibiogramme	Colonies	Méthode automatisée de type qualitatif - Inhibition de la croissance bactérienne en présence d'antibiotique en milieu liquide - BD PHOENIX M50 (PF6933) / BD PHOENIX AP	R2C-19-MO-004-07 R2C-19-MO-008-05	Ajout le 22-06-2026
LABORATOIRE DE TRELAZE	Antibiogramme	Colonies	Méthode automatisée de type qualitatif - Inhibition de la croissance bactérienne en présence d'antibiotique en milieu liquide - BD PHOENIX M50 (PF2536) / BD PHOENIX AP	R2C-19-MO-004-07 R2C-19-MO-008-05	Correction de nom de l'examen et nature de l'échantillon biologique
LABORATOIRE DE TRELAZE	Antibiogramme	Colonies	Méthode par diffusion en milieux gélosés (disques, E-test, test MAST)	R2C-19-MO-013-13	Correction de nom de l'examen et nature de l'échantillon biologique

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE ANCENIS	Recherche paludisme	sang et dérivés	Examen morphologique microscopique après coloration et détermination phénotypique par immunochromatographie	R2C-MULTI-MO-039-06	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE TASSIGNY	Recherche paludisme	sang et dérivés	Examen morphologique microscopique après coloration et détermination phénotypique par immunochromatographie	R2B-TAS-MO-028-07	

BM MG14 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE ANCENIS	Quantiféron	Sang et dérivés	Dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA) - Automate XL liaison Diasorin	R2C-50-PT-011-09	

BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE ANGERS CENTRE	Mobilité	Sperme	Examen microscopique	R2C-ANG-MO-003-06	
LABORATOIRE ANGERS CENTRE	Volume	Sperme	Méthode manuelle : balance BAL01	R2C-ANG-MO-003-06	

BM SP02 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE ANGERS CENTRE	Concentration	Sperme	Méthode automatisée automate CASA	R2C-ANG-MO-003-06	
LABORATOIRE ANGERS CENTRE	Mobilité	Sperme	Méthode automatisée automate CASA	R2C-ANG-MO-003-06	

BM SP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE ANGERS CENTRE	Vitalité spermatozoïdes	Sperme	Examen direct microscopique	R2C-ANG-MO-003-06	

BM SP04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE ANGERS CENTRE	Morphologie	Sperme	Méthode automatisée - Automate CASA	R2C-ANG-MO-003-06	

BM SP07 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE ANGERS CENTRE	MAR test	Sperme	Méthode Agglutination latex - FertiprospermMar	R2B-ANG-MO-004-04	

BM AP02 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE ANGERS CENTRE	Concentration	Sperme	Méthode automatisée automate CASA	R2C-ANG-MO-003-06	
LABORATOIRE ANGERS CENTRE	Mobilité	Sperme	Méthode automatisée automate CASA	R2C-ANG-MO-003-06	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE ANCENIS	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-DX-001-01 Fiche pratique Helikit	
LABORATOIRE ANCENIS	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire R1C-MULTI-MO-007-02 Consignes pour Prélèvements mycologiques	
LABORATOIRE ANCENIS	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE ANCENIS	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE ANCENIS	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE ANCENIS	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE ANCENIS	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-001-02 Pose d'un collecteur d'urine en pédiatrie	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE ANGERS CENTRE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-DX-001-01 Fiche pratique Helikit	
LABORATOIRE ANGERS CENTRE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire R1C-MULTI-MO-007-02 Consignes pour Prélèvements mycologiques	
LABORATOIRE ANGERS CENTRE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE ANGERS CENTRE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE ANGERS CENTRE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE ANGERS CENTRE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE ANGERS CENTRE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-001-02 Pose d'un collecteur d'urine en pédiatrie	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE BLAIN	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-DX-001-01 Fiche pratique Helikit	
LABORATOIRE BLAIN	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire R1C-MULTI-MO-007-02 Consignes pour Prélèvements mycologiques	
LABORATOIRE BLAIN	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE BLAIN	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE BLAIN	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE BLAIN	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE BLAIN	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-001-02 Pose d'un collecteur d'urine en pédiatrie	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CANDE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-DX-001-01 Fiche pratique Helikit	
LABORATOIRE CANDE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire R1C-MULTI-MO-007-02 Consignes pour Prélèvements mycologiques	
LABORATOIRE CANDE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE CANDE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE CANDE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CANDE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE CANDE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-001-02 Pose d'un collecteur d'urine en pédiatrie	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CARQUEFOU	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-DX-001-01 Fiche pratique Helikit	
LABORATOIRE CARQUEFOU	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire R1C-MULTI-MO-007-02 Consignes pour Prélèvements mycologiques	
LABORATOIRE CARQUEFOU	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE CARQUEFOU	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE CARQUEFOU	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CARQUEFOU	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE CARQUEFOU	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-001-02 Pose d'un collecteur d'urine en pédiatrie	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CHATEAU GONTIER	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-DX-001-01 Fiche pratique Helikit	
LABORATOIRE CHATEAU GONTIER	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire R1C-MULTI-MO-007-02 Consignes pour Prélèvements mycologiques	
LABORATOIRE CHATEAU GONTIER	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE CHATEAU GONTIER	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE CHATEAU GONTIER	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CHATEAU GONTIER	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE CHATEAU GONTIER	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-001-02 Pose d'un collecteur d'urine en pédiatrie	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE TASSIGNY	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-DX-001-01 Fiche pratique Helikit	
LABORATOIRE DE TASSIGNY	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire R1C-MULTI-MO-007-02 Consignes pour Prélèvements mycologiques	
LABORATOIRE DE TASSIGNY	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE DE TASSIGNY	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE DE TASSIGNY	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE TASSIGNY	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE DE TASSIGNY	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	SANG	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement LABOUEST	
LABORATOIRE DE TASSIGNY	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	SANG	Prélèvement capillaire	Manuel de prélèvement LABOUEST	
LABORATOIRE DE TASSIGNY	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-001-02 Pose d'un collecteur d'urine en pédiatrie	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE TRELAZE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-DX-001-01 Fiche pratique Helikit	
LABORATOIRE DE TRELAZE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire R1C-MULTI-MO-007-02 Consignes pour Prélèvements mycologiques	
LABORATOIRE DE TRELAZE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE DE TRELAZE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE DE TRELAZE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE TRELAZE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE DE TRELAZE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	SANG	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement LABOUEST	
LABORATOIRE DE TRELAZE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	SANG	Prélèvement capillaire	Manuel de prélèvement LABOUEST	
LABORATOIRE DE TRELAZE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-001-02 Pose d'un collecteur d'urine en pédiatrie	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE ILNA	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-DX-001-01 Fiche pratique Helikit	
LABORATOIRE ILNA	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire R1C-MULTI-MO-007-02 Consignes pour Prélèvements mycologiques	
LABORATOIRE ILNA	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE ILNA	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE ILNA	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE ILNA	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE ILNA	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-001-02 Pose d'un collecteur d'urine en pédiatrie	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE JUSTICES MADELEINE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-DX-001-01 Fiche pratique Helikit	
LABORATOIRE JUSTICES MADELEINE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire R1C-MULTI-MO-007-02 Consignes pour Prélèvements mycologiques	
LABORATOIRE JUSTICES MADELEINE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE JUSTICES MADELEINE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE JUSTICES MADELEINE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE JUSTICES MADELEINE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE JUSTICES MADELEINE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-001-02 Pose d'un collecteur d'urine en pédiatrie	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE LA BEAUJOIRE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE LA BEAUJOIRE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE LA BEAUJOIRE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE LA BEAUJOIRE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-001-02 Pose d'un collecteur d'urine en pédiatrie	
LABORATOIRE LA BEAUJOIRE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE LA BEAUJOIRE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire R1C-MULTI-MO-007-02 Consignes pour Prélèvements mycologiques	
LABORATOIRE LA BEAUJOIRE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-DX-001-01 Fiche pratique Helikit	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE LA POMMERAYE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-DX-001-01 Fiche pratique Helikit	
LABORATOIRE LA POMMERAYE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire R1C-MULTI-MO-007-02 Consignes pour Prélèvements mycologiques	
LABORATOIRE LA POMMERAYE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE LA POMMERAYE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE LA POMMERAYE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE LA POMMERAYE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE LA POMMERAYE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-001-02 Pose d'un collecteur d'urine en pédiatrie	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE LAFAYETTE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-DX-001-01 Fiche pratique Helikit	
LABORATOIRE LAFAYETTE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire R1C-MULTI-MO-007-02 Consignes pour Prélèvements mycologiques	
LABORATOIRE LAFAYETTE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE LAFAYETTE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE LAFAYETTE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE LAFAYETTE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE LAFAYETTE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-001-02 Pose d'un collecteur d'urine en pédiatrie	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE LOROUX BOTTEREAU	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-DX-001-01 Fiche pratique Helikit	
LABORATOIRE LOROUX BOTTEREAU	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire R1C-MULTI-MO-007-02 Consignes pour Prélèvements mycologiques	
LABORATOIRE LOROUX BOTTEREAU	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE LOROUX BOTTEREAU	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE LOROUX BOTTEREAU	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE LOROUX BOTTEREAU	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE LOROUX BOTTEREAU	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-001-02 Pose d'un collecteur d'urine en pédiatrie	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE MONPLAISIR	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire R1C-MULTI-MO-007-02 Consignes pour Prélèvements mycologiques	
LABORATOIRE MONPLAISIR	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-001-02 Pose d'un collecteur d'urine en pédiatrie	
LABORATOIRE MONPLAISIR	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE MONPLAISIR	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE MONPLAISIR	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE MONPLAISIR	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE MONPLAISIR	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-DX-001-01 Fiche pratique Helikit	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE MONTREUIL BELLAY	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-DX-001-01 Fiche pratique Helikit	
LABORATOIRE MONTREUIL BELLAY	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire R1C-MULTI-MO-007-02 Consignes pour Prélèvements mycologiques	
LABORATOIRE MONTREUIL BELLAY	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE MONTREUIL BELLAY	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE MONTREUIL BELLAY	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE MONTREUIL BELLAY	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE MONTREUIL BELLAY	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-001-02 Pose d'un collecteur d'urine en pédiatrie	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE NANTES DALBY	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-DX-001-01 Fiche pratique Helikit	
LABORATOIRE NANTES DALBY	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire R1C-MULTI-MO-007-02 Consignes pour Prélèvements mycologiques	
LABORATOIRE NANTES DALBY	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE NANTES DALBY	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE NANTES DALBY	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE NANTES DALBY	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE NANTES DALBY	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-001-02 Pose d'un collecteur d'urine en pédiatrie	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE NORT SUR ERDRE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-DX-001-01 Fiche pratique Helikit	
LABORATOIRE NORT SUR ERDRE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire R1C-MULTI-MO-007-02 Consignes pour Prélèvements mycologiques	
LABORATOIRE NORT SUR ERDRE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE NORT SUR ERDRE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE NORT SUR ERDRE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE NORT SUR ERDRE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE NORT SUR ERDRE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-001-02 Pose d'un collecteur d'urine en pédiatrie	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE PASTEUR	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-DX-001-01 Fiche pratique Helikit	
LABORATOIRE PASTEUR	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire R1C-MULTI-MO-007-02 Consignes pour Prélèvements mycologiques	
LABORATOIRE PASTEUR	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE PASTEUR	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE PASTEUR	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE PASTEUR	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE PASTEUR	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-001-02 Pose d'un collecteur d'urine en pédiatrie	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE ROSERAIE - JEAN XXIII	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-DX-001-01 Fiche pratique Helikit	
LABORATOIRE ROSERAIE - JEAN XXIII	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire R1C-MULTI-MO-007-02 Consignes pour Prélèvements mycologiques	
LABORATOIRE ROSERAIE - JEAN XXIII	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE ROSERAIE - JEAN XXIII	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE ROSERAIE - JEAN XXIII	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE ROSERAIE - JEAN XXIII	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE ROSERAIE - JEAN XXIII	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-001-02 Pose d'un collecteur d'urine en pédiatrie	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE SAINT BARTHELEMY	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-DX-001-01 Fiche pratique Helikit	
LABORATOIRE SAINT BARTHELEMY	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire R1C-MULTI-MO-007-02 Consignes pour Prélèvements mycologiques	
LABORATOIRE SAINT BARTHELEMY	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE SAINT BARTHELEMY	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE SAINT BARTHELEMY	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE SAINT BARTHELEMY	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE SAINT BARTHELEMY	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-001-02 Pose d'un collecteur d'urine en pédiatrie	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE SAINT GEREON	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-DX-001-01 Fiche pratique Helikit	
LABORATOIRE SAINT GEREON	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire R1C-MULTI-MO-007-02 Consignes pour Prélèvements mycologiques	
LABORATOIRE SAINT GEREON	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE SAINT GEREON	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE SAINT GEREON	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE SAINT GEREON	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE SAINT GEREON	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-001-02 Pose d'un collecteur d'urine en pédiatrie	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE SAINT SYLVAIN D'ANJOU	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-DX-001-01 Fiche pratique Helikit	
LABORATOIRE SAINT SYLVAIN D'ANJOU	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire R1C-MULTI-MO-007-02 Consignes pour Prélèvements mycologiques	
LABORATOIRE SAINT SYLVAIN D'ANJOU	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE SAINT SYLVAIN D'ANJOU	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE SAINT SYLVAIN D'ANJOU	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE SAINT SYLVAIN D'ANJOU	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE SAINT SYLVAIN D'ANJOU	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-001-02 Pose d'un collecteur d'urine en pédiatrie	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE SEGRE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-DX-001-01 Fiche pratique Helikit	
LABORATOIRE SEGRE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire R1C-MULTI-MO-007-02 Consignes pour Prélèvements mycologiques	
LABORATOIRE SEGRE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE SEGRE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE SEGRE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE SEGRE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE SEGRE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-001-02 Pose d'un collecteur d'urine en pédiatrie	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE THOUARE SUR LOIRE	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-DX-001-01 Fiche pratique Helikit	
LABORATOIRE THOUARE SUR LOIRE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire R1C-MULTI-MO-007-02 Consignes pour Prélèvements mycologiques	
LABORATOIRE THOUARE SUR LOIRE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE THOUARE SUR LOIRE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE THOUARE SUR LOIRE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE THOUARE SUR LOIRE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE THOUARE SUR LOIRE	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-001-02 Pose d'un collecteur d'urine en pédiatrie	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE VALLET	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-DX-001-01 Fiche pratique Helikit	
LABORATOIRE VALLET	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire R1C-MULTI-MO-007-02 Consignes pour Prélèvements mycologiques	
LABORATOIRE VALLET	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE VALLET	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE VALLET	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE VALLET	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE VALLET	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-001-02 Pose d'un collecteur d'urine en pédiatrie	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE VARADES	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUSCUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire R1C-MULTI-MO-007-02 Consignes pour Prélèvements mycologiques	
LABORATOIRE VARADES	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS GENITAUX : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE VARADES	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE VARADES	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	URINE	Prélèvement par sondage ou par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-001-02 Pose d'un collecteur d'urine en pédiatrie	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE VARADES	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE VARADES	Au sein du site/centre de prélèvement / Au domicile des patients	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-MO-004-12 Consignes pour les prélèvements bactériologiques et virologiques au laboratoire	
LABORATOIRE VARADES	Au sein du site	AIR EXPIRE	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement LABOUEST R1C-MULTI-DX-001-01 Fiche pratique Helikit	