

Portée détaillée v.7 de l'attestation N° 8-3468

Detailed scope v.7 of the attestation N° 8-3468

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE BIPOLE

Site Site BENEJACQ :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Code	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM PP01	Sur site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	
BM PP01	Sur site	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	
BM PP01	Sur site	Muqueuse : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Génitale, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses examens microbiologiques	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	

Site Site BIDART :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Code	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM PP01	Sur site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	
BM PP01	Sur site	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	
BM PP01	Sur site	Muqueuse : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Génitale, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses examens microbiologiques	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	

Site Site BILLERE :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Code	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM PP01	Sur site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	
BM PP01	Sur site	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	
BM PP01	Sur site	Muqueuse : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Génitale, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses examens microbiologiques	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	

Site Site CIBOURE :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Code	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM PP01	Sur site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	
BM PP01	Sur site	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	
BM PP01	Sur site	Muqueuse : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Génitale, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses examens microbiologiques	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	

Site Site GAN :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Code	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM PP01	Sur site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	
BM PP01	Sur site	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	
BM PP01	Sur site	Muqueuse : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Génitale, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses examens microbiologiques	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	

Site Site HENDAYE :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Code	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM PP01	Sur site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	
BM PP01	Sur site	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	
BM PP01	Sur site	Muqueuse : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Génitale, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses examens microbiologiques	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	

Site Site IDRON :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Code	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM PP01	Sur site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	
BM PP01	Sur site	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	
BM PP01	Sur site	Muqueuse : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Génitale, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses examens microbiologiques	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	

Site Site LESCOAR :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Code	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM PP01	Sur site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	
BM PP01	Sur site	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	
BM PP01	Sur site	Muqueuse : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Génitale, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses examens microbiologiques	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	

PÉRIMÉE

Site Site MONT DE MARSAN :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Code	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM PP01	Sur site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	
BM PP01	Sur site	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	
BM PP01	Sur site	Muqueuse : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Génitale, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses examens microbiologiques	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	

PÉRIMÉE

Site Site OLORON SAINTE MARIE :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Code	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM PP01	Sur site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	
BM PP01	Sur site	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	
BM PP01	Sur site	Muqueuse : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Génitale, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses examens microbiologiques	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	

PÉRIMÉE

Site Site ORTHEZ :

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB01	Acide urique	Sérum	Enzymatique / spectrophotométrie - Quinonéimine (545/694 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (2 et 3)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Acide urique	Urine	Enzymatique / spectrophotométrie - Quinonéimine (545/694 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Alanine amino- transférase (ALAT)	Sérum	Enzymatique amélioré au P5P / spectrophotométrie - NADH (340/410 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (1 et 3)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Albumine	Urine	Immunoturbidimétrie améliorée au PEG (340/596 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (2 et 3)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Albumine	Sérum	Spectrophotométrie - Albumine-BCG (596/694 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (1 et 3)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Alpha foeto-protéine (AFP)	Sérum	Immunodosage sandwich sur deux sites avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (1)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Antigène carcino- embryonnaire (ACE)	Sérum	Immunodosage sandwich sur deux sites avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (1)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Apolipoprotéine A1	Sérum	Immunoturbidimétrie améliorée au PEG (340/694 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Aspartate amino- transférase (ASAT)	Sérum	Enzymatique amélioré au P5P / spectrophotométrie - NADH (340/410 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (1 et 3)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Bicarbonates	Sérum	Enzymatique / spectrophotométrie - Analogue NADH (410/478 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (1)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB01	Bilirubine directe (conjuguée)	Sérum	Oxydation vanadique / spectrophotométrie - Biliverdine (451/545 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (1 et 3)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Bilirubine totale	Sérum	Oxydation vanadique / spectrophotométrie - Biliverdine (451/545 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (1 et 3)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Béta-2 microglobuline (B2M)	Sérum	Immunoturbidimétrie améliorée au latex (545 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	CA 15-3	Sérum	Immunodosage sandwich avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (1)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	CA 19-9	Sérum	Immunodosage sandwich avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (1)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	CA 125	Sérum	Immunodosage sandwich sur deux sites avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (1)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Calcium	Sérum	Spectrophotométrie - Ca-Arsenazo III (658/694 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (2 et 3)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Calcium	Urine	Spectrophotométrie - Ca-Arsenazo III (658/694 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Chlore	Urine	Potentiométrie ISE indirecte sur Atellica CH 930 Analyzer (2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Chlore	Sérum	Potentiométrie ISE indirecte sur Atellica CH 930 Analyzer (1,2 et 3)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Cholestérol HDL	Sérum	Enzymatique / spectrophotométrie - Coupleur chromogénique sur Atellica CH 930 Analyzer (1 et 3)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB01	Cholestérol LDL	Sérum	Enzymatique / spectrophotométrie - Coupleur chromogénique (545/694 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (1)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Cholestérol total	Sérum	Enzymatique / spectrophotométrie - Quinonéimine (505/694 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (1 et 3)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Cortisol	Sérum	Immunodosage par compétition avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (1)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Créatine kinase (CK)	Sérum	Enzymatique / spectrophotométrie - NADPH (340/596 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (1 et 3)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Créatinine	Sérum	Enzymatique / spectrophotométrie - Pigment de quinone (545/694 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (2 et 3)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Créatinine	Urine	Enzymatique / spectrophotométrie - Pigment de quinone (545/694 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (2 et 3)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Estradiol	Sérum	Immunodosage par compétition avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (1 et 2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Fer	Sérum	Réduction / spectrophotométrie - Fe2+-Ferrozine (571/658 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (2 et 3)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Ferritine	Sérum	Immunodosage sandwich avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (1 et 2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Folates (B9)	Sérum	Immunodosage par compétition avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (1 et 2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB01	Gamma-Glutamyl Transferase (GGT)	Sérum	Spectrophotométrie - ANB (410/478 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (1 et 3)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Glucose	Sérum	Enzymatique / spectrophotométrie - NADH (340/410 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (2 et 3)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Glucose	Plasma	Enzymatique / spectrophotométrie - NADH (340/410 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (2 et 3)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Glucose	Urine	Enzymatique / spectrophotométrie - NADH (340/410 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (2 et 3)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Haptoglobine	Sérum	Immunoturbidimétrie améliorée au PEG (340/694 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Hormone Chorionique Gonadotrope (hCG)	Sérum	Immunodosage sandwich sur deux sites avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (1 et 2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Hormone folliculo- stimulante (FSH)	Sérum	Immunodosage sandwich sur deux sites avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (1)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Hormone lutéinisante (LH)	Sérum	Immunodosage sandwich sur deux sites avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (1 et 2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	IgA	Sérum	Immunoturbidimétrie améliorée au PEG (340/596 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (1)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	IgG	Sérum	Immunoturbidimétrie améliorée au PEG (340/596 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (1)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB01	IgM	Sérum	Immunoturbidimétrie améliorée au PEG (340/596 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (1)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Insuline	Sérum	Immunodosage sandwich sur deux sites avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (1)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Lactate déshydrogénase (LDH)	Sérum	Enzymatique / spectrophotométrie - NADH (340/410 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (1 et 3)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Lipase	Sérum	Enzymatique / spectrophotométrie - Méthylresorufin (571/694 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (1 et 3)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Magnésium	Sérum	Spectrophotométrie - Mg2+-Bleu de xylidyl (505/694 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (2 et 3)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Magnésium	Urine	Spectrophotométrie - Mg2+-Bleu de xylidyl (505/694 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Myoglobine	Sérum	Immunodosage sandwich sur deux sites avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (1)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	NT-proBNP	Sérum	Immunodosage sandwich sur deux sites avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (1 et 2)	E/ANA/MO/133	Changement de méthode le 30/10/2025
BM BB01	Parathormone (PTH)	Sérum	Immunodosage sandwich sur deux sites avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (1)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Phosphatase alcaline (PAL)	Sérum	Spectrophotométrie - p-NP (410/478 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (1 et 3)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB01	Phosphore	Sérum	Spectrophotométrie - Phosphomolybdate (340/658 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (2 et 3)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Phosphore	Urine	Spectrophotométrie - Phosphomolybdate (340/658 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Potassium	Sérum	Potentiométrie ISE indirecte sur Atellica CH 930 Analyzer (1,2 et 3)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Potassium	Urine	Potentiométrie ISE indirecte sur Atellica CH 930 Analyzer (2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Procalcitonine (PCT)	Sérum	Immuno-enzymatique / fluorescence (450 nm) (ELFA) sur VIDAS 3 Biomérieux	E/ANA/MO/110	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM BB01	Progestérone	Sérum	Immunodosage par compétition avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (1 et 2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Prolactine	Sérum	Immunodosage sandwich sur deux sites avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Protéine C Réactive (CRP)	Sérum	Immunoturbidimétrie améliorée au latex (340 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (1 et 3)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Protéines	Sérum	Spectrophotométrie - Complexe cuproprotéique (545 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (1 et 3)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Protéines	Urine	Spectrophotométrie - Rouge de pyrogallol (600 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (2 et 3)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Préalbumine	Sérum	Immunoturbidimétrie améliorée au PEG (340 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	PSA	Sérum	Immunodosage sandwich sur deux sites avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (1 et 2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB01	PSA Libre	Sérum	Immunodosage sandwich sur deux sites avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (1)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Sodium	Sérum	Potentiométrie ISE indirecte sur Atellica CH 930 Analyzer (1,2 et 3)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Sodium	Urine	Potentiométrie ISE indirecte sur Atellica CH 930 Analyzer (2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	T3 libre	Sérum	Immunodosage sandwich avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (1)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	T4 libre	Sérum	Immunodosage sandwich avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (1 et 2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Testostérone	Sérum	Immunodosage sandwich avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Thyréostimuline (TSH)	Sérum	Immunodosage avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (1 et 2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Transferrine	Sérum	Immunoturbidimétrie améliorée au PEG (340/596 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (2 et 3)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Triglycérides	Sérum	Enzymatique / spectrophotométrie - Quinonéimine (505/694 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (1 et 3)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Troponine I	Sérum	Immunodosage sandwich sur trois sites avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (1 et 2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Urée	Sérum	Enzymatique / spectrophotométrie - NADH (310/410 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (2 et 3)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB01	Urée	Urine	Enzymatique / spectrophotométrie - NADH (310/410 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Vitamine B12	Sérum	Immunodosage par compétition avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (1 et 2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM BB01	Vitamine D	Sérum	Immunodosage par compétition avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (1 et 2)	E/ANA/MO/133	Ajout du paramètre sur IM 2 le 09/09/2025

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

Site Site ORTHEZ :

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB04	Cryofibrinogène	Sérum	Méthode manuelle Détection optique	ANA/MO/011/0 2	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM BB04	Cryoglobuline	Sérum	Méthode manuelle Détection optique	ANA/MO/011/0 2	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM BB04	Electrophorèse des protéines	Sérum	Electrophorèse capillaire sur Capillarys TERA 3 Sebia	E/ANA/MO/112	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM BB04	Hémoglobine Glyquée (A1c)	Sang total	Electrophorèse capillaire sur Capillarys TERA 3 Sebia	E/ANA/MO/112	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM BB04	Recherche et identification d'immunoglobulines monoclonales	Sérum	Electrophorèse capillaire après immuno-soustraction sur Capillarys TERA 3	E/ANA/MO/112	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM BB04	Transferrine carboxy déficiente (CDT)	Sérum	Electrophorèse capillaire sur Capillarys TERA 3 Sebia	E/ANA/MO/112	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025

Site Site ORTHEZ :

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB05	Amphétamine	Urine	Méthode manuelle Immunochromatographie sur DRUGCHECK BioSynex	ANA/MO/029	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM BB05	Antidépresseurs tricycliques	Urine	Méthode manuelle Immunochromatographie sur DRUGCHECK BioSynex	ANA/MO/029	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM BB05	Barbituriques	Urine	Méthode manuelle Immunochromatographie sur DRUGCHECK BioSynex	ANA/MO/029	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM BB05	Benzodiazépines	Urine	Méthode manuelle Immunochromatographie sur DRUGCHECK BioSynex	ANA/MO/029	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM BB05	Buprénorphine	Urine	Méthode manuelle Immunochromatographie sur DRUGCHECK BioSynex	ANA/MO/029	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM BB05	Cannabis	Urine	Méthode manuelle Immunochromatographie sur DRUGCHECK BioSynex / SureStep Abbott GmbH	ANA/MO/029	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM BB05	Cocaïne	Urine	Méthode manuelle Immunochromatographie sur DRUGCHECK BioSynex	ANA/MO/029	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM BB05	Cotinine	Urine	Méthode manuelle Immunochromatographie sur One Step Cotinine SureStep Innovacon, Inc	ANA/MO/038	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM BB05	Cétones	Urine	Méthode manuelle Tests chimiques sur URITOP+11 BioSynex	E/ANA/MO/080	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB05	Densité	Urine	Méthode manuelle Tests chimiques sur URITOP+11 BioSynex	E/ANA/MO/080	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM BB05	Ecstasy	Urine	Méthode manuelle Immunochromatographie sur DRUGCHECK BioSynex	ANA/MO/029	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM BB05	Morphine	Urine	Méthode manuelle Immunochromatographie sur DRUGCHECK BioSynex	ANA/MO/029	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM BB05	Méthadone	Urine	Méthode manuelle Immunochromatographie sur DRUGCHECK BioSynex	ANA/MO/029	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM BB05	Méthamphétamine	Urine	Méthode manuelle Immunochromatographie sur DRUGCHECK BioSynex	ANA/MO/029	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM BB05	Nitrites	Urine	Méthode manuelle Tests chimiques sur URITOP+11 BioSynex	E/ANA/MO/080	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM BB05	pH	Urine	Méthode manuelle Tests chimiques sur URITOP+11 BioSynex	E/ANA/MO/080	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM BB05	Sang	Selles	Méthode manuelle Immunochromatographie sur HEMOTRUST BioSynex	E/ANA/MO/081	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM BB05	Sang	Urine	Méthode manuelle Tests chimiques sur URITOP+11 BioSynex	E/ANA/MO/080	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM BB05	Urobilinogène	Urine	Méthode manuelle Tests chimiques sur URITOP+11 BioSynex	E/ANA/MO/080	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025

Site Site ORTHEZ :

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM HB01	Formule sanguine	Sang total	Méthode manuelle Identification morphologique par microscopie directe après coloration	ANA/MO/055	
BM HB01	Numération formule sanguine	Sang total	Cytométrie en flux, cytochimie, spectrophotométrie et calcul sur ADVIA 2120i SIEMENS (1,2 et 3)	ANA/MO/006	Déménagement de l'ADVIA 2120i 3 de SPDM à Orthez le 14/01/2026
BM HB01	Réticulocytes	Sang total	Cytométrie en flux sur ADVIA 2120i SIEMENS (1,2 et 3)	ANA/MO/006	Déménagement de l'ADVIA 2120i 3 de SPDM à Orthez le 14/01/2026

Site Site ORTHEZ :

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE					
Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM HB03	Vitesse de sédimentation	Sang total	Lecture optique sur VES-MATIC CUBE 200 Menarini	E/ANA/MO/001	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

Site Site ORTHEZ :

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE					
Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM CB02	D-dimères	Plasma	Immuno-enzymatique / fluorescence (450 nm) (ELFA) sur BioMérieux VIDAS 3 (1 et 2)	E/ANA/MO/110	Déménagement de l'automate de Saint-Pierre-du-Mont à Orthez
BM CB02	Fibrinogène	Plasma	Chronométrique sur SYSMEX CN-3000 (1 et 2)	E/ANA/MO/134	Changement d'automate le 01/04/2025
BM CB02	Taux de prothrombine (TP/INR)	Plasma	Chronométrique sur SYSMEX CN-3000 (1 et 2)	E/ANA/MO/134	Changement d'automate le 01/04/2025
BM CB02	Temps de céphaline activée (TCA)	Plasma	Chronométrique sur SYSMEX CN-3000 (1 et 2)	E/ANA/MO/134	Changement d'automate le 01/04/2025

Site Site ORTHEZ :

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM IH01	Détermination du groupe sanguin (ABO) Phénotypage du Rhésus/Kell	Sang total	Hémagglutination combiné à un champ magnétique sur QWALYS 3 EVO DIAGAST	E/ANA/MO/043	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

Site Site ORTHEZ :

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM IH02	Recherche d'agglutinine irrégulières	Plasma	Hémagglutination combiné à un champ magnétique sur QWALYS 3 EVO DIAGAST	E/ANA/MO/043	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

Site Site ORTHEZ :

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM AI01	Auto-anticorps anti-peptides cycliques citrulinés (ACCP)	Sérum	Immunodosage sandwich de capture des IgG avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (1)	E/ANA/MO/13 3	Changement d'automate le 01/04/2025
BM AI01	Auto-anticorps anti-thyroglobuline (ATGB)	Sérum	Immunodosage avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (2)	E/ANA/MO/13 3	Changement d'automate le 01/04/2025
BM AI01	Auto-anticorps anti-thyropéroxydase (ATPO)	Sérum	Immunodosage par compétition avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (2)	E/ANA/MO/13 3	Changement d'automate le 01/04/2025
BM AI01	Facteur rhumatoïde anti-IgG	Sérum	Immunoturbidimétrie améliorée au latex (571/805 nm) sur Atellica CH 930 Analyzer (1)	E/ANA/MO/13 3	Changement d'automate le 01/04/2025

Site Site ORTHEZ :

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE					
Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM AB01	IgE spécifiques	Sérum	Immunochimiluminescence sur Immulite 2000 Xpi SIEMENS	E/ANA/MO/050	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM AB01	IgE totales	Sérum	Immunodosage sandwich sur deux sites avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025

Site Site ORTHEZ :

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM MG01	Cytomégalo virus (IgG anti-CMV)	Sérum	Immunodosage sandwich avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM MG01	Cytomégalo virus (IgM anti-CMV)	Sérum	Immunodosage sandwich avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM MG01	Helicobacter pylori (IgG anti-HPY)	Sérum	Immuno-enzymatique / fluorescence (450 nm) (ELFA) sur VIDAS 3 Biomérieux	E/ANA/MO/110	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM MG01	HIV (Ig anti HIV-1 + "O" et/ou 2 et Ag p24)	Sérum	Immunodosage sandwich antigène/anticorps à 2 étapes avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (1 et 2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM MG01	Hépatite A (IgM anti-HAV)	Sérum	Immunodosage de capture des IgM en 2 étapes avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM MG01	Hépatite A (Ig totaux anti- HAV)	Sérum	Immunodosage compétitif avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM MG01	Hépatite B (Ag HBV HBs)	Sérum	Immunodosage sandwich avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM MG01	Hépatite B (Ig totaux anti- HBV HBc)	Sérum	Immunodosage sandwich avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM MG01	Hépatite B (Ig totaux anti- HBV HBs)	Sérum	Immunodosage sandwich avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM MG01	Hépatite C (IgG anti-HCV)	Sérum	Immunodosage sandwich indirect à 2 lavages avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM MG01	Hépatite E (IgM anti-HEV)	Sérum	Immuno-enzymatique / fluorescence (450 nm) (ELFA) sur VIDAS 3 Biomérieux	E/ANA/MO/110	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM MG01	Rubéole (IgG anti-RuV)	Sérum	Immunodosage sandwich avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM MG01	Syphilis (IgG anti- treponema palidum)	Sérum	Immunodosage sandwich avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM MG01	Syphilis (VDRL)	Sérum	Séroagglutination sur ASI RPR CARD TEST Fumouze	ANA/MO/003/ 02	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM MG01	Toxoplasmose (IgG anti- toxoplasma gondii))	Sérum	Immunodosage sandwich de capture des IgG avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM MG01	Toxoplasmose (IgG anti- toxoplasma gondii))	Sérum	Immuno-enzymatique / fluorescence (450 nm) (ELFA) sur VIDAS 3 Biomérieux	E/ANA/MO/110	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM MG01	Toxoplasmose (IgM anti- toxoplasma gondii))	Sérum	Immunodosage sandwich de capture des IgM avec détection par chimiluminescence directe sur Atellica IM 1600 Analyzer (2)	E/ANA/MO/133	Changement d'automate le 01/04/2025
BM MG01	Toxoplasmose (IgM anti- toxoplasma gondii))	Sérum	Immuno-enzymatique / fluorescence (450 nm) (ELFA) sur VIDAS 3 Biomérieux	E/ANA/MO/110	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025

Site Site ORTHEZ :

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM MG03	Recherche et identification d'antigènes spécifiques d'Influenza A et B	Prélèvement nasopharyngé	Méthode manuelle Immunochromatographie sur InfluenzaTOP BioSynex	E/ANA/MO/080	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM MG03	Recherche et identification d'antigènes spécifiques de Rotavirus, Adenovirus, Norovirus	Selles	Méthode manuelle Immunochromatographie sur IMMUNOQUICK® NoRotAdeno BioSynex	E/ANA/MO/080	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM MG03	Recherche et identification d'antigènes spécifiques et de toxines de Clostridium difficile	Selles	Méthode manuelle Immunochromatographie sur C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE® TECHLAB	E/ANA/MO/080	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025

Site Site ORTHEZ :

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM MG05	Recherche et identification de Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeae	Urine premier jet / Prélèvement vaginal / Prélèvement de gorge / Prélèvement anal	PCR sur cobas 5800 ROCHE Diagnostics	E/ANA/MO/130	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025

Site Site ORTHEZ :

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM MG07	Compte d'Addis / Compte HLM	Urine	Cytologie optique sur SEDIMAX Menarini	E/ANA/MO/0 44	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM MG07	Compte d'Addis / Compte HLM	Urine	Méthode manuelle Microscopie optique	ANA/MO/014	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM MG07	Cytologie	Urine	Cytologie optique sur SEDIMAX Menarini	E/ANA/MO/0 44	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM MG07	Cytologie	Urine, Liquide de ponction	Méthode manuelle Microscopie optique	ANA/MO/014	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM MG07	Recherche et identification de dermatophytes, et de champignons filamenteux	Peau et phanères	Méthode manuelle Examen morphologique direct microscopique du prélèvement avec ou sans éclaircissement au KOH	E/ANA/MO/0 72	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM MG07	Recherche et identification de parasites	Peau et phanères, Selles, Sang, Urine	Méthode manuelle Microscopie optique avec ou sans préparation avec ou sans coloration	E/ANA/MO/0 51	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025

Site Site ORTHEZ :

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM MG09	Recherche et identification de dermatophytes, et de champignons filamenteux	Culture fongique	Méthode manuelle Ensemencement manuel, incubation Examen morphologique direct macro et microscopique après culture avec ou sans coloration manuelle au bleu de méthylène	E/ANA/MO/0 72	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025

Site Site ORTHEZ :

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM MG11	Recherche et identification de bactéries et/ou levures	Culture bactérienne / Culture fongique	Méthode manuelle Examen morphologique direct macro et microscopique après culture avec ou sans préparation avec ou sans coloration de Gram		Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM MG11	Recherche et identification de bactéries et/ou levures	Culture bactérienne / Culture fongique	Spectrophotométrie de masse sur VITEK® MS PRIME bioMérieux	E/ANA/MO/1 32	Changement d'automate le 01/04/2025
BM MG11	Recherche et identification de bactéries et/ou levures	Culture bactérienne / Culture fongique	Tests biochimiques sur VITEK® 2 XL bioMérieux	E/ANA/MO/1 31	Changement d'automate le 01/04/2025
BM MG11	Recherche et identification de bactéries et/ou levures	Urine, Selles, Prélèvement génital féminin, Prélèvement génital masculin, Prélèvement péri-génital, Expectoration, Prélèvement de plaie, Prélèvement de pus, Liquide de ponction, Prélèvement oculaire, Prélèvement auriculaire, Prélèvement nasopharyngé, Sperme ,Peau et phanères, Matériel	Ensemencement automatisé sur WASP bioMérieux puis incubation et lecture	E/ANA/MO/0 54	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM MG11	Recherche et identification de bactéries et/ou levures	Urine, Selles, Prélèvement génital féminin, Prélèvement génital masculin, Prélèvement péri-génital, Expectoration, Prélèvement de plaie, Prélèvement de pus, Liquide de ponction, Prélèvement oculaire, Prélèvement auriculaire, Prélèvement nasopharyngé, Sperme ,Peau et phanères, Matériel	Méthode manuelle Ensemencement manuel puis incubation et lecture	E/ANA/MO/0 13	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM MG11	Recherche et identification de bactéries et/ou levures	Urine, Selles, Prélèvement génital féminin, Prélèvement génital masculin, Prélèvement péri-génital, Expectoration, Prélèvement de plaie, Prélèvement de pus, Liquide de ponction, Prélèvement oculaire, Prélèvement auriculaire, Prélèvement nasopharyngé, Sperme ,Peau et phanères, Matériel	Réalisation d'un frottis du prélèvement puis coloration de Gram sur Aerospray Gram ELITechGroup	E/ANA/MO/0 54	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM MG11	Test à la cellophane adhésive	Marge annale, Peau	Méthode manuelle Microscopie optique avec ou sans préparation avec ou sans coloration	E/ANA/MO/0 51	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025

Site Site ORTHEZ :

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM MG12	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques	Culture bactérienne	Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques sur VITEK® 2 XL	E/ANA/MO/13 1	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025
BM MG12	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques	Culture bactérienne	Méthode manuelle Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques après incubation	E/ANA/MO/05 5	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025

PÉRIMÉE

Site Site ORTHEZ :

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM MG13	Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification et numération)	Sang total	Méthode manuelle Immuno-chromatographie sur PALUTOP® +4 OPTIMA Biosynex Examen morphologique microscopique direct après coloration (Frottis/Goutte épaisse)	ANA/MO/035	Déménagement du plateau technique le 01/04/2025

Site Site ORTHEZ :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Code	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM PP01	Sur site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	
BM PP01	Sur site	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	
BM PP01	Sur site	Muqueuse : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Génitale, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses examens microbiologiques	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	

Site Site PAU LECLERC :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Code	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM PP01	Sur site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	
BM PP01	Sur site	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	
BM PP01	Sur site	Muqueuse : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Génitale, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses examens microbiologiques	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	

Site Site PAU MERMOZ :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Code	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM PP01	Sur site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	
BM PP01	Sur site	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	
BM PP01	Sur site	Muqueuse : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Génitale, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses examens microbiologiques	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	

Site Site SAINT PIERRE D'IRUBE :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Code	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM PP01	Sur site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	
BM PP01	Sur site	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	
BM PP01	Sur site	Muqueuse : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Génitale, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses examens microbiologiques	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	

Site Site SERRES CASTET :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Code	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM PP01	Sur site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	
BM PP01	Sur site	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	
BM PP01	Sur site	Muqueuse : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Génitale, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses examens microbiologiques	Manuel de prélèvement Mode opératoire : - PREA/PT/001	