



Portée détaillée v.7 de l'attestation N° 8-3480

Detailed scope v.7 of the attestation N° 8-3480

Date de publication / Publish date: 31/07/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE CARRON

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Gilbert CARRON	ACE	Plasma - srum	Colorimétrie Cobas 6000 G	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Acide Urique	Plasma	Colorimétrie Cobas 6000 G et D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Acide valproïque	Plasma - sérum	Colorimétrie Cobas 6000 D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	AFP	Plasma - sérum	Chimiluminescence Cobas 6000 G	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Albumine	Plasma - sérum	Colorimétrie Cobas 6000 G et D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Amylase	Plasma - sérum	Colorimétrie Cobas 6000 G et D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Apo A	Plasma - sérum	Immunoturbidimétrie Cobas 6000 G et D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Bilirubine totale	Plasma - sérum	Colorimétrie Cobas 6000 G et D	21-MM-ANA-7EXT-001	Changement de génération le 04/12/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Gilbert CARRON	Ca 15.3	Plasma - sérum	Chimiluminescence Cobas 6000 G	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Ca 19.9	Plasma - sérum	Chimiluminescence Cobas 6000 G	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Ca 125	Plasma - sérum	Chimiluminescence Cobas 6000 G	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Calcium	Plasma - sérum	Colorimétrie Cobas 6000 G et D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Carbamazépine	Plasma - sérum	Colorimétrie Cobas 6000 D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Chlore	Plasma	Potentiométrie indirecte Cobas 6000 G et D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Cholestérol	Plasma - sérum	Colorimétrie Cobas 6000 G et D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Cholestérol HDL	Plasma - sérum	Colorimétrie Cobas 6000 G et D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Cholestérol LDL	Plasma - sérum	Colorimétrie Cobas G et D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	CO2	Plasma	Colorimétrie Cobas 6000 G et D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Complément C3	Plasma - sérum	Immunoturbidimétrie Cobas 6000 D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Complément C4	Plasma - sérum	Immunoturbidimétrie Cobas 6000 D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	CPK	Plasma - sérum	Colorimétrie Cobas 6000 G et D	21-MM-ANA-7EXT-001	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Gilbert CARRON	CRP	Plasma - sérum	Turbidimétrie Cobas 6000 G et D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Créatinine	Plasma	Colorimétrie Cobas 6000 G et D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Digoxine	Plasma - sérum	Colorimétrie Cobas 6000 D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Fer	Plasma - sérum	Colorimétrie Cobas 6000 G et D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Ferritne	Plasma - sérum	Chimiluminescence Cobas 6000 G et D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Folate	Plasma - sérum	Chimiluminescence Cobas 6000 D	21-MM-ANA-7EXT-001	Changement de génération de réactif au 02/07/2024
Site Gilbert CARRON	FSH	Plasma - sérum	Chimiluminescence Cobas 6000 D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	GGT	Plasma - sérum	Colorimétrie Cobas 6000 G et D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Glucose	Plasma	Colorimétrie Cobas 6000 G et D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Haptoglobine	Plasma - sérum	Immunoturbidimétrie Cobas 6000 D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	HCG	Plasma -sérum	Chimiluminescence Cobas 6000 G et D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	IgA	Plasma - sérum	Immunoturbidimétrie Cobas 6000 D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	IgG	Plasma - sérum	Immunoturbidimétrie Cobas 6000 D	21-MM-ANA-7EXT-001	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Gilbert CARRON	IgM	Plasma - sérum	Immunoturbidimétrie Cobas 6000 D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	LDH	Plasma - sérum	Colorimétrie Cobas 6000 G et D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	LH	Plasma - sérum	Chimiluminescence Cobas 6000 D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Lipase	Plasma - sérum	Colorimétrie Cobas 6000 G et D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Lithium	Plasma - sérum	Colorimétrie Cobas 6000 D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Magnésium	Plasma	Colorimétrie Cobas 6000 D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Orosomucoïde	Plasma - sérum	Immunoturbidimétrie Cobas 6000 D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Phosphatases alcalines	Plasma - sérum	Colorimétrie Cobas 6000 G et D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Phosphore	Plasma - sérum	Colorimétrie Cobas 6000 G et D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Potassium	Plasma	Potentiométrie indirecte Cobas 6000 G et D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Pro BNP	Plasma - sérum	Chimiluminescence Cobas 6000 G et D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Prolactine	Plasma - sérum	Chimiluminescence Cobas 6000 D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Protéines	Plasma - sérum	Colorimétrie Cobas 6000 G et D	21-MM-ANA-7EXT-001	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Gilbert CARRON	Préalbumine	Plasma - sérum	Turbidimétrie Cobas 6000 G et D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	PSA Libre	Plasma - sérum	Chimiluminescence Cobas 6000 G et D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	PSA Total	Plasma - sérum	Chimiluminescence Cobas 6000 G et D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	PTH	Sérum	Chimiluminescence Cobas 6000 D	21-MM-ANA-7EXT-001	Changement de génération au 14/10/2024
Site Gilbert CARRON	Sodium	Plasma	Potentiométrie indirecte Cobas 6000 G et D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	T3 libre	Plasma - sérum	Chimiluminescence Cobas 6000 D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	T4 libre	Plasma - sérum	Chimiluminescence Cobas 6000 D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Transaminases OT	Plasma - sérum	Colorimétrie Cobas 6000 G et D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Transaminases PT	Plasma - sérum	Colorimétrie Cobas 6000 G et D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Transferrine	Plasma - sérum	Colorimétrie Cobas 6000 G et D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Triglycérides	Plasma - sérum	Colorimétrie Cobas 6000 G et D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	TSH	Plasma - sérum	Chimiluminescence Cobas 6000 G et D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Urée	Plasma	Colorimétrie Cobas 6000 G et D	21-MM-ANA-7EXT-001	/

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Patricia CARRON	Electrophorèse des protéines	Sérum	Electrophorèse Sebia Hydrasys	FT Sebia 2018/12	/
Site Patricia CARRON	Immuno-électrophorèse des protéines	Sérum	Immuno-électrophorèse Sebia Hydrasys	FT Sebia 2018/12	/

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Gilbert CARRON	Recherche de nitrites	Urine	Bandelette	FT Macherey Nagel 04/2024	/

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Patricia CARRON	Recherche de nitrites	Urine	Bandelette	FT Macherey Nagel 04/2024	/

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Gilbert CARRON	Numération - Formule - Plaquettes	Sang total	Impédancemétrie, cytométrie en flux, cytochimie, spectrométrie, identification morphologique après coloration par microscopie. Sysmex XN-2000 L et R Cellavision DM 1200 Microscope	21-MM-AHE-7EXT-011 21-MM-AHE-7EXT-010	/
Site Gilbert CARRON	Réticulocytes	Sang total	Cytométrie en flux, identification morphologique après coloration par microscopie. Sysmex XN-2000 L	21-MM-AHE-7EXT-011	/

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Gilbert CARRON	Vitesse de sédimentation	Sang Total	Lecture optique VES Cube 80 Lecture manuelle	21-MM-AHE-7EXT-006	/

BM HB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Gilbert CARRON	Phénotypage hématologique : recherche et identification de cellules leucémiques et lymphomateuses	Sang total	Cytométrie de flux après marquage BD FacsCanto	21-MM-AHE-7EXT-013 Portée B	/

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Gilbert CARRON	Fibrinogène	Plasma	Chronométrie STA-Compact Max 3 1 et 2	21-MM-AHS-7EXT-005 FT Stago 25800-07	Changement d'automates au 29/04/2024
Site Gilbert CARRON	TCA	Plasma	Chronométrie STA-Compact Max 3 1 et 2	21-MM-AHS-7EXT-005 FT Stago 25334-14	Changement d'automates au 29/04/2024
Site Gilbert CARRON	TCK	Plasma	Chronométrie STA-Compact Max 3 1 et 2	21-MM-AHS-7EXT-005 FT Stago 32728-11	Changement d'automates au 29/04/2024
Site Gilbert CARRON	TP / INR	Plasma	Chronométrie STA-Compact Max 3 1 et 2	21-MM-AHS-7EXT-005 FT Stago 32352-02	Changement d'automates au 29/04/2024

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Gilbert CARRON	Phénotypage érythrocytaire ABO	Sang total	Filtration Bio-Rad IH-500	21-MM-AHE-7EXT-018 FT Bio-Rad v01 2021- 02-15	Changement d'automate au 07/11/2023
Site Gilbert CARRON	Phénotypage érythrocytaire RH1/RH-KEL1	Sang total	Filtration Bio-Rad IH-500	21-MM-AHE-7EXT-018 FT Bio-Rad v01 2021- 02-15	Changement d'automate au 07/11/2023

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Gilbert CARRON	RAI	Sang total	Filtration Bio-Rad IH-500	21-MM-AHE-7EXT-018 FT Bio-Rad v01 2020- 11-05	Changement d'automate au 07/11/2023

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE					
Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Gilbert CARRON	EDA (Examen Direct à l'Antiglobuline)	Sang total	Filtration Bio-Rad IH-500	21-MM-AHE-7EXT-018 FT Bio-Rad v01 2020- 12-18	Passage sur IH-500 le 05/06/2024

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Gilbert CARRON	Ac anti-CCP	Sérum	Chimiluminescence Cobas 6000 G	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Ac anti-thyroglobuline	Sérum	Chimiluminescence Cobas 6000 D	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Ac anti-thyropéroxydase	Sérum	Chimiluminescence Cobas 6000 D	21-MM-ANA-7EXT-001	Changement de génération au 07/07/2026
Site Gilbert CARRON	Facteur rhumatoïde	Plasma - sérum	Immunoturbidimétrie Cobas 6000 D	21-MM-ANA-7EXT-001	/

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Patricia CARRON	Recherche des auto-anticorps anti-nucléaires	Sérum	Immunofluorescence	FT Aeksu	/

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Gilbert CARRON	Anticorps anti-HAV IgM	Plasma - sérum	Chimiluminescence Cobas 6000 G	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Anticorps anti-HBc	Sérum	Chimiluminescence Cobas 6000 G	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Anticorps anti-HBs	Sérum	Chimiluminescence Cobas 6000 G	21-MM-ANA-7EXT-001	/
Site Gilbert CARRON	Antigène HBs	Plasma - sérum	Chimiluminescence Cobas 6000 G	21-MM-ANA-7EXT-001	/

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Patricia CARRON	Adénovirus	Selles	Immunochromatographie	FT Meridian rev. 08/05	/
Site Patricia CARRON	Rotavirus	Selles	Immunochromatographie	FT Meridian rev. 08/05	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Patricia CARRON	Cytologie urinaire	Urine	Examen macro/microscopique / cytométrie en flux	21-SE-AMB-7P-001	/

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Patricia CARRON	Hémoculture	Sang total	Détection colotimétrique (liée au CO2) bioMérieux Bact/Alert	21-LC-AMB-7EXT-005	/

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Patricia CARRON	Recherche, identification et dénombrement des dermatophytes et filamenteux	Echantillons biologiques d'origine humaine	Examen macro/microscopique, culture sur milieux spécifiques	21-SE-AMB-7P-001	/

BM MG10 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Gilbert CARRON	Ensemencement	Urine	Culture sur milieux dédiés	21-SE-AMB-7P-001	/

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Patricia CARRON	Examen cytotobactériologique des urines	Urine	Examen macro/microscopique, cytométrie en flux, coloration de Gram, culture sur milieux spécifiques, automate Microflex	21-SE-AMB-7P-001	/

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Patricia CARRON	Sensibilité aux antibiotiques	Culture bactérienne	Culture sur milieux solides, appareil Adagio	21-SE-AMB-7P-001	/

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE					
Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Gilbert CARRON	Recherche de paludisme	Sang total	Examen morphologique après coloration (frottis mince) Immunochromatographie BinaxNow	IN6600050 rév 5 2019/12	Retrait PCR Alethia Juillet 2024

BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Gilbert CARRON	Spermogramme Recherche et identification des spermatozoïdes, volume, pH, viscosité, agglutination, mobilité et concentration	Sperme	Méthode manuelle Examen direct macro et microscopique	21-MM-ASP--7MOP-002	/

BM SP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Gilbert CARRON	Spermogramme Vitalité	Sperme	Méthode manuelle Coloration Eosine - Nigrosine et examen microscopique	21-MM-ASP-7MOP-002 Protocole n°87 RAL Révision 08/11/2018	/

BM SP04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Gilbert CARRON	Spermocytogramme	Sperme	Méthode manuelle Coloration Harris - Shorr et examen microscopique	21-MM-ASP-7MOP-002 Protocole n°99 RAL Révision 25/08/2020	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site BOIS BRETOUX	au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	21-SE-PRE-7MOP-012	
Site BOIS BRETOUX	au sein du site	Peau et Phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	21-SE-PRE-7MOP-012	
Site BOIS BRETOUX	au sein du site	Muqueuses : nez, gorge, oreille, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	21-SE-PRE-7MOP-012	
Site BOIS BRETOUX	au sein du site	Air	Recueil d'air expiré avant et après ingestion d'acide citrique	Fiche technique kit Hélikit	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Gilbert CARRON	au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	21-SE-PRE-7MOP-012	
Site Gilbert CARRON	au sein du site	Peau et Phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	21-SE-PRE-7MOP-012	
Site Gilbert CARRON	au sein du site	Muqueuses : nez, gorge, oreille, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	21-SE-PRE-7MOP-012	
Site Gilbert CARRON	au sein du site	Air	Recueil d'air expiré avant et après ingestion d'acide citrique	Fiche technique kit Hélikit	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site Patricia CARRON	au sein du site et à domicile	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	21-SE-PRE-7MOP-012	
Site Patricia CARRON	au sein du site	Peau et Phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	21-SE-PRE-7MOP-012	
Site Patricia CARRON	au sein du site	Muqueuses : nez, gorge, oreille, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	21-SE-PRE-7MOP-012	
Site Patricia CARRON	au sein du site	Air	Recueil d'air expiré avant et après ingestion d'acide citrique	Fiche technique kit Hélikit	