



Portée détaillée v.5 de l'attestation N° 8-3508

Detailed scope v.5 of the attestation N° 8-3508

Date de publication / Publish date: 20/02/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

MEDICABIO

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site du 27 Avenue de Koutiala	Acide Urique	Sang et dérivés	Technique automatisée Uricase / PAP COBAS PURE c303 n°série 22M3-09 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024
Site du 27 Avenue de Koutiala	Albumine	Sang et dérivés	Technique automatisée Vert de bromocrésol COBAS PURE c303 n°série 22M3-09 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024
Site du 27 Avenue de Koutiala	Amylase	Sang et dérivés	Technique automatisée IFCC Ethylène G7 PNP COBAS PURE c303 n°série 22M3-09 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024
Site du 27 Avenue de Koutiala	Bicarbonates	Sang et dérivés	Technique automatisée Enzymatique COBAS PURE c303 n°série 22M3-09 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site du 27 Avenue de Koutiala	Bilirubine Directe	Sang et dérivés	Technique automatisée Méthode Diazo COBAS PURE c303 n°série 22M3-09 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024
Site du 27 Avenue de Koutiala	Bilirubine Totale	Sang et dérivés	Technique automatisée Méthode Diazo COBAS PURE c303 n°série 22M3-09 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024
Site du 27 Avenue de Koutiala	Calcium	Sang et dérivés	Technique automatisée NM-BAPTA COBAS PURE c303 n°série 22M3-09 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024
Site du 27 Avenue de Koutiala	Chlorure	Sang et dérivés	Technique automatisée ISE indirect COBAS PURE c303 n°série 22M3-09 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024
Site du 27 Avenue de Koutiala	Cholestérol HDL	Sang et dérivés	Technique automatisée Enzymatique colorimétrique (Polyanions CHER/CHOD/POD/PAP) COBAS PURE c303 n°série 22M3-09 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024
Site du 27 Avenue de Koutiala	Cholestérol LDL	Sang et dérivés	Technique automatisée Enzymatique colorimétrique (CHOD/PAP) COBAS PURE c303 n°série 22M3-09 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site du 27 Avenue de Koutiala	Cholestérol Total	Sang et dérivés	Technique automatisée Enzymatique colorimétrique (CHOD/PAP) COBAS PURE c303 n°série 22M3-09 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024
Site du 27 Avenue de Koutiala	CPK	Sang et dérivés	Technique automatisée CK NAK IFCC COBAS PURE c303 n°série 22M3-09 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024
Site du 27 Avenue de Koutiala	CRP	Sang et dérivés	Technique automatisée Immunoturbidimétrie Latex COBAS PURE c303 n°série 22M3-09 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024
Site du 27 Avenue de Koutiala	Créatinine	Sang et dérivés	Technique automatisée Enzymatique colorimétrique COBAS PURE c303 n°série 22M3-09 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024
Site du 27 Avenue de Koutiala	Estradiol	Sang et dérivés	Technique automatisée Chimiluminescence COBAS PURE c303 n°série 22M3-09 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024
Site du 27 Avenue de Koutiala	Fer	Sang et dérivés	Technique automatisée Ascorbate / FerroZine COBAS PURE c303 n°série 22M3-09 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site du 27 Avenue de Koutiala	GGT	Sang et dérivés	Technique automatisée Carboy-GLUPA/Szasz Persijn/Tris COBAS PURE c303 n°série 22M3-09 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024
Site du 27 Avenue de Koutiala	Glucose	Sang et dérivés	Technique automatisée Hexokinase / G6PDH COBAS PURE c303 n°série 22M3-09 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024
Site du 27 Avenue de Koutiala	Glucose	Urines	Technique automatisée Hexokinase / G6PDH COBAS PURE c303 n°série 22M3-09 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024
Site du 27 Avenue de Koutiala	GOT	Sang et dérivés	Technique automatisée IFCC AVEC phosphate de pyridoxal COBAS PURE c303 n°série 22M3-09 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024
Site du 27 Avenue de Koutiala	GPT	Sang et dérivés	Technique automatisée IFCC AVEC phosphate de pyridoxal COBAS PURE c303 n°série 22M3-09 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024
Site du 27 Avenue de Koutiala	hCG	Sang et dérivés	Technique automatisée Chimiluminescence COBAS PURE e402 n°série 22L0-06 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site du 27 Avenue de Koutiala	LDH	Sang et dérivés	Technique automatisée UV IFCC (lactate vers pyruvate) COBAS PURE c303 n°série 22M3-09 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024
Site du 27 Avenue de Koutiala	LH	Sang et dérivés	Technique automatisée Chimiluminescence COBAS PURE e402 n°série 22L0-06 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024
Site du 27 Avenue de Koutiala	Lipase	Sang et dérivés	Technique automatisée Colorimétrie COBAS PURE c303 n°série 22M3-09 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024
Site du 27 Avenue de Koutiala	NT-proBNP	Sang et dérivés	Technique automatisée Chimiluminescence COBAS PURE e402 n°série 22L0-06 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024
Site du 27 Avenue de Koutiala	Phosphatase alcaline	Sang et dérivés	Technique automatisée IFCC COBAS PURE c303 n°série 22M3-09 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024
Site du 27 Avenue de Koutiala	Phosphore	Sang et dérivés	Technique automatisée Phospho-molybdate / UV COBAS PURE c303 n°série 22M3-09 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site du 27 Avenue de Koutiala	Potassium	Sang et dérivés	Technique automatisée ISE indirect COBAS PURE c303 n°série 22M3-09 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024
Site du 27 Avenue de Koutiala	Procalcitonine	Sang et dérivés	Technique automatisée Chimiluminescence COBAS PURE e402 n°série 22L0-06 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024
Site du 27 Avenue de Koutiala	Progestérone	Sang et dérivés	Technique automatisée Chimiluminescence COBAS PURE e402 n°série 22L0-06 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024
Site du 27 Avenue de Koutiala	Protéines	Sang et dérivés	Technique automatisée Biuret COBAS PURE c303 n°série 22M3-09 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024
Site du 27 Avenue de Koutiala	Protéines	Urines	Technique automatisée Spectrophotométrie d'absorption - Turbidimétrique Chlorure de Benzethonium COBAS PURE c303 n°série 22M3-09 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024
Site du 27 Avenue de Koutiala	Sodium	Sang et dérivés	Technique automatisée ISE indirect COBAS PURE c303 n°série 22M3-09 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site du 27 Avenue de Koutiala	Transferrine	Sang et dérivés	Technique automatisée Immunoturbidimétrie COBAS PURE c303 n°série 22M3-09 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024
Site du 27 Avenue de Koutiala	Triglycérides	Sang et dérivés	Technique automatisée GPO / PAP COBAS PURE c303 n°série 22M3-09 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024
Site du 27 Avenue de Koutiala	Troponine T hs	Sang et dérivés	Technique automatisée Chimiluminescence COBAS PURE e402 n°série 22L0-06 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024
Site du 27 Avenue de Koutiala	Urée	Sang et dérivés	Technique automatisée Uréase / GLDH COBAS PURE c303 n°série 22M3-09 Roche Diagnostics	PT-AD-ANA-004-01	changement d'automate le 07/02/2024

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site du 27 Avenue de Koutiala	Recherche de sang dans les selles	Selles	Technique manuelle Immunochromatographie	IT-MU-PREA-001-06	Examen accrédité le le 31/01/2020

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site du 27 Avenue de Koutiala	Numération, formule, réticulocyte	Sang et dérivés	Technique automatisée Mesure impédence,fluorocytométrie, optique XN-10 n° série 39215 XN-20 n°série 39216 Sysmex	PT-MU-ANA-007-04	
Site du 27 Avenue de Koutiala	Plaquettes	Sang et dérivés	Technique automatisée Mesure impédence,fluorocytométrie, optique XN-10 n° série 39215 XN-20 n°série 39216 Sysmex	PT-MU-ANA-007-04	

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site du 27 Avenue de Koutiala	Vitesse de sédimentation	Sang et dérivés	Mesure de la cinétique de la sédimentation par photométrie capillaire . Automate ALIFAX TEST 1 SDL Beckman Coulter N° série T16722	PT-MU-ANA-004-07	Extension prononcée à compter du 23/04/2025

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site du 27 Avenue de Koutiala	DDimères	Sang et dérivés	Technique automatisée Immunoturbidimétrie STA R Max n° série 06040505 STA compact MAX 3 série 6714 Stago	PT-AT-MAT-001-01 PT-AT-MAT-002-02	Arrêt du STA compact USB changement d'automate STA compact MAX 3 série 6714 le 2 juillet 2021
Site du 27 Avenue de Koutiala	Fibrinogène	Sang et dérivés	Technique automatisée Chronométrie STA R Max n° série 06040505 STA compact MAX 3 série 6714 Stago	PT-AT-MAT-001-01 PT-AT-MAT-002-02	Arrêt du STA compact USB changement d'automate STA compact MAX 3 série 6714 le 2 juillet 2021
Site du 27 Avenue de Koutiala	INR	Sang et dérivés	Technique automatisée Chronométrie STA R Max n° série 06040505 STA compact MAX 3 série 6714 Stago	PT-AT-MAT-001-01 PT-AT-MAT-002-02	Arrêt du STA compact USB changement d'automate STA compact MAX 3 série 6714 le 2 juillet 2021
Site du 27 Avenue de Koutiala	TCA	Sang et dérivés	Technique automatisée Chronométrie STA R Max n° série 06040505 STA compact MAX 3 série 6714 Stago	PT-AT-MAT-001-01 PT-AT-MAT-002-02	Arrêt du STA compact USB changement d'automate STA compact MAX 3 série 6714 le 2 juillet 2021
Site du 27 Avenue de Koutiala	TCA kaolin	Sang et dérivés	Technique automatisée Chronométrie STA R Max n° série 06040505 Stago	PT-AT-MAT-002-02	Changement de réactif le 16/10/2023

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site du 27 Avenue de Koutiala	TP	Sang et dérivés	Technique automatisée Chronométrie STA R Max n° série 06040505 STA compact MAX 3 série 6714 Stago	PT-AT-MAT-001-01 PT-AT-MAT-002-02	Arrêt du STA compact USB changement d'automate STA compact MAX 3 série 6714 le 2 juillet 2021

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site du 27 Avenue de Koutiala	Recherche et détermination d'antigènes érythrocytaires (pour ABO, anticorps) Détermination de groupes sanguins Systèmes de groupes : ABO, RH, KELL	Sang et dérivés	Technique automatisée Méthode immunologique d'hémagglutination Swing n°série 2218 Saxo n°série SA5C 2430302 BioRad	MT-AT-ANA-001-04	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site du 27 Avenue de Koutiala	RAI (Recherche d'Agglutinines Irrégulières)	Sang et dérivés	Technique automatisée Méthode immunologique d'hémagglutination Swing n°série 2218 Saxo n°série SA5C 2430302 BioRad	MT-AT-ANA-001-04	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site du 27 Avenue de Koutiala	Cytologie	Liquide biologiques	Méthode manuelle	IT-MU-ANA-038-03	Extension d'accréditation prononcée à compter du 04/09/2025

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site du 27 Avenue de Koutiala	Recherche du Plasmodium par immuno-chromatographie	Sang et dérivés	Technique manuelle Immunochromatographie	IT-MU-ANA-010-05	
Site du 27 Avenue de Koutiala	Recherche et identification de Plasmodium sur frottis mince lecture	Sang et dérivés	Technique manuelle Microscopie	IT-MU-ANA-010-05	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site du 2-4 Rue du Garigliano	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
Site du 2-4 Rue du Garigliano	Au sein du site	Urines	Pose poche urinaire	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
Site du 2-4 Rue du Garigliano	Au sein du site	Peau, Phanères, Tissus cellulaires sous-cutanés	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
Site du 2-4 Rue du Garigliano	Au sein du site	Muqueuses :Nez, Gorge, Oreille,Langue, Bouche, Vagin,Urètre, Anus, œil	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, mycologique, virologique ou parasitologique	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
Site du 2-4 Rue du Garigliano	Au sein du site	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
Site du 2-4 Rue du Garigliano	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site du 27 Avenue de Koutiala	Au sein du site / Au sein du service de soins	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
Site du 27 Avenue de Koutiala	Au sein du site	Urines	Pose poche urinaire	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
Site du 27 Avenue de Koutiala	Au sein du site / Au sein du service de soins	Peau, Phanères, Tissus cellulaires sous-cutanés	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
Site du 27 Avenue de Koutiala	Au sein du site / Au sein du service de soins	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus, œil	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, mycologique, virologique ou parasitologique	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
Site du 27 Avenue de Koutiala	Au sein du site	Prélèvement gynécologique	Frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
Site du 27 Avenue de Koutiala	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01