



Portée détaillée v.2 de l'attestation N° 8-3589

Detailed scope v.2 of the attestation N° 8-3589

Date de publication / Publish date: 14/02/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

CYPATH

Site Cabinet CYPATH :

AC CA01 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / CYTOLOGIE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Examen de cytologie gynécologique en milieu liquide	Prélèvement(s) cellulaire(s) d'origine humaine, en milieu liquide : frottis cervico- utérin	Préparation du prélèvement, étalement sur lames, coloration Papanicolaou. Identification morphologique par imageur numérique automatisé, lecture via système de gestion des images et station individuelle de lecture ou par microscopie optique.	ThinPrep™ Stain. Hologic ThinPrep® 5000 Autoloader System. Sakura Tissue-Tek® Prisma™ Plus Automated Slide Stainer. Hologic System Genius™ Digital Diagnostics. AN1-INS-001 (v4). Méthode reconnue A.	Dossier "Patient" en ML et VL.

Site Cabinet CYPATH :

AC VA01 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / VIROLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Détection & typage du virus du papillome humain (HPV)	Prélèvement(s) cellulaire(s) d'origine humaine, en milieu liquide : frottis cervico-utérin	Aliquotage préalable des échantillons. Détection d'acides nucléiques viraux par fluorescence après extraction et amplification par PCR.	Cobas® P480 (Roche Diagnostics). Cobas® HPV for 6800/8800 Cobas Systems (Roche Diagnostics). AN1-INS-002 (v4). Méthode reconnue A.	Dossier "Patient" en ML et VL.

AC GS01 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / GÉNÉTIQUE SOMATIQUE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Recherche de l'instabilité des microsatellites (MSI)	Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine	Extraction, purification d'acides nucléiques, avec ou sans amplification (PCR, ...), et de protéines - PCR ciblée avec amorce spécifique.	Idylla™ MSI Mutation Test for Biocartis Idylla™ Platform. AN2-INS-001 (v4). Méthode reconnue A.	Dossier "Patient" en PM.
Recherche et caractérisation de mutations de gène EGFR	Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine	Extraction, purification d'acides nucléiques, avec ou sans amplification (PCR, ...), et de protéines - PCR avec amorce spécifique. PCR digitale.	EGFR 6-color Crystal Digital PCR™ Kit (R51006) for Nio® Digital PCR. Nio® PCR Analysis Software. AN2-INS-007 (v1). Méthode reconnue A.	Dossier "Patient" en PM.
Recherche et caractérisation de mutations des gènes NRAS	Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine	Extraction, purification d'acides nucléiques, avec ou sans amplification (PCR, ...), et de protéines - PCR avec amorce spécifique. PCR digitale.	NRAS Crystal Digital PCR® Assay (R51002, R51016) for Nio® Digital PCR. Nio® PCR Analysis Software. AN2-INS-007 (v1). Méthode reconnue A.	Dossier "Patient" en PM.
Recherche et caractérisation de mutations du gène BRAF	Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine	Extraction, purification d'acides nucléiques, avec ou sans amplification (PCR, ...), et de protéines - PCR avec amorce spécifique. PCR digitale.	BRAF Crystal Digital PCR® Assay (R51022) for Nio® Digital PCR. Nio® PCR Analysis Software. AN2-INS-007 (v1). Méthode reconnue A.	Dossier "Patient" en PM.

AC GS01 - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES / GÉNÉTIQUE SOMATIQUE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Recherche et caractérisation de mutations du gène KRAS	Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine	Extraction, purification d'acides nucléiques, avec ou sans amplification (PCR, ...), et de protéines - PCR avec amorce spécifique. PCR digitale.	KRAS Crystal Digital PCR® Assay (R51038, R51040, R51007) for Nio® Digital PCR. Nio® PCR Analysis Software. AN2-INS-007 (v1). Méthode reconnue A.	Dossier "Patient" en PM.