



Portée détaillée v.11 de l'attestation N° 8-3633

Detailed scope v.11 of the attestation N° 8-3633

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

INOVIE - PROLAB

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de BOLLENE	ACE	sang et dérivés	Electrochimiluminescence ECLIA	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	Acide urique	sang et dérivés	Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	Acide urique	urines	Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	AFP	sang et dérivés	Electrochimiluminescence ECLIA	O2-COBAS-MOP-001	Changement de réactif - BIOTINE 11-10-2022
Site de BOLLENE	Alanine aminotransférase	sang et dérivés	Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS-MOP-001	Changement de code application le 01-02-2022
Site de BOLLENE	Albumine	sang et dérivés	Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS-MOP-001	Changement réactif (colorimétrie) 3-6-25
Site de BOLLENE	Albumine	urines	Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS-MOP-001	Changement de code application le 01-02-2022
Site de BOLLENE	Amylase	sang et dérivés	Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	Anti-thyroglobuline	sang et dérivés	Electrochimiluminescence ECLIA	O2-COBAS-MOP-001	Arrêt 28-03-2022

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de BOLLENE	Anti-thyropéroxydase	sang et dérivés	Electrochimiluminescence ECLIA	O2-COBAS-MOP-001	Arrêt 28-03-2022
Site de BOLLENE	ApoA	sang et dérivés	Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	ApoB	sang et dérivés	Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	Aspartate aminotransférase	sang et dérivés	Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS-MOP-001	Changement de code application le 01-02-2022
Site de BOLLENE	B2microglobuline	sang et dérivés	Turbidimétrie	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	Bilirubine conjuguée	sang et dérivés	Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS-MOP-001	Changement de code application le 01-02-2022
Site de BOLLENE	Bilirubine totale	sang et dérivés	Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS-MOP-001	Changement de réactif au 09-10-2025
Site de BOLLENE	C125	sang et dérivés	Electrochimiluminescence ECLIA	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	C153	sang et dérivés	Electrochimiluminescence ECLIA	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	C199	sang et dérivés	Electrochimiluminescence ECLIA	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	Calcium	sang et dérivés	Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	Calcium	urines	Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	Chlorure	sang et dérivés	Potentiométrie	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	Cholestérol	sang et dérivés	Test colorimétrique enzymatique	O2-COBAS-MOP-001	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de BOLLENE	Cholestérol HDL	sang et dérivés	Test colorimétrique enzymatique	O2-COBAS-MOP-001	cholestérol LDL calculé
Site de BOLLENE	Cholestérol LDL	sang et dérivés	Test colorimétrique enzymatique	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	CK	sang et dérivés	Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	CO2	sang et dérivés	Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	Cortisol	sang et dérivés	Electrochimiluminescence ECLIA	N0.COBAS-P.2 d	Arrêt 29-03-2022
Site de BOLLENE	CRP	sang et dérivés	Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS-MOP-001	Nouvelle référence 20/01/21
Site de BOLLENE	Créatinine	sang et dérivés	Test enzymatique	O2-COBAS-MOP-001	DFG par CKD-EPI et clairance de Cockcroft calculés
Site de BOLLENE	Créatinine	urines	Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	Digoxine	sang et dérivés	Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	Estradiol	sang et dérivés	Electrochimiluminescence ECLIA	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	fer	sang et dérivés	Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	Ferritine	sang et dérivés	Electrochimiluminescence ECLIA	O2-COBAS-MOP-001	changement de méthode le 01-02-2022
Site de BOLLENE	Folates	sang et dérivés	Electrochimiluminescence ECLIA	O2-COBAS-MOP-001	Changement réactif le 05/07/24 (biotine)
Site de BOLLENE	FSH	sang et dérivés	Electrochimiluminescence ECLIA	O2-COBAS-MOP-001	Changement de code appli le 03-12-2021

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de BOLLENE	GAMMA GLUTAMYL	sang et dérivés	Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS-MOP-001	Changement de code application le 01-02-2022
Site de BOLLENE	Glucose	sang et dérivés	Test UV	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	Glucose	urines	Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	HCG (HCG+B)	sang et dérivés	Electrochimiluminescence ECLIA	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	IgA	sang et dérivés	Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	IgG	sang et dérivés	Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	IgM	sang et dérivés	Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	LDH	sang et dérivés	Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	LH	sang et dérivés	Electrochimiluminescence ECLIA	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	Lipase	sang et dérivés	Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS-MOP-001	Changement de code application le 01-02-2022
Site de BOLLENE	Lithium	sang et dérivés	Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	Magnésium	sang et dérivés	Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	NT Pro BNP	sang et dérivés	Electrochimiluminescence ECLIA	O2-COBAS-MOP-001	Changement de code application le 01-02-2022
Site de BOLLENE	PAL	sang et dérivés	Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS-MOP-001	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de BOLLENE	Phosphate	sang et dérivés	Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	Phosphate	urines	Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	Potassium	sang et dérivés	Potentiométrie	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	Potassium	urines	Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	Progestérone	sang et dérivés	Electrochimiluminescence ECLIA	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	Prolactine	sang et dérivés	Electrochimiluminescence ECLIA	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	Protéine	sang et dérivés	Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	Protéine	urines	Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	Préalbumine	sang et dérivés	Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	PSA	sang et dérivés	Electrochimiluminescence ECLIA	O2-COBAS-MOP-001	Changement de code application le 21-01-2020
Site de BOLLENE	PSA libre	sang et dérivés	Electrochimiluminescence ECLIA	O2-COBAS-MOP-001	Changement de code application le 21-01-2020
Site de BOLLENE	PTH intacte	sang et dérivés	Electrochimiluminescence ECLIA	O2-COBAS-MOP-001	Changement de réactif 19-04-2024
Site de BOLLENE	Sodium	sang et dérivés	Potentiométrie	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	Sodium	urines	Potentiométrie	O2-COBAS-MOP-001	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de BOLLENE	T3 libre	sang et dérivés	Electrochimiluminescence ECLIA	O2-COBAS-MOP-001	Changement de code application 29-11-2021
Site de BOLLENE	T4 libre	sang et dérivés	Electrochimiluminescence ECLIA	O2-COBAS-MOP-001	Changement de génération 22-07-2022
Site de BOLLENE	Testostérone	sang et dérivés	Electrochimiluminescence ECLIA	N0.COBAS-P.2 d	Arrêt le 29-03-2022
Site de BOLLENE	Transferrine	sang et dérivés	Immunoturbidimétrie	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	Triglycérides	sang et dérivés	Test colorimétrique enzymatique	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	Troponine T hs	sang et dérivés	Electrochimiluminescence ECLIA	O2-COBAS-MOP-001	Changement de code application le 01-02-2022
Site de BOLLENE	TSH	sang et dérivés	Electrochimiluminescence ECLIA	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	Urée	sang et dérivés	Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	Urée	urines	Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	Vitamine B12	sang et dérivés	Electrochimiluminescence ECLIA	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	Vitamine D	sang et dérivés	Electrochimiluminescence ECLIA	O2-COBAS-MOP-001	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ORANGE	ACE	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas E601) de type quantitatif Electrochimiluminescence	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Acide urique	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Spectrophotométrie d'absorption 2 automates	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Acide Urique	Urine	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	AFP	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas E601) de type quantitatif Electrochimiluminescence	O2-COBAS- MOP-001	Changement de réactif - BIOTINE 11-10-2022
Site d'ORANGE	ALAT	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Spectrophotométrie d'absorption 2 automates	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Albumine	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Spectrophotométrie d'absorption 2 automates	O2-COBAS- MOP-001	Changement réactif (colorimétrie) 3-6-2025
Site d'ORANGE	Anti-thyroglobuline	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas E601) de type quantitatif	O2-COBAS- MOP-001	Transfert ligne auto-immunité vers BB01 au 01-01-2024
Site d'ORANGE	Anti-thyroperoxydase	PI Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas E601) de type quantitatif	O2-COBAS- MOP-001	Transfert ligne auto-immunité vers BB01 au 01-01-2024
Site d'ORANGE	ApoB	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif immunoturbidimétrie	O2-COBAS- MOP-001	Arrêt au 05-11-2024
Site d'ORANGE	ASAT	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Spectrophotométrie d'absorption 2 automates	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	B12	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas E601) de type quantitatif Electrochimiluminescence	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Bilirubine conj	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Spectrophotométrie d'absorption 2 automates	O2-COBAS- MOP-001	Bilirubine libre calculée

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ORANGE	Bilirubine tot	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Spectrophotométrie d'absorption 2 automates	O2-COBAS- MOP-001	Changement de réactif au 09-10-2025
Site d'ORANGE	CA15-3	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas E601) de type quantitatif Electrochimiluminescence	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	CA19-9	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas E601) de type quantitatif Electrochimiluminescence	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	CA125	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas E601) de type quantitatif Electrochimiluminescence	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Calcium	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Spectrophotométrie d'absorption 2 automates	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Calcium	Urine	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Chlore	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Potentiométrie ISE Indirect 2 automates	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Chlore	Urine	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Potentiométrie ISE Indirect	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Cholesterol	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Spectrophotométrie d'absorption 2 automates	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Cholestérol LDL	sang et dérivés	Test colorimétrique enzymatique	O2-COBAS- MOP-001	Ajout au 04-11-2024
Site d'ORANGE	CK	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Spectrophotométrie d'absorption 2 automates	O2-COBAS- MOP-001	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ORANGE	CO2	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Spectrophotométrie d'absorption 2 automates	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Cortisol	Sang et dérivés	Méthode automatisée (COBAS E601) de type quantitatif Electrochimiluminescence	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Creatinine	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Spectrophotométrie d'absorption 2 automates	O2-COBAS- MOP-001	DFG par CKD-EPI et clairance de Cockcroft calculés
Site d'ORANGE	CRP	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Spectrophotométrie d'absorption 2 automates	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Créatinine	Urine	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	E2	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas E601) de type quantitatif Electrochimiluminescence	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Fer	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Spectrophotométrie d'absorption 2 automates	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Ferritine	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas E601) de type quantitatif Electrochimiluminescence 2 automates	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Folates	Sang et dérivés	Méthode automatisée (COBAS E601) de type quantitatif Electrochimiluminescence	O2-COBAS- MOP-001	Changement de réactif le 05-07-24 (biotine)
Site d'ORANGE	FSH	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas E601) de type quantitatif Electrochimiluminescence	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	FT3	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas E601) de type quantitatif Electrochimiluminescence	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	FT4	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas E601) de type quantitatif Electrochimiluminescence	O2-COBAS- MOP-001	Changement de génération 22-07-2022

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ORANGE	GGT	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Spectrophotométrie d'absorption 2 automates	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Glucose	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Spectrophotométrie d'absorption 2 automates	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Glucose	Urine	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	HCG B	Sang et dérivés	Méthode automatisée (COBAS E601) de type quantitatif Electrochimiluminésence	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	HDL	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Spectrophotométrie d'absorption 2 automates	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	LDH	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Spectrophotométrie d'absorption 2 automates	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	LH	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas E601) de type quantitatif Electrochimiluminésence	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Lipase	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Spectrophotométrie d'absorption 2 automates	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Magnesium	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Spectrophotométrie d'absorption 2 automates	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Micro Albuminurie	Urine	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Médicaments : Acide Valproïque (Dépakine®)	Sang et dérivés	Méthode automatisée (COBAS 601) Electrochimiluminescence	O2-COBAS- MOP-001	Arrêt au 21-06-2022

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ORANGE	Médicaments : Carbamazepine (TEGRETOL)	Sang et dérivés	Méthode automatisée (COBAS 601) Electrochimiluminescence	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Médicaments : Digoxine	Sang et dérivés	Méthode automatisée (COBAS 601) Electrochimiluminescence	O2-COBAS- MOP-001	Arrêt au 09-01-2025
Site d'ORANGE	Médicaments : Gentamicine	Sang et dérivés	Méthode automatisée (COBAS 601) Electrochimiluminescence	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Médicaments : Vancomycine	Sang et dérivés	Méthode automatisée (COBAS 601) Electrochimiluminescence	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	NT-PROBNP	Sang et dérivés	Méthode automatisée (COBAS E601) de type quantitatif Electrochimiluminescence	O2-COBAS- MOP-001	Changement de génération le 09-12-2021
Site d'ORANGE	PAL	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Spectrophotométrie d'absorption 2 automates	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Phosphates	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Spectrophotométrie d'absorption 2 automates	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Phosphore	Urine	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Potassium	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Potentiométrie ISE Indirect 2 automates	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Potassium	Urine	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Potentiométrie ISE Indirect	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Procalcitonine	Sang et dérivés	Méthode automatisée (COBAS E601) de type quantitatif Electrochimiluminescence	O2-COBAS- MOP-001	Ajout le 01/06/2021 Changement de génération : 03-05-2022

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ORANGE	Progesterone	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas E601) de type quantitatif Electrochimiluminescence	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Prolactine	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas E601) de type quantitatif Electrochimiluminescence	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Prot Tot	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Spectrophotométrie d'absorption 2 automates	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Protéines	Urine	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	PSA	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas E601) de type quantitatif Electrochimiluminescence 2 automates	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	PSAL	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas E601) de type quantitatif Electrochimiluminescence	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	PTH intacte	sang et dérivés	Electrochimiluminescence ECLIA	O2-COBAS- MOP-001	Changement de réactif 19-04-2024
Site d'ORANGE	PTH intacte	sang et dérivés	Electrochimiluminescence ECLIA	O2-COBAS- MOP-001	Changement de réactif 19-04-2024
Site d'ORANGE	Sodium	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Potentiométrie ISE Indirect 2 automates	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Sodium (Na)	Urine	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Potentiométrie ISE Indirect	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Testostérone	Sang et dérivés	Méthode automatisée (COBAS 601) de type quantitatif Electrochimiluminescence	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Transferrine	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif immunoturbidimétrie	O2-COBAS- MOP-001	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ORANGE	Triglycérides	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Spectrophotométrie d'absorption 2 automates	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Troponine T hs	Sang et dérivés	Méthode automatisée (COBAS E601) de type quantitatif Electrochimiluminescence	O2-COBAS- MOP-001	Changement de génération le 20-01-2022
Site d'ORANGE	TSH	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas E601) de type quantitatif Electrochimiluminescence 2 automates	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Urée	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Spectrophotométrie d'absorption 2 automates	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	Urée	Urine	Méthode automatisée (Cobas C501) de type quantitatif Spectrophotométrie d'absorption	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	VitD	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas E601) de type quantitatif Electrochimiluminescence	O2-COBAS- MOP-001	Changement de Génération le 28-12-2021

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de BOLLENE	HbA1c	Sang et dérivés	Electrophorèse capillaire	Réalisation des HbA1c sur Capillarys O2-SEBIA-MOP-002 v03	Ajout au 05-10-2023
Site de BOLLENE	Protéinogramme (électrophorèse)	Sang et dérivés	Electrophorèse capillaire	Réalisation des EPR et ITYP sur Capillarys O2-SEBIA-MOP-001v01	Transfert de l'activité sur le site de Bollène depuis le site de Pierrelatte 07-06-2022
Site de BOLLENE	Recherche ou typage d'une dysglobulinémie monoclonale	Sang et dérivés	Immunosoustrac- tion par électrophorèse capillaire	Réalisation des EPR et ITYP sur Capillarys O2-SEBIA-MOP-001v01	Transfert de l'activité sur le site de Bollène depuis le site de Pierrelatte 07-06-2022

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de BOLLENE	Amphétamines	urines	Méthode manuelle de type qualitatif et quantitatif	N0.BAND-P.2 a	
Site de BOLLENE	Cannabis	urines	Méthode manuelle de type qualitatif et quantitatif	N0.BAND-P.2 a	
Site de BOLLENE	Cocaïne	urines	Méthode manuelle de type qualitatif et quantitatif	N0.BAND-P.2 a	
Site de BOLLENE	Opiacés	urines	Méthode manuelle de type qualitatif et quantitatif	N0.BAND-P.2 a	

PÉRIMÉE

DÉDIMÉE

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de BOLLENE	CCMH	sang total EDTA	Méthode automatisée impédancemétrie DXH900 BECKMAN COULTER	O2-HEMATO- MOP-001	Transfert sur le plateau d'Orange Sud au 22-04-2026
Site de BOLLENE	Formule avec cellules anormales	sang total EDTA	Méthode qualitative manuelle identification morphologique cellules après coloration	O2-HEMATO- MOP-001	Transfert sur le plateau d'Orange Sud au 22-04-2026
Site de BOLLENE	Hématies	sang total EDTA	Méthode automatisée impédancemétrie DXH900 BECKMAN COULTER	O2-HEMATO- MOP-001	Transfert sur le plateau d'Orange Sud au 22-04-2026
Site de BOLLENE	Hématocrite	sang total EDTA	Méthode automatisée impédancemétrie DXH900 BECKMAN COULTER	O2-HEMATO- MOP-001	paramètre calculé
Site de BOLLENE	Hémoglobine	sang total EDTA	Méthode automatisée Spectrophotométrie DXH900 BECKMAN COULTER	O2-HEMATO- MOP-001	Transfert sur le plateau d'Orange Sud au 22-04-2026
Site de BOLLENE	Indice de distribution des GR, coefficient de variation (IDRCV)	sang total EDTA	Méthode automatisée impédancemétrie DXH900 BECKMAN COULTER	O2-HEMATO- MOP-001	Transfert sur le plateau d'Orange Sud au 22-04-2026
Site de BOLLENE	Leucocytes	sang total EDTA	Méthode automatisée impédancemétrie DXH900 BECKMAN COULTER	O2-HEMATO- MOP-001	Transfert sur le plateau d'Orange Sud au 22-04-2026
Site de BOLLENE	Lymphocytes	sang total EDTA	Méthode automatisée technologie VCSn.impédancemétrie, conductivité,cytométrie de flux. DXH900 BECKMAN COULTER	O2-HEMATO- MOP-001	Transfert sur le plateau d'Orange Sud au 22-04-2026
Site de BOLLENE	Monocytes	sang total EDTA	Méthode automatisée technologie VCSn.impédancemétrie, conductivité,cytométrie de flux. DXH900 BECKMAN COULTER	O2-HEMATO- MOP-001	Transfert sur le plateau d'Orange Sud au 22-04-2026
Site de BOLLENE	Plaquettes	sang total EDTA	Méthode automatisée impédancemétrie DXH900 BECKMAN COULTER	O2-HEMATO- MOP-001	Transfert sur le plateau d'Orange Sud au 22-04-2026

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de BOLLENE	Polynucléaires basophiles	sang total EDTA	Méthode automatisée technologie VCSn.impédancemétrie, conductivité,cytométrie de flux. DXH900 BECKMAN COULTER	O2-HEMATO- MOP-001	Transfert sur le plateau d'Orange Sud au 22-04-2026
Site de BOLLENE	Polynucléaires neutrophiles	sang total EDTA	Méthode automatisée technologie VCSn.impédancemétrie, conductivité,cytométrie de flux. DXH900 BECKMAN COULTER	O2-HEMATO- MOP-001	Transfert sur le plateau d'Orange Sud au 22-04-2026
Site de BOLLENE	Polynucléaires éosinophiles	sang total EDTA	Méthode automatisée technologie VCSn.impédancemétrie, conductivité,cytométrie de flux. DXH900 BECKMAN COULTER	O2-HEMATO- MOP-001	Transfert sur le plateau d'Orange Sud au 22-04-2026
Site de BOLLENE	Réticulocytes	sang total EDTA	Méthode automatisée Cytomètre de flux DXH900 BECKMAN COULTER	O2-HEMATO- MOP-001	Transfert sur le plateau d'Orange Sud au 22-04-2026
Site de BOLLENE	TCMH	sang total EDTA	Méthode automatisée impédancemétrie DXH900 BECKMAN COULTER	O2-HEMATO- MOP-001	paramètre calculé
Site de BOLLENE	VGM	sang total EDTA	Méthode automatisée impédancemétrie DXH900 BECKMAN COULTER	O2-HEMATO- MOP-001	Transfert sur le plateau d'Orange Sud au 22-04-2026
Site de BOLLENE	VPM	sang total EDTA	Méthode automatisée impédancemétrie DXH900 BECKMAN COULTER	O2-HEMATO- MOP-001	Transfert sur le plateau d'Orange Sud au 22-04-2026

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ORANGE	CCMH	Sang sur EDTA	Méthode automatisée impédancemétrie, calcul DXH900 BECKMAN COULTER- 2 automates	O2-HEMATO- MOP-001	paramètre calculé
Site d'ORANGE	FORMULE avec CELLULES ANORMALES	Sang sur EDTA	Méthode qualitative manuelle identification morphologique cellules après coloration	D.4.3 HM-MO01 (A)	Formule au microscope
Site d'ORANGE	HEMATIES	Sang sur EDTA	Méthode automatisée impédancemétrie DXH900 BECKMAN COULTER- 2 automates	O2-HEMATO- MOP-001	Changement d'automate, mise en production le 10-10-2022
Site d'ORANGE	HEMOGLOBINE	Sang sur EDTA	Méthode automatisée Spectrophotométrie DXH900 BECKMAN COULTER- 2 automates	O2-HEMATO- MOP-001	Changement d'automate, mise en production le 10-10-2022
Site d'ORANGE	Hématocrite	Sang sur EDTA	Méthode automatisée impédancemétrie DXH900 BECKMAN COULTER- 2 automates	O2-HEMATO- MOP-001	paramètre calculé
Site d'ORANGE	LEUCOCYTES	Sang sur EDTA	Méthode automatisée impédancemétrie DXH900 BECKMAN COULTER- 2 automates	O2-HEMATO- MOP-001	Changement d'automate, mise en production le 10-10-2022
Site d'ORANGE	LYMPHOCYTES	Sang sur EDTA	Méthode automatisée technologie VCSn.impédancemétrie, conductivité,cytométrie de flux. DXH900 BECKMAN COULTER- 2 automates	O2-HEMATO- MOP-001	Changement d'automate, mise en production le 10-10-2022
Site d'ORANGE	MONOCYTES	Sang sur EDTA	Méthode automatisée technologie VCSn.impédancemétrie, conductivité,cytométrie de flux. DXH900 BECKMAN COULTER- 2 automates	O2-HEMATO- MOP-001	Changement d'automate, mise en production le 10-10-2022
Site d'ORANGE	PLAQUETTES	Sang sur EDTA	Méthode automatisée impédancemétrie DXH900 BECKMAN COULTER- 2 automates	O2-HEMATO- MOP-001	Changement d'automate, mise en production le 10-10-2022

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ORANGE	POLYNUCLEAIRES BASOPHILES	Sang sur EDTA	Méthode automatisée technologie VCSn.impédancemétrie, conductivité,cytométrie de flux. DXH900 BECKMAN COULTER- 2 automates	O2-HEMATO- MOP-001	Changement d'automate, mise en production le 10-10-2022
Site d'ORANGE	POLYNUCLEAIRES EOSINOPHILES	Sang sur EDTA	Méthode automatisée technologie VCSn.impédancemétrie, conductivité,cytométrie de flux. DXH900 BECKMAN COULTER- 2 automates	O2-HEMATO- MOP-001	Changement d'automate, mise en production le 10-10-2022
Site d'ORANGE	POLYNUCLEAIRES NEUTROPHILES	Sang sur EDTA	Méthode automatisée technologie VCSn.impédancemétrie, conductivité,cytométrie de flux. DXH900 BECKMAN COULTER- 2 automates	O2-HEMATO- MOP-001	Changement d'automate, mise en production le 10-10-2022
Site d'ORANGE	Réticulocytes	Sang sur EDTA	Méthode automatisée Cytomètre de flux DXH900 BECKMAN COULTER- 2 automates	O2-HEMATO- MOP-001	Changement d'automate, mise en production le 10-10-2022
Site d'ORANGE	TGMH	Sang sur EDTA	Méthode automatisée impédancemétrie, calcul DXH900 BECKMAN COULTER - 2 automates	O2-HEMATO- MOP-001	paramètre calculé
Site d'ORANGE	VGM	Sang sur EDTA	Méthode automatisée impédancemétrie DXH900 BECKMAN COULTER - 2 automates	O2-HEMATO- MOP-001	Changement d'automate, mise en production le 10-10-2022

PÉRIMÉE

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de BOLLENE	VITESSE DE SEDIMENTATION (VS)	sang total EDTA	Méthode automatisée (ALIFAX) de type quantitatif	O2-HEMATO- MOP-002	Transfert sur le plateau d'Orange Sud au 22-04-2026

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ORANGE	Vitesse de sédimentation (VS)	Sang total	Méthode automatisée (ALIFAX) de type quantitatif - 2 automates	O2-HEMATO-MOP-002	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de BOLLENE	D Dimères	Plasma citraté	Méthode automatisée Mesure chronométrique par viscosimétrie - Automate STA R	O2-COAG-MOP- 001	Transfert sur le plateau d'Orange Sud au 22-04-2026
Site de BOLLENE	Fibrinogène	Plasma citraté	Méthode automatisée Mesure chronométrique par viscosimétrie - Automate STA R	O2-COAG-MOP- 001	Transfert sur le plateau d'Orange Sud au 22-04-2026
Site de BOLLENE	TCA	Plasma citraté	Méthode automatisée Mesure chronométrique par viscosimétrie - Automate STA R	O2-COAG-MOP- 001	Transfert sur le plateau d'Orange Sud au 22-04-2026
Site de BOLLENE	TP/INR	Plasma citraté	Méthode automatisée Mesure chronométrique par viscosimétrie - Automate STA R	O2-COAG-MOP- 001	Transfert sur le plateau d'Orange Sud au 22-04-2026

Transfert des plateaux de Bollène et Orange Centre sur le plateau d'Orange Sud. 1ère phase au 22-04-2026

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ORANGE	D-DIMERES	Sang et dérivés	Méthode automatisée Mesure chronométrique par viscosimétrie - Automate STA R	O2-COAG-MOP- 001	Changement d'automate le 10-05-2022
Site d'ORANGE	Fibrinogène	Sang et dérivés	Méthode automatisée Mesure chronométrique par viscosimétrie - Automate STA R	O2-COAG-MOP- 001	Changement d'automate le 10-05-2022
Site d'ORANGE	INR	Sang et dérivés	Méthode automatisée Mesure chronométrique par viscosimétrie - Automate STA R	O2-COAG-MOP- 001	paramètre calculé
Site d'ORANGE	Taux de prothrombine	Sang et dérivés	Méthode automatisée Mesure chronométrique par viscosimétrie - Automate STA R	O2-COAG-MOP- 001	Changement d'automate le 10-05-2022
Site d'ORANGE	TCA	Sang et dérivés	Méthode automatisée Mesure chronométrique par viscosimétrie - Automate STA R	O2-COAG-MOP- 001	Changement d'automate le 10-05-2022 Changement de réactif au 17-10-2023

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ORANGE	GROUPAGE SANGUIN ABO- RH (D) (GS)	Sang et dérivés	Méthode automatisée Agglutination + filtration sur colonne ORTHOVISION	O2-IHE-MOP-001	Changement de cassette le 21-01-2022
Site d'ORANGE	PHENOTYPES RH (C, C, E, E) ET KELL (K)	Sang et dérivés	Méthode automatisée Agglutination + filtration sur colonne ORTHOVISION	O2-IHE-MOP-001	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ORANGE	RAI : DEPISTAGE	Sang et dérivés	Méthode automatisée Agglutination + filtration sur colonne ORTHOVISION	O2-IHE-MOP-001	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de BOLLENE	C.M.V (Cyto-Mégalo Virus) IgG	sang et dérivés	Méthode immunologique de type « sandwich » automatisée	O2-COBAS-MOP-001	Changement de génération 03-06-2022
Site de BOLLENE	C.M.V. (Cyto-Mégalo Virus) IgM	sang et dérivés	Méthode immunologique de type microcapture automatisée	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	HEPATITE A : Anticorps anti-HAVIgM	sang et dérivés	Méthode immunologique de type microcapture automatisée	O2-COBAS-MOP-001	Arrêt le 29-03-2022
Site de BOLLENE	HEPATITE A : Anticorps anti-HAV Totaux	sang et dérivés	Méthode immunologique de type compétition automatisée	O2-COBAS-MOP-001	Arrêt le 29-03-2022
Site de BOLLENE	HEPATITE B : Anticorps anti-HBc	sang et dérivés	Méthode immunologique de type compétition automatisée	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	HEPATITE B : Anticorps anti-HBS	sang et dérivés	Méthode immunologique de type « sandwich » automatisée	O2-COBAS-MOP-001	Nouvelle référence 01/04/2020
Site de BOLLENE	HEPATITE B : Antigène HBS	sang et dérivés	Méthode immunologique de type « sandwich » automatisée	O2-COBAS-MOP-001	Nouvelle référence 23/04/2020
Site de BOLLENE	HEPATITE C : Anticorps anti-HVC	sang et dérivés	Méthode immunologique de type « sandwich » automatisée	O2-COBAS-MOP-001	Changement de réactif (Biotine) le 24-11-2022
Site de BOLLENE	RUBEOLE (IgG)	sang et dérivés	Méthode immunologique de type « sandwich » automatisée	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	Syphilis (test tréponémique)	sang et dérivés	Méthode immunologique de type « sandwich » automatisée	O2-COBAS-MOP-001	Changement de code appli 08-12-2021
Site de BOLLENE	Toxoplasmose : IgG	sang et dérivés	Méthode immunologique de type « sandwich » automatisée	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	Toxoplasmose : IgM	sang et dérivés	Méthode immunologique de type microcapture automatisée	O2-COBAS-MOP-001	
Site de BOLLENE	VIH : Anticorps anti-VIH	sang et dérivés	Méthode immunologique de type « sandwich » automatisée	O2-COBAS-MOP-001	Nouvelle référence 05/05/2021

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ORANGE	CMV IGG	Sang et dérivés	Méthode automatisée (COBAS E601) Electrochimiluminescence	O2-COBAS- MOP-001	Changement de génération 03-06-2022
Site d'ORANGE	CMV IGM	Sang et dérivés	Méthode automatisée (COBAS E601) Electrochimiluminescence	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	HEPATITE A IGG	Sang et dérivés	Méthode automatisée (COBAS E601) Electrochimiluminescence	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	HEPATITE A IGM	Sang et dérivés	Méthode automatisée (COBAS E601) Electrochimiluminescence	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	HEPATITE B - Anticorps ACHBC TOTAUX	Sang et dérivés	Méthode automatisée (COBAS E601) Electrochimiluminescence	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	HEPATITE B - Anticorps ACHBS	Sang et dérivés	Méthode automatisée (COBAS E601) Electrochimiluminescence	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	HEPATITE B - Antigène HBS	Sang et dérivés	Méthode automatisée (COBAS E601) Electrochimiluminescence	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	HEPATITE C - HCV	Sang et dérivés	Méthode automatisée (COBAS E601) Electrochimiluminescence	O2-COBAS- MOP-001	Changement de réactif (Biotine) le 24-11-2022
Site d'ORANGE	HIV	Sang et dérivés	Méthode automatisée (COBAS E601) Electrochimiluminescence	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	RUBEOLE IGG	Sang et dérivés	Méthode automatisée (COBAS E601) Electrochimiluminescence	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	TOXOPLASMOSE IGG	Sang et dérivés	Méthode automatisée (Cobas E601) de type quantitatif Electrochimiluminescence	O2-COBAS- MOP-001	
Site d'ORANGE	TOXOPLASMOSE IGM	Sang et dérivés	Méthode automatisée (COBAS E601) Electrochimiluminescence	O2-COBAS- MOP-001	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de BOLLENE	Recherche et identification d'antigènes spécifiques de SARS-CoV2	Prélèvement nasopharyngé	Tests unitaires simples Immunochromatographie	Méthode qualitative manuelle. O2-COVID-MOP-003 Mode Opérateur test antigénique COVID	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de BOLLENE	Recherche de Plasmodium	sang et dérivés	Examen morphologique direct microscopique après coloration	O2-HEMATO-INS- 005 O2-HEMATO-INS- 006	Identification et Parasitémie
Site de BOLLENE	Recherche de Plasmodium	sang et dérivés	Test unitaire simple	O2-HEMATO-INS- 005 O2-HEMATO-INS- 006	Changement test unitaire simple PALUTOP BIOSYNEX à partir du 17/05/2021

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ORANGE	Diagnostic biologique du paludisme	Sang	Examen morphologique microscopique direct (Frottis)	O2-HEMATO-INS-005 O2-HEMATO-INS-006	Identification et Parasitémie
Site d'ORANGE	Diagnostic biologique du paludisme	Sang	Immunochromatographie (test rapide manuel)	O2-HEMATO-INS-005 O2-HEMATO-INS-006	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de BEDARRIDES	Sang	Prélèvements par ponction veineuse directe (phlébotomie)	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de BEDARRIDES	Prélèvements ORL, nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de BEDARRIDES	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de BEDARRIDES	Recueil d'Urine	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de BEDARRIDES	Prélèvements de Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de BEDARRIDES	Prélèvements ophtalmiques conjonctivaux	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de BEDARRIDES	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de BOLLENE	Sang	Prélèvements par ponction veineuse directe (phlébotomie)	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de BOLLENE	Prélèvements ORL, nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de BOLLENE	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de BOLLENE	Recueil d'Urine	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de BOLLENE	Prélèvements de Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de BOLLENE	Prélèvements ophtalmiques conjonctivaux	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de BOLLENE	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de BOURG-SAINT-ANDEOL	Sang	Prélèvements par ponction veineuse directe (phlébotomie)	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de BOURG-SAINT-ANDEOL	Prélèvements ORL, nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de BOURG-SAINT-ANDEOL	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de BOURG-SAINT-ANDEOL	Recueil d'Urine	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de BOURG-SAINT-ANDEOL	Prélèvements de Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de BOURG-SAINT-ANDEOL	Prélèvements ophtalmiques conjonctivaux	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de BOURG-SAINT-ANDEOL	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de COURTHEZON	Sang	Prélèvements par ponction veineuse directe (phlébotomie)	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de COURTHEZON	Prélèvements ORL, nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de COURTHEZON	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de COURTHEZON	Recueil d'Urine	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de COURTHEZON	Prélèvements de Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de COURTHEZON	Prélèvements ophtalmiques conjonctivaux	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de COURTHEZON	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de JONQUIERES	Sang	Prélèvements par ponction veineuse directe (phlébotomie)	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de JONQUIERES	Prélèvements ORL, nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de JONQUIERES	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de JONQUIERES	Recueil d'Urine	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de JONQUIERES	Prélèvements de Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de JONQUIERES	Prélèvements ophtalmiques conjonctivaux	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de JONQUIERES	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01

PÉRIMÉE

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de MONTELIMAR	Sang	Prélèvements par ponction veineuse directe (phlébotomie)	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de MONTELIMAR	Prélèvements ORL, nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de MONTELIMAR	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de MONTELIMAR	Recueil d'Urine	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de MONTELIMAR	Prélèvements de Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de MONTELIMAR	Prélèvements ophtalmiques conjonctivaux	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de MONTELIMAR	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de PIERRELATTE	Sang	Prélèvements par ponction veineuse directe (phlébotomie)	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de PIERRELATTE	Prélèvements ORL, nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de PIERRELATTE	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de PIERRELATTE	Recueil d'Urine	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de PIERRELATTE	Prélèvements de Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de PIERRELATTE	Prélèvements ophtalmiques conjonctivaux	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de PIERRELATTE	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de PIOLENC	Sang	Prélèvements par ponction veineuse directe (phlébotomie)	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de PIOLENC	Prélèvements ORL, nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de PIOLENC	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de PIOLENC	Recueil d'Urine	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de PIOLENC	Prélèvements de Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de PIOLENC	Prélèvements ophtalmiques conjonctivaux	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de PIOLENC	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de PONT SAINT-ESPRIT	Sang	Prélèvements par ponction veineuse directe (phlébotomie)	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de PONT SAINT-ESPRIT	Prélèvements ORL, nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de PONT SAINT-ESPRIT	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de PONT SAINT-ESPRIT	Recueil d'Urine	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de PONT SAINT-ESPRIT	Prélèvements de Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de PONT SAINT-ESPRIT	Prélèvements ophtalmiques conjonctivaux	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de PONT SAINT-ESPRIT	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ROQUEMAURE	Sang	Prélèvements par ponction veineuse directe (phlébotomie)	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de ROQUEMAURE	Prélèvements ORL, nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de ROQUEMAURE	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de ROQUEMAURE	Recueil d'Urine	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de ROQUEMAURE	Prélèvements de Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de ROQUEMAURE	Prélèvements ophtalmiques conjonctivaux	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de ROQUEMAURE	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ST PAUL TROIS CHATEAUX	Sang	Prélèvements par ponction veineuse directe (phlébotomie)	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de ST PAUL TROIS CHATEAUX	Prélèvements ORL, nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de ST PAUL TROIS CHATEAUX	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de ST PAUL TROIS CHATEAUX	Recueil d'Urine	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de ST PAUL TROIS CHATEAUX	Prélèvements de Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de ST PAUL TROIS CHATEAUX	Prélèvements ophtalmiques conjonctivaux	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site de ST PAUL TROIS CHATEAUX	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'ORANGE	Sang	Prélèvements par ponction veineuse directe (phlébotomie)	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site d'ORANGE	Prélèvements ORL, nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site d'ORANGE	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site d'ORANGE	Recueil d'Urine	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site d'ORANGE	Prélèvements de Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site d'ORANGE	Prélèvements ophtalmiques conjonctivaux	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site d'ORANGE	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site GIVORS	Sang	Prélèvements par ponction veineuse directe (phlébotomie)	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site GIVORS	Prélèvements ORL, nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site GIVORS	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site GIVORS	Recueil d'Urine	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site GIVORS	Prélèvements de Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site GIVORS	Prélèvements ophtalmiques conjonctivaux	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site GIVORS	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site VAISON LA ROMAINE	Sang	Prélèvements par ponction veineuse directe (phlébotomie)	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site VAISON LA ROMAINE	Prélèvements ORL, nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site VAISON LA ROMAINE	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site VAISON LA ROMAINE	Recueil d'Urine	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site VAISON LA ROMAINE	Prélèvements de Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site VAISON LA ROMAINE	Prélèvements ophtalmiques conjonctivaux	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site VAISON LA ROMAINE	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site VILLEURBANNE	Sang	Prélèvements par ponction veineuse directe (phlébotomie)	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site VILLEURBANNE	Prélèvements ORL, nasopharyngés, oropharyngés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site VILLEURBANNE	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site VILLEURBANNE	Recueil d'Urine	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site VILLEURBANNE	Prélèvements de Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site VILLEURBANNE	Prélèvements ophtalmiques conjonctivaux	Prélèvements pour examens microbiologiques	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01
Site VILLEURBANNE	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de Prélèvement	MAJ BM PP01