



Portée détaillée v.11 de l'attestation N° 8-3663

Detailed scope v.11 of the attestation N° 8-3663

Date de publication / Publish date: 25/07/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

CENTRE HOSPITALIER COMMINGES PYRENEES

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Bicarbonates / Réserve alcaline	Sang	Méthode enzymatique PEPC Réalisé sur AU680C et AU680S BECKMAN AU680C: n° série 215114432 AU680S: N° série 215114420	Méthode reconnue (A) Fiche technique fournisseur Co2 Bicarbonate BLOS6X90 10	
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Bilirubine totale	Sang	Test de coloration photométrique DIPHENYLDIAZONIUM (DPD) Réalisé sur AU680C et AU680S BECKMAN AU680C: n° série 215114432 AU680S: N° série 215114420	Méthode reconnue (A) Fiche technique fournisseur TOTAL BILIRUBIN BLOS6x12 10	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Chlore / Cl	Sang	Potentiométrie indirecte Réalisé sur AU680S et AU680C BECKMAN AU680C: n° série 215114432 AU680S: N° série 215114420	Méthode reconnue (A) Fiche technique fournisseur- ISE BL 66320 12	
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	CRP	Sang	Méthode d'immunoturbidimétrie Réalisé sur AU680S et AU680C BECKMAN AU680C: n° série 215114432 AU680S: N° série 215114420	Méthode reconnue (A) Fiche technique fournisseur CRP Latex BLOS6X99 13	
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Créatinine	sang	Méthode enzymatique Réalisé sur AU 680S et AU680C BECKMAN AU680C: n° série 215114432 AU680S: N° série 215114420	Méthode reconnue (A) Fiche technique fournisseur Créatinine enzymatique BLOS6X204 15	
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Gazométrie PH FCOHb P02 Lactates	Sang	ELECTRODE SELECTIVE ABL90 FLEX PLUS Réalisé sur 2 ABL90 Flex plus ABL90 FLEX PLUS n° 31 N° série: I393-092R0572N0031 ABL90 PLEX plus n°32 N° série: I393-092R0572N0032	METHODE RECONNUE (A) Manuel d'utilisation ABL90 FLEX PLUS A partir de la version logiciel 3.5 Réf 996-229	Changement des ABL1 et 2 par des ABL 31 et 32 Mise en routine le 15-10-2024. Même méthode , même analyseur
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	PCT Procalcitonine	SANG	Technique immunoenzymatique chimiluminescente paramagnétique UniCel DxI -BECKMAN COULTER DXI 600 C: n° de série 901311 DXI600 S: n° de série 900496	Méthode reconnue (A) Fiche technique - Access PCT Procalcitonine C33748 J	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Potassium - K	sang	Potentiométrie indirecte Réalisé sur AU680S et AU680C BECKMAN AU680C: n° série 215114432 AU680S: N° série 215114420	Méthode reconnue (A) Fiche technique fournisseur- ISE BL 66320 12	
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Protéine plasmatique	Sang	Méthode du BIURET Réalisé sur AU680C et AU680S BECKMAN AU680C: n° série 215114432 AU680S: N° série 215114420	Méthode reconnue (A) Fiche technique fournisseur-Total protein BLOSR6X32 10	
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Sodium / Na	Sang	Potentiométrie indirecte Réalisé sur AU680C et AU680S BECKMAN AU680C: n° série 215114432 AU680S: N° série 215114420	Méthode reconnue (A) Fiche technique fournisseur- ISE BL 66320 12	
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	TGO- ASAT	Sang	Méthode cinétique - IFCC Réalisé sur AU680C et AU680S BECKMAN AU680C: n° série 215114432 AU680S: N° série 215114420	Méthode reconnue (A) Fiche technique fournisseur AST BLOSR6X09 10	
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	TGP- ALAT	sang	Méthode cinétique-IFCC Réalisé sur AU680C et AU680S BECKMAN AU680C: n° série 215114432 AU680S: N° série 215114420	Méthode reconnue (A) Fiche technique fournisseur ALAT BLOSR6x07 11	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Urée sanguine	Sang	Méthode uréase-GLDH Réalisé sur AU680S et AU680C BECKMAN AU680C: n° série 215114432 AU680S: N° série 215114420	Méthode reconnue (A) Fiche technique fournisseur Urea BLOSR6X34 14	

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Cryoglobulines	Sang	CRYOPRECIPITE Lecture visuelle	Méthode reconnue (A) Mode opératoire laboratoire LABO 1701- Recherche de cryoglobuline	
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Electrophorèse des protéines	Sang	Electrophorèse capillaire Méthode automatisée CAPI 3 Octa SEBIA n° série: 3262	Méthode reconnue (A) Fiche technique fournisseur Capi 3 Proteines 6	Changement d'automate. Capi 3 Octa remplace le Capi 3 Tera Mise en routine le 07-07-2025
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Immunotypage des proteines	Sang	Electrophorèse capillaire par immunosoustraction Méthode automatisée CAPI 3 OCTA SEBIA n° série: 3262	Méthode reconnue (A) Fiche technique fournisseur Capi 3 Immunotyping	Changement d'automate. Capi 3 Octa remplace le Capi 3 Tera Mise en routine le 07-07-2025

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Recherche de drogues dans les urines (Amphétamines-Cocaïne-Cannabis- Ecstasy- Opiacés)	Urines	Méthode de type qualitatif Test immunologique Méthode de compétition BIOSYNEX Gamme DRUGCHECK + Méthode manuelle	Méthode reconnue (A) Fiche technique fournisseur Drugcheck@+	Changement référence et conditionnement 02/05/2022

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Pôle chirurgie maternité bloc opératoire et salle de réveil SSPI	Hémoglobine sur Hemocue	Sang capillaire	Spectrométrie HEMOCUE Hb201 DM analyser n° série Hemocue 2328622014	Méthode reconnue (A) Manuel d'utilisation lecteur Hemocue (901117220301FR) Fiche technique microcuvettes Hb201 Réf: HE111735	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	HEMOGRAMME- Numération globules rouges,globules blancs,plaquettes- Dosage de l'hémoglobine-Hématocrite-Identification et comptage relatif des populations leucocytaires	Sang	Impédancemétrie Spectrophotométrie Fluorocytométrie Automate XN-3100 Sysmex 2 XN+ 1 SP50 XN-10-L n° série: 36627 XN-10-R n° série:36625 SP50 n° série: 11751	Méthode reconnue (A) Automate XN-3100 Sysmex Mode d'emploi Automated hematology Analyser XN series XN-3000/XN-3100. SP 50 Fonctionnement de base	
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Identification et comptage des populations leucocytaires sur frottis sang coloré par microscopie optique	Sang	Lecture au microscope après coloration au MGG Technique manuelle	Méthode reconnue (A) Coloration MGG -SP50 sysmex - Aerospray MGG -Coloration manuelle	
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Réticulocytes	Sang	Fluorocytométrie Automate XN-3100 Sysmex 1 automate uniquement XN-10-L n° série: 36627	Méthode reconnue (A) Automate XN-3100 Sysmex Mode d'emploi Automated hematology Analyser XN series XN-3000/XN-3100.	

BM HB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Myélogramme	Moelle	Lecture au microscope après coloration au MGG Technique manuelle	Méthode reconnue (A) Coloration MGG Manuelle Fiche technique correspondante May Grünwald Giemsa	

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	VS / Vitesse de Sédimentation	Sang	Méthode de Westergren. Monosed ESR- Vacuum tubes (Elitech) Technique Manuelle	Méthode reconnue (A) Manuel de l'utilisateur Code MAN-133-fr Tube sous vide Monosed VS	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	D- Dimères	Sang	Test immunologique- Immunoturbidimétrie à 405 nm Technique automatisée Réalisé sur ACL TOP 350 N° 20: n° de série:20122420 N° 21: n° de série:20122421 Société Werfen	Méthode reconnue (A) Fiche technique D-Dimer HS 500 0020500100 T3800-4005-R6	
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Facteur V	Sang	Mesure d'un temps de coagulation par turbidimétrie à 671 nm Technique automatisée Réalisé sur ACL TOP 350 N° 20: n° de série:20122420 N° 21: n° de série:20122421 Société Werfen	Méthode reconnue (A) Fiche technique Factor V Def.Plasma 000303671-R07 02-2023 Fiche technique ReadiPasTin- 0020301400 (20ml) 000306825 R01 05-2023	Changement de réactifs Passage de la readiPlastin à la Recombiplastine 2G RecombiPlastin 2 G depuis le 20/06/2022 Changement de réactifs Passage de la RecombiPlastin à la ReadiPlasTin ReadiPlasTin en routine le 13-05-2025
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	TCA (s) Ratio	Sang	Mesure d'un temps de coagulation par turbidimétrie à 671 nm Technique automatisée Réalisé sur ACL TOP 350 N° 20: n° de série:20122420 N° 21: n° de série:20122421 Société WERFEN	Méthode reconnue (A) Fiche technique APTT-SP Réf: 0020006300 301693-R12	Changement automate -ACL TOP 350 ACL TOP 20 14/10/2021 ACL TOP 21 21/10/2021

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	TP en % Temps de Quick (s) INR	Sang	Mesure d'un temps de coagulation par turbidimétrie à 671 nm Technique automatisée Réalisé sur ACL TOP 350 N° 20: n° de série:20122420 N° 21: n° de série:20122421 Société WERFEN	Méthode reconnue (A) Fiche technique ReadiPasTin- 0020301400 (20ml) 000306825 R01 05- 2023	Changement automate -ACL TOP 350 ACL TOP 20 14/10/2021 ACL TOP 21 21/10/2021 Changement de réactifs Passage de la ReadiPlasTin à la Recombiplastine 2G RecombiPlastin 2 G depuis le 20/06/2022 Changement de réactifs Passage de la RecombiPlastin à la ReadiPlasTin ReadiPlasTin en routine le 13-05-2025

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Détermination de la concentration d'anticoagulant Activité anti-Xa héparine non fractionnée (HNF)	Sang	Méthode de type quantitatif Méthode Chromogénique avec mesure à 405 nm. Technique automatisée Réalisé sur ACL TOP 350 N° 20: n° de série:20122420 N° 21: n° de série:20122421 Société Werfen	Méthode reconnue (A) Fiche technique Liquide anti XA 00020302601 304066-R5	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Recherche et détermination d'antigènes érythrocytaires (pour ABO, anticorps) Détermination de groupes sanguins Systèmes de groupes : ABO, RH, KELL.	Sang	Méthode immunologique d'héماغglutination et dérivée Automate Erytra Eflexis n° de série: 511-0001830 Technique manuelle en gel	Méthode reconnue (A) Fiches techniques fournisseur Test ABO/Rh-Kell Réf: DG GEL ABO/ Rh +Kell RT-1.0-IFU-fr Phénotypes Réf:DG Gel Rh Pheno- 1.0-IFU-fr	Changement de l'automate Passage du Wadiana vers l'Erytra Eflexis- Grifols Date de mise en routine: 18-12-2023

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Recherche d'anticorps anti-érythrocytaires Types de test : RAI	Sang	Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée Automate Erytra Eflexis n° série: 511-0001830 Technique manuelle en gel	Méthode reconnue (A) Fiche technique fournisseur Réf: DG Gel Coombs 2.0-IFU-fr	Changement d'automate Passage du Wadiana vers Erytra Eflexis Date de mise en routine : Le 18-12-2023

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Test direct à l'antiglobuline (TDA ou Coombs direct)	Sang	Méthode de type qualitatif Hémagglutination en gel filtration (microfiltration) sur carte gel. Technique automatisée Erytra Eflexis n° série: 511-0001830 Technique manuelle	Méthode reconnue (A) Fiche technique fournisseur Réf: DG Gel DC Scan 1.0-IFU-fr	Changement d'automate Passage du Wadiana vers Erytra Eflexis Mise en routine le 18-12-2023

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Détermination de la concentration d'anticorps contre la toxoplasmose-IgG	Sang	Méthode de type quantitatif Technique Immunoenzymatique chimiluminescente Méthode automatisée Réalisé sur DXI600C n° série: 901311 Beckman Coulter	Méthode reconnue (A) Fiche technique fournisseur A47862 R	
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Détermination de la concentration d'anticorps contre la toxoplasmose-IgM	Sang	Méthode de type quantitatif Technique Immunoenzymatique chimiluminescente Méthode automatisée Réalisé sur DXI600C n° série: 901311 Beckman Coulter	Méthode reconnue (A) Fiche technique fournisseur A34292 N	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Recherche d'adénovirus et rotavirus dans les selles	Selles	Méthode de type qualitatif Test immunochromatographique Technique manuelle r-biopharm RIDA ®QUICK Rota/Adeno/Noro Combi	Méthode reconnue (A)- Fiche technique fournisseur RIDA QUICK Rota/Adeno/ NORO combi	Changement de fournisseur et de réactif 13/12/2021
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Recherche d'antigènes de Legionella pneumophila sérogroupe 1 dans les urines	Urines	Méthode de type qualitatif Immunochromatographie Technique manuelle Lecture incubation dans Sofia 2 Quidel Sofia 2 n° 1 n° série: 20007809 Sofia 2 n°2 n° série: 20007817	Méthode reconnue(A) Fiche technique Sofia Legionella FIA réf: 1226130FR00	Modification du fournisseur. Passage de Meridian à SOFIA - Quidel. 29-04-2023 Rupture de réactif par le fournisseur Quidel. Passage au réactif Abbott Mise en routine 07-05-2026 Rupture de stock terminée Retour à la normale. Reprise avec les réactifs Quidel sur Sofia 2 Mise en routine le 16/07/2026

BM MG04 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Pôle médico techniqueService des urgences	Recherche de Sars Cov2	Nasopharyngé	ID NOW COVID-19- ABBOTT Dosage automatisé utilisant la technologie d'amplification isotherme des acides nucléiques pour la détection qualitative des acides nucléiques viraux de SARS-CoV-2. 2 ID now à disposition n° série ID NOW 1 OBD8401D n° série ID NOW 2 B760051F	Méthode reconnue (A) Notice d'utilisation ID NOW Covid -19 2.0 IN193000fr	Changement de l'ID NOW n° de série 9BBC401D hors service par l'ID now n° de série B760051F Changement effectif le 17-01-2025

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Détection génomique du SARS Cov2 par PCR	Nasopharyngés	ELITE InGenius® Extraction et purification des acides nucléiques, amplification et détection de la séquence cible par RT-PCR (Real-Time Polymérase Chain Réaction) et interprétation des résultats) Méthode automatisée n° Série Elite InGenius® 2072106B0990E	Méthode reconnue (A) Fiche technique SARS-CoV-2 Elite MGB kit Réf: RTS170ING Sars COV 2 seul SARS COV2 plus Elite MGB kit Réf: RTS180ING Sars CoV 2 avec grippe et VRS	
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Recherche de Toxines A et B de Clostridium difficile	Selles	Recherche de toxine A et B Clostridium difficile Méthode PCR sur GeneXpert- CEPHEID Méthode automatisée n° série du GenXpert-829487	Méthode reconnue (A) GeneXpert- Cepheid Fiche technique Xpert C. difficile BT	Mise en routine le 07-04-2026 Abandon illumipro

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Examen cytot bactériologique Recherche, identification et numération d'éléments cellulaire, de bactéries et/ou de champignons et/ou de levures et/ou parasites et d'autres éléments	LCR	Examen morphologique direct macro et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration de gram, MGG, bleu)	Méthode reconnue(A) Fiches techniques des différentes colorations: - Gram - May Grünwald - Giemsa	
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Examen cytot bactériologique Recherche, identification et numération d'éléments cellulaire, de bactéries et/ou de champignons et/ou de levures et/ou parasites et d'autres éléments	Peau saine ou lésion non suitante Peau avec lésions cutanée superficielles Inflammations cutanées superficielles Inflammations cutanées, érysipèle, hypodermite Morsures Lésions unguéales Plaies superficielles Ulcérations, escarre, Lésions cutanées nécrotiques fractures ouverte (fragments d'os)	Examen morphologique direct macro et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration de gram, MGG, bleu)	Méthode reconnue (A) Fiches techniques des différentes colorations. - Potasse - May Grunwald - Giemsa - Bleu de méthylène	Ajout pour répondre au sous- processus complexe "dermatophytes"

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Hémocultures	Sang	Incubation et détection de pousse sur Bactec FX Beckton Dickinson n° série: FT 6245	Méthode reconnue (A) Manuel d'utilisation BD Bactex FX Réf: 441427 Fiches techniques des différents flacons -BD BACTEC Plus Aerobic/ F. - BD BACTEC Lytic/10 Anaerobic/ F - BD BACTEC Mycosis IC/F -BD BACTEC Peds Plus/ F	

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Recherche, identification et dénombrement de dermatophytes et de champignons filamenteux	Echantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, ...) Culture fongique	Examen morphologique direct macro- et microscopique avant et après culture, avec ou sans préparation (coloration...) Mise en culture manuelle, incubation, lecture. Si des examens complémentaires sont nécessaires pour identifier la souche, elle sera transmise.	Méthode reconnue (A) Méthode Manuelle Lecture optique Selon le référentiel Anofel	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Recherche et identification de bactéries et /ou de levures	Cultures bactériennes issues du LCR	Mise en culture manuelle Incubation Examen morphologique direct macro et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration de gram, MGG, bleu). Identification avec spectromètre de masse Bruker sirius one n° de série: 189021241577	Méthode reconnue (A) Manuels d'utilisation 1-MBT Compass HT IVD Mars 2023 2-Maldi Biotyper sirius one IVD Février 2022	Changement de l'instrument Bruker Microflex en Bruker Sirius One. Date de mise en routine le 19-11-2024
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Recherche et identification de bactéries et /ou de levures	Cultures bactériennes issues des hémocultures	Mise en culture manuelle Incubation Examen morphologique direct macro et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration de gram, MGG, bleu). Identification avec spectromètre de masse Bruker sirius one n° de série: 1890211241577	Méthode reconnue (A) 1- MBT Compass HT IVD Mars 2023 2- Maldi Biotyper sirius one IVD Février 2022	Changement de l'instrument Bruker Microflex en Bruker Sirius one. Date de mise ne routine le 19-11-2024

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques	Cultures bactériennes issues du LCR	Antibiogramme par diffusion en milieu solide Lecture et expertise sur SIR SCAN LYNX- i2A n° série: Lynx 225CLYNX00118	Méthode reconnue (A) Méthode manuelle Lecture et expertise sur SIR SCAN LYNX- I2A Manuel d'utilisation MU-2049 Référentiel CASFM	Changement du SIR SCAN Micro-i2A par le SIR SCAN LYNX. Date de mise en routine: Le 30-06-2025
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques	Cultures bactériennes issues des hémocultures	Antibiogramme par diffusion en milieu solide Lecture et expertise sur SIR SCAN LYNX- i2A n° série: Lynx 225CLYNX00118	Méthode reconnue (A) Méthode manuelle Lecture et expertise sur SIR SCAN LYNX- I2A Manuel d'utilisation MU-2049 Référentiel CASFM	Changement du SIR SCAN Micro-i2A par le SIR SCAN LYNX. Date de mise en routine: Le 30-06-2025

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques	Cultures bactériennes issues du LCR	Antibiogramme basé sur une technique de détermination des CMI en milieu liquide VITEK 2 BioMérieux n° série: 27225	-Méthode reconnue (A) Manuel d'utilisation du système automatisé de microbiologie -Manuel d'utilisation BCI LinK -Manuel d'utilisation du logiciel System WEB 9.01 -Manuel d'utilisation Vitek 2 - Manuel d'utilisation VITEK FLEXPREP - Manuel d'utilisation BioMérieux user management - Manuel d'utilisation Vitek densichek	Changement du Phoenix M50 par le Vitek 2 de chez BioMérieux Date de mise en routine le 30-06-2025

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques	Cultures bactériennes issues des hémocultures	Antibiogramme basé sur une technique de détermination des CMI en milieu liquide VITEK 2 BioMérieux n° série: 27225	Méthode reconnue (A) Manuel d'utilisation du système automatisé de microbiologie -Manuel d'utilisation BCI LinK -Manuel d'utilisation du logiciel System WEB 9.01 -Manuel d'utilisation Vitek 2 - Manuel d'utilisation VITEK FLEXPREP - Manuel d'utilisation BioMérieux user management - Manuel d'utilisation Vitek densichek	Changement du Phoenix M50 par le Vitek 2 de chez BioMérieux. Date de mise en routine le 30-06-2025

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Diagnostic biologique du paludisme Recherche identification	Sang total	Le BIOFIRE® FILMARRAY® Tropical Fever (TF) Panel est un test automatisé, qualitatif, multiplexé de réaction en chaîne par polymérase (PCR) sur l'automate FILMARRAY TORCH. Le BIOFIRE FILMARRAY TF Panel détecte et identifie des acides nucléiques bactériens, viraux et parasitaires sélectionnés directement à partir de sang total EDTA prélevé sur des personnes suspects d'une infection aux pathogènes suivants : virus du chikungunya, virus de la dengue (sérotypes 1, 2, 3 et 4), Leptospira spp. et Plasmodium spp. (y compris la différenciation des espèces de Plasmodium falciparum et Plasmodium vivax/ovale).	Méthode reconnue (A) FilmArray Torch BioMérieux BioFire FilmArray Tropical Fever (TF)Panel Fiche technique BFR0003-0501-01	Nouvelle méthode en remplacement de la méthode Méridian. Mise en routine à partir du 23-06-2026
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Diagnostic biologique du paludisme Recherche identification	Sang total	Dépistage de la malaria par mise en évidence des 4 espèces de Plasmodium dans le sang PALUTOP+4 OPTIMA- Biosynex Immunochromatographie sur membrane- méthode sandwich de capture.	Méthode reconnue (A) Méthode manuelle Fiche technique PALUTOP+4 OPTIMA Réf-5499 Biosynex	
Laboratoire du CH COMMINGES PYRENEES	Diagnostic biologique du paludisme Recherche identification et numération	Frottis sanguin	Lecture au microscope après coloration au MGG	Méthode reconnue (A) Méthode manuelle Lecture optique Fiche technique des colorants du MGG - May Grunwald - Giemsa	