



Portée détaillée v.13 de l'attestation N° 8-3665

Detailed scope v.13 of the attestation N° 8-3665

Date de publication / Publish date: 22/05/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

CENTRE HOSPITALIER DE NIORT

Site Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT :

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Ammonium	Plasma hépariné	Spectrophotométrie - ALINITY 1 N°202530011 et ALINITY 2 N°202530012, Abbott	D1/MO-LAB-115	Ajout dans la portée le 13/08/18 Le 18/03/25 : nouveaux automates
Calcitonine	Sérum	Chimiluminescence - LIAISON XL N°202630014, Diasorin	D1/MO-LAB-040	Ajout dans la portée le 30/06/19 Changement d'automate le 17/02/26
Gamma GT	Plasma hépariné, Sérum	GCNA/standard IFCC/cinétique - ALINITY 1 N°202530011 et ALINITY 2 N°202530012, Abbott	D1/MO-LAB-115	Ajout dans la portée le 27/05/16 Le 18/03/25 : nouveaux automates
HbA1c	Sang total (veineux ou capillaire)	Méthode HPLC - Automate HLC-723G8 N°200830367, Tosoh Bioscience	D1/MO-LAB-073	Accrédité le 31/05/18
hCG	Plasma hépariné, Sérum	CMIA Chimiluminescence en deux étapes - ALINITY 1 N°202530011 et ALINITY 2 N°202530012, Abbott	D1/MO-LAB-115	Ajout dans la portée le 27/05/16 Le 18/03/25 : nouveaux automates
pH - Gaz du sang	Sang total artériel	Electrochimie - GEM 5000 Werfen N°202230353 et N°202230354	D1/MO-LAB-061	Ajout dans la portée le 10/07/24
Protides totaux	Plasma hépariné, Sérum	Biuret/point final croissant/méthode spectrophotométrique - ALINITY 1 N°202530011 et ALINITY 2 N°202530012, Abbott	D1/MO-LAB-115	Ajout dans la portée le 27/05/16 Le 18/03/25 : nouveaux automates

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Sodium	Plasma hépariné, Sérum, urine	Potentiométrie indirecte - ALINITY 1 N°202530011 et ALINITY 2 N°202530012 , Abbott	D1/MO-LAB-115	Accrédité le 01/04/16 Le 18/03/25 : nouveaux automates
TSH	Plasma hépariné, Sérum	CMIA Chimiluminescence en deux étapes - ALINITY 1 N°202530011 et ALINITY 2 N°202530012 , Abbott	D1/MO-LAB-115	Ajout dans la portée le 20/03/17 Le 18/03/25 : nouveaux automates

Site Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT :

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Urgences	pH – Gaz du sang	Sang total artériel	Electrochimie - GEM 5000 Werfen N°202230356	H/FI-LAB-002	Accrédité le 01/02/25
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Réanimation	pH – Gaz du sang	Sang total artériel	Electrochimie - GEM 5000 Werfen N°202230357	H/FI-LAB-002	Accrédité le 01/02/25
Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT	Bloc naissance	pH – Gaz du sang	Sang total artériel	Electrochimie - GEM 5000 Werfen N°202230355	H/FI-LAB-002	Accrédité le 01/02/25

Site Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT :

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Formule leucocytaire manuelle	Sang total EDTA	Coloration automate Aérospray ELITECH N°201430256 et N°201430257 et lecture au microscope	D1/MO-LAB-049	Accrédité le 31/05/18
Hématies fœtales	Sang total EDTA	Méthode manuelle : test de Kleihauer	D1/MO-LAB-114	Accrédité le 31/05/18. Kit de coloration Shepard remplacé par le kit de coloration Kleihauer Bekte le 16/12/24
Hémogramme	Sang total EDTA	Impédancemétrie - Fluorocytométrie de flux XN 1000 N°201430461 et N°201430460 , Sysmex	D1/MO-LAB-050	Accrédité le 31/05/18
Numération des réticulocytes	Sang total EDTA	Coloration manuelle au bleu de méthylène et lecture au microscope	D1/MO-LAB-082	Accrédité le 31/05/18
Numération des réticulocytes	Sang total EDTA	Fluorocytométrie de flux - XN 1000 N°201430461 et N°201430460 , Sysmex	D1/MO-LAB-050	Accrédité le 31/05/18

Site Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT :

BM HB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Coloration de Perls	Moelle	Coloration manuelle et lecture au microscope	D1/MO-LAB-006	Ajout dans la portée le 16/09/24
Myélogramme	Moelle	Coloration manuelle au MGG + coloration automate Aérospray ELITECH N°201430256 et lecture au microscope	D1/MO-LAB-008	Ajout dans la portée le 05/03/19

Site Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT :

BM HB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Lymphocytes CD3 CD4 CD8 CD19 NK	Sang total EDTA	Cytométrie en flux – FACS Lyric N°202430008, Becton Dickinson	D1/MO-LAB-112	Accrédité le 31/05/18 Navios remplacé par le Facs Lyric le 27/01/25

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Antithrombine III	Plasma citraté	Chromogénie - STAR Max 2 N°201730500, Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Accrédité le 01/04/16 Changement d'automate le 10/10/17
D-dimères	Plasma citraté	Immuniturbidimétrie - STAR Max N° 201730505 (CJ07062128) et N°201730500 (CJ07062131), Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Accrédité le 01/04/16 (changement automate : 10/10/17)
Facteur II	Plasma citraté	Chronométrie - STAR Max N° 201730505 et N°201730500 , Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Accrédité le 01/04/16 (changement automate : 10/10/17). Changement de réactif le 30/07/19
Facteurs IX	Plasma citraté	Chronométrie - STAR Max 2 N°201730500 , Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Ajout dans la portée le 13/08/18
Facteurs VII	Plasma citraté	Chronométrie -STAR Max 2 N°201730500 (CJ07062131), Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Ajout dans la portée le 30/07/19
Facteurs VIII	Plasma citraté	Chronométrie - STAR Max 2 N°201730500 , Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Ajout dans la portée le 13/08/18
Facteurs X	Plasma citraté	Chronométrie -STAR Max 2 N°201730500 (CJ07062131), Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Ajout dans la portée le 30/07/19
Facteurs XI	Plasma citraté	Chronométrie - STAR Max 2 N°201730500 , Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Ajout dans la portée le 13/08/18
Facteurs XII	Plasma citraté	Chronométrie - STAR Max 2 N°201730500 (CJ07062131), Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Ajout dans la portée le 13/08/18
Facteur V	Plasma citraté	Chronométrie - STAR Max N° 201730505 et N°201730500 , Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Accrédité le 01/04/16 (changement d'automate le 10/10/17) Changement de réactif le 30/07/19
Fibrinogène	Plasma citraté	Chronométrie - STAR Max N° 201730505 et N°201730500 , Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Accrédité le 01/04/16 (changement d'automate le 10/10/17)
Monomères Fibrine	Plasma citraté	Immuniturbidimétrie - STAR Max 2 N°201730500 (CJ07062131), Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Ajout dans la portée le 13/08/18

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Protéine C	Plasma citraté	Chronométrie - STAR Max 2 N°201730500 (CJ07062131), Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Accrédité le 01/04/16 (changement d'automate le 10/10/17)
Protéine S	Plasma citraté	Chronométrie - STAR Max 2 N°201730500 (CJ07062131), Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Accrédité le 01/04/16 (changement automate : 10/10/17)
TCA	Plasma citraté	Chronométrie - STAR Max N° 201730505 et N°201730500 , Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Accrédité le 01/04/16 (changement d'automate le 10/10/17)
TCK	Plasma citraté	Chronométrie - STAR Max N° 201730505 et N°201730500 , Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Accrédité le 01/04/16 (changement d'automate le 10/10/17)
TP	Plasma citraté	Chronométrie - STAR Max N° 201730505 et N°201730500 , Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Accrédité le 01/04/16 (changement d'automate le 10/10/17) Changement de réactif le 30/07/19
Willebrand Antigène	Plasma citraté	Immunoturbidimétrie - STAR Max 2 N°201730500 (CJ07062131), Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Ajout dans la portée le 13/08/18

Site Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT :

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Activité anti-Xa (HN + HBPM)	Plasma citraté	Chronométrie - STAR Max N° 201730505 et N°201730500 , Diagnostica Stago	D1/MO-LAB-034	Accrédité le 01/04/16 (changement automate : 10/10/17)
DRVVS / DRVVT	Plasma citraté	Chronométrie - STAR Max 2 N° 201730505	D1/MO-LAB-034	Ajout dans la portée le 13/08/18
Eliquis	Plasma citraté	Chromogénie - STAR Max 2 N° 201730505	D1/MO-LAB-034	Ajout dans la portée le 13/08/18
PTT LA	Plasma citraté	Chronométrie - STAR Max 2 N° 201730505	D1/MO-LAB-034	Ajout dans la portée le 13/08/18
Xarelto	Plasma citraté	Chromogénie - STAR Max 2 N° 201730505	D1/MO-LAB-034	Ajout dans la portée le 13/08/18

Site Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT :

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Groupage sanguin	Hématies, plasma EDTA	Méthode immunologique d'héماغglutination – VISION 1 N°202030265 et VISION 2 N°202030266 , Ortho	D1/MO-LAB-103	Accrédité le 03/08/18. Changement automate : 28/09/20
Groupage sanguin	Hématies, plasma EDTA	Méthode immunologique d'héماغglutination manuelle	D1/MO-LAB-036	Accrédité le 03/08/18
Phénotype Rh Kell	Hématies	Méthode immunologique d'héماغglutination - VISION 1 N°202030265 et VISION 2 N°202030266 , Ortho	D1/MO-LAB-103	Accrédité le 03/08/18. Changement d'automate le 28/09/20
Phénotype Rh Kell	Hématies	Méthode immunologique d'héماغglutination manuelle	D1/MO-LAB-036	Accrédité le 03/08/18

Site Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT :

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Recherche et/ou identification des agglutinines irrégulières	Plasma EDTA	Méthode immunologique d'hémagglutination - VISION 1 N°202030265 et VISION 2 N°202030266 , Ortho	D1/MO-LAB-103	Accrédité le 03/08/18. Changement d'automate le 28/09/20
Recherche et/ou identification des agglutinines irrégulières	Plasma EDTA	Méthode immunologique d'hémagglutination manuelle	D1/MO-LAB-037	Accrédité le 03/08/18

Site Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT :

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Coombs direct	Hématies	Méthode immunologique d'hémagglutination - VISION 1 N°202030265 et VISION 2 N°202030266 , Ortho	D1/MO-LAB-103	Accrédité le 03/08/18. Changement d'automate le 28/09/20
Coombs direct	Hématies	Méthode immunologique d'hémagglutination manuelle	D1/MO-LAB-037	Accrédité le 03/08/18

Site Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT :

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Acides nucléiques DNAdb	Sérum	Immunofluorescence - PHADIA 250 N°201630373	D1/MO-LAB-001	Ajout dans la portée le 13/08/18
ANCA	Sérum	Immunofluorescence indirecte et lecture au microscope	D1/MO-LAB-044	Ajout dans la portée le 30/06/19
Anticardiolipines et b2 b2GP1 IgG	Sérum	Immunofluorescence - PHADIA 250 N°201630373	D1/MO-LAB-001	Ajout dans la portée le 13/08/18
Anticardiolipines et b2GP1 isotype IgM	Sérum	Immunofluorescence - PHADIA 250 N°201630373	D1/MO-LAB-001	Ajout dans la portée le 30/06/19
Antigène CCP	Sérum	Immunofluorescence - PHADIA 250 N°201630373	D1/MO-LAB-001	Ajout dans la portée le 13/08/18
Antigène MPO	Sérum	Immunofluorescence - PHADIA 250 N°201630373	D1/MO-LAB-001	Ajout dans la portée le 13/08/18
Antigène PR3	Sérum	Immunofluorescence - PHADIA 250 N°201630373 (N027791)	D1/MO-LAB-001	Ajout dans la portée le 13/08/18
Antigènes Nucléaires solubles (Symphony, RNP, Ro60, SSB, Jo-1, Scl70, Sm, Centromère)	Sérum	Immunofluorescence - PHADIA 250 N°201630373	D1/MO-LAB-001	Ajout dans la portée le 13/08/18
Antinucléaires	Sérum	Immunofluorescence indirecte et lecture au microscope	D1/MO-LAB-051	Ajout dans la portée le 30/06/19
Antitransglutaminases IgA	Sérum	Immunofluorescence - PHADIA 250 N°201630373 (N027791)	D1/MO-LAB-001	Ajout dans la portée le 13/08/18
Auto anticorps anti tissus	Sérum	Immunodot	D1/MO-LAB-043	Accrédité le 31/05/18
Auto anticorps anti tissus	Sérum	Immunofluorescence indirecte et lecture au microscope	D1/MO-LAB-051	Accrédité le 31/05/18
Facteur rhumatoïde IgM	Sérum	Immunofluorescence - PHADIA 250 N°201630373 (N027791)	D1/MO-LAB-001	Ajout dans la portée le 13/08/18

Site Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT :

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Anticorps anti-HAV IgG	Sérum	CMIA Chimiluminescence - ALINITY 2 N°202530012 , ABBOTT	D1/MO-LAB-115	Accrédité le 31/05/18 Changement d'automate le 21/05/25
HIV – Test de confirmation	Sérum	Immunochromatographie - Geenius N°201630192 (DP5K005205), BIORAD	D1/MO-LAB-072	Ajout dans la portée le 17/06/21
Syphilis Test tréponémique	Sérum	Chimiluminescence - LIAISON XL N°202630014 (2210007820), DIASORIN	D1/MO-LAB-040	Ajout dans la portée le 30/06/19 Changement d'automate le 17/02/26
Syphilis VDRL	Sérum	Technique manuelle d'agglutination macroscopique	D1/MO-LAB-069	Ajout dans la portée le 30/06/19

Site Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT :

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Recherche et identification de toxines ou antigènes bactériens spécifiques: Ag de paroi commun à toutes les souches de Pneumocoques	Urine, LCR	Méthode manuelle par immunochromatographie - ALERE	D1/MO-LAB-056	Accrédité le 01/04/16
Recherche et identification de toxines ou antigènes bactériens spécifiques: Ag solubles Legionella Pneumophila séro groupe 1	Urine	Méthode manuelle par immunochromatographie - ALERE	D1/MO-LAB-056	Ajout dans la portée le 20/03/17

Site Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT :

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Charge virale HBV	Plasma EDTA ou Sérum	PCR - GeneXpert N°201830002 , CEPHEID	D1/MO-LAB-099	Ajout dans la portée le 17/06/21
Charge virale HCV	Plasma EDTA ou Sérum	PCR - GeneXpert N°201830002 , CEPHEID	D1/MO-LAB-099	Accrédité le 31/05/18 Changement automate (même technique): 05/03/18 (changement de technique réalisée entre l'évaluation de déc 2017 et la date d'effet de l'accréditation/ attestation le 31/05/18)
Charge virale HIV	Plasma EDTA	PCR - GeneXpert N°201830002 , CEPHEID	D1/MO-LAB-099	Accrédité le 31/05/18 Changement technique: 05/03/18 (changement de technique réalisée entre l'évaluation de déc 2017 et la date d'effet de l'accréditation/ attestation le 31/05/18)
Panel multiplex gastro-intestinal	Selles	PCR temps réel QIASTAT N°201930499 et QIASTAT N°202530237 , QIAGEN	D1/MO-LAB-096	Ajout dans la portée le 31/08/24 Mise en service d'un nouveau Qiasat en miroir le 28/10/25

Site Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT :

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Numération des hématies et leucocytes dans les urines	Urine	Analyse d'images IQ200 SELECT N°202130426 Beckman Coulter	D1/MO-LAB-062	Accrédité le 31/05/18. Changement automate (même technique) : 20/01/2022
Recherche et identification de bactéries avant culture	Echantillons biologiques d'origine humaine, Autres échantillons, culture en provenance de toutes localisations anatomiques	Coloration de GRAM colorateur Aérospray N°202430227 et N°201630655 , ELITECH	D1/MO-LAB-047	Accrédité le 31/05/18. Colorateur N°201630656 remplacé par le colorateur (même modèle) N°202430227

Site Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT :

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Hémocultures	Echantillons biologiques d'origine humaine, autres échantillons	Détection de la croissance bactérienne par méthode automatisée – Bactec FX N°201930400 et N°201930401, Becton Dickinson	D1/MO-LAB-086	Accrédité le 01/02/25

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Recherche et identification de bactéries	Echantillons biologiques d'origine humaine, Autres échantillons, culture en provenance de toutes localisations anatomiques	Spectrométrie de masse - Maldi ToF N°202430401 , Brüker	D1/MO-LAB-042	Accrédité le 01/04/16. Remplacement du Maldi ToF N°201330418 par un Maldi ToF Sirius N°202430401 le 23/12/24
Recherche et identification de Levures	Echantillons biologiques d'origine humaine, Autres échantillons, culture en provenance de toutes localisations anatomiques	Spectrométrie de masse - Maldi ToF N°202430401 , Brüker	D1/MO-LAB-042	Accrédité le 27/03/19. Remplacement du Maldi ToF N°201330418 par un Maldi ToF Sirius N°202430401 le 23/12/24

Site Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT :

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Antibiogramme standard par diffusion et détermination des CMI	Bactéries issues de culture en provenance de toutes localisations anatomiques	Lecteur incubateur Sirscan ORION N°202630183 , I2A CMI, E-test et microdilution	D1/MO-LAB-117	Accrédité le 27/03/19 Changement d'automate le 19/05/26

Sirscan 2000 remplacé par le SIRSCAN ORION le 19/05/26.

Site Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT :

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Ag HRP II P. falciparum	Sang total EDTA	Méthode manuelle par immunochromatographie - BIOSYNEX	D1/MO-LAB-057	Ajout le 08/01/26 dans la portée après suppression de la portée du 07/02/25
Paludisme	Sang total EDTA	Coloration automate Aerospray ELITECH N°201430256 et N°201430257 et lecture au microscope	D1/MO-LAB-057	Accrédité le 03/08/18
Paludisme	Sang total EDTA	PCR - Alethia N°201930475 , Meridian Biosciences	D1/MO-LAB-057	Ajout dans la portée le 27/02/2020

BM PM01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Identification des champignons filamenteux	Echantillons biologiques d'origine humaine, Autres échantillons, culture en provenance de toutes localisations anatomiques	Méthode manuelle d'identification macro et microscopique	D1/MO-LAB-078	Accrédité le 05/03/19

Site Laboratoire de biologie Médicale du CH de NIORT :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de biologie	Sang	Prélèvement par ponction veineuse	C1/MO-LAB-001 C1/MO-LAB-019	
Laboratoire de biologie	Sang	Ponction artérielle	C1/MO-LAB-004	
Laboratoire de biologie	Sang	Prélèvement capillaire	C1/MO-LAB-004 C1/MO-LAB-015	
Laboratoire de biologie	Urine	Recueil urinaire ou pose d'une poche pédiatrique	C1/MO-LAB-005 SOINS INF 3.17	
Laboratoire de biologie	Peau, phanères et muqueuses	Prélèvements pour examens microbiologiques	C1/MO-LAB-007	
Laboratoire de biologie	Selles	Prélèvements pour examens microbiologiques	C1/MO-LAB-011	
Laboratoire de biologie	ORL (naso pharyngé, pharyngé, bouche)	Prélèvements pour examens microbiologiques	C1/MO-LAB-016	
Laboratoire de biologie	Prélèvements génitaux (vaginal, urétral, anal)	Prélèvements pour examens microbiologiques	C1/FI-LAB-024	
Laboratoire de biologie / Services de soins	Moelle osseuse	Ponction sternale ou iliaque	C1/MO-LAB-008	