



Portée détaillée v.12 de l'attestation N° 8-3684

Detailed scope v.12 of the attestation N° 8-3684

Date de publication / Publish date: 25/09/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

SELAS CASSUTO

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DROUOT	Acide Urique	Sérum ou Plasma	Colorimétrie enzymatique (PAP) AUTOMATE COBAS PRO CEE - C503 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - Changement d'automate au 04/05/2026 -
LABORATOIRE DROUOT	ALAT (GPT)	Sérum ou Plasma	IFCC à 37°C AUTOMATE COBAS PRO CEE - C503 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - Changement d'automate au 04/05/2026 -
LABORATOIRE DROUOT	Albumine	Sérum ou Plasma	Méthode Vert de bromocresol AUTOMATE COBAS PRO CEE - C503 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - Changement d'automate au 04/05/2026 -
LABORATOIRE DROUOT	Amylase	Sérum ou Plasma	Colorimétrie enzymatique (IFCC) AUTOMATE COBAS PRO CEE - C503 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - Changement d'automate au 04/05/2026 -
LABORATOIRE DROUOT	Anti TG (Anti Thyrogobuline)	Sérum ou Plasma	ECLIA AUTOMATE COBAS PRO CEE - e801 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - Changement d'automate au 04/05/2026 -
LABORATOIRE DROUOT	Anti TPO (Anti Thyroperoxydase)	Sérum ou Plasma	ECLIA AUTOMATE COBAS PRO CEE - e801 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - Changement d'automate au 04/05/2026 -
LABORATOIRE DROUOT	ASAT (GOT)	Sérum ou Plasma	IFCC à 37°C AUTOMATE COBAS PRO CEE - C503 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - Changement d'automate au 04/05/2026 -

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DROUOT	Bilirubine Directe	Sérum ou Plasma	Méthode Diazo AUTOMATE COBAS PRO CEE - C503 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - Changement d'automate au 04/05/2026 -
LABORATOIRE DROUOT	Bilirubine Totale	Sérum ou Plasma	Méthode Diazo AUTOMATE COBAS PRO CEE - C503 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - Changement d'automate au 04/05/2026 -
LABORATOIRE DROUOT	Calcium	Serum	Spectrophométrie d'absorption AUTOMATE COBAS PRO CEE - C503 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - Changement d'automate au 04/05/2026 -
LABORATOIRE DROUOT	Chlore sérique	Sérum	Potentiométrie AUTOMATE COBAS PRO CEE - C503 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - Changement d'automate au 04/05/2026 -
LABORATOIRE DROUOT	Cholestérol Total	Sérum ou plasma	Spectrophométrie d'absorptionAUTOMATE COBAS PRO CEE - C503 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - Changement d'automate au 04/05/2026 -
LABORATOIRE DROUOT	Créatine Phospho kinase (CPK)	Sérum	DGKC AUTOMATE COBAS PRO CEE - C503 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - Changement d'automate au 04/05/2026 -
LABORATOIRE DROUOT	Créatinine	Sérum ou plasma	Méthode enzymatique AUTOMATE COBAS PRO CEE - C503 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - Changement d'automate au 04/05/2026 -
LABORATOIRE DROUOT	Fer	Sérum ou plasma	Spectrophométrie d'absorption AUTOMATE COBAS PRO CEE - C503 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - Changement d'automate au 04/05/2026 -
LABORATOIRE DROUOT	Ferritine	Sérum ou plasma	Spectrophométrie d'absorption AUTOMATE COBAS PRO CEE - C503 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - Changement d'automate au 04/05/2026 -
LABORATOIRE DROUOT	Gamma GT	Sérum ou plasma	Spectrophométrie d'absorption AUTOMATE COBAS PRO CEE - C503 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - Changement d'automate au 04/05/2026 -
LABORATOIRE DROUOT	Glucose	plasma	Spectrophométrie d'absorption AUTOMATE COBAS PRO CEE - C503 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - Changement d'automate au 04/05/2026 -
LABORATOIRE DROUOT	Haptoglobine	Sérum ou plasma	Spectrophométrie d'absorption AUTOMATE COBAS PRO CEE - C503 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - Changement d'automate au 04/05/2026 -

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DROUOT	Hb A1C	Sang total	Photométrie AUTOMATE COBAS PRO CEE - C503 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - Changement d'automate au 04/05/2026 -
LABORATOIRE DROUOT	HDL Cholesterol	Sérum ou Plasma	Spectrophométrie d'absorption AUTOMATE COBAS PRO CEE - C503 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - Changement d'automate au 04/05/2026 -
LABORATOIRE DROUOT	IgA	Sérum ou Plasma	Spectrophométrie d'absorption AUTOMATE COBAS PRO CEE - C503 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - Changement d'automate au 04/05/2026 -
LABORATOIRE DROUOT	IgG	Sérum ou Plasma	Spectrophométrie d'absorption AUTOMATE COBAS PRO CEE - C503 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - Changement d'automate au 04/05/2026 -
LABORATOIRE DROUOT	LDH	Sérum ou Plasma	Spectrophométrie d'absorption AUTOMATE COBAS PRO CEE - C503 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - Changement d'automate au 04/05/2026 -
LABORATOIRE DROUOT	Lipase	Sérum ou Plasma	Spectrophométrie d'absorption AUTOMATE COBAS PRO CEE - C503 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - Changement d'automate au 04/05/2026 -
LABORATOIRE DROUOT	Magnésium	Sérum ou Plasma	Spectrophométrie d'absorption AUTOMATE COBAS PRO CEE - C503 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - Changement d'automate au 04/05/2026 -
LABORATOIRE DROUOT	Phosphatase alcaline	Sérum ou Plasma	IFCC AUTOMATE COBAS PRO CEE - C503 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - Changement d'automate au 04/05/2026 -
LABORATOIRE DROUOT	Phosphore	Sérum ou Plasma	Réaction Phosphomolybdique AUTOMATE COBAS PRO CEE - C503 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - Changement d'automate au 04/05/2026 -
LABORATOIRE DROUOT	Potassium	Sérum	Potentiométrie AUTOMATE COBAS PRO CEE - C503 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - Changement d'automate au 04/05/2026 -
LABORATOIRE DROUOT	Protides totaux	Sérum ou Plasma	Biuret AUTOMATE COBAS PRO CEE - C503 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - Changement d'automate au 04/05/2026 -
LABORATOIRE DROUOT	Protéine C réactive (CRP)	Sérum ou Plasma	Immunoturbidimétrie AUTOMATE COBAS PRO CEE - C503 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - Changement d'automate au 04/05/2026 -
LABORATOIRE DROUOT	Sodium	Sérum	PotentiométrieAUTOMATE COBAS PRO CEE - C503 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - Changement d'automate au 04/05/2026 -

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DROUOT	Thyreostimuline	Sérum ou Plasma	Potentiométrie AUTOMATE COBAS PRO CEE - C503 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - Changement d'automate au 04/05/2026 -
LABORATOIRE DROUOT	Transferrine	Sérum ou Plasma	Spectrophométrie d'absorption AUTOMATE COBAS PRO CEE - C503 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - Changement d'automate au 04/05/2026 -
LABORATOIRE DROUOT	Triglycérides	Sérum ou Plasma	Spectrophométrie d'absorption AUTOMATE COBAS PRO CEE - C503 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - Changement d'automate au 04/05/2026 -
LABORATOIRE DROUOT	Urée sanguine	Sérum ou Plasma	Test UV Cinétique AUTOMATE COBAS PRO CEE - C503 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - Changement d'automate au 04/05/2026 -
LABORATOIRE DROUOT	Vitamine D	Sérum ou Plasma	Principe de compétition AUTOMATE COBAS PRO CEE - e801 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - Changement d'automate au 04/05/2026 -

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DROUOT	Electrophorèse des protéines	Serum	Electrophorèse capillaire Automate MINICAP Flex Piercing Sebia	D3 MO 30	

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DROUOT	Recherche de nitrites dans les urines	urines fraîches	Bandelette réactive : lecture automatisée sur lecteur Urisys 1100	D3 MO03	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DROUOT	Formule sanguine	Sang total	Méthode manuelle Identification morphologique après coloration par microscopie	D4 INS02	
LABORATOIRE DROUOT	Numération Formule leucocytaire automatisée	Sang total	Cytométrie de Flux AUTOMATE DXH600 Beckman Coulter	D3 MO 25	
LABORATOIRE DROUOT	Plaquettes	Sang total	Cytométrie de Flux AUTOMATE DXH600 Beckman Coulter	D3 MO 25	

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DROUOT	Vitesse de sédimentation	Sang total	Photométrie Capillaire Automate TEST 1 THL Alifax	D3 MO 10	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DROUOT	D Dimères	Plasma	AUTOMATE ACL TOP WERFEN Dosage immunologique latex	D3 MO 17	Portée flexible changement d'automate le 16/04/2026
LABORATOIRE DROUOT	TP	Plasma	AUTOMATE ACL TOP WERFEN Chronométrie	D3 MO 17	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DROUOT	Groupe sanguin ABO-RH1 et Phenotype RH -KEL1	Sang Total EDTA ou citraté (globules rouges + plasma)	AUTOMATE IH500 BIO RAD agglutination gel filtration	D3 MO 24	correction de la nature de l'échantillon biologique

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DROUOT	Recherche d'agglutinine irrégulières (RAI) dépistage	Plasma EDTA ou citraté Sérum	AUTOMATE IH500 BIO RAD agglutination gel filtration	D3 MO 24	rajout précision sur la nature de l'échantillon

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DROUOT	IgE	Sérum ou plasma	ECLIA AUTOMATE COBAS PRO CEE - C503 Roche Diagnostics	D3 MO 32	Portée flexible - changement d'automate au 04/05/2026

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DROUOT	Anticorps anti HCV	Sérum ou Plasma	CMIA AUTOMATE Alinity Abbott	D3 MO 28	
LABORATOIRE DROUOT	Anticorps HBC	Sérum ou Plasma	CMIA AUTOMATE Alinity Abbott	D3 MO 28	
LABORATOIRE DROUOT	Anticorps HBS	Sérum ou Plasma	CMIA AUTOMATE Alinity Abbott	D3 MO 28	
LABORATOIRE DROUOT	Antigène HBS	Sérum ou Plasma	CMIA AUTOMATE Alinity Abbott	D3 MO 28	
LABORATOIRE DROUOT	HIV	Sérum ou Plasma	CMIA AUTOMATE Alinity Abbott	D3 MO 28	
LABORATOIRE DROUOT	Toxoplasmose	Sérum ou Plasma	CMIA AUTOMATE Alinity Abbott	D3 MO 28	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DROUOT	Recherche adeno et rotavirus	selles fraîches	Technique immunochromatographique par fluorescence Automate F200 SD Biosensor	D3- MO31	

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DROUOT	Recherche de Chlamydiae	Urines, prélèvement vaginal	PCR Automate Cobas 5800 Roche Diagnostics	D3 MO27	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DROUOT	Cytologie urinaire	Urines	Cytométrie de flux automate DxU 840m Beckman Coulter	D3-MO29	
LABORATOIRE DROUOT	Parasitologie des selles	Selles	Méthode manuelle Examen macroscopique et microscopique (examen direct en lecture optique + examen en lecture optique après concentration dans les 2 milieux 2 milieux MIDI PARASEPT®SF Bailenger et SafEFix colour fixateur écologique)	D4-INS09	

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DROUOT	Recherche de dermatophytes	prélèvements cutanés,phanères	Méthode manuelle Examen direct en lecture microscopique - KIT MYCETCOLOR® Mise en culture manuelle sur gélose, incubation, lecture visuelle	D4 MO03	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DROUOT	Recherche et identification de bactéries et/ou levures	Urines	Ensemencement/incubation/Lecture méthode manuelle	D4 INS08	
LABORATOIRE DROUOT	Recherche et identification de bactéries et/ou levures	Culture bactérienne	Identification par tests rapides méthode manuelle: test enzymatiques et colorimétriques	D4 INS08	
LABORATOIRE DROUOT	Recherche et identification de bactéries et/ou levures	Culture bactérienne	Identification méthode automatisée MICROSCAN Walkaway (Plaques MicroScan - identification automatisé fondée sur la détection de modifications du pH, utilisation du substrat et croissance en présence d'agents antimicrobiens)	D4 MO01	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DROUOT	Antibiogramme	Culture bactérienne/fongique	Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques méthode automatisée MICROSCAN WalkAway	D3 MO04	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DROUOT	Recherche de paludisme	Sang total	Examen morphologique direct (examen microscopique :frottis/goutte épaisse) Détermination phénotypique (immunochromatographie)	D4 MO02	

BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DROUOT	Spermogramme : recherche et identification des spermatozoïdes, volume, pH, viscosité, agglutination, mobilité et concentration	sperme frais	Examen direct macro et microscopique	D4-IN05	

BM SP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DROUOT	Spermogramme: Vitalité	sperme frais	Méthode manuelle Coloration eosine	D4 INS05	

BM SP04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DROUOT	Spermocytogramme	Sperme frais	Méthode automatisée Automate HAMILTON Coloration et examen microscopique	D4-INS23	

BM SP07 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DROUOT	Martest	sperme frais	Technique manuelle: technique indirecte immunobille (agglutination) + lecture microscopique	D4 INS04	

BM AP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire d'AMP Drouot - CENTRE HOSPITALIER DE SAINT DENIS	Préparation de sperme en vue d'AMP incluant la conservation de gamètes: autoconservation de sperme , Recherche et identification des spermatozoïdes, volume, mobilité, concentration	sperme frais ou après décongélation	Examen direct macro et microscopique	N2 INS07	

BM AP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire d'AMP Drouot - CLINIQUE DES BLUETS	Préparation de sperme en vue d'AMP incluant la conservation de gamètes: autoconservation de sperme , Recherche et identification des spermatozoïdes, volume, mobilité, concentration	sperme frais ou après décongélation	Examen direct macro et microscopique	N2 INS07	

BM AP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire d'AMP Drouot - HOPITAL DES DIACONESES	Préparation de sperme en vue d'AMP incluant la conservation de gamètes: autoconservation de sperme , Recherche et identification des spermatozoïdes, volume, mobilité, concentration	sperme frais ou après décongélation	Examen direct macro et microscopique	N2 INS07	

BM AP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DROUOT	Préparation de sperme en vue d'AMP incluant la conservation de gamètes: autoconservation de sperme , Recherche et identification des spermatozoïdes, volume, mobilité, concentration	sperme frais ou après décongélation	Examen direct macro et microscopique	N2 INS07	

BM AP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire d'AMP Drouot - CENTRE HOSPITALIER DE SAINT DENIS	Classification des embryons	embryons	Technique manuelle Identification et caractérisation morphologique par microscopie sur échantillon frais ou après décongélation	N2 INS 09 /N2 INS 10	
Laboratoire d'AMP Drouot - CENTRE HOSPITALIER DE SAINT DENIS	Classification des zygotes	Zygotes	Technique manuelle Identification et caractérisation morphologique par microscopie sur échantillon frais ou après décongélation	N2 INS 09	
Laboratoire d'AMP Drouot - CENTRE HOSPITALIER DE SAINT DENIS	Identification des Ovocytes	Liquide Folliculaire, Ovocytes,	Technique manuelle Identification et caractérisation morphologique par microscopie sur échantillon frais ou après décongélation	N2 INS 06	

BM AP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire d'AMP Drouot - CLINIQUE DES BLUETS	Classification des blastocystes	embryons	Technique manuelle Identification et caractérisation morphologique par microscopie sur échantillon frais ou après décongélation	N2 INS 09/N2 INS 10	
Laboratoire d'AMP Drouot - CLINIQUE DES BLUETS	Classification des embryons	embryons	Technique manuelle Identification et caractérisation morphologique par microscopie sur échantillon frais ou après décongélation	N2 INS 09 /N2 INS 10	
Laboratoire d'AMP Drouot - CLINIQUE DES BLUETS	Classification des zygotes	Zygotes	Technique manuelle Identification et caractérisation morphologique par microscopie sur échantillon frais ou après décongélation	N2 INS 09	
Laboratoire d'AMP Drouot - CLINIQUE DES BLUETS	Identification des Ovocytes	Liquide Folliculaire, Ovocytes,	Technique manuelle Identification et caractérisation morphologique par microscopie sur échantillon frais ou après décongélation	N2 INS 06	

BM AP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire d'AMP Drouot - HOPITAL DES DIACONESSES	Classification des blastocystes	embryons	Technique manuelle Identification et caractérisation morphologique par microscopie sur échantillon frais ou après décongélation	N2 INS 09 /N2 INS 10	
Laboratoire d'AMP Drouot - HOPITAL DES DIACONESSES	Classification des embryons	embryons	Technique manuelle Identification et caractérisation morphologique par microscopie sur échantillon frais ou après décongélation	N2 INS 09 /N2 INS 10	
Laboratoire d'AMP Drouot - HOPITAL DES DIACONESSES	Classification des zygotes	Zygotes	Technique manuelle Identification et caractérisation morphologique par microscopie sur échantillon frais ou après décongélation	N2 INS 09	
Laboratoire d'AMP Drouot - HOPITAL DES DIACONESSES	Identification des Ovocytes	Liquide Folliculaire, Ovocytes,	Technique manuelle Identification et caractérisation morphologique par microscopie sur échantillon frais ou après décongélation	N2 INS 06	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DROUOT	au sein du site et au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement	
LABORATOIRE DROUOT	au sein du site et au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
LABORATOIRE DROUOT	au sein du site et au domicile des patients	Muqueuses : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
LABORATOIRE DROUOT	au sein du site	Muqueuses : Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
LABORATOIRE DROUOT	au sein du site et au domicile des patients	liquides et ponctions biologiques: ponctions, écoulements, sondages	Prélèvement aseptique pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	
LABORATOIRE DROUOT	au sein du site et au domicile des patients	air expiré	Prélèvement aseptique pour examen bactériologique	Manuel de prélèvement	
LABORATOIRE DROUOT	CENTRE AMP Clinique des Bluets	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	Manuel de prélèvement	
LABORATOIRE DROUOT	CENTRE AMP Clinique des Bluets	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement	
LABORATOIRE DROUOT	CENTRE AMP Clinique des Bluets	MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	Manuel de prélèvement	