



Portée détaillée v.30 de l'attestation N° 8-3706

Detailed scope v.30 of the attestation N° 8-3706

Date de publication / Publish date: 14/10/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

INOVIE BIOLYSS

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de GUERET	ACIDE URIQUE	Sérum ou plasma hépariné	Changement d'automate le 28/10/2025	D-DE-001	Changement d'automate le 12/11/2025
Site de GUERET	BICARBONATES	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption enzymatique Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 12/11/2025
Site de GUERET	BILIRUBINE CONJUGUEE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption Méthode Diazo Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 12/11/2025
Site de GUERET	BILIRUBINE TOTALE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption Méthode Diazo Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 12/11/2025
Site de GUERET	CALCIUM	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 12/11/2025
Site de GUERET	CHLORURE	Sérum ou plasma hépariné	Potentiométrie indirecte Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Ajout le 12/11/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de GUERET	CREATINE PHOSPHOKINASE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption IFCC Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 12/11/2025
Site de GUERET	CREATININE	Sérum ou plasma hépariné	Enzymatique Colorimétrique Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 12/11/2025
Site de GUERET	GAMMA-GLUTAMYL-TRANSFERASE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption Carboxy-GLUPA Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 12/11/2025
Site de GUERET	GLYCEMIE	Sérum ou plasma hépariné ou plasma fluoré	Spectrophotométrie d'absorption Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 12/11/2025
Site de GUERET	LACTATE DESHYDROGENASE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption UV-IFCC Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 12/11/2025
Site de GUERET	LIPASE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption colorimétrique Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 12/11/2025
Site de GUERET	PHOSPHATASES ALCALINES	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption IFCC Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 12/11/2025
Site de GUERET	POTASSIUM	Sérum ou plasma hépariné	Potentiométrie indirecte Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 12/11/2025
Site de GUERET	PROTEINE C REACTIVE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption immuno-turbidimétrie Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 12/11/2025
Site de GUERET	PROTIDES TOTAUX	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption biuret Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 12/11/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de GUERET	SODIUM	Sérum ou plasma hépariné	Potentiométrie indirecte Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 12/11/2025
Site de GUERET	TRANSAMINASE SGOT/ASAT	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption IFCC avec PLP Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 12/11/2025
Site de GUERET	TRANSAMINASE SGPT/ALAT	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption IFCC avec PLP Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 12/11/2025
Site de GUERET	UREE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption enzymatique Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 12/11/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de LIMOGES ESTER	AC ANTI-THYROPEROXYDASE	Sérum ou plasma hépariné ou plasma EDTA	ECL Compétition Roche - COBAS PRO e801 LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025 Changement de réactif le 15/04/2026
Site de LIMOGES ESTER	ACIDE FOLIQUE SERIQUE	Sérum ou plasma hépariné	ECL Compétition Roche - COBAS PRO e801 LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	ACIDE URIQUE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	ACIDE URIQUE URINAIRE	Urines	Spectrophotométrie d'absorption Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025 ajout Cobas LEIA le 12/08/26
Site de LIMOGES ESTER	ALBUMINE SERIQUE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption Vert de bromocrésol Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	ALPHA FOETO PROTEINE (AFP)	Sérum le dosage peut être effectué sur un liquide de ponction (kyste, ascite)	ECL Sandwich Roche - COBAS PRO e801 LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	ANTICORPS ANTI-THYROGLOBULINE	Sérum ou plasma hépariné ou plasma EDTA	ECL Compétition Roche - COBAS PRO e801 LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	ANTIGENE CA 15-3	Sérum ou plasma hépariné le dosage peut être effectué sur un liquide de ponction (kyste, ascite)	ECL Sandwich Roche - COBAS PRO e801 LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	ANTIGENE CA 19-9	Sérum ou plasma hépariné le dosage peut être effectué sur un liquide de ponction (kyste, ascite)	ECL Sandwich Roche - COBAS PRO e801 LEIA et LUKE	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025 ajout Cobas LUKE le 12/08/26

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de LIMOGES ESTER	ANTIGENE CA 125	Sérum ou plasma hépariné le dosage peut être effectué sur un liquide de ponction (kyste, ascite)	ECL Sandwich Roche - COBAS PRO e801 LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	ANTIGENE CARCINO EMBRYONNAIRE (ACE)	Sérum le dosage peut être effectué sur un liquide de ponction (kyste, ascite)	ECL Sandwich Roche - COBAS PRO e801 LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	APOLIPOPROTEINE A1	Sérum ou plasma hépariné	Immunoturbidimétrie Roche - COBAS PRO c703 LUKE	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	BETA HCG SANGUINE	Sérum ou plasma hépariné	ECL Sandwich Roche - COBAS PRO e801 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	BICARBONATES	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption enzymatique Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	BILIRUBINE CONJUGUEE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption Méthode Diazo Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	BILIRUBINE TOTALE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption Méthode Diazo Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	CALCIUM	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	CALCIUM URINAIRE	Urines	Spectrophotométrie d'absorption Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025 ajout Cobas LEIA le 12/08/26
Site de LIMOGES ESTER	CHLORE URINAIRE	Urines	Potentiométrie indirecte Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025 ajout Cobas LEIA le 12/08/26

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de LIMOGES ESTER	CHLORURE	Sérum ou plasma hépariné	Potentiométrie indirecte Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	CHOLESTEROL	Sérum ou plasma hépariné	Colorimétrie enzymatique Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	CHOLESTEROL LDL dosé	Sérum ou plasma hépariné	Colorimétrie enzymatique Roche - COBAS PRO c703 LUKE	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	CORTISOL	Sérum ou plasma hépariné ou plasma EDTA	ECL Compétition Roche - COBAS PRO e801 LEIA et LUKE	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025 ajout Cobas LUKE le 12/08/26
Site de LIMOGES ESTER	CREATINE PHOSPHOKINASE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption IFCC Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	CREATININE	Sérum ou plasma hépariné	Enzymatique Colorimétrique Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	CREATININURIE	Urines	Enzymatique Colorimétrique Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025 ajout Cobas LEIA le 12/08/26
Site de LIMOGES ESTER	CRP ultrasensible	Sérum ou plasma hépariné	Immuno-turbidimétrie Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025 ajout Cobas LEIA le 12/08/26
Site de LIMOGES ESTER	DIGOXINE	Sérum	Immuno-inhibition Automatisée : UNICEL BECKMAN DXI 1 (N° de série : 8000N605789) DXI 2 (N° de série : 8000N605790)	D2-MO-003	Arrêt le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	FERRITINE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption Immunoturbidimétrie Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	FER SÉRIQUE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	FSH	Sérum ou plasma hépariné	ECL Sandwich Roche - COBAS PRO c801 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025 ajout Cobas LEIA le 12/08/26

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de LIMOGES ESTER	GAMMA-GLUTAMYL-TRANSFERASE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption Carboxy-GLUPA Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	GLYCEMIE	Sérum ou plasma hépariné ou plasma fluoré	Spectrophotométrie d'absorption Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	GLYCOSURIE	Urines	Spectrophotométrie d'absorption Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025 ajout Cobas LEIA le 12/08/26
Site de LIMOGES ESTER	HAPTOGLOBINE	Sérum ou plasma hépariné	Immuno-turbidimétrie Roche - COBAS PRO c703 LUKE	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	HDL CHOLESTÉROL	Sérum ou plasma hépariné	Colorimétrie enzymatique Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	HEMOGLOBINE GLYQUEE (HbA1c)	Sang total EDTA ou Fluoré	Electrophorèse Capillaire Automatisée : Capillaris 3 OCTA (N° de série 1 : 1047) (N° de série 2 : 1063)	D3-MO-055	
Site de LIMOGES ESTER	LACTATE DESHYDROGENASE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption UV-IFCC Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	LH SANGUINE	Sérum ou plasma hépariné	ECL Sandwich Roche - COBAS PRO e801 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025 ajout Cobas LEIA le 12/08/26
Site de LIMOGES ESTER	LIPASE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption colorimétrique Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	MAGNESIUM	Sang	Spectrophotométrie d'absorption Bleu de Xylidyle Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de LIMOGES ESTER	MAGNESIUM URINAIRE	Urines	Spectrophotométrie d'absorption Bleu de Xylidyle Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025 ajout Cobas LEIA le 12/08/26
Site de LIMOGES ESTER	MICRO ALBUMINURIE	Urines	Immuno-turbidimétrie Roche - COBAS PRO c703 LUKE	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	NT-PRO-BNP	Plasma hépariné	ECL Sandwich Roche - COBAS PRO e801 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	OESTRADIOL SANGUIN	Sérum ou plasma hépariné ou plasma EDTA	ECL Compétition Roche - COBAS PRO e801 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	PEPTIDE NATRIURETIQUE B (BNP)	Plasma EDTA	Méthode Sandwich Automatisée : UNICEL BECKMAN DXI 1 (N° de série : 8000N605789) DXI 2 (N° de série : 8000N605790)	D2-MO-003	Arrêt le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	PHOSPHATASES ALCALINES	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption IFCC Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	PHOSPHORE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	PHOSPHORE URINAIRE	Urines	Spectrophotométrie d'absorption Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025 ajout Cobas LEIA le 12/08/26
Site de LIMOGES ESTER	POTASSIUM	Sérum ou plasma hépariné	Potentiométrie indirecte Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	POTASSIUM URINAIRE	Urines	Potentiométrie indirecte Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025 ajout Cobas LEIA le 12/08/26
Site de LIMOGES ESTER	PREALBUMINE	Sérum	Immunoturbidimétrie Roche - COBAS PRO c703 LUKE	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	PROGESTERONE	Sérum	ECL Compétition Roche - COBAS PRO e801 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025 ajout Cobas LEIA le 12/08/26

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de LIMOGES ESTER	PROLACTINE	Sérum ou plasma hépariné	ECL Sandwich Roche - COBAS PRO e801 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025 ajout Cobas LEIA le 12/08/26
Site de LIMOGES ESTER	PROTEINE C REACTIVE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption immuno-turbidimétrie Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	PROTEINURIE	Urines	Spectrophotométrie d'absorption immuno-turbidimétrie Roche - COBAS PRO c703 LUKE	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	PROTIDES TOTAUX	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption biuret Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	PSA LIBRE AVEC RAPPORT PSA LIBRE/ PSA TOTAL	Sérum	ECL Sandwich Roche - COBAS PRO e801 LEIA et LUKE	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025 ajout Cobas LUKE le 12/08/26
Site de LIMOGES ESTER	PSA TOTAL	Sérum	ECL Sandwich Roche - COBAS PRO c801 LEIA et LUKE	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	PTH (HORMONE PARATHYROIDIENNE)	Sérum ou plasma hépariné	ECL Sandwich Roche - COBAS PRO e801 LUKE	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	SEROLOGIE DE LA POLYARTHRITE RHUMATOIDE RECHERCHE DE FACTEUR RHUMATOIDE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption immuno-turbidimétrie Roche - COBAS PRO c703 LUKE	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	SODIUM	Sérum ou plasma hépariné	Potentiométrie indirecte Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	SODIUM URINAIRE	Urines	Potentiométrie indirecte Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025 ajout Cobas LEIA le 12/08/26
Site de LIMOGES ESTER	T3 LIBRE	Sérum ou plasma hépariné	Compétition ECL Roche - COBAS PRO e801 LUKE	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	T4 LIBRE	Sérum ou plasma hépariné	Compétition ECL Roche - COBAS PRO e801 LUKE	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de LIMOGES ESTER	TESTOSTERONE	Sérum ou plasma hépariné	ECL Compétition Roche - COBAS PRO e801 LUKE	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	TRANSAMINASE SGOT/ASAT	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption IFCC avec PLP Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	TRANSAMINASE SGPT/ALAT	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption IFCC avec PLP Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	TRANSFERRINE	Sérum ou plasma hépariné	Immuno-turbidimétrie Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	TRIGLYCERIDES	Sérum ou plasma hépariné	Colorimétrie enzymatique Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	TROPONINE T hyper sensible	Sérum ou plasma Hépariné ou plasma EDTA	ECL Sandwich Roche - COBAS PRO e801 LUKE	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	TROPONINE T hyper sensible	Sérum ou plasma Hépariné ou plasma EDTA	ECL Sandwich Roche - COBAS PRO e801 LEIA	D-DE-004	Ajout d'un automate le 09/09/2025
Site de LIMOGES ESTER	TSH	Sérum ou plasma hépariné	ECL Sandwich Roche - COBAS PRO e801 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	UREE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption enzymatique Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	UREE URINAIRE	Urines	Spectrophotométrie d'absorption enzymatique Roche - COBAS PRO c703 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025 ajout Cobas LEIA le 12/08/26
Site de LIMOGES ESTER	VITAMINE B12	Sérum ou plasma hépariné	ECL Compétition Roche - COBAS PRO e801 LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de LIMOGES ESTER	VITAMINE D	Sérum ou plasma hépariné	ECL Compétition Roche - COBAS PRO e801 LEIA et LUKE	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ST LAZARE	ACIDE LACTIQUE	Plasma fluoré	Colorimétrie enzymatique Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de ST LAZARE	ACIDE URIQUE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de ST LAZARE	ALBUMINE SERIQUE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption Vert de bromocrézol Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de ST LAZARE	ALCOOLEMIE	Sérum ou plasma hépariné	Enzymatique ADH Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de ST LAZARE	AMMONIEMIE	Plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de ST LAZARE	AMYLASE	Sérum ou plasma hépariné	Test de coloration cinétique Automatisé : AU 680 BECKMAN AU 5811 BECKMAN	D2-MO-002 D3-MO-005	Arrêt le 24/06/2025
Site de ST LAZARE	BETA HCG SANGUINE	Sérum ou plasma hépariné	ECL Sandwich Roche - COBAS PURE e402	D-DE-001	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de ST LAZARE	BICARBONATES	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption enzymatique Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de ST LAZARE	BILIRUBINE CONJUGUEE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption Méthode Diazo Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de ST LAZARE	BILIRUBINE TOTALE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption Méthode Diazo Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de ST LAZARE	CALCIUM	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 24/06/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ST LAZARE	CHLORURE	Sérum ou plasma hépariné	Potentiométrie indirecte Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de ST LAZARE	CHOLESTEROL	Sérum ou plasma hépariné	Colorimétrie enzymatique Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de ST LAZARE	CREATINE PHOSPHOKINASE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption IFCC Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de ST LAZARE	CREATININE	Sérum ou plasma hépariné	Enzymatique Colorimétrique Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de ST LAZARE	CREATININURIE	Urines	Enzymatique Colorimétrique Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de ST LAZARE	DIGOXINE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption KIMS Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de ST LAZARE	GAMMA-GLUTAMYL-TRANSFERASE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption Carboxy-GLUPA Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de ST LAZARE	GAZ DU SANG pH, pCO ₂ , pO ₂ , Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , Ca ⁺⁺ , Glucose, Lactates, tHb, MetHb, CoHb, O ₂ Hb, HCO ₃ ⁻ (calculé), Excès de bases (Calculé), Saturation en O ₂ (calculé)	Sang total hépariné	Potentiométrie (pH, pCO ₂ , Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , Ca ⁺⁺) Ampérométrie (pO ₂ , glucose, lactates) Cooxymétrie (tHb, MetHb, CoHb, O ₂ Hb) Techniques automatisées GEM 5000 WERFEN	D2-MO-054	
Site de ST LAZARE	GLYCEMIE	Sérum ou plasma hépariné ou plasma fluoré	Spectrophotométrie d'absorption Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de ST LAZARE	GLYCOSURIE	Urines	Spectrophotométrie d'absorption Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de ST LAZARE	HDL CHOLESTÉROL	Sérum ou plasma hépariné	Colorimétrie enzymatique Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 24/06/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ST LAZARE	LACTATE DESHYDROGENASE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption UV-IFCC Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de ST LAZARE	LIPASE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption colorimétrique Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de ST LAZARE	LITHIUM	Sérum	Spectrophotométrie d'absorption Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de ST LAZARE	MYOGLOBINE	Sérum ou plasma hépariné	Technique immunoenzymatique chimiluminescente à particules paramagnétiques Automatisée : ACCESS II BECKMAN	D2-MO-004	Arrêt le 24/06/2025
Site de ST LAZARE	NT-PRO-BNP	Sérum ou plasma hépariné	ECL Sandwich Roche - COBAS PURE e402	D-DE-001	Ajout le 24/06/2025
Site de ST LAZARE	PEPTIDE NATRIURETIQUE B (BNP)	Sérum ou plasma hépariné	Dosage immunoenzymatique à deux sites Automatisé : ACCESS II BECKMAN	D2-MO-004	Arrêt le 24/06/2025
Site de ST LAZARE	PHOSPHATASES ALCALINES	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption IFCC Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de ST LAZARE	POTASSIUM	Sérum ou plasma hépariné	Potentiométrie indirecte Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de ST LAZARE	PROCALCITONINE	Sérum ou plasma hépariné	Test immunoenzymatique Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de ST LAZARE	PROTEINE C REACTIVE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption immuno-turbidimétrie Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de ST LAZARE	PROTEINURIE	Urines	Spectrophotométrie d'absorption biuret Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 24/06/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ST LAZARE	PROTIDES TOTAUX	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption biuret Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de ST LAZARE	SODIUM	Sérum ou plasma hépariné	Potentiométrie indirecte Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de ST LAZARE	TRANSAMINASE SGOT/ASAT	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption IFCC avec PLP Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de ST LAZARE	TRANSAMINASE SGPT/ALAT	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption IFCC avec PLP Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de ST LAZARE	TRIGLYCERIDES	Sérum ou plasma hépariné	Colorimétrie enzymatique Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de ST LAZARE	TROPONINE T hyper sensible	Sérum ou plasma hépariné	ECL Sandwich Roche - COBAS PURE e402	D-DE-001	Changement d'automate le 24/06/2025 Erreur dans la saisie vue le 10/06/2026
Site de ST LAZARE	TSH	Sérum	ECL Sandwich Roche - COBAS PURE e402	D-DE-001	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de ST LAZARE	UREE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption enzymatique Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 24/06/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ST YRIEIX	ACIDE LACTIQUE	Plasma fluoré	Colorimétrie enzymatique Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 28/10/2025
Site de ST YRIEIX	ACIDE URIQUE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 28/10/2025
Site de ST YRIEIX	ALBUMINE SERIQUE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption Vert de bromocrézol Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 28/10/2025
Site de ST YRIEIX	ALCOOLEMIE	Sérum ou plasma hépariné	Enzymatique ADH Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 28/10/2025
Site de ST YRIEIX	BICARBONATES	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption enzymatique Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 28/10/2025
Site de ST YRIEIX	BILIRUBINE CONJUGUEE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption Méthode Diazo Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 28/10/2025
Site de ST YRIEIX	BILIRUBINE TOTALE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption Méthode Diazo Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 28/10/2025
Site de ST YRIEIX	CALCIUM	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 28/10/2025
Site de ST YRIEIX	CHLORURE	Sérum ou plasma hépariné	Potentiométrie indirecte Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Ajout le 28/10/2025
Site de ST YRIEIX	CREATINE PHOSPHOKINASE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption IFCC Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 28/10/2025
Site de ST YRIEIX	CREATININE	Sérum ou plasma hépariné	Enzymatique Colorimétrie Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 28/10/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ST YRIEIX	GAMMA-GLUTAMYL-TRANSFERASE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption Carboxy-GLUPA Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 28/10/2025
Site de ST YRIEIX	GAZ DU SANG pH, pCO ₂ , pO ₂ , Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , Ca ⁺⁺ , Glucose, Lactates, tHb, MetHb, CoHb, O ₂ Hb, HCO ₃ ⁻ (calculé), Excès de bases (Calculé), Saturation en O ₂ (calculé)	Sang total hépariné	Potentiométrie (pH, pCO ₂ , Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , Ca ⁺⁺) Ampérométrie (pO ₂ , glucose, lactates) Cooxymétrie (tHb, MetHb, CoHb, O ₂ Hb) Techniques automatisées GEM 5000 WERFEN N° série 20106162	D2-MO-054	
Site de ST YRIEIX	GLYCEMIE	Sérum ou plasma hépariné ou plasma fluoré	Spectrophotométrie d'absorption Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 28/10/2025
Site de ST YRIEIX	LACTATE DESHYDROGENASE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption UV-IFCC Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 28/10/2025
Site de ST YRIEIX	LIPASE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption colorimétrique Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 28/10/2025
Site de ST YRIEIX	PHOSPHATASES ALCALINES	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption IFCC Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 28/10/2025
Site de ST YRIEIX	POTASSIUM	Sérum ou plasma hépariné	Potentiométrie indirecte Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 28/10/2025
Site de ST YRIEIX	PROTEINE C REACTIVE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption immuno-turbidimétrie Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 28/10/2025
Site de ST YRIEIX	PROTIDES TOTAUX	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption biuret Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 28/10/2025
Site de ST YRIEIX	SODIUM	Sérum ou plasma hépariné	Potentiométrie indirecte Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 28/10/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ST YRIEIX	TRANSAMINASE SGOT/ASAT	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption IFCC avec PLP Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 28/10/2025
Site de ST YRIEIX	TRANSAMINASE SGPT/ALAT	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption IFCC avec PLP Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	D-DE-001
Site de ST YRIEIX	UREE	Sérum ou plasma hépariné	Spectrophotométrie d'absorption enzymatique Roche - COBAS PURE c303	D-DE-001	Changement d'automate le 28/10/2025

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ST LAZARE	TEST DE DIAGNOSTIC RAPIDE POUR LA DÉTERMINATION QUALITATIVE DE LA GONADOTROPINE CHORIONIQUE HUMAINE (hCG)	Urines, serum, plasma	Test immunochromatographique rapide	D-DE-010	Déménagement de ligne au 25/08/2026

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ROUSSILLON	Site de ROUSSILLON	Site Emailliers-Colombier de la Polyclinique de Limoges Pôle Clinique du Bloc Maternité	GAZ DU SANG pH, pCO ₂ , pO ₂ , Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , Ca ⁺⁺ , Glucose, Lactates, tHb, MetHb, CoHb, O ₂ Hb, HCO ₃ ⁻ (calculé), Excès de bases (Calculé), Saturation en O ₂ (calculé)	Sang total hépariné Sang total hépariné de cordon	Potentiométrie (pH, pCO ₂ , Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , Ca ⁺⁺) Ampérométrie (pO ₂ , glucose, lactates) Cooxymétrie (tHb, MetHb, CoHb, O ₂ Hb) Techniques automatisées GEM 5000 WERFEN	D2-MO-054	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de GUERET	HEMOGRAMME-NFS (Numération Formule Sanguine) GB GR Hb HCT Plaq impédance, Formule automatisée PN EO BA LY MO cellules anormales	Sang total EDTA	Automatisée : XN 550 Sysmex Microscopie Formule Méthode Manuelle	D2-MO-005	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de LIMOGES ESTER	HEMOGRAMME-NFS (Numération Formule Sanguine) GB GR Hb HCT Plaq impédance Formule automatisée PN EO BA LY MO cellules anormales	Sang total EDTA	Automatisée : XN 9000 Sysmex XN1 N°29554 XN2 N°29555 Microscopie automatisée sur Di60 Microscopie Formule Méthode Manuelle	D3-MO-006	
Site de LIMOGES ESTER	HEMOGRAMME-NFS (Numération Formule Sanguine) GB GR Hb HCT Plaq impédance Plaq optique Formule automatisée PN EO BA LY MO cellules anormales	Sang total EDTA	Automatisée : XN 9000 Sysmex XN3 N°29556 Microscopie automatisée sur Di60 Microscopie Formule Méthode Manuelle	D3-MO-006	
Site de LIMOGES ESTER	RETICULOCYTES	Sang total EDTA	Automatisée : XN 9000 Sysmex XN3 N°29556 XN2 N°29555	D3-MO-006	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ST LAZARE	HEMOGRAMME-NFS (Numération Formule Sanguine) GB GR Hb HCT Plaq impédance Plaq optique Formule automatisée PN EO BA LY MO cellules anormales	Sang total EDTA	Automatisée : XN 1000 Sysmex Microscopie automatisée sur DM1200 Microscopie Formule Méthode Manuelle	D3-MO-006 D2-INS-064	
Site de ST LAZARE	RETICULOCYTES	Sang total EDTA	Fluorescence Automatisée : XN 1000 Sysmex	D3-MO-006	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ST YRIEIX	HEMOGRAMME-NFS (Numération Formule Sanguine) GB GR Hb HCT Plaq impédance Formule automatisée PN EO BA LY MO cellules anormales	Sang total EDTA	Automatisée : XN 550 Sysmex Microscopie Formule Méthode Manuelle	D2-INS-005 D2-INS-064	

BM HB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ST LAZARE	Myélogramme	Moelle osseuse	Identification morphologique après coloration et/ou numération en cellules, par microscopie : Technique Manuelle	D2-MO-059	

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de LIMOGES ESTER	VITESSE SEDIMENTATION	Sang total EDTA	Photométrie capillaire automatisée : ALIFAX BECKMAN N°2 (T13236)	D2-MO-042	arret AliFAX 1 au 24/06/26 - Alifax 2 maintenu

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de GUERET	D-Dimères	Plasma Citraté	Immuno Turbidimétrie Automatisée : STAGO STA Compact Max	D2-MO-045	
Site de GUERET	FIBRINOGENE	Plasma Citraté	Mesure chronométrique par viscosimétrie Automatisée : STAGO STA Compact Max	D2-MO-045	
Site de GUERET	Taux de prothrombine INR Taux de prothrombine	Plasma Citraté	Mesure chronométrique par viscosimétrie Automatisée : STAGO STA Compact Max	D2-MO-045	
Site de GUERET	TEMPS DE CEPHALINE ACTIVEE (TCA)	Plasma Citraté	Mesure chronométrique par viscosimétrie Automatisée : STAGO STA Compact Max	D2-MO-045	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de LIMOGES ESTER	D-Dimères	Plasma Citraté	Immuno Turbidimétrie Automatisée : STA R Max 3 STAGO	D3-DE-219	
Site de LIMOGES ESTER	FIBRINOGENE	Plasma Citraté	Mesure chronométrique par viscosimétrie Automatisée : STA R Max 3 STAGO	D3-DE-219	
Site de LIMOGES ESTER	Taux de prothrombine INR Taux de prothrombine	Plasma Citraté	Mesure chronométrique par viscosimétrie Automatisée : STA R Max 3 STAGO	D3-DE-219	
Site de LIMOGES ESTER	TEMPS DE CEPHALINE ACTIVEE (TCA)	Plasma Citraté	Mesure chronométrique par viscosimétrie Automatisée : STA R Max 3 STAGO	D3-DE-219	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ST LAZARE	D-Dimères	Plasma Citraté	Immuno Turbidimétrie Automatisée : STA R Max ² STAGO	D3-DE-219	
Site de ST LAZARE	FIBRINOGENE	Plasma Citraté	Mesure chronométrique par viscosimétrie Automatisée : STA R Max ² STAGO	D3-DE-219	
Site de ST LAZARE	Taux de prothrombine INR Taux de prothrombine	Plasma Citraté	Mesure chronométrique par viscosimétrie Automatisée : STA R Max ² STAGO	D3-DE-219	
Site de ST LAZARE	TEMPS DE CEPHALINE ACTIVEE (TCA)	Plasma Citraté	Mesure chronométrique par viscosimétrie Automatisée : STA R Max ² STAGO	D3-DE-219	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ST YRIEIX	D-Dimères	Plasma Citraté	Immuno Turbidimétrie Automatisée : STAGO STA Compact Max	D2-MO-045	
Site de ST YRIEIX	FIBRINOGENE	Plasma Citraté	Mesure chronométrique par viscosimétrie Automatisée : STAGO STA Compact Max	D2-MO-045	
Site de ST YRIEIX	Taux de prothrombine INR Taux de prothrombine	Plasma Citraté	Mesure chronométrique par viscosimétrie Automatisée : STAGO STA Compact Max	D2-MO-045	
Site de ST YRIEIX	TEMPS DE CEPHALINE ACTIVEE (TCA)	Plasma Citraté	Mesure chronométrique par viscosimétrie Automatisée : STAGO STA Compact Max	D2-MO-045	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de GUERET	DETERMINATION DU GROUPE SANGUIN PHENOTYPE (ABO Rh Kell)	Sang total EDTA	Héماغglutination Automatisée : Vision Ortho	D3-MO-003	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ST LAZARE	DETERMINATION DU GROUPE SANGUIN PHENOTYPE (ABO Rh Kell)	Sang total EDTA	Hémagglutination Automatisée : Vision Ortho	D3-MO-003	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ST YRIEIX	DETERMINATION DU GROUPE SANGUIN PHENOTYPE (ABO Rh Kell)	Sang total EDTA	Héماغglutination Automatisée : Vision Ortho	D3-MO-003	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de GUERET	RECHERCHE D'ANTICORPS IRREGULIERS	Sérum ou plasma EDTA	Hémagglutination Automatisée : Vision Ortho	D3-MO-003	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de LIMOGES ESTER	RECHERCHE D'ANTICORPS IRREGULIERS	Sérum ou plasma EDTA	Hémagglutination Automatisée : Vision Ortho	D3-MO-003	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ST LAZARE	RECHERCHE D'ANTICORPS IRREGULIERS	Sérum ou plasma EDTA	Hémagglutination Automatisée : Vision Ortho	D3-MO-003	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ST YRIEIX	RECHERCHE D'ANTICORPS IRREGULIERS	Sérum ou plasma EDTA	Hémagglutination Automatisée : Vision Ortho	D3-MO-003	

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ST LAZARE	TEST DE COOMBS DIRECT	Sang total EDTA	Hémagglutination Automatisée : Vision Ortho	D3-MO-003	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de LIMOGES ESTER	SEROLOGIE CYTOMEGALOVIRUS (CMV)	Sérum	ECL / sandwich Roche - COBAS PRO e801 LUKE	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025 Arrêt au 12/10/2026
Site de LIMOGES ESTER	SEROLOGIE DE L'HEPATITE A Ac anti HAV IgM	Sérum	ECL / μ -Capture Roche - COBAS PRO e801 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025 ajout Cobas LEIA le 12/08/26
Site de LIMOGES ESTER	SEROLOGIE DE L'HEPATITE B Anticorps anti-HBc totaux	Sérum	ECL compétition Roche - COBAS PRO e801 LUKE	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	SEROLOGIE DE L'HEPATITE B Anticorps anti- HBs	Sérum	ECL /sandwich Roche - COBAS PRO e801 LUKE	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	SEROLOGIE DE L'HEPATITE B Antigène HBs Ag HBs quantitatif	Sérum	ECL /sandwich - Neutralisation Anticorps spécifique Roche - COBAS PRO e801 LUKE	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025
Site de LIMOGES ESTER	SEROLOGIE DE L'HEPATITE C Anticorps anti VHC	Sérum	ECL /sandwich Roche - COBAS PRO e801 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025 ajout Cobas LEIA le 12/08/26
Site de LIMOGES ESTER	SEROLOGIE DE LA RUBEOLE Titre des anticorps IgG	Sérum	ECL /sandwich Roche - COBAS PRO e801 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025 ajout Cobas LEIA le 12/08/26
Site de LIMOGES ESTER	SEROLOGIE DE LA TOXOPLASMOSE - Titre des IgG	Sérum	ECL /sandwich Roche - COBAS PRO e801 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025 ajout Cobas LEIA le 12/08/26
Site de LIMOGES ESTER	SEROLOGIE DE LA TOXOPLASMOSE - Titre des IgM	Sérum	ECL / μ -Capture Roche - COBAS PRO e801 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025 ajout Cobas LEIA le 12/08/26
Site de LIMOGES ESTER	SEROLOGIE Epstein-Barr Virus (EBV, VIRUS DE LA MONONUCLEOSE) Anti-VCA (IgM) Anti-VCA (IgG) Anti-EBNA (IgG)		ECL /sandwich - ECL / μ -Capture Roche - COBAS PRO e801 LUKE	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025 Arrêt au 10/01/2026
Site de LIMOGES ESTER	SEROLOGIE HIV 1 et 2 Anticorps anti-HIV 1+2 et Ag p24	Sérum	ECL /sandwich Roche - COBAS PRO e801 LUKE et LEIA	D-DE-004	Changement d'automate le 24/06/2025

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de LIMOGES ESTER	RECHERCHE DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE RECHERCHE DE LA GDH	Selles	Méthode immunofluorescence F200 SD Biosensor	D4-DE-003	
Site de LIMOGES ESTER	RECHERCHE DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE RECHERCHE TOXINE A/B	Selles	Méthode immunofluorescence F200 SD Biosensor	D4-DE-003	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ST LAZARE	RECHERCHE DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE RECHERCHE DE LA GDH	Selles	Méthode immunofluorescence F200 SD Biosensor	D4-DE-003	
Site de ST LAZARE	RECHERCHE DE LEGIONELLA PNEUMOPHILA RECHERCHE D'ANTIGENE SOLUBLE	Urines	Méthode immunofluorescence F200 SD Biosensor	D4-DE-003	
Site de ST LAZARE	RECHERCHE DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE RECHERCHE D'ANTIGENE SOLUBLE	Urines	Méthode immunofluorescence F200 SD Biosensor	D4-DE-003	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ST YRIEIX	RECHERCHE DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE RECHERCHE DE LA GDH	Selles	Méthode immunofluorescence F200 SD Biosensor	D4-DE-003	
Site de ST YRIEIX	RECHERCHE DE LEGIONELLA PNEUMOPHILA RECHERCHE D'ANTIGENE SOLUBLE	Urines	Méthode immunofluorescence F200 SD Biosensor	D4-DE-003	
Site de ST YRIEIX	RECHERCHE DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE RECHERCHE D'ANTIGENE SOLUBLE	Urines	Méthode immunofluorescence F200 SD Biosensor	D4-DE-003	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de GUERET	Examen cyto bactériologique	Urine LCR	Examen direct microscopique	D3-MO-034	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de LIMOGES ESTER	Cytologie urinaire HLM (Compte d'Addis)	Urine	Capture d'image Automatisée BECKMAN COULTER IRIS IQ 200 S PRINT (Automates n°C15468)	D3-MO-029	
Site de LIMOGES ESTER	Examen cyto bactériologique	Urine Sang total	Examen direct microscopique Coloration de Gram automatisée AEROSPRAY GRAM ELITECHGROUP	D3-MO-041	
Site de LIMOGES ESTER	EXAMEN MYCOLOGIQUE (Champignons filamenteux, Dermatophytes, Levures)	Prélèvement pulmonaire	Examen direct microscopique	D4-MO-020	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ST LAZARE	Cytologie urinaire	Urine	Capture d'image Automatisée BECKMAN COULTER IRIS IQ 200 S PRINT (Automates n°C15466)	D3-MO-029	
Site de ST LAZARE	Examen cyto bactériologique	Urine Sang total LCR	Examen direct microscopique	D3-MO-034	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ST YRIEIX	Examen cytot bacté riologique	Urine Sang total LCR	Examen direct microscopique	D3-MO-034	

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de LIMOGES ESTER	HEMOCULTURE	Sang Total	Cultures en flacons BACTALERT	D3-MO-022	

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ST LAZARE	HEMOCULTURE	Sang Total	Cultures en flacons BACTALERT	D3-MO-022	

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ST YRIEIX	HEMOCULTURE	Sang Total	Cultures en flacons BACTALERT	D3-MO-022	

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de LIMOGES ESTER	EXAMEN MYCOLOGIQUE (Champignons filamenteux, Dermatophytes, Levures)	Prélèvement pulmonaire	Cultures sur géloses Identification	D4-DE-011 D4-INS-003 D4-INS-014 D3-MO-016	

BM MG10 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de GUERET	Examen cyto bactériologique	Urine LCR	Ensemencement	D4-INS-003 D4-MO-007	changement gélose à partir du 24/04/2026

BM MG10 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ST LAZARE	Examen cyto bactériologique	Urine LCR Sang total	Ensemencement	D4-INS-003 D4-MO-007	changement gélose à partir du 24/04/2026

BM MG10 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ST YRIEIX	Examen cytotobactériologique	Urine LCR Sang total	Ensemencement	D4-INS-003 D4-MO-007	changement gélose à partir du 24/04/2026

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de LIMOGES ESTER	Examen cytot bactériologique	Urine Sang Total	- Cultures sur géloses identification - Coloration de Gram automatisée AEROSPRAY GRAM ELITECHGROUP - Ensemencement Automatisé BIOMERIEUX WASP - Identification Automatisée EUROBIO Autobio BIOMERIEUX Vitek 2	D3-MO-002 D3-MO-041 D3-DE-037 D3-MO-016	changement gélose à partir du 24/04/2026 Remplacement Vitek MS par autobio le 03/10/2026
Site de LIMOGES ESTER	EXAMEN MYCOLOGIQUE (Hors dermatophytes et champignons filamenteux)	Tout échantillon d'origine humaine et autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquides biologiques, ...)	- Cultures sur géloses, identification -Coloration de Gram automatisée AEROSPRAY GRAM ELITECHGROUP - Ensemencement Automatisé BIOMERIEUX Prévi Isola - Identification Automatisée EUROBIO Autobio	D3-MO-002 D3-MO-020 D3-DE-037 D3-MO-016	changement gélose à partir du 24/04/2026 Remplacement Vitek MS par autobio le 03/10/2026

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de LIMOGES ESTER	Antibiogramme	Urine Sang total	Antibiogramme en milieu liquide Automatisé : BIOMERIEUX Vitek 2 (Automates n° série VTK24014 et n° série VTK22485)	D3-MO-015 D3-MO-001	
Site de LIMOGES ESTER	Antifongigramme	Tout échantillon d'origine humaine et autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquides biologiques, ...)	Antifongigramme en milieu liquide Automatisé : BIOMERIEUX Vitek 2 (Automates n° série VTK24014 et n° série VTK22485)	D3-MO-015	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de GUERET	DIAGNOSTIC DE PALUDISME	Sang Capillaire ou Sang total EDTA	Examen direct microscopique, immunochromatographie membranaire , frottis sanguin Palutop Optima Biosynex	D4-DE-278 D2-INS-030	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ST LAZARE	DIAGNOSTIC DE PALUDISME	Sang Capillaire ou Sang total EDTA	Examen direct microscopique, immunochromatographie membranaire , frottis sanguin Palutop Optima Biosynex	D4-DE-278 D2-INS-030	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ST YRIEIX	DIAGNOSTIC DE PALUDISME	Sang Capillaire ou Sang total EDTA	Examen direct microscopique, immunochromatographie membranaire , frottis sanguin Palutop Optima Biosynex	D4-DE-278 D2-INS-030	

BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ST LAZARE	Etude d'une éjaculation rétrograde	Recueil de sperme PUIS recueil d'urine en 2 temps (flacon de 1er jet + flacon collectant le reste de la miction).	Examen direct macro et microscopique sur échantillon frais	D2-MO-049	
Site de ST LAZARE	Spermogramme Recherche et identification des spermatozoïdes, volume, pH, viscosité, concentration (spermatozoïdes, cellules rondes, globules blancs), agglutination, mobilité et vitalité	Ejaculat Sperme	Examen direct macro et microscopique avec et/ou sans traitement (centrifugation, gradient...) sur échantillon frais	D2-MO-048	

BM SP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ST LAZARE	Spermocytogramme Etude morphologique et identification des cellules et/ou vitalité Etude d'une éjaculation rétrograde	Ejaculat Sperme	Examen direct microscopique avec et/ou sans coloration	D4-MO-047	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de BELLAC	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement et Kalilab C2-INS-004 et C2-MO-001	
Site de BELLAC	Au sein du site	Sang	Prélèvement capillaire	Manuel de prélèvement	
Site de BELLAC	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site de BELLAC	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement cutané ou des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement et kalialb D4-MO-030	
Site de BELLAC	Au sein du site	Recherche d'oxyrues	Scotch-test	Manuel de prélèvement	
Site de BELLAC	Au sein du site	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvement génitaux pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement et Kalilab C1-INS-009	
Site de BELLAC	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Prélèvement pour frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement et Kalilab C1-INS-071	
Site de BELLAC	Au sein du site	Prélèvements ORL nasopharyngés oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement et kalilab C2-INS-049	
Site de BELLAC	Au sein du site	Prélèvements ophtalmiques conjonctivaux	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site de BELLAC	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement et Kalilab: C2-DE-002	
Site de BELLAC	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement et Kalilab C2-INS-004 et C2-MO-001	rare
Site de BELLAC	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe ou pose de catheter après injection IM	Manuel de prélèvement	test synacthène

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de CARNOT Centre	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement et Kalilab C2-INS-004 et C2-MO-001	
Site de CARNOT Centre	Au sein du site	Sang	Prélèvement capillaire	Manuel de prélèvement	
Site de CARNOT Centre	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site de CARNOT Centre	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement cutané ou des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement et kalialb D4-MO-030	
Site de CARNOT Centre	Au sein du site	Recherche d'oxyrués	Scotch-test	Manuel de prélèvement	
Site de CARNOT Centre	Au sein du site	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvement génitaux pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement et Kalilab C1-INS-009	
Site de CARNOT Centre	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Prélèvement pour frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement et Kalilab C1-INS-071	
Site de CARNOT Centre	Au sein du site	Prélèvements ORL nasopharyngés oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement et kalilab C2-INS-049	
Site de CARNOT Centre	Au sein du site	Prélèvements ophtalmiques conjonctivaux	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site de CARNOT Centre	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO ₂ expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement et Kalilab: C2-DE-002	
Site de CARNOT Centre	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement et Kalilab C2-INS-004 et C2-MO-001	rare

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de CHATEAUROUX	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement et Kalilab C2-INS-004 et C2-MO-001	
Site de CHATEAUROUX	Au sein du site	Sang	Prélèvement capillaire	Manuel de prélèvement	
Site de CHATEAUROUX	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site de CHATEAUROUX	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement cutané ou des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement et kalialb D4-MO-030	
Site de CHATEAUROUX	Au sein du site	Recherche d'oxyrues	Scotch-test	Manuel de prélèvement	
Site de CHATEAUROUX	Au sein du site	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvement génitaux pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement et Kalilab C1-INS-009	
Site de CHATEAUROUX	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Prélèvement pour frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement et Kalilab C1-INS-071	
Site de CHATEAUROUX	Au sein du site	Prélèvements ORL nasopharyngés oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement et kalilab C2-INS-049	
Site de CHATEAUROUX	Au sein du site	Prélèvements ophtalmiques conjonctivaux	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site de CHATEAUROUX	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement et Kalilab: C2-DE-002	
Site de CHATEAUROUX	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement et Kalilab C2-INS-004 et C2-MO-001	rare
Site de CHATEAUROUX	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe ou pose de catheter après injection IM	Manuel de prélèvement	test synacthène

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de FLEURUS	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement et Kalilab C2-INS-004 et C2-MO-001	
Site de FLEURUS	Au sein du site	Sang	Prélèvement capillaire	Manuel de prélèvement	
Site de FLEURUS	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site de FLEURUS	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement cutané ou des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement et kalialb D4-MO-030	
Site de FLEURUS	Au sein du site	Recherche d'oxyrues	Scotch-test	Manuel de prélèvement	
Site de FLEURUS	Au sein du site	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvement génitaux pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement et Kalilab C1-INS-009	
Site de FLEURUS	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Prélèvement pour frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement et Kalilab C1-INS-071	
Site de FLEURUS	Au sein du site	Prélèvements ORL nasopharyngés oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement et kalilab C2-INS-049	
Site de FLEURUS	Au sein du site	Prélèvements ophtalmiques conjonctivaux	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site de FLEURUS	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement et Kalilab: C2-DE-002	
Site de FLEURUS	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement et Kalilab C2-INS-004 et C2-MO-001	rare

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de GUERET	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement et Kalilab C2-INS-004 et C2-MO-001	
Site de GUERET	Au sein du site	Sang	Prélèvement capillaire	Manuel de prélèvement	
Site de GUERET	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site de GUERET	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement cutané ou des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement et kalialb D4-MO-030	
Site de GUERET	Au sein du site	Recherche d'oxyrues	Scotch-test	Manuel de prélèvement	
Site de GUERET	Au sein du site	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvement génitaux pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement et Kalilab C1-INS-009	
Site de GUERET	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Prélèvement pour frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement et Kalilab C1-INS-071	
Site de GUERET	Au sein du site	Prélèvements ORL nasopharyngés oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement et kalilab C2-INS-049	
Site de GUERET	Au sein du site	Prélèvements ophtalmiques conjonctivaux	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site de GUERET	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement et Kalilab: C2-DE-002	
Site de GUERET	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement et Kalilab C2-INS-004 et C2-MO-001	rare
Site de GUERET	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe ou pose de catheter après injection IM	Manuel de prélèvement	test synacthène
Site de GUERET	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Prélèvement pour tests de Hühner	Manuel de prélèvement et Kalilab C2-MO-005	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de GUERET	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie) dans matériel à 37°C	Manuel de prélèvement	pour recherche cryoglobuline
Site de GUERET	Au sein du service de soins	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement et Kalilab C2-INS-004 et C2-MO-001	
Site de GUERET	Au sein du service de soins	Sang	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement et Kalilab C2-INS-026 et C2-MO-002	
Site de GUERET	Au sein du service de soins	Sang	Prélèvement capillaire	Manuel de prélèvement	Clinique des Emaillours
Site de GUERET	Au sein du service de soins	Moelle osseuse	Ponction sternale ou iliaque	Manuel de prélèvement et kalilab C2-MO-007	seulement à la clinique Chénieux (rare)

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de LA SOUTERRAINE	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement et Kalilab C2-INS-004 et C2-MO-001	
Site de LA SOUTERRAINE	Au sein du site	Sang	Prélèvement capillaire	Manuel de prélèvement	
Site de LA SOUTERRAINE	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site de LA SOUTERRAINE	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement cutané ou des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement et kalialb D4-MO-030	
Site de LA SOUTERRAINE	Au sein du site	Recherche d'oxyrues	Scotch-test	Manuel de prélèvement	
Site de LA SOUTERRAINE	Au sein du site	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvement génitaux pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement et Kalilab C1-INS-009	
Site de LA SOUTERRAINE	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Prélèvement pour frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement et Kalilab C1-INS-071	
Site de LA SOUTERRAINE	Au sein du site	Prélèvements ORL nasopharyngés oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement et kalilab C2-INS-049	
Site de LA SOUTERRAINE	Au sein du site	Prélèvements ophtalmiques conjonctivaux	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site de LA SOUTERRAINE	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement et Kalilab: C2-DE-002	
Site de LA SOUTERRAINE	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement et Kalilab C2-INS-004 et C2-MO-001	rare
Site de LA SOUTERRAINE	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe ou pose de catheter après injection IM	Manuel de prélèvement	test synacthène

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de LIMOGES ESTER	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement et Kalilab C2-INS-004 et C2-MO-001	
Site de LIMOGES ESTER	Au sein du site	Sang	Prélèvement capillaire	Manuel de prélèvement	
Site de LIMOGES ESTER	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site de LIMOGES ESTER	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement cutané ou des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement et kalialb D4-MO-030	
Site de LIMOGES ESTER	Au sein du site	Recherche d'oxyrues	Scotch-test	Manuel de prélèvement	
Site de LIMOGES ESTER	Au sein du site	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvement génitaux pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement et Kalilab C1-INS-009	
Site de LIMOGES ESTER	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Prélèvement pour frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement et Kalilab C1-INS-071	
Site de LIMOGES ESTER	Au sein du site	Prélèvements ORL nasopharyngés oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement et kalilab C2-INS-049	
Site de LIMOGES ESTER	Au sein du site	Prélèvements ophtalmiques conjonctivaux	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site de LIMOGES ESTER	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement et Kalilab: C2-DE-002	
Site de LIMOGES ESTER	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement et Kalilab C2-INS-004 et C2-MO-001	rare
Site de LIMOGES ESTER	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Prélèvement pour tests de Hühner	Manuel de prélèvement et Kalilab C2-MO-007	
Site de LIMOGES ESTER	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie) dans matériel à 37°C	Manuel de prélèvement	pour recherche cryoglobuline

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ROUSSILLON	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement et Kalilab C2-INS-004 et C2-MO-001	
Site de ROUSSILLON	Au sein du site	Sang	Prélèvement capillaire	Manuel de prélèvement	
Site de ROUSSILLON	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site de ROUSSILLON	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement cutané ou des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement et kalialb D4-MO-030	
Site de ROUSSILLON	Au sein du site	Recherche d'oxyrues	Scotch-test	Manuel de prélèvement	
Site de ROUSSILLON	Au sein du site	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvement génitaux pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement et Kalilab C1-INS-009	
Site de ROUSSILLON	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Prélèvement pour frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement et Kalilab C1-INS-071	
Site de ROUSSILLON	Au sein du site	Prélèvements ORL nasopharyngés oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement et kalilab C2-INS-049	
Site de ROUSSILLON	Au sein du site	Prélèvements ophtalmiques conjonctivaux	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site de ROUSSILLON	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement et Kalilab: C2-DE-002	
Site de ROUSSILLON	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement et Kalilab C2-INS-004 et C2-MO-001	rare
Site de ROUSSILLON	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe ou pose de catheter après injection IM	Manuel de prélèvement	test synacthène
Site de ROUSSILLON	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Prélèvement pour tests de Hühner	Manuel de prélèvement et Kalilab C2-MO-008	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ROUSSILLON	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie) dans matériel à 37°C	Manuel de prélèvement	pour recherche cryoglobuline
Site de ROUSSILLON	Au sein du service de soins	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement et Kalilab C2-INS-004 et C2-MO-001	
Site de ROUSSILLON	Au sein du service de soins	Sang	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement et Kalilab C2-INS-026 et C2-MO-004	
Site de ROUSSILLON	Au sein du service de soins	Sang	Prélèvement capillaire	Manuel de prélèvement	Clinique des Emailleurs
Site de ROUSSILLON	Au sein du service de soins	Moelle osseuse	Ponction sternale ou iliaque	Manuel de prélèvement et kalilab C2-MO-009	seulement à la clinique Chénieux (rare)

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ST LAZARE	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement et Kalilab C2-INS-004 et C2-MO-001	
Site de ST LAZARE	Au sein du site	Sang	Prélèvement capillaire	Manuel de prélèvement	
Site de ST LAZARE	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site de ST LAZARE	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement cutané ou des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement et kalialb D4-MO-030	
Site de ST LAZARE	Au sein du site	Recherche d'oxyrués	Scotch-test	Manuel de prélèvement	
Site de ST LAZARE	Au sein du site	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvement génitaux pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement et Kalilab C1-INS-009	
Site de ST LAZARE	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Prélèvement pour frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement et Kalilab C1-INS-071	
Site de ST LAZARE	Au sein du site	Prélèvements ORL nasopharyngés oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement et kalilab C2-INS-049	
Site de ST LAZARE	Au sein du site	Prélèvements ophtalmiques conjonctivaux	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site de ST LAZARE	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement et Kalilab: C2-DE-002	
Site de ST LAZARE	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement et Kalilab C2-INS-004 et C2-MO-001	rare
Site de ST LAZARE	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe ou pose de catheter après injection IM	Manuel de prélèvement	test synacthène
Site de ST LAZARE	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Prélèvement pour tests de Hühner	Manuel de prélèvement et Kalilab C2-MO-006	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ST LAZARE	Au sein du site	Moelle osseuse	Ponction sternale ou iliaque	Manuel de prélèvement et Kalilab C2-MO-007	seulement à Saint-Lazare (rare)
Site de ST LAZARE	Au sein du site	Sang	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement et Kalilab C2-INS-026 et C2-MO-002	
Site de ST LAZARE	Au sein du service de soins	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement et Kalilab C2-INS-004 et C2-MO-001	
Site de ST LAZARE	Au sein du service de soins	Sang	Ponction artérielle percutanée	Manuel de prélèvement et Kalilab C2-INS-026 et C2-MO-003	
Site de ST LAZARE	Au sein du service de soins	Sang	Prélèvement capillaire	Manuel de prélèvement	Clinique des Emailleurs
Site de ST LAZARE	Au sein du service de soins	Moelle osseuse	Ponction sternale ou iliaque	Manuel de prélèvement et kalilab C2-MO-008	seulement à la clinique Chénieux (rare)

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de ST YRIEIX	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement et Kalilab C2-INS-004 et C2-MO-001	
Site de ST YRIEIX	Au sein du site	Sang	Prélèvement capillaire	Manuel de prélèvement	
Site de ST YRIEIX	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site de ST YRIEIX	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement cutané ou des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement et kalialb D4-MO-030	
Site de ST YRIEIX	Au sein du site	Recherche d'oxyrués	Scotch-test	Manuel de prélèvement	
Site de ST YRIEIX	Au sein du site	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvement génitaux pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement et Kalilab C1-INS-009	
Site de ST YRIEIX	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Prélèvement pour frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement et Kalilab C1-INS-071	
Site de ST YRIEIX	Au sein du site	Prélèvements ORL nasopharyngés oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement et kalilab C2-INS-049	
Site de ST YRIEIX	Au sein du site	Prélèvements ophtalmiques conjonctivaux	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site de ST YRIEIX	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement et Kalilab: C2-DE-002	
Site de ST YRIEIX	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement et Kalilab C2-INS-004 et C2-MO-001	rare
Site de ST YRIEIX	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe ou pose de catheter après injection IM	Manuel de prélèvement	test synacthène
Site de ST YRIEIX	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie) dans matériel à 37°C	Manuel de prélèvement	pour recherche cryoglobuline

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site d'UZERCHE	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement et Kalilab C2-INS-004 et C2-MO-001	
Site d'UZERCHE	Au sein du site	Sang	Prélèvement capillaire	Manuel de prélèvement	
Site d'UZERCHE	Au sein du site	Urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	Manuel de prélèvement	
Site d'UZERCHE	Au sein du site	Peau, phanères, tissus cellulaires sous cutanés	Prélèvement cutané ou des phanères pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement et kalialb D4-MO-030	
Site d'UZERCHE	Au sein du site	Recherche d'oxyrues	Scotch-test	Manuel de prélèvement	
Site d'UZERCHE	Au sein du site	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvement génitaux pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement et Kalilab C1-INS-009	
Site d'UZERCHE	Au sein du site	Prélèvements gynécologiques	Prélèvement pour frottis cervico-vaginal	Manuel de prélèvement et Kalilab C1-INS-071	
Site d'UZERCHE	Au sein du site	Prélèvements ORL nasopharyngés oropharyngés	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement et kalilab C2-INS-049	
Site d'UZERCHE	Au sein du site	Prélèvements ophtalmiques conjonctivaux	Prélèvement pour examens microbiologiques	Manuel de prélèvement	
Site d'UZERCHE	Au sein du site	Air expiré	Recueil du CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée	Manuel de prélèvement et Kalilab: C2-DE-002	
Site d'UZERCHE	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement et Kalilab C2-INS-004 et C2-MO-001	rare
Site d'UZERCHE	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe ou pose de catheter après injection IM	Manuel de prélèvement	test synacthène