



Portée détaillée v.15 de l'attestation N° 8-3708

Detailed scope v.15 of the attestation N° 8-3708

Date de publication / Publish date: 11/12/2025

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

OPALEBIO

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du Pays de Montreuil	Ac anti thyroglobuline	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Ac anti Thyroperoxydase	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Acide Urique	urines	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Test colorimétrique enzymatique.	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Acide urique	Sang	Automate : Cobas Pure C303 [Roche] Méthode Quantitative Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Ag Ca15-3	Sang	Automate : Cobas E801 [Roche] ECLIA Sandwich	ANA-PR-001-V01	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Ag Ca19-9	Sang	Automate : Cobas E801 [Roche] ECLIA Sandwich	ANA-PR-001-V01	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du Pays de Montreuil	Ag Ca125	Sang	Automate : Cobas E801 [Roche] ECLIA Sandwich	ANA-PR-001-V01	
Laboratoire du Pays de Montreuil	ALAT = TGP (Alanine Aminotransférase)	Sang	Automate : Cobas Pure C303 [Roche] Méthode Quantitative Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Albumine	Sang	Automate : Cobas Pure C303 [Roche] Méthode Quantitative Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Alpha1 foeto-protéine	Sang	Automate : Cobas E801 [Roche] ECLIA Sandwich	ANA-PR-001-V01	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Amylase	Sang	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Antigène carcino-embryonnaire	Sang	Automate : Cobas E801 [Roche] ECLIA Sandwich	ANA-PR-001-V01	
Laboratoire du Pays de Montreuil	ASAT = TGO (Aspartate Aminotransférase)	Sang	Automate : Cobas Pure C303 [Roche] Méthode Quantitative Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Beta2-microglobuline	sang	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Test immunoturbidimétrique	ANA-PR-001-V02	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du Pays de Montreuil	Bilirubine directe et indirecte	Sang	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption Directe : dosé indirecte : calcul TBIL - DBIL	ANA-PR-002-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Bilirubine totale	Sang	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	BNP	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] Cobas Pure E402 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Ca (calcium)	Sang	Automate : Cobas Pure C303 [Roche] Méthode Quantitative Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Calcium	urines	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Colorimétrie- NM-BAPTA	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Cannabis	urines	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Interaction cinétique de microparticules en solution (KIMS)	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Chlore	urines	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Cholestérol	Sang	Automate : Cobas Pure C303 [Roche] Méthode Quantitative Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du Pays de Montreuil	Cl (Chlore)	Sang	Automate : Cobas Pure C303 [Roche] Méthode Quantitative Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	CO2	sang	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Enzymatique / PEP	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Cocaine	urines	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Interaction cinétique de microparticules en solution (KIMS)	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Cortisol	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	CPK (Créatine Phosphokinase)	Sang	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Cross laps	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	CRP (Protéine C Réactive)	Sang	Automate : Cobas Pure C303 [Roche] Méthode Quantitative Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Créatinine	urines	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Enzymatique	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Créatinine	Sang	Automate : Cobas Pure C303 [Roche] Méthode Quantitative Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du Pays de Montreuil	Fe (fer)	Sang	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Ferritine	Sang	Automate :Cobas Pure C303 [Roche] Méthode Quantitative Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Immunoturbimétrie sur particules de latex ECL	ANA-PR-002-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Folates	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] Cobas Pure E402 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	FSH	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	FT3	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] Cobas Pure E402 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	FT4	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] Cobas Pure E402 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	GGT (γ Glutamyl transférase)	Sang	Automate : Cobas Pure C303 [Roche] Méthode Quantitative Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Glucose	urines	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Spectrophotométrie hexokinase	ANA-PR-001-V02	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du Pays de Montreuil	Glucose	Sang	Automate : Cobas Pure C303 [Roche] Méthode Quantitative Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Haptoglobine	sang	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Test immunoturbidimétrique	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	HbA1c Hémoglobine glyquée	Sang	Automates : Capillarys [Sebia] Méthode Quantitative Electrophorèse capillaire	ANA-PT-015-V01	
Laboratoire du Pays de Montreuil	HCG	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] Cobas Pure E402 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	HDLD (HDL) (Cholestérol HDL)	Sang	Automate : Cobas Pure C303 [Roche] Méthode Quantitative Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	IgE	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Insuline	sang	Cobas Pure E402 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	K (potassium)	Sang	Automate : Cobas Pure C303 [Roche] Méthode Quantitative Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	LDH	sang	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Spectrophotométrie - Test UV - IFCC	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	LH	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du Pays de Montreuil	Lipase	Sang	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Magnésium	Sang	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Colorimétrie en point final	ANA-PR-002-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Microalbumine	urines	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Test immunoturbidimétrique	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Na (sodium)	Sang	Automate : Cobas Pure C303 [Roche] Méthode Quantitative Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Oestradiol	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Opiacés	urines	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Interaction cinétique de microparticules en solution (KIMS)	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	PAL = ALP (Phosphatases Alcalines)	Sang	Automate : Cobas Pure C303 [Roche] Méthode Quantitative Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	PCT	sang	Cobas Pure E402 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	08/25
Laboratoire du Pays de Montreuil	Phosphore (PHS)	Sang	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du Pays de Montreuil	Potassium	urines	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Progestérone	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Prolactine	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Protides (TP)	Sang	Automate : Cobas Pure C303 [Roche] Méthode Quantitative Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Protéines	urines	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Test immunoturbidimétrique	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Préalbumine	Sang	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	PSA Libre	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	PSA Total	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] Cobas Pure E402 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	PTH	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Sodium	urines	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Testostérone	sang	Cobas Pure E402 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	06/25

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du Pays de Montreuil	Transferrine	sang	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Test immunoturbidimétrique	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Triglycérides	Sang	Automate : Cobas Pure C303 [Roche] Méthode Quantitative Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Troponine	sang	Automate : Cobas Pure E402 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	TSH	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] Cobas Pure E402 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	urée	urines	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Enzymatique Urease/GLDH	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Urée	Sang	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Vitamine B12	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] Cobas Pure E402 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Vitamine D	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du Pays de Montreuil	Electrophorèse des protéines	Sang	Automates : Capillarys [Sebia] Méthode Quantitative Electrophorèse capillaire	ANA-PT-015	

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du Pays de Montreuil	Sang dans les selles	Selles	Techniques manuelles Biosynex-HEMOTRUST Méthode Qualitative Test rapide immunochromatographique	ANA-MO-053-V04	Changement de réactif FOB monlabtest --- > Biosynex HEMOTRUST le 22/02/2024

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du Pays de Montreuil	NFP (Numération Formule Plaquettaire)	Sang	Méthode manuelle : Identification mophologique après coloration et/ou numération en cellule, par microscopie optique	ANA-PT-016-V01	
Laboratoire du Pays de Montreuil	NFP (Numération Formule Plaquettaire) GB (Globules Blancs) / GR (Globules Rouges) / VGM (Volume Globulaire Moyen) / PLT(Plaquettes) / VMP (Volume Moyen Plaquettaire)/Hémoglobine	Sang	Automate : DXH 900 [Beckman Coulter] Méthode Quantitative Impédancemetrie Méthode automatisée : Identification mophologique après coloration et/ou numération en cellule, Cellavision DM1200	ANA-PT-016-V01	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Réticulocytes	Sang	Automate : DXH 900 [Beckman Coulter] Méthode Quantitative Cytométrie en flux	ANA-PT-016-V01	

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du Pays de Montreuil	VS (Vitesse de Sédimentation)	Sang	Automate: Alifax test 1 - [Beckman Coulter] Photométrie Capillaire	ANA-PR-003 v02	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du Pays de Montreuil	D Dimères	Sang (Plasma citraté)	Automate : Cobas T 511 [Roche] Méthode Quantitative Immunoturbidimétrie	ANA-MO-224 V01	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Fibrinogène	Sang (Plasma citraté)	Automate : Cobas T 511 [Roche] Méthode Quantitative Immunoturbidimétrie	ANA-MO-224 V01	
Laboratoire du Pays de Montreuil	TCA (Temps de Céphaline Activée)	Sang (Plasma citraté)	Automate : Cobas T 511 [Roche] Méthode Quantitative Immunoturbidimétrie	ANA-MO-224 V01	
Laboratoire du Pays de Montreuil	TP % (taux de prothrombine) INR	Sang (Plasma citraté)	Automate : Cobas T 511 [Roche] Méthode Quantitative Immunoturbidimétrie	ANA-MO-224 V01	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du Pays de Montreuil	Groupe sanguin, Rhésus, Phénotype	Sang	Automate : ERYTRA-EFLEXIS [Grifols] Méthode Quantitative Hémagglutination	ANA-PR-011-V06	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du Pays de Montreuil	RAI (Recherche d'Agglutinines Irrégulières) - dépistage	Sang	Automate : ERYTRA - EFLEXIS [Grifols] Méthode Quantitative Hémagglutination	ANA-PR-011-V06	

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du Pays de Montreuil	Ac anti RTSH	Sang	Automate : Cobas E801 [Roche] ECLIA Sandwich	ANA-PR-001-V01	Extension 24/02/2025

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du Pays de Montreuil	Ac HBC	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	AC HBS (Titration) contrôle vaccinal	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Ag HBS	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	AHCV (hep C)	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	CMV IgG	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	CMV IgM	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	EBV EBNA IgG	Sang	Cobas Pure E402 [Roche] ECLIA	ANA-PR-006-V01	06/25
Laboratoire du Pays de Montreuil	EBV VCA EA IgG	Sang	Cobas Pure E402 [Roche] ECLIA	ANA-PR-006-V01	06/25
Laboratoire du Pays de Montreuil	EBV VCA IgM	Sang	Cobas Pure E402 [Roche] ECLIA	ANA-PR-006-V01	06/25
Laboratoire du Pays de Montreuil	HIV	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Rubéole - IgG (Ac anti-Rubéole IgG)	Sang	Automate : Cobas e801 Pro [Roche] Méthode Quantitative Sandwich ECL	ANA-PR-001-V01	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Syphilis	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du Pays de Montreuil	Toxo IgG	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Toxo IgM	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du Pays de Montreuil	Recherche de toxines A ou B de Clostridium difficile	Selles	Méthode Qualitative C.Diff Quick chek complete Techlab (Sobioda) test immunochromatographique	ANA-MO-044	

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du Pays de Montreuil	Adénovirus	Selles	"Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientifique Automate d'amplification : CFX 96"	ANA-PR-015	"Nouvel automate extraction 15/10/24 "
Laboratoire du Pays de Montreuil	Campylobacter	Selles	"Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientifique Automate d'amplification : CFX 96"	ANA-PR-015	"Nouvel automate extraction 15/10/24 "
Laboratoire du Pays de Montreuil	Chlamydiae trachomatis	Prélèvement génital, Urines, gorge...	"Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientifique Automate d'amplification : CFX 96"	ANA-PR-015	"Nouvel automate extraction 15/10/24 "
Laboratoire du Pays de Montreuil	Coqueluche	Acides nucléiques Prélèvement naso-pharyngé	Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientifique Automate d'amplification : CFX 96	ANA-PR-015	ajout 21/08/24
Laboratoire du Pays de Montreuil	Cryptosporidium	Selles	"Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientifique Automate d'amplification : CFX 96"	ANA-PR-015	"Nouvel automate extraction 15/10/24 "
Laboratoire du Pays de Montreuil	Dépistage COVID 19	Acides nucléiques Prélèvement naso-pharyngé	"Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientifique Automate d'amplification : CFX 96"	ANA-PR-015	"Nouvel automate extraction 15/10/24 "

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du Pays de Montreuil	Détection des Papillomavirus humains à haut risque dans les échantillons biologiques	Prélèvement vaginal et cervico-vaginal	"Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientific Automate d'amplification : CFX 96"	ANA-PR-015	"Nouvel automate extraction 15/10/24 "
Laboratoire du Pays de Montreuil	Entamoeba histolytica	Selles	"Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientific Automate d'amplification : CFX 96"	ANA-PR-015	"Nouvel automate extraction 15/10/24 "
Laboratoire du Pays de Montreuil	Giardia Intestinalis	Selles	E"Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientific Automate d'amplification : CFX 96"	ANA-PR-015	"Nouvel automate extraction 15/10/24 "
Laboratoire du Pays de Montreuil	GRIPPE /VRS	Acides nucléiques Prélèvement naso-pharyngé	Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientific Automate d'amplification : CFX 96	ANA-PR-015	ajout 15/10/24
Laboratoire du Pays de Montreuil	Mycoplasma genitalium	Prélèvement génital, Urines, gorge...	"Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientific Automate d'amplification : CFX 96"	ANA-PR-015	"Nouvel automate extraction 15/10/24 "
Laboratoire du Pays de Montreuil	Neisseria Gonorrhoeae	Prélèvement génital, Urines, gorge...	"Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientific Automate d'amplification : CFX 96"	ANA-PR-015	"Nouvel automate extraction 15/10/24 "

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du Pays de Montreuil	Norovirus GI/GII	Selles	"Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientifique Automate d'amplification : CFX 96"	ANA-PR-015	"Nouvel automate extraction 15/10/24 "
Laboratoire du Pays de Montreuil	Recherche de Vaginose	Prélèvement vaginal	Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientifique Automate d'amplification : CFX 96"	ANA-PR-015	Nouvel automate extraction 15/10/24
Laboratoire du Pays de Montreuil	Rotavirus	Selles	"Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientifique Automate d'amplification : CFX 96" 6	ANA-PR-015	"Nouvel automate extraction 15/10/24 "
Laboratoire du Pays de Montreuil	Salmonella	Selles	"Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientifique Automate d'amplification : CFX 96"	ANA-PR-015	"Nouvel automate extraction 15/10/24 "
Laboratoire du Pays de Montreuil	Sapovirus	Selles	"Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientifique Automate d'amplification : CFX 96"	ANA-PR-015	"Nouvel automate extraction 15/10/24 "
Laboratoire du Pays de Montreuil	Shigella et Escherichia coli entéro invasif	Selles	"Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientifique Automate d'amplification : CFX 96" 96	ANA-PR-015	"Nouvel automate extraction 15/10/24 "

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du Pays de Montreuil	Yersinia Enterocolitica	Selles	"Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientific Automate d'amplification : CFX 96"	ANA-PR-015	"Nouvel automate extraction 15/10/24 "

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du Pays de Montreuil	Examen cytologique	Urine	Méthode quantitative Lecture optique + analyse image IRIS IQ 200 (Beckman Coulter) Coloration de Gram / Previcolor	ANA-PT-003	
Laboratoire du Pays de Montreuil	Examen cytologique	Liquide de ponction	Méthode manuelle sur cellule de comptage à usage unique (KOVA) lecture optique Coloration de Gram / Previcolor	ANA-PT-003	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du Pays de Montreuil	ECBU	Urines	Méthode automatisée Examen direct Ensemencement manuel Culture Coloration GRAM (Previcolor) Identification Caractérisation biochimique (colorimétrie) Automate : Vitek 2 XL [Biomérieux] Méthode Qualitative Lecture par colorimétrie	ANA-MO-145-V08 ANA-MO-066-V27 ANA-PR-009-V02	Ajout VITEK 2 XL le 30/09/2024
Laboratoire du Pays de Montreuil	Recherche et identification de bactéries et / ou levures	Prélèvement génitaux, prélèvement ORL, selles, pus ,liquide de ponction, prélèvement respiratoire, prélèvement superficiel	Méthode automatisée Ensemencement manuel Culture Coloration GRAM (Previcolor) Identification Caractérisation biochimique (colorimétrie) Automate : Vitek 2 XL [Biomérieux] Méthode Qualitative Lecture par colorimétrie	ANA-MO-145-V08 ANA-MO-066-V27 ANA-PR-009-V02	Ajout VITEK 2 XL le 30/09/2024

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du Pays de Montreuil	Etude de la sensibilité aux antibiotiques/antifongiques	Urines, Prélèvement génitaux, prélèvement ORL, selles, pus ,liquide de ponction, prélèvement respiratoire, prélèvement superficiel	Antibiogramme Automate : Vitek 2 XL [Biomérieux] Méthode Quantitative Turbidimétrie (analyse du taux de croissance) Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotique(s), après incubation + Méthode manuelle (méthode de diffusion en gradient de concentration)	ANA-PR-009-V02 ANA-MO-066-V27	Ajout VITEK 2 XL le 30/09/2024

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de la Baie d'Authie	Au sein du site	Prélèvement naso pharyngé	Écouvillonnage_ recherche de coqueluche	PRE-MO-010 Prélèvement PCR COVID / PCR COQUELUCHE	Extension 24/02/25
Laboratoire de la Baie d'Authie	Au sein du site	Prélèvement sanguin	Ponction veineuse	PRE-PR-002 Procédure de Prélèvement	Extension 24/02/25
Laboratoire de la Baie d'Authie	Au sein du site	Prélèvement oculaire/conjonctival	Écouvillonnage	PRE-MO-009 Prélèvements microbiologiques	Extension 24/02/25
Laboratoire de la Baie d'Authie	Au sein du site	Prélèvement ORL	Écouvillonnage	PRE-MO-009 Prélèvements microbiologiques	Extension 24/02/25
Laboratoire de la Baie d'Authie	Au sein du site	Prélèvement naso pharyngé	Écouvillonnage_ recherche de COVID/Grippe/VRS	PRE-MO-010 Prélèvement PCR COVID / PCR COQUELUCHE	Extension 24/02/25
Laboratoire de la Baie d'Authie	Au sein du site	Prélèvement de phanères (ongles/peau/cheveux)	Recueil	PRE-MO-009 Prélèvements microbiologiques	Extension 24/02/25
Laboratoire de la Baie d'Authie	Au sein du site	Prélèvement urétral	Écouvillonnage	PRE-PR-002 Procédure de Prélèvement	Extension 24/02/25
Laboratoire de la Baie d'Authie	Au sein du site	Prélèvement vaginal	Écouvillonnage	PRE-PR-002 Procédure de Prélèvement	Extension 24/02/25
Laboratoire de la Baie d'Authie	Au sein du site	Prélèvement rectal	Écouvillonnage	PRE-PR-002 Procédure de Prélèvement	Extension 24/02/25

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire de l'Hesdinois	Au sein du site	Prélèvement sanguin	Ponction veineuse	PRE-PR-002 Procédure de Prélèvement	Extension 24/02/25
Laboratoire de l'Hesdinois	Au sein du site	Prélèvement naso pharyngé	Écouvillonnage_ recherche de coqueluche	PRE-MO-010 Prélèvement PCR COVID / PCR COQUELUCHE	Extension 24/02/25
Laboratoire de l'Hesdinois	Au sein du site	Prélèvement ORL	Écouvillonnage	PRE-MO-009 Prélèvements microbiologiques	Extension 24/02/25
Laboratoire de l'Hesdinois	Au sein du site	Prélèvement oculaire/conjonctival	Écouvillonnage	PRE-MO-009 Prélèvements microbiologiques	Extension 24/02/25
Laboratoire de l'Hesdinois	Au sein du site	Prélèvement naso pharyngé	Écouvillonnage_ recherche de COVID/Grippe/VRS	PRE-MO-010 Prélèvement PCR COVID / PCR COQUELUCHE	Extension 24/02/25
Laboratoire de l'Hesdinois	Au sein du site	Prélèvement de phanères (ongles/peau/cheveux)	Recueil	PRE-MO-009 Prélèvements microbiologiques	Extension 24/02/25
Laboratoire de l'Hesdinois	Au sein du site	Prélèvement urétral	Écouvillonnage	PRE-PR-002 Procédure de Prélèvement	Extension 24/02/25
Laboratoire de l'Hesdinois	Au sein du site	Prélèvement vaginal	Écouvillonnage	PRE-PR-002 Procédure de Prélèvement	Extension 24/02/25
Laboratoire de l'Hesdinois	Au sein du site	Prélèvement rectal	Écouvillonnage	PRE-PR-002 Procédure de Prélèvement	Extension 24/02/25

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du Pays de Montreuil	Au sein du site	Prélèvement sanguin	Ponction veineuse	PRE-PR-002 Procédure de Prélèvement	Extension 24/02/25
Laboratoire du Pays de Montreuil	Au sein du site	Prélèvement ORL	Écouvillonnage	PRE-MO-009 Prélèvements microbiologiques	Extension 24/02/25
Laboratoire du Pays de Montreuil	Au sein du site	Prélèvement oculaire/conjonctival	Écouvillonnage	PRE-MO-009 Prélèvements microbiologiques	Extension 24/02/25
Laboratoire du Pays de Montreuil	Au sein du site	Prélèvement naso pharyngé	Écouvillonnage_ recherche de COVID/Grippe/VRS	PRE-MO-010 Prélèvement PCR COVID / PCR COQUELUCHE	Extension 24/02/25
Laboratoire du Pays de Montreuil	Au sein du site	Prélèvement naso pharyngé	Écouvillonnage_ recherche de coqueluche	PRE-MO-010 Prélèvement PCR COVID / PCR COQUELUCHE	Extension 24/02/25
Laboratoire du Pays de Montreuil	Au sein du site	Prélèvement urétral	Écouvillonnage	PRE-PR-002 Procédure de Prélèvement	Extension 24/02/25
Laboratoire du Pays de Montreuil	Au sein du site	Prélèvement de phanères (ongles/peau/cheveux)	Recueil	PRE-MO-009 Prélèvements microbiologiques	Extension 24/02/25
Laboratoire du Pays de Montreuil	Au sein du site	Prélèvement vaginal	Écouvillonnage	PRE-PR-002 Procédure de Prélèvement	Extension 24/02/25
Laboratoire du Pays de Montreuil	Au sein du site	Prélèvement rectal	Écouvillonnage	PRE-PR-002 Procédure de Prélèvement	Extension 24/02/25

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire Opalebio	Au sein du site	Prélèvement ORL	Écouvillonnage	PRE-MO-009 Prélèvements microbiologiques	Extension 24/02/25
Laboratoire Opalebio	Au sein du site	Prélèvement naso pharyngé	Écouvillonnage_ recherche de coqueluche	PRE-MO-010 Prélèvement PCR COVID / PCR COQUELUCHE	Extension 24/02/25
Laboratoire Opalebio	Au sein du site	Prélèvement sanguin	Ponction veineuse	PRE-PR-002 Procédure de Prélèvement	Extension 24/02/25
Laboratoire Opalebio	Au sein du site	Prélèvement oculaire/conjonctival	Écouvillonnage	PRE-MO-009 Prélèvements microbiologiques	Extension 24/02/25
Laboratoire Opalebio	Au sein du site	Prélèvement naso pharyngé	Écouvillonnage_ recherche de COVID/Grippe/VRS	PRE-MO-010 Prélèvement PCR COVID / PCR COQUELUCHE	Extension 24/02/25
Laboratoire Opalebio	Au sein du site	Prélèvement de phanères (ongles/peau/cheveux)	Recueil	PRE-MO-009 Prélèvements microbiologiques	Extension 24/02/25
Laboratoire Opalebio	Au sein du site	Prélèvement urétral	Écouvillonnage	PRE-PR-002 Procédure de Prélèvement	Extension 24/02/25
Laboratoire Opalebio	Au sein du site	Prélèvement vaginal	Écouvillonnage	PRE-PR-002 Procédure de Prélèvement	Extension 24/02/25
Laboratoire Opalebio	Au sein du site	Prélèvement rectal	Écouvillonnage	PRE-PR-002 Procédure de Prélèvement	Extension 24/02/25