



Portée détaillée v.15 de l'attestation N° 8-3708

Detailed scope v.15 of the attestation N° 8-3708

Date de publication / Publish date: 11/12/2025

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

OPALEBIO

Site Laboratoire de la Baie d'Authie :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Au sein du site	Prélèvement sanguin	Ponction veineuse	PRE-PR-002 Procédure de Prélèvement	Extension 24/02/25
Au sein du site	Prélèvement oculaire/conjonctival	Écouvillonnage	PRE-MO-009 Prélèvements microbiologiques	Extension 24/02/25
Au sein du site	Prélèvement ORL	Écouvillonnage	PRE-MO-009 Prélèvements microbiologiques	Extension 24/02/25
Au sein du site	Prélèvement naso pharyngé	Écouvillonnage_ recherche de coqueluche	PRE-MO-010 Prélèvement PCR COVID / PCR COQUELUCHE	Extension 24/02/25
Au sein du site	Prélèvement naso pharyngé	Écouvillonnage_ recherche de COVID/Grippe/VRS	PRE-MO-010 Prélèvement PCR COVID / PCR COQUELUCHE	Extension 24/02/25
Au sein du site	Prélèvement de phanères (ongles/peau/cheveux)	Recueil	PRE-MO-009 Prélèvements microbiologiques	Extension 24/02/25
Au sein du site	Prélèvement urétral	Écouvillonnage	PRE-PR-002 Procédure de Prélèvement	Extension 24/02/25
Au sein du site	Prélèvement vaginal	Écouvillonnage	PRE-PR-002 Procédure de Prélèvement	Extension 24/02/25

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Au sein du site	Prélèvement rectal	Écouvillonnage	PRE-PR-002 Procédure de Prélèvement	Extension 24/02/25

Site Laboratoire de l'Hesdinois :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Au sein du site	Prélèvement naso pharyngé	Écouvillonnage_ recherche de coqueluche	PRE-MO-010 Prélèvement PCR COVID / PCR COQUELUCHE	Extension 24/02/25
Au sein du site	Prélèvement ORL	Écouvillonnage	PRE-MO-009 Prélèvements microbiologiques	Extension 24/02/25
Au sein du site	Prélèvement oculaire/conjonctival	Écouvillonnage	PRE-MO-009 Prélèvements microbiologiques	Extension 24/02/25
Au sein du site	Prélèvement sanguin	Ponction veineuse	PRE-PR-002 Procédure de Prélèvement	Extension 24/02/25
Au sein du site	Prélèvement naso pharyngé	Écouvillonnage_ recherche de COVID/Grippe/VRS	PRE-MO-010 Prélèvement PCR COVID / PCR COQUELUCHE	Extension 24/02/25
Au sein du site	Prélèvement de phanères (ongles/peau/cheveux)	Recueil	PRE-MO-009 Prélèvements microbiologiques	Extension 24/02/25
Au sein du site	Prélèvement urétral	Écouvillonnage	PRE-PR-002 Procédure de Prélèvement	Extension 24/02/25
Au sein du site	Prélèvement vaginal	Écouvillonnage	PRE-PR-002 Procédure de Prélèvement	Extension 24/02/25
Au sein du site	Prélèvement rectal	Écouvillonnage	PRE-PR-002 Procédure de Prélèvement	Extension 24/02/25

Site Laboratoire du Pays de Montreuil :

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Ac anti thyroglobuline	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Ac anti Thyroperoxydase	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Acide Urique	urines	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Test colorimétrique enzymatique.	ANA-PR-001-V02	
Acide urique	Sang	Automate : Cobas Pure C303 [Roche] Méthode Quantitative Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
Ag Ca15-3	Sang	Automate : Cobas E801 [Roche] ECLIA Sandwich	ANA-PR-001-V01	
Ag Ca19-9	Sang	Automate : Cobas E801 [Roche] ECLIA Sandwich	ANA-PR-001-V01	
Ag Ca125	Sang	Automate : Cobas E801 [Roche] ECLIA Sandwich	ANA-PR-001-V01	
ALAT = TGP (Alanine Aminotransférase)	Sang	Automate : Cobas Pure C303 [Roche] Méthode Quantitative Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
Albumine	Sang	Automate : Cobas Pure C303 [Roche] Méthode Quantitative Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Alpha1 foeto-protéine	Sang	Automate : Cobas E801 [Roche] ECLIA Sandwich	ANA-PR-001-V01	
Amylase	Sang	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
Antigène carcino-embryonnaire	Sang	Automate : Cobas E801 [Roche] ECLIA Sandwich	ANA-PR-001-V01	
ASAT = TGO (Aspartate Aminotransférase)	Sang	Automate : Cobas Pure C303 [Roche] Méthode Quantitative Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
Beta2- microglobuline	sang	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Test immunoturbidimétrique	ANA-PR-001-V02	
Bilirubine directe et indirecte	Sang	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption Directe : dosé indirecte : calcul TBIL - DBIL	ANA-PR-002-V02	
Bilirubine totale	Sang	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
BNP	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] Cobas Pure E402 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Ca (calcium)	Sang	Automate : Cobas Pure C303 [Roche] Méthode Quantitative Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
Calcium	urines	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Colorimétrie- NM-BAPTA	ANA-PR-001-V02	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Cannabis	urines	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Interaction cinétique de microparticules en solution (KIMS)	ANA-PR-001-V02	
Chlore	urines	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-001-V02	
Cholestérol	Sang	Automate : Cobas Pure C303 [Roche] Méthode Quantitative Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
Cl (Chlore)	Sang	Automate : Cobas Pure C303 [Roche] Méthode Quantitative Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
CO2	sang	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Enzymatique / PEP	ANA-PR-001-V02	
Cocaine	urines	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Interaction cinétique de microparticules en solution (KIMS)	ANA-PR-001-V02	
Cortisol	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
CPK (Créatine Phosphokinase)	Sang	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
Cross laps	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
CRP (Protéine C Réactive)	Sang	Automate : Cobas Pure C303 [Roche] Méthode Quantitative Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Créatinine	urines	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Enzymatique	ANA-PR-001-V02	
Créatinine	Sang	Automate : Cobas Pure C303 [Roche] Méthode Quantitative Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
Fe (fer)	Sang	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
Ferritine	Sang	Automate :Cobas Pure C303 [Roche] Méthode Quantitative Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Immunoturbimétrie sur particules de latex ECL	ANA-PR-002-V02	
Folates	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] Cobas Pure E402 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
FSH	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
FT3	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] Cobas Pure E402 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
FT4	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] Cobas Pure E402 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
GGT (γ Glutamyl transférase)	Sang	Automate : Cobas Pure C303 [Roche] Méthode Quantitative Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Glucose	urines	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Spectrophotométrie hexokinase	ANA-PR-001-V02	
Glucose	Sang	Automate : Cobas Pure C303 [Roche] Méthode Quantitative Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
Haptoglobine	sang	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Test immunoturbidimétrique	ANA-PR-001-V02	
HbA1c Hémoglobine glyquée	Sang	Automates : Capillarys [Sebia] Méthode Quantitative Electrophorèse capillaire	ANA-PT-015-V01	
HCG	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] Cobas Pure E402 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
HDLD (HDL) (Cholestérol HDL)	Sang	Automate : Cobas Pure C303 [Roche] Méthode Quantitative Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
IgE	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Insuline	sang	Cobas Pure E402 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
K (potassium)	Sang	Automate : Cobas Pure C303 [Roche] Méthode Quantitative Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
LDH	sang	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Spectrophotométrie - Test UV - IFCC	ANA-PR-001-V02	
LH	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Lipase	Sang	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
Magnésium	Sang	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Colorimétrie en point final	ANA-PR-002-V02	
Microalbumine	urines	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Test immunoturbidimétrique	ANA-PR-001-V02	
Na (sodium)	Sang	Automate : Cobas Pure C303 [Roche] Méthode Quantitative Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
Oestradiol	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Opiacés	urines	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Interaction cinétique de microparticules en solution (KIMS)	ANA-PR-001-V02	
PAL = ALP (Phosphatases Alcalines)	Sang	Automate : Cobas Pure C303 [Roche] Méthode Quantitative Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
PCT	sang	Cobas Pure E402 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	08/25
Phosphore (PHS)	Sang	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
Potassium	urines	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-001-V02	
Progestérone	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Prolactine	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Protides (TP)	Sang	Automate : Cobas Pure C303 [Roche] Méthode Quantitative Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
Protéines	urines	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Test immunoturbidimétrique	ANA-PR-001-V02	
Préalbumine	Sang	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
PSA Libre	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
PSA Total	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] Cobas Pure E402 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
PTH	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Sodium	urines	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-001-V02	
Testostérone	sang	Cobas Pure E402 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	06/25
Transferrine	sang	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Test immunoturbidimétrique	ANA-PR-001-V02	
Triglycérides	Sang	Automate : Cobas Pure C303 [Roche] Méthode Quantitative Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Troponine	sang	Automate : Cobas Pure E402 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
TSH	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] Cobas Pure E402 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
urée	urines	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Enzymatique Urease/GLDH	ANA-PR-001-V02	
Urée	Sang	Automate : Cobas PRO C503 [Roche] Méthode Quantitative Spectrophotométrie d'absorption	ANA-PR-002-V02	
Vitamine B12	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] Cobas Pure E402 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Vitamine D	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	

Site Laboratoire du Pays de Montreuil :

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Electrophorèse des protéines	Sang	Automates : Capillarys [Sebia] Méthode Quantitative Electrophorèse capillaire	ANA-PT-015	

Site Laboratoire du Pays de Montreuil :

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Sang dans les selles	Selles	Techniques manuelles Biosynex-HEMOTRUST Méthode Qualitative Test rapide immunochromatographique	ANA-MO-053-V04	Changement de réactif FOB monlabtest --- > Biosynex HEMOTRUST le 22/02/2024

Site Laboratoire du Pays de Montreuil :

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
NFP (Numération Formule Plaquettaire)	Sang	Méthode manuelle : Identification mophologique après coloration et/ou numération en cellule, par microscopie optique	ANA-PT-016-V01	
NFP (Numération Formule Plaquettaire) GB (Globules Blancs) / GR (Globules Rouges) / VGM (Volume Globulaire Moyen) / PLT(Plaquettes) / VMP (Volume Moyen Plaquettaire)/Hémoglobine	Sang	Automate : DXH 900 [Beckman Coulter] Méthode Quantitative Impédancemetrie Méthode automatisée : Identification mophologique après coloration et/ou numération en cellule, Cellavision DM1200	ANA-PT-016-V01	
Réticulocytes	Sang	Automate : DXH 900 [Beckman Coulter] Méthode Quantitative Cytométrie en flux	ANA-PT-016-V01	

Site Laboratoire du Pays de Montreuil :

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
VS (Vitesse de Sédimentation)	Sang	Automate: Alifax test 1 - [Beckman Coulter] Photométrie Capillaire	ANA-PR-003 v02	

Site Laboratoire du Pays de Montreuil :

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
D Dimères	Sang (Plasma citraté)	Automate : Cobas T 511 [Roche] Méthode Quantitative Immunoturbidimétrie	ANA-MO-224 V01	
Fibrinogène	Sang (Plasma citraté)	Automate : Cobas T 511 [Roche] Méthode Quantitative Immunoturbidimétrie	ANA-MO-224 V01	
TCA (Temps de Céphaline Activée)	Sang (Plasma citraté)	Automate : Cobas T 511 [Roche] Méthode Quantitative Immunoturbidimétrie	ANA-MO-224 V01	
TP % (taux de prothrombine) INR	Sang (Plasma citraté)	Automate : Cobas T 511 [Roche] Méthode Quantitative Immunoturbidimétrie	ANA-MO-224 V01	

Site Laboratoire du Pays de Montreuil :

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Groupe sanguin, Rhésus, Phénotype	Sang	Automate : ERYTRA-EFLEXIS [Grifols] Méthode Quantitative Hémagglutination	ANA-PR-011-V06	

Site Laboratoire du Pays de Montreuil :

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
RAI (Recherche d'Agglutinines Irrégulières) - dépistage	Sang	Automate : ERYTRA - EFLEXIS [Grifols] Méthode Quantitative Hémagglutination	ANA-PR-011-V06	

Site Laboratoire du Pays de Montreuil :

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Ac anti RTSH	Sang	Automate : Cobas E801 [Roche] ECLIA Sandwich	ANA-PR-001-V01	Extension 24/02/2025

Site Laboratoire du Pays de Montreuil :

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Ac HBC	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
AC HBS (Titrage) contrôle vaccinal	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Ag HBS	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
AHCV (hep C)	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
CMV IgG	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
CMV IgM	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
EBV EBNA IgG	Sang	Cobas Pure E402 [Roche] ECLIA	ANA-PR-006-V01	06/25
EBV VCA EA IgG	Sang	Cobas Pure E402 [Roche] ECLIA	ANA-PR-006-V01	06/25
EBV VCA IgM	Sang	Cobas Pure E402 [Roche] ECLIA	ANA-PR-006-V01	06/25
HIV	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Rubéole - IgG (Ac anti-Rubéole IgG)	Sang	Automate : Cobas e801 Pro [Roche] Méthode Quantitative Sandwich ECL	ANA-PR-001-V01	
Syphilis	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Toxo IgG	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	
Toxo IgM	sang	Automate : Cobas Pro E801 [Roche] ECLIA	ANA-PR-001-V02	

Site Laboratoire du Pays de Montreuil :

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Recherche de toxines A ou B de Clostridium difficile	Selles	Méthode Qualitative C.Diff Quick chek complete Techlab (Sobioda) test immunochromatographique	ANA-MO-044	

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Adénovirus	Selles	"Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientific Automate d'amplification : CFX 96"	ANA-PR-015	"Nouvel automate extraction 15/10/24 "
Campylobacter	Selles	"Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientific Automate d'amplification : CFX 96"	ANA-PR-015	"Nouvel automate extraction 15/10/24 "
Chlamydiae trachomatis	Prélèvement génital, Urines, gorge...	"Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientific Automate d'amplification : CFX 96"	ANA-PR-015	"Nouvel automate extraction 15/10/24 "
Coqueluche	Acides nucléiques Prélèvement naso- pharyngé	Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientific Automate d'amplification : CFX 96	ANA-PR-015	ajout 21/08/24
Cryptosporidium	Selles	"Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientific Automate d'amplification : CFX 96"	ANA-PR-015	"Nouvel automate extraction 15/10/24 "
Dépistage COVID 19	Acides nucléiques Prélèvement naso- pharyngé	"Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientific Automate d'amplification : CFX 96"	ANA-PR-015	"Nouvel automate extraction 15/10/24 "
Détection des Papillomavirus humains à haut risque dans les échantillons biologiques	Prélèvement vaginal et cervico-vaginal	"Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientific Automate d'amplification : CFX 96"	ANA-PR-015	"Nouvel automate extraction 15/10/24 "
Entamoeba histolytica	Selles	"Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientific Automate d'amplification : CFX 96"	ANA-PR-015	"Nouvel automate extraction 15/10/24 "
Giardia Intestinalis	Selles	E"Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientific Automate d'amplification : CFX 96"	ANA-PR-015	"Nouvel automate extraction 15/10/24 "

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
GRIPPE /VRS	Acides nucléiques Prélèvement naso- pharyngé	Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientific Automate d'amplification : CFX 96	ANA-PR-015	ajout 15/10/24
Mycoplasma genitalium	Prélèvement génital, Urines, gorge...	"Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientific Automate d'amplification : CFX 96"	ANA-PR-015	"Nouvel automate extraction 15/10/24 "
Neisseria Gonorrhoeae	Prélèvement génital, Urines, gorge...	"Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientific Automate d'amplification : CFX 96"	ANA-PR-015	"Nouvel automate extraction 15/10/24 "
Norovirus GI/GII	Selles	"Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientific Automate d'amplification : CFX 96"	ANA-PR-015	"Nouvel automate extraction 15/10/24 "
Recherche de Vaginose	Prélèvement vaginal	Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientific Automate d'amplification : CFX 96"	ANA-PR-015	Nouvel automate extraction 15/10/24
Rotavirus	Selles	"Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientific Automate d'amplification : CFX 96" 6	ANA-PR-015	"Nouvel automate extraction 15/10/24 "
Salmonella	Selles	"Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientific Automate d'amplification : CFX 96"	ANA-PR-015	"Nouvel automate extraction 15/10/24 "
Sapovirus	Selles	"Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientific Automate d'amplification : CFX 96"	ANA-PR-015	"Nouvel automate extraction 15/10/24 "
Shigella et Escherichia coli entéro invasif	Selles	"Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientific Automate d'amplification : CFX 96" 96	ANA-PR-015	"Nouvel automate extraction 15/10/24 "

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Yersinia Enterocolitica	Selles	"Extraction, détection d'acides nucléiques (PCR) Automates d'extraction : NIMBUS Eurobio scientifique Automate d'amplification : CFX 96"	ANA-PR-015	"Nouvel automate extraction 15/10/24 "

Site Laboratoire du Pays de Montreuil :

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Examen cytologique	Urine	Méthode quantitative Lecture optique + analyse image IRIS IQ 200 (Beckman Coulter) Coloration de Gram / Previcolor	ANA-PT-003	
Examen cytologique	Liquide de ponction	Méthode manuelle sur cellule de comptage à usage unique (KOVA) lecture optique Coloration de Gram / Previcolor	ANA-PT-003	

Site Laboratoire du Pays de Montreuil :

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ECBU	Urines	Méthode automatisée Examen direct Ensemencement manuel Culture Coloration GRAM (Previcolor) Identification Caractérisation biochimique (colorimétrie) Automate : Vitek 2 XL [Biomérieux] Méthode Qualitative Lecture par colorimétrie	ANA-MO-145-V08 ANA-MO-066-V27 ANA-PR-009-V02	Ajout VITEK 2 XL le 30/09/2024
Recherche et identification de bactéries et / ou levures	Prélèvement génitaux, prélèvement ORL, selles, pus ,liquide de ponction, prélèvement respiratoire, prélèvement superficiel	Méthode automatisée Ensemencement manuel Culture Coloration GRAM (Previcolor) Identification Caractérisation biochimique (colorimétrie) Automate : Vitek 2 XL [Biomérieux] Méthode Qualitative Lecture par colorimétrie	ANA-MO-145-V08 ANA-MO-066-V27 ANA-PR-009-V02	Ajout VITEK 2 XL le 30/09/2024

Site Laboratoire du Pays de Montreuil :

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Etude de la sensibilité aux antibiotiques/antifongiques	Urines, Prélèvement génitaux, prélèvement ORL, selles, pus ,liquide de ponction, prélèvement respiratoire, prélèvement superficiel	Antibiogramme Automate : Vitek 2 XL [Biomérieux] Méthode Quantitative Turbidimétrie (analyse du taux de croissance) Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotique(s), après incubation + Méthode manuelle (méthode de diffusion en gradient de concentration)	ANA-PR-009-V02 ANA-MO-066-V27	Ajout VITEK 2 XL le 30/09/2024

Site Laboratoire du Pays de Montreuil :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Au sein du site	Prélèvement sanguin	Ponction veineuse	PRE-PR-002 Procédure de Prélèvement	Extension 24/02/25
Au sein du site	Prélèvement oculaire/conjonctival	Écouvillonnage	PRE-MO-009 Prélèvements microbiologiques	Extension 24/02/25
Au sein du site	Prélèvement ORL	Écouvillonnage	PRE-MO-009 Prélèvements microbiologiques	Extension 24/02/25
Au sein du site	Prélèvement naso pharyngé	Écouvillonnage_ recherche de coqueluche	PRE-MO-010 Prélèvement PCR COVID / PCR COQUELUCHE	Extension 24/02/25
Au sein du site	Prélèvement naso pharyngé	Écouvillonnage_ recherche de COVID/Grippe/VRS	PRE-MO-010 Prélèvement PCR COVID / PCR COQUELUCHE	Extension 24/02/25
Au sein du site	Prélèvement de phanères (ongles/peau/cheveux)	Recueil	PRE-MO-009 Prélèvements microbiologiques	Extension 24/02/25
Au sein du site	Prélèvement urétral	Écouvillonnage	PRE-PR-002 Procédure de Prélèvement	Extension 24/02/25
Au sein du site	Prélèvement vaginal	Écouvillonnage	PRE-PR-002 Procédure de Prélèvement	Extension 24/02/25
Au sein du site	Prélèvement rectal	Écouvillonnage	PRE-PR-002 Procédure de Prélèvement	Extension 24/02/25

Site Laboratoire Opalebio :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Au sein du site	Prélèvement oculaire/conjonctival	Écouvillonnage	PRE-MO-009 Prélèvements microbiologiques	Extension 24/02/25
Au sein du site	Prélèvement naso pharyngé	Écouvillonnage_ recherche de coqueluche	PRE-MO-010 Prélèvement PCR COVID / PCR COQUELUCHE	Extension 24/02/25
Au sein du site	Prélèvement ORL	Écouvillonnage	PRE-MO-009 Prélèvements microbiologiques	Extension 24/02/25
Au sein du site	Prélèvement sanguin	Ponction veineuse	PRE-PR-002 Procédure de Prélèvement	Extension 24/02/25
Au sein du site	Prélèvement naso pharyngé	Écouvillonnage_ recherche de COVID/Grippe/VRS	PRE-MO-010 Prélèvement PCR COVID / PCR COQUELUCHE	Extension 24/02/25
Au sein du site	Prélèvement de phanères (ongles/peau/cheveux)	Recueil	PRE-MO-009 Prélèvements microbiologiques	Extension 24/02/25
Au sein du site	Prélèvement urétral	Écouvillonnage	PRE-PR-002 Procédure de Prélèvement	Extension 24/02/25
Au sein du site	Prélèvement vaginal	Écouvillonnage	PRE-PR-002 Procédure de Prélèvement	Extension 24/02/25
Au sein du site	Prélèvement rectal	Écouvillonnage	PRE-PR-002 Procédure de Prélèvement	Extension 24/02/25