



Portée détaillée v.23 de l'attestation N° 8-3709

Detailed scope v.23 of the attestation N° 8-3709

Date de publication / Publish date: 31/10/2025

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

BIO-VSM LAB

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE					
Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique de Torcy	Acide urique	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-CH-SIEMENS TECHNIQUE : ENZYMATIQUE URICASE - PÉROXYDASE	11110171	
Plateau Technique de Torcy	ALAT	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-CH-SIEMENS TECHNIQUE : ENZYMATIQUE avec P5P	11111573	
Plateau Technique de Torcy	Albumine	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-CH-SIEMENS TECHNIQUE : COLORIMÉTRIQUE BCP	11110148	
Plateau Technique de Torcy	Albumine	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-CH-SIEMENS TECHNIQUE : COLORIMÉTRIQUE VBC	11110153	Méthode alternative de dosage de l'albumine pour les patients dialysés
Plateau Technique de Torcy	AMH	Sérum	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-IM-SIEMENS TECHNIQUE : IMMUNO- CHIMILUMINESCENCE	10998441_FR Rev. 01, 2022-04	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique de Torcy	Amylase	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-CH-SIEMENS TECHNIQUE : ENZYMATIQUE	11111707	
Plateau Technique de Torcy	Anticorps anti-récepteur de la TSH (TRAK)	Sérum	Méthode A de type quantitatif automatisée IMMULITE 2000	IMMULITE 2000 TSI (PIL2KTSI-12, 2018-03-15)	
Plateau Technique de Torcy	ASAT	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-CH-SIEMENS TECHNIQUE : ENZYMATIQUE avec P5P	11111574	
Plateau Technique de Torcy	BICARBONATE	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-CH-SIEMENS TECHNIQUE : ENZYMATIQUE	11110139	
Plateau Technique de Torcy	Bilirubine conjuguée	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-CH-SIEMENS TECHNIQUE : COLORIMETRIQUE	11110150	
Plateau Technique de Torcy	Bilirubine Totale	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-CH-SIEMENS TECHNIQUE : COLORIMETRIQUE	11110149	
Plateau Technique de Torcy	BNP	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-IM-SIEMENS TECHNIQUE : IMMUNO- CHIMILUMINESCENCE	10995281	
Plateau Technique de Torcy	Calcium	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-CH-SIEMENS TECHNIQUE : COLORIMETRIQUE Arsenazo	11111651	
Plateau Technique de Torcy	Chlore	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-CH-SIEMENS TECHNIQUE : POTENTIOMETRIE indirecte	11109447	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique de Torcy	Cholesterol HDL	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-CH-SIEMENS TECHNIQUE : ENZYMATIQUE	11537267_FR Rev. 04, 2022-03	
Plateau Technique de Torcy	Cholestérol total	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-CH-SIEMENS TECHNIQUE : ENZYMATIQUE	11110172	
Plateau Technique de Torcy	Cortisol	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-IM-SIEMENS TECHNIQUE : IMMUNO- CHIMILUMINESCENCE	10995336	
Plateau Technique de Torcy	CPK	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-CH-SIEMENS TECHNIQUE : ENZYMATIQUE	11110165	
Plateau Technique de Torcy	CRP	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-CH-SIEMENS TECHNIQUE : IMMUNOTURBIDIMÉTRIQUE	11537306	Nouvelle référence réactif le 18/03/2025 : • Domaine de mesure étendu • Limite de quantification : modifiée • Valeurs de référence : modifiées
Plateau Technique de Torcy	Créatinine	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-CH-SIEMENS TECHNIQUE : ENZYMATIQUE	11110151	
Plateau Technique de Torcy	Fer	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-CH-SIEMENS TECHNIQUE : COLORIMETRIQUE	11110164	
Plateau Technique de Torcy	Ferritine	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-IM-SIEMENS TECHNIQUE : IMMUNO- CHIMILUMINESCENCE	10995343	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique de Torcy	Folates sériques	Sérum	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-IM-SIEMENS TECHNIQUE : IMMUNO- CHIMILUMINESCENCE	10995344	
Plateau Technique de Torcy	FSH	Sérum	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-IM-SIEMENS TECHNIQUE : IMMUNO- CHIMILUMINESCENCE	10995346	
Plateau Technique de Torcy	GGT	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-CH-SIEMENS TECHNIQUE : ENZYMATIQUE	11537444	23/03/2025 : Nouvelle référence de réactif de GGT (GGT_2). Amélioration de la précision sur l'intervalle de mesure. Conservation des valeurs de référence
Plateau Technique de Torcy	Glucose	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-CH-SIEMENS TECHNIQUE : COLORIMETRIQUE	11110155	
Plateau Technique de Torcy	Haptoglobuline	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-CH-SIEMENS TECHNIQUE : IMMUNOTURBIDIMÉTRIQUE	Atellica CH Hapt_2 (Hapt_2) 11537232	
Plateau Technique de Torcy	IGA	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-CH-SIEMENS TECHNIQUE : IMMUNOTURBIDIMÉTRIQUE	11110182	
Plateau Technique de Torcy	IGG	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-CH-SIEMENS TECHNIQUE : IMMUNOTURBIDIMÉTRIQUE	11110179	
Plateau Technique de Torcy	IGM	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-CH-SIEMENS TECHNIQUE : IMMUNOTURBIDIMÉTRIQUE	11110183	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique de Torcy	LDH	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-CH-SIEMENS TECHNIQUE : ENZYMATIQUE	11110157	
Plateau Technique de Torcy	LH	Sérum	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-IM-SIEMENS TECHNIQUE : IMMUNO- CHIMILUMINESCENCE	10995369	
Plateau Technique de Torcy	Lipase	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-CH-SIEMENS TECHNIQUE : ENZYMATIQUE	11110169	
Plateau Technique de Torcy	Lithium	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-CH-SIEMENS TECHNIQUE : COLORIMETRIQUE	11110126	
Plateau Technique de Torcy	Magnésium	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-CH-SIEMENS TECHNIQUE : COLORIMETRIQUE	11110175	
Plateau Technique de Torcy	PAL	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-CH-SIEMENS TECHNIQUE : ENZYMATIQUE	11110163	
Plateau Technique de Torcy	Parathormone : PTH	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-IM-SIEMENS TECHNIQUE : IMMUNO- CHIMILUMINESCENCE	10995367	
Plateau Technique de Torcy	Phosphore	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-CH-SIEMENS TECHNIQUE : COLORIMETRIQUE	11110174	
Plateau Technique de Torcy	Potassium	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-CH-SIEMENS TECHNIQUE : POTENTIOMETRIE indirecte	11109447	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique de Torcy	Progestérone	Sérum	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-IM-SIEMENS TECHNIQUE : IMMUNO- CHIMILUMINESCENCE	10995415	
Plateau Technique de Torcy	Prolactine	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-IM-SIEMENS TECHNIQUE : IMMUNO- CHIMILUMINESCENCE	10995414	
Plateau Technique de Torcy	Protéines totales	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-CH-SIEMENS TECHNIQUE : COLORIMETRIQUE	11110167	
Plateau Technique de Torcy	Préalbumine	Sérum	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-CH-SIEMENS TECHNIQUE : IMMUNOTURBIDIMÉTRIQUE	11537283	Nouvelle référence réactif: Type de récipient/échantillon : Ajout du plasma (héparinate de lithium, héparinate de sodium EDTA dipotassique). Domaine de mesure étendu : 0,03-1,4 g/l (ancienne méthode : 0,05-1,4 g/l)
Plateau Technique de Torcy	Sodium	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-CH-SIEMENS TECHNIQUE : POTENTIOMETRIE indirecte	11109447	
Plateau Technique de Torcy	T3	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-IM-SIEMENS TECHNIQUE : IMMUNO- CHIMILUMINESCENCE	10995347	
Plateau Technique de Torcy	T4	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-IM-SIEMENS TECHNIQUE : IMMUNO- CHIMILUMINESCENCE	10995348	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique de Torcy	Transferrine	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-CH-SIEMENS TECHNIQUE : IMMUNOTURBIDIMÉTRIQUE	11110176	
Plateau Technique de Torcy	Triglycéride	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-CH-SIEMENS TECHNIQUE : COLORIMETRIQUE	11537302_FR Rev. 04, 2022-03	
Plateau Technique de Torcy	TROPONINE hautement sensible	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-IM-SIEMENS TECHNIQUE : IMMUNO-CHIMILUMINESCENCE	11200497	
Plateau Technique de Torcy	TSH	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-IM-SIEMENS TECHNIQUE : IMMUNO-CHIMILUMINESCENCE	11208609	Le 20/05/2025 : Nouvelle formulation du réactif, conforme au règlement européen REACH et respectueuse de l'environnement. Méthodes comparables, pas de changement des valeurs de référence
Plateau Technique de Torcy	Urée	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE - Trois ADVIA 1800 TECHNIQUE : ENZYMATIQUE	11110156	
Plateau Technique de Torcy	Vitamine B12	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-IM-SIEMENS TECHNIQUE : IMMUNO-CHIMILUMINESCENCE	10995437	
Plateau Technique de Torcy	Vitamine D	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-IM-SIEMENS TECHNIQUE : IMMUNO-CHIMILUMINESCENCE	10995438	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique de Torcy	Œstradiol	Sérum	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-IM-SIEMENS TECHNIQUE : IMMUNO- CHIMILUMINESCENCE	10995342	

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique de Torcy	Electrophorèse de l'hémoglobine	Sang total	METHODE A - AUTOMATISEE - Capillarys 3 EHB TECHNIQUE : electrophorèse capillaire en milieu basique	D1-ENR-257-V01- Gestion des portées flexibles -Secteur Immuno-spécialisée- SEBIA Capillarys-3 EHB	
Plateau Technique de Torcy	Electrophorèses des protéines sériques	Sérum	METHODE A - AUTOMATISEE - CAPILLARYS 3 TERA et CAPILLARYS 3 OCTA TECHNIQUE : électrophorèse	D1-ENR-311-V01 Gestion des portées flexibles : EP - 10/2025	Le 21/10/2025 : Nouvel automate Capillarys 3 Octa et validation de la technique sur Capillarys 3 Tera, les caractéristiques et performances sont identiques aux Capillarys 3 Tera TLA utilisés précédemment.
Plateau Technique de Torcy	HbA1C	Sang total	METHODE A - AUTOMATISEE - Deux Capillarys 3 TECHNIQUE : électrophorèse	D1-ENR15-63-Gestion portées flexibles : HbA1c	
Plateau Technique de Torcy	Protéines totales	Sérum	METHODE A - AUTOMATISEE-ATELLICA-CH-SIEMENS TECHNIQUE Colorimétrique	11110167	

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique de Torcy	Sang dans les selles	Selles	METHODE MANUELLE reconnues (A) TECHNIQUE : Test unitaires simple	BIOMERIEUX 16353C 2014/12	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique de Torcy	Hémogramme (Numération-formule, plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés)	Sang Total	METHODE A - AUTOMATISEE - trois XN-10 TECHNIQUE : Méthode de type qualitatif et/ou quantitatif - Impédancemétrie (numération globulaire et plaquettes) - Cytométrie en flux (Formule sanguine) - Cytochimie, - Spectrophotométrie (dosage de l'Hémoglobine) - Fluorescence, - Calcul (constantes érythrocytaires) METHODE MANUELLE : - Identification morphologique après coloration et par microscopie optique	D3-MO62 XN D3-MO64 DI60 D3-MO61 SP50 sulfolyser Rev 09/2018 Fluorocell WDF Rev 06/2017	
Plateau Technique de Torcy	Plaquettes (EDTA)	Sang total	METHODE A - AUTOMATISEE - Trois XN-10 TECHNIQUE : Méthode de type quantitatif - Impédancemétrie ou détection optique	D3-MO62 XN mode emploi XN Version 22- 08/2019	
Plateau Technique de Torcy	Réticulocytes	Sang total	METHODE A - AUTOMATISEE -Deux XN-10 TECHNIQUE : Méthode de type quantitatif - Cytométrie en flux - Fluorescence	D3-MO62 XN Fluorocell Ret Rev 06/2017	

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique de Torcy	Vitesse de sédimentation	Sang total	METHODE A - AUTOMATISEE -JO PLUS / ALIFAX TECHNIQUE : Méthode de type quantitatif PHOTOMETRIE CAPILLAIRE: Mesure de la capacité d'agrégation des hématies par densité optique.	D1-ENR15-65_v1_Gestion portées flexibles: VS	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique de Torcy	AT3 anti-thrombine3	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE -CS 5100-SIEMENS TECHNIQUE : Méthode de type quantitatif - Chromogénie	D1-ENR15-66-v1- Gestion portées flexibles: Hémostase	
Plateau Technique de Torcy	DDIM Ddimères	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE - CS 2500 et A-CS 5100 SIEMENS TECHNIQUE : Méthode de type quantitatif - Chronométrie par turbidimétrie	D1-ENR15-66-v1- Gestion portées flexibles: Hémostase	
Plateau Technique de Torcy	FIB Fibrinogène	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE - CS 2500 et A-CS 5100 SIEMENS TECHNIQUE : Méthode de type quantitatif - Chronométrie par turbidimétrie	D1-ENR15-66-v1- Gestion portées flexibles: Hémostase	
Plateau Technique de Torcy	TCA Temps de céphaline activateur	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE - CS 2500 et A-CS 5100 SIEMENS TECHNIQUE : Méthode de type quantitatif - Chronométrie par turbidimétrie	D1-ENR15-66-v1- Gestion portées flexibles: Hémostase	
Plateau Technique de Torcy	TQ / TP / INR Temps de Quick	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE - CS 2500 et A-CS 5100 SIEMENS TECHNIQUE : Méthode de type quantitatif - Chronométrie par turbidimétrie	D1-ENR15-66-v1- Gestion portées flexibles: Hémostase	

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique de Torcy	AXA Anti Xa	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE -SYSMEX-CS 5100 TECHNIQUE : Méthode de type quantitatif Chromogénie	Gestion de portée flexible D1-ENR15-73 v1	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique de Torcy	Groupe sanguin	Sang total	METHODE A - AUTOMATISEE - Deux VISION TECHNIQUE : immunologique d'hémagglutination	Cassette ABO-Rhesus Version e631300015 (06/09/19) Cassette Reverse Simonin V e631300044 (06/09/19) Affirmagen 707910 Version: e631300169 du 06/09/2019	
Plateau Technique de Torcy	Phénotypes	Sang total	METHODE A - AUTOMATISEE - Deux VISION TECHNIQUE : immunologique d'hémagglutination	Cassette Rh/K ref 707280 Version e631300032 du 06/09/2019	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique de Torcy	RAI	Plasma et sang total	METHODE A - AUTOMATISEE - Deux VISION TECHNIQUE : immunologique d'hémagglutination	0,8% Surgiscreen 719102 Rev e631300208 15/07/2019 Cassette Antiglobuline humain Ref 707300 version e631300054 06/09/20191	

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique de Torcy	Anti-beta2 gp1 IgG	Sérum	Méthode A de type quantitatif automatisée PHADIA 250	EliA β2-Glycoprotein I IgG 250-5532-021/FR Issued March 2017	
Plateau Technique de Torcy	Anti-beta2 gp1 IgM	Sérum	Méthode A de type quantitatif automatisée PHADIA 250	EliA β2-Glycoprotein I IgM 250-5533-021/FR Issued April 2017	
Plateau Technique de Torcy	Anti-cardiolipines IgG	Sérum	Méthode A de type quantitatif automatisée PHADIA 250	EliA Cardiolipin IgG 250-5529-021/FR Issued April 2017	
Plateau Technique de Torcy	Anti-cardiolipines IgM	Sérum	Méthode A de type quantitatif automatisée PHADIA 250	EliA Cardiolipin IgM 250-5530-021/FR Issued April 2017	
Plateau Technique de Torcy	Anti-CCP	Sérum	Méthode A de type quantitatif automatisée ATELLICA IM 1600	Immunodosage sandwich chimiluminescente directe RPBL1372R05_FR Rev. 05, 2020-12 DF63-152-V1	
Plateau Technique de Torcy	Anti-Transglutaminases IgA	Sérum	Méthode A de type quantitatif automatisée PHADIA 250	EliA Celikey IgA 250-5517-021/FR Issued March 2017	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique de Torcy	IgE spécifiques	Sérum	Méthode A de type quantitatif automatisée IMMULITE 2000 SIEMENS PHADIA 250 THERMOFISCHER	D1-ENR15-70-Gestion de portée flexible : Allergie-IMMULITE Panels d'examens d'allergie réalisés au laboratoire : D-INS-001-Répartition des examens par secteurs et analyseurs	Le 05/02/2025 : nouvel automate IMMULITE 2000 identique au précédent. Performances, méthodes, procédures et mode-opératoires inchangés

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique de Torcy	Avidite des IgG anti Toxoplasme	Sérum	METHODE A - AUTOMATISEE - BIOMERIEUX VIDAS 3 TECHNIQUE : CHIMILUMINESCENCE Méthode immunologique de type quantitatif	VIDAS 3 08906 M - fr - 2018/04	
Plateau Technique de Torcy	Sérologie Syphilis non tréponémique	Sérum	METHODE A - METHODE MANUELLE (VDRL) : Agglutination	BIORAD RPR 72515-883684	
Plateau Technique de Torcy	Sérologie Syphilis tréponémique	Sérum	METHODE A - METHODE AUTOMATISEE ATELLICA-IM-SIEMENS TECHNIQUE : IMMUNO- CHIMILUMINESCENCE	ATELLICA IM Syphilis (Syph)-10995675	
Plateau Technique de Torcy	Sérologie Toxoplamose IgG	Sérum	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-IM-SIEMENS TECHNIQUE : IMMUNO- CHIMILUMINESCENCE et IMMULITE 2000 TECHNIQUE : CHIMILUMINESCENCE Méthode immunologique de type qualitatif et/ou quantitatif	10995430 (ATELLICA) Toxoplasma Quantitative IgG PIL2KTXP-24 (IMMULITE 2000)	
Plateau Technique de Torcy	Sérologie Toxoplamose IgM	Sérum	METHODE A - AUTOMATISEE ATELLICA-IM-SIEMENS TECHNIQUE : IMMUNO- CHIMILUMINESCENCE	10995432	
Plateau Technique de Torcy	Sérologie Toxoplamose IgM-Méthode de seconde intention sous condition chez la femme enceinte	Sérum	METHODE A - AUTOMATISEE IMMULITE 2000 TECHNIQUE : IMMUNO- CHIMILUMINESCENCE	Toxoplasma IgM (µ- Capture) (PIL2KTZ- 18)	Le 05/02/2025 : nouvel automate IMMULITE 2000 identique au précédent. Performances, méthodes, procédures et mode-opératoires inchangés

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique de Torcy	Recherche d'Ag et de toxines A/B de C. difficile par immuno-chromatographie	Selles	METHODE MANUELLE TECHNIQUE : Immunochromatographie Test unitaires simple	D1-MO50-Recherche de C. difficile et de ses toxines V3	
Plateau Technique de Torcy	Recherche de rotavirus adenovirus	Selles	METHODE MANUELLE TECHNIQUE : Méthode de type qualitatif et/ou quantitatif Détermination phénotypique, avant/après culture - Immunochromatographie	Biomérieux 21109E 12/2017	

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique de Torcy	HBV Recherche et quantification de l'ADN du virus de l'hép B	Plasma	METHODE A - AUTOMATISEE - Alinity m (Abbott) TECHNIQUE : Détection d'acides nucléiques avec amplification, après extraction et purification (hybridation, PCR, ...) - Biologie moléculaire	D3-MO77-V1- Quantification de l'ADN HBV sur Alinity m (Abbott) D2-MO10-V1- Validation technique des PCR ADN VHB	
Plateau Technique de Torcy	Recherche de Chlamydia trachomatis , de Neisseria gonorrhoeae de Trichomonas vaginalis et de Mycoplasma genitalium	Urines, prélèvement génital, ORL, Anal	METHODE A - AUTOMATISEE - Alinity m (Abbott) TECHNIQUE : Détection d'acides nucléiques avec amplification, après extraction et purification (hybridation, PCR, ...) - Biologie moléculaire	D3-MO75-V1- Recherche des germes responsables d'IST par PCR Multiplex D2-MO09-V1- Validation technique des PCR IST Multiplex	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique de Torcy	Examen cyto bactériologique des urines	Urines	Méthode de type qualitatif et/ou quantitatif Principe général des techniques : - Cytométrie en flux, - Lecture optique - Analyse d'image	D1-ENR-284 Gestion des portées flexibles - SYSMEX Cytologie urinaire - 07/2024	

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique de Torcy	HEMOCULTURES	Sang total	METHODE A - AUTOMATISEE - BACT ALERT (1 automate) TECHNIQUE :Analyse chimique après culture	D4-MO34 V2 Hémocultures D3-MO04 V4 BacT Alert	

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique de Torcy	Recherche, identification de dermatophytes et de champignons filamenteux	Peau Phanères	METHODE A - MANUEL - TECHNIQUE :Examen morphologique direct macro- et microscopique et après culture Et AUTOMATISEE- VITEK MS- Spectrométrie de masse	D4-MO15 V6 Examen mycologique D3-MOD-080-V01 VITEK MS PRIME	Le 14/01/2025 : Nouvel automate VitekMS prime (spectromètre de masse), caractéristiques et performances sont similaires à l'ancien automate ViteKMS Legacy du laboratoire

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique de Torcy	Examen cyto bactériologique des urines	Urines	METHODE A - AUTOMATISEE - COLORATEUR AEROSPRAY GRAM TECHNIQUE : Méthode de type qualitatif : Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais et/ou après préparation Mise en culture (ensemencement) Préparation en vue de recherche et identification de de bactéries et/ou de champignons, et/ou de levures, et/ou de parasites	D3-MOD-047-V02 AEROSPRAY GRAM SERIE 2	Le 25/06/2025 : Acquisition d'un nouveau colorateur AEROSPRAY GRAM SERIE 2 (ELITECH), les caractéristiques et performances sont identiques à l'ancien colorateur.
Plateau Technique de Torcy	Examen cyto bactériologique des urines	Urines	METHODE A - AUTOMATISEE - AUTOPLAK BECKMAN TECHNIQUE : Technique automatisée Mise en culture (ensemencement)	D1-ENR15-71-Gestion portées flexibles: AUTOPLAK (Ensemencement automatisé des milieux de culture en microbiologie)	
Plateau Technique de Torcy	Examen cyto bactériologique des urines	Urines	METHODE A - AUTOMATISEE - VITEK MS TECHNIQUE : Méthode de type qualitatif ou quantitatif Détermination phénotypique, après culture Principe général des techniques : -Caractérisation biochimique (spectrophotométrie, colorimétrie, ...), - Séro-agglutination, - Spectrométrie de masse	D3-MOD-080-V01 VITEK MS PRIME	Le 14/01/2025 Nouvel automate VitekMS prime (spectromètre de masse), caractéristiques et performances sont similaires à l'ancien automate ViteKMS Legacy du laboratoire.

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique de Torcy	Examen cyto bactériologique des urines	Cultures microbiologiques	METHODE A - AUTOMATISEE TECHNIQUE : 1) Méthode de type qualitatif et quantitatif - Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotique(s), après incubation 2) Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques	1) SIRscan Lynx D3-MO06 SIRSCAN LYNX v7 2) DxM MicroScan WalkAway 1096 D3-MO76 DxM WalkAway 1096 - SIRXpert D4-MO29 ANTIOBIOGRAMMES ET TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES Référentiel AntibioGramme 2022 CASFM-EUCAST v1.0	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Plateau Technique de Torcy	PALU Recherche d'hématozoaires sur frottis et en goutte épaisse	Sang total	METHODE MANUELLE TECHNIQUE : Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais et/ou après préparation (concentration (centrifugation), fixation, coloration, culture, marquage, ...)	D4-M054-Diagnostic biologique du paludisme V3	
Plateau Technique de Torcy	PALUTOP Recherche d'antigène soluble TROD par immunochromatographie	Sang total	METHODE MANUELLE TECHNIQUE : Détermination phénotypique Immunochromatographie	D4-M054-Diagnostic biologique du paludisme V3 Méthode : paltop +4 optima	

BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Bussy Saint Georges	Spermogramme Test de migration-survie	Sperme	Méthode manuelle Examen direct macro- et microscopique, avec ou sans traitement (centrifugation, gradient,...) sur échantillon frais ou après décongélation	D1-ENR-279-V04 Vérification de méthode : Spermologie D1-ENR-276-V01- Vérification de méthode : Microscope Numération spermatique par remplacement du formaldéhyde	

BM SP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Bussy Saint Georges	Spermogramme Spermocytogramme Test de Migration Survie	Sperme	Méthode manuelle Coloration - utilisation de lames précolorées Sperm Blue	D1-ENR-310-V01- Vérification de méthode : Cytologie spermatique, lames pré-colorées	Le 27/10/2025 : utilisation de lames pré-colorées, en remplacement de colorants liquides toxiques

BM SP07 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Bussy Saint Georges	Mar test	Sperme	Méthode de type quantitatif Principe général des techniques : - Agglutination latex	D1-ENR02-25 V2 Vérification de méthode : SPERMIOLOGIE	

BM AP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Site de Bussy Saint Georges	Préparation de sperme en vue d'AMP	Sperme	Méthode manuelle Examen direct macro- et microscopique, avec ou sans traitement (centrifugation, gradient,...) sur échantillon frais	D1-ENR02-25 V2 Vérification de méthode : SPERMIOLOGIE	