



Portée détaillée v.28 de l'attestation N° 8-3713

Detailed scope v.28 of the attestation N° 8-3713

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

BIOTOP LABORATOIRES

Site BIOTOP Douai :

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB01	Acide Urique	SANG ET DERIVES	alinity c1 – METHODE A L'URICASE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	Acide Urique	SANG ET DERIVES	alinity c2 – METHODE A L'URICASE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	ALAT (TGP) Alanine Aminotransferase	SANG ET DERIVES	alinity c2 Méthode NADH avec P- 5'-P	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	ALAT (TGP) Alanine Aminotransferase	SANG ET DERIVES	alinity c1 Méthode NADH avec P- 5'-P	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	ALBUMINE	SANG ET DERIVES	alinity c1 POURPRE DE BROMOCRESOL	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	ALBUMINE	SANG ET DERIVES	alinity c2 POURPRE DE BROMOCRESOL	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB01	Apolipoprotéine A APOA	SANG ET DERIVES	Alinity C2 IMMUNOTURBIDIMETRIE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	Apolipoprotéine A APOA	SANG ET DERIVES	Alinity C1 IMMUNOTURBIDIMETRIE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	Apolipoprotéine B APOB	SANG ET DERIVES	Alinity C1 IMMUNOTURBIDIMETRIE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	Apolipoprotéine B APOB	SANG ET DERIVES	Alinity C2 IMMUNOTURBIDIMETRIE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	ASAT (TGO / GOT) Aspartate Aminotransferase	SANG ET DERIVES	alinity c1 Méthode NADH avec P- 5'-P	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	ASAT (TGO / GOT) Aspartate Aminotransferase	SANG ET DERIVES	alinity c2 Méthode NADH avec P- 5'-P	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	BHCG	SANG ET DERIVES	Alinity i - CHIMILUMINESCENCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	Bilirubine directe	SANG ET DERIVES	Alinity C2 DIAZOREACTION	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	Bilirubine directe	SANG ET DERIVES	Alinity C1 DIAZOREACTION	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	BILIRUBINE TOTALE	SANG ET DERIVES	Alinity C2 DIAZOREACTION	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	Changement de référence de réactif le 21/10/25 (même principe de méthode et même fournisseur)

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB01	BILIRUBINE TOTALE	SANG ET DERIVES	Alinity C1 DIAZOREACTION	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	Changement de référence de réactif le 21/10/25 (même principe de méthode et même fournisseur)
BM BB01	BNP	SANG ET DERIVES	Alinity -i - CHIMILUMINESCENCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	CALCIUM	SANG ET DERIVES	ALINITY C1 ARSENAZO III	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	CALCIUM	SANG ET DERIVES	ALINITY C2 ARSENAZO III	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	CHOLESTEROL HDL	SANG ET DERIVES	alinity c1 POLYANION	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	CHOLESTEROL HDL	SANG ET DERIVES	alinity c2 POLYANION	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	CHOLESTEROL TOTAL	SANG ET DERIVES	alinity c2 ENZYMATIQUE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	CHOLESTEROL TOTAL	SANG ET DERIVES	alinity c1 ENZYMATIQUE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	CREATINE PHOSPHOKINASE (CPK)	SANG ET DERIVES	ALINITY C2 NAC(n-acetyl-cysteine)	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	CREATINE PHOSPHOKINASE (CPK)	SANG ET DERIVES	ALINITY C1 NAC(n-acetyl-cysteine)	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB01	CREATININE	SANG ET DERIVES	alinity c1 – Méthode ENZYMATIQUE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	CREATININE	SANG ET DERIVES	alinity c2 – Méthode ENZYMATIQUE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	CREATININE	URINE	alinity c2 – Méthode ENZYMATIQUE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	CREATININE	URINE	alinity c1 – Méthode ENZYMATIQUE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	CRP (protéine C réactive)	SANG ET DERIVES	alinity c2 TURBIDIMETRIE / IMMUNOTURBIDIMETRIE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	CRP (protéine C réactive)	SANG ET DERIVES	alinity c1 TURBIDIMETRIE / IMMUNOTURBIDIMETRIE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	ESTRADIOL	SANG ET DERIVES	ALINITY I CHIMILUMINESCENCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	FERRITINE	SANG ET DERIVES	Alinity I CHIMILUMINESCENCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants »..	
BM BB01	FOLATES	SANG ET DERIVES	Alinity i CHIMILUMINESCENCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	FSH	SANG ET DERIVES	alinity -i CHIMILUMINESCENCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB01	GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE (GGT)	SANG ET DERIVES	Alinity c2 SUBSTRAT L-GAMMA- GLUTAMYL-3-CARBOXY-4- NITROANILIDE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE (GGT)	SANG ET DERIVES	alinity c1 SUBSTRAT L-GAMMA- GLUTAMYL-3-CARBOXY-4- NITROANILIDE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	GLYCEMIE	SANG ET DERIVES	Alinity c1 HEXOKINASE G6PDH	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	GLYCEMIE	SANG ET DERIVES	alinity c2 HEXOKINASE G6PDH	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	HBA1c (HEMOGLOBINE GLYCOSYLEE ou GLYQUEE (A1c))	SANG ET DERIVES	D-100 – BIORAD - CHLP PAR ECHANGE D'IONS	METHODE RECONNUE MT-A5-008V06 « D-100 : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	Suppression sur le site d'Hazebrouck le 18/06/2025 - Ajout sur le site de Douai le 19/06/2025 (transfert automate)
BM BB01	Ionogramme dans le sang : CHLORE	SANG ET DERIVES	Alinity C1 POTENTIOMETRIE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	Ionogramme dans le sang : CHLORE	SANG ET DERIVES	Alinity C2 POTENTIOMETRIE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	Ionogramme dans le sang : POTASSIUM	SANG ET DERIVES	Alinity C1 POTENTIOMETRIE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	Ionogramme dans le sang : POTASSIUM	SANG ET DERIVES	Alinity C2 POTENTIOMETRIE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	Ionogramme dans le sang : SODIUM	SANG ET DERIVES	Alinity C1 POTENTIOMETRIE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB01	Ionogramme dans le sang : SODIUM	SANG ET DERIVES	Alinity C2 POTENTIOMETRIE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	LH	SANG ET DERIVES	alinity -i CHIMILUMINESCENCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	LIPASE	SANG ET DERIVES	alinity c1 – enzymatique	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	Changement de référence de réactif le 23/09/2025 (même principe de méthode même fournisseur))
BM BB01	LIPASE	SANG ET DERIVES	alinity c2 – enzymatique	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	Changement de référence de réactif le 23/09/2025 (même principe de méthode même fournisseur)
BM BB01	MAGNESIUM	SANG ET DERIVES	alinity c1 – METHODE ENZYMATIQUE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	MAGNESIUM	SANG ET DERIVES	alinity c2 – METHODE ENZYMATIQUE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	PHOSPHATASES ALCALINES	SANG ET DERIVES	alinity c1 PARA- NITROPHENYLPHOSPHATE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	PHOSPHATASES ALCALINES	SANG ET DERIVES	alinity c2 PARA- NITROPHENYLPHOSPHATE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	PHOSPHORE	SANG ET DERIVES	Alinity C1 PHOSPHOMOLYBDATE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	PHOSPHORE	SANG ET DERIVES	Alinity C2 PHOSPHOMOLYBDATE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB01	PREALBUMINE	SANG ET DERIVES	alinity c1 IMMUNOTURBIDIMETRIE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	PREALBUMINE	SANG ET DERIVES	alinity c2 IMMUNOTURBIDIMETRIE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	PROCALCITONINE	SANG ET DERIVES	Alinity I IMMUNOTURBIDIMETRIE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	PROGESTERONE	SANG ET DERIVES	Alinity i CHI MILUMINESCENCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	Erreur sur la technique (l'automate) lors de la publication précédente - Mise à jour mineure
BM BB01	PROTEINES	SANG ET DERIVES	alinity c1 BIURET	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	PROTEINES	SANG ET DERIVES	alinity c2 BIURET	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	Erreur sur la technique (l'automate) lors de la publication précédente - Mise à jour mineure
BM BB01	T4L ou TRIIODOTHYRONINE LIBRE(FT4)	SANG ET DERIVES	Alinity i CHI MILUMINESCENCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	TRANSFERRINE	SANG ET DERIVES	Alinity C1 PHOSPHOMOLYBDATE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	TRANSFERRINE	SANG ET DERIVES	Alinity C2 PHOSPHOMOLYBDATE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	TRIGLYCERIDES	SANG ET DERIVES	alinity c1 GLYCEROL PHOSPHATE OXYDASE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB01	TRIGLYCERIDES	SANG ET DERIVES	alinity c2 GLYCEROL PHOSPHATE OXYDASE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	TROPONINE HS	SANG ET DERIVES	Alinity i CHI MILUMINESCENCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	TSH	SANG ET DERIVES	Alinity i CHI MILUMINESCENCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	UREE	SANG ET DERIVES	alinity c1 – Enzymatique par uréase	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	UREE	SANG ET DERIVES	alinity c2 – Enzymatique par uréase	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	VITAMINE B12	SANG ET DERIVES	Alinity i CHI MILUMINESCENCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	

Site BIOTOP Douai :

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM HB01	FORMULE	SANG ET DERIVES	Technique manuelle – NUMERATION EN CELLULE PAR MICROSCOPIE + Technique de lecture sur le Cellavision – Microscopie optique automatisée	METHODE RECONNUE MT-MU6-007 «Technique manuelle en hématologie : Etablissement d'une formule au microscope » MT-A0-020 – CELLAVISION -Routine et Maintenance	Cellavision le 24062024 Le 05/06/2025 -> Transfert automate et activité du site d'Hazebrouck vers Douai - Arrêt examen sur le site d'Hazebrouck
BM HB01	NUMERATIO N + FORMULE	SANG ET DERIVES	YUMIZEN P8000 ET H2500 – METHODE AUTOMATISEE	METHODE RECONNUE MT-MU6-010 «YUMIZEN - P8000 ET H2500 : Routine - Validation technique - Contrôle et calibration »	Mise en service nouvel automate Yumizen Horiba le 21/11/20223 Le 05/06/2025 -> Transfert automate et activité du site d'Hazebrouck vers Douai - Arrêt examen sur le site d'Hazebrouck
BM HB01	PLAQUETTES	SANG ET DERIVES	YUMIZEN P8000 ET H2500 – METHODE AUTOMATISEE	METHODE RECONNUE MT-MU6-010 «YUMIZEN - P8000 ET H2500 : Routine - Validation technique - Contrôle et calibration »	Mise en service nouvel automate Yumizen Horiba le 21/11/20223 Le 05/06/2025 -> Transfert automate et activité du site d'Hazebrouck vers Douai - Arrêt examen sur le site d'Hazebrouck

Site BIOTOP Douai :

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM CB02	D-DIMERES	SANG ET DERIVES	STA COMPACT MAX Mesure photométrique de l'augmentation d la turbidité	METHODE RECONNUE . MT-MU0-044 « STA COMPACT MAX : Routine, validation technique, contrôles et calibrants »	
BM CB02	FIBRINOGEN E	SANG ET DERIVES	STA COMPACT MAX CHRONOMETRIE	METHODE RECONNUE . MT-MU0-044 « STA COMPACT MAX : Routine, validation technique, contrôles et calibrants »	
BM CB02	TCA-TCK	SANG ET DERIVES	STA COMPACT MAX CHRONOMETRIE	METHODE RECONNUE . MT-MU0-044 « STA COMPACT MAX : Routine, validation technique, contrôles et calibrants »	
BM CB02	TP (Taux de Prothrombin e)	SANG ET DERIVES	STA COMPACT MAX CHRONOMETRIE	METHODE RECONNUE . MT-MU0-044 « STA COMPACT MAX : Routine, validation technique, contrôles et calibrants »	

Site BIOTOP Douai :

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM IH01	DETERMINATION DE GROUPE SANGUIN	SANG ET DERIVES	QWALYS – Méthode EMT (magnétisation des hématies)	METHODE RECONNUE MT-A0-007 technique, contrôles et calibrants »	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM IH02	RECHERCHE D'AGGLUTININES IRREGULIERES	SANG ET DERIVES	QWALYS – Méthode EMT (magnétisation des hématies)	METHODE RECONNUE MT-A0-007 technique, contrôles et calibrants »	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM MG13	Recherche de Plasmodium	SANG	Technique manuelle : Test immunochromatographique Examen Microscopique – Frottis sanguin	METHODE RECONNUE : MT-A6-014 Recherche de Plasmodium par la technique PALUTOP +4 OPTIMA MT-MU6-003 – Recherche de parasites sanguins	

Site BIOTOP Douai :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Code	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM PP01	Au sein du site / au sein Du service de soins (EHPAD)	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements veineux »)	
BM PP01	Au sein du site	SUPPURATIONS	Prélèvement par écouvillonnage	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de pus, abcès, bopsies, os »)	
BM PP01	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de peau et phanères » »)	
BM PP01	Au sein du site	PRELEVEMENTS DE LA SPHERE GENITALE : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de la sphère génitale»	
BM PP01	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés, ophtalmiques et auriculaires	Prélèvement pour examens microbiologiques	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de la sphère ORL » »	
BM PP01	Au sein du site	AIR EXPIRE	- Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Recommandations patients : test respiratoire à l'urée marquée»	
BM PP01	Au sein du site	Cheveux (matrice kératinique)	Prélèvement capillaire standardisé (zone vertex), conditionnement spécifique, conservation et transmission à un laboratoire spécialisé (désigné par les autorités de santé dans le cadre d'une expérimentation relative à la lutte contre la soumission chimique)	PRELEVEMENTS DE MECHEs DE CHEVEUX – REF MT-MU3-007	

Site BIOTOP Escaudain :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Code	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM PP01	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements veineux »)	
BM PP01	Au sein du site	SUPPURATIONS	Prélèvement par écouvillonnage	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de pus, abcès, bopsies, os »	
BM PP01	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de peau et phanères » »	
BM PP01	Au sein du site	PRELEVEMENTS DE LA SPHERE GENITALE : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de la sphère génitale»	
BM PP01	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés, ophtalmiques et auriculaires	Prélèvement pour examens microbiologiques	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de la sphère ORL » »	
BM PP01	Au sein du site	AIR EXPIRE	- Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Recommandations patients : test respiratoire à l'urée marquée»	
BM PP01	Au sein du site	Cheveux (matrice kératinique)	Prélèvement capillaire standardisé (zone vertex), conditionnement spécifique, conservation et transmission à un laboratoire spécialisé (désigné par les autorités de santé dans le cadre d'une expérimentation relative à la lutte contre la soumission chimique),	PRELEVEMENTS DE MECHES DE CHEVEUX – REF MT-MU3-007	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB01	Ac ANTI- THYROGLOBULINE	SANG ET DERIVES	Alinity I CHIMILUMINESCENCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	Ac ANTI- THYROPEROXYDASE	SANG ET DERIVES	Alinity I CHIMILUMINESCENCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	ACE (Antigène Carcino Embryonnaire)	SANG ET DERIVES	Alinity i CHI MILUMINESCENCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	Acide Urique	SANG ET DERIVES	alinity c1 – METHODE A L'URICASE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	ALAT (TGP) Alanine Aminotransferase	SANG ET DERIVES	alinity c Méthode NADH avec P-5'-P	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	ALBUMINE	SANG ET DERIVES	alinity c POURPRE DE BROMOCRESOL	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	Apolipoprotéine A APOA	SANG ET DERIVES	Alinity c IMMUNOTURBIDIMETRIE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	Apolipoprotéine B APOB	SANG ET DERIVES	Alinity c IMMUNOTURBIDIMETRIE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	ASAT (TGO / GOT) Aspartate Aminotransferase	SANG ET DERIVES	alinity c Méthode NADH avec P-5'-P	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants »..	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB01	BHCG	SANG ET DERIVES	Alinity i - CHIMILUMINESCENCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	BILIRUBINE DIRECTE	SANG ET DERIVES	Alinity C DIAZOREACTION	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	BILIRUBINE TOTALE	SANG ET DERIVES	Alinity C DIAZOREACTION	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	Changement de référence de réactif le 21/10/25 (même principe de méthode et même fournisseur)
BM BB01	BNP	SANG ET DERIVES	Alinity -i - CHIMILUMINESCENCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	CA153	SANG ET DERIVES	Alinity i CHI MILUMINESCENCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	CALCIUM	SANG ET DERIVES	ALINITY C ARSENAZO III	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	Erreur lor de l'intégration de la version précédente (manquait la méthode - mise à jour mineure)
BM BB01	CALCIUM	URINE	ALINITY C ARSENAZO III	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	CHOLESTEROL HDL	SANG ET DERIVES	alinity c POLYANION	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	CHOLESTEROL TOTAL	SANG ET DERIVES	alinity c ENZYMATIQUE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	CORTISOL	SANG ET DERIVES	Alinity I CHIMILUMINESCENCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB01	CREATINE PHOSPHOKINASE (CPK)	SANG ET DERIVES	ALINITY C NAC(n-acetyl-cysteine)	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	CREATININE	SANG ET DERIVES	alinity c – Méthode ENZYMATIQUE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	CREATININE	URINE	alinity c – Méthode ENZYMATIQUE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	CRP (protéine C réactive)	SANG ET DERIVES	alinity c TURBIDIMETRIE / IMMUNOTURBIDIMETRIE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	ESTRADIOL	SANG ET DERIVES	ALINITY I CHIMILUMINESCENCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	FERRITINE	SANG ET DERIVES	Alinity I CHIMILUMINESCENCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	FOLATES	SANG ET DERIVES	Alinity i CHIMILUMINESCENCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	FSH	SANG ET DERIVES	alinity -i CHIMILUMINESCENCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE (GGT)	SANG ET DERIVES	alinity c SUBSTRAT L-GAMMA- GLUTAMYL-3-CARBOXY-4- NITROANILIDE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	GLYCEMIE	SANG ET DERIVES	Alinity c HEXOKINASE G6PDH	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB01	Ionogramme dans le sang : CHLORE	SANG ET DERIVES	Alinity C POTENTIOMETRIE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	Ionogramme dans le sang : POTASSIUM	SANG ET DERIVES	Alinity C POTENTIOMETRIE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	Ionogramme dans le sang : SODIUM	SANG ET DERIVES	Alinity C POTENTIOMETRIE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	IONOGRAMME dans les urines : Cl	URINE	Alinity C POTENTIOMETRIE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	IONOGRAMME dans les urines : K	URINE	Alinity C POTENTIOMETRIE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	IONOGRAMME dans les urines : Na,	URINE	Alinity C POTENTIOMETRIE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	LH	SANG ET DERIVES	alinity -i CHIMILUMINESCENCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	LIPASE	SANG ET DERIVES	alinity c – enzymatique	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	MAGNESIUM	SANG ET DERIVES	alinity c – METHODE ENZYMATIQUE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	PHOSPHATASES ALCAINES	SANG ET DERIVES	alinity c PARA-NITROPHENYLPHOSPHATE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB01	PHOSPHORE	SANG ET DERIVES	Alinity C PHOSPHOMOLYBDATE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	PREALBUMINE	SANG ET DERIVES	alinity c IMMUNOTURBIDIMETRIE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	PROGESTERONE	SANG ET DERIVES	Alinity i CHIMILUMINESCENCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	PROLACTINE	SANG ET DERIVES	Alinity i CHI MILUMINESCENCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	PROTEINES	SANG ET DERIVES	alinity c BIURET	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	PSA TOTAL	SANG ET DERIVES	Alinity i CHI MILUMINESCENCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	T3L ou TRIIODOTHYRONINE LIBRE (FT3)	SANG ET DERIVES	Alinity i CHI MILUMINESCENCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	T4L ou TRIIODOTHYRONINE LIBRE (FT4)	SANG ET DERIVES	Alinity i CHI MILUMINESCENCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	TESTOSTERONE	SANG ET DERIVES	Alinity i CHI MILUMINESCENCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	TRANSFERRINE	SANG ET DERIVES	Alinity C PHOSPHOMOLYBDATE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB01	TRIGLYCERIDES	SANG ET DERIVES	alinity c GLYCEROL PHOSPHATE OXYDASE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	TROPONINE HS	SANG ET DERIVES	Alinity i CHI MILUMINESCENCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	TSH	SANG ET DERIVES	Alinity i CHI MILUMINESCENCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	UREE	SANG ET DERIVES	alinity c – Enzymatique par uréase	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	VITAMINE B12	SANG ET DERIVES	Alinity i CHI MILUMINESCENCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM BB01	VITAMINE D	SANG ET DERIVES	Alinity i CHI MILUMINESCENCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB04	ELECTROPHORESE des PROTEINES SANGUINES	.SANG ET DERIVES	Capillarys OCTA ELECTROPHORESE CAPILLAIRE	METHODE RECONNUE MT-A5-009 «CAPILLARYS OCTA : Routine, Validation Technique , Controle / Maintenances et Gestion des pannes ».	
BM BB04	IMMUNOTYPAGE DES PROTEINES SERIQUES	.SANG ET DERIVES	Capillarys OCTA IMMUNOTYPAGE sur TECHNIQUE CAPILLAIRE	METHODE RECONNUE MT-A5-009 «CAPILLARYS OCTA : Routine, Validation Technique , Controle / Maintenances et Gestion des pannes ».	

PÉRIMÉE

Site BIOTOP Hazebrouck - Rubecque :

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB05	Cannabis	URINE	Technique manuelle - Test immunologique unitaire simple : chromatographie	METHODE RECONNUE MT-A0-013 « Drogues urinaires Alere (Opia-Cana-Coca) : technique manuelle	
BM BB05	Cocaïne	URINE	Technique manuelle - Test immunologique unitaire simple : chromatographie	METHODE RECONNUE MT-A0-013 « Drogues urinaires Alere (Opia-Cana-Coca) : technique manuelle	
BM BB05	Opiacés	URINE	Technique manuelle - Test immunologique unitaire simple : chromatographie	METHODE RECONNUE MT-A0-013 « Drogues urinaires Alere (Opia-Cana-Coca) : technique manuelle	

PÉRIMÉE

Site BIOTOP Hazebrouck - Rubecque :

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM CB02	ANTITHROM BINE (AT3)	SANG ET DERIVES	Technique Chromogénique – STA COMPACT MAX	METHODE RECONNUE . MT-MU0-044 « STA COMPACT MAX : Routine, validation technique, contrôles et calibrants »	Renouvellement automate sur le site A le 15052025
BM CB02	D-DIMERES	SANG ET DERIVES	STA COMPACT MAX Mesure photométrique de l'augmentation d la turbidité	METHODE RECONNUE . MT-MU0-044 « STA COMPACT MAX : Routine, validation technique, contrôles et calibrants »	Renouvellement automate sur le site A le 15052025
BM CB02	FACTEUR V	SANG ET DERIVES	STA COMPACT MAX CHRONOMETRIE – Plasma Déficient	METHODE RECONNUE . MT-MU0-044 « STA COMPACT MAX : Routine, validation technique, contrôles et calibrants »	Renouvellement automate sur le site A le 15052025
BM CB02	FIBRINOGEN E	SANG ET DERIVES	STA COMPACT MAX CHRONOMETRIE	METHODE RECONNUE . MT-MU0-044 « STA COMPACT MAX : Routine, validation technique, contrôles et calibrants »	Renouvellement automate sur le site A le 15052025
BM CB02	TCA-TCK	SANG ET DERIVES	STA COMPACT MAX CHRONOMETRIE	METHODE RECONNUE . MT-MU0-044 « STA COMPACT MAX : Routine, validation technique, contrôles et calibrants »	Renouvellement automate sur le site A le 15052025
BM CB02	TP (Taux de Prothrombin e)	SANG ET DERIVES	STA COMPACT MAX CHRONOMETRIE	METHODE RECONNUE . MT-MU0-044 « STA COMPACT MAX : Routine, validation technique, contrôles et calibrants »	Renouvellement automate sur le site A le 15052025

PÉRIMÉE

Site BIOTOP Hazebrouck - Rubecque :

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM CB03	Anticorps coagulants circulants (ACC)	SANG ET DERIVES	Chronométrie – STA COMPACT MAX	METHODE RECONNUE . MT-MU0-044 « STA COMPACT MAX : Routine, validation technique, contrôles et calibrants »	Renouvellement automate sur le site A le 15052025
BM CB03	HBPM	SANG ET DERIVES	Technique Chromogénique – STA COMPACT MAX	METHODE RECONNUE . MT-MU0-044 « STA COMPACT MAX : Routine, validation technique, contrôles et calibrants »	Renouvellement automate sur le site A le 15052025

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM IH01	DETERMINATION DE GROUPE SANGUIN	SANG ET DERIVES	QWALYS – Méthode EMT (magnétisation des hématies)	METHODE RECONNUE MT-A0-007 technique, contrôles et calibrants »	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM IH02	RECHERCHE D'AGGLUTININES IRREGULIERES	SANG ET DERIVES	QWALYS – Méthode EMT (magnétisation des hématies)	METHODE RECONNUE MT-A0-007 technique, contrôles et calibrants »	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM AI01	Ac anti CCP	SANG ET DERIVES	PHADIA 250 ELIA	METHODE RECONNUE MT-A5-001 « PHADIA250 : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM AI01	AC anti Transglutaminas es Iga	SANG ET DERIVES	PHADIA 250 ELIA	METHODE RECONNUE MT-A5-001 « PHADIA250 : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	

Site BIOTOP Hazebrouck - Rubecque :

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE					
Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM AB01	IGE SPECIFIQUES (D1-D2-d202-d203-E1-e94-E5-T3-T2-T4-T7-RBETV1-G213- G6-GX3-G213-W6-M3-M6-MX1-F1-F2-F10-F13-F14-F17-F24-F3-F4-F84-F85-F89-F92-F76-F77-F78-FX5-FX24-FX25-FX26-FX27-FX28-TROPHATOP-PHADIATOP)	SANG ET DERIVES	PHADIA250 IMMUNOFLU ORESCENCE	METHODE RECONNUE MT-A5-001 « PHADIA250 : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	Mise à jour liste examen (oubli g213 dans la liste) - Mise à jour mineure
BM AB01	IgE TOTALES	SANG ET DERIVES	Alinity c TURBIDIMET RIE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	Oubli de mise à jour lors de la mise en route de l'alinity le 01/10/2024

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM MG01	Ac ANTI HAV IgM	SANG ET DERIVES	I2000-1 CHIMILUMINES CENCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-002 « Architect-CI8200 : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM MG01	Ac ANTI HAV IgM	SANG ET DERIVES	Alinity i CHI MILUMINESCE NCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM MG01	CMV (CYTOMEGALOVIRUS) sérodiagnostic : dépistage	SANG ET DERIVES	Alinity i CHI MILUMINESCE NCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM MG01	EBV sérodiagnostic : VCA, EA, EBNA (IgG + IgM)	SANG ET DERIVES	Alinity i CHI MILUMINESCE NCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM MG01	HIV Sérodiagnostic	SANG ET DERIVES	I2000-1 CHIMILUMINES CENCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-002 « Architect-CI8200 : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM MG01	HIV Sérodiagnostic	SANG ET DERIVES	Alinity i CHI MILUMINESCE NCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM MG01	VHC Sérodiagnostic	SANG ET DERIVES	Alinity i CHI MILUMINESCE NCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-004 « Alinity : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	
BM MG01	VHC Sérodiagnostic	SANG ET DERIVES	I2000-1 CHIMILUMINES CENCE	METHODE RECONNUE MT-MU5-002 « Architect-CI8200 : Routine, validation technique, contrôles et calibrants ».	

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM MG13	Recherche de Plasmodium	SANG	Technique manuelle : Test immuno-chromatographique Examen Microscopique – Frottis sanguin	METHODE RECONNUE : MT-A6-014 Recherche de Plasmodium par la technique PALUTOP +4 OPTIMA MT-MU6-003 – Recherche de parasites sanguins	

PÉRIMÉE

Site BIOTOP Hazebrouck - Rubecque :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Code	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM PP01	Au sein du site / au sein Du service de soins (EHPAD)	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements veineux »)	
BM PP01	Au sein du site	SUPPURATIONS	Prélèvement par écouvillonnage	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de pus, abcès, bopsies, os »	
BM PP01	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de peau et phanères » »	
BM PP01	Au sein du site	PRELEVEMENTS DE LA SPHERE GENITALE : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de la sphère génitale»	
BM PP01	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés, ophtalmiques et auriculaires	Prélèvement pour examens microbiologiques	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de la sphère ORL » »	
BM PP01	Au sein du site	AIR EXPIRE	- Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Recommandations patients : test respiratoire à l'urée marquée»	
BM PP01	Au sein du site	Cheveux (matrice kératinique)	Prélèvement capillaire standardisé (zone vertex), conditionnement spécifique, conservation et transmission à un laboratoire spécialisé (désigné par les autorités de santé dans le cadre d'une expérimentation relative à la lutte contre la soumission chimique)	PRELEVEMENTS DE MECHES DE CHEVEUX – REF MT-MU3-007	

Site BIOTOP Hazebrouck - Warein :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Code	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM PP01	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements veineux »)	
BM PP01	Au sein du site	SUPPURATIONS	Prélèvement par écouvillonnage	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de pus, abcès, bopsies, os »	
BM PP01	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de peau et phanères » »	
BM PP01	Au sein du site	PRELEVEMENTS DE LA SPHERE GENITALE : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de la sphère génitale»	
BM PP01	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés, ophtalmiques et auriculaires	Prélèvement pour examens microbiologiques	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de la sphère ORL » »	
BM PP01	Au sein du site	AIR EXPIRE	- Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Recommandations patients : test respiratoire à l'urée marquée»	
BM PP01	Au sein du site	Cheveux (matrice kératinique)	Prélèvement capillaire standardisé (zone vertex), conditionnement spécifique, conservation et transmission à un laboratoire spécialisé (désigné par les autorités de santé dans le cadre d'une expérimentation relative à la lutte contre la soumission chimique)	PRELEVEMENTS DE MECHES DE CHEVEUX – REF MT-MU3-007	

Site BIOTOP La Madeleine :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Code	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM PP01	Au sein du site / au domicile des patients / au sein Du service de soins (EHPAD)	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements veineux »)	
BM PP01	Au sein du site	SUPPURATIONS	Prélèvement par écouvillonnage	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de pus, abcès, bopsies, os »)	
BM PP01	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de peau et phanères » »)	
BM PP01	Au sein du site	PRELEVEMENTS DE LA SPHERE GENITALE : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de la sphère génitale»	
BM PP01	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés, ophtalmiques et auriculaires	Prélèvement pour examens microbiologiques	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de la sphère ORL » »	
BM PP01	Au sein du site	AIR EXPIRE	- Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Recommandations patients : test respiratoire à l'urée marquée»	
BM PP01	Au sein du site	Cheveux (matrice kératinique)	Prélèvement capillaire standardisé (zone vertex), conditionnement spécifique, conservation et transmission à un laboratoire spécialisé (désigné par les autorités de santé dans le cadre d'une expérimentation relative à la lutte contre la soumission chimique)	PRELEVEMENTS DE MECHES DE CHEVEUX – REF MT-MU3-007	

Site BIOTOP Pecquencourt :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Code	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM PP01	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements veineux »)	
BM PP01	Au sein du site	SUPPURATIONS	Prélèvement par écouvillonnage	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de pus, abcès, bopsies, os »	
BM PP01	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de peau et phanères » »	
BM PP01	Au sein du site	PRELEVEMENTS DE LA SPHERE GENITALE : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de la sphère génitale»	
BM PP01	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés, ophtalmiques et auriculaires	Prélèvement pour examens microbiologiques	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de la sphère ORL » »	
BM PP01	Au sein du site	AIR EXPIRE	- Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Recommandations patients : test respiratoire à l'urée marquée»	
BM PP01	Au sein du site	Cheveux (matrice kératinique)	Prélèvement capillaire standardisé (zone vertex), conditionnement spécifique, conservation et transmission à un laboratoire spécialisé (désigné par les autorités de santé dans le cadre d'une expérimentation relative à la lutte contre la soumission chimique)	PRELEVEMENTS DE MECHES DE CHEVEUX – REF MT-MU3-007	

Site BIOTOP Roeulx :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Code	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM PP01	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements veineux »)	
BM PP01	Au sein du site	SUPPURATIONS	Prélèvement par écouvillonnage	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de pus, abcès, bopsies, os »	
BM PP01	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de peau et phanères » »	
BM PP01	Au sein du site	PRELEVEMENTS DE LA SPHERE GENITALE : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de la sphère génitale»	
BM PP01	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés, ophtalmiques et auriculaires	Prélèvement pour examens microbiologiques	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de la sphère ORL » »	
BM PP01	Au sein du site	AIR EXPIRE	- Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Recommandations patients : test respiratoire à l'urée marquée»	
BM PP01	Au sein du site	Cheveux (matrice kératinique)	Prélèvement capillaire standardisé (zone vertex), conditionnement spécifique, conservation et transmission à un laboratoire spécialisé (désigné par les autorités de santé dans le cadre d'une expérimentation relative à la lutte contre la soumission chimique)	PRELEVEMENTS DE MECHES DE CHEVEUX – REF MT-MU3-007	

Site BIOTOP Sin le Noble :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Code	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM PP01	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements veineux »)	
BM PP01	Au sein du site	SUPPURATIONS	Prélèvement par écouvillonnage	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de pus, abcès, bopsies, os »	
BM PP01	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de peau et phanères » »	
BM PP01	Au sein du site	PRELEVEMENTS DE LA SPHERE GENITALE : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de la sphère génitale»	
BM PP01	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés, ophtalmiques et auriculaires	Prélèvement pour examens microbiologiques	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de la sphère ORL » »	
BM PP01	Au sein du site	AIR EXPIRE	- Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Recommandations patients : test respiratoire à l'urée marquée»	
BM PP01	Au sein du site	Cheveux (matrice kératinique)	Prélèvement capillaire standardisé (zone vertex), conditionnement spécifique, conservation et transmission à un laboratoire spécialisé (désigné par les autorités de santé dans le cadre d'une expérimentation relative à la lutte contre la soumission chimique)	PRELEVEMENTS DE MECHES DE CHEVEUX – REF MT-MU3-007	

Site BIOTOP Steenvoorde :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Code	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM PP01	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements veineux »)	
BM PP01	Au sein du site	SUPPURATIONS	Prélèvement par écouvillonnage	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de pus, abcès, bopsies, os »	
BM PP01	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de peau et phanères » »	
BM PP01	Au sein du site	PRELEVEMENTS DE LA SPHERE GENITALE : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de la sphère génitale»	
BM PP01	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés, ophtalmiques et auriculaires	Prélèvement pour examens microbiologiques	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de la sphère ORL » »	
BM PP01	Au sein du site	AIR EXPIRE	- Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Recommandations patients : test respiratoire à l'urée marquée»	
BM PP01	Au sein du site	Cheveux (matrice kératinique)	Prélèvement capillaire standardisé (zone vertex), conditionnement spécifique, conservation et transmission à un laboratoire spécialisé (désigné par les autorités de santé dans le cadre d'une expérimentation relative à la lutte contre la soumission chimique)	PRELEVEMENTS DE MECHEs DE CHEVEUX – REF MT-MU3-007	

Site BIOTOP Villars-Denain :

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM BB05	Recherche de Sang dans les selles	SELLES	Technique immunochromatographiqu e	"METHODE RECONNUE IT-J8-024 Recherche de sang dans les selles"	Changement de ref de reactif : Nouvelles références ref TFO 602 ARRET EASY READER LE 18062026

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM MG03	Recherche de l'Ag de Clostridium difficile et des toxines A et B	Selles	Test unitaire, technique immunochromatographiqu e	METHODE RECONNUE MT-I8-009 Mode opératoire technique : examens de bactériologie	Changement de ref de reactif (même fournisseur): Nouvelles références ALL TEST « Cassette de tests rapides GDH » ref ICGD 602 et ALL TEST « cassette de test rapide combinée des Toxines A + B de Clostridium difficile » ref ICDT-625B Arrêt automate Easy Reader pour cet examen LE 12052026

Site BIOTOP Villars-Denain :

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM MG05	Recherche de Chlamydiae trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis	Echantillon urinaire, Auto-prélèvement vaginal	Bdmax (BD) – RT-PCR	METHODE RECONNUE MT-J8-042	

PÉRIMÉE

PÉRIMÉE

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM MG07	Compte d'ADDIS – HLM	URINE	Cytométrie en flux, lecture optique sans coloration, analyse d'image - IQ200 Cytologie par technique manuelle	IT-J8-017 réalisation des comptes d'Addis (HLM)	
BM MG07	ECBU (NB :dont cristaux et cylindres pour la cytologie urinaire)	URINE	Cytométrie en flux, lecture optique sans coloration, analyse d'image - IQ200 Cytologie par technique manuelle	IQ200 : MT-J8-004 Cytologie manuelle : IT-J8-051 Aérospray GRAM : MT-J0-049	
BM MG07	Examen Bactériologique : Coproculture	Selles, écouvillon rectal	Examen direct, coloration	METHODE RECONNUE Mode opératoire technique : examens de bactériologie MT-J8-009 Aérospray GRAM : MT-J0-049 Aérospray HématologyPro : MT-J0-049	
BM MG07	Examen bactériologique : prélèvement vaginal	Ecouvillon	Examen direct, coloration, score de Nugent	METHODE RECONNUE Mode opératoire technique : examens de bactériologie MT-J8-009	
BM MG07	Examen parasitologique des selles	Selles	Examen macro et microscopique, techniques de concentration, identification visuelle	METHODE RECONNUE MT-J8-019 Examen parasitologique (hors parasites sanguins)	

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM MG09	Infections fongiques de la peau et des phanères : recherche de dermatophytes et champignons filamenteux	PEAU, PHANERES	Mise en culture, identification manuelle – Etat frais	METHODE RECONNUE Infections fongiques de la peau et des phanères : recherche de dermatophytes MT-J8-020	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM MG11	ECBU (NB :dont cristaux et cylindres pour la cytologie urinaire)	URINE	Mise en culture manuelle, incubation, lecture, numération des germes et levures Identification : Maldi Biotyper (spectrométrie de masse) ou Vitek 2	Ensemencement : MT-L8-009 Identification rapide et quantification des colonies : IT-J8-047 Spectromètre : MT-J8-007 Vitek 2 : MT-L8-017	mise à jour des références des méthodes (ref kalilab)
BM MG11	Examen Bactériologique : Coproculture	Selles, écouvillon rectal	Incubation, lecture, numération des germes et levures Identification : Maldi Biotyper (spectrométrie de masse) ou Vitek 2	METHODE RECONNUE Mode opératoire technique : examens de bactériologie MT- L8-009 Spectromètre : MT-J8-007 Vitek 2 : MT-L8-017	mise à jour des références des méthodes (ref kalilab)
BM MG11	Examen bactériologique : prélèvement vaginal	Ecouvillon	Incubation, lecture, numération des germes et levures Identification : Maldi Biotyper (spectrométrie de masse) ou Vitek 2	METHODE RECONNUE Mode opératoire technique : examens de bactériologie MT- L8-009 Spectromètre : MT-J8-007 Vitek 2 : MT-L8-017	Changement de référence pour la gélose d'ensemencement Granada le 26032026 - Ref 43467 → Ref 43712

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM MG12	Détection ciblée de mécanismes de résistance (SARM, BLSE, EPC, ERV)	Echantillons biologiques en vue d'examen bactériologique Selles, écouvillon rectal Prélèvement ORL pour le SARM	Détection des mécanismes de résistance – inhibition de croissance	METHODE RECONNUE IT-J8-001-02 Utilisation du MAST (recherche BLSE AmpC) sur les entérobactéries Mode opératoire technique : examens de bactériologie MT-L8-009-06 BMR : tests manuel de confirmation d'isolement IT-J8-050-05	Mise à jour des références des méthodes (référencement kalilab)
BM MG12	ECBU	URINE	Antibiogramme et antifongogramme : Inhibition de croissance en présence d'une concentration d'antibiotiques après incubation – Vitek 2 Antibiogramme : Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé – Adagio et techniques manuelles par disques d'antibiotiques Détection des mécanismes de résistance – inhibition de croissance	Vitek 2 : MT-L8-017 Adagio : MT-L8-041 Résistance : IT-J8-050	Changement de cartes ATB : ast-n436 remplacée par ast-n497 Le 06/04/2026
BM MG12	Examen Bactériologique : Coproculture	Selles, écouvillon rectal	Antibiogramme et antifongogramme : Inhibition de croissance en présence d'une concentration d'antibiotiques après incubation – Vitek 2 Antibiogramme : Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé – Adagio et techniques manuelles par disques d'antibiotiques Détection des mécanismes de résistance – inhibition de croissance	Vitek 2 : MT-L8-017 Adagio : MT-L8-041 Résistance : IT-J8-050	Changement de cartes ATB : ast-n436 remplacée par ast-n497 Le 06/04/2026

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Code	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM MG12	Examen bactériologique : prélèvement vaginal	Ecouvillon	Antibiogramme et antifongigramme : Inhibition de croissance en présence d'une concentration d'antibiotiques après incubation – Vitek 2 Antibiogramme : Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé – Adagio et techniques manuelles par disques d'antibiotiques Détection des mécanismes de résistance – inhibition de croissance	Vitek 2 : MT-L8-017 Adagio : MT-L8-041 Résistance : IT-J8-050	Changement de cartes ATB : ast-n436 remplacée par ast-n497 Le 06/04/2026

Site BIOTOP Villars-Denain :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES					
Code	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BM PP01	Au sein du site	SANG	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements veineux »)	
BM PP01	Au sein du site	SUPPURATIONS	Prélèvement par écouvillonnage	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de pus, abcès, bopsies, os »	
BM PP01	Au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvement des phanères pour examens microbiologiques	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de peau et phanères » »	
BM PP01	Au sein du site	PRELEVEMENTS DE LA SPHERE GENITALE : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de la sphère génitale»	
BM PP01	Au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE : nasopharyngés, oropharyngés, ophtalmiques et auriculaires	Prélèvement pour examens microbiologiques	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Prélèvements de la sphère ORL » »	
BM PP01	Au sein du site	AIR EXPIRE	- Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	MANUEL DE PRELEVEMENT UBILAB (chapitre « Recommandations patients : test respiratoire à l'urée marquée»	
BM PP01	Au sein du site	Cheveux (matrice kératinique)	Prélèvement capillaire standardisé (zone vertex), conditionnement spécifique, conservation et transmission à un laboratoire spécialisé (désigné par les autorités de santé dans le cadre d'une expérimentation relative à la lutte contre la soumission chimique)	PRELEVEMENTS DE MECHES DE CHEVEUX – REF MT-MU3-007	