



Portée détaillée v.13 de l'attestation N° 8-3764

Detailed scope v.13 of the attestation N° 8-3764

Date de publication / Publish date: 05/08/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

SOCIETE DE LABORATOIRES DE BIOLOGIE MEDICALE BIO DOMES UNILABS

Site Site BIO DOMES Billom :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
au sein du site	sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (phlébotomie)	BD-RE-PG-005-V16 Prélèvements sanguins manuel de prélèvement	
au sein du site	urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	manuel de prélèvement	
au sein du site	air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	BD-PRE-IT-003 Test respiratoire Helikit manuel de prélèvement	
au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvements des phanères pour examens microbiologiques	BD-PRE-IT-024 Prélèvement pour examen mycologique peaux et phanères manuel de prélèvement	
au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	- Prélèvement pour examens microbiologiques	BD-PRE-IT-004 Prélèvements bactériologiques manuel de prélèvement	
au sein du site	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	BD-PRE-IT-004 Prélèvements bactériologiques manuel de prélèvement	

Site Site BIO DOMES Chamalières :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
au sein du site/ au sein d'établissement de santé	sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (phlébotomie)	BD-RE-PG-005-V16 Prélèvements sanguins manuel de prélèvement	
au sein du site	urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	manuel de prélèvement	
au sein du site	air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	BD-PRE-IT-003 Test respiratoire Helikit manuel de prélèvement	
au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvements des phanères pour examens microbiologiques	BD-PRE-IT-024 Prélèvement pour examen mycologique peaux et phanères manuel de prélèvement	
au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	- Prélèvement pour examens microbiologiques	BD-PRE-IT-004 Prélèvements bactériologiques manuel de prélèvement	
au sein du site	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	BD-PRE-IT-004 Prélèvements bactériologiques manuel de prélèvement	

Site Site BIO DOMES Clermont-Ferrand Centre :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
au sein du site/ au sein d'établissement de santé	sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (phlébotomie)	BD-RE-PG-005-V16 Prélèvements sanguins manuel de prélèvement	
au sein du site	urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	manuel de prélèvement	
au sein du site	air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	BD-PRE-IT-003 Test respiratoire Helikit manuel de prélèvement	
au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvements des phanères pour examens microbiologiques	BD-PRE-IT-024 Prélèvement pour examen mycologique peaux et phanères manuel de prélèvement	
au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	- Prélèvement pour examens microbiologiques	BD-PRE-IT-004 Prélèvements bactériologiques manuel de prélèvement	
au sein du site	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	BD-PRE-IT-004 Prélèvements bactériologiques manuel de prélèvement	

Site Site BIO DOMES Clermont-Ferrand Nord :

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Ac. valproïque	Sérum	CEDIA™ AU 680	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur :AU 680/ 480	Changement de référence document
ACE	Sérum	Chimiluminescence DXI	BD -ANA-MT-019-Mode Opérateur : DXI	Changement ref document
ACE	Sérum	Chimiluminescence DXI	BD-ANA-MT-037 Mode Opérateur : ACCESS	Ajout avril 2025
Acide urique	Sérum	Uricase PAP AU 680	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement ref document
Acide urique	Sérum	Uricase PAP AU 480	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement ref document
Acide urique	Urines	Uricase PAP AU 480	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement ref document
Acide Urique	Sérum	Uricase PAP AU 680	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur :AU 680/ 480	Changement de référence document
AFP	Serum	Chimiluminescence Indirecte ACCESS	BD-ANA-MT-037-Mode Opérateur :ACCESS	Ajout juin 2025
Alanine-amino-transférase	Sérum	IFCC AU 680	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 4800	Changement référence document
Alanine-amino-transférase	Sérum	IFCC AU 480	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
Albumine	serum	Colorimétrique AU 680	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Ajout
Aspartate-amino-transférase	Sérum	IFCC AU 680	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
Aspartate-amino-transférase	Sérum	IFCC AU 480	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
B HCG	serum	Chimiluminescence DXI	BD -ANA-MT-019-Mode Opérateur : DXI	Ajout
B HCG	serum	Chimiluminescence ACCESS	BD-ANA-MT-037 Mode Opérateur : ACCESS	Ajout janvier 2025
bicarbonates	serum	PEPC AU 680	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Ajout
bicarbonates	serum	PEPC AU 480	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Ajout
Bilirubine conjuguée	serum	Colorimétrique AU 680	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement ref document
Bilirubine conjuguée	serum	Colrimétrique AU 480	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement ref document
Bilirubine totale	serum	Colorimétrique AU 680	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement ref document
Bilirubine totale	serum	Colorimétrique AU 480	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement ref document
BNP	PLASMA edta	Chimiluminescence DXI	BD -ANA-MT-019-Mode Opérateur : DXI	Ajout
BNP	PLASMA edta	Chimiluminescence ACCESS	BD-ANA-MT-037- Mode Opérateur ACCESS	Ajout janvier 2025
CA125	Sérum	Chimiluminescence DXI	BD-ANA-MT-019-Mode Opérateur : DXI	changement référence document
CA125	Sérum	Chimiluminescence ACCESS	BD-ANA-MT-037- Mode Opérateur ACCESS	Ajout juin 2025
CA153	Sérum	Chimiluminescence DXI	BD-ANA-MT-019 -Mode Opérateur : DXI	changement référence document

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CA153	Sérum	Chimiluminescence ACCESS	BD-ANA-MT-037- Mode Opérateur ACCESS	Ajout avril 2025
CA199	Sérum	Chimiluminescence DXI	BD-ANA-MT-019-Mode Opérateur : DXI	changement référence document
CA199	Sérum	Chimiluminescence ACCESS	BD-ANA-MT-037- Mode Opérateur ACCESS	Ajout juin 2025
Calcium	Sérum	ARSENAZO III AU 680	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	changement référence document
Calcium	Sérum	ARSENAZO III AU 480	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	changement référence document
Calcium	Urines	ARSENAZO III AU 480	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	changement référence document
Chlore	Sérum	Potentiométrie Indirecte AU 680	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	changement référence document
Chlore	Sérum	Potentiométrie Indirecte AU 480	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	changement référence document
Chlore	Urines	Potentiométrie Indirecte AU 480	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	changement référence document
Cholestérol HDL	Sérum	Immuno Inhibition directe AU 680	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
Cholestérol total	Sérum	CHO-PAP AU 680	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	changement référence document
Cortisol	Sérum	Chimiluminescence DXI	BD-ANA-MT-019-Mode opératoire : DXI	Ajout
CRP	Sérum	Immuno-Turbidimétrie AU 680	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CRP	Sérum	Immuno-Turbidimétrie AU 480	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
Créatine-phosphokinase	Sérum	IFCC AU 680	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
Créatine-phosphokinase	Sérum	IFCC AU 480	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
Créatinine	Sérum	Enzymatique AU 680	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
Créatinine	Sérum	Enzymatique AU 480	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
Créatinine	Urines	Enzymatique AU 480	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
Digoxine	Sérum	Immuno-Inhibition AU 680	BD-ANA-MT-019-Mode Opérateur : DXI	Changement de référence document
Estradiol	Serum	Chimiluminescence DXI	BD-ANA-MT-019-Mode opératoire : DXI	Ajout
Fer	Sérum	TPTZ AU 680	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
Ferritine	Sérum	Immuno-Turbidimétrie AU 680	BD-ANA-MT-019-Mode Opérateur : DXI	Changement de référence document
Folates	serum	Chimiluminescence DXI	BD-ANA-MT-019-Mode opératoire : DXI	Ajout
Folates	serum	Chimiluminescence ACCESS	BD-ANA-MT-037-Mode opératoire : ACCESS	Ajout janvier 2025
FSH	Serum	Chimiluminescence Indirecte DXI	BD-ANA-MT-019-Mode Opérateur : DXI	Ajout juillet 2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Gamma-glutamyl-transférase	Sérum	IFCC AU 680	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
Glucose	- Sérum - Fluorure	Hexokinase -G6P-DH AU 680	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
Glucose	- Sérum - Fluorure	Hexokinase -G6P-DH AU 480	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
Glucose	Urines	Colorimétrie enzymatique à l'Hexokinase AU 480	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
Haptoglobine	Sérum	Immuno-Turbidimétrie AU 680	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
HBA1C	sang total EDTA	HPLC Tosoh G8	BD - ANA - MT-005-Mode Opérateur TOSOH	Changement de référence document
LDH	Sérum	Colorimétrie IFCC AU 680	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
LDL CHOLESTEROL	Serum	Mesure directe	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Ajout
LH	Serum	Chimiluminescence DXI	BD-ANA-MT-019-Mode opératoire : DXI	Ajout
Lipase	Sérum	Colorimétrie (Imamura) AU 680	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
Lipase	Sérum	Colorimétrie (Imamura) AU 480	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
Lithium	Sérum	Spectrophotométrie AU 680	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur :AU 680/ 480	Changement de référence document
Magnésium	Sérum	colorimétrie au bleu de xylidyle AU 680	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Magnésium	urines	colorimétrie au bleu de xylidyle AU 480	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
Microalbumine	Urines	Immuno-turbidimétrie AU 480	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
NT PROBNP	Serum	immuno enzymatique VIDAS	BD-ANA-MT-007-Mode opérateur : VIDAS	Ajout
Phosphatases alcalines	Sérum	Colorimétrie IFCC AU 680	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
Phosphore	Sérum	colorimétrie AU 680	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
Phosphore	Sérum	colorimétrie AU 480	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
Phosphore	Urines	colorimétrie AU 480	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
Potassium	Sérum	Potentiométrie Indirecte AU 680	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
Potassium	Sérum	Potentiométrie Indirecte AU 480	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
Potassium	Urines	Potentiométrie Indirecte AU 480	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
Procalcitonine	Serum	Chimiluminescence DXI	BD-ANA-MT-019-Mode opérateur : DXI	Ajout
Procalcitonine	Serum	Chimiluminescence ACCESS	BD-ANA-MT-037 Mode Opérateur : ACCESS	Ajout mars 2025
Progesterone	Serum	Chimiluminescence Indirecte DXI	BD-ANA-MT-019-Mode Opérateur : DXI	Ajout

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
PROLACTINE	Serum	Chimiluminescence Indirecte DXI	BD-ANA-MT-019-Mode Opérateur : DXI	Ajout juillet 2025
Protides totaux	Sérum	Biuret AU 680	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
Protides totaux	Sérum	Biuret AU 480	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
Protéines	Urines	Colorimétrie au Rouge de Pyrogallol AU 480	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
Préalbumine	Sérum	Immuno-Turbidimétrie AU 680	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
PSA libre	Sérum	Chimiluminescence Indirecte DXI	BD-ANA-MT-019-Mode Opérateur : DXI	Changement de référence document
PSA libre	Sérum	Chimiluminescence Indirecte ACCESS	BD-ANA-MT-037-Mode Opérateur : ACCESS	Ajout janvier 2025
PSA total	Sérum	Chimiluminescence Indirecte DXI	BD-ANA-MT-019-Mode Opérateur : DXI	Changement de référence document
PSA total	Serum	Chimiluminescence Indirecte ACCESS	BD-ANA-MT-037-Mode Opérateur : ACCESS	Ajout janvier 2025
PTH	Serum	Chimiluminescence Indirecte DXI	BD-ANA-MT-019-Mode Opérateur : DXI	Ajout
Sodium	Sérum	Potentiométrie Indirecte AU 680	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
Sodium	Sérum	Potentiométrie Indirecte AU 480	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
Sodium	Urines	Potentiométrie Indirecte AU 480	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
T3 libre	Serum	Chimiluminescence Indirecte DXI	BD-ANA-MT-019-Mode Opérateur : DXI	Changement de référence document
T4 libre	Sérum	Chimiluminescence Indirecte DXI	BD-ANA-MT-019-Mode Opérateur : DXI	Changement de référence document
T4 libre	Sérum	Chimiluminescence Indirecte ACCESS	BD-ANA-MT-037-Mode Opérateur : ACCESS	Ajout janvier 2025
Tranferrine	Sérum	Immuno-Turbidimétrie AU 680	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
Triglycérides	Sérum	GPO-PAP AU 680	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
TROPONINE	Serum	Technique immunoenzymatique VIDAS	BD-ANA-MT-007-Mode Opérateur : vidas	Ajout
TSH	Sérum	Chimiluminescence Indirecte DXI	BD-ANA-MT-019-Mode Opérateur : DXI	Changement de référence document
TSH	Serum	Chimiluminescence Indirecte ACCESS	BD-ANA-MT-037-Mode Opérateur : ACCESS	AJOUT JANVIER 2025
Urée	Sérum	Uréase -GLDH AU 680	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
Urée	Sérum	Uréase -GLDH AU 480	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
Urée	Urines	Uréase -GLDH AU 480	BD-ANA-MT-017-Mode Opérateur : AU 680/ 480	Changement référence document
VITAMINE B12	Serum	Chimiluminescence Indirecte DXI	BD-ANA-MT-019-Mode Opérateur : DXI	Ajout
VITAMINE B12	Serum	Chimiluminescence Indirecte ACCESS	BD-ANA-MT-037-Mode Opérateur : :ACCESS	AJOUT JANVIER 2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
VITAMINE D	Serum	Chimiluminescence Indirecte DXI	BD-ANA-MT-019-Mode Opérateur : DXI	Ajout

Site Site BIO DOMES Clermont-Ferrand Nord :

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Sang dans les selles	Selles	methode manuelle qualitative, immunochromatographie All test biotech fob40	BD-ANA-MT-013-Recherche de sang dans les selles	Changement référence réactif sept 2025

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
formule sanguine manuelle	Sang Total EDTA	Identification morphologique après coloration et/ou numération en cellule, par microscopie	BD-ANA-IT-006-Réalisation d'un frottis sanguin	Changement référence document
Numération formule automatisée	Sang Total EDTA	Impédance (Principe Coulter) DXH 800	BD-ANA-MT-004-Mode Opérateur : DXH 800 / 600	Changement référence document
Numération formule automatisée	Sang Total EDTA	Impédance (Principe Coulter) DXH 600	BD-ANA-MT-004-Mode Opérateur : DXH 800 / 600	Changement référence document
Plaquettes	Sang Total EDTA	Impédance (Principe Coulter) DXH 800	BD-ANA-MT-004-Mode Opérateur : DXH 800 / 600	Changement référence document
Plaquettes	Sang Total EDTA	Impédance (Principe Coulter) DXH 600	BD-ANA-MT-004-Mode Opérateur : DXH 800 / 600	Changement référence document
Reticulocytes	Sang Total EDTA	Cytometrie en flux(principe coulter) DXH800	BD-ANA-MT-004-Mode Opérateur : DXH 800 / 600	Changement référence document

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
D-Dimères	plasma citraté	Technique immunoenzymatique sandwich associée à une étape de détection finale en fluorescence (ELFA)	BD-ANA-MT-007-Mode opératoire VIDAS	ajout à partir du 05/04/2022 Changement référence document
Fibrine	plasma citraté	methode automatisée quantitative turbidimétrie ACL TOP 300	BD-ANA-MT-008-Mode opératoire ACL TOP	Changement référence document
Fibrine	plasma citraté	methode automatisée quantitative turbidimétrie ACL TOP 500	BD-ANA-MT-008-Mode opératoire ACL TOP	Changement référence document
TCA	plasma citraté	methode automatisée quantitative Turbidimétrie ACL TOP 300	BD-ANA-MT-008-Mode opératoire ACL TOP	Changement référence document
TCA	plasma citraté	methode automatisée quantitative turbidimétrie ACL TOP 500	BD-ANA-MT-008-Mode opératoire ACL TOP	Changement référence document
TP / INR	plasma citraté	methode automatisée quantitative Turbidimétrie ACL TOP 300	BD-ANA-MT-008-Mode opératoire ACL TOP	Changement référence document
TP / INR	plasma citraté	methode automatisée quantitative turbidimétrie ACL TOP 500	BD-ANA-MT-008-Mode opératoire ACL TOP	Changement référence document

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
HBPM	plasma citraté	méthode automatisée quantitative chromogénie ACL TOP 300 - IL	BD-ANA-MT-008-Mode opératoire ACL TOP	Changement référence document
HBPM	plasma citraté	méthode automatisée quantitative chromogénie ACL TOP 500 -IL	BD-ANA-MT-008-Mode opératoire ACL TOP	Changement référence document
HNF	plasma citraté	méthode automatisée quantitative chromogénie ACL TOP 300 - IL	BD-ANA-MT-008-Mode opératoire ACL TOP	Changement référence document
HNF	plasma citraté	méthode automatisée quantitative chromogénie ACL TOP 500 -IL	BD-ANA-MT-008-Mode opératoire ACL TOP	Changement référence document

Site Site BIO DOMES Clermont-Ferrand Nord :

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Groupe sanguin	sang total	methode qualitative automatisée immunologique hemagglutination VISION -Ortho	BD-ANA-MT-021-Mode Opérateur : VISION	Changement référence document

Site Site BIO DOMES Clermont-Ferrand Nord :

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Ac Anti Erythrocytaire	plasma EDTA	methode qualitative automatisée immunologique hemagglutination VISION - Ortho	BD-ANA-MT-021-Mode Opérateur : VISION	changement référence document

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
AcHbc	Sérum	Chimiluminescence Indirecte DXI	BD-ANA-MT-019-Mode Opérateur : DXI	Ajout
AcHbc IgM	Sérum	Chimiluminescence Indirecte DXI	BD-ANA-MT-019-Mode Opérateur : DXI	Ajout
AcHbs	Sérum	Chimiluminescence Indirecte DXI	BD-ANA-MT-019-Mode Opérateur : DXI	Ajout
AgHBS	Sérum	Chimiluminescence Indirecte DXI	BD-ANA-MT-019-Mode Opérateur : DXI	Changement de référence document
Hépatite A IgG	Sérum	Chimiluminescence Indirecte DXI	BD-ANA-MT-019-Mode Opérateur : DXI	Ajout
Hépatite IgM	Sérum	Chimiluminescence Indirecte DXI	BD-ANA-MT-019-Mode Opérateur : DXI	Ajout
HIV	Sérum	Chimiluminescence Indirecte DXI	BD-ANA-MT-019-Mode Opérateur : DXI	Ajout
Hépatite C (dépistage)	Sérum	Chimiluminescence Indirecte DXI	BD-ANA-MT-019-Mode Opérateur : DXI	Changement de référence document
Rubéole IgG	Sérum	Chimiluminescence Indirecte DXI	BD-ANA-MT-019-Mode Opérateur : DXI	Changement de référence document
Syphilis Ac Totaux	Sérum	Chimiluminescence Indirecte ACCESS	BD-ANA-MT-037 Mode opératoire ACCESS	Ajout analyse fev 2026
Toxoplasmose IgG	Sérum	Chimiluminescence Indirecte DXI	BD-ANA-MT-019-Mode Opérateur : DXI	Changement de référence document
Toxoplasmose IgM	Sérum	Chimiluminescence Indirecte DXI	BD-ANA-MT-019-Mode Opérateur : DXI	Changement de référence document

Site Site BIO DOMES Clermont-Ferrand Nord :

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Adenovirus	Selles	mmunochromatographie RIDA QUICK ROTA/ADENO/NORO COMBI R-BIOPHARM	BD-ANA-IT-024 Dépistage de Rotavirus, Adenovirus, Norovirus	Ajout
Ag et Toxine Clostridium Difficile	Selles	Technique immunoenzymatique (C Diff Quick Chek Complete TECHLAB)	BD-ANA-MT-012 Bactériologie: recherche de Clostridium Difficile	Ajout
Ag legionella pneumophila	Urine	Immunochromatographie Binaxnow (abbott diagnostic rapide)	BD-ANA-MT-023 Mode opératoire : Legionella pneumophila urinaire	Ajout
Ag streptococcus pneumonie	Urine	Immunochromatographie Binaxnow (abbott diagnostic rapide)	BD-ANA-MT-024 Mode opératoire : streptococcus pneumoniae urinaire	Ajout
MNI	Sérum	hémagglutination mni test Biosynex	BD-ANA-MT-010-MNI Test	Changement de référence document
Norovirus	Selles	mmunochromatographie RIDA QUICK ROTA/ADENO/NORO COMBI R-BIOPHARM	BD-ANA-IT-024 Dépistage de Rotavirus, Adenovirus, Norovirus	Ajout
Rotavirus	Selles	Immunochromatographie RIDA QUICK ROTA/ADENO/NORO COMBI R-BIOPHARM	BD-ANA-IT-024 Dépistage de Rotavirus, Adenovirus, Norovirus	Ajout

Site Site BIO DOMES Clermont-Ferrand Nord :

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ECBU	urines	Cytologie urinaire methode manuelle et methode automatisée qualitative et quantitative analyse d'image IQ 200 - Beckman	BD-ANA-MT-020-Mode Opérateur: IRIS200 BD-ANA-IT-013-Examen Cyto- Bactériologique des Urines	Changement référence documentaire

Site Site BIO DOMES Clermont-Ferrand Nord :

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Hémocultures	sang total	Détection visuelle de croissance automatisée sur Bactalert - Biomérieux	BD-ANA-MT-016-Utilisation du Bact/allert 3D	Changement de référence document

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
ECBU	urines	mise en culture manuelle, incubation, lecture	BD-ANA-IT-032 Bactériologie : Lecture des géloses BD-ANA-IT-021 Bactériologie : Lecture des géloses ECBU-CPS BD-ANA-IT-033-Bactériologie: Traitement des prélèvements	Changement de référence document
ECBU	urines	Examen morphologique direct macro- et microscopique à l'état frais et/ou après culture, avec ou sans préparation (coloration...) coloration en methode manuelle ou automatisée	BD-ANA-IT-013-Examen Cyto- Bactériologique des Urines BD-ANA-MT-026-Mode Opératoire : Aerospray Gram	Changement de référence document

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
recherche de Paludisme	sang total EDTA	Examen morphologique microscopique direct après coloration	BD-ANA-PG-001-Paludisme : Recherche d'Hématozoaires	Changement de référence document
recherche de Paludisme	sang total EDTA	Détermination phénotypique : immunochromatographie	BD-ANA-PG-001-Paludisme : Recherche d'Hématozoaires	Changement de référence document

Site Site BIO DOMES Clermont-Ferrand Nord :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
au sein du site	sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (phlébotomie)	BD-RE-PG-005-V16 Prélèvements sanguins manuel de prélèvement	
au sein du site	urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	manuel de prélèvement	
au sein du site	air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	BD-PRE-IT-003 Test respiratoire Helikit manuel de prélèvement	
au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	- Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvements des phanères pour examens microbiologiques	BD-PRE-IT-024 Prélèvement pour examen mycologique peaux et phanères manuel de prélèvement	
au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	- Prélèvement pour examens microbiologiques	BD-PRE-IT-004 Prélèvements bactériologiques manuel de prélèvement	
au sein du site	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	BD-PRE-IT-004 Prélèvements bactériologiques manuel de prélèvement	

Site Site BIO DOMES Gerzat :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
au sein du site/ au sein d'établissement de santé	sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (phlébotomie)	BD-RE-PG-005-V16 Prélèvements sanguins manuel de prélèvement	
au sein du site	urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	manuel de prélèvement	
au sein du site	air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	BD-PRE-IT-003 Test respiratoire Helikit manuel de prélèvement	
au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvements des phanères pour examens microbiologiques	BD-PRE-IT-024 Prélèvement pour examen mycologique peaux et phanères manuel de prélèvement	
au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	- Prélèvement pour examens microbiologiques	BD-PRE-IT-004 Prélèvements bactériologiques manuel de prélèvement	
au sein du site	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	BD-PRE-IT-004 Prélèvements bactériologiques manuel de prélèvement	

Site Site BIO DOMES Pont du Château :

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
au sein du site	sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (phlébotomie)	BD-RE-PG-005-V16 Prélèvements sanguins manuel de prélèvement	
au sein du site	urine	Prélèvement par pose d'une poche pédiatrique	manuel de prélèvement	
au sein du site	air expiré	Recueil du 13CO2 expiré, avant et après ingestion d'acide ascorbique en présence d'urée marquée au 13C	BD-PRE-IT-003 Test respiratoire Helikit manuel de prélèvement	
au sein du site	PEAU, PHANERES, TISSUS CELLULAIRES SOUS-CUTANES	Prélèvement cutané pour examens microbiologiques - Prélèvements des phanères pour examens microbiologiques	BD-PRE-IT-024 Prélèvement pour examen mycologique peaux et phanères manuel de prélèvement	
au sein du site	PRELEVEMENTS ORL ET OPHTALMIQUE: nasopharyngés, oropharyngés	- Prélèvement pour examens microbiologiques	BD-PRE-IT-004 Prélèvements bactériologiques manuel de prélèvement	
au sein du site	Prélèvements génitaux : vaginal, urétral, anal	Prélèvement pour examens microbiologiques	BD-RE-PG-005-V16 Prélèvements sanguins manuel de prélèvement	