



Portée détaillée v.36 de l'attestation N° 8-3774

Detailed scope v.36 of the attestation N° 8-3774

Date de publication / Publish date: 11/09/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

CENTRE HOSPITALIER OUEST REUNION

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Service de Biologie du CHOR	ACE	Sérum	Auomatisée : ABBOTT ALINITY 1 Méthodologie : CMIA (Chimiluminescence)	Alinity i / CEA Reagent Kit 7P6220"	Ajout au 02/09/2025
Service de Biologie du CHOR	ACIDE ACETYLSALICYLIQUE	Plasma hépariné Sérum	Auomatisée : ABBOTT ALINITY 2 Méthodologie : Enzymatique	Alinity c / Salicylate Reagent Kit 08P5920	Ajout au 30/08/2024
Service de Biologie du CHOR	ACIDE URIQUE	Plasma hépariné Sérum Urine	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Enzymatique	Alinity c / Uric Acid 2 Reagent Kit 04U0920	Changement de réactif au 17/12/2024 Ajout urine
Service de Biologie du CHOR	ACIDE VALPROIQUE	Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Turbidimétrie	Alinity c / Valproic Acid Reagent Kit 09P9220	Ajout Alinity 1 au 14/08/2026
Service de Biologie du CHOR	AFP	Sérum	Auomatisée : ABBOTT ALINITY 1 Méthodologie : CMIA (Chimiluminescence)	Alinity i / AFP Reagent Kit 7P9020"	Ajout au 02/09/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Service de Biologie du CHOR	ALAT	Plasma hépariné Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Enzymatique	Alinity c / Activated Alanine Aminotransferase Reagent Kit 08P1824	/
Service de Biologie du CHOR	ALBUMINE	Plasma hépariné Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Spectrophotométrie	Alinity c / Albumin BCP2 Reagent Kit 04T8220	Changement de réactif au 07/01/2025
Service de Biologie du CHOR	AMMONIUM	Plasma EDTA	Auomatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Glutamate déshydrogénase	Alinity c / Ammonia Ultra Reagent Kit 08P2220	Ajout au 23/09/2025
Service de Biologie du CHOR	AMYLASE	Plasma hépariné Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Enzymatique/colorimétrique	Alinity c / Amylase2 Reagent Kit 04T8520	Retrait urine et liquide de ponction 21/05/2026
Service de Biologie du CHOR	ASAT	Plasma hépariné Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Enzymatique	Alinity c / Activated Aspartate Aminotransferase Reagent Kit 08P2324	/
Service de Biologie du CHOR	BHCG TOTALE	Plasma hépariné	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Chimiluminescence	Alinity c / Total β -hCG Reagent Kit 07P5120	/
Service de Biologie du CHOR	BILIRUBINE DIRECT	Plasma hépariné Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Spectrophotométrie	Alinity c / Direct Bilirubin Reagent Kit 07P9720	/
Service de Biologie du CHOR	BILIRUBINE TOTALE	Plasma hépariné Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Spectrophotométrie	Alinity c / Total Bilirubin2 Reagent Kit 04V5121	Changement de référence réactif au 02/05/2025
Service de Biologie du CHOR	BNP	Plasma EDTA	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Chimiluminescence	Alinity i / BNP Reagent Kit 08P2420	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Service de Biologie du CHOR	CA 19.9	Sérum	Auomatisée : ABBOTT ALINITY 1 Méthodologie : CMIA (Chimiluminescence)	Alinity i / CA 19-9XR Reagent Kit 08P3220	Ajout au 30/08/2024
Service de Biologie du CHOR	CALCIUM	Plasma hépariné Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Spectrophotométrie	Alinity c / Calcium Reagent Kit 07P5720	/
Service de Biologie du CHOR	CALCIUM	Urine	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 Méthodologie : Spectrophotométrie	Alinity c / Calcium Reagent Kit 07P5720	/
Service de Biologie du CHOR	CARBAMAZEPINE	Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 2 Méthodologie : Turbidimétrie	Alinity c / Carbamazépine Reagent Kit 08P5820	Ajout au 05/02/2024
Service de Biologie du CHOR	CHLORE	Plasma hépariné Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Electrochimie	ICT Sample Diluent 07P5320	/
Service de Biologie du CHOR	CHLORE	Urine	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Electrochimie	ICT Sample Diluent 07P5320	Retrait LCR Chlore 21/05/2026
Service de Biologie du CHOR	CHOLESTEROL HDL	Sérum Plasma	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : détergent sélectif et accélérateur	Alinity c / Ultra HDL Reagent Kit 7P7520	Ajout au 02/09/2025
Service de Biologie du CHOR	CHOLESTEROL TOTAL	Plasma hépariné	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Enzymatique	Alinity c / Cholesterol 2 Reagent Kit 04T8820	Changement de réactif au 17/12/2024
Service de Biologie du CHOR	CORTISOL	Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 Méthodologie : Chimiluminescence	Alinity c / Cortisol Reagent Kit 08P3320	/
Service de Biologie du CHOR	CREATINE KINASE	Plasma hépariné Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Enzymatique	Alinity c / Creatine Kinase Reagent Kit 08P4220	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Service de Biologie du CHOR	CREATININE	Plasma hépariné Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Enzymatique	Creatinine (Enzymatic) Reagent Kit 08P0120	/
Service de Biologie du CHOR	CREATININE	Urine	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Enzymatique	Creatinine (Enzymatic) Reagent Kit 08P0120	/
Service de Biologie du CHOR	CRP	Sérum Plasma hépariné	Automatisé : ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Spectrophotométrie	Alinity c / CRP Vario Reagent Kit 07P5620	Ajout au 31/10/2023
Service de Biologie du CHOR	DIGOXINE	Sérum	Auomatisée : ABBOTT ALINITY 2 Méthodologie : Immuno-turbidimétrie	Alinity c / Digoxin Reagent Kit 08P3720	Ajout au 30/08/2024
Service de Biologie du CHOR	ETHANOL	Plasma hépariné Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Turbidimétrie	Alinity c / Ethanol Reagent Kit 08P4120	/
Service de Biologie du CHOR	FER	Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Colorimétrie	Alinity c / Iron 2 04T9820	Changement de réactif 31/10/2023 + ajout alinity 1
Service de Biologie du CHOR	FERRITINE	Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Chimiluminescence	Alinity i / Ferritin Reagent Kit 07P6520	Ajout automate ALINITY 1 au 24/04/2025
Service de Biologie du CHOR	FOLATE / VITAMINE B9	Plasma hépariné Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Chimiluminescence	Alinity c / Folate Reagent Kit 08P1422	Ajout automate ALINITY 2 au 24/04/2025

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Service de Biologie du CHOR	GAZ DU SANG	Sang total hépariné	Automatisée : GEM 5000 G5K1 et G5K2 Méthodologie : - Ampérométrie : pO ₂ , lactate - Potentiométrie : pH, pCO ₂ , sodium, potassium, calcium, chlorure - Mesure optique : hémoglobine totale (tHb), carboxyHémoglobine (COHb), hémoglobine O ₂ (O ₂ Hb), méthémoglobine (MetHb) Analytes calculés : - Bicarbonates (HCO ₃ ⁻) - Saturation en oxygène (sO ₂) - Excès de base - Trou anionique	SUP.LAB.PSS.MO.22.00 8-MISE EN OEUVRE AUTOMATE GEM 5000	Actualisation de la méthodologie et suppression glucose (erreur) 26/06/2026
Service de Biologie du CHOR	GGT	Plasma hépariné Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Enzymatique	Alinity c / Gamma- Glutamyl Transferase2 Reagent Kit 04T9630	Changement de réactif au 30/11/2023
Service de Biologie du CHOR	GLUCOSE	Plasma hépariné Plasma fluoré Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Enzymatique	Alinity c / Glucose Reagent Kit 07P5520	/
Service de Biologie du CHOR	GLUCOSE	Urine LCR	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Enzymatique	Alinity c / Glucose Reagent Kit 07P5520	/
Service de Biologie du CHOR	HAPTOGLOBINE	Plasma hépariné Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Turbidimétrie	Alinity c / Haptoglobin Reagent Kit 09P5924	/
Service de Biologie du CHOR	Ig A	Plasma hépariné Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 Méthodologie : Turbidimétrie	Alinity c / Immunoglobulin A 09P6124	/
Service de Biologie du CHOR	Ig G	Plasma hépariné Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 Méthodologie : Turbidimétrie	Alinity c / Immunoglobulin G 09P6224	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Service de Biologie du CHOR	Ig M	Plasma hépariné Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 Méthodologie : Turbidimétrie	Alinity c / Immunoglobulin M 09P6324	/
Service de Biologie du CHOR	LACTATE	Plasma fluoré LCR	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Enzymatique	Alinity c / Lactic Acid 2 Reagent Kit 04U2620	Changement de réactif au 17/12/2024 Ajout LCR
Service de Biologie du CHOR	LDH	Plasma hépariné Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Enzymatique	Alinity c / Lactate Dehydrogenase 2 Reagent Kit 04T9920	Retrait liquide de ponction 21/05/2026
Service de Biologie du CHOR	LIPASE	Plasma hépariné	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : DGGR en méthylrésorufine	Alinity c / Lipase2 / 04U0020	Retrait liquide de ponction 21/05/2026
Service de Biologie du CHOR	LITHIUM	Plasma hépariné Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Spectrophotométrie	Alinity c / Lithium Reagent Kit 08P5320	Ajout Alinity 1 au 10/08/2026
Service de Biologie du CHOR	MAGNESIUM	Plasma hépariné Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Enzymatique	Alinity c / Magnesium Reagent Kit 08P1925	/
Service de Biologie du CHOR	MICROALBUMINE	Urine	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 ET 2 Méthodologie : Immuno-turbidimétrie	Alinity c / Microalbumin 08P0424	Ajout au 02/09/2025
Service de Biologie du CHOR	PARACETAMOL	Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Enzymatique	Alinity c / Acetaminophen 07P5420	/
Service de Biologie du CHOR	PHENOBARBITAL	Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 2 Méthodologie : Turbidimétrie	Alinity c / Phenobarbital Reagent Kit 09P8520	Ajout au 05/02/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Service de Biologie du CHOR	PHOSPHATASE ALCALINE	Plasma hépariné Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Enzymatique	Alinity c / Alkaline Phosphatase2 Reagent Kit 04T8330	Changement de réactif au 12/12/2024
Service de Biologie du CHOR	PHOSPHORE	Plasma hépariné Sérum Urine	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Spectrophotométrie	Alinity c / Phosphorus 2 Reagent 04U0320	Changement de réactif au 17/12/2024
Service de Biologie du CHOR	POTASSIUM	Plasma hépariné Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Electrochimie	ICT Sample Diluent 07P5320	/
Service de Biologie du CHOR	POTASSIUM	Urine	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 Méthodologie : Electrochimie	ICT Sample Diluent 07P5320	/
Service de Biologie du CHOR	PREALBUMINE	Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Turbidimétrie	Alinity c / Prealbumin Reagent Kit 09P8624	/
Service de Biologie du CHOR	PROCALCITONINE	Plasma hépariné Sérum	Auomatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : CMIA (Chimiluminescence)	Alinity i / B · R · A · H · M · S PCT Reagent Kit 01R1822	Ajout au 26/03/2025
Service de Biologie du CHOR	PROTEINES	Plasma hépariné Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Spectrophotométrie	Alinity c / Total Protein 2 Reagent Kit 04T8130	Changement de réactif au 09/01/2025 Retrait liquide de ponction au 21/05/2026
Service de Biologie du CHOR	PROTEINES	Urines LCR	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Turbidimétrie	Alinity c / Total Protein Reagent Kit 07P5920	/
Service de Biologie du CHOR	PSA LIBRE	Sérum	Auomatisée : ABBOTT ALINITY 1 Méthodologie : CMIA (Chimiluminescence)	Alinity i /Free PSA Reagent Kit 07P9320	Ajout au 30/08/2024
Service de Biologie du CHOR	PSA TOTAL	Sérum	Auomatisée : ABBOTT ALINITY 1 Méthodologie : CMIA (Chimiluminescence)	Alinity i / Total PSA Reagent Kit 07P9220	Ajout au 30/08/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Service de Biologie du CHOR	RESERVE ALCALINE	Plasma hépariné Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Enzymatique	Alinity c / Carbon Dioxide Reagent Kit 07P7220	/
Service de Biologie du CHOR	SODIUM	Plasma hépariné Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Electrochimie	ICT Sample Diluent 07P5320	/
Service de Biologie du CHOR	SODIUM	Urine	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 Méthodologie : Electrochimie	ICT Sample Diluent 07P5320	/
Service de Biologie du CHOR	T3 libre	Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 Méthodologie : Chimiluminescence	Alinity c / Free T3 Reagent Kit 07P6920	/
Service de Biologie du CHOR	T4 libre	Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 Méthodologie : Chimiluminescence	Alinity i / Free T4 Reagent Kit 07P7020	/
Service de Biologie du CHOR	TRANSFERRINE	Plasma hépariné Sérum	Auomatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Immuno-turbidimétrie	Alinity c / Transferrin Reagent Kit 08P3824	Ajout au 26/03/2025
Service de Biologie du CHOR	TRIGLYCERIDE	Plasma hépariné	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Enzymatique	Alinity c / Triglyceride2 04U0620	Changement de réactif au 09/10/2024 + ajout alinity 1
Service de Biologie du CHOR	TROPONINE LHS	Plasma hépariné	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : CMIA : dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence	Alinity i / STAT High Sensitive Troponin-I Reagent Kit 08P1324	/
Service de Biologie du CHOR	TSH	Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Chimiluminescence	Alinity c / TSH Reagent Kit 07P4820	Ajout Alinity 2 au 09-09-2025
Service de Biologie du CHOR	UREE	Plasma hépariné Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Enzymatique	Alinity c / Urea Nitrogen Reagent Kit 08P1620	/

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Service de Biologie du CHOR	UREE	Urine	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 Méthodologie : Enzymatique	Alinity c / Urea Nitrogen Reagent Kit 08P1620	/
Service de Biologie du CHOR	VITAMINE B 12	Plasma hépariné Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Chimiluminescence	Alinity c / B12 Reagent Kit 07P6722	Ajout automate ALINITY 2 au 24/04/2025
Service de Biologie du CHOR	VITAMINE D	Plasma hépariné Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 2 Méthodologie : Chimiluminescence	Alinity c / 25-OH Vitamin D Reagent Kit 08P4522	/

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Service de Biologie du CHOR	ELECTROPHORESE DES PROTEINES	Sérum	Automatisé : CAPILLARYS 3 OCTA Méthodologie : Electrophorèse	SUP-LAB-ANA-MO-069 -Mise en oeuvre du CAPI3	/
Service de Biologie du CHOR	HEMOGLOBINE GLYQUEE	Plasma EDTA	Automatisé : CAPILLARYS 3 OCTA Méthodologie : Electrophorèse	SUP-LAB-ANA-MO-069 -Mise en œuvre du CAPI3	/
Service de Biologie du CHOR	IMMUNO-SOUSTRACTION / IMMUNOTYPING	Sérum	Automatisé : CAPILLARYS 3 OCTA Méthodologie : Immunoélectrophorèse	SUP-LAB-ANA-MO-069 -Mise en oeuvre du CAPI3	/

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Service de Biologie du CHOR	Drogues/toxiques : Amphétamine Barbiturique Benzodiazépine Cocaïne Cannabis MDMA Morphine Methadone Metamphetamine Antidépresseurs tricycliques	Urine	Technique manuelle Méthodologie : Test unitaire simple	DRUGCHECK+ Biosynex SUP-LAB-ANA-MO-085- RECHERCHE DES DROGUES URINAIRES	Ajout au 30/08/2024
Service de Biologie du CHOR	Recherche de sang	Selle	Technique manuelle Méthodologie : Test unitaire simple	SUP-LAB-ANA-MO-025- REALISATION / RECHERCHE SANG DANS LES SELLES	/

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Service de Biologie du CHOR	CENTRE HOSPITALIER OUEST REUNION	Service de Soins Critiques / Réanimation Pôle CUBA	Gaz du sang	Sang total	Automatisée : GEM 5000 GSKREA Méthodologie : - Ampérométrie : pO ₂ , lactate - Potentiométrie: pH, pCO ₂ , sodium, potassium, calcium, chlorure - Mesure optique : hémoglobine totale (tHb), carboxyHémoglobine (COHb), hémoglobine O ₂ (O ₂ Hb), méthémoglobine (MetHb) Analytes calculés : - Bicarbonates (HCO ₃ ⁻) - Saturation en oxygène (sO ₂) - Excès de base - Trou anionique	GEDPSO-14489 EBMD - REALISATION DUNE GAZOMETRIE SUR AUTOMATE GEM 5000	Actualisation méthodologie 26/06/2026
Service de Biologie du CHOR	CENTRE HOSPITALIER OUEST REUNION	Service de Pédiatrie générale Pôle FEMME-MERE-ENFANT	HbA1c	Sang total	Automatisée : DCA Vantage Siemens Méthodologie : Spectrophotométrie	GEDPSO-1797567310-11744-EBMD - REALISATION D'UN TEST HBA1C SUR DCA VANTAGE EN DELOCALISEE	/

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Service de Biologie du CHOR	FORMULE SANGUINE	Sang Total EDTA	Automatisée : SYSMEX XN 3100 -330/350 Méthodologie : Cytométrie en flux / Identification morphologique après coloration et/ou numération en cellule, par microscopie optique manuelle ou automatisée (DI-60)	SUP-LAB-ANA-MO-001- Mise en œuvre des automates de cytologie cellulaire	/
Service de Biologie du CHOR	KLEIHAUER	Sang Total EDTA	Méthodologie : Cytochimie / Identification morphologique après coloration et/ou numération en cellule, par microscopie	SUP-LAB-ANA-MO-049- TEST DE KLEIHAUER	Ajout au 23/06/2026
Service de Biologie du CHOR	NUMERATION GLOBULAIRE	Sang Total EDTA	Automatisée : SYSMEX XN 3100 -330/350 Méthodologie : Impédancemétrie / photométrie	SUP-LAB-ANA-MO-001- Mise en œuvre des automates de cytologie cellulaire	/
Service de Biologie du CHOR	NUMERATION PLAQUETTAIRE	Sang Total EDTA	Automatisée : SYSMEX XN 3100 -330/350 Méthodologie : Impédancemétrie / optique	SUP-LAB-ANA-MO-001- Mise en œuvre des automates de cytologie cellulaire	/
Service de Biologie du CHOR	RETICULOCYTES	Sang Total EDTA	Automatisée : SYSMEX XN 3100 - 350 Méthodologie : Cytométrie en flux	SUP-LAB-ANA-MO-001- Mise en œuvre des automates de cytologie cellulaire	/

BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Service de Biologie du CHOR	VS	Sang total EDTA	Technique manuelle Méthodologie : Sédimentation - lecture optique	SEDIPLAST SDPPC 995070 SUP-LAB-ANA-MO-079- MESURE DE LA VITESSE DE SEDIMENTATION (VS)	/

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Service de Biologie du CHOR	D-DIMERES	Plasma citraté	Automatisée : ACL Top WERFEN 750 et 350 Méthodologie : Immunoturbidimétrie	D-DIMER HS 500 - 0020500100 SUP-LAB-ANA-MO-076- Mise en œuvre des automates d'hémostase	/
Service de Biologie du CHOR	FACTEUR IX	Plasma citraté	Automatisée : ACL Top WERFEN 750 et 350 Méthodologie : Chronométrie	Factor IX deficient plasma - 0020011900 SUP-LAB-ANA-MO-076- Mise en œuvre des automates d'hémostase	/
Service de Biologie du CHOR	FACTEUR V	Plasma citraté	Automatisée : ACL Top WERFEN 750 et 350 Méthodologie : Chronométrie	Factor V deficient - 0020011500 Recombiplastin 2G - 0020003050 SUP-LAB-ANA-MO-076- Mise en œuvre des automates d'hémostase	/
Service de Biologie du CHOR	FACTEUR VIII	Plasma citraté	Automatisée : ACL Top WERFEN 750 et 350 Méthodologie : Chronométrie	Factor VIII deficient plasma - 0020011800 SUP-LAB-ANA-MO-076- Mise en œuvre des automates d'hémostase	/
Service de Biologie du CHOR	FIBRINOGENE	Plasma citraté	Automatisée : ACL Top WERFEN 750 et 350 Méthodologie : Chronométrie	Q.F.A. Thrombin (Bovine) - 0020301700 SUP-LAB-ANA-MO-076- Mise en œuvre des automates d'hémostase	/

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Service de Biologie du CHOR	RECHERCHE DES PRODUITS DE DEGRADATION DU FIBRINOGENE / FIBRINE (PDF)	Plasma citraté	Technique manuelle Méthodologie : Agglutination	FDP PLASMA/ 00540 SUP-LAB-ANA-MO-075- RECHERCHE DE PRODUITS DE DEGRADATION DE LA FIBRINE / FIBRINOGENE (PDF)	Ajout au 22/02/2024
Service de Biologie du CHOR	TCA	Plasma citraté	Automatisée : ACL Top WERFEN 750 et 350 Méthodologie : Chronométrie	SynthASil - 0020006800 SUP-LAB-ANA-MO-076- Mise en œuvre des automates d'hémostase	/
Service de Biologie du CHOR	TP / INR	Plasma citraté	Automatisée : ACL Top WERFEN 750 et 350 Méthodologie : Chronométrie	Recombiplastin 2G - 0020003050 SUP-LAB-ANA-MO-076- Mise en œuvre des automates d'hémostase	/

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Service de Biologie du CHOR	APIXABAN	Plasma citraté	Automatisée: ACL Top WERFEN 750 et 350 Méthodologie : Chromogénie	Liquid Anti-Xa - 0020302601 SUP-LAB-ANA-MO-076- Mise en œuvre des automates d'hémostase	Ajout au 16/12/2024
Service de Biologie du CHOR	DABIGATRAN	Plasma citraté	Automatisée: ACL Top WERFEN 750 et 350 Méthodologie : Chromogénie	Liquid Anti-Xa - 0020302601 SUP-LAB-ANA-MO-076- Mise en œuvre des automates d'hémostase	Ajout au 16/12/2024
Service de Biologie du CHOR	HEPARINEMIE HBPM	Plasma citraté	Automatisée : ACL Top WERFEN 750 et 350 Méthodologie : Chromogénie	Liquid Anti-Xa - 0020302601 SUP-LAB-ANA-MO-076- Mise en œuvre des automates d'hémostase	/
Service de Biologie du CHOR	HEPARINEMIE HNF	Plasma hépariné Sérum	Automatisée: ACL Top WERFEN 750 et 350 Méthodologie : Chromogénie	Liquid Anti-Xa - 0020302601 SUP-LAB-ANA-MO-076- Mise en œuvre des automates d'hémostase	/
Service de Biologie du CHOR	RIVAROXABAN	Plasma citraté	Automatisée: ACL Top WERFEN 750 et 350 Méthodologie : Chromogénie	Liquid Anti-Xa - 0020302601 SUP-LAB-ANA-MO-076- Mise en œuvre des automates d'hémostase	Ajout au 16/12/2024

BM CB05 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Service de Biologie du CHOR	Anticorps anti-PF4	Plasma citraté	Technique manuelle : Test unitaire simple Méthodologie : Immunochromatographie	Fiche technique STic EXPERT® HIT 05 / 01058 SUP-LAB-ANA-MO-078- RECHERCHE ANTICORPS ANTI-PF4 (TIH)	/

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Service de Biologie du CHOR	SYSTEMES DE GROUPES : ABO, RH, KELL	Plasma hépariné Sérum	Automatisée: ORTHO-VISION 1 et 2 Méthodologie : Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée	Réactif : Cassette BioVue® A, B, AB, D, CDE, Control Référence fournisseur : 707150 / 707190 Réactif : Cassette BioVue® C, E, c, e, K, Control Référence fournisseur : 707250 / 707280 Réactif : Hématies de Simonin Affirmagen™ 4 (A1,A2,B,O) Référence fournisseur : 707910 SUP-LAB-ANA-MO-077- MISE EN OEUVRE DES AUTOMATES D'IMMUNOHEMATOLO GIE	/

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Service de Biologie du CHOR	RAI - dépistage	Plama EDTA	Automatisé : ORTHO-VISION 1 et 2 Méthodologie : Lecture optique, lecture d'agglutination en colonne	Réactif : Hématies test de dépistage 0,8% Surgiscreen® Référence fournisseur : 719102 SUP-LAB-ANA-MO-077 - MISE EN OEUVRE DES AUTOMATES D'IMMUNOHEMATOLO GIE	/

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Service de Biologie du CHOR	TEST DIRECT A L'ANTIGLOBULINE (Coombs direct)	Plasma EDTA	Automatisée: ORTHO-VISION 1 et 2 Méthodologie : Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée	Réactif : Cassette BioVue® Antiglobuline humaine Anti-IgG (lapin) Antiglobuline humaine Anti-C3b, - C3d (monoclonal) Contrôle Ortho BioVue®System Référence fournisseur : 707165 SUP-LAB-ANA-MO-077- MISE EN OEUVRE DES AUTOMATES D'IMMUNOHEMATOLO GIE	/

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Service de Biologie du CHOR	Ac anti-HBc IgM	Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 2 Méthodologie : Immuno-enzymatique	Alinity i / Anti-HBc IgM Reagent Kit 07P8622	Ajout au 06/11/2023
Service de Biologie du CHOR	Ac anti-HBc Totaux	Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 2 Méthodologie : Immuno-enzymatique	Alinity i / Anti-HBc II Reagent Kit 07P8722	Ajout au 06/11/2023
Service de Biologie du CHOR	Ac anti-HBs	Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 2 Méthodologie : Immuno-enzymatique	Alinity i / Anti-HBs Reagent Kit 07P8922	Ajout au 06/11/2023
Service de Biologie du CHOR	Anticorps anti VIH-1 et VIH-2	Plasma EDTA Sérum	Technique manuelle Méthodologie : Immunochromatographie - Geenius™ HIV 1/2 Confirmatory Assay (Bio- Rad, REF 75460) avec lecture automatisée par le lecteur GEENIUS HIV1/2 ou lecture visuelle	SUP-LAB-ANA-MO-095- REALISATION ET INTERPRETATION IMMUNOBLOT VIH	Ajout au 13/07/2026
Service de Biologie du CHOR	ANTIGENE HBs	Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Immuno-enzymatique	Alinity i / HBsAg Qualitative II Reagent 08P1022	/
Service de Biologie du CHOR	CMV IgG	Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 2 Méthodologie : Immuno-enzymatique	Alinity i / CMV IgG Reagent Kit 07P4222	/
Service de Biologie du CHOR	CMV IgM	Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 2 Méthodologie : Immuno-enzymatique	Alinity i / CMV IgM Reagent Kit 07P4422	/
Service de Biologie du CHOR	EBV IgM	Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 2 Méthodologie : Immuno-enzymatique	Alinity i / EBV VCA IgM Reagent Kit 09P2222	/
Service de Biologie du CHOR	HAV IgM	Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 2 Méthodologie : Immuno-enzymatique	Alinity i / HAVAb IgM Reagent Kit 02R2822	/

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Service de Biologie du CHOR	RUBEOLE IgG	Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 2 Méthodologie : Immuno-enzymatique	Alinity i / Rubella IgG Reagent Kit 08P4622	/
Service de Biologie du CHOR	SEROLOGIE HIV	Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : Immuno-enzymatique	Alinity i / HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit 08P0722	/
Service de Biologie du CHOR	SEROLOGIE VHC	Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 1 et 2 Méthodologie : CMIA	Alinity i / Anti-HCV Next 06T7922	Changement de réactif au 18/06/2026
Service de Biologie du CHOR	SYPHILIS	Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 2 Méthodologie : Immuno-enzymatique	Alinity i / Syphilis TP Reagent Kit 07P602	/
Service de Biologie du CHOR	SYPHILIS RPR	Sérum	Technique manuelle Méthodologie : Agglutination sur lame	SUP-LAB-ANA-MO-070 REALISATION ET INTERPRETATION SEROLOGIE SYPHILIS	Ajout au 18/09/2025
Service de Biologie du CHOR	TOXOPLASMOSE IgG	Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 2 Méthodologie : Immuno-enzymatique	Alinity i / Toxo IgG 07P4522	/
Service de Biologie du CHOR	TOXOPLASMOSE IgM	Sérum	Automatisée : ABBOTT ALINITY 2 Méthodologie : Immuno-enzymatique	Alinity i / Toxo IgM Reagent Kit 07P4722	/

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Service de Biologie du CHOR	ADENOVIRUS - ROTAVIRUS	Selles	Technique manuelle : Test unitaire simple Méthodologie : Immuno-chromatographie	Test rapide OnSite Rota/Adeno Ag R0196C SUP-LAB-ANA-MO-030- REALISATION ROTAVIRUS / ADENOVIRUS	Ajout au 31/10/2023 de l'adénovirus
Service de Biologie du CHOR	ANTIGENES SOLUBLES Pneumocoque et Légionelle	Urines et LCR : Pneumocoque Urines : Légionelle	Technique manuelle : Test unitaire simple Méthodologie : Immuno-chromatographie - Lecture automatisée par DIGIVAL ou lecture manuelle	binaxNOW SUP-LAB-ANA-MO-092 RECHERCHE ANTIGÈNES SOLUBLES LÉGIONNELLE ET PNEUMOCOQUE - LECTEUR DIGIVAL	Ajout lecture manuelle 26/06/2026

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Service de Biologie du CHOR	Charge virale ARN HCV	Sérum	Automatisée : GEN EXPERT Méthodologie : Détection quantitative d'acides nucléiques	SUP-LAB-ANA-MO-065- MISE EN OEUVRE DE L'AUTOMATE: GENEXPERT	Ajout au 21/08/24
Service de Biologie du CHOR	Charge virale ARN HIV	Plasma EDTA	Automatisée : GEN EXPERT Méthodologie : Détection quantitative d'acides nucléiques	SUP-LAB-ANA-MO-065- MISE EN OEUVRE DE L'AUTOMATE: GENEXPERT	Ajout au 21/08/24
Service de Biologie du CHOR	PCR CHLAMYDIAE TRACHOMATIS ET NEISSERIA GONORRHOEAE	Urines et Eswab	Automatisée : GEN EXPERT Méthodologie : Détection d'acides nucléiques	SUP-LAB-ANA-MO-065- MISE EN OEUVRE DE L'AUTOMATE: GENEXPERT	Ajout N.GONORRHOEAE le 09/06/2026
Service de Biologie du CHOR	PCR IST	Urine, Ecouvillon E-swab , Aspiration nasopharyngées pour le nouveau né	Automatisée :Nimbus et CFX96 1 et 2 Méthodologie : Détection d'acides nucléiques	SUP-LAB-ANA-MO-073- MISE EN OEUVRE DE L'AUTOMATE NIMBUS ET CFX 96	/
Service de Biologie du CHOR	PCR MULTIPLEXE CHIKUNGUNYA DENGUE LEPTOSPIRE	Plasma EDTA Urines LCR	Automatisée :Nimbus et CFX96 1 et 2 Méthodologie : Détection d'acides nucléiques	SUP-LAB-ANA-MO-073- MISE EN OEUVRE DE L'AUTOMATE NIMBUS ET CFX 96	Ajout au 07/04/2025
Service de Biologie du CHOR	PCR Streptocoque B	Echantillon vaginal	Automatisée : GEN EXPERT Méthodologie : Détection quantitative d'acides nucléiques	SUP-LAB-ANA-MO-065- MISE EN OEUVRE DE L'AUTOMATE: GENEXPERT	Ajout au 27/01/2025

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Service de Biologie du CHOR	Examen Cytobactériologique Identification et numération d'éléments cellulaires, et d'autres éléments Recherche de bactéries	Urine	-Automatisée : IRIS -Technique manuelle Méthodologie : Lecture optique, cellule KOVA SLIDE	SUP-LAB-ANA-MO-018- MISE EN OEUVRE DE L'AUTOMATE IRIS IQ® SUP-LAB-ANA-MO-059- REALISATION D'UNE LECTURE EN CELLULE DE COMPTAGE (TECHNIQUE MANUELLE)	/
Service de Biologie du CHOR	Examen Cytobactériologique Identification et numération d'éléments cellulaires, et d'autres éléments Recherche de bactéries / ETAT FRAIS	Prélèvement vaginal	Technique manuelle Méthodologie : Lecture optique lame/lamelle	SUP-LAB-ANA-MO-037- TRAITEMENT DE PRELEVEMENT VAGINAL, LOCHIES, ENDOCOL ET DEPISTAGE DES STREPTOCOQUES B	/
Service de Biologie du CHOR	Examen Cytobactériologique Identification et numération d'éléments cellulaires, et d'autres éléments Recherche de bactéries / GRAM	Urine Prélèvement vaginal Pus superficiel Hémoculture	-Automatisée : Coloration par RAL STAINER -Technique manuelle Méthodologie : Coloration manuelle et lecture optique	SUP-LAB-ANA-MO-017- MISE EN OEUVRE AUTOMATE RAL STAINER SUP-LAB-ANA-MO-060- REALISATION D'UNE COLORATION MANUELLE	/
Service de Biologie du CHOR	Examen Cytobactériologique Identification et numération d'éléments cellulaires, et d'autres éléments Recherche de dermatophytes / Bleu de lactophénol	Prélèvement d'origine humaine: Peau et phanères	Technique manuelle Méthodologie : Lecture optique lame/lamelle	SUP-LAB-ANA-MO-061 EXAMEN DIRECT, ENCEMENSEMENT ET LECTURE DES PRELEVEMENTS DE MYCOLOGIE	/

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Service de Biologie du CHOR	Recherche de bactéries et/ou de levures et/ou de champignons filamenteux HEMOCULTURE	Sang total	Automatisée : VIRTUO 1 et 2 Méthodologie : Détection visuelle de croissance	SUP-LAB-ANA-MO-063- MISE EN OEUVRE DU BACT ALERT VIRTUO	/

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Service de Biologie du CHOR	Recherche, identification et dénombrement de dermatophytes et de champignons filamenteux	Echantillons biologiques d'origine humaine	Examen morphologique direct macro- et microscopique après culture Mise en culture manuelle, incubation, lecture	SUP-LAB-ANA-MO-061 EXAMEN DIRECT, ENCENSEMENT ET LECTURE DES PRELEVEMENTS DE MYCOLOGIE	Extension demandée le 22/11/2024

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Service de Biologie du CHOR	Recherche et identification de bactéries et/ou levures	Urine Prélèvement vaginal Pus superficiel Hémoculture	Technique manuelle: Mise en culture manuelle / Incubation / lecture	SUP-LAB-ANA-MO-018- MISE EN OEUVRE DE L'AUTOMATE IRIS IQ® SUP-LAB-ANA-MO-047- TRAITEMENT D'UNE URINE (ECBU) SUP-LAB-ANA-MO-008- TRAITEMENT DES PUS SUPERFICIELS ET PROFONDS SUP-LAB-ANA-MO-037- TRAITEMENT DE PRELEVEMENT VAGINAL, LOCHIES, ENDOCOL ET DEPISTAGE DES STREPTOCOQUES B SUP-LAB-ANA-MO-045- TRAITEMENT D'UNE HEMOCULTURE POSITIVE	/

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Service de Biologie du CHOR	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques	Urine Prélèvement vaginal Pus superficiel Hémoculture	Méthode automatisée : SIRSCAN ORION Méthodologie : Diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé	SUP-LAB-ANA-MO-019- MISE EN OEUVRE DE L'AUTOMATE: SIRSCAN 2000 AUTOMATIQUE SUP-LAB-ANA-MO-051- REALISATION D'UN ANTIBIOGRAMME MANUEL UTILISATION SIRSCAN ORION	Ajout de l'automate SIRSCAN ORION 09/01/2025 Retrait SIRSCAN 2000 LE 03/02/2025

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Service de Biologie du CHOR	Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification et numération) PALUDISME	Sang total	Technique manuelle Méthodologie : Examen morphologique microscopique direct (Frottis) après coloration MGG	SUP-LAB-ANA-MO-002- RECHERCHE DE PALUDISME	/
Service de Biologie du CHOR	Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification et numération) PALUDISME	Sang total	Technique manuelle Méthodologie : Détermination phénotypique par immuno-chromatographie	SUP-LAB-ANA-MO-002- RECHERCHE DE PALUDISME Technique TDR palu OnSite Malaria Pf/Pan Ag	/

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Service de Biologie du CHOR	Au sein du site	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe	-GEDPSO-7745 - REALISATION D'UNE PRISE DE SANG : PONCTION VEINEUSE -GEDPSO-2212 -PRELEVEMENT D'HEMOCULTURES	
Service de Biologie du CHOR	Au sein du site	Sang	Ponction artérielle	-GEDPSO-7683 - GAZOMETRIE PAR PONCTION ARTERIELLE	
Service de Biologie du CHOR	Au sein du site	Sang	Ponction capillaire	GEDPSO-7939 - GAZOMETRIE PAR PONCTION CAPILLAIRE GEDPSO-7661 - LA PONCTION CAPILLAIRE PEDIATRIQUE	
Service de Biologie du CHOR	Au sein du site	PEAU et PHANÈRES	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques	Manuel de prélèvement	
Service de Biologie du CHOR	Au sein du site	MUQUEUSES : Œil, Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique	-Manuel de prélèvement -GEDPSO-3001 - PRELEVEMENT EN VUE DE DEPISTAGE DES STAPHYLOCOQUE AUREUS ET STREPTOCOQUE A -GEDPSO-7671 - PRELEVEMENT EN VUE D'UN DEPISTAGE DE BMR -GEDPSO-10381 - REALISATION DES PRELEVEMENTS POUR LE DEPISTAGE DU SARS-COV-2 -GEDPSO-10768 - PRELEVEMENT VAGINAL ET AUTRES GENITAUX EN VUE D'ANALYSES DE BACTERIOLOGIE ET DE BIOLOGIE MOLECULAIRE	

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Service de Biologie du CHOR	Au sein du site	Air expiré	Prélèvement d'air expiré	Manuel de prélèvement	