



Portée détaillée v.16 de l'attestation N° 8-3837

Detailed scope v.16 of the attestation N° 8-3837

Date de publication / Publish date: 15/09/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CHAR	ACE	SERUM	Type quantitatif, méthode sandwich par électrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-e801	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 23/01/2024
Laboratoire du CHAR	Acide Urique	Plasma	Type quantitatif, Spectrophotométrie d'absorption Uricase/PAP - Automate COBAS PRO-c503	UA2.0108058750190c5 03.V9.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	Acide Urique	URINES	Type quantitatif, méthode Uricase/PAP par spectrophotométrie d'absorption - Automate COBAS PRO-c503	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 28/03/2024
Laboratoire du CHAR	ACIDE VALPROIQUE	Sérum	Type quantitatif, Spectrophotométrie d'absorption, Immuno-Enzymatique (G6PDH) - Automate COBAS PRO-c503	VALP2.0108058814190 c503.V9.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	ACTH	PLASMA	Type quantitatif, méthode sandwich par électrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-e801	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 23/01/2024
Laboratoire du CHAR	AFP	SERUM	Type quantitatif, méthode sandwich par électrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-e801	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 23/01/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CHAR	Alanine amino-transferase (ALAT) SGPT	Plasma	Type quantitatif, Spectrophotométrie d'absorption,IFCC, avec phosphate de pyridoxal - Automate COBAS PRO-c503	ALTP.0108056773190c 503.V6.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	ALBUMINE	Plasma	Type quantitatif, Spectrophotométrie d'absorption, Vert de bromocrésol - Automate COBAS PRO-c503	ALB2.0108056692190c 503.V6.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	Amikacine	SERUM	Type quantitatif, méthode KIMS par spectrophotométrie d'absorption - Automate COBAS PRO-c503	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 28/03/2024
Laboratoire du CHAR	AMPHETAMINES	Urines	Type qualitatif, Spectrophotométrie d'absorption, KIMS - Automate COBAS PRO- c503	AMPS2.0108056781190 c503.V8.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	APOA	Plasma	Type quantitatif, Spectrophotométrie d'absorption, Immunoturbidimétrie - Automate COBAS PRO-c503	APOAT.0108105448190 c503.V7.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	APOB	Plasma	Type quantitatif, Spectrophotométrie d'absorption, Immunoturbidimétrie - Automate COBAS PRO-c503	APOBT.0108105464190 c503.V6.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	Aspartate amino-transferase (ASAT) SGOT	Plasma	Type quantitatif, Spectrophotométrie d'absorption,IFCC, avec phosphate de pyridoxal - Automate COBAS PRO-c503	ASTP2.0108104719190 c503.V9.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	B2MICROGLOBULINE	PLASMA	Type quantitatif, méthode compétition par electrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-c503	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 23/01/2024
Laboratoire du CHAR	BARBITURIQUES	Urines	Type qualitatif, Spectrophotométrie d'absorption, KIMS - Automate COBAS PRO- c503	BARB.0108056889190c 503.V7.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	BENZODIAZEPINES	Urines	Type qualitatif, Spectrophotométrie d'absorption, KIMS - Automate COBAS PRO- c503	BNZ2.0108056927190c 503.V7.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CHAR	Bilirubine directe	PLASMA	Type quantitatif, méthode compétition par électrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-c503	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 23/01/2024
Laboratoire du CHAR	Bilirubine totale	PLASMA	Type quantitatif, méthode compétition par électrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-c503	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 23/01/2024
Laboratoire du CHAR	CA 15-3	SERUM	Type quantitatif, méthode sandwich par électrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-e801	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 23/01/2024
Laboratoire du CHAR	CA 19-9	SERUM	Type quantitatif, méthode sandwich par électrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-e801	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 23/01/2024
Laboratoire du CHAR	CA 125	SERUM	Type quantitatif, méthode sandwich par électrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-e801	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 23/01/2024
Laboratoire du CHAR	CALCIUM	PLASMA	Type quantitatif, méthode compétition par électrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-c503	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 23/01/2024
Laboratoire du CHAR	Calcium	URINES	Type quantitatif, méthode NM-BAPTA par spectrophotométrie d'absorption - Automate COBAS PRO-c503	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 28/03/2024
Laboratoire du CHAR	Cannabinoïdes	URINES	Type quantitatif, méthode KIMS par spectrophotométrie d'absorption - Automate COBAS PRO-c503	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 28/03/2024
Laboratoire du CHAR	Carbamazépine	SERUM	Type quantitatif, méthode KIMS par spectrophotométrie d'absorption - Automate COBAS PRO-c503	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 28/03/2024
Laboratoire du CHAR	CHLORE	Urines, Plasma	Type quantitatif, Potentiométrie, électrode potentiel électrique ISE indirect - Automate COBAS PRO-ISE	ISE indirect Na-K-Cl for Gen.2.0110825468001c 503.V9.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CHAR	CHOLESTEROL	Plasma	Type quantitatif, Spectrophotométrie d'absorption, Enzymatique, colorimétrique (CHOD/PAP) - Automate COBAS PRO-c503	CHOL2.0108057443190 c503.V9.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	CO2 -réserve alcaline	Plasma	Type quantitatif, Spectrophotométrie d'absorption, Enzymatique - Automate COBAS PRO-c503	CO2-L.0108057494190c503.V8.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	COCAINE	Urines	Type qualitatif, Spectrophotométrie d'absorption, KIMS - Automate COBAS PRO-c503	COC2.0108057508190c503.V8.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	Complément C3	PLASMA	Type quantitatif, méthode compétition par électrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-c503	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 23/01/2024
Laboratoire du CHAR	Complément C4	PLASMA	Type quantitatif, méthode compétition par électrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-c503	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 23/01/2024
Laboratoire du CHAR	CORTISOL	SERUM	Type quantitatif, méthode compétition par électrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-c503	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 23/01/2024
Laboratoire du CHAR	C PEPTIDE	SERUM	Type quantitatif, méthode sandwich par électrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-e801	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 23/01/2024
Laboratoire du CHAR	CREATININE	Urines, Plasma	Type quantitatif, Spectrophotométrie d'absorption, Enzymatique, colorimétrique (PAP) - Automate COBAS PRO-c503	CREP2.0108057524190 c503.V8.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	CRP	PLASMA	Type quantitatif, méthode compétition par électrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-c503	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 23/01/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CHAR	Créatinine kinase (CPK)	Plasma	Type quantitatif, Spectrophotométrie d'absorption, CK NAK IFCC, DGKC, SCE, SFBC - Automate COBAS PRO-c503	CK.0108057460190c503.V8.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	CYFRA	SERUM	Type quantitatif, méthode sandwich par électrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-e801	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_decembre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 23/01/2024
Laboratoire du CHAR	DIGOXINE	SERUM	Type quantitatif, méthode compétition par électrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-e801	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_decembre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 23/01/2024
Laboratoire du CHAR	ESTRADIOL	SERUM	Type quantitatif, méthode compétition par électrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-e801	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_decembre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 23/01/2024
Laboratoire du CHAR	Ethanol	PLASMA	Type quantitatif, méthode enzymatique (ADH) par spectrophotométrie d'absorption - Automate COBAS PRO-c503	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_decembre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 28/03/2024
Laboratoire du CHAR	FER	Plasma	Type quantitatif, Spectrophotométrie d'absorption, Ascorbate / FerroZine - Automate COBAS PRO-c503	IRON2.0108057931190c503.V8.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	FERRITINE	Plasma	Type quantitatif, Spectrophotométrie d'absorption, Immunoturbidimétrie Latex - Automate COBAS PRO-c503	FERR4.0008057648190c503.V8.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	Folate	SERUM	Type quantitatif, méthode compétition par électrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-e801	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_decembre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 28/03/2024
Laboratoire du CHAR	FSH	Sérum	Type quantitatif, méthode sandwich par électrochimiluminescence - Automate COBAS PRO-e801	FSH.08932387500.V4.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CHAR	Gamma glutamylTransferase (GGT)	Plasma	Type quantitatif, Spectrophotométrie d'absorption, Carboxy-GLUPA/Szasz-Persijn/Tris - Automate COBAS PRO-c503	GGT-2.0108057796190c503.V5.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	Gentamicine	SERUM	Type quantitatif, méthode KIMS par spectrophotométrie d'absorption - Automate COBAS PRO-c503	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_decembre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 28/03/2024
Laboratoire du CHAR	Glucose	Plasma	Type quantitatif, Spectrophotométrie d'absorption, HK/G6PDH - Automate COBAS PRO-c503	GLUC3.0108057800190c503.V8.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	Glucose	Urines	Type quantitatif, Spectrophotométrie d'absorption, HK/G6PDH - Automate COBAS PRO-c503	GLUC3.0108057800190c503.V8.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	Glucose LCR	LCR	Type quantitatif, méthode HK/G6PDH par spectrophotométrie d'absorption - Automate COBAS PRO-c503	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_decembre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 28/03/2024
Laboratoire du CHAR	HAPTOGLOBINE	Plasma	Type quantitatif, Spectrophotométrie d'absorption, Immunoturbidimétrie - Automate COBAS PRO-c503	HAPT2.0108106045190c503.V7.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	HCG	SERUM	Type quantitatif, méthode compétition par électrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-c503	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_decembre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 23/01/2024
Laboratoire du CHAR	HDL	Plasma	Type quantitatif, Spectrophotométrie d'absorption, Enzymatique, colorimétrique (Polyanions-CHER/CHOD/POD-PAP) - Automate COBAS PRO-c503	HDLC4.0108057877190c503.V6.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	IGA	Sérum	Type quantitatif, Spectrophotométrie d'absorption, Immunoturbidimétrie - Automate COBAS PRO-c503	IGA-2.0108057885190c503.V8.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CHAR	IGG	Sérum	Type quantitatif, Spectrophotométrie d'absorption, Immunoturbidimétrie - Automate COBAS PRO-c503	IGG-2.0108057915190c503.V8.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	IGM	Sérum	Type quantitatif, Spectrophotométrie d'absorption, Immunoturbidimétrie - Automate COBAS PRO-c503	IGM-2.0108057923190c503.V5.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	Lactate déshydrogénase (LDH)	Plasma	Type quantitatif, Spectrophotométrie d'absorption, UV IFCC (lactate vers pyruvate) - Automate COBAS PRO-c503	LDHI2.0108057958190c503.V9.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	Lactate LCR	LCR	Type quantitatif, méthode enzymatique, colorimétrique (LOD/PAP) par spectrophotométrie d'absorption - Automate COBAS PRO-c503	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_decembre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 28/03/2024
Laboratoire du CHAR	Lactate sanguin	PLASMA	Type quantitatif, méthode compétition par électrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-c503	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_decembre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 23/01/2024
Laboratoire du CHAR	LH	Sérum	Type quantitatif, méthode sandwich par électrochimiluminescence - Automate COBAS PRO-e801	LH.07027575500.V9.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	LIPASE	PLASMA	Type quantitatif, méthode compétition par électrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-c503	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_decembre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 23/01/2024
Laboratoire du CHAR	LPA	PLASMA	Type quantitatif, méthode compétition par électrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-c503	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_decembre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 23/01/2024
Laboratoire du CHAR	MAGNESIUM	Plasma	Type quantitatif, Spectrophotométrie d'absorption, Bleu de Xylidyle - Automate COBAS PRO-c503	MG2.0108058016190c503.V8.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CHAR	Magnésium urinaire	URINES	Type quantitatif, méthode compétition par électrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-c503	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 23/01/2024
Laboratoire du CHAR	METHADONE	Urines	Type qualitatif, Spectrophotométrie d'absorption, KIMS - Automate COBAS PRO-c503	MDN2.0108058008190 c503.V8.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	MICROALBUMINE Microalbuminurie	Urines	Type quantitatif, Spectrophotométrie d'absorption, Immunoturbidimétrie - Automate COBAS PRO-c503	ALBT2.0108056722190 c503.V9.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	NH3	PLASMA	Type quantitatif, méthode compétition par électrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-c503	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 23/01/2024
Laboratoire du CHAR	NSE	SERUM	Type quantitatif, méthode sandwich par électrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-e801	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 23/01/2024
Laboratoire du CHAR	NT-Pro BNP	SERUM	Type quantitatif, méthode sandwich par électrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-e801	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 28/03/2024
Laboratoire du CHAR	OPIACES	Urines	Type qualitatif, Spectrophotométrie d'absorption, KIMS - Automate COBAS PRO-c503	OPI2.0108058113190c5 03.V9.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	Paracétamol	SERUM	Type quantitatif, méthode immuno-Enzymatique (G6PDH) par spectrophotométrie d'absorption - Automate COBAS PRO-c503	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 28/03/2024
Laboratoire du CHAR	PCT	SERUM	Type quantitatif, méthode sandwich par électrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-e801	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 28/03/2024
Laboratoire du CHAR	Phosphatase alcaline (PAL)	Plasma	Type quantitatif, Spectrophotométrie d'absorption, IFCC - Automate COBAS PRO-c503	ALP2.0108056757190c 503.V7.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CHAR	Phosphate inorganique Phosphore	Plasma	Type quantitatif, Spectrophotométrie d'absorption, Phospho- molybdate/UV - Automate COBAS PRO-c503	PHOS2.0108058610190 c503.V7.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	PHOSPHORE	URINES	Type quantitatif, méthode compétition par electrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-c503	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 23/01/2024
Laboratoire du CHAR	Phénobarbital	SERUM	Type quantitatif, méthode KIMS par spectrophotométrie d'absorption - Automate COBAS PRO-c503	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 28/03/2024
Laboratoire du CHAR	Phénytoïne	SERUM	Type quantitatif, méthode KIMS par spectrophotométrie d'absorption - Automate COBAS PRO-c503	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 28/03/2024
Laboratoire du CHAR	POTASSIUM	Plasma	Type quantitatif, Potentiométrie, électrode potentiel électrique ISE indirect - Automate COBAS PRO-ISE	ISE indirect Na-K-Cl for Gen.2.0110825468001c 503.V9.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	POTASSIUM	Urines	Type quantitatif, Potentiométrie, électrode potentiel électrique ISE indirect - Automate COBAS PRO-ISE	ISE indirect Na-K-Cl for Gen.2.0110825468001c 503.V9.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	PROLACTINE	SERUM	Type quantitatif, méthode sandwich par electrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-e801	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 23/01/2024
Laboratoire du CHAR	PROTEINES	Urines	Type quantitatif, Spectrophotométrie d'absorption, Turbidimétrie Chlorure de Benzéthonium - Automate COBAS PRO-c503	TPUC3.0108058679190 c503.V9.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	Proteines LCR	LCR	Type quantitatif, méthode iImmunoturbidimétrie par spectrophotométrie d'absorption - Automate COBAS PRO-c503	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 28/03/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CHAR	PROTEINES TOTALES Protides	Plasma	Type quantitatif, Spectrophotométrie d'absorption, Biuret - Automate COBAS PRO- c503	TP2.0108058610190c50 3.V7.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	Protéine C réactive (CRP)	Plasma	Type quantitatif, Spectrophotométrie d'absorption, Immunoturbidimétrie Latex - Automate COBAS PRO-c503	CRP4.0108057591190c 503.V7.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	Préalbumine	PLASMA	Type quantitatif, méthode compétition par electrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-c503	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 23/01/2024
Laboratoire du CHAR	PSA L	SERUM	Type quantitatif, méthode sandwich par electrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-e801	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 23/01/2024
Laboratoire du CHAR	PSAL T	SERUM	Type quantitatif, méthode sandwich par electrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-e801	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 23/01/2024
Laboratoire du CHAR	PTH	SERUM	Type quantitatif, méthode sandwich par electrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-e801	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 23/01/2024
Laboratoire du CHAR	RECEPTEUR SOLUBLE DE LA TRANSFERRINE	Plasma	Type quantitatif, Spectrophotométrie d'absorption, Immunoturbidimétrie Latex - Automate COBAS PRO-c503	STFR2.0108870217190c 503.V6.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	Salicylés	SERUM	Type quantitatif, méthode Enzymatique (NADH) par spectrophotométrie d'absorption - Automate COBAS PRO-c503	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 28/03/2024
Laboratoire du CHAR	SODIUM	Plasma	Type quantitatif, Potentiométrie, électrode potentiel électrique ISE indirect - Automate COBAS PRO-ISE	ISE indirect Na-K-Cl for Gen.2.0110825468001c 503.V9.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	SODIUM	Urines	Type quantitatif, Potentiométrie, électrode potentiel électrique ISE indirect - Automate COBAS PRO-ISE	ISE indirect Na-K-Cl for Gen.2.0110825468001c 503.V9.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CHAR	T3	SERUM	Type quantitatif, méthode compétition par électrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-e801	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 23/01/2024
Laboratoire du CHAR	T4	SERUM	Type quantitatif, méthode compétition par électrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-e801	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 23/01/2024
Laboratoire du CHAR	TESTOSTERONE	SERUM	Type quantitatif, méthode compétition par électrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-e801	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 23/01/2024
Laboratoire du CHAR	TRANSFERRINE	Plasma	Type quantitatif, Spectrophotométrie d'absorption, Immunoturbidimétrie - Automate COBAS PRO-c503	TRSF2.0108058733190c 503.V9.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	TRIGLYCERIDES	Plasma	Type quantitatif, Spectrophotométrie d'absorption, GPO/PAP - Automate COBAS PRO-c503	TRIGL.0108058687190c 503.V7.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	Troponine	SERUM	Type quantitatif, méthode compétition par électrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-c503	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 23/01/2024
Laboratoire du CHAR	TSH	SERUM	Type quantitatif, méthode sandwich par électrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-e801	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 23/01/2024
Laboratoire du CHAR	UREE	Urines	Type quantitatif, Spectrophotométrie d'absorption, Enzymatique (Urease/GLDH) - Automate COBAS PRO-c503	UREAL.0108058806190 c503.V8.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	Urée	Plasma	Type quantitatif, Spectrophotométrie d'absorption, Enzymatique (Urease/GLDH) - Automate COBAS PRO-c503	UREAL.0108058806190 c503.V8.fr	Finalisation de la mise en production des deux COBAS PRO le 11/07/2023 en remplacement des COBAS 6000
Laboratoire du CHAR	Vancomycine	SERUM	Type quantitatif, méthode KIMS par spectrophotométrie d'absorption - Automate COBAS PRO-c503	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 28/03/2024

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CHAR	Vitamine B12	SERUM	Type quantitatif, méthode compétition par electrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-e801	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 28/03/2024
Laboratoire du CHAR	Vitamine D	SERUM	Type quantitatif, méthode compétition par electrochimiluminescence ECLIA - Automate COBAS PRO-e801	Synthese_Pre_post_An a_Chimie_Immuno_dec embre-2025.xlsx	Demande d'ajout le 28/03/2024

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CHAR	HbA1c	Sang total EDTA	Méthode capillaire sur Capillarys 3 OCTA - méthode automatisée - 1 automate	1 CAPILLARYS 3 OCTA Référence 1245 Version 1.x 2019/08	Extension d'accréditation prononcée le 20/11/2023 Précision sur la nature de l'échantillon, pas de changement
Laboratoire du CHAR	Électrophorèse de l'hémoglobine	Sang total EDTA	Électrophorèse capillaire (sur le Capillarys 3 Octa de SEBIA) et HPLC (sur le VARIANT II de BIO-RAD)	Électrophorèse capillaire (sur le Capillarys 3 Octa de SEBIA) et HPLC (sur le VARIANT II de BIO- RAD)	Ajout à la portée détaillée le 17/02/2025

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CHAR	Service de réanimation	Service de réanimation	Gaz du sang (PO2, PCO2, Lactates, pH)	SANG TOTAL	Electrochimie Gem 5000	ANA BIO EXT 001 - Manuel opérateur Gem5000	Extension d'accréditation prononcée le 12/08/2025
Laboratoire du CHAR	CDPS Maripasoula	CDPS MARIPASOULA	SODIUM (EBMD) examen de biologie médicale délocalisé	SANG TOTAL	PENTIOMETRIE I- STAT Abbott®	Methodes reconnues A	Extension d'accréditation prononcée le 20/11/2023
Laboratoire du CHAR	CDPS Grand Santi	CDPS Grand Santi	SODIUM (EBMD) examen de biologie médicale délocalisé	SANG TOTAL	Electrochimie iSTAT-1	ANA EBMD EXT 005 - Fiche technique IFU Chem8	Extension d'accréditation prononcée le 12/08/2025
Laboratoire du CHAR	CDPS Saint Georges	CDPS Saint Georges	SODIUM (EBMD) examen de biologie médicale délocalisé	SANG TOTAL	Electrochimie iSTAT-1	ANA EBMD EXT 005 - Fiche technique IFU Chem8	Extension d'accréditation prononcée le 12/08/2025

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CHAR	CCMH	Sang total	Méthode automatisée de type quantitatif Impédance, Focalisation hydrodynamique, Photométrie, Volume fixe calibré, Calculs, Cytométrie en flux, Flourescence et Radiofréquence sur XN-3000 : (SYSMEX)	Méthodes reconnues A Manuel d'utilisation du fournisseur SYSMEX	Ajout le 20/12/2023
Laboratoire du CHAR	Erythroblastes	Sang total	Méthode automatisée de type quantitatif Impédance, Focalisation hydrodynamique, Photométrie, Volume fixe calibré, Calculs, Cytométrie en flux, Flourescence et Radiofréquence sur XN-3000 : (SYSMEX)	Méthodes reconnues A Manuel d'utilisation du fournisseur SYSMEX	Ajout le 20/12/2023
Laboratoire du CHAR	Globules rouges	Sang total	Méthode automatisée de type quantitatif Impédance, Focalisation hydrodynamique, Photométrie, Volume fixe calibré, Calculs, Cytométrie en flux, Flourescence et Radiofréquence sur XN-3000 : (SYSMEX)	Méthodes reconnues A Manuel d'utilisation du fournisseur SYSMEX	Ajout le 20/12/2023
Laboratoire du CHAR	Hématocrite	Sang total	Méthode automatisée de type quantitatif Impédance, Focalisation hydrodynamique, Photométrie, Volume fixe calibré, Calculs, Cytométrie en flux, Flourescence et Radiofréquence sur XN-3000 : (SYSMEX)	Méthodes reconnues A Manuel d'utilisation du fournisseur SYSMEX	Ajout le 20/12/2023
Laboratoire du CHAR	Hémoglobine	Sang total	Méthode automatisée de type quantitatif Impédance, Focalisation hydrodynamique, Photométrie, Volume fixe calibré, Calculs, Cytométrie en flux, Flourescence et Radiofréquence sur XN-3000 : (SYSMEX)	Méthodes reconnues A Manuel d'utilisation du fournisseur SYSMEX	Ajout le 20/12/2023

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CHAR	Leucocytes	Sang total	Méthode automatisée de type quantitatif Impédance, Focalisation hydrodynamique, Photométrie, Volume fixe calibré, Calculs, Cytométrie en flux, Flourescence et Radiofréquence sur XN-3000 : (SYSMEX)	Méthodes reconnues A Manuel d'utilisation du fournisseur SYSMEX	Ajout le 20/12/2023
Laboratoire du CHAR	Lymphocytes	Sang total	Méthode automatisée de type quantitatif Impédance, Focalisation hydrodynamique, Photométrie, Volume fixe calibré, Calculs, Cytométrie en flux, Flourescence et Radiofréquence sur XN-3000 : (SYSMEX)	Méthodes reconnues A Manuel d'utilisation du fournisseur SYSMEX	Ajout le 20/12/2023
Laboratoire du CHAR	Monocytes	Sang total	Méthode automatisée de type quantitatif Impédance, Focalisation hydrodynamique, Photométrie, Volume fixe calibré, Calculs, Cytométrie en flux, Flourescence et Radiofréquence sur XN-3000 : (SYSMEX)	Méthodes reconnues A Manuel d'utilisation du fournisseur SYSMEX	Ajout le 20/12/2023
Laboratoire du CHAR	numération des plaquettes PLAE	Sang total	Plaquettes: mesure en impédance et contrôle par microscopie optique Sur XN 3000	Méthodes reconnues A ANA HEM MO 001 Manuel d'utilisation du fournisseur SYSMEX	
Laboratoire du CHAR	Polynucléaires basophiles	Sang total	Méthode automatisée de type quantitatif Impédance, Focalisation hydrodynamique, Photométrie, Volume fixe calibré, Calculs, Cytométrie en flux, Flourescence et Radiofréquence sur XN-3000 : (SYSMEX)	Méthodes reconnues A Manuel d'utilisation du fournisseur SYSMEX	Ajout le 20/12/2023

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CHAR	Polynucléaires neutrophiles	Sang total	Méthode automatisée de type quantitatif Impédance, Focalisation hydrodynamique, Photométrie, Volume fixe calibré, Calculs, Cytométrie en flux, Flourescence et Radiofréquence sur XN-3000 : (SYSMEX)	Méthodes reconnues A Manuel d'utilisation du fournisseur SYSMEX	Ajout le 20/12/2023
Laboratoire du CHAR	Polynucléaires éosinophiles	Sang total	Méthode automatisée de type quantitatif Impédance, Focalisation hydrodynamique, Photométrie, Volume fixe calibré, Calculs, Cytométrie en flux, Flourescence et Radiofréquence sur XN-3000 : (SYSMEX)	Méthodes reconnues A Manuel d'utilisation du fournisseur SYSMEX	Ajout le 20/12/2023
Laboratoire du CHAR	Réticulocytes	Sang total	Méthode automatisée de type quantitatif Impédance, Focalisation hydrodynamique, Photométrie, Volume fixe calibré, Calculs, Cytométrie en flux, Flourescence et Radiofréquence sur XN-3000 : (SYSMEX)	Méthodes reconnues A Manuel d'utilisation du fournisseur SYSMEX	Ajout le 20/12/2023
Laboratoire du CHAR	TCMH	Sang total	Méthode automatisée de type quantitatif Impédance, Focalisation hydrodynamique, Photométrie, Volume fixe calibré, Calculs, Cytométrie en flux, Flourescence et Radiofréquence sur XN-3000 : (SYSMEX)	Méthodes reconnues A Manuel d'utilisation du fournisseur SYSMEX	Ajout le 20/12/2023
Laboratoire du CHAR	VGM	Sang total	Méthode automatisée de type quantitatif Impédance, Focalisation hydrodynamique, Photométrie, Volume fixe calibré, Calculs, Cytométrie en flux, Flourescence et Radiofréquence sur XN-3000 : (SYSMEX)	Méthodes reconnues A Manuel d'utilisation du fournisseur SYSMEX	Ajout le 20/12/2023

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CHAR	VPM	Sang total	Méthode automatisée de type quantitatif Impédance, Focalisation hydrodynamique, Photométrie, Volume fixe calibré, Calculs, Cytométrie en flux, Flourescence et Radiofréquence sur XN-3000 : (SYSMEX)	Méthodes reconnues A Manuel d'utilisation du fournisseur SYSMEX	Ajout le 20/12/2023

BM HB04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CHAR	CDPS Maripasoula	CDPS Maripasoula	Hémoglobines	SANG TOTAL	Impédancemétrie Horiba microsemiCRP	ANA EBMD EXT 002: Manuel utilisateur microsemiCRP	Extension d'accréditation prononcée le 12/08/2025
Laboratoire du CHAR	CDPS Grand Santi	CDPS Grand Santi	Hémoglobines	SANG TOTAL	Impédancemétrie Horiba microsemiCRP	ANA EBMD EXT 002: Manuel utilisateur microsemiCRP	Extension d'accréditation prononcée le 12/08/2025
Laboratoire du CHAR	CDPS Saint Georges	CDPS Saint Georges	Hémoglobines	SANG TOTAL	Impédancemétrie Horiba microsemiCRP	ANA EBMD EXT 002: Manuel utilisateur microsemiCRP	Extension d'accréditation prononcée le 12/08/2025

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CHAR	Antithrombine III	Plasma	Type quantitatif, Turbidimetrie à 671 nm Automate ACL TOP	00020006800_SynthAsi I R11 - 06 2017	Ajout le 26/12/2023
Laboratoire du CHAR	D-Dimères	Plasma	Type quantitatif, Turbidimetrie à 671 nm Automate ACL TOP	00020006800_SynthAsi I R11 - 06 2017	Ajout le 26/12/2023
Laboratoire du CHAR	Facteur II	Plasma	Type quantitatif, Turbidimetrie à 671 nm Automate ACL TOP	00020006800_SynthAsi I R11 - 06 2017	Ajout le 26/12/2023
Laboratoire du CHAR	Facteur IX	Plasma	Type quantitatif, Turbidimetrie à 671 nm Automate ACL TOP	00020006800_SynthAsi I R11 - 06 2017	Ajout le 26/12/2023
Laboratoire du CHAR	Facteur V	Plasma	Type quantitatif, Turbidimetrie à 671 nm Automate ACL TOP	00020006800_SynthAsi I R11 - 06 2017	Ajout le 26/12/2023
Laboratoire du CHAR	Facteur VII	Plasma	Type quantitatif, Turbidimetrie à 671 nm Automate ACL TOP	00020006800_SynthAsi I R11 - 06 2017	Ajout le 26/12/2023
Laboratoire du CHAR	Facteur VIII	Plasma	Type quantitatif, Turbidimetrie à 671 nm Automate ACL TOP	00020006800_SynthAsi I R11 - 06 2017	Ajout le 26/12/2023
Laboratoire du CHAR	Facteur X	Plasma	Type quantitatif, Turbidimetrie à 671 nm Automate ACL TOP	00020006800_SynthAsi I R11 - 06 2017	Ajout le 26/12/2023
Laboratoire du CHAR	Facteur XI	Plasma	Type quantitatif, Turbidimetrie à 671 nm Automate ACL TOP	00020006800_SynthAsi I R11 - 06 2017	Ajout le 26/12/2023
Laboratoire du CHAR	Facteur XII	Plasma	Type quantitatif, Turbidimetrie à 671 nm Automate ACL TOP	00020006800_SynthAsi I R11 - 06 2017	Ajout le 26/12/2023

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CHAR	Fibrinogène	Plasma	Type quantitatif, Turbidimétrie à 405 nm Changement ACLTOP 550 et 750	00020301100_Fibrinog en Clauss R7 06-2017	Changement ACLTOP 550 et 750 14/02/2019
Laboratoire du CHAR	TCA, Temps de cephaline active	Plasma	Type quantitatif, Turbidimétrie à 671 nm, Changement ACLTOP 550 et 750	00020006800_SynthASi I R11 - 06 2017	Changement ACLTOP 550 et 750 14/02/2019
Laboratoire du CHAR	TP, Temps de Prothrombine	Plasma	Type quantitatif, Turbidimétrie à 671 nm Changement ACLTOP 550 et 750	00020003050 RecomBiplasTin 2G R9 06-2017	Changement ACLTOP 550 et 750 14/02/2019

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CHAR	Activité anti Xa de l'héparine	Plasma	Dosage de l'activité anti-Xa par méthode chromogénique et mesure cinétique à 405 nm Automate ACL TOP 550 ET ACL TOP 750	304066R502/21 Liquid Anti-Xa	Extension prononcée le 14/01/2025

BM CB04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CHAR	CDPS Maripasoula	CDPS MARIPASOULA	Détermination des paramètres d'hémostase (TP, INR) (EBMD) examen de biologie médicale délocalisée	SANG TOTAL	ELECTROCHIMIE I- STAT Abbott®	Methodes reconnues A	Extension d'accréditation prononcée le 20/11/2012
Laboratoire du CHAR	CDPS Saint Georges	CDPS Saint Georges	Temps de Quick (INR)	SANG TOTAL	Electrochimie iSTAT-1	ANA EBMD EXT 010 - Fiche technique PT	Extension d'accréditation prononcée le 12/08/2025

BM CB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CHAR	Facteur von Willebrand	Plasma	Immunologique Latex	Factor antigen 3800- 2723 R12 07/21	Extension prononcée le 14/01/2025

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CHAR	IgG AC Anti-CCP	Sérum	DOSAGE IMMUNOENZYMATIQUE PAR FLUORESCENCE POUR LES ANTICORPS ANTI- CCP	Méthode reconnue A sur phadia immuno AP	Levée de suspension prononcée le 12/08/2025

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CHAR	IgE totales	Sérum	Immunofluorescence par méthode sandwich Les anti IgE sont couplés à la phase cellulosique de l'ImmunoCAP et réagissent avec les IgE du sérum du patient. Des anti-IgE marqués par un enzyme révèlent le complexe. Après incubation avec le substrat la fluorescence émise est directement proportionnelle à la concentration d'IgE.	Méthode reconnue A sur phadia immuno AP	Levée de suspension prononcée le 12/08/2025

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CHAR	Anticorps anti HBe	Sérum (avec ou sans séparateur), Plasma	Méthode qualitative : dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA)	Méthode reconnue A	Demande d'ajout le 22/05/2026
Laboratoire du CHAR	sérologie chagas	Sérum	Type quantitatif : Chimiluminescence - Automate ALINITY	Méthode reconnue A	Installation automate ALINITY et production le 23 octobre 2025

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CHAR	TDR Ag pneumocoque	Urine	Technique immunochromatographique avec détection de l'antigène de <i>S. pneumoniae</i> (<i>S.pneumoniae</i> Ag FIA SD BIOSENSOR Ref FPNE01) F2400	SD BIOSENSOR référence : FPNE01G	Extension prononcée le 14/01/2025

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CHAR	CV HIV	Sang total	PCR temps réel Roche 4800 Cobas HIV-1	Méthodes reconnues A	
Laboratoire du CHAR	CV HVB	Sérum	PCR temps réel Roche 4800 Cobas	Méthodes reconnues A	Examen ajouté le 20/12/2022
Laboratoire du CHAR	CV HVC	Sérum	PCR temps réel Roche 4800 Cobas HIV-1	Méthodes reconnues A	Examen ajouté le 20/12/2022
Laboratoire du CHAR	PCR Histoplasmosse (Extraction, amplification et détection..)	Sang total, LCR, LBA, tissus (biopsies d'organes profond)	Prétraitement des échantillons, suivie de l'extraction automatisée des acides nucléiques, avec amplication en temps réel en ciblant la région ITS du complexe de l'ARN ribosomal BD MAX	Stephane Simon and al. elsivier, Diagnostic Microbiology an Infectious Disease, 2010 Portée B	Extension d'accréditation prononcée le 12/08/2025
Laboratoire du CHAR	PCR Leishmaniose (Extraction, amplification et détection..)	prélèvement de plaie (écouvillon)	Extraction manuelle des acides nucléiques (QIAamp DNA mini kit, Blood and Tissue DNA), suivi de l'amplification en point final (Thermocycleur Applied Biosystems™ 7500 ou Thermocycleur RotorGene) en ciblant le gène Hsp70, puis détection des amplicons après migration sur gel d'agarose QIASYMPHONY Thermocycleur 75000	Portée B	Extension d'accréditation prononcée le 12/08/2025

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CHAR	Cytologie des urines	Urines	Examen macro/microscopique, Cytométrie de flux - Automate UF4000	Méthodes reconnues A	Changement d'automate, mise en production de l'UF4000 le 16/09/2022
Laboratoire du CHAR	Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, de bactéries et/ou de champignons, et/ou de levures, et/ou de parasites et d'autres éléments	LBA, Liquide bronchique, expectoration, liquide de ponction, liquide d'épanchement, moelle, phanère, prélèvement cutané, prélèvement de plaie, prélèvement de pus, prélèvement oculaire, biopsies	Examen morphologique direct macro- et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration...) Etat frais, Coloration MGG, coloration IFI (Fungi FLUO)	Méthodes reconnues A manuelles	Ajout 18/03/2022

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CHAR	Antibiogramme direct HEMOCULTURE	Hémoculture	méthode par de diffusion avec disques antibiotiques en milieu gélosé (ADAGIO),	ANA BA MO 055 (selon les recommandations du CASFM en vigueur)	Extension d'accréditation prononcée le 20/11/2023
Laboratoire du CHAR	Recherche de bactéries par HEMOCULTURE	Echantillons biologiques d'origine humaine SANG TOTAL	Détection par mise en évidence d'une activité métabolique (CO ₂) par les micro-organismes traduite par la variation d'un indicateur colorimétrique (BACTEC)	Manuel d'utilisation du BACTEC FX + ANA BA MO 092	Extension d'accréditation prononcée le 20/11/2023

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CHAR	DERMATOPHYTOSE Culture + identification (morphologie + spectrométrie de masse)	prélèvement cutané (peau et phanères), prélèvement de muqueuse	(1) Ensemencement sur geloses en tube: TG (gelose sabouraud + chloramphénicol + gentamycine) et TGA (gelose sabouraud + chloramphénicol + gentamycine + Actidione) à 30°C. (2) Identification morphologique: temps de pousse des cultures; macroscopie par description de la couleur des colonies sur la gélase (en recto-verso), et de l'aspect des colonies (poudreux, velouté, ..); microscopie après réalisation de la technique du drapeau. (3) Identification par spectrométrie de masse: extraction protéique longue, puis identification des spectres par MALDI TOF avec utilisation d'une base de données en ligne (MSI) pour l'interprétation des résultats	Portée B ANA PARMY MO 008 ANA PARMY MO 006 ANA PARMY MO 007	Extension prononcée le 14/01/2025

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CHAR	Identification de bactéries	Culture bactérienne (à partir d'Hémoculture)	Mise en culture manuelle	Procédures internes des examens cyto-bactériologiques pour chaque type de prélèvement (selon les recommandations du Rémic 6ème édition)	Extension d'accréditation prononcée le 20/11/2023
Laboratoire du CHAR	Identification de bactéries	Culture bactérienne (à partir d'Hémoculture)	Détermination phénotypique par : caractérisation biochimique manuelle (API 20E)	Galerie API 20E : ANA BA MO 033	Extension d'accréditation prononcée le 20/11/2023
Laboratoire du CHAR	Identification de bactéries	Culture bactérienne (à partir d'Hémoculture)	Détermination phénotypique par : caractérisation biochimique automatisée (VITEK2)	Vitek 2 : Manuel utilisateur + ANA BA MO 045	Extension d'accréditation prononcée le 20/11/2023
Laboratoire du CHAR	Identification de bactéries	Culture bactérienne (à partir d'Hémoculture)	Détermination phénotypique par spectrométrie de masse (Maldi Biotyper)	Maldi Biotyper Manuel utilisateur + ANA BA MO 100	Extension d'accréditation prononcée le 20/11/2023

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CHAR	caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques	Culture bactérienne (à partir d'Hémoculture)	méthode par de diffusion avec disques antibiotiques en milieu gélosé (ADAGIO),	ADAGIO : Manuel utilisation Adagio (BioRad)	Extension d'accréditation prononcée le 20/11/2023
Laboratoire du CHAR	caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques	Culture bactérienne (à partir d'Hémoculture)	méthode par inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques (VITEK2)	Vitek 2 : Manuel utilisateur + ANA BA MO 045	Extension d'accréditation prononcée le 20/11/2023

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CHAR	Diagnostic biologique du paludisme (recherche, identification et numération)	SANG TOTAL	examen morphologique microscopique direct après fixation, coloration : Frottis, goutte épaisse Détermination phénotypique immunochromatographie	Méthodes reconnues A manuelles	Extension d'accréditation prononcée le 20/11/2023

BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire du CHAR	Centre de prélèvement	SANG	Prélèvement veineux	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
Laboratoire du CHAR	Centre de prélèvement	SANG	Prélèvement artériel (gaz du sang)	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01
Laboratoire du CHAR	Centre de prélèvement	SANG	Prélèvement nasopharyngés et oropharyngés	Manuel de prélèvement	MAJ LP BM PP01