



Portée détaillée v.38 de l'attestation N° 8-3839

Detailed scope v.38 of the attestation N° 8-3839

Date de publication / Publish date: 04/09/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

SERVICE DE SANTE DES ARMEES

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	25 Hydroxyvitamine D	Sérum	1 Cobas e801 Roche Immunochimiluminescence	BIOCHBMVITD V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Acide urique	Plasma	2 COBAS c503 et c303 Roche Enzymatique	BIOCHBMURIC V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	ALAT (TGP)	Plasma	2 COBAS c503 et c303 Roche Spectrophotométrie	BIOCHBMALAT V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Albumine	Plasma	2 COBAS c503 et c303 Roche Turbidimétrie	BIOCHBMALBP V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Albumine	LCR	1 COBAS c303 Roche Turbidimétrie	BIOCHBNALBLCR V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	ASAT (TGO)	Plasma	2 COBAS c503 et c303 Roche Spectrophotométrie	BIOCHBMASAT V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Bicarbonates	Plasma	2 COBAS c503 et c303 Roche Enzymatique	BIOCHBMBICA V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Bilirubine conjuguée (directe)	Plasma	1 COBAS c503 Roche Spectrophotométrie	BIOCHBMBILD V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	Bilirubine totale	Plasma	2 COBAS c503 et c303 Roche Spectrophotométrie	BIOCHBMBILT V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Béta-2 microglobuline	Plasma	1 COBAS c503 RocheTurbidimétrie	BIOCHBMB2M V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Calcium total	Plasma	2 COBAS c503 et c303 Roche Spectrophotométrie	BIOCHBMCA V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Chaines légères Kappa	Sérum	1 COBAS c503 Roche Turbbidimétrie	BIOCHBMKAPPA V1.0	-Changement d'analyseur le 04/02/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Chaines légères Lambda	Sérum	1 COBAS c503 Roche Turbbidimétrie	BIOCHBMLAMBDA V1.0	-Changement d'analyseur le 04/02/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Chlore	Plasma	2 COBAS c503 et c303 Roche Potentiométrie	BIOCHBMCHLP V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Cholestérol HDL	Plasma	2 COBAS c503 et c303 Roche Spectrophotométrie	BIOCHBMHDLP V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Cholestérol total	Plasma	2 COBAS c503 et c303 Roche Enzymatique	BIOCHBMCHOL V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	CK totales	Plasma	2 COBAS c503 et c303 Roche Spectrophotométrie	BIOCHBMCK V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Complément C3	Sérum	1 COBAS c503 Roche Turbbidimétrie	BIOCHBMC3 V1.0	Nouvelle technique le 01/04/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Complément C4	Sérum	1 COBAS c503 Roche Turbbidimétrie	BIOCHBMC4 V1.0	Nouvelle technique le 01/04/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	CRP	Plasma	2 COBAS c503 et c303 Roche Immunoturbidimétrie	BIOCHBMCRP V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Créatinine	Plasma	2 COBAS c503 et c303 Roche Enzymatique	BIOCHBMCREAT V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Créatinine	Urine	2 COBAS c503 et c303 Roche Enzymatique	BIOCHBMCREAU V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	FER	Sérum	1 COBAS c303 Roche Spectrophotométrie	BIOCHBMFER V1.0	Ajout de l'examen le 01/02/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	Ferritine	Plasma	1 COBAS e801 Roche Chimiluminescence	BIOCHBMFERRI V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	GGT	Plasma	2 COBAS c503 et c303 Roche Spectrophotométrie	BIOCHBMGGT V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Glucose	Plasma LCR Urine	2 COBAS c503 et c303 Roche Spectrophotométrie	BIOCHBMGLY V1.0 BIOCHBMGLYLC V2.0 BIOCHBMGLYU V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Haptoglobine	Plasma	1 COBAS c503 Roche Turbidimétrie	BIOCHBMHAPTO V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	HCG	Plasma	2 COBAS e801 et e402 Roche Electrochimiluminescence	BIOCHBMHCG V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	IgA	Sérum	1 COBAS c303 Turbidimétrie	BIOCHBMIGA V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	IgG	Sérum LCR	1 COBAS c303 Turbidimétrie	BIOCHBMIGG V1.0 BIOCHBMIGGL V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	IgM	Sérum	1 COBAS c303 Turbidimétrie	BIOCHBMIGM V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Lactates	Plasma LCR	1 COBAS c503 Spectrophotométrie	BIOCHBMLACP V1.0 BIOCHBMLACLCR V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	LDH	Plasma	2 COBAS c503 et c303 Roche Spectrophotométrie	BIOCHBMLDH V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Lipase	Plasma	2 COBAS c 503 et c303 Roche Spectrophotométrie	BIOCHBMLIPA V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Magnésium	Plasma	1 COBAS c 503 Roche Spectrophotométrie	BIOCHBMMG V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	NSE	Sérum	1 Cobas e402 Immuno électro-chimiluminescence	BIOCHBMNSE V1.0	-Ajout de l'examen le 04/05/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	NT PRO BNP	Plasma	2 Cobas e801 et e402 Immuno électro-chimiluminescence / biotine insensible	BIOCHBMNTPRO V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	PAL	Plasma	2 COBAS c 503 et c303 Roche Spectrophotométrie	BIOCHBMPAL V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Phosphore	Plasma	2 COBAS c 503 et c303 Roche Spectrophotométrie	BIOCHBMPHOS V2.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Potassium	Plasma Urine	2 COBAS c 503 et c303 Roche Potentiométrie	BIOCHBMPOTP V1.0 BIOCHBMPOTU V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Procalcitonine	Plasma	1 COBAS e801 Roche Immuno électro-chimiluminescence	BIOCHBMPCT V1.0	- Ajout de l'examen le 01/02/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Proteines S100Béta	Sérum	1 Cobas c503 Roche Immuno électro-chimiluminescence	BIOCHBMS100B V1.0	-Ajout d'examen le 06/02/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Protéines totales	Plasma Sérum	2 COBAS c 503 et c303 Roche Spectrophotométrie	BIOCHBMTPP V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Protéines totales	Urine LCR	2 COBAS c 503 et c303 Roche Turbidimétrie	BIOCHBMTPU V1.0 BIOCHBMTPLCR V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Préalbumine	Sérum	1 COBAS c303 Roche Turbidimétrie	BIOCHBMPALB V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Sodium	Plasma Urine	2 COBAS c 503 et c303 Roche Potentiométrie	,BIOCHBMSODP V1.0 BIOCHBMSODU V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	T4L	Plasma	1 Cobas e801 Roche Immuno électro-chimiluminescence	BIOCHBMT4L V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Transferrine	Sérum	1 COBAS c303 Turbidimétrie	BIOCHBMTRANS V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Triglycérides	Plasma	2 COBAS c 503 et c303 Roche Spectrophotométrie	BIOCHBMTRIG V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	Troponine T	Plasma	2 Cobas e801 et e402 Roche Méthode de dosage immunométrique en 2 étapes. Lecture par électrochimiluminescence	BIOCHBMTROP V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	TSH	Plasma	1 Cobas e801 Roche Immuno électro-chimiluminescence	BIOCHBMTSH V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Urée	Plasma Urine	2 COBAS c 503 et c303 Roche Spectrophotométrie	BIOCHBMUREEP V1.0 BIOCHBMUREEU V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	Electrophorèse des protéines	Sérum	1 CAPILLARYS Electrophorèse capillaire	BIOCHBMELEC V1.0	-Changement d'automate le 05/03/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Immunofixation des protéines	Sérum	1 Hydrasys Immunofixation des protéines	BIOCHBMIFS V1.1	-

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	Screening toxicologique (amphétamine, barbituriques, benzodiazépines, buprénorphine, cocaïne, tétrahydrocannabinol, méthadone, méthamphétamine, méthylène-dioxy-méthamphétamine, morphine, antidépresseurs tricycliques)	Urine	Méthode manuelle Test immunochromatographique SURESTEP	BIOCHBMTOXU V2,0	-

BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	LABORATOIRE HIA PERCY	EBMD - Pôle Urgences Soins critiques/ Service Bloc opératoire	Dosage de l'hémoglobine	Sang total	10 Hemocue 201 DM (n°00104397 / 00122229 / 00122230 / 00122231 / 00122232 / 00121071 / 00121072 / 00121073 / 00121074 / 00122468) Réaction de méthémoglobinazide modifiée	BIOLEBMDDM V2,2	-

BM PT01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	Amikacine	Plasma	1 COBAS c503 Roche Immunoturbidimétrie	PHARMACOAMIK V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Antidépresseur tricyclique	Plasma	1 COBAS c503 Roche Spectrophotométrie	PHARMACOTRICY V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Benzodiazépine	Plasma	1 COBAS c503 Roche Spectrophotométrie	PHARMACOBZS V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Benzoylecgonine	Urine	1 COBAS c303 Roche Spectrophotométrie	PHARMACOCOCA V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Ciclosporine	Sang total	1 COBAS e402 Roche Chimiluminescence	PHARMACOCICLO V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Digoxine	Plasma	1 COBAS e801 Roche immunochimiluminescence	PHARMACODIGO V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Ethanol	Plasma	2 COBAS c 503 et c303 Roche Enzymatique	PHARMACOETHO V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Gentamicine	Plasma	1 COBAS c503 Roche Spectrophotométrie	PHARMACOGENTA V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	MDMA	Urine	1 COBAS c303 Roche Spectrophotométrie	PHARMACOMDMA V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Méthotrexate	Plasma	1 COBAS c503 Roche Immunoturbidimétrie	PHARMACOMETHO V2.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026 - Changement de méthode le 26/06/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Paracétamol	Plasma	2 COBAS c 503 et c303 Roche Enzymatique	PHARMACOPARA V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	THC	Urine	1 COBAS c303 Roche Spectrophotométrie	PHARMACOTHC V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Valproate	Plasma	1 COBAS c503 Roche Immuno-enzymatique	PHARMACOVALP V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026

BM PT01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	Vancomycine	Plasma	1 COBAS c503 Roche Immuno-enzymatique	PHARMACOVANCO V1.0	-Changement d'analyseur le 07/01/2026

BM PT03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	Recherche de Benzoylecgonine	Urine	Chromatographie en phase liquide et détection par spectromètre de masse - UPLC- TQD	Méthode adaptée / développée PHTOXUPLCBENZ V1.0	-
LABORATOIRE HIA PERCY	Recherche de THC-COOH	Urine	Chromatographie en phase liquide et détection par spectromètre de masse - UPLC- TQD	Méthode adaptée / développée PHTOXUPLCTHC V1.1	-

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	Examen cytologique du sang sur frottis sanguin	Sang total EDTA	Méthode manuelle 1 Etaleur colorateur SP50 1 colorateur manuel (Easycolor) Identification morphologique après coloration et/ou numération en cellule, par microscopie optique	BIOLHEMBMNF SXN V1,2	-
LABORATOIRE HIA PERCY	Numération, formule sanguine + réticulocytes automatisée	Sang total EDTA	1 XN3100S Sysmex (2 XN10 : XN G et D) Impédancemétrie - Spectrophotométrie - Fluorocytométrie de flux - Fluorescence	BIOLHEMBMNF SXN V1,1	-
LABORATOIRE HIA PERCY	Numération plaquettaire	Sang total (citrate / CTAD)	1 XN10 Sysmex XN G Cytométrie de flux	Méthode adaptée / développée BIOLHEMBMPLAQC V1,2	-

BM HB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	Myélogramme	Moelle	Méthode manuelle 1 colorateur manuel (Easycolor) 1 Colorateur SP50 Identification morphologique après coloration et/ou numération en cellule, par microscopie optique	BIOLHEMBMMYELO V2,4	-

BM HB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	Diagnostic des hémopathies	Sang total Moelle LCR	1 Facs Canto II Becton Dickinson Cytométrie de flux après marquage	Méthode adaptée / développée BIOLHEMABMHEMOP V3,4	-
LABORATOIRE HIA PERCY	Etude des sous-populations lymphocytaires T CD4+/CD8+	Sang total	1 Facs Canto II Becton Dickinson Cytométrie de flux après marquage	Méthode adaptée / développée BIOLHEMABMCD4CD8 V1.4	-

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	Antithrombine	Plasma	1 STAR MAX Stago Colorimétrie Stachrom ATIII	BIOLCOAGBMAT V1,1	-
LABORATOIRE HIA PERCY	D-dimères	Plasma	1 STAR MAX Stago 1 COMPACT MAX2 Stago Immunoturbidimétrie Liatest D-Di Plus	BIOLCOAGBMDDICX V2,2	-
LABORATOIRE HIA PERCY	Dosage Antigène von Willebrand	Plasma	1 STAR MAX Stago Chronométrie Liatest VWF Ag	BIOLCOAGBMVWF V1,0	-
LABORATOIRE HIA PERCY	Dosage des monomères de fibrine	Plasma	1 STAR MAX Stago Immunoturbidimétrie Liatest FM	BIOLCOAGBMFMT V1,1	-
LABORATOIRE HIA PERCY	Dosage Facteur II	Plasma	1 STAR MAX Stago Chronométrie Deficient II - Neoptimal	BIOLCOAGBMFII V2,0	-
LABORATOIRE HIA PERCY	Dosage Facteur IX	Plasma	1 STAR MAX Stago Chronométrie Immunodef IX - CK Prest	BIOLCOAGBMFIX V1,0	-
LABORATOIRE HIA PERCY	Dosage Facteur V	Plasma	1 STAR MAX Stago Chronométrie Deficient V - Neoptimal	BIOLCOAGBMFV V2,0	-
LABORATOIRE HIA PERCY	Dosage Facteur VII	Plasma	1 STAR MAX Stago Chronométrie Deficient VII - Neoptimal	BIOLCOAGBMFVII V2,0	-
LABORATOIRE HIA PERCY	Dosage Facteur VIII	Plasma	1 STAR MAX Stago Chronométrie Immunodef VIII - CK Prest	BIOLCOAGBMVIII V1,2	-

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	Dosage Facteur X	Plasma	1 STAR MAX Stago Chronométrie Deficient X - Neoptimal	BIOLCOAGBMFX V2,0	-
LABORATOIRE HIA PERCY	Dosage Facteur XI	Plasma	1 STAR MAX Stago Chronométrie Immunodef XI - CK Prest	BIOLCOAGBMFXI V1,0	-
LABORATOIRE HIA PERCY	Dosage Facteur XII	Plasma	1 STAR MAX Stago Chronométrie Immunodef XII - CK Prest	BIOLCOAGBMFXII V1,0	-
LABORATOIRE HIA PERCY	Fibrinogène	Plasma	1 STAR MAX Stago 1 COMPACT MAX2 Stago Chronométrie Fib Liquid	BIOLCOAGBMFIBRCX V2.3	-
LABORATOIRE HIA PERCY	TCA	Plasma	1 STAR MAX Stago 1 COMPACT MAX2 Stago Chronométrie PTTa	BIOLCOAGBMTCARCX V1,3	-
LABORATOIRE HIA PERCY	TCK	Plasma	1 STAR MAX Stago 1 COMPACT MAX2 Stago Chronométrie CK Prest	BIOLCOAGBMTCKRCX V1,1	-
LABORATOIRE HIA PERCY	Temps de Quick / INR / Taux de prothrombine	Plasma	1 STAR MAX Stago 1 COMPACT MAX2 Stago Chronométrie Neoptimal	BIOLCOAGNEOPTRCX V1,2	-

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	Activité antiXa HBPM	Plasma	1 STAR MAX Stago Colorimétrie Liquid Anti-Xa	BIOLCOAGBMANTIX V1,1	-
LABORATOIRE HIA PERCY	Activité antiXa HNF	Plasma	1 STAR MAX Stago Colorimétrie Liquid Anti-Xa	BIOLCOAGBMHNF V1,1	-

BM CB04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Site EBMD	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	LABORATOIRE HIA PERCY	EBMD Pôle Médecine Oncologie Service Cardiologie	Temps de coagulation (ACT-LR)	Sang total	1 Hémochron Activation du sang total par "Célite" Détection du caillot par LED	BIOLCOAGBMACT V2.0	-

BM CB05 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	Recherche des Anticorps anti facteur 4 plaquettaire	Sérum	Méthode manuelle Immunochromatographie Stic Expert Hit	BIOLCOAGBMACPF4 V1,2	-

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	Détection de l'antigène galactomannoprotéine d' <i>Aspergillus</i> sp	Sérum LBA	ELISA sandwich sur I-2P Elispeed (EuroImmun)	SEROAGASI2P V1.1	Sérum : changement d'analyseur le 06/07/2023 LBA : Ajout le 06/07/2023

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	Détection de l'Ag d'adénovirus	Selles	Méthode manuelle Immunochromatographie Test rapide onsite Rota/Adeno Ag	MICROBMCOPRO V1,0	-
LABORATOIRE HIA PERCY	Détection de l'Ag de Cryptocoque	LCR Sérum	Méthode manuelle Immunochromatographie Crypto PS BIOSYNEX	MICROBMCryp V1,0	
LABORATOIRE HIA PERCY	Détection de l'Ag de Legionella pneumophila	Urine	Méthode manuelle Immunochromatographie Legionella BINAX NOW Alere Lecture manuelle Lecture automatisée : DIGIVAL Abott	BIOLMICPARLPN V6,0	-
LABORATOIRE HIA PERCY	Détection de l'Ag de Rotavirus	Selles	Méthode manuelle Immunochromatographie Test rapide onsite Rota/Adeno Ag	MICROBMCOPRO V1,0	-
LABORATOIRE HIA PERCY	Détection de l'Ag de Streptococcus pneumoniae	Urine LCR	Méthode manuelle Immunochromatographie Streptococcus pneumoniae BINAX NOW Alere Lecture manuelle Lecture automatisée : DIGIVAL Abott	BIOLMICPARSPN V4,0 BACTHLCR V2,1	-
LABORATOIRE HIA PERCY	Détection de l'Ag GDH de Clostridium difficile et des toxines A et B	Selles	Méthode manuelle Immunochromatographie C.Diff Quick Chek Complete Alere	BACTHGDT V1,0	-
LABORATOIRE HIA PERCY	Détection des anticorps (Ab) anti-VIH-1 et anti-VIH-2 et de l'antigène (Ag) p24 du VIH-1 libre non immunocomplexé	Sérum	Méthode manuelle Immunochromatographie Détermine HIV Early Detect Abbott	SEROVIHVERMETH V1.0	Ajout à la portée le 07/02/2024

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	Détection d'ADN de Mycobactéries Détection de gènes de résistance	Séreuses (Liquide pleural, ascite, articulaire) LCR Pus profonds Biopsie Nasal Oculaire Expectoration Prélèvement respiratoire	Détection d'acides nucléiques (PCR) puis hybridation sur bandelettes (GENOTYPE) Séquençage HSP 65	MICROBMBK V1.0	Ajout recherche de Mycobactéries le 22/12/2025
LABORATOIRE HIA PERCY	Détection d'ADN du complexe tuberculosis	Séreuses (Liquide pleural, ascite, articulaire) LCR Pus profonds Biopsie Nasal Oculaire Expectoration Prélèvement respiratoire	Détection d'acides nucléiques (PCR) 1 GenXpert Cepheid (n°832023) Test GXMTB/RIF-10	MICROBIOBMPCRBKG v2,0	
LABORATOIRE HIA PERCY	Détection d'ADN du complexe tuberculosis	Expectoration Prélèvement respiratoire	Détection d'acides nucléiques (PCR) LightCycler® 480 II (Roche) RealAccurate® Quadruplex Mycobacteria PCR kit	MICROBIOBMPCRBK V1.0	Ajout de méthode le 30/10/2024
LABORATOIRE HIA PERCY	Détection de Chlamydia trachomatis	Urine de 1er jet Prélèvement vaginal	Détection d'acides nucléiques (PCR) . Test Xpert® CT/NG sur GeneXpert Cepheid (n°832023)	MICROBIOBMCTNGIV V2,0	-
LABORATOIRE HIA PERCY	Détection de Neisseria gonorrhoeae	Urine de 1er jet Prélèvement vaginal	Détection d'acides nucléiques (PCR) . Test Xpert® CT/NG sur GeneXpert Cepheid (n°832023)	MICROBIOBMCTNGIV V2,0	-
LABORATOIRE HIA PERCY	Détection des Arbovirus (Dengue, Zika, Chikungunya)	sérum	Détection d'acides nucléiques (RT-PCR) sur Q55 Thermofisher	BIOLBMDZC V1.0	-ajout de l'analyse le 04/06/2026

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	Détection des gènes de résistance aux carbapénèmes (carbapénémases KPC, NDM, VIM, OXA-48 et IMP) pour les bactéries Gram négatif	Ecouvillon rectal Colonie culture	Détection d'acides nucléiques (PCR). Test CARBA-R sur GeneXpert Cepheid (n°832023)	MICROBMBMR V1,0	-
LABORATOIRE HIA PERCY	Détection de Staphylococcus aureus et de la résistance à la méticilline	Flacons d'hémocultures	Détection d'acides nucléiques (PCR) 1 GenXpert Cepheid (n°832023)	BIOLBMMRSASABC V1.0	Ajout de méthode le 03/11/2025
LABORATOIRE HIA PERCY	Détection des virus Influenza A, B (grippe)	Ecouvillon naso-pharyngé	Détection d'acides nucléiques (PCR) . Test Xpert® Xpress Flu/RSV et Test Xpert® Xpress CoV2/Flu/RSV plus sur 3 GeneXpert Cepheid (n°839459, 832023 et 839141)	VIROHGVRSENGENIV V3.4 BIOMICBMCOMBI V1.2	- Ajout d'un analyseur GeneXpert le 03/12/2025
LABORATOIRE HIA PERCY	Détection du SARS-CoV-2	Ecouvillon naso-pharyngé	Détection d'acides nucléiques (RT-PCR). Test Xpert® Xpress SARS-COV2 plus et Test Xpert® Xpress CoV2/Flu/RSV plus sur 3 GeneXpert Cepheid (n°839459, 832023 et 839141)	BIOLMICBMCOVID V2.2 BIOMICBMCOMBI V1,2	- Ajout d'un analyseur GeneXpert le 03/12/2025
LABORATOIRE HIA PERCY	Détection du SARS-CoV-2	Ecouvillon naso-pharyngé Prélèvements respiratoires Salive Selles	Détection d'acides nucléiques (RT-PCR) sur QS5 Thermofisher Kit TaqPath-Covid-19	BIOLMICBMCOVID V2.2	-arrêt de la méthode par QS5 le 15/06/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Détection du SARS-CoV-2	Ecouvillon naso-pharyngé	Technique NEAR 4 ID-Now Abbott n° D0698C1B, 13A0D91C, F3BDD91C et ECFAF41C)	BIOLMICBMCOVID V2.0	-arrêt de la méthode IDNOW le 03/06/2026
LABORATOIRE HIA PERCY	Détection du VRS	Ecouvillon naso-pharyngé	Détection d'acides nucléiques (PCR) . Test Xpert® Xpress Flu/RSV et Test Xpert® Xpress CoV2/Flu/RSV plus sur 3 GeneXpert Cepheid (n°839459, 832023 et 839141)	VIROHGVRSENGENIV V3.4 BIOMICBMCOMBI V1,2	- Ajout d'un analyseur GeneXpert le 03/12/2025

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	Recherche des gènes codant les toxines de Clostridium difficile	Selles	Détection d'acides nucléiques (PCR). Test Xpert® C.difficile BT sur GeneXpert Cepheid (n°832023)	BACTHCLOSSGENVIV V2,0	-

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	Examen Cytobactériologique Identification et numération d'éléments cellulaires et d'autres éléments Recherche de bactéries et/ou levures	Urine Séreuses (Liquide pleural, ascite, articulaire) LCR LBA	Méthode manuelle Lecture optique, cellule de Kova	BACTHECBU V3,0 BACTHSER V2,0 BACTHLCR V2,1 MICROBMLBA V2,0	
LABORATOIRE HIA PERCY	Examen Cytobactériologique Identification et numération d'éléments cellulaires et d'autres éléments Recherche de bactéries et/ou levures	Urine	Méthode manuelle Compte d'ADDIS Lecture optique, cellule de Kova	MICROBMADD V1,0	
LABORATOIRE HIA PERCY	Examen Cytobactériologique Identification et numération d'éléments cellulaires et d'autres éléments Recherche de bactéries et/ou levures	Expectoration Aspiration endotrachéale ou bronchique ou minilavage alvéolaire	Méthode manuelle Estimation semi-quantitative des polynucléaires et cellules épithéliales avec coloration Gram Coloration manuelle GRAM Coloration avec Previcolor BIOMERIEUX	MICROBMEXP V1,0 MICROBMPULM V1,0	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	Examen Cytobactériologique Identification et numération d'éléments cellulaires et d'autres éléments Recherche de bactéries et/ou levures	Urine Séreuses (Liquide pleural, ascite, articulaire) LCR Pus profonds Biopsie Hémocultures Expectoration Aspiration endotrachéale ou bronchique ou minilavage alvéolaire LBA Matériel d'ostéosynthèse ou de prothèse Ponction de sinus et paracentèse Pus nasal, oreille externe ou oropharyngé Pus oculaire Liquide de drain ou redon Selle Écouvillonnage nasal et rectal	Méthode manuelle Examen morphologique direct macro/microscopique à l'état frais avant culture, avec ou sans préparation, avec coloration Gram Coloration manuelle GRAM Coloration avec Previcolor BIOMERIEUX Coloration AURAMINE	BACTHECBU V3,0 BACTHSER V2,0 BACTHLCR V2,1 BACTHBPR V2,0 BACTHBIOP V1,0 MICROBMHEMOC V2.0 MICROBMEXP V1,0 MICROBMPULM V1,0 MICROBMLBA V2,0 MICROBMMAT V1,0 MICROBMSIN V1,0 MICROBMORL V1,0 MICROBMOEIL V1,0 MICROBMBRE V1,0 MICROBMCOPRO V1,0 MICROBMBMR V1,0 MICROBMBK V1.0	Ajout recherche Mycobactéries le 22/12/2025
LABORATOIRE HIA PERCY	Numération d'éléments cellulaires et d'autres éléments	Séreuses (Liquide pleural, ascite, articulaire) LCR LBA	Méthode manuelle Examen morphologique microscopique après coloration de RAL	BACTHSER V2,0 BACTHLCR V2,1 MICROBMLBA V2,0	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	Recherche et identification de filaires	Sang total	Méthode manuelle Examen morphologique direct microscopique (état frais) après concentration Examen morphologique microscopique sous UV après coloration acridine orange - Méthode manuelle sur test quantitative Buffy Coat (QBC). Examen morphologique après coloration par microscopie optique Etaleur colorateur SP50 et technique manuelle (Easycolor) (MGG)	BIOLPARABMHM V1,1	-
LABORATOIRE HIA PERCY	Recherche et identification de leishmanioses.	Moelle Biopsie cutanée	Méthode manuelle Examen morphologique après coloration par microscopie optique Etaleur colorateur SP50 et technique manuelle (Easycolor) (MGG)	BIOLPARABMHM V1,1	-
LABORATOIRE HIA PERCY	Recherche et identification de trypanosomes.	Sang total	Méthode manuelle Examen morphologique direct microscopique (état frais) après concentration Examen morphologique après coloration par microscopie optique Etaleur colorateur SP50 et technique manuelle (Easycolor) (MGG)	BIOLPARABMHM V1,1	-

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	Hémocultures Recherche de bactéries et/ou de levures et/ou de champignons filamenteux	Sang total Séreuses (Liquide pleural, ascite, articulaire) LCR Pus profonds	1 Bact'alert VIRTUO Biomérieux Analyse chimique après culture Détection d'un différentiel de pression Détection visuelle de croissance	MICROBMHEMOC V2,0 BACTHSER V2,0 BACTHLCR V2.1 BACTHBPR V2,0	
LABORATOIRE HIA PERCY	Recherche de Mycobactéries	Urine Séreuses (Liquide pleural, ascite, articulaire) LCR Pus profonds Biopsie Hémocultures Expectoration Aspiration endotrachéale ou bronchique ou minilavage alvéolaire LBA Matériel d'ostéosynthèse ou de prothèse Ponction de sinus et paracentèse Pus nasal, oreille externe ou oropharyngé Pus oculaire Liquide de drain ou redon Selle Écouvillonnage nasal et rectal	BD BACTEC™ MGIT™ détection par fluorescence	MICROBMBK V1.0	Ajout recherche Mycobactéries le 22/12/2025

BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	Recherche, identification et dénombrement de champignons filamenteux	Echantillon biologique d'origine humaine	Méthode manuelle Examen morphologique direct macro/microscopique avant culture, avec ou sans préparation, avec coloration Gram Coloration manuelle GRAM coloration avec Previcolor BIOMERIEUX	BIOLMICROIDCHAMP V1.2	
LABORATOIRE HIA PERCY	Recherche, identification et dénombrement de champignons filamenteux	Echantillon biologique d'origine humaine	Méthode manuelle Mise en culture Dénombrement des colonies : appréciation semi-quantitative Examen macroscopique après culture	BIOLMICROIDCHAMP V1.2	
LABORATOIRE HIA PERCY	Recherche, identification et dénombrement de champignons filamenteux	Echantillon biologique d'origine humaine	Méthode manuelle Examen morphologique microscopique après culture après coloration au bleu de coton	BIOLMICROIDCHAMP V1.2	
LABORATOIRE HIA PERCY	Recherche, identification et dénombrement de champignons filamenteux	Echantillon biologique d'origine humaine	1 MALDI TOF SIRUS Détermination phénotypique après culture par spectrométrie de masse	BIOLMICROIDCHAMP V1.2	-Changement d'automate spectromètre de masse MALDI TOF SIRUS en remplace du MALDI TOF BIOTYPER le 01/09/2025

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	Identification de Mycobactéries	Culture bactérienne : Urine Séreuses (Liquide pleural, ascite, articulaire) LCR Pus profonds Biopsie Pus superficiels Biopsie quantitative Dispositif intravasculaire Hémocultures Expectoration Aspiration endotrachéale ou bronchique ou minilavage alvéolaire LBA Matériel d'ostéosynthèse ou de prothèse Ponction de sinus et paracentèse Pus nasal, oreille externe ou oropharyngé Pus oculaire Liquide de drain ou redon Selle Écouvillonnage nasal et rectal	Recherche Ag MPT64 par immunochromatographie	MICROBMBK V1.0	Ajout identification de Mycobactéries le 22/12/2025

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	Recherche et identification de germes bactériens	Culture bactérienne : Urine Séreuses (Liquide pleural, ascite, articulaire) LCR Pus profonds Biopsie Pus superficiels Biopsie quantitative Dispositif intravasculaire Hémocultures Expectoration Aspiration endotrachéale ou bronchique ou minilavage alvéolaire LBA Matériel d'ostéosynthèse ou de prothèse Ponction de sinus et paracentèse Pus nasal, oreille externe ou oropharyngé Pus oculaire Liquide de drain ou redon Selle Écouvillonnage nasal et rectal	Méthode manuelle Mise en culture Examen morphologique microscopique après coloration de GRAM après culture Coloration manuelle GRAM Coloration avec Previcolor BIOMERIEUX	BACTHECBU V3,0 BACTHSER V2,0 BACTHLCR V2,1 BACTHBPR V2,0 BACTHBIOP V1,0 BACTHBPU V1,0 BACTHCULQ V1,0 BACTHBCA V2,0 MICROBMHEMOC V2,0 MICROBMEXP V1,0 MICROBMPULM V1,0 MICROBMLBA V2,0 MICROBMMAT V1,0 MICROBMSIN V1,0 MICROBMORL V1,0 MICROBMOEIL V1,0 MICROBMBRE V1,0 MICROBMCOPRO V1,0 MICROBMBMR V1,0 MICROBMBK V1.0	Ajout culture Mycobactéries le 22/12/2025

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	Recherche et identification de germes bactériens	Culture bactérienne : Urine Séreuses (Liquide pleural, ascite, articulaire) LCR Pus profonds Biopsie Pus superficiels Biopsie quantitative Dispositif intravasculaire Hémocultures Expectoration Aspiration endotrachéale ou bronchique ou minilavage alvéolaire LBA Matériel d'ostéosynthèse ou de prothèse Ponction de sinus et paracentèse Pus nasal, oreille externe ou oropharyngé Pus oculaire Liquide de drain ou redon Selle Écouvillonnage nasal et rectal	1 MALDI TOF (IVD MALDI Biotyper microflex) Détermination phénotypique après culture par spectrométrie de masse 1 Spectromètre de masse MALDI TOF modèle MBT Sirius	BACTHECBU V3,0 BACTHSER V2,0 BACTHLCR V2,1 BACTHBPR V2,0 BACTHBIOP V1,0 BACTHBPU V1,0 BACTHCULQ V1,0 BACTHBCA V1,0 MICROBMHEMOC V2,0 MICROBMEXP V1,0 MICROBMPULM V1,0 MICROBMLBA V2,0 MICROBMMAT V1,0 MICROBMSIN V1,0 MICROBMORL V1,0 MICROBMOEIL V1,0 MICROBMBRE V1,0 MICROBMCOPRO V1,0 MICROBMBMR V1,0 MICROBMIDENT v1.0 MICROBMBK V1.0	Ajout d'un nouvel analyseur (MBT Sirius) le 06/06/2025 pour l'identification des bactéries et levures. Ajout identification Mycobactéries le 22/12/2025

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	Recherche et identification de germes bactériens	Culture bactérienne : Urine Séreuses (Liquide pleural, ascite, articulaire) LCR Pus profonds Biopsie Pus superficiels Biopsie quantitative Dispositif intravasculaire Hémocultures Expectoration Aspiration endotrachéale ou bronchique ou minilavage alvéolaire LBA Matériel d'ostéosynthèse ou de prothèse Ponction de sinus et paracentèse Pus nasal, oreille externe ou oropharyngé Pus oculaire Liquide de drain ou redon Selle Écouvillonnage nasal et rectal	Méthode manuelle Caractérisation biochimique pour orientation	BACTHECBU V3,0 BACTHSER V2,0 BACTHLCR V2,1 BACTHBPR V2,0 BACTHBIOP V1,0 BACTHBPU V1,0 BACTHCULQ V1,0 BACTHBCA V1,0 MICROBMHEMOC V2,0 MICROBMEXP V1,0 MICROBMPULM V1,0 MICROBMLBA V2,0 MICROBMMAT V1,0 MICROBMSIN V1,0 MICROBMORL V1,0 MICROBMOEIL V1,0 MICROBMBRE V1,0 MICROBMCOPRO V1,0 MICROBMBMR V1,0	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques	Culture bactérienne : Séreuses (Liquide pleural, ascite, articulaire) LCR Pus profonds Matériel d'ostéosynthèse ou de prothèse Sang total LBA	Lecture manuelle CMI en milieu liquide par microdilution	BACTHSER V2,0 BACTHLCR V2,1 BACTHBPR V2,0 MICROBMMAT V1,0 MICROBMHEMOC V2,0 MICROBMLBA V2,0	
LABORATOIRE HIA PERCY	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques / antifongiques	Culture bactérienne : Urine Séreuses (Liquide pleural, ascite, articulaire) LCR Pus profonds Biopsie Pus superficiels Biopsie quantitative Dispositif intravasculaire Hémocultures Expectoration Aspiration endotrachéale ou bronchique ou minilavage alvéolaire LBA Matériel d'ostéosynthèse ou de prothèse Ponction de sinus et paracentèse Pus nasal, oreille externe ou oropharyngé Pus oculaire Liquide de drain ou redon Selle Écouvillonnage nasal et rectal	1 SIRSCAN ORION Antibiogramme / antifongigramme en milieu gélosé	BACTHECBU V3,0 BACTHSER V2,0 BACTHLCR V2,1 BACTHBPR V2,0 BACTHBIOP V1,0 BACTHBPU V1,0 BACTHCULQ V1,0 BACTHBCA V1,0 MICROBMHEMOC V2,0 MICROBMEXP V1,0 MICROBMPULM V1,0 MICROBMLBA V2,0 MICROBMMAT V1,0 MICROBMSIN V1,0 MICROBMORL V1,0 MICROBMOEIL V1,0 MICROBMBRE V1,0 MICROBMCOPRO V1,0 MICROBMBMR V1,0 MICROBMATB V1.0	Changement d'automate de lecture des antibiogrammes le 12/09/2024

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques / antifongiques	Culture bactérienne : Urine Séreuses (Liquide pleural, ascite, articulaire) LCR Pus profonds Biopsie Pus superficiels Biopsie quantitative Dispositif intravasculaire Hémocultures Expectoration Aspiration endotrachéale ou bronchique ou minilavage alvéolaire LBA Matériel d'ostéosynthèse ou de prothèse Ponction de sinus et paracentèse Pus nasal, oreille externe ou oropharyngé Pus oculaire Liquide de drain ou redon Selle Écouvillonnage nasal et rectal	Lecture manuelle Antibiogramme / antifongigramme en milieu gélifié	BACTHECBU V3,0 BACTHSER V2,0 BACTHLCR V2,1 BACTHBPR V2,0 BACTHBIOP V1,0 BACTHBPU V1,0 BACTHCULQ V1,0 BACTHBCA V1,0 MICROBMHEMOC V2,0 MICROBMEXP V1,0 MICROBMPULM V1,0 MICROBMLBA V2,0 MICROBMMAT V1,0 MICROBMSIN V1,0 MICROBMORL V1,0 MICROBMOEIL V1,0 MICROBMBRE V1,0 MICROBMCOPRO V1,0 MICROBMBMR V1,0 MICROBMATB V1.0	Changement d'automate de lecture des antibiogrammes le 12/09/2024
LABORATOIRE HIA PERCY	Détection des enterocoques résistant à la Vancomycine	Ecouvillon rectal	Méthode manuelle Ensemencement de milieux sélectifs contenant les antibiotiques cibles	MICROBMBMR V1,0	
LABORATOIRE HIA PERCY	Détection des entérobactéries BLSE, P.aeruginosa et A.baumannii multi-résistant	Ecouvillon rectal Ecouvillon autre site	Méthode manuelle Ensemencement de milieux sélectifs contenant les antibiotiques cibles	MICROBMBMR V1,0	
LABORATOIRE HIA PERCY	Détection des entérobactéries productrices de carbapénémases	Ecouvillon rectal	Méthode manuelle Ensemencement de milieux sélectifs contenant les antibiotiques cibles	MICROBMBMR V1,0	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	Détection des mécanismes de résistance des carbapénémases OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP, OXA-48 et OXA-23	Colonie culture (gélose spécifique ou à partir d'une boîte d'antibiogramme)	Méthode manuelle Immunochromatographie Test O.KN.V.I.RESIST-5 Test OXA-48 K- SeT Test OXA-23 K- SeT	MICROBMBMR V1,0	
LABORATOIRE HIA PERCY	Détection des S. aureus résistant à la Mécilline	Ecouvillon anal Ecouvillon autre site	Méthode manuelle Ensemencement de milieux sélectifs contenant les antibiotiques cibles	MICROBMBMR V1,0	
LABORATOIRE HIA PERCY	Détermination de la sensibilité aux antituberculeux	Culture bactérienne : Urine Séreuses (Liquide pleural, ascite, articulaire) LCR Pus profonds Biopsie Pus superficiels Biopsie quantitative Dispositif intravasculaire Hémocultures Expectoration Aspiration endotrachéale ou bronchique ou minilavage alvéolaire LBA Matériel d'ostéosynthèse ou de prothèse Ponction de sinus et paracentèse Pus nasal, oreille externe ou oropharyngé Pus oculaire Liquide de drain ou redon Selle Écouvillonnage nasal et rectal	Méthode automatisé BACTEC MGIT960	MICROBMBK V1.0	Ajout antibiogramme Mycobacterium tuberculosis le 22/12/2025

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	Recherche et identification de Plasmodium sp.	Sang total	Méthode manuelle Immunochromatographie - Test Palutop-4+ OPTIMA Examen morphologique microscopique après coloration - Frottis coloré au MGG (SP50 et Easycolor). Examen morphologique microscopique sous UV après coloration acridine orange) - Test quantitative Buffy Coat (QBC). - LAMP amplification isotherme ADN Plasmodium sp	BIOLPARABMHEM V2.0	-Ajout technique le 14/10/2025

BM MG14 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE HIA PERCY	Détection de l'interféron gamma spécifique de la réponse à l'infection par Mycobacterium tuberculosis (QUANTIFERON)	Plasma	ELISA sur Elispeed I-2P (EuroImmun)	SEROQUANTIFERI2P V1.2	-Changement d'analyseur mise en production le 02/02/2024