



## Portée détaillée v.5 de l'attestation N° 8-3853

*Detailed scope v.5 of the attestation N° 8-3853*

*Date de publication / Publish date: 16/06/2026*

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

**BIOAL**

### BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site            | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Site de CHELLES | Acide urique                                      | Sérum ou Plasma                                                                                                                             | Beckman Coulter DXC 700 AU<br>Test coloration enzymatique               | BLOSR6x98                                                        | Changement automate 08/10/2020                                                                                              |
| Site de CHELLES | ALAT (Aspartate aminotransférases)                | Sérum ou Plasma                                                                                                                             | Beckman Coulter DXC 700 AU<br>Test cinétique UV (IFCC)                  | BLOSR6x09                                                        | Changement automate 08/10/2020                                                                                              |
| Site de CHELLES | ASAT (Alanine aminotransférases)                  | Sérum ou Plasma                                                                                                                             | Beckman Coulter DXC 700 AU<br>Test cinétique UV (IFCC)                  | BLOSR6x09                                                        | Changement automate 08/10/2020                                                                                              |
| Site de CHELLES | Cholestérol                                       | Sérum ou Plasma                                                                                                                             | Beckman Coulter DXC 700 AU<br>Test coloration enzymatique               | BLOSR6x16                                                        | Changement automate 08/10/2020                                                                                              |
| Site de CHELLES | Créatinine                                        | Sérum ou Plasma                                                                                                                             | Beckman Coulter DXC 700 AU<br>Test coloration cinétique (méthode Jaffé) | BLOSR6x78                                                        | Changement automate 08/10/2020                                                                                              |
| Site de CHELLES | Fer                                               | Sérum ou Plasma                                                                                                                             | Beckman Coulter DXC 700<br>Immunoturbidimétrie                          | BLOSR60203                                                       | Fin Gagny 10/11/2020                                                                                                        |
| Site de CHELLES | Ferritine                                         | Sérum ou Plasma                                                                                                                             | Beckman Coulter DXC 700 AU Test<br>Immunoturbidimétrie                  | BLOSR60203                                                       | Ajout sur Chelles 12/11/2020                                                                                                |
| Site de CHELLES | Gamma GT                                          | Sérum ou Plasma                                                                                                                             | Beckman Coulter DXC 700 AU<br>Test coloration cinétique (IFCC)          | BLOSR6x20                                                        | Changement automate 08/10/2020                                                                                              |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site            | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                            | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Site de CHELLES | Glucose                                           | Sérum ou Plasma                                                                                                                             | Beckman Coulter DXC 700 AU<br>Test enzymatique UV (méthode hexokinase)                                              | BLOSR6x21                                                        | Changement automate 08/10/2020                                                                                              |
| Site de CHELLES | Potassium                                         | Sérum ou Plasma                                                                                                                             | Beckman Coulter DXC 700 AU<br>Détermination quantitative indirect de la<br>concentration (Potentiométrie indirecte) | BLOS66320                                                        | Changement automate 08/10/2020                                                                                              |
| Site de CHELLES | Triglycérides                                     | Sérum ou Plasma                                                                                                                             | Beckman Coulter DXC 700 AU<br>Test coloration enzymatique                                                           | BLOSR6x118                                                       | Changement automate 08/10/2020                                                                                              |
| Site de CHELLES | Urée                                              | Sérum ou Plasma                                                                                                                             | Beckman Coulter DXC 700 AU<br>Test cinétique UV                                                                     | BLOSR6x34                                                        | Changement automate 08/10/2020                                                                                              |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site          | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i>             | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Site de GAGNY | ACE                                               | Sérum ou Plasma                                                                                                                             | Siemens Atellica Immunodosage de type sandwich           | Fiche technique Carcinoembryonic Antigen (OUS) - Atellica IM- Rev 05         | changement d'automate le 29/04/2025                                                                                         |
| Site de GAGNY | Alpha Foetoprotéine                               | Sérum ou Plasma                                                                                                                             | Siemens Atellica Immunodosage de type sandwich           | Fiche technique - Alpha Fetoprotéine (OUS) - Atellica IM - Rév 6             | changement d'automate le 29/04/2025                                                                                         |
| Site de GAGNY | CA 125                                            | Sérum ou Plasma                                                                                                                             | Siemens Atellica Immunodosage de type sandwich           | Fiche technique -CA 125II(OUS)- Atellica IM - Rév 5                          | changement d'automate le 29/04/2025                                                                                         |
| Site de GAGNY | CA 153                                            | Sérum ou Plasma                                                                                                                             | Siemens Atellica Immunodosage de type sandwich           | Fiche technique CA 15-3 (OUS)- Atellica IM - Rév 7                           | changement d'automate le 29/04/2025                                                                                         |
| Site de GAGNY | Cortisol                                          | Sérum ou Plasma                                                                                                                             | Siemens Atellica Immunodosage par compétition            | Fiche technique - Cortisol(OUS) - Atellica IM - Rév 4                        | changement d'automate le 29/04/2025                                                                                         |
| Site de GAGNY | FSH                                               | Sérum ou Plasma                                                                                                                             | Siemens Atellica Immunodosage de type sandwich           | Fiche technique - Follicule stimulating Hormononee(OUS)- Atellica IM - Rév 7 | changement d'automate le 29/04/2025                                                                                         |
| Site de GAGNY | HCG                                               | Sérum ou Plasma                                                                                                                             | Siemens Atellica Immunodosage de type sandwich           | Fiche technique - TotalhCG(OUS)- Atellica IM - Rév 6                         | changement d'automate le 29/04/2025                                                                                         |
| Site de GAGNY | Hormone lutéinisante LH                           | Sérum ou Plasma                                                                                                                             | Siemens Atellica Immunodosage de type sandwich           | Fiche technique - Luteinizing Hormone (OUS) Atellica IM - Rév 5              | changement d'automate le 29/04/2025                                                                                         |
| Site de GAGNY | Progestérone                                      | Sérum ou Plasma                                                                                                                             | Siemens Atellica Immunodosage par compétition            | Fiche technique Progesterone (OUS)- Atellica IM - Rév 5                      | changement d'automate le 29/04/2025                                                                                         |

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site          | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i>                | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Site de GAGNY | Prolactine                                        | Sérum ou Plasma                                                                                                                             | Siemens Atellica Immunodosage de type sandwich           | Fiche technique - Prolactin(OUS) - Atellica IM - Rév 6                          | changement d'automate le 29/04/2025                                                                                         |
| Site de GAGNY | PSA libre                                         | Sérum ou Plasma                                                                                                                             | Siemens Atellica Immunodosage de type sandwich           | Fiche technique Free Prostate-specific Antigen (OUS) - Atellica IM - Rév 4      | changement d'automate le 29/04/2025                                                                                         |
| Site de GAGNY | PSA total                                         | Sérum ou Plasma                                                                                                                             | Siemens Atellica Immunodosage de type sandwich           | Fiche technique - Prostate specific antigen (OUS)- Atellica IM - Rév 6          | changement d'automate le 29/04/2025                                                                                         |
| Site de GAGNY | T3L                                               | Sérum ou Plasma                                                                                                                             | Siemens Atellica Immunodosage par compétition            | Fiche technique Free Triiodothyronine - Atellica IM - Rév 4                     | changement d'automate le 29/04/2025                                                                                         |
| Site de GAGNY | T4L                                               | Sérum ou Plasma                                                                                                                             | Siemens Atellica Immunodosage par compétition            | Fiche technique Free Thyroxine - Atellica IM - Rév 7                            | changement d'automate le 29/04/2025                                                                                         |
| Site de GAGNY | Testostérone                                      | Sérum ou Plasma                                                                                                                             | Siemens Atellica Immunodosage par compétition            | Fiche technique - Testosterone II(OUS)- Atellica IM - Rév 7                     | changement d'automate le 29/04/2025                                                                                         |
| Site de GAGNY | TSH                                               | Sérum ou Plasma                                                                                                                             | Siemens Atellica Immunodosage de type sandwich           | Fiche technique Thyroid stimulating Hormone 3-Ultra (OUS) - Atellica IM - Rev 4 | changement d'automate le 29/04/2025                                                                                         |
| Site de GAGNY | Vitamine B12                                      | Sérum ou Plasma                                                                                                                             | Siemens Atellica Immunodosage par compétition            | Fiche technique - Vitamin B12- Atellica IM - Rév 3                              | changement d'automate le 29/04/2025                                                                                         |

## BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site            | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i>             | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Site de CHELLES | Electrophorèse des protéines                      | Sérum                                                                                                                                       | Electrophorèse capillaire automatisée sur<br>Minicap     | fiches techniques<br>réf 4785 2019/07<br>ref4766 2020/07<br>réf 2058 2019/12 | Extension 01/24                                                                                                             |

## BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

| Site            | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                       | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i>       | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Site de CHELLES | Recherche de b-hCG                                | Sérum                                                                                                                                       | Test unitaire : Test coloration<br>immunochromatographique méthode<br>sandwich | FIRST SIGN 3 hCG réf<br>V9999 trousse de 200<br>tests FT-V9960-2019-04 | Extension 01/24                                                                                                             |

## BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

| Site          | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>            | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i>                                                                                                                                                                                  | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Site de GAGNY | NF (formule)                                      | Sang total EDTA                                                                                                                             | Beckman Coulter DXH600<br>Cytométrie de flux en méthode automatisée | DXH-DILUANT ref :<br>628017 notice AL<br>version 09/2018<br>DXH-CLEANER ref :<br>628023, notice AM<br>version 09/2018<br>DXH-DIFF PACK ref :<br>628020 notice AK<br>version 09/2018<br>DXH-LYSE NUM ref :<br>628019, notice AM<br>version 08/2019 | Ajout Mars 2020                                                                                                             |
| Site de GAGNY | NF (Numération globulaire)                        | Sang total EDTA                                                                                                                             | Beckman Coulter DXH600<br>Impédence en méthode automatisée          | DXH-DILUANT ref :<br>628017 notice AL<br>DXH-CLEANER ref :<br>628023, notice AM<br>DXH-DIFF PACK ref :<br>628020 notice AK<br>DXH-LYSE NUM ref :<br>628019, notice AM                                                                             | Changement automate en Mars 2020                                                                                            |
| Site de GAGNY | PLAQUETTES                                        | Sang total EDTA                                                                                                                             | Beckman Coulter DXH600<br>Impédence en méthode automatisée          | DXH-DILUANT ref :<br>628017 notice AL<br>DXH-CLEANER ref :<br>628023, notice AM<br>DXH-DIFF PACK ref :<br>628020 notice AK<br>DXH-LYSE NUM ref :<br>628019, notice AM                                                                             | Changement automate en Mars 2020                                                                                            |

## BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

| Site          | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>            | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i>                                                                                                                                             | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Site de GAGNY | Réticulocytes                                     | Sang total EDTA                                                                                                                             | Beckman Coulter DXH600<br>Cytométrie de flux en méthode automatisée | DXH-Rétic Pack ref :<br>628021 notice AK<br>DXH-Retic-X contrôle<br>cellulaire ref : 628028,<br>notice AL<br>DXH-Latron CP-X<br>Control ref : 628024,<br>notice AL<br>DXH-CLEANER ref :<br>628023, notice AM | Ajout Mars 2020                                                                                                             |

## BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

| Site          | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Site de GAGNY | Vitesse de sédimentation                          | Sang total                                                                                                                                  | Technique manuelle : Méthode de<br>Westergreen           | Fiche vacuette tube VS<br>- 980-232- rév 1                       |                                                                                                                             |

## BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

| Site          | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                        | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Site de GAGNY | Ddimère                                           | Plasma                                                                                                                                      | Werfen ACL Top300 Immunoturbidimétrie                                           | D-Dimère HS 500                                                  | Ajout au 04/09/2023                                                                                                         |
| Site de GAGNY | TP (Taux de prothrombine)                         | Plasma                                                                                                                                      | Werfen ACL Top300 Technique<br>coagulométrique, chromogène et<br>immunologique, | Hemosil<br>recombiplastin 2G<br>00020003050                      |                                                                                                                             |

## BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

| Site            | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i>                | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Site de CHELLES | Groupe ABO                                        | Sang                                                                                                                                        | Hémmaglutitnation sur ORTHO Vision :                     | BioVue® A, B, AB, D,<br>Reverse, Reverse / 400<br>cassettes<br>réf 6986736 (46) | Extension 01/24                                                                                                             |

## BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

| Site            | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i>                                                                                                                                                                                          | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Site de CHELLES | RAI                                               | Plasma                                                                                                                                      | Hémmaglutitnation sur ORTHO Vision                       | BioVue Anti-Human<br>Globulin polyspécific<br>cassettes réf 707350<br>BioVue Anti-Human<br>Globulin polyspécific<br>cassettes réf 707300<br>Affirmagen 4<br>(hématies A1 et B) réf<br>707930<br>0,8 % Surgiscreen (3<br>hématies natives) – réf<br>719102 | Extension 01/24                                                                                                             |

## BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

| Site          | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                     | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Site de GAGNY | Anticorps anti-thyroglobuline                     | Sérum ou plasma                                                                                                                             | Siemens Atellica Immunodosage par<br>chimiluminescence aux esters d'acridium | Fiche technique Anti-<br>Thyroglobulin - Atellica<br>IM - Rév 2  | Extension 01/24<br>changement d'automate le 29/04/2025                                                                      |

## BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Site          | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i> | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i>                        | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Site de GAGNY | Anticorps HBS<br>(hépatite B)                     | Sérum ou plasma                                                                                                                             | Siemens Atellica Immunodosage de type<br>sandwich        | Fiche technique Anti-<br>Hepatitis B surface<br>Antigen 2 (OUS) -<br>Atellica IM -Rev 7 | changement d'automate le 29/04/2025                                                                                         |
| Site de GAGNY | Antigène HBS<br>(hépatite B)                      | Sérum ou plasma                                                                                                                             | Siemens Atellica Immunodosage de type<br>sandwich        | Fiche technique<br>Hepatitis B surface<br>Antigen II(OUS) -<br>Atellica IM -Rev 7       | changement d'automate le 29/04/2025                                                                                         |
| Site de GAGNY | HIV                                               | Sérum ou plasma                                                                                                                             | Siemens Atellica Immunodosage de type<br>sandwich        | Fiche technique HIV<br>Ag/Ab Combo (CHIV)<br>(OUS) - Atellica IM -Rev<br>9              | changement d'automate le 29/04/2025                                                                                         |

## BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Site            | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                      | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i>                  | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Site de CHELLES | Latex                                             | Sérum                                                                                                                                       | Technique manuelle : Agglutination en<br>présence de granules plastiques recouvertes<br>de facteur rhumatoïde | Fiche technique L21-<br>RA-V3FR de 2015/12 RA<br>LATEX TEST KIT de chez<br>Biotec | Extension 01/24                                                                                                             |

## BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Site            | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>       | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Site de CHELLES | Examen cytot bactériologique des urines           | Urine                                                                                                                                       | Technique manuelle : Culot Dénombrement<br>en cellule de Kovas | D4-INS06-V6                                                      | Extension 01/24                                                                                                             |

## BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Site            | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                                                                                                                     | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Site de CHELLES | Examen cytotobactériologique des urines           | Colonies                                                                                                                                    | Identification technique automatisée sur<br>Vitek 2 : Etude des Caractères biochimiques<br>Lecture manuelle : Identification E.coli sur<br>milieux chromogènes CPS technique | D4-INS066V6                                                      | Extension 01/24                                                                                                             |

## BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

| Site            | Examen / analyse<br><i>Examination / analysis</i> | Nature de l'échantillon<br>biologique/de la région<br>anatomique<br><i>Nature of the biological<br/>sample/of the anatomical<br/>region</i> | Principe de la méthode<br><i>Principle of the method</i>                     | Référence de la<br>méthode<br><i>Reference of the<br/>method</i> | Nature de l'évolution (ajout,<br>changement affectant les performances<br>de la méthode, ...) et Remarque<br><i>Remarks</i> |
|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Site de CHELLES | Antibiogramme                                     | Urines                                                                                                                                      | Antibiogramme automatisée sur Vitek 2 :<br>Etude des Caractères biochimiques | D4-INS06-V6                                                      | Extension 01/24                                                                                                             |