



Portée détaillée v.11 de l'attestation N° 8-3897

Detailed scope v.11 of the attestation N° 8-3897

Date de publication / Publish date: 16/10/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

UNION DE CAISSES DE SECURITE SOCIALE INSTITUT INTER REGIONAL POUR LA SANTE

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire UC-IRSA	ALAT	sérum	Méthode automatisée : spectrophotométrie d'absorption IFCC avec phosphate de pyridoxal (Analyseur Cobas Pro Integrated Solutions ROCHE DIAGNOSTICS)	MO.LAB.CHIM.004	
Laboratoire UC-IRSA	ASAT	sérum	Méthode automatisée : spectrophotométrie d'absorption IFCC avec phosphate de pyridoxal (Analyseur Cobas Pro Integrated Solutions ROCHE DIAGNOSTICS)	MO.LAB.CHIM.004	
Laboratoire UC-IRSA	CHOLESTEROL	sérum	Méthode automatisée : spectrophotométrie d'absorption enzymatique (CE/CHOD/POD- PAP) (Analyseur Cobas Pro Integrated Solutions ROCHE DIAGNOSTICS)	MO.LAB.CHIM.004	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire UC-IRSA	CHOLESTEROL HDL	sérum	Méthode automatisée : spectrophotométrie d'absorption enzymatique, colorimétrique (polyanions-CHER/CHOD/POD-PAP) (Analyseur Cobas Pro Integrated Solutions ROCHE DIAGNOSTICS)	MO.LAB.CHIM.004	
Laboratoire UC-IRSA	CREATININE	sérum	Méthode automatisée : spectrophotométrie d'absorption enzymatique, colorimétrique (PAP) (Analyseur Cobas Pro Integrated Solutions ROCHE DIAGNOSTICS)	MO.LAB.CHIM.004	
Laboratoire UC-IRSA	CREATININURIE	urines	Méthode automatisée : spectrophotométrie d'absorption enzymatique, colorimétrique (PAP) (Analyseur Cobas Pro Integrated Solutions ROCHE DIAGNOSTICS)	MO.LAB.CHIM.004	
Laboratoire UC-IRSA	FERRITINE	sérum	Méthode automatisée : ECLIA ECL / Sandwich (Analyseur Cobas Pro Integrated Solutions ROCHE DIAGNOSTICS)	MO.LAB.CHIM.004	
Laboratoire UC-IRSA	GGT	sérum	Méthode automatisée : spectrophotométrie d'absorption cinétique enzymatique / IFCC (Analyseur Cobas Pro Integrated Solutions ROCHE DIAGNOSTICS)	MO.LAB.CHIM.004	
Laboratoire UC-IRSA	GLYCEMIE	plasma (fluorure- EDTA)	Méthode automatisée : spectrophotométrie d'absorption enzymatique (HK/G6PDH) (Analyseur Cobas Pro Integrated Solutions ROCHE DIAGNOSTICS)	MO.LAB.CHIM.004	
Laboratoire UC-IRSA	GLYCEMIE	sérum	Méthode automatisée : spectrophotométrie d'absorption enzymatique (HK/G6PDH) (Analyseur Cobas Pro Integrated Solutions ROCHE DIAGNOSTICS)	MO.LAB.CHIM.004	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire UC-IRSA	GLYCOSURIE	urines	Méthode automatisée : spectrophotométrie d'absorption enzymatique (HK/G6PDH) (Analyseur Cobas Pro Integrated Solutions ROCHE DIAGNOSTICS)	MO.LAB.CHIM.004	
Laboratoire UC-IRSA	MICROALBUMINURIE	urines	Méthode automatisée : spectrophotométrie d'absorption immunoturbidimétrie (Analyseur Cobas Pro Integrated Solutions ROCHE DIAGNOSTICS)	MO.LAB.CHIM.004	
Laboratoire UC-IRSA	PROTEINURIE	urines	Méthode automatisée : spectrophotométrie d'absorption Turbidimétrique / Chlorure de Benzéthonium (Analyseur Cobas Pro Integrated Solutions ROCHE DIAGNOSTICS)	MO.LAB.CHIM.004	
Laboratoire UC-IRSA	TRIGLYCERIDES	sérum	Méthode automatisée : spectrophotométrie d'absorption enzymatique, colorimétrique (LP/GK/GPO/POD-PAP) (Analyseur Cobas Pro Integrated Solutions ROCHE DIAGNOSTICS)	MO.LAB.CHIM.004	
Laboratoire UC-IRSA	TSH	sérum	Méthode automatisée : ECLIA ECL / Sandwich (Analyseur Cobas Pro Integrated Solutions ROCHE DIAGNOSTICS)	MO.LAB.CHIM.004	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire UC-IRSA	HEMOGRAMME (Numération-formule, plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés)	Sang total (anticoagulant : EDTA)	Méthode automatisée : cytométrie de flux, spectrophotométrie, impédancemétrie, lyse différentielle, calcul (Analyseurs deux DxH 690T - Beckman Coulter)	Fiche technique Beckman Coulter FT C86551, FT C86545, FT C86542	
Laboratoire UC-IRSA	Recherche, identification de cellules Recherche d'anomalies cellulaires	Sang total (anticoagulant : EDTA) : frottis sanguin	Méthode manuelle : identification morphologique après coloration MGG (marque des colorants), par microscopie optique	Fiche technique fournisseur FT IFU020A -RAL, FT IFU016B, FT IFU040A-RAL	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire UC-IRSA	Ac anti-HBc	sérum	Méthode automatisée : ECLIA ECL / Compétition (Analyseur Cobas Pro Integrated Solutions ROCHE DIAGNOSTICS)	MO.LAB.CHIM.004	
Laboratoire UC-IRSA	Ac anti-HBs	sérum	Méthode automatisée : ECLIA ECL / Sandwich (Analyseur Cobas Pro Integrated Solutions ROCHE DIAGNOSTICS)	MO.LAB.CHIM.004	
Laboratoire UC-IRSA	Ac anti-HIV	sérum	Méthode automatisée : ECLIA ECL / Sandwich (Analyseur Cobas Pro Integrated Solutions ROCHE DIAGNOSTICS)	MO.LAB.CHIM.004	
Laboratoire UC-IRSA	Ac anti-Treponema pallidum	sérum	Méthode automatisée : ECLIA ECL / Sandwich (Analyseur Cobas Pro Integrated Solutions ROCHE DIAGNOSTICS)	MO.LAB.CHIM.004	
Laboratoire UC-IRSA	Ac anti-VHC	sérum	Méthode automatisée : ECLIA ECL / Sandwich (Analyseur Cobas Pro Integrated Solutions ROCHE DIAGNOSTICS)	MO.LAB.CHIM.004	
Laboratoire UC-IRSA	Ag HBs	sérum	Méthode automatisée : ECLIA ECL / Sandwich (Analyseur Cobas Pro Integrated Solutions ROCHE DIAGNOSTICS)	MO.LAB.CHIM.004	

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire UC-IRSA	Détection et différenciation automatisées de l'ADN génomique de Chlamydia trachomatis (CT) et/ou de Neisseria gonorrhoeae (NG)	Urines	Test qualitatif de PCR en temps réel , méthode automatisée sur GeneXpert Dx System - CEPHEID	MO-LAB-BMOL-CTNG-002 Méthode adoptée	
Laboratoire UC-IRSA	Détection et différenciation automatisées de l'ADN génomique de Chlamydia trachomatis (CT) et/ou de Neisseria gonorrhoeae (NG)	Auto-prélèvement vaginal	Test qualitatif de PCR en temps réel , méthode automatisée sur GeneXpert Dx System - CEPHEID	MO-LAB-BMOL-CTNG-002 Méthode adoptée	
Laboratoire UC-IRSA	Détection et différenciation automatisées de l'ADN génomique de Chlamydia trachomatis (CT) et/ou de Neisseria gonorrhoeae (NG)	Endo-cervical	Test qualitatif de PCR en temps réel , méthode automatisée sur GeneXpert Dx System - CEPHEID	MO-LAB-BMOL-CTNG-002 Méthode adoptée	
Laboratoire UC-IRSA	Détection et différenciation automatisées de l'ADN génomique de Chlamydia trachomatis (CT) et/ou de Neisseria gonorrhoeae (NG)	Rectal	Test qualitatif de PCR en temps réel , méthode automatisée sur GeneXpert Dx System - CEPHEID	MO-LAB-BMOL-CTNG-002 Méthode adoptée	
Laboratoire UC-IRSA	Détection et différenciation automatisées de l'ADN génomique de Chlamydia trachomatis (CT) et/ou de Neisseria gonorrhoeae (NG)	Pharyngé	Test qualitatif de PCR en temps réel , méthode automatisée sur GeneXpert Dx System - CEPHEID	MO-LAB-BMOL-CTNG-002 Méthode adoptée	
Laboratoire UC-IRSA	Quantification rapide de l'ARN du virus de l'hépatite C	sérum ou plasma EDTA K2	Test quantitatif de PCR en temps réel , méthode automatisée sur GeneXpert Dx System - CEPHEID	MO-LAB-BMOL-CVVHC-001 Méthode adoptée	

BM MG14 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Laboratoire UC-IRSA	Interféron Gamma (mesurant les réponses aux antigènes peptidiques ESAT-6 et CFP-10) soit ""IGRA""	Plasma (anticoagulant QTF-Plus Blood Collection)	Méthode manuelle, ELISA (couplée à une mesure en spectrophotométrie) technique IGRA	Fiche technique Qiagen FT 1123669FR	